

编码	费用名称	单位	拼音代码	价格
	奥拉怒放近视管理镜片	片	ALNFJSGL	2495
	亨泰角膜塑形镜片（I-1）	片	HTJMSXJP	3300
	亨泰角膜塑形镜片（I-2）	片	HTJMSXJP	3800
	亨泰角膜塑形镜片（I-3）	片	HTJMSXJP	4900
	亨泰角膜塑形镜片（I-4）	片	HTJMSXJP	5400
	视必达丽智全视GV1.60渐进(车)+1膜SV	副	SBDLZQSG	1500
	视必达丽智全视1.67渐进(车)+1膜SV	副	SBDLZQS1	1900
	视必达丽智全视GV1.50W7变色渐进(车)+1膜SV	副	SBDLZQSG	1600
	视必达丽智全视GV1.60W7变色渐进(车)+1膜SV	副	SBDLZQSG	2000
	视必达丽智全视1.67W7变色渐进(车)+1膜SV	副	SBDLZQS1	2800
	视必达丽智TOP GV1.50渐进(车)+1膜SV+	副	SBDLZTOP	1700
	视必达丽智TOP GV1.60渐进(车)+1膜SV+	副	SBDLZTOP	2200
	视必达丽智TOP 1.67渐进(车)+1膜SV+	副	SBDLZTOP	2700
	视必达丽智TOP 1.74渐进(车)+1膜SV+	副	SBDLZTOP	5300
	视必达丽智TOP GV1.50驾驶渐进(车)+1膜	副	SBDLZTOP	2200
	视必达丽智TOP GV1.60驾驶渐进(车)+1膜	副	SBDLZTOP	2800
	视必达丽智TOP 1.67驾驶渐进(车)+1膜	副	SBDLZTOP	3500
	视必达丽智TOP 1.74驾驶渐进(车)+1膜	副	SBDLZTOP	6500
	视必达丽智TOP 1.67W7变色渐进(车)+1膜SV+	副	SBDLZTOP	3500
	视必达丽智TOP 1.67W7变色驾驶渐进(车)+1膜	副	SBDLZTOP	4300
	视必达丽智OFFICE GV1.50渐进(车)+1膜SV	副	SBDLZOFF	1380
	视必达丽智OFFICE GV1.60渐进(车)+1膜SV	副	SBDLZOFF	1900
	视必达丽智OFFICE 1.67渐进(车)+1膜SV	副	SBDLZOFF	2380
	视必达Pro 星优学1.56多点离焦(车)+1膜	副	SBDPro X	2580

	视必达GDM 星优学1.56网格多区离焦(车)+1膜	副	SBDGDM X	2580
	视必达GDM 星优学1.60网格多区离焦(车)+1膜	副	SBDGDM X	3280
	视必达GDM 星优学1.67网格多区离焦(车)+1膜	副	SBDGDM X	4280
	视必达视满意100 1.56网格复合离焦(车)+1膜	副	SBDSMY10	1580
	视必达万博丽1.56高离焦环微透镜(车)GP膜	副	SBDWBL1.	3980
	视必达万博丽1.60高离焦环微透镜(车)GP膜	副	SBDWBL1.	4980
	视必达万博丽1.67高离焦环微透镜(车)GP膜	副	SBDWBL1.	5980
	辅助用品(瞳之素叶黄素越橘软胶囊)	盒	FZYP(TZS	268
	辅助用品(立式护眼灯PRO)	台	FZYP(LSH	3899
	辅助用品(立式护眼灯柔光)	台	FZYP(LSH	6280
	辅助用品(自然光读写台灯/22W)	台	FZYP(ZRG	899
	辅助用品(护眼台灯pro/27W)	台	FZYP(HTT	1899
	辅助用品(盈阳卧室灯(φ 390))	台	FZYP(YYW	1099
	视觉训练(爱乐弱视治疗仪HS-II)	台	SJXL(ALR	1680
	视觉训练(沐目清/配件红蓝眼镜)	副	SJXL(MMQ	100
	辅助用品(盈阳卧室灯(φ 450))	台	FZYP(YYW	1199
	辅助用品(盈阳卧室灯(φ 600))	台	FZYP(YYW	1659
	辅助用品(盈阳客厅灯(930*630))	台	FZYP(YYK	2599
	辅助用品(盈阳餐吊灯(770*1200))	台	FZYP(YYC	1899
	视觉训练(沐目清视感知觉训练/(60次/疗程)	疗	SJXL(MMQ	1500
	视觉训练(快乐星球视觉训练系统/月卡)	月	SJXL(KLX	1480
	艾沐皓锐离焦镜片1.60	副	AMHRLJJP	4260
	视觉训练(家庭训练产品)	套	SJXL(JTX	198
	艾沐皓锐离焦镜片1.59	副	AMHRLJJP	3660
	视觉训练(双眼视训练产品●基础)	套	SJXL(SYS	298

	角膜塑形镜（菁眸-STD分区环曲）	片	JMSXJ(JM	5400
	角膜塑形镜（菁眸-STD散光片）	片	JMSXJ(JM	4900
	视觉训练（双眼视训练产品●基础-青少年版）	套	SJXL(SYS	398
	角膜塑形镜（菁眸-STD普通片）	片	JMSXJ(JM	4400
	视觉训练（双眼视训练产品●专业）	套	SJXL(SYS	498
	镜架（多多侠）	副	JJ（DDX）	348
	视觉训练（斜视术后训练产品）	套	SJXL(XSS	298
	镜架（锦鲤）	副	JJ(JL)	498
	视觉训练（屈光术后训练产品）	套	SJXL(QGS	598
	镜架（TOMAT OYELLO）	副	JJ(TOMAT	598
	视觉训练（弱视训练产品）	套	SJXL(RSX	798
	视觉训练（单侧倾斜实体镜）	套	SJXL(DCQ	1680
	视觉训练（角膜塑形训练产品）	套	SJXL(JMS	398
	视觉训练（范围系列可变的三棱镜立体镜）	套	SJXL(FWX	2580
	视觉训练（双面镜）OPT-STP-TJ-03	把	SJXL(SMJ	98
	视觉训练（可调瞳距双面镜）	把	SJXL(KDT	128
	视觉训练（范围系列立体镜）	套	SJXL(FWX	1800
	视觉训练（基础聚散球/3色球）	套	SJXL(JCJ	48
	视觉训练（裂隙尺训练器）	套	SJXL(LXC	960
	视觉训练（专业聚散球/5色球）	套	SJXL(ZYJ	68
	视觉训练（红绿固定矢量图/6张一套）	套	SJXL(HLG	580
	视觉训练（红绿可变矢量图/6张一套）	套	SJXL(HLK	580
	辅助用品（Dr. semeli硬性接触镜全自动护理	盒	FZYP(Dr.	1180
	视必达GV1.60C420Qtype+复合防蓝光A(现)SAR	副	SBDGV1.6	680
	视必达GV1.60C420Qtype+复合防蓝光A(车)SAR	副	SBDGV1.6	980
	视必达丽智TOP GV1.50W7变色渐进(车)+1膜SV	副	SBDLZTOP	2200

	视必达丽智TOP GV1.60W7变色渐进(车)+1膜SV	副	SBDLZTOP	2800
	视必达丽智TOP GV1.50W7变色驾驶渐进(车)+1	副	SBDLZTOP	2700
	视必达丽智TOP GV1.60W7变色驾驶渐进(车)+1	副	SBDLZTOP	3380
	视必达Pro 万博丽专业版1.60高离焦环微透镜	副	SBDPro W	6980
	耳背式助听器IMG1764-DRW	台	EBSZTQIM	37800
	耳背式助听器IMG963-DRW	台	EBSZTQIM	28800
	耳背式助听器IMG664-DRW	台	EBSZTQIM	15800
	耳背式助听器RLY463-DRWC	台	EBSZTQRL	11180
	耳背式助听器RLY395-DW	台	EBSZTQRL	9280
	耳背式助听器RLY386-DWH	台	EBSZTQRL	10280
	耳背式助听器RLY364-DRW (13)	台	EBSZTQRL	8380
	耳背式助听器RLY295-DW	台	EBSZTQRL	7480
	耳背式助听器RLY276-DW	台	EBSZTQRL	7480
	耳背式助听器RLY264-DRW (13)	台	EBSZTQRL	5480
	耳背式助听器RLY186-DWH	台	EBSZTQRL	3980
	耳背式助听器RLY176-DW	台	EBSZTQRL	3280
	耳内式助听器STER10 E1 CIC 113/50	台	ENSZTQST	4980
	耳内式助听器STER10 E1 CIC 118/55	台	ENSZTQST	5980
	耳内式助听器STER10 E1 CIC 124/65	台	ENSZTQST	6280
	耳内式助听器STER10 E1 ITC 118/55	台	ENSZTQST	5380
	耳内式助听器STER10 E1 ITC 124/65	台	ENSZTQST	5680
	耳内式助听器STER20 8C CIC 113/50	台	ENSZTQST	7980
	耳内式助听器STER20 8C CIC 118/55	台	ENSZTQST	7980
	耳内式助听器STER20 8C ITC 124/65	台	ENSZTQST	7980
	夏蒙Z钛系列镜架1	副	XMZTXLJJ	4300

	夏蒙Z钛系列镜架2	副	XMZTXLJJ	3880
	夏蒙Z钛系列镜架3	副	XMZTXLJJ	3580
	夏蒙Z钛系列镜架4	副	XMZTXLJJ	4780
	夏蒙商务系列镜架1	副	XMSWXLJJ	2080
	夏蒙商务系列镜架2	副	XMSWXLJJ	1880
	夏蒙商务系列镜架3	副	XMSWXLJJ	1680
	夏蒙商务系列镜架4	副	XMSWXLJJ	1480
	夏蒙商务系列镜架5	副	XMSWXLJJ	2280
	夏蒙商务系列镜架6	副	XMSWXLJJ	2180
	夏蒙线钛系列镜架1	副	XMXTXLJJ	4300
	夏蒙线钛系列镜架2	副	XMXTXLJJ	4780
	夏蒙线钛系列镜架3	副	XMXTXLJJ	4880
	夏蒙线钛系列镜架4	副	XMXTXLJJ	4580
	LIP0-白系列镜架1	副	LIP0-BXL	798
	LIP0-犇系列镜架1	副	LIP0-燻L	498
	LIP0-度系列镜架1	副	LIP0-DXL	980
	LIP0-方圆系列镜架1	副	LIP0-FYX	1180
	LIP0-侠系列镜架1	副	LIP0-XXL	798
	LIP0-晶系列镜架1	副	LIP0-癩L	798
	GUCCI镜架1	副	GUCCIJJ1	3120
	GUCCI镜架2	副	GUCCIJJ2	4260
	GUCCI镜架3	副	GUCCIJJ3	2880
	GUCCI镜架4	副	GUCCIJJ4	2640
	GUCCI镜架5	副	GUCCIJJ5	3420
	GUCCI镜架6	副	GUCCIJJ6	3180

	GUCCI镜架7	副	GUCCIJJ7	3540
	GUCCI镜架8	副	GUCCIJJ8	2220
	GUCCI镜架9	副	GUCCIJJ9	2460
	GUCCI镜架10	副	GUCCIJJ1	3720
	GUCCI镜架11	副	GUCCIJJ1	3960
	GUCCI镜架12	副	GUCCIJJ1	2100
	GUCCI镜架13	副	GUCCIJJ1	2760
	GUCCI镜架14	副	GUCCIJJ1	3000
	GUCCI太阳镜1	副	GUCCITYJ	3540
	GUCCI太阳镜2	副	GUCCITYJ	4260
	GUCCI太阳镜3	副	GUCCITYJ	4080
	GUCCI太阳镜4	副	GUCCITYJ	3660
	GUCCI太阳镜5	副	GUCCITYJ	4680
	GUCCI太阳镜6	副	GUCCITYJ	3060
	GUCCI太阳镜7	副	GUCCITYJ	4560
	GUCCI太阳镜8	副	GUCCITYJ	2400
	GUCCI太阳镜9	副	GUCCITYJ	3300
	GUCCI太阳镜10	副	GUCCITYJ	3900
	GUCCI太阳镜11	副	GUCCITYJ	3420
	GUCCI太阳镜12	副	GUCCITYJ	5280
	甲状腺癌基因诊断（4基因）	位点	JZXAJYZD	1000
	甲状腺癌基因诊断（11基因）	项	JZXAJYZD	1600
	特需服务费（图像人工刻录）	次	TXFWF(TX	200
	特需服务费（图像自助刻录）	次	TXFWF(TX	98
	便盆	只	BP	4.8
	角膜绷带镜（博士伦）	盒	JMBDJ(BS	268

	离焦软镜（Misight）	盒	LJRJ(Mis	829
	润眼液（眼舒康）	盒	RYY(YSK)	98
	角膜塑形镜（CRT 双矢高）	片	JMSXJ(CR	7450
	星趣控镜片（膜洁）	片	XQKJP(MJ	1990
	婴儿经皮胆红素测定	次	YEJPDHSC	6.5
	常见肠道菌群健康分析	例	CJCDJQJK	580
	除螨湿巾	片	CMSJ	3.25
	清洁湿巾	片	QJSJ	3.72
	单采血小板(1治疗量)	治疗	DCXXB(	1400
	床位费A（特需）	日	CWFA(TX)	555
	角膜塑形镜（目立康标准）	片	JMSXJ(ML	5900
	角膜塑形镜（目立康散光）	片	JMSXJ(ML	5900
	镜架（芭比熊）	副	JJ(BBX)	618
	血脂吸附(DFPF)	次	XZXF(DFP	21980
	腋臭微波治疗	次	YCWBZL	25000
	益视亮弱视近视综合治疗仪	台	YSLRSJSZ	13900
	床位费B（特需）	日	CWFB(TX)	375
	护理液（眼力健）	盒	HLY(YLJ)	72
	润滑液（参天制药）	盒	RHY(STZY	198
	特需服务（骨密度/脂肪CT定量分析）	次	TXFW(GMD	90
	依视路单光150S白晶(车)	片	YSLDG150	180
	依视路单光150S膜洁(车)	片	YSLDG150	430
	依视路单光150S膜岩(车)	片	YSLDG150	660
	依视路单光150A360膜岩(车)	片	YSLDG150	780
	依视路单光155S膜洁(车)	片	YSLDG155	500
	依视路单光155S膜岩(车)	片	YSLDG155	730
	依视路单光155A膜洁(现)	片	YSLDG155	390

	依视路单光155A膜岩(现)	片	YSLDG155	540
	依视路单光155A膜洁(车)	片	YSLDG155	550
	依视路单光155A膜岩(车)	片	YSLDG155	780
	依视路单光160A膜岩(现)	片	YSLDG160	640
	依视路单光160A白晶(车)	片	YSLDG160	550
	依视路单光160A膜洁(车)	片	YSLDG160	800
	依视路单光160A膜岩(车)	片	YSLDG160	1030
	依视路单光167A膜洁(现)	片	YSLDG167	890
	依视路单光167A膜岩(现)	片	YSLDG167	1240
	依视路单光167A膜洁(车)	片	YSLDG167	1200
	依视路单光167A膜岩(车)	片	YSLDG167	1430
	依视路单光167双非膜岩(现)	片	YSLDG167	2150
	依视路单光167A360膜岩(车)	片	YSLDG167	2130
	依视路150S钴晶A4(车)	片	YSL150SZ	630
	依视路150A360钴晶A4(车)	片	YSL150A3	750
	依视路155S钴晶A4(车)	片	YSL155SZ	700
	依视路155A钴晶A4(现)	片	YSL155AZ	490
	依视路155A钴晶A4(车)	片	YSL155AZ	750
	依视路160A钴晶A4(现)	片	YSL160AZ	740
	依视路160A钴晶A4(车)	片	YSL160AZ	1000
	依视路167A钴晶A4(现)	片	YSL167AZ	1340
	依视路167A钴晶A4(车)	片	YSL167AZ	1400
	依视路变色150S膜洁(现)	片	YSLBS150	740
	依视路变色150S膜洁(车)	片	YSLBS150	1090
	依视路变色150S膜岩(车)	片	YSLBS150	1320

	依视路变色150S钻晶A4(车)	片	YSLBS150	1290
	依视路新尚150膜洁(车)	片	YSLXS150	1090
	依视路新尚150膜岩(车)	片	YSLXS150	1320
	依视路新尚150钻晶A4(车)	片	YSLXS150	1290
	依视路新尚160膜洁(车)	片	YSLXS160	1540
	依视路新尚160膜岩(车)	片	YSLXS160	1770
	依视路新尚160钻晶A4(车)	片	YSLXS160	1740
	依视路新尚167膜洁(车)	片	YSLXS167	2625
	依视路新尚167膜岩(车)	片	YSLXS167	2855
	依视路新尚167钻晶A4(车)	片	YSLXS167	2825
	依视路变色155A膜洁(现)	片	YSLBS155	840
	依视路变色155A膜洁(车)	片	YSLBS155	1190
	依视路变色155A膜岩(车)	片	YSLBS155	1420
	依视路变色155A钻晶A4(车)	片	YSLBS155	1390
	依视路变色160A膜洁(现)	片	YSLBS160	1190
	依视路变色160A膜洁(车)	片	YSLBS160	1540
	依视路变色160A膜岩(车)	片	YSLBS160	1770
	依视路变色160A钻晶A4(车)	片	YSLBS160	1740
	依视路变色167A膜洁(现)	片	YSLBS167	1990
	依视路变色167A膜洁(车)	片	YSLBS167	2625
	依视路变色167A膜岩(车)	片	YSLBS167	2855
	依视路变色167A钻晶A4(车)	片	YSLBS167	2825
	依视路变色167A360膜洁(车)	片	YSLBS167	4040
	依视路变色167A360膜岩(车)	片	YSLBS167	4270
	依视路变色167A360钻晶A4(车)	片	YSLBS167	4240
	星趣控膜洁	片	XQKMJ	1990

	星趣控膜岩	片	XQKMY	2290
	超亚远红外热敷眼罩III型 185mm*80mm	贴	CYYHWRFY	23
	特需治疗费（口腔科1）	次	TXZLF(KQ	4600
	特需治疗费（口腔科2）	次	TXZLF(KQ	5950
	镜架（猪猪侠）	副	JJ(ZZX)	328
	镜架魅颜（钛架）	副	JJMY(TJ)	488
	镜架魅颜（PPSU/青少年）	副	JJMY(PPS	328
	镜架小布叮（塑钢）	副	JJXBD(SG	258
	镜架第一印象（金属）	副	JJDYYX(J	199
	角膜塑形镜（童享ST）	片	JMSXJ(TX	4450
	角膜塑形镜（童享VD）	片	JMSXJ(TX	5950
	角膜塑形镜（童享VD大师）	片	JMSXJ(TX	6450
	角膜塑形镜（童享GP）	片	JMSXJ(TX	6950
	镜架迪士尼（婴幼儿硅胶）	副	JJDSN(YY	580
	迪士尼镜片（现片1.55plusA）	副	DSNJP(XP	680
	迪士尼镜片（现片1.60plusA）	副	DSNJP(XP	980
	迪士尼镜片（现片1.67plusA）	副	DSNJP(XP	1580
	迪士尼镜片（车坊1.55plusA）	副	DSNJP(CF	880
	迪士尼镜片（车坊1.60plusA）	副	DSNJP(CF	1480
	迪士尼镜片（车坊1.67plusA）	副	DSNJP(CF	2280
	迪士尼镜片（1.55青少年渐进）	副	DSNJP(1.	980
	迪士尼镜片（1.60青少年渐进）	副	DSNJP(1.	1880
	迪士尼镜片（1.67青少年渐进）	副	DSNJP(1.	3980
	迪士尼镜片（1.55学生抗疲劳）	副	DSNJP(1.	980
	迪士尼镜片（1.60学生抗疲劳）	副	DSNJP(1.	1880
	迪士尼镜片（1.67学生抗疲劳）	副	DSNJP(1.	3980

	迪士尼镜片（1.56近视离焦片）	副	DSNJP(1.	1580
	迪士尼镜片（1.60近视离焦片）	副	DSNJP(1.	2580
	迪士尼镜片（1.50帽仔片）	副	DSNJP(1.	880
	迪士尼镜片（1.60帽仔片）	副	DSNJP(1.	1880
	迪士尼镜片（1.55plus平顶双光）	副	DSNJP(1.	980
	迪士尼镜片（1.60plus平顶双光）	副	DSNJP(1.	1980
	迪士尼镜片（1.591MyoStar多点离焦）	副	DSNJP(1.	2380
	护理液（塑润多功能）	瓶	HLY(SRDG	168
	护理液（液塑润多功能）	瓶	HLY(YSRD	98
	护理液（塑润多功能润眼液）	瓶	HLY(SRDG	85
	护理液（优能双氧水镜片消毒液）	瓶	HLY(YNSY	228
	护理液（优能清洗液）360ml	瓶	HLY(YNQX	56
	护理液（优能清洗液）120ml*3	盒	HLY(YNQX	60
	角膜塑形镜（HK-one 标准/散光）	片	JMSXJ(HK	2000
	镜架绿客板材（TR)架	副	JJLKBC(T	290
	镜架绿客塑钛架	副	JJLKSTJ	468
	镜架绿客纯钛架	副	JJLKCTJ	598
	镜架TOMATO儿童架	副	JJTOMATO	750
	镜架KANGAROO（袋鼠经典系列）	副	JJKANGAR	968
	镜架KANGAROO（袋鼠骄阳系列）	副	JJKANGAR	1288
	镜架KANGAROO（袋鼠臻享系列）	副	JJKANGAR	1488
	镜架KANGAROO（袋鼠悦系列）	副	JJKANGAR	1188
	软镜（DISC蝶适）	盒	RJ(DISC	700
	护理液（隐形眼镜润滑液）	瓶	HLY(YXYJ	95
	辅助用品（仪器自用次氯酸消毒液）	瓶	FZYP(YQZ	38
	硬镜辅材（浸泡盒）	个	YJFC(JPH	25

	硬镜辅材（摘戴棒）	个	YJFC(ZDB	36
	镜架（川久保玲 Vintage系列）	副	JJ(CJBL	328
	镜架（川久保玲?儿童价系列）	副	JJ(CJBL?	398
	镜架（川久保玲Young系列）	副	JJ(CJBLY	398
	镜架（川久保玲Black系列）	副	JJ(CJBLB	498
	镜架（川久保玲SOLTEX系列）	副	JJ(CJBLS	768
	太阳镜（川久保玲镜彩系列）	副	TYJ(CJBL	498
	太阳镜（C单太阳镜）	副	TYJ(CDTY	498
	镜架Hello Kitty（Fun系列）	副	JJHello	528
	镜架Hello Kitty（Dream系列）	副	JJHello	528
	镜架Hello Kitty(Spring系列）	副	JJHello	458
	镜架Hello Kitty(Friends系列）	副	JJHello	799
	镜架Hello Kitty(Smile系列）	副	JJHello	299
	镜架（米尼熊 儿童系列）	副	JJ(MNX E	298
	RGP(视倍佳普通片BNX0)	盒	RGP(SBJP	1880
	RGP(视倍佳散光片BOTY)	盒	RGP(SBJS	3380
	RGP(视倍佳离焦BXMC)	盒	RGP(SBJL	5280
	RGP(视倍佳离焦散光BTMC)	盒	RGP(SBJL	6280
	视觉训练（视琦视觉训练系统/每月）	月	SJXL(SQS	1650
	视觉训练（视琦视觉训练系统/每季）	季	SJXL(SQS	3300
	辅助用品(舒益明儿童蒸汽热敷眼罩)	盒	FZYP(SYM	49
	辅助用品（舒益明玻尿酸蒸汽热敷眼罩）	盒	FZYP(SYM	69
	RGP鹰视NP稳视周边离焦	片	RGPYSNPW	4400
	RGP鹰视NP稳视周边离焦定制片	片	RGPYSNPW	5400
	护理液（强生全视/240ml）	瓶	HLY(QSQS	158
	护理液（强生全视/100ml）	瓶	HLY(QSQS	108
	护理液（强生全视润眼液）	瓶	HLY(QSQS	88
	护理液（强生润澈润眼液）	瓶	HLY(QSRC	98

	护理液（博士顿先进清洁液）	瓶	HLY(BSDX	88
	护理液（博士顿除蛋白酵素）	瓶	HLY(BSDC	136
	硬镜辅材（吸棒/实心）	根	YJFC(XB/	12
	硬镜辅材（双联盒）	个	YJFC(SLH	12
	硬镜辅材（除蛋白镜盒）	个	YJFC(CDB	25
	视必达1.56 A（现）SAR膜	副	SBD1.56	298
	视必达GV1.60A（现）SAR膜	副	SBDGV1.6	520
	视必达1.67A(现) SAR膜	副	SBD1.67A	650
	视必达1.74 A(现)SAR膜	副	SBD1.74	1980
	视必达1.56 A(车)SAR膜	副	SBD1.56	520
	视必达GV1.60 A(车) SAR膜	副	SBDGV1.6	750
	视必达1.67 A(车) SAR膜	副	SBD1.67	1280
	视必达1.74 A(车) SAR膜	副	SBD1.74	3600
	视必达GV1.50Qtype+复合A(现)SAR膜	副	SBDGV1.5	358
	视必达GV1.50Qtype+复合A(现)+1膜	副	SBDGV1.5	458
	视必达GV1.60Qtype+复合A(现)+1膜	副	SBDGV1.6	658
	视必达GV1.50Qtype+复合A(车)SAR膜	副	SBDGV1.5	520
	视必达GV1.50Qtype+复合A(车)+1膜	副	SBDGV1.5	680
	视必达GV1.60Qtype+复合A(车)+1膜	副	SBDGV1.6	980
	视必达1.56C420防蓝光 A(现)SAR膜	副	SBD1.56C	380
	视必达1.56C420防蓝光A(车)SAR膜	副	SBD1.56C	680
	视必达1.60C++防蓝光A(现)+1膜	副	SBD1.60C	580
	视必达GV1.71C++防蓝光A(现)+1膜	副	SBDGV1.7	980
	软镜美瞳10片	盒	RJMT10P	115
	视必达1.60C++防蓝光A(车)+1膜	副	SBD1.60C	780
	软镜美瞳30片	盒	RJMT30P	358
	视必达GV1.71C++防蓝光A(车)+1膜	副	SBDGV1.7	1280
	软镜欧舒适两周抛散光6片	盒	RJOSSLZP	408
	视必达1.56W6变色(现)SAR膜	副	SBD1.56W	480

	视必达GV1.60W7变色A(现)SAR膜)	副	SBDGV1.6	680
	视必达1.67W7变色A(现)SAR膜	副	SBD1.67W	980
	软镜欧舒适日抛散光30片	盒	RJOSSRPS	578
	软镜欧舒适两周抛6片	盒	RJOSSLZP	328
	视必达1.56W6变色(车)SAR膜	副	SBD1.56W	720
	软镜欧舒适日抛30片	盒	RJOSSRP3	518
	视必达(GV1.60W7变色A(车)SAR膜	副	SBD(GV1.	1080
	软镜欧舒适日抛5片	盒	RJOSSRP5	86
	视必达1.67W7变色A(车)SAR膜	副	SBD1.67W	1380
	镜架(绚影钛架)	付	JJ(XYTJ)	348
	镜架(绚影青少年)	付	JJ(XYQSN	278
	视必达GV1.50偏光(车)SAR膜	副	SBDGV1.5	880
	RGP(Menicon Tinu)	枚	RGP(Men	3900
	视必达GV1.60偏光(车)SAR膜	副	SBDGV1.6	1380
	RGP ROSE K2 NC	枚	RGP ROS	4000
	视必达CAL弱视(远视)C型1.56(车)绿膜(车)	副	SBDCALRS	598
	RGP ROSE K2 IC	枚	RGP ROS	4000
	视必达CAL弱视(远视)A型GV1.60(车)SAR膜	副	SBDCALRS	998
	RGP ROSE K2 PG	枚	RGP ROSE	4000
	视必达CAL弱视(远视)B型GV1.60(车)SAR膜	副	SBDCALRS	998
	RGP ROSE K2	枚	RGP ROSE	4000
	视觉训练(遮盖眼贴30片/盒)	盒	SJXL(ZGY	40
	视必达CAL弱视(远视)B型1.67(车)SAR膜	副	SBDCALRS	1398
	视觉训练(遮盖眼罩6片/盒)	盒	SJXL(ZGY	18
	视必达CCL先白医用GV1.60SAR膜	副	SBDCCLXB	1100

	视觉训练（无纺布立体眼罩4片/盒）	盒	SJXL(WFB	80
	视必达CCL先白医用GV1.60(车)SAR膜	副	SBDCCCLXB	1400
	视觉训练（纯棉立体遮盖眼罩1片/盒）	盒	SJXL(CML	30
	视必达GV1.60Ff理想A(车)+1膜	副	SBDGV1.6	1380
	视觉训练（真丝矫正眼罩1片/盒）	盒	SJXL(ZSJ	45
	视必达1.67Ff理想A(车)+1膜	副	SBD1.67F	1780
	视觉训练（爱乐精细目力训练套装）	套	SJXL(ALJ	280
	视必达1.74Ff理想A(车)+1膜	副	SBD1.74F	4200
	视觉训练（爱乐精细目力训练插板）	台	SJXL(ALJ	60
	视觉训练（爱乐双眼视觉训练仪SX-I）	台	SJXL(ALS	980
	视觉训练（爱乐微型光刷弱视治疗仪GS-II）	台	SJXL(ALW	880
	视必达GV1.60Ff理想A驾驶型(车)+1膜	副	SBDGV1.6	1580
	视觉训练（爱乐弱视治疗仪SS-II）	台	SJXL(ALR	1580
	视必达1.67Ff理想A驾驶型(车)+1膜	副	SBD1.67F	1980
	视必达丽智数码抗疲劳1.56(车)SAR膜	副	SBDLZSMK	780
	视必达丽智数码抗疲劳1.56(车)SAR膜高度	副	SBDLZSMK	1380
	视必达丽智数码抗疲劳1.67(车)+1膜	副	SBDLZSMK	1680
	视必达丽智数码抗疲劳1.56W6变色(车)SAR膜	副	SBDLZSMK	1180
	视必达丽智数码抗疲劳GV1.60W7变色(车)+1膜	副	SBDLZSMK	1980
	视必达丽智数码抗疲劳1.67W7变色(车)+1膜	副	SBDLZSMK	2980
	视必达丽智全视GV1.50渐进(车)SAR膜SV	副	SBDLZQSG	980
	视必达丽智全视GV1.60渐进(车)SAR膜SV	副	SBDLZQSG	1300
	视必达丽智全视1.67渐进(车)SAR膜SV	副	SBDLZQS1	1700
	视必达丽智全视GV1.50渐进(车)+1膜SV	副	SBDLZQSG	1100
	拆桩	次	CZ	200
	拆冠桥	次	CGQ	200
	儿童补牙	牙	ETBY	300

	全瓷贴面	颗	QCTM	3500
	参天制药润滑液 0.4ml*30	盒	CTZYRHY	198
	特需服务费（刘强内）	次	TXFWF(LQ	200
	特需服务费（刘强内）	次	TXFWF(LQ	300
	特需服务费（刘强内）	次	TXFWF(LQ	500
	cream.xtmdeo	每牙	CREAM.	160
	夜磨牙垫	个	YMYD	200
	瘢痕切除	cm	BHQC	1000
	瘢痕切除（一般瘢痕切除术3cm以内）	次	BHQCYB	350
	盆底筋膜手法治疗	次	PDJMSFZL	480
	产前筛查（预防保健）	次	CQSC(YFB	70
	手固定带	个	SGDD	15.7
	超声牙周清创术	牙	CSYZQCS	20
	口角开大术	单侧	KJKDS*	350
	处女膜修复术	次	CNMXFS	5000
	小阴唇整形术	次	XYCZXS	4000
	肿物取出术	个	ZWQCS	1000
	腋臭根治术	双	YCGZS	5000
	肉毒素注射除皱术	部	RDSZSCZS	3600
	肉毒毒素注射瘦脸术	次	RDDSZSSL	5000
	肉毒毒素治疗多汗症（手、足、腋）	次	RDDSZLDH	3000
	肉毒毒素治疗腋臭	次	RDDSZLYC	3000
001102000010700	互联网首诊（西医普通门诊）	次	HLWSZ(XY	12
001102000010701	互联网首诊(普通门诊中医辨证论治)	次	HLWSZ(PT	15
001102000010800	互联网首诊（副主任医师）	次	HLWSZ(FZ	32
001102000010801	互联网首诊(副主任医师中医辨证论治)	次	HLWSZ(FZ	35
001102000010900	互联网首诊(主任医师)	次	HLWSZ(ZR	45
001102000010901	互联网首诊（主任医师中医辨证论治）	次	HLWSZ(ZR	48
013105170010000	种植牙冠修复置入费（单颗）	例	ZZYGXFZR	1300
013105170010001	种植牙冠修复置入费（单颗）-即刻（加收）	牙	ZZYGXFZR	390
013105170020000	种植牙冠修复置入费（连续冠桥修复）	牙	ZZYGXFZR	1300

013105170020001	种植牙冠修复置入费(连续冠桥修复)即刻加收	牙	ZZYGXFZR	390
013105170030000	种植牙冠修复置入费(固定咬合重建)	件	ZZYGXFZR	8800
013105170030001	种植牙冠修复置入费(固定咬合重建)即刻加收	件	ZZYGXFZR	2640
013105170040000	医学3D建模(口腔)	例	YX3DJM(K	200
013105190010000	种植牙冠修理费	牙	ZZYGXLF	700
013105230010000	种植可摘修复置入费	件	ZZKZXFZR	8000
013105230010001	种植可摘修复置入费-即刻修复置入(加收)	件	ZZKZXFZR	2400
013105230020000	医学3D模型打印(口腔)	件	YX3DMXDY	250
013105230030000	医学3D导板打印(口腔)	件	YX3DDBDY	1200
013306090010000	种植体植入费(单颗)	牙	ZZTZRF(D	1600
013306090010001	种植体植入费(单颗)-种植体即刻种植加收	牙	ZZTZRF(D	480
013306090010002	种植体植入费(单颗)-颅颌面种植体植入加收	牙	ZZTZRF(D	640
013306090020000	种植体植入费(全牙弓)	例	ZZTZRF(Q	8000
013306090020001	种植体植入费(全牙弓)-种植体即刻种植加收	例	ZZTZRF(Q	2400
013306090020002	种植体植入费(全牙弓)颅颌面种植体植入加收	例	ZZTZRF(Q	3200
013306090020003	种植体植入费(全牙弓)-种植体倾斜植入加收	例	ZZTZRF(Q	2400
013306090030000	口腔内植骨费(简单)	牙	KQNZGF(J	600
013306090040000	口腔内植骨费(一般)	牙	KQNZGF(Y	1400
013306090050000	口腔内植骨费(复杂)	牙	KQNZGF(F	2300
013306090050001	口腔内植骨费(复杂)-上颌窦囊肿摘除加收	牙	KQNZGF(F	690
013306090050002	口腔内植骨费(复杂)口腔以外部位取骨加收	牙	KQNZGF(F	690
013306090060000	种植体周软组织移植费	牙	ZZTZRZZY	700
013306090070000	种植体取出费	牙	ZZTQCF	500
014100000010000	中药贴敷(6岁以下)	次	ZYTF(6SY	79
014100000010000	中药贴敷(康复医学科)	次	ZYTF(KFY	61
014100000010000	中药贴敷	次	ZYTF	61
014100000010001	中药贴敷-中药硬膏贴敷(加收)	次	ZYTF-ZYY	6

014100000010001	中药贴敷-中药硬膏贴敷(加收)(康复医学科)	次	ZYTF-ZYY	6
014100000010001	中药贴敷-中药硬膏贴敷(加收)(6岁以下)	次	ZYTF-ZYY	8
014100000010002	中药贴敷-中药贴敷(大)(加收)(康复医学科)	次	ZYTF-ZYT	6
014100000010002	中药贴敷-中药贴敷(大)(加收)	次	ZYTF-ZYT	6
014100000010003	中药贴敷-中药贴敷(特大)(加收)	次	ZYTF-ZYT	12
014100000010003	中药贴敷-中药贴敷(特大)(加收)康复医学科	次	ZYTF-ZYT	12
014100000010100	中药贴敷-中药热奄包(扩展)(康复医学科)	次	ZYTF-ZYR	61
014100000010100	中药贴敷-中药热奄包(扩展)	次	ZYTF-ZYR	61
014100000010200	中药贴敷-特殊材料贴敷(扩展)	次	ZYTF-TSC	61
014100000010200	中药贴敷-特殊材料贴敷(扩展)(康复医学科)	次	ZYTF-TSC	61
014100000020000	中药吹粉	次	ZYCF	10
014100000030000	中药熨熨	次	ZYTY	46
014100000030001	中药熨熨-中药熨熨(特大)(加收)	次	ZYTY-ZYT	9
014100000040000	中药泡洗	次	ZYPX	5
014100000050000	中药灌洗	次	ZYGX	20
014100000060000	中药湿渍(康复医学科)	次	ZY TZ(KFY)	17
014100000060001	中药湿渍-中药湿渍(特大)(加收)	次	ZY TZ-ZYT	3
014100000070000	中药涂擦	次	ZYTC	17
014100000070001	中药涂擦-中药涂擦(特大)(加收)	次	ZYTC-ZYT	3
014100000080000	中医熏洗	次	ZYXX	47
014100000080000	中医熏洗(康复医学科)	次	ZYXX(KFY)	47
014100000090000	中药腐蚀	次	ZYFS	13
014100000100000	中药化腐清疮	次	ZYHFQC	26
014100000100001	中药化腐清疮-深层化腐清疮(加收)	次	ZYHFQC-S	8
014100000110000	中医锐性清疮	次	ZYRXQC	65
014100000120000	中医窦道(切开)搔爬	次	ZYDD(QK)	100
014100000120001	中医窦道(切开)搔爬-深层搔爬(加收)	次	ZYDD(QK)	30
014100000120002	中医窦道(切开)搔爬-耳前窦道(加收)	次	ZYDD(QK)	30
014100000130000	中医挑治	次	ZY TZ	28
014100000140000	中医割治	次	ZY GZ	34
014100000150000	中医穴位放血治疗	次	ZYXWFXZL	42

014100000150001	中医穴位放血治疗-甲床放血（加收）	甲	ZYXWFXZL	4
014100000150002	中医穴位放血治疗-刺络放血（加收）	次	ZYXWFXZL	4
014100000160000	中医药线引流	次	ZYXXYL	20
014100000170000	中医刮痧	次	ZYGS	88
014100000180000	砭石疗法	次	BSLF	88
014400000010000	悬空灸	次	XKJ	35
014400000010000	悬空灸（副主任）	次	XKJ(FZR)	39
014400000010100	悬空灸-雷火灸(太乙神针)(扩展)(康复医学科)	次	XKJ-LHJ(	35
014400000020000	直接灸	次	ZJJ	20
014400000030000	隔物灸	次	GWJ	24
014400000040000	铺灸	次	PJ	100
014400000040002	铺灸-（督灸（火龙灸））（加收）	次	PJ-(DJ(H	20
014400000050000	中医拔罐	次	ZYBG	42
014400000050000	中医拔罐（副主任）	次	ZYBG(FZR	46
014400000050000	中医拔罐（康复医学科）	次	ZYBG(KFY	42
014400000050001	中医拔罐-药物罐（加收）	次	ZYBG-YWG	4
014400000050002	中医拔罐-水罐（加收）	次	ZYBG-SG(	4
014400000060000	中医走罐	次	ZYZG	63
014400000060000	中医走罐（康复医学科）	次	ZYZG(KFY	63
014400000060000	中医走罐（副主任）	次	ZYZG(FZR	69
014400000060100	中医走罐-平衡罐（扩展）	次	ZYZG-PHG	63
014400000070000	中医闪罐	次	ZYSG	63
014500000010000	头面部疾病推拿	次	TMBJBTN	55
014500000010000	头面部疾病推拿（副主任）	次	TMBJBTN(	61
014500000010000	头面部疾病推拿（康复医学科）	次	TMBJBTN(	55
014500000020000	颈部疾病推拿（康复医学科）	次	JBJBTN(K	54
014500000020000	颈部疾病推拿（副主任）	次	JBJBTN(F	59
014500000020000	颈部疾病推拿	次	JBJBTN	54
014500000030000	脊柱部位疾病推拿	次	JZBWJBTN	69
014500000030000	脊柱部位疾病推拿（副主任）	次	JZBWJBTN	76
014500000030000	脊柱部位疾病推拿（康复医学科）	次	JZBWJBTN	69

014500000030001	脊柱部位疾病推拿-寰枢关节（加收）副主任	次	JZBWJBTN	23
014500000030001	脊柱部位疾病推拿-寰枢关节(加收)康复医学	次	JZBWJBTN	21
014500000030001	脊柱部位疾病推拿-寰枢关节推拿（加收）	次	JZBWJBTN	21
014500000040000	肩部疾病推拿	单	JBJBTN	46
014500000040000	肩部疾病推拿（副主任）	单	JBJBTN(F	51
014500000040000	肩部疾病推拿（康复医学科）	单	JBJBTN(K	46
014500000050000	背部疾病推拿（康复医学科）	次	BBJBTN(K	98
014500000050000	背部疾病推拿（副主任）	次	BBJBTN(F	108
014500000050000	背部疾病推拿	次	BBJBTN	98
014500000060000	腰部疾病推拿	次	YBJBTN	78
014500000060000	腰部疾病推拿（副主任）	次	YBJBTN(F	86
014500000060000	腰部疾病推拿（康复医学科）	次	YBJBTN(K	78
014500000070000	髋骶部疾病推拿（康复医学科）	次	KDBJBTN(	82
014500000070000	髋骶部疾病推拿（副主任）	次	KDBJBTN(	90
014500000070000	髋骶部疾病推拿	次	KDBJBTN	82
014500000080000	四肢部位疾病推拿	单	SZBWJBTN	46
014500000080000	四肢部位疾病推拿（副主任）	单	SZBWJBTN	51
014500000080000	四肢部位疾病推拿（康复医学科）	单	SZBWJBTN	46
014500000090000	脏腑疾病推拿（康复医学科）	次	ZFJBTN(K	45
014500000090000	脏腑疾病推拿	次	ZFJBTN	45
014500000100000	乳房疾病推拿	单	RFJBTN	40
014500000110000	中枢神经系统疾病推拿	次	ZSSJXTJB	55
014500000110000	中枢神经系统疾病推拿（康复医学科）	次	ZSSJXTJB	55
100000000-11	宝恩鼻腔护理器50ml	瓶	BEBQHL	58
100000000-12	医用生物胶体分散剂(液体敷料)60ml	瓶	YYSWJTFS	110
100000000-12	康达导光凝胶250g	瓶	KDDGNJ25	30
100000000-12	国全嗨集导光凝胶500g	瓶	GQHJDGNJ	450
100000000-13	医迈斯碳酸氢钠喷砂粉AIR-FLOW	个	YMSTSQ	348
100000000-13	阿祺鼻腔过敏原阻隔剂	支	AQBQGMYZ	87.41

100000000-16	普世达督灸250*80	贴	PSDDJ250	37
100000000-19	超亚眼部远红外热疗贴 I 型 185mm	贴	CYYBYHWR	23
100000000-19	金利湾穴位敷贴治疗贴 6片/盒	片	JLWXWF	4.7
100000000-20	幸福无菌软膏创口敷料RG-1 1g/支	支	XFWJRGCK	268
100000000-20	幸福无菌软膏创口敷料RG-3 3g/支	支	XFWJRGCK	598
100000000-20	朗沁棉布创可贴25g/贴*7贴	盒	LQMBCKT2	258
100000000-20	创尔胶原贴敷料圆形	片	CEJYTF	30.5
100000000-24	科新敷料阴道修复液180ml/支	支	KXFLYDXF	73.71
100000000-39	博生HPV敷料 HPV-L1-E6/7-IgY I 型	盒	BSHPVFL	698
100000000-39	博锐眼部热敷贴	片	BRYBRFT	5.2
100000000-39	希睿达修护贴敷料25g	片	XRDXT	43.2
100000000-39	江苏朗沁液体敷料25g/贴*7贴	盒	JSLQYT	258
100000000-39	3L粘贴伤口敷料B型 9x10cm	片	3LZTSKFL	1.3
100000000-4	慈辉医用冷敷贴CH-2	片	CHYYLFTC	2.82
100000000-4	扶桑帝医用冰垫140mmX100mm	片	FSDYYBD1	27.4
100000000-4	医用冷敷贴6*8cm、Φ 3cm	贴	YYLFT6	95
100000000-4	爱尔降温贴	个	AEJWT	2.62
100000000-4	博锐医用冰垫	片	BRYYBD	2.42
100000000-4	慈辉冷敷贴CH-2	片	CHLFTCH-	2.82
100000000-5	塑料压力延长管 1.8×1100	支	SLYLYC	35.55
100000000-5	九尔牙龈炎冲洗器A型 150ml	瓶	JEYKYCXQ	39.75
100000000-5	派丽登氢氧化钙糊剂1.2ml	支	PLDQYHGH	165
100000000-6	暖宫贴	贴	NGT	28
100000000-6	医用妇炎磁热贴	片	YYFYCRT	24.2
100000000-7	正海口腔修复膜-2 3×4	片	ZHKQXF	1700
100000000-7	正海口腔修复膜-2 2×2.5	片	ZHKQXF	1245
100000000-7	正海口腔修复膜2*3.5cm	片	ZHKQXFM2	1280.5
100000000-7	华诺皮肤微创面保护凝胶2.5g	支	HNPFWC	432
100000000-7	正海口腔修复膜-1 1.5×2	盒	ZHKQXF	885
100000000-9	华卫红外止咳贴A型	片	HWHWZK	6.6
110100001-a	就诊卡工本费	张	JZKGBF	2
110100001-b	门诊病历手册	册	MZBLSC	1
110200001-b	普通门诊诊察费（儿童专科晚间）	次	PTMZZCF（	24
110200001-f	专家儿科晚间诊察费	次	ZJEKWJZC	60
110200002	专家门诊诊查费	次	ZJMZZC	200

110200002	新生儿科主任查房	次	XSEKZRCF	500
110200002	中医科主任查房	次	ZYKZRCF	500
110200002	营养科主任查房	次	YYKZRCF	500
110200002	产科主任查房	次	CKZRCF	500
110200002-a	享受政府特殊津贴待遇的临床医学专家	次	XSZFTS	50
110200002-a	专家特需门诊	次	ZJTXMZ	200
110200002-e	体重管理宣教（特需服务费）	次	TZGLXJ(T	30
110200002-e	特需门诊诊查费	次	TXMZZCF	300
110200003	急诊诊查费	次	JZZCF	25
110200004	门急诊留观诊查费	日	MJZLGZ	30
110200005	住院诊查费	日	ZYZCF	22
110200005	住院诊察费（儿科）	日	ZYZCF	32
110200006-a	普通门诊诊查费	次	PTMZZC	12
110200006-b	副主任医师	次	FZRYS	22
110200006-b	副主任医师门诊诊察费（儿科）	次	FZRYSMZZ	32
110200006-c	主任医师门诊诊察费（儿科）	次	ZRYSMZZC	45
110200006-c	主任医师	次	ZRYS	35
110200007-a	普通门诊中医辨证论治	次	PTMZZYBZ	15
110200007-b	副主任医师门诊中医辨证论治	次	FZRYSMZZ	25
110200007-c	主任医师门诊中医辨证论治	次	ZRYSMZZY	38
110200008	方便门诊诊查费	次	FBMZZCF	2
110300001	急诊监护费	日	JZJHF	130
110400001	院前急救费	次	YQJJF	46
110400001	内脏衰竭现场急救	次	NZSJXC	46
110400001	外伤现场急救	次	WSXCJJ	46
110400001	烧伤现场急救	次	SSXCJJ	46
110400001	中毒现场急救	次	ZDXCJJ	46
110400001	溺水现场急救	次	NSXCJJ	46
110400001	电击现场急救	次	DJXCJJ	46
110500001	*体检费（体检中心）	次	TJF(TJZX	15
110500001	特殊工种体检1m	次	TSGZTJ1m	18
110500001-a	驾驶员体检m	次	JSYTJm	18
110500001-c	入学体检费	次	RXTJF	8
110600001-a	救护车使用费（A）	公	JHCSYF(A	40
110600001-a	救护车使用费（A）超5公里每增加1公里加收	公	JHCSYF(A	4
110600001-b	救护车使用费（B	公	JHCSYF(B	10
110600003	院前危急重症抢救	次	YQWJZZQJ	90

110600005	心肺复苏（院前）	次	XFFS(YQ)	130
110600006	气管插管术（院前）	次	QGCGS(YQ)	50
110600009	骨折外固定术	次	GZWGDS	50
110900001-d	双人间床位费B	日	SRJCWFB	45
110900001-f	特需服务费（清宫）	次	TXFWF(QG)	450
110900001-g	新生儿床位费	日	XSECWF	15
110900001-h	母婴同室婴儿床位费A	日	MYTSYECW	25
110900001-j	母婴同室婴儿床位费B	日	MYTSYECW	15
110900001-m	陪护床	日	WPHCHJ	20
110900001-m	特需陪护床E	日	TXPHCE	150
110900001-m	陪护床（含简易病床	日	PHC(HJYB)	10
110900001-m	特需陪护床A	日	TXPHCA	120
110900001-m	特需陪护床B	日	TXPHCB	100
110900001-m	特需陪护床C	日	TXPHCC	60
110900001-m	特需陪护床D	日	TXPHCD	45
110900002-a	百级病房床位费	日	BJBFCWF	220
110900002-b	千级病房床位费	日	QJBFCWF	180
110900002-c	万级病房床位费	日	WJBFCWF	150
110900002-d	层流病房床位费	日	CLBFCWF	100
110900005	急诊观察床位费	日	JZGCCW	15
110900005	急诊留观床位	日	JZLGCW	15
111000001-a	院际会诊-本地	次	YJHZBD	130
111000001-b	院际会诊-外埠	次	YJHZWB	260
111000002-a	特需诊疗费（新生儿）	次	TXZLF(XS)	200
111000002-a	高级专家诊疗中心专家门诊诊察费	次	GJZJZLZX	600
111000002-a	高级专家诊疗中心专家门诊诊察费	次	GJZJZLZX	300
111000002-a	高级专家诊疗中心专家门诊诊察费	次	GJZJZLZX	400
111000002-a	高级专家诊疗中心专家门诊诊察费	次	GJZJZLZX	500
111103007	远程胎心监测	日	YCTXJC	60
120100001	重症监护	小时	ZZJH	13
120100001-1	一次性血氧探头	只	YCXXYTT	118
120100001-2	景欣吸引管(吸引器头)10.0mm(F30)	支	JXXYG(XY)	1.2
120100001-2	康鸽吸痰管II型（配痰液收集器）12F L: 510	根	KGXTGIIX	4.5
120100001-2	健洁医用脉冲冲洗器 JJ-CXQ-01	个	JJYYMCCX	1764
120100001-3	益心达气管切开插管SCW-7.5 双腔	根	YXDQGQKC	260

120100001-3	萧山气管套管9mm	套	XSQGTG	85.75
120100001-3	萧山气管套管12mm	套	XSQGTG	89.04
120100001-3	萧山气管套管10mm	根	XSQGTG10	85.75
120100001-3	萧山气管套管8mm	套	XSQGTG8m	85.75
120100001-4	爱源负压引流管路5.0mm(F15)	套	AYFYYLGL	984
120100001-4	爱源负压引流管路4.0mm(F12)	根	AYFYYLGL	984
120100001-4	昱邦留置引流导管YB-B-II 6.7/265	根	YBLZYLDG	618.74
120100001-4	昱邦留置引流导管YB-B-I 5.3/330	根	YBLZYLDG	470.5
120100001-4	昱邦留置引流导管YB-B-I 9.4/330	个	YBLZYLDG	470.5
120100001-4	昱邦留置引流导管YB-B-I 8.0/330	个	YBLZYLDG	470.5
120100001-4	昱邦留置引流导管YB-B-I 6.7/330	个	YBLZYLDG	470.5
120100001-4	昱邦留置引流导管YB-A-I 4.0/235	个	YBLZYLDG	810.16
120100001-4	昱邦留置引流导管YB-A-I 2.8/235	个	YBLZYLDG	810.16
120100001-4	美昕一次性使用引流接管II型0.64*1	根	MXYCXSYY	10
120100001-4	美昕一次性使用引流接管II型0.64*2	根	MXYCXSYY	10
120100001-4	美昕一次性使用引流接管II型0.64*3	根	MXYCXSYY	10
120100001-4	亚新一次性使用引流管 6.7mm(F20)	只	YXYCXSYY	86
120100001-4	亚新一次性使用引流管 10.0mm(F30)	只	YXYCXSYY	86
120100001-4	亚新一次性使用引流管 12.0mm(F36)	只	YXYCXSYY	86
120100001-4	昱邦留置引流导管YB-A-II 4.0/235	根	YBLZYLDG	510.86
120100001-4	昱邦留置引流导管YB-B-II 8.0/265	根	YBLZYLDG	618.74
120100001-4	斯莱达痰液采集器 纤支镜型 25ml	个	SLDTYCJQ	7.6
120100001-4	亚新一次性使用引流管 9.3mm(F28)	只	YXYCXSYY	86
120100001-4	昱邦留置引流导管YB-A-I 3.3/235	根	YBLZYLDG	810.16
120100001-4	昱邦留置引流导管YB-B-I 6.7/330	根	YBLZYLDG	470.5
120100001-4	爱源负压引流管路7mm	根	AYFYYLGL	430

120100001-4	爱源负压引流管路6.3mm(F19)	根	AYFYYLGL	712
120100001-4	欣汇十字型引流管F10	套	XHSZXYLG	368
120100001-4	欣汇十字型引流管F12	套	XHSZXYLG	368
120100001-4	欣汇十字型引流管F14	套	XHSZXYLG	368
120100001-4	欣汇十字型引流管F15	套	XHSZXYLG	368
120100001-4	欣汇十字型引流管F16	套	XHSZXYLG	368
120100001-4	欣汇十字型引流管F18	套	XHSZXYLG	368
120100001-4	欣汇十字型引流管F20	套	XHSZXYLG	368
120100001-4	欣汇十字型引流管F22	套	XHSZXYLG	368
120100001-4	欣汇十字型引流管F24	套	XHSZXYLG	368
120100002	特级护理（儿科）	时	TJHL	6.5
120100002	特级护理	小时	TJHL	5
120100003	I级护理	日	YJHL	40
120100003	I级护理（儿科）	日	YJHL	52
120100004	II级护理（儿科）	日	EJHL	39
120100004	II级护理	日	EJHL	30
120100005	III级护理	日	SJHL	22
120100006	特殊疾病护理	日	TSJBHL	66
120100007	新生儿护理	日	XSEHL	45
120100008	新生儿特殊护理	次	XSETSH	9.1
120100008	特需护理费（新生儿）	次	TXHLF(XS	160
120100008	新生儿脐部护理	次	XSEQBHL	50
120100008	新生儿肛管排气	次	XSEGGPQ	9.1
120100008	新生儿呼吸道清理	次	XSEHxDQL	9.1
120100008	新生儿药浴	次	XSEYY	9.1
120100008	新生儿治疗浴	次	XSEZLY	9.1
120100008	新生儿特殊护理	次	XSETSHL	9.1
120100008	新生儿基础护理	日	XSEJCHL	600
120100008	新生儿干预	次	XSEGY	9.1
120100008	新生儿抚触	次	XSEFC	9.1
120100010	气管切开护理（儿科）	日	QGQKHL	78
120100010	气管切开护理	日	QGQKHL	60
120100010-1	太平洋封闭式吸痰管4.00mmx650mm	根	TPYFBSXT	90
120100010-2	景欣吸引管10.0mm(F30) 1.8米	支	JXXYG10.	3.8
120100010-2	景欣吸引管10.0mm(F30) 3.0米	支	JXXYG10.	10.24

120100010-2	灵洋连接管LJG-A	根	LYLJGLJG	6.55
120100011	吸痰护理	日	XTHL	25
120100011	吸痰护理（儿科）	日	XTHL(EK)	32.5
120100011-1	景欣吸痰包4.0mm(F12)	只	JXXTB4	1.7
120100011-1	康鸽吸痰包II型 12F	只	KGXTB2X	2.2
120100011-1	康鸽吸痰包I型 12F	只	KGXTB1X	2.2
120100011-1	麦迪康吸唾管标准款700	个	MDKXTGBZ	0.25
120100011-1	维力冲吸式吸痰管成人型	根	WLCXSXTG	30.69
120100011-1	景欣吸痰包2.0mm(F6)	只	JXXTB2	1.7
120100011-1	景欣吸痰包2.7mm(F8)	只	JXXTB2	1.7
120100012	造瘘护理	次	ZLHL	12
120100012-1	康乐保二件式造口袋10031	个	KLBEJSZK	66
120100012-1	康乐保二件式造口袋10035	个	KLBEJSZK	66
120100012-1	康乐保二件式造口袋11856	个	KLBEJSZK	41
120100012-1	康乐保二件式造口袋10386	个	KLBEJSZK	34
120100012-1	康乐保一件式造口袋05985	个	KLBYJSZK	24.5
120100012-2	康乐保造口护理用品附件12050	支	KLBZKHL Y	136.8
120100012-2	康乐保造口护肤粉25克/瓶	瓶	KLBZKHFF	39
120100013	动静脉置管护理	次	DJMZGH	11
120100013	III级护理（儿科）	日	SJHL	28.6
120100013	动静脉置管护理（儿科）	次	DJMZGHL	14.3
120100013-1	海王预充式导管冲洗器5ml 药品氯化钠型	支	HWYCSDGC	4.47
120100013-1	海王预充式导管冲洗器10ml 药品氯化钠型	支	HWYCSDGC	4.97
120100013-1	爱得冲洗器无骨刷	套	ADCXQW	500
120100013-1	爱得冲洗器有骨刷	套	ADCXQY	500
120100013-1	因倍思预充式导管冲洗器5ml	支	YBSYCSDG	4.4
120100013-1	因倍思预充式导管冲洗器10ml	支	YBSYCSDG	4.9
120100013-1	康德莱一次性使用无菌冲洗针 0.45平头	支	KDLYCXS Y	1.92
120100013-2	佛山特种输液接头 无针接头	个	FSTZSYJT	30
120100013-2	新华安得无针输液接头III型	个	XHADWZSY	43
120100013-2	佛山输液接头无针接头B2	个	FSSYJT	30
120100013-2	维格恩输液接头896.03	支	WGESYJT8	40

120100015	机械辅助排痰	日	JXFZPT	60
120100016	阴道冲洗	次	YDCX	30
120100017	会阴擦洗	次	HYCX	15
120200001	大抢救	日	DQJ	300
120200001	大抢救（6岁以下）	日	DQJ(6SYX	390
120200002	中抢救（6岁以下）	日	ZQJ(6SYX	260
120200002	中抢救	日	ZQJ	200
120200003	小抢救	日	XQJ	100
120200003	小抢救（6岁以下）	日	XQJ(6SYX	130
120300001	氧气吸入	小时	YQXR	4
120300001-1	明康加温呼吸管路H-180L	套	MKJWHXGL	400
120300001-1	富利凯一次性使用鼻氧管（A-1型）	根	FLKYCXS	200
120300001-1	景欣鼻氧管	支	JXBYG	1.2
120300001-1	卡普诺鼻氧管 HFNC-100M M(中号)	根	KPNBYG H	150.8
120300001-1	泰雷兹输氧管 TLZ-SYG-01 1600mm*22mm	根	TLZSYG T	444.6
120300001-1	景欣鼻氧管(双套双鼻)氧气瓶供养使用	支	JXBYG(	1.2
120300001-1	富利凯一次性使用鼻氧管(B型)	限	FLKYCXS	200
120300001-2	费雪呼吸湿化治疗仪气管切管接头OPT970	个	FXHXSZL	508
120300001-2	费雪呼吸湿化治疗仪鼻塞导管 OPT944	个	FXHXSZL	508
120300001-2	费雪呼吸湿化治疗仪加热呼吸管路900PT561	个	FXHXSZL	969
120300001-3	美诺医用面罩不可充气式5#	个	MNYMZBK	26.5
120300001-3	京冷氧气面罩L	只	JLYQMZ	7.6
120300001-3	呼吸面罩	只	HXMZ	245
120300001-3	吸氧面罩(成人)-氧气吸入	只	XYMZCR	9
120300001-3	怡和通气面罩 BMC-FM2 中号	个	YHTQMZ B	327.6
120300001-3	毅达通气面罩 FM-003-TM	个	YDTQMZ F	327.6
120300001-3	高压氧舱气切吸氧面罩	个	GYCQXY	55
120300001-3	美诺医用面罩可充气式4#	个	MNYMZKC	28
120300001-3	医用面罩/美诺5#麻醉面罩（可充气式）	只	YYMZ/MN5	28
120300001-3	美诺医用面罩5# 麻醉面罩（可充气式）	只	MNYMZ	28
120300001-3	武进高压氧舱吸氧面罩 XQYG-02	套	WJGYCY	55

120300001-3	武进高压氧舱吸氧面罩 XQKG-02	套	WJGYCYXY	55
120300001-4	华威一次性使用湿化鼻氧管HW-D-IV	套	HWYCXSYS	12
120300001-4	美达康鼻氧管3.8mm*2000mm	只	MDKBYG	20
120300001-4	吸氧管（YYX-B8）	套	XYG（YYX-	45
120300001-4	亚日吸氧管 YR-2	套	YRXYG YR	120
120300001-4	亚日吸氧管 YR-5	套	YRXYG YR	120
120300001-4	华威一次性使用湿化鼻氧管(带水) HW-D-IV-S	套	HWYCXSYS	25.48
120300001-a	持续吸氧	日	CXXY	65
120300001-c	加压给氧时加收	小时	JYGYSJ	1.3
120400001	皮下注射	次	PXZS	5
120400001	皮内注射（急诊科）	次	PNZS（JZK	5
120400001	皮内注射	次	PNZS	5
120400001	肌肉注射	次	JRZS	5
120400001	肌肉注射（急诊科）	次	JRZS（JZK	5
120400001-1	康德莱注射针18G（1.2）	支	KDLZSZ	0.23
120400001-1	康德莱注射针26G（0.45）	支	KDLZSZ	0.16
120400001-1	康德莱注射针22G（0.7）	支	KDLZSZ	0.23
120400001-1	康德莱注射针30G（0.3）	支	KDLZSZ	1.8
120400001-1	碧迪注射笔用针头0.25X5mm	个	BDZSBYZT	1.99
120400001-1	普昂一次性使用注射笔用针头NPN-0.23mm	支	PAYCXSyz	2.4
120400001-1	普昂一次性使用自毁型注射笔用针头DPN-0.25	支	PAYCXSyz	3.5
120400001-a	皮试组套（急诊科）	次	PSZT（JZK	5.2
120400001-a	无痛皮试（含电极）hk	次	WTPS（HDJ	5.2
120400002	静脉采血	次	JMCX	6
120400002	静脉注射（急诊科）	次	JMZS（JZK	6
120400002	静脉注射（清宫）	次	JMZS（QG）	6
120400002	静脉采血（急诊）	次	JMCX（JZ）	6
120400002	静脉注射	次	JMZS	6
120400003	心内注射（6岁以下）	次	XNZS（6SY	13
120400003	心内注射	次	XNZS	10
120400004	动脉加压注射	次	DMJYZS	7
120400004	动脉采血	次	DMCX	7

120400004	动脉加压注射（6岁以下）	次	DMJYZS(6	6.8
120400005	皮试液	支	PSY	2.6
120400006	静脉输液	组	JMSY	10
120400006	静脉输液（急诊科）	组	JMSY(JZK	10
120400006	输血	次	SX	10
120400006-1	美敦力胰岛素泵用一次性输注管路和针头	个	MDLYDSBY	68.5
120400006-1	优伴胰岛素注射器ErgoII	支	YBYDSZSQ	198
120400006-1	诺和胰岛素笔式数显注射器NovoPen	支	NHYDSB	198
120400006-10	美敦力储药器MMT-332A	个	MDLCYQMM	28
120400006-10	哈娜好空气净化输液器HK-06APD-1	付	HNHKQJHS	26.6
120400006-10	新华流量设定微调式输液器JLQ-15	根	XHLLSDWD	20
120400006-10	爱普注射泵配用液袋DDB-300 300ml	只	APZSBPYY	230
120400006-10	威高输液器进气式、带针0.7#	支	WGSYQJQS	0.8
120400006-10	威高输液器进气式、带针0.6#	支	WGSYQJQS	0.8
120400006-11	海奥斯穴位贴敷贴D型	盒	HASXWTFT	64
120400006-11	今翔透明敷料1624W	片	JXTMFL16	2.5
120400006-12	可调节输液器/新华JLQ-15静脉针	支	KDJSYQ/X	20
120400006-12	威高输液器进气式、带针：0.55 螺旋接头	支	WGSYQJQS	0.83
120400006-12	安得一次性使用输液器FZQ静脉针：0.7	支	ADYCXSYS	6
120400006-12	安得一次性使用输液器FZQ静脉针：0.6	支	ADYCXSYS	6
120400006-12	安得一次性使用输液器FZQ静脉针：0.55	支	ADYCXSYS	6
120400006-12	威高输液器进气式、带针：0.6 螺旋接头	支	WGSYQJQS	0.83
120400006-12	威高输液器进气式、带针：0.7 螺旋接头	支	WGSYQJQS	0.83
120400006-12	微调式输液器JLQ-15静脉针	支	WDSSYQJL	20
120400006-13	新华安得精密过滤输液器静脉针0.7（停用）	个	XHADJMGL	18.6
120400006-13	新华安得精密过滤输液器静脉针0.7	支	XHADJMGL	18.6
120400006-13	康德莱精密过滤输液器 带针/0.55mm	支	KDLJMG	20
120400006-13	康德莱精密过滤输液器0.7mm	副	KDLJMGLS	20

120400006-2	三通接头	个	STJT	4.2
120400006-2	贝朗三通联板16600C 药物安全型 3色	个	BLSTLB16	170.94
120400006-2	海圣一次性使用多通旋塞阀 HS-DB011	个	HSYCXSXD	58.95
120400006-2	瀚诺馨医用三通阀大号	个	HNYYS	5.5
120400006-2	林华一次性使用正压无针输液接头Z-A型	支	LHYCXSZY	28
120400006-2	三通联板(斯克旋阀)16615C	套	STLB(SKX	190
120400006-3	威高避光压力延长管单层避光、1500mm	支	WGBGYL	12.8
120400006-3	玉升微量延长管普通型YV-1A	根	YSWLYC	0.65
120400006-3	玉升微量延长管压力型YV-2	根	YSWLYC	1
120400006-3	舒贝康一次性延长管C08-2112-5	根	SBKYCXYC	72
120400006-3	益心达一次性使用压力延长管YCGV*3.81mm	根	YXDYCSY	9.88
120400006-3	麦瑞通压力延长管PM6112	根	MRTYLYCG	65
120400006-4	林华静脉留置针(三通型)20G*1.16IN	支	LHJMLZZ(	32.9
120400006-4	林华静脉留置针(三通型)24G*0.75 FII-B	支	LHJMLZZ(	25
120400006-4	林华静脉留置针20G*1.16IN(1.1*30mm)	支	LHJMLZZ2	25
120400006-4	林华静脉留置针(三通型)22G*1.00 FII-B	支	LHJMLZZ(	25
120400006-4	林华静脉留置针24G*0.75IN(0.7*19mm)	支	LHJMLZZ2	25
120400006-4	林华静脉留置针(三通型)22G*1.00 YFII-A	支	LHJMLZZ(	37
120400006-4	佛山防针刺伤型静脉留置针20Ga×30mm	支	FSFZCSXJ	72
120400006-4	佛山防针刺伤型静脉留置针22Ga×25mm	支	FSFZCSXJ	72
120400006-4	林华静脉留置针(三通型)20G*1.16 YFII-A	支	LHJMLZZ(	32.9
120400006-4	佛山防针刺伤型静脉留置针24Ga×19mm	支	FSFZCSXJ	72
120400006-4	佛山防针刺伤型静脉留置针18Ga×33mm	支	FSFZCSXJ	72
120400006-4	安得一次性防针刺静脉留置针IVPA1-02A-24	支	ADYCXFZC	29.73
120400006-4	安得一次性防针刺静脉留置针IVPA1-02A-22	支	ADYCXFZC	29.73
120400006-4	安得一次性防针刺静脉留置针IVPA1-02A-20	支	ADYCXFZC	29.73
120400006-4	安得一次性防针刺静脉留置针IVPA1-02A-18	支	ADYCXFZC	29.73
120400006-4	安得一次性防针刺静脉留置针IVPA1-01A-24	支	ADYCXFZC	31.35

120400006-4	安得一次性防针刺静脉留置针IVPA1-01A-22	支	ADYCXFZC	31.35
120400006-4	安得一次性防针刺静脉留置针IVPA1-01A-20	支	ADYCXFZC	31.35
120400006-4	安得一次性防针刺静脉留置针IVPA1-01A-18	支	ADYCXFZC	31.35
120400006-4	康康静脉输液针0.55	支	KKJMSY	0.14
120400006-4	康康静脉输液针0.5	支	KKJMSY	0.14
120400006-4	康康静脉输液针0.7	支	KKJMSY	0.14
120400006-4	康康静脉输液针0.9	支	KKJMSY	0.14
120400006-4	锦泽留置针0.7x19mm(24G) A	支	JZLZZ0	13
120400006-4	锦泽留置针0.9x25mm(22G) A	支	JZLZZ0	13
120400006-4	锦泽留置针1.3x32mm(18G) A	支	JZLZZ1	13
120400006-4	锦泽留置针1.1x32mm(20G) A	支	JZLZZ1	13
120400006-4	锦泽留置针0.9x25mm(22G) B	支	JZLZZ0	13
120400006-4	锦泽留置针0.7x19mm(24G) B	支	JZLZZ0	13
120400006-4	锦泽留置针1.1x32mm(20G) B	支	JZLZZ1	13
120400006-4	锦泽留置针1.3x32mm(18G) B	支	JZLZZ1	13
120400006-4	锦泽留置针0.9x25mm(22G) 2	支	JZLZZ0	13
120400006-4	锦泽留置针0.7x19mm(24G) 2	支	JZLZZ0	13
120400006-4	锦泽留置针1.1x32mm(20G) 2	支	JZLZZ1	13
120400006-4	锦泽留置针1.3x32mm(18G) 2	支	JZLZZ1	13
120400006-4	锦泽留置针0.9x25mm(22G) 2	支	JZLZZ0	13
120400006-4	锦泽留置针0.7x19mm(24G) 2	支	JZLZZ0	13
120400006-4	锦泽留置针1.1x32mm(20G) 2	支	JZLZZ1	13
120400006-4	锦泽留置针1.3x32mm(18G) 2	支	JZLZZ1	13
120400006-4	泰尔茂静脉留置针22G SR*FS2225	支	TEMJMLZZ	6
120400006-4	泰尔茂静脉留置针20G SR*FS2051	支	TEMJMLZZ	6
120400006-4	林华静脉留置针(直通型)20G*1.16 FII-A	支	LHJMLZZ(	25
120400006-4	林华静脉留置针(直通型)22G*1.00 FII-A	支	LHJMLZZ(	25
120400006-4	林华静脉留置针(直通型)24G*0.75 FII-A	支	LHJMLZZ(	25
120400006-4	林华静脉留置针(三通型)20G*1.16 FII-B	支	LHJMLZZ(	25
120400006-4	林华静脉留置针(三通型)26G*0.63 FII-B	支	LHJMLZZ(	25
120400006-4	林华静脉留置针(直通型)26G*0.63 FII-A	支	LHJMLZZ(	25
120400006-4	贝朗带静脉留置针22G带加药壶42680	支	BLDJML	8.8
120400006-4	密闭式安全留置针(日本美德)	根	MBSAQLZZ	24.5
120400006-5	肝素帽-注射	个	GSMZS	2.2
120400006-6	哈娜好避光输液器HI-06-AP 0.7x20mm	付	HNHBGSYQ	7
120400006-b	静脉输液每瓶加收(急诊科)	瓶	JMSYMPJS	1.3
120400006-b	静脉输液每瓶加收	瓶	JMSYMP	1.3

120400007	小儿静脉输液（住院）	次	XEJMSY(Z	13
120400007	小儿静脉输液	组	XEJMSY	13
120400007-a	小儿静脉输液加收	瓶	XEJMSYJS	1.3
120400008	静脉高营养治疗	次	JMGYYZ	6.5
120400008	静脉高营养治疗（儿科）	次	JMGYYZL(	6.5
120400009	静脉切开置管术（儿科）	次	JMQKZGS(	50
120400009	静脉切开置管术	次	JMQKZG	50
120400010	静脉穿刺置管术（儿科）	次	JMCCZGS(	16.9
120400010	静脉穿刺置管术	次	JMCCZGS	30
120400010-1	美德婴儿脐动静脉导管3.5F*300	套	MDYEQD	552
120400011	PICC静脉置管术	次	PICCJMZG	100
120400011	中心静脉穿刺置管术	次	ZXJMCC	100
120400011	深静脉穿刺置管术	次	SJMCCZ	100
120400011	中心静脉穿刺置管术（6岁以下）	次	ZXJMCCZG	130
120400011-1	昊朗中心静脉导管套装(新生儿PICC)P	套	HLZXJM	1400
120400011-1	柯惠血液透析用中心静脉导管套件88881	根	KHXYTX	526.5
120400011-1	金保利体表导管固定装置A1	片	JBLTBD	21
120400011-1	柯惠中心静脉导管套件 8888145043	根	KHZXJMDG	5130
120400011-1	柯惠中心静脉导管套件 8888145045	根	KHZXJMDG	5560
120400011-1	经皮外周中心静脉导管接头附件0.8mm*70mm	个	JPWZZXJM	204
120400011-1	泰利福中心静脉导管包 cs-15703-	套	TLFZXJ	600
120400011-1	昊朗中心静脉导管套装12Fr3*13cm	套	HLZXJM	495
120400011-1	昊朗中心静脉导管套装12Fr2*24cm	套	HLZXJM	495
120400011-1	昊朗中心静脉导管套装12Fr2*13cm	套	HLZXJM	495
120400011-1	金保利体表导管固定装置L2	片	JBLTBD	6.8
120400011-1	佛山经外周穿刺中心静脉导管65cm	套	FSJWZCCZ	1700
120400011-1	百特腹膜透析导管MPD-242-C	根	BTFMTXDG	2990
120400011-1	佛山特种医用导管PJ-4Fr-1	根	FSTZYDYG	1254
120400011-1	金宝利体表导管固定装置C1	片	JBLTBD	21
120400011-1	柯惠中心静脉导管套件8888145015	根	KHZXJMDG	3717
120400011-1	巴德中心静脉导管及附件6903190	套	BDZXJMDG	6800
120400011-1	金保利体表导管固定装置A2	片	JBLTBD	21
120400011-1	PICC管	套	PICC	1450
120400011-1	佛山经外周穿刺中心静脉导管30cm	个	FSJWZCCZ	1254

120400011-1	巴德外周插管中心静脉导管8295118	套	BDWZCGZX	3000
120400011-1	美敦力中心静脉导管植长19全长36	根	MDLZXJMD	3555
120400011-1	巴德中心静脉导管及附件6903230	套	BDZXJMDG	6800
120400011-1	巴德中心静脉导管及附件6903350	套	BDZXJMDG	6800
120400011-4	晶乐清创器60ML	只	JLQCQ60M	6.5
120400011-4	3M中心静脉置管术换药包9546HP-2	包	3MZXJMZG	27.99
120400011-4	明尼苏达中心静脉置管术换药包9546HP-2	包	MNSDZXJM	27.99
120400011-4	晶乐一次性使用清创器60ml推杆式	只	JLYCXSYQ	5.76
120400011-5	泰利福中心静脉导管包ES-04706	套	TLFZXJ	180
120400011-5	泰利福中心静脉导管包三腔 CS-1655	套	TLFZXJ	650
120400011-5	泰利福中心静脉导管包CS-15703-E	套	TLFZXJ	650
120400011-5	泰利福中心静脉导管包CV-17702-E	套	TLFZXJ	301
120400011-5	泰利福中心静脉导管包ES-04301	套	TLFZXJ	145
120400011-5	中心静脉导管包CV-17702-E	个	ZXJMDGBC	301
120400011-a	中心静脉导管破损修复术	次	ZXJMDGPS	30
120400012	动脉穿刺置管术（6岁以下）	次	DMCCZGS（	91
120400012	动脉穿刺置管术	次	DMCCZG	70
120400013	抗肿瘤化学药物配置	组	KZLHXY	40
120400013-a	抗肿瘤化学药物配置加收	组	KZLHXY	7
120400014	储血费	百 ML	CXF	3.9
120400016	肠外营养配置	天	CWYYPZ	40
120400017	经外周静脉入中线导管术	次	JWZJMRZX	52
1204-1	一次性使用静脉留置针	根	YCXYJML	26
1204-1	智迅一次性营养液用输液器WEO-YY-32-3.0	支	ZXYCXYYY	26.6
1204-1	尼普洛口腔用一次性注射针	盒	NPLKQYYC	80
1204-3	金塔回缩式防针刺静脉采血器0.7mm JT-HSQ-B	套	JTHSSFZC	4.7
1204-3	大连动静脉穿刺针1.6（16G）单支	支	DLDJMCCZ	3.7
1204-3	尼普洛动静脉穿刺针 1支	支	NPLDJMCC	2.5
1204-3	阳普静脉采血针蝶翼针0.8×20mm	支	YPJMCXZD	0.34
1204-3	贝恩一次性动静脉穿刺针BAIN-A. V. F-002S	支	BEYCXDJM	4.9

1204-3	贝恩一次性动静脉穿刺针BAIN-A. V. F-006S	支	BEYCXDJM	5.03
1204-3	康德莱静脉采血针0.7 A型	支	KDLJMCXZ	0.9
1204-3	大连动静脉穿刺针/1.6(16G)双支	支	DLDJMCCZ	3.7
1204-3	威高人体静脉血样采集容器EDTA-K2:	支	WGRTJM	0.43
1204-3	威高人体静脉血样采集容器柠檬酸钠(1:9	支	WGRTJM	0.43
1204-3	威高人体静脉血样采集容器促凝剂+分离胶:	支	WGRTJM	0.48
1204-3	威高人体静脉血样采集容器肝素锂: 4ml	支	WGRTJM	0.43
1204-3	碧迪真空采血管金色	支	BDZKCXGJ	0.83
1204-3	碧迪动脉采血器3m 122G x 1.2	支	BDDMCX	14.8
1204-3	碧迪真空采血管浅蓝	支	BDZKCX	0.75
1204-3	碧迪真空采血管绿色	支	BDZKCX	0.81
1204-3	碧迪真空采血管紫色	支	BDZKCX	0.82
1204-3	动脉血气注射器-注射	支	DMXQZS	19.8
1204-3	碧迪采血器-1 2.0mm×1.5mm	支	BDCXQ-	2.64
1204-3	拱东真空采血管(血沉管)3.8%柠檬酸钠 1.28ml	支	GDZKCXG(	0.79
1204-4	一次性头皮针-注射	支	YCXPZ	0.1
1204-4	威高无菌注射器50ml长斜面	支	WGWJZSQ5	15
1204-4	威高无菌注射器50ml透析纸包装	支	WGWJZSQ5	1.39
1204-4	威高无菌溶药注射器20ml、带针: 1.2mm	支	WGWJRYZS	0.69
1204-4	威高无菌注射器10ml 1.2×38 TWLB	支	WGWJZSQ1	0.43
1204-4	威高无菌注射器50ml螺旋接头	支	WGWJZSQ5	1.63
1204-4	威高无菌注射器1ml 0.45×16 RWLB	支	WGWJZSQ1	0.35
1204-4	威高无菌注射器5ml 0.7×32 TWLB	支	WGWJZSQ5	0.35
1204-4	威高无菌注射器2ml 0.6×32 TWLB	支	WGWJZSQ2	0.34
1204-4	麦瑞通一次性使用无菌注射器VAC160	支	MRTYCXY	194
1204-4	避光注射器50ml	支	BGZSQ50m	9.98
1204-4	康德莱无菌注射器 0.5mm*38mmT	支	KDLWJZ	0.46
1204-4	康德莱无菌注射器 0.7mm*32mmT	支	KDLWJZ	0.42
1204-4	威高无菌注射器50ml 1.2×38 TWLB	支	WGWJZSQ5	1.39
1204-4	康德莱无菌注射针0.7×80 TWLB 22G	个	KDLWJZSZ	2.5
1204-4	威高无菌溶药注射器20ml、带针: 1.6mm	支	WGWJRYZS	0.69
1204-4	威高无菌溶药注射器50ml、带针: 1.6mm	支	WGWJRYZS	1.63

1204-4	威高无菌避光注射器50ml、带针：1.2mm	支	WGWJBGZS	15
1204-4046	静脉营养袋	只	JMYXD	30.87
1204-5	博联一次性使用止血带ZXD-A	个	BLYCXSYZ	2.1
1204-6-1	全血	单位	QX	220
1204-6-10	冰冻红细胞（异体血）	单位	BDHXY	880
1204-6-11	冰冻红细胞（自体血）	单位	BDHXBZ	440
1204-6-1-1	全血	10	QX	11
1204-6-12	悬浮少白细胞的红细胞	单位	XFSBXY	260
1204-6-13	浓缩少白细胞的红细胞	单位	NSSBXY	240
1204-6-14	单采少白细胞的红细胞	治疗	DCSBXY	1400
1204-6-15	洗涤单采血小板	治疗	XDDCXY	1500
1204-6-15	伽玛辐照单采血小板RH(D)	1	GMFZDCXY	1480
1204-6-16	单采粒细胞	治疗	DCLXB	2500
1204-6-17	RH阴性全血	单位	RHYXQX	440
1204-6-17-1	RH阴性全血	10	RHYXQX	22
1204-6-18	RH阴性悬浮红细胞	单位	RHYXXF	420
1204-6-19	RH阴性浓缩红细胞	单位	RHYXNS	380
1204-6-2	洗涤红细胞	单位	XDHXB	260
1204-6-20	RH阴性冰冻血浆	10	RHYXBD	6
1204-6-20	RH阴性冰冻、解冻去甘油m	U	RHYXBD	1820
1204-6-21-1	病毒灭活血浆	10	BDMHXJ	10
1204-6-22	机采去淋巴细胞	人*	JCQLBX	1500
1204-6-23	造血干细胞冷冻保存	人*	ZXGXBL	1300
1204-6-24	外周血干细胞采集	人.	WZXGXB	2500
1204-6-25	自体血采集及4℃保存	天	ZTXCJJ	10
1204-6-26	去病毒冷沉淀凝血因子	单位	QBDLCD	280
1204-6-27	RH阴性洗涤红细胞	U	RHYXXDHX	513
1204-6-28	RH阴性悬浮少白细胞红细胞	U	RHYXXFSB	504
1204-6-29	RH阴性冰冻、解冻去甘油红细胞	U	RHYXBD	1380
1204-6-29	RH阴性冰冻、解冻去甘油m	2U	RHYXBD	2260

1204-6-3	去白细胞红细胞	单位	QBXBHX	240
1204-6-30	血液分袋	袋	XYFD	20
1204-6-4	悬浮红细胞（0.5单位）	0.	XFHXB0	105
1204-6-4	悬浮红细胞	单位	XFHXB	210
1204-6-6	血小板白细胞	单位	XXBBXB	100
1204-6-7	冷沉淀凝血因子	单位	LCDNXY	180
1204-6-8	新鲜冰冻血浆	10	XXBDXJ	4
1204-6-8	去病毒血浆	10	QBDXJ	100
1204-6-9	单采血小板（0.5治疗量）	0.	DCXXB0	700
1204-6-9	滤白单采血小板	单位	LBDCXX	1400
1204-8	鸿博肠内营养输注管路FB-02-Z-I	个	HBCNYYSZ	35
1204-8	鸿博肠内营养输注管路600ml FB-02-D	只	HBCNYYSZ	35
1204-8	康进静脉营养输液袋VN-3000 B-2	支	KJJMY	33.8
1204-a	静脉用药集中调配	日	JMYJZDP	9.9
1204-b	使用微量泵或输液泵加收	时	SYWLBHSY	0.7
120500001	大清创缝合（6岁以下）	次	DQCFH(6S	118
120500001	特大换药（儿科）	次	TDHY(EK)	51
120500001	大清创缝合	次	DQCFH	170
120500001-a	大清创（6岁以下）	次	DQC(6SYX	51
120500001-a	大清创	次	DQC	70
120500002	中清创缝合（6岁以下）	次	ZQCFH(6S	101
120500002	中清创缝合	次	ZQCFH	85
120500002-a	中清创（6岁以下）	次	ZQC(6SYX	34
120500002-a	中清创	次	ZQC	60
120500003	小清创缝合（6岁以下）	次	XQCFH(6S	85
120500003	小清创缝合	次	XQCFH	65
120500003-a	小清创（6岁以下）	次	XQC(6SYX	16.9
120500003-a	小清创	次	XQC	35
1205-1	医用网状弹力绷带	个	YYWZLBD	2.2
1205-1	振德弹性绷带7.5cmx450cm（米黄色分散）	个	ZDTEXBD7.	3.2
1205-1	振德弹性绷带7.5cm*450cm（本白棉布）普通	卷	ZDDXBD7.	3.2

1205-a	狂犬病伤口处置冲洗加收	次	KQBSKCZC	95
120600001	特大换药	次	TDHY	39
120600002	大换药	次	DHY	26
120600002	大换药（6岁以下）	次	DHY (6SYX	34
120600003	中换药（儿科）	次	ZHY (EK)	16.9
120600003	中换药	次	ZHY	13
120600004	小换药	次	XHY	6.5
120600004	小换药（儿科）	次	XHY (EK)	8.5
120600005	创面负压治疗	时	CMFYZL	10
120600005-1	快康负压护创材料HHVD-2800A4	套	KKFYHCCL	4258
120600005-1	负压辅助治疗耗材10*7.5*3.3CM	套	FYFZZLHC	3325
120600005-1	负压辅助治疗耗材18*12.5*3.3CM	套	FYFZZLHC	4275
120600005-1	负压辅助治疗耗材26*15*3.3CM	套	FYFZZLHC	4560
120600005-1	积液罐500ML	套	JYG500ML	1710
120600005-1	快康负压护创材料HHVD-2800A3	套	KKFYHCCL	2990
120600005-1	快康负压护创材料HHVD-2800A2	套	KKFYHCCL	2800
120600005-1	维斯第负压引流护创VSD-D-2-15×10×1	套	WSDFYYLH	3700
120600005-1	负压引流球/鑫达200ml	个	FYYLQ/XD	14.04
120600005-1	快康负压护创材料HHVD-2800B2	套	KKFYHCCL	1260
120600005-1	快康负压护创材料HHVD-2800A1	套	KKFYHCCL	2525
120600005-1	快康负压护创材料HHVD-2800A2	套	KKFYHCCL	3515
120600005-1	维斯第负压引流护创VSD-D-2-15X28X1	盒	WSDFY	5733
120600005-1	德普斯封闭式负压引流敷料套装NPQ-FL-20*10	片	DPSFBSFY	2000
120600005-1	德普斯封闭式负压引流敷料套装NPQ-FL-30*10	片	DPSFBSFY	2990
120600005-1	维斯第负压引流护创 VSD-D-1-20X5X1	套	WSDFYYLH	2639
120600005-1	鑫达负压引流袋200ml	个	XDFYYL	19.6
1206-1	景欣引流管F10	支	JXYLGF10	6.74
1206-1	景欣引流管F12	支	JXYLGF12	6.74
1206-1	景欣引流管(胸腔引流管)F14	支	JXYLG (XQ	6.74
1206-1	景欣引流管F8	支	JXYLGF8	6.74
1206-1	景欣引流管F6	支	JXYLGF6	6.74

1206-1	鑫达引流管6.0mmF18	根	XDYL6.0	6
1206-1	鑫达引流管8.0mmF24	根	XDYL8.0	6
1206-1	鑫达引流管6.7mm(F20)	根	XDYL6.7	6
1206-1	鑫达引流管7.3mm(F22)	根	XDYL7.3	6
1206-1	太平洋带针胸管I12048	根	TPYDZXGI	95
1206-1	鑫达一次性使用引流管8.0mm(F24)无接头	支	XDYCXSY	5.2
1206-1	景欣脑室引流管5.3mm(F16)	根	JXNSYL	6.74
1206-1	景欣脑室引流管8.0mm(F24)	根	JXNSYL	6.74
1206-1	景欣脑室引流管8.7mm(F26)	根	JXNSYL	6.74
1206-1	景欣脑室引流管9.3mm(F28)	根	JXNSYL	6.74
1206-1	胸腔引流管/景欣F14	支	XQYL6/JX	6
1206-1	胸腔引流管/景欣F28	支	XQYL6/JX	6
1206-1	胸腔引流管/景欣F26	支	XQYL6/JX	6
1206-1	胸腔引流管/景欣F24	支	XQYL6/JX	6
1206-1	胸腔引流管/景欣F16	支	XQYL6/JX	6
1206-1	胸腔引流管/景欣F32	支	XQYL6/JX	6
1206-1	太平洋带针胸管I12046	根	TPYDZX	95
1206-1	太平洋带针胸管I12045	根	TPYDZXGI	95
1206-10	3L粘贴伤口敷料B型7x7cm	片	3LZTSKFL	5.4
1206-10	凯尔无菌敷贴B2-3小号	只	KEWJFT	17
1206-10	凯尔无菌敷贴B7-1	只	KEWJFT	17
1206-10	3L粘贴伤口敷料B型 9*25	片	3LZTSKFL	3.9
1206-10	施乐辉硅酮粘胶泡沫敷料12.5*12.5	片	SLHGTZJP	153.9
1206-10	施乐辉硅酮粘胶泡沫敷料7.5cm*7.5cm	片	SLHGTZJP	113.98
1206-10	薄型泡沫敷料10*10(爱立敷)	片	BXPMFL10	63.7
1206-10	尚贤医用透明粘膜吸套XT-DL-122-40	个	SXYTMZM	150
1206-10	尚贤医用透明粘膜吸套XT-DL-105-40	个	SXYTMZM	150
1206-10	尚贤医用透明粘膜吸套XT-DL-148-40	个	SXYTMZM	150
1206-10	和康胶原蛋白基质10mm×20mm SA001020	颗	HKJYDBJZ	352

1206-10	尚贤医用透明粘膜吸套XT-DL-099-40	只	SXYTMZM	150
1206-10	3L中心静脉穿刺薄膜9cm*6cm	张	3LZXJM	2.5
1206-10	3L自粘性透明敷料9×6cm	片	3LZZXT	2.5
1206-10	尚贤医用透明粘膜吸套XT-DL-092-40	个	SXYTMZM	150
1206-10	尚贤医用透明粘膜吸套XT-DL-098-40	个	SXYTMZM	150
1206-10	尚贤医用透明粘膜吸套XT-DL-108-40	个	SXYTMZM	150
1206-10	尚贤医用透明粘膜吸套XT-DL-115-40	个	SXYTMZM	150
1206-10	尚贤医用透明粘膜吸套XT-DL-118-40	个	SXYTMZM	150
1206-10	尚贤医用透明粘膜吸套XT-DL-128-40	个	SXYTMZM	150
1206-10	尚贤医用透明粘膜吸套XT-DL-132-40	个	SXYTMZM	150
1206-10	陶瓷粉敷料90×100	片	TCFFL90*	201
1206-10	抗HPV生物蛋白敷料（金波） 3g/支	盒	KHPVSWDB	325
1206-10	陶瓷粉敷料90×150	片	TCFFL90*	235
1206-10	陶瓷粉敷料90×250	片	TCFFL90*	468
1206-10	振德透明敷料 I型B 6x7cm	片	ZDTMFL I	0.9
1206-10	藻酸钙伤口敷料/保赫曼/2g	片	ZSGSKFL/	225
1206-10	安信纳米银创伤贴敷料5.5*7.5（cm	片	AXNMYC	10.14
1206-10	3M聚酯泡沫敷料（15×16）szxr	片	3MJZPMFL	60.3
1206-10	3M聚酯泡沫敷料10cmX11cm	片	3MJZPMFL	38.85
1206-10	3L粘贴伤口敷料B型 9x20cm	片	3LZTSKFL	2.6
1206-10	3L粘贴伤口敷料B型 7x7cm	片	3LZTSKFL	1.56
1206-10	3M透明敷料6cm×7cm	片	3MTMFL6c	4.42
1206-10	3M透明敷料10cm×11.5cm	片	3MTMFL10	8.42
1206-10	3L粘贴伤口敷料B型 9*15	片	3LZTSKFL	1.8
1206-10	墨尼克自粘性纤维敷料25*10CM 495450	片	MNKZZXXW	385
1206-10	施乐辉硅酮粘胶泡沫敷料12.5cm×12.5cm	片	SLHGTZJP	153.9
1206-10	薄型泡沫敷料5*6（爱立敷）	个	BXPMFL5*	35

1206-10	施乐辉透明敷料4007/6cm*7cm	片	SLHTMF	4.7
1206-10	凯尔无菌敷贴B4-3中号	只	KEWJFT	17
1206-10	凯尔无菌敷贴B2-1中号	只	KEWJFT	17
1206-10	凯尔无菌敷贴B7-3	只	KEWJFT	17
1206-10	凯尔无菌敷贴D2	只	KEWJFT	17
1206-10	施乐辉透明敷料4008/10cm*12c	片	SLHTMF	12
1206-10	博瑞喷剂敷料KYL- I	瓶	BRPJFL	98
1206-10	保赫曼藻酸钙伤口敷料条状	片	BHMZSG	225
1206-11	保赫曼水胶体伤口敷料薄型 10*10	片	BHMSJTSK	50.27
1206-11	纳米银创伤贴9*20	片	NMYCST9*	35
1206-11	泡沫敷料10cm*10cm	片	PMFL10cm	27.8
1206-11	药圣堂壳聚糖生物护创敷料 30ml/瓶	瓶	YSTKJTSW	120
1206-11	施乐辉自粘性硅酮胶片敷料12cm×6cm	片	SLHZZXGT	469
1206-11	施乐辉自粘性硅酮胶片敷料12cm×15cm	片	SLHZZXGT	805
1206-11	振德医用纱布块5cm*5cm-8p	片	ZDYYSB	0.11
1206-11	振德医用纱布块10cm*20cm-8p	片	ZDYYSB	0.56
1206-11	墨尼克自粘性纤维敷料8*6CM	片	MNKZZXXW	144
1206-11	墨尼克自粘性纤维敷料20*10CM 495400	片	MNKZZXXW	320
1206-11	一欣透明伤口敷料 CPSP0508	片	YXTMSKFL	101.8
1206-11	一欣透明伤口敷料 CPSP0812	片	YXTMSKFL	115.41
1206-11	一欣透明伤口敷料 CPSP0915	片	YXTMSKFL	135.56
1206-11	一欣透明伤口敷料 CPSP0921	片	YXTMSKFL	161.35
1206-11	汇涵细菌纤维素生物敷贴 5×5cm(40ml)	片	HHXJXWSS	260
1206-11	汇涵细菌纤维素生物敷贴 7×9cm(60ml)	片	HHXJXWSS	320
1206-11	汇涵细菌纤维素生物敷贴 3×4cm(20ml)	片	HHXJXWSS	120
1206-11	凡士林纱布（10×10）	片	FSLSB(10	1.5
1206-11	凡士林纱布（5×5）	片	FSLSB(5*	1.22
1206-11	汇博医用硅凝胶膜敷料(普通型)15cm×12cm	片	HBYYGNJM	412
1206-11	洁瑞含银藻酸盐敷料5cmx5cm	片	JRHYZSYF	10.2
1206-11	洁瑞含银藻酸盐敷料15cmx15cm	片	JRHYZSYF	29.8

1206-11	墨尼克硅酮泡沫敷料10*10cm 284100	片	MNKGTPMF	78.7
1206-11	墨尼克硅酮有边型泡沫敷料10*10cm 595300	片	MNKGTYBX	86.4
1206-11	汇涵水凝胶敷料7×4.3（4.6×1.9）cm	片	HHSNJFL7	82
1206-11	汇涵水凝胶敷料6×15（3×12）cm	片	HHSNJFL6	190
1206-11	汇涵水凝胶敷料6×24（3×21）cm	片	HHSNJFL6	286
1206-11	保赫曼含银敷料10*20cm 4995756	片	BHMHYFL1	720
1206-11	瑞美科护创敷料5ml/瓶	瓶	RMKHCFL5	311.2
1206-11	开源康达多糖纤维素医用胶100ml	瓶	KYKDDTXW	345
1206-11	纳米银创伤贴9*25	片	NMYCST9*	45
1206-11	纳米银创伤贴5.5*7.5	片	NMYCST5.	12
1206-11	纳米银创伤贴9*15	片	NMYCST9*	25
1206-11	明尼苏达抗菌透明敷料1658R 10cmx12cm	片	MNSDKJTM	93
1206-11	唯炜澜谛脂质水胶体硫酸银敷料5cm×5cm	片	WWLDZZSJ	80
1206-11	唯炜澜谛脂质水胶体硫酸银敷料10cmX12cm	片	WWLDZZSJ	180
1206-11	惠众温敏型羟丁基壳聚糖护创敷料0.5ml	支	HZWMXQDJ	297
1206-11	佰策伤口凝胶敷料50g	支	BCSKNJFL	291
1206-11	纳德西雾化功能性敷料 雾化型 2ml	瓶	NDXWHGNX	79
1206-11	施乐辉硅酮粘胶泡沫敷料17.5cm×17.5cm	片	SLHGTZJP	301
1206-11	纳米银创伤贴敷料9*10	片	NMYCSTFL	6.56
1206-11	3M液体敷料3346E容量28ml	支	3MYTFL33	170.52
1206-11	明尼苏达水胶体敷料10×10cm 90022T	片	MNSDSJTF	21.5
1206-11	锦波妇科流体敷料100ml	瓶	JBFKLTFL	112
1206-11	蓝鼎陆和雾化含漱冲洗液功能性敷料3ml	支	LDLHWHHS	97.7
1206-11	蓝鼎陆和雾化含漱冲洗液功能性敷料10ml	支	LDLHWHHS	97.5
1206-11	思利康泡沫敷料 硅酮粘胶型 10cm*20cm	片	SLKPMFL	197.2
1206-11	思利康泡沫敷料 硅酮粘胶型 10cm*25cm	片	SLKPMFL	243.1
1206-11	思利康泡沫敷料 硅酮粘胶型 12.5cm*12.5cm	片	SLKPMFL	177

1206-11	思利康泡沫敷料 硅酮粘胶型 15cm*15cm	片	SLKPMFL	236.3
1206-11	思利康泡沫敷料 硅酮粘胶型 16.8cm*17.1cm	片	SLKPMFL	272
1206-11	思利康泡沫敷料 硅酮粘胶型 7.5cm*7.5cm	片	SLKPMFL	80
1206-11	思利康泡沫敷料 硅酮粘胶型 10cm*10cm	片	SLKPMFL	111
1206-2	汇涵弹力绷带7.5×450cm	卷	HHTLBD7.	61
1206-2	汇涵弹力绷带12×450cm	卷	HHTLBD12	96
1206-2	友三纤维绷带10cm*3.6cm TRC-004P	卷	YSXWBD10	110.16
1206-2	友三纤维绷带12.5cm*3.6m TRC-005P	卷	YSXWBD12	120.36
1206-2	友三纤维绷带7.5cm*3.6m TRC-003P	卷	YSXWBD7.	97.92
1206-2	骨盆牵引带I型L	个	GPQYDIXL	26
1206-2	3M弹力绷带	卷	3MDLBD	13.9
1206-2	骨盆牵引带I型M	个	GPQYDI	26
1206-2	培鑫A型弹力网状绷带11	片	PXAXDLWZ	1.64
1206-2	培鑫A型弹力网状绷带8	片	PXAXDLWZ	2.31
1206-2	培鑫A型弹力网状绷带6	片	PXAXDLWZ	1.75
1206-2	3M丝绸布胶带2.5cm x 9.1m	卷	3MSCBJ	16
1206-2	保赫曼压力绷带8cm*4m	卷	BHMYLBD8	120
1206-2	网状头套	个	WZTT	2.5
1206-2	法国优格弹性绷带10cm*4.5cm	卷	FGYGDXBD	84.5
1206-2	振德纱布绷带8*600cm	卷	ZDSBBD8*	2.3
1206-2	3M医用透气胶粘带24mm x 9.1m	卷	3MYYTQJZ	6.27
1206-2	3M医用透气胶带12mm x 9.1m	卷	3MYYTQJD	2.46
1206-2	弹性绷带7.5cm*450cm (本白)	卷	DXBD7.	3.2
1206-2	纱布绷带6×600	卷	SBBD6*60	1.58
1206-2	金朋高分子固定绷带骨伤L型	卷	JPGFZG	81.5
1206-2	明尼苏达弹性柔棉宽胶带2.5cmX5m	卷	MNSDDX	34.1
1206-3	墨尼克硅酮有边型泡沫敷料15*15cm 595400	片	MNKGTYBX	116.64
1206-3	墨尼克硅酮普通型泡沫敷料15*15cm 294300	片	MNKGTPTX	254
1206-3	保赫曼含银敷料5*5cm 4995716	片	BHMHYFL5	222
1206-3	保赫曼含银敷料10*10cm 4995736	片	BHMHYFL1	342.86
1206-3	凡士林纱布 (15×5)	片	FSLSB(15	2.75

1206-4	正和外用壳聚糖抗菌液I型喷雾型	瓶	ZHWYKJTK	61.95
1206-4	建华医用透明质酸钠凝胶0.5ml	支	JHYTMZS	21
1206-4	希睿达修护生物膜30g	盒	XRDxHS	123.5
1206-4	唯炜澜谛液体敷料Sanyrene10ml	瓶	WWLDYT	118
1206-4	3M无痛保护膜（3344）	支	3MWTBHM（	8.7
1206-4	和雅医用抗菌凝胶敷料 II型 20g/管/盒	盒	HYYYKJNJ	65
1206-4	透明质酸钠凝胶/昊海5ML	支	TMZSNNJ/	407.6
1206-9	白雪纱布巾45*45-4（2片包装）	片	BXSBJ4	2.4
1206-9	白雪纱布片10*10-6中间开口（2片包	片	BXSBP1	0.35
1206-9	振德医用纱布块10cm*10cm	片	ZDYYSBK1	0.46
1206-9	振德纱布棉垫（非灭菌）20*30cm	片	ZDSBMD(F	2.47
1206-9	振德纱布棉垫（灭菌型）20cm×30cm	片	ZDSBMD(M	2.47
1206-9	振德灭菌纱布（5×5）	袋	ZDMJSB(5	0.18
120700001	雾化吸入（门诊）	次	WHXR(MZ)	6.5
120700001	雾化吸入	次	WHXR	6.5
120700001	氧化雾化吸入	次	YHWHXR	6.5
120700001	雾化吸入（6岁以下）	次	WHXR(6SY	8.5
120700001	雾化吸入（6岁以下）	次	WHXR(6SY	8.5
12070000101	租用超声雾化器	天	ZYCSWHQ	20
120700001-1	丸博口鼻气雾剂给药器WB-08	套	WBKBQWJG	117
120700001-1	气切雾化面罩（成人）	支	QQWHMZ(C	24
120700001-2	斯莱达氧气雾化面罩EM06-002T（儿童面罩）	套	SLDYQWHM	26
120700001-2	雾化面罩	只	WHMZ	25
120700001-2	美诺医用面罩可充气式3#	个	MNYMZKC	25
120800001	鼻饲管置管（6岁以下）	次	BSGZG(6S	16.9
120800001	鼻饲管置管	次	BSGZG	13
120800001-1	一次性使用鼻胃肠管	根	YCXYBWC	645.34
120800001-1	华星三腔双囊胃管5.3MM(F16)	根	HXSQSN	312
120800001-1	胃肠营养管20-9551 10FR(140cm)	根	WCYYG20-	1346.4
120800001-1	吸氧面罩	只	XYMZ	12.5
120800001-1	鼻胃管/太平洋FR16	根	BWG/TPYF	5.57

120800001-1	鼻胃管/太平洋FR14	根	BWG/TPYF	6.19
120800001-1	鼻胃管/妞迪CH10-130	根	BWG/NDCH	130.5
120800001-1	妞迪鼻胃管3.33mm(CH10-130)	根	NDBWG3.3	130.5
120800001-1	泰尔茂一次性使用鼻胃肠管A12LY	个	TEMYCXS	160
120800001-1	泰尔茂一次性使用鼻胃肠管A14LY	个	TEMYCXS	160
120800001-1	景欣儿童型胃管2.0mm(F6)	支	JXETXW	3.2
120800001-1	景欣儿童型胃管3.3mm(F10)	支	JXETXW	3.2
120800001-1	妞迪鼻胃管4.67mm(CH14-110)	根	NDBWG4.6	158
120800001-1	爱诺胃肠营养管20-9432	根	ANWCYY	863.67
120800001-1	仙明三腔胃管B型	根	XMSQWGBX	286.65
120800001-1	仙明三腔胃管A型	根	XMSQWGAX	242.55
120800001-1	景欣胃管(儿童型、硅胶)2.7F8	支	JXWG(E	3.2
120800001-1	北京灵泽鼻胃肠管Link-02-3	根	BJLZBWCG	137.55
120800001-1	鼻肠管	根	BCG	376
120800001-a	鼻饲管注食、注药、十二指肠灌注加收	次	BSGZSZ	2.6
120800002	肠内高营养治疗(6岁以下)	天	CNGYYZL(	34
120800002	肠内高营养治疗	天	CNGYYZL	26
120800002-1	妞迪肠内营养供应管路(针式)P-A-35162	个	NDCNYYGY	36.5
120800002-1	妞迪肠内营养输注器800型泵管	根	NDCNYYSZ	36.5
120800002-1	北京灵泽肠内营养供应管路Link-01-3	根	BJLZCNYY	37
120900001	胃肠减压	次	WCJY	20
121000001	洗胃	次	XW	26
121000001	洗胃(6岁以下)	次	XW(6SYX)	34
121000001-1	胃灌洗管	根	WGXG	18.05
121000001-1	伊凯一次性使用鼻胃肠管单腔3.3mm(10Fr)	套	YKYCXS	187.5
121000001-1	伊凯一次性使用鼻胃肠管单腔4.7mm(14Fr)	套	YKYCXS	187.5
121000001-1	博益止血愈创纱100mm×100mm 普通型	片	BYZXYS1	371.7
121000001-1	PVC带刻度胃管(合资-鼻饲管置管	根	PVCDKDWG	6.19
121100001	一般物理降温	次	YBWLJW	2.6
121100002	特殊物理降温	次	TSWLJW	6.5
121200001	坐浴	次	ZY	3.9
121300001	冷热湿敷	次	LRSF	3.9
121400001	引流管冲洗	次	YLG CX	1.3

121400001	引流管冲洗（6岁以下）	次	YLG CX(6S	1.7
121400001-1	胸腔引流瓶/晶乐三腔（停用）	只	XQYLP/JL	42
121400001-1	鑫达一次性使用引流管5.3mm(F16) T型头	支	XDYCXSY	5.98
121400001-1	鑫达一次性使用引流管4.7mm(F14) T型头	支	XDYCXSY	5.98
121400001-1	鑫达一次性使用引流管8.7mm(F26) T型头	支	XDYCXSY	5.98
121400001-1	鑫达一次性使用引流管4.0mm(F12) T型头	支	XDYCXSY	5.98
121400001-1	鑫达一次性使用胸腔引流管-2 F18 T型头	支	XDYCXSY	9
121400001-1	晶乐冲洗器1000ml	只	JLCXQ100	2.85
121400001-1	胸腔引流瓶/晶乐组合式III型	只	XQYLP/JL	42
121400001-a	更换引流装置加收	次	GHYLZZ	2.6
121400002-1	鑫达负压引流袋I型	只	XDFYYL	5.7
121500001	灌肠	次	GC	13
121500001	一般灌肠	次	YBGC	13
121500001	保留灌肠	次	BLGC	13
121500001	灌肠（6岁以下）	次	GC(6SYX)	16.9
121500002	清洁灌肠（6岁以下）	次	QJGC(6SY	34
121500002	清洁灌肠	次	QJGC	26
1215-1	景欣肛门管2.7mm(F8)	支	JXGMG2	2
1215-2	尿壶	只	NH	1.95
121600001	导尿（6岁以下）	次	DN(6SYX)	6.8
121600001	导尿	次	DN	5.2
121600001-1	导尿包3L A-H型 16Fr(5.3mm)	个	DNB3L A-	24.1
121600001-1	维力一次性使用导尿包14Fr 双腔标准型	包	WLYCXSYD	22
121600001-1	维力一次性使用导尿包16Fr 双腔标准型	包	WLYCXSYD	22
121600001-2	巴德导尿管1234-18# 三腔	根	BDDNG1	22
121600001-2	巴德导尿管1234-24# 三腔	根	BDDNG1	22
121600001-2	巴德导尿管1234-20# 三腔	根	BDDNG1	22
121600001-2	巴德导尿管1234-16# 三腔	根	BDDNG1	22
121600001-2	巴德导尿管1234-22# 三腔	根	BDDNG1	22
121600001-2	巴德无菌导尿管14Fr（4.7mm）123614C	根	BDWJDNG1	23
121600001-2	幸福工场输尿管内窥镜导管XFGC-FU-	条	XFGCSN	12800
121600001-2	测温尿管/维力无菌16Fr双腔	根	CWNG/WLW	260
121600001-2	康乐保导尿管28412	根	KLBDNG28	18

121600001-2	巴德无菌导尿管1234-20# 三腔	根	BDWJDN	22
121600001-2	巴德无菌导尿管1234-16# 三腔	根	BDWJDN	22
121600001-2	巴德无菌导尿管1234-18# 三腔	根	BDWJDN	22
121600001-2	巴德无菌导尿管1234-24# 三腔	根	BDWJDN	22
121600001-2	巴德一次性使用无菌导尿管-1 8fr	根	BDYCXS	33
121600001-2	巴德一次性使用无菌导尿管-1 10fr	根	BDYCXS	33
121600001-2	巴德无菌导尿管1234-22# 三腔	根	BDWJDNG1	22
121600001-2	巴德无菌导尿管1236-16# 双腔 带阀	根	BDWJDNG1	13.5
121600001-2	巴德无菌导尿管1236-18#	根	BDWJDN	13.5
121600001-2	巴德无菌导尿管1236-20#	根	BDWJDN	13.5
121600001-2	巴德无菌导尿管1236-24#	根	BDWJDN	13.5
121600001-2	巴德无菌导尿管1236-22#	根	BDWJDN	13.5
121600001-2	维力一次性使用无菌菌状头导尿管20Fr	支	WLYCXSYW	9.1
121600001-2	维力一次性使用无菌菌状头导尿管18Fr	支	WLYCXSYW	9.1
121600001-2	维力一次性使用无菌菌状头导尿管22Fr	支	WLYCXSYW	9.1
121600001-2	巴德无菌导尿管123612C 双腔 带阀	根	BDWJDNG1	13.5
121600001-2	巴德无菌导尿管外径：10Fr (3.3m	根	BDWJDN	33
121600001-2	Foley一次性使用无菌导尿管-3123	根	FoleyY	22
121600001-2	巴德无菌导尿管-2 125812C	根	BDWJDNG-	13.5
121600001-2	巴德无菌导尿管-21236-14#	根	BDWJDN	13.5
121600001-2	巴德菌导尿管1236-16#	根	BDJDNG	13.5
121600001-25	沙工J型导管（F6）双J型 2.0mm	根	SGJXDG(F	220
121600001-3	康诺子母式集尿袋	个	KNZMSJND	57.6
121600001-3	万生人和集尿袋OT-UJ400+2600	套	WSRHJNDO	184
121600001-a	留置导尿加收	日	LZDNJS	1.3
121600002	膀胱冲洗	次	PGCX	20
121600003	持续膀胱冲洗	日	CXPGCX	50
121600003-1	景欣引流袋(普通型:1000ml加长)	只	JXYLD(	2.03
121600003-1	明基一次性使用引流袋II型 1500ML	只	MJYCXSYY	20.48
121600003-1	创佳引流袋1500ml	个	CJYLD150	11.7
121600003-1	景欣引流袋普通型1000ml	只	JXYLDPTX	1.2
121600004	中段尿培养尿液留取	次	ZDNPYNYL	8
121700001	肛管排气	次	GGPQ	3.9
121700001	肛管排气（6岁以下）	次	GGPQ(6SY	5.1
130100001	婴幼儿健康体检	次	YYEJKT	5
130100001	修甲	次	XJ	150

130100001	洗头	次	XT	60
130100001	孕妈咪相册	本	YMMXC	600
130200001	儿童龋齿预防保健	次	ETQCYF	1
130200001	预防接种服务费	次	YFJZFWF	20
130300001	家庭巡诊	次	JTXZ	6
130300001	月嫂一对一服务（一周）	周	YSYDYFW（	3500
130300001	月嫂上门服务	次	YSSMFW	600
130700001	出诊	次	CZ	10
13070000101	急救出诊	次	JJCZ	10
130700001-a	急救出诊(副高职称以上)	次	JJCZFG	15
130800002	糖尿病远程管理	天	TNBYCGL	3.5
130900001	产后康复高级疗程一	疗	CHKFGJLC	62800
130900001	产后康复高级疗程二	疗	CHKFGJLC	52800
130900001	产后康复高级疗程三	疗	CHKFGJLC	42800
130900001	卵巢保养	次	LCBY	200
130900001	产后艾熏理疗	次	CHAXLL	350
130900001	产后半年瑜伽	次	CHBNYG	100
130900001	母乳营养状况评定	次	MRYYZKPD	80
130900001	产后宣教课程（6节）	组	CHXJKC(6	5000
130900001	乳腺疏通	次	RXST	200
130900001	产后瑜伽（6节）	组	CHYG(6J)	3200
130900001	骨盆复位	次	GPFW	200
130900001	子宫复旧	次	ZGFJ	200
130900001	贴心乳房跟踪护理		TXRFGZHL	200
130900001	泌乳顾问指导	次	MRGWZD	500
130900001	产妇基础护理	日	CFJCHL	200
130900001	满月全家福相册	本	MYQJFXC	800
130900001	局部气血雅致调理	次	JBQXYZDL	500
130900001	全身淋巴循环按摩	次	QSLBXHAM	880
130900001	豪华曲线雕塑疗法	次	HHQXDSL	980
130900001	妊娠纹修复基础疗法	次	RSWXFJCL	500
130900001	全身油压SPA	次	QSYYS	280
130900001	面部SPA	次	MBSPA	280
130900001	背部芳疗SPA	次	BBFLSPA	280
130900001	手臂按摩	次	SBAM	100
130900001	腿部按摩	次	TBAM	100
130900001	头肩颈舒缓理疗	次	TJJSHLL	400
130900001	腹部式脂减肥	次	FBMZJF	400
130900001	化妆造型	次	HZZX	100

130900001	豪华头、肩、颈放松	次	HHT F	400
130900001	头部舒缓放松护理	次	TBSHFSHL	80
130900001	嫁接睫毛	次	JJJM	400
130900003	孕期VIP课程（6节）	组	YQVIPKC（	5000
1311-2	康德莱一次性采血针XY0.8×20TW/0.8×19RW	支	KDLYCXCX	0.35
1311-2	碧迪一次性使用静脉采血器22GA×1	套	BDYCXSJY	0.69
1311-7	碧迪一次性使用注射笔用针头 0.23X4mm14Pack	个	BDYCXSJZ	2.8
14	豪雅镜片渐进4S160（顶膜）	片	HYJPJJ4S	1490
14	豪雅镜片渐进4S160（顶膜加）	片	HYJPJJ4S	1590
14	豪雅镜片渐进4S167（顶膜）	片	HYJPJJ4S	2190
14	豪雅镜片渐进4S167（顶膜加）	片	HYJPJJ4S	2290
14	豪雅镜片渐进6S150（顶膜）	片	HYJPJJ6S	1240
14	豪雅镜片渐进6S150（顶膜加）	片	HYJPJJ6S	1490
14	豪雅镜片渐进6S160（顶膜）	片	HYJPJJ6S	2190
14	豪雅镜片渐进6S160（顶膜加）	片	HYJPJJ6S	2440
14	豪雅镜片渐进6S167（顶膜）	片	HYJPJJ6S	3140
14	豪雅镜片渐进6S167（顶膜加）	片	HYJPJJ6S	3390
14	豪雅镜片渐进TC150（唯频）	片	HYJPJJTC	640
14	豪雅镜片渐进TC150（唯频加）	片	HYJPJJTC	740
14	豪雅镜片渐进TC160（唯频）	片	HYJPJJTC	990
14	豪雅镜片渐进TC160（唯频加）	片	HYJPJJTC	1090
14	豪雅镜片渐进LE150（唯频）	片	HYJPJJLE	310
14	豪雅镜片渐进LE150（唯频加）	片	HYJPJJLE	410
14	豪雅镜片渐进LE160（唯频）	片	HYJPJJLE	640
14	豪雅镜片渐进LE160（唯频加）	片	HYJPJJLE	740
140100001	尸体料理	次	STLL	72
140100001-a	尸体料理(特殊传染病人尸体料理加收)	次	STLLTS	60

140100003	尸体存放	日	STCF	24
140100004	离体残肢处理	次	LTCZCL	24
140100004	死婴处理	次	SYCL	24
15	平车	次	PC	100
15	豪雅镜片渐进4S150（顶膜）	片	HYJPJJ4S	740
15	豪雅镜片渐进4S150（顶膜加）	片	HYJPJJ4S	840
15	豪雅镜片渐进4S155（顶膜）	片	HYJPJJ4S	940
15	豪雅镜片渐进4S155（顶膜加）	片	HYJPJJ4S	1040
15	豪雅镜片渐进5S150（顶膜）	片	HYJPJJ5S	840
15	豪雅镜片渐进5S150（顶膜加）	片	HYJPJJ5S	940
15	豪雅镜片渐进5S155（顶膜）	片	HYJPJJ5S	1040
15	豪雅镜片渐进5S155（顶膜加）	片	HYJPJJ5S	1140
15	豪雅镜片渐进5S160（顶膜）	片	HYJPJJ5S	1640
15	豪雅镜片渐进5S160（顶膜加）	片	HYJPJJ5S	1740
15	豪雅镜片渐进5S167（顶膜）	片	HYJPJJ5S	2390
15	豪雅镜片渐进5S167（顶膜加）	片	HYJPJJ5S	2490
15	复印	张	FY	0.5
150000001	宝宝出生证	个	BBCSZ	280
150000005	婴儿干湿两用棉	片	YEGSLYM	0.32
150000005	婴儿沐浴巾	张	YEMYJ	4.2
150000006	腹带	根	FD	21
150000007	胸带	个	XD	52.5
150000008	婴儿奶粉	ml	YENF	0.04
150000008	早产奶粉	ml	ZCNF	0.06
150000011	新生儿沐浴	次	XSEMY	50
150000011	产科特需沐浴	次	CKTXMY	30
150000011	产科特需抚触	次	CKTXFC	30
150000011	宝宝手脚印	个	BBSJY	280
150000011	脐带章	个	QDZ	280
150000011	胎毛笔	支	TMB	280
150000011	新生儿游泳	次	XSEYY	60
150000011	宝宝抚触按摩	次	BBFCAM	100
150000011	产科特需游泳	次	CKTXYY	60
150000012	一次性纸尿裤	片	YCXZNK	2.1
150000013	一次性婴儿奶瓶	个	YCXYENP	1.78
17	特需服务费（超声）	次	TXFWF(CS	200
17	特需服务费（眼科）	次	TXFWF(YK	80

17	RGP（美尼康EX内非）	片	RGP(MNKE	1400
17	RGP（美尼康Z双非）	片	RGP(MNKZ	1900
17	RGP（美尼康E-1圆锥）	片	RGP(MNKE	2100
17	特需服务费（儿科）m	次	TXFWF(EK	200
17	产后臀部塑形	次	CHTBSX	198
17	产后大腿塑形	次	CHDTSX	198
17	产后小腿塑形	次	CHXTSX	198
170200001	妊娠糖尿病及体重管理一日门诊管理	次	RSTNBJTZ	360
170200001	腹直肌分离修复	次	FZJFLXF	150
170200001	产后腹部塑形	次	CHFBSX	198
170200001	助产士一对一服务费	次	ZCSYDYFW	200
170200001	住院月子餐（小V）	日	ZYYZC(XV	400
170200001	月子餐饮（三餐三点）	日	YZCY(SCS	400
170200001	产后初期母乳指导	次	CHCQMRZD	200
170200001	孕妇建卡	套	YFJK	10
170200001	孕期糖尿病专病咨询指导	次	YQTNBZBZ	30
170200001	全程陪伴分娩	次	QCPBFM	300
170200002	营养干预-配制三 1500Kcal	疗	YYGY-PZS	540
170200002	营养干预-慢性肾功能不全合并营养不良1	疗	YYGY-MXS	350
170200002	营养干预-慢性肾功能不全合并营养不良2	疗	YYGY-MXS	250
170200002	营养干预-综合评价指导	疗	YYGY-ZHP	60
170200002	营养干预（术前低碳水1）	疗	YYGY(SQD	100
170200002	营养干预（术前低碳水3）	疗	YYGY(SQD	300
170200002	营养干预-配制一 700Kcal	疗	YYGY-PZY	210
170200002	特需服务费（新生儿陪护）	次	TXFWF(XS	50
170200002	营养干预-配制二 1000Kcal	疗	YYGY-PZE	360
170200002	营养干预-便秘 消化不良	疗	YYGY-BM	480
170200002	营养干预-低蛋白血症1	疗	YYGY-DDB	300
170200002	欣同力（高蛋白高能量营养配方粉）	盒	XTL(GDBG	358

170200002	欣代力（低蛋白高能量营养配方粉）	盒	XDL(DDBG	258
170200002	营养干预-体重管理	疗	YYGY-TZG	500
17020001	家属陪伴分娩	次	JSPBFM	100
20006440	奥斯迈HC型接骨螺钉5.0×32	个	ASMHCXJG	1200
210101001	普通透视	每个	PTTS	5
210101001	腹透	每个	FT	5
21010100101	胸透	每个	XT	5
210101002	食管钡餐透视	次	SGBCTS	6
210101003	床旁透视与术中透视	次	CPTSYS	20
21010100301	透视下定位	次	TSXDW	20
210101004	C型臂术中透视	半	CXBSZT	50
210101004	C型臂术中透视下定位	半	CXBSZT	50
210101-a	使用影像增强器或电视屏可加收	次	SYXZQ	5
210102008	牙片	片数	YP	3
210102008-a	牙片(使用感绿片加收)	片数	YPSYGL	2
210102009	咬合片	片数	YHP	3
210102009-a	咬合片(进口胶片)	片数	YHPJKJ	20
210102010	曲面体层摄影(颌全景摄影)	片数	QMTCSY	50
210102011	头颅定位测量摄影	片数	TLDWCL	40
210102012	眼球异物定位摄影	片数	YQYWDW	50
210102012-a	眼球异物定位摄影放置定位器加收	人	YQYWDW	10
210102014	乳腺钼靶摄片 18×24吋	单侧	RXMBSP	80
210102014-a	乳腺钼靶摄片 18×24吋(加收)	次	RXMBSP 1	40
210102015	数字化摄影(DR)	曝光	SZHSYD	60
210102015	数字化摄影(DR)（口腔）	次	SZHSY(DR	60
210102015-1	胶片（普通X线）	片	JP(PTXX)	26.25
210102015-1	森彩医用打印胶片SC-CSJ100 A4	张	SCYYDYJP	11.9
210102015-1	越泽医用激光胶片297*420mm YZ-I-A3	片	YZYYJGJP	14.4
210102015-1	荣世医用激光胶片A4 210*297	个	RSYYJGJP	8.9

210102015-1	柯丽尔医用干式胶片RIF-11×14英寸	个	KLEYYGSJ	12.8
210102015-1	胶片（x线造影）	片	JP（xXZY）	26.25
210102015-1	胶片（磁共振）	片	JP（CGZ）	26.25
210102015-1	胶片（x线计算机体层）	片	JP（xXJSJ）	26.25
210102015-1	森彩SC-SJ100干式胶片B5	张	SCSC-S	11.9
210102015-b	数字化摄影(DR)（口腔）二次曝光	次	SZHSY(DR)	30
210102015-b	数字化摄影(DR)第二次曝光开始加收	曝光	SZHSYD	30
210102016-1	热敏胶片-数字化摄影	张	RMJP-SZH	26.25
210102017	介入临床操作DSA引导30min	次	JRLCCZDS	600
210102017	胶片（DSA）	片	JP（DSA）	26.25
210102017-1	胶片297*420 A3（核医学）	片	JP297*42	26.25
210102017-2	宇寿高压造影注射器及附件150cm 300psi	根	YSGYZYZS	196
210102018-1	美敦力脑脊液分流管及附件41101	套	MDLNJYFL	1000
210102018-1	伯恩诊断/消融可调弯头端导管D134722IL	根	BEZD/XRK	24800
210102018-1	伯恩诊断/消融可调弯头端导管D134721IL	根	BEZD/XRK	24800
210102018-1	星形磁电双定位标测导管D128211	根	XXCSDWB	19040
210102018-1	美敦力脑脊液分流管及附件43103	套	MDLNJYFL	2499
210102018-1	伯恩诊断/消融可调弯头端导管D133605IL	根	BEZD/XRK	14565
210102018-1	伯恩诊断/消融可调弯头端导管D133604IL	根	BEZD/XRK	14565
210102018-1	强生诊断/消融可调弯头端导管D134825IL	根	QSZD/XRK	28000
210102018-1	强生诊断/消融可调弯头端导管D134821IL	根	QSZD/XRK	28000
210102018-1	强生星形磁电双定位标测导管D128210	根	QSXXCSDS	24500
210102018-1	科峰支气管封堵导管8	支	KFZQGF	1755
210102-a	X线摄影一张胶片多次曝光加收	次	XXSYYZ	3
210102-b	X线摄影加滤线器计费加收	次	XXSYJL	5
210102-c	X线摄影体层摄影按层加收	层	XXSYTC	5
210102-d	X线摄影床旁摄片加收	次	XXSYCP	8
210103003	脊髓（椎管）造影	次	JS（ZG）ZY	27
210103011	下咽造影	次	XYZY	30
210103012	食管造影	次	SGZY	30
210103013	上消化道造影	次	SXHDZY	60

210103014	胃肠排空试验	次	WCPKSY	60
210103015	小肠插管造影	次	XCCGZY	80
210103016	口服法小肠造影	次	KFFXCZ	50
210103017	钡灌肠大肠造影	次	BGCDCZ	55
210103018	腹膜后充气造影	次	FMHCQZ	60
210103019	口服法胆道造影	次	KFFDDZ	50
210103020	静脉胆道造影	次	JMDDZY	40
210103021	经内镜逆行胰胆管造影(ERCP)	次	JNJNXY	700
210103022	经皮经肝胆道造影(PTC)	次	JPJGDD	180
210103023	T管造影	次	TGZY	30
210103024	静脉泌尿系造影	次	JMMNXZ	50
210103025	逆行泌尿系造影	次	NXMNXZ	50
210103026	肾盂穿刺造影	单侧	SYCCZY	80
210103027	膀胱造影	次	PGZY	30
210103028	阴茎海绵体造影	次	YJHMTZ	20
210103029	输精管造影	单侧	SJGZY	20
210103030	子宫造影	次	ZGZY	20
210103031	子宫输卵管碘油造影	次	ZGSLGD	25
210103032	四肢淋巴管造影	单肢	SZLBGZ	20
210103033	窦道及瘘管造影	次	DDJLGZ	30
210103034	四肢关节造影	每个	SZGJZY	40
210103-a	使用数字化X线机造影加收	次	SYSZHX	50
210103-a	使用数字化X线机造影加收(口腔)	次	SYSZHXXJ	50
210200001-b	磁共振平扫	部位	CGZPS	450
210200001-b	磁共振平扫(每增加一个部位加收)	部位	CGZPSM	50
210200001-c	磁共振平扫3.0T	部	CGZPS3.0	570
210200002-b	磁共振增强扫描	部位	CGZZQS	490
210200002-c	磁共振增强扫描3.0T	部	CGZZQSM3	690
210200003	磁共振功能成像	每项	CGZGNCX	50
210200009	临床操作的磁共振引导	次	LCCZDC	390
2102-a	磁共振扫描(使用心电或门控加收)	部	CGZSM(SY	30
210300001-a	螺旋CT平扫	部	LXCTPS	140
210300001-b	多排螺旋CT平扫	部位	DPLXCTPS	220
210300001-b	(CT)平扫加增强扫描加收	部位	CTPSJZ	50
210300002-b	多排螺旋(CT)增强扫描	部位	DPLX(CT)	300
210300004	CT成像	次	CTCX	90

210300004	计算机体层(CT)成象	次	JSJTC(CT	90
210300004	计算机体层ct成象(核医学)	部	JSJTCctC	90
210300005	临床操作的CT引导	次	LCCZDC	180
2103-4	泰尔茂造影导管留置针 肝素帽18G×1 1/4"	支	TEMZYDGL	142
2103-4	泰尔茂造影导管留置针 肝素帽20G×1 1/4"	支	TEMZYDGL	142
2103-4	泰尔茂造影导管留置针 肝素帽22G×1"	支	TEMZYDGL	142
2103-4	泰尔茂造影导管留置针 肝素帽24G×3/4"	支	TEMZYDGL	142
2103-c	螺旋CT扫描使用心电或门控加收)	部	LXCTSMSY	14
210400001	院外影像学会诊	次	YWYXXH	40
210500001	红外热象检查	每个	HWRXJC	30
210500002	红外线乳腺检查	单侧	HWRXJ	40
220100003	眼部A超	单侧	YBAC	6
220201001	单脏器B超检查	每个	DZQBCJ	10
220201001-a	单脏器B超检查增加脏器	次	DZQBCJ	5
220201002	B超常规检查	次	BCCGJC	30
220201002	胸部B超检查(含肺、胸腔、纵隔)	次	XBBCJC	30
220201002	腹部B超检查(含肝、胆、胰、脾、双肾)	次	FBBCJC	30
220201002	胃肠道B超检查	次	WCDBCJ	30
220201002	泌尿系B超检查(含双肾、输尿管、膀胱、前	次	MNXBCJ	30
220201002	妇科B超检查(含子宫、附件、膀胱及周围组	次	FKBCJC	30
220201002	产科B超检查(含胎儿及宫腔)	次	CKBCJC	30
220201002	B超常规检查费m	次	BCCGJCFm	30
220201002	B超常规检查(眼科)	次	BCCGJC(Y	30
220201003	胸腹水B超检查及穿刺定位	次	XFBCJ	30
220201004	胃肠充盈造影B超检查	次	WCCYZY	25
220201005	大肠灌肠造影B超检查	次	DCGCZY	30
220201006	输卵管超声造影	次	SLGCSZ	30
220201007	浅表组织器官B超检查	每个	QBZZQG	25
220201008	术中B超检查	半小	SZBCJC	30
220201009	临床操作的B超引导	次	LCCZDB	50
220202001	经阴道B超检查	次	JYDBCJ	35
220202002	经直肠B超检查	次	JZCBCJ	30
220202003	临床操作的腔内B超引导	次	LCCZDQ	60
220203001	胃充盈及排空功能检查	次	WCYJPK	25
220203002	小肠充盈及排空功能检查	次	XCCYJP	25
220203003	胆囊和胆道收缩功能检查	次	DNHDDS	25

220203004	胎儿生物物理相评分	次	TESWWL	30
220203005	膀胱残余尿量测定	次	PGCYNL	25
2202-1	峻屹胃肠充盈超声造影剂 50g/袋	袋	JYWCCYCS	123.5
220301001	彩色多普勒超声常规检查	部位	CSDPLC	70
220301001	胸部彩色多普勒超声常规检查	次	XBCSDP	70
220301001	腹部彩色多普勒超声常规检查	部位	FBCSDP	70
220301001	胃肠道彩色多普勒超声常规检查	部位	WDCSD	70
220301001	泌尿系彩色多普勒超声常规检查	部位	MNXCSD	70
220301001	妇科彩色多普勒超声常规检查	部位	FKCSDP	70
220301001	产科彩色多普勒超声常规检查	部位	CKCSDP	70
220301002	浅表器官彩色多普勒超声检查	每个	QBQGCS	70
220302001	颅内段血管彩色多普勒超声	次	LNDXGC	60
220302002	球后全部血管彩色多普勒超声	次	QHQBXC	60
220302003	颈部血管彩色多普勒超声	根	JBXGCS	55
220302004	门静脉系彩色多普勒超声	人次	MJMXCS	55
220302005	腹部大血管彩色多普勒超声	人次	FBDXGC	60
220302006	四肢血管彩色多普勒超声	每肢	SZXGCS	55
220302007	双肾及肾血管彩色多普勒超声	次	SSJSXG	55
220302008	左肾静脉“胡桃夹”综合征检查	次	ZSJMHT	60
220302009	药物血管功能试验(阳痿测定)	次	YWXGGN	60
220302010	脏器声学造影	次	ZQSXZY	80
220302010	肿瘤声学造影	次	ZLSXZY	80
220302011	腔内彩色多普勒超声检查	次	QNCSDP	55
220302011	经阴道彩色多普勒超声检查	次	JYDCSD	55
220302011	经直肠彩色多普勒超声检查	次	JZCCSD	55
220302012	临床操作的彩色多普勒超声引导	次	LCCZDC	130
220302013	超声弹性成像	次	CSTXCX	45
220302014	超声断层容积扫描	次	CSDCRJSM	240
220400001	颅内多普勒血流图(TCD)	次	LNDPLX	100
220400002	多普勒血流图(超声)	单肢	DPLXLT(C	30
220400002	多普勒血流图(病房)	肢	DPLXLT(B	30
220500001	脏器灰阶立体成象	每个	ZQHJLT	40
220500002	能量图血流立体成象	每个	NLTXLL	15
220600001	普通心脏M型超声检查	次	PTXZMX	10
220600002	普通二维超声心动图	次	PTEWCS	50

220600003	床旁超声心动图	次	CPCSXD	120
220600004	心脏彩色多普勒超声	次	XZCSDP	100
220600005	常规经食管超声心动图	次	CGJSGC	200
220600006	术中经食管超声心动图	次	SZJSGC	200
220600007	介入治疗的超声心动图监视	次	JRZLDC	150
220600008	右心声学造影	次	YXSXZY	100
220600009	负荷超声心动图	次	FHCSXD	150
220600010	左心功能测定	次	ZXGNCD	65
220600011	经胸实时三维超声心动图	次	JXSSSWCS	165
220600012	经食管实时三维心动图检查	次	JSGSSSWX	355
220700001	计算机三维重建技术(3DE)	单幅	JSJSWZ	50
220700002	声学定量(AQ)	次	SXDLAQ	50
220700003	彩色室壁动力(CK)	次	CSSBDL	50
220700004	组织多普勒显象(TDI)	次	ZZDPLX	50
220700005	心内膜自动边缘检测	次	XNMZDB	50
220700006	室壁运动分析	次	SBYDFX	50
220700007	心肌灌注超声检测	次	XJGZCS	150
220700008	二尖瓣三维定量分析	次	EJBSWDLF	90
220700009	超声斑点跟踪成像	次	CSBDGZCX	90
220700010	实时三维应变分析	次	SSSWYBFX	90
220700011	心肌运动瓣环位移分析	次	XJYDBHWY	45
220700012	左心室三维容积定量分析	次	ZXSSWRJD	90
220800001	黑白热敏打印照片	片	HBRMDY	10
220800002	彩色打印照片	片	CSDYZP	15
220800002	彩色打印照片(眼科)	片	CSDYZP(Y	15
220800002	彩色打印照片(眼视光中心)	片	CSDYZP(Y	15
220800004	彩色一次成像波拉照片	片	CSYCCXBL	40
220800004	黑白一次成像(波拉)照片	片	HBVCCX	40
220800007	超声检查实时录象	次	CSJCSS	40
220800008	计算机图文报告(神经外科)	次	JSJTWBG(	15
220800008	计算机图文报告	次	JSJTWBG	15
220800008	计算机图文报告(超声)	次	JSJTWBG(	15
220800009	彩色胶片报告(超声科)	片	CSJPBG(C	20
220800009	彩色胶片报告(胃肠镜)	次	CSJPBG(W	20
22-1	医用超声消毒耦合剂	个	YYCSXDOH	9.6

230200006	甲状腺静态显象	每个	JZXJTX	80
230200006-a	甲状腺静态显象增加体位	一个	JZXJTX	20
230200011	甲状旁腺显象	次	JZPXXX	200
230200011	甲状旁腺显象	次	JZPXXX	200
230200013	负荷心肌灌注显象	三个	FHXJGZ	200
230200013-a	负荷心肌灌注显象增加体位	一个	FHXJGZ	30
230200017	平衡法门控心室显像/三个体位	次	PHFMKXSX	200
230200018	平衡法负荷门控心室显象	三个	PHFFHMKX	200
230200018-a	平衡法负荷门控心室显象增加体位	一个	PHFFHMKX	30
230200023	下肢深静脉显像/一个体位	次	XZSJMX/	200
230200025	肺灌注显象	六个	FGZXX	100
230200025-a	肺灌注显像增加体位	个	FGZXXZJT	30
230200026-2	泰利福口咽通气道1167/10cm	根	TLFKYTQ	8.41
230200026-2	泰利福口咽通气道1164/9cm	根	TLFKYTQ	8.41
230200026-2	泰利福口咽通气道1170	只	TLFKYTQD	8.41
230200026-2	口咽通气管	只	KYTQG	8.41
230200026-2	美敦力通风管1016010	根	MDLTFG	205
230200027	唾液腺静态显象	三个	TYXJTX	100
230200028	唾液腺动态显象	次	TYXDTX	100
230200032	胃排空试验	次	WPKSY	200
230200033	异位胃粘膜显象	次	YWWZMX	200
230200034	消化道出血显象	次	XHDCXXX	200
230200034-a	消化道出血（延迟加收）	次	XHDCX(YC	20
230200035	肝胶体显象	三个	GJTXX	100
230200035-a	肝胶体显象增加体位	一个	GJTXXZ	20
230200036	肝血流显象	次	GXLXX	100
230200037	肝血池显象	二个	GXCXX	100
230200037-a	肝血池显象(增减时相)	一个	GXCXXZ	20
230200038	肝胆动态显象	小时	GDDTXX	200
230200038-a	肝胆动态显象(延迟显象)	次	GDDTXX	20
230200046	肾动态显象+肾小球滤过率(GFR)测定	次	SDTXXS	200

230200047	肾动态显象+肾有效血浆流量(ERPF)测	次	SDTXXS	200
230200049	肾静态显象	二	SJTX	100
230200052	阴囊显象	次	YNXX	120
230200053	局部骨显象	二个	JBGXX	100
230200053-a	局部骨显象增加体位	一个	JBGXXZ	20
230200054	骨三相显象	次	GSXX	130
230200055	骨密度测定	次	GMDCD	40
230200055-a	骨密度测定双能X线骨密度仪检测	次	GMDCDSNX	300
230200058	亲肿瘤局部显象	每个	QZLJBX	100
230200058-b	亲肿瘤局部显象增加体位	一个	QZLJBX	20
230300001	脏器断层显像	次	ZQDCXX	300
230300002	全身显像	次	QSXX	320
230400001	脑血流断层显象	次	NXLDCXX	2200
230400002	脑代谢断层显象	次	NDXDCXX	2200
230400005	心肌代谢断层显象	次	XJDXDCXX	2200
230400006	心脏神经受体断层显象	次	XZSJST	2200
230400007	肿瘤全身断层显象	次	ZLQSDCXX	4645
230400008	肿瘤局部断层显象	次	ZLJBDC	2600
230500002	甲状腺摄131碘试验	二次	JZXS13	50
230500002-a	甲状腺摄131碘试验增加次数	人	JZXS13	30
230500003	甲状腺激素抑制试验	二次	JZXJSY	30
230500003-a	甲状腺激素抑制试验增加次数	人	JZXJSY	30
230500008-a	肾图无计算机设备	次	STWJSJ	20
230500010	肾图+肾小球滤过率测定	次	STSXQL	50
230500011	肾图+肾有效血浆流量测定	次	STSYXX	50
230500014	14碳呼气试验	次	14THQSY	95
230600001	131碘-甲亢治疗	次	131DJK	500
230600002	131碘-功能自主性甲状腺瘤治疗	次	131DGN	500
230600003	131-碘甲状腺癌转移灶治疗	次	131DJZX	500
230600009	89锶-骨转移瘤治疗	次	89SGZY	200
230600010	153钐-EDTMP骨转移瘤治疗	次	153SED	500
230600015	云克(99钐)治疗	次	YK(99D)Z	40
230600015	99钐云克治疗	次	99DYKZL	40
230600016	90锶贴敷治疗	次	90STFZ	33
230600017	组织间粒子植入术	次	ZZJLZZRS	1200
23-1001	数据存贮介质-核医学	张	SJCZJZ	10
240100001	人工制定治疗计划(简单)	疗程	RGZDZL	200
240100002	人工制定治疗计划(复杂)	疗程	RGZDZL	350

240100003	计算机治疗计划系统(TPS)	疗程	JSJZLJ	200
240100004	特定计算机治疗计划系统	疗程	TDJSJZ	800
240100005	放射治疗的适时监控	次	FSZLDS	40
240100005	放射治疗的适时监控（疗程中修改定位加	人	FSZLDS	40
2401-a	1. 放射治疗计划及剂量计算疗程中修改计划	人	1FSZLJ	20
240200001	简易定位	疗程	JYDW	40
24020000101	非专用定位机之定位简易定位	疗程	FZYDWJ	40
24020000102	X线机简易定位	疗程	XXJJYD	40
24020000103	简易定位（B超 X线 CT机）	疗程	JYDW(BC	40
24020000104	CT简易定位	疗程	CTJYDW	40
240200002	专用X线机模拟定位	疗程	ZYXXJM	120
240200003	专用X线机复杂模拟定位	疗程	ZYXXJF	300
240300004	直线加速器放疗(固定照射)	每照	ZXJSQF	70
240300004	疤痕直线加速器放射	次	BHZXJSQF	2800
240300005	直线加速器放疗(特殊照射)	每照	ZXJSQF	100
240300006	直线加速器适型治疗（包括诺力刀治疗）	疗程	ZXJSQS	9000
240300007	X刀治疗	疗程	XDZL	6000
240300008	伽玛刀治疗	疗程	GMDZL	10000
240300009	不规则野大面积照射	每照	BGZYDM	300
240300010	半身照射	每照	BSZS	1500
240300014	术中放疗	次	SZFL	3000
240300015	适型调强放射治疗(IMRT)	次	SXDQFS	500
240500001	合金模具设计及制作	次	HJMJSJ	140
240500002	填充模具设计及制作	次	TCMJSJ	100
240500003	补偿物设计及制作	次	BCWSJJ	100
240500004	面模设计及制作（面部）	个	MMSJJZ	500
240500004-a	面模设计及制作（头颈部）	个	MMSJJZ	800
240500004-b	面模设计及制作（体部）	个	MMSJJZ	1600
240500005	体架（普通放疗）	疗程	TJPTFL	500
240500005-a	体架（精确放疗）	疗程	TJJQFL	1000
240700001	深部热疗	次	SBRL	700

240700005	经皮穿刺肿瘤深部微波热凝治疗术	次	JPCCZLSB	2000
240700005-1	亿高一次性微波消融针1.6*150mm	套	YGYCXWBX	8100
240700005-1	亿高一次性微波消融针1.6*100mm	套	YGYCXWBX	9100
240700005-1	康友一次性微波消融针KY-2450A-6	根	KYYCXWBX	13000
240700005-1	康友一次性微波消融针KY2450A-5	根	KYYCXWBX	13650
240700005-1	康友无菌一次性微波消融针 KY-2450B	根	KYWJYCXW	8700
240700005-1	康友无菌一次性微波消融针 KY-2450A-1	根	KYWJYCXW	8000
240700005-1	康友一次性微波消融针 KY-2450B-T6	套	KYYCXWBX	13000
240700005-1	康友一次性微波消融针 KY-2450B-T3	根	KYYCXWBX	14000
240700005-1	亿高一次性微波消融针2.0*150mm	根	YGYCXWBX	9500
240700005-1	亿高(荔安)一次性微波消融针1.6*150mm	根	YG(澤)YC	8100
240700005-1	亿高一次性微波消融针2.0*200mm	根	YGYCXWBX	7700
240700006	冷循环射频肿瘤灭活治疗术	次	LXHSPZLM	5000
240700007	射频热凝术	每	SPRNS	1200
240700007	椎间盘微创消融术	部	ZJPWCXRS	1200
240700007-1	邦士一次性射频消融电极针ADN226	支	BSYCXSPX	14700
240700007-1	邦士一次性射频消融电极针ADS313	支	BSYCXSPX	4500
240700007-1	立德射频消融电极针RFDJ01-1808010	根	LDSPXRDJ	11000
240700007-a	椎间盘微创消融术（两个部位以上加收）	部	ZJPWCXRS	600
240700007-a	射频热凝术（每部位）	每	SPRNS(MB	600
240700008-3	思沃头颈肩胸部定位膜GY-NSMP	张	SWTJJX	720
240700008-3	思沃体部定位膜GY-BSMP2	张	SWTBDW	720
240700011	区域热循环灌注热疗	次	QYRXHGZR	1000
240700011-1	迈达热化疗循环管路RLG-X	套	MDRHLXHG	3850
250101003	红细胞比积测定ICU	项	HXBBJCDI	1
250101003	红细胞比积测定（HCT、神外）	项	HXBBJCD(	1
250101003	红细胞比积测定(HCT)	项	HXBBJC	1
250101005-a	网织红细胞计数(Ret)（仪器法）	项	WZXHBJ	10

250101005-b	网织红细胞计数(Ret) (流式细胞仪法)	项	WZHXBJ	20
250101007	异常红细胞形态检查	项	YCHXBX	2
250101008-a	红细胞沉降率测定(ESR) (仪器法)	项	HXBCJL	7
250101010	白细胞分类计数(DC) (骨髓细胞室)	项	BXBFLJ	0.5
250101011	嗜酸性粒细胞直接计数(骨髓细胞室)	项	SSXLXB	5
250101012	异常白细胞形态检查 (骨髓细胞室)	项	YCBXBX	2
250101012	异常白细胞形态检查	项	YCBXBX	2
250101015-a	血细胞分析 (三分类)	次	XXBFX(SF	10
250101015-b	血细胞分析 (五分类仪器)	次	XXBFXW	18
250101015-b	血细胞分析 (五分类仪器) S	次	XXBFX(WF	18
250101019	红斑狼疮细胞检查(LEC)	项	HBLCXB	7
250101023	外周血细胞形态学分析	次	WZXXBXTX	50
250102003	尿比重测定ICU	项	NBZCDICU	0.5
250102003	尿比重测定	项	NBZCD	0.5
250102006-a	尿蛋白定量 (各种化学方法)	项	NDBDL(GZ	3
250102007	尿本-周氏蛋白定性检查	项	NBZSDB	2
250102014	尿含铁血黄素定性试验	项	NHTXHS	1
250102016	尿乳糜定性检查	项	NRMDXJ	5
250102021-b	尿妊娠试验 (单克隆金标法)	项	NRSSYD	7
250102022-a	卵泡刺激素 (LH) 快速测定	次	LPCJS(LH	15
250102024-a	尿沉渣定量 (仪器法)	项	NCZDLY	20
250102025	尿液爱迪氏计数(Addis)	项	NYADSJ	1
250102034	尿红细胞位相 (图象分析仪法)	项	NHXBWX	8
250102035	尿常规化学检测	次	NCGHXJC	4.5
250102035-a	尿液分析使用抗维生素C试剂条	次	NYFXSY	2
250102035-a	使用抗维生素C试剂条加收	次	SYKWSSCS	2
250102035-c	尿常规化学检查 (干化学法)	次	NCGHXJC(	10
250102041	对羟基苯丙氨酸尿液检测	项	DQJBBASN	190
250103001	粪便常规	次	FBCG	5
250103001-a	粪便常规 (仪器法)	次	FBCG(YQF	10
250103002-b	粪便隐血试验(OB) (单克隆金标法)	项	FBYXSY	12
250103002-c	粪便隐血实验	项	FBYXSY	50
250103005	粪苏丹III染色检查	项	FSDIII	2
250104001	胸腹水常规检查	次	XFSCGJ	10
250104001-a	胸腹水常规检查 (仪器法)	次	XFSCGJC(	20
250104003	脑脊液常规检查(CSF)	次	NJYCGJ	10
250104003-a	脑脊液常规检查 (CSF) (仪器法)	项	NJYCGJC(	20
250104004-a	精子质量和功能分析	次	JZZLHGNT	100

250104013	前列腺液常规检查	项	QLXYCG	5
250104014	阴道分泌物检查	次	YDFMWJ	7
250104014	阴道分泌物检查m	次	YDFMWJCM	7
250104014-a	细菌性阴道炎检查(BV)/项	项	XJXYDYJC	12
250104019	各种穿刺液常规检查	次	GZCCYC	2
250104036	精子DNA完整性检测	次	JZDNAWZX	300
250104037	前列腺小体外泄蛋白(PSEP)检测	次	QLXXTWXD	195
250201001	骨髓涂片细胞学检验	次	GSTPXB	100
250201001	骨髓涂片细胞学检验(骨髓细胞室)	次	GSTPXB	100
250201002	骨髓有核细胞计数(骨髓细胞室)	项	GSYHXB	40
250201002	骨髓有核细胞计数	项	GSYHXB	40
250201003	骨髓巨核细胞计数(检验科)	项	GSJHXBJS	10
250201003	骨髓巨核细胞计数(骨髓细胞室)	项	GSJHXB	10
250201005	骨髓造血祖细胞培养	项	GSZXZX	100
250201006	白血病免疫分型(流式细胞仪法)	项	BXBMYF	80
250201007	骨髓特殊染色及酶组织化学染色检查	项	GSTSRs	6
250201008	白血病抗原检测	项	BXBKYJ	30
250201009	白血病残留病灶检测	项	BXBCLB	250
250201011	血液病相关基因定性检测	项	XYBXGJYD	230
250202002	血浆游离血红蛋白测定	项	XJY LXH	1
250202007	红细胞渗透脆性试验	项	HXBSTC	4
250202011	蔗糖溶血试验	项	ZTRXS Y	1
250202012	血清酸化溶血试验(Ham)	项	XQSHRX	4
250202015	蛇毒因子溶血试验	项	SDYZRX	15
250202016	高铁血红蛋白还原试验(MHB—RT)	项	GTXHDB	2
250202016	高铁血红蛋白还原实验(ICU)	项	GTXHDBHY	2
250202017	葡萄糖6—磷酸脱氢酶荧光斑点试验	项	PTT6LS	6
250202021	红细胞丙酮酸激酶测定(PK)	项	HXBBTS	6
250202026-a	血红蛋白电泳(凝胶法进口仪器试剂)	项	XHDBDY	35
250202027	血红蛋白A2测定(HbA2)	项	XHDBA2	7
250202028	抗碱血红蛋白测定(HbF)	项	KJXHDB	7
250202031	不稳定血红蛋白测定	项	BWDXHD	1
250202034	直接抗人球蛋白试验(Coombs') (凝集法)	项	ZJKRQDBS	12
250202034-a	直接抗人球蛋白试验(Coombs') (卡式法)	项	ZJKRQDBS	55
250202035-a	间接抗人球蛋白试验(卡式法)	项	JJKRQD	55
250203001	血小板相关免疫球蛋白(PAIg)测定(流	项	XXBXGM	15
250203001-a	血小板相关免疫球蛋白(PAIg)测定	项	XXBXGM	5
250203008	血管性假性血友病因子(VWF)抗原测定	项	XGXJXX	50
250203010	血小板粘附功能测定(PAdT)(流式细胞	项	XXBZFG	10
250203010-a	血小板粘附功能测定(PAdT)	项	XXBZFG	5
250203011-b	血小板聚集功能测定(比浊法)	项	XXBJJGNC	45

250203012	瑞斯托霉素诱导血小板聚集测定	项	RSTMSY	15
250203020	血浆凝血酶原时间测定(PT)(仪器法)	项	XJNXMY	15
250203020	凝血酶原时间测定(ICU)仪器法	项	NXMSJCD	15
250203025	活化部分凝血活酶时间测定(ICU	项	HHBFNXHM	20
250203025	活化部分凝血活酶时间测定(APTT)(仪器法)	项	HHBFNXHM	20
250203026	活化凝血时间测定(ACT)	项	HHNXSJ	10
250203030	血浆纤维蛋白原测定(仪器法)	项	XJXWDB	15
250203030	纤维蛋白原测定(ICU)仪器法	项	XWDBYCD(	15
250203031	血浆凝血因子活性测定(仪器)	项	XJNXYZHX	40
250203035	凝血酶时间测定(ICU专用)仪器	项	NXMSJCD(	12
250203035	凝血酶时间测定(TT)(仪器法)	项	NXMSJC	12
250203040	血浆鱼精蛋白副凝试验(3P)	项	XJYJDB	2
250203045	血浆 α 2纤溶酶抑制物活性测定(α 2—PI	项	XJ2XRM	20
250203046	血浆 α 2纤溶酶抑制物抗原测定(α 2—PI	项	XJ2XRM	25
250203047	血浆抗凝血酶III活性测定(AT—III A)(仪器法)	项	XJKNXM3H	42
250203049	凝血酶抗凝血酶III复合物测定(TAT)	项	NXMKNX	30
250203053	活化蛋白C抵抗试验(APCR)	项	HHDBCD	40
250203055	狼疮抗凝物质检测	项	LCKNWZJC	20
250203064	血浆纤溶酶-抗纤溶酶复合物测定(PAP)	项	XJXRMK	30
250203065	纤维蛋白原降解测定FDP	项	XWDBYJJC	30
250203065	纤维蛋白原降解测定FDP	项	XWDBYJJC	30
250203066-b	血浆D-二聚体测定(急诊)(仪器法)	项	XJD-EJTC	70
250203066-b	D-二聚体测定(ICU)仪器	项	D-EJTCD(	70
250203066-b	血浆D-二聚体测定(仪器法)	项	XJD-EJTC	70
250203067	α 2-巨球蛋白测定	项	2JQDBC	15
250203067-a	α 3-巨球蛋白测定(散射比浊法)	项	3JQDBC	30
250203068	人类白细胞抗原B27测定(HLA-B27	项	RLBXBK	100
250203070	红细胞流变特性检测	次	HXBLBT	15
250203071	全血粘度测定	项	QXZDCD	15
250203071	全血黏度测定	项	QXNDCD	15
250203072	血浆粘度测定	项	XJNDCD	5
250203080	血栓弹力图试验	例	XSTLTSY	300
250203082	凝血功能和血小板功能动态监测	次	NXGNHXXB	450
250301001	血清总蛋白测定(干化学法)	项	XQZDBC	10
250301001-a	血清总蛋白测定	项	XQZDBC	4
250301002	血清白蛋白测定(干化学法)	项	XQBDBC	10
250301002-a	血清白蛋白测定	项	XQBDBC	4

250301003	血清粘蛋白测定	项	XQZDBC	1.5
250301004	血清蛋白电泳	项	XQDBDY	40
250301006	血清前白蛋白测定(免疫比浊法、化学发光法)	项	XQQBDB	25
250301006-a	血清前白蛋白测定	项	XQQBDB	5
250301010	脑脊液总蛋白测定	项	NJYZDB	2
250301010-a	脑脊液总蛋白测定(免疫比浊法、化学发光法)	项	NJYZDB	10
250301011	脑脊液寡克隆电泳分析	项	NJYGKL	15
250301012	脑脊液白蛋白测定	项	NJYBDB	20
250301013	脑脊液IgG测定	项	NJYIGG	20
250301013	脑脊液IgA测定	项	NJYIgACD	20
250301013	脑脊液IgM测定	项	NJYIgMCD	20
250301015	α 1抗胰蛋白酶测定	项	1KYDBM	25
250301017	超敏C反应蛋白测定(散射比浊法)	项	CMCFYD	20
250301017-a	超敏C反应蛋白测定(速率散射比浊法)	项	CMCFYD	35
250301017-c	超敏C反应蛋白测定(ICU专用)	项	CMCFYDBC	35
250301020	粪便钙卫蛋白检测	次	FBGWDBJC	130
250301020	粪便钙卫蛋白定量检测	项	FBGWDBDL	200
250301022-a	中性粒细胞载脂蛋白(HNL)检测	项	ZXLXBZZD	360
250301024	唾液胃蛋白酶检测	项	TYWDBMJC	602
250302001	葡萄糖测定	次	PTTCD	4
250302001	葡萄糖测定ICU	项	PTTCDICU	4
250302001-a	葡萄糖测定(干化学法, 神外)	项	PTTCD(GH	10
250302001-a	葡萄糖测定(干化学法, 产科)	项	PTTCD(GH	10
250302001-a	葡萄糖测定(干化学法)	次	PTTCDG	10
250302002-a	糖化血清白蛋白m(AGA)	次	THXQBDBm	45
250302003-a	糖化血红蛋白测定(色谱法)	次	THXHDB	60
250302003-a	糖化血红蛋白测定内分泌专用	项	THXHDBCD	60
250302007	血清唾液酸测定	项	XQTYSC	3
250302008	血浆乳酸测定	项	XJRSCD	12
250302008	血浆乳酸测定(ICU)	项	XJRSCD(I	12
250302008	血浆乳酸测定(神外)	项	XJRSCD(S	12
250303001	血清总胆固醇测定(干化学法)	项	XQZDGC	10
250303001-a	血清总胆固醇测定	项	XQZDGC	4
250303002-a	血清甘油三酯测定	项	XQGYSZ	5
250303004	血清高密度脂蛋白胆固醇测定	项	XQGMDZ	8
250303005-a	血清低密度脂蛋白胆固醇测定	项	XQDMDZ	8
250303007	血清载脂蛋白A I测定(免疫比浊法)	项	XQZZDB	25

250303009	血清载脂蛋白B测定(免疫比浊法)	项	XQZZDB	25
250303013	血清载脂蛋白 α 测定(免疫比浊法)	项	XQZZDB	25
250303019	血酮体测定(内分泌)	项	XTTCD(NF	38
250304001	钾测定	项	JCD	4
250304001	钾测定ICU	项	JCDICU	4
250304001-a	钾测定(干化学法, 神外)	项	JCD(GHXF	10
250304001-a	钾测定(干化学法, 产科)	项	JCD(GHXF	10
250304001-a	钾测定(干化学法)	项	JCDGHX	10
250304002	钠测定	项	NCD	4
250304002	钠测定ICU	项	NCDICU	4
250304002-a	钠测定(干化学法, 神外)	项	NCD(GHXF	10
250304002-a	钠测定(干化学法, 产科)	项	NCD(GHXF	10
250304002-a	钠测定(干化学法)	项	NCDGHX	10
250304003	氯测定	项	LCD	4
250304003	氯测定ICU	项	LCDICU	4
250304003-a	氯测定(干化学法)	项	LCDGHX	10
250304003-a	氯测定(干化学法, 产科)	项	LCD(GHXF	10
250304004	钙测定ICU	项	GCDICU	4
250304004	钙测定	项	GCD	4
250304004-a	钙测定(干化学法)	项	GCD(GHXF	10
250304004-a	钙测定(干化学法, 产科)	项	GCD(GHXF	10
250304004-a	钙测定(干化学法, 神外)	项	GCD(GHXF	10
250304005	无机磷测定	项	WJLCD	4
250304005-a	无机磷测定(干化学法)	项	WJLCDG	10
250304005-a	无机磷测定(干化学法)	次	WJLCD(GH	10
250304006	镁测定	项	MCD	3
250304006-a	镁测定(干化学法)	项	MCDGHX	10
250304006-a	镁测定(干化学法, 产科)	项	MCD(GHXF	10
250304006-a	镁测定(干化学法)	次	MCD(GHXF	10
250304007	铁测定	项	TCD	5
250304008	血清总铁结合力测定	项	XQZTJH	10
250304009-a	全血铅测定(原子法)	项	QXQCDY	20
250304009-a	铅测定	项	QCD	20
250304010	血清碳酸氢盐(HCO ₃)测定	项	XQTSQY	4
250304013	微量元素测定	项	WLYSCD	6
250304013-a	微量元素	项	WLYS	20
250305001	血清总胆红素测定(化学法或酶促法)	项	XQZDHSCD	4

250305001-a	血清总胆红素测定（干化学法）	项	XQZDHSCD	10
250305001-a	血清总胆红素测定（ICU）	项	XQZDHSCD	10
250305001-a	血清总胆红素测定（产科）	项	XQZDHSCD	10
250305002	血清直接胆红素测定	项	XQZJDH	4
250305002-a	血清直接胆红素测定(干化学法)	项	XQZJDH	10
250305003	血清间接胆红素测定	项	XQJJJDH	2
250305003-a	血清间接胆红素测定(速率法)	项	XQJJJDH	5
250305003-b	血清间接胆红素测定(干化学法)	项	XQJJJDH	10
250305005	血清总胆汁酸测定	项	XQZDZS	8
250305006	血浆氨测定	次	XJACD	10
250305007	血清丙氨酸氨基转移酶测定(干化学法)	项	XQBASA	10
250305007-b	血清丙氨酸氨基转移酶测定5	项	XQBASAJZ	5
250305008	血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(干化学法)	项	XQTMDA	10
250305008-b	血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(速率法)	项	XQTMDA	5
250305009	血清 γ -谷氨酰基转移酶测定(干化学法)	项	XQGAXJ	10
250305009-b	血清 γ -谷氨酰基转移酶测定(速率法)	项	XQGAXJ	5
250305011	血清碱性磷酸酶测定(干化学法)	项	XQJXLS	10
250305011-b	血清碱性磷酸酶测定(速率法)	项	XQJXLS	5
250305013-a	血清骨型碱性磷酸酶质量测定(化学发光法)	项	XQGXJX	30
250305014	血清胆碱脂酶测定	项	XQDJZM	5
250305014-a	血清胆碱脂酶测定(干化学法)	项	XQDJZM	10
250305015	血清单胺氧化酶（ICU）	项	XQDAYHM(	3
250305017	血清 α -L-岩藻糖苷酶测定	项	XQLYZT	10
250305018	血清IV型胶原测定	项	XQ4XJY	30
250305019	血清III型胶原测定	项	XQ3XJY	30
250305020	血清层粘连蛋白测定	项	XQCZLD	30
250305022	血清透明质酸酶测定	项	XQTMZS	30
250305023	腺苷脱氨酶测定	项	XGTAMC	30
250305025	胆酸测定	项	DSCD	10
250305027	谷胱甘肽还原酶(GR)测定	次	GGGTHYM(	46
250305029	甘胆酸（CG）检测	项	GDS(CG)J	25
250305032	异常凝血酶原测定	次	YCNXMYCD	190
250306001	血清肌酸激酶测定(干化学法)	项	XQJSJM	10
250306001-a	血清肌酸激酶测定（速率法）	项	XQJSJMCD	5
250306002	血清肌酸激酶—MB同工酶活性测定 干化学法	项	XQJSJM	10
250306002-a	血清肌酸激酶—MB同工酶活性测定(金标法)	项	XQJSJM	20
250306002-b	血清肌酸激酶—MB同工酶活性测定(速率法)	项	XQJSJM	5
250306003-b	血清肌酸激酶—MB同工酶质量测定	项	XQJSJM	60

250306003-b	血清肌酸激酶-MB同工酶测定(心内	项	XQJSJM-M	60
250306003-b	血清肌酸激酶同工酶测定 (ICU)	项	XQJSJMTG	60
250306005	乳酸脱氢酶测定(干化学法)	项	RSTQMC	10
250306005-a	乳酸脱氢酶测定	项	RSTQMC	5
250306007	血清 α 羟基丁酸脱氢酶测定(速率法)	项	XQQJDS	10
250306008-b	血清肌钙蛋白T测定(金标法)	项	XQJGDB	70
250306009-a	血清肌钙蛋白 I 测定 (化学发光法)	项	XQJGDB1C	80
250306009-b	血清肌钙蛋白 I 测定(金标法)	项	XQJGDB I	70
250306009-c	血清肌钙蛋白I测定(心内科)	项	XQJGDBIC	70
250306009-c	肌钙蛋白 (急诊) 化学法	项	JGDB (JZ)	70
250306009-c	血清肌钙蛋白I测定 (急诊)	项	XQJGDBIC	70
250306009-c	肌钙蛋白 (ICU专用) 化学法	项	JGDB (ICU	70
250306010	血清肌红蛋白测定(各种免疫学方法)	项	XQJHDBCD	20
250306010-a	血清肌红蛋白测定(化学发光法)	项	XQJHDBCD	60
250306010-a	血清肌红蛋白测定 (ICU) 化学法	项	XQJHDBCD	60
250306010-b	血清肌红蛋白测定(心内科)	项	XQJHDBCD	60
250306011	血同型半胱氨酸测定(免疫学方法)	项	XTXBGA	60
250306011	同型半胱氨酸测定	次	TXBGASCD	60
250306011-b	血同型半胱氨酸测定 (化学法)	次	XTXBGASC	60
250306012	B型钠利肽 (BNP) 测定	项	BXNLT (BN	180
250306013-a	脑利钠肽前体 (ICU专用)	项	NLNTQT (I	180
250306013-a	N端-前脑钠肽(心内科)	项	ND-QNNT (	180
250306013-a	脑利钠肽前体	次	NLNTQT	180
250306014	缺血修饰白蛋白 (IMA)测定	项	QXXSBDB (	25
250306016	脂蛋白磷脂酶A2测定	项	ZDBLZMA2	150
250306017	可溶性生长刺激表达基因2蛋白定量检测	次	KRXSCCJB	260
250307001	尿素测定	项	NSCD	4
250307001-a	尿素测定(干化学法)	项	NSCDGH	10
250307001-a	尿酸测定 (干化学法)	项	NSCD (GHX	10
250307002	肌酐测定	项	JGCD	4

250307002-a	肌酐测定(干化学法)	项	JGCDGH	10
250307002-a	肌酐测定 (ICU专用, 干化学法)	次	JGCD (ICU	10
250307005	血清尿酸测定	项	XQNSCD	3
250307006-a	尿微量白蛋白测定(ICU专用) 化学	项	NWLBDBCD	55
250307006-b	尿微量白蛋白测定	项	NWLBDBCD	35
250307008	尿 α 1微量球蛋白测定	项	N1WLQD	45
250307009	血 β 2微球蛋白测定	项	X?WQDBC	15
250307010-a	体液蛋白电泳分析-凝胶法	次	TYDBDYFX	100
250307028	血清胱抑素C测定	次	XQGYSCCD	15
250307031-a	中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋	项	ZXLXBMJM	200
250307032	抗磷脂酶A2受体抗体检测	项	KLZMA2ST	135
250308004	淀粉酶测定	项	DFMCD	6
250308004-a	淀粉酶测定(干化学法)	项	DFMCD (	10
250308006	血清脂肪酶测定(比浊法)	项	XQZPMC	10
250308006	血清脂肪酶测定 (比浊法)	次	XQZPMC (	10
250308006-a	血清脂肪酶测定	项	XQZPMC	10
250308008-a	血清骨钙素测定	次	XQGGSCD	90
250308008-a	血清骨钙素测定(化学发光)	项	XQGGSCD (	90
250308010	髓过氧化物酶测定	次	SGYHWMCD	200
250308010	髓过氧化物酶测定 (急诊)	次	SGYHWMCD	200
250309001-c	25羟维生素D测定 (化学发光法)	项	25QWSSDC	110
250309002	25双羟维生素D测定	项	25SQWSSD	50
250309003-a	叶酸测定(化学发光法)	项	YSCDHX	40
250309004	血清维生素测定(化学发光法)	每 种	XQWSSC	40
250309004-b	维生素A测定	次	WSSACD	140
250309004-b	维生素E测定	次	WSSECD	140
250309005-a	药物浓度测定 (免疫法)	项	YWND (M	100
250309005-a	药物浓度测定(免疫学法)	每 种	YWND (M	100
250309005-b	药物浓度测定 (FK506)	种	YWND (F	260
250309005-b	类克血药浓度检测	项	LKXYNDJC	460
250309005-c	抗肿瘤药物血样浓度定量检测及用药指导	项	KZLYWXYN	555

250309006	各类滥用药物筛查	每种	GLLYYW	30
250309010	中枢神经特异蛋白（SI00）测定（	项	ZSSJTYDB	250
250310001-a	血清促甲状腺激素测定(发光荧光)	项	XQCJZX	40
250310002-a	血清泌乳素测定(化学发光法、荧光免疫法)	项	XQMRSC	45
250310003-a	血清生长激素测定(化学发光法、荧光免疫法)	项	XQSCJS	60
250310004-a	血清促卵泡刺激素测定(化学发光法、荧光免	项	XQCLPC	40
250310005-a	血清促黄体生成素测定(化学发光法、荧光免	项	XQCHTS	40
250310006-a	血清促肾上腺皮质激素测定(化学发光法、荧	项	XQCSSX	60
250310009-a	甲状旁腺激素测定(化学发光法、荧光免疫法)	项	JZPXJS	40
250310010-a	血清甲状腺素(T4)测定(化学发光法、荧	项	XQJZXS	40
250310011-a	血清三碘甲状原氨酸(T3)测定	项	XQSDJZ	40
250310013-a	血清游离甲状腺素(FT4)测定(化学发光	项	XQYLJZ	40
250310014-a	血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定(化	项	XQYLS	40
250310016-a	血清甲状腺结合球蛋白测定(发光荧光)	项	XQJZXJ	60
250310017-a	促甲状腺素受体抗体测定(化学发光法、荧光	项	CJZXSS	60
250310017-b	促甲状腺激素受体刺激性抗体测定	项	CJZXJSST	70
250310018-a	血浆皮质醇测定(化学发光法、荧光免疫法)	项	XJPZCC	60
250310019-a	24小时尿游离皮质醇测定(化学发光法、荧	项	24XSNY	60
250310020	尿17-羟皮质类固醇测定	项	N17QPZ	10
250310020-a	尿17-羟皮质类固醇测定(化学发光法、色	项	N17QPZ	60
250310021	尿17-酮类固醇测定	项	N17TLG	10
250310021-a	尿17-酮类固醇测定(化学发光法、色谱法)	项	N17TLG	60
250310022-a	血清脱氢表雄酮及硫酸酯测定(化光 荧光法)	项	XQTQBXTJ	40
250310023-a	醛固酮测定(化学发光法、荧光免疫法)	项	QGTC	40
250310024-a	儿茶酚胺测定(色谱法)	项	ECFACD(S	60
250310026	血浆肾素活性测定	项	XJSSHX	30
250310027	血管紧张素 I 测定	项	XGJZS1	12
250310028	血管紧张素 II 测定	项	XGJZS2	12
250310029-a	促红细胞生成素测定	项	CHXBSC	70
250310030-a	睾酮测定(化学发光法、荧光免疫法)	项	GTC	60
250310031	血清双氢睾酮测定(各种免疫学方法)	项	XQSQTCD	15
250310031-a	血清双氢睾酮测定(化学发光法 荧光免疫法)	项	XQSQTCD	60
250310032	雄烯二酮测定	项	XXETCD	110
250310033-a	17 α 羟孕酮测定	项	17YTCD	35
250310035-a	雌三醇测定(化学发光法、荧光免疫法)	项	CSCCDH	60
250310036-a	雌二醇测定(化学发光法、荧光免疫法)	项	CECCDH	60
250310037-a	孕酮测定(化学发光法、荧光免疫法)	项	YTCDHX	60
250310038-a	血清人绒毛膜促性腺激素测定	项	XQRRMM	40
250310039-a	血清胰岛素测定(化学发光法、荧光免疫法)	项	XQYDSC	40
250310041-a	血清C肽测定(化学发光法、荧光免疫法)	项	XQCTCD	60
250310043-a	血清抗谷氨酸脱羧酶抗体测定	项	XQKGAS	60
250310047	肾上腺素测定	项	SSXS	20
250310047-a	肾上腺素测定(化学发光法、荧光免疫法)	项	SSXS	40
250310048	去甲肾上腺素测定	项	QJSSXS	20

250310048-a	去甲肾上腺素测定(化学发光法、荧光免疫法)	项	QJSSXS	40
250310054	降钙素原测定(化学发光法、荧光免疫法)	项	JGSYCD(H	40
250310054-a	降钙素原检测	项	JGSYJCm	70
250310054-a	降钙素原检测 (ICU专用)	项	JGSYJC(I	70
250310057	血清胃泌素释放肽前体测定	项	XQWMSSFT	115
250310065	类胰岛素生长因子-1测定 (IGF-I)	例	LYDSSCYZ	110
250310066	类胰岛素生长因子结合蛋白3 (IGF	例	LYDSSCYZ	110
250310066-a	胰岛素样生长因子结合蛋白	盒	YDSYSCYZ	200
250310068	妊娠相关血浆蛋白A测定 (化学发光法)	项	RSXGXJDB	120
250310071	抗缪勒氏管激素 (AMH) 检测	项	KMLSGJS(	160
250310076	激素测定	次	JSCD	350
250311005	I型胶原羧基端前肽	次	IXJYSJDQ	110
250311005-a	I型胶原羧基末端肽	次	IXJYSJMD	85
2503-a	血清碳酸氢盐 (干化学) 测定	次	XQTSQY(G	10
250401001	T淋巴细胞转化试验	项	TLBXBZ	50
250401013	干扰素测定	项	GRSCD	50
250401014	细胞因子测定(化学发光法)	项	XBYZCD(H	55
250401014-a	细胞因子测定 (各种免疫学方法)	项	XBYZCD(G	30
250401020	单项补体测定(免疫学方法、单扩法)	项	DXBTC	20
250401023-a	免疫球蛋白定量测定(散射比浊法)	项	MYQDBD	20
250401023-a	血清免疫球蛋白IgG定量测定	项	XQMYQDBI	20
250401023-a	血清免疫球蛋白IgA定量测定	项	XQMYQDBI	20
250401023-a	血清免疫球蛋白IgM定量测定	项	XQMYQDBI	20
250401025	C—反应蛋白测定(CRP)(散射比浊法)	项	C-FYDBCD	20
250401025-a	C—反应蛋白测定(CRP)(各类免疫学方法)	项	C-FYDBCD	5
250401027	轻链KAPPA、LAMBDA定量(K-L	项	QLKAPP	30
250401028	铜蓝蛋白测定(散射比浊法)	项	TLDBCD	30
250401028-a	铜蓝蛋白测定	项	TLDBCD	10
250401031	血细胞簇分化抗原 (CD) 系列检测	每个	XXBCFH	35
250401033	免疫球蛋白亚类IgG定量测定	项	MYQDBYLI	150

250401037	血管内皮生长因子检测	次	XGNPSCYZ	200
250401039	淋巴亚群相对计数	项	LBYQXDJS	45
250402002-a	抗核抗体测定(ANA)(免疫学法)	项	KHKTC	30
250402002-b	抗核抗体测定(ANA)(ELISA法)	项	KHKTC(A	70
250402003	抗核提取物抗体测定(抗ENA抗体)	项	KHTQWK	20
250402003-b	类克抗抗体测定	项	LKKKTC	680
250402003-d	抗核提取物抗体测定(抗ENA抗体)(发光法)	项	KHTQWKTC	30
250402004-a	抗单链DNA测定(免疫印迹法)	项	KDLDNA	20
250402005	抗中性粒细胞胞浆抗体测定(ANCA)	项	KZXLXB	30
250402005	抗中性粒细胞浆抗体测定	项	KZXLXBJK	30
250402005-a	抗中性粒细胞蛋白酶3抗体检测	项	KZXLXBDB	135
250402005-b	抗中性粒细胞蛋白酶3抗体检测(发光法)	项	KZXLXBDB	89
250402006-a	抗双链DNA测定(抗dsDNA)(免疫印	项	KSLDNA	20
250402006-b	抗双链DNA测定(ELISA法)	项	KSLDNACD	70
250402006-d	抗双链DNA测定(抗dsDNA)(发光法)	项	KSLDNACD	60
250402007-a	抗线粒体抗体测定(AMA)(免疫印迹法)	项	KXLTKT	50
250402007-c	抗线粒体M2亚型抗体测定(AMA-M2)发光法	项	KXLTM2YX	50
250402009	抗核糖体抗体测定	项	KHTTKT	5
250402009-a	抗核糖体抗体测定(免疫印迹法)	项	KHTTKT	20
250402010-a	抗核糖核蛋白抗体测定(免疫印迹法)	项	KHTHDB	20
250402010-a	抗核糖核蛋白抗体测定(印迹法)	项	KHTHDBKT	20
250402012	抗血液细胞抗体测定	项	KXYXBK	20
250402014	抗组织细胞抗体测定	项	KZZXBK	40
250402014	抗组织转谷酰胺酶抗体IgA、IgG	项	KZZZXGAM	40
250402015	抗心肌抗体测定(AHA)	项	KXJKTC	15
250402016	抗心磷脂抗体测定(ACA)	项	KXLZKT	20
250402016-a	抗心磷脂抗体(ACA)三项(ELISA	项	KXLZKT(A	70
250402017-a	抗甲状腺球蛋白抗体测定(TGAb)(化学	项	KJZXQD	35
250402017-b	甲状腺球蛋白测定(发光法)	项	JZXQDBCD	55
250402018-a	抗甲状腺微粒体抗体测定(TMAb)	项	KJZXWL	35
250402019	抗肾小球基底膜抗体测定	项	KSXQJDMK	15
250402019-a	抗肾小球基底膜抗体测定(GBM)	项	KSXQJDMK	115
250402019-b	抗肾小球基底膜抗体IgG测定(发光法)	项	KSXQJDMK	88

250402023	抗子宫内膜抗体测定EMAb	项	KZGNMKTC	15
250402024	抗精子抗体测定	项	KJZKTC	20
250402026	抗胰岛素抗体测定(凝集法)	项	KYDSKTC	15
250402026-a	抗胰岛素抗体测定(ELISA法)	项	KYDSKT	45
250402026-c	抗胰岛素抗体测定(发光法)	项	KYDSKTC	79
250402028	抗乙酰胆碱受体抗体测定	项	KYXDJSTK	8
250402035-a	类风湿因子(RF)测定(散射比浊法)	项	LFSYZR	30
250402036	抗增殖细胞核抗原抗体(抗PCNA)测定	项	KZZXBH	8
250402036	抗增殖细胞核抗原抗体(抗PCNA)测定	项	KZZXBHKY	8
250402036-a	抗增殖细胞核抗原抗体(抗PCNA)测定(发光法)	项	KZZXBHKY	29
250402039	抗可溶性肝抗原/肝-胰抗原抗体(SLA/	项	KKRXGK	15
250402039-a	抗可溶性肝抗原/肝-胰抗原抗体测定(发光法)	项	KKRXGKY/	50
250402040	抗肝肾微粒体抗体(LKM)测定	项	KGSWLT	12
250402040-b	抗肝/肾微粒体1型抗体测定(发光法)	项	KG/SWLT1	51
250402041	抗环瓜氨酸肽抗体测定(CCP)	项	KHGASTKT	80
250402042-a	抗 β 2-糖蛋白1抗体测定(酶联免	项	K?-TDB1	120
250402044	抗核小体抗体测定(AnuA)	项	KHXTKTC	80
250402044-a	抗核小体抗体测定(AnuA)(发光法)	项	KHXTKTC	60
250402046	抗肝细胞溶质抗原I型抗体测定(LC-1)	项	KGXBRZKY	115
250402047	抗RA33抗体测定	项	KRA33KTC	50
250402049-a	抗组蛋白抗体(AHA)测定(发光法)	项	KZDBKT(A	60
250402059	抗C1q抗体测定	项	KC1qKTC	90
250402060	结核感染T细胞检测	项	JHGRTXBJ	400
250402062	抗甲状腺过氧化物酶抗体检测	项	KJZXGYHW	70
250402063	神经元抗原谱抗体检测	项	SJYKYPKT	200
250402064	抗谷氨酸受体抗体检测	项	KGASSTKT	215
250402067	锌转运蛋白8抗体测定(发光法)	项	XZYDB8KT	70
250403001-a	甲型肝炎抗体测定(Anti-HAV)(酶	项	JXGYKT	10
250403003	乙型肝炎DNA测定	项	YXGYDNAC	45

250403003-a	乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸扩增定量检测	次	YXGYBDTY	450
250403004	乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)	项	YXGYBM	8
250403004-a	乙型肝炎表面抗原测1(HBsAg)(化	项	YXGYBMKY	25
250403004-a	乙型肝炎e抗原测1(HBeAg)(化学发	项	YXGYeKYC	25
250403004-b	乙型肝炎表面抗原测定(金标法)	项	YXGYBMKY	15
250403005	乙型肝炎表面抗体测4(Anti-HBs)	项	YXGYBMKT	8
250403005-a	乙型肝炎表面抗体测1(Anti-HBs)	项	YXGYBMKT	25
250403006	乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)	项	YXGYEK	4
250403007	乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)	项	YXGYEK	4
250403007-a	乙型肝炎e抗体测1(Anti-HBe)(	项	YXGYeKTC	20
250403009	乙型肝炎核心抗体测4(Anti-HBc)	项	YXGYHXKT	8
250403009-a	乙型肝炎核心抗体测定1(Anti-HBc	项	YXGYHXKT	20
250403010	乙型肝炎核心IGM抗体测定化学法	项	YXGYHXIG	35
2504030111-a	乙型肝炎表面S抗原测ELISA法	项	YXGYBMQS	25
250403013	丙型肝炎RNA测定	项	BXGYRNAC	55
250403014	丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV)	项	BXGYKT	25
250403017	戊型肝炎抗体测定(Anti-HEV)	项	WXGYKT	30
250403018	庚型肝炎IgG抗体测定(Anti-HGV	项	GXGYIG	25
250403019-a	人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV)	项	RMYQXBKD	35
250403019-a	人免疫缺陷病抗体测定(金标法)	项	RMYQXBKT	35
250403020	弓形体抗体测定(各种免疫学方法)	次	GXTKTCD(	25
250403020-b	弓形体抗体测定(蛋白芯片法)	项	GXTKTCD(	85
250403020-b	弓形体抗体测定(化学发光法)	项	GXTKTCD(	85
250403021	风疹病毒抗体测定	项	FZBDKT	20
250403021-a	风疹病毒抗体测定(化学发光法)	项	FZBDKTCD	85
250403022	巨细胞病毒抗体测定	项	JXBBDK	25
250403022-a	巨细胞病毒抗体测定(化学发光法 免疫荧光法	项	JXBBDKTC	80
250403023	单纯疱疹病毒抗体测定(I II型)免疫学方法	项	DCPZBDKT	25
250403024	单纯疱疹病毒抗体测定(包括IgG、IgM)	项	DCPZBDKT	25

250403025	EB病毒抗体测定（各种免疫学方法）	项	EBBDKTCD	20
250403025-a	EB病毒抗体测定（免疫印迹法）	项	EBBDKTCD	45
250403025-b	EB病毒抗体检测（发光法）	项	EBBDKTJC	45
250403026	呼吸道合胞病毒抗体测定	项	HXDHBB	20
250403026	呼吸道合胞病毒测定	项	HXDHBBD C	20
250403026	呼吸道合胞病毒抗体测定	项	HXDHBBDK	20
250403031	腺病毒抗体测定	项	XBDKTCD	15
250403031-a	腺病毒抗体测定（免疫印迹法）	项	XBDKTC	45
250403032	人轮状病毒抗原测定	项	RLZBDKYC	15
250403034	狂犬病毒抗体测定	项	KQBDKTCD	20
250403035	病毒血清学试验	项	BDXQXS	25
250403035	柯萨奇病毒血清学实验（B组）	项	KSQBDXQX	25
250403036	嗜异性凝集试验	项	SYXNJS	10
250403037	冷凝集试验	项	LNJSY	10
250403038	肥达氏反应	项	FDSFY	10
250403042	细菌抗体测定（各种免疫学方法）	项	XJKTCD(G	25
250403042-a	细菌抗体测定（免疫印迹法）	项	XJKTCD	45
250403042-d	幽门螺杆菌抗体测定	项	YMLGJK	65
250403042-e	幽门螺杆菌抗体IgG测定	次	YMLGJKTI	90
250403043-a	抗链球菌溶血素O测定（ASO）（免疫法）	项	KLQJRX	30
250403050-b	肺炎支原体血清学试验	项	FYZYTX	35
250403051	沙眼衣原体肺炎血清学试验	项	SYYYTFYX	20
250403053	梅毒螺旋体特异抗体测定（凝集法）	项	MDLXTTYK	20
250403053-b	梅毒螺旋体特异抗体测定（金标法）	项	MDLXTTYK	30
250403053-c	梅毒螺旋体特异抗体测定（化学发光法）	项	MDLXTTYK	35
250403054	快速血浆反应素检测	项	KSXJFYSJ	20
250403060-a	隐球菌荚膜抗原测定（脑脊液）	次	YQJJKMYC	123
250403065	百日咳杆菌核酸检测	项	BRKGJHSJ	50
250403065	呼吸道合胞病毒核酸检测	项	HXDHBBDH	50
250403065	腺病毒核酸检测	项	XBDHSJC	50
250403065	各类病原体DNA测定（每类病原体测定计费一次）	项	GLBYTDNA	50
250403065-a	各类病原体DNA测定（全自动荧光定量检测）	项	GLBYTD	150

250403066-a	人乳头瘤病毒 (HPV) DNA检测	次	RRTLBD (H	320
250403066-b	人乳头瘤病毒 (HPV) 分型检测	每	RRTLBD (H	15
250403079	13碳呼气试验	次	13THQSY	150
250403082	丙型肝炎核心抗原测定	项	BXGYHXKY	65
250403082-a	丙型肝炎核心抗原测定	项	BXGYHXKY	110
250403083	呼吸道感染病原体IG项	项	HXDGRBYT	45
250403083-a	呼吸道感染病毒抗体检测	次	HXDGRBDK	45
250403083-b	呼吸道感染病毒抗体检测（免疫荧光法）	次	HXDGRBDK	85
250403086	胃泌素-17检测	项	WMS-17JC	105
250403087	曲霉菌免疫学试验	次	QMJMYXSY	190
250403088	病原体核糖核酸扩增定性检测	项	BYTHTHSK	185
250403089	淋病奈瑟菌抗原检测	项	LBNSJKYJ	40
250403091	新型冠状病毒抗体检测	次	XXGZBDKT	30
250403092	新型冠状病毒核酸检测（单检）	次	XXGZBDHS	16
250404001-a	癌胚抗原测定 (CEA) (化学发光法、荧光	项	APKYCD	45
250404002-a	甲胎蛋白测定 (AFP) (化学发光法、荧光	项	JTDBCD	40
250404005-a	总前列腺特异性抗原测定 (TPSA) (化学	项	ZQLXTY	65
250404006	游离前列腺特异性抗原测定 (FPSA)	项	YLQLXT	30
250404006-a	游离前列腺特异性抗原测定 (FPSA) (化	项	YLQLXT	65
250404009-a	神经元特异性烯醇化酶测定 (NSE) (化学	项	SJYTYX	65
250404010-a	细胞角蛋白19片段测定 (CYFRA21-	项	XBJDB1	65
250404011-a	糖类抗原测定 (化学发光法、荧光免疫法)	项	TLKYCD	65
250404012-a	鳞状细胞癌相关抗原测定 (SCC) (化学发	项	LZXBAX	65
250404013	肿瘤坏死因子测定 (TNF)	项	ZLHSYZ	30
250404013-a	肿瘤坏死因子测定 (TNF) (化学发光法)	项	ZLHSYZCD	65
250404014-a	肿瘤相关抗原测定 (蛋白芯片法)	次	ZLXGKYCD	285
250404014-b	血清肿瘤相关物质检测	次	XQZLXGWZ	180
250404015-a	铁蛋白测定（发光、定量）	项	TDBCD (FG	55
250404026	甲胎蛋白异质体测定	次	JTDBYZTC	145
250404028	血清胃蛋白酶原I、II测定	项	XQWDBMYI	70
250404028-b	血清胃蛋白酶原I、II测定	项	XQWDBMYI	90

250404029-a	高尔基体蛋白73（GP73）测定	次	GEJTDB73	235
250404030	人附睾蛋白4测定	项	RFGDB4CD	125
250404030	HE4	次	HE4	125
250404031	肿瘤异常蛋白（TAP）检测	项	ZLYCDB(T	295
250404040	肺癌七种相关自身抗体谱测定	次	FAQZXGZS	490
250405001	总IgE测定	项	ZIGECD	20
250405002	吸入物变应原筛查（免疫法）	项	XRWBYYSC	30
250405003	食入物变应原筛查（免疫法）	项	SRWBYYSC	30
250405004-a	特殊变应原筛查	次	TSBYISC	60
250501001	一般细菌涂片检查	项	YBXJTP	10
250501002	结核菌涂片检查	项	JHJTPJ	10
250501003	浓缩集菌抗酸菌检测	项	NSJJKS	2
250501004	特殊细菌涂片检查	每种	TSXJTP	5
250501008	耐甲氧西林葡萄球菌检测(MRSA、MRS	项	NJYXLP	15
250501009	一般细菌培养及鉴定	项	YBXJPY	20
250501009-b	细菌培养及鉴定（仪器法）	次	XJPYJJD(	100
250501012	厌氧菌培养及鉴定	项	YYJPYJ	45
250501013	结核菌培养	项	JHJPY	50
250501013-b	咽试培养加药敏	次	YSPYJY	150
250501013-b	结核分枝杆菌培养	项	JHFZGJPY	150
250501014	淋球菌培养	项	LQJPY	20
250501017	嗜血杆菌培养	项	SXGJPY	20
250501018	霍乱弧菌培养	项	HLHJPY	20
250501019	副溶血弧菌培养	项	FRXHJP	20
250501022	幽门螺杆菌培养及鉴定	项	YMLGJP	40
250501024	0—157大肠埃希菌培养及鉴定	项	O157DC	20
250501025	沙门菌、志贺菌培养及鉴定	项	SMJZHJ	20
250501026	真菌涂片检查	项	ZJTPJC	5
250501027	真菌培养及鉴定	项	ZJPYJJ	25
250501028	念珠菌镜检	取材	NZJJJ	3
250501029	念珠菌培养	取材	NZJPY	25
250501030	念珠菌系统鉴定(仪器法)	项	NZJXTJ	12
250501031	衣原体检查(电镜法)	项	YYTJC(DJ	40
250501033	支原体检查	项	ZYTJC	70
250501033	支原体检查（儿科）	项	ZYTJC(EK	70
250501034	支原体培养及药敏	项	ZYTPYJ	70
250501035-a	轮状病毒检测(酶联免疫法、金标法)	项	LZBDJC	45

250501040	真菌D-葡聚糖检测m	项	ZJD-PJTJ	155
250501044	直接涂片荧光染色镜检	次	ZJTPYGRS	35
250502001	常规药敏定性试验（手工法）	每种	CGYMDXSY	20
250502002	常规药敏定量试验（MIC）	每种	CGYMDL	6
250502007	药物敏感试验	次	YWMGSY	15
250502010-a	肿瘤细胞化疗药物敏感试验1	次	ZLXBHLYW	2400
250502010-a	肿瘤细胞化疗药物药敏试验	次	ZLXBHLYW	2400
250502011	结核分枝杆菌药敏测定	项	JHFZGJYM	135
250503003	病原体乳胶凝集试验快速检测	项	BYTRJN	60
250503004	细菌分型	项	XJFX	15
250503005	内毒素鲎定性试验	项	NDSHDX	5
250503006-a	内毒素鲎定量测定	例	NDSHDLCD	125
250503006-a	内毒素鲎定量测定（ICU）	项	NDSHDLCD	150
250503008	β —内酰胺酶试验	项	NXAMSY	8
250503009	超广谱 β —内酰胺酶试验	项	CGPNXA	8
250503013	化学药物用药指导的基因检测	位	HXYWYYZD	390
250503016	外周血循环肿瘤细胞分离检测	次	WZXXHZLX	3000
250601001	粪寄生虫镜检	次	FJSCJJ	2
250601005	血液虐原虫检查	项	XYNYCJ	2.5
250700001	外周血细胞染色体检查	项	WZXXBR	150
250700002	脆性X染色体检查	项	CXXRSTJC	30
250700010	唐氏综合症筛查	项	TSZHZSC	15
250700010-a	唐氏综合症筛查	项	TSZHZS	110
250700010-b	胎儿染色体非整倍体无创基因检测	次	TERSTFZB	1200
250700012	脱氧核糖核酸（DNA）倍体分析	项	TYHTHS	60
250700013	染色体分析	项	RSTFX	90
250700014	培养细胞的染色体分析	项	PYXBDR	90
250700015	苯丙氨酸测定（PKU）	项	BBASCD	30
250700018	遗传代谢病检测	次	YCDXBJC	180
250900001	肝功能	次	GGN**	73
250900001	血脂四项	次	XZSX	21
250900001	心肌酶谱	次	XJMP	30
250900002	甲肝抗体两项	次	JGKTLX	20
250900002	丙肝抗体两项（IgM、IgG）	次	BGKTLX	20
250900002	戊肝抗体两项	次	WGKTLX	20
260000002-a	ABO血型鉴定（卡式法）	次	ABOXXJ	65
260000004	Rh血型鉴定	次	RHXXJD	10

260000005	Rh血型其他抗原鉴定	每个	RHXXQT	10
260000006	特殊血型抗原鉴定	每个	TSXXKY	60
260000007	血型单特异性抗体鉴定	次	XXDTYXKT	80
260000007-a	血型单特异性抗体鉴定(卡式法)	次	XXDTYX	50
260000008	血型抗体特异性鉴定(吸收试验)	次	XXKTTY	80
260000009	血型抗体特异性鉴定(放散试验)	次	XXKTTY	80
260000010	血型抗体效价测定	每个	XXKTXJ	50
260000011	盐水介质交叉配血	次	YSJZJC	1
260000012-a	特殊介质交叉配血(微检法)	次	TSJZJC	50
260000012-a	特殊介质交叉配血(微检法)	次	TSJZJCPX	50
260000018	红细胞系统血型抗体致新生儿溶血病检测	次	HXBXTX	30
260000021-a	群体反应抗体检测(流式细胞仪检测)	例	QTFYKT	800
260000022	人组织相容性抗原I类(HLA-I)分型(	组	RZZXRX	500
260000022	人组织相容性抗原(HLA基因配型	组	RZZXRXKY	500
260000022-a	人组织相容性抗原I类(HLA-I)分型	组	RZZXRX	300
260000030	Septin9基因甲基化检测	例	Septin9J	900
270100001	尸检病理诊断	次	SJBLZD	800
270100001-a	尸检病理诊断(传染病和特异性感染病尸体加	次	SJBLZD	200
270100002	儿童及胎儿尸检病理诊断	次	ETJTES	800
270100003	尸体化学防腐处理	次	STHXFF	500
270200001	体液细胞学检查与诊断	例	TYXBXJ	113
270200001-a	体液细胞学检查与诊断(需塑料包埋的标本加	例	TYXBXJ	13
270200002	拉网细胞学检查与诊断	例	LWXBXJ	30
270200003	细针穿刺细胞学检查与诊断	例	XZCCXB	104
270200004	脱落细胞学检查与诊断	例	TLXBXJ	105
270200005	细胞学计数	例	XBXJS	39
270200007	肿瘤细胞DNA定量分析	次	ZLXBDNAD	324
2702-a	细胞病理学检查与诊断(每超过1张加收)	张	XBBLXJ	10
2702-a	切白片	张	QBP	10
270300001	穿刺组织活检检查与诊断	例	CCZZHJ	130
270300001-a	穿刺组织活检检查与诊断(超过基价每个加收	个	CCZZHJ	10
270300001-b	穿刺组织活检检查与诊断(肾穿刺标本)	项	CCZZHJ	390
270300002	内镜组织活检检查与诊断	例	NJZZHJ	150
270300002-a	内镜组织活检检查与诊断(超过基价每个加收)	个	NJZZHJJJC	10
270300002-b	内镜组织活检检查与诊断(一次送检多点标本	张	NJZZHJ	30
270300003	局部切除组织活检检查与诊断	每个	JBQCZZ	159
270300003-a	局部切除组织活检检查与诊断(超过基价每个	个	JBQCZZ	10
270300004	骨髓组织活检检查与诊断	例	GSZZHJ	195
270300004	骨髓组织活检检查诊断(检验科)	例	GSZZHJJJC	195
270300005	手术标本检查与诊断	例	SSBBJC	160

270300005-a	手术标本检查与诊断(超过基价每个加收)	个	SSBBJC	10
270300005-b	手术标本检查与诊断(肿瘤每超过1个蜡块加	个	SSBBJC	15
270300006	截肢标本病理检查与诊断	肢	JZBBBL	91
270300006-a	截肢标本病理检查与诊断(超过基价每个加收	个	JZBBBL	10
270300006-b	截肢标本病理检查与诊断(不脱钙直接切片标	例	JZBBBL	10
270300007	牙齿及骨骼磨片诊断(不脱钙)	例	YCJGGM	104
270300008	牙齿及骨骼磨片诊断(脱钙)	例	YCJGGM	65
270300009	颌骨样本及牙体牙周样本诊断	例	GGYBJY	130
270300009-a	颌骨样本及牙体牙周样本诊断(超过基价每个	个	GGYBJY	10
270300009-b	颌骨样本及牙体牙周样本诊断(不脱钙直接切	例	GGYBJY	10
270300010	全器官大切片检查与诊断	例	QQGDQP	390
2703-a	内镜组织活检检查与诊断(脱钙加收)(新)	例	NJZZHJJC	30
2703-b	全自动染色封片加收(新)	个	QZDRSFPJ	15
270400001	冰冻切片检查与诊断	项	BDQPJC	260
270400001-a	冰冻切片检查与诊断(每加送一次加收)	次	BDQPJC	120
270400002	快速石蜡切片检查与诊断	项	KSSLQP	195
270400002-a	快速石蜡切片检查与诊断(每加送一次加收)	次	KSSLQP	120
2704-a	全器官大切片检查与诊断(特异性感染标本加	例	QQGDQP	30
270500001	特殊染色及酶组织化学染色诊断	每个	TSRSJM	80
270500001	特殊染色酶组织化学染色(检验科)	种	TSRSMZZH	80
270500001	特殊染色酶组织(妇产科)	种	TSRSMZZ(	80
270500002	免疫组织化学染色诊断	每个	MYZZHX	105
270500002-a	全自动免疫组化染色诊断(检验)	次	QZDMYZHR	150
270500002-a	全自动免疫组织化学染色快速诊断	项	QZDMYZZH	150
270500003	免疫荧光染色诊断	每个	MYYGRS	110
270600001	普通透射电镜检查与诊断	每个	PTTSDJ	300
270600002	免疫电镜检查与诊断	每个	MYDJJC	300
270600003	扫描电镜检查与诊断	每个	SMDJJC	325
270700001	原位杂交技术	项	YWZJJS	200
270700001-a	荧光染色体原位杂交检查(FISH)	次	YGRSTYWZ	1000
270700001-a	FISH-ALK融合	次	FISH-ALK	3600
270700001-a	FISH-ROS1融合	次	FISH-ROS	3600
270700001-a	FISH-C-Met扩增	次	FISH-C-M	3600
270700001-a	FISH-EGFR扩增	次	FISH-EGF	3600

270700001-a	FISH-Her-2/neu扩增	次	FISH-Her	3600
270700002	印迹杂交技术	项	YJZJJS	240
270700003	脱氧核糖核酸（DNA）测序	项	TYHTHS	400
270700003	DNA测序-Her-2突变	次	DNACX-He	1600
270700003	DNA测序-CYP2B6×6多态性	次	DNACX-CY	800
270700003	DNA测序-TPMT多态性	次	DNACX-TP	1200
270700003	DNA测序-UGT1A1多态性	次	DNACX-UG	1200
270700003	DNA测序-BRCA1/BRCA2	次	DNACX-BR	6800
270700003	DNA测序-肺癌29（血液）	次	DNACX-FA	8800
270700003	DNA测序-肺癌29（组织）	次	DNACX-FA	6800
270700003	DNA测序-胃肠22（血液）	次	DNACX-WC	8800
270700003	DNA测序-胃肠22（组织）	次	DNACX-WC	6800
270700003	DNA测序-肿瘤50（血液）	次	DNACX-ZL	10800
270700003	DNA测序-肿瘤50（组织）	次	DNACX-ZL	8800
270700003	DNA测序-肿瘤118（组织）	次	DNACX-ZL	12800
270700003	DNA测序EGFR突变	次	DNACXEGF	2000
270700003	DNA测序-ALK突变	次	DNACX-AL	800
270700003	DNA测序-肿瘤118（血液）	次	DNACX-ZL	14800
270700003	DNA测序--PDGFR α 突变	次	DNACX--P	800
270700003	DNA测序-C-Kit突变	次	DNACX-C-	2000
270700003	DNA测序-RAS突变	次	DNACX-RA	2400
270700003	DNA测序-PIK3CA突变	次	DNACX-PI	800
270700003	DNA测序-BRCA1表达	次	DNACX-BR	400
270700003	DNA测序-BRCA2表达	次	DNACX-BR	400
270700003	DNA测序-ERCC2/XPD多态性	次	DNACX-ER	400
270700003	DNA测序-XRCC1多态性	次	DNACX-XR	400

270700003	DNA测序-GSTM1多态性	次	DNACX-GS	400
270700003	DNA测序-GSTT1多态性	次	DNACX-GS	400
270700003	DNA测序-GSTP1多态性	次	DNACX-GS	400
270700003	DNA测序-MRP2多态性	次	DNACX-MR	400
270700003	DNA测序-STMN1表达	次	DNACX-ST	400
270700003	DNA测序-MDR1蛋白表达	次	DNACX-MD	400
270700003	DNA测序-MDR1多态性	次	DNACX-MD	400
270700003	DNA测序-CYP2C8×3多态性	次	DNACX-CY	400
270700003	DNA测序-TS多态性	次	DNACX-TS	400
270700003	DNA测序-TS表达	次	DNACX-TS	400
270700003	DNA测序-DPYD×2A多态性	次	DNACX-DP	400
270700003	DNA测序-OPRT多态性	次	DNACX-OP	400
270700003	DNA测序-RRM1多态性	次	DNACX-RR	400
270700003	DNA测序-CDA多态性	次	DNACX-CD	400
270700003	DNA测序-RRM1表达	次	DNACX-RR	400
270700003	DNA测序-CYP2C9×3多态性	次	DNACX-CY	400
270700003	DNA测序-CYP2A19×2多态性	次	DNACX-CY	400
270700003	DNA测序-MTHFR多态性	次	DNACX-MT	400
270700003	DNA测序-DHFR多态性	次	DNACX-DH	400
270700003	DNA测序-MGMT甲基化水平	次	DNACX-MG	400
270700003	DNA测序-TOP II α 表达	次	DNACX-TO	400
270700003	DNA测序- β -tubulinIII表达	次	DNACX-?	400
270700003	DNA测序-GSTP1表达	次	DNACX-GS	400
270700003	DNA测序-NQO1多态性	次	DNACX-NQ	400
270700003	DNA测序-TP53	次	DNACX-TP	400
270700003	DNA测序-STAT3	次	DNACX-ST	400

270700003	DNA测序-JAK2	次	DNACX-JA	400
270700003	DNA测序-BCR-abl	次	DNACX-BC	400
270700003	DNA测序-PML-rara	次	DNACX-PM	400
270700003	DNA测序-B-RAF突变	次	DNACX-B-	400
270700003	DNA测序-BIM多态性	次	DNACX-BI	400
270700003	DNA测序-PTEN蛋白表达	次	DNACX-PT	400
270700003	DNA测序-ER蛋白表达	次	DNACX-ER	400
270700003	DNA测序-HER-2蛋白表达	次	DNACX-HE	400
270700003	DNA测序-VEGFR-2蛋白表达	次	DNACX-VE	400
270700003	DNA测序-ICAM蛋白表达	次	DNACX-IC	400
270700003	DNA测序-VEGFR-2蛋白表达	次	DNACX-VE	400
270700003	DNA测序-CYP3A4×4多态性	次	DNACX-CY	400
270700003	DNA测序-ERCC1表达	次	DNACX-ER	400
270700003	DNA测序-ERCC1多态性	次	DNACX-ER	400
270700003-a	亲子鉴定	项	QZJD	2500
270700005	化疗相关基因表达	次	HLXGJYBD	1000
270700006	荧光定量脱氧核糖核酸多聚酶链反应伴随诊断	点	YGDLTYHT	600
270700006	荧光定量脱氧核糖核酸多聚酶链反应伴随诊断	点	YGDLTYHT	1000
270700006-a	荧光定量脱氧核糖核酸多聚酶链反应诊断加收	点	YGDLTYHT	200
270700007	人EGFR基因突变检测	次	REGFRJYT	3000
270800001	病理体视学检查与图象分析	次	BLTSXJ	100
270800002	宫颈细胞学计算机辅助诊断	每个	GJXBJ	30
270800003	显微摄影术	每个	XWSYS	20
270800004	病理图文报告	次	BLTWBG	30
270800004	病理图文报告（骨髓细胞室）	次	BLTWBG	30
270800004	病理图文报告（外送）	次	BLTWBG(W	30
270800005	疑难病理会诊	次	YNBLHZ	200
270800006	普通病理会诊	次	PTBLHZ	100

270800007-a	膜式液基薄层细胞采集术	次	MSYJBCXB	155
270800007-a	液基薄层细胞采集术	次	YJBCXBCJ	155
270800010	院外会诊用切片复制	每	YWHZYQPF	30
31	一次性使用消化道用软组织夹	把	YCXSYXHD	320
31	角膜塑形镜（普诺瞳TA）	片	JMSXJ(PN	6400
31	角膜塑形镜（普诺瞳A）	片	JMSXJ(PN	4900
31	角膜塑形镜（普诺瞳T）	片	JMSXJ(PN	4400
31	角膜塑形镜（普诺瞳S）	片	JMSXJ(PN	3900
31	镜架（克莱斯克）	副	JJ(KLSK)	618
31	镜架（安娜李）	副	JJ(ANL)	688
31	蔡司A单光150球面（现）	片	CSADG150	290
31	蔡司A单光156非球面（现）	片	CSADG156	440
31	蔡司A单光160球面（现）	片	CSADG160	490
31	蔡司A单光160球面（车）	片	CSADG160	640
31	蔡司A单光160非球面（现）	片	CSADG160	640
31	蔡司A单光160非球面（车）	片	CSADG160	840
31	蔡司A单光167非球面（现）	片	CSADG167	790
31	蔡司A单光167非球面（车）	片	CSADG167	1140
31	蔡司A单光174非球面（现）	片	CSADG174	1940
31	蔡司A焕色单光150球面（灰）	片	CSAHS DG1	690
31	蔡司A焕色单光156非球面（灰）	片	CSAHS DG1	790
31	蔡司A焕色单光160非球面（灰）	片	CSAHS DG1	990
31	蔡司A焕色单光160非球面（灰）（车）	片	CSAHS DG1	990
31	蔡司A焕色单光167非球面（灰）	片	CSAHS DG1	1590
31	蔡司A时尚型单光160（车）	片	CSASSXD G	990
31	蔡司A时尚型单光167（车）	片	CSASSXD G	1340

31	蔡司A数码型150莲花膜（标准级）（现）	片	CSASMX15	490
31	蔡司A数码型150莲花膜（标准级）（车）	片	CSASMX15	590
31	蔡司A数码型150防蓝光膜（标准级）（现）	片	CSASMX15	790
31	蔡司A数码型150防蓝光膜（标准级）（车）	片	CSASMX15	890
31	蔡司A数码型160莲花膜（标准级）（现）	片	CSASMX16	840
31	蔡司A数码型160莲花膜（标准级）（车）	片	CSASMX16	940
31	蔡司A数码型160防蓝光膜（标准级）（现）	片	CSASMX16	1140
31	蔡司A数码型160防蓝光膜（标准级）（车）	片	CSASMX16	1240
31	蔡司A渐进150	片	CSAJJ150	690
31	蔡司A渐进150（变灰/变褐）	片	CSAJJ150	1090
31	蔡司A渐进160	片	CSAJJ160	990
31	蔡司A渐进160（变灰/变褐）	片	CSAJJ160	1490
31	蔡司A渐进167	片	CSAJJ167	1490
31	蔡司A渐进167（变灰/变褐）	片	CSAJJ167	2240
31	蔡司A康乐型渐进150	片	CSAKLXJJ	540
31	蔡司A康乐型渐进160	片	CSAKLXJJ	840
31	蔡司A康乐型渐进167	片	CSAKLXJJ	1340
31	蔡司成长乐单光150莲花膜	片	CSCCLDG1	690
31	蔡司成长乐单光150铂金膜	片	CSCCLDG1	790
31	蔡司成长乐单光150莲花膜（车）	片	CSCCLDG1	790
31	蔡司成长乐单光150铂金膜（车）	片	CSCCLDG1	890
31	蔡司成长乐单光160铂金膜	片	CSCCLDG1	940
31	蔡司成长乐单光160莲花膜（车）	片	CSCCLDG1	990
31	蔡司成长乐单光160铂金膜（车）	片	CSCCLDG1	1240
31	蔡司成长乐单光167铂金膜（车）	片	CSCCLDG1	1790

31	蔡司睐光D渐进150铂金膜	片	CSLGDJJ1	990
31	蔡司睐光D渐进150防蓝光	片	CSLGDJJ1	1040
31	蔡司睐光D渐进150晶彩膜	片	CSLGDJJ1	990
31	蔡司睐光D渐进150铂金膜（灰/褐）	片	CSLGDJJ1	1490
31	蔡司睐光D渐进160铂金膜	片	CSLGDJJ1	1440
31	蔡司睐光D渐进160防蓝光	片	CSLGDJJ1	1490
31	蔡司睐光D渐进160晶彩膜	片	CSLGDJJ1	1440
31	蔡司睐光D渐进160铂金膜（灰/褐）	片	CSLGDJJ1	2190
31	蔡司睐光D渐进167铂金膜	片	CSLGDJJ1	1990
31	蔡司睐光D渐进167防蓝光	片	CSLGDJJ1	2040
31	蔡司睐光D渐进167晶彩膜	片	CSLGDJJ1	1990
31	蔡司睐光D渐进167铂金膜（灰/褐）	片	CSLGDJJ1	2990
31	蔡司睐光3D渐进150铂金膜	片	CSLG3DJJ	1240
31	蔡司睐光3D渐进150防蓝光	片	CSLG3DJJ	1290
31	蔡司睐光3D渐进150晶彩膜	片	CSLG3DJJ	1240
31	蔡司睐光3D渐进150铂金膜（灰/褐）	片	CSLG3DJJ	1890
31	蔡司睐光3D渐进160铂金膜	片	CSLG3DJJ	1840
31	蔡司睐光3D渐进160防蓝光	片	CSLG3DJJ	1890
31	蔡司睐光3D渐进160晶彩膜	片	CSLG3DJJ	1840
31	蔡司睐光3D渐进160铂金膜（灰/褐）	片	CSLG3DJJ	2790
31	蔡司睐光3D渐进167铂金膜	片	CSLG3DJJ	2740
31	蔡司睐光3D渐进167防蓝光	片	CSLG3DJJ	2790
31	蔡司睐光3D渐进167晶彩膜	片	CSLG3DJJ	2740
31	蔡司睐光3D渐进167铂金膜（灰/褐）	片	CSLG3DJJ	4140
31	蔡司睐光3Dv渐进150铂金膜	片	CSLG3DvJ	1690

31	蔡司睐光3Dv渐进150防蓝光	片	CSLG3DvJ	1740
31	蔡司睐光3Dv渐进150晶彩膜	片	CSLG3DvJ	1690
31	蔡司睐光3Dv渐进150铂金膜（灰/褐）	片	CSLG3DvJ	2490
31	蔡司睐光3Dv渐进160铂金膜	片	CSLG3DvJ	2290
31	蔡司睐光3Dv渐进160防蓝光	片	CSLG3DvJ	2340
31	蔡司睐光3Dv渐进160晶彩膜	片	CSLG3DvJ	2290
31	蔡司睐光3Dv渐进160铂金膜（灰/褐）	片	CSLG3DvJ	3340
31	蔡司睐光3Dv渐进167铂金膜	片	CSLG3DvJ	3190
31	蔡司睐光3Dv渐进167防蓝光	片	CSLG3DvJ	3240
31	蔡司睐光3Dv渐进167晶彩膜	片	CSLG3DvJ	3190
31	蔡司睐光3Dv渐进167铂金膜（灰/褐）	片	CSLG3DvJ	4790
31	蔡司睐光3Dv渐进174铂金膜	片	CSLG3DvJ	4190
31	蔡司睐光3Dv渐进174防蓝光	片	CSLG3DvJ	4240
31	脐动脉血气分析	次	QDMXQFX	172.5
310100001-a	18导脑电图	次	18DNDT	65
310100001-b	8导脑电图	次	8DNDT	7.8
310100002	特殊脑电图	次	TSNDT	52
310100003	脑地形图	次	NDXT	117
310100004	动态脑电图	次	DTNDT	520
310100005	脑电图录象监测	小时	NDTLXJ	39
310100005-1	中性电极片	个	ZXDJP	8.71
310100007	神经传导速度测定	每条	SJCSD	65
310100008	神经电图	每条	SJDT	50
310100009	体感诱发电位	单肢	TGYFDW	65
310100009-a	体感诱发电位术中监测（脑功能科）	时	TGYFDWSZ	221
310100009-a	体感诱发电位术中监测	时	TGYFDWSZ	221
310100010	运动诱发电位	次	YDYFDW	91
310100011	事件相关电位	次	SJXGDW	65
310100011-a	听觉P300相关电位增加N400检查时加	次	TJP300	26
310100012	脑干听觉诱发电位	次	NGTJYF	134
310100013	术中颅神经监测	小时	SZLSJJ	25

310100014	颅内压监测	小时	LNJJC	10
310100015	感觉阈值测量	次	GJYZCL	33
310100016	腰椎穿刺术	次	YZCCS	195
310100016	腰椎穿刺术（6岁以下）	次	YZCCS(6S	254
310100016-a	腰椎穿刺术（6岁以下脑积动力学）	次	YZCCS(6S	257
310100016-a	腰椎穿刺术合并脑脊液动力学检查	次	YZCCSH	198
310100016-b	腰椎蛛网膜下腔置管引流术	次	YZZWMXQZ	390
310100017	侧脑室穿刺术	次	CNSCCS	156
310100018	枕大池穿刺术	次	ZDCCCS	195
310100019	硬脑膜下穿刺术	次	YNMXCC	195
310100020	周围神经活检术	每个	ZWSJHJ	156
310100021	植物神经功能检查	次	ZWSJGN	20
310100022	多功能神经肌肉功能监测	小时	DGNSJJ	10
310100023	肌电图	每条	JDT	59
310100024	单纤维肌电图	每条	DXWJDT	65
310100025	肌电图监测	小时	JDTJC	26
310100026	多轨迹断层肌电图	次	DGJDCJ	78
310100027	神经阻滞治疗	次	SJZZZL	65
310100028	经皮穿刺三叉神经半月节注射治疗术	次	JPCSC	390
310100029	经皮穿刺三叉神经半月节射频温控热凝术	次	JPCSC	676
310100030	经皮穿刺三叉神经干注射术	次	JPCSC	390
310100032	肉毒素注射治疗	针点	RDSZSZL	50
310100035	术中运动神经监测	次	SZYDSJJC	98
310100035-1	富德医用针电极NE-T/2500	枚	FDYYZDJN	91
310100035-1	富德医用针电极NE-T/1500	枚	FDYYZDJN	91
310100035-1	富德医用针电极NE-S/1500	枚	FDYYZDJN	33
310100035-1	富德医用针电极NE-S/2000	枚	FDYYZDJN	33
310100035-1	富德医用针电极NE-S/2500	枚	FDYYZDJN	33
310100035-1	富德医用针电极NES-D1/2000	枚	FDYYZDJN	66
310100035-1	富德医用针电极NES-D2/1500	枚	FDYYZDJN	110
310100035-1	富德医用针电极NES-D2/2000	枚	FDYYZDJN	110

310100035-1	富德医用针电极NES-D2/2500	枚	FDYYZDJN	110
310100035-1	富德医用针电极NEC/2530	枚	FDYYZDJN	55
310100035-1	富德医用针电极NEC/2535	枚	FDYYZDJN	55
310100035-1	富德医用针电极NEC/3040	枚	FDYYZDJN	55
310100035-1	富德医用针电极NEC/3845	枚	FDYYZDJN	55
310100035-1	富德医用针电极NEC/5050	枚	FDYYZDJN	55
310100035-1	富德医用针电极NEC/7565	枚	FDYYZDJN	55
310100035-1	富德医用针电极NEBN/2530	枚	FDYYZDJN	150
310100035-1	富德医用针电极NEBN/2535	枚	FDYYZDJN	150
310100035-1	富德心电电极SEAg-J/22X32	枚	FDXDDJSE	3
310100035-1	富德医用针电极NEBN/3040	枚	FDYYZDJN	150
310100035-1	富德医用针电极NEBN/3845	枚	FDYYZDJN	150
310100035-1	富德医用针电极NEBN/5050	枚	FDYYZDJN	150
310100035-1	富德医用针电极NEBN/7565	枚	FDYYZDJN	150
310100035-1	富德心电电极SEAg-S/1500/15X20	个	FDXDDJSE	20.8
310100035-1	富德医用针电极NES-D1/1200	枚	FDYYZDJN	66
310100035-1	富德医用针电极NE-T/2000	枚	FDYYZDJN	91
310100035-2	道恩可一次性笛针25G 1281. SD05	个	DEKYCXDZ	1300
310100035-2	睐特美眼内激光探针SMA-25-A	个	LTMYNJGT	2000
310100035-2	宏达眼底激光探针A877000	根	HDYDJGTZ	1460
310100035-2	富德医用神经探头PNB	盒	FDYYSJTT	700
310100037	急性缺血性脑卒中超早期静脉溶栓术	次	JXQXXNZZ	1500
310100039	经颅多普勒超声发泡试验	次	JLDPLCSF	315
310201001	生长激素释放激素兴奋试验 (GRH)	每试	SZJSSF	39
310201001-a	生长激素 (GH)	每试	SCJSGH	39
310201002	促甲状腺释放激素兴奋试验 (TRH)	次	CJZXSf	26

310201002-a	促甲状腺激素 (TSH)	试验	CJZXJS	39
310201004	促性腺释放激素兴奋试验 (GnRH)	次	CXXSFJ	77
310201005	胰岛素低血糖兴奋试验	次	YDSDXT	77
310201006	精氨酸试验	试验	JASSY	42
310201007	各种药物兴奋泌乳素 (PRL) 动态试验	每试	GZYWXF	26
310202001	葡萄糖抑制 (GH) 试验	试验	PTTYZG	26
310202002	兴奋泌乳素 (PRL) 抑制试验	每试	XFMRSP	39
310203001	禁水试验	试验	JSSY	50
310203002	禁水加压素试验	每试	JSJYSS	50
310203003	高渗盐水试验	试验	GSYSSY	26
310203004	水负荷试验	每试	SFHSY	26
310203005	去氨加压素 (DDAVP) 治疗试验	试验	QAJYSD	26
310204001	钙耐量试验	试验	GNLSY	20
310204002	快速钙滴注抑制试验	试验	KSGDZY	13
310204003	肾小管磷重吸收试验	每试	SXGLZX	20
310204004	磷清除试验	试验	LQCSY	20
310204005	低钙试验	次	DGSY	20
310204006	低磷试验	每项	DLSY	20
310205002	馒头餐糖耐量试验	试验	MTCTNL	39
310205003	可的松糖耐量试验	试验	KDSTNL	20
310205004	胰岛素释放试验	每试	YDSSFS	62
310205005	胰高血糖素试验	每试	YGXTSS	26
310205006	甲苯磺丁脲 (D860) 试验	试验	JBHDND	20
310205007	饥饿试验	试验	JESY	78
310205008	电脑血糖监测	次	DNXTJC	5. 2
310205008	电脑血糖监测+血糖试纸	次	DNXTJC+X	9. 34
310205008-2	血糖试纸 (华益)	条	XTSZ (HY)	2. 27

310205008-2	血糖试纸（安晟信）	条	XTSZ(ASX	2. 29
310205009	动态血糖监测	次	DTXTJC	1000
310205009-1	英国传感器套装FreeStyle Libr	套	YGCGQT	830
310205009-1	科瑞康盆底功能训练探头AM-25	个	KRKPDGNX	36. 4
310205009-1	科瑞康盆底功能训练探头AM-24	个	KRKPDGNX	130
310205009-1	硅基持续葡萄糖监测系统GS1	盒	GJ CXPTTJ	650
310205009-1	美奇一次性血糖传感器MQ-GS II	个	MQYCXXTC	650
310205009-1	美奇一次性血糖传感器MQ-GS III	个	MQYCXXTC	585
310205009-1	美敦力葡萄糖探头MMT-7008A	个	MDLPTT	475
310206001	昼夜皮质醇节律测定	每试	ZYPZCJ	25
310206002-a	皮质醇测定	次	PZCCD	78
310206003	过夜地塞米松抑制试验	次	GYDSMS	20
310206004	地塞米松抑制试验	试验	DSMSYZ	50
310206005	皮质素水试验	试验	PZSSSY	20
310206006	醛固酮肾素测定卧立位试验	没试	QGTSSC	65
310206007	低钠试验	试验	DNSY	13
310206008	钾负荷试验	试验	JFHSY	13
310206009	安体舒通试验	次	ATSTSY	26
310206010	赛庚啶试验	每试	SGDSY	20
310206011	氨苯喋啶试验	次	ABDDSY	20
310206012	开搏通试验	试验	KBTSY	26
310207001	苄胺唑啉阻滞试验	次	BAZLZZ	26
310207002	可乐宁试验	试验	KLNSY	39
310207003	胰高血糖素激发试验	每试	YGXTSJ	26
310207004	冷加压试验	试验	LJYSY	13
310207005	组织胺激发试验	每试	ZZAJFS	20
310207006	酪胺激发试验	试验	LAJFSY	20
310208001	胰岛素泵持续皮下注射胰岛素	时	YDSBCX	10
310208002	人绒毛膜促性腺激素兴奋试验	每试	RRMMCX	13
310208002	绒毛膜促性腺激素兴奋试验	次	RMMCXXJS	13

310208002-a	绒毛膜促性腺激素HCG	次	RMMCXXJS	52
310208002-a	绒毛膜促性腺激素 (HCG)	每试	RMMCXX	52
310208002-b	绒毛膜促性腺激素(β -HCG)	每试	RMMCXX	59
310208002-b	绒毛膜促性腺激素 β -HCG	次	RMMCXXJS	59
310208004	胰岛素泵使用	次	YDSBSY	60
310208004	胰岛素泵安装术	次	YDSBAZS	120
3103	角膜塑形镜（菁视标准片）	片	JMSXJ(JS	4900
3103	新乐学镜片（标准版）	片	XLXJP(BZ	1990
3103	新乐学镜片（医疗版）	片	XLXJP(YL	2140
3103	星趣控镜片（A4）	片	XQKJP(A4	2140
3103	星优学镜片	片	XYXJP	1490
3103	思问离焦镜156	片	SWLJJ156	990
3103	思问离焦镜160	片	SWLJJ160	1490
3103	思问离焦镜167	片	SWLJJ167	1990
3103	护理液（培克能）	瓶	HLY(PKN)	120
3103	护理液（奥普铁克）	瓶	HLY(APTK	48
3103	护理液（优润）	片	HLY(YR)	98
3103	护理液（优卓240）	瓶	HLY(YZ24	168
3103	护理液（优卓120）	片	HLY(YZ12	118
3103	护理液（优可伶）	片	HLY(YKL)	138
3103	视觉训练（多宝视）	套	SJXL(DBS	1800
3103	视觉训练（双面镜）	个	SJXL(SMJ	180
3103	视觉训练B（棱镜双面镜）	个	SJXLB(LJ	360
3103	视觉训练B（聚散球）	个	SJXLB(JS	88
3103	视觉训练B（大小字母表）	个	SJXLB(DX	48
3103	视觉训练B（穿珠子）	个	SJXLB(CZ	30
3103	视觉训练B（全遮盖眼贴）	盒	SJXLB(QZ	45

3103	视觉训练B（弱视综合治疗仪）	台	SJXLB(RS)	3600
3103	台灯（阳光流）	台	TD(YGL)	699
310300001	普通视力检查	双	PTSLJC	6.4
310300002	特殊视力检查	项	TSSLJC	3.9
310300002-a	特殊视力检查每增加一项加收	项	TSSLJC	1.3
310300003	选择性观看检查	双	XZXGKJ	30
310300004	视网膜视力检查	双	SWMSLJ	37
310300005	视野检查	双	SYJC	26
310300005-a	视野检查(全自动视野计)	双	SYJCQZ	90
310300006	阿姆斯勒(Amsler)表检查	双	AMSLAM	6.5
310300007	验光	次	YG	26
310300007-a	验光每增加一项加收	项	YGMZJY	2
310300008	镜片检测	双	JPJC	6.5
310300008	角膜塑形镜（Euclid ES环曲）	片	JMSXJ(Eu	5400
310300008	角膜塑形镜（Euclid AD标准）	片	JMSXJ(Eu	5900
310300008	角膜塑形镜（Euclid AD环曲）	片	JMSXJ(Eu	6900
310300008-A	豪雅镜片YS单150S(现)	片	HYJPYSD1	130
310300008-a	豪雅镜片YS单156S(现)	片	HYJPYSD1	190
310300008-a	豪雅镜片YS单160S(现)	片	HYJPYSD1	280
310300008-a	豪雅镜片YA单150A(现)	片	HYJPYAD1	175
310300008-a	豪雅镜片YA单156A(现)	片	HYJPYAD1	245
310300008-a	豪雅镜片YA单160A(现)	片	HYJPYAD1	375
310300008-a	豪雅镜片YA单167A(现)	片	HYJPYAD1	660
310300008-a	豪雅镜片YR单150R(现)	片	HYJPYRD1	280
310300008-a	豪雅镜片防蓝光YA单155R(现)	片	HYJPFLGY	295
310300008-a	豪雅镜片变色YS单155S(现)	片	HYJPBSYS	290
310300008-a	豪雅镜片YS单150S(车)	片	HYJPYSD1	195
310300008-a	豪雅镜片YS单156S(车)	片	HYJPYSD1	275
310300008-a	豪雅镜片三维4S155唯频+光智（灰变）	片	HYJPSW4S	1990
310300008-a	豪雅镜片YA单150A(车)	片	HYJPYAD1	260
310300008-a	豪雅镜片YA单156A(车)	片	HYJPYAD1	360

310300008-a	豪雅镜片YA单160A(车)	片	HYJPYAD1	525
310300008-a	豪雅镜片YA单167A(车)	片	HYJPYAD1	875
310300008-a	豪雅镜片YR单150R(车)	片	HYJPYRD1	280
310300008-a	豪雅镜片YR单155R(车)	片	HYJPYRD1	360
310300008-a	豪雅镜片YR单160R(车)	片	HYJPYRD1	530
310300008-a	豪雅镜片防蓝光YA单155A(车)	片	HYJPFLGY	410
310300008-a	豪雅镜片防蓝光YA单160A(车)	片	HYJPFLGY	575
310300008-a	豪雅镜片防蓝光YA单167A(车)	片	HYJPFLGY	925
310300008-a	豪雅镜片防蓝光YR单150R(车)	片	HYJPFLGY	330
310300008-a	豪雅镜片防蓝光YR单155R(车)	片	HYJPFLGY	430
310300008-a	豪雅镜片防蓝光YR单160R(车)	片	HYJPFLGY	530
310300008-a	豪雅镜片变色YS单155S(车)	片	HYJPBSYS	490
310300008-a	豪雅镜片YB单150B(车)	片	HYJPYBD1	280
310300008-a	豪雅镜片YF(S)单150FS(车)	片	HYJPYF(S	410
310300008-a	豪雅镜片YF(S)单155FS(车)	片	HYJPYF(S	590
310300008-a	豪雅镜片YF(S)单160FS(车)	片	HYJPYF(S	900
310300008-a	东海镜片C单G3 150S(现)	片	DHJPCDG3	129
310300008-a	东海镜片C单G3 155S(现)	片	DHJPCDG3	144
310300008-a	东海镜片C单G3 160S(现)	片	DHJPCDG3	184
310300008-a	东海镜片C单G3 155A(现)	片	DHJPCDG3	160
310300008-a	东海镜片C单G3 160A(现)	片	DHJPCDG3	225
310300008-a	东海镜片C单G3 167A(现)	片	DHJPCDG3	330
310300008-a	东海镜片C单G3 174A(现)	片	DHJPCDG3	490
310300008-a	东海镜片C单G3 150S(车)	片	DHJPCDG3	184
310300008-a	东海镜片C单G3 155S(车)	片	DHJPCDG3	199

310300008-a	东海镜片C单G3 160S(车)	片	DHJPCDG3	299
310300008-a	东海镜片C单G3 155A(车)	片	DHJPCDG3	245
310300008-a	东海镜片C单G3 160A(车)	片	DHJPCDG3	340
310300008-a	东海镜片C单G3 167A(车)	片	DHJPCDG3	495
310300008-a	东海镜片C单G3 174A(车)	片	DHJPCDG3	845
310300008-a	东海镜片C偏光150(现)	片	DHJPCPG1	290
310300008-a	东海镜片C无底变色156S(现)	片	DHJPCWDB	295
310300008-a	东海镜片C膜层变色156A(现)	片	DHJPCMCB	390
310300008-a	东海镜片C偏光150(车)	片	DHJPCPG1	390
310300008-a	东海镜片C无底变色156S(车)	片	DHJPCWDB	395
310300008-a	东海镜片R单G3 150A(现)		DHJPRDG3	184
310300008-a	东海镜片R单G3 155A(现)	片	DHJPRDG3	240
310300008-a	东海镜片R单G3 160A(现)	片	DHJPRDG3	340
310300008-a	东海镜片R单G4 150A(现)	片	DHJPRDG4	300
310300008-a	东海镜片R单G4 155A(现)	片	DHJPRDG4	340
310300008-a	东海镜片R单G4 160A(现)	片	DHJPRDG4	480
310300008-a	东海镜片R单G4 167A(现)	片	DHJPRDG4	640
310300008-a	东海镜片R单G4 174A(现)	片	DHJPRDG4	990
310300008-a	东海镜片R单G3 150A(车)	片	DHJPRDG3	245
310300008-a	东海镜片R单G3 155A(车)	片	DHJPRDG3	295
310300008-a	东海镜片R单G3 160A(车)	片	DHJPRDG3	445
310300008-a	东海镜片R单G4 150A(车)	片	DHJPRDG4	245
310300008-a	东海镜片R单G4 155A(车)	片	DHJPRDG4	390
310300008-a	东海镜片R单G4 160A(车)	片	DHJPRDG4	590
310300008-a	东海镜片R单G4 167A(车)	片	DHJPRDG4	840

310300008-a	东海镜片R单G4 174A(车)	片	DHJPRDG4	1290
310300008-a	东海镜片变色G4 150(现)	片	DHJPBSG4	490
310300008-a	东海镜片变色G4 155(现)	片	DHJPBSG4	690
310300008-a	东海镜片变色G4 160(现)	片	DHJPBSG4	1290
310300008-a	东海镜片变色G4 150(车)	片	DHJPBSG4	840
310300008-a	东海镜片变色G4 160(车)	片	DHJPBSG4	1490
310300008-a	东海镜片变色G4 167(车)	片	DHJPBSG4	2690
310300008-b	镜架高姿钛(全框)	支	JJGZT(QK	588
310300008-b	镜架高姿钛(半框)	支	JJGZT(BK	598
310300008-b	镜架高姿合金	支	JJGZHJ	298
310300008-b	镜架SeeYeaH-环保漆	支	JJSeeYea	288
310300008-b	镜架沙文UTM	支	JJSWUTM	398
310300008-b	迪士尼青少年镜架	支	DSNQSNJJ	458
310300008-b	迪士尼儿童TR镜架	支	DSNETTRJ	318
310300008-b	迪士尼儿童硅胶镜架	支	DSNETGJJ	468
310300008-b	镜架SECG三色	支	JJSECGSS	428
310300008-b	镜架SECG双色	支	JJSECGSS	378
310300008-b	镜架SECG印花	支	JJSECGYH	286
310300008-b	米顿镜架时尚F2	支	MDJJSSF2	396
310300008-b	米顿镜架时尚JS	支	MDJJSSJS	936
310300008-b	米顿镜架板材	支	MDJJBC	456
310300008-b	李维斯镜架LS03	支	LWSJJLS0	756
310300008-b	李维斯镜架LS05	支	LWSJJLS0	766
310300008-b	李维斯镜架LS97	支	LWSJJLS9	1096
310300008-b	李维斯镜架LS94	支	LWSJJLS9	1356
310300009	隐形眼镜配置	双	YXYJPZ	26
310300009-a	角膜塑形镜(Euclid ES标准)	片	JMSXJ(Eu	4400

310300009-a	角膜塑形镜（Euclid特殊）	片	JMSXJ(Eu	5500
310300009-a	角膜塑形镜（阿尔发特殊）	片	JMSXJ(AE	5900
310300009-a	角膜塑形镜（阿尔发常规）	片	JMSXJ(AE	4900
310300009-a	角膜塑形镜（DREAMLITE特殊）	片	JMSXJ(DR	5900
310300009-a	角膜塑形镜（DREAMLITE常规）	片	JMSXJ(DR	4900
310300009-a	护理液（美尼康多功能）	瓶	HLY(MNKD	150
310300009-a	护理液（美尼康多AB液）	瓶	HLY(MNKD	175
310300009-a	护理液（博士伦新洁）	瓶	HLY(BSLX	75
310300009-a	护理液（博士伦舒润）	瓶	HLY(BSLS	79
310300009-a	硬镜辅材（双联盒）	个	YJFC(SLH	12
310300009-a	硬镜辅材（AB液专用盒）	个	YJFC(ABY	36
310300009-a	硬镜辅材（国产吸棒）	个	YJFC(GCX	35
310300009-a	硬镜辅材（进口吸棒）	个	YJFC(JKX	45
310300009-A	角膜塑形镜（CRT常规）	片	JMSXJ(CR	5450
310300009-a	角膜塑形镜（CRT特殊）	片	JMSXJ(CR	6450
310300010	主导眼检查	双	ZDYJC	2.6
310300011	代偿头位测定	双	DCTWCD	13
310300012	复视检查	双	FSJC	13
310300013	斜视度测定	双	XSDCD	17
310300014	三棱镜检查	双	SLJJC	5.2
310300015	线状镜检查	双	XZJJC	7.8
310300016	黑氏(Hess)屏检查	双	HSHESS	10
310300017	调节/集合测定	双	TJJHCD	10
310300018	牵拉试验	双	QLSY	13
310300019	双眼视觉检查	双	SYSJJC	17
310300019-a	双眼视觉生理检查	双	SYSJSL	117
310300020	色觉检查	双	SJJC	8.5
310300021	对比敏感度检查	双	DBMGDJ	6.5
310300022	暗适应测定	双	ASYCD	26
310300023	明适应测定	双	MSYCD	26
310300024	正切尺检查	双	ZQCJC	26
310300025	注视性质检查	双	ZSXZJC	6.5
310300026	眼象差检查	双	YXCJC	26
310300027	眼压检查	双	YYJC	13
310300028	眼压日曲线检查	双	YYRQXJ	39
310300029	眼压描记	双	YYMJ	26

310300030	眼球突出度测量	双	YQTCDC	4.9
310300031	青光眼视网膜神经纤维层计算机图象分析	双	QGYSWM	65
310300032	低视力助视器试验	双	DSLZSQ	16
310300033	上睑下垂检查	双	SJXCJC	6.5
310300034	泪膜破裂时间测定	双	LMPLSJ	10
310300035	泪液分泌功能测定	次	LYFMGN	5.1
310300035-1	瑞霖快速检测泪河试纸 SMT82	条	RLKSJCLH	65
310300035-1	伊诺新康泪液分泌测试滤纸条YN-LZ-I	袋	YNXKLYFM	4.55
310300035-1	伊诺新康泪液分泌测试棉线	袋	YNXKLYFM	4.94
310300035-1	伊诺新康荧光素钠眼科检测试纸YN-YG-I	袋	YNXKYGSN	1.3
310300036	泪道冲洗	双	LDCX	7.5
310300037	青光眼诱导试验	双	QGYYS	10
310300038	角膜荧光素染色检查	次	JMYGSR	6.5
310300039	角膜曲率测量	次	JMQLCL	20
310300040	角膜地形图检查	次	JMDXTJ	78
310300041	角膜内皮镜检查	次	JMNPJJ	65
310300042	角膜厚度检查	次	JMHDJC	52
310300043	角膜知觉检查	次	JMZJJJC	13
310300044	巩膜透照检查	次	GMTZJC	10
310300045	人工晶体度数测量	次	RGJTDS	52
310300046	前房深度测量	次	QFSDCL	26
310300047	房水荧光测定	次	FSYGCD	13
310300048	裂隙灯检查	双	LXDJC	3.9
310300049	裂隙灯下眼底检查	双	LXDXD	16
310300050	裂隙灯下房角镜检查	双	LXDZFJ	5.2
310300051	眼位照相	双	YWZX	26
310300052	眼前段照相	双	YQDZX	20
310300053	眼底照相	次	YDZX	26
310300054	眼底血管造影	次	YDXGZY	195
310300055	裂隙灯下眼底视神经立体照相	双	LXDXD	78
310300056	眼底检查	双	YDJC	10
310300057	扫描激光眼底检查(SLO)	双	SMJGYD	195
310300058	视网膜裂孔定位检查	双	SWMLKD	13
310300059	海德堡视网膜厚度检查(HRT)含图片报告	双	HDBSWM	195
310300060	眼血流图	双	YXLT	20
310300061	视网膜动脉压测定	双	SWMDMY	13
310300062	临界融合频率检查	双	LJRHPL	26
310300063	超声生物显微镜检查(UBM)	眼	CSSWXWJJ	78
310300064	光学相干断层成相(OCT)/黄斑	眼	GXXGDCCX	156
310300065	视网膜电流图(ERG)	双	SWMDLT	39
310300066	视网膜地形图	双	SWMDXT	39
310300067	眼电图(EOG)	次	YDTEOG	39
310300068	视诱发电位(VEP)	次	SYFDWV	39
310300069	眼外肌功能检查	双	YWJGNJC	6.5
310300070	眼肌力检查	双	YJLJC	3.9

310300071	结膜印痕细胞检查	次	JMYHXB	13
310300072	马氏(Maddox)杆试验	次	MSMADD	13
310300073	球内异物定位	次	QNYWDW	65
310300074	磁石试验	次	CSSY	6.5
310300075	眼活体组织检查	次	YHTZZJ	65
310300076	角膜刮片检查	次	JMGPJC	13
310300077	结膜囊取材检查	次	JMNQCJ	13
310300080	视网膜激光光凝术(氩激光光凝)	单	SWMJGG	520
310300081	激光治疗眼前节病	次	JGZLYQ	272
310300084	低功率氦-氖激光治疗	次	DGLHNJ	39
310300085	电解倒睫	次	DJDJ	22
310300086	光动力疗法(PDT)	次	GDLLFP	150
310300087	睑板腺按摩	次	JBXAM	17
310300088	冲洗结膜囊	次	CXJMN	5
310300089	睑结膜伪膜去除冲洗	次	JJMWMQ	19
310300090	晶体囊截开术	次	JTNJKS	130
310300090-a	晶体囊截开术(激光)	次	JTNJKS	156
310300091	取结膜结石	次	QJMJS	13
310300092	沙眼磨擦压挤术	次	SYMCIJ	13
310300093	眼部脓肿切开引流术	次	YBNZQK	65
310300094	球结膜下注射	次	QJMXZS	12
310300095	球后注射	次	QHVS	13
310300096	眶上神经封闭	次	KSSJFB	13
310300097	肉毒杆菌素眼外肌注射	次	RDGJSY	26
310300098	协调器治疗	次	XDQZL	13
310300099	后象治疗	次	HXZL	16
31030009-a	角膜塑形镜(Euclid常规)	片	JMSXJ(Eu	4400
310300100	前房穿刺术	次	QFCCS	192
310300101	前房注气术	次	QFZQS	130
310300101	前房注气术	次	QFZQS	130
310300102	角膜异物剔除术	次	JMYWTC	42
310300103	角膜溃疡灼烙术	次	JMKYZL	20
310300104	眼部冷冻治疗	次	YBLDZL	65
310300105	泪小点扩张	次	LXDKZ	13
310300106	泪道探通术	次	LDTTS	22
310300106-a	泪道探通术(激光)	次	LDTTSJ	20
310300107	双眼单视功能训练	双	SYDSGN	9.1
310300108	弱视训练	次	RSXL	9.1
310300110	散瞳	单	ST	19
310401001	听性脑干反应	次	TXNGFY	122
310401002	纯音听阈测定(耳鼻喉)	次	CYTYCD(E	13
310401003	自描听力检查	次	ZMTLJC	39
310401004	纯音短增量敏感指数试验	次	CYDZLM	39
310401005	纯音衰减试验	次	CYSJSY	13
310401006	双耳交替响度平衡试验	次	SEJTXD	20
310401007	响度不适与舒适阈检测	次	XDBSYS	20
310401008	调谐曲线	次	DXQX	20
310401009	言语测听	次	YYCT	39
310401010	声导抗测听	次	SDKCT	65

310401010-a	声导抗测听（多频率）	次	SDKCTD	91
310401011	镫骨活动度检测(盖来试验)	次	DGHDDJ	33
310401012	镫骨肌反射衰减试验	次	DGJFSS	33
310401013	咽鼓管压力测定	次	YGGYLC	50
310401014	耳蜗电图	次	EWDT	78
310401015	耳声发射检查	次	ESFSJC	130
310401015	耳声发射检查（产科）	次	ESFSJC(C	130
310401016	稳态听觉诱发反应	次	WTTJYF	78
310401017	中潜伏期诱发电位	次	ZQFQYF	78
310401017	中潜伏期诱发电位	次	ZQFQYFDW	78
310401018	皮层慢反应	次	PCMFY	65
310401020	鼓岬电刺激反应	次	GJDCJF	52
310401021	眼震电图	次	YZDT	130
310401021	自发眼震电图	次	ZFYZDT	130
310401021	温度试验眼震电图	次	WDSYYZDT	130
310401022	视动试验	次	SDSY	117
310401022	旋转试验	次	XZSY	117
310401022	平衡试验	次	PHSY	117
310401023	中耳共振频率测定	次	ZEGZPL	26
310401025	听力筛选试验	次	TLXSXY	89
310401026	耳鸣检查	次	EMJC	59
310401027	定向条件反射测定	次	DXTJFS	76
310401028	助听器选配试验	次	ZTQXPS	46
310401029	电子耳蜗编程	次	DZEWBC	78
310401030	真耳分析	次	ZEFX	39
310401031	鼓膜贴补试验	次	GMTBSY	13
310401032	味觉试验	次	WJSY	26
310401033	溢泪试验	次	YLSY	26
310401034	耳纤维内镜检查	次	EXWNJJ	75
310401035	硬性耳内镜检查	次	YXENJJ	2.6
310401036	电耳镜检查	次	DEJJC	4.8
310401037	耳显微镜检查	次	EXWJJC	13
310401038	西格氏耳镜检查	次	XGSEJJ	6.9
310401039	上鼓室冲洗术	次	SGSCXS	20
310401040	鼓膜穿刺术	次	GMCCS	59
310401041	耵聍冲洗	次	DNCX	7.3
310401041-a	耳道清拭吸脓	次	EDQSXN	24
310401041-a	耵聍取出术	次	DNQCS	24
310401042	耳正负压治疗	次	EZFYZL	20
310401043	波氏法咽鼓管吹张	次	BSFYGG	3.9
310401044	导管法咽鼓管吹张	次	DGFYGG	6.5
310401045	耳药物烧灼	次	EYWSZ	3.9
310401046	鼓膜贴补	次	GMTB	39
310401047	耳神经阻滞	次	ESJZZ	39
310401048	耳廓假性囊肿穿刺压迫治疗	次	EKJXNZ	73
310401049	耳部特殊治疗	次	EBTSZL	62
310401049	耳肉芽摘除术	次	ERYZCS	62

310401050-1	施乐辉喉部/气管刀头PROciseTM EIC7070-01	把	SLHHB/QG	5200
310401050-1	施乐辉等离子手术系统-刀头 EIC4845-01	把	SLHDLZSS	2998
310401050-1	施乐辉咽喉鼻等离子射频刀头EIC8872-01	把	SLHYHBDL	3900
310401050-1	施乐辉咽喉气管等离子射频刀头EIC7070-01	把	SLHYHQGD	5200
310401050-1	西安等离子体手术刀头DXR-G0900-A105	把	XADLZTSS	8312.5
310401050-1	西安等离子体手术刀头DXR-G1100-A185	把	XADLZTSS	8312.5
310402001	鼻内镜检查	次	BNJJC	12
310402002	前鼻镜检查	次	QBJJC	6.8
310402003	长鼻镜检查	次	CBJJC	10
310402004	鼻内镜手术后检查处理	次	BNJSSH	104
310402005	鼻粘膜激发试验	次	BZMJFS	7.8
310402006	鼻分泌物细胞检测	次	BFMWXB	20
310402007	嗅觉功能检测	次	XJGNJC	20
310402008	鼻阻力测定	次	BZLCD	49
310402009	声反射鼻腔测量	次	SFSBQC	50
310402010	糖精试验(纤毛功能测定)	次	TJSYXM	20
310402011	蝶窦穿刺活检术	次	DDCCHJ	65
310402012	鼻腔冲洗	次	BQCX	20
310402013	鼻腔取活检术	次	BQQHJS	39
310402014	上颌窦穿刺术	次	SGDCCS	39
310402015	鼻窦冲洗	次	BDCX	48
310402015	鼻冲洗	次	BCX	48
310402016	鼻咽部活检术	次	BYBHJS	75
310402017	下鼻甲封闭术	次	XBJFBS	26
310402018	鼻腔粘连分离术	次	BQZLFL	50
310402019	鼻负压置换治疗	次	BFYZHZ	20
310402020	脱敏治疗	次	TMZL	13
310402021	快速脱敏治疗	次	KSTMZL	13
310402022	前鼻孔填塞	次	QBKTS	52
310402023	后鼻孔填塞	次	HBKTS	39
310402024	鼻异物取出	次	BYWQC	20
310402024	鼻假体取出术	次	BJTQCS	3000
310402025	鼻部特殊治疗	次	BBTSZL	60
310402-1	术瑞吉生物止血体膜(哈尔滨础润) 50ml	袋	SRJSWZXT	475
310402-1	科创驱血止血弹性束紧套环PRH-028-PI-01A	套	KCQXZDX	3500
310402-1	科创驱血止血弹性束紧套环PRH-040-GR-01A	套	KCQXZDX	3500
310402-1	科创驱血止血弹性束紧套环PRH-040-RE-01A	套	KCQXZDX	3500
310402-1	科创驱血止血弹性束紧套环PRH-040-YE-01A	套	KCQXZDX	3500
310402-1	科创驱血止血弹性束紧套环PRH-060-BL-01A	套	KCQXZDX	3500

310402-1	科创驱血止血弹性束紧套环PRH-060-OR-01A	套	KCQXZDX	3500
310402-1	科创驱血止血弹性束紧套环PRH-060-BR-01A	套	KCQXZDX	3500
310402-1	科创驱血止血弹性束紧套环PRH-090-BW-01A	套	KCQXZDX	3500
310402-1	益而康胶原蛋白海绵-3 5*5*0.4cm	片	YEKJYDBH	391
310403001	喉声图	次	HST	39
310403002	喉频谱仪检查	次	HPYJC	65
310403003	喉电图测试	次	HDTCS	59
310403004	计算机嗓音疾病评估	次	JSJSYJ	39
310403005	计算机言语疾病矫治	次	JSJYYJ	136
310403006	纤维鼻咽镜检查	次	XWBYJJ	142
310403007	间接鼻咽镜检查	次	JJBYJJ	30
310403007-a	间接电子鼻咽镜检查	次	JJDZBY	46
310403008	硬性鼻咽镜检查	次	YXBYJJ	26
310403009	纤维喉镜检查	次	XWHJJC	150
310403009-a	纤维电子喉镜检查	次	XWDZHJ	188
310403010	喉动态镜检查	次	HDTJJC	237
310403011	直达喉镜检查	次	ZDHJJC	25
310403012	间接喉镜检查	次	JJHJJC	14
310403013	支撑喉镜检查	次	ZCHJJC	65
310403014	咽封闭	次	YFB	26
310403015	喉上神经封闭术	次	HSSJFB	26
310403016	咽部特殊治疗	次	YBTSZL	55
310403016	咽部特殊治疗（康复医学科）	次	YBTSZL(K	55
310403016	耳鼻咽喉科多功能微波治疗	次	EBYHKD	55
310403016-1	海斯诺咽部冷敷凝胶（儿童）20g	盒	HSNYBLFN	34.8
310403016-1	海斯诺咽部冷敷凝胶20g	盒	HSNYBL	34.8
310403016-1	珍康舒咽口露冲洗器ZKC-KYI型	盒	ZKSYKLCX	68
310403016-1	口咽露喷剂敷料	瓶	KYLPJFL	98
310403016-2	海尔滋生物多糖液体敷料 100ml/瓶	瓶	HEZSWDTY	84
310403016-2	海尔滋生物多糖液体敷料 50ml/瓶	瓶	HEZSWDTY	49
310403016-a	声带息肉气化术	次	SDXRQH	65
310403016-b	口咽异物取出术	次	KYYWQC	22
310403016-b	咽部特殊治疗B	次	YBTSZLB	22
310403016-c	咽部特殊治疗C	次	YBTSZLC	58
310403016-d	间接喉镜下新生物摘除术	次	JJHJXXSW	39
3105	种植体喷砂（德国）	颗	ZZTPS(DG	100
3105	种植体（德国）	个	ZZT(DG)	3220
310501001	全口牙病系统检查与治疗设计	次	QKYBXT	12
310501001-a	全口牙病系统检查与治疗设计牙周专业检查	次	QKYBXT	6
310501002	咬合检查	次	YHJC	2.4

310501003	颌力测量检查	次	GLCLJC	12
310501004	咀嚼功能检查	次	JJGNJC	6
310501005	下颌运动检查	次	XGYDJC	3.6
310501006	唾液流量测定	次	TYLLCD	6
310501007	口腔模型制备	单颌	KQMXZB	24
310501008	记存模型制备	单颌	JCMXZB	3.6
310501009	面部模型制备	次	MBMXZB	12
310501009-1	登士柏橡胶印模材料50g*4	套	DSBXJY	2952
310501009-1	登士柏橡胶印模材料50g*4	套	DSBXJY	2952
310501009-1	登士柏橡胶印模材料50g*4	套	DSBXJY	2952
310501009-1	登士柏橡胶印模材料50g*4	套	DSBXJY	2952
310501010	常规面像检查	每片	CGMXJC	2.4
310501011	口腔内镜检查	每牙	KQNJJJC	12
310502001	牙髓活力检查	每牙	YSHLJC	2.4
310502002	根管长度测量	每根	GGCDCL	4.8
310502003	口腔X线一次成像(RVG)	每牙	KQXXYC	36
310503001	白细胞趋化功能检查	次	BXBQHG	18
310503002	龈沟液量测定	牙	KGYLCD	1.2
310503003	咬合动度测定	次	YHDDCD	2.4
310503004	龈上菌斑检查	次	YSJBJC	6
310503005	菌斑微生物检测	次	JBWSWJ	4.8
310503005-1	真空盒	次	ZKH	40
310504001	面神经功能主观检测	次	MSJGNZ	12
310504002	面神经功能电脑检测	次	MSJGND	18
310504003	面神经肌电图检查	每区	MSJJDT	24
310504004	腭咽闭合功能检查	次	EYBHGN	48
310505001	正颌外科手术设计与面型预测	次	ZGWKSS	48
310505002	云纹仪检查	次	YWYJC	18
310505003	模型外科设计	次	MXWKSJ	60
310505004	带环制备	每个	DHZB	6
310505004-3	德国DMG泰姆临时冠粘接水门汀 1101	套	DGDMGT	590
310505005	唇弓制备	每根	CGZB	18
310505005-1	新亚套装直丝弓托槽0.022"3牙位带钩	副	XYTZSZ	73.8
310505005-1	新亚散装直丝弓托槽0.022"3牙位带钩	副	XYSZSZ	114
310505005-1	新亚散装直丝弓托槽0.022"全无钩	副	XYSZSZ	114
310505005-1	新亚散装直丝弓托槽0.022"全无钩	副	XYSZSZ	114
310505005-1	新亚散装直丝弓托槽0.022"全无钩	副	XYSZSZ	114
310505005-1	新亚齿科游离牵引钩通用右	袋	XYCKYL	38
310505005-1	埃蒙迪方弓丝SE01182501	盒	AMDFGS	30
310505005-1	埃蒙迪方弓丝SE01192502	盒	AMDFGS	30
310505005-1	埃蒙迪方弓丝SE01182502	盒	AMDFGS	30

310505005-1	埃蒙迪方弓丝SE01192501	盒	AMDFGS	30
310505005-1	埃蒙迪方弓丝SE01172501	盒	AMDFGS	30
310505005-1	埃蒙迪方弓丝SE01172502	盒	AMDFGS	30
310505006	导板制备	每个	DBZB	144
310505007	面部三维照相	体	MBSWZX	50
310506001	颞颌关节系统检查设计	每人	NGGJXT	12
310506002	颞颌关节镜检查	次	NGGJJJ	48
310506003	关节腔压力测定	每人	GJQYLC	12
310507001	错畸形初检	次	CJXCJ	3
310507002	错畸形治疗设计	次	CJXZLS	78
310507002-a	错畸形治疗设计	次	CJXZLS	84
310507003	固定矫治器复诊处置	次	GDJZQF	12
310507003-2	埃蒙迪镍钛热激活圆丝SM031201	盒	AMDNTR	30
310507003-2	埃蒙迪镍钛超弹圆丝SE011602	盒	AMDNTC	18
310507003-2	埃蒙迪镍钛超弹圆丝SE011802	盒	AMDNTC	18
310507003-2	埃蒙迪镍钛超弹圆丝SE011801	盒	AMDNTC	18
310507003-2	埃蒙迪镍钛超弹圆丝SE011402	盒	AMDNTC	18
310507003-2	埃蒙迪镍钛超弹圆丝SE011401	盒	AMDNTC	18
310507003-2	埃蒙迪镍钛超弹圆丝SE011601	盒	AMDNTC	18
310507003-2	新亚齿科自锁托槽-2 0.022	套	XYCKZS	1000
310507003-2	新亚齿科套装直丝弓托槽0.022	套	XYCKTZ	114
310507003-2	3M金属正畸托槽尖牙带牵引钩 0.56	副	3MJSZJ	520
310507004	活动矫治器复诊处置	次	HDJZQF	6
310507005	功能矫治器复诊处置	次	GNJZQF	6
310507006	特殊矫治器复诊处置	次	TSJZQF	6
310507006-a	特殊矫治器复诊处置	次	TSJZQF	8.4
310507007	错畸形正中位检查	次	CJXZZW	48
310508001	光仪检查	次	GYJC	42
310508002	测色仪检查	次	CSYJC	4.8
310508003	义齿压痛定位仪检查	每牙	YCYTDW	1.2
310508004	触痛仪检查	次	CTYJC	2.4
310509001	种植治疗设计	次	ZZZLSJ	60
310509001-a	种植治疗设计	次	ZZZLSJ	96
310510001	调合	每牙	DH	3.6
310510002	氟防龋治疗	每牙	FFQZL	1.2
310510003	牙脱敏治疗	每牙	YTMZL	5.6
310510003-1	幸福益生牙齿脱敏剂TD-30	盒	XFYSYCTM	163
310510003-1	古莎脱敏剂5ml	支	GSTMJ5ml	260
310510003-a	牙脱敏治疗	每牙	YTMZL	6
310510004	口腔局部冲洗上药	每牙	KQJBCX	2.1

310510005	不良修复体拆除	每牙	BLXFTC	4.8
310510006	牙开窗助萌术	每牙	YKCZMS	36
310510007	口腔局部止血	每牙	KQJBZX	12
310510008	激光口内治疗	每部	JGKNZL	30
310510009	口内脓肿切开引流术	例	KNNZQK	9.6
310510010	牙外伤结扎固定术	每牙	YWSJZG	36
310510011	拆除固定装置	每牙	CCGDZZ	3.6
310510012	口腔活检术	次	KQHJS	132
310511001	简单充填术	每牙	JDCTS	25
310511001-1	3M流动树脂2g/支	袋	3MLDSZ	215
310511001-1	3M玻璃离子水门汀 粉30g，液12ml	盒	3MBLLZSM	929.61
310511001-1	松风树脂加强型玻璃离子水门汀 15g粉+8.6ml	套	SFSZJQXB	280
310511001-1	而至玻璃离子水门汀15g	盒	EZBLLZSM	285
310511001-1	登士柏后牙流动树脂0.25g*20	袋	DSBHYL	750
310511002	复杂充填术	每牙	FZCTS	18
310511002-1	康桥成形片 钳式 2号	袋	KQCXP QS	30
310511002-1	康桥成形片 钳式 1号	袋	KQCXP QS	30
310511002-1	康桥成形片 钳式 3号	袋	KQCXP QS	30
310511002-1	登士柏牙科配套工具-1 6.5mm	盒	DSBYKP	450
310511002-1	松风聚羧酸锌粉60克液40克	盒	SFJSSX	190
310511002-1	登士柏牙科配套工具-1 50个 5.5m	盒	DSBYKP	450
310511002-1	登士柏牙科配套工具-1 4.5mm	盒	DSBYKP	450
310511002-1	明尼聚羧酸水门汀20g	盒	MNJSSS	135
310511002-1	明尼聚羧酸水门汀40.8ml	盒	MNJSSS	65
310511002-1	明尼聚羧酸水门汀20g（停用）	盒	MNJSSSMT	135
310511003	牙体桩钉固位修复术	每牙	YTZDGW	22
310511003-2	RTD纤维桩 1	根	RTDXWZ 1	105
310511003-2	RTD纤维桩 2	根	RTDXWZ 2	85
310511003-2	RTD纤维桩 3	根	RTDXWZ 3	105
310511003-2	超然椭圆型石英纤维桩	根	CRTYXS	126
310511004	牙体缺损粘接修复术	每牙	YMQSZJ	37

310511004-1	松风玻璃离子水门汀15g	套	SFBL LZ	342
310511004-1	义获种植体基台树脂水门汀9g	支	YHZZTJT	312
310511004-1	汉瑞祥种植辅助材料J3020.4300	个	HRXZZF	480
310511004-1	汉瑞祥种植辅助材料J3020.6000	个	HRXZZF	480
310511004-1	汉瑞祥种植辅助材料K3010.3300	个	HRXZZF	264
310511004-1	汉瑞祥种植辅助材料K3010.3800	个	HRXZZF	264
310511004-1	汉瑞祥种植辅助材料K3010.4300	个	HRXZZF	264
310511004-1	汉瑞祥种植辅助材料K3010.5000	个	HRXZZF	264
310511004-1	汉瑞祥种植辅助材料K3010.6000	个	HRXZZF	264
310511004-1	荣祥齿科氧化锌水门汀	盒	RXCKYH	18
310511004-1	荣祥聚羧酸锌水门汀	瓶	RXJSSX	10
310511005	充填体抛光术	每牙	CTTPGS	0.6
310511005	充填体修整术	每牙	CTTXZS	0.6
31051100502	充填物体抛光术	每牙	CTWTPG	0.6
310511006	前牙美容修复术	每牙	QYMRXF	100
310511006	牙体缺陷修复术	每牙	YTQXXFS	100
310511006-1	新亚齿科散装直丝弓颊面管第2磨UR	袋	XYCKSZ	121
310511006-1	新亚齿科散装直丝弓颊面管第2磨LL	套	XYCKSZ	121
310511006-1	新亚齿科散装直丝弓颊面管第2磨LR	袋	XYCKSZ	121
310511006-1	新亚齿科散装直丝弓颊面管第2磨UL下	袋	XYCKSZ	121
310511007	树脂嵌体修复术	每牙	SZQTXF	24
310511008	橡皮障隔湿法	次	XPZGSF	6
310511009	牙脱色术	每牙	YTSS	7.2
310511010	牙齿漂白术	每牙	YCPBS	80
310511010	超声洁牙	颗	CSJY	6
310511011	盖髓术	每牙	GSS	4.8
310511012	牙髓失活术	每牙	YSSHS	40
310511013	开髓引流术	每牙	KSYLS	24
310511014	干髓术	每牙	GSS	12
310511015	牙髓摘除术	每根	YSZCS	21
310511016	根管预备	每根	GGYB	30
310511016-1	登士牙用锉 成形机用S2	盒	DSYYC	330
310511016-1	登士牙用锉 精修机用F1	盒	DSYYC	330
310511016-1	迈菲牙锉 25MM 6支/板 红	板	MFYC 25M	1140

310511016-1	迈菲牙用锉19mm	盒	MFYYC19m	330
310511016-1	迈菲牙锉 21MM 6支/板 红	板	MFYC 21M	1140
310511016-1	迈菲牙锉 21MM 6支/板 黄	板	MFYC 21M	1140
310511016-1	迈菲牙锉 25MM 6支/板 黄	板	MFYC 25M	1140
310511016-1	益锐机用根管锉M3-Pro Pro J25vt-6	板	YRJYGGCM	180
310511016-1	益锐机用根管锉M3-Pro Pro J21vt-6	板	YRJYGGCM	180
310511016-1	益锐根管锉LB-3009-25	板	YRGGCL	180
310511016-1	益锐根管锉Pro-2504-2	套	YRGGCP	180
310511016-1	益锐根管锉TE-2002-21	板	YRGGCT	180
310511016-1	迈菲牙锉25mm	板	MFYC25	1368
310511016-1	迈菲牙锉21mm	板	MFYC21	1368
310511017	根管充填术	每根	GGCTS	30
310511017-1	沃克光固化临时充填材料3*4g	盒	WKGHL	531.6
310511017-1	登士柏根管充填糊剂3mL/管	盒	DSBGGC	280
310511017-1	登士柏牙科配套工具-1初始装	套	DSBYKP	450
310511017-1	登士柏牙科配套工具-1 3.5mm	盒	DSBYKP	552
310511017-1	登士柏牙科配套工具-1 100个5.5m	盒	DSBYKP	450
310511017-1	汉瑞祥根管充填及修复材料IRBPP461	盒	HRXGGC	1380
310511017-1	汉瑞祥根管充填及修复材料IRSP08K1	盒	HRXGGC	1500
310511017-1	卡瓦盛邦回填牙胶中稠度	盒	KWSBHT	270
310511017-1	卡瓦盛邦回填牙胶低稠度	盒	KWSBHT	270
310511017-1	卡瓦盛邦回填牙胶高稠度	盒	KWSBHT	270
310511017-1	创新根管充填及修复材料iRSP 08 K1-1	盒	CXGGCTJX	1500
310511017-1	卡瓦根管充填器0.08	套	KWGGCT	250
310511017-1	卡瓦根管充填器0.06	盒	KWGGCT	250
310511017-1	马尼根管充填器21MM SIZE 20	6支	MNGGCT	8.13
310511017-1	天实根管充填器5G/支	支	TSGGCT	110
310511017-a	根管充填术（使用特殊仪器）	每根	GGCTSS	76
310511017-b	根管热塑牙胶垂直加压充填术	根	GGRSYJCZ	75
310511018	显微根管治疗术	每根	XWGGZL	144
310511019	髓腔消毒术	每根	SQXDS	21
310511019-a	髓腔消毒术（使用特殊仪器）	每根	SQXDSS	18
310511020	牙髓塑化治疗术	每根	YSSHZL	36
310511021	根管再治疗术	每根	GGZZLS	62
310511021	疑难根管口的定位	每根	YNGGKDDW	62

310511021-3	迈菲牙科机用根管锉X1 21MM	板	MFYKJY	510
310511021-3	迈菲牙科机用根管锉X2 21MM	板	MFYKJY	510
310511021-3	迈菲牙科机用根管锉X1/X2/X3 25 3支装	板	MFYKJYGG	510
310511021-3	迈菲牙科机用根管锉X1/X2/X3 25 6支装	板	MFYKJYGG	1206
310511021-3	迈菲牙科机用根管锉X1/X2/X3 21	板	MFYKJY	510
310511021-3	马尼根管锉25MMSIZE15	盒	MNGGC2	4.75
310511021-3	马尼根管锉25MM SIZE 20	6支	MNGGC25M	4.75
310511021-3	马尼根管锉25MM SIZE 10	6支	MNGGC25M	4.75
310511021-3	马尼根管锉21MMSIZE20	支	MNGGC2	5.7
310511021-3	马尼根管锉21MM SIZE 25	6支	MNGGC21M	4.75
310511021-3	马尼根管锉21MM SIZE 10	6支	MNGGC21M	4.75
310511021-3	马尼根管锉21MM SIZE 15	6支	MNGGC21M	4.75
310511021-3	迈菲牙科机用根管锉A0803221001	板	MFYKJY	1368
310511021-3	迈菲牙科机用根管锉A0803221002	板	MFYKJY	1368
310511021-3	迈菲牙科机用根管锉A0803225001	板	MFYKJY	1368
310511021-3	迈菲牙科机用根管锉A0803225002	板	MFYKJY	1368
310511021-3	登士柏机用根管锉A09232210010	板	DSBJYG	432
310511021-3	登士柏机用根管锉A09232250010	板	DSBJYG	432
310511021-3	登士柏机用根管锉A09232310010	板	DSBJYG	432
310511021-3	登士柏机用根管锉A09242259D00	板	DSBJYG	432
310511021-a	根管再治疗术（使用特殊仪器）	每根	GGZZLS	84
310511022	髓腔穿孔修补术	每根	SQCKXB	31
310511023	根管壁穿孔外科修补术	每根	GGBCKW	48
310511024	牙槽骨烧伤清创术	次	YCGSSQ	20
310511025	根管内固定术	每根	GGNGDS	36
310511026	劈裂牙治疗	每牙	PLYZL	24
310511027	后牙纵折固定术	每牙	HYZZGD	7.2
310511027-2	新亚口外正畸牵引装置 可调式前方牵引器	只	XYKWZJQY	170
310511027-2	埃蒙迪不锈钢正畸丝 1622	盒	AMDBXGZJ	31.5
310512	儿童后牙根管治疗	牙	ETHYGGZL	1000
310512001	根尖诱导成形术	每根	GJYDCX	48
310512001-1	卡瓦根管充填器952-0031 0.04mm	个	KWGGCTQ9	250

310512001-1	卡瓦根管充填器952-0007 0.12mm	个	KWGGCTQ9	250
310512001-1	卡瓦根管充填器952-0006 0.10mm	个	KWGGCTQ9	250
310512002	窝沟封闭	每牙	WGFB	24
310512002-1	3M窝沟封闭1.2ml/支	盒	3MWGFB	108
310512002-1	瓦登特酸蚀剂2g/支	支	WDTSSJ	45.6
310512003	乳牙预成冠修复	每牙	RYYCGX	160
310512003-1	雅美佳弹性义齿	个	YMJDXY	120
310512003-1	而至义齿贴合点指示剂II型	盒	EZYCTH	590.4
310512004	儿童前牙根管治疗	牙	ETQYGGZL	700
310512004	儿童前牙树脂冠修复	每牙	ETQYSZ	9.6
310512004	苏肤医用壳聚糖	支	SFYKJT	71.4
310512004-1	3M树脂水门汀4.5g/支	套	3MSZSM	1020
310512005	制戴固定式缺陷保持器	次	ZDGDSQ	26
310512005-1	而至活动义齿印模材料80mL (120g)	盒	EZHDYC	224
310512005-4	紫丁香标准Hawley保持器B-002.	个	ZDXBZH	300
310512005-5	丝圈式保持器-制戴固定式缺陷保持器	牙	SQSBCQ	30
310512006	制戴活动式缺陷保持器	次	ZDHDSQ	42
310512006-1	而至硅橡胶印膜 500g/278mL	套	EZGXJY	304
310512007	制戴活动矫正器	次	ZDHDJZ	54
310512008	前牙根折根牵引	每牙	QYGZGQ	78
310512008-3	诺保科印模帽闭口式托盘CC NP5x10mm 36259	个	NBKYMMBK	504
310512009	钙化桥打通术	每根	GHQDTS	24
310512010	全牙列垫固定术	单颌	QYLDGD	120
310512010-4	而至硅橡胶印模材 注射A型 自调型	盒	EZGXJYMC	360
310512010-4	3M聚醚印模材料 本剂:300ml+催化剂:60ml	套	3MJMYMCL	1230
310512010-4	登士柏齿科藻酸盐印模材料 普通凝固型	罐	DSBCKZSY	70
310512011	活髓切断术	每牙	HSQDS	12
310513	癒立安胶原蛋白塞15*21	颗	YLAJYDB	451
310513	癒立安胶原蛋白片15*20*0.5	片	YLAJYDB	511
310513	癒立安胶原蛋白片25*30.05	片	YLAJYDB	1197
310513001	洁治	每牙	JZ	3.1
310513002	龈下刮治	每牙	YXGZ	4.5
310513003	牙周固定	每牙	YZGD	7.2
310513003-1	义获双固化树脂粘接材料T	支	YHSGHS	312

310513003-1	松风齿科填充用复合树脂F00 A3 2.2g*1支	支	SFCKTCYF	150
310513003-1	松风齿科填充用复合树脂F03 A2 2.2g*1支	支	SFCKTCYF	150
310513003-1	3M复合树脂注射器装 4g/支	支	3MFHSZZS	188
310513003-1	瓦登特粘接材料基础剂: transpare	瓶	WDTZJC	182.4
310513003-1	瓦登特粘接材料基础剂: white	支	WDTZJC	312
310513004	去除牙周固定	每牙	QCYZGD	3.6
310513005	牙面光洁术	每牙	YMGJS	1.2
310513006	牙龈保护剂塞治	每牙	YKBHJS	6
310513007	急性坏死性龈炎局部清创	每牙	JXHSXK	12
310513008	根面平整术	每牙	GMPZS	13
310513008-a	超声根面平整术	每牙	CSGMPZ	12
310514001	口腔粘膜病系统治疗设计	次	KQZMBX	6
310514002	口腔粘膜雾化治疗	次	KQZMWH	6
310514003	口腔粘膜病特殊治疗	次	KQZMBT	6
310514003-2	康必健医用多肽口腔敷料 凝胶型 0.6g/支	支	KBJYYDTK	68
310514003-2	康必健医用多肽口腔敷料 液体型 20ml/瓶	瓶	KBJYYDTK	198
310514003-a	口腔粘膜病等离子治疗	次	KQZMBD	23
310514003-b	口腔黏膜激光治疗	次	KQNMJGZL	185
310515001	颞下颌关节复位	次	NXGGJF	42
310515002	冠周炎局部治疗	次	GZYJBZ	9.6
310515003	干槽症换药	次	GCZHY	17
310515004	涎腺导管扩大术	次	XXDGKD	36
310515005	腮腺导管内药物灌注治疗	次	SXDGNY	36
310515006	面神经功能训练	次	MSJGNX	4.8
310515007	腭裂术后语音训练治疗	次	ELSHYY	36
310515008	口腔颌面部各类冷冻治疗	每部	KQGMBG	30
310516001	颞颌关节腔内封闭治疗	单侧	NGGJQN	17
310516002	关节腔灌洗治疗	单侧	GJQGxz	24
310516003	调磨牙合垫	每次	DMYHD	6
310516004	关节镜手术治疗	单侧	GJJSSZ	720
310516004-a	关节镜手术治疗（关节下腔）	单侧	GJJSSZ	792
310517001	冠修复	每牙	GXF	96

310517001-a	种植体冠修复	每牙	ZZTGXF	120
310517001-b	烤塑冠、塑胶冠冠修复	每牙	KSGSJG	48
310517002	嵌体修复	每牙	QTXF	144
310517003	桩核根帽修复	每牙	ZHGMXF	96
310517004	贴面修复	每牙	TMXF	84
310517005	桩冠修复	每牙	ZGXF	38
310517007	固定修复计算机辅助设计	次	GDXFJS	120
310517008	咬合重建	次	YHZJ	96
310517008-a	咬合重建特殊设计费加收	次	YHZJTS	30
310517009	粘结	每牙	ZJ	3.6
310517009-1	瓦登特牙科粘接剂6g	袋	WDTYKZ	215
310517009-1	明尼苏达正畸粘接剂4克/支*2支+6毫升	套	MNSDZJ	740
310517009-1	而至一组分自酸蚀光固化粘接剂	盒	EZYFZSS	384
310517009-1	3M通用粘接剂5ml/瓶	瓶	3MTYZJ	487.2
310517-1	雅美佳氧化锆全瓷冠威兰德	个	YMJYHG	924
310517-1	雅美佳氧化锆全瓷冠爱尔创	个	YMJYHG	744
310517-1	雅美佳氧化锆全瓷冠威兰德	个	YMJYHG	924
310517-1	雅美佳氧化锆全瓷冠泽康	个	YMJYHG	1140
310517-1	DMG临时冠桥110111	套	DMGLSG	795.6
310517-1	雅美佳泽康种植牙氧化锆全瓷冠1	个	YMJZKZ	3360
310517-1	雅美佳泽康种植牙氧化锆全瓷冠1	个	YMJZKZ	3360
310517-1	雅美佳种植牙铸瓷修复体1	个	YMJZZY	3360
310517-1	雅美佳铸瓷冠1	个	YMJZCG	1800
310517-1	雅美佳氧化锆全瓷冠登腾	个	YMJYHG	744
310517-2	雅美佳氧化锆嵌体威兰德	个	YMJYHG	924
310517-2	雅美佳氧化锆嵌体泽康	个	YMJYHG	1140
310517-2	雅美佳氧化锆嵌体登腾	个	YMJYHG	780
310517-2	雅美佳铸瓷嵌体1	个	YMJZCQ	1800
310517-2	钴铬合金铸造冠嵌体	个	GGHJZZGQ	750
310517-3	雅美金属桩核纯钛中心	个	YMJSZH	240
310517-3	雅美佳铸瓷桩核1	个	YMJZCZ	1800
310517-3	雅美佳氧化锆桩核威兰德	个	YMJYHG	924
310517-3	雅美佳氧化锆桩核爱尔创	个	YMJYHG	744
310517-3	雅美佳氧化锆桩核登腾	个	YMJYHG	780
310517-8	瓦登特粘接材料催化剂:低稠度	支	WDTZJC	360
310517-8	卡瓦盛邦正畸支抗8mm x 1.4mm6	个	KWSBZJ	465
310517-8	卡瓦盛邦正畸橡皮圈5/16" 3.5oz	包	KWSBZJ	8.4
310517-8	卡瓦盛邦正畸橡皮圈1/4" 3.5oz	包	KWSBZJ	8.4
310517-8	瓦登特树脂粘接材料-2水溶性丙三醇糊剂	支	WDTSZZ	192
310517-8	3M自粘接树脂粘固剂 50颗/盒	个	3MZZJS	1440
310518001	活动桥	每牙	HDQ	60

310518001-a	活动桥每增加牙、卡环加收	每牙	HDQMZJ	24
310518002	塑料可摘局部义齿	每牙	SLKZJB	96
310518003	铸造可摘局部义齿	每牙	ZZKZJB	240
310518004	美容义齿	每牙	MRYC	120
310518005	即刻义齿	每牙	JKYC	19
310518006	附着体义齿	每牙	FZTYC	180
310518007	总义齿	单颌	ZYC	360
310518-3	雅美佳固定义齿牙科钴铬合金支架中	个	YMJGDY	360
310518-3	雅美佳固定义齿宝施服钴铬钼支架中	个	YMJGDY	240
310518-3	雅美佳固定义齿钴铬钼义齿支架合支架小	个	YMJGDY	312
310518-3	雅美佳固定义齿钴铬合金支架小	个	YMJGDY	96
310518-3	雅美佳固定义齿宝施服钴铬钼支架大	个	YMJGDY	108
310518-3	雅美佳固定义齿诺必灵钴铬合金支架大	个	YMJGDY	115.2
310518-3	雅美佳固定义齿钴铬钼义齿支架合支架中	个	YMJGDY	216
310518-3	雅美佳活动义齿诺必灵钴铬合金支架大	个	YMJHDY	2880
310518-3	雅美佳固定义齿中心	个	YMJGDY	60
310518-3	雅美佳固定义齿种植牙纯钛烤瓷修复体	个	YMJGDY	3000
310518-3	雅美佳固定义齿种植牙钴铬烤瓷修复体	个	YMJGDY	2256
310518-3	雅美佳固定义齿铸造冠	个	YMJGDY	60
310518-3	雅美佳固定义齿铸造冠嵌体	个	YMJGDY	60
310518-3	雅美佳活动义齿齿科纯钛支架大	个	YMJHDY	840
310518-3	雅美佳活动义齿钴铬合金支架大	个	YMJHDY	187.2
310518-3	雅美佳活动义齿诺必灵钴铬合金支架中	个	YMJHDY	2400
310518-3	雅美佳活动义齿齿科纯钛支架中	个	YMJHDY	600
310518-3	雅美佳基托义齿牙科钴铬合金支架大	个	YMJJTY	1440
310518-3	雅美佳基托义齿新世纪义齿基托树脂	个	YMJJTY	268.8
310518-3	雅美佳基托义齿日进义齿基托聚合物	个	YMJJTY	360
310518-3	雅美佳基托义齿日进	个	YMJJTY	480
310518-3	雅美佳基托义齿新世纪	个	YMJJTY	134.4
310518-3	义齿	个	YC	300
310519001-a	铸造冠拆除	每牙	ZZGCC	18
310519003	加焊	2m	JH	1.2
310519003-a	加焊>2mm加收、激光焊接加收	每牙	JH2MMJ	1.2
310519004	加装饰面	每牙	JZSM	2.4
310519004-1	义获光固化复合树脂A1	支	YHGGHF	175
310519004-1	义获光固化复合树脂A2	支	YHGGHF	175
310519004-1	义获光固化复合树脂A3	支	YHGGHF	175
310519004-1	3M临时冠桥树脂材料1支A3 67g/支	盒	3MLSGQ	306
310519005	烤瓷冠崩瓷修理	每牙	KCGBCX	14
310519006	调改义齿	次	TGYC	3.6

310519006	塑钢牙	颗	SGY	100
310519006	全口义齿普通钢托	幅	QKYCPTGT	5000
310519006	半口义齿普通钢托	幅	BKYCPTGT	2500
310519006	全口义齿纯钛钢托	幅	QKYCCTGT	8000
310519007	取局部牙合关系记录	次	QJBYHG	12
310519008	取正中牙合关系记录	次	QZZYHG	36
310519009	加人工牙	每牙	JRGY	18
310519010	义齿接长基托	次	YCJCJT	12
310519011	义齿裂纹及折裂修理	次	YCLWJZ	24
310519012	义齿组织面重衬	每厘	YCZZMZ	6
310519012-3	而至光固化复合树脂0.16ml	盒	EZGGHF	156.8
310519012-3	而至光固化复合树脂PA2 2.7ml 后牙	盒	EZGGHFHS	156.8
310519012-3	3M光固化复合树脂4g 7018A2B A2	盒	3MGGHFHS	184
310519012-3	必思科光固化树脂改良垫底剂H-3301P	袋	BSKGGHSZ	346
310519012-5	登士柏橡胶印模材料380g*2	套	DSBXJY	2952
310519013	加卡环	每卡	JKH	12
310519014	增加铸造基托	5+	ZJZZJT	26
310519014-1	纯钛钢托（小件）	件	CTGTXJ	1000
310519015	加牙合颌支托	次	JYHGZT	18
310519016	加铸颌牙合面	次	JZGYHM	48
310519017	增加加固装置	次	ZJJGZZ	8.4
310519018	加连接杆	次	JLJG	8.4
310519019	塑料牙合颌面加高咬合	次	SLYHGM	30
310519020	弹性假牙龈	每牙	DXJYK	18
310519021	镀金加工	每牙	DJJG	36
310519022	铸造加工	每件	ZZJG	72
310519023	配金加工	每牙	PJJG	36
310519024	黄金材料加工	每牙	HJCLJG	36
310519025	加磁性固位体	每牙	JCXGWT	300
310519026	附着体增换	每附	FZTZH	24
3105-2	一次口腔器械盒(6件套)	个	YCKQQXH(	1.62
310520001	牙合垫	每件	YHD	144
310520002	肌松弛治疗	次	JSCZL	9.6

310520013	新生儿囟门穿刺术	次	XSEXMC	33
310521001	腭护板导板矫治	单颌	EHBDBJ	96
310521001-a	腭护板导板矫治（间接法制作）	单颌	EHBDBJ	144
310521001-b	腭护板导板矫治加放射治疗装置加收	单颌	EHBDBJ	96
310521002	义颌修复	每区	YGXF	216
310521002-2	种植冠-纯钛烤瓷冠	颗	ZZG-CTKC	3000
310521002-2	全冠-钴铬激光烤瓷	颗	QG-GGJGK	1200
310521002-2	全冠-钴铬烤瓷冠	颗	QG-GGKCG	1200
310521002-2	嵌体-钴铬嵌体	颗	QT-GGQT	1000
310521002-2	全冠-钴铬铸造冠	颗	QG-GGZZG	1000
310521002-2	桩-钴铬合金桩	颗	Z-GGHJZ	500
310521002-2	种植冠-钴铬烤瓷冠	颗	ZZG-GGKC	2000
310521002-2	CAD/CAM切削钛支架+排牙	副	CAD/CAMQ	35000
310521002-2	睿橙固定义齿-美学蜡型	颗	RCGDYC	200
310521002-2	睿橙固定义齿-种植义龈	颗	RCGDYC	500
310521002-2	睿橙固定义齿-蜡型制作	颗	RCGDYC	150
310521002-2	睿橙固定义齿-修复打印模型（半口）	颗	RCGDYC	500
310521002-2	睿橙固定义齿-种植修复打印模型（半口）	颗	RCGDYC	500
310521002-2	睿橙固定义齿-修复打印模型（全口）	颗	RCGDYC	500
310521002-2	睿橙固定义齿-种植修复打印模型（全口）	颗	RCGDYC	500
310521002-2	睿橙固定义齿-树脂冠种植修复	颗	RCGDYC	5000
310521002-2	睿橙固定义齿-树脂冠I-4型	颗	RCGDYC	800
310521002-2	睿橙固定义齿-树脂冠IV-2型	颗	RCGDYC	1000
310521002-2	睿橙固定义齿-树脂冠I-4型	颗	RCGDYC	300
310521002-2	睿橙固定义齿-树脂冠III-3型	颗	RCGDYC	1800
310521002-2	睿橙固定义齿-树脂冠I-4型	颗	RCGDYC	1000
310521002-2	睿橙固定义齿-树脂冠I-4型	颗	RCGDYC	100
310521002-2	睿橙固定义齿-树脂冠I-4型	颗	RCGDYC	200
310521002-2	睿橙固定义齿-泽康氧化锆种植牙I-31型	颗	RCGDYC	4000
310521002-2	全冠-3M-LAVA氧化锆	颗	QG-3M-LA	6000
310521002-2	种植冠-3M-LAVA氧化锆	颗	ZZG-3M-L	6500
310521002-2	全冠-泽康氧化锆	颗	QG-ZKYHG	3200
310521002-2	种植冠-爱尔创氧化锆	颗	ZZG-AECY	1600
310521002-2	嵌体-爱尔创氧化锆	颗	QT-AECYH	2500
310521002-2	桩-爱尔创氧化锆	颗	Z-AECYHG	2000

310521002-2	种植冠-瑞典瓷氧化锆	颗	ZZG-RDCY	6500
310521002-2	睿橙固定义齿-爱尔创氧化锆全瓷冠I-31	颗	RCGDYC	2800
310521002-2	睿橙固定义齿-氧化硅全瓷种植牙I-32型	颗	RCGDYC	3500
310521002-2	全冠-E. MAX CAD	颗	QG-E. MAX	4000
310521002-2	嵌体-E. MAX CAD	颗	QT-E. MAX	3500
310521002-2	贴面-铸瓷	颗	TM-ZC	3500
310521002-2	睿橙固定义齿-氧化硅全瓷冠I-32型	颗	RCGDYC	3000
310521002-2	嵌体-E. MAX氧化硅	颗	QT-E. MAX	2500
310521002-2	种植冠-E. MAX CAD	颗	ZZG-E. MA	4500
310521002-2	嵌体-铸瓷	颗	QT-ZC	2500
310521002-2	桩-E. MAX CAD	颗	Z-E. MAX	2000
310521002-2	贴面-E. MAX CAD	颗	TM-E. MAX	4500
310521002-2	HPP全口义齿	副	HPPQKYC	6000
310521002-2	全口义齿-钴铬钼钢托	颗	QKYC-GGM	4000
310521002-2	全口义齿-纯钛钢托	副	QKYC-CTG	6000
310521002-2	活动义齿-纯钛小支架	颗	HDYC-CTX	3000
310521002-2	活动义齿-铸造大支架	颗	HDYC-ZZD	1200
310521002-2	活动义齿-维他灵大支架	颗	HDYC-WTL	2500
310521002-2	活动义齿-铸造小支架	颗	HDYC-ZZX	600
310521002-2	活动义齿-纯钛大支架	颗	HDYC-CTD	4000
310521002-2	活动义齿-维他灵小支架	颗	HDYC-WTL	1800
310521002-2	全口义齿-胶托	副	QKYC-JT	3000
310521002-2	活动义齿-大胶托	副	HDYC-DJT	800
310521002-2	活动义齿-小胶托	副	HDYC-XJT	400
310521002-2	活动义齿-弹性义齿	副	HDYC-DXY	350
310521002-2	BPS-义添美（全口）	副	BPS-YTM（	30000
310521002-2	BPS-义星美（全口）	副	BPS-YXM（	20000
310521002-2	全口义齿-即刻修复	副	QKYC-JKX	12000
310521002-2	生物功能吸附性义齿（半口）	颗	SWG NXFY	8000

310521002-2	隐形义齿（含一颗牙）	颗	YXYC(HYK	350
310521002-2	BPS-义植美（全口）	副	BPS-YZM(	45000
310521002-2	生物功能吸附性义齿（全口）	颗	SWG NXFY	15000
310521002-2	旧牙修复	颗	JYXF	300
310521002-2	即刻修复	颗	JKXF	4000
310521002-2	成品网	颗	CPW	80
310521002-2	个别托盘	颗	GBTP	500
310521002-2	加自锁钩/透明卡环/隐形卡环	颗	JZSG/TMK	110
310521002-2	种植导板（全口）	块	ZZDB(QK)	8000
310521002-2	种植导板（单颗）	块	ZZDB(DK)	1500
310521002-2	全冠-爱尔创氧化锆	颗	QG-AECYH	2800
310521002-2	种植高分子HPP支架	颗	ZZGFZHPP	12000
310521002-2	睿橙固定义齿-膺附体	颗	RCGDYC	1000
310521002-2	睿橙固定义齿-自锁式附着体	颗	RCGDYC	2500
310521002-2	睿橙固定义齿-附着体	颗	RCGDYC	2500
310521002-2	睿橙固定义齿-按扣式附着体	颗	RCGDYC	3000
310521002-2	睿橙固定义齿-太极扣	颗	RCGDYC	2500
310521002-2	睿橙固定义齿-栓道桥扣拉连接体	颗	RCGDYC	1500
310521002-2	睿橙固定义齿-MK1附着体	颗	RCGDYC	2500
310521002-2	睿橙固定义齿-栓道附着体	颗	RCGDYC	1500
310521002-2	睿橙固定义齿-侧向附着体球帽	颗	RCGDYC	1500
310521002-2	睿橙固定义齿-磁性附着体	颗	RCGDYC	3000
310521002-2	睿橙固定义齿-基台铸造钴铬杆卡	颗	RCGDYC	1200
310521002-a	义颌修复	单颌	YGXF	324
310521002-b	义颌修复分段或分区双重印模加收	每区	YGXFFD	216
310521003	软腭抬高器治疗	次	RETGQZ	240
310521004	骨折后义齿夹板固位及牙合板治疗	单颌	GZHYCJ	60
310522001	乳牙期安氏I类错牙合正畸治疗	次	RYQASI	1000
310522001-1	埃蒙迪不锈钢正畸丝特种圆丝(卷)18	盒	AMDBXG	31.5
310522001-1	埃蒙迪不锈钢正畸丝特种圆丝(卷)16	盒	AMDBXG	23.8
310522001-1	埃蒙迪不锈钢正畸丝特种圆丝16	盒	AMDBXG	31.5
310522001-1	埃蒙迪不锈钢正畸丝特种圆丝18	盒	AMDBXG	31.5
310522001-1	爱齐定制式矫治器Invisalign A	套	AQDZSJ	17500
310522001-1	3M自锁金属正畸托槽U/L5x5HK02	副	3MZSJS	3000
310522001-1	紫丁香矫治器Nance托矫治器	个	ZDXJZQ	300
310522001-1	紫丁香矫治器横腭杆矫治器	个	ZDXJZQ	360
310522001-1	紫丁香矫治器扩弓矫治器-活动式	个	ZDXJZQ	900
310522001-1	紫丁香矫治器牙合垫矫治器	套	ZDXJZQ	180
310522001-1	紫丁香矫治器Herbst矫治器	个	ZDXJZQ	3360
310522001-1	紫丁香矫治器推磨牙向后矫治器	个	ZDXJZQ	600

310522001-1	紫丁香平面导板矫治器J-002	个	ZDXPMD	250
310522001-1	奥美科正畸用托槽和颊面管740-1503	副	AMKZJYTC	3600
310522002	替牙期安氏I类错牙合活动矫治器正畸治疗	次	TYQASI	3000
310522003	替牙期安氏I类错牙合固定矫治器正畸治疗	次	TYQASI	3000
310522004	恒牙期安氏I类错牙合固定矫治器正畸治疗	次	HYQASI	15000
310522005	乳牙期安氏II类错牙合正畸治疗	次	RYQASI	1000
310522006	替牙期安氏II类错牙合口腔不良习惯正畸治疗	次	TYQASIIL	3000
310522007	替牙期牙性安氏II类错牙合活动矫治器正畸	次	TYQYXA	6000
310522008	替牙期牙性安氏II类错牙合固定矫治器正畸	次	TYQYXA	6000
310522009	替牙期骨性安氏II类错牙合正畸治疗	次	TYQGXA	8000
310522010	恒牙早期安氏II类错牙合功能矫治器治疗	次	HYZQAS	6000
310522011	恒牙期牙性安氏II类错牙合固定矫治器治疗	次	HYQYXA	15000
310522012	恒牙期骨性安氏II类错牙合固定矫治器拔牙	次	HYQGXA	18000
310522013	乳牙期安氏III类错牙合正畸治疗	次	RYQASI	3000
310522014	替牙期安氏III类错牙合正畸治疗	次	TYQASI	6000
310522015	替牙期安氏III类错牙合功能矫治器治疗	次	TYQASI	8000
310522016	恒牙期安氏III类错牙合固定矫治器治疗	次	HYQASI	15000
310522017	恒牙期骨性安氏III类错牙合固定矫治器拔牙	次	HYQGXAASI	21000
310522018	牙周病伴错牙合畸形活动矫治器正畸治疗	次	YZBBCY	120
310522018-a	重度牙周炎的正畸治疗	次	ZDYZYD	132
310522019	牙周病伴错牙合畸形固定矫治器正畸治疗	次	YZBBCY	198
310522019-a	牙周病伴错牙合畸形固定矫治器正畸治疗伴	次	YZBBCY	42
310522019-b	牙周病伴错牙合畸形固定矫治器正畸治疗拔	次	YZBBCY	18
310522020	牙合创伤正畸治疗	次	YHCSZJZL	162
310522021	单侧唇腭裂序列正畸治疗	次	DCCXLX	180
310522021-a	单侧唇腭裂序列正畸治疗双侧完全性唇腭裂	次	DCCXLX	96
310522022	早期颜面不对称正畸治疗	次	ZQYMBD	180
310522023	恒牙期颜面不对称正畸治疗	次	HYQYMB	180
310522024	颌面畸形正畸治疗	次	LMJXZJ	180
310522025	颞下颌关节病正畸治疗	次	NXGGJB	120
310522026	正颌外科手术术前术后正畸治疗	次	ZGWKSQ	240
310522027	睡眠呼吸暂停综合征(OSAS)正畸治疗	次	SMHXZT	280
310522028	正畸保持器治疗	每副	ZJBCQZ	48
310523001	种植模型制备	单颌	ZZMXZB	144
310523002	外科引导牙合板	单颌	WKYDYH	72
310523003	种植过渡义齿	每牙	ZZGDYC	72
310523003-1	camlog种植体promote PIu	颗	CAMLOGZ	2300
310523003-1	诺保科替代体36698	个	NBKTD36	50
310523003-1	诺保科替代体36697	个	NBKTD36	50
310523004	种植体-真牙栓道式附着体	每牙	ZZTZYS	360

310523004-1	camlog种植体promote	颗	CAMLOGZ	2100
310523004-1	DMG义齿软衬材料50ML	套	DMGYCR	500
310523005	种植覆盖义齿	单颌	ZZFGYC	600
310523006	全口固定种植义齿	单颌	QKGDZZ	600
310523007	颜面赈复体种植修复	每种	YMYFTZ	360
310523007-1	诺保基台诺保易配29436	个	NBJTNB	50
310523007-2	诺保科不抗旋和抗旋转临时基台36661	个	NBKBKX	680
310523007-2	诺保科商贸美观基台1mm	个	NBKSM	350
310523007-2	诺保科美观基台和角度美观基台36671	个	NBKMGJTH	1125
310523007-2	诺保科美观基台和角度美观基台36672	个	NBKMGJTH	1125
310523007-2	诺保科复合基台印模帽	个	NBKFHJ	198
310523007-2	创英可切削基台柱Φ 10B-I	颗	CYKQXJ	1152
310523007-2	诺保科30° 复合基台 CC RP4.5mm 36623	个	NBK30 H	1770
310523007-2	诺保科30° 复合基台 CC RP3.5mm 36622	个	NBK30 H	1770
310523007-2	诺保科30° 复合基台 CC NP4.5mm 36621	个	NBK30 H	1770
310523007-2	诺保科30° 复合基台 CC NP3.5mm 36620	个	NBK30 H	1770
310523007-2	诺保科17° 复合基台 CC RP3.5mm 36619	个	NBK17 H	1770
310523007-2	诺保科17° 复合基台 CC RP2.5mm 36618	个	NBK17 H	1770
310523007-2	诺保科17° 复合基台 CC NP3.5mm 36615	个	NBK17 H	1770
310523007-2	诺保科17° 复合基台 CC NP2.5mm 36614	个	NBK17 H	1770
310523007-2	诺保科复合基台 CC RP4.5mm 36626	个	NBKFHJT	1770
310523007-2	诺保科复合基台 CC RP3.5mm 36625	个	NBKFHJT	1770
310523007-2	诺保科复合基台 CC NP3.5mm 36624	个	NBKFHJT	1770
310523007-2	诺保科复合基台 CC RP2.5mm 36617	个	NBKFHJT	1770
310523007-2	诺保科复合基台 CC RP1.5mm 36616	个	NBKFHJT	1770
310523007-2	诺保科复合基台 CC NP2.5mm 36613	个	NBKFHJT	1770
310523007-2	诺保科复合基台 CC NP1.5mm 36611	个	NBKFHJT	1770
310523007-2	诺保科复合基台钛临时内冠 29046	个	NBKFHJTT	420
310523007-2	诺保科美观基台 CC NP4.5mm 36249	个	NBKMGJT	350
310523007-2	诺保科美观基台诺保易配36824	个	NBKMGJTN	350
310523007-2	诺保科美观基台36671 CC RP3mm	个	NBKMGJT3	350
310523007-2	诺保科美观基台36667 CC NP1.5mm	个	NBKMGJT3	350
310523007-2	诺保科美观基台36669 CC RP1.5mm	个	NBKMGJT3	350

310523007-2	诺保科美观基台36668 CC NP3mm	个	NBKMGJT3	350
310523007-2	诺保科美观基台36252 CC RP4.5mm	个	NBKMGJT3	350
310523007-2	诺保科美观基台36251 CC RP4.5mm	个	NBKMGJT3	350
310523007-2	诺保科覆盖螺丝36649 CC NP	个	NBKFGLS3	450
310523007-2	诺保科覆盖螺丝36650 CC NP	个	NBKFGLS3	450
310523007-2	诺保科美观基台36665 CC NP1.5mm	个	NBKMGJT3	350
310523007-2	诺保科美观基台36673 CC RP3mm	个	NBKMGJT3	350
310523007-2	诺保科美观基台36666 CC NP3mm	个	NBKMGJT3	350
310523007-2	诺保科美观基台36249 CC NP4.5mm	个	NBKMGJT3	350
310523007-2	诺保科美观基台36250 CC NP4.5mm	个	NBKMGJT3	350
310523007-2	迪耀转移帽SSTI 4515H	个	DYZYMSST	50
310523007-2	迪耀转移帽SSTI 4015H	个	DYZYMSST	50
310523007-2	迪耀转移帽SSPI 5513H	个	DYZYMSSP	50
310523007-2	迪耀转移帽SSPI 4513H	个	DYZYMSSP	50
310523007-2	迪耀转移帽SSPI 4013H	个	DYZYMSSP	50
310523007-2	迪耀转移帽SSFA 4012	个	DYZYMSSF	50
310523007-2	汉瑞祥种植体基台及附件K2235.331	个	HRXZZT	1200
310523007-2	汉瑞祥种植体基台及附件K2235.381	个	HRXZZT	1200
310523007-2	汉瑞祥种植体基台及附件K2235.431	个	HRXZZT	1200
310523007-2	汉瑞祥种植体基台及附件K2235.501	个	HRXZZT	1200
310523007-2	汉瑞祥种植体基台及附件K2235.601	个	HRXZZT	1200
310523007-2	汉瑞祥种植体基台及附件K2227.381	个	HRXZZT	1620
310523007-2	汉瑞祥种植体基台及附件K2227.383	个	HRXZZT	1620
310523007-2	汉瑞祥种植体基台及附件K2227.431	个	HRXZZT	1620
310523007-2	汉瑞祥种植体基台及附件K2227.433	个	HRXZZT	1620
310523007-2	汉瑞祥种植体基台及附件K2227.501	个	HRXZZT	1620
310523007-2	汉瑞祥种植体基台及附件K2227.503	个	HRXZZT	1620
310523007-2	汉瑞祥种植体基台及附件K2227.601	个	HRXZZT	1620
310523007-2	汉瑞祥种植体基台及附件K2227.603	个	HRXZZT	1620
310523007-2	汉瑞祥种植体基台及附件K2231.381	个	HRXZZT	1620
310523007-2	汉瑞祥种植体基台及附件K2231.383	个	HRXZZT	1620
310523007-2	汉瑞祥种植体基台及附件K2231.431	个	HRXZZT	1620
310523007-2	汉瑞祥种植体基台及附件K2231.433	个	HRXZZT	1620
310523007-2	汉瑞祥种植体基台及附件K2231.501	个	HRXZZT	1620
310523007-2	汉瑞祥种植体基台及附件K2231.503	个	HRXZZT	1620

310523007-2	汉瑞祥种植体基台及附件K2231.601	个	HRXZZT	1620
310523007-2	汉瑞祥种植体基台及附件K2231.603	个	HRXZZT	1620
310523007-2	汉瑞祥种植体基台及附件K2228.381	个	HRXZZT	1896
310523007-2	汉瑞祥种植体基台及附件K2228.383	个	HRXZZT	1896
310523007-2	汉瑞祥种植体基台及附件K2228.431	个	HRXZZT	1896
310523007-2	汉瑞祥种植体基台及附件K2228.433	个	HRXZZT	1896
310523007-2	汉瑞祥种植体基台及附件K2228.501	个	HRXZZT	1896
310523007-2	汉瑞祥种植体基台及附件K2228.503	个	HRXZZT	1896
310523007-2	汉瑞祥种植体基台及附件K2228.601	个	HRXZZT	1896
310523007-2	汉瑞祥种植体基台及附件K2228.603	个	HRXZZT	1896
310523007-2	汉瑞祥种植体基台及附件K2232.381	个	HRXZZT	1896
310523007-2	汉瑞祥种植体基台及附件K2232.383	个	HRXZZT	1896
310523007-2	汉瑞祥种植体基台及附件K2232.431	个	HRXZZT	1896
310523007-2	汉瑞祥种植体基台及附件K2232.433	个	HRXZZT	1896
310523007-2	汉瑞祥种植体基台及附件K2232.501	个	HRXZZT	1896
310523007-2	汉瑞祥种植体基台及附件K2232.503	个	HRXZZT	1896
310523007-2	汉瑞祥种植体基台及附件K2232.601	个	HRXZZT	1896
310523007-2	汉瑞祥种植体基台及附件K2232.603	个	HRXZZT	1896
310523007-2	汉瑞祥种植体基台及附件K2226.381	个	HRXZZT	1536
310523007-2	汉瑞祥种植体基台及附件K2226.383	个	HRXZZT	1536
310523007-2	汉瑞祥种植体基台及附件K2226.431	个	HRXZZT	1536
310523007-2	汉瑞祥种植体基台及附件K2226.433	个	HRXZZT	1536
310523007-2	汉瑞祥种植体基台及附件K2226.501	个	HRXZZT	1536
310523007-2	汉瑞祥种植体基台及附件K2226.503	个	HRXZZT	1536
310523007-2	汉瑞祥种植体基台及附件K2226.601	个	HRXZZT	1536
310523007-2	汉瑞祥种植体基台及附件K2226.603	个	HRXZZT	1536
310523007-2	汉瑞祥种植体基台及附件K2201.380	个	HRXZZT	1200
310523007-2	汉瑞祥种植体基台及附件K2201.430	个	HRXZZT	1200
310523007-2	汉瑞祥种植体基台及附件K2201.500	个	HRXZZT	1200
310523007-2	汉瑞祥种植体基台及附件K2201.600	个	HRXZZT	1200
310523007-2	汉瑞祥种植体基台及附件K2202.381	个	HRXZZT	1536
310523007-2	汉瑞祥种植体基台及附件K2202.431	个	HRXZZT	1536
310523007-2	汉瑞祥种植体基台及附件K2202.501	个	HRXZZT	1536
310523007-2	汉瑞祥种植体基台及附件K2202.601	个	HRXZZT	1536
310523007-2	汉瑞祥种植体基台及附件K2203.381	个	HRXZZT	1620
310523007-2	汉瑞祥种植体基台及附件K2203.431	个	HRXZZT	1620
310523007-2	汉瑞祥种植体基台及附件K2203.501	个	HRXZZT	1620
310523007-2	汉瑞祥种植体基台及附件K2203.601	个	HRXZZT	1620
310523007-2	汉瑞祥种植体基台及附件K2204.381	个	HRXZZT	1896
310523007-2	汉瑞祥种植体基台及附件K2204.431	个	HRXZZT	1896
310523007-2	汉瑞祥种植体基台及附件K2204.601	个	HRXZZT	1896
310523007-2	汉瑞祥种植体基台及附件K2211.330	个	HRXZZT	1200
310523007-2	汉瑞祥种植体基台及附件K2211.380	个	HRXZZT	1200
310523007-2	汉瑞祥种植体基台及附件K2211.4300	个	HRXZZTJT	1200
310523007-2	汉瑞祥种植体基台及附件K2211.500	个	HRXZZT	1200
310523007-2	汉瑞祥种植体基台及附件K2211.600	个	HRXZZT	1200
3105-3	普泽口腔含漱液 100ml/瓶	瓶	PZKQHSY	58.64
310601001	肺通气功能检查(老年科)	次	FTQGNJC(	54
310601001	肺通气功能检查	次	FTQGNJ	54

310601001-a	肺通气功能检查（含最大通气量）	次	FTQGNJC（	117
310601002	肺弥散功能检查	项	FMSGNJ	66
310601004	气道阻力测定	项	QDZLCD	39
310601005	残气容积测定	项	CQRJCD	39
310601006	强迫振荡肺功能检查	项	QPZDFG	130
310601008	流速容量曲线（V—V曲线）	项	LSRLQX	117
310601008	流速容量曲线（V-V曲线）老年二	次	LSRLQX（V	117
310601009	二氧化碳反应曲线	项	EYHTFY	39
310601010	支气管激发试验	项	ZQGJFS	150
310601011	运动激发试验	次	YDJFSY	240
310601012	支气管舒张试验	项	ZQGSZS	145
310601012	支气管舒张试验（老年二）	次	ZQGSZSY（	145
310601013	一氧化氮呼气测定	次	YYHDHQCD	286
310601013	一氧化氮呼气测定	次	YYHDHQCD	286
310601-1	苏云一次性肺功能仪用过滤嘴I型	支	SYXCXFGN	39
310601-1	君联一次性肺功能仪用过滤嘴XH-2	个	JLYCXFGN	18
310602001	床边简易肺功能测定（肺通气功能测定）	次	CBJYFG	65
310602002	肺阻抗血流图	次	FZXKLT	59
310602004	动态呼吸监测	次	DTHXJC	130
310602005	持续呼吸功能检测	小时	CXHXGN	6.5
310602006	血气分析	次	XQFX	59
310602006	血气分析（ICU）	次	XQFX（ICU	59
310602006	血气分析	次	XQFX	59
310602007	肺循环血流动力学检查	次	FXHXLD	312
310602008	经皮氧分压二氧化碳分压测定	次	JPYFYEH	200
310603001	呼吸机辅助呼吸（包括高流量呼吸湿化治疗）	小时	HXJFZXH（	20
310603001-1	华坤麻醉机和呼吸机用呼吸管路 儿童	套	HKMZJH	15.12
310603001-1	华坤麻醉机和呼吸机用呼吸管路 成人	支	HKMZJH	15.12
310603001-1	美诺麻醉机和呼吸机用管路套组-2 3L	只	MNMZJH	12
310603001-1	美诺麻醉机和呼吸机用管路套组-2 1L	只	MNMZJH	12
310603001-1	美诺麻醉机和呼吸机用管路套组-2 2L	只	MNMZJH	12
310603001-1	斯莱达一次性使用呼吸管路 成人1.6M	套	SLDYCXSY	99
310603001-1	费雪呼吸湿化治疗仪鼻塞导管 OPT842	套	FXHXSHZL	222.92
310603001-1	呼吸回路（无创）	套	HXHL（WC）	90
310603001-1	一次性呼吸管路900PT501	套	YCXHXGL9	548

310603001-1	呼吸管路/华坤成人A10002	套	HXGL/HKC	108
310603001-1	费雪一次性呼吸管路RT380	套	FXYCXHXG	1020
310603001-1	一次性使用麻醉机配套导管(麻醉回路)	只	YCXYMZJ	108
310603001-1	飞利浦呼吸管路 CN652002	套	FLPHXGL	364
310603002	无创辅助通气	小时	WCFZTQ	13
310603003	体外膈肌起搏治疗	次	TWGJQB	30
310603004	气道持续加温加湿治疗	时	QDCXJWJS	10
310604001	睡眠呼吸监测（肺功能）	小时	SMHXJC(F	36
310604001	睡眠呼吸监测	小	SMHXJC	36
310604002	睡眠呼吸监测过筛试验	次	SMHXJCGS	208
310604002	睡眠呼吸监测过筛试验（肺功能）	次	SMHXJCGS	208
310604003	人工气胸术	次	RGQXS	52
310604004	人工气腹术	次	RGQFS	52
310604005	胸腔穿刺术(包括胸腔抽液、抽气、注药)	次	XQCCS(BK	116
310604005	胸腔穿刺术（6岁以下）	次	XQCCS(6S	85
310604005	胸腔穿刺术（抽液）	次	XQCCS(CY	116
310604005	胸腔穿刺术（注药）	次	XQCCS(ZY	116
310604005	胸腔穿刺术（抽气）	次	XQCCS(CQ	116
310604005-a	放胸水治疗加收	次	FXSZLJS	26
310604006	经皮穿刺肺活检术	次	JPCCFH	169
310604007	俯卧位通气治疗	次	FWWTQZL	120
310604008	肺复张治疗	次	FFZZL	30
310605001	硬性气管镜检查	次	YXQGJJ	544
310605002	纤维支气管镜检查	次	XWZQGJ	150
310605002	纤维支气管检查（ICU）	次	XWZQGC(	150
310605003	经纤支镜治疗（ICU）	次	JXZJZL(I	207
310605003	经纤支镜治疗(包括取异物 滴药 止血 化疗)	次	JXZJZL(B	207
310605004	经纤支镜粘膜活检术	每个	JXZJNM	220
310605004	经纤支镜粘膜活检术（ICU）	次	JXZJZMHJ	220
310605005	经纤支镜支气管壁肺活检术（ICU）	次	JXZJZQGB	130
310605005	经纤支镜透支气管壁肺活检术	每个	JXZJTZ	130

310605006	经纤支镜肺泡灌洗诊疗术	段	JXZJFP	205
310605006	经纤支镜肺泡灌洗诊疗术（ICU）	段	JXZJFPGX	205
310605007	经纤支镜防污染采样刷检查（IC）	次	JXZJFWRC	194
310605007	经纤支镜防污染采样刷检查	次	JXZJFWRC	194
310605008	经纤支镜特殊治疗(指微波治疗、冷冻法)	次	JXZJTSZL	425
310605008-a	经纤支镜特殊治疗(激光、高频电等法)	次	JXZJTSZL	260
310605009	经内镜气管扩张术	次	JNJQGKZS	509
310605010	经纤支镜支架置入术	次	JXZJZJZR	1501
310605011	经纤支镜引导支气管腔内放疗	次	JXZJYDZQ	260
310605012	经内镜气管内肿瘤切除术	次	JNJQGNZL	910
310605013	胸腔镜检查	次	XQJJC	900
310605014	纵隔镜检查	次	ZGJJC	900
310605015	超声支气管镜检查	次	CSZQGJJJC	1213
310605016	电磁导航支气管内镜定位活检术	次	DCDHZQGN	2790
310605017	内镜下全肺肺泡灌洗术	次	NJXQFFPG	1222
310605018	经硬性支气管镜治疗	次	JYXZQGJZ	520
310605-a	呼吸系统电子纤维内镜加收（ICU）	次	HXXTDZXW	100
310605-a	呼吸系统电子纤维内镜诊疗加收	次	HXXTDZ	100
310605-a	使用电子纤维内镜加收	次	SYDZXWNJ	100
310606001	经内镜胸部肿瘤特殊治疗	次	JNJXBZ	414
310606001-a	经内镜胸部肿瘤激光、电凝等特殊治疗	次	JNJXBZ	260
310606002	恶性肿瘤腔内灌注治疗	次	EXZLQNGZ	202
310606002-1	中心静脉导管抗感染(双腔)7FR CS-16553-E	根	ZXJMDGKG	567
310607	急诊高压氧舱	次	JZGYYC	300
310607001	高压氧舱治疗	次	GYCZL	130
310607002	单人舱治疗	次	DRCZL	187
310607004	急救单独开舱治疗	次	JJDDKC	188
310607005	舱内抢救	次	CNQJ	190
310607006	舱外高流量吸氧	次	CWGLLX	16
310701001	常规心电图检查	次	CGXDTJ	12
310701001-1	明尼苏达心电电极 可透射线 泡棉背衬 2570	片	MNSDXDDJ	3. 33
310701001-1	富德心电电极SEAg-T/1500/15X20	枚	FDXDDJSE	32

310701001-1	富德心电电极SEAg-T/2500/15X20	枚	FDXDDJSE	32
310701001-1	富德心电电极SEAg-T/1500/20X27	枚	FDXDDJSE	32
310701001-1	富德心电电极SEAg-T/2500/20X27	枚	FDXDDJSE	32
310701001-1	3M心电监护电极2228	片	3MXDJH	1.62
310701001-1	明尼苏达心电电极不可透射线，软纱布背衬	片	MNSDXD	2.47
310701001-1	明尼苏达心电电极软纱布	片	MNSDXD	2.97
310701001-1	申风心电电极915T50	枚	SFXDDJ	0.58
310701001-a	三通道心电图检查	次	STDXT	18
310701001-b	十二通道心电图检查（心功能科）	次	SETDXDTJ	36
310701001-b	十二通道心电图检查	次	SETDXDTJ	36
310701001-b	十二通道心电图（ICU）	次	SETDXDT（	36
310701001-c	心电图检查附加导联	次	XDTJCF	2.4
310701002	食管内心电图	次	SGNXDT	60
310701003	动态心电图	次	DTXDT	192
310701003-a	十二通道动态心电图检查	次	SETDDTXD	230
310701004	频谱心电图	次	PPXDT	60
310701005	标测心电图	次	BCXDT	5.4
310701006	体表窦房结心电图	次	TBDFJX	29
310701007	心电事件记录	次	XDSJJL	12
310701007	心电事件记录（自费）	次	XDSJJL（Z	15
310701008	遥测心电监护	小时	YCXDJH	6
310701009	心电监测电话传输	日	XDJCDH	96
310701010	心电图踏车负荷试验	次	XDTTCF	144
310701011	心电图药物负荷试验	次	XDTYWF	18
310701011	心电图药物负荷试验（心内）	次	XDTYWFHS	18
310701012	心电向量图	次	XDHLT	48
310701013	心音图	次	XYT	12
310701014	心阻抗图	次	XZKT	12
310701015	心室晚电位	次	XSWDW	84
310701016	心房晚电位	次	XFWDW	84
310701017	倾斜试验	次	QXSY	180
310701018	心率变异性分析（心功能）	次	XLBYXFX（	96
310701018	心率变异性分析	次	XLBYXFX	96
310701019-1	麦澜德阴道电极 MLD V1	个	MLDYDDJ	50
310701019-1	麦澜德阴道电极 MLD V2	个	MLDYDDJ	220
310701019-1	麦澜德理疗用体表电极 矩形 50mm*50mm	片	MLDLLYTB	5
310701019-1	一次性理疗用电极片（威诺敦）A1	袋	YCXLlyDJ	34.5

310701019-1	一次性理疗用电极片（威诺敦）插针式	袋	YCXLlyDJ	45
310701020	无创心功能监测	项目	WCXGNJ	3.6
310701021	动态血压监测	小时	DTXYJC	7
310701022	心电监测	小时	XDJC	6
310701023	心输出量测定	次	XSCLCD	120
310701023	心输出量测定（ICU）	次	XSCLCD(I	120
310701024	肺动脉压和右心房压力监测	时	FDMYHY	6
310701024-a	持续中心静脉压监测	时	CXZXJMYJ	6
310701025	动脉内压力监测	时	DMNYLJ	6
310701025-a	肢体动脉检测	次	ZTDMJC	57
310701025-b	趾指动脉检测	次	ZZDMJC	34
310701026	周围静脉压测定	次	ZWJMYC	24
310701027	指脉氧监测	小时	ZMYJC	2.4
310701028	血氧饱和度监测	小时	XYBHDJ	2.4
310701029	中心动脉压及脉波测定	次	ZXDMYJMB	72
310701031	T波电交替	次	TBDJT	130
310702001	有创性血流动力学监测(床旁)	次	YCXXLD	120
310702001	血液流变学测定	次	XYLBXC	120
310702002	持续有创性血压监测	小时	CXYCXX	2.4
310702002-1	林华一次性使用植入式给药装置专用针 0.9*15	支	LHYCXSYZ	140
310702003	有创性心内电生理检查	次	YCXXND	1000
310702003-1	微创磁定位型可调弯标测导管EPYSDF010	根	WCCDWXKD	4000
310702003-1	微创磁定位型可调弯标测导管EPYSDT282	根	WCCDWXKD	5000
310702003-1	强生磁定位可调弯标测导管 R7D282CT	根	QSCDWKDW	2629
310702003-1	强生磁定位可调弯标测导管 R7F282CT	根	QSCDWKDW	2629
310702003-1	伯恩可调弯标测导管D610DRP10RT	根	BEKDWBCD	2629
310702003-1	伯恩三维诊断超声导管SNDSTR10G	根	BESWZDCS	13508
310702003-1	伯恩固定弯电生理导管F5ADP282RT	根	BEGDWDSL	1688
310702003-1	伯恩固定弯电生理导管F6QF010RT	根	BEGDWDSL	1166
310702004	心律失常射频消融术	次	XLSCSPXR	5000

310702004-1	伯恩诊断/消融可调弯头端导管NI75TCBH	根	BEZD/XRK	9600
310702004-1	伯恩诊断/消融可调弯头端导管NI75TCFH	根	BEZD/XRK	9600
310702004-1	波科压力泵 H74904526011	套	BKYL B H7	714
310702004-1	柯惠单束射频电极包2030	个	KHDSSP	6545
310702004-1	柯惠单束射频电极包2020	个	KHDSSP	7900
310702004-1	伯恩诊断/消融可调弯头端导管NI75TCDH	根	BEZD/XRK	9600
310702004-a	房颤射频消融术	次	FCSPXRS	5600
310702005	临时起搏器安置术	次	LSQBQA	630
310702005-1	美敦力植入式心脏起搏电极导线3830	根	MDLZRSXZ	3700
310702005-2	微创医学定位系统用体表贴片EPRT75A	套	WCYXDWXT	2000
310702005-2	微创体表参考电极EPR105A	根	WCTBSKD J	4365
310702005-2	微创理疗用体表电极EPRG-R	套	WCLLYTBD	5460
310702005-2	雅培电极导管6F 401771	根	YPDJDG6F	1144
310702005-2	雅培电极导线401763	根	YPDJD X40	1242
310702005-2	雅培电极导线5f	根	YPDJD X5f	1242
310702005-2	伯恩体表参考电极CREFP6	个	BETBSKD J	5685.8
310702005-2	起搏导线成人2/0TPW20	根	QBDXCR2/	110
310702005-2	百生除颤电极片OBS-DE/P	副	BSCCDJPO	380
310702005-2	麦澜德塑型电极片 矩形 70mm*120mm	片	MLDSXDJP	17.5
310702005-2	麦澜德乳型电极片 乳型 72x156	片	MLDRXDJP	20
310702006	临时起搏器应用	小时	LSQBQY	6
310702007	单腔永久起搏器安置术	次	DQYJQBQA	1600
310702007-1	波科植入式心脏起搏器+单腔S701	台	BKZRSX	16455
310702007-1	美敦力植入式心脏起搏器X3DR01	台	MDLZRSXZ	32939
310702007-1	美敦力植入式心脏起搏器-4 Esprit D	台	MDLZRSXZ	26458
310702007-1	美敦力经导管植入式无导线起搏系统MC1AVR1	套	MDLJDGZR	168000
310702007-1	植入式心脏起搏器L131	套	ZRSXZQBQ	40000
310702007-1	美敦力植入式起搏器ADDRL1	个	MDLZRSQB	31037

310702007-1	美敦力植入式心脏起搏器E60A1	台	MDLZRSXZ	24374
310702007-1	美敦力植入式心脏起搏器RED01	台	MDLZRSXZ	12142
310702007-1	美敦力植入式心脏起搏器ADDR01	台	MDLZRSXZ	18696
310702007-1	美敦力植入式心脏起搏器A3DR01	台	MDLZRSXZ	21700
310702007-1	美敦力植入式心脏起搏器C3TR01	台	MDLZRSXZ	70000
310702007-1	美敦力植入式心脏起搏器ATSR01	台	MDLZRSXZ	37500
310702007-1	美敦力植入式心脏起搏器E50A1	台	MDLZRSXZ	14373
310702007-1	美敦力植入式心脏起搏器(G20A1)	台	MDLZRSXZ	23490
310702007-1	波科植入式心脏起搏器 L321	台	BKZRSXZQ	32800
310702007-1	美敦力植入式心脏起搏器G70A1	台	MDLZRSXZ	25554
310702007-1	波科植入式心脏起搏器+双腔s702	个	BKZRSXZQ	12858
310702007-1	美敦力植入式心脏起搏器 EN1SR01	台	MDLZRSXZ	41800
310702007-1	美敦力植入式心脏起搏器C5TR01	台	MDLZRSXZ	80000
310702007-1	美敦力植入式心脏起搏器-2频率反应式	台	MDLZRS	47530
310702007-1	美敦力植入式心脏起搏器DDDR SEDR	台	MDLZRS	15230
310702007-2	美敦力电极传送鞘管系统HLS1009M	套	MDLDJCSQ	402
310702007-2	美敦力传送导管C315HIS	套	MDLCSDGC	950
310702007-3	美敦力植入式心脏起搏电极导线4574	根	MDLZRSXZ	2669
310702007-3	波科植入式左心室起搏电极导线4671	根	BKZRSZXS	18751
310702007-3	波科植入式左心室起搏电极导线4674	根	BKZRSZXS	19600
310702007-3	波科植入式左心室起搏电极导线4677	根	BKZRSZXS	19600
310702007-3	美敦力植入式心脏起搏常用规格电极ICQ09B	支	MDLZRSXZ	4320
310702007-3	波科植入式心脏起搏电极导线7742	根	BKZRSXZQ	4900
310702007-3	脉冲植入式心脏收缩力调节器 OPTIMIZERSmart	台	MCZRSXZS	195000
310702007-3	美敦力植入式心脏起搏电极导线5076	根	MDLZRSXZ	4505
310702007-3	波科植入式心脏起搏电极导线7741	根	BKZRSXZQ	4900
310702007-3	美敦力左心室起搏电极导线4396	根	MDLZXS	13353

310702007-3	美敦力植入式心脏起搏电极导线4196	根	MDLZRSXZ	11742
310702007-3	美敦力植入式心脏起搏电极导线ICM09B	根	MDLZRSXZ	2349
310702007-3	荣佳球形电极-2WP200-C201S	个	RJQXDJ	60
310702007-3	荣佳环形(钨丝)利普电极WP200-L4	个	RJHX(W	84
310702007-3	荣佳环形(钨丝)利普电极WP200-L3	个	RJHX(W	84
310702007-3	波科植入式心脏起搏器电极导线4480	根	BKZRSXZQ	2100
310702007-3	波科植入式心脏起搏器电极导线4459	根	BKZRSXZQ	2134
310702007-3	美敦力植入式心脏起搏电极导线ICM09JB	根	MDLZRSXZ	2400
310702007-3	美敦力植入式左心室起搏电极导线4296	根	MDLZRSZX	13260
310702007-a	双腔永久起搏器安置术	次	SQYJQBQA	2500
310702007-b	三腔永久起搏器安置术	次	SQYJQBQA	4694
310702007-c	心脏希氏束起搏术	次	XZXSSQBS	4700
310702007-d	左心室心内膜起搏术	次	ZXSXNMQB	4700
310702008	永久起搏器更换术	次	YJQBQG	1100
310702008-3	荣佳中性电极WG300-A15	个	RJZXDJ	48
310702008-3	金康特中性电极板单回路	片	JKTZXD	19.2
310702008-3	金康特中性电极板双回路	片	JKTZXD	19.2
310702009	埋藏式心脏复律除颤器安置术	次	MCSXZF	2400
310702009-1	波科植入式心律转复除颤器+双腔D143	台	BKZRSX	105000
310702009-1	美敦力植入式心律转复除颤器 DDBC3D1	台	MDLZRSXL	96000
310702009-1	波科植入式心脏再同步治疗除颤器G146	台	BKZRSXZZ	100000
310702009-1	美敦力植入式心律转复除颤器DVBC3D1	个	MDLZRSXL	71250
310702009-1	波士顿植入式心律转复除颤器D142	件	BSDZRSXL	82900
310702009-1	飞利浦除颤/监护仪M3713A	片	FLPCC/	420
310702009-1	史赛克除颤/监护系统11996-00	片	SSKCC/J	420
310702009-1	波科植入式心律转复除颤器+单腔D141	台	BKZRSXLZ	74990
310702009-1	美敦力植入式心律转复除颤器DDME3D1	台	MDLZRSXL	112000
310702009-1	美敦力植入式心律转复除颤器DTBC2D1	台	MDLZRSXL	93900
310702009-1	波科植入式心脏再同步治疗除颤器G148	台	BKZRSXZZ	104380
310702009-2	美敦力传送导管系统6248VI-130	根	MDLCSDGX	2600

310702009-3	美敦力植入式心脏除颤电极导线-6935	根	MDLZRSXZ	9954
310702009-3	波士顿植入式心脏除颤电极导线0673	根	BSDZRSXZ	23500
310702009-3	波科植入式心脏除颤电极导线0181	根	BKZRSX	8500
310702009-4	波科植入式心脏再同步治疗起搏器U128		BKZRSXZZ	79600
310702009-a	三腔起搏器加心律转复除颤器安置术	次	SQQBQJXL	4626
310702010	起搏器功能分析和随访	次	QBQGNF	72
310702011	起搏器程控功能检查	次	QBQCKG	72
310702012	起搏器胸壁刺激法检查	次	QBQXBC	48
310702013	体外经胸型心脏临时起搏术	次	TWJXXX	72
310702014	经食管心脏起搏术	次	JSGXZQ	96
310702015	经食管心脏调搏术	次	JSGXZD	170
310702016	心脏电复律术	次	XZDFLS	140
310702017	心脏电除颤术	次	XZDCCS	126
310702018	体外自动心脏变律除颤术	次	TWZDXZ	24
310702018-1	光电除颤电极P-744A 成人型	个	GDCCDJP-	754
310702019	体外反搏治疗	次	TWFBZL	36
310702020	右心导管检查术	根	YXDGJC	1300
310702021	左心导管检查术	次	ZXDGJC	1500
310702022	心包穿刺术	次	XBCCS	272
310702024	房间隔穿刺术	次	FJGCCS	1100
310702025	植入式心电记录器安置术	次	ZRSXDJLQ	794
310702025-1	美敦力植入式心电事件监测器LNQ11	台	MDLZRSXD	19900
310702026	经肾动脉射频去交感神经术	次	JSDMSPQJ	3745
310702028	心腔三维标测术	次	XQSWBCS	1000
310702-1	美敦力左心部传送导管系统6250VIC	根	MDLZXBCS	2169
310702-1	康医博输尿管全透明导引鞘203-01-1	套	KYBSNG	2750
310800001	骨髓穿刺术	次	GSCCS	150
310800002	骨髓活检术	次	GSHJS	124
310800003	混合淋巴细胞培养	每个	HHLBXB	13
310800004	采自体血及保存	采血	CZTXJB	26
310800004-1	塑料血袋/莱士200	只	SLXD/LS2	28
310800004-1	南格尔塑料血袋S-200	个	NGESLX	12
310800004-a	采自体血及长期低温保存	月	CZTXJC	104
310800005	血细胞分离单采（治疗性单采）	次	XXBFLD	1950
310800005	血细胞分离单采(治疗性单采)	项	XXBFLDC (	1950
310800005-a	血细胞分离单采(治疗性单采)1000ml加收	项	XXBFLDC (	650

310800005-a	血细胞分离单采每增加循环量1000	10	XXBFLDCM	650
310800006	白细胞除滤	次	BXBCL	26
310800006-1	天益输血器TS-Ua	副	TYSXQT	45
310800006-1	双威白细胞过滤输血器材FTS-PL110	套	SWBXBGLS	180
310800007	自体血回收（疼痛科）	次	ZTXHS(TT	241
310800007	术中自体血回收	次	SZZTXHS	241
310800007-1	空气过滤器	个	KQGLQ	10.5
310800007-a	自体血回输	次	ZTXHS	1770
310800007-b	可控定量三氧免疫诱导自体血回输	次	KKDLSYMY	200
310800008	血浆置换术	次	XJZHS	1560
310800008-a	双重血浆置换疗法	次	SCXJZHLE	8840
310800009	血液照射	袋	XYZS	104
310800010	血液稀释疗法	次	XYXSLF	104
310800011	血液光量子自体血回输治疗	次	XYGLZZ	91
310800012	骨髓采集术	次	GSCJS	520
310800013	骨髓血回输	次	GSXHS	130
310800014	外周血干细胞回输	次	WZXGXB	390
310800015	骨髓或外周血干细胞体外净化	次	GSHWZX	780
310800015-a	自体骨髓或外周血干细胞体外净化与分离	次	ZTGSHWZX	10000
310800016	骨髓或外周血干细胞冷冻保存	天	GSHWZX	65
310800017	血细胞分化簇抗原（CD）34阳性造血干细	次	XXBFHC	5200
310800018	血细胞分化簇抗原（CD）34阳性造血干细	次	XXBFHC	3250
310800019	配型不合异基因骨髓移植T细胞去除术	次	PXBHYJ	1040
310800020	骨髓移植术	次	GSYZS	4550
310800021	外周血干细胞移植术	次	WZXGXB	4550
310800022	自体骨髓或外周血干细胞支持治疗	次	ZTGSHW	3000
310800023	脐血移植术	次	QXYZS	4550
310800024	树突状细胞治疗DC	次	STZXBZLD	3300
310800025	淋巴造影术	次	LBZYS	260
310800026	骨髓细胞彩色图象分析	次	GSXBCS	65
310901001	食管测压（全部食管测压）	次	SGCY(QBS	260
310901001-a	食管测压（部分食管测压）	次	SGCY(BFS	130
310901001-b	食管测压（动态压力监测）	次	SGCYDT	130
310901002	食管拉网术	次	SGLWS	26
310901003	硬性食管镜检查	次	YXSGJJ	90
310901004	纤维食管镜检查	次	XWSGJJ	65
310901005	经食管镜取异物	次	JSGJQY	336
310901006	食管腔内支架置入(取出)术	次	SGQNZJ	1560
310901007	经胃镜食管静脉曲张治疗	每个	JWJSGJ	217
310901007-1	奥林巴斯结扎装置HX-400U-30	个	ALBSJZ	1000

310901007-a	经胃镜食管静脉曲张治疗每增加一个位点加收	每个	JWJSGJ	65
310901008	食管狭窄扩张术	次	SGXZKZ	531
310901009	三腔(四腔)管安置术	次	SQSQGA	125
310901010	经内镜食管瘘填堵术	次	JNJSGL	390
310901011	内镜下食管病变的诊断及筛查	次	NJXSGBBD	600
310902001	胃肠电图	项	WCDT	52
310902001-a	胃肠电图(动态胃电图)	项	WCDT(DTW	218
310902002	24小时动态胃酸监测	次	24XSDT	650
310902003	胃幽门十二指肠压力测定	次	WYMSEZ	455
310902004	24小时胃肠压力测定(上或下消化道压力监	次	24XSWC	455
310902004-a	24小时胃肠压力测定(上、下消化道合做)	次	24XSWC	650
310902005	纤维胃十二指肠镜检查	次	XWWSEZ	130
310902006	经胃镜特殊治疗	每	JWJTSZL	226
310902006-1	南微圈套器MTN-PFS-H-24/23	个	NWQTQM	187
310902006-a	经胃镜微波法治疗	次	JWJWBF	169
310902006-b	经胃镜激光治疗	次	JWJJGZ	195
310902006-c	经胃镜特殊治疗加收	每	JWJTSZLJ	92
310902007	经胃镜胃内支架置入术	次	JWJWNZ	390
310902008	经胃镜碎石术	次	JWJSSS	520
310902009	超声胃镜检查术	次	CSWJJCS	605
310902009	超声肠镜检查术	次	CSCJJCS	605
310902012	胃肠起搏术	次	WCQBS	39
310902014	经鼻空肠营养管置管术	次	JBKCYYGZ	450
310902016	内镜色素检查	次	NJSSJC	350
310902017	经内镜消化道定位(示踪)术	次	JNJXHDDW	130
310903001	经胃镜胃肠置管术	次	JWJWCZ	403
310903002	奥迪氏括约肌压力测定	次	ADSKYJ	520
310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	次	JSEZCJ	1704
310903004	小肠镜检查	次	XCJJC	195
310903005	纤维结肠镜检查	次	XWJCJJ	175
310903006	乙状结肠镜检查	次	YZJCJJ	65
310903007	经内镜肠道球囊扩张术	次	JNJCDQ	1300
310903008	经内镜肠道支架置入术	次	JNJCDZ	520
310903009	经内镜结肠治疗	次	JNJJCZ	585
310903010	经肠镜特殊治疗(电凝电切法)	次	JCJTSZ	226
310903010-a	经肠镜微波治疗	次	JCJWBZ	169
310903010-b	经肠镜激光治疗	次	JCJJGZ	195
310903010-c	经肠镜特殊治疗(第二个起加收)	个	JCJTSZL(	65
310903011	先天性巨结肠清洁洗肠术	次	XTXJJC	195
310903012	肠套叠手法复位	次	CTDSFF	65
310903013	肠套叠充气造影及整复	次	CTDCQZ	130
310903014	胶囊内镜检查	次	JNNJJC	487
310903014	胶囊内镜检查1	次	JNNJJC1	487
310903014-1	金山胶囊式内窥镜-2 JS-ME-III	颗	JSJNSN	2452.8

310904001	直肠镜检查	次	ZCJJJC	52
310904002	肛门直肠测压	次	GMZCCY	150
310904003	肛门镜检查	次	GMJJJC	38
310904004	肛门指检	次	GMZJ	6.7
310904005	肛直肠肌电测量	次	GZCJDC	65
310904006	直肠肛门冷冻法治疗	次	ZCGMLD	65
310904006-a	直肠肛门微波、激光法治疗	次	ZCGMWB	130
310904006-c	直肠下段粪块清除术	次	ZCXDFKQC	200
310904007	肛门皮下组织美兰注射神经阻滞术	次	GMPXZZ	100
310904008	便秘及腹泻的生物反馈治疗	次	BMJFXD	52
310904011	小儿直肠粘膜活检术（6岁以下）	次	XEZCZMHJ	490
310905001	腹腔穿刺术	次	FQCCS	93
310905001	腹腔抽液	次	FQCY	93
310905001	腹腔注药	次	FQZY	93
310905001-a	腹腔穿刺术放腹水治疗加收	次	FQCCSFFS	26
310905002	腹水直接回输治疗	次	FSZJHS	260
310905002-a	腹水直接回输治疗超滤回输	次	FSZJHS	130
310905003	肝穿刺术	次	GCCS	293
310905004	经皮肝穿刺门静脉插管术	次	JPGCCM	520
310905005	经皮穿刺肝肿物特殊治疗(药物注射)	次	JPCCGZ	234
310905005-a	经皮穿刺肝肿物激光、微波、90钪法治疗	次	JPCCGZ	286
310905006	胆道镜检查	次	DDJJJC	300
310905006-a	胆道镜检查超选择造影加收	次	DDJJCC	65
310905007	腹腔镜检查	次	FQJJJC	467
310905008	膈下脓肿穿刺引流术	次	GXNZCC	403
310905009	肝囊肿硬化剂注射治疗	次	GNZYHJ	195
310905010	经皮肝穿胆道引流术(PTCD)	次	JPGCDDYL	600
310905010-1	经颈静脉肝内穿刺器械	套	JJJMGNCC	6255
310905010-1	健之缘留置引流导管包 W I -7Fr-200	套	JZYLZYLD	535
310905010-1	美敦力引流导管及附件755310040	个	MDLYLD	1400
310905010-1	健之缘留置引流导管包 WI-8.5Fr-200	套	JZYLZYLD	535
310905010-1	爱琅引流导管及附件755310040	个	ALYLDGJF	1400
310905010-1	库克胆道引流管ULT8.5-38-40-P-32S-CLB-RH	套	KKDDYLGU	1500
310905011	经内镜胆管内引流术+支架置入术	次	JNJDGN	1300
310905012	经内镜鼻胆管引流术(ENBD)	次	JNJBDG	554
310905012-1	南微鼻胆引流导管NBDS-A-7/250	个	NWBDYL	395.67
310905012-1	倍鼻胆引流管BY-NB-0725-A	根	BBDYLG	660
310905012-1	鼻胰引流管	根	BYYL	1400
310905012-1	鼻胆管(普外)	个	BDG(PW)	395.67
310905013	经胆道镜瘻管取石术	次	JDDJLG	1000
310905014	经胆道镜胆道结石取出术	次	JDDJDD	1451
310905014-A	经胆道镜碎石术	次	JDDJSSS	1534

310905015	经皮胆囊超声碎石取石术	次	JPDNCS	780
310905016	经皮经肝胆道镜取石术	次	JPJGDD	1500
310905017	经皮经肝胆道镜胆管狭窄内瘻术	次	JPJGDD	780
310905018	经内镜十二指肠狭窄支架置入术	次	JNJSEZ	1300
310905019	经内镜胰管内引流术	次	JNJYGN	650
310905020	经内镜胰胆管扩张术+支架置入术	次	JNJYDG	1575
310905021	胆道球囊扩张术	次	DDQNKZ	520
310905022	胆道支架置入术	次	DDZJZR	765
310905023	人工肝治疗	次	RGGZL	1950
310905028	经电子内镜食管胃十二指肠黏膜切除术	次	JDZNJSGW	1055
310905029	经电子内镜食管胃十二指肠粘膜	次	JDZNJSGW	2786
310905030	标准化粪菌制备	次	BZHFJZB	1450
310905032-1	压力探头	个	YLTT	29
310905032-1	塑料阻隔式压力传导器ZG-PH	个	SLZGSY	184
310905032-1	益心达一次性使用有创血压传感器BPT- I	套	YXDYCSY	480
310905033	超声内镜下腹腔干神经阻滞术	次	CSNJXFQG	1500
310905034	胆管刷检术	次	DGSJS	1000
3109-2	一次性乳头括约肌切开刀	把	YCXRTKYJ	1800
3109-2	奥林巴斯粘膜切开刀KD-620LR	把	ALBSZMQK	2414
3109-2	奥林巴斯粘膜切开刀KD-650L	把	ALBSZMQK	4275
3109-2	奥林巴斯粘膜切开刀KD-611L	把	ALBSZMQK	3542
3109-2	奥林巴斯黏膜切开刀KD-650U	件	ALBSNMQK	3150
3109-2	富士胶片高频切开刀DK2618JB-20	把	FSJPGP	6600
3109-2	波士顿括约肌切开刀M00584170	个	BSDKYJ	2281.3
3109-2	高频电切刀	把	GPDQD	2909
3109-2	南微高频切开刀-1/MK-T-1-195	个	NWGPQK	2800
3109-2	达美乳头切开刀OE13006	把	DMRTQK	11520
3109-2	库克内窥镜下囊肿切开刀CST-10	个	KKNKJXNZ	5450
3109-3	库克机械碎石/取石辅件 TTCL-10	个	KKJXSS/Q	2980
3109-3	波士顿一体式取石 / 碎石网篮M005108	个	BSDYTS	2384
3109-4	南微取石网篮SEB-A-25/50-7/200	个	NWQSWLSE	1160
3109-4	库克取石网篮-2MB5-2×4-8	根	KKQSWL-2	4426.1
3109-4	一次性使用取石球囊	根	YCSYQSQ	1166
3109-4	南微取石网篮SEB-E-25/50-7/200	个	NWQSWLSE	1160
3109-4	库克取石网篮 NCT4-017115	个	KKQSWL N	4100

3109-5	神曲胃镜消泡剂10ml/支	支	SQWJXPJ1	98
3109-5	天朗人体润滑剂 无味型 50g	支	TLRTRHJ	35
3109-5	百多安水溶性润滑剂5ml	套	BDASRXRH	49.5
3109-a	消化系统使用电子纤维内镜加收	次	XHXTSY	100
3109-a	消化系统使用电子纤维内镜加收	次	XHXTSY	100
3109-b	消化系统使用钛夹推送器加收	次	XHXTSYTJ	60
31-1	注射针（内镜）	根	ZSZ(NJ)	310
31-1	八光穿刺针B型	支	BGCCZB	110
31-1	八光活检针 PRE1810	根	BGHJZ	540
31-1	奥林巴斯吸引活检针NA-201SX-4021	盒	ALBSXYHJ	969
31-1	埃斯埃胸腔穿刺针1.2	支	ASAXQC	60
31-1	埃斯埃胸腔穿刺针1.6	支	ASAXQC	60
31-1	库克活检针QCS-20-15.0-20T	根	KKHJZQ	800
31-1	立普一次性活检针 1.2（18G）X160 QLB型	套	LPYCXHJZ	764.4
31-1	林华一次性使用植入式给药装置专用针 0.9*20	支	LHYCXSyz	140
31-1	八光经皮酒精注射疗法针21G*150mm	根	BGJPJJZS	430
31-1	心诺心内导引鞘N18710A	根	XNXNDYQN	1500
31-1	立普活检针A型16G	个	LPHJZAX1	247
31-1	恒润神经刺激阻滞针及套包01165-20A	套	HRSJCJZZ	1500
31-1	库克活检针18-15.0-10T	套	KKHJZ1	800
31-1	泰维康麦默通8号HH8BEX	把	TWKMMT8H	2743.9
31-1	泰利福穿刺针套件9001-VC-005	套	TLFCCZ	2600
31-1	波士顿内窥镜超声活检针及配件00	个	BSDNKJ	3900
31-1	波士顿内窥镜超声活检针及配件10	个	BSDNKJ	3900
31-1	微创超声活检针及附件GUS-33-27-022	套	WCCSHJZJ	3600
31-1	康基套管穿刺器II型 10L	支	KJTGCCQ2	350
31-1	尼普洛动静脉穿刺针17G×1"HTC-3	支	NPLDJM	2.6
31-1	巴德复用型活检枪MN1620	支	BDFYXH	250
31-1	动脉穿刺针	个	DMCCZ	99.7
31-1	德天内窥镜取样针DT-EN-W319-11/14-18/12	根	DTNKJQYZ	1343
31-1	立普一次性使用穿刺针150mm CCZA型	支	LPYCXSyc	120
31-1	立普一次性使用穿刺针200mm CCZA型	支	LPYCXSyc	120
31-1	爱琅同轴引导活检针17G（1.4mm）×11.8cm	个	ALTZYDHJ	250

31-1	爱琅一次性使用活检针360-1580-01 18gaX15	个	ALYCXYSH	620
31-1	库克超声活检针-1ECHO-19	根	KKCSHJ	3773
31-1	立普一次性穿刺针及附件 F型	套	LPYCXCZ	280
31-1	超声活检针 (GUS-33-18-022)	根	CSHJZ (GU	5500
31-1	恒润泰阻滞针及套包-1 20G*142mm	套	HRTZZZJT	1500
31-1	巴德活检针MN1820	支	BDHJZMN1	250
31-1	奥林巴斯活检套装 K-201	个	ALBSHJTZ	2000
31-1	南微一次性内窥镜超声吸引活检针EUS-22-0-N	件	NWYCXNKJ	3560
31-1	伟康胸腔穿刺针及套件16	个	WKXQCC	21
31-1	库克微穿刺血管鞘 MPIS-401-NT-SST	套	KKWCCXGQ	412
31-1	巴德乳腺定位针47920	支	BDRXDWZ4	616
31-1	巴德超声血管导引穿刺套件9001C0214	套	BDCSXGDY	146
31-1	泰利福一次性使用穿刺针套件9079-VC-005	套	TLFYCXSY	2600
31-1	注射针 (胃肠镜)	个	ZSZ (WCJ)	310
31-1	库克活检针QCS-18-15.0-20T	根	KKHJZQCS	800
31-10	库克输尿管扩张器套装6.0-18.0Fr	套	KKSNGK	4600
31-10	威克组织导管扩张器085	个	WKZZDG	3000
31-10	威克组织导管扩张器115	个	WKZZDG	3000
311000001	腹膜透析置管术	次	FMTXZG	520
311000001-a	腹膜透析拔管术	次	FMTXBG	260
311000002	腹透机自动腹膜透析	小时	FTJZDF	10
311000003	腹膜透析换液	次	FMTXHY	20
311000003-1	百特碘液微型盖	个	BTDYWXG	1.3
311000004	腹膜透析换管	次	FMTXHG	200
311000005	腹膜平衡试验	次	FMPHSY	78
311000006	血液透析	次	XYTX	400
311000006-a	无肝素血液透析	次	WGSXYTX	450
311000007	血液滤过	次	XYLG	550
311000008	血液透析滤过	次	XYTXLG	650
311000009	连续性血浆滤过吸附	次	LXXXJL	650
311000009-1	费森尤斯透析液过滤器DIASAFE PL	支	FSYSTX	990
311000009-1	日机装透析液过滤器EF-02	支	RJZTXY	1000
311000009-1	贝朗透析液过滤器Ultra	支	BLTXYG	1000
311000009-2	塑料体外循环用配套血管路成人	套	SLTWXH	216
311000009-2	迈达热化疗循环管路RLG-F	套	MDRHLXHG	3850

311000009-3	旭化成膜型血浆成分分离器 EC-20W	支	XHCMXXJC	2600
311000009-3	旭化成膜型血浆成分分离器 EC-30W	支	XHCMXXJC	2600
311000009-3	旭化成膜型血浆成分分离器 EC-50W	支	XHCMXXJC	2600
311000009-3	旭化成膜型血浆分离器OP-08W	支	XHCMXXJF	2400
311000010	血液灌流（不含透析含透析液）	次	XYGL(BHT	520
311000010-1	一次性使用血液灌流器（欧赛130）	套	YCXSXYYG	560
311000010-1	健帆血液灌流器HA230	支	JFXYGL	1197
311000010-1	健帆血液灌流器HA130	个	JFXYGLQH	426
311000010-1	一次性使用血液灌流器（欧塞160）	套	YCXSXYYG	650
311000010-a	血液灌流（含透析、透析液）	次	XYGL(HTX	780
311000011	连续性血液净化（手工法）	小时	LXXXYJH(	78
311000011-1	尼普洛空心纤维透析器FB-150U	支	NPLKXXWT	121.4
311000011-1	百特血液透析滤过器PRISMAFLEX ST100 SET	个	BTXYTXLG	2199
311000011-1	费森空心纤维血液透析器1支	支	FSKXXW	85
311000011-1	威高空心纤维透析器F15	支	WGKXXWTX	89
311000011-1	尼普洛空心纤维透析器SUREFLUX-150G	支	NPLKXXWT	86
311000011-1	金宝透析虑过器R400	支	JBTXLGQR	130
311000011-1	贝恩空心纤维透析器B-16PF	支	BEKXXWTX	95
311000011-1	欧赛血液透析器OCI-HD180	支	OSXYTX	120
311000011-1	威高空心纤维透析器F14	支	WGKXXW	75.5
311000011-1	费森空心纤维血液透析滤过器AV600S	支	FSKXXWXY	310
311000011-1	百特血浆分离器与管路TPE2000	套	BTXJFLQY	2650
311000011-1	东丽中空纤维透析器NV-1.8T	支	DLZKXW	129
311000011-1	百特血液透析滤过器Prismaflex M100 set	套	BTXYTXLG	1600
311000011-2	京精血液回收罐装置250ml	套	JJXYHS	564
311000011-2	巴德透析导管-2 14.5F*19cm 5833690	套	BDTXDG-2	2205
311000011-2	巴德透析导管14.5F*27cm 5833270	套	BDTXDG14	2205
311000011-2	天益血液净化装置的体外循环血路TX-FK-1	套	TYXYJHZZ	17

311000011-2	天益血液净化装置的体外循环血路TX-FK-2	套	TYXYJHZZ	17
311000011-2	天益血液净化装置的体外循环血路TX-JB	套	TYXYJH	17
311000011-A	连续性血液净化（机器法）	时	LXXXYJH（	130
311000011-a	机器法连续性血液净化	小时	JQFLXX	130
311000013	结肠透析	次	JCTX	52
311000014	肾盂测压	单侧	SYCY	195
311000015	肾穿刺术（含活检，包括造瘘、囊肿硬化治疗	单侧	SCCS（HHJ	251
311000015	肾囊肿硬化治疗	次	SNZYHZL	251
311000015	肾造瘘术	次	SZLS	251
311000016	肾封闭术	次	SFBS	104
311000017	肾周脓肿引流术	次	SZNYZL	208
311000018	经皮肾盂镜检查	单侧	JPSYJJ	925
311000019	经皮肾盂镜取石术	次	JPSYJQ	611
311000020	经尿道输尿管镜检查	单侧	JNDSNG	794
311000021	经膀胱镜输尿管插管术	单侧	JBGJSN	229
311000022	经皮输尿管内管置入术	次	JPSNGN	1088
311000023	经输尿管镜肿瘤切除术	次	JSNGJZ	1040
311000024	经膀胱镜输尿管扩张术	次	JPGJSNGK	390
311000024-2	沙工输尿管引流管1.7mm(P1F5)	支	SGSNGY	15
311000024-2	沙工输尿管引流管2.0	支	SGSNGY	15
311000025	经输尿管镜输尿管扩张术	次	JSNGJS	520
311000026	经输尿管镜碎石取石术	次	JSNGJS	1481
311000026-a	钬激光碎石术	次	HJGSSS	2955
311000027	经膀胱镜输尿管支架置入术	次	JPGJSN	455
311000027	经膀胱镜输尿管支架取出术	次	JPGJSNGZ	455
311000028	经输尿管镜支架置入术(包括取出术)	次	JSNGJZJZ	585
311000029	输尿管支架管冲洗	次	SNGZJG	13
311000030	膀胱注射	次	PGZS	20
311000031	膀胱灌注	次	PGGZ	37
311000032	膀胱区封闭	次	PGQFB	20
311000033	膀胱穿刺造瘘术	次	PGCCZL	208
311000034	膀胱镜尿道镜检查	次	PGJNDJJC	350
311000035	经膀胱镜尿道镜电灼法治疗	次	JBGJND	156
311000035-a	经膀胱镜尿道镜激光法治疗	次	JBGJND	195
311000036	尿道狭窄扩张术	次	NDXZKZ	132
311000037	经尿道治疗尿失禁	次	JNDZLN	260
311000038	尿流率检测	次	NLLJC	65
311000039	尿流动力学检测	项	NLDLXJ	124
311000040	体外冲击波初震碎石	次	TWCJBC	801

311000040-a	体外冲击波复震碎石	次	TWCJBF	244
311000041	动态尿量监测/每小时	时	DTNLJC/M	8.6
311000045	家庭腹膜透析治疗指导	时	JTFMTXZL	50
311000046	家庭腹膜透析治疗日常随访	次	JTFMTXZL	120
311000048	腹膜透析导管手术复位术	次	FMTXDGSS	400
31-11	立普活检针A型18G	支	LPHJZAX1	245.7
311100001	小儿包茎气囊导管扩张术	次	XEBJQN	78
311100002	嵌顿包茎手法复位术	次	QDBJSF	135
311100003	夜间阴茎胀大试验	次	YJYJZD	100
311100004	阴茎超声血流图检查	次	YJCSXL	130
311100005	阴茎勃起神经检查	次	YJBQSJ	195
311100006	睾丸阴茎海绵体活检术	次	GWYJHM	130
311100007	附睾抽吸精子分离术	次	FGCXJZ	260
311100008	促射精电动按摩	次	CSJDDA	52
311100009	阴茎海绵体内药物注射	次	YJHMTN	39
311100010	阴茎赘生物电灼术	次	YJZSWD	130
311100011	阴茎动脉测压术	次	YJDMCY	130
311100012	阴茎海绵体灌流治疗术	次	YJHMTG	208
311100013	B超引导下前列腺活检术	次	BCYDXQ	248
311100013-1	立普超声探头穿刺支架PICCLPGSI9L4-free	个	LPCSTTCC	630
311100013-1	立普探头穿刺支架MC94/EC94W	个	LPTTCCZJ	630
311100013-1	立普超声探头穿刺支架腹部LPGSI4C1	套	LPCSTTCC	700
311100013-1	立普超声探头穿刺支架PICCLPGSI9L4-free	个	LPCSTTCC	630
311100013-1	立普探头穿刺支架MC94/EC94W	个	LPTTCCZJ	630
311100013-1	立普超声探头穿刺支架腹部LPGSI4C1	个	LPCSTTCC	700
311100014	前列腺针吸细胞学活检术	次	QLXZXX	133
311100015	前列腺按摩	次	QLXAM	50
311100016	前列腺注射	次	QLXZS	39
311100017	前列腺特殊治疗	次	QLXTSZ	78
311100018	鞘膜积液穿刺抽液术	次	QMJJYCC	39
31-12	蓝极医用激光光纤(细)272	把	LJYYJG	5256
31-12	博士伦23G广视野光纤BL5823	个	BSL23GGS	1000
311201002	外阴活检术	次	WYHJS	47
311201003	外阴病光照射治疗	30	WYBGZS	13
311201004	阴道镜检查	次	YDJJC	25
311201005	阴道填塞	次	YDTS	51
311201006	阴道灌洗上药	次	YDGXSY	18
311201007	后穹窿穿刺术	次	HQLCCS	76
311201008	宫颈活检术	次	GJHJS	64

311201009	宫颈注射	次	GJZS	21
311201010	宫颈扩张术	次	GJKZS	61
311201011	宫颈内口探查术	次	GJNKTC	52
311201012	子宫托治疗	次	ZGTZL	52
311201013	子宫内膜活检术	次	ZGNMHJ	116
311201014	子宫直肠凹封闭术	次	ZGZCAF	26
311201015	子宫输卵管通液术	次	ZGSLGT	100
311201016	子宫内翻复位术	次	ZGNFFW	208
311201017	宫腔吸片	次	GQXP	78
311201018	宫腔粘连分离术	次	GQZLFL	99
311201019	宫腔填塞	次	GQTS	118
311201020	妇科特殊治疗	每个	FKTSZL	26
311201020-4	超吉壳聚糖抗菌膜喷剂60ml/瓶	瓶	CJKJTKJM	121.6
311201020-4	科新医用妇科敷料凝胶	盒	KXYYFKFL	54
311201020-4	药圣堂壳聚糖妇科洗液冲洗型 200ml/瓶	瓶	YSTKJTFK	51.6
311201020-4	精耕壳聚糖医用护创液体敷料 40ml/瓶	瓶	JGKJTYHH	239
311201020-4	科新妇科敷料凝胶3g/支	支	KXFKFLNJ	18
311201020-5	普泽抗HPV凝胶敷料 I型 1.0mg/g×3g/支	支	PZKHPVNJ	328
311201020-5	药圣堂壳聚糖妇科凝胶 3.0g/支	支	YSTKJTFK	30
311201021	腹腔穿刺插管盆腔滴注术	次	FQCCCG	52
311201022	妇科晚期恶性肿瘤减瘤术	次	FKWQEX	1950
311201023	产前检查	次	CQJC	10
311201024	电子骨盆内测量	次	DZGPNC	13
311201025	胎儿心电图	次	TEXDT	26
311201026	胎心监测	次	TXJC	26
311201027	胎儿镜检查	次	TEJJC	130
311201028	胎儿脐血流监测	次	TEQXLJ	39
311201029	羊膜镜检查	次	YMJJC	59
311201030	羊膜腔穿刺术	次	YMQCCS	129
311201030-a	羊水减量术	次	YSJLS	301
311201031	经皮脐静脉穿刺术	次	JPQJMC	104
311201032	羊水泡沫振荡试验	次	YSPMZD	13
311201033	羊水中胎肺成熟度LB记数检测	次	YSZTFC	26
311201034	羊水置换	次	YSZH	300
311201035	性交试验	次	XJSY	39
311201036	脉冲自动注射促排卵检查	次	MCZDZS	100
311201037	B超下采卵术	次	BCXCLS	800
311201037-1	立普超声引导支架包E型前列腺	套	LPCSVDZJ	650
311201038	B超下卵巢囊肿穿刺术	次	BCXLCN	500
311201039	胎盘成熟度检测	次	TPCSDJ	65
311201040	胚胎培养	次	PTY	2300
311201041	胚胎移植术	次	PTYZS	1200

311201041-a	胚胎移植术冻融胚胎加收	次	PTYZSD	200
311201042	单精子卵泡注射	次	DJZLPZ	2200
311201043	单精子显微镜下卵细胞内授精术	次	DJZXWJ	2200
311201044	输卵管内胚子移植术	次	SLGNPZ	360
311201045	宫腔内人工授精术	次	GQNRGS	200
311201046	阴道内人工授精术	次	YDNRGS	200
311201047	输卵管绝育术	次	SLGJYS	78
311201048	宫内节育器放置术	次	GNJYQF	180
311201048	宫内节育器放置术（包括取出术）	次	GNJYQF	180
311201048-1	活性Y型宫内节育器（记忆合金）	只	HX GNJY	168
311201048-1	医用缝合针Y型宫内节育器26	盒	YYFHZ	168
311201049	避孕药皮下埋植(取出)术	次	BYYPXM	130
311201050	刮宫术	次	GGS	178
311201050	分段诊断性刮宫术	次	FDZDXGGS	178
311201051	产后刮宫术	次	CHGGS	200
311201052	葡萄胎刮宫术	次	PTTGGS	481
311201053	人工流产术	次	RGLCS	320
311201053	无痛清宫术	次	WTQGS	1200
311201054	子宫内水囊引产术	次	ZGNSNY	255
311201055	催产素滴注引产术	次	CCSDZY	181
311201056	药物性引产处置术	次	YWXYCC	135
311201057	乳房按摩	次	RFAM	8
311201057	通乳特需服务费	次	TRTXFWF	300
311201057	催乳特需服务费	次	CRTXFWF	200
311201058	经皮盆腔脓肿穿刺引流术	次	JPPQNZCC	1180
311201058	经皮盆腔液性包块穿刺术	次	JPPQYXBK	1180
311201067	外阴部赘生物治疗（电灼）	个	WYBZSWZL	90
311201068	阴道内赘生物治疗（电灼）	部	YDNZSWZL	110
311201070	小阴唇粘连分离术	次	XYCZLFLS	100
311201-2	麦可龙一次性摄像吸引管RL1206	支	MKLYCXSX	1076.4
311201-2	麦可龙一次性摄像吸引管RL1207	支	MKLYCXSX	1076.4
311201-2	摄像吸引管	根	SXXYG	1076.4
311201-a	电子阴道镜加收	次	DZYDJJ	100
311202001	新生儿暖箱	小时	XSENX	3.5
311202001-a	新生儿暖箱（多功能）	小	XSENX(DG	15
311202002	新生儿测颅压	次	XSECLY	5.2
311202003	新生儿复苏	次	XSEFS	195
311202004	新生儿气管插管术	次	XSEQGC	116
311202004	新生儿气管插管术（6岁以下）	次	XSEQGCGS	116

311202005	新生儿人工呼吸(正压通气)	次	XSERGH	52
311202006	新生儿洗胃	次	XSEXW	54
311202006	新生儿洗胃（6岁以下）	次	XSEXW(6S	70.2
311202007	新生儿监护	小时	XSEJH	6.5
311202008	新生儿脐静脉穿刺和注射	次	XSEQJM	6.5
311202009	新生儿蓝光治疗	小时	XSELGZL	5
311202009-a	新生儿蓝光治疗使用冷光	小	XSELGZLS	6
311202010	新生儿换血术	次	XSEHXS	520
311202011	新生儿经皮胆红素测定	次	XSEJPD	11
311202011	新生儿经皮胆红素测定（自费）	次	XSEJPDHS	30
311202012	新生儿辐射抢救治疗	小时	XSEFSQ	6
311202014	新生儿量表检查	次	XSELBJ	13
311202015	新生儿行为测定	次	XSEXWC	33
311202017	新生儿脐血管置管术	次	XSEQXGZG	245
311203	特需服务费（MDT）	次	TXFWF(MD	1000
31-13	GLUBRAN胶	支	GLUBRANJ	2700
31-13	康派特医用胶喷涂型2ml	支	KPTYJPT	800
31-13	康派特医用胶0.5ml/涂抹型	支	KPTYJ0.	210
31-13	龙心 α -氰基丙烯酸正丁酯医用粘合剂QZY-	支	LX?QJBX	800
31-13	液态栓塞系统	套	YTSSXT	6120
31-13	强生皮肤粘合剂0.7ml ANX12	支	QSPFZHJ0	475
311300001	关节镜检查	次	GJJJC	520
311300002	关节穿刺术	次	GJCCS	110
311300003	关节腔灌注治疗	次	GJQGZZ	180
311300003-1	其胜医用几丁糖2ml	支	QSYJDT2	650.7
311300003-1	其胜医用几丁糖3ml	支	QSYJDT3	1190.4
311300004	持续关节腔冲洗	次	CXGJQC	78
311300005	骨膜封闭术	次	GMFBS	46
311300006	软组织内封闭术	次	RZZNFB	46
311300007	神经根封闭术	次	SJGFBS	70
311300008	周围神经封闭术	次	ZWSJFB	33
311300009	神经丛封闭术	次	SJCFBS	46
311300010	鞘内注射	次	QNZS	65
311300011	骶管滴注	次	DGDZ	91
311300012	骨穿刺术	次	GCCS	208
311300013	富血小板血浆疗法	次	FXXBXJLF	400

311300013-1	富血小板血浆制备装置PRPKit	支	FXXBXJZB	4200
31-14	南薇圈套器MTN-PFS-E-15/23	个	NWQTQMTN	179
31-14	库克套扎器MBL-6-F	个	KKTZQMBL	2257
31-14	南薇圈套器MTN-PFS-E-36/23	个	NWQTQM	179
31-14	一次性使用圈套器	个	YCXSQYQTQ	179
31-14	波士顿7环套扎器M00542251	个	BSD7HT	2115
31-14	奥林巴斯结扎装置HX-20Q-1	个	ALBSJZZZ	3528
31-14	中科盛康内窥镜用套扎器1个/盒	个	ZKSKNK	2800
31-14	波士顿一次性使用电圈套器M0056230	个	BSDYCX	350
311400001	变应原皮内试验	组	BYYPNS	13
311400002	性病检查	次	XBJC	26
311400003	皮肤活检术	取材	PFHJS	39
311400004	皮肤直接免疫荧光检查	次	PFZJMY	65
311400005	皮肤生理指标系统分析	次	PFSLZB	65
311400006	皮损取材检查	取材	PSQCJC	20
311400008	天疱疮细胞检查	每个	TPCXB	20
311400009	伍德氏灯检查	次	WSDJC	12
311400010	斑贴试验	每个	BTSY	9
311400011	光敏试验	次	GMSY	20
311400012	醋酸白试验	次	CSBSY	12
311400013	电解脱毛治疗	每根	DJTMZL	1.3
311400014	皮肤赘生物电烧治疗	次	PFZSWD	6.5
311400015	黑光治疗(PUVA治疗)	每个	HGZLPU	13
311400016	红光治疗	每个	HGZL	26
311400017	白癜风皮肤移植术	1c	BDFPFY	78
311400018	面部磨削术	1c	MBMXS	20
311400019	刮疣治疗	每个	GYZL	10
311400020	丘疹挤粟治疗	每个	QZJSZL	2.6
311400021	甲癣封包治疗	每指	JXFBZL	20
311400022	拔甲治疗	每个	BJZL	53
311400023	酒渣鼻切割术	次	JZBQGS	130
311400024	药物面膜综合治疗	次	YWMMZH	34
311400025	疱疹清疮术	每个	PBQCS	20

311400026	疱液抽取术	每个	PYCQS	7
311400027	皮肤溃疡清创术	5c	PFKYQC	13
311400028	皮损内注射	每个	PSNZS	12
311400029	粉刺去除术	每个	FCQCS	5.1
311400030	鸡眼刮除术	每个	JYGCS	30
311400031	血管瘤硬化剂注射治疗	每个	XGLYHJ	25
311400032	脉冲激光治疗	每个	MCJGZL	13
311400033	二氧化碳(CO2)激光治疗	每个	EYHTCO	26
311400034	激光脱毛术	每个	JGTMS	100
311400034	脱毛（前臂或上臂）	次	TM(QBHSB	800
311400035	激光除皱术	每个	JGCZS	40
311400036	氦氖(He-Ne)激光照射治疗	每个	HNHENE	104
311400037	氩激光治疗	每个	YJGZL	26
311400038	激光治疗腋臭	单侧	JGZLYC	104
311400039	液氮冷冻治疗	每个	YDLZL	6.5
311400040	烧伤抢救(大)烧伤面积>80%	次	SSQJDS	715
311400041	烧伤抢救(中)烧伤面积>60%	次	SSQJZS	813
311400042	烧伤抢救(小)烧伤面积>50	次	SSQJXS	390
311400043	烧伤复合伤抢救	次	SSFHSQ	520
311400044	烧伤冲洗清创术(大)烧伤面积>50%	次	SSCXQC	635
311400045	烧伤冲洗清创术(中)烧伤面积>30%	次	SSCXQC	383
311400046	烧伤冲洗清创术(小)烧伤面积>10%	次	SSCXQC	250
311400047	护架烤灯	千瓦	HJKD	5.2
311400048	烧伤大型远红外线治疗机治疗	次	SSDXYHWX	80
311400049	烧伤浸浴扩创术(大)烧伤面积>70%	次	SSJYKC	260
311400050	烧伤浸浴扩创术(中)烧伤面积>50%	次	SSJYKC	195
311400051	烧伤浸浴扩创术(小)烧伤面积>30%	次	SSJYKC	130
311400052	悬浮床治疗	日	XFCZL	300
311400053	翻身床治疗	日	FSCZL	80
311400053-b	防褥疮床垫加收	日	FRCCDJS	7
311400054	烧伤功能训练床治疗		SSGNXLCZ	78
311400055	烧伤后功能训练		SSHGNXL	26
311400056	烧伤换药/ 1%体表面积	次	SSHY/ 1%	26

311400056-1	强生SynPOR网灭菌包装50*50*3	块	QSSynP	18900
311400056-2	医用生物胶体分散剂(液体敷料)100ml	瓶	YYSWJTFS	172.2
311400056-2	一欣创面敷料 NO.80	片	YXCMFL N	24.15
311400056-8	凡士林纱布 (15×20)	片	FSLSB(15	6.5
311400057	皮下组织穿刺术	次	PXZZCCS	130
311400058	窄谱紫外线治疗	次	ZPZWXZL	78
311400061	皮肤准分子激光治疗	部	PFZFZJGZ	107
311400063	瘢痕注射治疗	ml	BHZSZL	26
311400065-a	冷湿敷法 (小)	次	LSFF (X)	15
311400065-b	冷湿敷法 (中)	次	LSFF (Z)	30
311400065-c	冷湿敷法 (大)	次	LSFF (D)	45
3114-a	使用清创水动力系统加收	次	SYQCSDLX	875
3114-a-1	施乐辉清创水刀系统15° /14mm 66800040	把	SLHQCSDX	7840
3114-a-1	施乐辉清创水刀系统45° /14mm 66800041	把	SLHQCSDX	7840
31-15	南微细胞刷MTN-XB-25/120-B	个	NWXBSMTN	52.96
31-15	波士顿快速交换细胞刷M00545000	根	BSDKSJ	1154.8
311501001	精神科A类量表测查	次	JSKALL	39
311501001	简明心理状况测验 (MMSE、A类)	次	JMXLZKCY	39
311501002	简明智能测查 (MOCA、B类)	次	JMZNCC (M	52
311501002	精神科B类量表测查	次	JSKBLL	52
311501003	精神科C类量表测查	次	JSKCLL	65
311501005	儿童发育评估量表	次	ETFYPGLB	65
311502001	套瓦(TOVA)注意力竟量测试	次	TWTOVA	33
311502002	眼动检查	次	YDJC	61
311502003	尿MHPG测定	次	NMHPGC	20
311502004	首诊精神病检查	次	SZJSBJ	52
311502005	临床鉴定	次	LCJD	13
311502007	脑功能检查	次	NGNJC	118
311503001	抗精神病药物治疗监测	日	KJSBYW	3.8
311503002	常温冬眠治疗监测	次	CWDMZL	10
311503003	精神科监护	日	JSKJH	72
311503004	电休克治疗	次	DXKZL	26
311503005	多参数监护无抽搐电休克治疗	次	DCSJHW	351
311503006	暴露疗法和半暴露疗法	次	BLLFHB	39
311503007	胰岛素低血糖和休克治疗	每试	YSDSXT	39
311503008	行为观察和治疗	次	XWGCHZ	16
311503009	冲动行为干预治疗	次	CDXWGY	36
311503010	脑电生物反馈治疗	次	NDSWFK	13
311503011	脑反射治疗	次	NFSZL	30

311503011-a	经颅磁刺激治疗	次	JLCCJZL	166
311503013	智能电针治疗	次	ZNDZZL	26
311503014	经络氧疗法	次	JLYLF	26
311503015	感觉统合治疗	次	GJTHZL	26
311503016	工娱治疗	日	GYZL	7
311503017	特殊工娱治疗	次	TSGYZL	13
311503018	音乐治疗	次	YYZL	17
311503019	暗示治疗	次	ASZL	29
311503020	松弛治疗	次	SCZL	18
311503021	漂浮治疗	次	PFZL	26
311503022	听力整合及语言训练	次	TLZHJY	51
311503023	心理咨询	次	XLZX	25
311503024	心理治疗	次	XLZL	40
311503025	麻醉分析	次	MZFX	13
311503026	催眠治疗	次	CMZL	91
311503027	森田疗法	次	STLF	30
311503028	行为矫正治疗	日	XWJZZL	26
311503028	行为矫正治疗	次	XWJZZL	26
311503029	厌恶治疗	次	YEZL	13
311503030	脱瘾治疗	次	TYZL	6.5
311503034	认知障碍功能训练	次	RZZAGNXL	150
31-16	常美内窥镜用异物钳FG-20E-A4	根	CMNKJYYW	430
31-16	南微一次性无菌胰胆组织取样钳BF10006	件	NWYCXWJY	2994
31-16	南微内窥镜取样钳23/16-A-C-1	个 (	NWNKJQ	53
31-16	朗特斯特内窥镜用软管式活组织取样钳BF0323160	把	LTSNJYRG	140
31-16	朗特斯特内窥镜用软管式活组织取样钳BF0323230	把	LTSNJYRG	140
31-16	朗特斯特内窥镜用软管式活组织取样钳BF0723160	把	LTSNJYRG	140
31-16	朗特斯特内窥镜用软管式活组织取样钳BF0723230	把	LTSNJYRG	140
31-16	朗特斯特内窥镜用软管式活组织取样钳BF0123160	把	LTSNJYRG	140
31-16	朗特斯特内窥镜用软管式活组织取样钳BF0123230	把	LTSNJYRG	140
31-16	南微内窥镜取样钳MTN-BF-18/10-A(不带针)	根	NWNKJQYQ	38.82
31-16	久虹内窥镜用异物钳-6JHY-FG-23	把	JHNKJY	1615
31-16	南微热活检钳HBF-23/2300	个	NWRHJQ	495
31-16	南微内窥镜活体AMTN-BF-23/23	个	NWNKJH	53
31-16	波科活检钳M00546270	个	BKHJQM	6912
31-16	一次性使用内窥镜活体取样钳	个	YCXYNKJ	38.82
31-17	新越中性电极(双极)长: 165mm 宽:	片	XYZXDJ	19
31-17	百生中性电极 GBS-Db1031a	片	BSZXDJ G	59

31-17	史赛克微型高频针状电极102mm+10mm E1133	根	SSKWXPZ	2350
31-2	消融电极	个	XRDJ	1534.7
31-2	麦朗一次性使用中心电极ML-CD900	片	MLYCXYZ	52.8
31-2	苏盾高频消融电极ZXD-7JS	个	SDGPXRJ	1287
31-2	苏盾高频消融电极ZXD-4JS	把	SDGPXR	1287
31-2	美敦力外科消融系统-3 60813	套	MDLWKX	27850
31-3	华美一次性使用泌尿道导丝 FS-0.8mm(0.032)	支	HMYCXYM	1300
31-3	波科导丝M00556161	根	BKDSM005	2016.7
31-3	泰尔茂Floppy导丝0.014	条	TEMFlo	550
31-3	朝日PTCA导丝AHW14R004S	条	CRPTCA	588
31-3	朝日PTCA导丝AGH143090	条	CRPTCA	588
31-3	朝日PTCA导丝AGP140002	条	CRPTCA	588
31-3	朝日PTCA导丝AHW14R007P	条	CRPTCA	588
31-3	朝日PTCA导丝AHW14R008P	条	CRPTCA	588
31-3	朝日PTCA导丝AHW14R011P	条	CRPTCA	588
31-3	朝日PTCA导丝APW14R009S	条	CRPTCA	588
31-3	朝日PTCA导丝APW14R005S	条	CRPTCA	588
31-3	莱凯导丝(斑马导丝)ST-32150	根	LKDS(B	1100
31-3	朝日PTCA导丝APW14R010S	根	CRPTCADS	588
31-3	朝日PTCA导丝AHW14R013P	根	CRPTCADS	588
31-3	常美消化道气道用导丝GW-80-260-C1	根	CMXHDQDY	1600
31-3	常美消化道气道用导丝GW-88-260-C1	根	CMXHDQDY	1600
31-3	朝日PTCA导丝AHW14R001S	根	CRPTCADS	588
31-3	强生可操纵导丝601-314	根	QSKCZD	3150
31-3	强生可操纵导丝601-315	根	QSKCZD	3150
31-3	强生可操纵导丝601-414	根	QSKCZD	3150
31-3	强生可操纵导丝601-415	根	QSKCZD	3150
31-3	朝日PTCA导丝AG149001	根	CRPTCA	588
31-3	南微斑马导丝MTN-BM-89/45-A	根	NWBMSMT	1237.9
31-3	朝日PTCA导丝AHW10S302S	条	CRPTCADS	588
31-3	朝日PTCA导丝AHW14S003S	条	CRPTCADS	588
31-4	心玮远端通路导管SM*DAC-6S115	根	XWYDTL	9297.2
31-4	沙工J型导管(F5)双J型 1.62mm	支	SGJXDG(F	220
31-4	波士顿造影导管M00535700	根	BSDZYD	750
31-4	库克胆道扩张导管SBDC-6	根	KKDDKZ	760
31-4	强生灌注导管606S052X	根	QSGZDG	2568
31-4	强生灌注导管606S052	根	QSGZDG	2568

31-4	强生灌注导管606S052FX	根	QSGZDG	2568
31-4	强生灌注导管606S052MX	根	QSGZDG	2568
31-4	强生灌注导管606S052JX	根	QSGZDG	2568
31-4	强生灌注导管606S055JX	根	QSGZDG	2568
31-4	强生灌注导管606S055	根	QSGZDG	2568
31-4	强生灌注导管606S055X	根	QSGZDG	2568
31-4	强生灌注导管606S072X	根	QSGZDG	2568
31-4	强生灌注导管606S012X	根	QSGZDG	2568
31-4	强生灌注导管606S132	根	QSGZDG	2568
31-4	强生灌注导管606S152FX	根	QSGZDG	2568
31-4	强生灌注导管606S152MX	根	QSGZDG	2568
31-4	强生灌注导管606S152JX	根	QSGZDG	2568
31-4	强生灌注导管606S152	根	QSGZDG	2568
31-4	强生灌注导管606S152X	根	QSGZDG	2568
31-4	强生灌注导管606S172X	根	QSGZDG	2568
31-4	强生灌注导管606S155FX	根	QSGZDG	2568
31-4	强生灌注导管606S155MX	根	QSGZDG	2568
31-4	强生灌注导管606S155JX	根	QSGZDG	2568
31-4	强生灌注导管606S155X	根	QSGZDG	2568
31-4	强生灌注导管606S292	根	QSGZDG	2568
31-4	强生灌注导管606S232F	根	QSGZDG	2568
31-4	强生灌注导管606S232M	根	QSGZDG	2568
31-4	强生灌注导管606S232J	根	QSGZDG	2568
31-4	强生灌注导管606S232	根	QSGZDG	2568
31-4	强生灌注导管606S252FX	根	QSGZDG	2568
31-4	强生灌注导管606S252MX	根	QSGZDG	2568
31-4	强生灌注导管606S252JX	根	QSGZDG	2568
31-4	强生灌注导管606S252	根	QSGZDG	2568
31-4	强生灌注导管606S252X	根	QSGZDG	2568
31-4	强生灌注导管606S255FX	根	QSGZDG	2568
31-4	强生灌注导管606S255MX	根	QSGZDG	2568
31-4	强生灌注导管606S255JX	根	QSGZDG	2568
31-4	强生灌注导管606S255X	根	QSGZDG	2568
31-4	强生灌注导管606S272X	根	QSGZDG	2568
31-4	美敦力指引导管（6F EBU30）	次	MDLZYDG（	547
31-4	沙工J型导管（F8）双J型 2.7mm	支	SGJXDG（F	220
31-4	美敦力指引导管LA6AL75	根	MDLZYDGL	547
31-4	通桥颅内支持导管TGC070-06-95	根	TQLNZCDG	9480
31-4	通桥颅内支持导管TGC070-06-105	根	TQLNZCDG	9480
31-4	通桥颅内支持导管TGC070-06-115	根	TQLNZCDG	9480
31-4	通桥颅内支持导管TGC070-06-125	根	TQLNZCDG	9480
31-4	通桥颅内支持导管TGC070-06-130	根	TQLNZCDG	9480

31-4	通桥颅内支持导管TGC070-06-135	根	TQLNZCDG	9480
31-4	通桥颅内支持导管TGC055-05-105	根	TQLNZCDG	9480
31-4	通桥颅内支持导管TGC055-05-115	根	TQLNZCDG	9480
31-4	通桥颅内支持导管TGC055-05-125	根	TQLNZCDG	9480
31-4	通桥颅内支持导管TGC055-05-130	根	TQLNZCDG	9480
31-4	通桥颅内支持导管TGC055-05-135	根	TQLNZCDG	9480
31-4	华美尿动力管PT-IIA	根	HMNDLGPT	364
31-4	幸福输尿管内窥镜导管XFGC-FU-L	条	XFSNGNKJ	12800
31-4	华美直肠测压管CY-I型	根	HMZCCYGC	195
31-4	华美尿动力管PT-IIIA	根	HMNDLGPT	386
31-4	南微一次性胰胆成像导管 CDS22001	包	NWYCYDC	6800
31-4	雅培二尖瓣夹可操控导引导管CDS0601-XTR	个	YPEJBKJC	270000
31-4	雅培二尖瓣夹可操控导引导管CDS0601-NTR	个	YPEJBKJC	270000
31-4	雅培二尖瓣夹可操控导引导管SGC0301	个	YPEJBKJC	52000
31-4	柯惠颅内支撑导管 RFX058-125-08	根	KHLNZCDG	8000
31-4	柯惠颅内支撑导管 RFX072-105-08MP	根	KHLNZCDG	8000
31-4	柯惠颅内支撑导管 RFX072-115-08MP	根	KHLNZCDG	8000
31-4	柯惠颅内支撑导管 RFX058-115-08	根	KHLNZCDG	8000
31-4	库克胆道扩张导管SBDC-7	根	KKDDKZDG	760
31-4	库克胆道扩张导管SBDC-8.5	根	KKDDKZDG	760
31-4	百特腹膜透析螺旋帽钛接头5C4129	个	BTFMTXLX	388
31-4	百特腹膜透析外接短管5C4482	根	BTFMTXWJ	120
31-4	美敦力指引导管LA6JL40	根	MDLZYD	547
31-4	美敦力指引导管LA6JR35	根	MDLZYD	547
31-4	美敦力指引导管LA6JR40	根	MDLZYD	547
31-4	瑞派电子输尿管肾盂内窥镜导管RP-U-C12	根	RPDZSNGS	6500
31-4	泰杰介入微导管TJMC10	根	TJJRWD	2705
31-4	泰杰介入微导管TJMC14	根	TJJRWD	2705

31-4	泰杰介入微导管TJMC16	根	TJJRWD	2705
31-4	泰杰介入微导管TJMC18	根	TJJRWD	2705
31-4	泰杰介入微导管TJMC14 Plus	盒	TJJRWDGT	3541.3
31-4	泰杰介入微导管TJMC18 Plus	盒	TJJRWDGT	3541.3
31-4	泰杰介入微导管TJMC16 Plus	盒	TJJRWDGT	3541.3
31-4	美敦力指引导管LA6SAL75	根	MDLZYDGL	547
31-4	沙工J型导管（F7）双J型 2.3mm	支	SGJXDG(F	220
31-4	柯惠微导管145-5091-150	根	KHWDG145	2753.1
31-4	柯惠微导管190-5091-150	根	KHWDG190	2753.1
31-4	柯惠微导管105-5091-150	根	KHWDG105	2753.1
31-4	沙工输尿管引流管1.0mm(P1F3)	支	SGSNGY	10
31-4	美敦力指引导管LA6EBU35	根	MDLZYD	547
31-4	美敦力指引导管LA6EBU375	根	MDLZYD	547
31-4	美敦力指引导管LA6JL35	根	MDLZYD	547
31-4	美敦力指引导管LA6SAL10	根	MDLZYD	547
31-4	美敦力指引导管LA6AL10	根	MDLZYD	547
31-4	美敦力指引导管LA7AL75	根	MDLZYD	547
31-4	美敦力指引导管LA7SAL10	根	MDLZYD	547
31-4	美敦力指引导管LA7SAL75	根	MDLZYD	547
31-4	美敦力指引导管LA7EBU35	根	MDLZYD	547
31-4	美敦力指引导管LA7EBU375	根	MDLZYD	547
31-4	美敦力指引导管LA7JL35	根	MDLZYD	547
31-4	美敦力指引导管LA7JL40	根	MDLZYD	547
31-4	美敦力指引导管LA7JR35	根	MDLZYD	547
31-4	美敦力指引导管LA7JR40	根	MDLZYD	547
31-4	美敦力指引导管LA7AL10	根	MDLZYD	547
31-4	事达子宫造影通水管带阀12B	支	SDZGZYTS	5.5
31-4	美敦力指引导管LA6JL50	根	MDLZYDGL	547
31-4	美敦力指引导管LA7JL45	根	MDLZYDGL	547
31-4	柯惠颅内支撑导管 RFX072-115-08	根	KHLNZCDG	8000
31-4	奥林巴斯气囊导管 B5-2C	个	ALBSQNDG	2600
31-4	美敦力指引导管LA6JL45	根	MDLZYDGL	547
31-4	心玮支撑导管 SM*SC-8D090	套	XWZCDG S	7053
31-4	柯惠血液透析用中心静脉导管8888145014P	套	KHXYTXYZ	4800

31-4	柯惠血液透析用中心静脉导管8888145015P	套	KHXYTXYZ	4800
31-4	柯惠血液透析用中心静脉导管8888145016P	套	KHXYTXYZ	4800
31-4	沃比远端通路导管 DAC6F115	根	WBYDTLDG	8000
31-4	普生电子膀胱肾盂内窥镜导管 PC515	根	PSDZPGSY	1450
31-4	南微内镜喷洒管WP-18/1800	个	NWNJPS	54
31-4	深瑞达颅内抽吸导管及附件IAC71A	套	SRDLNCXD	39800
31-4	深瑞达颅内抽吸导管及附件IAC71B	套	SRDLNCXD	39800
31-4	深瑞达颅内抽吸导管及附件IAC71C	套	SRDLNCXD	39800
31-4	深瑞达颅内抽吸导管及附件IAC71D	套	SRDLNCXD	39800
31-4	深瑞达颅内抽吸导管及附件IAC71E	套	SRDLNCXD	39800
31-4	深瑞达颅内抽吸导管及附件IAC81A	套	SRDLNCXD	39800
31-4	深瑞达颅内抽吸导管及附件IAC81B	套	SRDLNCXD	39800
31-4	深瑞达颅内抽吸导管及附件IAC81C	套	SRDLNCXD	39800
31-4	深瑞达颅内抽吸导管及附件IAC81D	套	SRDLNCXD	39800
31-4	深瑞达颅内抽吸导管及附件IAC81E	套	SRDLNCXD	39800
31-4	柯惠颅内支撑导管 RFX072-105-08	根	KHLNZCDG	8000
31-4	南微一次性胰胆成像导管 CDS11001	根	NWYCXYDC	6800
31-4	祥盛一次性使用输卵管导管1.5	支	XSYCXSYS	49.9
31-4	沙工输尿管引流管1.3	支	SGSNGY	15
31-4	波士顿胆胰管成像导管M00546600	个	BSDDYG	9800
31-4	柯惠远端通路导管REACT-68	根	KHYDTLDG	16020
31-5	莱凯输尿管支架 EP-410628	根	LKSNGZJ	3430
31-5	库克胆道支架ZS0-7-7	个	KKDDZJZS	864
31-5	巴德(为尼)胆道支架 ZBS08060	套	BD(WN)DD	12950
31-5	巴德(为尼)胆道支架 ZBS08040	套	BD(WN)DD	12950
31-5	镍钛记忆合金人体腔内胆道支架(国产)-经	套	NTJYHJ	4130
31-5	南微(为尼)食道支架MTN-SE-Z-18/100-B-6/65	套	NW(WN)SD	2800
31-5	南微肠道支架NST74-331-26.100	包	NWCDZJNS	7600

31-5	南微肠道支架NST74-331-26.060	包	NWCDZJNS	7600
31-5	南微肠道支架NST74-331-20.060	包	NWCDZJNS	7600
31-5	南微肠道支架NST74-331-20.080	包	NWCDZJNS	7600
31-5	南微肠道支架NST74-331-20.100	包	NWCDZJNS	7600
31-5	库克胆道支架ZS0-7-4	根	KKDDZJ	864
31-5	南微肠道支架NST74-331-26.080	套	NWCDZJNS	7600
31-5	食道支架及置入器	套	SDZJJZRQ	2500
31-5	沙工J型导管（F8）单J型 2.7mm	支	SGJXDG(F	268
31-5	沙工J型导管（F6）单J型 2.0mm	支	SGJXDG(F	220
31-5	沙工J型导管（F7）单J型 2.3mm	支	SGJXDG(F	220
31-5	南微(为尼)胆道支架MTN-DA-S-10/60-2.7/500	套	NW(WN)DD	4050
31-5	南微(为尼)食道支架MTN-SE-Z-16/140-B-6/65	套	NW(WN)SD	2800
31-5	南微(为尼)胆道支架MTN-DA-S-8/40-2.7/500	套	NW(WN)DD	4050
31-5	南微(为尼)胆道支架MTN-DA-S-8/60-2.7/500	套	NW(WN)DD	4050
31-5	南微(为尼)胆道支架MTN-DA-S-8/50-2.7/500	套	NW(WN)DD	4050
31-5	南微(为尼)食道支架MTN-SE-Z-18/80-B-6/650	套	NW(WN)SD	2800
31-5	波科自扩张型支架系统H74939259081530	根	BKZKXZJ	15000
31-5	波科(为尼)自扩张支架系统H74939259051530	个	BK(WN)ZK	15000
31-5	波科(为尼)自扩张支架系统H74939259061530	个	BK(WN)ZK	15000
31-5	波科(为尼)自扩张支架系统H74939259051230	个	BK(WN)ZK	15000
31-5	南微覆硅胶膜食道支架系统MTN-SE-S-16/40-A	套	NWFGJMSD	2500
31-5	波科(为尼)自扩张型支架系统H7493925906123	个	BK(WN)ZK	15000
31-5	南微胆道支架-2MTN-DA-S-10/	套	NWDDZJ	4130
31-5	南微覆硅胶膜食道支架系统(推送)4/65	套	NWFGJM	2500
31-5	南微覆硅胶膜食道支架系统16/120-A	套	NWFGJM	2500
31-5	南微覆硅胶膜食道支架系统18/60-A-	套	NWFGJM	2500
31-5	南微覆硅胶膜食道支架系统14/40-A-	套	NWFGJM	2500
31-5	南微覆硅胶膜食道支架系统18/120-A	套	NWFGJM	2500
31-5	南微覆硅胶膜食道支架系统16/100-A	套	NWFGJM	2500
31-5	南微覆硅胶膜食道支架系统18/80-A-	套	NWFGJM	2500

31-5	南微覆硅胶膜食道支架系统18/100-A	套	NWFGJM	2500
31-5	南微覆硅胶膜食道支架系统16/60-A-	套	NWFGJM	2500
31-5	南微覆硅胶膜食道支架系统18/140-A	套	NWFGJM	2500
31-5	南微覆硅胶膜食道支架系统22/60-A-	套	NWFGJM	2500
31-5	食道支架	套	SDZJ	2500
31-5	南微(为尼)食道支架MTN-SE-Z-18/60-B-6/650	套	NW(WN)SD	2800
31-5	波科覆膜胆道金属支架H965431200	根	BKFMDD	14000
31-5	库克金属输尿管支架RMS-060026-R	个	KKJSSNGZ	16700
31-5	波科(为尼)食管支架系统M00513740	个	BK(WN)SG	8550
31-5	南微(为尼)胆道支架MTN-DA-S-10/40-2.7/500	套	NW(WN)DD	4050
31-6	倍取石球囊导管 BY-RB-15-L/2	根	BQSQND	2800
31-6	波士顿胆道球囊扩张导管M00545940	个	BSDDDQ	4536
31-6	美新迪咽鼓管球囊扩张导管套装MX3020	套	MXDYGGQN	6980
31-6	美新迪咽鼓管球囊扩张导管套装MX2515	套	MXDYGGQN	6980
31-6	库克产后止血球囊J-SOSR-100500	个	KKCHZXQN	2900
31-7	柯惠可吸收缝线 3-0 VLOCM0644	根	KHKXSFX	857.5
31-7	爱惜康可吸收性缝线2-0 VCP105G	根	AXKKXSXF	4.42
31-7	博达外科缝线6-0	包	BDWKFX	338
31-7	博达外科缝线7-0	包	BDWKFX	338
31-7	普立蒙可吸收性缝线 MDJ-2-77-01	根	PLMKXSXF	680
31-7	抗菌微乔3-0VCP311H	根	KJWQ3-0V	49.6
31-7	抗菌微乔5/0/VCP433H	根	KJWQ5/0/	52
31-7	博达(为尼)可吸收性外科缝线4-0 带针75cm	包	BD(WN)KX	338
31-7	博达可吸收缝线2-0 带针缝合线 圆针 长75cm	包	BDKXSFX2	338
31-7	强生收性缝线4-0	根	QSSSFX	19.59
31-7	柯惠合成可吸收性外科缝线SL638 4-0	根	KHHCKXSX	66
31-7	抗菌微乔771D/4-0/8根装	根	KJWQ771D	19.59
31-7	强生可吸收性缝线 5-0 带针缝合线 三角针	包	QSKXSXFX	338
31-7	强生可吸收性缝线 3-0 带针缝合线 三角针	包	QSKXSXFX	338
31-7	博达可吸收性缝线 4-0 带针缝合线 三角针	包	BDKXSXFX	338

31-7	普立蒙可吸收性缝线 MDJ-1-53-02 1	根	PLMKXSXF	680
31-7	普立蒙可吸收性缝线 MDJ-1-53-03 1	根	PLMKXSXF	680
31-7	普立蒙可吸收性缝线 MDJ-3-0-33-08 3-0	根	PLMKXSXF	680
31-9	南微钛夹ROCC-D-26-195	套	NWTJROCC	130. 5
31-9	南微钛夹ROCC-D-26-195-C	套	NWTJROCC	217. 13
31-9	塑料夹/康盛/紫3粒装	枚	SLJ/KS/Z	157. 5
31-9	塑料夹/康盛/绿6粒装	枚	SLJ/KS/L	157. 5
31-9	塑料夹/康盛/BSD-BHJ-L	枚	SLJ/KS/B	157. 5
31-9	南微钛夹ROCC-F-26-195-C	个	NWTJROCC	217. 13
31-9	南微软组织夹 STA00002	个	NWRZZJ S	2500
31-9	南微牵拉组织夹 ETD12001	个	NWQLZZJ	498
31-a	氩气刀治疗加收	次	YQDZLJS	100
31-b	诊疗中使用胸腔镜、腹腔镜	次	ZLZSYXQJ	300
31-b	诊疗中使用颅内镜、皮肾镜、胆道	次	ZLZSYLNJ	300
31-b	诊疗中使用输尿管镜加收	次	ZLZSYSNG	300
31-c	诊疗中使用关节镜、宫腔镜	次	ZLZSYGJJ	150
31-c	诊疗中使用膀胱镜、喉镜、宫腔电	次	ZLZSYPGJ	150
31-c	诊疗中使用电子显微镜鼻窦镜鼻内	次	ZLZSYDZX	150
31-c	电子显微镜鼻窦镜等加收	次	DZXWJBDJ	150
31-d	肿瘤光动力治疗	次	ZLGDZLZL	1200
31-f	低温等离子射频消融术加收	次	DWDLZSPX	1500
31-f-1	凯利泰双极射频手术刀头DTF-40	套	KLTSJSPS	926
31-f-1	美创射频等离子体手术电极MC407	支	MCSPDLZT	3470
31-f-1	美创射频等离子体手术电极MC408	支	MCSPDLZT	3500
31-f-1	美创射频等离子体手术电极MC210	支	MCSPDLZT	480
320100001	经皮选择性静脉造影术	次	JPXZXJ	1257
320100002	经皮静脉内激光成形术	次	JPJMNJ	1650
320100003	经皮静脉内滤网置入术	次	JPJMNJ	1538
320100004	经皮静脉球囊扩张术	次	JPJMQN	2200

320100005	经皮静脉内支架置入术	次	JPJMNZ	3200
320100006	经皮静脉内球囊扩张+支架置入术	次	JPJMNQ	2846
320100007	经皮静脉内旋切术	次	JPJMNX	2475
320100008	经皮静脉内溶栓术	次	JPJMR	2475
320100009	经皮静脉内超声血栓消融术	次	JPJMNC	2750
320100010	经皮选择性静脉置管术	次	JPXZXJMZ	1180
320100010-a	经皮选择性静脉拔管术	次	JPXZXJMB	500
320100011	经颈静脉长期透析管植入术	次	JJJCQTX	581
320100012	经皮静脉内血管异物取出术（含弹	次	JPJMNXY	2315
320100012	经皮静脉内血管异物取出术	次	JPJMNXY	2315
320100013	经皮中心静脉双腔留置导管植入术	次	JPZXJMSQ	358
320100013-a	经皮中心静脉双腔留置导管拔管术	次	JPZXJMSQ	185
320200001	经股动脉置管腹主动脉带膜支架置入术	次	JGDMZGFZ	4000
320200002	经皮选择性动脉造影术	次	JPXZXD	1524
320200002-a	造影多支血管每支加收	每	ZYDZXGMZ	200
320200003	经皮超选择性动脉造影术	次	JPCXZX	2200
320200004	经皮选择性动脉置管术	次	JPXZXD	1607
320200005	经皮动脉斑块旋切术	次	JPDMBK	2457
320200006	经皮动脉闭塞激光再通术	次	JPDMBS	2000
320200007	经皮动脉栓塞术	次	JPDMSS	2425
320200008	经皮动脉内超声血栓消融术	次	JPDMNC	2600
320200009	经皮动脉内球囊扩张术	次	JPDMNQ	3267
320200010	经皮动脉支架置入术	次	JPDMZJ	4000
320200010-a	冠状动脉慢性完全闭塞血管（CTO）	次	GZDMMXWQ	3230
320200011	经皮动脉激光成形+球囊扩张术	次	JPDMJG	2200
320200012	经皮肢体动脉旋切+球囊扩张术	次	JPZTDM	2200
320200013	经皮血管瘤腔内药物灌注术	次	JPXGLQ	2657
320200014	下肢动脉成形术	次	XZDMCXS	1500
320200015	经皮动脉内溶栓术	次	JPDMNRSS	2110
320300001	经皮肝穿刺肝静脉扩张术	次	JPGCCG	2000
320300002	动脉插管灌注术	次	DMCGGS	1650
320300003	经颈内静脉肝内门腔静脉分流术（TIPS）	次	JJNJMG	3500
320400001	经皮瓣膜球囊成形术	每个	JPBMQN	2500
32040000101	经皮二尖瓣球囊成形术	每个	JPEJBQ	2500
32040000102	经皮三尖瓣球囊成形术	每个	JPSJBQ	2500
32040000103	经皮主动脉瓣球囊成形术	每个	JPZDMB	2500

32040000104	经皮肺动脉瓣球囊成形术	每个	JPFDMB	2500
32040000105	经皮房间隔穿刺成形术	每个	JPFJGC	2500
320400002	经皮心内膜心肌活检术	次	JPXNMX	1650
320400003	先心病介入治疗	次	XXBJRZ	2200
32040000301	动脉导管未闭介入治疗	次	DMDGWB	2200
32040000302	房室间隔缺损等介入治疗	次	FSJGQS	2200
320400003-2	先健室间隔缺损封堵器	个	XJSJGQSF	8290.8
320400003-2	普实左心耳封堵器LAA0-I 18	只	PSZXEFdq	50000
320400003-2	普实左心耳封堵器LAA0-I 20	只	PSZXEFdq	50000
320400003-2	普实左心耳封堵器LAA0-I 24	只	PSZXEFdq	50000
320400003-2	普实左心耳封堵器LAA0-I 22	只	PSZXEFdq	50000
320400003-2	普实左心耳封堵器LAA0-I 26	只	PSZXEFdq	50000
320400003-2	普实左心耳封堵器LAA0-I 28	只	PSZXEFdq	50000
320400003-2	普实左心耳封堵器LAA0-I 32	只	PSZXEFdq	50000
320400003-2	普实左心耳封堵器LAA0-I 34	只	PSZXEFdq	50000
320400003-2	先健动脉导管未闭封堵器1012	个	XJDMDGWB	9000
320400003-2	卵圆孔未闭封堵器	个	LYKWBFDQ	27988
320400003-2	雅培卵圆孔未闭封堵器025	个	YPLYKW	27988
320400003-2	先健左心耳封堵器LT-LAA-1832	套	XJZXEFdq	49000
320400003-2	先健左心耳封堵器LT-LAA-1630	套	XJZXEFdq	49000
320400003-2	先健左心耳封堵器LT-LAA-2436	套	XJZXEFdq	49000
320400003-2	先健左心耳封堵器LT-LAA-2234	套	XJZXEFdq	49000
320400003-2	先健左心耳封堵器LT-LAA-2638	套	XJZXEFdq	49000
320400003-2	先健左心耳封堵器LT-LAA-2032	套	XJZXEFdq	49000
320400003-2	先健左心耳封堵器LT-LAA-1622	套	XJZXEFdq	49000
320400003-2	先健左心耳封堵器LT-LAA-2026	套	XJZXEFdq	49000
320400003-2	先健左心耳封堵器LT-LAA-2632	套	XJZXEFdq	49000
320400003-2	先健左心耳封堵器LT-LAA-3438	套	XJZXEFdq	49000

320400003-2	先健左心耳封堵器LT-LAA-2228	套	XJZXEFDQ	49000
320400003-2	先健左心耳封堵器LT-LAA-1824	套	XJZXEFDQ	49000
320400003-2	先健左心耳封堵器LT-LAA-3036	套	XJZXEFDQ	49000
320400003-2	先健左心耳封堵器LT-LAA-2430	套	XJZXEFDQ	49000
320400003-2	先健左心耳封堵器LT-LAA-3640	套	XJZXEFDQ	49000
320400003-2	先健左心耳封堵器LT-LAA-3236	套	XJZXEFDQ	49000
320400003-2	先健左心耳封堵器LT-LAA-2834	套	XJZXEFDQ	49000
320400003-2	先健室间隔缺损封堵器14	个	XJSJGQ	8290.8
320400003-2	先健室间隔缺损封堵器07	个	XJSJGQ	8290.8
320400003-2	先健室间隔缺损封堵器16	个	XJSJGQ	8290.8
320400003-2	先健室间隔缺损封堵器04	个	XJSJGQ	8290.8
320400003-2	先健室间隔缺损封堵器08	个	XJSJGQ	8290.8
320400003-2	先健动脉导管未闭封堵器1214	个	XJDMDG	9000
320400003-2	先健动脉导管未闭封堵器1416	个	XJDMDG	9000
320400003-2	先健动脉导管未闭封堵器0810	个	XJDMDG	9000
320400003-2	先健动脉导管未闭封堵器1618	个	XJDMDG	9000
320400003-2	先健动脉导管未闭封堵器0406	个	XJDMDG	9000
320400003-2	先健动脉导管未闭封堵器0608	个	XJDMDG	9000
320400003-2	先健房间隔缺损封堵器34	个	XJFJGQ	11500
320400003-2	先健房间隔缺损封堵器18	个	XJFJGQ	11500
320400003-2	先健房间隔缺损封堵器32	个	XJFJGQ	11500
320400003-2	先健房间隔缺损封堵器38	个	XJFJGQ	11500
320400003-2	先健房间隔缺损封堵器28	个	XJFJGQ	11500
320400003-2	先健房间隔缺损封堵器26	个	XJFJGQ	11500
320400003-2	先健房间隔缺损封堵器30	个	XJFJGQ	11500
320400003-2	先健房间隔缺损封堵器10	个	XJFJGQ	11500
320400003-2	先健房间隔缺损封堵器20	个	XJFJGQ	11500
320400003-2	先健房间隔缺损封堵器36	个	XJFJGQ	11500
320400003-2	先健房间隔缺损封堵器12	个	XJFJGQ	11500
320400003-2	先健房间隔缺损封堵器14	个	XJFJGQ	11500
320400003-2	先健房间隔缺损封堵器24	个	XJFJGQ	11500
320400003-2	普实左心耳封堵器LAA0-I 30	只	PSZXEFDQ	50000
320400003-2	房间隔缺损封堵器(国产)-先心病介入治疗	套	FJGQSF	10100
320400003-2	先健室间隔缺损封堵器12	个	XJSJGQ	8290.8
320400003-2	先健室间隔缺损封堵器06	个	XJSJGQ	8290.8
320400003-2	先健室间隔缺损封堵器05	个	XJSJGQ	8290.8
320400003-2	雅培卵圆孔未闭封堵器018	个	YPLYKW	27988
320400003-2	雅培卵圆孔未闭封堵器035	个	YPLYKW	27988
320400003-2	先健房间隔缺损封堵器40	个	XJFJGQ	11500
320400003-2	先健房间隔缺损封堵器22	个	XJFJGQ	11500
320400003-2	先健房间隔缺损封堵器08	个	XJFJGQ	11500
320400003-2	华医卵圆孔未闭封堵器PF1818	个	HYLYKWBF	20000

320400003-2	华医卵圆孔未闭封堵器PF1825	个	HYLYKWBF	20000
320400003-2	华医卵圆孔未闭封堵器PF2525	个	HYLYKWBF	20000
320400003-2	华医卵圆孔未闭封堵器PF2535	个	HYLYKWBF	20000
320400003-2	华医卵圆孔未闭封堵器PF3030	个	HYLYKWBF	20000
320400003-2	康蒂思(为尼)封堵止血系统EX600	个	KDS(WN)F	2800
320400003-2	康蒂思(为尼)封堵止血系统EX700	个	KDS(WN)F	2800
320400003-2	波科左心耳封堵器M635WC21060	根	BKZXEFDQ	51500
320400003-2	波科左心耳封堵器M635WC24060	根	BKZXEFDQ	51500
320400003-2	波科左心耳封堵器M635WC27060	根	BKZXEFDQ	51500
320400003-2	波科左心耳封堵器M635WC30060	根	BKZXEFDQ	51500
320400003-2	波科左心耳封堵器M635WC33060	根	BKZXEFDQ	51500
320400003-2	康蒂思封堵止血系统EX500	个	KDSFDZXX	2800
320400003-2	康蒂思封堵止血系统EX600	个	KDSFDZXX	2800
320400003-2	康蒂思封堵止血系统EX700	个	KDSFDZXX	2800
320400003-A	卵圆孔未闭介入术	次	LYKWBJRS	3710
320400005	经皮左心耳封堵术	次	JPZXEFDS	3500
320500001	冠状动脉造影术	次	GZDMZY	1800
320500001-a	冠状动脉造影术加左心室造影	次	GZDMZY	300
320500002	经皮冠状动脉腔内成形术(PTCA)	次	JPGZDM	3500
320500002-a	经皮冠状动脉腔内成形术加(PTCA)	每支	JPGZDMQN	500
320500002-c	桥血管造影术	次	QXGZYS	3736
320500003	经皮冠状动脉内支架置入术(STENT)	次	JPGZDM	4320
320500003	经皮冠状动脉药物球囊血管内成形术	次	JPGZDMYW	4320
320500003-a	经皮冠状动脉内支架置入术加收	每支	JPGZDMNZ	500
320500004	经皮冠状动脉腔内激光成形术(ELCA)	次	JPGZDM	4457
320500004-a	经皮冠状动脉腔内激光成形术加收	每支	JPGZDMQN	500
320500005	高速冠状动脉内膜旋磨术	次	GSGZDM	4529
320500005-a	高速冠状动脉内膜旋磨术旋磨多支血管加收	每支	GSGZDM	500
320500006	定向冠脉内膜旋切术	次	DXGMNM	4786

320500006-a	定向冠脉内膜旋切术旋切多支血管加收	每支	DXGMNM	500
320500007	冠脉血管内超声检查术(IVUS)	次	GMXGNC	3257
320500008	冠状血管内多普勒血流测量术	次	GZXGND	2300
320500009	经皮主动脉气囊反搏动术(IABP)	小时	JPZDMQ	94
320500010	冠脉血管内窥镜检查术	次	GMXGNK	2200
320500011	经皮冠状动脉内溶栓术	次	JPGZDM	2914
320500011-a	经皮冠脉内血栓抽吸术	次	JPGMNXSC	4190
320500012	经皮激光心肌血管重建术(PMR)	次	JPJGXJ	2200
320500013	冠状动脉内超声溶栓术	次	GZDMNC	2200
320500014	冠脉内局部放射治疗术	次	GMNJBF	3300
320500015	冠脉内局部药物释放治疗术	次	GMNJB Y	4271
320500016	肥厚型心肌病化学消融术	次	FHXXJB	4286
320500017	冠状动脉生理功能检查术	次	GZDMSLGN	2225
320500018	冠脉光学相干断层扫描(OCT)检查	次	GMGXXGDC	3213
320600001	经股动脉插管全脑动脉造影术	次	JGDMCG	2219
320600002	单纯脑动静脉瘘栓塞术	次	DCNDJM	1800
320600003	经皮穿刺脑血管腔内球囊成形术	次	JPCCNX	3202
320600004	经皮穿刺脑血管腔内支架置入术	次	JPCCNX	4500
320600005	经皮穿刺脑血管腔内溶栓术	次	JPCCNX	2200
320600006	经皮穿刺脑血管腔内化疗术	次	JPCCNX	2200
320600007	颈内动脉海绵窦瘘栓塞术	次	JNDMHM	2475
320600008	颅内动脉瘤栓塞术	次	LNDMLS	3498
320600009	脑及颅内血管畸形栓塞术	次	NJLNXG	2600
320600010	脊髓动脉造影术	次	JSDMZY	1988
320600011	脊髓血管畸形栓塞术	次	JSXGJX	2000
320600012	脑动脉腔内血管血栓取出术	次	NDMQNXGX	4974
320600012-1	尼科脑血栓取出装置RVV-I-3-20	个	NKNXSQ	19630
320600012-1	尼科脑血栓取出装置RVV-I-5-30	个	NKNXSQCZ	19630
320600012-1	尼科脑血栓取出装置RVV-I-4-20	个	NKNXSQCZ	19630
320600012-1	尼科脑血栓取出装置RVV-I-6-30	个	NKNXSQ	19630
32-1	康蒂思诊断导丝Emerald Guide	根	KDSZDD	99
32-1	库克导丝THSF-35-260-AUS1	根	KKDSTHSF	600
32-1	波科可控导丝M001468540	根	BKKKDSMO	845
32-1	波士顿具有ICE亲水涂层的导丝M0014	根	BSDJYI	1400
32-1	海维尔非血管腔道导丝0.032*150	根	HWEFXGQD	980
32-1	波士顿导丝+直头M00556580	根	BSDDS+ZT	2100
32-1	波科具有ICE亲水涂层的导丝M001468110	根	BKJYICEQ	1400

32-1	通桥神经血管导丝TNGW-14-300-P	根	TQSJXGDS	6500
32-1	通桥神经血管导丝TNGW-10-300	根	TQSJXGDS	6500
32-1	通桥神经血管导丝TNGW-14-300	根	TQSJXGDS	6500
32-1	通桥神经血管导丝TNGW-14-200	根	TQSJXGDS	6500
32-1	通桥神经血管导丝TNGW-14-200-P	根	TQSJXGDS	6500
32-1	通桥神经血管导丝TNGW-10-200	根	TQSJXGDS	6500
32-1	柯惠导丝 (ev3) N183001	个	KHDS (ev3	1639
32-1	PTCA导丝PTCA Guide Wir	根	PTCADS	732.95
32-1	美科导丝GW1420040	根	MKDSGW	3040
32-1	泰尔茂短导丝RF*GA35153M	根	TEMDDSRF	204
32-1	雅培(为尼)导引导丝2078175	根	YP (WN) DY	990
32-1	波士顿导引导丝H802232390010	盒	BSDDYDSH	1025
32-1	泰尔茂导丝PA35263M	根	TEMSPA3	285
32-1	波科(为尼)带亲水涂层可控导丝M001468540	根	BK (WN) DQ	845
32-1	史赛克(为尼)导丝M00326510	个	SSK (WN) D	5842
32-1	华医导丝 ASD专用0.035X200cm	根	HYDS ASD	459
32-1	史赛克神经导丝 1301 (M00313010)	个	SSKSJDS	4275
32-1	泰尔茂(吉隆)短导丝RF* GA35153M	套	TEM (JL) D	204
32-1	易介神经血管导丝CGW14200S	套	YJSJXGDS	4980
32-1	易介神经血管导丝CGW14200	套	YJSJXGDS	4980
32-1	泰尔茂导丝 (RF*PA35183M)	根	TEMDS (RF	204
32-1	导丝EV3	根	DSEV3	1639
32-1	波科微导管-1 TLS125-16YSL	根	BKWDG-1	871
32-1	波士顿导引导丝长度: 325CM H802228240022	盒	BSDDYDSC	1025
32-1	波士顿导引导丝长度: 325CM H802228240020	盒	BSDDYDSC	1025
32-1	波士顿导引导丝长度: 325CM H802232390012	盒	BSDDYDSC	1025
32-1	波士顿导引导丝长度: 325CM H802221960032	根	BSDDYDSC	1025
32-1	波士顿导丝+直头M00556581	根	BSDDS+	2100

32-1	雅培导引导丝2078173	根	YPDYDS20	990
32-1	雅培导引导丝直径：0.018	根	YPDYDS	990
32-1	雅培导引导丝-1 50亲水涂层；直径0.014	根	YPDYDS-1	929
32-1	雅培导引导丝-1 200亲水涂层；直径0.014	根	YPDYDS-1	929
32-1	雅培导引导丝1012595	根	YPDYDS10	990
32-1	瑞维特一次性使用导引导丝0235-15GA-1	根	RWTYCSY	480
32-1	史赛克(为尼)导丝M00326410	根	SSK(WN)D	5842
32-1	朝日(为尼)神经血管导丝WAIN-CKI-200	根	CR(WN)SJ	4900
32-1	朝日微导丝-1 STM180-18S	个	CRWDS-1	700
32-1	泰尔茂导丝RF*GA35263M	根	TEMDSRF*	285
32-1	雅培导引导丝1010481-H	根	YPDYDS10	929
32-1	巴尔微导丝HYBRID1214D	根	BEWDSHYB	6800
32-1	巴尔微导丝HYBRID014D	根	BEWDSHYB	6800
32-1	巴尔微导丝HYBRID007D	根	BEWDSHYB	7600
32-1	巴尔微导丝HYBRID008D	根	BEWDSHYB	7600
32-1	巴尔微导丝HYBRID1214DA	根	BEWDSHYB	7600
32-1	柯惠导丝103-0606-200	根	KHDS103-	4200
32-1	普通交换导丝(进口)-经血管介入诊疗	根	PTJHDS	99
32-1	波士顿可控导丝H965SCH306010	根	BSDKKDSH	1200
32-1	微仙导丝GW14100EX	根	WXDSGW14	3500
32-1	库克导丝TSMG-35-260-LES	根	KKDSTSMG	648
32-10	泰杰一次性使用栓塞保护伞TJEP03-190	根	TJYCXSYS	14633
32-10	泰杰一次性使用栓塞保护伞TJEP04-190	根	TJYCXSYS	14633
32-10	泰杰一次性使用栓塞保护伞TJEP05-190	根	TJYCXSYS	14633
32-10	泰杰一次性使用栓塞保护伞TJEP06-190	根	TJYCXSYS	14633
32-10	泰杰一次性使用栓塞保护伞TJEP07-190	根	TJYCXSYS	14633
32-10	泰杰一次性使用栓塞保护伞TJEP03-320	根	TJYCXSYS	15300

32-10	泰杰一次性使用栓塞保护伞TJEP04-320	根	TJYCXSYS	15300
32-10	泰杰一次性使用栓塞保护伞TJEP05-320	根	TJYCXSYS	15300
32-10	泰杰一次性使用栓塞保护伞TJEP06-320	根	TJYCXSYS	15300
32-10	泰杰一次性使用栓塞保护伞TJEP07-320	根	TJYCXSYS	15300
32-10	柯惠栓塞保护器（进口）	个	KHSSBHQ（	14100
32-10	柯惠栓塞保护器SPD2-040-320	根	KHSSBH	14100
32-10	柯惠栓塞保护器SPD2-060-320	根	KHSSBH	14100
32-11	艾力康明胶海绵颗粒栓塞剂Gel foam560	个	ALKMJHMK	1220
32-11	艾力康明胶海绵颗粒栓塞剂Gel foam350	个	ALKMJHMK	1220
32-11	库克栓塞弹簧圈18/14-4N	个	KKSSTHQ1	1350
32-11	柯惠可解脱弹簧圈APB-1-2-HX-ES	根	KHKJTDHQ	7878.7
32-11	柯惠可解脱弹簧圈APB-1.5-1-HX-ES	根	KHKJTDHQ	7878.7
32-11	柯惠可解脱弹簧圈APB-1.5-2-HX-ES	根	KHKJTDHQ	7878.7
32-11	柯惠可解脱弹簧圈APB-1.5-3-HX-ES	根	KHKJTDHQ	7878.7
32-11	柯惠可解脱弹簧圈APB-1.5-4-HX-ES	根	KHKJTDHQ	7878.7
32-11	柯惠可解脱弹簧圈APB-2-1-HX-ES	根	KHKJTDHQ	7878.7
32-11	柯惠可解脱弹簧圈APB-2-2-HX-ES	根	KHKJTDHQ	7878.7
32-11	柯惠可解脱弹簧圈APB-2-3-HX-ES	根	KHKJTDHQ	7878.7
32-11	柯惠可解脱弹簧圈APB-2-4-HX-ES	根	KHKJTDHQ	7878.7
32-11	柯惠可解脱弹簧圈APB-2-6-HX-ES	根	KHKJTDHQ	7878.7
32-11	柯惠可解脱弹簧圈APB-2-8-HX-ES	根	KHKJTDHQ	7878.7
32-11	柯惠可解脱弹簧圈APB-2.5-3-HX-ES	根	KHKJTDHQ	7878.7
32-11	柯惠可解脱弹簧圈APB-2.5-4-HX-ES	根	KHKJTDHQ	7878.7
32-11	柯惠可解脱弹簧圈APB-2.5-6-HX-ES	根	KHKJTDHQ	7878.7
32-11	柯惠可解脱弹簧圈APB-2.5-8-HX-ES	根	KHKJTDHQ	7878.7
32-11	柯惠可解脱弹簧圈APB-3-4-HX-ES	根	KHKJTDHQ	7878.7

32-11	柯惠可解脱弹簧圈APB-3-6-HX-ES	根	KHKJTDHQ	7878.7
32-11	柯惠可解脱弹簧圈APB-3-8-HX-ES	根	KHKJTDHQ	7878.7
32-11	柯惠可解脱弹簧圈APB-3-10-HX-ES	根	KHKJTDHQ	7878.7
32-11	柯惠可解脱弹簧圈APB-1-3-HX-ES	根	KHKJTDHQ	7878.7
32-11	柯惠可解脱弹簧圈APB-4-8-3D-SS	根	KHKJTDHQ	6565.6
32-11	柯惠可解脱弹簧圈APB-4-10-3D-SS	根	KHKJTDHQ	6565.6
32-11	柯惠可解脱弹簧圈APB-4-12-3D-SS	根	KHKJTDHQ	6565.6
32-11	柯惠可解脱弹簧圈APB-5-8-3D-SS	根	KHKJTDHQ	6565.6
32-11	柯惠可解脱弹簧圈APB-5-10-3D-SS	根	KHKJTDHQ	6565.6
32-11	柯惠可解脱弹簧圈APB-5-15-3D-SS	根	KHKJTDHQ	6565.6
32-11	柯惠可解脱弹簧圈APB-6-10-3D-SS	根	KHKJTDHQ	6565.6
32-11	柯惠可解脱弹簧圈APB-6-15-3D-SS	根	KHKJTDHQ	6565.6
32-11	柯惠可解脱弹簧圈APB-6-20-3D-SS	根	KHKJTDHQ	6565.6
32-11	柯惠可解脱弹簧圈APB-4-6-HX-SS	根	KHKJTDHQ	6565.6
32-11	柯惠可解脱弹簧圈APB-4-8-HX-SS	根	KHKJTDHQ	6565.6
32-11	柯惠可解脱弹簧圈APB-4-10-HX-SS	根	KHKJTDHQ	6565.6
32-11	柯惠可解脱弹簧圈APB-4-12-HX-SS	根	KHKJTDHQ	6565.6
32-11	柯惠可解脱弹簧圈APB-5-10-HX-SS	根	KHKJTDHQ	6565.6
32-11	柯惠可解脱弹簧圈APB-5-15-HX-SS	根	KHKJTDHQ	6565.6
32-11	柯惠可解脱弹簧圈APB-5-20-HX-SS	根	KHKJTDHQ	6565.6
32-11	柯惠可解脱弹簧圈APB-6-12-HX-SS	根	KHKJTDHQ	6565.6
32-11	柯惠可解脱弹簧圈APB-6-20-HX-SS	根	KHKJTDHQ	6565.6
32-11	柯惠可解脱弹簧圈APB-1-2-3D-ES	根	KHKJTDHQ	7878.7
32-11	柯惠可解脱弹簧圈APB-1-3-3D-ES	根	KHKJTDHQ	7878.7
32-11	柯惠可解脱弹簧圈APB-1-4-3D-ES	根	KHKJTDHQ	7878.7

32-11	柯惠可解脱弹簧圈APB-1.5-2-3D-ES	根	KHKJTDHQ	7878.7
32-11	柯惠可解脱弹簧圈APB-1.5-3-3D-ES	根	KHKJTDHQ	7878.7
32-11	柯惠可解脱弹簧圈APB-1.5-4-3D-ES	根	KHKJTDHQ	7878.7
32-11	柯惠可解脱弹簧圈APB-2-2-3D-ES	根	KHKJTDHQ	7878.7
32-11	柯惠可解脱弹簧圈APB-2-3-3D-ES	根	KHKJTDHQ	7878.7
32-11	柯惠可解脱弹簧圈APB-2-4-3D-ES	根	KHKJTDHQ	7878.7
32-11	柯惠可解脱弹簧圈APB-2.5-4-3D-ES	根	KHKJTDHQ	7878.7
32-11	柯惠可解脱弹簧圈APB-2.5-6-3D-ES	根	KHKJTDHQ	7878.7
32-11	柯惠可解脱弹簧圈APB-3-4-3D-ES	根	KHKJTDHQ	7878.7
32-11	柯惠可解脱弹簧圈APB-3-6-3D-ES	根	KHKJTDHQ	7878.7
32-11	柯惠可解脱弹簧圈APB-3-8-3D-ES	根	KHKJTDHQ	7878.7
32-11	柯惠可解脱弹簧圈APB-3.5-6-3D-ES	根	KHKJTDHQ	7878.7
32-11	柯惠可解脱弹簧圈APB-3.5-8-3D-ES	根	KHKJTDHQ	7878.7
32-11	柯惠可解脱弹簧圈APB-3.5-10-3D-ES	根	KHKJTDHQ	7878.7
32-11	柯惠可解脱弹簧圈APB-1-1-HX-ES	根	KHKJTDHQ	7878.7
32-11	波科弹簧圈M0013120220	个	BKDHQM00	1898
32-11	加奇颅内可电解脱弹簧圈 FG9001003-0730	个	JQLNKDJT	3852
32-11	加奇颅内可电解脱弹簧圈 FG9001003-0940	个	JQLNKDJT	3852
32-11	申淇可解脱弹簧圈 CP18010306	个	SQKJTDHQ	9900
32-11	申淇可解脱弹簧圈 CP18011840	个	SQKJTDHQ	9900
32-11	申淇可解脱弹簧圈 CP18012040	个	SQKJTDHQ	9900
32-11	强生可分离弹簧圈系统640CF0407	根	QSKFLD	9800
32-11	强生可分离弹簧圈系统640CF0510	根	QSKFLD	9800
32-11	强生可分离弹簧圈系统640CF0515	根	QSKFLD	9800
32-11	强生可分离弹簧圈系统640CF0505	根	QSKFLD	9800
32-11	强生血管重建装置和传送系统 ENC452812	根	QSGZJZZ	21900
32-11	强生血管重建装置和传送系统 ENC453712	根	QSGZJZZ	21900
32-11	强生可分离弹簧圈系统640CF1230	根	QSKFLD	9800

32-11	强生可分离弹簧圈系统640CF0925	根	QSKFLD	9800
32-11	强生可分离弹簧圈系统640CF0410	根	QSKFLD	9800
32-11	强生可分离弹簧圈系统640CF0412	根	QSKFLD	9800
32-11	强生可分离弹簧圈系统640CF0404	根	QSKFLD	9800
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST0510-2D	根	TJSSYDHQ	3484.7
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST0515-2D	根	TJSSYDHQ	3484.7
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST0520-2D	根	TJSSYDHQ	3484.7
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST0610-2D	根	TJSSYDHQ	3484.7
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST0611-2D	根	TJSSYDHQ	3484.7
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST0615-2D	根	TJSSYDHQ	3484.7
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST0620-2D	根	TJSSYDHQ	3484.7
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST0715-2D	根	TJSSYDHQ	3484.7
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST0720-2D	根	TJSSYDHQ	3484.7
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST0730-2D	根	TJSSYDHQ	3484.7
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST0815-2D	根	TJSSYDHQ	3484.7
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST0820-2D	根	TJSSYDHQ	3484.7
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST0830-2D	根	TJSSYDHQ	3484.7
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST0920-2D	根	TJSSYDHQ	3484.7
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST0930-2D	根	TJSSYDHQ	3484.7
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST1020-2D	根	TJSSYDHQ	3484.7
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST1030-2D	根	TJSSYDHQ	3484.7
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST1130-2D	根	TJSSYDHQ	3484.7
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST1230-2D	根	TJSSYDHQ	3484.7
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST1330-2D	根	TJSSYDHQ	3484.7
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST1430-2D	根	TJSSYDHQ	3484.7
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST1530-2D	根	TJSSYDHQ	3484.7
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST1630-2D	根	TJSSYDHQ	3484.7

32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST1830-2D	根	TJSSYDHQ	3484.7
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST2030-2D	根	TJSSYDHQ	3484.7
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST1.502-3D	根	TJSSYDHQ	3892
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST1.503-2D	根	TJSSYDHQ	3484.7
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST2.502-3D	根	TJSSYDHQ	3892
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST2.504-3D	根	TJSSYDHQ	3892
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST2.506-3D	根	TJSSYDHQ	3892
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST2.508-3D	根	TJSSYDHQ	3892
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST0304-3D	根	TJSSYDHQ	3892
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST0306-3D	根	TJSSYDHQ	3892
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST0308-3D	根	TJSSYDHQ	3892
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST0310-3D	根	TJSSYDHQ	3892
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST0312-3D	根	TJSSYDHQ	3892
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST3.506-3D	根	TJSSYDHQ	3892
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST3.508-2D	根	TJSSYDHQ	3484.7
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST3.510-2D	根	TJSSYDHQ	3484.7
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST3.512-3D	根	TJSSYDHQ	3892
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST0404-3D	根	TJSSYDHQ	3892
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST0406-3D	根	TJSSYDHQ	3892
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST0408-3D	根	TJSSYDHQ	3892
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST0410-3D	根	TJSSYDHQ	3892
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST4.506-3D	根	TJSSYDHQ	3892
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST4.508-3D	根	TJSSYDHQ	3892
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST4.510-3D	根	TJSSYDHQ	3892
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST4.512-3D	根	TJSSYDHQ	3892

32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST4.515-3D	根	TJSSYDHQ	3892
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST0509-3D	根	TJSSYDHQ	3892
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST0510-3D	根	TJSSYDHQ	3892
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST0515-3D	根	TJSSYDHQ	3892
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST0520-3D	根	TJSSYDHQ	3892
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST0610-3D	根	TJSSYDHQ	3892
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST0611-3D	根	TJSSYDHQ	3892
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST0615-3D	根	TJSSYDHQ	3892
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST0620-3D	根	TJSSYDHQ	3892
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST0715-3D	根	TJSSYDHQ	3892
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST0720-3D	根	TJSSYDHQ	3892
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST0730-3D	根	TJSSYDHQ	3892
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST0815-3D	根	TJSSYDHQ	3892
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST0820-3D	根	TJSSYDHQ	3892
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST0830-3D	根	TJSSYDHQ	3892
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST0920-3D	根	TJSSYDHQ	3892
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST0930-3D	根	TJSSYDHQ	3892
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST1020-3D	根	TJSSYDHQ	3892
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST1030-3D	根	TJSSYDHQ	3892
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST1130-3D	根	TJSSYDHQ	3892
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST1230-3D	根	TJSSYDHQ	3892
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST1330-3D	根	TJSSYDHQ	3892
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST1430-3D	根	TJSSYDHQ	3892
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST1530-3D	根	TJSSYDHQ	3892
32-11	强生可分离弹簧圈系统640CF1030	根	QSKFLD	9800
32-11	强生可分离弹簧圈系统640CF0915	根	QSKFLD	9800
32-11	强生可分离弹簧圈系统640HX0204	根	QSKFLD	9800

32-11	强生可分离弹簧圈系统640HX0206	根	QSKFLD	9800
32-11	强生可分离弹簧圈系统640HX0208	根	QSKFLD	9800
32-11	强生可分离弹簧圈系统640CX2525	根	QSKFLD	9800
32-11	强生可分离弹簧圈系统640CX2535	根	QSKFLD	9800
32-11	强生可分离弹簧圈系统640CX2505	根	QSKFLD	9800
32-11	强生可分离弹簧圈系统640CX0201	根	QSKFLD	9800
32-11	强生可分离弹簧圈系统640CX0202	根	QSKFLD	9800
32-11	强生可分离弹簧圈系统640CX3505	根	QSKFLD	9800
32-11	强生可分离弹簧圈系统640CX3575	根	QSKFLD	9800
32-11	强生可分离弹簧圈系统640CX3509	根	QSKFLD	9800
32-11	强生可分离弹簧圈系统640CX0303	根	QSKFLD	9800
32-11	强生可分离弹簧圈系统640CX0304	根	QSKFLD	9800
32-11	强生可分离弹簧圈系统640CX0306	根	QSKFLD	9800
32-11	强生可分离弹簧圈系统640CX0308	根	QSKFLD	9800
32-11	强生可分离弹簧圈系统640CX0410	根	QSKFLD	9800
32-11	强生可分离弹簧圈系统640CX0404	根	QSKFLD	9800
32-11	强生可分离弹簧圈系统640CX0406	根	QSKFLD	9800
32-11	强生可分离弹簧圈系统640CX0408	根	QSKFLD	9800
32-11	艾力康聚乙烯醇颗粒栓塞剂PVA-560	瓶	ALKJYX	1311
32-11	库克栓塞弹簧圈18S-5/2-TORNADO	个	KKSSDHQ1	1350
32-11	库克栓塞弹簧圈18S-6/2-TORNADO	个	KKSSDHQ1	1350
32-11	库克弹簧圈MWCE-35-14-10NESTER	个	KKDHQMWC	1200
32-11	库克弹簧圈MWCE-35-14-12NESTER	个	KKDHQMWC	1200
32-11	库克弹簧圈MWCE-35-14-6NESTER	个	KKDHQMWC	1200
32-11	库克栓塞弹簧圈35-4/3-TORNADO	个	KKSSDHQ3	1200
32-11	库克栓塞弹簧圈35-8/5-TORNADO	个	KKSSDHQ3	1200
32-11	库克栓塞弹簧圈35-5/3-TORNADO	个	KKSSDHQ3	1200
32-11	强生注射器635-002	根	QSZSQ6	1700
32-11	强生血管重建装置和传送系统 ENC451412	根	QSXGZJZZ	21900
32-11	五方颅内血管支架SAB-6-30	根	WFLNXG	18900
32-11	五方颅内血管支架SAB-4-15	根	WFLNXG	18900
32-11	柯惠可解脱弹簧圈QC-6-15-3D	盒	KHKJTDHQ	3470.4
32-11	柯惠可解脱弹簧圈QC-3-8-HELIX	盒	KHKJTDHQ	3470.4
32-11	柯惠可解脱弹簧圈QC-1.5-2-HELIX	盒	KHKJTDHQ	3470.4
32-11	美科指引导管Launcher Guidi	根	MKZYDG	1014
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST1.502-2D	根	TJSSYDHQ	3484.7
32-11	波士顿带纤维铂金弹簧圈M00131202	根	BSDDXW	1898
32-11	强生可分离弹簧圈系统640CF0610	根	QSKFLD	9800

32-11	强生可分离弹簧圈系统640CF0615	根	QSKFLD	9800
32-11	强生可分离弹簧圈系统640CF0620	根	QSKFLD	9800
32-11	强生可分离弹簧圈系统640CF0715	根	QSKFLD	9800
32-11	强生可分离弹簧圈系统640CF0721	根	QSKFLD	9800
32-11	强生可分离弹簧圈系统640CF0815	根	QSKFLD	9800
32-11	强生可分离弹簧圈系统640CF0824	根	QSKFLD	9800
32-11	恒瑞聚乙烯醇栓塞微球100-300 μ m	瓶	HRJYXC	19800
32-11	恒瑞聚乙烯醇栓塞微球300-500 μ m	瓶	HRJYXC	19800
32-11	塞克塞斯非粘性液体栓塞剂EVAL-I	套	SKSSFZFX	6700
32-11	申淇可解脱弹簧圈CP18010820	个	SQKJTDHQ	9900
32-11	申淇可解脱弹簧圈CP18011020	个	SQKJTDHQ	9900
32-11	申淇可解脱弹簧圈CP18011030	个	SQKJTDHQ	9900
32-11	申淇可解脱弹簧圈CP18011220	个	SQKJTDHQ	9900
32-11	申淇可解脱弹簧圈CP18011230	个	SQKJTDHQ	9900
32-11	申淇可解脱弹簧圈CP18011420	个	SQKJTDHQ	9900
32-11	申淇可解脱弹簧圈CP18011430	个	SQKJTDHQ	9900
32-11	申淇可解脱弹簧圈CP18011640	个	SQKJTDHQ	9900
32-11	申淇可解脱弹簧圈CP18012060	个	SQKJTDHQ	9900
32-11	柯惠可解脱弹簧圈QC-2-1-HELIX	根	KHKJTDHQ	3470.4
32-11	柯惠可解脱弹簧圈QC-4-10-HELIX	根	KHKJTDHQ	3470.4
32-11	柯惠可解脱弹簧圈QC-8-20-HELIX	根	KHKJTDHQ	3470.4
32-11	柯惠可解脱弹簧圈QC-10-20-HELIX	根	KHKJTDHQ	3470.4
32-11	柯惠可解脱弹簧圈QC-8-20-3D	根	KHKJTDHQ	3470.4
32-11	柯惠可解脱弹簧圈QC-9-20-3D	根	KHKJTDHQ	3470.4
32-11	柯惠可解脱弹簧圈APB-4-6-3D-SS	根	KHKJTDHQ	6565.6
32-11	通桥弹簧圈系统AEC-01-01-H	根	TQDHQXTA	3555
32-11	通桥弹簧圈系统AEC-01-02-H	根	TQDHQXTA	3555
32-11	通桥弹簧圈系统AEC-01-03-H	根	TQDHQXTA	3555
32-11	通桥弹簧圈系统AEC-1.5-01-H	根	TQDHQXTA	3555

32-11	通桥弹簧圈系统AEC-1.5-02-H	根	TQDHQXTA	3555
32-11	通桥弹簧圈系统AEC-1.5-03-H	根	TQDHQXTA	3555
32-11	通桥弹簧圈系统AEC-1.5-04-H	根	TQDHQXTA	3555
32-11	通桥弹簧圈系统AEC-02-01-H	根	TQDHQXTA	3555
32-11	通桥弹簧圈系统AEC-02-02-H	根	TQDHQXTA	3555
32-11	通桥弹簧圈系统AEC-02-03-H	根	TQDHQXTA	3555
32-11	通桥弹簧圈系统AEC-02-04-H	根	TQDHQXTA	3555
32-11	通桥弹簧圈系统AEC-02-06-H	根	TQDHQXTA	3555
32-11	通桥弹簧圈系统AEC-02-08-H	根	TQDHQXTA	3555
32-11	通桥弹簧圈系统AEC-2.5-03-H	根	TQDHQXTA	3555
32-11	通桥弹簧圈系统AEC-2.5-04-H	根	TQDHQXTA	3555
32-11	通桥弹簧圈系统AEC-2.5-06-H	根	TQDHQXTA	3555
32-11	通桥弹簧圈系统AEC-2.5-08-H	根	TQDHQXTA	3555
32-11	通桥弹簧圈系统AEC-03-04-H	根	TQDHQXTA	3555
32-11	通桥弹簧圈系统AEC-03-06-H	根	TQDHQXTA	3555
32-11	通桥弹簧圈系统AEC-03-08-H	根	TQDHQXTA	3555
32-11	通桥弹簧圈系统AEC-04-08-H	根	TQDHQXTA	3555
32-11	通桥弹簧圈系统AEC-04-10-H	根	TQDHQXTA	3555
32-11	通桥弹簧圈系统AEC-04-12-H	根	TQDHQXTA	3555
32-11	通桥弹簧圈系统AEC-05-15-H	根	TQDHQXTA	3555
32-11	通桥弹簧圈系统AEC-05-20-H	根	TQDHQXTA	3555
32-11	通桥弹簧圈系统AEC-06-20-H	根	TQDHQXTA	3555
32-11	通桥弹簧圈系统AEC-07-20-H	根	TQDHQXTA	3555
32-11	通桥弹簧圈系统AEC-07-30-H	根	TQDHQXTA	3555
32-11	通桥弹簧圈系统AEC-08-20-H	根	TQDHQXTA	3555

32-11	通桥弹簧圈系统AEC-08-30-H	根	TQDHQXTA	3555
32-11	通桥弹簧圈系统AEC-09-20-H	根	TQDHQXTA	3555
32-11	通桥弹簧圈系统AEC-09-30-H	根	TQDHQXTA	3555
32-11	通桥弹簧圈系统AEC-10-20-H	根	TQDHQXTA	3555
32-11	通桥弹簧圈系统AEC-10-30-H	根	TQDHQXTA	3555
32-11	通桥弹簧圈系统AEC-12-30-H	根	TQDHQXTA	3555
32-11	通桥弹簧圈系统AEC-12-40-H	根	TQDHQXTA	3555
32-11	通桥弹簧圈系统AEC-14-30-H	根	TQDHQXTA	3555
32-11	通桥弹簧圈系统AEC-14-40-H	根	TQDHQXTA	3555
32-11	通桥弹簧圈系统AEC-16-30-H	根	TQDHQXTA	3555
32-11	通桥弹簧圈系统AEC-16-40-H	根	TQDHQXTA	3555
32-11	通桥弹簧圈系统AEC-18-40-H	根	TQDHQXTA	3555
32-11	通桥弹簧圈系统AEC-20-40-H	根	TQDHQXTA	3555
32-11	通桥弹簧圈系统AEC-20-50-H	根	TQDHQXTA	3555
32-11	通桥弹簧圈系统AEC-01-02-S	根	TQDHQXTA	3555
32-11	通桥弹簧圈系统AEC-01-03-S	根	TQDHQXTA	3555
32-11	通桥弹簧圈系统AEC-01-04-S	根	TQDHQXTA	3555
32-11	通桥弹簧圈系统AEC-1.5-02-S	根	TQDHQXTA	3555
32-11	通桥弹簧圈系统AEC-1.5-03-S	根	TQDHQXTA	3555
32-11	通桥弹簧圈系统AEC-1.5-04-S	根	TQDHQXTA	3555
32-11	通桥弹簧圈系统AEC-02-02-S	根	TQDHQXTA	3555
32-11	通桥弹簧圈系统AEC-02-04-S	根	TQDHQXTA	3555
32-11	通桥弹簧圈系统AEC-02-06-S	根	TQDHQXTA	3555
32-11	通桥弹簧圈系统AEC-2.5-04-S	根	TQDHQXTA	3555
32-11	通桥弹簧圈系统AEC-2.5-06-S	根	TQDHQXTA	3555

32-11	通桥弹簧圈系统AEC-03-04-S	根	TQDHQXTA	3555
32-11	通桥弹簧圈系统AEC-03-06-S	根	TQDHQXTA	3555
32-11	通桥弹簧圈系统AEC-03-08-S	根	TQDHQXTA	3555
32-11	通桥弹簧圈系统AEC-3.5-06-S	根	TQDHQXTA	3555
32-11	通桥弹簧圈系统AEC-3.5-08-S	根	TQDHQXTA	3555
32-11	通桥弹簧圈系统AEC-3.5-10-S	根	TQDHQXTA	3555
32-11	通桥弹簧圈系统AEC-04-06-S	根	TQDHQXTA	3555
32-11	通桥弹簧圈系统AEC-04-08-S	根	TQDHQXTA	3555
32-11	通桥弹簧圈系统AEC-04-10-S	根	TQDHQXTA	3555
32-11	通桥弹簧圈系统AEC-04-12-S	根	TQDHQXTA	3555
32-11	通桥弹簧圈系统AEC-05-08-S	根	TQDHQXTA	3555
32-11	通桥弹簧圈系统AEC-05-10-S	根	TQDHQXTA	3555
32-11	通桥弹簧圈系统AEC-05-15-S	根	TQDHQXTA	3555
32-11	通桥弹簧圈系统AEC-06-10-S	根	TQDHQXTA	3555
32-11	通桥弹簧圈系统AEC-06-15-S	根	TQDHQXTA	3555
32-11	通桥弹簧圈系统AEC-06-20-S	根	TQDHQXTA	3555
32-11	通桥弹簧圈系统AEC-07-15-S	根	TQDHQXTA	3555
32-11	通桥弹簧圈系统AEC-07-20-S	根	TQDHQXTA	3555
32-11	通桥弹簧圈系统AEC-07-30-S	根	TQDHQXTA	3555
32-11	通桥弹簧圈系统AEC-08-15-S	根	TQDHQXTA	3555
32-11	通桥弹簧圈系统AEC-08-20-S	根	TQDHQXTA	3555
32-11	通桥弹簧圈系统AEC-08-30-S	根	TQDHQXTA	3555
32-11	通桥弹簧圈系统AEC-09-20-S	根	TQDHQXTA	3555
32-11	通桥弹簧圈系统AEC-09-30-S	根	TQDHQXTA	3555
32-11	通桥弹簧圈系统AEC-10-20-S	根	TQDHQXTA	3555

32-11	通桥弹簧圈系统AEC-10-30-S	根	TQDHQXTA	3555
32-11	通桥弹簧圈系统AEC-12-30-S	根	TQDHQXTA	3555
32-11	通桥弹簧圈系统AEC-12-40-S	根	TQDHQXTA	3555
32-11	通桥弹簧圈系统AEC-14-30-S	根	TQDHQXTA	3555
32-11	通桥弹簧圈系统AEC-14-40-S	根	TQDHQXTA	3555
32-11	通桥弹簧圈系统AEC-16-40-S	根	TQDHQXTA	3555
32-11	通桥弹簧圈系统AEC-18-40-S	根	TQDHQXTA	3555
32-11	通桥弹簧圈系统AEC-20-50-S	根	TQDHQXTA	3555
32-11	通桥弹簧圈系统AEC-22-50-S	根	TQDHQXTA	3555
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST1.503-3D	根	TJSSYDHQ	3892
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST1.504-2D	根	TJSSYDHQ	3484.7
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST0201-2D	根	TJSSYDHQ	3484.7
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST0202-2D	根	TJSSYDHQ	3484.7
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST0203-2D	根	TJSSYDHQ	3484.7
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST0204-2D	根	TJSSYDHQ	3484.7
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST0206-2D	根	TJSSYDHQ	3484.7
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST0208-2D	根	TJSSYDHQ	3484.7
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST2.502-2D	根	TJSSYDHQ	3484.7
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST2.504-2D	根	TJSSYDHQ	3484.7
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST2.506-2D	根	TJSSYDHQ	3484.7
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST2.508-2D	根	TJSSYDHQ	3484.7
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST0304-2D	根	TJSSYDHQ	3484.7
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST0306-2D	根	TJSSYDHQ	3484.7
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST0308-2D	根	TJSSYDHQ	3484.7
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST0310-2D	根	TJSSYDHQ	3484.7

32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST0312-2D	根	TJSSYDHQ	3484.7
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST3.506-2D	根	TJSSYDHQ	3484.7
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST3.508-3D	根	TJSSYDHQ	3892
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST3.510-3D	根	TJSSYDHQ	3892
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST3.512-2D	根	TJSSYDHQ	3484.7
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST0404-2D	根	TJSSYDHQ	3484.7
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST0406-2D	根	TJSSYDHQ	3484.7
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST0408-2D	根	TJSSYDHQ	3484.7
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST0410-2D	根	TJSSYDHQ	3484.7
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST4.506-2D	根	TJSSYDHQ	3484.7
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST4.508-2D	根	TJSSYDHQ	3484.7
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST4.510-2D	根	TJSSYDHQ	3484.7
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST4.512-2D	根	TJSSYDHQ	3484.7
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST4.515-2D	根	TJSSYDHQ	3484.7
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST0509-2D	根	TJSSYDHQ	3484.7
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST1.504-3D	根	TJSSYDHQ	3892
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST0201-3D	根	TJSSYDHQ	3892
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST0202-3D	根	TJSSYDHQ	3892
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST0203-3D	根	TJSSYDHQ	3892
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST0204-3D	根	TJSSYDHQ	3892
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST0206-3D	根	TJSSYDHQ	3892
32-11	泰杰栓塞用弹簧圈系统TJCST0208-3D	根	TJSSYDHQ	3892
32-11	艾力康明胶海绵颗粒栓塞剂Gel foam710	个	ALKMJHMK	1220
32-11	神经血管重塑装置（进口）	套	SJXGZSZZ	18900
32-11	库克栓塞弹簧圈MWCE-18S-3/2-TORNADO	套	KKSSDHQM	1350

32-11	库克栓塞弹簧圈18S-4/2-TORNADO	个	KKSSDHQ1	1350
32-11	美科高分子组织密封膜TSF-02	片	MKGFZZZM	7500
32-11	美科高分子组织密封膜TSF-01	片	MKGFZZZM	4500
32-11	强生血管重建装置和传送系统 ENC452200	个	QSGXZJZZ	21900
32-11	强生血管重建装置和传送系统 ENC451400	个	QSGXZJZZ	21900
32-11	强生血管重建装置和传送系统 ENC453700	个	QSGXZJZZ	21900
32-11	强生血管重建装置和传送系统 ENC452800	个	QSGXZJZZ	21900
32-11	加奇颅内可电解脱弹簧圈 FG9001003-0410	个	JQLNKDJT	3852
32-11	申淇可解脱弹簧圈 CP18010408	个	SQKJTDHQ	9900
32-11	申淇可解脱弹簧圈 CP18010312	个	SQKJTDHQ	9900
32-11	申淇可解脱弹簧圈栓塞系统CP18010508	个	SQKJTDHQ	9900
32-11	申淇可解脱弹簧圈栓塞系统CP18010515	个	SQKJTDHQ	9900
32-11	申淇可解脱弹簧圈栓塞系统CP18010610	个	SQKJTDHQ	9900
32-11	申淇可解脱弹簧圈栓塞系统CP18011630	个	SQKJTDHQ	9900
32-11	申淇可解脱弹簧圈栓塞系统CP18010415	个	SQKJTDHQ	9900
32-11	柯惠颅内血管支架SAB-4-20	根	KHLNXG	18900
32-11	柯惠可解脱弹簧圈QC-3-4-3D	盒	KHKJTD	3470.4
32-11	柯惠可解脱弹簧圈QC-3-8-3D	盒	KHKJTD	3470.4
32-11	柯惠可解脱弹簧圈QC-7-30-3D	盒	KHKJTD	3470.4
32-11	柯惠可解脱弹簧圈QC-3-6-3D	盒	KHKJTD	3470.4
32-11	柯惠可解脱弹簧圈QC-10-30-3D	盒	KHKJTD	3470.4
32-11	柯惠可解脱弹簧圈QC-18-40-3D	盒	KHKJTD	3470.4
32-11	柯惠可解脱弹簧圈QC-9-30-3D	盒	KHKJTD	3470.4
32-11	柯惠可解脱弹簧圈QC-4-8-3D	盒	KHKJTD	3470.4
32-11	柯惠可解脱弹簧圈QC-5-10-3D	盒	KHKJTD	3470.4
32-11	柯惠可解脱弹簧圈QC-16-40-3D	盒	KHKJTD	3470.4
32-11	柯惠可解脱弹簧圈QC-20-50-3D	盒	KHKJTD	3470.4
32-11	柯惠可解脱弹簧圈QC-8-30-3D	盒	KHKJTD	3470.4
32-11	柯惠可解脱弹簧圈QC-4-12-3D	盒	KHKJTD	3470.4
32-11	柯惠可解脱弹簧圈QC-5-15-3D	盒	KHKJTD	3470.4
32-11	柯惠可解脱弹簧圈QC-2-4-3D	盒	KHKJTD	3470.4
32-11	柯惠可解脱弹簧圈QC-2-6-3D	盒	KHKJTD	3470.4
32-11	柯惠可解脱弹簧圈QC-14-40-3D	盒	KHKJTD	3470.4
32-11	柯惠可解脱弹簧圈QC-6-20-3D	盒	KHKJTD	3470.4
32-11	柯惠可解脱弹簧圈QC-10-20-3D	盒	KHKJTD	3470.4
32-11	柯惠可解脱弹簧圈QC-2-2-3D	盒	KHKJTD	3470.4

32-11	柯惠可解脱弹簧圈QC-25-50-3D	盒	KHKJTD	3470.4
32-11	柯惠可解脱弹簧圈QC-12-40-3D	盒	KHKJTD	3470.4
32-11	柯惠可解脱弹簧圈QC-22-50-3D	盒	KHKJTD	3470.4
32-11	柯惠可解脱弹簧圈QC-7-20-3D	盒	KHKJTD	3470.4
32-11	柯惠可解脱弹簧圈QC-5-20-HELIX	盒	KHKJTDHQ	3470.4
32-11	柯惠可解脱弹簧圈QC-3-6-HELIX	盒	KHKJTD	3470.4
32-11	柯惠可解脱弹簧圈QC-14-40-HELIX	盒	KHKJTDHQ	3470.4
32-11	柯惠可解脱弹簧圈QC-5-15-HELIX	盒	KHKJTDHQ	3470.4
32-11	柯惠可解脱弹簧圈QC-2-6-HELIX	盒	KHKJTD	3470.4
32-11	柯惠可解脱弹簧圈QC-7-20-HELIX	盒	KHKJTDHQ	3470.4
32-11	柯惠可解脱弹簧圈QC-9-20-HELIX	盒	KHKJTDHQ	3470.4
32-11	柯惠可解脱弹簧圈QC-4-12-HELIX	盒	KHKJTDHQ	3470.4
32-11	柯惠可解脱弹簧圈QC-20-40-HELIX	盒	KHKJTDHQ	3470.4
32-11	柯惠可解脱弹簧圈QC-8-30-HELIX	盒	KHKJTDHQ	3470.4
32-11	柯惠可解脱弹簧圈QC-2-2-HELIX	盒	KHKJTD	3470.4
32-11	柯惠可解脱弹簧圈QC-18-40-HELIX	盒	KHKJTDHQ	3470.4
32-11	柯惠可解脱弹簧圈QC-2-3-HELIX	盒	KHKJTD	3470.4
32-11	柯惠可解脱弹簧圈QC-10-30-HELIX	盒	KHKJTDHQ	3470.4
32-11	柯惠可解脱弹簧圈QC-9-30-HELIX	盒	KHKJTDHQ	3470.4
32-11	柯惠可解脱弹簧圈QC-20-50-HELIX	盒	KHKJTDHQ	3470.4
32-11	柯惠可解脱弹簧圈QC-6-20-HELIX	盒	KHKJTDHQ	3470.4
32-11	柯惠可解脱弹簧圈QC-2-8-HELIX	盒	KHKJTD	3470.4
32-11	柯惠可解脱弹簧圈QC-16-40-HELIX	盒	KHKJTDHQ	3470.4
32-11	柯惠可解脱弹簧圈QC-4-8-HELIX	盒	KHKJTD	3470.4
32-11	柯惠可解脱弹簧圈QC-12-30-HELIX	盒	KHKJTDHQ	3470.4
32-11	柯惠可解脱弹簧圈QC-3-4-HELIX	盒	KHKJTD	3470.4
32-11	柯惠可解脱弹簧圈QC-16-30-HELIX	盒	KHKJTDHQ	3470.4
32-11	柯惠可解脱弹簧圈QC-7-30-HELIX	盒	KHKJTDHQ	3470.4
32-11	柯惠可解脱弹簧圈QC-14-30-HELIX	盒	KHKJTDHQ	3470.4
32-11	柯惠可解脱弹簧圈QC-12-40-HELIX	盒	KHKJTDHQ	3470.4
32-11	波科带纤维铂金弹簧圈M0013812060	个	BKDXWBJD	1898

32-11	柯惠可解脱弹簧圈QC-2-4-HELIX	套	KHKJTDHQ	3470.4
32-11	泰杰栓塞用可膨胀弹簧圈系统TJCHYF2040	根	TJSSYKPZ	5817.9
32-11	泰杰栓塞用可膨胀弹簧圈系统TJCHYF1850	根	TJSSYKPZ	5817.9
32-11	泰杰栓塞用可膨胀弹簧圈系统TJCHYF1840	根	TJSSYKPZ	5817.9
32-11	泰杰栓塞用可膨胀弹簧圈系统TJCHYF1645	根	TJSSYKPZ	5817.9
32-11	泰杰栓塞用可膨胀弹簧圈系统TJCHYF1630	根	TJSSYKPZ	5817.9
32-11	泰杰栓塞用可膨胀弹簧圈系统TJCHYF1550	根	TJSSYKPZ	5817.9
32-11	泰杰栓塞用可膨胀弹簧圈系统TJCHYF1430	根	TJSSYKPZ	5817.9
32-11	泰杰栓塞用可膨胀弹簧圈系统TJCHYF1345	根	TJSSYKPZ	5817.9
32-11	泰杰栓塞用可膨胀弹簧圈系统TJCHYF1325	根	TJSSYKPZ	5817.9
32-11	泰杰栓塞用可膨胀弹簧圈系统TJCHYF1225	根	TJSSYKPZ	5817.9
32-11	泰杰栓塞用可膨胀弹簧圈系统TJCHYF1140	根	TJSSYKPZ	5817.9
32-11	泰杰栓塞用可膨胀弹簧圈系统TJCHYF1130	根	TJSSYKPZ	5817.9
32-11	泰杰栓塞用可膨胀弹簧圈系统TJCHYF1120	根	TJSSYKPZ	5817.9
32-11	泰杰栓塞用可膨胀弹簧圈系统TJCHYF1030	根	TJSSYKPZ	5817.9
32-11	泰杰栓塞用可膨胀弹簧圈系统TJCHYF1020	根	TJSSYKPZ	5817.9
32-11	泰杰栓塞用可膨胀弹簧圈系统TJCHYF0930	根	TJSSYKPZ	5817.9
32-11	泰杰栓塞用可膨胀弹簧圈系统TJCHYF0920	根	TJSSYKPZ	5817.9
32-11	泰杰栓塞用可膨胀弹簧圈系统TJCHYF0830	根	TJSSYKPZ	5817.9
32-11	泰杰栓塞用可膨胀弹簧圈系统TJCHYF0817	根	TJSSYKPZ	5817.9
32-11	泰杰栓塞用可膨胀弹簧圈系统TJCHYF0728	根	TJSSYKPZ	5817.9
32-11	泰杰栓塞用可膨胀弹簧圈系统TJCHYF0720	根	TJSSYKPZ	5817.9
32-11	泰杰栓塞用可膨胀弹簧圈系统TJCHYF0715	根	TJSSYKPZ	5817.9
32-11	泰杰栓塞用可膨胀弹簧圈系统TJCHYF0620	根	TJSSYKPZ	5817.9
32-11	泰杰栓塞用可膨胀弹簧圈系统TJCHYF0310	根	TJSSYKPZ	5817.9

32-11	泰杰栓塞用可膨胀弹簧圈系统TJCHYF0308	根	TJSSYKPZ	5817.9
32-11	泰杰栓塞用可膨胀弹簧圈系统TJCHYF0306	根	TJSSYKPZ	5817.9
32-11	泰杰栓塞用可膨胀弹簧圈系统TJCHYF0304	根	TJSSYKPZ	5817.9
32-11	泰杰栓塞用可膨胀弹簧圈系统TJCHYF2.506	根	TJSSYKPZ	5817.9
32-11	泰杰栓塞用可膨胀弹簧圈系统TJCHYF2.504	根	TJSSYKPZ	5817.9
32-11	泰杰栓塞用可膨胀弹簧圈系统TJCHYF2.502	根	TJSSYKPZ	5817.9
32-11	泰杰栓塞用可膨胀弹簧圈系统TJCHYF0206	根	TJSSYKPZ	5817.9
32-11	泰杰栓塞用可膨胀弹簧圈系统TJCHYF0204	根	TJSSYKPZ	5817.9
32-11	泰杰栓塞用可膨胀弹簧圈系统TJCHYF0202	根	TJSSYKPZ	5817.9
32-11	泰杰栓塞用可膨胀弹簧圈系统TJCHYF1.503	根	TJSSYKPZ	5817.9
32-11	泰杰栓塞用可膨胀弹簧圈系统TJCHYF1.502	根	TJSSYKPZ	5817.9
32-11	泰杰栓塞用可膨胀弹簧圈系统TJCHYF0102	根	TJSSYKPZ	5817.9
32-11	泰杰栓塞用可膨胀弹簧圈系统TJCHYL1040	根	TJSSYKPZ	5416.7
32-11	泰杰栓塞用可膨胀弹簧圈系统TJCHYL1030	根	TJSSYKPZ	5416.7
32-11	泰杰栓塞用可膨胀弹簧圈系统TJCHYL0935	根	TJSSYKPZ	5416.7
32-11	泰杰栓塞用可膨胀弹簧圈系统TJCHYL0930	根	TJSSYKPZ	5416.7
32-11	泰杰栓塞用可膨胀弹簧圈系统TJCHYL0830	根	TJSSYKPZ	5416.7
32-11	泰杰栓塞用可膨胀弹簧圈系统TJCHYL0820	根	TJSSYKPZ	5416.7
32-11	泰杰栓塞用可膨胀弹簧圈系统TJCHYL0810	根	TJSSYKPZ	5416.7
32-11	泰杰栓塞用可膨胀弹簧圈系统TJCHYL0730	根	TJSSYKPZ	5416.7
32-11	泰杰栓塞用可膨胀弹簧圈系统TJCHYL0720	根	TJSSYKPZ	5416.7
32-11	泰杰栓塞用可膨胀弹簧圈系统TJCHYL0710	根	TJSSYKPZ	5416.7
32-11	泰杰栓塞用可膨胀弹簧圈系统TJCHYL0625	根	TJSSYKPZ	5416.7
32-11	泰杰栓塞用可膨胀弹簧圈系统TJCHYL0620	根	TJSSYKPZ	5416.7
32-11	泰杰栓塞用可膨胀弹簧圈系统TJCHYL0615	根	TJSSYKPZ	5416.7

32-11	泰杰栓塞用可膨胀弹簧圈系统TJCHYL0610	根	TJSSYKPZ	5416.7
32-11	泰杰栓塞用可膨胀弹簧圈系统TJCHYL0608	根	TJSSYKPZ	5416.7
32-11	泰杰栓塞用可膨胀弹簧圈系统TJCHYL0606	根	TJSSYKPZ	5416.7
32-11	泰杰栓塞用可膨胀弹簧圈系统TJCHYL0520	根	TJSSYKPZ	5416.7
32-11	泰杰栓塞用可膨胀弹簧圈系统TJCHYL0515	根	TJSSYKPZ	5416.7
32-11	泰杰栓塞用可膨胀弹簧圈系统TJCHYL0510	根	TJSSYKPZ	5416.7
32-11	泰杰栓塞用可膨胀弹簧圈系统TJCHYL0508	根	TJSSYKPZ	5416.7
32-11	泰杰栓塞用可膨胀弹簧圈系统TJCHYL0506	根	TJSSYKPZ	5416.7
32-11	泰杰栓塞用可膨胀弹簧圈系统TJCHYL0415	根	TJSSYKPZ	5416.7
32-11	泰杰栓塞用可膨胀弹簧圈系统TJCHYL0410	根	TJSSYKPZ	5416.7
32-11	泰杰栓塞用可膨胀弹簧圈系统TJCHYL0408	根	TJSSYKPZ	5416.7
32-11	泰杰栓塞用可膨胀弹簧圈系统TJCHYL0406	根	TJSSYKPZ	5416.7
32-11	泰杰栓塞用可膨胀弹簧圈系统TJCHYL0404	根	TJSSYKPZ	5416.7
32-11	泰杰栓塞用可膨胀弹簧圈系统TJCHYL0312	根	TJSSYKPZ	5416.7
32-11	泰杰栓塞用可膨胀弹簧圈系统TJCHYL0310	根	TJSSYKPZ	5416.7
32-11	泰杰栓塞用可膨胀弹簧圈系统TJCHYL0308	根	TJSSYKPZ	5416.7
32-11	泰杰栓塞用可膨胀弹簧圈系统TJCHYL0306	根	TJSSYKPZ	5416.7
32-11	泰杰栓塞用可膨胀弹簧圈系统TJCHYL0304	根	TJSSYKPZ	5416.7
32-11	泰杰栓塞用可膨胀弹簧圈系统TJCHYL0303	根	TJSSYKPZ	5416.7
32-11	泰杰栓塞用可膨胀弹簧圈系统TJCHYL0302	根	TJSSYKPZ	5416.7
32-11	泰杰栓塞用可膨胀弹簧圈系统TJCHYL2.506	根	TJSSYKPZ	5416.7
32-11	泰杰栓塞用可膨胀弹簧圈系统TJCHYL2.504	根	TJSSYKPZ	5416.7
32-11	泰杰栓塞用可膨胀弹簧圈系统TJCHYL2.502	根	TJSSYKPZ	5416.7
32-11	泰杰栓塞用可膨胀弹簧圈系统TJCHYL0208	根	TJSSYKPZ	5416.7
32-11	泰杰栓塞用可膨胀弹簧圈系统TJCHYL0206	根	TJSSYKPZ	5416.7

32-11	泰杰栓塞用可膨胀弹簧圈系统TJCHYL0204	根	TJSSYKPZ	5416.7
32-11	泰杰栓塞用可膨胀弹簧圈系统TJCHYL0203	根	TJSSYKPZ	5416.7
32-11	泰杰栓塞用可膨胀弹簧圈系统TJCHYL0202	根	TJSSYKPZ	5416.7
32-11	泰杰栓塞用可膨胀弹簧圈系统TJCHYL0201	根	TJSSYKPZ	5416.7
32-11	泰杰栓塞用可膨胀弹簧圈系统TJCHYL1.504	根	TJSSYKPZ	5416.7
32-11	泰杰栓塞用可膨胀弹簧圈系统TJCHYL1.502	根	TJSSYKPZ	5416.7
32-11	泰杰栓塞用可膨胀弹簧圈系统TJCHYL1.501	根	TJSSYKPZ	5416.7
32-11	泰杰栓塞用可膨胀弹簧圈系统TJCHYL0102	根	TJSSYKPZ	5416.7
32-11	通桥弹簧圈系统AEC-25-50-S	根	TQDHQXTA	3555
32-11	波科弹簧圈M001361580	个	BKDHQM00	8288
32-11	波科弹簧圈M001361600	个	BKDHQM00	8288
32-11	柯惠可解脱弹簧圈APB-1.5-30-ES	根	KHKJTDHQ	16800
32-11	柯惠解脱弹簧圈12-30	盒	KHJTDH	3470.4
32-11	柯惠解脱弹簧圈4-10	盒	KHJTDH	3470.4
32-11	柯惠解脱弹簧圈14-30	盒	KHJTDH	3470.4
32-11	波科带纤维毛弹簧圈栓塞系统M001361770	根	BKDXWMDH	8288
32-11	泰杰栓塞用可膨胀弹簧圈系统TJCHYF0405	根	TJSSYKPZ	5817.9
32-11	泰杰栓塞用可膨胀弹簧圈系统TJCHYF0510	根	TJSSYKPZ	5817.9
32-11	泰杰栓塞用可膨胀弹簧圈系统TJCHYF0410	根	TJSSYKPZ	5817.9
32-11	泰杰栓塞用可膨胀弹簧圈系统TJCHYF0612	根	TJSSYKPZ	5817.9
32-11	泰杰栓塞用可膨胀弹簧圈系统TJCHYF0515	根	TJSSYKPZ	5817.9
32-11	泰杰栓塞用可膨胀弹簧圈系统TJCHYF0408	根	TJSSYKPZ	5817.9
32-11	申淇可解脱弹簧圈 CP18010620	个	SQKJTDHQ	9900
32-12	先健左心耳封堵器SL8F45-900	套	XJZXEFDQ	56000
32-12	泰杰弹簧圈解脱器TJCDC	根	TJDHQTQ	4000
32-12	先健左心耳封堵器SL8F45×30-900	套	XJZXEFDQ	56000
32-12	先健左心耳封堵器SL9F45×30-900	套	XJZXEFDQ	56000

32-12	先健左心耳封堵器SL9F45-900	套	XJZXEFDQ	56000
32-12	先健左心耳封堵器SL10F45-900	套	XJZXEFDQ	56000
32-12	输送鞘-P6	套	SSQ-P6	999
32-12	输送鞘-P9	套	SSQ-P9	999
32-12	输送鞘-P7	套	SSQ-P7	999
32-12	输送鞘-P5	套	SSQ-P5	999
32-12	输送鞘-P8	套	SSQ-P8	999
32-12	先健输送鞘-A14	套	XJSSQ-	999
32-12	先健输送鞘-A10	套	XJSSQ-	999
32-12	输送鞘-A9	套	SSQ-A9	999
32-12	先健输送鞘-A12	套	XJSSQ-	999
32-12	输送鞘-A8	套	SSQ-A8	999
32-12	普实输送系统DS-L 12F	套	PSSSXTDS	9800
32-12	输送鞘（传送系统和交换系统）	能	SSQ(CSXT	999
32-12	先健左心耳封堵器(输送器)SL10F45×30-900	根	XJZXEFDQ	7000
32-13	奥健手术包ASQ-73(A) 1*6	包	AJSSBASQ	197.6
32-13	稳健一次性使用介入包II型	个	WJYCXYJ	173.85
32-13	奥健手术包ASQ-110 1*6	个	AJSSBASQ	266.8
32-13	奥健一次性介入包ASQ-7-1 1*6	个	AJYCXYJB	243.2
32-13	奥健手术包ASQ-7(D) 1*6	包	AJSSBA	215
32-14	泰尔桡动脉止血器XX*RF06	个	TERDMZXQ	242
32-14	心玮封堵止血系统 VCD-VS-5F	根	XWFDZXXT	2581.9
32-14	心玮封堵止血系统 VCD-VS-6F	根	XWFDZXXT	2581.9
32-14	心玮封堵止血系统 VCD-VS-7F	根	XWFDZXXT	2581.9
32-15	麦瑞通异物抓捕器EN2006020	个	MRTYWZBQ	4700
32-15	鹅颈抓捕器	个	EJZBQ	6378
32-15	柯惠“鹅颈”式抓捕器套件GN1500	根	KHEJ	6378
32-15	天鸿血管内异物取出装置VM-SN-QKHD-20	套	THXGNYWQ	8500
32-16	宇寿高压造影注射器150ml 单筒带附件吸药器	支	YSGYZYZS	63
32-16	洁新高压造影注射器 三通(CT/MRI)连接管	根	JXGYYZYS	40
32-16	洁新高压造影注射器MRI-N-110/60	套	JXGYYZYS	130
32-16	麦瑞通冠状动脉造影注射器CCS600	支	MRTGZDMZ	93

32-16	拜耳高压注射器针筒及附件/SSQK65/	套	BEGYZS	170
32-16	Y阀(N)	个	YF()	313
32-16	连通板	个	LTB	93
32-16	美科高分子组织密封膜TSF-03	片	MKGFZZZM	10500
32-16	血管成型术用套件(Y阀)	套	XGCXSYTJ	260
32-16	汉瑞祥种植体安装器械包J5316.050	个	HRXZZT	598.8
32-16	宇寿高压造影注射器及附件250cm 300psi	根	YSGYZYZS	38
32-16	欧利高压造影注射器管路系统2020	套	OLGYZY	345.5
32-16	欧利高压造影注射器管路系统2040	套	OLGYZY	57
32-17	康德莱气囊式止血带 ZXD-S-23	条	KDLQNSZX	235
32-2	通桥静脉腔内射频闭合导管EC-6F-7-100	根	TQJMQNSP	9800
32-2	通桥静脉腔内射频闭合导管EC-6F-7-60	根	TQJMQNSP	13800
32-2	通桥静脉腔内射频闭合导管EC-6F-5-100	根	TQJMQNSP	9800
32-2	柯惠(为尼)漂浮微导管105-5056	根	KH(WN)PF	4675
32-2	泰尔茂造影导管(5TIG)	个	TEMZYDG(	159
32-2	波士顿磨头导管和推进器 1.25	根	BSDMTD	7362
32-2	波士顿磨头导管和推进器 1.5	根	BSDMTD	7362
32-2	康蒂思造影导管451-406P0 125cm	根	KDSZYDG4	172
32-2	库克胰管支架SPSPOF-7-7	根	KKYGZJSP	939.6
32-2	泰尔茂血管内造影导管RF*EA25010M	根	TEMXGNZY	158
32-2	泰尔茂血管内造影导管RF*EB15010M	根	TEMXGNZY	158
32-2	金泰外周血管血栓抽吸导管JTC06090	根	JTWZXGXS	19800
32-2	康蒂思造影导管5F H1 100cm	根	KDSZYDG5	172
32-2	微创瓣膜球囊扩张导管VP-22040	根	WCBMQNKZ	9000
32-2	微创瓣膜球囊扩张导管VP-24040	根	WCBMQNKZ	9000
32-2	波士顿磨头导管和推进器1.75 H802227680040	根	BSDMTDGH	7362
32-2	波士顿磨头导管和推进器 2.25	根	BSDMTD	7362
32-2	波士顿磨头导管和推进器 2.5	根	BSDMTD	7362
32-2	波士顿磨头导管和推进器 2.15	根	BSDMTD	7362
32-2	波士顿磨头导管和推进器 2.38	根	BSDMTD	7362
32-2	波科微导管M001181310	根	BKWDGMO0	3393
32-2	泰尔茂微导管863A	根	TEMWDG	2890

32-2	泰尔茂微导管865A	根	TEMWDG	2890
32-2	康蒂思造影导管Amplatz左冠II	根	KDSZYD	170
32-2	康蒂思造影导管Amplatz左冠I	根	KDSZYD	170
32-2	康蒂思造影导管Judkins左冠3.5	根	KDSZYD	170
32-2	C2导管（4F）	条	C2DG（4F）	172
32-2	康蒂思造影导管451-506po	根	KDSZYDG4	172
32-2	强生造影导管451-530H0	根	QSZYDG45	172
32-2	强生导引导管（7F） 肾形 77821255	根	QSDYDG（7	1300
32-2	泰尔茂血栓抽吸导管CG1602	根	TEMXSCXD	3850
32-2	波士顿延长导管H7493933515060	根	BSDYCDGH	3980
32-2	半影血栓抽吸导管CAT8XTORQ115KIT	根	BYXSCXDG	29000
32-2	柯惠微导管105-5096-000	根	KHWDG105	16490
32-2	大流量猪尾造影管-经血管介入诊疗	根	DLLZWZ	170
32-2	柯惠支持导管150cm SC-018-150	根	KHZCDG15	3200
32-2	灌注管路系统(强生)	套	GZGLXT(Q	397
32-2	微创灌注泵管系统EPAB3200	根	WCGZBGXT	410
32-2	微创压力监测磁定位射频消融导管EPV8DTC	根	WCYLJCCD	19200
32-2	迈柯唯热稀释导管包及压力监测套装PV8215	套	MKWRXSDG	630
32-2	微仙微导管MC212150S 0.53mm; 150cm; STR	根	WXWDGMC2	7044
32-2	微仙微导管MC272150S 0.69mm; 150cm; STR	根	WXWDGMC2	7044
32-2	微仙微导管MC172150SX 0.43mm 150cm STR	根	WXWDGMC1	5072
32-2	健维冠脉血管内冲击波导管C2IVL2512	根	JWGMXGNC	29751
32-2	健维冠脉血管内冲击波导管C2IVL3012	根	JWGMXGNC	29751
32-2	健维冠脉血管内冲击波导管C2IVL3512	根	JWGMXGNC	29751
32-2	健维冠脉血管内冲击波导管C2IVL4012	根	JWGMXGNC	29751
32-2	心玮远端通路导管 SM*DAC-6S115	根	XWYDTLDG	14500
32-2	泰尔血栓抽吸导管CG1602	根	TEXSCXDG	3214
32-2	朝日穿通导管CSW135-26N	根	CRCTDGCS	4830

32-2	朝日穿通导管CSW150-26N	根	CRCTDGCS	4830
32-2	北芯压力微导管1-14-1	条	BXYLWDG1	13500
32-2	株式无菌血管内导管KMF0114A	根	ZSWJXG	5200
32-2	康蒂思造影导管 五侧孔猪尾形451-503H5	次	KDSZYDG	172
32-2	造影导管 (6F JL4)	次	ZYDG (6	170
32-2	造影导管 (6F JR4)	次	ZYDG6F	170
32-2	造影导管 (6F JR3.5)	次	ZYDG6F	170
32-2	朝日微导管-1 STD125-26S	个	CRWDG-1	2700
32-2	泰尔茂血管内造影导管RF*DB55008	根	TEMXGN	158
32-2	强生造影导管451-430H0	根	QSZYDG45	172
32-2	强生造影导管451-543H0	根	QSZYDG	172
32-2	强生造影导管451-435H0	根	QSZYDG	172
32-2	强生造影导管451-535H0	根	QSZYDG	172
32-2	强生镍钛支架系统C06060MV	个	QSNTZJ	9300
32-2	强生镍钛支架系统C08080MV	个	QSNTZJ	9300
32-2	库克造影导管N5.0-35-100-P-10S-PIG-CSC-20	根	KKZYDGN5	1100
32-2	心玮远端通路导管SM*DAC-5S105	根	XWYDTL	14500
32-2	心玮远端通路导管SM*DAC-5S115	根	XWYDTL	14500
32-2	心玮远端通路导管SM*DAC-6S095	根	XWYDTL	14500
32-2	心玮远端通路导管SM*DAC-6S105	根	XWYDTL	19100
32-2	美敦力药物灌注系统 (20ml) 8637-20	件	MDLYWGZX	133700
32-2	美敦力药物灌注系统 (40ml) 8637-40	件	MDLYWGZX	133700
32-2	康蒂思造影导管4FVER	根	KDSZYDG4	172
32-2	强生导引导管6F MPD	根	QSDYDG	1190
32-2	波士顿磨头导管和推进器 2.0	根	BSDMTDGH	7362
32-2	波士顿磨头导管和推进器 H80222782001A0	个	BSDMTDGH	4700
32-2	一次性使用输注导管	套	YCXSYSZD	3730
32-2	心玮远端通路导管SM*DAC-6C095	根	XWYDTL	19100
32-2	心玮远端通路导管SM*DAC-6C105	根	XWYDTL	19100
32-2	心玮远端通路导管SM*DAC-6C115	根	XWYDTL	14500
32-2	美科导引导管系统GC695M2VT	根	MKDYDG	1200
32-2	泰尔茂血管内造影导管RF*EA15010M	根	TEMXGNZY	158
32-2	美科指引导管Launcher Guidi	根	MKZYDG	1014
32-2	康蒂思造影导管SRD6107	根	KDSZYDGS	550
32-2	康蒂思造影导管SRD6108	根	KDSZYDGS	550
32-2	康蒂思造影导管SRD6109	根	KDSZYDGS	550

32-2	康蒂思造影导管SRD6669	根	KDSZYDGS	550
32-2	康蒂思造影导管SRD6677	根	KDSZYDGS	550
32-2	康蒂思造影导管SRD6721	根	KDSZYDGS	550
32-2	康蒂思造影导管SRD6905	根	KDSZYDGS	550
32-2	康蒂思造影导管SRD7008	根	KDSZYDGS	550
32-2	康蒂思造影导管452-507H0	根	KDSZYDG4	550
32-2	康蒂思造影导管452-514H0	根	KDSZYDG4	550
32-2	康蒂思造影导管452-521H0	根	KDSZYDG4	550
32-2	康蒂思造影导管452-530H0	根	KDSZYDG4	550
32-2	康蒂思造影导管452-531H0	根	KDSZYDG4	550
32-2	康蒂思造影导管452-535H0	根	KDSZYDG4	550
32-2	康蒂思造影导管452-543V0	根	KDSZYDG4	550
32-2	康蒂思造影导管452-407H0	根	KDSZYDG4	550
32-2	康蒂思造影导管452-414H0	根	KDSZYDG4	550
32-2	康蒂思造影导管452-430H0	根	KDSZYDG4	550
32-2	康蒂思造影导管452-431H0	根	KDSZYDG4	550
32-2	康蒂思造影导管452-435H0	根	KDSZYDG4	550
32-2	康蒂思造影导管452-443V0	根	KDSZYDG4	550
32-2	强生导引导管MPD 100cm 55625800	根	QSDYDGMP	1250
32-2	泰尔茂微导管-1 MC-PE27131	套	TEMWDG-1	2486
32-2	史赛克球囊导引导管90074	根	SSKQND	13900
32-2	康蒂思球囊扩张导管4401204X	个	KDSQNK	2536
32-2	朝日微导管-3WMST45A-18PWS	根	CRWDG-	5130
32-2	柯惠颅内支撑导管 RFX072-125-08	根	KHLNZCDG	12000
32-2	康蒂思造影导管 左冠5	根	KDSZYDG	170
32-2	库克造影导管HNB5. 0-38-80-P-NS-RLG	根	KKZYDGHN	441
32-2	热稀释导管PV8215	套	RXSDGPV8	630

32-2	泰尔茂造影导管RF*DG35008M	根	TEMZYDGR	158
32-2	康蒂思造影导管6F 100cm 左冠4.5 534617T	根	KDSZYDG6	170
32-2	康蒂思造影导管451-531H0	根	KDSZYDG4	172
32-2	波科导引系统M635TC40060	根	BKDYXTM6	12000
32-2	波科导引系统M635TC20060	根	BKDYXTM6	12000
32-2	波科导引系统M635TC10060	根	BKDYXTM6	12000
32-2	波士顿冠脉超声成像导管H749518100	根	BSDGMCSC	4420
32-2	波士顿血管内超声系统H749A70200	根	BSDXGNCS	790
32-2	半影(为尼)输送导管PNML6F088904M	套	BY(WN)SS	10000
32-2	深瑞达输送导管系统SOL6FA	根	SRDSSDGX	10300
32-2	深瑞达输送导管系统SOL6FB	根	SRDSSDGX	10300
32-2	深瑞达输送导管系统SOL6FC	根	SRDSSDGX	10300
32-2	深瑞达输送导管系统SOL7FA	根	SRDSSDGX	10300
32-2	深瑞达输送导管系统SOL7FB	根	SRDSSDGX	10300
32-2	深瑞达输送导管系统SOL7FC	根	SRDSSDGX	10300
32-2	PICCO导管	套	PICCODG	3049
32-2	朝日微导管-1 WMST125-27HFA	个	CRWDG-1	5040
32-2	依奈德球囊导管2.5*15	根	YNDQNDG2	800
32-2	中科微光血管内成像导管Pathfinder 164	根	ZKWGXGNC	11500
32-2	禾木血管内通路导管ERAC-088-100	根	HMXGNTLD	18000
32-2	禾木血管内通路导管ERAC-065-117	根	HMXGNTLD	18000
32-2	禾木血管内通路导管ERAC-065-127	根	HMXGNTLD	18000
32-2	禾木血管内通路导管ERAC-071-115	根	HMXGNTLD	18000
32-2	禾木血管内通路导管ERAC-071-125	根	HMXGNTLD	18000
32-2	禾木血管内通路导管ERAC-088-90	根	HMXGNTLD	15500
32-2	微创瓣膜球囊扩张导管VP-18040	根	WCBMQNKZ	9000

32-2	微创瓣膜球囊扩张导管VP-20040	根	WCBMQNKZ	9000
32-2	波士顿(为尼)支撑导管H74939239018131	根	BSD(WN)Z	4950
32-2	北芯一次性使用微导管03-19F150-01	根	BXYCXSYW	5800
32-2	北芯一次性使用微导管04-27F140-01	根	BXYCXSYW	5940
32-2	北芯一次性使用微导管03-21F135-01	根	BXYCXSYW	3600
32-2	远端通路导管ev3REACT-68	根	YDTLDG	25000
32-2	心玮远端通路导管SM*DAC-5S125	根	XWYDTL	19100
32-2	心玮远端通路导管SM*DAC-5S130	根	XWYDTL	19100
32-2	心玮远端通路导管SM*DAC-6S125	根	XWYDTL	19100
32-2	心玮远端通路导管SM*DAC-6S130	根	XWYDTL	19100
32-2	心玮远端通路导管SM*DAC-6C125	根	XWYDTL	19100
32-2	心玮远端通路导管SM*DAC-6C130	根	XWYDTL	19100
32-2	史赛克颅内支持导管M003IC060132A0	个	SSKLNZCD	16000
32-2	柯惠微导管105-5081-153	根	KHWDG105	2279
32-2	微导管ev3105-5082-145	根	WDGev3	2279
32-2	康蒂思导引导管 588842P	根	KDSYDG	894
32-2	强生导引导管 (5F) 55625000	根	QSDYDG (	1250
32-2	强生导引导管 (5F) 55626000	根	QSDYDG (	1250
32-2	强生导引导管 (5F) 55625090	根	QSDYDG (	1250
32-2	强生导引导管 (5F) 55625890	根	QSDYDG (	1250
32-2	强生导引导管 (5F) 55625490	根	QSDYDG (	1250
32-2	强生导引导管 (5F) 55625600	根	QSDYDG (	1250
32-2	强生导引导管 (5F) 55625800	根	QSDYDG (	1250
32-2	强生导引导管 (5F) 55625690	根	QSDYDG (	1250
32-2	强生导引导管 (5F) 55626090	根	QSDYDG (	1250
32-2	强生导引导管 (5F) 55625400	根	QSDYDG (	1250
32-2	强生导引导管 6F67025090	根	QSDYDG	1190
32-2	强生导引导管 6F67025000	根	QSDYDG	1190
32-2	强生导引导管 6F67025490	根	QSDYDG	1190
32-2	强生导引导管 6F67025400	根	QSDYDG	1190
32-2	强生导引导管 6F67025690	根	QSDYDG	1190
32-2	强生导引导管 6F67025600	根	QSDYDG	1190
32-2	强生导引导管 6F67025890	根	QSDYDG	1190
32-2	强生导引导管 6F67025800	根	QSDYDG	1190

32-2	强生导引导管 6F67025290	根	QSDYDG	1190
32-2	强生导引导管 6F67025200	根	QSDYDG	1190
32-2	强生导引导管 6F67026000	根	QSDYDG	1190
32-2	强生导引导管 6F67026090	根	QSDYDG	1190
32-2	强生导引导管 6F67025090B	根	QSDYDG	1190
32-2	强生导引导管 6F67025000B	根	QSDYDG	1190
32-2	强生导引导管 6F67025490B	根	QSDYDG	1190
32-2	强生导引导管 6F67025400B	根	QSDYDG	1190
32-2	强生导引导管 6F67025690B	根	QSDYDG	1190
32-2	强生导引导管 6F67025600B	根	QSDYDG	1190
32-2	强生导引导管 6F67025890B	根	QSDYDG	1190
32-2	强生导引导管 6F67025800B	根	QSDYDG	1190
32-2	强生导引导管 6F67025290B	根	QSDYDG	1190
32-2	强生导引导管 6F67025200B	根	QSDYDG	1190
32-2	强生导引导管 6F67026090B	根	QSDYDG	1190
32-2	强生导引导管 6F67026000B	根	QSDYDG	1190
32-2	强生远端通路导引导管671-258-05D	根	QSYDTLDY	10795
32-2	强生远端通路导引导管671-258-95D	根	QSYDTLDY	10795
32-2	强生远端通路导引导管671-260-05D	根	QSYDTLDY	10795
32-2	强生远端通路导引导管671-260-95D	根	QSYDTLDY	10795
32-2	柯惠(为尼)微导管105-5081-153	根	KH(WN)WD	2279
32-2	半影(为尼)输送导管PNML6F088804M	套	BY(WN)SS	10000
32-2	康蒂思造影导管5FVER	根	KDSZYDG5	172
32-2	爱德华动脉取血栓导管4F, 40厘米	套	ADHDMQ	1890
32-2	柯惠支持导管135cm SC-018-135	根	KHZCDG13	3200
32-2	柯惠支持导管150cm SC-035-150	根	KHZCDG15	3200
32-2	柯惠支持导管135cm SC-035-135	根	KHZCDG13	3200
32-2	禾木颅内血栓抽吸导管MMRRC-035-143	根	HMLNXSCX	45000
32-2	波科(为尼)支撑导管H74939240035131	根	BK(WN)ZC	4950
32-2	史赛克颅内支持导管M003IC058115A0	个	SSKLNZCD	16000
32-2	史赛克微导管XT-27 M003XT2750810	个	SSKWDGXT	4757
32-2	史赛克微导管XT-17 C1775ST M003C1775ST0	个	SSKWDGXT	6000
32-2	爱德华(为尼)双腔取血栓导管4F 80厘米	根	ADH(WN)S	2600
32-3	波科PTA球囊扩张导管H74939171120670	根	BKPTAQNK	4700

32-3	波科外周切割球囊M001BP50620B0	根	BKWZQGQN	6070
32-3	波科外周切割球囊M001BP50520B0	根	BKWZQGQN	6070
32-3	波科外周球囊扩张导管H74939347060450	根	BKWZQNKZ	8800
32-3	普利瑞无菌外周血管内球囊导管2.0/2.5*200	根	PLRWJWZX	8160
32-3	普利瑞无菌外周血管内球囊导管3.0/3.5*200	根	PLRWJWZX	8160
32-3	普利瑞无菌外周血管内球囊导管2.5/3.0*200	根	PLRWJWZX	8160
32-3	先瑞达药物洗脱外周球囊扩张导管ORC08040A	根	XRDYWXTW	15800
32-3	先瑞达药物洗脱外周球囊扩张导管ORC07040A	根	XRDYWXTW	15800
32-3	先瑞达膝下药物涂层球囊扩张导管TUL20150B	根	XRDXXYWT	18800
32-3	先瑞达药物洗脱外周球囊扩张导管ORC04040B	根	XRDYWXTW	15800
32-3	先瑞达药物洗脱外周球囊扩张导管ORC05040B	根	XRDYWXTW	15800
32-3	先瑞达药物洗脱外周球囊扩张导管ORC06040B	根	XRDYWXTW	15800
32-3	先瑞达药物洗脱外周球囊扩张导管ORC07040B	根	XRDYWXTW	15800
32-3	先瑞达膝下药物涂层球囊扩张导管TUL20250B	根	XRDXXYWT	19800
32-3	先瑞达膝下药物涂层球囊扩张导管TUL20300B	根	XRDXXYWT	19800
32-3	先瑞达膝下药物涂层球囊扩张导管TUL25300B	根	XRDXXYWT	19800
32-3	先瑞达膝下药物涂层球囊扩张导管TUL30300B	根	XRDXXYWT	19800
32-3	先瑞达膝下药物涂层球囊扩张导管TUL30100B	根	XRDXXYWT	18800
32-3	先瑞达膝下药物涂层球囊扩张导管TUL35120B	根	XRDXXYWT	18800
32-3	先瑞达膝下药物涂层球囊扩张导管TUL35150B	根	XRDXXYWT	18800
32-3	先瑞达膝下药物涂层球囊扩张导管TUL20200B	根	XRDXXYWT	18800
32-3	先瑞达膝下药物涂层球囊扩张导管TUL25200B	根	XRDXXYWT	18800
32-3	先瑞达膝下药物涂层球囊扩张导管TUL30200B	根	XRDXXYWT	18800
32-3	先瑞达膝下药物涂层球囊扩张导管TUL35200B	根	XRDXXYWT	18800
32-3	先瑞达(为尼)膝下药物球囊导管TUL25150B	根	XRD(WN)X	18800

32-3	先瑞达(为尼)膝下药物球囊导管TUL25200B	根	XRD(WN) X	18800
32-3	先瑞达(为尼)膝下药物球囊导管TUL25300B	根	XRD(WN) X	19800
32-3	波士顿球囊扩张导管 H7493892815200	根	BSDQNKZD	325
32-3	贝朗紫衫醇球囊3.5*10	根	BLZSCQN3	6200
32-3	普利瑞无菌外周血管内球囊扩张导管7.0*150	根	PLRWJWZX	6400
32-3	心脉(为尼)药物球囊扩张导管DEB50150130	个	XM(WN) YW	18500
32-3	柯惠封堵球囊4420	盒	KHFDQN	14112
32-3	柯惠封堵球囊4415	盒	KHFDQN	14112
32-3	波科切割球囊导管H74939403102500	个	BKQGQNDG	5700
32-3	波科切割球囊导管2.0*15	个	BKQGQNDG	5700
32-3	波科切割球囊导管4.0*10	个	BKQGQNDG	5700
32-3	波科切割球囊导管3.75*10	个	BKQGQNDG	5700
32-3	波科切割球囊导管3.25*10	个	BKQGQNDG	5700
32-3	波科切割球囊导管2.25*10	个	BKQGQNDG	5700
32-3	波科切割球囊导管4.0*6	个	BKQGQNDG	5700
32-3	波科切割球囊导管3.75*6	个	BKQGQNDG	5700
32-3	波科切割球囊导管3.5*6	个	BKQGQNDG	5700
32-3	波科切割球囊导管3.25*6	个	BKQGQNDG	5700
32-3	波科切割球囊导管3.0*6	个	BKQGQNDG	5700
32-3	波科切割球囊导管2.75*6	个	BKQGQNDG	5700
32-3	波科切割球囊导管2.25*6	个	BKQGQNDG	5700
32-3	赛诺颅内球囊扩张导管SFX-3.00-25-RX	盒	SNLNQNKZ	7800
32-3	赛诺颅内球囊扩张导管SFX-3.00-20-RX	盒	SNLNQNKZ	7800
32-3	赛诺颅内球囊扩张导管SFX-2.50-15-RX	盒	SNLNQNKZ	7800
32-3	依奈德球囊导管1.2*12	根	YNDQND	1020
32-3	依奈德球囊导管2.5*12	根	YNDQND	1020
32-3	依奈德球囊导管3.5*8	根	YNDQND	1020
32-3	依奈德球囊导管3.5*12	根	YNDQND	1020
32-3	依奈德球囊导管3.5*20	根	YNDQND	1020

32-3	依奈德球囊导管4.0*8	根	YNDQND	1020
32-3	依奈德球囊导管4.0*15	根	YNDQND	1020
32-3	波士顿球囊扩张导管 H7493892812200	根	BSDQNKZD	325
32-3	波士顿球囊扩张导管 H7493892812250	根	BSDQNKZD	325
32-3	波士顿球囊扩张导管 H7493892812300	根	BSDQNKZD	325
32-3	波士顿球囊扩张导管 H7493892815150	根	BSDQNKZD	325
32-3	波士顿球囊扩张导管 H7493892815250	根	BSDQNKZD	325
32-3	波士顿球囊扩张导管 H7493892815300	根	BSDQNKZD	325
32-3	波士顿球囊扩张导管 H7493892815350	根	BSDQNKZD	325
32-3	波士顿球囊扩张导管 H7493892820150	根	BSDQNKZD	325
32-3	波士顿球囊扩张导管 H7493892820200	根	BSDQNKZD	325
32-3	波士顿球囊扩张导管 H7493892820250	根	BSDQNKZD	325
32-3	波士顿球囊扩张导管 H7493892820300	根	BSDQNKZD	325
32-3	波士顿球囊扩张导管 H7493892820350	根	BSDQNKZD	325
32-3	波士顿PTCA扩张导管2.0*8	根	BSDPTC	368
32-3	波士顿PTCA扩张导管2.25*8	根	BSDPTC	368
32-3	波士顿PTCA扩张导管2.5*8	根	BSDPTC	368
32-3	波士顿PTCA扩张导管2.75*8	根	BSDPTC	368
32-3	波士顿PTCA扩张导管3.0*8	根	BSDPTC	368
32-3	波士顿PTCA扩张导管3.25*8	根	BSDPTC	368
32-3	波士顿PTCA扩张导管3.5*8	根	BSDPTC	368
32-3	波士顿PTCA扩张导管3.75*8	根	BSDPTC	368
32-3	波士顿PTCA扩张导管4.0*8	根	BSDPTC	368
32-3	波士顿PTCA扩张导管4.5*8	根	BSDPTC	368
32-3	波士顿PTCA扩张导管5.0*8	根	BSDPTC	368
32-3	波士顿PTCA扩张导管2.0*12	根	BSDPTC	368
32-3	波士顿PTCA扩张导管2.25*12	根	BSDPTC	368
32-3	波士顿PTCA扩张导管2.5*12	根	BSDPTC	368
32-3	波士顿PTCA扩张导管2.75*12	根	BSDPTC	368
32-3	波士顿PTCA扩张导管3.0*12	根	BSDPTC	368
32-3	波士顿PTCA扩张导管3.5*12	根	BSDPTC	368
32-3	波士顿PTCA扩张导管3.75*12	根	BSDPTC	368
32-3	波士顿PTCA扩张导管4.0*12	根	BSDPTC	368
32-3	波士顿PTCA扩张导管4.5*12	根	BSDPTC	368
32-3	波士顿PTCA扩张导管5.0*12	根	BSDPTC	368
32-3	波士顿PTCA扩张导管2.0*15	根	BSDPTCAK	368
32-3	波士顿PTCA扩张导管2.25*15	根	BSDPTC	368
32-3	波士顿PTCA扩张导管2.5*15	根	BSDPTC	368

32-3	波士顿PTCA扩张导管2.75*15	根	BSDPTC	368
32-3	波士顿PTCA扩张导管3.0*15	根	BSDPTC	368
32-3	波士顿PTCA扩张导管3.25*15	根	BSDPTC	368
32-3	波士顿PTCA扩张导管3.5*15	根	BSDPTC	368
32-3	波士顿PTCA扩张导管3.75*15	根	BSDPTC	368
32-3	波士顿PTCA扩张导管4.0*15	根	BSDPTC	368
32-3	波士顿PTCA扩张导管4.5*15	根	BSDPTC	368
32-3	波士顿PTCA扩张导管5.0*15	根	BSDPTC	368
32-3	波士顿PTCA扩张导管2.0*20	根	BSDPTC	368
32-3	波士顿PTCA扩张导管2.25*20	根	BSDPTC	368
32-3	波士顿PTCA扩张导管2.5*20	根	BSDPTC	368
32-3	波士顿PTCA扩张导管2.75*20	根	BSDPTC	368
32-3	波士顿PTCA扩张导管3.0*20	根	BSDPTC	368
32-3	波士顿PTCA扩张导管3.25*20	根	BSDPTC	368
32-3	波士顿PTCA扩张导管3.5*20	根	BSDPTC	368
32-3	波士顿PTCA扩张导管3.75*20	根	BSDPTC	368
32-3	波士顿PTCA扩张导管4.0*20	根	BSDPTC	368
32-3	波士顿PTCA扩张导管4.5*20	根	BSDPTC	368
32-3	波士顿PTCA扩张导管5.0*20	根	BSDPTC	368
32-3	波士顿PTCA扩张导管2.0*30	根	BSDPTC	368
32-3	波士顿PTCA扩张导管2.25*30	根	BSDPTC	368
32-3	波士顿PTCA扩张导管2.5*30	根	BSDPTC	368
32-3	波士顿PTCA扩张导管2.75*30	根	BSDPTC	368
32-3	波士顿PTCA扩张导管3.0*30	根	BSDPTC	368
32-3	波士顿PTCA扩张导管3.25*30	根	BSDPTC	368
32-3	波士顿PTCA扩张导管3.5*30	根	BSDPTC	368
32-3	波士顿PTCA扩张导管3.75*30	根	BSDPTC	368
32-3	波士顿PTCA扩张导管4.0*30	根	BSDPTC	368
32-3	通桥球囊导引导管BGC-9F-095	根	TQQNDYDG	13800
32-3	通桥球囊导引导管BGC-8F-085	根	TQQNDYDG	13800
32-3	通桥球囊导引导管BGC-9F-085	根	TQQNDYDG	13800
32-3	通桥球囊导引导管BGC-8F-095	根	TQQNDYDG	13800
32-3	瑞康颅内球囊扩张导管118225061	根	RKLNQNKZ	18500
32-3	瑞康颅内球囊扩张导管118200061	根	RKLNQNKZ	18500
32-3	瑞康颅内球囊扩张导管118300061	根	RKLNQNKZ	18500
32-3	瑞康颅内球囊扩张导管118250061	根	RKLNQNKZ	18500
32-3	瑞康颅内球囊扩张导管118350061	根	RKLNQNKZ	18500
32-3	瑞康颅内球囊扩张导管118375061	根	RKLNQNKZ	18500
32-3	瑞康颅内球囊扩张导管118150061	根	RKLNQNKZ	18500

32-3	瑞康颅内球囊扩张导管118400061	根	RKLNQNKZ	18500
32-3	瑞康颅内球囊扩张导管118275061	根	RKLNQNKZ	18500
32-3	瑞康颅内球囊扩张导管118325061	根	RKLNQNKZ	18500
32-3	瑞康颅内球囊扩张导管118300091	根	RKLNQNKZ	18500
32-3	瑞康颅内球囊扩张导管118225091	根	RKLNQNKZ	18500
32-3	瑞康颅内球囊扩张导管118275091	根	RKLNQNKZ	18500
32-3	瑞康颅内球囊扩张导管118400091	根	RKLNQNKZ	18500
32-3	瑞康颅内球囊扩张导管118350091	根	RKLNQNKZ	18500
32-3	瑞康颅内球囊扩张导管118250091	根	RKLNQNKZ	18500
32-3	瑞康颅内球囊扩张导管118200091	根	RKLNQNKZ	18500
32-3	瑞康颅内球囊扩张导管118325091	根	RKLNQNKZ	18500
32-3	瑞康颅内球囊扩张导管118375091	根	RKLNQNKZ	18500
32-3	瑞康颅内球囊扩张导管118150091	根	RKLNQNKZ	18500
32-3	瑞康颅内球囊扩张导管118400121	根	RKLNQNKZ	18500
32-3	瑞康颅内球囊扩张导管118200121	根	RKLNQNKZ	18500
32-3	瑞康颅内球囊扩张导管118275121	根	RKLNQNKZ	18500
32-3	瑞康颅内球囊扩张导管118150121	根	RKLNQNKZ	18500
32-3	瑞康颅内球囊扩张导管118300121	根	RKLNQNKZ	18500
32-3	瑞康颅内球囊扩张导管118350121	根	RKLNQNKZ	18500
32-3	瑞康颅内球囊扩张导管118325121	根	RKLNQNKZ	18500
32-3	瑞康颅内球囊扩张导管118225121	根	RKLNQNKZ	18500
32-3	瑞康颅内球囊扩张导管118375121	根	RKLNQNKZ	18500
32-3	瑞康颅内球囊扩张导管118250121	根	RKLNQNKZ	18500
32-3	通桥颅内球囊扩张导管NX32525	根	TQLNQNKZ	4880
32-3	通桥颅内球囊扩张导管NX35025	根	TQLNQNKZ	4880

32-3	通桥颅内球囊扩张导管NX40025	根	TQLNQNKZ	4880
32-3	通桥颅内球囊扩张导管NX50025	根	TQLNQNKZ	4880
32-3	通桥颅内球囊扩张导管NX10030	根	TQLNQNKZ	4880
32-3	通桥颅内球囊扩张导管NX12530	根	TQLNQNKZ	4880
32-3	通桥颅内球囊扩张导管NX15030	根	TQLNQNKZ	4880
32-3	通桥颅内球囊扩张导管NX17530	根	TQLNQNKZ	4880
32-3	通桥颅内球囊扩张导管NX20030	根	TQLNQNKZ	4880
32-3	通桥颅内球囊扩张导管NX22530	根	TQLNQNKZ	4880
32-3	通桥颅内球囊扩张导管NX25030	根	TQLNQNKZ	4880
32-3	通桥颅内球囊扩张导管NX27530	根	TQLNQNKZ	4880
32-3	通桥颅内球囊扩张导管NX30030	根	TQLNQNKZ	4880
32-3	通桥颅内球囊扩张导管NX32530	根	TQLNQNKZ	4880
32-3	通桥颅内球囊扩张导管NX35030	根	TQLNQNKZ	4880
32-3	通桥颅内球囊扩张导管NX40030	根	TQLNQNKZ	4880
32-3	通桥颅内球囊扩张导管NX50030	根	TQLNQNKZ	4880
32-3	美敦力外周球囊扩张导管 SBI050060130	条	MDLWZQNK	2440
32-3	赛诺颅内球囊扩张导管SFX-2.00-10-RX	套	SNLNQNKZ	7800
32-3	贝朗紫杉醇球囊2.5*25	根	BLZSCQN2	6200
32-3	雅培冠状动脉球囊扩张导管3.25mm*20mm	个	YPGZDMQN	368
32-3	雅培冠状动脉球囊扩张导管3.5mm*6mm	个	YPGZDMQN	368
32-3	雅培冠状动脉球囊扩张导管3.5mm*12mm	个	YPGZDMQN	368
32-3	雅培冠状动脉球囊扩张导管3.5mm*25mm	个	YPGZDMQN	368
32-3	雅培冠状动脉球囊扩张导管4.0mm*8mm	个	YPGZDMQN	368
32-3	雅培冠状动脉球囊扩张导管4.0mm*20mm	个	YPGZDMQN	368
32-3	雅培冠状动脉球囊扩张导管4.5mm*15mm	个	YPGZDMQN	368

32-3	雅培冠状动脉球囊扩张导管4.5mm*20mm	个	YPGZDMQN	368
32-3	雅培冠状动脉球囊扩张导管5.0mm*8mm	个	YPGZDMQN	368
32-3	雅培冠状动脉球囊扩张导管5.0mm*12mm	个	YPGZDMQN	368
32-3	雅培冠状动脉球囊扩张导管5.0mm*15mm	个	YPGZDMQN	368
32-3	雅培冠状动脉球囊扩张导管5.0mm*20mm	个	YPGZDMQN	368
32-3	雅培冠状动脉球囊扩张导管2.25mm*12mm	个	YPGZDMQN	368
32-3	雅培冠状动脉球囊扩张导管2.25mm*15mm	个	YPGZDMQN	368
32-3	雅培冠状动脉球囊扩张导管2.5mm*8mm	个	YPGZDMQN	368
32-3	雅培冠状动脉球囊扩张导管2.5mm*15mm	个	YPGZDMQN	368
32-3	雅培冠状动脉球囊扩张导管2.75mm*15mm	个	YPGZDMQN	368
32-3	雅培冠状动脉球囊扩张导管3.25mm*12mm	个	YPGZDMQN	368
32-3	雅培冠状动脉球囊扩张导管3.5mm*20mm	个	YPGZDMQN	368
32-3	雅培冠状动脉球囊扩张导管3.75mm*12mm	个	YPGZDMQN	368
32-3	雅培外周血管球囊扩张导管-1 4mm	套	YPWZXG	2000
32-3	史赛克PTA球囊导管M0032072409150	个	SSKPTAQN	7800
32-3	史赛克PTA球囊导管M0032072415200	个	SSKPTAQN	7800
32-3	史赛克PTA球囊导管M0032072415250	个	SSKPTAQN	7800
32-3	史赛克PTA球囊导管M0032072409200	个	SSKPTAQN	7800
32-3	史赛克PTA球囊导管M0032072415300	个	SSKPTAQN	7800
32-3	辽宁垠艺药物球囊3.0*25	根	LNYYYWQN	5555
32-3	辽宁垠艺药物球囊2.5*30	根	LNYYYWQN	5555
32-3	辽宁垠艺药物球囊2.0*30	根	LNYYYWQN	5555
32-3	辽宁垠艺药物球囊2.75*25	根	LNYYYWQN	5555
32-3	辽宁垠艺药物球囊2.0*20	根	LNYYYWQN	5555
32-3	球囊扩张导管	个	QNKZDG	2000
32-3	波士顿PTCA扩张导管3.25*12	根	BSDPTCAK	368

32-3	先瑞达药物洗脱外周球囊扩张导管ORC06040A	根	XRDYWXTW	15800
32-3	波科切割球囊导管2.5×10	个	BKQGQNDG	5700
32-3	心脉药物球囊扩张导管DEB50060130	根	XMYWQNKZ	17500
32-3	心脉药物球囊扩张导管DEB50080130	根	XMYWQNKZ	17500
32-3	心脉药物球囊扩张导管DEB60060130	根	XMYWQNKZ	17500
32-3	心脉药物球囊扩张导管DEB60080130	根	XMYWQNKZ	17500
32-3	心脉药物球囊扩张导管DEB70060130	根	XMYWQNKZ	17500
32-3	心脉药物球囊扩张导管DEB70080130	根	XMYWQNKZ	17500
32-3	心脉药物球囊扩张导管DEB70040130	根	XMYWQNKZ	17500
32-3	史赛克球囊导引导管90073	根	SSKQNDYD	13900
32-3	通桥颅内球囊扩张导管NX32508	根	TQLNQNKZ	4880
32-3	通桥颅内球囊扩张导管NX35008	根	TQLNQNKZ	4880
32-3	通桥颅内球囊扩张导管NX40008	根	TQLNQNKZ	4880
32-3	通桥颅内球囊扩张导管NX50008	根	TQLNQNKZ	4880
32-3	通桥颅内球囊扩张导管NX10010	根	TQLNQNKZ	4880
32-3	通桥颅内球囊扩张导管NX12510	根	TQLNQNKZ	4880
32-3	通桥颅内球囊扩张导管NX15010	根	TQLNQNKZ	4880
32-3	通桥颅内球囊扩张导管NX17510	根	TQLNQNKZ	4880
32-3	通桥颅内球囊扩张导管NX20010	根	TQLNQNKZ	4880
32-3	通桥颅内球囊扩张导管NX22510	根	TQLNQNKZ	4880
32-3	通桥颅内球囊扩张导管NX25010	根	TQLNQNKZ	4880
32-3	通桥颅内球囊扩张导管NX27510	根	TQLNQNKZ	4880
32-3	通桥颅内球囊扩张导管NX30010	根	TQLNQNKZ	4880
32-3	通桥颅内球囊扩张导管NX32510	根	TQLNQNKZ	4880
32-3	通桥颅内球囊扩张导管NX35010	根	TQLNQNKZ	4880

32-3	通桥颅内球囊扩张导管NX40010	根	TQLNQNKZ	4880
32-3	通桥颅内球囊扩张导管NX50010	根	TQLNQNKZ	4880
32-3	通桥颅内球囊扩张导管NX22508	根	TQLNQNKZ	4880
32-3	通桥颅内球囊扩张导管NX17508	根	TQLNQNKZ	4880
32-3	通桥颅内球囊扩张导管NX20008	根	TQLNQNKZ	4880
32-3	通桥颅内球囊扩张导管NX27508	根	TQLNQNKZ	4880
32-3	通桥颅内球囊扩张导管NX30008	根	TQLNQNKZ	4880
32-3	通桥颅内球囊扩张导管NX25008	根	TQLNQNKZ	4880
32-3	柯惠封堵球囊导管系统104-4770	盒	KHFDQNDG	14112
32-3	通桥颅内球囊扩张导管NX10012	根	TQLNQNKZ	4880
32-3	通桥颅内球囊扩张导管NX12512	根	TQLNQNKZ	4880
32-3	通桥颅内球囊扩张导管NX15012	根	TQLNQNKZ	4880
32-3	通桥颅内球囊扩张导管NX17512	根	TQLNQNKZ	4880
32-3	通桥颅内球囊扩张导管NX20012	根	TQLNQNKZ	4880
32-3	通桥颅内球囊扩张导管NX22512	根	TQLNQNKZ	4880
32-3	通桥颅内球囊扩张导管NX25012	根	TQLNQNKZ	4880
32-3	通桥颅内球囊扩张导管NX22525	根	TQLNQNKZ	4880
32-3	通桥颅内球囊扩张导管NX25025	根	TQLNQNKZ	4880
32-3	通桥颅内球囊扩张导管NX27525	根	TQLNQNKZ	4880
32-3	通桥颅内球囊扩张导管NX30025	根	TQLNQNKZ	4880
32-3	先瑞达药物洗脱外周球囊扩张导管ORC55040B	根	XRDYWXTW	15800
32-3	先瑞达药物洗脱外周球囊扩张导管ORC05040A	根	XRDYWXTW	15800
32-3	赛诺颅内球囊扩张导管SFX-3. 25-15-RX	套	SNLNQNKZ	7800
32-3	辽宁垠艺药物球囊3. 25*15	根	LNYYYWQN	5555
32-3	辽宁垠艺药物球囊3. 25*18	根	LNYYYWQN	5555

32-3	辽宁垠艺药物球囊3. 25*20	根	LNYYYYWQN	5555
32-3	辽宁垠艺药物球囊3. 25*25	根	LNYYYYWQN	5555
32-3	辽宁垠艺药物球囊3. 25*30	根	LNYYYYWQN	5555
32-3	辽宁垠艺药物球囊3. 25*35	根	LNYYYYWQN	5555
32-3	辽宁垠艺药物球囊3. 25*40	根	LNYYYYWQN	5555
32-3	辽宁垠艺药物球囊3. 5*8	根	LNYYYYWQN	5555
32-3	辽宁垠艺药物球囊3. 5*10	根	LNYYYYWQN	5555
32-3	辽宁垠艺药物球囊3. 5*12	根	LNYYYYWQN	5555
32-3	辽宁垠艺药物球囊3. 5*15	根	LNYYYYWQN	5555
32-3	辽宁垠艺药物球囊3. 5*18	根	LNYYYYWQN	5555
32-3	辽宁垠艺药物球囊3. 5*20	根	LNYYYYWQN	5555
32-3	辽宁垠艺药物球囊3. 5*25	根	LNYYYYWQN	5555
32-3	辽宁垠艺药物球囊3. 5*30	根	LNYYYYWQN	5555
32-3	辽宁垠艺药物球囊3. 5*35	根	LNYYYYWQN	5555
32-3	辽宁垠艺药物球囊3. 5*40	根	LNYYYYWQN	5555
32-3	辽宁垠艺药物球囊3. 75*8	根	LNYYYYWQN	5555
32-3	辽宁垠艺药物球囊3. 75*10	根	LNYYYYWQN	5555
32-3	辽宁垠艺药物球囊3. 75*12	根	LNYYYYWQN	5555
32-3	辽宁垠艺药物球囊3. 75*15	根	LNYYYYWQN	5555
32-3	辽宁垠艺药物球囊3. 75*18	根	LNYYYYWQN	5555
32-3	辽宁垠艺药物球囊3. 75*20	根	LNYYYYWQN	5555
32-3	辽宁垠艺药物球囊4. 0*8	根	LNYYYYWQN	5555
32-3	辽宁垠艺药物球囊4. 0*10	根	LNYYYYWQN	5555
32-3	辽宁垠艺药物球囊4. 0*12	根	LNYYYYWQN	5555
32-3	辽宁垠艺药物球囊4. 0*15	根	LNYYYYWQN	5555

32-3	辽宁垠艺药物球囊4.0*18	根	LNYYYWQN	5555
32-3	辽宁垠艺药物球囊4.0*20	根	LNYYYWQN	5555
32-3	心脉药物球囊扩张导管DEB20150150	根	XMYWQNKZ	18500
32-3	心脉药物球囊扩张导管DEB25020150	根	XMYWQNKZ	17500
32-3	心脉药物球囊扩张导管DEB50220130	根	XMYWQNKZ	19550
32-3	通桥颅内球囊扩张导管NX10006	根	TQLNQNKZ	4880
32-3	通桥颅内球囊扩张导管NX12506	根	TQLNQNKZ	4880
32-3	通桥颅内球囊扩张导管NX15006	根	TQLNQNKZ	4880
32-3	通桥颅内球囊扩张导管NX17506	根	TQLNQNKZ	4880
32-3	通桥颅内球囊扩张导管NX20006	根	TQLNQNKZ	4880
32-3	通桥颅内球囊扩张导管NX22506	根	TQLNQNKZ	4880
32-3	通桥颅内球囊扩张导管NX25006	根	TQLNQNKZ	4880
32-3	通桥颅内球囊扩张导管NX27506	根	TQLNQNKZ	4880
32-3	通桥颅内球囊扩张导管NX30006	根	TQLNQNKZ	4880
32-3	通桥颅内球囊扩张导管NX32506	根	TQLNQNKZ	4880
32-3	通桥颅内球囊扩张导管NX35006	根	TQLNQNKZ	4880
32-3	通桥颅内球囊扩张导管NX40006	根	TQLNQNKZ	4880
32-3	通桥颅内球囊扩张导管NX50006	根	TQLNQNKZ	4880
32-3	通桥颅内球囊扩张导管NX10008	根	TQLNQNKZ	4880
32-3	通桥颅内球囊扩张导管NX12508	根	TQLNQNKZ	4880
32-3	通桥颅内球囊扩张导管NX15008	根	TQLNQNKZ	4880
32-3	通桥颅内球囊扩张导管NX27512	根	TQLNQNKZ	4880
32-3	通桥颅内球囊扩张导管NX30012	根	TQLNQNKZ	4880
32-3	通桥颅内球囊扩张导管NX32512	根	TQLNQNKZ	4880
32-3	通桥颅内球囊扩张导管NX35012	根	TQLNQNKZ	4880

32-3	通桥颅内球囊扩张导管NX22520	根	TQLNQNKZ	4880
32-3	通桥颅内球囊扩张导管NX40012	根	TQLNQNKZ	4880
32-3	通桥颅内球囊扩张导管NX50012	根	TQLNQNKZ	4880
32-3	通桥颅内球囊扩张导管NX20020	根	TQLNQNKZ	4880
32-3	通桥颅内球囊扩张导管NX10015	根	TQLNQNKZ	4880
32-3	通桥颅内球囊扩张导管NX17520	根	TQLNQNKZ	4880
32-3	通桥颅内球囊扩张导管NX12515	根	TQLNQNKZ	4880
32-3	通桥颅内球囊扩张导管NX15015	根	TQLNQNKZ	4880
32-3	通桥颅内球囊扩张导管NX17515	根	TQLNQNKZ	4880
32-3	通桥颅内球囊扩张导管NX20015	根	TQLNQNKZ	4880
32-3	通桥颅内球囊扩张导管NX22515	根	TQLNQNKZ	4880
32-3	通桥颅内球囊扩张导管NX25015	根	TQLNQNKZ	4880
32-3	通桥颅内球囊扩张导管NX27515	根	TQLNQNKZ	4880
32-3	通桥颅内球囊扩张导管NX30015	根	TQLNQNKZ	4880
32-3	通桥颅内球囊扩张导管NX32515	根	TQLNQNKZ	4880
32-3	通桥颅内球囊扩张导管NX35015	根	TQLNQNKZ	4880
32-3	通桥颅内球囊扩张导管NX40015	根	TQLNQNKZ	4880
32-3	通桥颅内球囊扩张导管NX50015	根	TQLNQNKZ	4880
32-3	通桥颅内球囊扩张导管NX10020	根	TQLNQNKZ	4880
32-3	通桥颅内球囊扩张导管NX12520	根	TQLNQNKZ	4880
32-3	通桥颅内球囊扩张导管NX15020	根	TQLNQNKZ	4880
32-3	通桥颅内球囊扩张导管NX25020	根	TQLNQNKZ	4880
32-3	通桥颅内球囊扩张导管NX27520	根	TQLNQNKZ	4880
32-3	通桥颅内球囊扩张导管NX30020	根	TQLNQNKZ	4880
32-3	通桥颅内球囊扩张导管NX32520	根	TQLNQNKZ	4880

32-3	通桥颅内球囊扩张导管NX35020	根	TQLNQNKZ	4880
32-3	通桥颅内球囊扩张导管NX40020	根	TQLNQNKZ	4880
32-3	通桥颅内球囊扩张导管NX50020	根	TQLNQNKZ	4880
32-3	通桥颅内球囊扩张导管NX10025	根	TQLNQNKZ	4880
32-3	通桥颅内球囊扩张导管NX12525	根	TQLNQNKZ	4880
32-3	通桥颅内球囊扩张导管NX15025	根	TQLNQNKZ	4880
32-3	通桥颅内球囊扩张导管NX17525	根	TQLNQNKZ	4880
32-3	通桥颅内球囊扩张导管NX20025	根	TQLNQNKZ	4880
32-3	波士顿切割球囊导管2.75*10	根	BSDQGGND	5700
32-3	波士顿切割球囊导管2.0*10	个	BSDQGGND	5700
32-3	波士顿切割球囊导管3.0*10	根	BSDQGGND	5700
32-3	雅培冠状动脉球囊扩张导管2.5mm*12mm	个	YPGZDMQN	368
32-3	雅培冠状动脉球囊扩张导管2.75mm*8mm	个	YPGZDMQN	368
32-3	雅培冠状动脉球囊扩张导管2.75mm*12mm	个	YPGZDMQN	368
32-3	雅培冠状动脉球囊扩张导管2.75mm*20mm	个	YPGZDMQN	368
32-3	雅培冠状动脉球囊扩张导管3.0mm*8mm	个	YPGZDMQN	368
32-3	雅培冠状动脉球囊扩张导管3.0mm*12mm	个	YPGZDMQN	368
32-3	雅培冠状动脉球囊扩张导管3.0mm*15mm	个	YPGZDMQN	368
32-3	雅培冠状动脉球囊扩张导管3.25mm*8mm	个	YPGZDMQN	368
32-3	雅培冠状动脉球囊扩张导管3.25mm*15mm	个	YPGZDMQN	368
32-3	雅培冠状动脉球囊扩张导管3.5mm*8mm	个	YPGZDMQN	368
32-3	雅培冠状动脉球囊扩张导管3.5mm*15mm	个	YPGZDMQN	368
32-3	雅培冠状动脉球囊扩张导管3.75mm*8mm	个	YPGZDMQN	368
32-3	雅培冠状动脉球囊扩张导管3.75mm*15mm	个	YPGZDMQN	368
32-3	雅培冠状动脉球囊扩张导管3.75mm*20mm	个	YPGZDMQN	368

32-3	雅培冠状动脉球囊扩张导管4.0mm*12mm	个	YPGZDMQN	368
32-3	雅培冠状动脉球囊扩张导管4.0mm*15mm	个	YPGZDMQN	368
32-3	雅培冠状动脉球囊扩张导管4.5mm*8mm	个	YPGZDMQN	368
32-3	雅培冠状动脉球囊扩张导管4.5mm*12mm	个	YPGZDMQN	368
32-3	贝朗紫杉醇球囊2.75*20	根	BLZSCQN2	6200
32-3	贝朗紫杉醇球囊2.5*30	根	BLZSCQN2	6200
32-3	贝朗紫杉醇球囊3.0*20	根	BLZSCQN3	6200
32-3	赛诺颅内球囊扩张导管SFX-4.00-25-RX	套	SNLNQNKZ	7800
32-3	贝朗紫杉醇球囊2.0*15	根	BLZSCQN2	6200
32-3	贝朗紫杉醇球囊2.0*25	根	BLZSCQN2	6200
32-3	贝朗紫杉醇球囊2.0*30	根	BLZSCQN2	6200
32-3	贝朗紫杉醇球囊2.25*15	根	BLZSCQN2	6200
32-3	贝朗紫杉醇球囊2.25*25	根	BLZSCQN2	6200
32-3	贝朗紫杉醇球囊2.25*30	根	BLZSCQN2	6200
32-3	贝朗紫杉醇球囊2.25*35	根	BLZSCQN2	6200
32-3	贝朗紫杉醇球囊2.25*40	根	BLZSCQN2	6200
32-3	贝朗紫杉醇球囊2.5*10	根	BLZSCQN2	6200
32-3	贝朗紫杉醇球囊2.5*15	根	BLZSCQN2	6200
32-3	贝朗紫杉醇球囊2.5*20	根	BLZSCQN2	6200
32-3	贝朗紫杉醇球囊2.75*10	根	BLZSCQN2	6200
32-3	贝朗紫杉醇球囊2.75*15	根	BLZSCQN2	6200
32-3	贝朗紫杉醇球囊2.75*25	根	BLZSCQN2	6200
32-3	贝朗紫杉醇球囊2.75*30	根	BLZSCQN2	6200
32-3	贝朗紫杉醇球囊3.0*10	根	BLZSCQN3	6200
32-3	贝朗紫杉醇球囊3.0*15	根	BLZSCQN3	6200

32-3	贝朗紫杉醇球囊3.0*25	根	BLZSCQN3	6200
32-3	贝朗紫杉醇球囊3.0*30	根	BLZSCQN3	6200
32-3	贝朗紫杉醇球囊3.5*15	根	BLZSCQN3	6200
32-3	贝朗紫杉醇球囊3.5*25	根	BLZSCQN3	6200
32-3	贝朗紫杉醇球囊3.5*30	根	BLZSCQN3	6200
32-3	贝朗紫杉醇球囊4.0*10	根	BLZSCQN4	6200
32-3	贝朗紫杉醇球囊4.0*20	根	BLZSCQN4	6200
32-3	贝朗紫杉醇球囊4.0*25	根	BLZSCQN4	6200
32-3	贝朗紫杉醇球囊4.0*30	根	BLZSCQN4	6200
32-3	贝朗紫杉醇球囊2.5*35	根	BLZSCQN2	6200
32-3	贝朗紫杉醇球囊2.75*35	根	BLZSCQN2	6200
32-3	贝朗紫杉醇球囊4.0*35	根	BLZSCQN4	6200
32-3	贝朗紫杉醇球囊2.5*40	根	BLZSCQN2	6200
32-3	贝朗紫杉醇球囊2.75*40	根	BLZSCQN2	6200
32-3	贝朗紫杉醇球囊3.0*40	根	BLZSCQN3	6200
32-3	贝朗紫杉醇球囊3.5*40	根	BLZSCQN3	6200
32-3	贝朗紫杉醇球囊4.0*40	根	BLZSCQN4	6200
32-3	辽宁垠艺药物球囊2.0*8	根	LNYYYWQN	5555
32-3	辽宁垠艺药物球囊2.0*10	根	LNYYYWQN	5555
32-3	辽宁垠艺药物球囊2.0*12	根	LNYYYWQN	5555
32-3	辽宁垠艺药物球囊2.0*15	根	LNYYYWQN	5555
32-3	辽宁垠艺药物球囊2.0*18	根	LNYYYWQN	5555
32-3	辽宁垠艺药物球囊2.0*25	根	LNYYYWQN	5555
32-3	辽宁垠艺药物球囊2.0*35	根	LNYYYWQN	5555
32-3	辽宁垠艺药物球囊2.0*40	根	LNYYYWQN	5555

32-3	辽宁垠艺药物球囊2. 25*8	根	LNYYYYWQN	5555
32-3	辽宁垠艺药物球囊2. 25*10	根	LNYYYYWQN	5555
32-3	辽宁垠艺药物球囊2. 25*12	根	LNYYYYWQN	5555
32-3	辽宁垠艺药物球囊2. 25*15	根	LNYYYYWQN	5555
32-3	辽宁垠艺药物球囊2. 25*18	根	LNYYYYWQN	5555
32-3	辽宁垠艺药物球囊2. 25*20	根	LNYYYYWQN	5555
32-3	辽宁垠艺药物球囊2. 25*25	根	LNYYYYWQN	5555
32-3	辽宁垠艺药物球囊2. 25*30	根	LNYYYYWQN	5555
32-3	辽宁垠艺药物球囊2. 25*35	根	LNYYYYWQN	5555
32-3	辽宁垠艺药物球囊2. 25*40	根	LNYYYYWQN	5555
32-3	辽宁垠艺药物球囊2. 5*8	根	LNYYYYWQN	5555
32-3	辽宁垠艺药物球囊2. 5*10	根	LNYYYYWQN	5555
32-3	辽宁垠艺药物球囊2. 5*12	根	LNYYYYWQN	5555
32-3	辽宁垠艺药物球囊2. 5*15	根	LNYYYYWQN	5555
32-3	辽宁垠艺药物球囊2. 5*18	根	LNYYYYWQN	5555
32-3	辽宁垠艺药物球囊2. 5*20	根	LNYYYYWQN	5555
32-3	辽宁垠艺药物球囊2. 5*25	根	LNYYYYWQN	5555
32-3	辽宁垠艺药物球囊2. 5*35	根	LNYYYYWQN	5555
32-3	辽宁垠艺药物球囊2. 5*40	根	LNYYYYWQN	5555
32-3	辽宁垠艺药物球囊2. 75*8	根	LNYYYYWQN	5555
32-3	辽宁垠艺药物球囊2. 75*10	根	LNYYYYWQN	5555
32-3	辽宁垠艺药物球囊2. 75*12	根	LNYYYYWQN	5555
32-3	辽宁垠艺药物球囊2. 75*15	根	LNYYYYWQN	5555
32-3	辽宁垠艺药物球囊2. 75*18	根	LNYYYYWQN	5555
32-3	辽宁垠艺药物球囊2. 75*20	根	LNYYYYWQN	5555

32-3	辽宁垠艺药物球囊2.75*30	根	LNYYYWQN	5555
32-3	辽宁垠艺药物球囊2.75*35	根	LNYYYWQN	5555
32-3	辽宁垠艺药物球囊2.75*40	根	LNYYYWQN	5555
32-3	辽宁垠艺药物球囊3.0*8	根	LNYYYWQN	5555
32-3	辽宁垠艺药物球囊3.0*10	根	LNYYYWQN	5555
32-3	辽宁垠艺药物球囊3.0*12	根	LNYYYWQN	5555
32-3	辽宁垠艺药物球囊3.0*15	根	LNYYYWQN	5555
32-3	辽宁垠艺药物球囊3.0*18	根	LNYYYWQN	5555
32-3	辽宁垠艺药物球囊3.0*20	根	LNYYYWQN	5555
32-3	辽宁垠艺药物球囊3.0*30	根	LNYYYWQN	5555
32-3	辽宁垠艺药物球囊3.0*35	根	LNYYYWQN	5555
32-3	辽宁垠艺药物球囊3.0*40	根	LNYYYWQN	5555
32-3	辽宁垠艺药物球囊3.25*8	根	LNYYYWQN	5555
32-3	辽宁垠艺药物球囊3.25*10	根	LNYYYWQN	5555
32-3	辽宁垠艺药物球囊3.25*12	根	LNYYYWQN	5555
32-3	雅培外周血管球囊扩张导管-2.6mm	套	YPWZXG	2000
32-3	贝朗紫杉醇球囊2.0*40	根	BLZSCQN2	6200
32-3	贝朗紫杉醇球囊2.25*20	根	BLZSCQN2	6200
32-3	贝朗紫杉醇球囊2.0*35	根	BLZSCQN2	6200
32-3	贝朗紫杉醇球囊3.5*35	根	BLZSCQN3	6200
32-3	贝朗紫杉醇球囊2.0*20	根	BLZSCQN2	6200
32-3	贝朗紫杉醇球囊2.0*10	根	BLZSCQN2	6200
32-3	贝朗紫杉醇球囊4.0*15	根	BLZSCQN4	6200
32-3	贝朗紫杉醇球囊3.0*35	根	BLZSCQN3	6200
32-3	贝朗紫杉醇球囊3.5*20	根	BLZSCQN3	6200
32-3	柯惠封堵球囊导管系统104-4470	盒	KHFDQN	14112

32-3	波士顿切割球囊2.0*6	根	BSDQGGN2	5700
32-3	波士顿切割球囊2.25*6	根	BSDQGGN2	5700
32-3	波士顿切割球囊2.5*6	根	BSDQGGN2	5700
32-3	波士顿切割球囊2.75*6	根	BSDQGGN2	5700
32-3	波士顿切割球囊3.0*6	根	BSDQGGN3	5700
32-3	波士顿切割球囊3.5*6	根	BSDQGGN3	5700
32-3	波士顿切割球囊3.75*6	根	BSDQGGN3	5700
32-3	波士顿切割球囊4.0*6	根	BSDQGGN4	5700
32-3	波士顿切割球囊2.0*10	根	BSDQGGN2	5700
32-3	波士顿切割球囊2.25*10	根	BSDQGGN2	5700
32-3	波士顿切割球囊2.5*10	根	BSDQGGN2	5700
32-3	波士顿切割球囊2.75*10	根	BSDQGGN2	5700
32-3	波士顿切割球囊3.0*10	根	BSDQGGN3	5700
32-3	波士顿切割球囊3.25*10	根	BSDQGGN3	5700
32-3	波士顿切割球囊3.5*10	根	BSDQGGN3	5700
32-3	波士顿切割球囊3.75*10	根	BSDQGGN3	5700
32-3	波士顿切割球囊4.0*10	根	BSDQGGN4	5700
32-3	波士顿切割球囊2.0*15	根	BSDQGGN2	5700
32-3	波士顿切割球囊2.25*15	根	BSDQGGN2	5700
32-3	波士顿切割球囊2.5*15	根	BSDQGGN2	5700
32-3	波士顿切割球囊2.75*15	根	BSDQGGN2	5700
32-3	波士顿切割球囊3.0*15	根	BSDQGGN3	5700
32-3	波士顿切割球囊3.25*15	根	BSDQGGN3	5700
32-3	波士顿切割球囊3.5*15	根	BSDQGGN3	5700
32-3	波士顿切割球囊3.75*15 H749RB4375150	根	BSDQGGN3	5700

32-3	波士顿切割球囊4.0*15 H749RB4400150	根	BSDQGGN4	5700
32-3	雅培冠状动脉球囊扩张导管 2.0mm*15mm*145cm	个	YPGZDMQN	687
32-3	雅培冠状动脉球囊扩张导管 1.5mm*15mm*145cm	个	YPGZDMQN	687
32-3	雅培冠状动脉球囊扩张导管1.5mm*6mm*145cm	个	YPGZDMQN	687
32-3	雅培冠状动脉球囊扩张导管2.0mm*8mm*145cm	个	YPGZDMQN	687
32-3	雅培冠状动脉球囊扩张导管 1.5mm*20mm*145cm	个	YPGZDMQN	687
32-3	雅培冠状动脉球囊扩张导管 1.2mm*20mm*145cm	个	YPGZDMQN	687
32-3	雅培冠状动脉球囊扩张导管1.2mm*6mm*145cm	个	YPGZDMQN	687
32-3	雅培冠状动脉球囊扩张导管2.0mm*6mm*145cm	个	YPGZDMQN	687
32-3	雅培冠状动脉球囊扩张导管1.2mm*8mm*145cm	个	YPGZDMQN	687
32-3	雅培冠状动脉球囊扩张导管1.5mm*8mm*145cm	个	YPGZDMQN	687
32-3	雅培冠状动脉球囊扩张导管 2.0mm*30mm*145cm	个	YPGZDMQN	687
32-3	雅培冠状动脉球囊扩张导管 2.0mm*12mm*145cm	个	YPGZDMQN	687
32-3	雅培冠状动脉球囊扩张导管 1.5mm*12mm*145cm	个	YPGZDMQN	687
32-3	雅培冠状动脉球囊扩张导管 1.2mm*15mm*145cm	个	YPGZDMQN	687
32-3	雅培冠状动脉球囊扩张导管 2.0mm*20mm*145cm	个	YPGZDMQN	687
32-3	雅培冠状动脉球囊扩张导管 2.0mm*25mm*145cm	个	YPGZDMQN	687
32-3	雅培冠状动脉球囊扩张导管 1.2mm*12mm*145cm	个	YPGZDMQN	687
32-3	雅培冠状动脉球囊扩张导管1.5mm*6mm	个	YPGZDMQN	368
32-3	雅培冠状动脉球囊扩张导管1.5mm*8mm	个	YPGZDMQN	368
32-3	雅培冠状动脉球囊扩张导管1.5mm*12mm	个	YPGZDMQN	368
32-3	雅培冠状动脉球囊扩张导管1.5mm*15mm	个	YPGZDMQN	368
32-3	雅培冠状动脉球囊扩张导管1.5mm*20mm	个	YPGZDMQN	368
32-3	雅培冠状动脉球囊扩张导管2.0mm*6mm	个	YPGZDMQN	368
32-3	雅培冠状动脉球囊扩张导管2.0mm*8mm	个	YPGZDMQN	368

32-3	雅培冠状动脉球囊扩张导管2.0mm*12mm	个	YPGZDMQN	368
32-3	雅培冠状动脉球囊扩张导管2.0mm*15mm	个	YPGZDMQN	368
32-3	雅培冠状动脉球囊扩张导管2.0mm*20mm	个	YPGZDMQN	368
32-3	雅培冠状动脉球囊扩张导管2.25mm*6mm	个	YPGZDMQN	368
32-3	雅培冠状动脉球囊扩张导管2.25mm*8mm	个	YPGZDMQN	368
32-3	雅培冠状动脉球囊扩张导管2.25mm*20mm	个	YPGZDMQN	368
32-3	雅培冠状动脉球囊扩张导管2.5mm*6mm	个	YPGZDMQN	368
32-3	雅培冠状动脉球囊扩张导管2.5mm*20mm	个	YPGZDMQN	368
32-3	雅培冠状动脉球囊扩张导管2.5mm*25mm	个	YPGZDMQN	368
32-3	雅培冠状动脉球囊扩张导管2.75mm*6mm	个	YPGZDMQN	368
32-3	雅培冠状动脉球囊扩张导管3.0mm*6mm	个	YPGZDMQN	368
32-3	雅培冠状动脉球囊扩张导管3.0mm*20mm	个	YPGZDMQN	368
32-3	雅培冠状动脉球囊扩张导管3.0mm*25mm	个	YPGZDMQN	368
32-3	雅培冠状动脉球囊扩张导管3.25mm*6mm	个	YPGZDMQN	368
32-3	兰飞脑部扩张球囊导管YQ 08-50	个	LFNBKZQN	14000
32-3	波科切割球囊导管3.75*15	个	BKQGQNDG	5700
32-3	波科切割球囊导管4.0*15	个	BKQGQNDG	5700
32-3	波科切割球囊导管2.5*15	个	BKQGQNDG	5700
32-3	波科切割球囊导管2.25*15	个	BKQGQNDG	5700
32-3	波科切割球囊导管3.5*15	个	BKQGQNDG	5700
32-3	波科切割球囊导管3.25*15	个	BKQGQNDG	5700
32-3	波科切割球囊导管3.0*15	个	BKQGQNDG	5700
32-3	波科切割球囊导管2.75*15	个	BKQGQNDG	5700
32-3	波士顿胆道球囊扩张导管M00545920	个	BSDDQ	4536
32-3	心脉药物球囊扩张导管DEB20220150	根	XMYWQNKZ	19550
32-3	心脉药物球囊扩张导管DEB30220150	根	XMYWQNKZ	19550

32-3	心脉药物球囊扩张导管DEB25220150	根	XMYWQNKZ	19550
32-3	心脉药物球囊扩张导管DEB35220150	根	XMYWQNKZ	19550
32-3	心脉药物球囊扩张导管DEB40220150	根	XMYWQNKZ	19550
32-3	心脉药物球囊扩张导管DEB60220130	根	XMYWQNKZ	19550
32-3	心脉药物球囊扩张导管DEB70220130	根	XMYWQNKZ	19550
32-3	心脉药物球囊扩张导管DEB25150150	根	XMYWQNKZ	18500
32-3	心脉药物球囊扩张导管DEB30150150	根	XMYWQNKZ	18500
32-3	心脉药物球囊扩张导管DEB35150150	根	XMYWQNKZ	18500
32-3	心脉药物球囊扩张导管DEB40150150	根	XMYWQNKZ	18500
32-3	心脉药物球囊扩张导管DEB60150130	根	XMYWQNKZ	18500
32-3	心脉药物球囊扩张导管DEB70150130	根	XMYWQNKZ	18500
32-3	柯惠封堵球囊4715	盒	KHFDQN	14112
32-3	依奈德球囊导管2.00*12	根	YNDQND	1020
32-3	依奈德球囊导管2.50*8	根	YNDQND	1020
32-3	依奈德球囊导管2.50*20	根	YNDQND	1020
32-3	依奈德球囊导管2.00*30	根	YNDQND	1020
32-3	依奈德球囊导管3.0*30	根	YNDQND	1020
32-3	依奈德球囊导管1.50*12	根	YNDQND	1020
32-3	依奈德球囊导管4.0*20	根	YNDQND	1020
32-3	依奈德球囊导管1.50*20	根	YNDQND	1020
32-3	依奈德球囊导管3.0*20	根	YNDQND	1020
32-3	依奈德球囊导管4.0*12	根	YNDQND	1020
32-3	依奈德球囊导管1.20*15	根	YNDQND	1020
32-3	依奈德球囊导管1.20*8	根	YNDQND	1020
32-3	依奈德球囊导管3.5*30	根	YNDQND	1020
32-3	依奈德球囊导管3.0*8	根	YNDQND	1020
32-3	依奈德球囊导管3.0*12	根	YNDQND	1020
32-3	依奈德球囊导管4.0*30	根	YNDQND	1020
32-3	依奈德球囊导管2.50*30	根	YNDQND	1020
32-3	依奈德球囊导管3.0*15	根	YNDQND	1020
32-3	依奈德球囊导管3.5*15	根	YNDQND	1020
32-3	依奈德球囊导管2.00*15	根	YNDQND	1020
32-3	依奈德球囊导管1.50*8	根	YNDQND	1020
32-3	依奈德球囊导管2.00*20	根	YNDQND	1020
32-3	依奈德球囊导管2.00*8	根	YNDQND	1020
32-3	依奈德球囊导管1.50*15	根	YNDQND	1020
32-3	史赛克PTA球囊导管M0032072415220	个	SSKPTAQN	7800
32-3	心脉药物球囊扩张导管-2DEB50150130	根	XMYWQNKZ	18500

32-3	美敦力球囊8*60	个	MDLQN8*6	2440
32-3	史赛克PTA球囊导管M0032072415150	根	SSKPTAQN	7800
32-3	主动脉内球囊反搏导管	套	ZDMNQNFB	14775
32-3	美玺切割球囊系统 H749RB4325060	条	MXQGQNXT	5700
32-3	普利瑞无菌外周血管内球囊导管3.5/4.0*200	根	PLRWJWZX	8160
32-3	普利瑞无菌外周血管内球囊扩张导管6.0*150	根	PLRWJWZX	6400
32-3	普利瑞无菌外周血管内球囊扩张导管5.0*150	根	PLRWJWZX	6400
32-3	普利瑞无菌外周血管内球囊扩张导管4.0*150	根	PLRWJWZX	6400
32-3	普利瑞无菌外周血管内球囊扩张导管3.0*150	根	PLRWJWZX	6400
32-4	先瑞达(为尼)外周球囊扩张导管LIL02150B	根	XRD(WN)W	4500
32-4	康蒂思球囊扩张导管135cm	条	KDSQNK	2536
32-4	波科导引球囊558440	个	BKDYQN	3960
32-4	波科导引球囊558450	个	BKDYQN	3960
32-4	波科(为尼)PTA球囊扩张导管 H74939171041510	条	BK(WN)PT	3300
32-4	先瑞达(为尼)药物洗脱球囊导管ORC04200B	根	XRD(WN)Y	29000
32-4	美敦力PTA球囊导管CB18-120-60040 OTW	根	MDLPTAQN	16000
32-4	美敦力PTA球囊导管CB18-120-50040 OTW	根	MDLPTAQN	16000
32-4	波士顿球囊扩张导管670	个	BSDQNKZD	3750
32-4	波士顿球囊扩张导管680	个	BSDQNKZD	3750
32-4	波士顿球囊扩张导管690	个	BSDQNKZD	3750
32-4	波士顿球囊扩张导管700	个	BSDQNKZD	3750
32-4	先瑞达药物洗脱外周球囊扩张导管ORC05060A	根	XRDYWXTW	18500
32-4	先瑞达药物洗脱外周球囊扩张导管ORC06060A	根	XRDYWXTW	18500
32-4	先瑞达药物洗脱外周球囊扩张导管ORC04200B	根	XRDYWXTW	29000
32-4	先瑞达药物洗脱外周球囊扩张导管ORC04300B	根	XRDYWXTW	29000
32-4	先瑞达药物洗脱外周球囊扩张导管ORC05200B	根	XRDYWXTW	29000
32-4	先瑞达药物洗脱外周球囊扩张导管ORC06200B	根	XRDYWXTW	29000

32-4	先瑞达药物洗脱外周球囊扩张导管ORC45300B	根	XRDYWXTW	29000
32-4	先瑞达药物洗脱外周球囊扩张导管ORC55200B	根	XRDYWXTW	29000
32-4	先瑞达药物洗脱外周球囊扩张导管ORC55300B	根	XRDYWXTW	29000
32-4	美敦力PTA导管AMD225210152	根	MDLPTADG	6590
32-4	巴德PTA球囊扩张导管CQ5052	套	BDPTAQNK	5600
32-4	波士顿球囊扩张导管 1.2mm×20mm	根	BSDQNKZD	810
32-4	波科PTA球囊扩张导管H74939171080810 (停)	根	BKPTAQNK	4700
32-4	波科PTA球囊扩张导管H74939171100410	根	BKPTAQNK	4700
32-4	波科PTA球囊扩张导管H74939171080610	根	BKPTAQNK	4700
32-4	科睿驰球囊扩张导管FLW074075W	根	KRCQNKZD	3500
32-4	波科(为尼)PTA球囊扩张导管 H74939171120810	根	BK(WN)PT	4700
32-4	归创外周球囊扩张导管ZW075100008035B	个	GCWZQNKZ	1630
32-4	波科PTA球囊扩张导管H74939171080410	个	BKPTAQNK	4700
32-4	美敦力PTA球囊导管PCE020150130	根	MDLPTAQN	7550
32-4	美敦力PTA球囊导管PCE040120130	根	MDLPTAQN	7550
32-4	波士顿球囊扩张导管8×1.20 H7493918908120	根	BSDQNKZD	810
32-4	波士顿球囊扩张导管 8mm×1.50mm	根	BSDQNKZD	810
32-4	波士顿球囊扩张导管 8mm×2.00mm	根	BSDQNKZD	810
32-4	波士顿球囊扩张导管 8mm×2.25mm	根	BSDQNKZD	810
32-4	波士顿球囊扩张导管 8mm×2.50mm	根	BSDQNKZD	810
32-4	波士顿球囊扩张导管 8mm×2.75mm	根	BSDQNKZD	810
32-4	波士顿球囊扩张导管 8mm×3.00mm	根	BSDQNKZD	810
32-4	波士顿球囊扩张导管 8mm×3.25mm	根	BSDQNKZD	810
32-4	波士顿球囊扩张导管 8mm×3.50mm	根	BSDQNKZD	810
32-4	波士顿球囊扩张导管 8mm×3.75mm	根	BSDQNKZD	810

32-4	波士顿球囊扩张导管 12mm×1.20mm	根	BSDQNKZD	810
32-4	波士顿球囊扩张导管 12mm×1.50mm	根	BSDQNKZD	810
32-4	波士顿球囊扩张导管 12mm×2.00mm	根	BSDQNKZD	810
32-4	波士顿球囊扩张导管 12mm×2.25mm	根	BSDQNKZD	810
32-4	波士顿球囊扩张导管 12mm×2.50mm	根	BSDQNKZD	810
32-4	波士顿球囊扩张导管 12mm×2.75mm	根	BSDQNKZD	810
32-4	波士顿球囊扩张导管 12mm×3.00mm	根	BSDQNKZD	810
32-4	波士顿球囊扩张导管 12mm×3.25mm	根	BSDQNKZD	810
32-4	巴德PTA球囊扩张导管CQ5054/50	套	BDPTAQ	5600
32-4	巴德PTA球囊扩张导管CQ5064/50	套	BDPTAQ	5600
32-4	球囊扩张导管1（介入）	个	QNKZDG1（	6590
32-4	意大利PTA导管SBR040030135	根	YDLPTA	2500
32-4	贝朗紫杉醇释放冠脉球囊导管5022232	条	BLZSCSFG	6297.7
32-4	贝朗紫杉醇释放冠脉球囊导管5022242	条	BLZSCSFG	6297.7
32-4	贝朗紫杉醇释放冠脉球囊导管5022204	条	BLZSCSFG	6297.7
32-4	贝朗紫杉醇释放冠脉球囊导管5022208	条	BLZSCSFG	6297.7
32-4	贝朗紫杉醇释放冠脉球囊导管5022221	条	BLZSCSFG	6297.7
32-4	贝朗紫杉醇释放冠脉球囊导管5022201	条	BLZSCSFG	6297.7
32-4	贝朗紫杉醇释放冠脉球囊导管5022227	条	BLZSCSFG	6297.7
32-4	贝朗紫杉醇释放冠脉球囊导管5022207	条	BLZSCSFG	6297.7
32-4	贝朗紫杉醇释放冠脉球囊导管5022234	条	BLZSCSFG	6297.7
32-4	贝朗紫杉醇释放冠脉球囊导管5022213	条	BLZSCSFG	6297.7
32-4	贝朗紫杉醇释放冠脉球囊导管5022231	条	BLZSCSFG	6297.7
32-4	贝朗紫杉醇释放冠脉球囊导管5022243	条	BLZSCSFG	6297.7
32-4	贝朗紫杉醇释放冠脉球囊导管5022210	条	BLZSCSFG	6297.7
32-4	贝朗紫杉醇释放冠脉球囊导管5022215	条	BLZSCSFG	6297.7
32-4	贝朗紫杉醇释放冠脉球囊导管5022214	条	BLZSCSFG	6297.7

32-4	贝朗紫杉醇释放冠脉球囊导管5022230	条	BLZSCSFG	6297.7
32-4	贝朗紫杉醇释放冠脉球囊导管5022219	条	BLZSCSFG	6297.7
32-4	贝朗紫杉醇释放冠脉球囊导管5022223	条	BLZSCSFG	6297.7
32-4	贝朗紫杉醇释放冠脉球囊导管5022240	条	BLZSCSFG	6297.7
32-4	波士顿球囊扩张导管 12mm×3.50mm	根	BSDQNKZD	810
32-4	波士顿球囊扩张导管 12mm×3.75mm	根	BSDQNKZD	810
32-4	波士顿球囊扩张导管 15mm×1.20mm	根	BSDQNKZD	810
32-4	波士顿球囊扩张导管 15mm×1.50mm	根	BSDQNKZD	810
32-4	波士顿球囊扩张导管 15mm×2.00mm	根	BSDQNKZD	810
32-4	波士顿球囊扩张导管 15mm×2.25mm	根	BSDQNKZD	810
32-4	波士顿球囊扩张导管 15mm×2.50mm	根	BSDQNKZD	810
32-4	波士顿球囊扩张导管 15mm×2.75mm	根	BSDQNKZD	810
32-4	波士顿球囊扩张导管 15mm×3.00mm	根	BSDQNKZD	810
32-4	波士顿球囊扩张导管 15mm×3.25mm	根	BSDQNKZD	810
32-4	波士顿球囊扩张导管 15mm×3.50mm	根	BSDQNKZD	810
32-4	波士顿球囊扩张导管 15mm×3.75mm	根	BSDQNKZD	810
32-4	波士顿球囊扩张导管 20mm×1.50mm	根	BSDQNKZD	810
32-4	波士顿球囊扩张导管 20mm×2.00mm	根	BSDQNKZD	810
32-4	波士顿球囊扩张导管 20mm×2.25mm	根	BSDQNKZD	810
32-4	波士顿球囊扩张导管 20mm×2.50mm	根	BSDQNKZD	810
32-4	波士顿球囊扩张导管 20mm×2.75mm	根	BSDQNKZD	810
32-4	波士顿球囊扩张导管 20mm×3.00mm	根	BSDQNKZD	810
32-4	波士顿球囊扩张导管 20mm×3.25mm	根	BSDQNKZD	810
32-4	波士顿球囊扩张导管 20mm×3.50mm	根	BSDQNKZD	810
32-4	波士顿球囊扩张导管 20mm×3.75mm	根	BSDQNKZD	810

32-4	波士顿球囊扩张导管 30mm×2.00mm	根	BSDQNKZD	810
32-4	波士顿球囊扩张导管 30mm×2.25mm	根	BSDQNKZD	810
32-4	波士顿球囊扩张导管 30mm×2.50mm	根	BSDQNKZD	810
32-4	波士顿球囊扩张导管 30mm×2.75mm	根	BSDQNKZD	810
32-4	波士顿球囊扩张导管 30mm×3.00mm	根	BSDQNKZD	810
32-4	波士顿球囊扩张导管 30mm×3.25mm	根	BSDQNKZD	810
32-4	波士顿球囊扩张导管 30mm×3.50mm	根	BSDQNKZD	810
32-4	波士顿球囊扩张导管 30mm×3.75mm	根	BSDQNKZD	810
32-4	波士顿球囊扩张导管8×1.20 H7493919008120	根	BSDQNKZD	810
32-4	波士顿球囊扩张导管 8mm×1.50mm	根	BSDQNKZD	810
32-4	波士顿球囊扩张导管 12mm×1.20mm	根	BSDQNKZD	810
32-4	波士顿球囊扩张导管 12mm×1.50mm	根	BSDQNKZD	810
32-4	波士顿球囊扩张导管 15mm×1.20mm	根	BSDQNKZD	810
32-4	波士顿球囊扩张导管 15mm×1.50mm	根	BSDQNKZD	810
32-4	波士顿球囊扩张导管 20mm×1.20mm	根	BSDQNKZD	810
32-4	波士顿球囊扩张导管 20mm×1.50mm	根	BSDQNKZD	810
32-4	美敦力PTA导管SBR040030135	条	MDLPTADG	2500
32-4	美敦力药物涂层外周球囊扩张导管SBI 050 15	根	MDLYWTCW	31000
32-4	美敦力PTA球囊导管PCE025080130	根	MDLPTAQN	7550
32-4	美敦力PTA球囊导管PCE025150130	根	MDLPTAQN	7550
32-4	微创PTCA球囊扩张导管 RF1010	个	WCPTCAQN	3300
32-4	科睿驰球囊扩张导管FLW054075W	根	KRCQNKZD	3500
32-4	科睿驰球囊扩张导管FLW064075W	根	KRCQNKZD	3500
32-4	美敦力PTA球囊导管PCE035150130	根	MDLPTAQN	7550
32-4	美敦力PTA球囊导管PCE030150130	根	MDLPTAQN	7550

32-4	美敦力PTA球囊导管PCE020150130	根	MDLPTAQN	7550
32-4	美敦力PTA球囊导管PCE030080130	根	MDLPTAQN	7550
32-4	美敦力PTA球囊导管PCE035120130	根	MDLPTAQN	7550
32-4	美敦力PTA球囊导管PCE035080130	根	MDLPTAQN	7550
32-4	美敦力PTA球囊导管PCE030120130	根	MDLPTAQN	7550
32-4	美敦力PTA球囊导管PCE025120130	根	MDLPTAQN	7550
32-4	美敦力PTA球囊导管PCE020120130	根	MDLPTAQN	7550
32-4	美敦力PTA球囊导管PCE020080130	根	MDLPTAQN	7550
32-4	美敦力PTA球囊导管PCE040080130	根	MDLPTAQN	7550
32-4	美敦力PTA球囊导管PCE070080130	根	MDLPTAQN	7550
32-4	美敦力PTA球囊导管PCE050120130	根	MDLPTAQN	7550
32-4	美敦力PTA球囊导管PCE060120130	根	MDLPTAQN	7550
32-4	美敦力PTA球囊导管PCE070120130	根	MDLPTAQN	7550
32-4	美敦力PTA球囊导管PCE050080130	根	MDLPTAQN	7550
32-4	美敦力PTA球囊导管PCE060080130	根	MDLPTAQN	7550
32-4	美敦力药物涂层外周球囊扩张导管SBI 040 15	根	MDLYWTCW	31000
32-4	美敦力PTA球囊导管PCE040120130	根	MDLPTAQN	7550
32-4	美敦力药物涂层外周球囊扩张导管SBI 060 15	根	MDLYWTCW	31000
32-4	美敦力PTA球囊导管CB18-120-45120 OTW	根	MDLPTAQN	16000
32-4	美敦力PTA球囊导管CB18-120-50120 OTW	根	MDLPTAQN	16000
32-4	美敦力PTA球囊导管CB18-120-45080 OTW	根	MDLPTAQN	16000
32-4	美敦力PTA球囊导管CB18-120-50080 OTW	根	MDLPTAQN	16000
32-4	美敦力PTA球囊导管CB18-120-55120 OTW	根	MDLPTAQN	16000
32-4	美敦力PTA球囊导管CB18-120-55080 OTW	根	MDLPTAQN	16000
32-4	美敦力PTA球囊导管CB18-120-60120 OTW	根	MDLPTAQN	16000

32-4	美敦力PTA球囊导管CB18-120-60080 OTW	根	MDLPTAQN	16000
32-4	美敦力PTA导管AMD035150152	根	MDLPTA	6590
32-4	美敦力PTA导管AMD025150152	根	MDLPTA	6590
32-4	美敦力PTA导管AMD030150152	根	MDLPTA	6590
32-4	美敦力PTA导管AMD020150152	根	MDLPTA	6590
32-4	柯惠PTA扩张导管AB35W05120135	根	KHPTAKZD	2835
32-4	柯惠PTA扩张导管AB35W12040135	根	KHPTAKZD	2835
32-4	柯惠PTA扩张导管AB35W04120135	根	KHPTAKZD	2835
32-4	柯惠PTA扩张导管AB35W10060135	根	KHPTAKZD	2835
32-4	柯惠PTA扩张导管AB35W06080135	根	KHPTAKZD	2835
32-4	柯惠PTA扩张导管AB35W06120135	根	KHPTAKZD	2835
32-4	柯惠PTA扩张导管AB35W12060135	根	KHPTAKZD	2835
32-4	柯惠PTA扩张导管AB35W08080135	根	KHPTAKZD	2835
32-4	柯惠PTA扩张导管AB35W08040135	根	KHPTAKZD	2835
32-4	柯惠PTA扩张导管AB35W06060135	根	KHPTAKZD	2835
32-4	柯惠PTA扩张导管AB35W07060135	根	KHPTAKZD	2835
32-4	柯惠PTA扩张导管AB35W05150135	根	KHPTAKZD	2835
32-4	柯惠PTA扩张导管AB35W04150135	根	KHPTAKZD	2835
32-4	柯惠PTA扩张导管AB35W06150135	根	KHPTAKZD	2835
32-4	柯惠PTA扩张导管AB35W08060135	根	KHPTAKZD	3024
32-4	柯惠PTA扩张导管AB35W10040135	根	KHPTAKZD	3024
32-4	柯惠球囊扩张导管A35HPV060400	套	KHQNKZ	6816
32-4	柯惠球囊扩张导管A35HPV050400	套	KHQNKZ	6816
32-4	柯惠球囊扩张导管A35HPV060200	套	KHQNKZ	6816
32-4	柯惠球囊扩张导管A35HPV050200	套	KHQNKZ	6816
32-4	美敦力导管锥形AMD020120152	根	MDLDGZ	6590
32-4	美敦力导管小短AMD020080152	根	MDLDGX	6460
32-4	美敦力导管小短AMD025120152	根	MDLDGX	6460
32-4	美敦力导管小短AMD030120152	根	MDLDGX	6460
32-4	美敦力导管小短AMD025080152	根	MDLDGX	6460
32-4	美敦力导管大短AMD040080152	根	MDLDGD	6460
32-4	美敦力导管大短AMD040120152	根	MDLDGD	6460
32-4	波科(为尼)PTA球囊扩张导管 H74939171051210	根	BK (WN) PT	3300

32-4	波科(为尼)PTA球囊扩张导管 H74939171031210	根	BK (WN) PT	3300
32-4	波科(为尼)PTA球囊扩张导管 H74939171041210	根	BK (WN) PT	3300
32-4	波科(为尼)PTA球囊扩张导管 H74939171100810	根	BK (WN) PT	4700
32-4	波科(为尼)PTA球囊扩张导管 H74939171080810	根	BK (WN) PT	4700
32-4	波科(为尼)PTA球囊扩张导管 H74939171061510	根	BK (WN) PT	3300
32-4	先瑞达外周球囊扩张导管IRI12060B	根	XRDWZQNK	2330
32-4	常美气管用球囊扩张导管PB-20D-0630	根	CMQGYQNK	2200
32-4	常美气管用球囊扩张导管PB-20D-0830	根	CMQGYQNK	2200
32-4	常美气管用球囊扩张导管PB-20D-1030	根	CMQGYQNK	2200
32-4	先瑞达药物洗脱外周球囊扩张导管DHA05300B	根	XRDYWXTW	29000
32-4	贝朗紫杉醇释放冠脉球囊导管5022220	条	BLZSCSFG	6297.7
32-4	贝朗紫杉醇释放冠脉球囊导管5022200	条	BLZSCSFG	6297.7
32-4	贝朗紫杉醇释放冠脉球囊导管5022222	条	BLZSCSFG	6297.7
32-4	贝朗紫杉醇释放冠脉球囊导管5022202	条	BLZSCSFG	6297.7
32-4	贝朗紫杉醇释放冠脉球囊导管5022218	条	BLZSCSFG	6297.7
32-4	贝朗紫杉醇释放冠脉球囊导管5022211	条	BLZSCSFG	6297.7
32-4	贝朗紫杉醇释放冠脉球囊导管5022235	条	BLZSCSFG	6297.7
32-4	贝朗紫杉醇释放冠脉球囊导管5022206	条	BLZSCSFG	6297.7
32-4	贝朗紫杉醇释放冠脉球囊导管5022205	条	BLZSCSFG	6297.7
32-4	贝朗紫杉醇释放冠脉球囊导管5022212	条	BLZSCSFG	6297.7
32-4	贝朗紫杉醇释放冠脉球囊导管5022225	条	BLZSCSFG	6297.7
32-4	先瑞达(为尼)外周球囊扩张导管LIL25150B	根	XRD (WN) W	4500
32-4	先瑞达(为尼)外周球囊扩张导管LIL25200B	根	XRD (WN) W	4500
32-4	先瑞达(为尼)外周球囊扩张导管LIL25300B	根	XRD (WN) W	4500
32-4	波科(为尼)PTA球囊扩张导管 H74939171050410	根	BK (WN) PT	3300

32-4	波科(为尼)PTA球囊扩张导管 H74939171060610	根	BK (WN) PT	3300
32-4	波科(为尼)PTA球囊扩张导管 H74939171080610	根	BK (WN) PT	4700
32-4	先瑞达(为尼)药物外周球囊导管ORC04300B	根	XRD (WN) Y	29000
32-4	先瑞达(为尼)药物外周球囊导管ORC05200B	根	XRD (WN) Y	29000
32-4	先瑞达(为尼)药物外周球囊导管ORC05300B	根	XRD (WN) Y	29000
32-4	先瑞达(为尼)药物外周球囊导管ORC06200B	根	XRD (WN) Y	29000
32-4	先瑞达(为尼)药物外周球囊导管ORC06300B	根	XRD (WN) Y	29000
32-4	先瑞达(为尼)药物外周球囊导管DHA03150B	根	XRD (WN) Y	29000
32-4	先瑞达(为尼)药物外周球囊导管DHA03200B	根	XRD (WN) Y	29000
32-4	先瑞达(为尼)药物外周球囊导管DHA03300B	根	XRD (WN) Y	29000
32-4	波科(为尼)PTA球囊扩张导管 H74939171042010	根	BK (WN) PT	3300
32-4	波科(为尼)PTA球囊扩张导管 H74939171051510	根	BK (WN) PT	3300
32-4	波科(为尼)PTA球囊扩张导管 H74939171052010	根	BK (WN) PT	3300
32-4	波科(为尼)PTA球囊扩张导管 H74939171061010	根	BK (WN) PT	3300
32-4	波科(为尼)PTA球囊扩张导管 H74939171062010	根	BK (WN) PT	3300
32-4	波科(为尼)PTA球囊扩张导管 H74939171100610	根	BK (WN) PT	4700
32-4	波科(为尼)PTA球囊扩张导管 H74939171060810	根	BK (WN) PT	3300
32-4	先瑞达药物洗脱外周球囊扩张导管ORC04060B	根	XRDYWXTW	18500
32-4	先瑞达药物洗脱外周球囊扩张导管ORC04150B	根	XRDYWXTW	18500
32-4	先瑞达药物洗脱外周球囊扩张导管ORC05060B	根	XRDYWXTW	18500
32-4	先瑞达药物洗脱外周球囊扩张导管ORC05150B	根	XRDYWXTW	18500
32-4	先瑞达药物洗脱外周球囊扩张导管ORC06150B	根	XRDYWXTW	18500
32-4	先瑞达药物洗脱外周球囊扩张导管ORC07060B	根	XRDYWXTW	18500
32-4	先瑞达药物洗脱外周球囊扩张导管ORC08060B	根	XRDYWXTW	18500
32-4	先瑞达药物洗脱外周球囊扩张导管ORC55060B	根	XRDYWXTW	18500

32-4	先瑞达药物洗脱外周球囊扩张导管ORC55120B	根	XRDYWXTW	18500
32-4	先瑞达药物洗脱外周球囊扩张导管ORC55150B	根	XRDYWXTW	18500
32-4	波科PTA球囊扩张导管H74939171060810	根	BKPTAQNK	3300
32-4	波科PTA球囊扩张导管H74939171052010	根	BKPTAQNK	3300
32-4	波科PTA球囊扩张导管H74939171042010	根	BKPTAQNK	3300
32-4	先瑞达药物洗脱外周球囊扩张导管ORC05300B	根	XRDYWXTW	29000
32-4	先瑞达药物洗脱外周球囊扩张导管ORC07060A	根	XRDYWXTW	18500
32-4	先瑞达药物洗脱外周球囊扩张导管ORC08060A	根	XRDYWXTW	18500
32-4	波科(为尼)PTA球囊扩张导管 H74939171081010	根	BK(WN)PT	4700
32-4	先瑞达外周球囊扩张导管IRI04080B	根	XRDWZQNK	2330
32-4	波科(为尼)PTA球囊扩张导管 H74939171040410	根	BK(WN)PT	3300
32-4	先瑞达外周球囊扩张导管IRI08080B	根	XRDWZQNK	2330
32-4	先瑞达外周球囊扩张导管IRI10080B	根	XRDWZQNK	2330
32-4	先瑞达外周球囊扩张导管IRI12080B	根	XRDWZQNK	2330
32-4	先瑞达外周球囊扩张导管IRI04040B	根	XRDWZQNK	2330
32-4	先瑞达外周球囊扩张导管IRI05040B	根	XRDWZQNK	2330
32-4	先瑞达外周球囊扩张导管IRI05060B	根	XRDWZQNK	2330
32-4	先瑞达外周球囊扩张导管IRI06040B	根	XRDWZQNK	2330
32-4	先瑞达外周球囊扩张导管IRI06060B	根	XRDWZQNK	2330
32-4	先瑞达外周球囊扩张导管IRI04060B	根	XRDWZQNK	2330
32-4	波科PTA球囊扩张导管H74939171040440	根	BKPTAQNK	3300
32-4	波科PTA球囊扩张导管H74939171050440	根	BKPTAQNK	3300
32-4	波科PTA球囊扩张导管H74939171060440	根	BKPTAQNK	3300
32-4	波科PTA球囊扩张导管H74939171080670	根	BKPTAQNK	4700
32-4	波科PTA球囊扩张导管H74939171100670	根	BKPTAQNK	4700

32-5	泰尔茂(吉隆)6Fr RS*A60K10SQ	根	TEM(JL)6	175
32-5	先健可调弯鞘 SVA6F-550	套	XJKTWQ S	3600
32-5	华医封堵器输送系统-房间隔8F	根	HYFDQSSX	950
32-5	华医封堵器输送系统-房间隔9F	根	HYFDQSSX	950
32-5	华医封堵器输送系统-房间隔10F	根	HYFDQSSX	950
32-5	库克血管鞘KCFW-7.0-38-55-RB-RAABE	根	KKXGQKCF	1300
32-5	巴德微插管鞘0668945	套	BDWCGQ	374
32-5	库克血管鞘KCFW-12.0-38-40-RB	根	KKXGQKCF	1500
32-5	库克血管鞘KCFW-12.0-38-80-RB	根	KKXGQKCF	1500
32-5	动脉鞘(介入)	套	DMQ(JR)	175
32-5	库克血管鞘KCFW-6.0-38-40-RB-BLKN	根	KKXGQKCF	1165
32-5	心诺心内导引鞘S0856332L1	个	XNXNDYQS	733.5
32-5	佛山特种无菌导管鞘18F	套	FSTZWJDG	1880
32-5	库克血管鞘KCFW-8.0-38-40-RB-BLKN普通鞘	根	KKXGQKCF	1165
32-5	泰尔茂短鞘组7Fr	根	TEMDQZ	175
32-5	库克血管鞘KCFW-6.0-55-RB-RAABE	根	KKXGQKCF	1300
32-5	库克血管鞘KCFW-9.0-38-55-RB-RAABE	根	KKXGQKCF	1300
32-5	血管鞘KCFW-9.0-38-70-RB	根	XGQKCF	1300
32-5	库克血管鞘KCFW-7.0-38-70-RB-RAABE	根	KKXGQKCF	1300
32-5	库克血管鞘KCFW-6.0-18/38-45-RB-ANL3-HC	根	KKXGQKCF	1400
32-5	库克血管鞘RCF-14.0-38-J	套	KKXGQR	1282
32-5	泰尔茂血管鞘RS*A60G16SQZ	个	TEMXGQ	175
32-5	泰尔茂血管鞘RS*A10K10SQ	根	TEMXGQ	175
32-5	泰尔茂血管鞘RS*A50K10SQ	个	TEMXGQ	175
32-5	泰尔茂血管鞘RS*A60K10SQ	个	TEMXGQ	175
32-5	泰尔茂血管鞘RS*A40K10SQ	个	TEMXGQ	175
32-5	泰尔茂血管鞘RS*A80K10SQ	个	TEMXGQ	175
32-5	泰尔茂血管鞘RS*A70K10SQ	个	TEMXGQ	175
32-5	库克血管鞘KCFW-10.0-38-80-RB	根	KKXGQKCF	1300
32-5	康蒂思导管鞘及穿刺套件F尺寸: 6 504-606X	根	KDSDGQJC	172
32-5	泰尔茂短鞘组6Fr RS*A60K10SQ	根	TEMDQZ6F	175
32-5	泰尔茂短鞘组5Fr	根	TEMDQZ	175

32-5	富德神经探头(同芯) 1. 3/90	根	FDSJTT(T	816
32-5	雅培传送系统和交换系统8F180/80	套	YPCSXT	2250
32-5	雅培传送系统和交换系统9F45/80	套	YPCSXT	2250
32-5	雅培传送系统和交换系统7F45/60	套	YPCSXT	2250
32-5	雅培传送系统和交换系统8F45/80	套	YPCSXT	2250
32-5	雅培传送系统和交换系统6F180/60	套	YPCSXT	2250
32-5	雅培传送系统和交换系统12F45/80	套	YPCSXT	2250
32-5	雅培传送系统和交换系统10F45/80	套	YPCSXT	2250
32-5	雅培传送系统和交换系统5F180/60	套	YPCSXT	2250
32-5	强生弯型可视双向可调弯导引鞘管 D138501	根	QSWXKSSX	4712
32-5	强生弯型可视双向可调弯导引鞘管 D138502	根	QSWXKSSX	4712
32-5	强生弯型可视双向可调弯导引鞘管 D138503	根	QSWXKSSX	4712
32-5	麦瑞通导管鞘器械 MAK501N	根	MRTDGQQX	670
32-5	微创心内导引鞘组及附件TSL16385	根	WCXNDYQZ	750
32-5	雅培传送系统和交换系统7F45/80	套	YPCSXT	2250
32-5	雅培传送系统和交换系统8F45/60	套	YPCSXT	2250
32-5	雅培传送系统和交换系统7F180/80	套	YPCSXT	2250
32-5	雅培传送系统和交换系统13F45/80	套	YPCSXT	2250
32-5	雅培传送系统和交换系统6F45/60	套	YPCSXT	2250
32-5	雅培传送系统和交换系统9F180/80	套	YPCSXT	2250
32-5	雅培传送系统和交换系统6F180/80	套	YPCSXT	2250
32-5	泰尔茂短鞘组RS*A40K10SQ	套	TEMQZRS	175
32-5	可剥鞘(进口)-经血管介入诊疗	套	KBQJKJ	248
32-5	库克血管鞘KCFW-8. 0-38-55-RB-RAABE	根	KKXGQKCF	1300
32-5	泰尔茂血管鞘组5Fr, 16CM RS*A50G16SQZ	个	TEMXGQZ5	175
32-5	益心达无菌导管鞘套装SCW-IS-061	套	YXDWJD	130
32-5	库克血管鞘KCFW-10. 0-38-40-RB	根	KKXGQKCF	1500
32-5	康蒂思导管鞘及套件F10 11cm0. 3	根	KDSGQ	172
32-5	佛山特种无菌导管鞘16F	根	FSTZWJDG	1800
32-5	泰尔茂血管鞘组RS*A80K10SQ	个	TEMXGQZR	175
32-5	康蒂思导管鞘及穿刺套件F尺寸: 7 504-607X	根	KDSGQJC	172
32-5	康蒂思导管鞘及穿刺套件F尺寸: 8 504-608X	根	KDSGQJC	172
32-5	库克血管鞘KCFW-6. 0-38-90-RB-RAABE	根	KKXGQKCF	1300
32-5	库克血管鞘KCFW-7. 0-38-90-RB-RAABE	根	KKXGQKCF	1300

32-5	先健可调弯鞘 SVA8F-550	套	XJKTWQ S	3600
32-5	泰尔茂血管鞘组RM*ES6J16HQS	套	TEMXGQZR	780
32-5	泰尔茂血管鞘组RM*ES7J16HQS	套	TEMXGQZR	780
32-5	库克血管鞘KCFW-7.0-38-55-RB-RAABE	根	KKXGQKCF	1300
32-5	库克血管鞘KCFW-8.0-38-90-RB-RAABE	根	KKXGQKCF	1300
32-5	库克血管鞘RCF-12.0-38-J	根	KKXGQRCF	1300
32-6	强生镍钛支架系统8×60mmC08060MV	根	QSNTZJXT	9300
32-6	戈尔肝素涂层支架110202w	套	GEGSTCZJ	29696
32-6	戈尔肝素涂层支架110502w	套	GEGSTCZJ	29696
32-6	戈尔肝素涂层支架130202w	套	GEGSTCZJ	29696
32-6	戈尔肝素涂层支架130502w	套	GEGSTCZJ	29696
32-6	覆膜支架CTIPS	个	FMZJCTIP	41000
32-6	史赛克颅内支架系统-支架M003EZAS45300	个	SSKLNZJX	47000
32-6	史赛克颅内支架系统-支架M003EZAS40240	个	SSKLNZJX	47000
32-6	史赛克颅内支架系统-支架M003EZAS45210	个	SSKLNZJX	47000
32-6	史赛克颅内支架系统-支架M003EZAS40210	个	SSKLNZJX	47000
32-6	百多力外周血管支架系统Pulsar-18 6/80/135	根	BDLWZXGZ	14000
32-6	史赛克颅内支架系统-支架M003EZAS30210	个	SSKLNZJX	47000
32-6	史赛克颅内支架系统-支架M003EZAS30150	个	SSKLNZJX	47000
32-6	百多力外周血管支架系统Pulsar-18 6/60/135	根	BDLWZXGZ	14000
32-6	百多力外周血管支架系统Pulsar-18 6/40/135	根	BDLWZXGZ	14000
32-6	百多力外周血管支架系统Pulsar-18 7/60/135	根	BDLWZXGZ	14000
32-6	百多力外周血管支架系统Pulsar-18 7/80/135	根	BDLWZXGZ	14000
32-6	百多力外周血管支架系统Pulsar-18 7/40/135	根	BDLWZXGZ	14000
32-6	柯惠(为尼)外周自膨式支架prp35-06-120- 120	根	KH(WN)WZ	14000

32-6	柯惠(为尼)外周自膨式支架prp35-08-080-120	根	KH(WN)WZ	14000
32-6	微创覆膜支架及输送系统HT3024-200-2000	根	WCFMZJJS	65000
32-6	先健大动脉覆膜支架系统TAA3232B100	套	XJDDFMFZ	48000
32-6	微创冠脉支架直径3.0长度33	根	WCGMZJZJ	730
32-6	微创冠脉支架直径2.75长度33	根	WCGMZJZJ	730
32-6	戈尔肝素涂层支架080502w	根	GEGSTCZJ	29696
32-6	微创冠脉支架直径2.5长度18	条	WCGMZJZJ	730
32-6	微创冠脉支架直径2.5长度23	条	WCGMZJZJ	730
32-6	微创冠脉支架直径2.75长度18	条	WCGMZJZJ	730
32-6	微创冠脉支架直径2.75长度23	条	WCGMZJZJ	730
32-6	微创冠脉支架直径3.0长度18	条	WCGMZJZJ	730
32-6	微创冠脉支架直径3.5长度23	条	WCGMZJZJ	730
32-6	微创冠脉支架直径4.0长度18	条	WCGMZJZJ	730
32-6	波士顿洗脱冠状支架2.25*8	根	BSDXTGZZ	846
32-6	波士顿洗脱冠状支架2.5*8	根	BSDXTGZZ	846
32-6	波士顿洗脱冠状支架2.75*8	根	BSDXTGZZ	846
32-6	波士顿洗脱冠状支架3.0*8	根	BSDXTGZZ	846
32-6	波士顿洗脱冠状支架3.5*8	根	BSDXTGZZ	846
32-6	波士顿洗脱冠状支架4.0*8	根	BSDXTGZZ	846
32-6	波士顿洗脱冠状支架2.25*12	根	BSDXTGZZ	846
32-6	波士顿洗脱冠状支架2.5*12	根	BSDXTGZZ	846
32-6	波士顿洗脱冠状支架2.75*12	根	BSDXTGZZ	846
32-6	波士顿洗脱冠状支架3.0*12	根	BSDXTGZZ	846
32-6	波士顿洗脱冠状支架3.5*12	根	BSDXTGZZ	846
32-6	波士顿洗脱冠状支架4.0*12	根	BSDXTGZZ	846

32-6	波士顿洗脱冠状支架2.25*16	根	BSDXTGZZ	846
32-6	波士顿洗脱冠状支架2.5*16	根	BSDXTGZZ	846
32-6	波士顿洗脱冠状支架2.75*16	根	BSDXTGZZ	846
32-6	波士顿洗脱冠状支架3.0*16	根	BSDXTGZZ	846
32-6	波士顿洗脱冠状支架3.5*16	根	BSDXTGZZ	846
32-6	波士顿洗脱冠状支架2.25*20	根	BSDXTGZZ	846
32-6	波士顿洗脱冠状支架2.5*20	根	BSDXTGZZ	846
32-6	波士顿洗脱冠状支架2.75*20	根	BSDXTGZZ	846
32-6	波士顿洗脱冠状支架3.0*20	根	BSDXTGZZ	846
32-6	波士顿洗脱冠状支架3.5*20	根	BSDXTGZZ	846
32-6	波士顿洗脱冠状支架4.0*20	根	BSDXTGZZ	846
32-6	波士顿洗脱冠状支架2.25*24	根	BSDXTGZZ	846
32-6	波士顿洗脱冠状支架2.5*24	根	BSDXTGZZ	846
32-6	波士顿洗脱冠状支架2.75*24	根	BSDXTGZZ	846
32-6	波士顿洗脱冠状支架3.0*24	根	BSDXTGZZ	846
32-6	波士顿洗脱冠状支架3.5*24	根	BSDXTGZZ	846
32-6	波士顿洗脱冠状支架4.0*24	根	BSDXTGZZ	846
32-6	波士顿洗脱冠状支架2.25*28	根	BSDXTGZZ	846
32-6	波士顿洗脱冠状支架2.5*28	根	BSDXTGZZ	846
32-6	波士顿洗脱冠状支架2.75*28	根	BSDXTGZZ	846
32-6	波士顿洗脱冠状支架3.0*28	根	BSDXTGZZ	846
32-6	波士顿洗脱冠状支架3.5*28	根	BSDXTGZZ	846
32-6	波士顿洗脱冠状支架4.0*28	根	BSDXTGZZ	846
32-6	波士顿洗脱冠状支架2.25*32	根	BSDXTGZZ	846
32-6	波士顿洗脱冠状支架2.5*32	根	BSDXTGZZ	846

32-6	波士顿洗脱冠状支架2.75*32	根	BSDXTGZZ	846
32-6	波士顿洗脱冠状支架3.0*32	根	BSDXTGZZ	846
32-6	波士顿洗脱冠状支架3.5*32	根	BSDXTGZZ	846
32-6	波士顿洗脱冠状支架4.0*32	根	BSDXTGZZ	846
32-6	波士顿洗脱冠状支架2.5*38	根	BSDXTGZZ	846
32-6	波士顿洗脱冠状支架2.75*38	根	BSDXTGZZ	846
32-6	波士顿洗脱冠状支架3.0*38	根	BSDXTGZZ	846
32-6	波士顿洗脱冠状支架3.5*38	根	BSDXTGZZ	846
32-6	波士顿洗脱冠状支架4.0*38	根	BSDXTGZZ	846
32-6	雅培球囊扩张支架系统支架直径长度：15m	套	YPQNKZ	10000
32-6	雅培球囊扩张支架系统支架长度：18mm	套	YPQNKZ	10000
32-6	微创覆膜支架及输送系统HT2826-160-1500	套	WCFMZJJS	45847
32-6	戈尔覆膜支架系统5	根	GEFMZJ	41000
32-6	戈尔覆膜支架系统6	根	GEFMZJ	41000
32-6	戈尔覆膜支架系统7	根	GEFMZJ	41000
32-6	微创分支型主动脉支架D134	套	WCFZXZ	130000
32-6	微创分支型主动脉支架D128、D38、L	套	WCFZXZ	130000
32-6	微创分支型主动脉支架D128、D310、	套	WCFZXZ	130000
32-6	微创覆膜支架及输送系统HT3028-200-2000	套	WCFMZJJS	70200
32-6	微创覆膜支架及输送系统HT3228-160-2000	套	WCFMZJJS	45847
32-6	微创覆膜支架及输送系统HT2828-080-1500	套	WCFMZJJS	33915
32-6	微创覆膜支架10mm CL10-120	套	WCFMZJ10	26520
32-6	微创覆膜支架13mm CL13-120	套	WCFMZJ13	26520
32-6	微创主体覆膜支架32mm	套	WCZTFM	26520
32-6	美敦力肾动脉支架系统IHP050150145	个	MDLSDMZJ	11137
32-6	美敦力肾动脉支架系统IHP070150145	个	MDLSDMZJ	11137
32-6	美敦力肾动脉支架系统IHP050200145	个	MDLSDMZJ	11137
32-6	雅培外周编织型支架系统S-50-120-120-P6	个	YPWBZXZ	27500
32-6	柯惠颅内取栓支架SFR-6-30	个	KHLNQSZJ	32124
32-6	巴尔自膨式颅内支架LE0+Baby LE0.2, 5X12	根	BEZPSLNZ	45000

32-6	巴尔自膨式颅内支架LEO+Baby LEO. 2, 5X18	根	BEZPSLNZ	45000
32-6	巴尔自膨式颅内支架LEO+Baby LEO. 2, 5X25	根	BEZPSLNZ	45000
32-6	巴尔自膨式颅内支架LEO+ LEO. 3, 5X12	根	BEZPSLNZ	45000
32-6	巴尔自膨式颅内支架LEO+ LEO. 3, 5X18	根	BEZPSLNZ	45000
32-6	巴尔自膨式颅内支架LEO+ LEO. 3, 5X25	根	BEZPSLNZ	45000
32-6	巴尔自膨式颅内支架LEO+ LEO. 3, 5X30	根	BEZPSLNZ	45000
32-6	巴尔自膨式颅内支架LEO+ LEO. 3, 5X35	根	BEZPSLNZ	45000
32-6	巴尔自膨式颅内支架LEO+ LEO. 3, 5X50	根	BEZPSLNZ	45000
32-6	巴尔自膨式颅内支架LEO+ LEO. 4, 5X15	根	BEZPSLNZ	45000
32-6	巴尔自膨式颅内支架LEO+ LEO. 4, 5X20	根	BEZPSLNZ	45000
32-6	巴尔自膨式颅内支架LEO+ LEO. 4, 5X25	根	BEZPSLNZ	45000
32-6	巴尔自膨式颅内支架LEO+ LEO. 4, 5X30	根	BEZPSLNZ	45000
32-6	巴尔自膨式颅内支架LEO+ LEO. 4, 5X40	根	BEZPSLNZ	45000
32-6	巴尔自膨式颅内支架LEO+ LEO. 4, 5X50	根	BEZPSLNZ	45000
32-6	巴尔自膨式颅内支架LEO+ LEO. 4, 5X75	根	BEZPSLNZ	45000
32-6	巴尔自膨式颅内支架LEO+ LEO. 5, 5X25	根	BEZPSLNZ	45000
32-6	巴尔自膨式颅内支架LEO+ LEO. 5, 5X30	根	BEZPSLNZ	45000
32-6	巴尔自膨式颅内支架LEO+ LEO. 5, 5X35	根	BEZPSLNZ	45000
32-6	巴尔自膨式颅内支架LEO+ LEO. 5, 5X50	根	BEZPSLNZ	45000
32-6	巴尔自膨式颅内支架LEO+ LEO. 5, 5X60	根	BEZPSLNZ	45000
32-6	巴尔自膨式颅内支架LEO+ LEO. 5, 5X75	根	BEZPSLNZ	45000
32-6	美敦力肾动脉支架系统IHP060150145	个	MDLSDMZJ	11137
32-6	微创冠脉支架系统3. 5*33	根	WCGMJXT	590
32-6	柯惠颅内取栓支架SFR-4-20	个	KHLNQSZJ	32124
32-6	西艾迪肾动脉支架5. 0mm*12mm ICRW5012L	个	XADSDMZJ	14500

32-6	西艾迪肾动脉支架5.0mm*17mm ICRW5017L	个	XADSDMZJ	14500
32-6	西艾迪肾动脉支架6.0mm*12mm ICRW6012L	个	XADSDMZJ	14500
32-6	西艾迪肾动脉支架6.0mm*17mm ICRW6017L	个	XADSDMZJ	14500
32-6	西艾迪肾动脉支架7.0mm*12mm ICRW7012L	个	XADSDMZJ	14500
32-6	西艾迪肾动脉支架7.0mm*17mm ICRW7017L	个	XADSDMZJ	14500
32-6	柯惠(为尼)外周自膨式支架PRP35-06-060-120	根	KH(WN)WZ	14000
32-6	波士顿冠状支架4.0*28	根	BSDGZZJ4	6999
32-6	波科带有推送系统的支架H965403120	根	BKDYTSXT	8721
32-6	波科带有推送系统的支架H965403130(停用)	根	BKDYTSXT	8721
32-6	微创覆膜支架及输送系统C322610-2002510	套	WCFMZJJS	120000
32-6	微创覆膜支架系统 无裸段: TN2828-020080	根	WCFMZJXT	52600
32-6	雅培药物洗脱冠脉支架系统1009529-23	条	YPYWXTGM	2799
32-6	微创覆膜支架及输送系统HT3232-080-2000	套	WCFMZJJS	33915
32-6	美创外周血管支架ICLC9029L 9.0*29mm/135cm	根	MCWZXGZJ	15000
32-6	微仙颅内支架系统3.5mm*17mm 213517-CAS	根	WXLNZJXT	38000
32-6	微仙颅内支架系统3.5mm*22mm 213522-CAS	根	WXLNZJXT	38000
32-6	微仙颅内支架系统4.0mm*12mm 214012-CAS	根	WXLNZJXT	38000
32-6	微仙颅内支架系统4.0mm*17mm 214017-CAS	根	WXLNZJXT	38000
32-6	微仙颅内支架系统4.0mm*22mm 214022-CAS	根	WXLNZJXT	38000
32-6	微仙颅内支架系统4.0mm*28mm 214028-CAS	根	WXLNZJXT	38000
32-6	微仙颅内支架系统4.0mm*31mm 214031-CAS	根	WXLNZJXT	38000
32-6	微仙颅内支架系统4.5mm*18mm 214518-CAS	根	WXLNZJXT	38000
32-6	微仙颅内支架系统4.5mm*23mm 214523-CAS	根	WXLNZJXT	38000
32-6	微仙颅内支架系统4.5mm*32mm 214532-CAS	根	WXLNZJXT	38000
32-6	微仙颅内支架系统5.5mm*30mm 215530-CAS	根	WXLNZJXT	38000

32-6	微仙颅内支架系统5.5mm*33mm 215533-CAS	根	WXLNZJXT	38000
32-6	先健大动脉覆膜支架系统TAA3830B200	套	XJDDMFZ	77800
32-6	先健髂动脉分叉支架系统PS-C-12040XL	套	XJQDMFCZ	29800
32-6	雅培外周支架系统11013-29	套	YPWZZJXT	10000
32-6	心玮(岁勤)颅内取栓支架 HC*TDE-4020	根	XW(SQ)LN	19631
32-6	心玮(岁勤)颅内取栓支架 HC*TDE-6030	根	XW(SQ)LN	19631
32-6	乐普生物可吸收冠状动脉支架系统 LPS2718	套	LPSWKXSG	14500
32-6	乐普生物可吸收冠状动脉支架系统 LPS2721	套	LPSWKXSG	14500
32-6	乐普生物可吸收冠状动脉支架系统 LPS2724	套	LPSWKXSG	14500
32-6	乐普生物可吸收冠状动脉支架系统 LPS3018	套	LPSWKXSG	14500
32-6	乐普生物可吸收冠状动脉支架系统 LPS3021	套	LPSWKXSG	14500
32-6	乐普生物可吸收冠状动脉支架系统 LPS3024	套	LPSWKXSG	14500
32-6	乐普生物可吸收冠状动脉支架系统 LPS3518	套	LPSWKXSG	14500
32-6	乐普生物可吸收冠状动脉支架系统 LPS3521	套	LPSWKXSG	14500
32-6	乐普生物可吸收冠状动脉支架系统 LPS3524	套	LPSWKXSG	14500
32-6	微创冠脉支架系统直径2.75长度29	条	WCGMJXT	730
32-6	戈尔(为尼)肝素涂层支架 VBHR060502W	根	GE(WN)GS	29696
32-6	波士顿冠状动脉支架系统H74939251	根	BSDGZD	846
32-6	外周支架系统	个	WZZJXT	10000
32-6	库克自膨式静脉支架 ZVT7-35-80-16-10.0	根	KKZPSJMZ	28000
32-6	五方自膨式支架系统14-80	根	WFZPSZ	8307
32-6	雅培药物洗脱冠脉支架系统1009529-18	条	YPYWXTGM	2799
32-6	雅培药物洗脱冠脉支架系统1009530-18	条	YPYWXTGM	2799
32-6	微创冠脉支架直径3.5长度33	个	WCGMJZJ	730
32-6	外周自膨式支架系统	个	WZZPSZJX	14000
32-6	微创覆膜支架及输送系统HT3028-160-2000	套	WCFMZJJS	45847
32-6	颅内取栓支架ev3SFR-4-20	根	LNQSZJ	32124

32-6	戈尔肝素涂层支架081002w	套	GEGSTCZJ	30670
32-6	强生颅内支架ENCR401612	根	QSLNZJ	44000
32-6	强生颅内支架ENCR402312	根	QSLNZJ	44000
32-6	强生颅内支架ENCR403012	根	QSLNZJ	44000
32-6	强生颅内支架ENCR403912	根	QSLNZJ	44000
32-6	强生血管重建装置和传送系统 ENC451412	根	QSGXZJZZ	21900
32-6	强生血管重建装置和传送系统 ENC452812	根	QSGXZJZZ	21900
32-6	强生血管重建装置和传送系统 ENC453712	根	QSGXZJZZ	21900
32-6	心玮颅内取栓系统HC*TDE-4020	根	XWLNQSXT	19631
32-6	心玮颅内取栓系统HC*TDE-4040	根	XWLNQSXT	19631
32-6	心玮颅内取栓系统HC*TDE-6020	根	XWLNQSXT	19631
32-6	心玮颅内取栓系统HC*TDE-6030	根	XWLNQSXT	19631
32-6	巴德血管覆膜支架FVM05030	套	BDXGFMZJ	15000
32-6	巴德血管覆膜支架FVM05060	套	BDXGFMZJ	15000
32-6	巴德血管覆膜支架FVM06030	套	BDXGFMZJ	15000
32-6	巴德血管覆膜支架FVM06040	套	BDXGFMZJ	15000
32-6	巴德血管覆膜支架FVM06060	套	BDXGFMZJ	15000
32-6	巴德血管覆膜支架FVM07040	套	BDXGFMZJ	15000
32-6	巴德血管覆膜支架FVM07060	套	BDXGFMZJ	15000
32-6	巴德血管覆膜支架FVM07080	套	BDXGFMZJ	15000
32-6	巴德血管覆膜支架FVM08030	套	BDXGFMZJ	15000
32-6	巴德血管覆膜支架FVM08040	套	BDXGFMZJ	15000
32-6	巴德血管覆膜支架FVM08060	套	BDXGFMZJ	15000
32-6	巴德血管覆膜支架FVM08080	套	BDXGFMZJ	15000
32-6	巴德血管覆膜支架FVM10040	套	BDXGFMZJ	15000
32-6	巴德血管覆膜支架FVM10060	套	BDXGFMZJ	15000
32-6	巴德血管覆膜支架FVM10080	套	BDXGFMZJ	15000

32-6	巴德血管覆膜支架FVL05030	套	BDXGFMZJ	15000
32-6	巴德血管覆膜支架FVL05040	套	BDXGFMZJ	15000
32-6	巴德血管覆膜支架FVL06030	套	BDXGFMZJ	15000
32-6	巴德血管覆膜支架FVL06040	套	BDXGFMZJ	15000
32-6	巴德血管覆膜支架FVL06060	套	BDXGFMZJ	15000
32-6	巴德血管覆膜支架FVL06080	套	BDXGFMZJ	15000
32-6	巴德血管覆膜支架FVL07030	套	BDXGFMZJ	15000
32-6	巴德血管覆膜支架FVL07040	套	BDXGFMZJ	15000
32-6	巴德血管覆膜支架FVL07060	套	BDXGFMZJ	15000
32-6	巴德血管覆膜支架FVL07080	套	BDXGFMZJ	15000
32-6	巴德血管覆膜支架FVL08030	套	BDXGFMZJ	15000
32-6	巴德血管覆膜支架FVL08040	套	BDXGFMZJ	15000
32-6	巴德血管覆膜支架FVL08060	套	BDXGFMZJ	15000
32-6	巴德血管覆膜支架FVL08080	套	BDXGFMZJ	15000
32-6	巴德血管覆膜支架FVL09060	套	BDXGFMZJ	15000
32-6	巴德血管覆膜支架FVL10040	套	BDXGFMZJ	15000
32-6	巴德血管覆膜支架FVL10060	套	BDXGFMZJ	15000
32-6	巴德血管覆膜支架FVL10080	套	BDXGFMZJ	15000
32-6	康蒂思镍钛支架系统5×150mm SF05150MV	根	KDSNTZJX	20060
32-6	康蒂思镍钛支架系统6×150mm SF06150MV	根	KDSNTZJX	20060
32-6	先健大动脉覆膜支架系统XJZDZ24080	套	XJDDFMZ	19500
32-6	库克自膨式静脉支架 ZVT7-35-80-14-10.0	根	KKZPSJMZ	28000
32-6	库克自膨式静脉支架 ZVT7-35-80-16-6.0	根	KKZPSJMZ	28000
32-6	戈尔肝素涂层支架050202w	套	GEGSTCZJ	29696
32-6	戈尔肝素涂层支架050502w	套	GEGSTCZJ	29696

32-6	戈尔肝素涂层支架060202w	套	GEGSTCZJ	29696
32-6	戈尔肝素涂层支架060502w	套	GEGSTCZJ	29696
32-6	戈尔肝素涂层支架070202w	套	GEGSTCZJ	29696
32-6	戈尔肝素涂层支架070502w	套	GEGSTCZJ	29696
32-6	戈尔肝素涂层支架090502w	套	GEGSTCZJ	29696
32-6	戈尔肝素涂层支架100202w	套	GEGSTCZJ	29696
32-6	戈尔肝素涂层支架100502w	套	GEGSTCZJ	29696
32-6	通桥取栓支架CRD-3-15	个	TQQSZJCR	19630
32-6	通桥取栓支架CRD-3-20	个	TQQSZJCR	19630
32-6	通桥取栓支架CRD-3-25	个	TQQSZJCR	19630
32-6	通桥取栓支架CRD-3-30	个	TQQSZJCR	19630
32-6	通桥取栓支架CRD-4-15	个	TQQSZJCR	19630
32-6	通桥取栓支架CRD-4-20	个	TQQSZJCR	19630
32-6	通桥取栓支架CRD-4-25	个	TQQSZJCR	19630
32-6	通桥取栓支架CRD-4-30	个	TQQSZJCR	19630
32-6	通桥取栓支架CRD-5-15	个	TQQSZJCR	19630
32-6	通桥取栓支架CRD-5-20	个	TQQSZJCR	19630
32-6	通桥取栓支架CRD-5-25	个	TQQSZJCR	19630
32-6	通桥取栓支架CRD-5-30	个	TQQSZJCR	19630
32-6	通桥取栓支架CRD-6-15	个	TQQSZJCR	19630
32-6	通桥取栓支架CRD-6-20	个	TQQSZJCR	19630
32-6	通桥取栓支架CRD-6-25	个	TQQSZJCR	19630
32-6	通桥取栓支架CRD-6-30	个	TQQSZJCR	19630
32-6	微创覆膜支架及输送系统HT3632-160-2000	套	WCFMZJJS	45847
32-6	强生镍钛支架系统6×60mmC06060MV	个	QSNTZJXT	9300

32-6	强生镍钛支架系统8×80mmC08080MV	个	QSNTZJXT	9300
32-6	美敦力药物洗脱冠脉支架系统2.25*14	根	MDLYWXTG	6800
32-6	美敦力药物洗脱冠脉支架系统2.25*18	根	MDLYWXTG	6800
32-6	戈尔肝素涂层支架081001w	套	GEGSTCZJ	29696
32-6	波士顿冠状支架2.25*8	根	BSDGZZJ2	6999
32-6	波士顿冠状支架2.5*8	根	BSDGZZJ2	6999
32-6	波士顿冠状支架2.75*8	根	BSDGZZJ2	6999
32-6	波士顿冠状支架3.0*8	根	BSDGZZJ3	6999
32-6	波士顿冠状支架3.5*8	根	BSDGZZJ3	6999
32-6	波士顿冠状支架4.0*8	根	BSDGZZJ4	6999
32-6	波士顿冠状支架2.25*12	根	BSDGZZJ2	6999
32-6	波士顿冠状支架2.5*12	根	BSDGZZJ2	6999
32-6	波士顿冠状支架2.75*12	根	BSDGZZJ2	6999
32-6	波士顿冠状支架3.0*12	根	BSDGZZJ3	6999
32-6	波士顿冠状支架3.5*12	根	BSDGZZJ3	6999
32-6	波士顿冠状支架4.0*12	根	BSDGZZJ4	6999
32-6	波士顿冠状支架2.25*16	根	BSDGZZJ2	6999
32-6	波士顿冠状支架2.5*16	根	BSDGZZJ2	6999
32-6	波士顿冠状支架2.75*16	根	BSDGZZJ2	6999
32-6	波士顿冠状支架3.0*16	根	BSDGZZJ3	6999
32-6	波士顿冠状支架3.5*16	根	BSDGZZJ3	6999
32-6	波士顿冠状支架4.0*16	根	BSDGZZJ4	6999
32-6	波士顿冠状支架2.25*20	根	BSDGZZJ2	6999
32-6	波士顿冠状支架2.5*20	根	BSDGZZJ2	6999
32-6	波士顿冠状支架2.75*20	根	BSDGZZJ2	6999

32-6	波士顿冠状支架3.0*20	根	BSDGZZJ3	6999
32-6	波士顿冠状支架3.5*20	根	BSDGZZJ3	6999
32-6	波士顿冠状支架4.0*20	根	BSDGZZJ4	6999
32-6	波士顿冠状支架2.25*24	根	BSDGZZJ2	6999
32-6	波士顿冠状支架2.5*24	根	BSDGZZJ2	6999
32-6	波士顿冠状支架2.75*24	根	BSDGZZJ2	6999
32-6	波士顿冠状支架3.0*24	根	BSDGZZJ3	6999
32-6	波士顿冠状支架3.5*24	根	BSDGZZJ3	6999
32-6	波士顿冠状支架4.0*24	根	BSDGZZJ4	6999
32-6	波士顿冠状支架2.25*28	根	BSDGZZJ2	6999
32-6	波士顿冠状支架2.5*28	根	BSDGZZJ2	6999
32-6	波士顿冠状支架2.75*28	根	BSDGZZJ2	6999
32-6	波士顿冠状支架3.0*28	根	BSDGZZJ3	6999
32-6	波士顿冠状支架3.5*28	根	BSDGZZJ3	6999
32-6	波士顿冠状支架2.25*32	根	BSDGZZJ2	6999
32-6	波士顿冠状支架2.5*32	根	BSDGZZJ2	6999
32-6	波士顿冠状支架2.75*32	根	BSDGZZJ2	6999
32-6	波士顿冠状支架3.0*32	根	BSDGZZJ3	6999
32-6	波士顿冠状支架3.5*32	根	BSDGZZJ3	6999
32-6	波士顿冠状支架4.0*32	根	BSDGZZJ4	6999
32-6	波士顿冠状支架2.25*38	根	BSDGZZJ2	6999
32-6	波士顿冠状支架2.5*38	根	BSDGZZJ2	6999
32-6	波士顿冠状支架2.75*38	根	BSDGZZJ2	6999
32-6	波士顿冠状支架3.0*38	根	BSDGZZJ3	6999
32-6	波士顿冠状支架3.5*38	根	BSDGZZJ3	6999

32-6	波士顿冠状支架4.0*38	根	BSDGZZJ4	6999
32-6	雅伦雷帕霉素药物洗脱椎动脉支架系统 A25008	根	YLLPMSYW	38000
32-6	雅伦雷帕霉素药物洗脱椎动脉支架系统 A45020	根	YLLPMSYW	38000
32-6	雅伦雷帕霉素药物洗脱椎动脉支架系统 A40012	根	YLLPMSYW	38000
32-6	雅伦雷帕霉素药物洗脱椎动脉支架系统 A25012	根	YLLPMSYW	38000
32-6	雅伦雷帕霉素药物洗脱椎动脉支架系统 A30016	根	YLLPMSYW	38000
32-6	雅伦雷帕霉素药物洗脱椎动脉支架系统 A45008	根	YLLPMSYW	38000
32-6	雅伦雷帕霉素药物洗脱椎动脉支架系统 A40020	根	YLLPMSYW	38000
32-6	雅伦雷帕霉素药物洗脱椎动脉支架系统 A35008	根	YLLPMSYW	38000
32-6	雅伦雷帕霉素药物洗脱椎动脉支架系统 A40016	根	YLLPMSYW	38000
32-6	雅伦雷帕霉素药物洗脱椎动脉支架系统 A50008	根	YLLPMSYW	38000
32-6	雅伦雷帕霉素药物洗脱椎动脉支架系统 A30020	根	YLLPMSYW	38000
32-6	雅伦雷帕霉素药物洗脱椎动脉支架系统 A35020	根	YLLPMSYW	38000
32-6	雅伦雷帕霉素药物洗脱椎动脉支架系统 A40008	根	YLLPMSYW	38000
32-6	雅伦雷帕霉素药物洗脱椎动脉支架系统 A35012	根	YLLPMSYW	38000
32-6	雅伦雷帕霉素药物洗脱椎动脉支架系统 A50012	根	YLLPMSYW	38000
32-6	雅伦雷帕霉素药物洗脱椎动脉支架系统 A45012	根	YLLPMSYW	38000
32-6	雅伦雷帕霉素药物洗脱椎动脉支架系统 A25020	根	YLLPMSYW	38000
32-6	雅伦雷帕霉素药物洗脱椎动脉支架系统 A30008	根	YLLPMSYW	38000
32-6	雅伦雷帕霉素药物洗脱椎动脉支架系统 A35016	根	YLLPMSYW	38000
32-6	雅伦雷帕霉素药物洗脱椎动脉支架系统 A50016	根	YLLPMSYW	38000
32-6	雅伦雷帕霉素药物洗脱椎动脉支架系统 A50020	根	YLLPMSYW	38000
32-6	雅伦雷帕霉素药物洗脱椎动脉支架系统 A30012	根	YLLPMSYW	38000
32-6	雅伦雷帕霉素药物洗脱椎动脉支架系统 A25016	根	YLLPMSYW	38000
32-6	雅伦雷帕霉素药物洗脱椎动脉支架系统 A45016	根	YLLPMSYW	38000

32-6	艾柯血流导向密网支架AF2304FB	根	AKXLDXMW	155000
32-6	艾柯血流导向密网支架AF2601FB	根	AKXLDXMW	155000
32-6	艾柯血流导向密网支架AF2602FB	根	AKXLDXMW	155000
32-6	艾柯血流导向密网支架AF2603FB	根	AKXLDXMW	155000
32-6	艾柯血流导向密网支架AF2604FB	根	AKXLDXMW	155000
32-6	艾柯血流导向密网支架AF2605FB	根	AKXLDXMW	155000
32-6	艾柯血流导向密网支架AF2606FB	根	AKXLDXMW	155000
32-6	艾柯血流导向密网支架AF2901FB	根	AKXLDXMW	155000
32-6	艾柯血流导向密网支架AF2902FB	根	AKXLDXMW	155000
32-6	艾柯血流导向密网支架AF2903FB	根	AKXLDXMW	155000
32-6	艾柯血流导向密网支架AF2904FB	根	AKXLDXMW	155000
32-6	艾柯血流导向密网支架AF2905FB	根	AKXLDXMW	155000
32-6	艾柯血流导向密网支架AF2906FB	根	AKXLDXMW	155000
32-6	艾柯血流导向密网支架AF2907FB	根	AKXLDXMW	155000
32-6	艾柯血流导向密网支架AF2908FB	根	AKXLDXMW	155000
32-6	艾柯血流导向密网支架AF2909FB	根	AKXLDXMW	155000
32-6	艾柯血流导向密网支架AF3201FB	根	AKXLDXMW	155000
32-6	艾柯血流导向密网支架AF3202FB	根	AKXLDXMW	155000
32-6	艾柯血流导向密网支架AF3203FB	根	AKXLDXMW	155000
32-6	艾柯血流导向密网支架AF3204FB	根	AKXLDXMW	155000
32-6	艾柯血流导向密网支架AF3205FB	根	AKXLDXMW	155000
32-6	艾柯血流导向密网支架AF3206FB	根	AKXLDXMW	155000
32-6	艾柯血流导向密网支架AF3207FB	根	AKXLDXMW	155000
32-6	艾柯血流导向密网支架AF3208FB	根	AKXLDXMW	155000
32-6	艾柯血流导向密网支架AF3209FB	根	AKXLDXMW	155000

32-6	艾柯血流导向密网支架AF3502FB	根	AKXLDXMW	155000
32-6	艾柯血流导向密网支架AF3503FB	根	AKXLDXMW	155000
32-6	艾柯血流导向密网支架AF3504FB	根	AKXLDXMW	155000
32-6	艾柯血流导向密网支架AF3505FB	根	AKXLDXMW	155000
32-6	艾柯血流导向密网支架AF3506FB	根	AKXLDXMW	155000
32-6	艾柯血流导向密网支架AF3507FB	根	AKXLDXMW	155000
32-6	艾柯血流导向密网支架AF3508FB	根	AKXLDXMW	155000
32-6	艾柯血流导向密网支架AF3802FB	根	AKXLDXMW	155000
32-6	艾柯血流导向密网支架AF3803FB	根	AKXLDXMW	155000
32-6	艾柯血流导向密网支架AF3804FB	根	AKXLDXMW	155000
32-6	艾柯血流导向密网支架AF3805FB	根	AKXLDXMW	155000
32-6	艾柯血流导向密网支架AF3806FB	根	AKXLDXMW	155000
32-6	艾柯血流导向密网支架AF3807FB	根	AKXLDXMW	155000
32-6	艾柯血流导向密网支架AF3808FB	根	AKXLDXMW	155000
32-6	艾柯血流导向密网支架AF4102FB	根	AKXLDXMW	155000
32-6	艾柯血流导向密网支架AF4103FB	根	AKXLDXMW	155000
32-6	艾柯血流导向密网支架AF4104FB	根	AKXLDXMW	155000
32-6	艾柯血流导向密网支架AF4105FB	根	AKXLDXMW	155000
32-6	艾柯血流导向密网支架AF4106FB	根	AKXLDXMW	155000
32-6	艾柯血流导向密网支架AF4107FB	根	AKXLDXMW	155000
32-6	艾柯血流导向密网支架AF4108FB	根	AKXLDXMW	155000
32-6	艾柯血流导向密网支架AF4402FB	根	AKXLDXMW	155000
32-6	艾柯血流导向密网支架AF4403FB	根	AKXLDXMW	155000
32-6	艾柯血流导向密网支架AF4404FB	根	AKXLDXMW	155000
32-6	艾柯血流导向密网支架AF4405FB	根	AKXLDXMW	155000

32-6	艾柯血流导向密网支架AF4406FB	根	AKXLDXMW	155000
32-6	艾柯血流导向密网支架AF4407FB	根	AKXLDXMW	155000
32-6	艾柯血流导向密网支架AF4408FB	根	AKXLDXMW	155000
32-6	艾柯血流导向密网支架AF4702FB	根	AKXLDXMW	155000
32-6	艾柯血流导向密网支架AF4703FB	根	AKXLDXMW	155000
32-6	艾柯血流导向密网支架AF4704FB	根	AKXLDXMW	155000
32-6	艾柯血流导向密网支架AF4705FB	根	AKXLDXMW	155000
32-6	艾柯血流导向密网支架AF4706FB	根	AKXLDXMW	155000
32-6	艾柯血流导向密网支架AF4707FB	根	AKXLDXMW	155000
32-6	艾柯血流导向密网支架AF4708FB	根	AKXLDXMW	155000
32-6	艾柯血流导向密网支架AF4709FB	根	AKXLDXMW	155000
32-6	艾柯血流导向密网支架AF5002FB	根	AKXLDXMW	155000
32-6	艾柯血流导向密网支架AF5003FB	根	AKXLDXMW	155000
32-6	艾柯血流导向密网支架AF5004FB	根	AKXLDXMW	155000
32-6	艾柯血流导向密网支架AF5005FB	根	AKXLDXMW	155000
32-6	艾柯血流导向密网支架AF5006FB	根	AKXLDXMW	155000
32-6	艾柯血流导向密网支架AF5007FB	根	AKXLDXMW	155000
32-6	艾柯血流导向密网支架AF5008FB	根	AKXLDXMW	155000
32-6	艾柯血流导向密网支架AF5009FB	根	AKXLDXMW	155000
32-6	艾柯血流导向密网支架AF5302FB	根	AKXLDXMW	155000
32-6	艾柯血流导向密网支架AF5303FB	根	AKXLDXMW	155000
32-6	艾柯血流导向密网支架AF5304FB	根	AKXLDXMW	155000
32-6	艾柯血流导向密网支架AF5305FB	根	AKXLDXMW	155000
32-6	艾柯血流导向密网支架AF5306FB	根	AKXLDXMW	155000
32-6	艾柯血流导向密网支架AF5307FB	根	AKXLDXMW	155000

32-6	艾柯血流导向密网支架AF5308FB	根	AKXLDXMW	155000
32-6	艾柯血流导向密网支架AF5309FB	根	AKXLDXMW	155000
32-6	艾柯血流导向密网支架AF5604FB	根	AKXLDXMW	155000
32-6	艾柯血流导向密网支架AF5605FB	根	AKXLDXMW	155000
32-6	艾柯血流导向密网支架AF5606FB	根	AKXLDXMW	155000
32-6	艾柯血流导向密网支架AF5607FB	根	AKXLDXMW	155000
32-6	艾柯血流导向密网支架AF5608FB	根	AKXLDXMW	155000
32-6	艾柯血流导向密网支架AF5609FB	根	AKXLDXMW	155000
32-6	艾柯血流导向密网支架AF5610FB	根	AKXLDXMW	155000
32-6	康蒂思镍钛支架系统5mm×20mm PC0520XCE	根	KDSNTZJX	11450
32-6	康蒂思镍钛支架系统5mm×30mm PC0530XCE	根	KDSNTZJX	11450
32-6	康蒂思镍钛支架系统5mm×40mm PC0540XCE	根	KDSNTZJX	11450
32-6	康蒂思镍钛支架系统6mm×20mm PC0620XCE	根	KDSNTZJX	11450
32-6	康蒂思镍钛支架系统6mm×30mm PC0630XCE	根	KDSNTZJX	11450
32-6	康蒂思镍钛支架系统6mm×40mm PC0640XCE	根	KDSNTZJX	11450
32-6	康蒂思镍钛支架系统7mm×20mm PC0720XCE	根	KDSNTZJX	11450
32-6	康蒂思镍钛支架系统7mm×30mm PC0730XCE	根	KDSNTZJX	11450
32-6	康蒂思镍钛支架系统7mm×40mm PC0740XCE	根	KDSNTZJX	11450
32-6	康蒂思镍钛支架系统8mm×20mm PC0820XCE	根	KDSNTZJX	11450
32-6	康蒂思镍钛支架系统8mm×30mm PC0830XCE	根	KDSNTZJX	11450
32-6	康蒂思镍钛支架系统8mm×40mm PC0840XCE	根	KDSNTZJX	11450
32-6	康蒂思镍钛支架系统9mm×20mm PC0920XCE	根	KDSNTZJX	11450
32-6	康蒂思镍钛支架系统9mm×30mm PC0930XCE	根	KDSNTZJX	11450
32-6	康蒂思镍钛支架系统9mm×40mm PC0940XCE	根	KDSNTZJX	11450
32-6	康蒂思镍钛支架系统10mm×20mm PC1020XCE	根	KDSNTZJX	11450

32-6	康蒂思镍钛支架系统10mm×30mm PC1030XCE	根	KDSNTZJX	11450
32-6	康蒂思镍钛支架系统10mm×40mm PC1040XCE	根	KDSNTZJX	11450
32-6	强生远端闭合双层网篮取栓器ET-007-521	根	QSYDBHSC	39800
32-6	强生远端闭合双层网篮取栓器ET-007-533	根	QSYDBHSC	39800
32-6	微创覆膜支架系统 无裸段: TN2222-020080	根	WCFMZJXT	52600
32-6	微创覆膜支架及输送系统 HT2622-160-1500	根	WCFMZJJS	45847
32-6	柯惠(为尼)颈动脉支架SEPX-10-60-135	根	KH(WN)JD	10285
32-6	艾柯血流导向密网支架AF2301FB	根	AKXLDXMW	155000
32-6	艾柯血流导向密网支架AF2302FB	根	AKXLDXMW	155000
32-6	艾柯血流导向密网支架AF2303FB	根	AKXLDXMW	155000
32-6	微创腹主动脉覆膜支架及输送系统CL24-140	套	WCFZDMFM	18000
32-6	波科(为尼)颈动脉支架H965SCH647130	个	BK(WN)JD	10338
32-6	波科(为尼)颈动脉支架H965SCH647120	个	BK(WN)JD	10338
32-6	先健髂动脉分叉支架系统 PS-C-10060XL	套	XJQDMFCZ	33800
32-6	先健髂动脉分叉支架系统 PS-C-10080XL	套	XJQDMFCZ	35800
32-6	肝素涂层血管内覆膜支架系统	套	GSTCXGNF	29696
32-6	腹主动脉覆膜支架系统及运输系统	套	FZDMFMZJ	115600
32-6	柯惠外周自膨式支架 PRP35-08-120-120	根	KHWZZPSZ	14000
32-6	柯惠外周自膨式支架 PRP35-08-060-120	根	KHWZZPSZ	14000
32-6	柯惠外周自膨式支架 PRP35-08-040-120	根	KHWZZPSZ	14000
32-6	柯惠外周自膨式支架 PRP35-08-080-120	根	KHWZZPSZ	14000
32-6	柯惠外周自膨式支架 PRP35-08-150-120	根	KHWZZPSZ	14000
32-6	柯惠外周自膨式支架 PRP35-08-100-120	根	KHWZZPSZ	14000
32-6	柯惠外周自膨式支架 PRP35-05-100-120	根	KHWZZPSZ	14000
32-6	柯惠外周自膨式支架 PRP35-05-120-120	根	KHWZZPSZ	14000

32-6	柯惠外周自膨式支架 PRP35-05-150-120	根	KHWZZPSZ	14000
32-6	柯惠外周自膨式支架 PRP35-05-040-120	根	KHWZZPSZ	14000
32-6	柯惠外周自膨式支架 PRP35-05-060-120	根	KHWZZPSZ	14000
32-6	柯惠外周自膨式支架 PRP35-05-080-120	根	KHWZZPSZ	14000
32-6	柯惠外周自膨式支架 PRP35-06-100-120	根	KHWZZPSZ	14000
32-6	柯惠外周自膨式支架 PRP35-06-120-120	根	KHWZZPSZ	14000
32-6	柯惠外周自膨式支架 PRP35-06-150-120	根	KHWZZPSZ	14000
32-6	柯惠外周自膨式支架 PRP35-06-060-120	根	KHWZZPSZ	14000
32-6	柯惠外周自膨式支架 PRP35-06-080-120	根	KHWZZPSZ	14000
32-6	柯惠外周支架和输送器直10-30	根	KHWZZJ	10285
32-6	柯惠外周支架和输送器直10-40	根	KHWZZJ	10285
32-6	柯惠外周支架和输送器直6-30	根	KHWZZJ	10285
32-6	柯惠外周支架和输送器直6-40	根	KHWZZJ	10285
32-6	柯惠外周支架和输送器直7-30	根	KHWZZJ	10285
32-6	柯惠外周支架和输送器直7-40	根	KHWZZJ	10285
32-6	柯惠外周支架和输送器直8-30	根	KHWZZJ	10285
32-6	柯惠外周支架和输送器直8-40	根	KHWZZJ	10285
32-6	柯惠外周支架和输送器直9-40	根	KHWZZJ	10285
32-6	柯惠外周支架和输送器直9-30	根	KHWZZJ	10285
32-6	柯惠外周支架和输送器锥10-7-30	根	KHWZZJ	10285
32-6	柯惠外周支架和输送器锥10-7-40	根	KHWZZJ	10285
32-6	柯惠外周支架和输送器锥8-6-30	根	KHWZZJ	10285
32-6	柯惠外周支架和输送器锥8-6-40	根	KHWZZJ	10285
32-6	雅培药物洗脱冠脉支架系统1070325-28	条	YPYWXTGM	7000
32-6	雅培药物洗脱冠脉支架系统1070225-18	条	YPYWXTGM	7000
32-6	雅培药物洗脱冠脉支架系统1070275-18	条	YPYWXTGM	7000
32-6	雅培药物洗脱冠脉支架系统1070325-23	条	YPYWXTGM	7000
32-6	雅培药物洗脱冠脉支架系统1070350-12	条	YPYWXTGM	7000
32-6	雅培药物洗脱冠脉支架系统1070225-28	条	YPYWXTGM	7000
32-6	雅培药物洗脱冠脉支架系统1070350-23	条	YPYWXTGM	7000
32-6	雅培药物洗脱冠脉支架系统1070250-33	条	YPYWXTGM	7000
32-6	雅培药物洗脱冠脉支架系统1070300-28	条	YPYWXTGM	7000

32-6	雅培药物洗脱冠脉支架系统1070300-33	条	YPYWXTGM	7000
32-6	雅培药物洗脱冠脉支架系统1070350-15	条	YPYWXTGM	7000
32-6	雅培药物洗脱冠脉支架系统1070250-23	条	YPYWXTGM	7000
32-6	雅培药物洗脱冠脉支架系统1070325-33	条	YPYWXTGM	7000
32-6	雅培药物洗脱冠脉支架系统1070350-18	条	YPYWXTGM	7000
32-6	雅培药物洗脱冠脉支架系统1070275-23	条	YPYWXTGM	7000
32-6	雅培药物洗脱冠脉支架系统1070225-15	条	YPYWXTGM	7000
32-6	雅培药物洗脱冠脉支架系统1070325-15	条	YPYWXTGM	7000
32-6	雅培药物洗脱冠脉支架系统1070300-23	条	YPYWXTGM	7000
32-6	雅培药物洗脱冠脉支架系统1070350-28	条	YPYWXTGM	7000
32-6	雅培药物洗脱冠脉支架系统1070275-28	条	YPYWXTGM	7000
32-6	雅培药物洗脱冠脉支架系统1070350-33	条	YPYWXTGM	7000
32-6	雅培药物洗脱冠脉支架系统1070300-38	条	YPYWXTGM	7000
32-6	雅培药物洗脱冠脉支架系统1070350-38	条	YPYWXTGM	7000
32-6	雅培药物洗脱冠脉支架系统1070325-12	条	YPYWXTGM	7000
32-6	雅培药物洗脱冠脉支架系统1070300-15	条	YPYWXTGM	7000
32-6	雅培药物洗脱冠脉支架系统1070300-12	条	YPYWXTGM	7000
32-6	雅培药物洗脱冠脉支架系统1070400-12	条	YPYWXTGM	7000
32-6	雅培药物洗脱冠脉支架系统1070300-08	条	YPYWXTGM	7000
32-6	雅培药物洗脱冠脉支架系统1070275-08	条	YPYWXTGM	7000
32-6	雅培药物洗脱冠脉支架系统1070250-38	条	YPYWXTGM	7000
32-6	雅培药物洗脱冠脉支架系统1070250-08	条	YPYWXTGM	7000
32-6	雅培药物洗脱冠脉支架系统1070250-28	条	YPYWXTGM	7000
32-6	雅培药物洗脱冠脉支架系统1070250-15	条	YPYWXTGM	7000
32-6	雅培药物洗脱冠脉支架系统1070400-28	条	YPYWXTGM	7000

32-6	雅培药物洗脱冠脉支架系统1070325-38	条	YPYWXTGM	7000
32-6	雅培药物洗脱冠脉支架系统1070400-08	条	YPYWXTGM	7000
32-6	雅培药物洗脱冠脉支架系统1070325-08	条	YPYWXTGM	7000
32-6	雅培药物洗脱冠脉支架系统1070325-18	条	YPYWXTGM	7000
32-6	雅培药物洗脱冠脉支架系统1070275-12	条	YPYWXTGM	7000
32-6	雅培药物洗脱冠脉支架系统1070400-33	条	YPYWXTGM	7000
32-6	雅培药物洗脱冠脉支架系统1070225-08	条	YPYWXTGM	7000
32-6	雅培药物洗脱冠脉支架系统1070275-38	条	YPYWXTGM	7000
32-6	雅培药物洗脱冠脉支架系统1070225-12	条	YPYWXTGM	7000
32-6	雅培药物洗脱冠脉支架系统1070275-15	条	YPYWXTGM	7000
32-6	雅培药物洗脱冠脉支架系统1070400-38	条	YPYWXTGM	7000
32-6	波科(为尼)带有推送系统的支架H965402120	个	BK(WN)DY	8721
32-6	波科(为尼)带有推送系统的支架H965402130	个	BK(WN)DY	8721
32-6	波科(为尼)带有推送系统的支架H965403130	个	BK(WN)DY	8721
32-6	康蒂思(为尼)镍钛支架系统C08080MV	个	KDS(WN)N	9300
32-6	波科(为尼)颈动脉支架H965SCH647140	个	BK(WN)JD	10338
32-6	波科(为尼)带有推送系统的支架H965403120	个	BK(WN)DY	8721
32-6	库克(为尼)自膨式静脉支架ZVT7-35-80-14-10	套	KK(WN)ZP	28000
32-6	库克(为尼)自膨式静脉支架ZVT7-35-80-16-6.	套	KK(WN)ZP	28000
32-6	库克(为尼)自膨式静脉支架ZVT7-35-80-16-10	套	KK(WN)ZP	28000
32-6	巴德(为尼)血管覆膜支架FVL08080 8mm 长80m	套	BD(WN)XG	15000
32-6	康蒂思(为尼)镍钛支架C06060MV 6×60mm 120	个	KDS(WN)N	9300
32-6	微创覆膜支架及输送系统HT2826-160-2000	套	WCFMZJJS	45847
32-6	微创覆膜支架及输送系统HT2824-160-1500	套	WCFMZJJS	45847
32-6	微创覆膜支架及输送系统HT3026-160-2000	套	WCFMZJJS	45847

32-6	微创覆膜支架及输送系统HT3226-160-2000	套	WCFMZJJS	45847
32-6	微创覆膜支架及输送系统HT3834-160-2000	套	WCFMZJJS	45847
32-6	微创覆膜支架及输送系统HT4036-160-2000	套	WCFMZJJS	45847
32-6	微创覆膜支架及输送系统HT3430-160-2000	套	WCFMZJJS	45847
32-6	微创覆膜支架及输送系统HT3026-200-2000	套	WCFMZJJS	65000
32-6	强生镍钛支架系统C06080MV	个	QSNTZJXT	9300
32-6	强生血管重建装置和传送系统 ENC452212	根	QSGXGJZZ	21900
32-6	柯惠自膨式支架系统14-40	根	KHZPSZ	8307
32-6	柯惠自膨式支架系统10-60	根	KHZPSZ	8307
32-6	柯惠自膨式支架系统10-40	根	KHZPSZ	8307
32-6	柯惠自膨式支架系统12-80	根	KHZPSZ	8307
32-6	柯惠自膨式支架系统12-40	根	KHZPSZ	8307
32-6	柯惠自膨式支架系统10-80	根	KHZPSZ	8307
32-6	柯惠自膨式支架系统14-60	根	KHZPSZ	8307
32-6	康蒂思镍钛支架系统SF08080MV 8×80mm 120	个	KDSNTZJX	19800
32-6	康蒂思镍钛支架系统SF08100MV 8×100mm 120	个	KDSNTZJX	19800
32-6	微创胸主动脉覆膜支架系统T3024-160040	根	WCXZDMFM	106920
32-6	微创胸主动脉覆膜支架系统T3026-160000	根	WCXZDMFM	102600
32-6	柯惠(为尼)外周自膨式支架PRP35-08-060-120	根	KH(WN)WZ	14000
32-6	天鸿髂静脉支架VM-SS-14-080-D08	套	THQJMZJV	26000
32-6	天鸿髂静脉支架VM-SS-14-100-D08	套	THQJMZJV	26000
32-6	天鸿髂静脉支架VM-SS-16-100-D08	套	THQJMZJV	26000
32-6	史赛克血流导向密网支架 M003112FPP0	个	SSKXLDXM	168000
32-6	雅培药物洗脱冠脉支架系统1070400-23	条	YPYWXTGM	7000
32-6	雅培药物洗脱冠脉支架系统1070225-23	条	YPYWXTGM	7000
32-6	雅培药物洗脱冠脉支架系统1070275-33	条	YPYWXTGM	7000
32-6	雅培药物洗脱冠脉支架系统1070350-08	条	YPYWXTGM	7000
32-6	雅培药物洗脱冠脉支架系统1070400-15	条	YPYWXTGM	7000
32-6	雅培药物洗脱冠脉支架系统1070400-18	条	YPYWXTGM	7000

32-6	雅培药物洗脱冠脉支架系统1070250-18	条	YPYWXTGM	7000
32-6	雅培药物洗脱冠脉支架系统1070300-18	条	YPYWXTGM	7000
32-6	雅培药物洗脱冠脉支架系统1070250-12	条	YPYWXTGM	7000
32-7	库克腔静脉滤器 IGTCFS-65-2-UNI-CELECT	套	KKQJMLQ	18900
32-7	腔静脉滤器	套	QJMLQ	11400
32-7	库克腔静脉滤器回收器械GTRS-200-RB	套	KKQJMLQH	5500
32-7	先健腔静脉滤器XJLX3260	个	XJQJMLQX	11400
32-7	康蒂思可回收腔静脉滤器466-F210A	套	KDSKHSQJ	16240
32-7	爱琅腔静脉滤器352506070E	个	ALQJMLQ3	22000
32-7	科赛尔腔静脉滤器KVF40	套	KSEQJMLQ	19800
32-7	科赛尔腔静脉滤器KVF34	套	KSEQJMLQ	19800
32-7	柏为腔静脉滤器IVCF-01	套	BWQJMLQI	19400
32-8	益心达球囊扩充压力泵SCW-BID1-30(20mL)	台	YXDQNKCXY	600
32-8	麦瑞通充盈压力泵系统IN4130	个	MRTCYYLB	740.88
32-a	经血管介入诊疗加收	次	JXGJRZLJ	500
330100001	局部浸润麻醉（胃肠镜）	次	JBJRMZ(W	25
330100001	局部浸润麻醉6岁以下	次	JBJRMZ6S	33
330100001	局部浸润麻醉	次	JBJRMZ	25
330100001	局部浸润麻醉(耳鼻咽喉科)	次	JBJRMZ(E	25
330100001-a	口腔局麻计算机控制麻醉	次	KQJMJSJK	200
330100002	神经阻滞麻醉	次	SJZZMZ	200
330100002	6岁以下神经阻滞麻醉	次	6SYXSJZZ	260
330100002-a	门诊口腔拔牙神经阻滞麻醉6岁以	次	MZKQBYSJ	47
330100002-a	神经阻滞麻醉（口腔门诊）	次	SJZZMZ	36
330100002-a	口腔额面部神经阻滞麻醉	次	KQEMBSJZ	36
330100003	6岁以下椎管内麻醉	2	6SYXZGNM	493
330100003	椎管内麻醉	两	ZGNMZ	379
330100003-1	苏嘉硬膜外和腰椎联合麻醉包16#	包	SJYMW	42
330100003-1	腰椎麻醉穿刺包/AS-S洋生	只	YZMZCCB/	21.99

330100003-1	欣瑞一次性使用麻醉穿刺包AS-E/S II	只	XRYCXSYM	66.86
330100003-1	苏嘉硬膜外和腰椎联合麻醉包18#	包	SJYMWHYZ	42
330100003-1	联合穿刺包/硬膜外和腰椎AS-E/SII型	只	LHCCB/YM	66.86
330100003-1	高冠一次性使用麻醉针0.7*100	支	GGYCXSYM	78
330100003-1	洋生一次性使用麻醉穿刺包AS-E型	只	YSYCXSYM	23.01
330100003-1	硬膜外穿刺包/AS-E型洋生	只	YMWCCB/A	23.01
330100003-a	6岁以下椎管内麻醉加收	次	6SYXZGNM	60
330100003-a	腰麻硬膜外联合阻滞加收	次	YMYMWL	60
330100003-a	腰麻硬膜外联合阻滞加收6岁以下	次	YMYMWLHZ	60
330100003-b	椎管内麻醉加收	小	ZGNMZJS	100
330100004	基础麻醉6岁以下	次	JCMZ6SYX	272
330100004	基础麻醉	次	JCMZ	209
330100005	全身麻醉	两	QSMZ	704
330100005-1	英特赛克一次性使用喉罩3号 8703000	套	YTSKYCXS	493
330100005-1	英特赛克一次性使用喉罩4号 8704000	套	YTSKYCXS	493
330100005-1	英特赛克一次性使用喉罩3号 8003000	个	YTSKYCXS	226.5
330100005-1	英特赛克一次性使用喉罩4号 8004000	个	YTSKYCXS	226.5
330100005-1	英特赛克一次性使用喉罩2.5号 8025000	个	YTSKYCXS	226.5
330100005-1	英特赛克一次性使用喉罩2号 8002000	个	YTSKYCXS	226.5
330100005-2	灵洋喉镜片TDC-3	片	LYHJPTDC	70
330100005-2	驼人一次性视频喉镜片 MD11 MAC3	支	TRYCXSPH	101
330100005-2	驼人一次性视频喉镜片 MD11 MAC2	支	TRYCXSPH	101
330100005-2	驼人一次性视频喉镜片 MD11 MAC4	支	TRYCXSPH	101
330100005-2	优亿一次性使用喉镜片 Ued-2	只	YYYCXSYH	87.22
330100005-2	优亿一次性使用喉镜片 Ued-3	只	YYYCXSYH	87.22
330100005-2	优亿一次性使用喉镜片 Ued-4	只	YYYCXSYH	87.22
330100005-a	无插管麻醉（胃镜检查）	次	WCGMZ(WJ	316

330100005-a	无插管麻醉（肠镜检查）	次	WCGMZ(CJ)	316
330100005-a	全身麻醉（清宫）	次	QSMZ(QG)	316
330100005-a	无插管胃肠镜全身麻醉	次	WCGWCJQS	316
330100005-a	无插管麻醉（不含人流）	次	WCGMZ(BH)	316
330100005-a	无插管麻醉（无痛检查、人流，）	次	WCGMZ(WT)	316
330100005-b	全身麻醉加收	小	QSMZJS	100
330100005-b	6岁以下全身麻醉加收	时	6SYXQSMZ	100
330100006	血液加温治疗	小时	XYJWZL	15
330100006	血液加温治疗6岁以下	次	XYJWZL6S	20
330100006-a	6岁以下围术期体温保护	次	6SYXWSQT	455
330100006-a	围术期体温保护	次	WSQTBWH	350
330100007	6岁以下支气管内麻醉	2	6SYXZQGN	979
330100007	支气管内麻醉	两	ZQGNMZ	753
330100007-1	山友I型-口/鼻型气管插管I-A型-6.0-01	根	SYIX-K/B	10
330100007-1	山友I型-口/鼻型气管插管I-B型-5.5-01	根	SYIX-K/B	80
330100007-1	山友I型-口/鼻型气管插管I-A型-6.0-02	根	SYIX-K/B	10
330100007-1	山友I型-口/鼻型气管插管I-A型-4.0-02	根	SYIX-K/B	10
330100007-1	山友I型-口/鼻型气管插管I-A型-4.5-01	根	SYIX-K/B	10
330100007-1	山友I型-口/鼻型气管插管I-A型-5.0-01	根	SYIX-K/B	10
330100007-1	山友I型-口/鼻型气管插管I-A型-5.5-01	根	SYIX-K/B	10
330100007-1	山友I型-口/鼻型气管插管I-A型-8.0-01	根	SYIX-K/B	10
330100007-1	泰利福无菌支气管插管035	根	TLFWJZ	641
330100007-1	泰利福无菌支气管插管135	根	TLFWJZ	641
330100007-1	泰利福无菌支气管插管037	根	TLFWJZ	641
330100007-1	泰利福无菌支气管插管137	根	TLFWJZ	641
330100007-1	山友I型-口/鼻型气管插管 I-A型	根	SYIX-K	10
330100007-2	科峰支气管封堵导管8.5	支	KFZQGF	1755
330100007-a	6岁以下支气管内麻醉加收	时	6SYXZQGN	100
330100007-a	支气管内麻醉加收	小	ZQGNMZJS	100
330100008	术后镇痛6岁以下	天	SHZT6SYX	104

330100008	术后镇痛	天	SHZT	80
330100008-2	苏嘉电子控制镇痛泵CP-E100-II/F泵尾	支	SJDZKZZT	182
330100008-2	百特输注装置2C1009K	个	BTSZZZ	235
330100008-2	镇痛泵/苏嘉CP-E100-II/F泵尾	个	ZTB/SJCP	182
330100008-a	腰麻硬膜外联合阻滞术后镇痛加收	次	YMYMWL	48
330100009	侧脑室连续镇痛	天	CNSLXZ	80
330100009	侧脑室连续镇痛6岁以下	天	CNSLXZT6	104
330100010	硬膜外连续镇痛6岁以下	天	YMWLXZT6	135
330100010	硬膜外连续镇痛	天	YMWLXZ	104
330100011	椎管内置管术	次	ZGNZGS	100
330100011	椎管内置管术6岁以下	次	ZGNZGS6S	130
330100012	心肺复苏术6岁以下	次	XFFSS6SY	417
330100012	心肺复苏术	次	XFFSS	321
330100013	气管插管术	次	QGCGS	144
330100013	气管插管术6岁以下	次	QGCGS6SY	187
330100014	6岁以下特殊方法气管插管术	次	6SYXTSFF	260
330100014	特殊方法气管插管术	次	TSFFQG	200
330100014	盲探下经鼻腔气管插管	次	MTXJBQQG	200
330100014	盲探下经口气管插管	次	MTXJKQGC	200
330100014	经纤维支气管镜气管插管	次	JXWZQGJQ	200
330100014	经可视喉镜气管插管	次	JKSHJQGC	200
330100015	麻醉中监测（清宫）	时	MZZJC(QG	80
330100015	麻醉中监测	小时	MZZJC	80
330100015	麻醉中监测（镇痛分娩）	时	MZZJC(ZT	380
330100015	麻醉中监测6岁以下	时	MZZJC6SY	104
330100015-1	安特一次性有创压力传感器PT-01(PT141103)	根	ATYCXICY	190
330100015-1	安特一次性有创压力传感器PT-01(PT181103)	套	ATYCXICY	300
330100015-1	安特一次性有创压力传感器PT-01(PT121103)	套	ATYCXICY	190
330100015-1	无创脑电传感器	个	WCNDCGQ	291.6
330100015-1	海圣一次性使用体温传感器HT01	个	HSYCXSYT	220

330100015-b	输血指征动态监测6岁以下	次	SXZZDTJC	47
330100016	控制性降压6岁以下	次	KZXJY6SY	104
330100016	控制性降压	次	KZXJY	80
330100017	体外循环	2小	TWXH	800
330100017	体外循环6岁以下	2	TWXH6SYX	1040
330100017-a	体外循环每增加1小时加收6岁以下	次	TWXHMZJ1	96
330100017-a	体外循环每增加1小时加收，半小时以内不收	小时	TWXHMZ	96
330100018	口腔镇静无痛术6岁以下	次	KQZJWTS6	468
330100020	椎管内分娩镇痛	次	ZGNFMZT	2600
3301-1	维力一次性使用鼻咽通气道2.5mm	根	WLYCXSYB	36
3301-1	维力一次性使用鼻咽通气道3.0mm	根	WLYCXSYB	36
3301-1	维力一次性使用鼻咽通气道3.5mm	根	WLYCXSYB	36
3301-1	维力一次性使用鼻咽通气道4.0mm	根	WLYCXSYB	36
3301-1	维力一次性使用鼻咽通气道4.5mm	根	WLYCXSYB	36
3301-1	维力一次性使用鼻咽通气道5.0mm	根	WLYCXSYB	36
3301-1	维力一次性使用鼻咽通气道5.5mm	根	WLYCXSYB	36
3301-1	维力一次性使用鼻咽通气道6.0mm	根	WLYCXSYB	36
3301-1	维力一次性使用鼻咽通气道6.5mm	根	WLYCXSYB	36
3301-1	维力一次性使用鼻咽通气道7.0mm	根	WLYCXSYB	36
3301-1	维力一次性使用鼻咽通气道7.5mm	根	WLYCXSYB	36
3301-1	维力一次性使用鼻咽通气道8.0mm	根	WLYCXSYB	36
3301-1	维力一次性使用鼻咽通气道8.5mm	根	WLYCXSYB	36
3301-1	维力一次性使用鼻咽通气道9.0mm	根	WLYCXSYB	36
3301-a	内镜下使用气管内管加收	次	NJXSQGN	335
330201001	头皮肿物切除术	次	TPZWQC	250
330201001-a	头皮肿物切除术头皮肿物直径大于4cm加收	次	TPZWQC	30
330201002	颅骨骨瘤切除术	次	LGGLQC	600
330201003	帽状腱膜下血肿切开引流术	次	MZJMXX	375
33020100301	帽状腱膜下脓肿切开引流术	次	MZJMXN	375
330201004	颅内硬膜外血肿引流术	次	LNYMWX	1200

33020100401	颅内硬膜外脓肿引流术	次	LN YMWN	1200
330201005	脑脓肿穿刺引流术	次	NNZCCY	900
330201006	开放性颅脑损伤清除术	次	KFXLNS	2550
330201006-1	迈普可吸收硬脑(脊)膜补片RDS-0811 80*110	片	MPKXSYN(	4331.4
330201006-1	英特格拉硬膜修补材料ID-3301-I	片	YTGLYMXB	2297.5
330201006-1	英特格拉硬膜修补材料ID-4501-I	片	YTGLYMXB	2834
330201006-a	开放性颅脑火器伤清除术合并静脉窦破裂手	次	KFXLNH	750
330201007	颅骨凹陷骨折复位术	次	LGAXGZ	2000
330201008	去颅骨骨瓣减压术	次	QLGGBJ	1900
330201009	颅骨修补术	次	LGXBS	2100
33020100901	颅骨假体植入术	次	LGJTZR	2100
330201010	颅骨钻孔探查术	次	LGZKTC	900
330201010-a	颅骨钻孔探查术(两孔以上加收)	次	LGZKTC	300
330201011	经颅眶肿瘤切除术	次	JLKZLQ	4000
330201012	经颅内镜活检术	次	JL NJHJ	1350
330201013	慢性硬膜下血肿钻孔术	次	MX YMXX	1535
330201014	颅内多发血肿清除术	次	LNDFXZ	2630
330201014-a	颅内多发血肿清除术(非同一部位血肿加	次	LNDFXZ	1050
330201015	颅内血肿清除术	次	LN XZQC	3379
330201015	硬膜外血肿清除术	次	YMWXZQCS	3379
330201015	硬膜下血肿清除术	次	YMX XZQCS	3379
330201015	脑内血肿清除术	次	NNXZQCS	3379
330201016	开颅颅内减压术	次	KLLNJY	1950
330201017	经颅视神经管减压术	次	JLSSJG	2630
330201017	经蝶视神经管减压术	次	JDSSJGJY	2630
330201018	颅内压监护传感器置入术	次	LN YJHC	1634
330201018	颅内硬膜下监护传感器置入术	次	LN YMXJ	1634
330201018	颅内硬膜外监护传感器置入术	次	LN YMWJ	1634
33020101803	脑内监护传感器置入术	次	NNJHCG	1634
33020101804	脑室内监护传感器置入术	次	NSNJHC	1634
330201018-1	英特格拉颅内压及温度测量套件110-4HMT	根	YTGLLN YJ	11000
330201018-1	斯皮尔颅内压测量及引流针	个	SPELN YCL	12080
330201019	侧脑室分流术	次	CNSFLS	2000
330201020	脑室钻孔伴脑室引流术	次	NSZKBN	1050
330201021	颅内蛛网膜囊肿分流术	次	LN ZWMN	1950
330201021-a	蛛网膜囊肿开窗术	次	ZWMNZKCS	1950
330201022	幕上浅部病变切除术	次	MSQBBB	5530
330201022	脑脓肿切除术(幕上浅部)	次	NNZQCS(M	5530
33020102201	大脑半球胶质瘤切除术	次	DNBQJZ	5530
33020102202	脑内转移瘤切除术	次	NNZYAQ	5530
33020102203	脑内胶质增生切除术	次	NNJZZS	5530

33020102204	大脑半球凸面脑膜瘤切除术	次	DNBQTM	5530
330201023	大静脉窦旁脑膜瘤切除+血管窦重建术	次	DJMDPN	3300
330201024	幕上深部病变切除术	次	MSSBBB	6550
330201024	脑脓肿切除术（幕上深部）	次	NNZQCS (M	6550
33020102401	脑室内肿瘤切除术	次	NSNZLQ	6550
33020102402	海绵状血管瘤切除术	次	HMZXGL	6550
33020102403	胼胝体肿瘤切除术	次	PZTZLQ	6550
33020102404	三室前(突入到第三脑室) 颅咽管瘤切除术	次	SSQTRD	6550
33020102405	后部肿瘤切除术	次	HBZLQC	6550
330201025	第四脑室肿瘤切除术	次	DSNSZL	6470
33020102501	小脑下蚓部肿瘤切除术	次	XNXYBZ	6470
33020102502	四室室管膜瘤切除术	次	SSSGML	6470
33020102503	四室导水管囊虫切除术	次	SSDSGN	6470
330201026	经颅内镜脑室肿瘤切除术	次	JLJNS	6220
330201027	桥小脑角肿瘤切除术	次	QXNJZL	7320
33020102701	听神经瘤切除术	次	TSJLQC	7320
33020102702	三叉神经鞘瘤切除术	次	SCSJQL	7320
33020102703	胆脂瘤切除术	次	DZLQCS	7320
33020102704	蛛网膜囊肿切除术	次	ZWMNZQ	7320
330201028	脑皮质切除术	次	NPZQCS	2630
330201029	大脑半球切除术	次	DNBQQC	5280
330201030	选择性杏仁核海马切除术	次	XZXXRH	3300
330201031	胼胝体切开术	次	PZTQKS	2630
330201032	多处软脑膜下横纤维切断术	次	DCRNMX	3300
330201033	癫痫病灶切除术	次	DXBZQC	2630
330201034	癫痫刀手术	次	DXDSS	4350
330201035	脑深部电极置入术	次	NSBDJZ	1950
330201036	小脑半球病变切除术（包括自发性出血）	次	XNBQBBQC	6010
330201037	脑干肿瘤切除术(包括自发脑干血肿切除)	次	NGZLQCS (	8420
330201038	鞍区占位病变切除术	次	AQZWBB	5500
330201039	垂体瘤切除术	次	CTLQCS	5380
330201040	经口腔入路颅底斜坡肿瘤切除术	次	JKQRLL	3900
330201040	经蝶入路颅底斜坡肿瘤切除术	次	JDRLLDXP	3900
330201041	颅底肿瘤切除术	次	LDZLQC	8780
330201042	经颅内镜第三脑室底造瘘术	次	JLJNDS	4100
330201043	经脑室镜胶样囊肿切除术	次	JNSJJY	3300
330201044	脑囊虫摘除术	次	NNCZCS	3300
330201045	经颅内镜经鼻蝶垂体肿瘤切除术	次	JLJNJB	5150
330201046	经颅内镜脑内囊肿造口术	次	JLJNIN	3720
330201047	经颅内镜脑内异物摘除术	次	JLJNIN	3000
330201048	经颅内镜脑室脉络丛烧灼术	次	JLJNIN	3000
330201049	终板造瘘术	次	ZBZLS	1950
330201050	海绵窦瘘直接手术	次	HMDLZJ	2630
330201051	脑脊液漏修补术	次	NJYLXB	3200
330201052	脑脊膜膨出修补术	次	NJMPCX	2630
330201053	环枕畸形减压术	次	HZJXJY	3300

330201053	疤痕超减张缝合术加收每增加5cm2	次	BHCJZFHS	2000
330201054	经口齿状突切除术	次	JKCZTQ	3900
330201055	颅缝骨化症整形术	次	LFGHZZ	2630
330201056	骨纤维异常增殖切除整形术	次	GXWYCZ	3300
330201057	颅缝再造术	次	LFZZS	3155
330201058	大网膜颅内移植术	次	DWMLNY	2630
330201059	立体定向颅内肿物清除术	次	LTDXLN	1950
33020105901	立体定向颅内血肿清除术	次	LTDXLN	1950
33020105902	立体定向颅内脓肿清除术	次	LTDXLN	1950
33020105903	立体定向颅内肿瘤切除术	次	LTDXLN	1950
33020105904	立体定向颅内取活检术	次	LTDXLN	1950
33020105905	立体定向颅内取异物术	次	LTDXLN	1950
330201060	立体定向脑深部核团毁损术	靶点	LTDXNS	1880
33020106006-a	立体定向脑深部细胞刀治疗（两个以上“靶点”	靶点	LTDXNS	750
330201061-3	品驰植入式骶神经刺激器套件G132	套	PCZRSDSJ	75200
330201061-3	美敦力植入式脊髓神经刺激电极套件	件	MDLZRSJS	25600
330201-1	美敦力亲水涂层脑室导管96118	个	MDLQSTCN	9800
330201-1	一次性使用脑室外引流器	个	YCXSYNSW	360
330202001	三叉神经感觉后根切断术	次	SCSJGJ	2630
330202002	三叉神经周围支切断术	每神	SCSJZW	525
330202003	三叉神经撕脱术	每神	SCSJST	1950
330202004	三叉神经干鞘膜内注射术	每神	SCSJGQ	375
330202005	颞部开颅三叉神经节切断术	次	NBKLSC	3000
330202006	迷路后三叉神经切断术	次	MLHSCS	2550
330202007	颅神经微血管减压术	次	LSJWXG	4660
330202007	面神经减压术	次	MSJJYS	4660
330202007	舌咽神经减压术	次	SYSJJY	4660
33020200701	三叉神经减压术	次	SCSJYJY	4660
33020200703	听神经减压术	次	TSJJYS	4660
33020200705	迷走神经减压术	次	MZSJYJY	4660
330202008	面神经简单修复术	次	MSJJDX	1200
330202009	面神经吻合术	次	MSJWHS	1950
33020200901	面副神经吻合术	次	MFSJWH	1950
33020200902	面舌下神经吻合术	次	MSXSJW	1950
33020200903	听神经瘤手术中颅内直接吻合术	次	TSJLSS	1950
330202010	面神经跨面移植术	次	MSJKMY	1950
330202011	面神经松解减压术	次	MSJSJJ	3575
330202012	经耳面神经梳理术	次	JEMSJS	1950
330202013	面神经周围神经移植术	次	MSJZWS	1950
330202014	经迷路前庭神经切断术	次	JMLQTS	1950
330202015	迷路后前庭神经切断术	次	MLHQTS	1950

330202016	经内镜前庭神经切断术	次	JNJQTS	1950
330202017	经乙状窦后进路神经切断术	次	JYZDHJ	1950
33020201701	经乙状窦后进路三叉神经切断术	次	JYZDHJ	1950
33020201702	经乙状窦后进路舌咽神经切断术	次	JYZDHJ	1950
330202018	经颅脑脊液耳漏修补术	次	JLNJYE	2630
330203001	颅内巨大动脉瘤夹闭切除术（动脉瘤直径大	次	LNJDDM	5180
33020300101-a	大脑后动脉瘤夹闭切除术（动脉瘤直径大于2	个	DNHDML	1200
330203001-1	动脉瘤夹FT639T/跨血管/贝朗	个	DMLJFT63	2800
330203001-1	贝朗钛合金脑动脉瘤夹FT820T	个	BLTHJNDM	2800
330203001-1	贝朗钛合金脑动脉瘤夹FT720T	个	BLTHJNDM	2850
330203001-1	贝朗钛合金脑动脉瘤夹FT692T	个	BLTHJNDM	2850
330203001-1	动脉瘤夹FT690T/迷你/贝朗	个	DMLJFT69	2850
330203001-1	动脉瘤夹FT710T/迷你/贝朗	个	DMLJFT71	2850
330203001-1	贝朗脑动脉瘤夹-标准型永久阻断夹FT76	个	BLNDML	2800
330203001-1	贝朗脑动脉瘤夹-标准型永久阻断夹FT79	个	BLNDML	2800
330203001-1	贝朗脑动脉瘤夹-标准型永久阻断夹FT62	个	BLNDML	2800
330203001-1	贝朗脑动脉瘤夹-标准型永久阻断夹FT75	个	BLNDML	2800
330203001-1	贝朗脑动脉瘤夹-标准型永久阻断夹FT74	个	BLNDML	2800
330203001-1	贝朗脑动脉瘤夹-标准型永久阻断夹FT81	个	BLNDML	2800
330203001-1	贝朗脑动脉瘤夹-标准型永久阻断夹FT78	个	BLNDML	2800
330203001-1	贝朗脑动脉瘤夹-标准型永久阻断夹FT76	个	BLNDML	2800
330203001-1	贝朗脑动脉瘤夹-标准型永久阻断夹FT82	个	BLNDML	2800
330203001-1	贝朗脑动脉瘤夹-标准型永久跨血管夹FT6	个	BLNDML	2800
330203001-1	贝朗脑动脉瘤夹-标准型永久跨血管夹FT6	个	BLNDML	2800
330203001-1	贝朗脑动脉瘤夹-标准型永久跨血管夹FT6	个	BLNDML	2800
330203001-1	贝朗脑动脉瘤夹-标准型永久跨血管夹FT6	个	BLNDML	2800
330203001-1	动脉瘤夹FT752T/标准/贝朗	个	DMLJFT75	2800
330203001-1	动脉瘤夹FT750T/标准/贝朗	个	DMLJFT75	2800
330203001-1	动脉瘤夹FT746T/标准/贝朗	个	DMLJFT74	2800
330203001-1	动脉瘤夹FT760T/标准/贝朗	个	DMLJFT76	2800
330203001-1	动脉瘤夹FT740T/标准/贝朗	个	DMLJFT74	2800
330203001-1	动脉瘤夹FT758T/标准/贝朗	个	DMLJFT75	2800
330203001-1	动脉瘤夹FT819T/标准/贝朗	个	DMLJFT81	2800
330203001-1	动脉瘤夹FT603T/标准/贝朗	个	DMLJFT60	2850
330203001-1	动脉瘤夹FT764T/标准/贝朗	个	DMLJFT76	2800

330203001-1	动脉瘤夹FT792D/标准/贝朗	个	DMLJFT79	2800
330203001-1	动脉瘤夹FT623T/标准/贝朗	个	DMLJFT62	2850
330203001-1	动脉瘤夹FT754T/标准/贝朗	个	DMLJFT75	2800
330203001-1	动脉瘤夹FT742T/标准/贝朗	个	DMLJFT74	2800
330203001-1	动脉瘤夹FT810T/标准/贝朗	个	DMLJFT81	2850
330203001-1	动脉瘤夹FT786T/标准/贝朗	个	DMLJFT78	2800
330203001-1	动脉瘤夹FT762T/标准/贝朗	个	DMLJFT76	2800
330203001-1	动脉瘤夹FT823T/标准/贝朗	个	DMLJFT82	2850
330203001-1	动脉瘤夹FT638T/跨血管/贝朗	个	DMLJFT63	2800
330203001-1	动脉瘤夹FT644T/跨血管/贝朗	个	DMLJFT64	2800
330203001-1	动脉瘤夹FT652T/跨血管/贝朗	个	DMLJFT65	2800
330203001-1	动脉瘤夹FT654T/跨血管/贝朗	个	DMLJFT65	2800
330203001-1	贝朗脑动脉瘤夹-迷你型永久阻断夹FT69	个	BLNDML	2800
330203001-1	贝朗脑动脉瘤夹-迷你型永久阻断夹FT71	个	BLNDML	2800
330203001-1	贝朗脑动脉瘤夹-标准型永久阻断夹FT75	个	BLNDML	2800
330203001-1	贝朗脑动脉瘤夹-标准型永久阻断夹FT75	个	BLNDML	2800
330203001-1	贝朗脑动脉瘤夹-标准型永久阻断夹FT74	个	BLNDML	2800
330203001-1	贝朗脑动脉瘤夹-标准型永久阻断夹FT76	个	BLNDML	2800
330203001-1	贝朗脑动脉瘤夹-标准型永久阻断夹FT74	个	BLNDML	2800
330203001-1	贝朗脑动脉瘤夹-标准型永久阻断夹FT75	个	BLNDML	2800
330203001-1	贝朗脑动脉瘤夹-标准型永久阻断夹FT81	个	BLNDML	2800
330203001-1	贝朗脑动脉瘤夹-标准型永久阻断夹FT60	个	BLNDML	2800
330203002	颅内动脉瘤夹闭术	次	LNDMLJ	6300
330203002-1	DMG欧牌咬合2x50ml 12个混合头	套	DMGOPY	744
330203002-a	颅内动脉瘤夹闭术（多夹除一个动脉瘤加	个	LNDMLJ	900
330203002-b	颅内动脉瘤孤立术	次	LNDMLGLS	4130
330203003	颅内动脉瘤包裹术	次	LNDMLB	6246
330203003	颅内动脉瘤单纯栓塞术	次	LNDMLD	6246
33020300301	颅内动脉瘤肌肉包裹术	次	LNDMLJ	6426
33020300302	颅内动脉瘤生物胶包裹术	次	LNDMLS	6246
330203004	颅内巨大动静脉畸形栓塞后切除术	次	LNJDDJ	4500
330203005	颅内动静脉畸形切除术	次	LNDJMJ	6300
330203006	脑动脉瘤动静脉畸形切除术	次	NDMLDJ	3750
330203006-a	脑动脉瘤动静脉畸形切除术	次	NDMLDJ	750
330203007	颈内动脉内膜剥脱术	次	JNDMNM	4230
330203007-a	颈内动脉内膜剥脱术加动脉成形术加收	次	JNDMNM	750
330203008	椎动脉内膜剥脱术	次	ZDMNMB	3000
330203008-a	椎动脉内膜剥脱术加动脉成形术加收	次	ZDMNMB	750

330203009	椎动脉减压术	次	ZDMJYS	1950
330203010	颈动脉外膜剥脱术	单侧	JDMWMB	1950
33020301001	颈总动脉外膜剥脱术	单侧	JZDMWM	1950
33020301002	颈内动脉外膜剥脱术	单侧	JNDMWM	1950
33020301003	颈外动脉外膜剥脱术	单侧	JWDMWM	1950
33020301004	迷走神经剥离术	单侧	MZSJBL	1950
330203011	颈总动脉大脑中动脉吻合术	次	JZMDN	1950
330203011-a	颞浅动脉-大脑中动脉吻合术（取大静脉加收	次	NQMDN	600
330203012	颅外内动脉搭桥术	次	LWDMMD	1950
330203013	颞肌颞浅动脉贴敷术	次	NJNQDM	2805
330203014	颈动脉结扎术	次	JDMJZS	1350
33020301401	颈内动脉结扎术	次	JNDMJZ	1350
33020301402	颈外动脉结扎术	次	JWDMJZ	1350
33020301403	颈总动脉结扎	次	JZDMJZ	1350
330203015	颅内血管重建术	次	LNKGZJ	3900
330204001	脊髓和神经根粘连松解术	次	JSHSJG	3000
330204002	脊髓空洞症内引流术	次	JSKDZN	2630
330204003	脊髓丘脑束切断术	次	JSQNSQ	1950
330204004	脊髓栓系综合症手术	次	JSSXZH	1950
330204005	脊髓前连合切断术	次	JSQLHQ	1950
330204006	椎管内脓肿切开引流术	次	ZGNNZQ	1950
33020400601	硬膜下脓肿切开引流术	次	YMXNZQ	1950
330204007	脊髓内病变切除术	次	JSNBBQ	5320
33020400701	髓内肿瘤切除术	次	SNZLQC	5320
33020400702	髓内血肿清除术	次	SNXZQC	5320
330204007-a	髓内血肿清除术（肿瘤长度超过5cm以上的	次	SNXZQC	300
330204007-a	脊髓内病变切除术超过5cm加收	次	JSNBBQCS	300
330204008	脊髓硬膜外病变切除术	次	JSYMWB	4057
330204008	椎间盘突出切除术	次	ZJPTCQ	4057
33020400801	硬脊膜外肿瘤切除术	次	YJMWZL	4057
33020400802	脊髓硬膜外血肿清除术	次	JSYMWX	4057
33020400803	脊髓硬膜外结核瘤切除术	次	JSYMWJ	4057
33020400804	脊髓硬膜外转移瘤切除术	次	JSYMWZ	4057
33020400805	黄韧带增厚切除术	次	HRDZHQ	4057
330204009	髓外硬脊膜下病变切除术	次	SWYJMX	3850
33020400901	髓外硬脊膜下肿瘤切除术	次	SWYJMX	3850
33020400902	髓外硬脊膜下血肿清除术	次	SWYJMX	3850
330204009-a	髓外硬脊膜下病变除术加收5c	次	SWYJMXBB	300
330204010	脊髓外露修补术	次	JSWLXB	1350
330204011	脊髓动静脉畸形切除术	次	JSDJMJ	3300
330204012	脊髓蛛网膜下腔腹腔分流术	次	JSZWMX	1800
330204013	脊髓蛛网膜下腔输尿管分流术	次	JSZWMX	1350
330204014	选择性脊神经后根切断术（SPR）	次	XZXJSJ	3000
330204015	胸腰交感神经节切断术	次	XYJGSJ	1950

330204016	经胸腔镜交感神经链切除术	次	JXQJJG	3900
330204017	腰骶部潜毛窦切除术	次	YDBQMD	3300
330204018	经皮穿刺骶神经囊肿治疗术	次	JPCADS	600
330204019	马尾神经 吻合术	次	MWSJWH	2550
330204020	脑脊液置换术	次	NJYZHS	1050
330204021	欧玛亚（Omay）管置入术	次	OMYOMA	1350
3302-1	博海一次性使用解剖器JPD DB-W	把	BHYCXSJ	100
3302-1	博海一次性使用解剖器JPD DB-Z	把	BHYCXSJ	100
3302-2	万特福颅内血肿清除套装20 YL-1型	套	WTFLNXZQ	2000
3302-2	万特福颅内血肿清除套装40 YL-1型	套	WTFLNXZQ	2000
3302-2	万特福颅内血肿清除套装50 YL-1型	套	WTFLNXZQ	2000
3302-3	脑脊液分流管及附件	根	NJYFLGJF	29665
3302-3	贝朗分流管及附件FX434-T	套	BLFLGJFJ	37094
3302-3	美敦力脑脊液分流管及附件44010	套	MDLNJYFL	2723
3302-3	Codman脑脊液分流管及附件823832	套	CodmanNJ	23763
3302-3	美敦力脑脊液分流管及附件91503	根	MDLNJYFL	5200
3302-3	美敦力脑室外引流及监测导管27703	根	MDLNSWYL	2299
3302-3	美敦力脑脊液分流管及附件25132-5	根	MDLNJY	5200
3302-3	美敦力脑脊液分流管及附件42365	套	MDLNJYFL	24800
3302-3	美敦力脑脊液分流管及附件44410	套	MDLNJYFL	24800
3302-3	美敦力脑脊液分流管及附件22063	套	MDLNJYFL	24800
3302-3	美敦力体外引流及监测系统46913	个	MDLTWYLJ	7000
3302-3	英特格拉抗菌脑室外引流导管821749	根	YTGLKJ	9200
3302-3	美敦力脑室外引流及监测导管26020	根	MDLNSW	2299
3302-3	美敦力脑脊液分流管及附件42866	套	MDLNJYFL	22758
3302-3	美敦力体外引流及监测系统46700	套	MDLTWYLJ	1890
3302-3	美敦力心脏/腹腔端导管-1 93522	套	MDLXZ/	5200
3302-4	一次性头皮夹	个	YCXTJ	15.75
330300001	垂体细胞移植术	次	CTXBYZ	3000
330300002	甲状腺腺瘤切除术	次	JZPXXL	1660
330300003	甲状腺大部切除术	次	JZPXDB	1730
330300004	甲状腺移植术	次	JZPXYZ	3060
330300005	甲状腺细胞移植术	次	JZPXXB	2330
330300006	甲状腺癌根治术	次	JZPXAG	2330

330300007	甲状腺穿刺活检术	次	JZXCCH	208
330300008	甲状腺部分切除术	单侧	JZXBFQ	1892
330300008	甲状腺瘤切除术	单侧	JZXLQC	1892
33030000801	甲状腺囊肿切除术	单侧	JZXNZQ	1892
330300009	甲状腺次全切除术	单侧	JZXCQQ	2100
330300010	甲状腺全切术	次	JZXQQS	2500
330300011	甲状腺癌根治术	次	JZXAGZ	4070
330300012	甲状腺癌扩大根治术	次	JZXAKD	3800
330300013	甲状腺癌根治术联合胸骨劈开上纵隔清扫术	次	JZXAGZ	3300
330300014	甲状腺细胞移植术	次	JZXXBY	1800
330300015	甲状舌管瘘切除术	次	JZSGLQ	1400
33030001501	甲状囊肿切除术	次	JZNZQC	1400
330300017	喉返神经探查术	次	HFSJTC	1950
33030001701	喉返神经吻合术	次	HFSJWH	1950
33030001702	喉返神经移植术	次	HFSJYZ	1950
330300018	胸腺切除术	次	XXQCS	2630
33030001801	胸腺肿瘤切除术	次	XXZLQC	2630
33030001802	胸腺扩大切除术	次	XXKQC	2630
330300019	胸腺移植术	次	XXYZS	2630
330300021	肾上腺切除术(含腺瘤切除)	单侧	SSXQCS(H)	1950
330300022	肾上腺嗜铬细胞瘤切除术	单侧	SSXSGX	3085
330300023	恶性嗜铬细胞瘤根治术	次	EXSGXB	2630
330300025	肾上腺移植术	次	SSXYZS	2630
330401001	眼睑肿物切除术	次	YJZWQC	258
330401001-a	眼睑肿物切除术(需植皮时加收)	次	YJZWQC	75
330401002	眼睑结膜裂伤缝合术	次	YJJMLS	273
330401003	内眦韧带断裂修复术	次	NZRDDL	150
330401003	疤痕眼耳部修复术小于1cm ³	次	BHYEBXFS	7000
330401004	上睑下垂矫正术	次	SJXCJZ	700
330401004-a	上睑下垂矫正术(需肌瓣移植时加收)	次	SJXCJZ	150
330401005	睑下垂矫正联合眦整形术	次	JXCJZL	375
330401006	睑退缩矫正术	次	JTSJZS	375
33040100601	上睑退缩矫正术	次	SJTSJZ	375
33040100602	下睑退缩矫正术	次	XJTSJZ	375
330401006-a	下睑退缩矫正术(需睫毛再造和肌瓣移植时)	次	XJTSJZ	150
330401007	睑内翻矫正术	次	JNFJZS	195
330401008	睑外翻矫正术	次	JWFJZS	195
330401008-a	睑外翻矫正术(需植皮时加收)	次	JWFJZS	75
330401009	睑裂缝合术	次	JLFHS	195
330401010	游离植皮睑成形术	次	YLZPJC	713
330401011	内眦赘皮矫治术	次	NZZPJZ	375
330401012	重睑成形术	双侧	CJCXS	1800

330401012	重睑术（仿真微创/埋线）	次	ZJS(FZWC)	3800
330401012	重睑术（切开法）	次	ZJS(QKF)	5000
330401014	双行睫矫正术	单侧	SXJJZS	195
330401015	眼袋整形术	双侧	YDZXS	1200
330401015	眼袋切除术（内切口）	次	YDQCS(NQ)	3000
330401015	眼袋切除术（外切口）	次	YDQCS(WQ)	5000
330401016	内眦开大术	次	NZKDS	3500
330401016	内外眦成形术	次	NWZCXS	499
330401016	疤痕眼周修复术小于1cm	次	BHYZXFSX	8000
330401016	疤痕眼周修复术加收每增加1cm	次	BHYZXFSJ	2000
330401016	疤痕眼耳部修复术加收每增加1cm ³	次	BHYEBXFS	1000
330401017	睑凹陷畸形矫正术	每个	JAXJXJ	750
330401018	睑缘粘连术	次	JYZLS	390
330401020	硬腭粘膜移植眼睑成形术	次	YEZMYZYJ	1371
330401021	眼轮匝肌整复术	次	YLZJZFS	598
330402001	泪阜部肿瘤单纯切除术	次	LFBZLD	195
330402002	泪小点外翻矫正术	次	LXDWFJ	195
330402003	泪小管吻合术	次	LXGWHS	240
330402004	泪囊摘除术	次	LNZCS	468
330402005	睑部泪腺摘除术	次	JBLXZC	240
330402006	泪囊结膜囊吻合术	次	LNJMNW	450
330402007	鼻腔泪囊吻合术	次	BQLNWH	468
330402008	鼻泪道再通术	次	BLDZTS	263
330402008-1	泪视鼻泪道再通管RS型	套	RSBLDZ	1650
330402009	泪道成形术	次	LDCXS	263
330402009-a	泪道成形术(激光加收)	次	LDCXSJ	75
330402010	泪小管填塞术	次	LXGTSS	75
330402011	泪小点封闭术	次	LXDFBS	150
330402012	泪腺肿瘤摘除术	次	LXZLZCS	555
330403001	睑球粘连分离术	次	JQZLFL	390
330403002	结膜肿物切除术	次	JMZWQC	263
33040300201	结膜色素痣切除术	次	JMSSZQ	263
330403002-a	结膜肿物切除术+组织移植术	次	JMZWQCS+	525
330403003	结膜淋巴管积液清除术	次	JMLBGJ	195
330403004	结膜囊成形术	次	JMNCXS	390
330403005	球结膜瓣复盖术	次	QJMBFG	300
330403006	麦粒肿切除术	次	MLZQCS	68
330403007	下穹窿成形术	单侧	XQLCXS	390

330403008	球结膜放射状切开冲洗+减压术	次	QJMSFZ	263
330404001	表层角膜镜片镶嵌术	次	BCJMJF	600
330404002	近视性放射状角膜切开术	次	JSXFSZ	390
330404003	角膜缝环固定术	单侧	JMFHGD	75
330404004	角膜拆线	次	JMCX	75
330404005	角膜基质环植入术	次	JMJZHZ	675
330404006	角膜深层异物取出术	次	JMSCYW	195
330404007	翼状胬肉切除术	次	YZNRQC	272
33040400701	翼状胬肉单纯切除术	次	YZNRDC	272
33040400702	翼状胬肉转位术	次	YZNRZW	272
33040400703	单纯角膜肿物切除术	次	DCJMWZ	272
330404008	翼状胬肉切除+角膜移植术	次	YZNRQC	900
330404008-a	翼状胬肉切除+角膜移植术(干细胞移植加收)	次	YZNRQC	300
330404009	角膜白斑染色术	次	JMBBRS	135
330404010	角膜移植术	次	JMYZS	875
330404010-a	角膜移植术(干细胞移植加收)	次	JMYZSG	300
330404011	羊膜移植术	次	YMYZS	390
330404012	角膜移植联合视网膜复位术	次	JMYZLH	1700
330404013	瞳孔再造术	次	TKZZS	750
330405001	虹膜全切除术	次	HMQQCS	450
330405002	虹膜周边切除术	次	HMZBQC	450
330405003	虹膜根部离断修复术	次	HMGBLD	600
330405004	虹膜贯穿术	次	HMGCS	450
330405005	虹膜囊肿切除术	次	HMNZQC	675
330405006	人工虹膜隔植入术	次	RGHMGZ	1343
330405007	睫状体剥离术	次	JZTBLS	675
330405008	睫状体断离复位术	次	JZTDLF	675
330405009	睫状体及脉络膜上腔放液术	次	JZTJML	675
330405010	睫状体特殊治疗	单侧	JZTTSZ	675
330405010-a	睫状体特殊治疗(光凝加收)	单侧	JZTTSZ	75
330405011	前房角切开术	次	QFJQKS	600
330405012	前房成形术	次	QFCXS	750
330405013	青光眼滤过术	次	QGYLGS	750
33040501301	小梁切除术	次	XLQCS	750
33040501302	虹膜嵌顿切除术	次	HMQDQC	750
33040501303	巩膜灼滤术	次	GMZLS	750
330405014	非穿透性小梁切除+透明质酸钠凝胶充填术	次	FCTXXL	750
330405015	小梁切开术	次	XLQKS	750
330405016	小梁切开联合小梁切除术	次	XLQKLH	750
330405017	青光眼硅管植入术	次	QGYGGZ	750
330405018	青光眼滤帘修复术	次	QGYLLX	675
330405019	青光眼滤过泡分离术	次	QGYLGP	600
330405020	青光眼滤过泡修补术	次	QGYLGP	675
330405021	巩膜缩短术	次	GMSDS	675
330406001	白内障截囊吸取术	次	BNZJNX	750
330406002	白内障囊膜切除术	次	BNZNMQ	750
330406003	白内障囊内摘除术	次	BNZNNZ	900
330406004	白内障囊外摘除术	次	BNZNWZ	900

330406005	白内障超声乳化摘除术	次	BNZCSR	900
330406006	白内障囊外摘除+人工晶体植入术	次	BNZNWZ	900
330406007	人工晶体复位术	次	RGJTFW	900
330406008	人工晶体置换术	次	RGJTZH	1200
330406009	二期人工晶体植入术	次	EQRGJT	1471
330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术	次	BNZCSR	2070
330406011	人工晶体睫状沟固定术	次	RGJTJZ	1050
330406012	人工晶体取出术	次	RGJTQC	1050
330406013	白内障青光眼联合手术	次	BNZQGY	1050
330406014	白内障摘除联合青光眼硅管植入术	次	BNZZCL	1050
330406015	白内障囊外摘除联合青光眼人工晶体植入术	次	BNZNWZ	1446
330406016	穿透性角膜移植联合白内障囊外摘除及人工	次	CTXJMY	1929
330406017	白内障摘除联合玻璃体切割术	次	BNZZCL	1580
330406018	球内异物取出术联合晶体玻璃体切除及人工	次	QNYWQC	2009
330406019	非正常晶体手术	次	FZCJTS	1446
330406019-a	有晶体眼人工晶体植入术	次	YJTYRGJT	2083
330406020	晶体张力环植入术	侧	JTZLHZRS	630
330406020-1	博士伦预装式张力环 ACPi-11	个	BSLYZSZL	2300
330406021	人工晶体悬吊术	侧	RGJTXDS	1387
330406-1	蔡司人工晶状体DPT 19.0	片	CSRGJZTD	14537
330406-1	眼力健预装式非球面丙烯酸人工晶状体+20.5D	片	YLJYZSFQ	1012
330406-1	眼力健预装式非球面丙烯酸人工晶状体+20.0D	片	YLJYZSFQ	1012
330406-1	眼力健预装式非球面丙烯酸人工晶状体+21.0D	片	YLJYZSFQ	1012
330406-1	眼力健预装式非球面丙烯酸人工晶状体+21.5D	片	YLJYZSFQ	1012
330406-1	眼力健预装式非球面丙烯酸人工晶状体+22.0D	片	YLJYZSFQ	1012
330406-1	眼力健预装式非球面丙烯酸人工晶状体+22.5D	片	YLJYZSFQ	1012
330406-1	眼力健预装式非球面丙烯酸人工晶状体+23.0D	片	YLJYZSFQ	1012
330406-1	眼力健预装式非球面丙烯酸人工晶状体+19.5D	片	YLJYZSFQ	1012
330406-1	蔡司人工晶状体DPT 12.5	片	CSRGJZTD	14537
330406-1	蔡司人工晶状体DPT 31.0	片	CSRGJZTD	14537
330406-1	蔡司人工晶状体DPT 02.0	片	CSRGJZTD	14537
330406-1	蔡司人工晶状体DPT 04.5	片	CSRGJZTD	14537
330406-1	蔡司人工晶状体DPT 18.0	片	CSRGJZTD	14537

330406-1	蔡司人工晶状体DPT 29.5	片	CSRGJZTD	14537
330406-1	蔡司人工晶状体DPT 05.0	片	CSRGJZTD	14537
330406-1	蔡司人工晶状体DPT 27.5	片	CSRGJZTD	14537
330406-1	蔡司人工晶状体DPT 15.5	片	CSRGJZTD	14537
330406-1	蔡司人工晶状体DPT 20.0	片	CSRGJZTD	14537
330406-1	蔡司人工晶状体DPT 03.0	片	CSRGJZTD	14537
330406-1	蔡司人工晶状体DPT 17.0	片	CSRGJZTD	14537
330406-1	蔡司人工晶状体DPT 22.0	片	CSRGJZTD	14537
330406-1	蔡司人工晶状体DPT 05.5	片	CSRGJZTD	14537
330406-1	蔡司人工晶状体DPT 29.0	片	CSRGJZTD	14537
330406-1	蔡司人工晶状体DPT 03.5	片	CSRGJZTD	14537
330406-1	蔡司人工晶状体DPT 21.0	片	CSRGJZTD	14537
330406-1	蔡司人工晶状体DPT 16.5	片	CSRGJZTD	14537
330406-1	蔡司人工晶状体DPT 01.0	片	CSRGJZTD	14537
330406-1	蔡司人工晶状体DPT 12.0	片	CSRGJZTD	14537
330406-1	蔡司人工晶状体DPT 23.0	片	CSRGJZTD	14537
330406-1	蔡司人工晶状体DPT 08.0	片	CSRGJZTD	14537
330406-1	蔡司人工晶状体DPT 17.5	片	CSRGJZTD	14537
330406-1	蔡司人工晶状体DPT 11.0	片	CSRGJZTD	14537
330406-1	蔡司人工晶状体DPT 30.0	片	CSRGJZTD	14537
330406-1	蔡司人工晶状体DPT 00.0	片	CSRGJZTD	14537
330406-1	蔡司人工晶状体DPT 28.0	片	CSRGJZTD	14537
330406-1	蔡司人工晶状体DPT 14.0	片	CSRGJZTD	14537
330406-1	蔡司人工晶状体DPT 06.0	片	CSRGJZTD	14537
330406-1	蔡司人工晶状体DPT 09.5	片	CSRGJZTD	14537

330406-1	蔡司人工晶状体DPT 21.5	片	CSRGJZTD	14537
330406-1	蔡司人工晶状体DPT 25.0	片	CSRGJZTD	14537
330406-1	蔡司人工晶状体DPT 32.0	片	CSRGJZTD	14537
330406-1	蔡司人工晶状体DPT 28.5	片	CSRGJZTD	14537
330406-1	蔡司人工晶状体DPT 10.5	片	CSRGJZTD	14537
330406-1	蔡司人工晶状体DPT 04.0	片	CSRGJZTD	14537
330406-1	蔡司人工晶状体DPT 13.5	片	CSRGJZTD	14537
330406-1	蔡司人工晶状体DPT 01.5	片	CSRGJZTD	14537
330406-1	蔡司人工晶状体DPT 19.5	片	CSRGJZTD	14537
330406-1	蔡司人工晶状体DPT 30.5	片	CSRGJZTD	14537
330406-1	蔡司人工晶状体DPT 15.0	片	CSRGJZTD	14537
330406-1	蔡司人工晶状体DPT 25.5	片	CSRGJZTD	14537
330406-1	蔡司人工晶状体DPT 08.5	片	CSRGJZTD	14537
330406-1	蔡司人工晶状体DPT 00.5	片	CSRGJZTD	14537
330406-1	蔡司人工晶状体DPT 11.5	片	CSRGJZTD	14537
330406-1	蔡司人工晶状体DPT 07.5	片	CSRGJZTD	14537
330406-1	蔡司人工晶状体DPT 26.0	片	CSRGJZTD	14537
330406-1	蔡司人工晶状体DPT 09.0	片	CSRGJZTD	14537
330406-1	蔡司人工晶状体DPT 26.5	片	CSRGJZTD	14537
330406-1	蔡司人工晶状体DPT 13.0	片	CSRGJZTD	14537
330406-1	蔡司人工晶状体DPT 07.0	片	CSRGJZTD	14537
330406-1	蔡司人工晶状体DPT 24.5	片	CSRGJZTD	14537
330406-1	蔡司人工晶状体DPT 14.5	片	CSRGJZTD	14537
330406-1	蔡司人工晶状体DPT 16.0	片	CSRGJZTD	14537
330406-1	蔡司人工晶状体DPT 24.0	片	CSRGJZTD	14537

330406-1	蔡司人工晶状体DPT 23.5	片	CSRGJZTD	14537
330406-1	蔡司人工晶状体DPT 31.5	片	CSRGJZTD	14537
330406-1	蔡司人工晶状体DPT 10.0	片	CSRGJZTD	14537
330406-1	蔡司人工晶状体DPT 18.5	片	CSRGJZTD	14537
330406-1	蔡司人工晶状体DPT 27.0	片	CSRGJZTD	14537
330406-1	眼力健预装式非球面丙烯酸人工晶状体+10.0D	片	YLJYZSFQ	1012
330406-1	眼力健预装式非球面丙烯酸人工晶状体+10.5D	片	YLJYZSFQ	1012
330406-1	眼力健预装式非球面丙烯酸人工晶状体+11.0D	片	YLJYZSFQ	1012
330406-1	眼力健预装式非球面丙烯酸人工晶状体+11.5D	片	YLJYZSFQ	1012
330406-1	眼力健预装式非球面丙烯酸人工晶状体+12.0D	片	YLJYZSFQ	1012
330406-1	眼力健预装式非球面丙烯酸人工晶状体+12.5D	片	YLJYZSFQ	1012
330406-1	眼力健预装式非球面丙烯酸人工晶状体+13.0D	片	YLJYZSFQ	1012
330406-1	眼力健预装式非球面丙烯酸人工晶状体+13.5D	片	YLJYZSFQ	1012
330406-1	眼力健预装式非球面丙烯酸人工晶状体+14.0D	片	YLJYZSFQ	1012
330406-1	眼力健预装式非球面丙烯酸人工晶状体+14.5D	片	YLJYZSFQ	1012
330406-1	眼力健预装式非球面丙烯酸人工晶状体+15.0D	片	YLJYZSFQ	1012
330406-1	眼力健预装式非球面丙烯酸人工晶状体+15.5D	片	YLJYZSFQ	1012
330406-1	眼力健预装式非球面丙烯酸人工晶状体+16.0D	片	YLJYZSFQ	1012
330406-1	眼力健预装式非球面丙烯酸人工晶状体+16.5D	片	YLJYZSFQ	1012
330406-1	眼力健预装式非球面丙烯酸人工晶状体+17.0D	片	YLJYZSFQ	1012
330406-1	眼力健预装式非球面丙烯酸人工晶状体+17.5D	片	YLJYZSFQ	1012
330406-1	眼力健预装式非球面丙烯酸人工晶状体+18.0D	片	YLJYZSFQ	1012
330406-1	眼力健预装式非球面丙烯酸人工晶状体+18.5D	片	YLJYZSFQ	1012
330406-1	眼力健预装式非球面丙烯酸人工晶状体+19.0D	片	YLJYZSFQ	1012
330406-1	朗思泰克人工晶状体5D SOFTEC HD	片	LSTKRGJZ	784

330406-1	朗思泰克人工晶状体6D SOfTEC HD	片	LSTKRGJZ	784
330406-1	朗思泰克人工晶状体7D SOfTEC HD	片	LSTKRGJZ	784
330406-1	朗思泰克人工晶状体8D SOfTEC HD	片	LSTKRGJZ	784
330406-1	朗思泰克人工晶状体9D SOfTEC HD	片	LSTKRGJZ	784
330406-1	朗思泰克人工晶状体10D SOfTEC HD	片	LSTKRGJZ	784
330406-1	朗思泰克人工晶状体10. 5D SOfTEC HD	片	LSTKRGJZ	784
330406-1	朗思泰克人工晶状体11D SOfTEC HD	片	LSTKRGJZ	784
330406-1	朗思泰克人工晶状体11. 5D SOfTEC HD	片	LSTKRGJZ	784
330406-1	朗思泰克人工晶状体12D SOfTEC HD	片	LSTKRGJZ	784
330406-1	朗思泰克人工晶状体12. 5D SOfTEC HD	片	LSTKRGJZ	784
330406-1	朗思泰克人工晶状体13D SOfTEC HD	片	LSTKRGJZ	784
330406-1	朗思泰克人工晶状体13. 5D SOfTEC HD	片	LSTKRGJZ	784
330406-1	朗思泰克人工晶状体14D SOfTEC HD	片	LSTKRGJZ	784
330406-1	朗思泰克人工晶状体14. 5D SOfTEC HD	片	LSTKRGJZ	784
330406-1	朗思泰克人工晶状体15D SOfTEC HD	片	LSTKRGJZ	784
330406-1	朗思泰克人工晶状体15. 5D SOfTEC HD	片	LSTKRGJZ	784
330406-1	朗思泰克人工晶状体16D SOfTEC HD	片	LSTKRGJZ	784
330406-1	朗思泰克人工晶状体16. 5D SOfTEC HD	片	LSTKRGJZ	784
330406-1	朗思泰克人工晶状体17D SOfTEC HD	片	LSTKRGJZ	784
330406-1	朗思泰克人工晶状体17. 5D SOfTEC HD	片	LSTKRGJZ	784
330406-1	朗思泰克人工晶状体18D SOfTEC HD	片	LSTKRGJZ	784
330406-1	朗思泰克人工晶状体18. 5D SOfTEC HD	片	LSTKRGJZ	784
330406-1	朗思泰克人工晶状体19D SOfTEC HD	片	LSTKRGJZ	784
330406-1	朗思泰克人工晶状体19. 5D SOfTEC HD	片	LSTKRGJZ	784
330406-1	朗思泰克人工晶状体20D SOfTEC HD	片	LSTKRGJZ	784

330406-1	朗思泰克人工晶状体20.5D SOfTEC HD	片	LSTKRGJZ	784
330406-1	朗思泰克人工晶状体21D SOfTEC HD	片	LSTKRGJZ	784
330406-1	朗思泰克人工晶状体21.5D SOfTEC HD	片	LSTKRGJZ	784
330406-1	朗思泰克人工晶状体22D SOfTEC HD	片	LSTKRGJZ	784
330406-1	朗思泰克人工晶状体22.5D SOfTEC HD	片	LSTKRGJZ	784
330406-1	朗思泰克人工晶状体23D SOfTEC HD	片	LSTKRGJZ	784
330406-1	朗思泰克人工晶状体23.5D SOfTEC HD	片	LSTKRGJZ	784
330406-1	朗思泰克人工晶状体24D SOfTEC HD	片	LSTKRGJZ	784
330406-1	朗思泰克人工晶状体24.5D SOfTEC HD	片	LSTKRGJZ	784
330406-1	朗思泰克人工晶状体25D SOfTEC HD	片	LSTKRGJZ	784
330406-1	朗思泰克人工晶状体25.5D SOfTEC HD	片	LSTKRGJZ	784
330406-1	朗思泰克人工晶状体26D SOfTEC HD	片	LSTKRGJZ	784
330406-1	朗思泰克人工晶状体26.5D SOfTEC HD	片	LSTKRGJZ	784
330406-1	朗思泰克人工晶状体27D SOfTEC HD	片	LSTKRGJZ	784
330406-1	朗思泰克人工晶状体27.5D SOfTEC HD	片	LSTKRGJZ	784
330406-1	朗思泰克人工晶状体28D SOfTEC HD	片	LSTKRGJZ	784
330406-1	朗思泰克人工晶状体28.5D SOfTEC HD	片	LSTKRGJZ	784
330406-1	朗思泰克人工晶状体29D SOfTEC HD	片	LSTKRGJZ	784
330406-1	朗思泰克人工晶状体29.5D SOfTEC HD	片	LSTKRGJZ	784
330406-1	朗思泰克人工晶状体30D SOfTEC HD	片	LSTKRGJZ	784
330406-1	朗思泰克人工晶状体31D SOfTEC HD	片	LSTKRGJZ	784
330406-1	朗思泰克人工晶状体32D SOfTEC HD	片	LSTKRGJZ	784
330406-1	朗思泰克人工晶状体33D SOfTEC HD	片	LSTKRGJZ	784
330406-1	朗思泰克人工晶状体34D SOfTEC HD	片	LSTKRGJZ	784
330406-1	朗思泰克人工晶状体35D SOfTEC HD	片	LSTKRGJZ	784

330406-1	朗思泰克人工晶状体36D SOFTEC HD	片	LSTKRGJZ	784
330406-1	世纪康泰非球面人工晶状体+18.0D	枚	SJKTFQMR	1018
330406-1	世纪康泰非球面人工晶状体+22.5D	枚	SJKTFQMR	1018
330406-1	世纪康泰非球面人工晶状体+12.5D	枚	SJKTFQMR	1018
330406-1	世纪康泰非球面人工晶状体+21.5D	枚	SJKTFQMR	1018
330406-1	世纪康泰非球面人工晶状体+22.0D	枚	SJKTFQMR	1018
330406-1	世纪康泰非球面人工晶状体+28.0D	枚	SJKTFQMR	1018
330406-1	世纪康泰非球面人工晶状体+10.0D	枚	SJKTFQMR	1018
330406-1	世纪康泰非球面人工晶状体+20.0D	枚	SJKTFQMR	1018
330406-1	世纪康泰非球面人工晶状体+30.0D	枚	SJKTFQMR	1018
330406-1	世纪康泰非球面人工晶状体+13.0D	枚	SJKTFQMR	1018
330406-1	世纪康泰非球面人工晶状体+7.5D	枚	SJKTFQMR	1018
330406-1	世纪康泰非球面人工晶状体+14.0D	枚	SJKTFQMR	1018
330406-1	世纪康泰非球面人工晶状体+15.0D	枚	SJKTFQMR	1018
330406-1	世纪康泰非球面人工晶状体+26.5D	枚	SJKTFQMR	1018
330406-1	世纪康泰非球面人工晶状体+5.0D	枚	SJKTFQMR	1018
330406-1	世纪康泰非球面人工晶状体+17.0D	枚	SJKTFQMR	1018
330406-1	世纪康泰非球面人工晶状体+15.5D	枚	SJKTFQMR	1018
330406-1	世纪康泰非球面人工晶状体+24.0D	枚	SJKTFQMR	1018
330406-1	世纪康泰非球面人工晶状体+17.5D	枚	SJKTFQMR	1018
330406-1	世纪康泰非球面人工晶状体+19.0D	枚	SJKTFQMR	1018
330406-1	世纪康泰非球面人工晶状体+8.0D	枚	SJKTFQMR	1018
330406-1	世纪康泰非球面人工晶状体+27.5D	枚	SJKTFQMR	1018
330406-1	世纪康泰非球面人工晶状体+11.5D	枚	SJKTFQMR	1018
330406-1	世纪康泰非球面人工晶状体+27.0D	枚	SJKTFQMR	1018

330406-1	世纪康泰非球面人工晶状体+12. 0D	枚	SJKTFQMR	1018
330406-1	世纪康泰非球面人工晶状体+14. 5D	枚	SJKTFQMR	1018
330406-1	世纪康泰非球面人工晶状体+20. 5D	枚	SJKTFQMR	1018
330406-1	世纪康泰非球面人工晶状体+21. 0D	枚	SJKTFQMR	1018
330406-1	世纪康泰非球面人工晶状体+24. 5D	枚	SJKTFQMR	1018
330406-1	世纪康泰非球面人工晶状体+9. 0D	枚	SJKTFQMR	1018
330406-1	世纪康泰非球面人工晶状体+26. 0D	枚	SJKTFQMR	1018
330406-1	世纪康泰非球面人工晶状体+6. 0D	枚	SJKTFQMR	1018
330406-1	世纪康泰非球面人工晶状体+28. 5D	枚	SJKTFQMR	1018
330406-1	世纪康泰非球面人工晶状体+29. 0D	枚	SJKTFQMR	1018
330406-1	世纪康泰非球面人工晶状体+18. 5D	枚	SJKTFQMR	1018
330406-1	世纪康泰非球面人工晶状体+25. 0D	枚	SJKTFQMR	1018
330406-1	世纪康泰非球面人工晶状体+9. 5D	枚	SJKTFQMR	1018
330406-1	世纪康泰非球面人工晶状体+25. 5D	枚	SJKTFQMR	1018
330406-1	世纪康泰非球面人工晶状体+10. 5D	枚	SJKTFQMR	1018
330406-1	世纪康泰非球面人工晶状体+8. 5D	枚	SJKTFQMR	1018
330406-1	世纪康泰非球面人工晶状体+16. 5D	枚	SJKTFQMR	1018
330406-1	世纪康泰非球面人工晶状体+19. 5D	枚	SJKTFQMR	1018
330406-1	世纪康泰非球面人工晶状体+16. 0D	枚	SJKTFQMR	1018
330406-1	世纪康泰非球面人工晶状体+23. 5D	枚	SJKTFQMR	1018
330406-1	世纪康泰非球面人工晶状体+6. 5D	枚	SJKTFQMR	1018
330406-1	世纪康泰非球面人工晶状体+5. 5D	枚	SJKTFQMR	1018
330406-1	世纪康泰非球面人工晶状体+7. 0D	枚	SJKTFQMR	1018
330406-1	世纪康泰非球面人工晶状体+29. 5D	枚	SJKTFQMR	1018
330406-1	世纪康泰非球面人工晶状体+11. 0D	枚	SJKTFQMR	1018

330406-1	世纪康泰非球面人工晶状体+23.0D	枚	SJKTFQMR	1018
330406-1	世纪康泰非球面人工晶状体+13.5D	枚	SJKTFQMR	1018
330406-1	强生单件式人工晶状体+12.0D ZMT150	片	QSDJSRGJ	6868
330406-1	蔡司人工晶状体DPT 22.5	片	CSRGJZTD	14537
330406-1	蔡司人工晶状体DPT 06.5	片	CSRGJZTD	14537
330406-1	蔡司人工晶状体DPT 02.5	片	CSRGJZTD	14537
330406-1	蔡司人工晶状体DPT 20.5	片	CSRGJZTD	14537
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+5.5D ZMT225	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+5.0D ZMT225	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+30.0D ZMT225	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+19.0D ZMT225	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+18.5D ZMT225	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+18.0D ZMT225	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+17.5D ZMT225	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+17.0D ZMT225	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+16.5D ZMT225	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+16.0D ZMT225	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+15.5D ZMT225	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+15.0D ZMT225	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+6.5D ZMT150	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+7.0D ZMT150	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+7.5D ZMT150	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+14.5D ZMT225	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+8.0D ZMT150	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+14.0D ZMT225	片	YLJDJFQM	3082

330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+8.5D ZMT150	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+13.5D ZMT225	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+9.0D ZMT150	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+13.0D ZMT225	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+9.5D ZMT150	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+12.5D ZMT225	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+10.0D ZMT225	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+12.0D ZMT225	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+10.5D ZMT225	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+11.5D ZMT225	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+11.0D ZMT225	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	朗斯区域折射多焦人工晶状体10.0D SBL-3	个	LSQYZSDJ	2524
330406-1	朗斯区域折射多焦人工晶状体10.5D SBL-3	个	LSQYZSDJ	2524
330406-1	朗斯区域折射多焦人工晶状体11.0D SBL-3	个	LSQYZSDJ	2524
330406-1	朗斯区域折射多焦人工晶状体11.5D SBL-3	个	LSQYZSDJ	2524
330406-1	朗斯区域折射多焦人工晶状体12.0D SBL-3	个	LSQYZSDJ	2524
330406-1	朗斯区域折射多焦人工晶状体12.5D SBL-3	个	LSQYZSDJ	2524
330406-1	朗斯区域折射多焦人工晶状体13.0D SBL-3	个	LSQYZSDJ	2524
330406-1	朗斯区域折射多焦人工晶状体13.5D SBL-3	个	LSQYZSDJ	2524
330406-1	朗斯区域折射多焦人工晶状体14.0D SBL-3	个	LSQYZSDJ	2524
330406-1	朗斯区域折射多焦人工晶状体14.5D SBL-3	个	LSQYZSDJ	2524
330406-1	朗斯区域折射多焦人工晶状体15.0D SBL-3	个	LSQYZSDJ	2524
330406-1	朗斯区域折射多焦人工晶状体15.25D SBL-3	个	LSQYZSDJ	2524
330406-1	朗斯区域折射多焦人工晶状体15.5D SBL-3	个	LSQYZSDJ	2524
330406-1	朗斯区域折射多焦人工晶状体15.75D SBL-3	个	LSQYZSDJ	2524

330406-1	朗斯区域折射多焦人工晶状体16.0D SBL-3	个	LSQYZSDJ	2524
330406-1	朗斯区域折射多焦人工晶状体16.25D SBL-3	个	LSQYZSDJ	2524
330406-1	朗斯区域折射多焦人工晶状体16.5D SBL-3	个	LSQYZSDJ	2524
330406-1	朗斯区域折射多焦人工晶状体16.75D SBL-3	个	LSQYZSDJ	2524
330406-1	朗斯区域折射多焦人工晶状体17.0D SBL-3	个	LSQYZSDJ	2524
330406-1	朗斯区域折射多焦人工晶状体17.25D SBL-3	个	LSQYZSDJ	2524
330406-1	朗斯区域折射多焦人工晶状体17.5D SBL-3	个	LSQYZSDJ	2524
330406-1	朗斯区域折射多焦人工晶状体17.75D SBL-3	个	LSQYZSDJ	2524
330406-1	朗斯区域折射多焦人工晶状体18.0D SBL-3	个	LSQYZSDJ	2524
330406-1	朗斯区域折射多焦人工晶状体18.25D SBL-3	个	LSQYZSDJ	2524
330406-1	朗斯区域折射多焦人工晶状体18.5D SBL-3	个	LSQYZSDJ	2524
330406-1	朗斯区域折射多焦人工晶状体18.75D SBL-3	个	LSQYZSDJ	2524
330406-1	朗斯区域折射多焦人工晶状体19.0D SBL-3	个	LSQYZSDJ	2524
330406-1	朗斯区域折射多焦人工晶状体19.25D SBL-3	个	LSQYZSDJ	2524
330406-1	朗斯区域折射多焦人工晶状体19.5D SBL-3	个	LSQYZSDJ	2524
330406-1	朗斯区域折射多焦人工晶状体19.75D SBL-3	个	LSQYZSDJ	2524
330406-1	朗斯区域折射多焦人工晶状体20.0D SBL-3	个	LSQYZSDJ	2524
330406-1	朗斯区域折射多焦人工晶状体20.25D SBL-3	个	LSQYZSDJ	2524
330406-1	朗斯区域折射多焦人工晶状体20.5D SBL-3	个	LSQYZSDJ	2524
330406-1	朗斯区域折射多焦人工晶状体20.75D SBL-3	个	LSQYZSDJ	2524
330406-1	朗斯区域折射多焦人工晶状体21.0D SBL-3	个	LSQYZSDJ	2524
330406-1	朗斯区域折射多焦人工晶状体21.25D SBL-3	个	LSQYZSDJ	2524
330406-1	朗斯区域折射多焦人工晶状体21.5D SBL-3	个	LSQYZSDJ	2524
330406-1	朗斯区域折射多焦人工晶状体21.75D SBL-3	个	LSQYZSDJ	2524
330406-1	朗斯区域折射多焦人工晶状体22.0D SBL-3	个	LSQYZSDJ	2524

330406-1	朗斯区域折射多焦人工晶状体22. 25D SBL-3	个	LSQYZSDJ	2524
330406-1	朗斯区域折射多焦人工晶状体22. 5D SBL-3	个	LSQYZSDJ	2524
330406-1	朗斯区域折射多焦人工晶状体22. 75D SBL-3	个	LSQYZSDJ	2524
330406-1	朗斯区域折射多焦人工晶状体23. 0D SBL-3	个	LSQYZSDJ	2524
330406-1	朗斯区域折射多焦人工晶状体23. 25D SBL-3	个	LSQYZSDJ	2524
330406-1	朗斯区域折射多焦人工晶状体23. 5D SBL-3	个	LSQYZSDJ	2524
330406-1	朗斯区域折射多焦人工晶状体23. 75D SBL-3	个	LSQYZSDJ	2524
330406-1	朗斯区域折射多焦人工晶状体24. 0D SBL-3	个	LSQYZSDJ	2524
330406-1	朗斯区域折射多焦人工晶状体24. 25D SBL-3	个	LSQYZSDJ	2524
330406-1	朗斯区域折射多焦人工晶状体24. 5D SBL-3	个	LSQYZSDJ	2524
330406-1	朗斯区域折射多焦人工晶状体24. 75D SBL-3	个	LSQYZSDJ	2524
330406-1	朗斯区域折射多焦人工晶状体25. 0D SBL-3	个	LSQYZSDJ	2524
330406-1	朗斯区域折射多焦人工晶状体25. 5D SBL-3	个	LSQYZSDJ	2524
330406-1	朗斯区域折射多焦人工晶状体26. 0D SBL-3	个	LSQYZSDJ	2524
330406-1	朗斯区域折射多焦人工晶状体26. 5D SBL-3	个	LSQYZSDJ	2524
330406-1	朗斯区域折射多焦人工晶状体27. 0D SBL-3	个	LSQYZSDJ	2524
330406-1	朗斯区域折射多焦人工晶状体27. 5D SBL-3	个	LSQYZSDJ	2524
330406-1	朗斯区域折射多焦人工晶状体28. 0D SBL-3	个	LSQYZSDJ	2524
330406-1	朗斯区域折射多焦人工晶状体28. 5D SBL-3	个	LSQYZSDJ	2524
330406-1	朗斯区域折射多焦人工晶状体29. 0D SBL-3	个	LSQYZSDJ	2524
330406-1	朗斯区域折射多焦人工晶状体29. 5D SBL-3	个	LSQYZSDJ	2524
330406-1	朗斯区域折射多焦人工晶状体30. 0D SBL-3	个	LSQYZSDJ	2524
330406-1	朗斯区域折射多焦人工晶状体30. 5D SBL-3	个	LSQYZSDJ	2524
330406-1	朗斯区域折射多焦人工晶状体31. 0D SBL-3	个	LSQYZSDJ	2524
330406-1	朗斯区域折射多焦人工晶状体31. 5D SBL-3	个	LSQYZSDJ	2524

330406-1	朗斯区域折射多焦人工晶状体32.0D SBL-3	个	LSQYZSDJ	2524
330406-1	朗斯区域折射多焦人工晶状体32.5D SBL-3	个	LSQYZSDJ	2524
330406-1	朗斯区域折射多焦人工晶状体33.0D SBL-3	个	LSQYZSDJ	2524
330406-1	朗斯区域折射多焦人工晶状体33.5D SBL-3	个	LSQYZSDJ	2524
330406-1	朗斯区域折射多焦人工晶状体34.0D SBL-3	个	LSQYZSDJ	2524
330406-1	朗斯区域折射多焦人工晶状体34.5D SBL-3	个	LSQYZSDJ	2524
330406-1	朗斯区域折射多焦人工晶状体35.0D SBL-3	个	LSQYZSDJ	2524
330406-1	朗斯区域折射多焦人工晶状体35.5D SBL-3	个	LSQYZSDJ	2524
330406-1	朗斯区域折射多焦人工晶状体36.0D SBL-3	个	LSQYZSDJ	2524
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+12.0D ZMT150	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健折叠式人工晶状体+13.0D	片	YLJZDS	812
330406-1	眼力健折叠式人工晶状体+10.0D	片	YLJZDS	812
330406-1	眼力健折叠式人工晶状体+12.5D	片	YLJZDS	812
330406-1	眼力健折叠式人工晶状体+17.5D	片	YLJZDS	812
330406-1	眼力健折叠式人工晶状体+10.5D	片	YLJZDS	812
330406-1	眼力健折叠式人工晶状体+20.0D	片	YLJZDS	812
330406-1	眼力健折叠式人工晶状体+25.5D	片	YLJZDS	812
330406-1	眼力健聚丙烯人工晶状体+16.0D	片	YLJJBX	850
330406-1	眼力健聚丙烯人工晶状体-2.0D	片	YLJJBX	850
330406-1	眼力健聚丙烯人工晶状体-5.5D	片	YLJJBX	850
330406-1	眼力健聚丙烯人工晶状体+3.5D	片	YLJJBX	850
330406-1	眼力健聚丙烯人工晶状体+13.0D	片	YLJJBX	850
330406-1	眼力健聚丙烯人工晶状体+9.5D	片	YLJJBX	850
330406-1	眼力健聚丙烯人工晶状体-5.0D	片	YLJJBX	850
330406-1	眼力健聚丙烯人工晶状体-7.0D	片	YLJJBX	850
330406-1	眼力健聚丙烯人工晶状体+2.5D	片	YLJJBX	850
330406-1	眼力健聚丙烯人工晶状体+29.5D	片	YLJJBX	850
330406-1	眼力健聚丙烯人工晶状体+4.5D	片	YLJJBX	850
330406-1	眼力健聚丙烯人工晶状体+21.0D	片	YLJJBX	850
330406-1	眼力健聚丙烯人工晶状体+13.5D	片	YLJJBX	850
330406-1	眼力健聚丙烯人工晶状体+14.0D	片	YLJJBX	850
330406-1	眼力健聚丙烯人工晶状体+6.0D	片	YLJJBX	850
330406-1	眼力健聚丙烯人工晶状体+1.0D	片	YLJJBX	850
330406-1	眼力健聚丙烯人工晶状体+20.5D	片	YLJJBX	850
330406-1	眼力健聚丙烯人工晶状体+11.5D	片	YLJJBX	850
330406-1	眼力健聚丙烯人工晶状体+24.5D	片	YLJJBX	850
330406-1	眼力健聚丙烯人工晶状体+28.0D	片	YLJJBX	850
330406-1	眼力健聚丙烯人工晶状体+24.0D	片	YLJJBX	850
330406-1	眼力健聚丙烯人工晶状体+10.5D	片	YLJJBX	850
330406-1	眼力健聚丙烯人工晶状体-7.5D	片	YLJJBX	850
330406-1	眼力健聚丙烯人工晶状体-8.5D	片	YLJJBX	850

[illegible]

[illegible]

330406-1	眼力健多焦人工晶状体+6. 5D	片	YLJDJR	2542
330406-1	眼力健多焦人工晶状体+32. 5D	片	YLJDJR	2542
330406-1	眼力健多焦人工晶状体+26. 5D	片	YLJDJR	2542
330406-1	眼力健多焦人工晶状体+20. 5D	片	YLJDJR	2542
330406-1	眼力健多焦人工晶状体+29. 5D	片	YLJDJR	2542
330406-1	眼力健多焦人工晶体+28. 0D	片	YLJDJR	2542
330406-1	眼力健多焦人工晶体+32. 0D	片	YLJDJR	2542
330406-1	眼力健多焦人工晶体+30. 0D	片	YLJDJR	2542
330406-1	眼力健多焦人工晶体+11. 5D	片	YLJDJR	2542
330406-1	眼力健多焦人工晶体+27. 0D	片	YLJDJR	2542
330406-1	眼力健多焦人工晶体+28. 5D	片	YLJDJR	2542
330406-1	眼力健多焦人工晶体+8. 5D	片	YLJDJR	2542
330406-1	眼力健多焦人工晶体+16. 0D	片	YLJDJR	2542
330406-1	眼力健多焦人工晶体+9. 5D	片	YLJDJR	2542
330406-1	眼力健预装式非球面丙烯酸人工晶状体+23. 5D	片	YLJYZSFQ	1012
330406-1	眼力健预装式非球面丙烯酸人工晶状体+24. 0D	片	YLJYZSFQ	1012
330406-1	眼力健预装式非球面丙烯酸人工晶状体+24. 5D	片	YLJYZSFQ	1012
330406-1	眼力健预装式非球面丙烯酸人工晶状体+25. 0D	片	YLJYZSFQ	1012
330406-1	眼力健预装式非球面丙烯酸人工晶状体+25. 5D	片	YLJYZSFQ	1012
330406-1	眼力健预装式非球面丙烯酸人工晶状体+26. 0D	片	YLJYZSFQ	1012
330406-1	眼力健预装式非球面丙烯酸人工晶状体+26. 5D	片	YLJYZSFQ	1012
330406-1	眼力健预装式非球面丙烯酸人工晶状体+27. 0D	片	YLJYZSFQ	1012
330406-1	眼力健预装式非球面丙烯酸人工晶状体+27. 5D	片	YLJYZSFQ	1012
330406-1	眼力健预装式非球面丙烯酸人工晶状体+9. 5D	片	YLJYZSFQ	1012
330406-1	眼力健预装式非球面丙烯酸人工晶状体+28. 0D	片	YLJYZSFQ	1012
330406-1	眼力健预装式非球面丙烯酸人工晶状体+9. 0D	片	YLJYZSFQ	1012
330406-1	眼力健预装式非球面丙烯酸人工晶状体+28. 5D	片	YLJYZSFQ	1012
330406-1	眼力健预装式非球面丙烯酸人工晶状体+8. 5D	片	YLJYZSFQ	1012
330406-1	眼力健预装式非球面丙烯酸人工晶状体+29. 0D	片	YLJYZSFQ	1012
330406-1	眼力健预装式非球面丙烯酸人工晶状体+8. 0D	片	YLJYZSFQ	1012
330406-1	眼力健预装式非球面丙烯酸人工晶状体+29. 5D	片	YLJYZSFQ	1012
330406-1	眼力健预装式非球面丙烯酸人工晶状体+7. 5D	片	YLJYZSFQ	1012

330406-1	眼力健预装式非球面丙烯酸人工晶状体+30.0D	片	YLJYZSFQ	1012
330406-1	眼力健预装式非球面丙烯酸人工晶状体+7.0D	片	YLJYZSFQ	1012
330406-1	眼力健预装式非球面丙烯酸人工晶状体+6.5D	片	YLJYZSFQ	1012
330406-1	眼力健预装式非球面丙烯酸人工晶状体+30.5D	片	YLJYZSFQ	1012
330406-1	眼力健预装式非球面丙烯酸人工晶状体+6.0D	片	YLJYZSFQ	1012
330406-1	眼力健预装式非球面丙烯酸人工晶状体+31.0D	片	YLJYZSFQ	1012
330406-1	眼力健预装式非球面丙烯酸人工晶状体+5.5D	片	YLJYZSFQ	1012
330406-1	眼力健预装式非球面丙烯酸人工晶状体+31.5D	片	YLJYZSFQ	1012
330406-1	眼力健预装式非球面丙烯酸人工晶状体+5.0D	片	YLJYZSFQ	1012
330406-1	眼力健预装式非球面丙烯酸人工晶状体+32.0D	片	YLJYZSFQ	1012
330406-1	眼力健预装式非球面丙烯酸人工晶状体+34.0D	片	YLJYZSFQ	1012
330406-1	眼力健预装式非球面丙烯酸人工晶状体+32.5D	片	YLJYZSFQ	1012
330406-1	眼力健预装式非球面丙烯酸人工晶状体+33.5D	片	YLJYZSFQ	1012
330406-1	眼力健预装式非球面丙烯酸人工晶状体+33.0D	片	YLJYZSFQ	1012
330406-1	眼力健丙烯酸人工晶状体+15.0D	片	YLJBXS	812
330406-1	眼力健丙烯酸人工晶状体+20.5D	片	YLJBXS	812
330406-1	眼力健丙烯酸人工晶状体+6.5D	片	YLJBXS	812
330406-1	眼力健丙烯酸人工晶状体+24.5D	片	YLJBXS	812
330406-1	眼力健丙烯酸人工晶状体+21.5D	片	YLJBXS	812
330406-1	眼力健丙烯酸人工晶状体+10.5D	片	YLJBXS	812
330406-1	眼力健丙烯酸人工晶状体+27.0D	片	YLJBXS	812
330406-1	眼力健丙烯酸人工晶状体+15.5D	片	YLJBXS	812
330406-1	眼力健丙烯酸人工晶状体+30.0D	片	YLJBXS	812
330406-1	眼力健丙烯酸人工晶状体+13.0D	片	YLJBXS	812
330406-1	眼力健丙烯酸人工晶状体+26.5D	片	YLJBXS	812
330406-1	眼力健丙烯酸人工晶状体+33.0D	片	YLJBXS	812
330406-1	眼力健丙烯酸人工晶状体+26.0D	片	YLJBXS	812
330406-1	眼力健丙烯酸人工晶状体+27.5D	片	YLJBXS	812
330406-1	眼力健丙烯酸人工晶状体+24.0D	片	YLJBXS	812
330406-1	眼力健丙烯酸人工晶状体+17.0D	片	YLJBXS	812
330406-1	眼力健丙烯酸人工晶状体+7.0D	片	YLJBXS	812
330406-1	眼力健丙烯酸人工晶状体+32.5D	片	YLJBXS	812
330406-1	眼力健丙烯酸人工晶状体+12.0D	片	YLJBXS	812
330406-1	眼力健丙烯酸人工晶状体+23.0D	片	YLJBXS	812
330406-1	眼力健丙烯酸人工晶状体+8.5D	片	YLJBXS	812
330406-1	眼力健丙烯酸人工晶状体+22.0D	片	YLJBXS	812
330406-1	眼力健丙烯酸人工晶状体+13.5D	片	YLJBXS	812

[illegible]

330406-1	眼力健人工晶状体+9. 5D	片	YLJRGJ	6990
330406-1	眼力健人工晶状体+25. 5D	片	YLJRGJ	6990
330406-1	眼力健人工晶状体+23. 5D	片	YLJRGJ	6990
330406-1	眼力健人工晶状体+20. 5D	片	YLJRGJ	6990
330406-1	眼力健人工晶状体+14. 0D	片	YLJRGJ	6990
330406-1	眼力健人工晶状体+16. 0D	片	YLJRGJ	6990
330406-1	眼力健人工晶状体+6. 0D	片	YLJRGJ	6990
330406-1	眼力健人工晶状体+28. 0D	片	YLJRGJ	6990
330406-1	眼力健人工晶状体+24. 5D	片	YLJRGJ	6990
330406-1	眼力健人工晶状体+29. 5D	片	YLJRGJ	6990
330406-1	眼力健人工晶状体+9. 0D	片	YLJRGJ	6990
330406-1	眼力健人工晶状体+5. 0D	片	YLJRGJ	6990
330406-1	眼力健人工晶状体+18. 0D	片	YLJRGJ	6990
330406-1	眼力健人工晶状体+19. 5D	片	YLJRGJ	6990
330406-1	眼力健人工晶状体+22. 0D	片	YLJRGJ	6990
330406-1	眼力健人工晶状体+29. 0D	片	YLJRGJ	6990
330406-1	眼力健人工晶状体+31. 0D	片	YLJRGJ	6990
330406-1	眼力健人工晶状体+24. 0D	片	YLJRGJ	6990
330406-1	眼力健人工晶状体+27. 0D	片	YLJRGJ	6990
330406-1	眼力健人工晶状体+32. 5D	片	YLJRGJ	6990
330406-1	眼力健人工晶状体+17. 0D	片	YLJRGJ	6990
330406-1	眼力健人工晶状体+12. 0D	片	YLJRGJ	6990
330406-1	眼力健人工晶状体+12. 5D	片	YLJRGJ	6990
330406-1	眼力健人工晶状体+6. 5D	片	YLJRGJ	6990
330406-1	眼力健人工晶状体+7. 0D	片	YLJRGJ	6990
330406-1	眼力健人工晶状体+26. 5D	片	YLJRGJ	6990
330406-1	眼力健人工晶状体+20. 0D	片	YLJRGJ	6990
330406-1	眼力健人工晶状体+10. 5D	片	YLJRGJ	6990
330406-1	眼力健人工晶状体+13. 0D	片	YLJRGJ	6990
330406-1	眼力健人工晶状体+13. 5D	片	YLJRGJ	6990
330406-1	眼力健人工晶状体+8. 0D	片	YLJRGJ	6990
330406-1	眼力健人工晶状体+30. 0D	片	YLJRGJ	6990
330406-1	眼力健人工晶状体+22. 5D	片	YLJRGJ	6990
330406-1	眼力健人工晶状体+30. 5D	片	YLJRGJ	6990
330406-1	眼力健人工晶状体+31. 5D	片	YLJRGJ	6990
330406-1	眼力健人工晶状体+23. 0D	片	YLJRGJ	6990
330406-1	眼力健人工晶状体+7. 5D	片	YLJRGJ	6990
330406-1	眼力健人工晶状体+18. 5D	片	YLJRGJ	6990
330406-1	眼力健人工晶状体+8. 5D	片	YLJRGJ	6990
330406-1	眼力健人工晶状体+11. 0D	片	YLJRGJ	6990
330406-1	眼力健人工晶状体+15. 5D	片	YLJRGJ	6990
330406-1	眼力健人工晶状体+28. 5D	片	YLJRGJ	6990
330406-1	眼力健人工晶状体+19. 0D	片	YLJRGJ	6990
330406-1	眼力健人工晶状体+21. 5D	片	YLJRGJ	6990
330406-1	眼力健折叠式人工晶状体+17. 0D	片	YLJZDS	812
330406-1	眼力健折叠式人工晶状体+23. 5D	片	YLJZDS	812
330406-1	眼力健折叠式人工晶状体+18. 0D	片	YLJZDS	812
330406-1	眼力健折叠式人工晶状体+29. 5D	片	YLJZDS	812
330406-1	眼力健折叠式人工晶状体+27. 5D	片	YLJZDS	812
330406-1	眼力健折叠式人工晶状体+11. 0D	片	YLJZDS	812
330406-1	眼力健折叠式人工晶状体+16. 5D	片	YLJZDS	812

330406-1	眼力健折叠式人工晶状体+28.0D	片	YLJZDS	812
330406-1	眼力健折叠式人工晶状体+21.5D	片	YLJZDS	812
330406-1	眼力健折叠式人工晶状体+30.0D	片	YLJZDS	812
330406-1	眼力健折叠式人工晶状体+25.0D	片	YLJZDS	812
330406-1	眼力健折叠式人工晶状体+14.5D	片	YLJZDS	812
330406-1	眼力健折叠式人工晶状体+28.5D	片	YLJZDS	812
330406-1	眼力健折叠式人工晶状体+23.0D	片	YLJZDS	812
330406-1	眼力健折叠式人工晶状体+29.0D	片	YLJZDS	812
330406-1	眼力健折叠式人工晶状体+15.0D	片	YLJZDS	812
330406-1	眼力健折叠式人工晶状体+22.5D	片	YLJZDS	812
330406-1	眼力健折叠式人工晶状体+18.5D	片	YLJZDS	812
330406-1	眼力健折叠式人工晶状体+19.5D	片	YLJZDS	812
330406-1	眼力健折叠式人工晶状体+27.0D	片	YLJZDS	812
330406-1	眼力健折叠式人工晶状体+20.5D	片	YLJZDS	812
330406-1	眼力健折叠式人工晶状体+11.5D	片	YLJZDS	812
330406-1	眼力健折叠式人工晶状体+24.0D	片	YLJZDS	812
330406-1	眼力健折叠式人工晶状体+26.0D	片	YLJZDS	812
330406-1	眼力健折叠式人工晶状体+12.0D	片	YLJZDS	812
330406-1	眼力健折叠式人工晶状体+15.5D	片	YLJZDS	812
330406-1	眼力健折叠式人工晶状体+26.5D	片	YLJZDS	812
330406-1	眼力健折叠式人工晶状体+16.0D	片	YLJZDS	812
330406-1	眼力健折叠式人工晶状体+21.0D	片	YLJZDS	812
330406-1	眼力健折叠式人工晶状体+14.0D	片	YLJZDS	812
330406-1	眼力健折叠式人工晶状体+13.5D	片	YLJZDS	812
330406-1	眼力健折叠式人工晶状体+22.0D	片	YLJZDS	812
330406-1	眼力健折叠式人工晶状体+19.0D	片	YLJZDS	812
330406-1	眼力健折叠式人工晶状体+24.5D	片	YLJZDS	812
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+10.0D ZMT150	片	YLDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+19.5D ZMT225	片	YLDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+20.0D ZMT225	片	YLDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+20.5D ZMT225	片	YLDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+21.0D ZMT225	片	YLDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+21.5D ZMT225	片	YLDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+28.5D ZMT300	片	YLDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+29.0D ZMT300	片	YLDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+29.5D ZMT300	片	YLDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+10.5D ZMT150	片	YLDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+11.0D ZMT150	片	YLDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+30.0D ZMT300	片	YLDJFQM	3082

330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+11.5D ZMT150	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+12.5D ZMT150	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+13.0D ZMT150	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+5.0D ZMT300	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+5.5D ZMT300	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+6.0D ZMT300	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+6.5D ZMT300	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+7.0D ZMT300	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+7.5D ZMT300	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+8.0D ZMT300	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+8.5D ZMT300	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+9.0D ZMT300	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+22.0D ZMT225	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+9.5D ZMT300	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+22.5D ZMT225	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+10.0D ZMT400	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+23.0D ZMT225	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+10.5D ZMT400	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+23.5D ZMT225	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+24.0D ZMT225	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+13.5D ZMT150	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+11.0D ZMT400	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+24.5D ZMT225	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+14.0D ZMT150	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+25.0D ZMT225	片	YLJDJFQM	3082

330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+25. 5D ZMT225	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+14. 5D ZMT150	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+26. 0D ZMT225	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+11. 5D ZMT400	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+15. 0D ZMT150	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+26. 5D ZMT225	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+15. 5D ZMT150	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+27. 0D ZMT225	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+12. 0D ZMT400	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+27. 5D ZMT225	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+16. 0D ZMT150	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+28. 0D ZMT225	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+12. 5D ZMT400	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+16. 5D ZMT150	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+28. 5D ZMT225	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+13. 0D ZMT400	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+17. 0D ZMT150	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+29. 0D ZMT225	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+29. 5D ZMT225	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+13. 5D ZMT400	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+14. 0D ZMT400	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+14. 5D ZMT400	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+15. 0D ZMT400	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+15. 5D ZMT400	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+16. 0D ZMT400	片	YLJDJFQM	3082

330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+16. 5D ZMT400	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+17. 0D ZMT400	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+17. 5D ZMT400	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+18. 0D ZMT400	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+18. 5D ZMT400	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+19. 0D ZMT400	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+19. 5D ZMT400	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+20. 0D ZMT400	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+20. 5D ZMT400	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+21. 0D ZMT400	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+21. 5D ZMT400	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+22. 0D ZMT400	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+22. 5D ZMT400	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+23. 0D ZMT400	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+23. 5D ZMT400	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+24. 0D ZMT400	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+24. 5D ZMT400	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+25. 0D ZMT400	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+25. 5D ZMT400	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+26. 0D ZMT400	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+26. 5D ZMT400	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+27. 0D ZMT400	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+27. 5D ZMT400	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+28. 0D ZMT400	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+28. 5D ZMT400	片	YLJDJFQM	3082

330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+29.0D ZMT400	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+29.5D ZMT400	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+30.0D ZMT400	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+5.0D ZMT400	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+5.5D ZMT400	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+6.0D ZMT400	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+6.5D ZMT400	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+7.0D ZMT400	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+7.5D ZMT400	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+8.0D ZMT400	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+8.5D ZMT400	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+9.0D ZMT400	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+9.5D ZMT400	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+28.0D ZMT300	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+27.5D ZMT300	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+27.0D ZMT300	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+26.5D ZMT300	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+26.0D ZMT300	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+25.5D ZMT300	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+25.0D ZMT300	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+24.5D ZMT300	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+24.0D ZMT300	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+23.5D ZMT300	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+23.0D ZMT300	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+22.5D ZMT300	片	YLJDJFQM	3082

330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+22. 0D ZMT300	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+21. 5D ZMT300	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+21. 0D ZMT300	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+20. 5D ZMT300	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+20. 0D ZMT300	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+17. 5D ZMT150	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+19. 5D ZMT300	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+18. 0D ZMT150	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+18. 5D ZMT150	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+19. 0D ZMT300	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+19. 0D ZMT150	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+18. 5D ZMT300	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+18. 0D ZMT300	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+19. 5D ZMT150	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+17. 5D ZMT300	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+20. 0D ZMT150	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+17. 0D ZMT300	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+20. 5D ZMT150	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+21. 0D ZMT150	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+16. 5D ZMT300	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+21. 5D ZMT150	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+16. 0D ZMT300	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+22. 0D ZMT150	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+22. 5D ZMT150	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+15. 5D ZMT300	片	YLJDJFQM	3082

330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+23. 0D ZMT150	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+15. 0D ZMT300	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+14. 5D ZMT300	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+23. 5D ZMT150	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+14. 0D ZMT300	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+24. 0D ZMT150	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+13. 5D ZMT300	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+24. 5D ZMT150	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+13. 0D ZMT300	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+25. 0D ZMT150	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+25. 5D ZMT150	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+26. 0D ZMT150	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+26. 5D ZMT150	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+27. 0D ZMT150	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+27. 5D ZMT150	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+28. 0D ZMT150	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+28. 5D ZMT150	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+29. 0D ZMT150	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+12. 5D ZMT300	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+29. 5D ZMT150	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+12. 0D ZMT300	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+30. 0D ZMT150	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+11. 5D ZMT300	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+5. 0D ZMT150	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+11. 0D ZMT300	片	YLJDJFQM	3082

330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+5.5D ZMT150	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+10.5D ZMT300	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+6.0D ZMT150	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+10.0D ZMT300	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+9.5D ZMT225	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+9.0D ZMT225	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+8.5D ZMT225	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+8.0D ZMT225	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+7.5D ZMT225	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+7.0D ZMT225	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+6.5D ZMT225	片	YLJDJFQM	3082
330406-1	眼力健多焦复曲面人工晶状体+6.0D ZMT225	片	YLJDJFQM	3082
330406-3	美敦力导管皮下隧道8586	件	MDLDGP	2400
330406-3	仪诺康一次性眼科套管穿刺刀25GA 5600GEN	套	YNKYCXK	1824
330406-3	贝印显微外科手术刀CPU-26AGF	把	BYXWWK	130
330406-3	贝印显微外科手术刀ST15	把	BYXWWK	130
330406-3	贝印显微外科手术刀CCR-30AGF	把	BYXWWK	130
330406-3	贝印显微外科手术刀CC30	把	BYXWWK	130
330406-3	贝印显微外科手术刀CCR-28AGF	把	BYXWWKSS	130
330407001	玻璃体穿刺抽液注药术	次	BLTCCCYZ	390
330407002	玻璃体切除术	次	BLTQCS	1230
330407002-1	玻璃体切割头(进口)-23G/0.6mm	次	BLTQGT(J	2400
330407002-1	威视健气动玻切头VV106010	个	WSJQDBQT	2200
330407002-1	威视健玻切头VV105110 玻切头25G	个	WSJBQTVV	2500
330407002-1	依诺康玻璃头切割套件23GA 2920CE	个	YNKBLTQG	1820
330407002-2	阿基米亚眼用全氟丙烷气体 GOT-009 00	盒	AJMYYYQF	5800
330407002-2	杰视全氟辛烷7ml	瓶	JSQFXW7m	780
330407002-3	麦德硅油(10ml) S5.7170	支	MDGY(10m	1260

330407002-4	麦德眼科手术用重水 S5.8150	支	MDYKSSYZ	1600
330407003	玻璃体内猪囊尾蚴取出术	次	BLTNZN	1050
330407003-1	波切头套件23GA	套	BQTTJ23G	1824
330407004	视网膜脱离修复术	次	SWMTLX	1230
33040700401	视网膜脱离外加压修复术	次	SWMTLW	1230
33040700402	视网膜脱离环扎修复术	次	SWMTLH	1230
33040700403	视网膜脱离内加压修复术	次	SWMTLN	1230
330407004-a	视网膜脱离内加压修复术(激光法加收)	次	SWMTLN	75
330407005	复杂视网膜脱离修复术	次	FZSWMT	1350
330407005-1	阿基米亚眼科手术用全氟萘烷溶液003	盒	AJMYK	1560
330407005-a	视网膜下膜取出术(激光法加收)	次	SWMXMQ	75
330407006	黄斑裂孔注气术	次	HBLKZQ	675
330407007	黄斑裂孔封闭术	次	HBLKFB	1050
330407008	黄斑前膜术	次	HBQMS	1350
330407009	黄斑下膜取出术	次	HBXMQC	1350
330407010	黄斑转位术	次	HBZWS	2100
330407011	色素膜肿物切除术	次	SSMZWQ	1350
330407012	巩膜后兜带术	次	GMHDDS	1050
330407013	内眼病冷凝术	次	NYBLNS	750
330407014	硅油取出术	单侧	GYQCS	390
330407022	玻璃体腔灌洗术（玻切术后再次手	次	BLTQXS（	481
330407022-1	道恩可气液交换管1250. ABD	根	DEKQYJHG	472. 5
330407022-1	博士伦气液交换管D4600A	根	BSLQYJHG	472. 5
330407023	视网膜内界膜撕除术	次	SWMNJMSC	1110
330407023-1	威视健硅油推注套包VV690310	套	WSJGYTzt	1600
330407023-1	威视健灌注/抽吸管路系统VV621010	套	WSJGZ/CX	750
330407023-1	威视健气液交换导气管VV690100	根	WSJQYJHD	1300
330407023-1	威视健PMS套管VV123311	套	WSJPMSTG	2200
330408001	共同性斜视矫正术(前后徙切开断腱缩短折叠)	次	GTXXSJZS	450
330408001-a	共同性斜视矫正术(超过一条肌肉及二次手术	次	GTXXSJ	150
330408002	非共同性斜视矫正术(结膜分离松解共同矫正)	次一	FGTXXSJZ	450
330408002-a	非共同性斜视矫正术(超过一条肌肉及二次手	次	FGTXXS	150
330408003	非常规眼外肌手术(联扎移位延长调整眶壁术)	次	FCGYWJSS	940
330408003	眼外肌肌肉联扎术	次	YWJJRL	940
330408003	眼外肌移位术	次	YWJYWS	940
33040800303	眼外肌延长术	次	YWJYCS	940
33040800304	眼外肌调整缝线术	次	YWJDZF	940

33040800305	眼外肌眶壁固定术	次	YWJKBG	940
330408003-a	非常规眼外肌手术(每增加一个手术另加)	次	FCGYWJ	150
330408004	眼震矫正术	次	YZJZS	750
330409001	球内磁性异物取出术	次	QNCXYW	525
330409002	球内非磁性异物取出术	次	QNFCXY	525
330409003	球壁异物取出术	次	QBYWQC	780
330409004	眶内异物取出术	次	KNYWQC	675
330409005	眼球裂伤缝合术	次	YQLSFH	942
330409005	角膜裂伤缝合术	次	JMLSFH	942
33040900502	巩膜裂伤缝合术	次	GMLSFH	942
330409006	甲状腺突眼矫正术	次	JZXTYJ	780
330409007	眼内容摘除术	次	YNRZCS	525
330409007-1	科兴义眼用羟基磷灰石生物陶瓷21	只	KXYYYQJL	5850
330409007-1	科兴义眼用羟基磷灰石生物陶瓷22	只	KXYYYQJL	5950
330409008	眼球摘除术	次	YQZCS	525
330409009	眼球摘除+植入术	次	YQZCZR	675
330409010	义眼安装	次	YYAZ	390
330409011	义眼台打孔术	次	YYTDKS	450
330409012	活动性义眼眼座植入术	次	HDXYYY	600
330409013	眶内血肿穿刺术	单侧	KNXZCC	270
330409014	眶内肿物摘除术	次	KNZWZC	700
330409014-a	眶内肿物侧劈开眶术(加收)	次	KNZWCP	175
330409015	眶内容摘除术	次	KNRZCS	750
330409016	上颌骨切除合并眶内容摘除术	次	SGGQCH	1350
330409017	眼窝填充术	次	YWTCS	750
330409018	眼窝再造术	次	YWZZS	975
330409019	眼眶壁骨折整复术	次	YKBGZZ	750
330409019-a	单纯性眼眶骨折修复重建术	次	DCXYKGZX	1087
330409020	眶骨缺损修复术	次	KGQSXF	750
330409021	眶膈修补术	次	KGXBS	750
330409022	眼眶减压术	单眼	YKJYS	675
330409023	眼前段重建术	单侧	YQDZJS	1350
330409024	视神经减压术	次	SSJJYS	1050
330409025	眶距增宽症整形术	次	KJZKZZ	1350
330409026	隆眉弓术	双侧	LMGS	1050
330409027	眉畸形矫正术	次	MJXJZS	750
330409028	眉缺损修复术	次	MQSXFS	900
330409028-a	眉缺损修复术(需岛状头皮瓣切取移转术时加)	次	MQSXFS	150
330409029	眼眶骨折内固定修复术	单	YKGZNGDX	925
3304-1	安能电凝切割电极H 5×330A	支	ANDNQGDJ	1169.2
3304-1	易乐裂隙刀378230	把	YLLXD3	280
3304-1	易乐安全侧切刀378235	把	YLAQCQ	280

3304-3	威视健照明探头VV300105 90° 25G	根	WSJZMTTV	1000
3304-3	威视健照明探头VV300194	根	WSJZMTTV	700
3304-a	眼部手术使用玻璃体切割仪加收	次	YBSSSYBL	540
3304-b	眼部手术使用冷凝加收	次	YBSSSYLN	160
3304-c	眼部手术使用超声乳化仪加收	次	YBSSSYCS	250
3304-d	眼部手术使用泪道内窥加收	次	YBSSSYLD	360
3304-e	眼部手术使用环钻加收	次	YBSSSYHZ	270
3305001019	矫正用耳模型	个	JZYEMX	9000
330501001	耳廓软骨膜炎清创术	次	EKRGMY	225
330501002	耳道异物取出术	次	EDYWQC	120
330501003	耳廓恶性肿瘤切除术	次	EKEXZL	750
330501004	耳颞部血管瘤切除术	次	ENBXGL	1050
330501005	耳息肉摘除术	次	EXRZCS	300
330501006	耳前瘻管切除术	次	EQLGQC	576
330501006	耳前瘻管切除术6岁以下	次	EQLGQCS6	749
330501007	耳腮裂瘻管切除术	次	ESLLGQ	525
330501008	耳后瘻孔修补术	次	EHLKXB	390
330501009	耳前瘻管感染切开引流术	次	EQLGGR	300
330501010	外耳道良性肿物切除术	次	WEDLXZ	300
330501011	外耳道肿物活检术	次	WEDZWH	135
330501012	外耳道疖脓肿切开引流术	次	WEDJNZ	75
330501013	外耳道恶性肿瘤切除术	次	WEDEXZ	1050
330501014	完全断耳再植术	次	WQDEZZ	1350
330501015	部分断耳再植术	次	BFDEZZ	1350
330501016	一期耳廓成形术	次	YQEKCX	1500
330501017	分期耳廓成形术	次	FQEKCX	1500
330501018	耳廓再造术	次	EKZZS	1730
330501019	耳廓畸形矫正术	次	EKJXJZ	1700
330501020	耳廓软骨取骨术	次	EKRGQG	550
330501021	外耳道成形术	次	WEDCXS	2621
330502001	鼓膜置管术	次	GMZGS	500
330502002	鼓膜切开术	次	GMQKS	352
330502003	耳显微镜下鼓膜修补术	次	EXWJXG	675
330502004	经耳内镜鼓膜修补术	次	JENJGM	675
330502005	镫骨手术	次	DGSS	750
330502006	二次镫骨底板切除术	次	ECDGDB	750
330502007	二氧化碳激光镫骨底板开窗术	次	EYHTJG	750
330502008	听骨链松解术	次	TGLSJS	760
330502009	鼓室成形术	次	GSCXS	1800
330502010	人工听骨听力重建术	次	RGTGTL	1890
330502011	经耳内镜鼓室探查术	次	JENJGS	675
330502012	咽鼓管扩张术	次	YGGKZS	375
330502013	咽鼓管再造术	次	YGGZZS	750

330502014	单纯乳突凿开术	次	DCRTZK	750
330502015	完壁式乳突根治术	次	WBSRTG	1480
330502016	开放式乳突根治术	次	KFSRTG	1380
330502017	乳突改良根治术	次	RTGLGZ	1800
330502018	上鼓室鼓窦凿开术	次	SGSGDZ	750
330502019	经耳脑脊液耳漏修补术	次	JENJYE	1500
330502020	电子耳蜗植入术	次	DZEWZR	1950
330503001	内耳窗修补术	次	NECXBS	1700
330503002	内耳开窗术	次	NEKCS	1200
33050300201	内耳经前庭窗迷路破坏术	次	NEJQTC	1200
33050300202	内耳半规管嵌顿术	次	NEBGGQ	1200
33050300203	内耳外淋巴灌流术	次	NEWLBG	1200
330503003	内耳淋巴囊减压术	次	NELBNJ	1782
330503004	岩浅大神经切断术	次	YQDSJQ	1350
330503005	翼管神经切断术	次	YGSJQD	450
330503006	鼓丛切除术	次	GCQCS	900
330503007	鼓索神经切断术	次	GSSJQD	675
330503008	经迷路听神经瘤切除术	次	JMLTSJ	1650
330503009	颌内动脉插管灌注术	次	GNDMCG	600
33050300901	颞浅动脉插管灌注术	次	NQDMCG	600
330503010	经迷路岩部胆脂瘤切除术	次	JMLYBD	2106
330503011	经中颅窝岩部胆脂瘤切除术	次	JZLWYB	1500
330503012	经迷路岩尖引流术	次	JMLYJY	1500
330503013	经中颅窝岩尖引流术	次	JZLWYJ	1500
330503014	颞骨部分切除术	次	NGBFQC	1500
330503015	颞骨次全切除术	次	NGCQQC	2768
330503016	颞骨全切术	次	NGQQS	2980
330503017	耳后骨膜下脓肿切开引流术	次	EHGMXN	413
330503018	经乳突脑脓肿引流术	次	JRTNNZ	1050
330503019	经乳突硬膜外脓肿引流术	次	JRTYMW	1050
330503020	耳部瘢痕疙瘩切除术	个	EBBHGDQC	1064
330601001	鼻外伤清创缝合术	次	BWSQCF	300
330601002	鼻骨骨折整复术	次	BGGZZF	300
330601003	鼻部分缺损修复术	次	BBFQSX	1316
330601004	鼻继发畸形修复术	次	BJFJXX	1050
330601005	前鼻孔成形术	次	QBKCXS	750
330601006	鼻部神经封闭术	次	BBSJFB	195
33060100601	蝶腭神经封闭术	次	DESJFB	195
33060100602	筛前神经封闭术	次	SQSJFB	195
330601007	鼻腔异物取出术	次	BQYWQC	75
330601008	下鼻甲部分切除术	次	XBJBFQ	400
330601009	中鼻甲部分切除术	次	ZBJBFQ	500
330601010	鼻翼肿瘤切除成形术	次	BYZLQC	1050
330601011	鼻前庭囊肿切除术	次	BQTNZQ	675
330601012	鼻息肉摘除术	次	BXRZCS	450
330601013	鼻中隔粘膜划痕术	次	BZGZMH	150
330601014	鼻中隔矫正术	次	BZGJZS	673
330601015	鼻中隔软骨取骨术	次	BZGRGQ	677
330601016	鼻中隔穿孔修补术	次	BZGCKX	600
330601017	鼻中隔血肿切开引流术	次	BZGXZQ	300

33060101701	鼻中隔脓肿切开引流术	次	BZGNZQ	300
330601018	筛动脉结扎术	次	SDMJZS	375
330601019	筛前神经切断术	次	SQSJQD	375
330601020	经鼻鼻侧鼻腔鼻窦肿瘤切除术	次	JBBCBQ	1958
330601021	经鼻鼻腔鼻窦肿瘤切除术	次	JBBQBD	1561
330601022	隆鼻术(假体另收)	次	LBS(JTLS	3500
330601022	鼻尖骨充填术	次	BJGCTS	660
330601023	隆鼻术后继发畸形矫正术	次	LBSHJF	1260
330601024	重度鞍鼻畸形矫正术	次	ZDABJX	1720
330601025	鼻畸形矫正术	次	BJXJZS	1260
330601026	鼻再造术	次	BZZS	2320
330601027	鼻孔闭锁修复术	次	BKBSXF	1130
330601027	鼻孔狭窄修复术	次	BKXZXFS	1130
33060102701	鼻孔狭窄修复术	次	BKXZXF	1130
330601028	后鼻孔成形术	次	HBKCXS	1350
330601029	鼻侧壁移位伴骨质充填术	次	BCBYWB	750
330602001	上颌窦鼻内开窗术	次	SGDBNK	650
330602002	上颌窦根治术(柯-路氏手术)	次	SGDGZS	1063
330602003	经上颌窦颌内动脉结扎术	次	JSGDGN	750
330602004	鼻窦异物取出术	次	BDYWQC	450
330602005	萎缩性鼻炎鼻腔缩窄术	次	WSXBYB	900
330602006	鼻额管扩张术	次	BEGKZS	600
330602007	鼻外额窦开放手术	次	BWEDKF	750
330602008	鼻内额窦开放手术	次	BNEDKF	833
330602009	鼻外筛窦开放手术	次	BWSDKF	600
330602010	鼻内筛窦开放手术	次	BNSDKF	912
330602011	鼻外蝶窦开放手术	次	BWDDKF	900
330602012	鼻内蝶窦开放手术	次	BNDDKF	900
330602013	经鼻内镜鼻窦手术	次	JBNJBD	1350
330602013-a	经鼻内镜鼻窦手术(蝶窦加收)	次	JBNJBD	225
330602014	全筛窦切除术	次	QSDQCS	1130
330603001	鼻外脑膜脑膨出颅底修补术	次	BWNMNP	1050
330603002	鼻内脑膜脑膨出颅底修补术	次	BNNMNP	1050
330603003	经前颅窝鼻窦肿物切除术	次	JQLWBD	2100
330603004	经鼻视神经减压术	次	JBSSJJ	2400
330603005	鼻外视神经减压术	次	BWSSJJ	1130
330603006	经鼻内镜眶减压术	次	JBNJKJ	1130
330603007	经鼻内镜脑膜修补术	次	JBNJNM	1130
330603-1	祥恩吸收性明胶海绵A型60*20*5	片	XEXSXMJH	19.2
330604001	乳牙拔除术	每牙	RYBCS	11
330604002	前牙拔除术	每牙	QYBCS	23
330604003	前磨牙拔除术	每牙	QMYBCS	30
330604004	磨牙拔除术	每牙	MYBCS	38
330604005	复杂牙拔除术	每牙	FZYBCS	60

330604005-a	微创复杂牙拔除术	牙	WCFZYBCS	180
330604006	阻生牙拔除术	每牙	ZSYBCS	180
330604007	拔牙创面搔刮术	每牙	BYCMSG	38
330604007	干槽症创面搔刮术	每牙	GCZCMS	38
33060400702	拔牙后出血创面搔刮术	每牙	BYHCXC	38
33060400703	拔牙创面愈合不良创面搔刮术	每牙	BYCMYH	38
330604008	牙再植术	每牙	YZZS	150
33060400801	牙嵌入再植术	每牙	YQRZZS	150
33060400802	牙移位再植术	每牙	YYWZZS	150
33060400803	牙脱落再植术	每牙	YTLZZS	150
330604009	牙移植术	每牙	YYZS	300
330604010	牙槽骨修整术	每牙	YCGXZS	98
330604011	牙槽嵴增高术	每牙	YCJZGS	150
330604012	颌骨隆突修整术	次	GGLTXZ	225
330604012	上颌结节肥大修整术	次	SGJJFD	225
33060401201	腭隆突修整术	次	ELTXZS	225
33060401202	下颌隆突修整术	次	XGLTXZ	225
330604013	上颌结节成形术	次	SGJJCX	135
330604014	口腔上颌窦瘘修补术	次	KQSGDL	300
330604015	上颌窦开窗异物取出术	次	SGDKCY	225
330604016	唇颊沟加深术	次	CJGJSS	300
330604017	修复前软组织成型术	次	XFQRZZ	225
330604018	阻生智齿龈瓣整形术	每牙	ZSZCKB	104
330604019	牙槽突骨折结扎固定术	次	YCTGZJ	375
330604019-1	奥美正畸橡皮圈（牵引圈）630-0030	包	AMZJXPQ（	7
330604019-1	3M牙科正畸橡皮圈-牵引圈404-236	个	3MYKZJXP	7
330604019-1	德安科司正畸弹力线ST-045	卷	DAKSZJDL	230
330604019-1	3M牙科正畸橡皮圈-链状圈	袋	3MYKZJ	199
330604020	颌骨病灶刮除术	次	GGBZGC	391
330604021	皮肤瘻管切除术	次	PFLGQC	225
330604022	根端囊肿摘除术	每牙	GDNZZC	337
330604022-1	尼奥齿科用根管充填材料2g	盒	NACKYGGC	325

330604023	牙齿萌出囊肿袋形术	每牙	YCMCNZ	120
330604024	颌骨囊肿摘除术	次	GGNZZC	375
330604025	牙外科正畸术	每牙	YWKZJS	225
330604025-1	强生接骨板2.0 2孔厚1.2mm 852.002.01S	块	QSJGB2.0	2408
330604025-1	强生接骨板2.0快速可吸收4孔 852.004.01S	个	QSJGB2.0	2527.2
330604026	根尖切除术	每牙	GJQCS	225
330604026-1	登士柏齿科根管调节剂A0902	支	DSBCKG	456
330604027	根尖搔刮术	每牙	GJSGS	120
330604028	睡眠呼吸暂停综合症射频温控消融治疗术	次	SMHXZT	120
33060402801	睡眠呼吸暂停综合症鼻甲肥大射频温控消融	次	SMHXZT	120
33060402802	睡眠呼吸暂停综合症软腭肥大射频温控消融	次	SMHXZT	120
33060402803	睡眠呼吸暂停综合症舌根肥大射频温控消融	次	SMHXZT	120
33060402804	睡眠呼吸暂停综合症鼻鼾症射频温控消融治	次	SMHXZT	120
330604029	牙龈翻瓣术	每牙	YYFBS	135
330604030	牙龈再生术	每组	YKZSS	135
330604031	牙龈切除术	每牙	YKQCS	60
33060403101	牙龈成形术	每牙	YKCXS	60
330604032	显微根管外科手术	每根	XWGGWK	225
33060403201	显微镜下根管内外修复术	每根	XWJXGG	225
33060403202	显微镜下根尖修复术	每根	XWJXGJ	225
330604033	牙周骨成形手术	每牙	YZGCXS	75
330604034	牙冠延长术	每牙	YGYCS	120
330604035	龈瘤切除术（含龈瘤切除及牙龈修整）	次	KLQCS(HK	120
330604036	牙周植骨术	每牙	YZZGS	195
330604037	截根术	每牙	JGS	169
330604038	分根术	每牙	FGS	105
330604039	半牙切除术	每牙	BYQCS	105
330604040	引导性牙周组织再生术	每牙	YDXYZZ	150
330604041	松动牙根管内固定术	每牙	SDYGGN	150

330604042	牙周组织瓣移植术	每牙	YZZZBY	225
330604043	牙周纤维环状切断术	每牙	YZXWHZ	75
330605001	口腔颌面部小肿物切除术	次	KQGMBX	75
330605002	口腔颌面部神经纤维瘤切除成形术	次	KQGMBX	1350
330605003	颌下腺移植术	次	GXXYZS	1050
330605004	涎腺瘘切除修复术	次	XXLQCX	750
33060500401	涎腺瘘切除及瘘修补术	次	XXLQCJ	750
33060500402	腮腺导管成形术	次	SXDGCX	750
33060500403	腮腺导管改道术	次	SXDGGD	750
33060500404	腮腺导管再造术	次	SXDGZZ	750
330605005	下颌骨部分切除术	次	XGGBFQ	1130
330605006	下颌骨半侧切除术	侧	XGBCQ	1200
330605007	下颌骨扩大切除术	次	XGKDKQ	2852
330605008	下颌骨缺损钛板即刻植入术	次	XGQST	1350
330605009	上颌骨部分切除术	侧	SGGBFQ	1350
330605010	上颌骨次全切除术	次	SGGCQQ	1350
330605011	上颌骨全切术	次	SGGQQS	1350
330605012	上颌骨扩大切除术	次	SGKDKQ	1650
330605013	颌骨良性病变切除术	次	GGLXBB	900
33060501301	上颌骨髓炎切除术	次	SGGSY	900
33060501302	下颌骨髓炎切除术	次	XGGSY	900
33060501303	下颌骨良性肿瘤切除术	次	XGGLXZ	900
33060501304	上颌骨良性肿瘤切除术	次	SGGLXZ	900
33060501305	上颌骨瘤样病变及各类囊肿切除术(含刮治术)	次	SGGLYB	900
33060501306	下颌骨瘤样病变及各类囊肿切除术(含刮治术)	次	XGGLYB	900
330605014	舌骨上淋巴清扫术(包括颈淋巴清扫术)	次	SGSLBQSS	1750
330605015	舌肿物切除术	次	SZWQCS	1750
330605015	舌恶性肿瘤切除术	次	SEXZWQCS	1750
33060501501	肿物致半舌切除及整复术	次	ZWBSQ	1750
33060501502	肿物致全舌切除及整复术	次	ZWQSQ	1750
330605016	舌根部肿瘤切除术	次	SGBZLQCS	1750
330605017	颊部脂肪垫去除术	次	JBZFDQCS	4000
330605017	颊部恶性肿瘤局部扩大切除术	次	JBEXZW	1500
330605018	口底皮样囊肿摘除术	次	KDPYNZ	750
330605019	口底恶性肿瘤局部扩大切除术	次	KDEXZW	1750
33060501901	口底肿物切除及邻位瓣修复术	次	KDZWQC	1750
330605020	口腔颌面部巨大血管瘤淋巴管瘤切除术	次	KQGMBJ	2300
33060502001	颌面部淋巴瘤切除术	次	JMBLBL	2300
330605021	口腔颌面部异物取出术	次	KQGMJB	750
330605022	口咽部恶性肿瘤局部扩大切除术	次	KYBEXZ	1800
33060502201	口咽部肿物切除及邻位瓣修复术	次	KYBZWQ	1800
330605023	腭部肿物局部扩大切除术	侧	EBZWJB	600
330605024	髁状突肿物切除术	侧	KZTZWQ	600
330605025	颞部肿物切除术	侧	NBZWQC	600
33060502501	颞部肿物切除及邻位瓣修复术	次	NBZWQC	600

330605026	颌骨骨纤维异常增殖症切除成形术	次	GGGXWY	900
330605027	腮腺浅叶肿物切除术	次	SXQYZW	1050
33060502701	腮腺区浅叶肿物切除术	侧	SXQQYZ	1050
33060502702	腮腺浅叶切除及面神经解剖术	次	SXQYQC	1050
330605028	腮腺全切除术	侧	SXQQCS	1500
33060502801	腮腺深叶肿物全切除术	次	SXSYZW	1500
33060502802	腮腺深叶全切除及面神经解剖术	次	SXSYQQ	1500
330605028-a	腮腺全切除术（升支截断复位固定加收）	次	SXQQCS	300
330605029	腮腺恶性肿瘤扩大切除术	侧	SXEXZW	3150
330605030	颌面部血管瘤瘤腔内注射术	每部	GMBXGL	300
330605031	鳃裂囊肿切除术	次	SLNZQC	750
33060503101	鳃裂瘻切除术	次	SLLQCS	750
330605032	涎腺导管结石取石术	次	XXDGJS	300
33060503201	颌下腺导管结石取石术	次	GXXDGJ	300
33060503202	腮腺导管结石取石术	次	SXDGJS	300
330605033	颌面颈部深部肿物探查术	次	GMJBSB	450
330605034	舌下腺切除术	侧	SXXQCS	450
330605035	舌下腺囊肿袋形术	次	SXXNZD	450
330605035-1	振德医用纱布块10cm*10cm-8p 5片/袋 带X光	袋	ZDYYSBK1	2.25
330605035-1	振德医用纱布块10cm*10cm-8p 5片/袋	片	ZDYYSBK1	0.31
330605035-1	振德医用纱布块10cm*10cm-8p 100片/袋	片	ZDYYSBK1	0.24
330605035-1	振德医用纱布块7.5cm*7.5cm-8p 100片/袋	片	ZDYYSBK7	0.2
330605036	颌下腺切除术	侧	HXXQCS	750
330606001	系带成形术	次	XDCXS	135
33060600101	唇系带成形术	次	CXDCXS	135
33060600102	颊系带成形术	次	JXDCXS	135
33060600103	舌系带成形术	次	SXDCXS	135
330606002	巨舌畸形矫正术	次	JSJXJZ	750
330606003	舌再造术	次	SZZS	750
330606004	腭弓成形术	次	EGCXS	750
330606005	腭帆缩短术	次	EFSDS	750
330606006	腭咽成形术	次	EYCXS	750
330606007	悬雍垂缩短术	次	XYCSDS	750
330606008	悬雍垂腭咽成形术(UPPP)	次	XYCEYC	750
330606008-a	悬雍垂腭咽成形术(UPPP) (激光加收)	次	XYCEYC	300
330606009	唇畸形矫正术	次	CJXJZS	525
330606009	厚唇修薄/薄唇增厚术	次	HXXB/BCZ	3000
330606009	唇畸形矫正术6岁以下	次	CJXJZS6S	683
33060600901	厚唇畸形矫正术	次	HCJXJZ	525
33060600902	重唇畸形矫正术	次	ZCJXJZ	525
33060600903	薄唇畸形矫正术	次	BCJXJZ	525
33060600904	唇瘢痕畸形矫正术	次	CBHJXJ	525
33060600905	唇弓不齐畸形矫正术	次	CGBQJX	525
330606010	唇缺损修复术	次	CQSXFS	750

330606010	唇缺损修复术6岁以下	次	CQSXFS6S	975
330606011	单侧不完全唇裂修复术6岁以下	次	DCBWQCLX	975
330606011	单侧不完全唇裂修复术	次	DCBWQC	750
33060601102	单侧不完全初期鼻畸形矫治术	次	DCBWQC	750
33060601103	单侧不完全唇功能性修复术	次	DCBWQC	750
33060601104	单侧不完全唇正中裂修复术	次	DCBWQC	750
330606011-a	单侧不完全唇裂修复术(双侧加收)	次	DCBWQC	450
330606012	单侧完全唇裂修复术	次	DCWQCL	750
330606012	单侧完全唇裂修复术6岁以下	次	DCWQCLXF	975
330606012-a	单侧完全唇裂修复术(双侧加收)	次	DCWQCL	450
330606013	犁骨瓣修复术	次	LGBXFS	450
330606014	I° 腭裂兰氏修复术	次	1ELLSX	750
330606015	II 腭裂兰氏修复术	次	II ELLS	900
330606016	III腭裂兰氏修复术	次	III IELL	1200
330606016-a	III腭裂兰氏修复术(每加一侧加收)	次	III IELL	450
330606017	反向双“Z”腭裂修复术	次	FXSZEL	1200
33060601701	反向双“Z”腭裂兰氏修复术	次	FXSZEL	1200
33060601702	反向双“Z”软腭延长术	次	FXSZRE	1200
330606017-a	反向双“Z”腭裂修复术(每加一侧加收)	次	FXSZEL	450
330606018	单瓣二瓣后退腭裂修复术	次	DBEBHT	1200
330606018-a	单瓣二瓣后退腭裂修复术(每加一侧加收)	次	DBEBHT	450
330606019	腭咽环扎腭裂修复术	次	EYHZEL	1200
33060601901	腭咽环扎腭裂兰氏修复术	次	EYHZEL	1200
33060601902	腭咽环扎腭咽腔缩窄术	次	EYHZEY	1200
330606019-a	腭咽环扎腭裂修复术(每加一侧加收)	次	EYHZEL	450
330606020	组织瓣转移腭裂修复术	次	ZZBZYE	1200
330606020-a	组织瓣转移腭裂修复术(每加一侧加收)	次	ZZBZYE	450
330606021	腭咽肌瓣成形术	次	EYJBCX	750
330606022	咽后嵴成形术	次	YHJCXS	600
330606023	咽后壁组织瓣成形术	次	YHBZZB	675
330606024	牙槽突裂植骨成形术	侧	YCTLZG	525
330606025	齿龈成形术	次	CKCXS	450
33060602501	齿龈游离粘膜移植术	次	CKYLZM	450
33060602502	齿龈游离植皮术	次	CKYLZP	450
330606026	口鼻腔前庭瘘修补术	次	KBQQTL	600
330606027	面横裂修复术	次	MHLXFS	750
330606028	口腔颌面部软组织缺损局部组织瓣修复术	次	KQGMBR	600
330606029	口腔颌面部软组织缺损游离瓣移植修复术	次	KQGMBR	1750
330606030	口腔颌面部联合缺损带血管游离肌皮骨瓣修	次	KQGMBL	1500
330606031	口腔颌面部骨缺损游离骨瓣移植修复术	次	KQGMBG	1500
330606032	颜面部软组织不对称局部组织瓣修复畸形矫	次	YMBRZZ	750
330606033	颜面部软组织不对称带血管游离组织瓣修复	次	YMBRZZ	1350
330606034	口腔颌面部缺损颞肌筋膜瓣修复术	次	KQGMBQ	1050
330606035	口腔颌面部软组织缺损远位皮瓣修复术	次	KQGMBR	1200
330606035	疤痕面部修复术小于1cm	次	BHMBXFSX	6500
330606036	口腔颌面部软组织缺损远位肌皮瓣修复术	次	KQGMBR	1130
330606037	带蒂皮瓣二期断蒂术	次	DDPBEQ	975

330606038	皮瓣肌皮瓣延迟术	次	PBJPBY	750
330606039	腭痿修补术	次	ELXBS	750
330606040	经颈部茎突过长切除术	次	JJBJTG	750
330606041	经口茎突过长切除术	次	JKJTGC	750
330606042	颌间挛缩松解术	次	GJLSSJ	900
330607001	上颌雷弗特I型截骨术（Le Fort）	单颌	SGLFTI	1800
33060700101	上颌雷弗特（Le Fort） I型分块截	单颌	SGLFTL	1800
33060700102	上颌雷弗特I型骨内坚固内固定术	单颌	SGLFTI	1800
33060700103	上颌雷弗特I型植骨术	单颌	SGLFTI	1800
330607001-a	上颌雷弗特I型截骨术（Le Fort）上	单颌	SGLFTI	450
330607002	上颌雷弗特II型截骨术（Le Fort）	单颌	SGLFTI	2630
33060700201	上颌雷弗特II型骨截开术	单颌	SGLFTI	2630
33060700202	上颌雷弗特II型骨内坚固内固定术	单颌	SGLFTI	2630
33060700203	上颌雷弗特II型植骨术	单颌	SGLFTI	2630
330607003	上颌雷弗特III型截骨术（Le Fort	单颌	SGLFTI	3300
33060700301	上颌雷弗特III型骨截开术	单颌	SGLFTI	3300
33060700302	上颌雷弗特III型骨内坚固内固定术	单颌	SGLFTI	3300
33060700303	上颌雷弗特III型植骨术	单颌	SGLFTI	3300
330607004	上颌牙骨段截骨术	单颌	SGYGDJ	1950
33060700401	上颌牙骨段前部或后部截骨术	单颌	SGYGDQ	1950
33060700402	上颌牙骨段骨内坚固内固定术	单颌	SGYGDG	1950
33060700403	上颌牙骨段植骨术	单颌	SGYGDZ	1950
330607005	下颌升支截骨术	单颌	XGSZJG	1930
330607006	下颌体部截骨术	次	XGTBJG	1350
330607007	下颌根尖下截骨术	次	XGGJXJ	1650
33060700701	下颌后部根尖下截骨术	次	XGHBGJ	1650
33060700702	下颌根尖下骨内坚固内固定术	次	XGGJXG	1650
33060700703	下颌根尖下植骨术	次	XGGJXZ	1650
330607008	下颌下缘去骨成形术	次	XGXYQG	900
330607009	下颌骨去骨皮质术	次	XGGQGP	900
330607010	下颌角嚼肌肥大畸形矫正术	单侧	XGJJJF	750
330607011	水平截骨颏成形术	次	SPJGKC	900

330607012	颞部截骨前徙舌骨悬吊术	次	KBJGQX	975
330607013	颌骨延长骨生成术	每个	GGYCGS	900
33060701301	上下颌骨各部分截骨术	每个	SXGGGB	900
33060701302	颌骨延长器置入术	每个	GGYCQZ	900
330607013-a	颌骨延长骨生成术骨延长器置入后的加力加	次	GGYCGS	300
330607014	颧骨颧弓成型术	单侧	QGGGCX	975
330607015	颞下颌关节盘手术	单侧	NXGGJP	900
33060701501	颞下颌关节盘摘除术	单侧	NXGGJP	900
33060701502	颞下颌关节盘复位固定术	单侧	NXGGJP	900
33060701503	颞肌瓣或其他生物性材料植入修复术	单侧	NJBHQT	900
330607016	髁状突高位切除术	单侧	KZTGWQ	675
330607017	颞下颌关节成形术	单侧	NXGGJC	1350
330607017	喙突截除术	侧	HTJCS	1350
330608001	口腔颌面软组织清创术(大)	次	KQGMRZ	600
330608002	口腔颌面软组织清创术(中)	次	KQGMRZ	390
330608003	口腔颌面软组织清创术(小)	次	KQGMRZ	150
330608004	颌骨骨折单颌牙弓夹板固定术	单颌	GGGZDG	300
330608005	颌骨骨折颌间固定术	单颌	GGGZGJ	300
330608006	颌骨骨折外固定术	单颌	GGGZWG	600
330608006-1	新亚齿科散装直丝弓颊面管第2磨UR上	袋	XYCKSZ	180
330608006-1	新亚齿科散装直丝弓颊面管第1磨UL上	袋	XYCKSZ	180
330608007	髁状突陈旧性骨折整复术	单侧	KZTCJX	750
330608008	髁状突骨折切开复位内固定术	单侧	KZTGZQ	750
330608008-1	新亚齿科散装直丝弓颊面管第1磨LL下	袋	XYCKSZ	180
330608008-1	新亚齿科散装直丝弓颊面管第1磨LR	袋	XYCKSZ	180
330608009	下颌骨骨折切开复位内固定术	单颌	XGGGZQ	750
330608010	上颌骨骨折切开复位内固定术	单颌	SGGGZQ	750
330608011	颧骨骨折切开复位内固定术	单侧	QGGZQK	875
330608012	颧弓骨折复位术	单侧	QGGZFW	600
330608013	颧骨上颌骨复合骨折切开复位内固定术	单侧	QGSGGF	1350
330608013-a	颧骨上颌骨复合骨折切开复位内固定术(双侧)	次	QGSGGF	450

330608014	眶鼻额区骨折整复术	次	KBEQGZ	1350
330608015	颧骨陈旧性骨折截骨整复术	单侧	QGCJXG	750
330608016	颧骨陈旧性骨折植骨矫治术	单侧	QGCJXG	750
330608017	单颌牙弓夹板拆除术	单颌	DGYGJB	23
330608018	颌间固定拆除术	单颌	GJGDCC	62
330608019	骨内固定植入物取出术	部	GNGDZR	225
330608020	下颌骨缺损植骨修复术	单颌	XGGQSZ	1350
330608021	下颌骨缺损网托碎骨移植术	单颌	XGGQSW	1200
330608022	下颌骨缺损带蒂骨移植术	单颌	XGGQSD	1350
330608023	下颌骨缺损带血管蒂游离复合瓣移植术	单颌	XGGQSD	1500
330608024	下颌骨缺损钛板重建术	单颌	XGGQST	1500
330608025	下颌骨陈旧性骨折整复术	单颌	XGGCJX	1500
330608026	上颌骨缺损植骨修复术	单颌	SGGQSZ	1500
33060802601	上颌骨缺损植骨颌间固定术	单颌	SGGQSZ	1500
33060802602	上颌骨缺损自体骨植骨移植术	单颌	SGGQSZ	1500
33060802603	上颌骨缺损异体骨植骨移植术	单颌	SGGQSY	1500
33060802604	上颌骨缺损异种骨植骨移植术	单颌	SGGQSY	1500
330608027	上颌骨陈旧性骨折整复术	部	SGGCJX	2100
330608028	上颌骨缺损网托碎骨移植术	单颌	SGGQSW	1730
330608029	上颌骨缺损带蒂骨移植术	单颌	SGGQSD	1800
330609	camlog愈合帽	个	CAMLOGY	546
330609001-1	诺保科CC种植体36699 NP 3.5x8mm	个	NBKCCZZT	1350
330609001-1	诺保科CC种植体36700 NP 3.5x10mm	个	NBKCCZZT	1350
330609001-1	诺保科CC种植体36701 NP 3.5x13mm	个	NBKCCZZT	1350
330609001-1	诺保科CC种植体36702 NP 3.5x13mm	个	NBKCCZZT	1350
330609001-1	诺保科CC种植体36703 NP 3.5x16mm	个	NBKCCZZT	1350
330609001-1	诺保科CC种植体36704 RP 4.3x8mm	个	NBKCCZZT	1350

330609001-1	诺保科CC种植体36705 RP 4.3x10mm	个	NBKCCZZT	1350
330609001-1	诺保科CC种植体36707 RP 4.3x11.5mm	个	NBKCCZZT	1350
330609001-1	诺保科CC种植体36710 RP 5x8mm	个	NBKCCZZT	1350
330609001-1	诺保科CC种植体36711 RP 5x10mm	个	NBKCCZZT	1350
330609001-1	汉瑞祥种植体附件K2208.43	个	HRXZZT	800
330609001-1	汉瑞祥种植体附件K2208.50	个	HRXZZT	800
330609001-1	汉瑞祥种植体附件K2208.60	个	HRXZZT	800
330609001-1	诺保科转移杆36258 CC NP3.6x10mm	个	NBKZYG36	55
330609001-1	诺保科转移杆36259 CC NP5x10mm	个	NBKZYG36	55
330609001-1	诺保科转移杆36260 CC NP3.6x14mm	个	NBKZYG36	55
330609001-1	诺保科转移杆36261 CC NP5x14mm	个	NBKZYG36	55
330609001-1	诺保科转移杆36262 CC RP3.6x14mm	个	NBKZYG36	55
330609001-1	诺保科转移杆36263 CC RP3.6x10mm	个	NBKZYG36	55
330609001-1	诺保科CC种植体36708 RP 4.3x13mm	个	NBKCCZZT	1350
330609001-1	诺保科转移杆36264 CC RP5x14mm	个	NBKZYG36	55
330609001-1	诺保科转移杆36265 CC RP5x10mm	个	NBKZYG36	55
330609001-1	诺保科转移杆36266 CC RP6x14mm	个	NBKZYG36	55
330609001-1	诺保科转移杆36267 CC RP6x10mm	个	NBKZYG36	55
330609001-1	诺保科转移杆36538 CC NP3.6x13mm	个	NBKZYG36	55
330609001-1	诺保科转移杆36539 CC NP5x13mm	个	NBKZYG36	55
330609001-1	诺保科转移杆36540 CC RP3.6x13mm	个	NBKZYG36	55
330609001-1	诺保科转移杆36541 CC RP3.6x9mm 低外形	个	NBKZYG36	55
330609001-1	诺保科转移杆36542 CC RP5x13mm	个	NBKZYG36	55
330609001-1	诺保科转移杆36543 CC RP5x9mm 低外形	个	NBKZYG36	55
330609001-1	诺保科转移杆36544 CC RP6x13mm	个	NBKZYG36	55
330609001-1	诺保科转移杆36545 CC RP6x9mm 低外形	个	NBKZYG36	55
330609001-1	诺保科CC种植体36712 RP 5x11.5mm	个	NBKCCZZT	1350

330609001-1	诺保科CC种植体36713 RP 5x13mm	个	NBKCCZZT	1350
330609001-1	诺保科CC种植体36714 RP 5x16mm	个	NBKCCZZT	1350
330609001-1	诺保科CC种植体36709 RP 4.3x16mm	个	NBKCCZZT	1350
330609001-1	诺保科种植体Active34137 RP 5x10mm	个	NBKZZTAc	4480
330609001-1	诺保科种植体Active34125 NP 3.5x10mm	个	NBKZZTAc	4480
330609001-1	诺保科种植体Active34126 NP 3.5x11.5mm	个	NBKZZTAc	4480
330609001-1	诺保科种植体Active34127 NP 3.5x13mm	个	NBKZZTAc	4480
330609001-1	诺保科种植体Active34128 NP 3.5x15mm	个	NBKZZTAc	4480
330609001-1	诺保科印模帽开口式托盘 CC RP6x14mm 36266	个	NBKYMMKK	55
330609001-1	诺保科印模帽开口式托盘 CC RP5x10mm 36265	个	NBKYMMKK	55
330609001-1	诺保科印模帽开口式托盘 CC RP5x14mm 36264	个	NBKYMMKK	55
330609001-1	诺保科印模帽开口式托盘CC RP3.6x10mm36263	个	NBKYMMKK	55
330609001-1	诺保科印模帽开口式托盘CC RP3.6x14mm36262	个	NBKYMMKK	55
330609001-1	诺保科印模帽开口式托盘CC NP3.6x10mm36258	个	NBKYMMKK	55
330609001-1	诺保科印模帽开口式托盘CC NP3.6x14mm36260	个	NBKYMMKK	55
330609001-1	诺保科印模帽开口式托盘 CC NP5x14mm 36261	个	NBKYMMKK	55
330609001-1	诺保科种植体Active34131 RP 4.3x10mm	个	NBKZZTAc	4480
330609001-1	诺保科印模帽闭口式托盘 CC RP6x9mm 36545	个	NBKYMMBK	55
330609001-1	诺保科种植体Active34132 RP 4.3x11.5mm	个	NBKZZTAc	4480
330609001-1	诺保科印模帽闭口式托盘 CC RP6x13mm 36544	个	NBKYMMBK	55
330609001-1	诺保科种植体Active34133 RP 4.3x13mm	个	NBKZZTAc	4480
330609001-1	诺保科印模帽闭口式托盘 CC RP5x9mm 36543	个	NBKYMMBK	55
330609001-1	诺保科种植体Active34134 RP 4.3x15mm	个	NBKZZTAc	4480
330609001-1	诺保科种植体Active34138 RP 5.0x11.5mm	个	NBKZZTAc	4480
330609001-1	诺保科印模帽闭口式托盘 CC RP5x13mm 36542	个	NBKYMMBK	55

330609001-1	诺保科种植体Active34139 RP 5.0x13mm	个	NBKZZTAc	4480
330609001-1	诺保科印模帽闭口式托盘 CC RP3.6x9mm36541	个	NBKYMMBK	55
330609001-1	诺保科种植体Active34140 RP 5.0x15mm	个	NBKZZTAc	4480
330609001-1	诺保科种植体Active35215 NP 3.5x18mm	个	NBKZZTAc	4480
330609001-1	诺保科印模帽闭口式托盘CC RP3.6x13mm36540	个	NBKYMMBK	55
330609001-1	诺保科种植体Active35219 RP 4.3x18mm	个	NBKZZTAc	4480
330609001-1	诺保科种植体Active35220 RP 5.0x18mm	个	NBKZZTAc	4480
330609001-1	诺保科印模帽闭口式托盘 CC NP5x13mm 36539	个	NBKYMMBK	55
330609001-1	诺保科种植体Active35221 NP 3.5x8.5mm	个	NBKZZTAc	4480
330609001-1	诺保科印模帽闭口式托盘CC NP3.6x13mm36538	个	NBKYMMBK	55
330609001-1	诺保科种植体Active35223 RP 4.3x8.5mm	个	NBKZZTAc	4480
330609001-1	诺保科种植体Active35225 RP 5.0x8.5mm	个	NBKZZTAc	4480
330609001-1	诺保科印模帽开口式托盘 CC RP6x10mm 36267	个	NBKYMMKK	55
330609001-1	迪耀种植体系统UF(II)5008S	个	DYZZTXTU	630
330609001-1	迪耀种植体系统UF(II)4513S	个	DYZZTXTU	630
330609001-1	迪耀种植体系统UF(II)4511S	个	DYZZTXTU	630
330609001-1	迪耀种植体系统UF(II)4510S	个	DYZZTXTU	630
330609001-1	迪耀种植体系统UF(II)4508S	个	DYZZTXTU	630
330609001-1	迪耀种植体系统UF(II)4013S	个	DYZZTXTU	630
330609001-1	迪耀种植体系统UF(II)4011S	个	DYZZTXTU	630
330609001-1	迪耀种植体系统UF(II)4010S	个	DYZZTXTU	630
330609001-1	迪耀种植体系统UF(II)4008S	个	DYZZTXTU	630
330609001-1	迪耀种植体系统UF(II)3813S	个	DYZZTXTU	630
330609001-1	迪耀种植体系统UF(II)3811S	个	DYZZTXTU	630
330609001-1	迪耀种植体系统UF(II)3810S	个	DYZZTXTU	630

330609001-1	迪耀种植体系统UF(II)3808S	个	DYZZTXTU	630
330609001-1	迪耀种植体系统UF(II)4507S	个	DYZZTXTU	630
330609001-1	迪耀种植体系统UF(II)5007S	个	DYZZTXTU	630
330609001-1	汉瑞祥转移帽J2111.3300	个	HRXZYM	180
330609001-1	汉瑞祥转移帽J2111.3800	个	HRXZYM	180
330609001-1	汉瑞祥转移帽J2111.4300	个	HRXZYM	180
330609001-1	汉瑞祥转移帽J2111.5000	个	HRXZYM	180
330609001-1	汉瑞祥转移帽J2111.6000	个	HRXZYM	180
330609001-1	汉瑞祥转移帽K2109.3800	个	HRXZYM	720
330609001-1	汉瑞祥转移帽K2109.4300	个	HRXZYM	720
330609001-1	汉瑞祥转移帽K2109.5000	个	HRXZYM	720
330609001-1	汉瑞祥转移帽K2109.6000	个	HRXZYM	720
330609001-1	汉瑞祥转移帽K2110.3300	个	HRXZYM	720
330609001-1	汉瑞祥转移帽K2110.3800	个	HRXZYM	720
330609001-1	汉瑞祥转移帽K2110.4300	个	HRXZYM	720
330609001-1	汉瑞祥转移帽K2110.5000	个	HRXZYM	720
330609001-1	汉瑞祥转移帽K2110.6000	个	HRXZYM	720
330609001-1	汉瑞祥转移帽K2119.3800	个	HRXZYM	720
330609001-1	汉瑞祥转移帽K2119.4300	个	HRXZYM	720
330609001-1	汉瑞祥转移帽K2119.5000	个	HRXZYM	720
330609001-1	汉瑞祥转移帽K2119.6000	个	HRXZYM	720
330609001-1	汉瑞祥转移帽K2121.3300	个	HRXZYM	720
330609001-1	汉瑞祥转移帽K2121.3800	个	HRXZYM	720
330609001-1	汉瑞祥转移帽K2121.4300	个	HRXZYM	720
330609001-1	汉瑞祥转移帽K2121.5000	个	HRXZYM	720
330609001-1	汉瑞祥转移帽K2121.6000	个	HRXZYM	720
330609001-1	汉瑞祥转移帽J2130.4300	个	HRXZYM	660
330609001-1	汉瑞祥转移帽J2130.6000	个	HRXZYM	660
330609001-1	汉瑞祥愈合帽J2030.4300	个	HRXYHM	480
330609001-1	汉瑞祥愈合帽J2030.6000	个	HRXYHM	480
330609001-1	迪耀种植体系统UF(II)5013S	个	DYZZTXTU	630
330609001-1	迪耀种植体系统UF(II)5011S	个	DYZZTXTU	630
330609001-1	迪耀种植体系统UF(II)5010S	个	DYZZTXTU	630
330609001-1	上海汉瑞祥牙科种植体K1042.3311	个	SHHRXY	3500
330609001-1	上海汉瑞祥牙科种植体K1042.3313	个	SHHRXY	3500
330609001-1	上海汉瑞祥牙科种植体K1042.3316	个	SHHRXY	3500
330609001-1	上海汉瑞祥牙科种植体K1042.3809	个	SHHRXY	3500
330609001-1	上海汉瑞祥牙科种植体K1042.3811	个	SHHRXY	3500
330609001-1	上海汉瑞祥牙科种植体K1042.3813	个	SHHRXY	3500
330609001-1	上海汉瑞祥牙科种植体K1042.3816	个	SHHRXY	3500
330609001-1	上海汉瑞祥牙科种植体K1042.4309	个	SHHRXY	3500
330609001-1	上海汉瑞祥牙科种植体K1042.4311	个	SHHRXY	3500
330609001-1	上海汉瑞祥牙科种植体K1042.4313	个	SHHRXY	3500
330609001-1	上海汉瑞祥牙科种植体K1042.4316	个	SHHRXY	3500
330609001-1	上海汉瑞祥牙科种植体K1042.5011	个	SHHRXY	3500

330609001-1	上海汉瑞祥牙科种植体K1042.5013	个	SHHRXY	3500
330609001-1	上海汉瑞祥牙科种植体K1042.5016	个	SHHRXY	3500
330609001-1	上海汉瑞祥牙科种植体K1052.3311	个	SHHRXY	4700
330609001-1	上海汉瑞祥牙科种植体K1052.3313	个	SHHRXY	4700
330609001-1	上海汉瑞祥牙科种植体K1052.3316	个	SHHRXY	4700
330609001-1	上海汉瑞祥牙科种植体K1052.3809	个	SHHRXY	4300
330609001-1	上海汉瑞祥牙科种植体K1052.3811	个	SHHRXY	4300
330609001-1	上海汉瑞祥牙科种植体K1052.3813	个	SHHRXY	4300
330609001-1	上海汉瑞祥牙科种植体K1052.3816	个	SHHRXY	4300
330609001-1	上海汉瑞祥牙科种植体K1052.4309	个	SHHRXY	4300
330609001-1	上海汉瑞祥牙科种植体K1052.4311	个	SHHRXY	4300
330609001-1	上海汉瑞祥牙科种植体K1052.4316	个	SHHRXY	4300
330609001-1	上海汉瑞祥牙科种植体K1052.5009	个	SHHRXY	4300
330609001-1	上海汉瑞祥牙科种植体K1052.5011	个	SHHRXY	4300
330609001-1	上海汉瑞祥牙科种植体K1052.5013	个	SHHRXY	4300
330609001-1	上海汉瑞祥牙科种植体K1052.5016	个	SHHRXY	4300
330609002	上颌窦底提升术	次	SGDDTS	450
330609003	下齿槽神经移位术	次	XCCSJY	525
330609004	骨劈开术	次	GPKS	450
330609005	游离骨移植颌骨重建术	次	YLGYZG	675
330609006	带血管游离骨移植颌骨重建术	次	DXGYLG	1350
330609007	缺牙区游离骨移植术	次	QYQYLG	600
330609008	引导骨组织再生术	次	YDGZZZ	450
330609009	颜面器官缺损种植体植入术	次	YMQGQS	600
330609009-1	汉瑞祥愈合帽J11.334	个	HRXYHM	700
330609009-1	汉瑞祥愈合帽J11.384	个	HRXYHM	700
330609009-1	汉瑞祥愈合帽J11.386	个	HRXYHM	700
330609009-1	汉瑞祥愈合帽J11.434	个	HRXYHM	700
330609009-1	汉瑞祥愈合帽J11.436	个	HRXYHM	700
330609009-1	汉瑞祥愈合帽J11.504	个	HRXYHM	700
330609009-1	汉瑞祥愈合帽J11.506	个	HRXYHM	700
330609009-1	汉瑞祥愈合帽J11.604	个	HRXYHM	700
330609009-1	汉瑞祥愈合帽J11.606	个	HRXYHM	700
330609009-1	汉瑞祥愈合帽J14.332	个	HRXYHM	700
330609009-1	汉瑞祥愈合帽J14.334	个	HRXYHM	700
330609009-1	汉瑞祥愈合帽J14.382	个	HRXYHM	700
330609009-1	汉瑞祥愈合帽J14.384	个	HRXYHM	700
330609009-1	汉瑞祥愈合帽J14.386	个	HRXYHM	700
330609009-1	汉瑞祥愈合帽J14.432	个	HRXYHM	700
330609009-1	汉瑞祥愈合帽J14.434	个	HRXYHM	700
330609009-1	汉瑞祥愈合帽J14.436	个	HRXYHM	700
330609009-1	汉瑞祥愈合帽J14.502	个	HRXYHM	700
330609009-1	汉瑞祥愈合帽J14.504	个	HRXYHM	700
330609009-1	汉瑞祥愈合帽J14.506	个	HRXYHM	700
330609009-1	汉瑞祥愈合帽J14.602	个	HRXYHM	700
330609009-1	汉瑞祥愈合帽J14.604	个	HRXYHM	700
330609009-1	汉瑞祥愈合帽J14.606	个	HRXYHM	700
330609009-1	汉瑞祥愈合帽J15.332	个	HRXYHM	700
330609009-1	汉瑞祥愈合帽J15.334	个	HRXYHM	700
330609009-1	汉瑞祥愈合帽J15.382	个	HRXYHM	700
330609009-1	汉瑞祥愈合帽J15.384	个	HRXYHM	700

330609009-1	汉瑞祥愈合帽J15.386	个	HRXYHM	700
330609009-1	汉瑞祥愈合帽J15.432	个	HRXYHM	700
330609009-1	汉瑞祥愈合帽J15.434	个	HRXYHM	700
330609009-1	汉瑞祥愈合帽J15.436	个	HRXYHM	700
330609009-1	汉瑞祥愈合帽J15.502	个	HRXYHM	700
330609009-1	汉瑞祥愈合帽J15.504	个	HRXYHM	700
330609009-1	汉瑞祥愈合帽J15.506	个	HRXYHM	700
330609009-1	汉瑞祥愈合帽J15.602	个	HRXYHM	700
330609009-1	汉瑞祥愈合帽J15.604	个	HRXYHM	700
330609009-1	汉瑞祥愈合帽J15.606	个	HRXYHM	700
330609009-1	汉瑞祥愈合帽K1.384	个	HRXYHM	700
330609009-1	汉瑞祥愈合帽K1.386	个	HRXYHM	700
330609009-1	汉瑞祥愈合帽K1.434	个	HRXYHM	700
330609009-1	汉瑞祥愈合帽K1.436	个	HRXYHM	700
330609009-1	汉瑞祥愈合帽K1.504	个	HRXYHM	700
330609009-1	汉瑞祥愈合帽K1.506	个	HRXYHM	700
330609009-1	汉瑞祥愈合帽K1.604	个	HRXYHM	700
330609009-1	汉瑞祥愈合帽K1.606	个	HRXYHM	700
330609009-1	汉瑞祥愈合帽K4.384	个	HRXYHM	700
330609009-1	汉瑞祥愈合帽K4.386	个	HRXYHM	700
330609009-1	汉瑞祥愈合帽K4.434	个	HRXYHM	700
330609009-1	汉瑞祥愈合帽K4.436	个	HRXYHM	700
330609009-1	汉瑞祥愈合帽K4.504	个	HRXYHM	700
330609009-1	汉瑞祥愈合帽K4.506	个	HRXYHM	700
330609009-1	汉瑞祥愈合帽K4.604	个	HRXYHM	700
330609009-1	汉瑞祥愈合帽K4.606	个	HRXYHM	700
330609009-1	汉瑞祥愈合帽K5.382	个	HRXYHM	700
330609009-1	汉瑞祥愈合帽K5.384	个	HRXYHM	700
330609009-1	汉瑞祥愈合帽K5.386	个	HRXYHM	700
330609009-1	汉瑞祥愈合帽K5.432	个	HRXYHM	700
330609009-1	汉瑞祥愈合帽K5.434	个	HRXYHM	700
330609009-1	汉瑞祥愈合帽K5.436	个	HRXYHM	700
330609009-1	汉瑞祥愈合帽K5.506	个	HRXYHM	700
330609009-1	汉瑞祥愈合帽K5.602	个	HRXYHM	700
330609009-1	汉瑞祥愈合帽K5.604	个	HRXYHM	700
330609009-1	汉瑞祥愈合帽K5.606	个	HRXYHM	700
330609010-1	迪耀基台及配件（粘结基台） SSCA65305H(II)	个	DYJTJPJ(	616
330609010-1	迪耀基台及配件（粘结基台） SSCA55407H(II)	个	DYJTJPJ(	616
330609010-1	迪耀基台及配件（粘结基台） SSCA55405H(II)	个	DYJTJPJ(	616
330609010-1	迪耀基台及配件（粘结基台） SSCA55305H(II)	个	DYJTJPJ(	616
330609010-1	迪耀基台及配件（粘结基台） SSCA55304H(II)	个	DYJTJPJ(	616
330609010-1	迪耀基台及配件（粘结基台） SSCA55205H(II)	个	DYJTJPJ(	616
330609010-1	迪耀基台及配件（粘结基台） SSCA45407H(II)	个	DYJTJPJ(	616

330609010-1	迪耀基台及配件（粘结基台）SSCA45405H(II)	个	DYJTJPJ(	616
330609010-1	迪耀基台及配件（粘结基台）SSCA45307H(II)	个	DYJTJPJ(	110
330609010-1	迪耀基台及配件（粘结基台）SSCA45305H(II)	个	DYJTJPJ(	616
330609010-1	迪耀基台及配件（粘结基台）SSCA45304H(II)	个	DYJTJPJ(	616
330609010-1	迪耀基台及配件（粘结基台）SSCA45205H(II)	个	DYJTJPJ(	616
330609010-1	迪耀基台及配件（粘结基台）SSCA45105H(II)	个	DYJTJPJ(	616
330609010-1	迪耀基台及配件（角度基台）SSAA553015AH	个	DYJTJPJ(	110
330609010-1	迪耀基台及配件（角度基台）SSAA454015BH	个	DYJTJPJ(	110
330609010-1	迪耀基台及配件（愈合基台）SSHA 4524	个	DYJTJPJ(	40
330609010-1	迪耀基台及配件（愈合基台）SSHA 5524	个	DYJTJPJ(	40
330609010-1	迪耀基台及配件（愈合基台）SSHA 4535	个	DYJTJPJ(	40
330609010-1	迪耀基台及配件（愈合基台）SSHA 5535	个	DYJTJPJ(	40
330609010-1	迪耀基台及配件（粘结基台）SSCA55505H(II)	个	DYJTJPJ(	110
330609010-1	迪耀基台及配件（粘结基台）SSCA55307H(II)	个	DYJTJPJ(	616
330609010-1	迪耀基台及配件（粘结基台）SSCA55207H(II)	个	DYJTJPJ(	110
330609010-1	迪耀基台及配件（粘结基台）SSCA45207H(II)	个	DYJTJPJ(	110
330609010-1	迪耀基台及配件（角度基台）SSAA453015AH	个	DYJTJPJ(	110
330609010-1	迪耀基台及配件（角度基台）SSAA452015BH	个	DYJTJPJ(	110
330609010-1	迪耀基台及配件（角度基台）SSAA554015BH	个	DYJTJPJ(	110
330609010-1	迪耀基台及配件（角度基台）SSAA553015BH	个	DYJTJPJ(	110
330609010-1	迪耀基台及配件（角度基台）SSAA552015BH	个	DYJTJPJ(	110
330609010-1	迪耀基台及配件（角度基台）SSAA453015BH	个	DYJTJPJ(	110
330609010-1	迪耀基台及配件（角度基台）SSAA451515AH	个	DYJTJPJ(	110
330609010-1	迪耀基台及配件（角度基台）SSAA551515BH	个	DYJTJPJ(	110
330609010-1	诺保科愈合基台 CC NP3. 6x7mm 36867	个	NBKYHJT	50
330609010-1	诺保科愈合基台 CC RP3. 6x7mm 36872	个	NBKYHJT	50

330609010-1	诺保科15° 美观基台 CC RP3mm 36673	个	NBK15 G	350
330609010-1	诺保科15° 美观基台 CC NP3mm 36668	个	NBK15 G	350
330609010-1	诺保科15° 美观基台 CC NP1.5mm 36667	个	NBK15 G	350
330609010-1	诺保科15° 美观基台 CC RP4.5mm 36252	个	NBK15 G	350
330609010-1	诺保科愈合基台 CC RP6x3mm 36647	个	NBKYHJT	50
330609010-1	诺保科愈合基台 CC RP6x5mm 36648	个	NBKYHJT	50
330609010-1	诺保科愈合基台 CC RP3.6x5mm 36644	个	NBKYHJT	50
330609010-1	诺保科愈合基台 CC RP5x5mm 36646	个	NBKYHJT	50
330609010-1	诺保科愈合基台 CC RP5.0x7mm 36873	个	NBKYHJT	50
330609010-1	诺保科愈合基台 CC NP5.0x7mm 36868	个	NBKYHJT	50
330609010-1	诺保科15° 美观基台 CC NP4.5mm 36250	个	NBK15 G	350
330609010-1	诺保科美观基台 CC RP4.5mm 36251	个	NBKMGJT	350
330609010-1	诺保科愈合基台36648 CC RP6x5mm	个	NBKYHJT3	50
330609010-1	诺保科愈合基台36873 CC RP5.0x7mm	个	NBKYHJT3	50
330609010-1	诺保科愈合基台36872 CC RP3.6x7mm	个	NBKYHJT3	50
330609010-1	诺保科愈合基台36868 CC NP5.0x7mm	个	NBKYHJT3	50
330609010-1	诺保科愈合基台36867 CC NP3.6x7mm	个	NBKYHJT3	50
330609010-1	诺保科美观基台36672 CC RP1.5mm	个	NBKMGJT3	350
330609010-1	诺保科愈合基台36639 CC NP3.6x3mm	个	NBKYHJT3	50
330609010-1	诺保科愈合基台36640 CC NP3.6x5mm	个	NBKYHJT3	50
330609010-1	诺保科愈合基台36641 CC NP5x3mm	个	NBKYHJT3	50
330609010-1	诺保科愈合基台36642 CC NP5x5mm	个	NBKYHJT3	50
330609010-1	诺保科愈合基台36643 CC RP3.6x3mm	个	NBKYHJT3	50
330609010-1	诺保科愈合基台36644 CC RP3.6x5mm	个	NBKYHJT3	50
330609010-1	诺保科愈合基台36645 CC RP5x3mm	个	NBKYHJT3	50
330609010-1	诺保科愈合基台36646 CC RP5x5mm	个	NBKYHJT3	50
330609010-1	诺保科愈合基台36647 CC RP6x3mm	个	NBKYHJT3	50
330609010-1	诺保科愈合基台36874 CC RP6.0x7mm	个	NBKYHJT3	50
330609010-1	愈合帽ITI048374	个	YHMITI04	556.5

330609011	种植体取出术	次	ZZTQCS	300
330609012	骨挤压术	次	GJYS	300
330609013	种植体周软组织成形术	次	ZZTZRZ	300
330609-1	正海骨修复材料粒径0.25mm~1mm,	片	ZHGXF	950
330610001	扁桃体切除术	次	BTTQCS	611
330610001	扁桃体切除术6周岁及以下	次	BTTQCS6Z	794
33061000101	扁桃体残体切除术	次	BTTCTQ	611
33061000102	扁桃体挤切术	次	BTTJQS	611
330610002	腺样体刮除术	次	XYTGCS	500
330610002	腺样体刮除术6周岁及以下	次	XYTGCS6Z	650
330610003	舌扁桃体切除术	次	SBTTQC	375
330610004	扁桃体周围脓肿切开引流术	次	BTTZWN	250
330611001	咽后壁脓肿切开引流术	次	YHBNZQ	300
330611002	经颈侧进路鼻咽肿瘤切除术	次	JJCJLB	1730
330611003	经硬腭进路鼻咽肿瘤切除术	次	JYEJLB	1730
330611003	鼻内镜鼻咽肿物切除术	次	BNJBZQW	1730
330611004	经硬腭进路鼻咽狭窄闭锁切开成形术	次	JYEJLB	1730
330611005	颈侧切开下咽肿瘤切除术	次	JCQKXY	1730
330611006	颈外进路咽旁间隙肿物摘除术	次	JWJLYP	2700
330611007	颈侧径路咽食管肿瘤切除术	次	JCJLYS	1730
330611008	咽瘘皮瓣修复术	次	YLPBFX	900
330611009	侧颅底切除术	次	CLDQCS	2700
330701001	经直达喉镜喉肿物摘除术	次	JZDHJH	1157
33070100101	经直达喉镜喉活检术	次	JZDHJH	1157
33070100102	经直达喉镜异物取出术	次	JZDHJY	1157
330701002	颈侧切开喉部肿瘤切除术	次	JCQKHB	1500
330701003	环甲膜穿刺术	次	HJMCCS	450
330701004	环甲膜切开术	次	HJMQKS	450
330701005	气管切开术	次	QGQKS	1154
330701005-1	经皮气管切开导入器	套	JPQGQKDR	3200
330701005-2	益心达气管切开插管SCW-7.0双腔 1	根	YXDQGQ	260
330701005-a	气管套管置换术	次	QGTGZHS	248
330701006	喉全切除术	次	HQQCS	1650
330701007	喉全切除术后发音管安装术	次	HQQCSH	3011
330701008	喉功能重建术	次	HGNZJS	2376
330701009	全喉切除咽气管吻合术	次	QHQCXYQ	1930
330701010	喉次全切除术	次	HCQQCS	1930
330701011	3/4喉切除术及喉功能重建术	次	34HQCS	2943
330701012	垂直半喉切除术及喉功能重建术	次	CZBHC	2004
330701013	垂直超半喉切除术及喉功能重建术	次	CZCBHQ	1650
330701014	声门上水平喉切除术	次	SMSSPH	1500
330701015	梨状窝癌切除术	次	LZWAQC	1500
330701016	全喉全下咽全食管切除+全胃上提修复术	次	QHQCXYQ	5940
330701017	全喉全下咽切除皮瓣修复术	次	QHQCXYQ	3060
330701018	喉狭窄扩张术	次	HXZKZS	1580
330701019	喉狭窄经口扩张及喉模置入术	次	HXZJKK	1580
330701020	喉狭窄成形及“T”型管置入术	次	HXZCXJ	1950

330701021	喉部神经肌蒂移植术	次	HBSJJD	1350
330701022	喉良性肿瘤切除术	次	HLXZLQ	1200
330701023	喉裂开声带切除术	次	HLKSDQ	1200
330701024	喉裂开肿瘤切除术	次	HLKZLQ	1800
330701025	经支撑喉镜激光声带肿物切除术	次	JZCHJJ	1905
33070102501	经支撑喉镜激光声带喉瘢痕切除术	次	JZCHJJ	1905
330701026	经颈侧构状软骨切除声带外移术	次	JJCBZR	1500
330701027	喉气管裂开瘢痕切除喉模置入术	次	HQGLKB	1500
330701028	喉气管外伤缝合成形术	次	HQGWSF	1780
330701029	喉气管狭窄支架成形术	次	HQGXZZ	1500
330701030	声带内移术	次	SDNYS	1500
330701031	甲状软骨成形术	次	JZRGCX	1200
330701032	环杓关节间接拨动术	次	HBGJJJ	300
330701033	环杓关节直接拨动术	次	HBGJZJ	300
330701034	环甲间距缩短术	次	HJJJSD	896
330701035	环杓关节复位术	次	HBGJFW	450
330701036	会厌脓肿切开引流术	次	HYNZQK	600
330701037	经颈进路会厌肿物切除术	次	JJJLHY	1500
330701038	会厌良性肿瘤切除术	次	HYLXZL	900
330701039	气管支气管损伤修补术	次	QGZQGS	1050
330701040	气管痿修复术	次	QGLXFS	1050
330701041	气管内肿瘤切除术	次	QGNZLQ	3850
33070104101	气管内肿瘤经开胸气管部分切除成形术	次	QGNZLJ	3850
33070104102	气管内肿瘤经气管环状袖状切除再吻合术	次	QGNZLJ	3850
330701041-a	气管内肿瘤切除术(激光加收)	次	QGNZLQ	300
330701042	气管成形术	次	QGCXS	3820
330701043	颈段气管食管痿修补术	次	JDQGS	2590
330701044	颈部囊状水瘤切除术	次	JBNZSL	2000
330701045	颈部气管造口再造术	次	JBQGZK	1350
330702001	肺内异物摘除术	次	FNYWZC	1950
330702002	肺癌根治术	次	FAGZS	5770
330702003	肺段切除术	次	FDQCS	4630
330702004	肺减容手术	次	FJRSS	4000
330702005	肺楔形切除术	次	FXXQCS	2660
330702005	肺支气管肿物切除术	次	FZQGZWQC	2660
330702006	肺叶切除术	次	FYQCS	3980
33070200601	同侧肺两叶切除术	次	TCFLYQ	2250
330702007	袖状肺叶切除术	次	XZFYQC	5910
330702008	全肺切除术	次	QFQCS	2550
330702008-a	全肺切除术(经心包内全肺切除及部分心房切	次	QFQCSJ	450
330702009	肺大泡切除修补术	次	FDPQCX	2895
330702010	胸膜肺全切除术	次	XMFQQC	6100
330702011	肺修补术	次	FXBS	1950
330702012	肺移植术	次	FYZS	15750
330702013	自体肺移植术	次	ZTFYZS	7500
330702014	供肺切除术	次	GFQCS	3750
330702015	肺包虫病内囊摘除术	次	FBCBNN	3300
330703001	开胸冷冻治疗	次	KXLDZL	1650
330703002	开胸肿瘤微波治疗	次	KXZLWB	1800
330703002-a	开胸肿瘤特殊治疗(激光、射频消融等法加收	次	KXZLTS	150

330703003	开胸探查术	次	KXTCS	2000
330703004	开胸止血术	次	KXZXS	1350
330703005	肋骨骨髓病灶清除术	次	LGGSBZ	2000
330703006	肋骨切除术	次	LGQCS	1050
330703007	肋软骨取骨术	次	LRGQGS	1050
330703008	胸壁结核病灶清除术	次	XBJHBZ	2200
330703009	胸廓成形术	次	XKCXS	2330
330703010	胸骨牵引术	次	XGQYS	1050
330703011	胸壁外伤扩创术	次	XBWSKC	1050
330703011	肋骨骨折固定术	次	LGGZGDS	1050
330703012	胸壁肿瘤切除术	次	XBZLQC	1730
330703013	胸壁缺损修复术	单侧	XBQSXF	1730
330703014	胸廓畸形矫正术	次	XKJXJZ	2550
330703015	小儿鸡胸矫正术	次	XEJXJZ	2280
33070301501	小儿鸡胸胸骨抬举固定术	次	XEJXXG	2280
33070301502	小儿鸡胸胸骨翻转缝合松解粘连矫正术	次	XEJXXG	2280
33070301503	小儿鸡胸胸骨漏斗矫正术	次	XEJXXG	2280
330703016	胸内异物清除术	次	XNYWQC	1500
330703017	胸腔闭式引流术（包括胸腔或腹腔穿刺置管术）	次	XQBSYLS（	584
330703018	脓胸大网膜填充术	次	NXDWMT	4350
330703019	胸膜剥脱术	次	XMBTS	2750
330703020	脓胸引流清除术	次	NXYLQCS	1918
330703020-a	脓胸引流清除术（脓性纤维膜剥脱冲洗引流）	次	NXYLQCS（	3313
330703020-a	脓性纤维膜剥脱胸腔冲洗引流	次	NXXWMBTX	3313
330703021	胸膜活检术	次	XMHJS	750
330703022	胸膜粘连烙断术	次	XMZLLD	750
330703023	胸膜固定术	次	XMGDS	1350
330703024	经纤支镜支气管胸膜瘘堵塞术	次	JXZJZQ	1950
330703025	纵隔感染清创引流术	次	ZGGRQC	1800
330703026	纵隔肿物切除术	次	ZGZWQC	4730
330703027	纵隔气肿切开减压术	次	ZGQZQK	750
33070302701	纵隔皮下气肿切开减压术	次	ZGPXQZ	750
330703028	膈肌修补术	次	GJXBS	1730
330703029	膈肌折叠术	次	GJZDS	1730
330703030	膈肌肿瘤切除术	次	GJZLQC	2250
330703031	膈神经麻痹术	次	GSJMBS	900
330703032	先天性膈疝修补术	次	XTXGSX	2340
330703033	先天性食管裂孔疝修补术	次	XTXSGL	1800
330703033-a	先天性食管裂孔疝修补术（合并肠回转不良及	次	XTXSGL	450
330703034	食管裂孔疝修补术	次	SGLKSX	3000
330801001	二尖瓣闭式扩张术	次	EJBBSK	1950
330801002	二尖瓣直视成形术	次	EJBZSC	7420
330801003	二尖瓣替换术	次	EJBTHS	7150
330801004	三尖瓣直视成形术	次	SJBZSC	5800
330801005	三尖瓣置换术	次	SJBZHS	5280
330801006	三尖瓣下移畸形矫治术（Ebstein畸形	次	SJBXYJ	3380
330801007	主动脉瓣上狭窄矫治术	次	ZDMBSX	3380

330801008	主动脉瓣直视成形术	次	ZDMBZS	6280
330801009	主动脉瓣置换术	次	ZDMBZH	7100
330801010	自体肺动脉瓣替换主动脉瓣术(Ross手术)	次	ZTFDMB	3900
33080101001	各种肺动脉重建术	次	GZFDMZ	3900
330801011	肺动脉瓣置换术	次	FDMBZH	3530
330801012	肺动脉瓣狭窄矫治术	次	FDMBXZ	3530
330801013	小切口瓣膜置换术	次	XQKBMZ	4200
330801014	双瓣置换术	次	SBZHS	8920
330801014-a	双瓣置换术(多瓣置换加收)	次	SBZHSD	600
330801015	瓣周漏修补术	次	BZLXBS	4200
330801016	房间隔造口术(Blalock-Hanlo)	次	FJGZKS	3300
33080101601	房间隔切除术	次	FJGQCS	3300
330801017	房间隔缺损修补术	次	FJGQSX	4076
330801018	室间隔缺损直视修补术	次	SJGQSZ	4200
330801019	部分型心内膜垫缺损矫治术	次	BFXXNM	3850
33080101901	I孔房心内膜垫缺损修补术	次	1KFXNM	3850
33080101902	二尖瓣成形术	次	EJBCXS	3850
33080101903	三尖瓣成形术	次	SJBCXS	3850
330801020	完全型心内膜垫缺损矫治术	次	WQXXNM	4200
330801021	卵圆孔修补术	次	LYKXBS	3300
330801022	法鲁氏三联症根治术	次	FLSSLZ	3750
330801023	法鲁氏四联症根治术(大)	次	FLSSLZ	6000
330801024	法鲁氏四联症根治术(中)	次	FLSSLZ	4550
330801025	法鲁氏四联症根治术(小)	次	FLSSLZ	3900
330801026	复合性先天性心脏畸形矫治术	次	FHXTX	6650
33080102601	法鲁氏四联症的根治术	次	FLSSLZ	6650
330801027	三房心矫治术	次	SFXJZS	3900
33080102701	三房间隔缺损修补术	次	SFJGQS	3900
33080102702	三房心二尖瓣上隔膜切除术	次	SFXEJB	3900
330801028	单心室分隔术	次	DXSFGS	3750
330801029	经皮导管主动脉瓣植入术	次	JPDGZDMB	8000
330801-1	微创经导管主动脉瓣膜TAV30	个	WCJDGZDM	200000
330801-1	微创经导管主动脉瓣膜TAV24	个	WCJDGZDM	200000
330801-3	新亚套装直丝弓带环	袋	XYTZZS	82
330802001	冠状动脉瘘修补术	次	GZDJML	4200
330802002	冠状动脉起源异常矫治术	次	GZDMQY	4200
330802003	冠状动脉搭桥术	次	GZDMDQ	8000
330802003-a	冠状动脉搭桥术(每增加一支加收)	次	GZDMDQ	1750
330802004	冠脉搭桥+换瓣术	每支	GMDQHB	6000
330802004-a	冠脉搭桥+瓣成形术(每增加一支加收)	每支	GMDQBC	1500
330802005	冠脉搭桥+人工血管置换术	每支	GMDQRG	7500
330802005-a	冠脉搭桥+人工血管置换术(每增加一支加收)	每支	GMDQRG	1500
330802006	非体外循环冠状动脉搭桥术	每支	FTWXHG	8000

330802006-a	非体外循环冠状动脉搭桥术(每增加一支加收	每支	FTWXHG	1750
330802007	小切口冠状动脉搭桥术	每支	XQKGZD	8000
330802007-a	小切口冠状动脉搭桥术(每增加一支加收)	每支	XQKGZD	1500
330802008	冠状动脉内膜切除术	次	GZDMNM	4500
330802009	肺动静脉瘘结扎术	次	FDJMLJ	4500
330802010	冠状静脉窦无顶综合征矫治术	次	GZJMDW	4500
330802011	上腔静脉肺动脉吻合术(双向Glenn)	每侧	SQJMFD	5550
330802012	肺动脉环缩术	次	FDMHSS	3900
330802013	肺动脉栓塞摘除术	次	FDMSSZ	3900
330802014	动脉导管闭合术	次	DMDGBH	2250
330802015	主肺动脉窗修补术	次	ZFDMCX	3900
330802016	先天性心脏病体肺动脉分流术	次	XTXXZB	4800
330802017	全腔肺动脉吻合术	次	QQFDMW	5250
330802018	右室双出口矫治术	次	YSSCKJ	6800
330802019	肺动脉闭锁矫治术	次	FDMBSJ	7880
33080201901	肺动脉闭锁室缺修补术	次	FDMBSS	7880
33080201902	右室肺动脉闭锁连接重建术	次	YSFDMB	7880
33080201903	肺动脉闭锁肺动脉重建或成形术	次	FDMBSF	7880
33080201904	异常体肺血管切断矫治术	次	YCTFXG	7880
330802020	部分型肺静脉畸形引流矫治术	次	BFXFJM	3900
330802021	完全型肺静脉畸形引流矫治术	次	WQXFJM	6130
33080202101	心上型肺静脉畸形引流矫治术	次	XSXFJM	6130
33080202102	心下型及心内型肺静脉畸形引流矫治术	次	XXXJXN	6130
33080202103	心内型肺静脉畸形引流矫治术	次	XNXFJM	6130
33080202104	混合型肺静脉畸形引流矫治术	次	HHXFJM	6130
330802022	体静脉流入肺静脉侧心房矫治术	次	TJMYLR	4500
330802023	主动脉缩窄矫治术	次	ZDMSZJ	5250
33080202301	主动脉缩窄补片成形术	次	ZDMSZB	5250
33080202302	主动脉缩窄左锁骨下动脉反转修复成形术	次	ZDMSZZ	5250
33080202303	主动脉缩窄人工血管移植或旁路移植或直接	次	ZDMSZR	5250
330802024	左室流出道狭窄疏通术	次	ZSLCDX	4500
33080202401	主动脉瓣下肌性狭窄疏通术	次	ZDMBXJ	4500
33080202402	左室流出道膜性狭窄切除术	次	ZSLCDM	4500
33080202403	肥厚性梗阻性心肌病肌肉切除疏通术	次	FHXGZX	4500
330802025	主动脉根部替换术	次	ZDMGBT	7000
330802026	保留瓣膜的主动脉根部替换术	次	BLBMDZ	7800
33080202601	Darid Yacuob手术	次	DARIDY	7800
330802027	细小主动脉根部加宽补片成形术	次	XXZDMG	6000
330802028	主动脉窦瘤破裂修补术	次	ZDMDLP	5000
330802029	升主动脉替换术	次	SZDMTH	7000
330802030	升主动脉替换加主动脉瓣替换术(Wheat	次	SZDMTH	6750
330802031	主动脉弓中断矫治术	次	ZDMGZD	7880
330802032	先天性心脏病主动脉弓部血管环切断术	次	XTXXZB	6750
330802033	主动脉弓置换术	次	ZDMGZH	7880
330802034	“象鼻子”技术	次	XBZJS	7880
330802035	主动脉弓降部瘤切除人工血管置换术	次	ZDMGJB	7880
33080203501	主动脉弓降部瘤切除左锁骨下动脉置换术	次	ZDMGJB	7880

33080203502	主动脉弓降部瘤切除左颈总动脉重建术	次	ZDMGJB	7880
330802036	动脉调转术(Switch术)	次	DMDZSS	6750
330802037	心房调转术	次	XFDZS	6750
330802038	双调转手术(Double Switch手	次	SDZSSD	6750
330802039	内外通道矫治手术(Rastalli手术)	次	NWTDJZ	6750
330802040	房坦型手术(Fontan Type手术)	次	FTXSSF	6750
330802041	矫正型大动脉转位伴发畸形矫治术	每个	JZXDDM	7880
33080204101	矫正型大动脉转位伴室缺损修补术	每个	JZXDDM	7880
33080204102	矫正型大动脉转位伴肺动脉狭窄疏通术	每个	JZXDDM	7880
33080204103	矫正型大动脉转位伴左侧房室瓣成形术等	每个	JZXDDM	7880
330802042	永存动脉干修复术	次	YCDMGX	6750
330802043	复合性人工血管置换术	次	FHXRGX	6750
330802044	科诺(Konno)手术	次	KNKONN	7880
330802045	外通道手术	次	WTDSS	6000
330802-1	巴德人造血管VL4006C	根	BDRZXGVL	5325
330803001	经胸腔镜心包活检术	次	JXQJXB	1950
330803002	心包剥脱术	次	XBBTS	2250
330803003	经胸腔镜心包部分切除术	次	JXQJXB	2550
330803004	心包肿瘤切除术	次	XBZLQC	2550
330803005	心包开窗引流术	次	XBKCYL	1950
330803006	心外开胸探查术	次	XWKXTC	1650
330803007	心脏外伤修补术	次	XZWSXB	3000
330803008	心内异物取出术	次	XNYWQC	3000
330803009	心脏良性肿瘤摘除术	次	XZLXZL	3300
330803010	心脏恶性肿瘤摘除术	次	XZEXZL	4500
330803011	室壁瘤切除术	次	SBLQCS	4500
330803012	左房血栓清除术	次	ZFXSQC	3300
330803013	左房折叠术	次	ZFZDS	4550
330803014	左室减容术(Batista手术)	次	ZSJRSB	6130
33080301401	左室减容二尖瓣成形术	次	ZSJREJ	6130
330803015	心脏异常传导束切断术	次	XZYCCD	4500
330803016	迷宫手术(房颤矫治术)	次	MGSSFC	6130
330803016-1	康蒂思心电电极31118733	片	KDSXDD	5.2
330803017	心脏表面临时起搏器安置术	次	XZBMLS	510
330803017-a	心脏表面临时起搏器安置术(起搏器应用每小	小时	XZBMLS	7.5
330803018	激光心肌打孔术	每孔	JGXJDK	450
330803019	骨骼肌心脏包裹成形术	次	GGJXZB	1950
330803020	心脏移植术	次	XZYZS	21000
330803022	左右心室辅助泵安装术	次	ZYXSfZ	3900
330803023	主动脉内球囊反搏置管术	次	ZDMNQN	3900
330803024	左右心室辅助泵安装术	次	ZYXSfZ	3900
330803025	体外人工膜肺(ECOM)	小时	TWRGMF	286
330803025-1	塑料动脉血液微栓过滤器成人	套	SLDMXY	180

330803025-1	大生体外循环管路（血滤、单纯血浆置换）	套	DSTWXHGL	819
330803025-1	大生体外循环管路（双重血浆置换）	套	DSTWXHGL	884
330803025-1	塑料一次性使用心脏停跳液灌注器B-I	套	SLYCXS	160
330803025-1	迈柯维体外循环插管PIK 150	根	MKWTWXHC	1500
330803025-1	迈柯维体外循环插管BE-PLS 2050	根	MKWTWXHC	34800
330803025-1	麦迪卡血液浓缩器 D200	支	MDKXYN	1064
330803025-1	菲拉尔人工心肺机体外循环管道包 婴儿	只	FLERGX	126
330803025-1	菲拉尔人工心肺机体外循环管道包 儿童	只	FLERGX	126
330803025-1	菲拉尔人工心肺机体外循环管道包 成人	只	FLERGX	126
330803025-1	康心体外循环配套动脉插管-4 6.0	支	KXTWXH	2280
330803025-1	康心体外循环配套动脉插管-4 6.7	支	KXTWXH	2280
330803025-1	康心体外循环配套动脉插管-4 7.3	支	KXTWXH	2280
330803025-1	威高富血小板血浆制备用套装II型-60ml	套	WGFXXBXJ	4980
330803025-1	威高富血小板血浆制备用套装I型-60ml	套	WGFXXBXJ	6800
330803026	左右心室辅助循环	小时	ZYXSfZ	165
330803027	体外循环心脏不停跳心内直视手术	次	TWXHXZ	6130
330803027-1	塑料体外循环灌注针成人	支	SLTWXH	78
330803027-1	塑料心脏停跳液灌注器B-II	套	SLXZTT	166.6
330803028	连续动静脉转流术	次	LXDJMZ	300
330803029	心脏术后感染伤口清创引流术	次	XZSHGR	675
330803031	开胸心脏挤压术	次	KXXZJY	1050
330804001	无名动脉瘤切除术	次	WMDMLQ	2250
33080400101	锁骨下动脉瘤切除术	次	SGXDML	2250
33080400102	颈总动脉起始部动脉瘤切除术	次	JZDMQS	2250
330804002	颈静脉瘤成形术	次	JJMLCX	1500
330804003	颈静脉移植术	次	JJMYZS	1500
330804004	颈动脉海绵窦栓塞+结扎术	次	JDMHMD	1500
330804005	颈动脉瘤切除+血管移植术	次	JDMLQC	3000
330804006	颈动脉体瘤切除+血管移植术	次	JDMTLQ	3500
330804007	颈动脉腋动脉血管移植术	次	JDMYDM	3500
330804008	升主动脉双腋Y型人工血管架桥颈动脉大隐静	次	SZDMSY	3300
330804009	带瓣全程主动脉人工血管置换术	次	DBQCZD	3750
33080400901	主动脉瓣一双髂动脉间各分支动脉移植术(如	次	ZDMBSQ	3750
330804010	全程主动脉人工血管置换术	次	QCZDMR	3443
33080401001	全程胸、腹主动脉人工血管置换术(主动脉瓣	次	QCXFZD	3443
330804011	胸腹主动脉瘤切除人工血管转流术	次	XFZDML	15720
330804012	腹主动脉 腹腔动脉血管架桥术	每根	FZDMFQ	3000
330804013	肠系膜上动脉取栓+移植术	次	CXMSDM	2330
330804013-2	强生自膨式颅内取栓器 FRS214522-99	根	QSZPSLNQ	32400
330804014	胸腹主动脉损伤修复术	次	XFZDMS	3000
33080401401	腔静脉损伤修复术	次	QJMSSX	3000
330804015	腹主动脉腔静脉瘘成形术	次	FZDMQJ	3300

330804016	腹主动脉双股动脉Y型人工血管转流术	次	FZDMSG	4500
330804016-a	腹主动脉双股动脉Y型人工血管转流术(继续	每根	FZDMSG	900
330804017	腹主动脉股动脉人工血管转流术	次	FZDMGD	3060
330804017-a	经腹或经腹膜外腹主动脉股动脉人工血管转流	每根	JFHJFM	900
330804018	腹主动脉消化道瘘修复术	次	FZDMXH	2630
330804019	布加氏综合症根治术	次	BJSZHZ	4550
330804020	布加氏综合症病变段切除术	次	BJSZHZ	3900
330804021	布加氏综合症膈膜切除术	次	BJSZHZ	2630
330804022	布加综合症经右房破膜术	次	BJZHZJ	2550
330804023	布加综合症经股静脉右房联合破膜术	次	BJZHZJ	2550
330804024	布加综合症肠房人工血管转流术	次	BJZHJC	3000
330804025	布加综合症肠颈人工血管转流术	次	BJZHJC	3000
330804026	布加综合症腔房人工血管转流术	次	BJHZHQ	3000
330804027	布加综合症腔肠房人工血管转流术	次	BJHZHQ	3300
330804028	经胸后路腔静脉人工血管转流术	次	JXHLQJ	3000
330804029	上腔静脉阻塞自体大隐静脉螺旋管道架桥术	次	SQJMSZ	3000
330804030	上腔静脉综合症Y型人工血管转流术	次	SQJMSZ	3000
330804031	无名静脉上腔静脉人工血管转流术	次	WMJMSQ	3000
330804032	脾肺固定术(脾肺分流术)	次	PFGDSP	2630
330804033	脾肾动脉吻合术	次	PSDMWH	3600
330804034	肠腔静脉“H”型架桥转流术	次	CQJMHX	2630
33080403401	肠腔静脉脾一肾架桥转流术	次	CQJMPS	2630
33080403402	肠腔静脉肠一腔直接吻合术	次	CQJMCQ	2630
330804035	腔静脉切开滤网置放术	次	QJMQKL	2630
330804036	腔静脉取栓+血管成形术	次	QJMQSX	2630
330804037	下腔静脉肠系膜上静脉分流术	次	XQJMCX	2630
330804038	双髂总静脉下腔静脉“Y”型人工血管转流术	次	SQZJMX	2630
33080403801	双髂总静脉双股一下腔架桥转流术	次	SQZJMS	2630
330804039	股股动脉人工血管转流术	次	GGDMRG	2400
330804040	股胫前动脉转流术	次	GJQDMZ	2400
330804041	股腘动脉人工自体血管移植术	次	GNDMRG	2630
330804042	肢体动脉内膜剥脱成形术	每个	ZTDMNM	1050
330804043	肢体动静脉切开取栓术	每个	ZTDJMQ	1350
330804043-a	肢体动静脉切开取栓术(需双侧取栓, 或多部	每个	ZTDJMQ	600
330804044	上肢血管探查术(包括下肢)	次	SZXGTCS(	1200
330804045	血管移植术	次	XGYZS	1500
330804046	肢体动脉瘤切除+血管移植术	次	ZTDMLQ	2550
330804047	肢体动脉血管旁路移植术	次	ZTDMXG	2550
330804048	腋双股动脉人工血管转流术	次	YSGDMR	2550
330804048-a	腋双股动脉人工血管转流术(继续向远端动脉	每根	YSGDMR	900
330804049	腋股动脉人工血管转流术	次	YGDMRG	2250
330804049-a	腋股动脉人工血管转流术(继续向远端动脉架	每根	YGDMRG	900
330804050	肢体动静脉修复术	次	ZTDJMX	1650

330804051	血管危象探查修复术	次	XGWXTC	1800
330804052	先天性动静脉瘘栓塞+切除术	次	XTXDJM	1800
330804053	肢体静脉动脉化	次	ZTJMDM	1730
330804054	动静脉人工内瘘成形术	次	DJMRGN	1597
330804055	动静脉人工内瘘人工血管转流术	次	DJMRGN	1950
33080405501	动静脉人工内瘘加用其它部位血管做架桥或	次	DJMRGN	1950
330804056	人工动静脉瘘切除重造术	次	RGDJML	1800
330804057	外伤性动静脉瘘修补术+血管移植术	次	WSXDJM	2550
330804058	股静脉带戒术	次	GJMDJS	1500
33080405801	股静脉瓣膜修补术	次	GJMBMX	1500
330804059	经血管镜股静脉瓣修复术	次	JXGJGJ	1500
330804060	下肢深静脉带瓣膜段置换术	次	XZSJMD	2550
330804061	大隐静脉耻骨上转流术	单侧	DYJMCG	1500
33080406101	大隐静脉人工动—静脉瘘转流术	单侧	DYJMRG	1500
330804062	大隐静脉高位结扎+剥脱术	单侧	DYJMGW	1455
330804062-b	下肢静脉腔内微波凝固术	单	XZJMQNWB	2480
330804063	小动脉吻合术	指	XDMWHS	1650
33080406301	指动脉吻合术	单侧	ZDMWHS	1650
33080406302	趾动脉吻合术	单侧	ZDMWHS	1650
330804064	小动脉血管移植术	次	XDMXGY	1950
33080406401	指血管移植术	次	ZXGYZS	1950
33080406402	趾血管移植术	次	ZXGYZS	1950
33080406403	交通支结扎移植术	次	JTZJZY	1950
330804065	大网膜游离移植术	次	DWMYLY	1500
330804066	闭塞血管激光再通术	次	BSXGJG	750
330804067	海绵状血管瘤激光治疗术	次	HMZXGL	750
330804070	大隐静脉闭合术	次	DYJMBHS	1775
330804071	夹层动脉瘤腔内隔绝术	次	JCDMLQNG	2700
330804072	自体血管取用术	支	ZTXGQYS	1200
330900001	淋巴结穿刺术	次	LBJCCS	30
330900002	体表淋巴结摘除术	每个	TBLBJZ	226
330900003	颈淋巴结清扫术	次	JLBJQS	1945
330900004	腋窝淋巴结清扫术	次	YWLBJQ	750
330900005	腹股沟淋巴结清扫术	单侧	FGGLBJ	1304
330900006	经腹腔镜盆腔淋巴结清扫术	次	JFQJPQ	2140
330900006	腹腔淋巴结清扫术	次	FQLBQSS	2140
330900006	胸腔淋巴结清扫术	次	XQLBQSS	2140
330900006	盆腔淋巴结清扫术	次	PQLBQSS	2140
330900007	淋巴结切除术	次	LBJQCS	1789
330900007	经腹腔镜盆腔淋巴结活检术	次	JFQJPQ	1789
330900008	髂腹股沟淋巴结清扫术	单侧	QFGGLB	1430

330900009	胸导管结扎术	次	XDGJZS	1230
330900010	经胸腔镜内乳淋巴链清除术	次	JXQJNR	1500
330900011	颈静脉胸导管吻合术	次	JJMXDG	2985
330900012	腹股沟淋巴管-腰干淋巴管吻合术	单侧	FGGLBG	1200
330900013	肢体淋巴管-静脉吻合术	每支	ZTLBGJ	1200
330900014	淋巴管大隐静脉吻合术	单侧	LBGDYJ	1200
330900015	淋巴管瘤蔓状血管瘤切除术	次	LBGLMZ	1500
330900016	脾部分切除术	次	PBFQCS	1050
330900017	脾修补术	次	PXBS	1050
330900018	脾切除术	次	PQCS	2380
33090001801	副脾切除	次	FPQC	2380
33090001802	胰尾切除术	次	YWQCS	2380
330900019	脾切除自体脾移植术	次	PQCZTP	1500
330900020	异体脾脏移植术	次	YTPZYZ	1800
33-1	强生直线型切割吻合器TCR55	个	QSZXXQGW	1665
33-1	强生弧形切割吻合器CS40G	个	QSHXQGWH	4100
33-1	强生电动腔镜直线切割吻合器PSEE60A	把	QSDDQJZX	5200
33-1	天臣钉仓/绿/弯60G	把	TCDC/L/W	1028.3
33-1	华森腔镜切割吻合器及钉仓D	只	HSQJQGWH	2470
33-1	华森腔镜切割吻合器及钉仓B	只	HSQJQGWH	2470
33-1	华森腔镜切割吻合器及钉仓G	只	HSQJQGWH	2470
33-1	强生弯型和直型切割吻合器CDH21A	把	QSWXHZXQ	1740
33-1	强生弯型和直型切割吻合器CDH29A	把	QSWXHZXQ	1740
33-1	天臣包皮吻合器30mm CCplus30	把	TCBPWHQ3	2680
33-1	强生直线形切割吻合器TCR75	只	QSZXXQGW	1683
33-1	强生直线形切割吻合器TLC55	把	QSZXXQGW	2048
33-1	强生直线形切割吻合器TLC75	把	QSZXXQGW	2780
33-1	法兰克曼吻(缝)合器HJNW45Z	支	FLKMW(F)	3230
33-1	一次性使用开环式微创肛肠吻合器	把	YCXSYKHS	2622
33-1	天臣管型消化道吻合器CSC25	把	TCGXXHDW	3950
33-1	一次性肛肠吻合器FCSS32	个	YCXGCWHQ	298

33-1	强生腔镜切割吻合器GST60W	把	QSQJQGWH	3230
33-1	强生腔镜切割吻合器GST60D	把	QSQJQGWH	3230
33-1	强生腔镜切割吻合器GST60G	把	QSQJQGWH	3230
33-1	派尔特电动腔镜切割吻合器PEAL	把	PETDDQJQ	8576
33-1	派尔特电动腔镜切割吻合器组件PADFA-45T	个	PETDDQJQ	6100
33-1	派尔特电动腔镜切割吻合器组件PADFA-45D	个	PETDDQJQ	6180
33-1	派尔特电动腔镜切割吻合器组件PADFA-45N	个	PETDDQJQ	6100
33-1	派尔特电动腔镜切割吻合器组件PADFA-60N	个	PETDDQJQ	6100
33-1	派尔特电动腔镜切割吻合器组件PADFA-60S	个	PETDDQJQ	6100
33-1	派尔特电动腔镜切割吻合器组件PADFA-60D	个	PETDDQJQ	6100
33-1	派尔特电动腔镜切割吻合器组件PADFA-60T	个	PETDDQJQ	6180
33-1	派尔特电动腔镜切割吻合器PEAM	把	PETDDQJQ	8443
33-1	安能一次性使用腹壁吻合器ANONG-FB150	支	ANYCXSYF	680
33-1	派尔特腔镜下切割吻合器CEAA-30	把	PETQJX	2050
33-1	派尔特管型吻合器FCSM24	把	PETGXW	282
33-1	派尔特管型吻合器FCSM29	把	PETGXW	282
33-1	派尔特管型吻合器FCSM32	把	PETGXW	282
33-1	派尔特腔镜下切割吻合器组件CADA-45	个	PETQJX	1260
33-1	强生腔镜切割吻合器EC60A	把	QSQJQGWH	1693
33-1	强生腔镜切割吻合器钉仓ECR60B	个	QSQJQGWH	960.01
33-1	强生腔镜切割吻合器钉仓ECR60D	个	QSQJQGWH	960.01
33-1	强生腔镜切割吻合器钉仓ECR60G	个	QSQJQGWH	960.01
33-1	强生腔镜切割吻合器钉仓ECR60W	个	QSQJQGWH	960.01
33-1	法兰克曼吻(缝)合器HJNW60H	把	FLKMW(F)	3230
33-1	法兰克曼吻(缝)合器HJNW60Z	把	FLKMW(F)	3230
33-1	华森腔镜切割吻合器及钉仓R	把	HSQJQGWH	2580
33-1	华森腔镜切割吻合器及钉仓W	个	HSQJQGWH	1944.6
33-1	法兰克曼吻(缝)合器HJN150	把	FLKMW(F)	3687.6

33-1	强生电动腔镜切割吻合器和钉仓PSEE45A	个	QSDDQJQG	4500
33-1	强生电动腔镜切割吻合器和钉仓GST45B	个	QSDDQJQG	2980
33-1	强生电动腔镜切割吻合器和钉仓GST45D	个	QSDDQJQG	2980
33-1	强生电动腔镜切割吻合器和钉仓GST45G	个	QSDDQJQG	2980
33-1	强生电动腔镜切割吻合器和钉仓GST45T	个	QSDDQJQG	2980
33-1	强生电动腔镜切割吻合器和钉仓GST45W	个	QSDDQJQG	2980
33-1	强生电动腔镜血管切割吻合器和钉仓PVE35A	把	QSDDQJXG	3200
33-1	强生电动腔镜血管切割吻合器和钉仓 VASECR35	个	QSDDQJXG	3450
33-1	强生电动腔镜切割吻合器和钉仓GST60T	个	QSDDQJQG	3230
33-1	强生电动腔镜切割吻合器和钉仓PLEE60A	把	QSDDQJQG	5200
33-1	风和电动腔镜直线切割吻合器DSMM45	把	FHDDQJZX	4000
33-1	风和电动腔镜直线切割吻合器DSMM60	把	FHDDQJZX	6250
33-1	风和电动腔镜直线切割吻合器DSML60	把	FHDDQJZX	4000
33-1	风和腔镜切割吻合器组件DRCV45(白)	个	FHQJQGWH	444.71
33-1	风和腔镜切割吻合器组件DRCS45(蓝)	个	FHQJQGWH	444.71
33-1	风和腔镜切割吻合器组件DRCM45(金)	个	FHQJQGWH	444.71
33-1	风和腔镜切割吻合器组件DRCT45(绿)	个	FHQJQGWH	444.71
33-1	风和腔镜切割吻合器组件DRCV60(白)	个	FHQJQGWH	444.71
33-1	风和腔镜切割吻合器组件DRCS60(蓝)	个	FHQJQGWH	444.71
33-1	风和腔镜切割吻合器组件DRCM60(金)	个	FHQJQGWH	444.71
33-1	风和腔镜切割吻合器组件DRCT60(绿)	个	FHQJQGWH	444.71
33-1	风和电动腔镜吻合器钉仓FMCW60(白)	个	FHDDQJWH	3100
33-1	风和电动腔镜吻合器钉仓FMCB60(蓝)	个	FHDDQJWH	3100
33-1	风和电动腔镜吻合器钉仓FMCG60(绿)	个	FHDDQJWH	3100
33-1	风和电动腔镜吻合器钉仓FMCY60(金)	个	FHDDQJWH	3100

33-1	风和电动腔镜吻合器钉仓FMCW45(白)	个	FHDDQJWH	3980
33-1	风和电动腔镜吻合器钉仓FMCB45(蓝)	个	FHDDQJWH	3980
33-1	风和电动腔镜吻合器钉仓FMCG45(绿)	个	FHDDQJWH	3980
33-1	风和电动腔镜吻合器钉仓FMCY45(金)	个	FHDDQJWH	3980
33-1	天臣包皮吻合器8mm CCplus8	把	TCBPWHQ8	2680
33-1	波科三腔针状切开刀M00532810	把	BKSQZZ	3395
33-1	福泰钛镍记忆合金组织吻合器j6	支	FTTNJY	194.75
33-1	福泰钛镍记忆合金组织吻合器j4	支	FTTNJY	194.75
33-1	天臣钉仓/白/弯/30W	把	TCDC/B/W	1064.6
33-1	天臣钉仓/紫/弯/MT-60TR	把	TCDC/Z/W	1809.8
33-1	天臣钉仓/白/弯/45W	把	TCDC/B/W	948.97
33-1	天臣腔镜用切割吻合器ELC-TS 160mm	把	TCQJYQGW	1742.3
33-1	天臣钉仓/蓝/弯/60B	把	TCDC/L/W	1028.3
33-1	柯惠腔镜下吻合器一次性钉匣030414	个	KHQJXWHQ	1260
33-1	柯惠腔镜下吻合器一次性钉匣030415	个	KHQJXWHQ	1260
33-1	天臣电动腔镜切割吻合器和钉仓EC-45WFE	把	TCDDQJQG	2750
33-1	天臣电动腔镜切割吻合器和钉仓EC-45GFE	把	TCDDQJQG	2750
33-1	天臣电动腔镜切割吻合器和钉仓EC-45BFE	把	TCDDQJQG	2750
33-1	天臣电动腔镜切割吻合器和钉仓EC-45DFE	把	TCDDQJQG	2750
33-1	天臣电动腔镜切割吻合器和钉仓EC-45TFE	把	TCDDQJQG	2750
33-1	天臣电动腔镜切割吻合器和钉仓EG-45MAPS	把	TCDDQJQG	5800
33-1	麦德莱腔镜直线型切割吻合器及组件ELZW60T	把	MDLQJZXX	2096
33-1	麦德莱腔镜直线型切割吻合器及组件EMZW60T	把	MDLQJZXX	2096
33-1	麦德莱腔镜直线型切割吻合器及组件E60SQ	个	MDLQJZXX	1690
33-1	麦德莱腔镜直线型切割吻合器及组件E60KQ	个	MDLQJZXX	1690
33-1	麦德莱腔镜直线型切割吻合器及组件E60MQ	个	MDLQJZXX	1690
33-1	麦德莱腔镜直线型切割吻合器及组件E60VQ	个	MDLQJZXX	1690

33-1	麦德莱腔镜直线型切割吻合器及组件E60JQ	个	MDLQJZXX	1690
33-1	麦德莱腔镜直线型切割吻合器及组件E60UQ	个	MDLQJZXX	1690
33-1	麦德莱腔镜直线型切割吻合器及组件ELZW45T	把	MDLQJZXX	2096
33-1	麦德莱腔镜直线型切割吻合器及组件EMZW45T	把	MDLQJZXX	2096
33-1	麦德莱腔镜直线型切割吻合器及组件E45KQ	个	MDLQJZXX	1690
33-1	麦德莱腔镜直线型切割吻合器及组件E45UQ	个	MDLQJZXX	1690
33-1	麦德莱腔镜直线型切割吻合器及组件E45SQ	个	MDLQJZXX	1690
33-1	麦德莱腔镜直线型切割吻合器及组件E45VQ	个	MDLQJZXX	1690
33-1	麦德莱腔镜直线型切割吻合器及组件E45MQ	个	MDLQJZXX	1690
33-1	麦德莱腔镜直线型切割吻合器及组件E45JQ	个	MDLQJZXX	1690
33-1	麦德莱腔镜直线型切割吻合器及组件E60SQ	个	MDLQJZXX	1690
33-1	派尔特腔镜下切割吻合器CEAA-60	把	PETQJXQG	748. 31
33-1	强生腔镜切割吻合器GST60B	把	QSQJQGW	3230
33-1	派尔特腔镜下切割吻合器CADA-60D	个	PETQJXQG	377. 15
33-1	派尔特腔镜下切割吻合器CADA-60N	个	PETQJXQG	377. 15
33-1	麦德莱腔镜直线型切割吻合器及组件E60KQ	个	MDLQJZXX	1690
33-1	麦德莱腔镜直线型切割吻合器及组件EMZW60T	把	MDLQJZXX	2096
33-1	天臣包皮吻合器10mm CCplus10	把	TCBPWHQ1	2680
33-1	天臣包皮吻合器12mm CCplus12	把	TCBPWHQ1	2680
33-1	天臣包皮吻合器16mm CCplus16	把	TCBPWHQ1	2680
33-1	天臣包皮吻合器22mm CCplus22	把	TCBPWHQ2	2680
33-1	天臣包皮吻合器26mm CCplus26	把	TCBPWHQ2	2680
33-1	颐合可吸收钉皮内吻合器S1030	套	YHKXSDPN	1500
33-1	颐合可吸收钉皮内吻合器S1010	套	YHKXSDPN	850
33-1	派尔特一次性使用腔镜下切割吻合器CEAD-30	把	PETYCXS	1162

33-1	派尔特一次性使用腔镜下切割吻合器CEAD-60	把	PETYCXS	1162
33-1	派尔特腔镜下切割吻合器组件CADD-30EVS	把	PETQJXQG	1490.6
33-1	派尔特腔镜下切割吻合器组件CADD-45EPTS	把	PETQJXQG	1490.6
33-1	派尔特腔镜下切割吻合器组件CADD-45ENTS	把	PETQJXQG	1233.8
33-1	派尔特腔镜下切割吻合器组件CADD-60ENTS	把	PETQJXQG	1233.8
33-1	派尔特一次性使用管型吻合器FCSSWAF24	把	PETYCXS	426.42
33-1	派尔特一次性使用管型吻合器FCSSWAF29	把	PETYCXS	426.42
33-1	华森腔镜切割吻合器及钉仓 PECS-60-B(电动)	支	HSQJQGW	4000
33-1	华森腔镜切割吻合器及钉仓 ECZ-60-W(电动)	只	HSQJQGW	2300
33-1	华森腔镜切割吻合器及钉仓 ECZ-60-B(电动)	只	HSQJQGW	2300
33-1	华森腔镜切割吻合器及钉仓 ECZ-60-D(电动)	只	HSQJQGW	2300
33-1	华森腔镜切割吻合器及钉仓 ECZ-60-G(电动)	只	HSQJQGW	2300
33-1	爱惜康皮肤缝合器 PMW35	只	AXKPFHQ	120
33-1	天臣电动腔镜切割吻合器和钉仓EC-60WFE	把	TCDDQJQG	2750
33-1	天臣电动腔镜切割吻合器和钉仓EC-60GFE	把	TCDDQJQG	2750
33-1	天臣电动腔镜切割吻合器和钉仓EC-60BFE	把	TCDDQJQG	2750
33-1	天臣电动腔镜切割吻合器和钉仓EG-60MAPS	把	TCDDQJQG	5800
33-1	派尔特腔镜下切割吻合器组件CADD-45EVS	个	PETQJXQG	1233.8
33-1	强生内窥镜弯型腔内吻合器ECS21A	把	QSNKJWXQ	2127.1
33-1	强生内窥镜弯型腔内吻合器ECS25A	把	QSNKJWXQ	2127.1
33-1	强生内窥镜弯型腔内吻合器ECS29A	把	QSNKJWXQ	2127.1
33-1	强生内窥镜弯型腔内吻合器ECS33A	把	QSNKJWXQ	2127.1
33-1	强生弯型和直型切割吻合器CDH25A	把	QSWXHZXQ	1740
33-10	康基套管穿刺针 II 型15号	支	KJTGCCZ2	590
33-10	康基套管穿刺器-4三型F	套	KJTGCC	1300
33-10	康基套管穿刺针三型5单支	套	KJTGCCZS	400

33-10	康基套管穿刺针三型F	套	KJTGCCZS	1100
33-10	微至腹腔镜用穿刺器12/100	支	WZFQJY	1023.4
33-10	康基套管穿刺针三型12单支	套	KJTGCCZS	400
33-10	奥林巴斯内镜用软性导引套管MAJ-1058	个	ALBSNJYR	350
33-10	康基套管穿刺器II型H1	套	KJTGCCQI	1598
33-10	康基套管穿刺器XV型	套	KJTGCCQX	2200
33-10	康基套管穿刺器III型（三型C）	套	KJTGCCQI	1338.8
33-10	特种套管穿刺针5mm+10mm+12mm	套	TZTGCC	924
33-10	特种套管穿刺针5mm+10mm*2	套	TZTGCC	924
33-10	微至腹腔镜用穿刺器3/55 15/100	支	WZFQJY	1023.4
33-10	微至腹腔镜用穿刺器5/100	支	WZFQJY	1023.4
33-10	微至腹腔镜用穿刺器10/100	支	WZFQJY	1023.4
33-10	康基套管穿刺器-4三型A	套	KJTGCC	1000
331001001	颈侧切开食道异物取出术	次	JCQKSD	1050
331001002	食管破裂修补术	次	SGPLXB	2400
331001003	食管瘘清创术	次	SGLQCS	1500
33100100301	食管瘘填堵术	次	SGLTDS	1500
331001004	食管良性肿物切除术	次	SGLXZW	1500
331001005	先天性食管囊肿切除术	次	XTXSGN	1500
331001006	食管憩室切除术	次	SGQSQ	1500
331001007	食管狭窄切除吻合术	次	SGXZQC	2376
33100100701	食管蹼切除术	次	SGPQCS	2376
331001008	下咽颈段食管狭窄切除及颈段食管再造术	次	XYJDSG	2550
331001009	食管闭锁造瘘术	次	SGBSZL	1800
331001010	先天性食管闭锁经胸膜外吻合术	次	XTXSGB	1950
331001011	食管癌根治术	次	SGAGZS	5750
331001011-a	食管癌根治术（每增加一个切口）	次	SGAGZS (M	1259
331001012	颈段食管癌切除+结肠代食管术	次	JDSGAQ	6000
331001013	颈段食管癌切除+颈部皮瓣食管再造术	次	JDSGAQ	6000
331001014	食管癌根治+结肠代食管术	次	SGAGZJ	7034
331001015	颈段食管切除术	次	JDSGQC	2250
331001016	食管胃吻合口狭窄切开成形术	次	SGWWHK	2250
331001017	食管横断吻合术	次	SGHDWH	2250
331001018	食管再造术	次	SGZZS	4800
331001019	食管胃短路捷径手术	次	SGWDLJ	1650
331001020	游离空肠代食管术	次	YLKCD	3750
331001021	贲门痉挛(失弛缓症)肌层切开术	次	BMJLSC	2849
331001022	贲门癌切除术	次	BMAQCS	4860
331001023	贲门癌扩大根治术	次	BMAKDG	6570
331002001	胃肠切开取异物（包括局部肿瘤切除）	次	WCQKQYW(	1374
33100200101	胃肠局部肿瘤切除术	次	WCJBZL	1374
331002002	胃出血切开缝扎止血术	次	WCXQKF	1050
331002003	近端胃大部切除术	次	JDWDBQ	3090

331002004	远端胃大部切除术	次	YDWDBQ	3040
331002004	胃空肠吻合(BillrothI式)	次	WKCWH(	3040
331002004	胃十二指肠吻合(BillrothI式)	次	WSECWH	3040
331002004	胃空肠吻合(Roux-y型)	次	WKCWH(	3040
331002005	胃癌根治术	次	WAGZS	4600
331002006	胃癌扩大根治术	次	WAKDGZ	4400
331002007	胃癌姑息切除术	次	WAGXQC	3074
331002008	全胃切除术	次	QWQCS	4000
331002009	胃肠造瘘术	次	WCZLS	1310
33100200901	胃造瘘置管术	次	WZLZGS	1310
33100200902	肠造瘘置管术	次	CZLZGS	1310
331002009-1	复尔凯经皮内窥镜引导下胃造口管包	个	FEKJPNKJ	848
331002010	胃扭转复位术	次	WNZFWS	1200
331002011	胃肠穿孔修补术	次	WCKXKB	1336
331002012	胃冠状静脉栓塞术	次	WGZJMS	1200
33100201201	胃冠状静脉结扎术	次	WGZJMJ	1200
331002013	胃迷走神经切断术	次	WMZSJQ	1200
33100201301	选择性胃迷走神经切除及迷走神经干切断术	次	XZXWMZ	1200
331002014	幽门成形术	次	YMCXS	1500
33100201401	幽门括约肌切开成形及幽门再造术	次	YMKYJQ	1500
331002015	胃肠短路术	次	WCDLS	2184
331002015-1	先来多功能引流管S12A	支	XLDGNYLG	450
331002016	胃减容术	次	WJRS	3643
331002017	经腹腔镜胃间质瘤切除术	次	JFQJWJZL	3000
331002018	贲门癌切除术后特殊类型消化道重建	次	BMAQCSHT	3000
331003001	十二指肠憩室切除术	次	SEZCQS	1583
33100300101	十二指肠憩室内翻术	次	SEZCQS	1583
331003002	十二指肠成形术	次	SEZCCX	1600
33100300201	十二指肠闭锁切除术	次	SEZCBS	1600
331003003	壶腹部肿瘤局部切除术	次	HFBZLJ	1950
331003004	肠回转不良矫治术(Lodd. s' 术)	次	CHZBLJ	1500
331003005	小儿原发性肠套叠手术复位	次	XKEYFXC	1615
331003006	肠扭转肠套叠复位术	次	CNZCTD	1200
331003007	肠切除术(包括肠切开减压术)	次	CQCS(BKC	2566
331003007	肠修补术	次	CXBS	2566
33100300701	小肠切除术	次	XCQCS	2566
33100300702	回盲部结肠部分切除术	次	HMBJCBFQ	2566
331003008	肠粘连松解术	次	CZLSJS	1624
331003009	肠倒置术	次	CDZS	1050
331003010	小肠移植术	次	XCYZS	1500
331003011	肠造瘘还纳术(空肠造瘘术、回肠造瘘术)	次	CZLHNS(K	1610
331003012	肠瘘切除术	次	CLQCS	2267
331003012-a	肠造瘘口切开术	次	CZLKQKS	600
331003013	肠排列术(固定术)	次	CPLSGD	1500

331003014	肠储存袋成形术	次	CCDCX	2250
331003015	乙状结肠悬吊术	次	YZJCXD	1200
331003016	先天性肠腔闭锁成形术	次	XTXCQB	1650
331003016-a	先天性肠腔闭锁端侧吻合造瘘术	次	XTXCQBSD	3000
331003016-b	先天性小肠狭窄不全梗阻修复术	次	XTXXCXZB	2500
331003017	结肠造瘘(Colostomy)术	次	JCZLCO	1561
331003018	全结肠切除吻合术	次	QJCQCW	4500
331003019	先天性巨结肠切除术	次	CTXJJJC	3200
331003020	结肠癌根治术	次	JCAGZS	3380
331003021	结肠癌扩大根治术	次	JCAKDG	4000
331003022	阑尾切除术	次	LWQCS	865
33100302201	单纯性阑尾切除术	次	DCXLWQ	865
33100302202	化脓性阑尾切除术	次	HNXLWQ	865
33100302203	坏疽性阑尾切除术	次	HJXLWQ	865
331003023	肠吻合术	次	CWHS	2219
331004001	直肠出血缝扎术	次	ZCCXFZ	828
331004002	直肠良性肿物切除术	次	ZCLXZW	1215
331004003	经内镜直肠良性肿物切除术	次	JNJZCL	1303
331004003	经内镜直肠粘膜切除术	次	JNJZCZMQ	1303
331004003	经内镜直肠息肉切除术	次	JNJZCXRQ	1303
331004003-a	经内镜直肠良性肿物切除术(激光法加收)	次	JNJZCL	150
331004004	直肠狭窄扩张术	次	ZCXZKZ	750
331004005	直肠后间隙切开术	次	ZCHJXQ	750
331004006	直肠前壁切除缝合术	次	ZCQBQC	900
331004007	直肠前突开放式修补术	次	ZCQTKF	1791
331004008	直肠肛门假性憩室切除术	次	ZCGMJX	900
331004009	直肠肛门周围脓肿切开排脓术	次	ZCGMZW	608
331004010	经骶尾部直肠癌切除术	次	JDWBZC	2250
331004011	经腹会阴直肠癌根治术(Miles手术)	次	JFHYZC	4640
331004012	经腹直肠癌根治术(Dixon手术)	次	JFZCAG	4600
331004013	直肠癌扩大根治术	次	ZCAKDG	4670
331004013-a	直肠癌扩大根治术(全盆腔脏器切除加收)	次	ZCAKDG	450
331004014	直肠癌术后复发盆腔脏器切除术	次	ZCASHF	3000
331004015	直肠脱垂悬吊术	次	ZCTCXD	1800
331004016	经肛门直肠脱垂手术	次	JGMZCT	1200
331004017	耻骨直肠肌松解术	次	CGZCJS	800
331004018	直肠粘膜环切术	次	ZCZMHQ	1110
331004019	肛管缺损修补术	次	GGQSXB	750
331004020	肛周常见疾病手术治疗	次	GZCJJB	600
331004020	痔切除术	次	ZQCS	600
33100402002	肛裂切除术	次	GLQCS	600
33100402003	肛门息肉切除术	次	GMXRQC	600
33100402004	肛门疣切除术	次	GMYQCS	600
33100402005	肥大肛乳头切除术	次	FDGRTQ	600
33100402006	肛周痣切除术	次	GZZQCS	600
331004020-a	肛周痣切除术(激光法加收)	次	GZZQCS	150
331004021	低位肛瘘切除术	次	DWGLQC	935

33100402101	低位肛窦道切除术	次	DWGDDQ	935
331004022	高位肛瘘切除术	次	GWGLQC	945
331004023	混合痔嵌顿手法松解回纳术	次	HHZQDS	750
33100402301	混合痔痔核切开回纳术	次	HHZZHQ	750
331004024	内痔环切术	次	NZHQ	750
331004025	肛门内括约肌侧切术	次	GMNKYJ	914
331004026	肛门成形术	次	GMCXS	1405
331004027	腹会阴肛门成形术	次	FHYGMC	1500
331004028	尾路肛门成形术	次	WLGMCX	1350
33100402801	经直肠直肠尿道瘘修补	次	JZCZCN	1350
33100402802	直肠阴道瘘修补术	次	ZCYDLX	1350
331004029	会阴肛门成形术	次	HYGMCX	1350
331004030	会阴成形直肠前庭瘘修补术	次	HYCXZC	1500
331004031	先天一穴肛矫治术	次	XTYXGJ	1800
331004032	肛门括约肌再造术	次	GMKYJZ	900
331004033	肛管皮肤移植术	次	GGPFYZ	1200
331004034	开腹排粪石术	次	KFPFSS	1000
331004035	超声多普勒引导下痔动脉结扎术	次	CSDPLYDX	3000
331005001	肝损伤清创修补术	次	GSSQCX	2000
331005002	肝活检术	次	GHJS	2167
331005003	经腹腔镜肝脓肿引流术	次	JFQJGN	1500
331005004	肝包虫内囊摘除术	次	GBCNNZ	1800
331005005	经腹腔镜肝囊肿切除术	次	JFQJGN	2100
331005006	肝内病灶清除术	次	GNBZQC	2300
331005007	肝癌切除术	次	GAQCS	4450
331005008	开腹肝动脉化疗泵置放术	次	KFGDMH	1200
331005009	开腹肝动脉结扎门静脉置管皮下埋泵术	次	KFGDMJ	1200
331005010	开腹恶性肿瘤微波、冷冻法治疗	次	KFEXZL	1350
331005010-a	开腹恶性肿瘤特殊治疗(激光、射频消融加收)	次	KFEXZL	225
331005011	开腹肝动脉栓塞术	次	KFGDMS	900
331005012	开腹肝管栓塞术	次	KFGGSS	900
331005013	肝部分切除术	次	GBFQCS	3150
331005014	肝左外叶切除术	次	GZWYQC	3200
331005015	半肝切除术	次	BGQCS	5200
331005016	肝三叶切除术	次	GSYQCS	2250
33100501601	肝左三叶切除术	次	GZSYQC	2250
33100501602	肝右三叶切除术	次	GYSYQC	2250
33100501603	复杂肝癌切除术	次	FZGAQC	2250
331005017	异体供肝切除术	次	YTGQC	2550
331005018	肝移植术	次	GYZS	31500
331005021	肝门部肿瘤支架管外引流术	次	GMBZLZ	1950
331005022	肝内胆管U形管引流术	次	GNDGUX	1950
331005023	肝内异物取出术	次	GNYWQC	1500
331005024	肝实质切开取石术	次	GSZQKQ	2745
331005025	肝血管瘤包膜外剥脱术	次	GXGLBM	2700
331005026	肝血管瘤缝扎术	次	GXGLFZ	1950
331005027	开腹门静脉栓塞术	次	KFMJMS	1500
331006001	胆囊肠吻合术	次	DNCWHS	1500
33100600101	胆囊Roux-y肠吻合术	次	DNROUX	1500
331006002	胆囊切除术	次	DNQCS	1590

331006003	胆囊造瘘术	次	DNZLS	1200
331006004	高位胆管癌根治术	次	GWDGAGZS	5520
331006005	肝胆总管切开取石+空肠Roux-y吻合术	次	GDZGQK	3200
331006006	肝门部胆管病变切除术	次	GMBDGB	3200
331006007	肝动脉结扎术	次	GDMJZS	1800
331006008	胆管修补成形术	次	DGXBCX	2488
331006009	胆总管囊肿外引流术	次	DZGNZW	1200
331006010	先天性胆总管囊肿切除胆道成形术	次	XTXDZG	2591
33100601001	先天性胆管囊肿切除胆道成形术	次	XTXDNN	2591
33100601002	先天性胆总管囊肿切除胆道成形术	次	XTXDZG	2591
33100601003	先天性胆总管囊肿切除胆道空肠R-Y吻合术	次	XTXDZG	2591
33100601004	先天性胆总管囊肿切除空肠间置代胆道术	次	XTXDZG	2591
33100601005	先天性胆总管囊肿切除胆道矩形粘膜瓣成形	次	XTXDZG	2591
33100601006	先天性胆总管囊肿切除人工乳头防反流术	次	XTXDZG	2591
33100601007	先天性胆总管囊肿切除胆道支架引流术	次	XTXDZG	2591
33100601008	先天性胆总管囊肿切除胆道腹腔引流术	次	XTXDZG	2591
33100601009	先天性胰腺探查术	次	XTXYXT	2591
331006011	胆总管探查T管引流术	次	DZGTCT	1800
331006011-a	胆总管探查T管引流术(术中取石、冲洗加收)	次	DZGTCTGY	150
331006013	经十二指肠镜乳头扩张术	次	JSEZCJ	1500
331006014	经十二指肠奥狄氏括约肌切开成形术	次	JSEZCA	2052
331006015	经内镜奥狄氏括约肌切开取石术(ECT)	次	JNJADS	2128
33100601501	经内镜奥狄氏括约肌切开取蛔虫术(ECT)	次	JNJADS	2128
331006016	经内镜奥狄氏括约肌切开胰管取石术	次	JNJADS	1800
331006017	开腹经胆道镜取石术	次	KFJDDJ	1950
33100601701	开腹经胆道镜取蛔虫术	次	KFJDDJ	1950
331006018	先天胆道闭锁肝空肠Roux-y成形术(即	次	XTDDBS	2925
331006019	胆管移植术	次	DGYZS	1500
331006020	胆囊癌根治术(含淋巴清扫)	次	DNAGZS(H	4930
331007001	胰腺穿刺术	次	YXCCS	1050
331007002	胰腺修补术	次	YXXBS	2100
331007003	胰腺囊肿内引流术	次	YXNZNY	1500
33100700301	胃囊肿吻合术	次	WNZWHS	1500
33100700302	空肠囊肿吻合术	次	KCNZWH	1500
331007004	胰腺囊肿外引流术	次	YXNZWY	1500
331007005	胰管切开取石术	次	YGQKQS	2535
331007006	胰十二指肠切除术(Whipple手术)	每根	YSEZCQ	6900
331007007	胰体尾切除术	次	YTWQCS	4270
331007008	全胰腺切除术	次	QYXQCS	4270
331007008-a	中段胰腺切除术	次	ZDYXQCS	5000
331007008-b	重症胰腺炎坏死组织清除术	次	ZZYXYHSZ	3920
331007009	胰岛细胞瘤摘除术	次	YDXBLZ	1950
331007009-a	胰腺肿瘤局部切除术	次	YXZLJBQC	4800
331007010	环状胰腺十二指肠侧侧吻合术	次	HZYXSE	2250

331007010-a	保留十二指肠的胰头切除术	次	BLSEZCDY	5160
331007011	胰管空肠吻合术	次	YGKCWH	2600
331007012	胰腺假性囊肿内引流术	次	YXJXNZ	2550
331007012	胰腺切开探查	次	YXQKTC	2550
331007013	胰腺假性囊肿切除术	次	YXJXNZ	1500
331007014	异体供胰切除术	次	YTGyQC	3750
331007016	异位异体移植胰腺切除术	次	YWYTYZ	2250
331007017	胰岛细胞移植术	次	YDXBYZ	2250
331007018	胰腺周围神经切除术	次	YXZWSJ	1800
331007021	联合门静脉/肠系膜上静脉切除重建术	次	LHMJM/CX	2000
331008001	腹股沟疝修补术	单侧	FGGSXB	2080
331008001	腹股沟疝修补术6岁以下	次	FGGSXBS6	2704
331008002	嵌顿疝复位修补术	单侧	QDSFWX	1200
331008003	充填式无张力疝修补术	单侧	CTSWZL	1801
331008004	脐疝修补术	次	QSXBBS	1200
331008005	腹壁切口疝修补术	次	FBQKSX	1600
33100800501	腹白线疝修补术	次	FBXSXB	1600
33100800502	腰疝修补术	次	YSXBBS	1600
331008006	会阴疝修补术	次	HYSXBBS	1200
331008007	脐痿切除+修补术	次	QLQCXB	1200
331008008	剖腹探查术(含活检, 包括腹腔止血、引流术)	次	PFTCS(HH	2128
331008008	切口裂开缝合	次	QKLKFH	2128
331008008	腹腔止血术	次	FQZXSS	2128
33100800801	腹腔引流术	次	FQYLS	2128
331008009	开腹腹腔内脓肿引流术	次	KFFQNN	1200
331008010	腹腔包虫摘除术	次	FQBCZC	1200
331008010-a	腹腔包虫摘除术(多发包虫加收)	次	FQBCZC	150
331008011	腹腔窦道扩创术	次	FQDDKC	1200
33100801101	腹腔窦道切除术	次	FQDDQC	1200
331008012	腹腔内肿物切除术	次	FQNZWQ	2100
33100801201	腹腔内系膜肿物切除术	次	FQNXMZ	2100
33100801202	腹腔内腹膜肿物切除术	次	FQNFMZ	2100
33100801203	腹腔内网膜肿物切除术	次	FQNWMZ	2100
331008013	腹腔恶性肿瘤激光、微波、冷冻治疗	次	FQEXZL	1350
331008013-a	腹腔恶性肿瘤特殊治疗(射频消融法可加收)	次	FQEXZL	300
331008014	经直肠盆腔脓肿切开引流术	次	JZCPQN	1350
331008015	腹膜后肿瘤切除术	次	FMHZLQ	4360
331008016	盆底痉挛部肌肉神经切除术	次	PDJLBJ	2250
331008017	腹壁肿瘤切除术	次	FBZLQC	1832
331008017-a	腹壁肿瘤切除术(超过5cm直径加收)	次	FBZLQC	150
331008018	腹壁整形术	次	FBZXS	1350
331008019	脐整形术	次	QZXS	1350
331008020	先天性脐膨出修补术	次	XTXQPC	1350
331008021	先天性腹壁裂修补术	次	XTXFBL	1500

331008022	腹壁缺损修复术	次	FBQSXF	1500
331008023	门静脉切开取栓术	次	MJMQKQ	1950
33100802301	门静脉切开支架置入术	次	MJMQKZ	1950
331008024	门脉高压症门体静脉分流术	次	MMGYZM	2250
331008025	门体静脉搭桥分流术	次	MTJMDQ	2250
331008026	门体静脉断流术	次	MTJMDL	2997
331008027	经胸食管胃静脉结扎术	次	JXSGWJ	1500
331008028	腹水转流术	次	FSZLS	1500
33100802801	腹腔—颈内静脉转流术	次	FQJNJM	1500
33100802802	腹腔—股静脉转流术	次	FQGJMZ	1500
331008029	经腹腔镜门脉交通支结扎术	次	JFQJMM	1500
331008030	开腹腹腔病变活检术	次	KFFQBBHJ	590
331008032	复发切口疝修补术	次	FFQKSXBS	2400
331008033	复发腹股沟疝修补术	次	FFFGGSXB	2400
331008035	肠造口旁疝修补术	次	CZKPSXBS	3000
331008-1	卓阮疝修补补片Z-ECP-M-10X15	片	ZRSXBBPZ	18590
331008-1	百润修补片和修补塞 SMPL-01	个	BRXBPH	569. 97
331008-1	强生补片UMM3	片	QSBPUMM3	3600
331008-1	巴德生物可吸收性涂层疝补片 5954460	片	BDSWKXSX	6190. 6
331008-1	卓阮生物疝修补补片Z-ECP-HM-5×8	片	ZRSWSXBB	4960
331008-1	巴德生物可吸收性涂层疝补片 5954680	片	BDSWKXSX	11919
331008-1	巴德疝修补平片26cm×36cm 112660	片	BDSXBPP2	703. 48
33103	角膜塑形镜（菁视环曲片）	片	JMSXJ(JS	5900
33-11	美敦力一次性钻头1885061HS	根	MDLYCXZT	5000
33-11	博能华无菌脊柱微创动力锉刀头7×230BP1100	套	BNHWJJZW	8050
33-11	威策利一次性开颅钻头NLO-11/14-3.0	个	WCLYCXKL	4580
33-11	美敦力一次性使用钻头T12MH20D	套	MDLYCXSY	1737
33-11	鸿鹄磨钻头r4.0	枚	HGMZTr	1463. 4
33-11	西瓜头/电动钻/北京高翔	枚	XGT/DDZ/	1463. 4
33-11	磨砂头/小号/电动钻/北京高翔3×2×100×	枚	MST/XH/D	1463. 4
33-11	鸿鹄磨钻头r5.0	枚	HGMZTr	1463. 4
33-11	磨砂头/中号/电动钻/北京高翔5×2×100×	枚	MST/ZH/D	1463. 4

33-11	美敦力一次性使用钻头9BA90	个	MDLYCXS	1737
33-11	美敦力一次性使用钻头10MH30	个	MDLYCXS	1737
33-11	美敦力一次性使用钻头9MH30	个	MDLYCXS	1737
33-11	美敦力一次性使用钻头T12MH20	个	MDLYCXS	1737
33-11	德益达美创削刀头4.0×187 DTMZW03N01	个	DYDMPXDT	1500
33-11	史塞克磨钻头标准12棱 5.0mm	个	SSKMZT	2200
33-11	史赛克刀头4.0mm	支	SSKDT4	1700
33-11	史赛克刀头5.0mm	支	SSKDT5	2200
33-11	超然螺纹石英纤维桩修整钻	根	CRLWSY	192
33-11	磨钻头（各型）	个	MZT(GX)	1260
33-11	鸿鹄颅骨钻头9*12HZ-I	枚	HGLGZT	2200
33-11	颅骨钻头/电动钻/北京高翔	枚	LGZT/DDZ	1463.4
33-11	美敦力灭菌磨头火柴头型钻石25D	个	MDLMJM	2100
33-11	美敦力西瓜头/大号/9BA75	个	MDLXGT/D	1350
33-11	美敦力磨钻头10BA60	个	MDLMZT10	2200
33-11	美敦力一次性钻头 10BA30D	个	MDLYCXZT	1830
33-11	西瓜头/中号/美敦力9BA50	个	XGT/ZH/M	1830
33-11	美敦力磨钻头9BA30D	个	MDLMZT9B	1830
33-11	美敦力灭菌磨头火柴头型钻石35D	个	MDLMJM	2100
33-11	西瓜头/小号/美敦力9BA30	个	XGT/XH/M	1830
33-11	鸿鹄一次性使用铣刀HX-VII IX 3x45	个	HGYCXSX	1000
33-11	史赛克关节镜刨削手机及附件2.0mm 小关节	个	SSKGJJPX	2418
33-11	德益达美创削刀头4.0×187 DTMZW15N13	个	DYDMPXDT	1500
33-11	鸿鹄磨钻头HMZ-VII	枚	HGMZTH	1463.4
33-11	美敦力(金骥)一次性使用钻头10BA40	个	MDL(JJ)Y	1500
33-11	美敦力(金骥)一次性使用钻头10BA50	个	MDL(JJ)Y	1615
33-11	美敦力(金骥)一次性使用钻头8TA11	个	MDL(JJ)Y	1425
33-11	美敦力(金骥)一次性使用钻头9BA40	个	MDL(JJ)Y	1380
33-11	美敦力灭菌铣刀锥形钻头	个	MDLMJX	1850
33-11	美敦力灭菌钻头橡子头形9AC75	个	MDLMJZ	1350
33-11	美敦力灭菌钻头橡子头形9AC60	个	MDLMJZ	2000

33-11	史赛克刀头2.5mm	个	SSKDT2.5	1700
33-11	美敦力一次性钻头 10BA20	个	MDLYCXZT	1665
33-11	美敦力一次性钻头 10BA30	个	MDLYCXZT	1830
33-11	美敦力一次性钻头 TN45RCD	个	MDLYCXZT	11115
33-11	美敦力一次性钻头 TN40RCD	个	MDLYCXZT	11115
33-11	美敦力一次性钻头 TN40RFL	个	MDLYCXZT	11115
33-11	美敦力一次性钻头 TN30RCD	个	MDLYCXZT	11115
33-11	橡子头/美敦力9AC75	个	XZT/MDL9	2000
33-11	橡子头/美敦力9AC60	个	XZT/MDL9	2000
33-11	铣刀头/美敦力F2/8TA23	个	XDT/MDLF	1850
33-11	美敦力带刃灭菌磨头T12MH25D	个	MDLDRM	2100
33-11	美敦力带刃灭菌磨头9BA75	个	MDLDRM	1350
33-11	美敦力带刃灭菌磨头10BA60	个	MDLDRM	1350
33-11	美敦力带刃灭菌磨头10BA30D	个	MDLDRM	1830
33-11	美敦力带刃灭菌磨头9BA50	个	MDLDRM	1830
33-11	美敦力带刃灭菌磨头9BA30D	个	MDLDRM	1830
33-11	美敦力带刃灭菌磨头T12MH35D	个	MDLDRM	2100
33-11	美敦力带刃灭菌磨头9BA30	个	MDLDRM	1830
33-11	火柴头/细长/美敦力T12MH20	个	HCT/XC/M	1737
33-11	火柴头/配有角度附件/美敦力10MH30	个	HCT/PYJD	1737
33-11	火柴头/普通型/美敦力9MH30	个	HCT/PTX/	1737
33-11	美敦力/西瓜头/超大号9BA90	个	MDL/XGT/	1737
33-11	美敦力一次性钻头 10BA40D	个	MDLYCXZT	1700
33-11	铣刀头/电动钻/北京高翔	枚	XDT/DDZ/	1000
33-11	美敦力钻头31132070	把	MDLZT311	1980
33-11	美敦力一次性使用刀头1884004	把	MDLYCXSY	1800
33-11	美敦力一次性使用刀头1884006	把	MDLYCXSY	1895
33-11	美敦力一次性使用刀头1884008	把	MDLYCXSY	1895
331101001	肾破裂修补术	次	SPLXBS	1500
331101002	肾固定术	次	SGDS	1200
331101003	肾折叠术	次	SZDS	1200

331101004	肾包膜剥脱术	次	SBMBTS	1200
331101005	肾周围淋巴管剥脱术	次	SZWLBG	1500
331101006	肾周围粘连分解术	次	SZWZLF	1200
331101007	肾肿瘤剔除术	次	SZLTCS	1500
331101008	肾切除术	次	SQCS	2275
331101009	肾部分切除术	次	SBFQCS	3500
331101010	根治性肾切除术	次	GZXSQC	3500
331101011	重复肾重复输尿管切除术	次	ZFSZFS	1500
331101012	融合肾分解术	次	RHSFJS	1350
331101013	肾实质切开造瘘术	次	SSZQKZ	1350
331101014	肾囊肿切除术（包括去顶术）	次	SNZQCS(B	1598
331101015	多囊肾去顶减压术	单侧	DNSQDJ	2396
331101016	肾切开取石术	次	SQKQSS	1800
33110101601	肾盂切开取石术	次	SYQKQS	1800
33110101602	肾实质切开取石术	次	SSZQKQ	1800
331101017	肾血管重建术	次	SXGZJS	2550
331101018	自体肾移植术	次	ZTSYZS	3300
331101019	异体肾移植术	次	YTSYZS	3850
331101020	异体供肾取肾术	次	YTGSQS	2800
331101021	供体肾修复术	次	GTSXFS	1170
331101022	移植肾探查术	次	YZSTCS	1200
331101023	移植肾肾周血肿清除术	次	YZSSZX	1050
331101024	离体肾取石术	次	LTSQSS	3300
331101025	肾肿瘤腔静脉内瘤栓切取术	次	SZLQJM	5643
331101025-a	肾肿瘤腔静脉内瘤栓切取术(需开胸的手术加	次	SZLQJM	450
331102001	肾盂癌根治术	次	SYAGZS	4000
331102002	肾盂成形肾盂输尿管再吻合术	次	SYCXSY	2400
331102003	经皮肾镜或输尿管镜内切开成形术	次	JPSJHS	2340
331102003-a	经皮肾镜碎石术	次	JPSJSSS	2264
331102004	肾下盏输尿管吻合术	次	SXZSNG	1800
331102005	肾盂输尿管成形术	次	SYSNGC	2808
33110200501	单纯肾盂成形术	次	DCSYCX	2808
33110200502	输尿管成形术	次	SNGCXS	2808
331102005-a	双侧输尿管成形术加收	次	SCSNGC	600
331102006	肾盂输尿管成形术1	次	SYSNGCXS	1500
331102007	输尿管切开取石术	次	SNGQKQ	1350
331102008	输尿管损伤修补术	次	SNGSSX	900
331102009	输尿管狭窄段切除再吻合术	次	SNGXZD	1500
331102010	输尿管开口囊肿切除术	次	SNGKKN	1706
331102011	输尿管残端切除术	次	SNGCDQ	900
331102012	输尿管膀胱再植术	次	SNGBGZ	1500
331102013	输尿管皮肤造口术	次	SNGPFZ	1800
331102014	输尿管乙状结肠吻合术	次	SNGYZJ	1500
331102015	输尿管松解术	次	SNGSJS	1500
331102016	输尿管整形术	次	SNGZXS	1750
331102017	腔静脉后输尿管整形术	次	QJMHNS	1860
331102018	肠管代输尿管术	次	CGDSNG	2250
331102019	膀胱瓣代输尿管术	次	PGBDSN	2100

331103001	膀胱切开取石术	次	PGQKQS	1867
331103002	膀胱憩室切除术	次	PGQSQC	2110
331103003	膀胱部分切除术	次	PGBFQC	1800
331103004	膀胱切开肿瘤烧灼术	次	PGQKZL	1200
331103005	膀胱造瘘术	次	PGZLS	750
331103005-1	康医博扩张引流套件203-01-12C	套	KYBKZYL	2750
331103005-1	沙工膀胱造瘘管6.0mmF18	根	SGPGZLG6	109
331103005-1	康医博扩张引流套件10Fr×35cm 203-01-10	套	KYBKZYL	2750
331103005-1	康医博扩张引流套件12Fr×35cm 203-01-12C	套	KYBKZYL	2750
331103005-1	康医博扩张引流套件203-01-14	套	KYBKZYL	2750
331103005-1	康医博扩张引流套件203-01-10	套	KYBKZYL	2750
331103006	根治性膀胱全切除术	次	GZXBGQ	4800
331103007	膀胱尿道全切除术	次	PGNDQQ	2250
331103008	膀胱再造术	次	PGZZS	3000
331103009	回肠膀胱术	次	HCBGS	3084
331103010	可控性回肠膀胱术	次	KKXHCB	2600
33110301001	可控性结肠膀胱术	次	KKXJCB	2600
331103011	回肠扩大膀胱术	次	HCKDBG	2250
33110301101	结肠扩大膀胱术	次	JCKDBG	2250
331103012	直肠膀胱术	次	ZCBGS	2100
331103013	胃代膀胱术	次	WDBG	1950
331103014	肠道原位膀胱术	次	CDYWB	1950
331103015	膀胱瘘管切除术	次	PGLGQC	1200
331103016	膀胱破裂修补术	次	PGPLXB	1200
331103017	膀胱膨出修补术	次	PGPCXB	1200
331103018	膀胱外翻成形术	次	PGWFCX	2800
33110301801	膀胱外翻修补术	次	PGWFXB	2800
331103019	膀胱阴道瘘修补术	次	PGYDLX	1500
331103020	膀胱颈部Y—V成形术	次	PGJBYV	1500
331103021	膀胱颈重建术	次	PGJZJS	1500
33110302101	膀胱颈紧缩术	次	PGJJSS	1500
331103022	膀胱颈悬吊术	次	PGJXDS	2000
331103023	神经性膀胱腹直肌移位术	次	SJXBGF	1500
331103024	脐尿管肿瘤切除术	次	QNGZLQCS	1050
331103024	脐尿管瘘切除术	次	QNLQCS	1050
331103025	经膀胱镜膀胱颈电切术	次	JBGJBG	1800
331103026	经尿道膀胱肿瘤特殊治疗	次	JNDBGZ	2559
331103027	经尿道膀胱碎石取石术(包括血块 异物取出)	次	JNDPGSSQ	2009
33110302701	经尿道膀胱血块取出术	次	JNDBGX	2009
33110302702	经尿道膀胱异物取出术	次	JNDBGY	2009
331103029	经尿道膀胱肿瘤激光剜除术	次	JNDPGZLJ	1950
331104001	尿道修补术	次	NDXBS	1950

331104002	尿道折叠术	次	NDZDS	1200
331104003	尿道会师术	次	NDHSS	1200
331104004	前尿道吻合术	次	QNDWHS	2000
331104005	尿道切开取石术	次	NDQKQS	1200
331104006	尿道瓣膜电切术	次	NDBMDQ	1200
331104007	尿道狭窄瘢痕切除术	次	NDXZBH	1993
331104008	尿道良性肿物切除术	次	NDLXZW	2087
331104009	尿道憩室切除术	次	NDQSQC	1050
331104010	尿道旁腺囊肿摘除术	次	NDPXNZ	1050
331104011	尿道癌根治术	次	NDAGZS	1950
331104011-a	尿道癌根治术加膀胱全切，尿路重建时加收	次	NDAGZS	750
331104012	重复尿道切除术	次	ZFNDQC	1360
331104013	尿道重建术	次	NDZJS	1800
331104014	尿道阴道痿修补术	次	NDYDLX	1800
331104015	尿道直肠痿修补术	次	NDZCLX	2000
331104016	会阴阴囊皮瓣尿道成型术	次	HYYNPB	1650
331104017	尿道会阴造口术	次	NDHYZK	900
331104018	尿道痿修补术	次	NDLXBS	900
331104019	尿道瓣膜切除成形术	次	NDBMQC	900
331104020	尿道粘膜脱垂切除术	次	NDZMTC	900
331104021	尿道外口整形术	次	NDWKZX	900
331104022	尿道悬吊延长术	次	NDXDYC	1200
331104022-2	赫美尿失禁悬吊带TS06	套	HMNSJXDD	5690
331104022-2	强生尿道悬吊器1.1cm*12cm	套	QSNDXD	9500
331104022-2	悬吊带	个	XDD	5438
331104022-2	德佩尿失禁吊带6000524	片	DPNSJDD6	10800
331104022-2	微至组织悬吊器I	套	WZZZXD	768
331104022-2	微至组织悬吊器II	套	WZZZXD	1440
331104022-2	微至组织悬吊器III	套	WZZZXD	1920
331104023	尿道下裂Ⅰ期成形术	次	NDXL1Q	1350
331104024	尿道下裂Ⅱ期成形术	次	NDXL2Q	1350
331104025	尿道下裂阴茎下弯矫治术	次	NDXLYJ	900
331104026	尿道下裂修复术	次	NDXLXF	1350
331104027	尿道上裂修复术	次	NDSLXF	1500
331104028	尿道上裂膀胱外翻矫治术	次	NDSLBG	1950
331104028-a	尿道上裂膀胱外翻矫治术(需骨盆截骨时加收)	次	NDSLBG	750
3311-a	使用输尿管软镜加收	次	SYSNGRJJ	3560
3311-b	使用膀胱软镜加收	次	SYPGRJJS	2000
33-12	冲洗管路/莱灵III	根	CXGL/LLI	17
33-12	锐德冲洗连接管II型 1500mm±10mm	个	RDCXLJGI	12.35
33-12	美敦力钻头31115059	把	MDLZT311	2350
33-12	安能冲洗引流导管ANOG-LD5*330	根	ANCXYLDG	450

33-12	爱得冲洗器AND-1	套	ADCXQAND	500
33-12	冲洗吸引管/安能ANONG-LD	支	CXXYG/AN	450
33-12	健洁防堵吸引管JJ-XYG-01	根	JJFDXYGJ	565.25
33-12	艾派冲洗器AP-D02	个	APCXQAP-	1395
33-12	一次性冲洗管路	支	YCXCXGL	224
331201001	前列腺癌根治术	次	QLXAGZ	4827
331201002	耻骨上前列腺切除术	次	CGSQLX	1650
331201003	耻骨后前列腺切除术	次	CGHQLX	1800
331201004	前列腺囊肿切除术	次	QLXNZQ	1650
331201005	前列腺脓肿切开术	次	QLXNZQ	750
331201006	经尿道前列腺电切术	次	JNDQLX	3605
331201007	经尿道前列腺气囊扩张术	次	JNDQLX	375
331201008	经尿道前列腺支架置入术	次	JNDQLX	900
331201009	精囊肿物切除术	次	JNZWQC	1650
331201010	经输尿管镜精囊探查术	次	JSNGJJNT	1500
331201011	经尿道射精管扩张术	次	JNDSJGKZ	1280
331201013	经尿道前列腺激光切除术	次	JNDQLXJG	4114
331201013-1	博士伦23G光纤BL5723	根	BSL23GGX	640
331201013-1	瑞尔通激光光纤B760SF-30	根	RETJGGXB	5900
331201013-1	蓝极医用激光光纤(细)365	把	LJYYJG	2976
33120101402	隐匿型阴茎延长术6岁以下	次	YNXYJYCS	1620
331202001	阴囊坏死扩创术	次	YNHSC	450
331202002	阴囊脓肿引流术	次	YNNZYL	450
33120200201	阴囊血肿清除引流术	次	YNXZQC	450
331202003	阴囊成形术	次	YNCXS	750
331202004	阴囊肿物切除术	次	YNZWQC	450
331202005	高位隐睾下降固定术	单侧	GWYGXJ	1179
331202005	高位隐睾下降固定术6岁以下	单	GWYGXJGD	1170
331202006	睾丸鞘膜翻转术6岁以下	单	GWQMFZS6	1226
331202006	睾丸鞘膜翻转术	单侧	GWQMFZ	943
331202007	交通性鞘膜积液修补术	单侧	JTXQMJJYX	906
331202007	交通性鞘膜积液结扎术（6周岁以下）	侧	JTXQMJJYJ	1178
331202007	交通性鞘膜积液结扎术	侧	JTXQMJJYJ	906

331202008	睾丸附件扭转探查术	单侧	GWFJNZ	900
331202009	睾丸破裂修补术	次	GWPLXB	600
331202010	睾丸固定术	单侧	GWGDS	600
331202010	睾丸固定术（6岁以下）	次	GWGDS(6S	780
331202011	睾丸切除术	单侧	GWQCS	600
331202012	睾丸肿瘤腹膜后淋巴结清扫术	次	GWZLFM	3250
331202013	自体睾丸移植术	次	ZTGWYZ	1500
331202014	经腹腔镜隐睾探查术	单侧	JFQJYG	1950
331202015	两性畸型剖腹探查术	次	LXJXPF	1500
331203001	附睾切除术（包括附睾肿物切除术）	次	FGQCS(BK	750
33120300101	附睾肿物切除术	次	FGZWQC	750
331203002	输精管附睾吻合术	单侧	SJGFGW	750
331203003	精索静脉转流术	次	JSJMZL	750
331203004	精索静脉曲张切除术	次	JSJMLQ	600
331203005	精索静脉曲张栓塞术	次	JSJMQZ	600
331203006	精索静脉曲张高位结扎术	单侧	JSJMQZ	820
331203006-a	精索静脉曲张高位结扎术(分流术加收)	次	JSJMQZ	150
331203007	输精管插管术	次	SJGCGS	450
331203008	输精管结扎术	次	SJGJZS	450
331203009	输精管粘堵术	次	SJGZDS	450
331203010	输精管角性结节切除术	次	SJGJXJ	450
331203011	输精管吻合术	单侧	SJGWHS	750
331203012	输尿管间嵴切除术	次	SNGJJQ	750
331203013	经尿道射精管切开术	次	JNDSJG	825
331204001	嵌顿包茎松解术	次	QDBJSJ	300
331204002	包皮环切术	次	BPHQS	330
331204002	包皮环切术（6岁以下）	次	BPHQS(6S	429
331204003	阴茎包皮过短整形术	次	YJBPGD	780
331204004	阴茎外伤清创术	次	YJWSQC	390
331204005	阴茎再植术	次	YJZZS	1950
331204006	阴茎囊肿切除术	次	YJNZQC	675
33120400601	阴茎硬节切除术	次	YJYJQC	675
331204007	阴茎部分切除术	次	YJBFQC	1050
33120400701	阴茎癌阴茎部分切除术	次	YJAYJB	1050
331204008	阴茎全切术	次	YJQQS	1350
33120400801	阴茎癌阴茎全切除术	次	YJAYJQ	1350
331204009	阴茎阴囊全切术	次	YJYNQQ	1350
331204009-a	阴茎阴囊全切术加尿路改道时加收	次	YJYNQQ	300
331204010	阴茎重建成形术	次	YJZJCX	1950
331204011	阴茎再造术	次	YJZZS	1950
331204012	阴茎假体置放术	次	YJJTZF	1350

331204013	阴茎畸型整形术	次	YJXZX	1350
331204014	阴茎延长术(包括阴茎加粗、隐匿型延长术)	次	YJYCS(BK	1350
33120401401	阴茎加粗延长术	次	YJJCYC	1350
33120401402	隐匿型阴茎延长术	次	YNXYJY	1350
331204015	阴茎阴囊移位整形术	次	YJYNYW	1500
331204015-a	阴茎阴囊移位整形术加会阴型尿道下裂修补	次	YJYNYW	300
331204016	尿道阴茎海绵体分流术	次	NDYJHM	750
331204017	阴茎血管重建术	次	YJXGZJ	1500
331204018	阴茎海绵体分离术	次	YJHMTF	750
331204019	阴茎静脉结扎术	次	YJJMJZ	750
33-13	振德手术介入包J-2	个	ZDSSJRB	234
331301001	经阴道卵巢囊肿穿刺术	单侧	JYLCN	600
331301002	卵巢囊肿剔除术	单侧	LCNZTC	1790
331301002	附件良性肿物切除术	次	FJLXZWQC	1790
33130100201	卵巢囊肿烧灼术	单侧	LCNZSZ	1790
331301003	卵巢修补术	单侧	LCXBS	1440
331301004	卵巢楔形切除术	单侧	LCXXQC	1551
33130100401	卵巢切开探查术	单侧	LCQKTC	1551
331301005	卵巢切除术	单侧	LCQCS	900
331301005	卵巢部分切除术	次	LCBFQCS	900
331301006	卵巢癌根治术	次	LCAGZS	6000
331301006-a	卵巢癌根治术	次	LCAGZS	600
331301007	卵巢癌探查术	次	LCATCS	1350
331301008	卵巢输卵管切除术	单侧	LCSLGQ	1513
331301009	卵巢移位术	单侧	LCYWS	1050
331301010	卵巢移植术	单侧	LCYZS	1950
331301012	卵巢动静脉高位结扎术	单	LCDJMGWJ	706
331302001	输卵管结扎术	次	SLGJZS	310
331302002	显微外科输卵管吻合术	次	XWWSL	1500
331302003	输卵管修复整形术	次	SLGXFZ	1050
331302004	输卵管切除术	次	SLGQCS	900
331302004	输卵管开窗术	次	SLGKCS	900
331302004	输卵管造口术	次	SLGZKS	900
331302004	输卵管系膜囊肿切除术	次	SLGXMNZQ	900
331302005	输卵管移植术	次	SLGYZS	1350
331302006	经输卵管镜插管通水术	次	JSLGJC	600

331302007	输卵管选择性插管术	次	SLGXZX	750
331302008	经腹腔镜输卵管高压洗注术	次	JFQJSL	1050
331302009	输卵管宫角植入术	次	SLGGJZ	1050
331302010	输卵管介入治疗	次	SLGJRZ	1350
331303001	宫颈息肉切除术	次	GJXRQC	130
33130300102	宫颈管息肉切除术	次	GJGXRQ	130
331303002	宫颈肌瘤剔除术	次	GJJLTC	1200
331303003	宫颈残端切除术	次	GJCDQC	1500
331303004	宫颈锥形切除术	次	GJZXQC	1298
331303005	宫颈环形电切术	次	GJHXDQ	1073
331303005-a	宫颈环形电切术(使用Leep刀时加收)	次	GJHXDQ	75
331303006	非孕期子宫内口矫正术	次	FYQZGN	600
331303007	孕期子宫内口缝合术	次	YQZGNK	600
331303008	曼氏手术	次	MSSS	1500
331303008-a	女性全盆底悬吊术	次	NXQPDXDS	1800
331303009	子宫颈截除术	次	ZGJJCS	900
331303010	子宫修补术	次	ZGXBS	1050
331303011	经腹子宫肌瘤剔除术	次	JFZGJL	2190
331303011-a	使用粉碎机加收	次	SYFSJJJS	300
331303011-b	经阴道子宫粘膜下肌瘤摘除术加收	次	JYDZGZMX	300
331303011-c	经腹子宫肌瘤剔除术(多个肌瘤)	次	JFZGJLTC	150
331303012	子宫次全切除术	次	ZGCQQC	1200
331303013	阴式全子宫切除术	次	YSQZGQ	2800
331303014	腹式全子宫切除术	次	FSQZGQ	2420
331303015	全子宫+双附件切除术	次	QZGSFJ	2900
331303016	次广泛子宫切除术	次	CGFZGQ	1950
331303017	广泛性子宫切除+盆腹腔淋巴结清除术	次	GFXZGQ	5200
331303018	经腹阴道联合子宫切除术	次	JFYDLH	2560
331303019	子宫整形术	次	ZGZXS	1200
331303019	子宫纵膈切除术	次	ZGZGQCS	1200
331303020	开腹取环术	次	KFQHS	750
331303021	经腹腔镜取环术	次	JFQJQH	1350
331303022	子宫动脉结扎术	次	ZGDMJZ	566
331303023	子宫悬吊术	次	ZGXDS	600
331303024	子宫内翻复位术	次	ZGNFFW	780
331303025	盆腔巨大肿瘤切除术	次	PQJDZL	2650
331303026	阔韧带内肿瘤切除术	次	KRDNZL	1350
331303027	热球子宫内膜去除术	次	RQZGNM	1350
331303029	粘膜下子宫肌瘤圈套术	次	ZMXZGJLQ	1350
331303029-1	碎石器(中) szkj	把	SSQ(Z) sz	4275
331303029-1	美新一次性使用骨髓穿刺针45mm×15G MN100	套	MXYCXYG	1680
331303029-1	美新一次性使用骨髓穿刺针25mm×15G MN101	套	MXYCXYG	1680
331303029-1	美新一次性使用骨髓穿刺针15mm×15G MN102	套	MXYCXYG	1680

331303031	盆腔异位病灶清除术	次	PQYWBZQC	2100
331304001	阴道异物取出术	次	YDYWQC	225
331304002	阴道裂伤缝合术	次	YDLSFH	685
331304003	阴道扩张术	次	YDKZS	300
331304004	阴道疤痕切除术	次	YDBHQC	525
331304005	阴道横膈切开术	次	YDHZGQ	525
331304006	阴道闭锁切开术	次	YDBSQK	1050
331304007	阴道良性肿物切除术	次	YDLXZW	675
331304008	阴道成形术	次	YDCXS	1750
331304009	阴道直肠瘘修补术	次	YDZCLX	1500
331304010	阴道壁血肿切开术	次	YDBXZQ	600
331304011	阴道前后壁修补术	次	YDQHBX	900
331304012	阴道中隔成形术	次	YDZGCX	900
331304013	后穹窿损伤缝合术	次	HQLSSF	750
33130401301	阴道后穹窿切开引流术	次	YDHQLQ	750
331304014	阴道缩紧术	次	YDSJS	2800
331304015	阴道切除术	次	YDQCS	1200
331305001	外阴损伤缝合术	次	WYSSFH	450
331305002	陈旧性会阴裂伤修补术	次	CJXHYL	525
331305003	陈旧性会阴III度裂伤缝合术	次	CJXHY3	1050
331305004	外阴脓肿切开引流术	次	WYNZQK	390
33130500401	外阴血肿切开	次	WYXZQK	390
331305005	外阴良性肿物切除术	次	WYLXZW	450
331305005	会阴肿物切除术	次	HYZWQCS	450
331305006	阴蒂肥大整复术	次	YDFDZF	750
331305007	阴蒂短缩成型术	次	YDDSCX	675
331305008	单纯性外阴切除术	次	DCXWYQ	1050
331305009	外阴局部扩大切除术	次	WYJBKD	1050
331305010	外阴广泛切除+淋巴结清除术	次	WYGFQC	2550
331305011	外阴整形术	次	WYZXS	1800
331305012	前庭大腺囊肿造口术	次	QTDNXZ	483
331305013	前庭大腺囊肿切除术	次	QTDNXZ	300
331305014	处女膜切开术	次	CNMQKS	270
331305015	处女膜修复术	次	CNMXFS	600
331305016	两性畸形整形术	次	LXJXZX	2630
331305017	变性术	次	BXS	10000
331305018	小阴唇肥大整形术	侧	XYCFDZXS	1011
331306001	经腹腔镜取卵术	次	JFQJQL	1500
331306002	经腹腔镜盆腔粘连分离术	次	JFQJPQ	1800
331306002-a	盆腔粘连分离术	次	PQZLFLS	1457
331306003	宫腔镜检查	次	GQJJC	1059
331306004	经宫腔镜取环术	次	JGQJQH	450
331306005	经宫腔镜输卵管插管术	次	JGQJSL	1200
331306006	经宫腔镜宫腔粘连分离术	次	JGQJGQZL	1850
331306007	经宫腔镜子宫纵隔切除术	次	JGQJZG	1580
331306008	经宫腔镜子宫肌瘤切除术（包括内膜息肉切除	次	JGQJZGJL	2370
331306009	经宫腔镜子宫内膜剥离术	次	JGQJZG	1950

33-14	英特赛克呼吸过滤器3+鲁尔孔 1544000	只	YTSKHXL	52
33-14	博雅呼吸过滤器 GZ-GL-4	套	BYHXLQ	34
331400001	人工破膜术	次	RGPMS	112
331400002	单胎顺产接生	次	DTSCJS	1520
331400003	双胎接生	次	STJS	2510
331400004	多胎接生	次	DTJS	1350
331400005	死胎接生	次	STJS	800
331400006	各种死胎分解术	次	GZSTFJ	900
331400007	难产接生	次	NCJS	2720
331400008	外倒转术	次	WDZS	263
331400009	内倒转术	次	NDZS	390
331400010	手取胎盘术	次	SQTPS	75
331400011	脐带还纳术	次	QDHNS	125
331400012	剖宫产术	次	PGCS	2030
33140001201	古典式剖宫产术	次	GDSPGC	2030
33140001202	子宫下段剖宫产术	次	ZGXDPG	2030
33140001203	腹膜外剖宫取胎术	次	FMWPGQ	2030
331400012-a	多胎加收	每	DTJS	340
331400013	剖宫产术中子宫全切术	次	PGCSZZ	1730
331400014	剖宫产术中子宫次全切术	次	PGCSZZ	1730
331400015	二次及以上剖宫产	次	ECJYSPGC	2330
331400015	疤痕第二次修复术加收	次	BHDECXFS	5000
331400015	疤痕超减张缝合术<10cm ²	次	BHCJZFHS	6500
331400016	腹腔妊娠取胎术	次	FQRSQT	1350
331400017	选择性减胎术	次	XZXJTS	1580
331400018	子宫颈裂伤修补术	次	ZGJLSX	342
331400019	子宫颈管环扎术(Mc-Donald)	次	ZGJGHZ	750
3314-1	亚太一次性使用无菌脐带包A型: 棉布型	支	YTYCXSYW	1.8
331501001	经口咽部环枢椎肿瘤切除术	次	JKYBHS	5400
331501002	颈3—7椎体肿瘤切除术(前入路)	次	J37ZTZ	3000
331501003	颈1—7椎板肿瘤切除术(后入路)	次	J17ZBZ	4100
331501004	胸椎肿瘤切除术	次	XZZLQC	5700
331501004-1	冠龙骨填充网袋 GT-0330 30mm	个	GLGTCWD	9981
331501005	胸椎椎板及附件肿瘤切除术	次	XZZBJF	3500
331501006	前路腰椎肿瘤切除术	次	QLYZZL	3000
331501007	后路腰椎椎板及附件肿瘤切除术	次	HLYZZB	3510
331501008	经腹膜后胸膜外胸腰段椎体肿瘤切除术(胸1	次	JFMHXM	5250
331501009	经腹膜后腰2-4椎体肿瘤切除术	次	JFMHY2	5250
331501010	经腹腰5骶1椎体肿瘤切除术	次	JFY5D1	5700
331501011	骶骨肿瘤骶骨部分切除术	次	DGZLDG	5700
331501012	骶骨肿瘤骶骨次全切除术	次	DGZLDG	4900
331501013	骶骨肿瘤骶骨全切除及骶骨重建术	次	DGZLDG	6500
331501014	腰骶髂连接部肿瘤切除术	次	YDQLJB	3000
331501015	半骨盆切除术	次	BGPQCS	5080
331501016	半骨盆切除人工半骨盆置换术	次	BGPQCR	5960
331501017	髂窝脓肿切开引流术	次	QWNZQK	1050

331501018	髂腰肌脓肿切开引流术	次	QYJNZQ	1050
331501019	颈椎间盘切除术	次	JZJPQC	4475
331501020	颈椎间盘切除椎间植骨融合术	每节	JZJPQC	3450
331501021	颈椎体次全切除植骨融合术	每节	JZTCQQ	4563
331501022	颈椎钩椎关节切除术	每节	JZGZGJ	3910
331501023	颈椎侧方入路枢椎齿突切除术	次	JZCFRL	4000
331501024	后入路环枢椎植骨融合术	次	HRLHSZ	2630
331501025	后入路环枢减压植骨融合固定术	次	HRLHSJ	4566
33150102501	后入路环枢环椎后弓切除减压植骨融合固定	次	HRLHSH	4566
33150102502	后入路环枢椎板切除减压植骨固定术	次	HRLHSZ	4566
331501026	后入路环枢环枕融合植骨固定术	次	HRLSHZ	3933
331501026-a	后入路环枢环枕融合植骨固定术(增加枕骨大孔	次	HRLSHZ	450
331501027	环枢椎侧块螺钉内固定术	次	HSZCKL	3573
33150102701	前路环枢椎侧块螺钉内固定术	次	QLHSZC	3573
33150102702	后路环枢椎侧块螺钉内固定术	次	HLHSZC	3573
331501028	颈椎骨折脱位手术复位植骨融合内固定术	每节	JZGZTW	4014
331501029	胸椎融合术	每节	XZRHS	4138
331501029-a	胸椎融合术(如需行椎体后缘减压术应加收)	次	XZRHSR	300
331501030	胸椎腰椎前路内固定术	次	XZYZQL	2630
331501031	胸椎横突椎板植骨融合术	次	XZHTZB	1950
331501032	胸腰椎骨折切开复位内固定术	每节	XYZGZQ	3496
331501032-a	胸腰椎骨折切开复位内固定术加从前侧方入	次	XYZGZQ	300
331501033	经胸腹联合切口胸椎间盘切除术	每节	JXFLHQ	3510
331501034	腰椎间盘极外侧突出摘除术	次	YZJPJW	2500
331501035	经皮椎间盘吸引术	次	JPZJPXYS	2272
331501036	椎管扩大减压术	每节	ZGKDJY	2282
331501036-a	椎管扩大减压术加神经根管减压加收	次	ZGKDJY	300
331501037	椎管扩大成形术	每节	ZGKDCX	2691
331501038	腰椎间盘突出摘除术	每节	YZJPTC	2229
331501039	经皮激光腰椎间盘摘除术	次	JPJGYZ	2900
331501039-a	经皮椎间盘胶原酶溶核术	节	JPZJPJYM	2200
331501040	后路腰椎间盘镜椎间盘髓核摘除术(MED)	每间	HLYZJP	3475
331501041	腰椎滑脱植骨融合术	次	YZHTZG	3400
331501042	腰椎滑脱椎弓根螺钉内固定植骨融合术	次	YZHTZG	3800
331501042-a	腰椎滑脱椎弓根螺钉内固定植骨融合术加椎	次	YZHTZG	300
331501043	腰椎横突间融合术	次	YZHTJR	2434
331501044	腰椎骶化横突切除术	次	YZDHHT	2200
33150104401	腰椎骶化横突浮棘切除术	次	YZDHHT	2200

33150104402	腰椎骶化横突钩棘切除术	次	YZDHHT	2200
331501045	骨盆骨折髂内动脉结扎术	次	GPGZQN	2349
331501046	骨盆骨折切开复位内固定术	次	GPGZQK	4200
331501047	强直性脊柱炎多椎截骨矫正术	次	QZXJZY	6000
33150104701	先天性脊柱畸形、截骨矫正术	次	XTXJZJ	6000
331501047-a	强直性脊柱炎多椎截骨矫正术前方入路松解	次	QZXJZY	300
331501047-b	强直性脊柱炎多椎截骨矫正术增加内固定加	次	QZXJZY	300
331501048	脊柱侧弯矫正术(后路)	次	JZCWJZ	5800
331501048-a	脊柱侧弯矫正术(后路)前方入路松解手术加	次	JZCWJZ	300
331501048-b	脊柱侧弯矫正术(后路)植骨融合加收	次	JZCWJZ	300
331501049	前路脊柱松解融合术	次	QLJZSJ	3300
331501049-a	前路脊柱松解融合术前方入路松解手术加收	次	QLJZSJ	300
331501049-b	前路脊柱松解融合术(植骨融合加收)	次	QLJZSJ	300
331501050	前路脊柱旋转侧弯矫正术	次	QLJZXZ	4900
331501050-a	前路脊柱旋转侧弯矫正术(前方入路松解手术	次	QLJZXZ	300
331501050-b	前路脊柱旋转侧弯矫正术加植骨融合加收	次	QLJZXZ	300
331501051	前路脊柱骨骺阻滞术后路椎板凸侧融合术	次	QLJZGH	4644
331501051-a	前路脊柱骨骺阻滞术后路椎板凸侧融合术(开	次	QLJZGH	600
331501051-b	前路脊柱骨骺阻滞术后路椎板凸侧融合术(植	次	QLJZGH	300
331501052	脊柱椎间融合器植入植骨融合术	次	JZZJRH	4551
331501053	脊柱半椎体切除术	次	JZBZTQ	4300
331501054	脊柱内固定物取出术	次	JZNGDW	2235
331501055	滑板椎弓根钉复位植骨内固定术	次	HBZGGD	3510
331501055-a	滑板椎弓根钉复位植骨内固定术(松解手术加	次	HBZGGD	300
331501055-b	滑板椎弓根钉复位植骨内固定术(椎板切除减	次	HBZGGD	300
331501056	经皮穿刺颈腰椎间盘切除术	每节	JPCCJY	3310
331501057	人工椎间盘植入术	次	RGZJPZ	3000
331501058	椎间盘微创消融术	每	ZJPWCXRS	3135
331501059	经皮椎体成形术	每	JPZTCXS	1892
331501059-2	库克导入器KSAW-6.0-3890	个	KKDRQKSA	2100
331501059-2	库克经皮导入器NPAS-100-RH-NT	套	KKJPDRQN	1371
331501059-2	穿刺针(美敦力)	套	CCZ(MDL)	777.7
331501059-3	美敦力椎体成形导引系统 T15D	套	MDLZTCXD	4783
331501059-3	美敦力骨成型球囊 15mm K09A	套	MDLGCXQN	15597
331501059-3	美敦力球囊膨胀注射器(400psi) A08A	套	MDLQNPZZ	3980
331501059-3	美敦力骨水泥推送器	套	MDLGSNTS	466.6
331501059-3	凯利泰椎体成形充盈器 FG4004	套	KLTZTCXC	1400
331501059-3	凯利泰刮匙器 FG9001	套	KLTGCQ F	7200
331501059-3	凯利泰椎体成形导向系统 FG7007	套	KLTZTCXD	10500

331501059-3	凯利泰椎体成形系统 FG7003	个	KLTZTCXX	11700
331501059-3	冠龙旋转穿刺针-1 202型 (Φ3.0*100)	支	GLXZCCZ-	668.8
331501059-5	冠龙扩张矫形器 ZC06	个	GLKZJXQ	2806.3
331501059-5	万洁骨水泥真空搅拌套件WJ GNZS-02	个	WJGSNZKJ	504
331502001	胸出口综合征手术	次	XCKZHZ	1950
331502001-a	胸出口综合征手术(联合手术加收)	次	XCKZHZ	450
331502002	臂丛神经损伤神经探查松解术	次	BCSJSS	1950
331502003	臂丛神经损伤游离神经移植术	次	BCSJSS	1950
331502004	臂丛神经损伤神经移位术	次	BCSJSS	2630
33150200401	臂丛神经损伤膈神经移位术	次	BCSJSS	2630
33150200402	臂丛神经损伤肋间神经移位术	次	BCSJSS	2630
33150200403	臂丛神经损伤颈丛移位术	次	BCSJSS	2630
33150200404	臂丛神经损伤对侧颈7移位术	次	BCSJSS	2630
33150200405	臂丛神经损伤副神经移位术	次	BCSJSS	2630
331502004-a	臂丛神经损伤神经移位术(联合手术加收)	次	BCSJSS	450
331502005	神经吻合术	次	SJWHS	2520
331502006	神经移植术	次	SJYZS	1950
331502007	带血管蒂游离神经移植术	次	DXGDYL	2250
331502008	神经瘤切除术(包括肢体各部位, 神经鞘瘤切除)	次	SJLQCS(B	2800
331502009	周围神经嵌压松解术(包括尺神经探查松解术)	次	ZWSJQYSJ	2100
331502009	患者程控仪8835	套	HZCKY883	7595
331502010	坐骨神经松解术	次	ZGSJSJ	1500
331502011	闭孔神经切断术	次	BKSJQD	1500
331502012	闭孔神经内收肌切断术	次	BKSJNS	1500
331502013	下肢神经探查吻合术	次	XZSJTCWH	2240
331502014	神经纤维部分切断术	次	SJXWBFQD	1850
331503001	肩胛骨肿瘤肩胛骨全切除重建术	次	JJGZLJ	2550
331503001-1	捷迈小梁金属结构型肩关节肱骨柄48?-6*130	个	JMXLJS	35700
331503001-1	捷迈小梁金属结构型肩关节肱骨柄48?-	个	JMXLJS	35700
331503001-1	捷迈小梁金属结构型肩关节肱骨柄48?-	个	JMXLJS	35700
331503001-1	捷迈肱骨头21mm-x-52mm-00-4300-052-21	个	JMGGT2	7048
331503001-1	捷迈小梁金属结构型肩关节肱骨柄48?-10*130	个	JMXLJSJG	35700
331503001-1	捷迈标准型肱骨头15mm×40mm00-4300-040-15	个	JMBZXGGT	7048
331503001-1	捷迈小梁金属结构型肩关节肱骨柄48?-	个	JMXLJS	35700
331503001-1	捷迈小梁金属结构型肩关节肱骨柄48?-8*130	个	JMXLJS	35700
331503001-1	捷迈肱骨头27mm-x-52mm-00-4300-052-27	个	JMGGT2	7048
331503001-1	捷迈肱骨头21mm-x-46mm-00-4300-046-21	个	JMGGT2	7048
331503001-1	捷迈肱骨柄9mm x 130mm 00-4300-009-13	个	JMGGB9mm	11565
331503001-1	捷迈肱骨头24mm-x-46mm-00-4300-046-24	个	JMGGT2	7048
331503001-1	捷迈小梁金属结构型肩关节肱骨柄48?-	个	JMXLJS	35700

331503001-1	捷迈肱骨头15mm-x-40mm-00-4300-040-15	个	JMGGT1	7048
331503001-1	捷迈小梁金属结构型肩关节肱骨柄48?-8*170	个	JMXLJS	35700
331503001-1	捷迈小梁金属结构型肩关节肱骨柄48?-	个	JMXLJS	35700
331503001-1	捷迈小梁金属结构型肩关节肱骨柄48?-	个	JMXLJS	35700
331503001-1	捷迈小梁金属结构型肩关节肱骨柄48?-	个	JMXLJS	35700
331503001-1	捷迈小梁金属结构型肩关节肱骨柄48?-9*130	个	JMXLJS	35700
331503001-1	春立肩关节假体-肱骨柄115mm	个	CLJGJJT-	19400
331503001-1	捷迈肱骨头30mm-x-52mm-00-4300-052-30	个	JMGGT3	7048
331503001-1	捷迈肱骨头18mm-x-40mm-00-4300-040-18	个	JMGGT1	7048
331503001-1	捷迈小梁金属结构型肩关节肱骨柄48?-	个	JMXLJS	35700
331503001-1	捷迈小梁金属结构型肩关节肱骨柄48?-	个	JMXLJS	35700
331503001-1	捷迈肱骨头18mm-x-46mm-00-4300-046-18	个	JMGGT1	7048
331503001-1	捷迈肱骨头24mm-x-52mm-00-4300-052-24	个	JMGGT2	7048
331503001-1	捷迈小梁金属结构型肩关节肱骨柄48?-	个	JMXLJS	35700
331503001-1	捷迈小梁金属结构型肩关节肱骨柄48?-	个	JMXLJS	35700
331503002	锁骨肿瘤锁骨全切除术	次	SGZLSG	1950
331503003	肱骨肿瘤切除及骨重建术	次	GGZLQC	1800
331503003-a	肱骨肿瘤切除及骨重建术(瘤体有周围组织浸	次	GGZLQC	300
331503004	尺桡骨肿瘤切除及骨重建术	次	CRGZLQ	1950
331503004-a	尺桡骨肿瘤切除及骨重建术(瘤体有周围组织	次	CRGZLQ	300
331503005	髌臼肿瘤切除及髌关节融合术	次	KJZLQC	1950
331503006	髌骨翼肿瘤切除术	次	QGYZLQ	1800
331503007	髌骨肿瘤截除术	次	BGZLJC	1500
331503008	耻骨与坐骨肿瘤切除术	次	CGYZGZ	2250
331503009	股骨上端肿瘤切除人工股骨头置换术	次	GGSDZL	2550
331503010	股骨干肿瘤全股骨切除人工股骨置换术	次	GGGZLQ	2550
331503011	股骨干肿瘤段切除与重建术	次	GGGZLD	2980
331503012	股骨下段肿瘤刮除骨腔灭活植骨术	次	GGXDZL	1950
331503013	股骨下段肿瘤切除术	次	GGXDZL	4020
331503014	灭活再植或异体半关节移植术	次	MHZZHY	2550
331503015	胫骨上段肿瘤刮除+植骨术	次	JGSDZL	1950
331503016	骨肿瘤切开活检术	次	GZLQKH	2000
33150301601	四肢骨肿瘤切开活检术	次	SZGZLQ	2000
33150301602	脊柱骨肿瘤切开活检术	次	JZGZLQ	2000
33150301603	骨盆骨肿瘤切开活检术	次	GPGZLQ	2000
331503017	胫腓骨肿瘤切除+重建术	次	JFGZLQ	1950
331503017-a	胫骨肿瘤切除术	次	JGZLQCS	2773
331503018	跟骨肿瘤病灶刮除术	次	GGZLBZ	1500
331503019	内生软骨瘤切除术	次	NSRGLQ	2000
331503020	坐骨结节囊肿摘除术	次	ZGJJNZC	1800
331504001	肘腕关节结核病灶清除术	次	ZWGJJH	1500
331504002	骶髂关节结核病灶清除术	次	DQGJJH	2100
331504003	髌关节结核病灶清除术	次	KGJJHB	2925
331504004	膝关节结核病灶清除术	次	XGJJHB	1950
331504005	踝关节结核病灶清除+关节融合术	次	HGJJHB	2100
331504006	脊椎结核病灶清除术	次	JZJHBZ	2250
331504007	脊椎结核病灶清除+植骨融合术	次	JZJHBZ	2980
331504008	股骨头坏死病灶刮除植骨术	次	GGTHSB	1950
331504009	桡骨远端切除腓骨移植成形术	次	RGYDQC	2550

331504010	骨髓炎病灶清除术	次	GSYBZQ	1500
331504011	骨髓炎切开引流灌洗术	次	GSYQKY	1050
331505001	锁骨骨折切开复位内固定术	次	SGGZQK	2244
331505002	肱骨近端骨折切开复位内固定术	次	GGJDGZ	2452
331505003	肱骨干骨折切开复位内固定术	次	GGGGZQ	2394
331505004	肱骨骨折切开复位内固定术	次	GGGZQK	2476
33150500401	肱骨髁上骨折切开复位内固定术	次	GGKSGZ	2476
33150500402	肱骨髁间骨折切开复位内固定术	次	GGKJGZ	2476
331505005	肱骨内外髁骨折切开复位内固定术	次	GGNWKG	2444
33150500501	肱骨小头骨折切开复位内固定术	次	GGXTGZ	2444
33150500502	肱骨骨骺分离切开复位内固定术	次	GGGHFL	2444
331505006	尺骨鹰嘴骨折切开复位内固定术	次	CGYZGZ	2100
331505007	桡骨头切除术	次	RGTQCS	1600
331505008	桡骨头骨折切开复位内固定术	次	RGTGZQ	1740
331505009	孟氏骨折切开复位内固定术	次	MSGZQK	2290
331505010	桡尺骨干骨折切开复位内固定术	次	RCGGGZ	2070
331505011	科雷氏骨折切开复位内固定术	次	KLSGZQ	1779
33150501101	史密斯骨折切开复位内固定术	次	SMSGZQ	1779
33150501102	巴顿骨折切开复位内固定术	次	BDGZQK	1779
331505012	髌臼骨折切开复位内固定术	次	KJGZQK	3725
331505013	股骨颈骨折闭合复位内固定术	次	GGJGZB	2334
331505014	股骨颈骨折切开复位内固定术	次	GGJGZQ	2800
331505015	股骨颈骨折切开复位内固定+带血管蒂或肌蒂	次	GGJGZQ	4250
331505016	股骨转子间骨折内固定术	次	GGZZJG	2702
331505017	股骨干骨折切开复位内固定术	次	GGGGZQ	2800
331505018	股骨髁间骨折切开复位内固定术	次	GGKJGZ	2869
331505019	髌骨骨折切开复位内固定术	次	BGGZQK	2482
331505020	胫骨髁间骨折切复固术（包括平台	次	JGKJGZQF	2684
331505021	胫骨干骨折切开复位内固定术	次	JGGGZQKF	2483
331505022	内外踝骨折切开复位内固定术	次	NWHGZQ	2443
331505023	三踝骨折切开复位内固定术	次	SHGZQK	2860
331505024	肱骨干骨折不愈合切开植骨内固定术	次	GGGGZB	2475
331505025	尺桡骨骨折不愈合切开植骨内固定术	次	CRGGZB	2377
331505026	股骨干骨折不愈合切开植骨内固定术	次	GGGGZB	2100
331505027	胫腓骨骨折不愈合切开植骨内固定术	次	JFGGZB	2574
331505028	开放折骨术	次	KFZGS	1350
331505029	肱骨髁上骨折畸形愈合截骨矫形术	次	GGKSGZ	1650
331505030	尺骨上1/3骨折畸形愈合+桡骨小头脱位矫	次	CGS13G	1650
331505031	桡骨下端骨折畸形愈合矫正术	次	RGXDGZ	1650
331505032	股骨干骨折畸形愈合截骨内固定术	次	GGGGZJ	2100
331505033	胫腓骨骨折畸形愈合截骨矫形术	次	JFGGZJ	2700
331505034	踝部骨折畸形愈合矫形术	次	HBGZJX	2500
331505035	跟骨骨折切开复位撬拨术	次	GGGZQK	2200
331505035-1	奥斯迈金属螺钉-皮质骨螺钉-灭菌HAQ03型	枚	ASMJSLD-	301. 17
331505036	距骨骨折伴脱位切开复位内固定术	次	JGGZBT	2176
331505036	距骨骨折切开复位内固定术	次	JGGZQKFW	2176
331505037	骨折内固定装置取出术	次	GZNGDZ	1553

331505037-a	骨折内固定装置取出术(克氏针)	次	GZNGDZZQ	800
331505038	足部骨骨折切开复位内固定（包括关节内骨折	次	ZBGGZQKF	1620
331505038-a	足部骨骨折切开复位内固定加收	次	ZBGGZQKF	810
331505039	腓骨骨折切开复位内固定术	次	FGGZQKFW	2245
331505040	肩胛骨骨折切开复位内固定术	次	JJGGZQKF	3300
331506001	肩锁关节脱位切开复位内固定术	次	JSGJTW	1965
331506002	肩关节脱位切开复位术	次	JGJTWQ	1967
331506002	肩峰成形术	次	JFCXS	1967
331506002	肩关节脱位闭合复位术	次	JGJTWBHF	1967
331506003	陈旧性肘关节前脱位切开复位术	次	CJXZGJ	2119
331506004	髋关节脱位切开复位术	次	KGJTWQ	2210
331506005	先天性髋关节脱位手法复位石膏固定术	次	XTXKGJ	750
331506006	先天性髋关节脱位切开复位石膏固定术	次	XTXKGJ	1200
331506007	先天性髋关节脱位切开复位骨盆截骨内固定	次	XTXKGJ	4290
331506008	先天性髋关节脱位切开复位骨盆截骨股骨上	次	XTXKGJ	2693
331506009	髌骨半脱位外侧切开松解术	次	BGBTWW	2180
331506009-a	髌骨外侧支持带松解术	侧	BGWCZCDS	2439
331506010	髌骨脱位成形术	次	BGTWCX	2400
331506011	急性膝关节前后十字韧带破裂修补术	次	JXXGJQ	2700
331506012	膝关节陈旧性前十字韧带重建术	次	XGJCJX	3060
331506013	膝关节陈旧性后十字韧带重建术	次	XGJCJX	2988
331506014	膝关节陈旧性内外侧副韧带重建术	次	XGJCJX	2800
331506015	膝关节单纯游离体摘除术	次	XGJDCY	1800
331506016	关节滑膜切除术(大)	次	GJHMQC	2748
33150601601	膝关节滑膜切除术(大)	次	XGJHMQ	2748
33150601602	肩关节滑膜切除术(大)	次	JGJHMQ	2748
33150601603	髋关节滑膜切除术(大)	次	KGJHMQ	2748
331506017	关节滑膜切除术(中)	次	GJHMQC	2000
33150601701	肘关节滑膜切除术(中)	次	ZGJHMQ	2000
33150601702	腕关节滑膜切除术(中)	次	WGJHMQ	2000
33150601703	踝关节滑膜切除术(中)	次	HGJHMQ	2000
331506018	关节滑膜切除术(小)	次	GJHMQC	1500
33150601801	掌指关节滑膜切除术(小)	次	ZZGJHM	1500
33150601802	指间关节滑膜切除术(小)	次	ZJGJHM	1500
33150601803	趾间关节滑膜切除术(小)	次	ZJGJHM	1500
331506019	半月板切除术(包括成形术)	次	BYBQCS(B	1899
331506019-a	半月板修补术	次	BYBXBS	2463
331506020	膝关节清理术(包括四肢关节清)	次	XGJQLS(B	2091
331506020	肩关节清理术	次	JGJQLS	2091
331506021	踝关节稳定手术	次	HGJWDS	2086
331506022	腘窝囊肿切除术	次	NWNZQC	1877
331506022	腘窝囊肿切除术	次	GWNZQCS	1877

331506022-a	腘窝囊肿切除术双侧加收	次	NWNZQC	600
331506023	肘关节稳定术	次	ZGJWDS	2600
331506024	关节骨软骨损伤修复术	次	GJGRGSSX	2544
331506025	肩关节骨折复位内固定术	次	JGJGZFWN	3556
331506025	踝关节骨折复位内固定术	次	HGJGZFWN	3556
331506025	膝关节骨折复位内固定术	次	XGJGZFWN	3556
331506025	关节骨折复位内固定术	次	GJGZFWNG	3556
331506026	关节肩峰下减压术	次	GJJFXJYS	2400
331506027	关节Bankart损伤修补术（包slap）	次	GJBankar	4500
331507001	人工全肩关节置换术	次	RGQJGJ	1800
331507001-a	人工全肩关节置换术再置换加收	次	RGQJGJ	300
331507002	人工肱骨头置换术	次	RGGGTZ	3400
331507003	人工肘关节置换术	次	RGZGJZ	2250
331507003-a	人工肘关节置换术再置换加收	次	RGZGJZ	300
331507004	人工腕关节置换术	次	RGWGJZ	3000
331507004-a	人工腕关节置换术再置换加收	次	RGWGJZ	300
331507005	人工全髋关节置换术	次	RGQKGJ	3940
331507005-a	人工全髋关节置换术再置换加收	次	RGQKGJ	300
331507006	人工股骨头置换术	次	RGGGTZ	3860
331507007	人工膝关节表面置换术	次	RGXGJB	4950
331507007-a	人工膝关节表面置换术再置换加收	次	RGXGJB	300
331507008	人工膝关节绞链式置换术	次	RGXGJJ	2980
331507008-a	人工膝关节绞链式置换术再置换加收	次	RGXGJJ	300
331507009	人工踝关节置换术	次	RGHGJZ	3000
331507009-a	人工踝关节置换术再置换加收	次	RGHGJZ	300
331507010	人工髌股关节置换术	次	RGBGGJ	1950
331507011	人工关节取出术	次	RGGJQC	1350
331507014	人工关节翻修术	次	RGGJFXS	5750
331507-1	PERSONA PS股骨Standard（标准）	个	PERSONA	18939
331507-1	春立髋关节假体-BE4型股骨柄(灭菌)1	个	CLKGJJ	7350
331507-1	凯利泰骨活检骨凿 BC1101	套	KLTGHJGZ	3150
331507-1	捷迈骨金属髋臼杯EE/44mm 00-8757-044-02	个	JMGJSKJB	21060
331507-1	捷迈骨金属髋臼杯FF/46mm 00-8757-046-02	个	JMGJSKJB	21060
331507-1	捷迈骨金属髋臼杯GG/48mm 00-8757-048-02	个	JMGJSKJB	21060
331507-1	捷迈骨金属髋臼杯HH/50mm 00-8757-050-02	个	JMGJSKJB	21060
331507-1	捷迈骨金属髋臼杯II/52mm 00-8757-052-02	个	JMGJSKJB	21060
331507-1	捷迈骨金属髋臼杯JJ/54mm 00-8757-054-02	个	JMGJSKJB	21060

331507-1	捷迈骨金属髌臼杯KK/56mm 00-8757-056-02	个	JMGJSKJB	21060
331507-1	捷迈骨金属髌臼杯LL/58mm 00-8757-058-02	个	JMGJSKJB	21060
331507-1	捷迈骨金属髌臼杯MM/60mm 00-8757-060-02	个	JMGJSKJB	21060
331507-1	捷迈骨金属髌臼杯NN/62mm 00-8757-062-02	个	JMGJSKJB	21060
331507-1	捷迈骨金属髌臼杯OO/64mm 00-8757-064-02	个	JMGJSKJB	21060
331507-1	捷迈骨金属髌臼杯PP/66mm 00-8757-066-02	个	JMGJSKJB	21060
331507-1	捷迈骨金属髌臼杯QU/68mm 00-8757-068-02	个	JMGJSKJB	21060
331507-1	捷迈骨金属髌臼杯RR/70mm 00-8757-070-02	个	JMGJSKJB	21060
331507-1	捷迈陶瓷股骨头和衬垫00-8777-040-02	个	JMTCGGTH	28000
331507-1	协民石膏衬垫 15cm*400cm	卷	XMSGCD	2.7
331507-1	施乐辉高屈曲垫片1-2 15MM 71422664	个	SLHGQQDP	8391.5
331507-1	施乐辉高屈曲垫片1-2 18MM 71422665	个	SLHGQQDP	8391.5
331507-1	施乐辉高屈曲垫片5-6 18MM 71422678	个	SLHGQQDP	8391.5
331507-1	施乐辉高屈曲垫片3-4 18MM 71422672	个	SLHGQQDP	8391.5
331507-1	施乐辉高屈曲垫片7-8 18MM 71422685	个	SLHGQQDP	8391.5
331507-1	施乐辉高屈曲垫片3-4 15MM 71422671	个	SLHGQQDP	8391.5
331507-1	施乐辉高屈曲垫片5-6 15MM 71422677	个	SLHGQQDP	8391.5
331507-1	施乐辉高屈曲垫片7-8 15MM 71422684	个	SLHGQQDP	8391.5
331507-1	捷迈股骨头12/14 22MM 163653	个	JMGGT12/	1600
331507-1	捷迈陶瓷股骨头和衬垫 00-8775-010-36	个	JMTCGGTH	7588.8
331507-1	史赛克桡骨小头关节头系统柄部组件7.5mm±2	个	SSKRGXTG	9000
331507-1	史赛克桡骨小头关节头系统头部组件22mm±2	个	SSKRGXTG	10000
331507-1	微创股骨柄-股骨部件加长型 12号柄	个	WCGGB-GG	19380
331507-1	微创股骨柄-股骨部件加长型 11号柄	个	WCGGB-GG	19380
331507-1	正天双动金属杯SQK 49#	个	ZTSDJSBS	11970
331507-1	正天双动金属杯SQK 39#	个	ZTSDJSBS	11970

331507-1	正天双动金属杯SQK 41#	个	ZTSDJSBS	11970
331507-1	正天双动金属杯SQK 43#	个	ZTSDJSBS	11970
331507-1	正天双动金属杯SQK 45#	个	ZTSDJSBS	11970
331507-1	正天双动金属杯SQK 47#	个	ZTSDJSBS	11970
331507-1	正天双动金属杯SQK 51#	个	ZTSDJSBS	11970
331507-1	正天双动金属杯SQK 53#	个	ZTSDJSBS	11970
331507-1	正天双动金属杯SQK 55#	个	ZTSDJSBS	11970
331507-1	春立髋关节假体-BE3型股骨柄(灭菌)1	个	CLKGJJ	7350
331507-1	春立肩关节假体-肱骨头42	个	CLJGJJT-	10000
331507-1	捷迈陶瓷股骨头和衬垫00-8777-032-03	个	JMTCGGTH	28000
331507-1	微创股骨柄-股骨部件加长型 3号柄	个	WCGGB-GG	19380
331507-1	微创股骨柄-股骨部件加长型 4号柄	个	WCGGB-GG	19380
331507-1	微创股骨柄-股骨部件加长型 7号柄	个	WCGGB-GG	19380
331507-1	微创股骨柄-股骨部件加长型 9号柄	个	WCGGB-GG	19380
331507-1	微创股骨柄-股骨部件加长型 8号柄	个	WCGGB-GG	19380
331507-1	微创股骨柄-股骨部件加长型 6号柄	个	WCGGB-GG	19380
331507-1	微创股骨柄-股骨部件加长型 5号柄	个	WCGGB-GG	19380
331507-1	微创股骨柄-股骨部件加长型 2号柄	个	WCGGB-GG	19380
331507-1	微创股骨柄-股骨部件加长型 1号柄	个	WCGGB-GG	19380
331507-1	微创股骨柄-股骨部件加长型 10号柄	个	WCGGB-GG	19380
331507-1	微创股骨柄-髋关节假体组件加长型 7号柄	个	WCGGB-KG	9180
331507-1	微创股骨柄-髋关节假体组件加长型 1号柄	个	WCGGB-KG	9180
331507-1	微创股骨柄-髋关节假体组件加长型 5号柄	个	WCGGB-KG	9180
331507-1	微创股骨柄-髋关节假体组件加长型 8号柄	个	WCGGB-KG	9180
331507-1	微创股骨柄-髋关节假体组件加长型 9号柄	个	WCGGB-KG	9180
331507-1	微创股骨柄-髋关节假体组件加长型 2号柄	个	WCGGB-KG	9180

331507-1	微创股骨柄-髌关节假体组件加长型 4号柄	个	WCGGB-KG	9180
331507-1	微创股骨柄-髌关节假体组件加长型 6号柄	个	WCGGB-KG	9180
331507-1	微创股骨柄-全髌关节假体加长型 8号柄	个	WCGGB-QK	27778
331507-1	微创股骨柄-全髌关节假体加长型 10号柄	个	WCGGB-QK	27778
331507-1	微创股骨柄-全髌关节假体加长型 5号柄	个	WCGGB-QK	27778
331507-1	微创股骨柄-全髌关节假体加长型 3号柄	个	WCGGB-QK	27778
331507-1	微创股骨柄-全髌关节假体加长型 4号柄	个	WCGGB-QK	27778
331507-1	微创股骨柄-全髌关节假体加长型 1号柄	个	WCGGB-QK	27778
331507-1	微创股骨柄-全髌关节假体加长型 9号柄	个	WCGGB-QK	27778
331507-1	微创股骨柄-全髌关节假体加长型 7号柄	个	WCGGB-QK	27778
331507-1	微创股骨柄-全髌关节假体加长型 2号柄	个	WCGGB-QK	27778
331507-1	微创股骨柄-全髌关节假体加长型 6号柄	个	WCGGB-QK	27778
331508001	骨骺肌及软组织肿瘤切除术	次	GHJJRZ	3160
331508002	骨骺早闭骨桥切除脂肪移植术	次	GHZBGQ	1200
331508003	骨骺固定术	次	GHGDS	1900
331508004	股骨头骨骺滑脱牵引复位内固定术	次	GGTGHH	1200
331508005	带血管蒂肌蒂骨骺移植术	次	DXGDJD	1950
331509001	尺骨头桡骨茎突切除术	次	CGTRGJ	1500
331509002	髌股关节病变软骨切除软骨下钻孔术	次	BGGJBB	1500
331509003	髌骨切除+股四头肌修补术	次	BGQCGS	1500
331509004	移植取骨术	次	YZQGS	750
331509005	髌骨取骨术	次	QGQGS	1089
331509006	取腓骨术	次	QFGS	750
331509006-a	取腓骨术带血管加收	次	QFGSDX	300
331509007	先天性锁骨假关节切除植骨内固定术	次	XTXSGJ	1200
331509008	先天性胫骨假关节切除带血管腓骨移植术	次	XTXJGJ	1500
331509009	距骨切除术	次	JGQCS	1500
3315-1	通用尺骨锁定接骨板4孔 21235-4	块	TYCGSDJG	15000
3315-1	昌运中和接骨螺钉3.5 S35ST218	枚	CYZHJGLD	4669
3315-1	昌运中和接骨螺钉3.5 S35ST220	枚	CYZHJGLD	4669
3315-1	昌运中和接骨螺钉3.5 S35ST222	枚	CYZHJGLD	4669
3315-1	昌运中和接骨螺钉3.5 S35ST224	枚	CYZHJGLD	4669
3315-1	昌运中和接骨螺钉3.5 S35ST226	枚	CYZHJGLD	4669

3315-1	昌运中和接骨螺钉3.5 S35ST228	枚	CYZHJGLD	4669
3315-1	昌运中和接骨螺钉3.5 S35ST230	枚	CYZHJGLD	4669
3315-1	昌运中和接骨螺钉3.5 S35ST232	枚	CYZHJGLD	4669
3315-1	昌运中和接骨螺钉3.5 S35ST234	枚	CYZHJGLD	4669
3315-1	昌运中和接骨螺钉3.5 S35ST236	枚	CYZHJGLD	4669
3315-1	昌运中和接骨螺钉3.5 S35ST238	枚	CYZHJGLD	4669
3315-1	昌运中和接骨螺钉3.5 S35ST240	枚	CYZHJGLD	4669
3315-1	通用足部锁定接骨板 5孔 21452	块	TYZBSDJG	2363
3315-1	通用足部锁定接骨板 6孔 21471	块	TYZBSDJG	2363
3315-1	通用足部锁定接骨板 6孔 21472	块	TYZBSDJG	2363
3315-1	通用足部锁定接骨板 6孔 21481	块	TYZBSDJG	2363
3315-1	通用足部锁定接骨板 6孔 21482	块	TYZBSDJG	2363
3315-1	通用足部锁定接骨板 6孔 21485	块	TYZBSDJG	2363
3315-1	通用足部锁定接骨板 6孔 21486	块	TYZBSDJG	2363
3315-1	通用足部锁定接骨板 2孔 21491-2	块	TYZBSDJG	2363
3315-1	通用足部锁定接骨板 2孔 21492-2	块	TYZBSDJG	2363
3315-1	通用直型加压锁定钢板 10孔 21105-10	块	TYZXJYSD	2174.6
3315-1	通用直型加压锁定钢板 6孔 21105-6	块	TYZXJYSD	2174.6
3315-1	通用桡骨远端锁定钢板 小 4孔 21027-4	块	TYRGYDSD	2219.5
3315-1	通用桡骨远端锁定钢板 小 6孔 21027-6	块	TYRGYDSD	2219.5
3315-1	通用桡骨远端锁定钢板 小 8孔 21027-8	块	TYRGYDSD	2219.5
3315-1	通用桡骨远端锁定钢板 小 10孔 21028-10	块	TYRGYDSD	2219.5
3315-1	通用桡骨远端锁定钢板 小 4孔 21028-4	块	TYRGYDSD	2219.5
3315-1	通用桡骨远端锁定钢板 小 6孔 21028-6	块	TYRGYDSD	2219.5
3315-1	通用桡骨远端锁定钢板 小 8孔 21028-8	块	TYRGYDSD	2219.5
3315-1	捷迈股骨柄(M/L内外侧锥形股骨柄) 5	个	JMGB(	1699

3315-1	捷迈股骨柄(M/L内外侧锥形股骨柄) 6	个	JMGGB(	1699
3315-1	捷迈股骨柄(M/L内外侧锥形股骨柄) 7.5	个	JMGGB(M/	1699
3315-1	捷迈股骨柄(M/L内外侧锥形股骨柄) 9	个	JMGGB(	1699
3315-1	捷迈胫骨衬垫10mm EF型/5-6 00-5962-040-10	个	JMJGCD10	528
3315-1	捷迈胫骨衬垫12mm EF型/5-6 00-5962-040-12	个	JMJGCD12	528
3315-1	捷迈胫骨衬垫14mm EF型/5-6 00-5962-040-14	个	JMJGCD14	528
3315-1	捷迈胫骨衬垫10mm CD型/1-2 00-5962-022-10	个	JMJGCD10	528
3315-1	捷迈胫骨衬垫12mm CD型/1-2 00-5962-022-12	个	JMJGCD12	528
3315-1	捷迈胫骨衬垫14mm CD型/1-2 00-5962-022-14	个	JMJGCD14	528
3315-1	捷迈胫骨衬垫10mm CD型/3-4 00-5962-030-10	个	JMJGCD10	528
3315-1	捷迈胫骨衬垫12mm CD型/3-4 00-5962-030-12	个	JMJGCD12	528
3315-1	捷迈胫骨衬垫14mm CD型/3-4 00-5962-030-14	个	JMJGCD14	528
3315-1	捷迈胫骨衬垫10mm EF型/3-4 00-5962-032-10	个	JMJGCD10	528
3315-1	捷迈胫骨衬垫12mm EF型/3-4 00-5962-032-12	个	JMJGCD12	528
3315-1	捷迈胫骨衬垫14mm EF型/3-4 00-5962-032-14	个	JMJGCD14	528
3315-1	捷迈PS股骨-Left-Size9-42-5006-066-01	个	JMPSSG L	1185
3315-1	捷迈PS股骨 Right Size2 42-5000-052-02	个	JMPSSG R	1185
3315-1	捷迈PS股骨 Left Size5 42-5000-058-01	个	JMPSSG L	1185
3315-1	捷迈PS股骨 Left Size10 42-5000-068-01	个	JMPSSG L	1185
3315-1	捷迈PS股骨-Left-Size12-42-5006-074-01	个	JMPSSG L	1185
3315-1	捷迈PS股骨 Left Size6 42-5000-060-01	个	JMPSSG L	1185
3315-1	捷迈PS股骨 Right Size8 42-5000-064-02	个	JMPSSG R	1185
3315-1	捷迈PS股骨-Left-Size5-42-5006-058-01	个	JMPSSG L	1185
3315-1	捷迈PS股骨-Right-Size12-42-5006-074-02	个	JMPSSG R	1185
3315-1	捷迈PS股骨 Right Size6 42-5000-060-02	个	JMPSSG R	1185
3315-1	捷迈PS股骨 Right Size3 42-5000-054-02	个	JMPSSG R	1185

3315-1	捷迈胫骨平台-左C-42-5320-064-01	个	JMJGPT Z	14064
3315-1	捷迈胫骨平台 左D 42-5320-067-01	个	JMJGPT Z	14064
3315-1	捷迈胫骨平台-右D-42-5320-067-02	个	JMJGPT Y	14064
3315-1	捷迈胫骨平台-左E-42-5320-071-01	个	JMJGPT Z	14064
3315-1	捷迈胫骨平台-右E-42-5320-071-02	个	JMJGPT Y	14064
3315-1	捷迈胫骨平台-左F-42-5320-075-01	个	JMJGPT Z	14064
3315-1	捷迈胫骨平台-右F-42-5320-075-02	个	JMJGPT Y	14064
3315-1	捷迈胫骨平台-左G-42-5320-079-01	个	JMJGPT Z	14064
3315-1	捷迈胫骨平台-右G-42-5320-079-02	个	JMJGPT Y	14064
3315-1	捷迈PS垫片 右 10MM 42-5214-004-10	个	JMPSPD Y	10652
3315-1	捷迈PS垫片 右 11MM 42-5214-004-11	个	JMPSPD Y	10652
3315-1	捷迈PS垫片 右 12MM 42-5214-004-12	个	JMPSPD Y	10652
3315-1	捷迈PS垫片 右 13MM 42-5214-004-13	个	JMPSPD Y	10652
3315-1	捷迈PS垫片 右 14MM 42-5214-004-14	个	JMPSPD Y	10652
3315-1	捷迈PS垫片 右 10MM 42-5214-005-10	个	JMPSPD Y	10652
3315-1	捷迈PS垫片 右 11MM 42-5214-005-11	个	JMPSPD Y	10652
3315-1	捷迈PS垫片 右 12MM 42-5214-005-12	个	JMPSPD Y	10652
3315-1	捷迈PS垫片 右 13MM 42-5214-005-13	个	JMPSPD Y	10652
3315-1	捷迈PS垫片 右 14MM 42-5214-005-14	个	JMPSPD Y	10652
3315-1	捷迈PS垫片 右 10MM 42-5214-006-10	个	JMPSPD Y	10652
3315-1	捷迈PS垫片 右 11MM 42-5214-006-11	个	JMPSPD Y	10652
3315-1	捷迈PS垫片 右 12MM 42-5214-006-12	个	JMPSPD Y	10652
3315-1	捷迈PS垫片 右 13MM 42-5214-006-13	个	JMPSPD Y	10652
3315-1	捷迈PS垫片 右 14MM 42-5214-006-14	个	JMPSPD Y	10652
3315-1	捷迈PS垫片 右 10MM 42-5214-007-10	个	JMPSPD Y	10652

3315-1	捷迈PS垫片 右 11MM 42-5214-007-11	个	JMPSPD Y	10652
3315-1	捷迈PS垫片 右 12MM 42-5214-007-12	个	JMPSPD Y	10652
3315-1	捷迈PS垫片 右 13MM 42-5214-007-13	个	JMPSPD Y	10652
3315-1	捷迈PS垫片 左 10MM 42-5114-004-10	个	JMPSPD Z	10652
3315-1	捷迈PS垫片 左 11MM 42-5114-004-11	个	JMPSPD Z	10652
3315-1	捷迈PS垫片 左 12MM 42-5114-004-12	个	JMPSPD Z	10652
3315-1	捷迈PS垫片 左 13MM 42-5114-004-13	个	JMPSPD Z	10652
3315-1	捷迈PS垫片 左 14MM 42-5114-004-14	个	JMPSPD Z	10652
3315-1	捷迈PS垫片 左 10MM 42-5114-005-10	个	JMPSPD Z	10652
3315-1	捷迈PS垫片 左 11MM 42-5114-005-11	个	JMPSPD Z	10652
3315-1	捷迈PS垫片 左 12MM 42-5114-005-12	个	JMPSPD Z	10652
3315-1	捷迈PS垫片 左 13MM 42-5114-005-13	个	JMPSPD Z	10652
3315-1	捷迈PS垫片 左 14MM 42-5114-005-14	个	JMPSPD Z	10652
3315-1	捷迈PS垫片 左 10MM 42-5114-006-10	个	JMPSPD Z	10652
3315-1	捷迈PS垫片 左 11MM 42-5114-006-11	个	JMPSPD Z	10652
3315-1	捷迈PS垫片 左 12MM 42-5114-006-12	个	JMPSPD Z	10652
3315-1	捷迈PS垫片 左 13MM 42-5114-006-13	个	JMPSPD Z	10652
3315-1	捷迈PS垫片 左 14MM 42-5114-006-14	个	JMPSPD Z	10652
3315-1	捷迈PS垫片 左 10MM 42-5114-007-10	个	JMPSPD Z	10652
3315-1	捷迈PS垫片 左 11MM 42-5114-007-11	个	JMPSPD Z	10652
3315-1	捷迈PS垫片 左 12MM 42-5114-007-12	个	JMPSPD Z	10652
3315-1	捷迈PS垫片 左 13MM 42-5114-007-13	个	JMPSPD Z	10652
3315-1	捷迈PS垫片 左 14MM 42-5114-007-14	个	JMPSPD Z	10652
3315-1	捷迈单髁膝关节半月板衬垫胫骨超小左Size3	个	JMDKXGJB	3472
3315-1	捷迈单髁膝关节半月板衬垫胫骨超小左Size5	个	JMDKXGJB	3472

3315-1	捷迈单髁膝关节半月板衬垫胫骨超小右Size3	个	JMDKXGJB	3472
3315-1	捷迈单髁膝关节半月板衬垫胫骨超小右Size4	个	JMDKXGJB	3472
3315-1	捷迈单髁膝关节半月板衬垫胫骨超小右Size5	个	JMDKXGJB	3472
3315-1	捷迈CR股骨 标准 右3 42-5026-054-02	个	JMCRGG B	23814
3315-1	捷迈CR股骨 标准 左4 42-5026-056-01	个	JMCRGG B	23814
3315-1	捷迈CR股骨 标准 右4 42-5026-056-02	个	JMCRGG B	23814
3315-1	捷迈CR股骨 标准 左5 42-5026-058-01	个	JMCRGG B	23814
3315-1	捷迈CR股骨 标准 右5 42-5026-058-02	个	JMCRGG B	23814
3315-1	捷迈CR股骨 标准 左6 42-5026-060-01	个	JMCRGG B	23814
3315-1	捷迈CR股骨 标准 右6 42-5026-060-02	个	JMCRGG B	23814
3315-1	捷迈CR股骨 标准 左7 42-5026-062-01	个	JMCRGG B	23814
3315-1	捷迈CR股骨 标准 右7 42-5026-062-02	个	JMCRGG B	23814
3315-1	捷迈CR股骨 标准 左8 42-5026-064-01	个	JMCRGG B	23814
3315-1	捷迈CR股骨 标准 右8 42-5026-064-02	个	JMCRGG B	23814
3315-1	捷迈CR股骨 标准 左9 42-5026-066-01	个	JMCRGG B	23814
3315-1	捷迈CR股骨 标准 右9 42-5026-066-02	个	JMCRGG B	23814
3315-1	捷迈UC垫片左11MM 42-5112-004-11	个	JMUCDPZ1	12602
3315-1	捷迈UC垫片左13MM 42-5112-004-13	个	JMUCDPZ1	12602
3315-1	捷迈UC垫片左14MM 42-5112-004-14	个	JMUCDPZ1	12602
3315-1	捷迈UC垫片左10MM 42-5112-005-10	个	JMUCDPZ1	12602
3315-1	捷迈UC垫片左11MM 42-5112-005-11	个	JMUCDPZ1	12602
3315-1	捷迈UC垫片左12MM 42-5112-005-12	个	JMUCDPZ1	12602
3315-1	捷迈UC垫片左13MM 42-5112-005-13	个	JMUCDPZ1	12602
3315-1	捷迈UC垫片左14MM 42-5112-005-14	个	JMUCDPZ1	12602
3315-1	捷迈UC垫片右10MM 42-5212-004-10	个	JMUCDPY1	12602

3315-1	捷迈UC垫片右11MM 42-5212-004-11	个	JMUCDPY1	12602
3315-1	捷迈UC垫片右12MM 42-5212-004-12	个	JMUCDPY1	12602
3315-1	捷迈UC垫片右13MM 42-5212-004-13	个	JMUCDPY1	12602
3315-1	捷迈UC垫片右14MM 42-5212-004-14	个	JMUCDPY1	12602
3315-1	捷迈UC垫片右10MM 42-5212-005-10	个	JMUCDPY1	12602
3315-1	捷迈UC垫片右11MM 42-5212-005-11	个	JMUCDPY1	12602
3315-1	捷迈UC垫片右12MM 42-5212-005-12	个	JMUCDPY1	12602
3315-1	捷迈UC垫片右13MM 42-5212-005-13	个	JMUCDPY1	12602
3315-1	捷迈UC垫片右14MM 42-5212-005-14	个	JMUCDPY1	12602
3315-1	美敦力万向螺钉3.5*10	个	MDLWXL	517
3315-1	美敦力万向螺钉3.5*14	个	MDLWXL	517
3315-1	美敦力万向螺钉3.5*16	个	MDLWXL	517
3315-1	美敦力万向螺钉3.5*18	个	MDLWXL	517
3315-1	美敦力万向螺钉3.5*20	个	MDLWXL	517
3315-1	美敦力万向螺钉3.5*22	个	MDLWXL	517
3315-1	美敦力万向螺钉3.5*24	个	MDLWXL	517
3315-1	美敦力万向螺钉4.0*10	个	MDLWXL	517
3315-1	美敦力万向螺钉4.1*12	个	MDLWXL	517
3315-1	美敦力万向螺钉4.0*14	个	MDLWXL	517
3315-1	美敦力万向螺钉4.0*16	个	MDLWXLD4	517
3315-1	美敦力万向螺钉4.0*18	个	MDLWXL	517
3315-1	美敦力万向螺钉4.0*20	个	MDLWXL	517
3315-1	美敦力万向螺钉4.0*24	个	MDLWXL	517
3315-1	美敦力万向螺钉4.0*26	个	MDLWXL	517
3315-1	美敦力万向螺钉4.0*28	个	MDLWXL	517
3315-1	美敦力万向螺钉4.0*30	个	MDLWXL	517
3315-1	美敦力万向螺钉4.0*32	个	MDLWXL	517
3315-1	美敦力万向螺钉4.0*34	个	MDLWXL	517
3315-1	美敦力万向螺钉4.0*36	个	MDLWXL	517
3315-1	美敦力万向螺钉4.0*38	个	MDLWXL	517
3315-1	美敦力万向螺钉4.0*40	个	MDLWXL	517
3315-1	美敦力万向螺钉4.0*42	个	MDLWXL	517
3315-1	美敦力万向螺钉4.0*44	个	MDLWXL	517
3315-1	美敦力万向螺钉4.0*46	个	MDLWXL	517
3315-1	美敦力万向螺钉4.0*48	个	MDLWXL	517
3315-1	美敦力万向螺钉4.0*50	个	MDLWXL	517
3315-1	美敦力万向螺钉4.0*52	个	MDLWXL	517
3315-1	美敦力微创长臂万向螺钉4.5X15	个	MDLWCC	8316
3315-1	美敦力微创长臂万向螺钉4.5X25	个	MDLWCC	8316
3315-1	美敦力微创长臂万向螺钉4.5X30	个	MDLWCC	8316
3315-1	美敦力微创长臂万向螺钉4.5X35	个	MDLWCC	8316

3315-1	美敦力微创长臂万向螺钉4.5X40	个	MDLWCC	8316
3315-1	美敦力微创长臂万向螺钉4.5X45	个	MDLWCC	8316
3315-1	美敦力微创长臂万向螺钉4.5X50	个	MDLWCC	8316
3315-1	美敦力微创长臂万向螺钉4.5X55	个	MDLWCC	8316
3315-1	美敦力微创长臂万向螺钉4.5X60	个	MDLWCC	8316
3315-1	美敦力微创长臂万向螺钉4.5X65	个	MDLWCC	8316
3315-1	美敦力微创长臂万向螺钉4.5X70	个	MDLWCC	8316
3315-1	美敦力微创长臂万向螺钉4.5X75	个	MDLWCC	8316
3315-1	美敦力微创长臂万向螺钉4.5X80	个	MDLWCC	8316
3315-1	美敦力微创长臂万向螺钉5.0X15	个	MDLWCC	8400
3315-1	美敦力微创长臂万向螺钉5.0X20	个	MDLWCC	8400
3315-1	美敦力微创长臂万向螺钉5.0X25	个	MDLWCC	8400
3315-1	美敦力螺塞 7049855	个	MDLLS 70	1422
3315-1	强生椎间融合固定系统04.647.135S	个	QSZJRHGD	2558
3315-1	强生椎间融合固定系统04.647.136S	个	QSZJRHGD	2558
3315-1	强生椎间融合固定系统04.647.138S	个	QSZJRHGD	2558
3315-1	强生椎间融合固定系统04.647.139S	个	QSZJRHGD	2558
3315-1	强生颈椎螺钉04.647.834	枚	QSJZLD	1320
3315-1	强生颈椎螺钉04.647.836	枚	QSJZLD	1320
3315-1	强生颈椎螺钉04.647.878	枚	QSJZLD	1320
3315-1	强生偏角万向螺钉188318308	枚	QSPJWX	503
3315-1	强生偏角万向螺钉188318408	枚	QSPJWX	503
3315-1	强生标准万向螺钉 3.5mm 8mm 188319308	枚	QSBZWXLD	503
3315-1	强生标准万向螺钉 4.0mm 8mm 188319408	枚	QSBZWXLD	503
3315-1	强生横向连接器内锁紧螺钉1883	个	QSHXLJQN	65
3315-1	威高胫骨近端内侧锁定板-2-WGC12Z03-2孔左	枚	WGJGJD	2548
3315-1	威高桡骨远端掌侧锁定板标准WGC12Z08-5孔	枚	WGRGYD	2436
3315-1	威高锁骨加压锁定板-2-6孔左-WGC11Z01	枚	WGSJY	2268
3315-1	威高HBQ03金属接骨螺钉6.5×60	枚	WGHBQ0	65.86
3315-1	威高埋头中空螺钉半螺纹3.0×34-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	405.6
3315-1	威高L型加压锁定板-2-WGC12Z05-9孔左	枚	WGLXJY	2387
3315-1	威高万向螺钉-6.0×30-WGB1Z-7-01	枚	WGWXLD	480
3315-1	威高HAQ03金属接骨螺钉4.5×48	枚	WGHAQ0	43.81
3315-1	威高HAQ03金属接骨螺钉2.7×52	枚	WGHAQ0	43.81
3315-1	威高HAQ03金属接骨螺钉4.5×12	枚	WGHAQ0	43.81
3315-1	威高海鸥加压锁定板-WGC12Z03-7孔	枚	WGHOJY	2278.8
3315-1	威高顶丝-5.5-WGB1Z-2	枚	WGDS-5	10
3315-1	威高万向复位螺钉-5.0×40-WGB1Z-7-04	枚	WGWXFW	480
3315-1	史赛克椎间融合器12X25mm-6731204	个	SSKZJR	4517
3315-1	捷迈PS垫片-左-10MM-42-5114-011-10	个	JMPSPDP	10652
3315-1	迈瑞HAQ03皮质骨全螺纹金属接骨螺钉4.5×	枚	MRHAQ0	44
3315-1	捷迈PS胫骨垫片EP-183604-59X14	个	JMPSJG	8615.1

3315-1	美敦力可调横连接(4.75)-5442130	个	MDLKD	8114
3315-1	威高海鸥加压锁定板-WGC12Z03-19孔	枚	WGH0JY	2278.8
3315-1	威高桡骨远端斜L型加压锁定板-12孔右	枚	WGRGYD	2436
3315-1	威高自攻型中空螺钉半螺纹4.0×48-WGC4Z03	枚	WGZXZKL	405.6
3315-1	威高胫骨远端前外侧锁定板-WGC12Z03-8孔左	枚	WJGYD	2548
3315-1	史赛克三轴横连接4107050-L=50mm	个	SSKSZH	4324
3315-1	威高H型锁定板WGC12Z08-2孔	枚	WGHXSD	2150
3315-1	威高万向复位螺钉-6.0×40-WGB1Z-2	枚	WGWXFW	480
3315-1	威高肱骨近端加压锁定板-4-WGC12Z07-9孔左	枚	WGGGJD	2220.9
3315-1	迈瑞HAQ03皮质骨全螺纹金属接骨螺钉4.5×	枚	MRHAQ0	44
3315-1	威高桡骨远端掌侧锁定板WGC12Z08-10孔左	枚	WGRGYD	2436
3315-1	捷迈CR股骨-左-10-42-5026-068-01	个	JMCRGG	23814
3315-1	威高胫骨近端内侧锁定板-2-WGC12Z03-5孔左	枚	WJGJD	2548
3315-1	威高胫骨近端内侧锁定板-2-WGC12Z03-7孔左	枚	WJGJD	2548
3315-1	威高胫骨近端内侧锁定板-2-WGC12Z03-8孔左	枚	WJGJD	2548
3315-1	威高桡骨远端掌侧锁定板WGC12Z08-12孔左	枚	WGRGYD	2436
3315-1	捷迈PS股骨-Left-Size3-42-5006-054-01	个	JMPSGG	1185
3315-1	捷迈PS股骨-Right-Size11-42-5006-070-02	个	JMPSGG	1185
3315-1	威高埋头中空螺钉深螺纹3.0×14-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	405.6
3315-1	威高自攻型中空螺钉半螺纹4.0×24-WGC4Z03	枚	WGZXZKL	405.6
3315-1	威高肱骨近端加压锁定板-4-WGC12Z07-14孔	枚	WGGGJD	2220.9
3315-1	威高胫骨近端加压锁定板-2-WGC12Z03-15孔	枚	WJGJD	2548
3315-1	康辉股骨髓内钉 股骨钉左 9.5X360	枚	KHGGSN	3596.1
3315-1	康辉桡骨远端LCP 右 1.7X10孔	块	KHRGYD	2239
3315-1	康辉股骨髓内钉 股骨钉左 10X380	枚	KHGGSN	3596.1
3315-1	康辉胫骨髓内钉 胫骨钉 9X280 JJ	枚	KHJGSN	3263.5
3315-1	康辉自攻锁定螺钉 2.7X52 SDLD	枚	KHZGSD	1500
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨平螺钉HAQ06 3.5X28	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉股骨髓内钉 股骨钉左 10X400	枚	KHGGSN	3596.1
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨螺钉HAQ06 2.7X56	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉胫骨近端侧方LCP 右 4.4X18	块	KHJGJD	2347
3315-1	康辉锁骨前侧型LCP 左 3.3X15孔	块	KHSGQC	2077
3315-1	康辉锁骨重建型LCP 右 3.2X8孔	块	KHSGZJ	2077
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨平螺钉HAQ06 3.5X20	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨螺钉HAQ06 2.7X58	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉锁骨钩LCPⅢ型右 3.0X9孔X85mm SDXG26	块	KHSGGLCP	2077
3315-1	康辉股骨髓内钉 重建钉 11.5X380	枚	KHGGSN	3596.1
3315-1	康辉动力加压螺钉半螺纹 4.0X3.0X65DJY-V	枚	KHDLJYLD	404.39
3315-1	康辉桡骨远端掌侧斜T型LCP左 2.0X8 SDXG53	块	KHRGYDZC	2239
3315-1	康辉桡骨远端掌侧柱Ⅱ型LCP左1.8X5 SDXG59	块	KHRGYDZC	2239

3315-1	康辉桡骨远端LCP 右 1.7X11孔	块	KHRGYD	2239
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨螺钉HAQ06 2.4X22	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨螺钉HAQ06 2.7X7	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉胫骨近端侧方LCP 左 4.0X12	块	KHJGJD	2347
3315-1	康辉尺骨鹰嘴LCP 左 2.8X12孔 SDXG41	块	KHCGYZLC	2407.2
3315-1	康辉锁骨钩LCPⅢ型右 3.0X7孔X65mm SDXG26	块	KHSGGLCP	2077
3315-1	康辉胫骨近端侧方LCP 左 4.4X8孔	块	KHJGJD	2347
3315-1	康辉2.7mm髌LCP 1.8X9孔 SDXZ45	块	KH2.7mmK	2147
3315-1	康辉螺旋股骨近端髓内钉右 10X420	枚	KHLXGG	3596.1
3315-1	康辉胫骨近端侧方LCP 右 4.4X14孔 SDDG48	块	KHJGJDCF	2347
3315-1	康辉2.7mm直型LCP 2.0X4孔X41mm SDXZ40	块	KH2.7mmZ	2147
3315-1	康辉股骨髓内钉 股骨钉左 9.5X320	枚	KHGGSN	3596.1
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨螺钉HAQ06 2.7X38	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉自攻皮质骨螺钉 2.0X18 SSQ	枚	KHZGPZ	43.68
3315-1	康辉股骨髓内钉 股骨钉左 9.5X440	枚	KHGGSN	3596.1
3315-1	康辉4.5mm有限接触LCP 宽5.8X14孔 SDDG39	块	KH4.5mmY	1959.1
3315-1	康辉动力加压螺钉半螺纹 5.5X4.5X80DJY-V	枚	KHDLJYLD	404.39
3315-1	康辉自攻皮质骨螺钉 2.0X28 SSQ	枚	KHZGPZ	43.68
3315-1	康辉螺旋股骨近端髓内钉左 9.5X340	枚	KHLXGG	3596.1
3315-1	康辉腓骨远端LCP 右 2.8X18孔	块	KHFGYD	2109
3315-1	康辉胫骨近端侧方LCP 左 4.4X18	块	KHJGJD	2347
3315-1	康辉腓骨远端LCP 右 2.8X12孔	块	KHFGYD	2109
3315-1	康辉胫骨髓内钉 胫骨钉 10X300 J	枚	KHJGSN	3263.5
3315-1	康辉自攻锁定螺钉 3.5X28 SDLD	枚	KHZGSD	1500
3315-1	康辉肱骨远背侧LCP 带支撑右2.8X5孔SDXG29	块	KHGGYBCL	2267
3315-1	康辉螺旋股骨近端髓内钉左 11X320	枚	KHLXGG	3596.1
3315-1	康辉自攻锁定螺钉 3.5X26 SDLD	枚	KHZGSD	1500
3315-1	康辉自攻锁定螺钉 2.7X28 SDLD	枚	KHZGSD	1500
3315-1	康辉桡骨远端LCP 右 2.3X10孔	块	KHRGYD	2239
3315-1	康辉锁骨钩LCPⅢ型右 3.0X5孔X46mm SDXG26	块	KHSGGLCP	2077
3315-1	康辉桡骨远端LCP 右 2.0X10孔	块	KHRGYD	2239
3315-1	康辉腓骨远端LCP 左 2.3X11孔	块	KHFGYD	2109
3315-1	康辉动力加压螺钉全螺纹 4.0X3.0X42DJY-V	枚	KHDLJYLD	404.39
3315-1	康辉无菌股骨钉锁钉 4.5X30 JSD	枚	KHWJGG	2500
3315-1	康辉自攻锁定螺钉 3.5X48 SDLD	枚	KHZGSD	1500
3315-1	康辉腓骨远端LCP 左 2.8X8孔 S	块	KHFGYD	2109
3315-1	康辉胫骨远端外侧L型LCP左 4.0X13孔SDDG51	块	KHJGYDWC	2347

3315-1	康辉动力加压螺钉半螺纹 7.0X4.5X75DJY-V	枚	KHDLJYLD	404.39
3315-1	康辉股骨髓内钉 股骨钉右 11X440	枚	KHGGSN	3596.1
3315-1	康辉桡骨远端掌侧斜T型LCP右 2.0X8 SDXG54	块	KHRGYDZC	2239
3315-1	康辉自攻皮质骨螺钉 2.0X9 SSQ0	枚	KHZGPZ	43.68
3315-1	康辉股骨髓内钉 股骨钉右 9.5X380	枚	KHGGSN	3596.1
3315-1	康辉股骨髓内钉 股骨钉右 12X400	枚	KHGGSN	3596.1
3315-1	康辉自攻皮质骨螺钉 1.5X17 SSQ	枚	KHZGPZ	43.68
3315-1	康辉螺旋股骨近端髓内钉左 11X360	枚	KHLXGG	3596.1
3315-1	康辉腓骨远端LCP 左 2.3X9孔 S	块	KHFGYD	2109
3315-1	康辉2.4mmY型LCP 1.6X10孔 SDXZ06	块	KH2.4mmY	2147
3315-1	康辉螺旋股骨近端髓内钉左 12X400	枚	KHLXGG	3596.1
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨平螺钉HAQ06 3.5X60	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉动力加压螺钉全螺纹 4.0X3.0X105DJY V	枚	KHDLJYLD	404.39
3315-1	康辉4.5mm有限接触LCP 宽5.8X11孔 SDDG39	块	KH4.5mmY	1959.1
3315-1	康辉桡骨远端背侧II型LCP右 1.5X6	块	KHRGYD	2239
3315-1	康辉胫骨近端内侧T型LCP右 3.8X11孔SDDG22	块	KHJGJDNC	2347
3315-1	康辉锁骨钩LCPⅢ型右 3.0X9孔X84mm SDXG26	块	KHSGGLCP	2077
3315-1	康辉自攻皮质骨螺钉 1.5X16 SSQ	枚	KHZGPZ	43.68
3315-1	康辉螺旋股骨近端髓内钉左 12X380	枚	KHLXGG	3596.1
3315-1	康辉桡骨远端掌侧柱II型LCP左1.8X8 SDXG59	块	KHRGYDZC	2239
3315-1	康辉桡骨远端背侧斜L型LCP右1.8X3	块	KHRGYD	2239
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨螺钉HAQ06 4.5X34	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉腓骨远端LCP 左 2.8X10孔	块	KHFGYD	2109
3315-1	康辉胫骨远端外侧L型LCP右 4.0X13孔SDDG50	块	KHJGYDWC	2347
3315-1	康辉桡骨远端掌侧柱II型LCP左1.8X11SDXG59	块	KHRGYDZC	2239
3315-1	康辉股骨髓内钉 股骨钉右 9.5X460	枚	KHGGSN	3596.1
3315-1	康辉自攻锁定螺钉 3.5X20 SDLD	枚	KHZGSD	1500
3315-1	康辉股骨髓内钉 股骨钉右 12X440	枚	KHGGSN	3596.1
3315-1	康辉腓骨远端LCP 左 2.3X18孔	块	KHFGYD	2109
3315-1	康辉螺旋股骨近端髓内钉 11X170 J	枚	KHLXGG	3596.1
3315-1	康辉锁骨前侧型LCP 右 3.3X13孔	块	KHSGQC	2077
3315-1	康辉胫骨远端外侧L型LCP左 4.0X15孔SDDG51	块	KHJGYDWC	2347
3315-1	康辉2.0mm直型LCP 1.3X5孔 SDXZ40	块	KH2.0mmZ	2307
3315-1	康辉锁钉无菌螺旋刀片 10.3X90 J	枚	KHSDWJ	14784
3315-1	康辉桡骨远端掌侧斜T型LCP右 2.0X7 SDXG54	块	KHRGYDZC	2239
3315-1	康辉自攻皮质骨螺钉 1.5X6 SSQ0	枚	KHZGPZ	43.68

3315-1	康辉无菌盖帽 24mm JGMV	枚	KHWJGM	1584
3315-1	康辉股骨髓内钉 股骨钉右 9.5X420	枚	KHGGSN	3596.1
3315-1	康辉桡骨远端掌侧斜T型LCP左 2.0X5 SDXG53	块	KHRGYDZC	2239
3315-1	康辉干骺端LCP II型 2.0X8孔 S	块	KHGHDL	2407.2
3315-1	康辉自攻皮质骨螺钉 1.5X10 SSQ	枚	KHZGPZ	43.68
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨螺钉HAQ06 4.5X62	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉桡骨远端LCP 左 2.0X10孔	块	KHRGYD	2239
3315-1	康辉自攻锁定螺钉 3.5X70 SDLD	枚	KHZGSD	1500
3315-1	康辉自攻锁定螺钉 2.7X42 SDLD	枚	KHZGSD	1500
3315-1	康辉锁骨重建型LCP 左 3.2X6孔	块	KHSGZJ	2077
3315-1	康辉自攻锁定螺钉 3.5X10 SDLD	枚	KHZGSD	1500
3315-1	康辉胫骨远端LCP 右 3.6X21孔	块	KHJGYD	2347
3315-1	康辉胫骨近端内侧T型LCP右 3.8X12孔SDDG22	块	KHJGJDNC	2347
3315-1	康辉动力加压螺钉半螺纹 7.0X4.5X98DJY-V	枚	KHDLJYLD	404.39
3315-1	康辉股骨髓内钉 股骨钉右 12X380	枚	KHGGSN	3596.1
3315-1	康辉干骺端LCP I型 3.2X8孔 S	块	KHGHDL	2147
3315-1	康辉3.5mm有限接触LCP 4.0X9孔 SDXG37	块	KH3.5mmY	2147
3315-1	康辉自攻皮质骨螺钉 1.5X7 SSQ0	枚	KHZGPZ	43.68
3315-1	康辉股骨髓内钉 重建钉 10X400 J	枚	KHGGSN	3596.1
3315-1	康辉自攻锁定螺钉 3.5X65 SDLD	枚	KHZGSD	1500
3315-1	康辉干骺端LCP I型 3.2X14孔	块	KHGHDL	2147
3315-1	康辉桡骨远端掌侧斜T型LCP右 2.0X12SDXG54	块	KHRGYDZC	2239
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨螺钉HAQ06 4.5X22	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉锁骨钩LCPⅢ型左 3.0X8孔X76mm SDXG25	块	KHSGGLCP	2077
3315-1	康辉桡骨远端背侧斜L型LCP左1.8X3	块	KHRGYD	2239
3315-1	康辉股骨近端外侧LCPⅢ型 右6.0X2	块	KHGGJD	2447
3315-1	康辉股骨远端LCP 右 5.8X9孔 S	块	KHGGYD	2447
3315-1	威高L型加压锁定板-2-WGC12Z05-6孔左	枚	WGLXJY	2387
3315-1	捷迈PS垫片-右-14MM-42-5214-002-14	个	JMPSPDP	10652
3315-1	威高L型加压锁定板-2-WGC12Z05-9孔右	枚	WGLXJY	2387
3315-1	威高桡骨远端掌侧锁定板-宽4孔右-WGC12Z08	枚	WGRGYD	2436
3315-1	威高腰椎融合器 I -8×22×10mm-WGB3Z02L1	枚	WGYZRH	1152
3315-1	捷迈胫骨平台-右B-42-5320-061-02	个	JMJGPT	14064
3315-1	威高干骺端锁定板-2-WGC12Z01-11孔	枚	WGGHDS	2174.6
3315-1	史赛克椎长钛棒6.0X600mm-03802600	个	SSKZCT	1505
3315-1	捷迈膝关节组件65mm-左侧-183128	个	JMXGJZ	1218
3315-1	威高HAZ03金属接骨螺钉1.5×8	枚	WGHAZO	43.81
3315-1	威高胫骨近端内侧加压锁定板19孔右	枚	WGJGJD	2548
3315-1	威高桡骨远端斜L型加压锁定板-9孔左	枚	WGRGYD	2436
3315-1	威高椎弓根螺钉-5.5×50-WGB1Z-7-08	枚	WZGGL	432
3315-1	威高远端锁定螺钉5.0-5.0×36	枚	WGYDSD	43.81
3315-1	威高椎弓根螺钉-6.5×35-WGB1Z-10-02	枚	WZGGL	721
3315-1	捷迈髌关节柄135° /24mm-01.00561.324	个	JMKGJB	10015

3315-1	威高椎弓根螺钉-5.0×45-WGB1Z-7-08	枚	WZGGL	432
3315-1	捷迈髌臼外杯-3孔-66PP-00-8753-066-01	个	JMKJWB	1185
3315-1	威高大角度螺钉-1-3.5×34-WGB1Z-4	枚	WGDJDL	545
3315-1	威高椎弓根螺钉-6.0×35-WGB1Z-10-02	枚	WZGGL	721
3315-1	威高肱骨近端加压锁定板-4-WGC12Z07-5孔右	枚	WGGGJD	2220.9
3315-1	威高股骨远端锁定板-WGC12Z02-8孔左	枚	WGGGYD	2503
3315-1	威高胫骨近端内侧加压锁定板2孔右WGC12Z03	枚	WGJGJD	2548
3315-1	捷迈PS垫片-右-12MM-42-5214-008-12	个	JMPSPD	10652
3315-1	威高股骨髓内钉GA4Z02-10×240 135°	枚	WGGGSNDG	3596
3315-1	威高HBQ03金属接骨螺钉6.5×100	枚	WGHBQ0	65.86
3315-1	威高干骺端锁定板-2-WGC12Z01-16孔	枚	WGGHDS	2174.6
3315-1	威高股骨远端锁定板-WGC12Z02-12孔左	枚	WGGGYD	2503
3315-1	威高胫骨近端内侧锁定板-2-WGC12Z03-16孔	枚	WGJGJD	2548
3315-1	迈瑞HAQ03皮质骨全螺纹金属接骨螺钉4.5×	枚	MRHAQ0	44
3315-1	迈瑞HAQ03皮质骨全螺纹金属接骨螺钉4.5×	枚	MRHAQ0	44
3315-1	威高万向复位螺钉-6.0×35-WGB1Z-7-04	枚	WGWXFW	480
3315-1	迈瑞HAQ03皮质骨全螺纹金属接骨螺钉4.5×	枚	MRHAQ0	44
3315-1	捷迈膝关节组件80mm-右侧-183116	个	JMXGJZ	1218
3315-1	威高远端锁定螺钉5.0-5.0×48	枚	WGYDSD	43.81
3315-1	捷迈聚乙烯腓骨38-00-5972-065-38	个	JMJYXB	1500
3315-1	威高椎弓根螺钉-4.5×40-WGB1Z-7-08	枚	WZGGL	432
3315-1	威高埋头中空螺钉半螺纹4.5×42-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	405.6
3315-1	威高加压锁定接骨板-1(上肢)-WGC11Z01-17	枚	WGJYSD	2387
3315-1	威高桡骨远端斜L型加压锁定板-10孔左	枚	WGRGYD	2436
3315-1	捷迈PS垫片-右-12MM-42-5214-001-12	个	JMPSPD	10652
3315-1	捷迈PS胫骨垫片EP-183668-79/83X18	个	JMPSJG	8615.1
3315-1	捷迈髌臼外杯64-X-58mm-US157864	个	JMKJWB	25190
3315-1	史赛克脊柱后路钉棒系统5.5X45mm-	个	SSKJZH	11959
3315-1	威高桡骨远端斜L型加压锁定板-2孔左	枚	WGRGYD	2436
3315-1	史赛克椎弓根短尾螺钉5.5X50mm-03821550	个	SSKZGG	4092
3315-1	威高HAZ03金属接骨螺钉2.0×20	枚	WGHAZO	43.81
3315-1	威高桡骨远端掌侧锁定板标准WGC12Z08-8孔	枚	WGRGYD	2436
3315-1	威高万向复位螺钉-5.5×50-WGB1Z-7-04	枚	WGWXFW	480
3315-1	威高万向复位螺钉-6.0×40-WGB1Z-10-01	枚	WGWXFW	721
3315-1	威高椎弓根螺钉-6.0×50-WGB1Z-7-08	枚	WZGGL	432
3315-1	美敦力固定螺钉(4.75)6.5X60-54410006560	个	MDLGD	5035
3315-1	威高锁骨加压锁定板-2-11孔左-WGC11Z01	枚	WGSJY	2268
3315-1	威高万向复位螺钉-4.0×25-WGB1Z-7-04	枚	WGWXFW	480
3315-1	史赛克单轴螺钉5.5X40mm-03820540	个	SSKDZL	3191
3315-1	捷迈聚乙烯腓骨32-00-5972-065-32	个	JMJYXB	1500
3315-1	威高HAQ03金属接骨螺钉3.5×34	枚	WGHAQ0	43.81
3315-1	威高自攻型中空螺钉半螺纹4.0×50-WGC4Z03	枚	WZGXZKL	405.6
3315-1	威高胫骨近端内侧锁定板-2-WGC12Z03-11孔	枚	WGJGJD	2548
3315-1	威高大角度螺钉-1-4.0×36-WGB1Z-4	枚	WGDJDL	545
3315-1	威高HAZ03金属接骨螺钉2.0×28	枚	WGHAZO	43.81
3315-1	威高埋头中空螺钉半螺纹4.5×36-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	405.6
3315-1	威高大角度螺钉-1-4.0×40-WGB1Z-4	枚	WGDJDL	545

3315-1	威高椎弓根螺钉-6.0×30-WGB1Z-7-08	枚	WGZGGL	432
3315-1	捷迈膝关节组件83mm-141236	个	JMXGJZ	1695
3315-1	威高股骨干加压锁定板-1-WGC12Z04-10孔右-	枚	WGGGGJ	2503
3315-1	威高胫骨远端前外侧锁定板-WGC12Z03-14孔	枚	WGJGYD	2548
3315-1	威高自攻型中空螺钉半螺纹4.0×42-WGC4Z03	枚	WGZGXZKL	405.6
3315-1	威高胫骨远端前外侧锁定板-WGC12Z03-6孔右	枚	WGJGYD	2548
3315-1	威高锁定重建板-1(3.5)24孔-WGC11Z02	枚	WGSZDJ	2400.9
3315-1	威高颈椎融合器-6×15×13mm-WGB3Z02C1	枚	WGJZRH	216
3315-1	威高短尾椎弓根钉-5.0×50-WGB1Z-7-06	枚	WGDWZG	432
3315-1	威高肱骨近端加压锁定板-4-WGC12Z07-5孔左	枚	WGGGJD	2220.9
3315-1	威高桡骨远端掌侧锁定板标准WGC12Z08-4孔	枚	WGRGYD	2436
3315-1	捷迈陶瓷股骨头T12-32/0MM-T1-650-1162	个	JMTCGG	1483
3315-1	捷迈髌臼外杯48-X-42mm-US157848	个	JMKJWB	25190
3315-1	威高自攻型中空螺钉半螺纹4.0×30-WGC4Z03	枚	WGZGXZKL	405.6
3315-1	威高远端锁定螺钉5.0-5.0×34	枚	WGYDSD	43.81
3315-1	威高椎弓根螺钉-7.0×50-WGB1Z-10-02	枚	WGZGGL	721
3315-1	捷迈髌臼内衬28-X-38mm-EP-200144	个	JMKJNC	13495
3315-1	捷迈髌臼外杯-3孔-60MM-00-8753-060-01	个	JMKJWB	1185
3315-1	美敦力固定横连接(4.75)-5442028	个	MDLGDH	6300
3315-1	威高自攻型中空螺钉深螺纹7.0×80-WGC4Z03	枚	WGZGXZKL	405.6
3315-1	威高锁骨加压锁定板-2-12孔左-WGC11Z01	枚	WGSZJY	2268
3315-1	威高短尾椎弓根钉-4.5×45-WGB1Z-7-06	枚	WGDWZG	432
3315-1	史赛克椎弓根短尾螺钉6.5X45mm-03821645	个	SSKZGG	4092
3315-1	史赛克椎弓根短尾螺钉7.5X35mm-03821735	个	SSKZGG	4092
3315-1	威高HAQ03金属接骨螺钉2.7×6	枚	WGHAQ0	43.81
3315-1	威高HAQ03金属接骨螺钉2.7×50	枚	WGHAQ0	43.81
3315-1	威高远端锁定螺钉5.0-5.0×52	枚	WGYDSD	43.81
3315-1	捷迈股骨柄14x148-51-103140	个	JMGGB1	2200
3315-1	威高股骨远端加压锁定板-WGC12Z02-7孔左-	枚	WGGGYD	2503
3315-1	威高椎弓根螺钉-6.5×40-WGB1Z-10-02	枚	WGZGGL	721
3315-1	威高光杆骨针-2.0x230-WGZZh01Y	枚	WGGGGZ	1080
3315-1	捷迈PS垫片-左-10MM-42-5114-002-10	个	JMPSDP	10652
3315-1	美敦力固定螺钉(4.75)7.5X50-54410007550	个	MDLGLD(	5810
3315-1	威高股骨干加压锁定板-1-WGC12Z04-15孔右-	枚	WGGGGJ	2503
3315-1	威高万向复位螺钉-4.5×30-WGB1Z-7-04	枚	WGWXFW	480
3315-1	威高长多米诺接头-5.5/5.5-WGB1Z-7-37	枚	WGCDMN	1940
3315-1	威高短尾椎弓根钉-4.5×30-WGB1Z-7-06	枚	WGDWZG	432
3315-1	美敦力固定横连接(4.75)-5442019	个	MDLGDH	6300
3315-1	威高胫骨远端前外侧锁定板-WGC12Z03-18孔	枚	WGJGYD	2548
3315-1	威高长多米诺接头-5.5/6.0-WGB1Z-7-37	枚	WGCDMN	1940
3315-1	捷迈陶瓷股骨头和衬垫12/14-40x+3.5	个	JMTCGG	1984
3315-1	威高远端锁定螺钉5.0-5.0×50	枚	WGYDSD	43.81
3315-1	威高腰椎融合器 I -9×22×10mm-WGB3Z02L1	枚	WGYZRH	1152
3315-1	威高万向复位螺钉-7.0×30-WGB1Z-10-01	枚	WGWXFW	721
3315-1	美敦力固定螺钉(4.75)6.5X55-54410006555	个	MDLGLD	5035
3315-1	威高肱骨近端加压锁定板-4-WGC12Z07-8孔右	枚	WGGGJD	2220.9
3315-1	威高远端锁定螺钉5.0-5.0×56	枚	WGYDSD	43.81

3315-1	威高低弯度胫骨髓内钉WGA1Z03-8×315	枚	WGDWDJ	3263
3315-1	威高股骨远端加压锁定板-WGC12Z02-11孔右	枚	WGGGYD	2503
3315-1	威高桡骨远端斜L型加压锁定板-7孔左	枚	WGRGYD	2436
3315-1	威高椎弓根螺钉-6.0×50-WGB1Z-10-02	枚	WZGGL	721
3315-1	威高加压锁定接骨板-1(上肢)-WGC11Z01-6孔	枚	WGJYSD	2387
3315-1	威高光杆骨针-1.5x230-WGZZh01Y	枚	WGGGGZ	1080
3315-1	威高腰椎融合器 I -10×26×10mm-WGB3Z02L1	枚	WGYZRH	1152
3315-1	捷迈PS垫片-左-14MM-42-5114-010-14	个	JMPSPD	10652
3315-1	威高HAZ03金属接骨螺钉1.5×10	枚	WGHZO	43.81
3315-1	威高自攻型中空螺钉半螺纹4.0×28-WGC4Z03	枚	WZGXZKL	405.6
3315-1	史赛克自攻翻修螺钉4.0x12mm-6741732	个	SSKZGF	1800
3315-1	威高HBQ03金属接骨螺钉6.5×55	枚	WGHBQO	65.86
3315-1	威高万向复位螺钉-5.5×30-WGB1Z-7-04	枚	WGWXFW	480
3315-1	美敦力固定螺钉(4.75)5.5x55-54410005555	个	MDLGD	5810
3315-1	威高HAQ03金属接骨螺钉4.5×36	枚	WGHAQO	43.81
3315-1	威高H型锁定板WGC12Z08-7孔	枚	WGHXSD	2150
3315-1	威高肱骨近端加压锁定板-4-WGC12Z07-6孔左	枚	WGGGJD	2220.9
3315-1	威高胫骨近端内侧加压锁定板16孔右	枚	WGJGJD	2548
3315-1	威高埋头中空螺钉半螺纹4.5×58-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	405.6
3315-1	威高股骨干加压锁定板-1-WGC12Z04-11孔左	枚	WGGGGJ	2503
3315-1	捷迈髌臼内衬28-X-42mm-EP-200148	个	JMKJNC	13495
3315-1	威高微型骨髁锁定板-2-3孔-WGC12Z08	枚	WGWXGK	2387
3315-1	威高椎弓根螺钉-5.5×30-WGB1Z-7-08	枚	WZGGL	432
3315-1	捷迈髌臼外杯62-X-56mm-US157862	个	JMKJWB	25190
3315-1	威高HAZ03金属接骨螺钉2.0×9	枚	WGHZO	43.81
3315-1	威高加压锁定接骨板-1(上肢)-WGC11Z01-9孔	枚	WGJYSD	2387
3315-1	威高胫骨近端内侧加压锁定板17孔右	枚	WGJGJD	2548
3315-1	威高万向螺钉-4.5×25-WGB1Z-7-01	枚	WGWXLD	480
3315-1	威高HAQ03金属接骨螺钉2.7×32	枚	WGHAQO	43.81
3315-1	鼎健桡骨远端掌侧型锁定板9孔右 1541609	块	DJRGYZC	2219.5
3315-1	鼎健锁骨钩锁定板5孔左 1402805	块	DJSGGS	2067
3315-1	鼎健微型T型锁定板7孔 1712607	块	DJWXTX	2114.2
3315-1	鼎健伽玛髓内钉-2 11×240×130	枚	DJGMSN	3596.1
3315-1	鼎健肱骨锁定重建板10孔 1460610	块	DJGGSD	2174.6
3315-1	鼎健加压锁定接骨板-3 12孔 1030	块	DJJYSD	2407.2
3315-1	鼎健股骨近端外侧锁定板-2 8孔左 11	块	DJGGJD	2280.9
3315-1	鼎健金属接骨螺钉2.4×46 61324	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健直型锁定板大 1800601	块	DJZXSD	2221.2
3315-1	鼎健桡骨远端掌侧型锁定板3孔右 1535803	块	DJRGYZC	2436.5
3315-1	鼎健肱骨近端加压锁定板-2 4孔 142	块	DJGGJD	2221.4
3315-1	鼎健锁骨钩加压锁定板7孔左 138490	块	DJSGGJ	2268.7
3315-1	鼎健锁骨钩锁定板9孔左 1402809	块	DJSGGS	2067
3315-1	鼎健干骺端加压锁定板-1 9孔 1080	块	DJGHDJ	2221.4
3315-1	鼎健胫骨远端内侧锁定板-2 11孔右 1251611	块	DJJGYDNC	2321.3
3315-1	鼎健小T型加压锁定板-16孔 17608	块	DJXTXJ	2114.2
3315-1	鼎健锁骨钩加压锁定板9孔右 138590	块	DJSGGJ	2268.7

3315-1	鼎健锁骨钩锁定板4孔左 1384804	块	DJSGGS	2268.7
3315-1	鼎健锁骨钩锁定板9孔右 1403609	块	DJSGGS	2067
3315-1	鼎健肱骨近端加压锁定板-2 9孔 142	块	DJGGJD	2221.4
3315-1	鼎健胫骨远端内侧锁定板-2 5孔左 1250605	块	DJJGYDNC	2321.3
3315-1	鼎健锁骨锁定板6孔右 1041606	块	DJSGSD	2067
3315-1	鼎健股骨粗隆端加压锁定板3孔 11208	块	DJGGCL	2280.9
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉3.5×20 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健肱骨远端外侧锁定板11孔右 1461	块	DJGGYD	2221.4
3315-1	鼎健股骨远端外侧锁定板-2 11孔左 1270911	块	DJGGYDWC	2280.9
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉3.5×45 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健胫骨远端内侧锁定板-2 14孔左 1250614	块	DJJGYDNC	2321.3
3315-1	鼎健直型锁定板小 1800603	块	DJZXSD	2221.2
3315-1	鼎健小T型加压锁定板8孔 1770808	块	DJXTXJ	2114.2
3315-1	鼎健胫骨远端内侧锁定板-1 12孔右 1241812	块	DJJGYDNC	2321.3
3315-1	鼎健胫骨远端内侧锁定板-1 8孔左 1240608	块	DJJGYDNC	2321.3
3315-1	鼎健自攻型中空锁定螺钉7.3×50 21	枚	DJZGXZ	420.47
3315-1	鼎健L型加压锁定板-1 8孔左 1370	块	DJLXJY	2321.3
3315-1	鼎健胫骨髓内钉10×285 418128	枚	DJJGSN	3263.5
3315-1	鼎健金属接骨螺钉4.0×36 61340	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健金属接骨螺钉1.5×34 61115	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健桡骨远端斜T型锁定板-2 5孔右 1	块	DJRGYD	2219.5
3315-1	鼎健股骨髓内钉9.4×340 40893	枚	DJGGSN	3596.1
3315-1	鼎健肱骨近端加压锁定板-3 12孔 14	块	DJGGJD	2221.4
3315-1	鼎健胫骨近端微创锁定板5孔左 12106	块	DJJGJD	2321.3
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉2.0×12 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健股骨髓内钉10×340 409034	枚	DJGGSN	3596.1
3315-1	鼎健自攻型中空锁定螺钉6.5×75 21	根	DJZGXZ	420.47
3315-1	鼎健胫骨远端内侧锁定板-1 14孔左 1214714	块	DJJGYDNC	2548.4
3315-1	鼎健股骨接骨板8孔左 1290608	块	DJGGJG	2280.9
3315-1	鼎健锁骨钩锁定板9孔右 1401809	块	DJSGGS	2067
3315-1	鼎健微型T型锁定板7孔 1710607	块	DJWXTX	2114.2
3315-1	鼎健金属接骨螺钉2.4×6 613240	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健肱骨远端外侧加压锁定板15孔左 14	块	DJGGYD	2221.4
3315-1	鼎健股骨近端外侧锁定板-2 15孔左 1	块	DJGGJD	2280.9
3315-1	鼎健股骨干锁定板-1 11孔 13006	块	DJGGGS	2280.9
3315-1	鼎健胫骨远端前外侧锁定板-1 21孔左	块	DJJGYD	2321.3
3315-1	鼎健肱骨近端加压锁定板-4 9孔 142	块	DJGGJD	2221.4
3315-1	鼎健金属接骨螺钉4.0×32 61340	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健胫骨近端外侧锁定板4孔右 11658	块	DJJGJD	2548.4
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉2.4×32 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健股骨远端外侧锁定板-2 7孔右 1271907	块	DJGGYDWC	2280.9
3315-1	鼎健股骨接骨板24孔左 1290624	块	DJGGJG	2280.9
3315-1	鼎健锁骨锁定板5孔右 1041605	块	DJSGSD	2067
3315-1	鼎健胫骨髓内钉11×315 418231	枚	DJJGSN	3263.5

3315-1	鼎健尺骨近端背侧加压锁定板6孔右 159	块	DJCGJD	2642.9
3315-1	鼎健股骨远端微创锁定板-1 13孔左 1	块	DJGGYD	2280.9
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉7.3×14 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉5.0×18 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健胫骨远端内侧锁定板-2 6孔左 1250806	块	DJJGYDNC	2321.3
3315-1	鼎健肱骨近端加压锁定板-4 7孔 142	块	DJGGJD	2221.4
3315-1	鼎健金属接骨螺钉4.5×30 61345	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉5.0×28 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健桡骨远端斜T型锁定板-2 6孔右 1	块	DJRGYD	2219.5
3315-1	鼎健股骨远端外侧锁定板-2 7孔右 1271707	块	DJGGYDWC	2280.9
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉1.5×6 214	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉5.0×56 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健桡骨近端斜T型锁定板-1 6孔右 1	块	DJRGJD	2221.4
3315-1	鼎健肱骨近端加压锁定板-1 10孔 14	块	DJGGJD	2221.4
3315-1	鼎健加压锁定重建板6孔 1050806	块	DJJYS	2174.6
3315-1	鼎健股骨远端外侧锁定板-2 19孔左 1270719	块	DJGGYDWC	2280.9
3315-1	鼎健锁骨钩锁定板3孔右 1403603	块	DJSGGS	2067
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉3.5×85 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉2.4×26 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健股骨髓内钉9.4×280 40892	枚	DJGGSN	3596.1
3315-1	鼎健胫骨近端外侧锁定板-2 10孔右 1165310	块	DJJGJDWC	2548.4
3315-1	鼎健桡骨近端锁定板-1 4孔左 1530	块	DJRGJD	2219.5
3315-1	鼎健股骨髓内钉9.4×440 40994	枚	DJGGSN	3596.1
3315-1	鼎健桡骨近端锁定板-1 5孔左 1530	块	DJRGJD	2219.5
3315-1	鼎健胫骨髓内钉10×255 418125	枚	DJJGSN	3263.5
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉2.0×7 214	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健伽玛髓内钉-2 10×170×130	枚	DJGMSN	3596.1
3315-1	鼎健股骨近端外侧锁定板-1 12孔左 1	块	DJGGJD	2504
3315-1	鼎健骨盆接骨板13孔 1054613	块	DJGPJG	2387.1
3315-1	鼎健伽玛髓内钉-2 11×180×125	枚	DJGMSN	3596.1
3315-1	鼎健金属接骨螺钉6.5×105 6126	枚	DJJSJG	68.27
3315-1	鼎健锁骨加压锁定板7孔左 1040807	块	DJSGJY	2067
3315-1	鼎健股骨干锁定板-1 10孔 13006	块	DJGGGS	2280.9
3315-1	鼎健股骨远端外侧锁定板-2 5孔左 1270705	块	DJGGYDWC	2280.9
3315-1	鼎健股骨近端外侧锁定板-1 8孔右 1141808	块	DJGGJDWC	2280.9
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉2.4×9 214	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健胫骨髓内钉9×270 4180270	枚	DJJGSN	3263.5
3315-1	鼎健股骨髓内钉9.4×400 40994	枚	DJGGSN	3596.1
3315-1	鼎健胫骨远端内侧锁定板-1 14孔右 1215714	块	DJJGYDNC	2548.4
3315-1	鼎健肱骨远端内侧锁定板-2 11孔左 1440611	块	DJGGYDNC	2221.4
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉2.0×32 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健胫骨远端外侧锁定板11孔左 1160	块	DJJGYD	2321.3
3315-1	鼎健自攻型中空锁定螺钉6.5×105 2	根	DJZXZ	420.47

3315-1	鼎健股骨远端外侧锁定板-1 5孔左 1254805	块	DJGGYDWC	2504
3315-1	鼎健股骨接骨板14孔右 1291614	块	DJGGJG	2280.9
3315-1	鼎健锁骨钩锁定板5孔左 1402605	块	DJSGGS	2067
3315-1	鼎健自攻型中空锁定螺钉7.3×85 21	枚	DJZGXZ	420.47
3315-1	鼎健桡骨远端背侧L型锁定板7孔右 1631807	块	DJRGYDBC	2219.5
3315-1	鼎健尺骨近端背侧加压锁定板4孔左 157	块	DJCGJD	2407.2
3315-1	鼎健胫骨近端外侧锁定板-2 16孔左 1220916	块	DJJGJDWC	2321.3
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉2.4×11 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健桡骨远端掌侧型锁定板7孔右 1535807	块	DJRGYDZC	2436.5
3315-1	鼎健股骨近端外侧锁定板-2 15孔右 1	块	DJGGJD	2280.9
3315-1	鼎健锁骨钩锁定板8孔右 1401608	块	DJSGGS	2067
3315-1	鼎健胫骨远端前外侧锁定板-1 11孔左	块	DJJGYD	2321.3
3315-1	鼎健肱骨远端内侧锁定板-3 8孔左 14	块	DJGGYD	2221.4
3315-1	鼎健小T型加压锁定板5孔 1770805	块	DJXTXJ	2114.2
3315-1	鼎健胫骨近端外侧锁定板-2 14孔左 1164314	块	DJJGJDWC	2548.4
3315-1	鼎健金属接骨螺钉6.5×85 61265	枚	DJJSJG	68.27
3315-1	鼎健桡骨远端斜T型锁定板-2 7孔右 1	块	DJRGYD	2219.5
3315-1	鼎健肱骨远端内侧锁定板-2 15孔右 1415615	块	DJGGYDNC	2438.5
3315-1	鼎健肱骨远端内侧锁定板-2 9孔左 1414609	块	DJGGYDNC	2438.5
3315-1	鼎健金属接骨螺钉4.5×20 61345	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健胫骨远端内侧锁定板-110孔右 12	块	DJJGYD	2548.4
3315-1	鼎健桡骨远端背侧L型锁定板5孔左 1632805	块	DJRGYDBC	2219.5
3315-1	鼎健金属接骨螺钉1.5×14 61115	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健胫骨远端内侧锁定板-1 8孔右 1215708	块	DJJGYDNC	2548.4
3315-1	鼎健金属接骨螺钉6.5×150 6126	枚	DJJSJG	68.27
3315-1	鼎健胫骨远端内侧锁定板-2 11孔右 1251811	块	DJJGYDNC	2321.3
3315-1	鼎健胫骨远端前外侧锁定板-1 9孔左 1	块	DJJGYD	2321.3
3315-1	鼎健加压锁定接骨板-1 20孔 1010	块	DJJYSD	2321.3
3315-1	鼎健J型锁定重建板12孔右 107161	块	DJJXSD	2401
3315-1	鼎健J型锁定重建板14孔右 107161	块	DJJXSD	2401
3315-1	鼎健肱骨远端内侧锁定板-2 6孔右 1441606	块	DJGGYDNC	2221.4
3315-1	鼎健腓骨远端L型锁定板-2 7孔右 13	块	DJFGYD	2090.8
3315-1	鼎健小T型加压锁定板-17孔 17608	块	DJXTXJ	2114.2
3315-1	鼎健胫骨远端内侧锁定板-1 4孔右 1241804	块	DJJGYDNC	2321.3
3315-1	鼎健肱骨远端内侧锁定板-2 5孔左 1414605	块	DJGGYDNC	2548.4
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉3.5×55 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健胫骨远前外侧锁定板-1 19孔左 1	块	DJJGYQ	2548.4
3315-1	鼎健尺骨近端背侧加压锁定板9孔左 159	块	DJCGJD	2642.9

3315-1	鼎健肱骨锁定重建板7孔 1460607	块	DJGGS	2174.6
3315-1	鼎健桡骨小头锁定板4孔左 1550604	块	DJRGXT	2219.5
3315-1	鼎健胫骨远端T型加压锁定板-3 6孔 1	块	DJJGYD	2321.3
3315-1	鼎健股骨髓内钉12×440 408244	枚	DJGGSN	3596.1
3315-1	鼎健腓骨远端L型锁定板-2 6孔右 13	块	DJFGYD	2090.8
3315-1	鼎健桡骨远端T型锁定板-1 5孔 131	块	DJRGYD	2219.5
3315-1	鼎健胫骨近端外侧锁定板6孔右 12218	块	DJJGJD	2321.3
3315-1	鼎健胫骨近端微创锁定板1165515	块	DJJGJD	2548.4
3315-1	鼎健胫骨近端外侧锁定板-2 14孔右 1221714	块	DJJGJDWC	2321.3
3315-1	鼎健肱骨远端内侧锁定板-2 11孔左 1440811	块	DJGGYDNC	2221.4
3315-1	鼎健股骨近端外侧锁定板-2 4孔左 11	块	DJGGJD	2280.9
3315-1	鼎健锁骨钩锁定板6孔左 1402606	块	DJSGGS	2067
3315-1	鼎健J型锁定重建板3孔右 1071603	块	DJJXSD	2401
3315-1	鼎健金属接骨螺钉4.0×46 61340	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健伽玛髓内钉-2 12×240×125	枚	DJGMSN	3596.1
3315-1	鼎健胫骨远端内侧锁定板-2 14孔左 1250814	块	DJJGYDNC	2321.3
3315-1	鼎健肱骨远端内侧锁定板-3 7孔右 14	块	DJGGYD	2221.4
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉2.4×7 214	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健加压锁定重建板9孔 1050809	块	DJJYSD	2174.6
3315-1	鼎健胫骨近端外侧锁定板-2 4孔左 1220704	块	DJJGJDWC	2321.3
3315-1	鼎健金属接骨螺钉2.4×32 61324	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健小T型加压锁定板5孔 1772805	块	DJXTXJ	2114.2
3315-1	鼎健腓骨远端L型锁定板-2 3孔右 13	块	DJFGYD	2090.8
3315-1	鼎健胫骨髓内钉8×260 4189260	枚	DJJGSN	3263.5
3315-1	鼎健胫骨远端外侧锁定板21孔左 1160	块	DJJGYD	2321.3
3315-1	鼎健胫骨近端锁定板-1 4孔左 1180604	块	DJJGJDSD	2321.3
3315-1	鼎健股骨干加压锁定板-1 6孔 1300	块	DJGGGJ	2280.9
3315-1	鼎健金属接骨螺钉3.5×50 61335	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健干骺端加压锁定板-2 9孔 1090	块	DJGHDJ	2321.3
3315-1	鼎健桡骨近端锁定板-1 7孔左 1530	块	DJRGJD	2219.5
3315-1	鼎健锁骨钩锁定板7孔左 1400607	块	DJSGGS	2067
3315-1	鼎健J型锁定重建板5孔右 1071605	块	DJJXSD	2401
3315-1	鼎健胫骨近端微创锁定板5孔右 12116	块	DJJGJD	2321.3
3315-1	鼎健尺骨近端背侧加压锁定板9孔左 157	块	DJCGJD	2407.2
3315-1	鼎健股骨远端微创锁定板-1 11孔左 1	块	DJGGYD	2280.9
3315-1	鼎健金属接骨螺钉4.0×48 61340	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健锁骨接骨板7孔左 1600607	块	DJSGJG	2067
3315-1	鼎健金属接骨螺钉6.5×130 6126	枚	DJJSJG	68.27
3315-1	鼎健金属接骨螺钉3.5×38 61335	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健肱骨近端加压锁定板-2 14孔 14	块	DJGGJD	2221.4
3315-1	鼎健胫骨髓内钉11×320 418232	枚	DJJGSN	3263.5
3315-1	鼎健股骨近端外侧锁定板-1 9孔右 1145809	块	DJGGJDWC	2504
3315-1	鼎健股骨干加压锁定板-1 12孔 130	块	DJGGGJ	2280.9
3315-1	鼎健胫骨远端内侧锁定板-2 8孔左 1250808	块	DJJGYDNC	2321.3

3315-1	鼎健金属接骨螺钉3.5×12 61335	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健胫骨髓内钉10×240 418124	枚	DJJGSN	3263.5
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉2.0×30 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健后足小L型锁定板7孔右 168160	块	DJHZXL	1398.2
3315-1	鼎健尺骨近端背侧加压锁定板7孔右 159	块	DJCGJD	2642.9
3315-1	鼎健金属接骨螺钉4.5×44 61345	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健干骺端加压锁定板-2 15孔 109	块	DJGHDJ	2321.3
3315-1	鼎健股骨近端外侧锁定板-2 9孔左 11	块	DJGGJD	2280.9
3315-1	鼎健胫骨远端内侧锁定板-1 4孔左 1240804	块	DJJGYDNC	2321.3
3315-1	鼎健肱骨干部锁定接骨板-1 20孔 10	块	DJGGGB	2548.4
3315-1	鼎健胫骨近端微创锁定板5孔右 11645	块	DJJGJD	2548.4
3315-1	鼎健胫骨髓内钉10×315 418131	枚	DJJGSN	3263.5
3315-1	鼎健伽玛髓内钉-2 9×240×130°	枚	DJGMSN	3596.1
3315-1	鼎健金属接骨螺钉4.0×50 61340	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健股骨髓内钉12×460 409246	枚	DJGGSN	3596.1
3315-1	鼎健锁骨钩锁定板4孔右 1401804	块	DJSGGS	2067
3315-1	鼎健锁骨钩锁定板3孔左 1400803	块	DJSGGS	2067
3315-1	鼎健金属接骨螺钉4.5×36 61345	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健金属接骨螺钉1.5×5 611150	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健桡骨远端小T型加压锁定板7孔 1624807	块	DJRGYDXT	2436.5
3315-1	鼎健股骨接骨板22孔右 1291622	块	DJGGJG	2280.9
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉1.5×10 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健肱骨远端内侧锁定板-2 9孔右 1441809	块	DJGGYDNC	2221.4
3315-1	鼎健锁骨钩加压锁定板2孔右 138590	块	DJSGGJ	2268.7
3315-1	鼎健锁骨钩锁定板9孔右 1385809	块	DJSGGS	2268.7
3315-1	鼎健胫骨远前外侧锁定板-1 13孔右 1	块	DJJGYQ	2548.4
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉2.0×28 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健桡骨远端小T型加压锁定板8孔 1624808	块	DJRGYDXT	2436.5
3315-1	鼎健胫骨远端内侧锁定板-1 6孔右 1241606	块	DJJGYDNC	2321.3
3315-1	鼎健胫骨近端微创锁定板15孔左 1210	块	DJJGJD	2321.3
3315-1	鼎健锁骨加压锁定板9孔右 1041809	块	DJSGJY	2067
3315-1	鼎健肱骨远端外侧加压锁定板10孔左 14	块	DJGGYD	2221.4
3315-1	鼎健胫骨远端T型加压锁定板-3 3孔 1	块	DJJGYD	2321.3
3315-1	鼎健骨盆接骨板11孔 1054611	块	DJGPJG	2387.1
3315-1	鼎健加压锁定重建板8孔 1050808	块	DJJYSD	2174.6
3315-1	鼎健肱骨近端加压锁定板-2 22孔 14	块	DJGGJD	2221.4
3315-1	鼎健金属接骨螺钉6.5×115 6126	枚	DJJSJG	68.27
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉2.0×6 214	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健胫骨近端后侧锁定板8孔右 12316	块	DJJGJD	2321.3
3315-1	鼎健股骨远端髁加压锁定板14孔 1110	块	DJGGYD	2280.9
3315-1	鼎健胫骨髓内钉9×280 4180280	枚	DJJGSN	3263.5
3315-1	鼎健锁骨钩加压锁定板5孔右 138590	块	DJSGGJ	2268.7
3315-1	鼎健自攻型中空锁定螺钉7.3×70 21	枚	DJZGXZ	420.47
3315-1	鼎健微型加压锁定板-1 6孔 17208	块	DJWXJY	2114.2
3315-1	鼎健股骨髓内钉11×360 408136	枚	DJGGSN	3596.1

3315-1	鼎健股骨近端外侧锁定板-1 3孔右 1141803	块	DJGGJDWC	2280.9
3315-1	鼎健股骨远端外侧锁定板-1 15孔左 1270815	块	DJGGYDWC	2280.9
3315-1	鼎健肱骨干部锁定接骨板-1 4孔 101	块	DJGGGB	2548.4
3315-1	鼎健小T型加压锁定板-18孔 17608	块	DJXTXJ	2114.2
3315-1	鼎健桡骨远端掌侧型锁定板9孔左 1540609	块	DJRGYDZC	2219.5
3315-1	鼎健锁骨接骨板4孔左 1600604	块	DJSGJG	2067
3315-1	鼎健胫骨远端前外侧锁定板-1 15孔右	块	DJJGYD	2321.3
3315-1	鼎健胫骨近端微创锁定板15孔右 1164	块	DJJGJD	2548.4
3315-1	鼎健胫骨近端锁定板-1 14孔左 1180814	块	DJJGJDSD	2321.3
3315-1	鼎健股骨近端外侧锁定板-1 13孔左 1144813	块	DJGGJDWC	2504
3315-1	鼎健肱骨远端内侧锁定板-2 5孔左 1440805	块	DJGGYDNC	2221.4
3315-1	鼎健自攻型中空锁定螺钉7.3×60 21	枚	DJZGXZ	420.47
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉5.0×55 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健伽玛髓内钉-2 10×180×125	枚	DJGMSN	3596.1
3315-1	鼎健股骨远端髁加压锁定板4孔 11108	块	DJGGYD	2280.9
3315-1	鼎健锁骨接骨板6孔左 1600606	块	DJSGJG	2067
3315-1	鼎健胫骨近端微创锁定板11孔左 1165	块	DJJGJD	2548.4
3315-1	鼎健弯型锁定重建板10孔 1060610	块	DJWXSD	2401
3315-1	鼎健股骨粗隆端加压锁定板12孔 1120	块	DJGGCL	2280.9
3315-1	鼎健胫骨髓内钉11×345 418234	枚	DJJGSN	3263.5
3315-1	鼎健胫骨近端外侧锁定板-2 4孔右 11	块	DJJGJD	2548.4
3315-1	鼎健桡骨远端掌侧型锁定板5孔右 1535805	块	DJRGYDZC	2436.5
3315-1	鼎健股骨远端外侧锁定板-1 9孔右 1271809	块	DJGGYDWC	2280.9
3315-1	鼎健肱骨近端加压锁定板-1 8孔 141	块	DJGGJD	2221.4
3315-1	鼎健胫骨远端内侧锁定板-1 12孔左 1240812	块	DJJGYDNC	2321.3
3315-1	鼎健微型加压锁定板-1 5孔 17208	块	DJWXJY	2114.2
3315-1	鼎健锁骨加压锁定板4孔右 1041804	块	DJSGJY	2067
3315-1	鼎健微型加压锁定板-1 8孔 17228	块	DJWXJY	2114.2
3315-1	鼎健金属接骨螺钉2.4×26 61324	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健股骨近端外侧锁定板-1 15孔左 1144815	块	DJGGJDWC	2504
3315-1	鼎健小T型加压锁定板-18孔 17628	块	DJXTXJ	2114.2
3315-1	鼎健桡骨远端掌侧型锁定板3孔左 1534503	块	DJRGYDZC	2436.5
3315-1	鼎健股骨干部锁定接骨板-2 18孔 10	块	DJGGGB	2642.9
3315-1	鼎健桡骨远端掌侧型锁定板3孔右 1541603	块	DJRGYDZC	2219.5
3315-1	鼎健金属接骨螺钉4.0×70 61340	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健金属接骨螺钉3.5×18 61335	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健肱骨远端内侧锁定板-3 13孔右 1	块	DJGGYD	2221.4
3315-1	鼎健肱骨近端加压锁定板-2 10孔 14	块	DJGGJD	2221.4
3315-1	鼎健锁骨钩锁定板8孔右 1403608	块	DJSGGS	2067

3315-1	鼎健加压锁定接骨板-1 4孔 10108	块	DJJYSD	2321.3
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉1.5×20 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健股骨接骨板7孔右 1291607	块	DJGGJG	2280.9
3315-1	鼎健胫骨近端微创锁定板9孔左 12106	块	DJJGJD	2321.3
3315-1	鼎健后足Y型锁定板5孔 1740605	块	DJHZYX	1286.5
3315-1	鼎健后足Y型加压锁定板5孔 174080	块	DJHZYX	1839.6
3315-1	鼎健锁骨锁定板9孔左 1040609	块	DJSGSD	2067
3315-1	鼎健胫骨髓内钉11×270 418227	枚	DJJGSN	3263.5
3315-1	鼎健股骨髓内钉12×360 408236	枚	DJGGSN	3596.1
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉5.0×20 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健股骨加压锁定接骨板-2 8孔 102	块	DJGGJY	2280.9
3315-1	鼎健金属接骨螺钉1.5×6 611150	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健J型锁定重建板10孔右 107161	块	DJJXSD	2401
3315-1	鼎健自攻型中空锁定螺钉6.5×40 21	根	DJZGXZ	420.47
3315-1	鼎健金属接骨螺钉6.5×20 61265	枚	DJJSJG	68.27
3315-1	鼎健桡骨近端斜T型锁定板-1 3孔右 1	块	DJRGJD	2221.4
3315-1	鼎健胫骨近端微创锁定板11孔左 1210	块	DJJGJD	2321.3
3315-1	鼎健胫骨近端内侧锁定板8孔左 11548	块	DJJGJD	2548.4
3315-1	鼎健金属接骨螺钉2.4×28 61324	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健肱骨近端锁定板-1 10孔 1394	块	DJGGJD	2438.5
3315-1	鼎健J型锁定重建板18孔左 107061	块	DJJXSD	2401
3315-1	鼎健股骨粗隆端加压锁定板16孔 1120	块	DJGGCL	2280.9
3315-1	鼎健金属接骨螺钉4.0×30 61340	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健胫骨髓内钉8×315 4189315	枚	DJJGSN	3263.5
3315-1	鼎健肱骨远端外侧锁定板9孔左 14608	块	DJGGYD	2221.4
3315-1	鼎健桡骨近端锁定板-1 8孔左 1530	块	DJRGJD	2219.5
3315-1	鼎健加压锁定接骨板-1 8孔 10108	块	DJJYSD	2321.3
3315-1	鼎健自攻型中空锁定螺钉7.3×75 21	枚	DJZGXZ	420.47
3315-1	鼎健金属接骨螺钉6.5×25 61265	枚	DJJSJG	68.27
3315-1	鼎健胫骨远端外侧锁定板7孔右 11618	块	DJJGYD	2321.3
3315-1	鼎健T型加压锁定板-2 4孔 13208	块	DJTXJY	2321.3
3315-1	鼎健股骨近端外侧锁定板-1 7孔右 1145807	块	DJGGJDWC	2504
3315-1	威高锁定重建板-1 (3.5) 22孔-WGC11Z02	枚	WGSZDJ	2400.9
3315-1	威高胫骨近端加压锁定板-2-WGC12Z03-11孔	枚	WGJGJD	2548
3315-1	威高肱骨近端加压锁定板-4-WGC12Z07-10孔	枚	WGGGJD	2220.9
3315-1	威高万向复位螺钉-7.0×35-WGB1Z-10-01	枚	WGWXFW	721
3315-1	威高短尾椎弓根钉-6.0×50-WGB1Z-7-06	枚	WGDWZG	432
3315-1	捷迈PS垫片-右-10MM-42-5214-003-10	个	JMPSPD	10652
3315-1	威高HAQ03金属接骨螺钉3.5×38	枚	WGHAQO	43.81
3315-1	威高HAZ03金属接骨螺钉2.0×22	枚	WGHAZO	43.81
3315-1	威高埋头中空螺钉半螺纹3.0×42-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	405.6
3315-1	美敦力固定横连接(4.75)-5442022	个	MDLGDH	6300
3315-1	威高加压锁定接骨板-1(上肢)-WGC11Z01-7孔	枚	WGJYSD	2387
3315-1	威高远端锁定螺钉5.0-5.0×54	枚	WGYDSD	43.81
3315-1	威高大角度螺钉-1-3.5×32-WGB1Z-4	枚	WGDJDL	545
3315-1	捷迈PS垫片-右-13MM-42-5214-003-13	个	JMPSPD	10652
3315-1	威高桡骨远端掌侧锁定板WGC12Z08-11孔右	枚	WGRGYD	2436
3315-1	威高颈椎融合器-5×19×13mm-WGB3Z02C1	枚	WGJZRH	216
3315-1	威高万向复位螺钉-5.0×45-WGB1Z-7-04	枚	WGWXFW	480

3315-1	威高HAZ03金属接骨螺钉1.5×20	枚	WGH AZ0	43.81
3315-1	威高埋头中空螺钉半螺纹4.5×52-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	405.6
3315-1	威高胫骨近端内侧锁定板-2-WGC12Z03-3孔左	枚	WGJGJD	2548
3315-1	威高万向复位螺钉-5.5×40-WGB1Z-7-04	枚	WGWXFW	480
3315-1	史赛克单轴长臂钉5.5X40mm-03828540	个	SSKDZC	4417.5
3315-1	捷迈膝关节组件60mm-右侧-183104	个	JMXGJZ	1218
3315-1	威高海鸥加压锁定板-WGC12Z03-2孔-	枚	WGHOJY	2278.8
3315-1	威高胫骨近端内侧加压锁定板16孔左	枚	WGJGJD	2548
3315-1	捷迈PS垫片-右-12MM-42-5214-011-12	个	JMPSPDP	10652
3315-1	捷迈PS垫片-左-12MM-42-5114-003-12	个	JMPSPDP	10652
3315-1	捷迈PS胫骨垫片EP-183624-63/67X14	个	JMP SJG	8615.1
3315-1	捷迈CR股骨-左-12-42-5026-074-01	个	JMCRGG	23814
3315-1	捷迈膝关节组件87mm-141237	个	JMXGJZ	1695
3315-1	美敦力固定螺钉(4.75)4.5X50-54410004550	个	MDL GDL	5810
3315-1	捷迈髌关节柄135° /17mm-01.00561.317	个	JMKGJB	10015
3315-1	威高埋头中空螺钉半螺纹3.0×18-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	405.6
3315-1	威高肱骨近端加压锁定板-3-WGC12Z07-9孔-	枚	WGGGJD	2438
3315-1	威高胫骨远端前外侧锁定板-WGC12Z03-8孔右	枚	WGJGYD	2548
3315-1	威高椎弓根螺钉-5.0×35-WGB1Z-7-08	枚	WZGGL	432
3315-1	威高万向复位螺钉-4.5×45-WGB1Z-2	枚	WGWXFW	480
3315-1	捷迈PS垫片-左-11MM-42-5114-011-11	个	JMPSPDP	10652
3315-1	威高埋头中空螺钉半螺纹4.5×56-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	405.6
3315-1	威高胫骨近端内侧加压锁定板6孔左WGC12Z03	枚	WGJGJD	2548
3315-1	迈瑞HAQ03皮质骨全螺纹金属接骨螺钉4.5×	枚	MRHAQO	44
3315-1	捷迈PS股骨-Right-Size9-42-5006-066-02	个	JMPSGG R	1185
3315-1	威高胫骨近端内侧加压锁定板15孔左	枚	WGJGJD	2548
3315-1	美敦力万向螺钉系统5.5X50-54840005550	个	MDLWXL	6250
3315-1	史赛克脊柱后路钉棒系统48230000	个	SSKJZHLD	957
3315-1	史赛克脊柱后路钉棒系统6.0X600	个	SSKJZHLD	3720
3315-1	史赛克椎间融合器11X25X4° 48385114	个	SSKZJR HQ	11500
3315-1	史赛克椎间融合器12X25X4° 48385124	个	SSKZJR HQ	11500
3315-1	史赛克椎间融合器13X25X4° 48385134	个	SSKZJR HQ	11500
3315-1	奥斯迈接骨螺钉HCZ04型5.0×32	个	ASMJGLDH	1200
3315-1	奥斯迈接骨螺钉HCZ04型5.0×34	个	ASMJGLDH	1200
3315-1	捷迈股骨头12/14 32X0 00-8775-032-02	个	JMGGT12/	1984
3315-1	威高远端锁定螺钉5.0 3.8×24	枚	WGYDSDL D	43.81
3315-1	威高远端锁定螺钉5.0 3.8×36	枚	WGYDSDL D	43.81

3315-1	威高远端锁定螺钉5.0 3.8×40	枚	WGYDSDLD	43.81
3315-1	威高远端锁定螺钉5.0 3.8×44	枚	WGYDSDLD	43.81
3315-1	威高胫骨近端加压锁定板-2 6孔左 WGC12Z03	块	WGJGJDJY	2548
3315-1	威高胫骨近端内侧锁定板-2 9孔左 WGC12Z03	块	WGJGJDNC	2548
3315-1	威高大角度螺钉-1-4.0×16-WGB1Z-4	枚	WGDJDL	545
3315-1	捷迈胫骨平台-右J-42-5320-088-02	个	JMJGPT	14064
3315-1	威高横连杆装配-5-5.5×85-95-WGB1Z-7-46	枚	WGHLGZ	1590
3315-1	捷迈PS垫片-左-14MM-42-5114-003-14	个	JMPSPDP	10652
3315-1	威高股骨远端锁定板-WGC12Z02-9孔右	枚	WGGGYD	2503
3315-1	捷迈PS垫片-左-13MM-42-5114-003-13	个	JMPSPDP	10652
3315-1	威高加压锁定接骨板-1(上肢)-WGC11Z01-24	枚	WGJYSD	2387
3315-1	威高万向复位螺钉-6.5×30-WGB1Z-2	枚	WGWXFW	480
3315-1	捷迈PS垫片-左-13MM-42-5114-010-13	个	JMPSPDP	10652
3315-1	威高海鸥加压锁定板-WGC12Z03-6孔	枚	WGH0JY	2278.8
3315-1	史赛克多轴长臂钉6.5X45mm-03829645	个	SSKDZC	4502.1
3315-1	捷迈股骨柄 S/O Sz9 00-7711-009-10	个	JMGG S/	1699
3315-1	捷迈髌臼外杯 3孔 56KK 00-8753-056-01	个	JMKJWB 3	1185
3315-1	贺利氏骨水泥Osteopal V1*20	套	HLSGSN0s	623
3315-1	迈瑞腓骨远端锁定板(I 型)4孔(右)	块	MRFGYDSD	2090
3315-1	迈瑞HAQ05自攻型金属接骨螺钉2.7×10 10	枚	MRHAQ05Z	44
3315-1	迈瑞HAQ05自攻型金属接骨螺钉2.7×12 10	枚	MRHAQ05Z	44
3315-1	迈瑞HAQ05自攻型金属接骨螺钉2.7×14 10	枚	MRHAQ05Z	44
3315-1	迈瑞HAQ05自攻型金属接骨螺钉2.7×18 10	枚	MRHAQ05Z	44
3315-1	迈瑞锁骨弧形锁定板左7孔 YZ02 20	块	MRS GHXSD	2066
3315-1	捷迈股骨柄 S/O Sz7.5 00-7711-007-10	个	JMGG S/	11455
3315-1	捷迈陶瓷股骨头和衬垫 12/14 36x0	个	JMTCGGTH	1984
3315-1	奥斯迈锁骨干接骨板VI6孔、左、直螺纹	块	ASMSGGJG	2150
3315-1	奥斯迈锁骨干接骨板VI6孔、右、直螺纹	块	ASMSGGJG	2150
3315-1	奥斯迈锁骨干接骨板VI8孔、左、直螺纹	块	ASMSGGJG	2150
3315-1	奥斯迈锁骨干接骨板VI8孔、右、直螺纹	块	ASMSGGJG	2150
3315-1	捷迈股骨头12/14 -3.5X40 00-8775-040-01	个	JMGGT12/	1984

3315-1	捷迈锥形衬垫 FF 28 00-8775-007-28	个	JMZXCDF	2019
3315-1	迈瑞HAQ03皮质骨全螺纹螺钉3.5*40 30	枚	MRHAQ03P	44
3315-1	迈瑞HAQ05自攻型金属接骨螺钉3.5×50 10	枚	MRHAQ05Z	44
3315-1	迈瑞胫骨近端外侧锁定板3.5 左 6孔 YZ62 10	块	MRJGJDWC	2517
3315-1	奥斯迈股骨远端外侧接骨板11孔, 右, 灭菌	块	ASMGGY	2413.6
3315-1	奥斯迈股骨远端外侧接骨板11孔, 左, 灭菌	块	ASMGGY	2413.6
3315-1	奥斯迈2.0T型接骨板(头部二孔) II 4孔 灭	块	ASM2.0TX	2322.7
3315-1	奥斯迈2.0T型接骨板(头部二孔) II 5孔 灭	块	ASM2.0TX	2322.7
3315-1	捷迈股骨柄(M/L内外侧锥形股骨柄) 10	个	JMGGB(M/	1699
3315-1	捷迈单髁关节面SZ2 10mm 00-5842-022-10	个	JMDKGJMS	2800
3315-1	捷迈陶瓷股骨头和衬垫 12/14 32X-3.5	个	JMTCGGTH	1984
3315-1	捷迈髌臼外杯 3孔 52II 00-8753-052-01	个	JMKJWB 3	1185
3315-1	威高腓骨远外加压锁定板-6 WGC12Z06 7	枚	WGFYJWJY	2686
3315-1	威高微型骨髁加压锁定板WGC12Z08 5孔	枚	WGWXGKJY	2387
3315-1	威高海鸥加压锁定板	根	WGH0JYSD	2174.6
3315-1	威高腓骨远外加压锁定板-6 WGC12Z06 9	枚	WGFYJWJY	2686
3315-1	威高远端锁定螺钉5.0 3.8×26	枚	WGYDSDL	43.81
3315-1	威高远端锁定螺钉5.0 3.8×30	枚	WGYDSDL	43.81
3315-1	威高远端锁定螺钉5.0 3.8×42	枚	WGYDSDL	43.81
3315-1	威高远端锁定螺钉5.0 3.8×46	枚	WGYDSDL	43.81
3315-1	捷迈PS垫片 左 12MM 42-5114-007-12	个	JMPSDP Z	10652
3315-1	强生有顶槽连接器	个	QSYDCLJQ	3720
3315-1	奥斯迈中空螺钉 II HBQ04型2.4×12 4	枚	ASMZKLD2	410.83
3315-1	奥斯迈中空螺钉 II HBQ04型2.4×14 4	枚	ASMZKLD2	410.83
3315-1	奥斯迈中空螺钉 II HBQ04型2.4×16 4	枚	ASMZKLD2	410.83
3315-1	奥斯迈中空螺钉 II HBQ04型2.4×18 4	枚	ASMZKLD2	410.83

3315-1	奥斯迈中空螺钉 II HBQ04型2.4×22 4	枚	ASMZKLD2	410.83
3315-1	奥斯迈中空螺钉 II HBQ04型2.4×24 5	枚	ASMZKLD2	410.83
3315-1	奥斯迈中空螺钉 II HBQ04型2.4×32 7	枚	ASMZKLD2	410.83
3315-1	奥斯迈中空螺钉 II HBQ04型2.4×34 8	枚	ASMZKLD2	410.83
3315-1	奥斯迈中空螺钉HBQ03型4.5×26 8	枚	ASMZKLDH	410.83
3315-1	奥斯迈中空螺钉HBQ03型4.5×28 8	枚	ASMZKLDH	410.83
3315-1	奥斯迈中空螺钉HBQ03型4.5×30 10	枚	ASMZKLDH	410.83
3315-1	奥斯迈中空螺钉HBQ03型4.5×32 10	枚	ASMZKLDH	410.83
3315-1	奥斯迈中空螺钉HBQ03型4.5×34 10	枚	ASMZKLDH	410.83
3315-1	奥斯迈中空螺钉HBQ03型4.5×36 12	枚	ASMZKLDH	410.83
3315-1	奥斯迈中空螺钉HBQ03型4.5×38 12	枚	ASMZKLDH	410.83
3315-1	奥斯迈中空螺钉HBQ03型4.5×40 12	枚	ASMZKLDH	410.83
3315-1	奥斯迈中空螺钉HBQ03型4.5×42 14	枚	ASMZKLDH	410.83
3315-1	奥斯迈中空螺钉HBQ03型4.5×44 14	枚	ASMZKLDH	410.83
3315-1	奥斯迈中空螺钉HBQ03型4.5×46 14	枚	ASMZKLDH	410.83
3315-1	奥斯迈中空螺钉HBQ03型4.5×48 16	枚	ASMZKLDH	410.83
3315-1	奥斯迈中空螺钉HBQ03型4.5×50 16	枚	ASMZKLDH	410.83
3315-1	奥斯迈中空螺钉HBQ03型4.5×52 16	枚	ASMZKLDH	410.83
3315-1	奥斯迈中空螺钉HBQ03型4.5×54 18	枚	ASMZKLDH	410.83
3315-1	奥斯迈中空螺钉HBQ03型4.5×56 18	枚	ASMZKLDH	410.83
3315-1	奥斯迈中空螺钉HBQ03型4.5×58 18	枚	ASMZKLDH	410.83
3315-1	奥斯迈中空螺钉HBQ03型4.5×60 20	枚	ASMZKLDH	410.83
3315-1	捷迈股骨柄(M/L内外侧锥形股骨柄) 11	个	JMGGB(M/	1699
3315-1	捷迈陶瓷股骨头和衬垫 12/14 36X-3.5	个	JMTCGGTH	1984
3315-1	捷迈髌臼外杯 3孔 54JJ 00-8753-054-01	个	JMKJWB 3	1185

3315-1	昌运中和接骨螺钉2.5 S25ST212	枚	CYZHJGLD	4669
3315-1	昌运中和接骨螺钉2.5 S25ST214	枚	CYZHJGLD	4669
3315-1	昌运中和接骨螺钉2.5 S25ST216	枚	CYZHJGLD	4669
3315-1	昌运中和接骨螺钉2.5 S25ST218	枚	CYZHJGLD	4669
3315-1	昌运中和接骨螺钉2.5 S25ST220	枚	CYZHJGLD	4669
3315-1	昌运中和接骨螺钉2.5 S25ST222	枚	CYZHJGLD	4669
3315-1	昌运接骨螺钉3.5 S35ST118	枚	CYJGLD3.	4669
3315-1	昌运接骨螺钉3.5 S35ST120	枚	CYJGLD3.	4669
3315-1	昌运接骨螺钉3.5 S35ST122	枚	CYJGLD3.	4669
3315-1	昌运接骨螺钉3.5 S35ST124	枚	CYJGLD3.	4669
3315-1	昌运接骨螺钉3.5 S35ST126	枚	CYJGLD3.	4669
3315-1	昌运接骨螺钉3.5 S35ST128	枚	CYJGLD3.	4669
3315-1	昌运接骨螺钉3.5 S35ST130	枚	CYJGLD3.	4669
3315-1	昌运接骨螺钉3.5 S35ST132	枚	CYJGLD3.	4669
3315-1	昌运接骨螺钉3.5 S35ST134	枚	CYJGLD3.	4669
3315-1	昌运接骨螺钉3.5 S35ST136	枚	CYJGLD3.	4669
3315-1	昌运接骨螺钉3.5 S35ST138	枚	CYJGLD3.	4669
3315-1	昌运接骨螺钉3.5 S35ST140	枚	CYJGLD3.	4669
3315-1	奥斯迈股骨远端外侧接骨板13孔, 右, 灭菌	块	ASMGGY	2413.6
3315-1	奥斯迈股骨远端外侧接骨板13孔, 左, 灭菌	块	ASMGGY	2413.6
3315-1	奥斯迈3.5直形复位接骨板Ⅱ7孔	块	ASM3.5	2504.6
3315-1	奥斯迈3.5直形复位接骨板Ⅱ8孔	块	ASM3.5	2504.6
3315-1	奥斯迈3.5直形复位接骨板Ⅱ9孔	块	ASM3.5	2504.6
3315-1	奥斯迈3.5直形复位接骨板Ⅱ13孔	块	ASM3.5	2504.6
3315-1	奥斯迈3.5直形复位接骨板Ⅱ15孔	块	ASM3.5	2504.6
3315-1	奥斯迈3.5直形复位接骨板Ⅱ17孔	块	ASM3.5	2504.6
3315-1	奥斯迈3.5直形复位接骨板Ⅱ19孔	块	ASM3.5	2504.6
3315-1	奥斯迈3.5直形复位接骨板Ⅱ20孔	块	ASM3.5	2504.6
3315-1	奥斯迈3.5直形复位接骨板Ⅱ3孔	块	ASM3.5	2504.6
3315-1	奥斯迈3.5直形复位接骨板Ⅱ4孔	块	ASM3.5	2504.6
3315-1	奥斯迈3.5直形复位接骨板Ⅱ5孔	块	ASM3.5	2504.6
3315-1	奥斯迈3.5胫骨远端外侧接骨板Ⅱ10孔右	块	ASM3.5	2321.3
3315-1	奥斯迈3.5胫骨远端外侧接骨板Ⅱ10孔左	块	ASM3.5	2321.3

3315-1	奥斯迈3.5胫骨远端外侧接骨板Ⅱ12孔右	块	ASM3.5	2321.3
3315-1	奥斯迈3.5胫骨远端外侧接骨板Ⅱ14孔左	块	ASM3.5	2321.3
3315-1	奥斯迈3.5胫骨远端外侧接骨板Ⅱ16孔右	块	ASM3.5	2321.3
3315-1	奥斯迈3.5胫骨远端外侧接骨板Ⅱ16孔左	块	ASM3.5	2321.3
3315-1	奥斯迈3.5胫骨远端外侧接骨板Ⅱ18孔右	块	ASM3.5	2321.3
3315-1	奥斯迈3.5胫骨远端外侧接骨板Ⅱ18孔左	块	ASM3.5	2321.3
3315-1	奥斯迈3.5胫骨远端外侧接骨板Ⅱ20孔右	块	ASM3.5	2321.3
3315-1	奥斯迈3.5胫骨远端外侧接骨板Ⅱ20孔左	块	ASM3.5	2321.3
3315-1	奥斯迈3.5胫骨远端外侧接骨板Ⅱ4孔右	块	ASM3.5	2321.3
3315-1	奥斯迈3.5胫骨远端外侧接骨板Ⅱ4孔左	块	ASM3.5	2321.3
3315-1	奥斯迈3.5胫骨远端外侧接骨板Ⅱ6孔右	块	ASM3.5	2321.3
3315-1	奥斯迈3.5胫骨远端外侧接骨板Ⅱ6孔左	块	ASM3.5	2321.3
3315-1	奥斯迈3.5胫骨远端外侧接骨板Ⅱ8孔右	块	ASM3.5	2321.3
3315-1	奥斯迈3.5胫骨远端外侧接骨板Ⅱ8孔左	块	ASM3.5	2321.3
3315-1	奥斯迈3.5胫骨远端外侧接骨板Ⅱ11孔右	块	ASM3.5	2321.3
3315-1	奥斯迈3.5胫骨远端外侧接骨板Ⅱ11孔左	块	ASM3.5	2321.3
3315-1	奥斯迈3.5胫骨远端外侧接骨板Ⅱ13孔右	块	ASM3.5	2321.3
3315-1	奥斯迈3.5胫骨远端外侧接骨板Ⅱ13孔左	块	ASM3.5	2321.3
3315-1	奥斯迈3.5胫骨远端外侧接骨板Ⅱ15孔右	块	ASM3.5	2321.3
3315-1	奥斯迈3.5胫骨远端外侧接骨板Ⅱ15孔左	块	ASM3.5	2321.3
3315-1	奥斯迈3.5胫骨远端外侧接骨板Ⅱ17孔右	块	ASM3.5	2321.3
3315-1	奥斯迈3.5胫骨远端外侧接骨板Ⅱ17孔左	块	ASM3.5	2321.3
3315-1	奥斯迈3.5胫骨远端外侧接骨板Ⅱ19孔右	块	ASM3.5	2321.3
3315-1	奥斯迈3.5胫骨远端外侧接骨板Ⅱ19孔左	块	ASM3.5	2321.3
3315-1	奥斯迈3.5胫骨远端外侧接骨板Ⅱ5孔右	块	ASM3.5	2321.3
3315-1	奥斯迈3.5胫骨远端外侧接骨板Ⅱ5孔左	块	ASM3.5	2321.3
3315-1	奥斯迈3.5胫骨远端外侧接骨板Ⅱ7孔右	块	ASM3.5	2321.3
3315-1	奥斯迈3.5胫骨远端外侧接骨板Ⅱ7孔左	块	ASM3.5	2321.3
3315-1	奥斯迈3.5胫骨远端外侧接骨板Ⅱ9孔右	块	ASM3.5	2321.3
3315-1	奥斯迈3.5胫骨远端外侧接骨板Ⅱ9孔左	块	ASM3.5	2321.3
3315-1	奥斯迈尺桡骨接骨板10孔 非灭菌	块	ASMCRGJG	2418.2
3315-1	奥斯迈尺桡骨接骨板11孔 非灭菌	块	ASMCRGJG	2418.2
3315-1	奥斯迈尺桡骨接骨板12孔 非灭菌	块	ASMCRGJG	2418.2
3315-1	奥斯迈尺桡骨接骨板13孔 非灭菌	块	ASMCRGJG	2418.2
3315-1	奥斯迈尺桡骨接骨板14孔 非灭菌	块	ASMCRGJG	2418.2
3315-1	奥斯迈尺桡骨接骨板15孔 非灭菌	块	ASMCRGJG	2418.2
3315-1	奥斯迈尺桡骨接骨板4孔 非灭菌	块	ASMCRGJG	2418.2
3315-1	奥斯迈尺桡骨接骨板5孔 非灭菌	块	ASMCRGJG	2418.2
3315-1	奥斯迈尺桡骨接骨板6孔 非灭菌	块	ASMCRGJG	2418.2
3315-1	奥斯迈尺桡骨接骨板7孔 非灭菌	块	ASMCRGJG	2418.2

3315-1	奥斯迈尺桡骨接骨板8孔 非灭菌	块	ASMCRGJG	2418.2
3315-1	奥斯迈尺桡骨接骨板9孔 非灭菌	块	ASMCRGJG	2418.2
3315-1	奥斯迈直形复位接骨板Ⅱ10孔 锥螺纹 非灭菌	块	ASMZXFWJ	2504.6
3315-1	奥斯迈直形复位接骨板Ⅱ11孔 锥螺纹 非灭菌	块	ASMZXFWJ	2504.6
3315-1	奥斯迈直形复位接骨板Ⅱ12孔 锥螺纹 非灭菌	块	ASMZXFWJ	2504.6
3315-1	奥斯迈直形复位接骨板Ⅱ13孔 锥螺纹 非灭菌	块	ASMZXFWJ	2504.6
3315-1	奥斯迈直形复位接骨板Ⅱ14孔 锥螺纹 非灭菌	块	ASMZXFWJ	2504.6
3315-1	奥斯迈直形复位接骨板Ⅱ15孔 锥螺纹 非灭菌	块	ASMZXFWJ	2504.6
3315-1	奥斯迈直形复位接骨板Ⅱ16孔 锥螺纹 非灭菌	块	ASMZXFWJ	2504.6
3315-1	奥斯迈直形复位接骨板Ⅱ17孔 锥螺纹 非灭菌	块	ASMZXFWJ	2504.6
3315-1	奥斯迈直形复位接骨板Ⅱ18孔 锥螺纹 非灭菌	块	ASMZXFWJ	2504.6
3315-1	奥斯迈直形复位接骨板Ⅱ19孔 锥螺纹 非灭菌	块	ASMZXFWJ	2504.6
3315-1	奥斯迈直形复位接骨板Ⅱ20孔 锥螺纹 非灭菌	块	ASMZXFWJ	2504.6
3315-1	奥斯迈直形复位接骨板Ⅱ21孔 锥螺纹 非灭菌	块	ASMZXFWJ	2504.6
3315-1	奥斯迈直形复位接骨板Ⅱ4孔 锥螺纹 非灭菌	块	ASMZXFWJ	2504.6
3315-1	奥斯迈直形复位接骨板Ⅱ5孔 锥螺纹 非灭菌	块	ASMZXFWJ	2504.6
3315-1	奥斯迈直形复位接骨板Ⅱ6孔 锥螺纹 非灭菌	块	ASMZXFWJ	2504.6
3315-1	奥斯迈直形复位接骨板Ⅱ7孔 锥螺纹 非灭菌	块	ASMZXFWJ	2504.6
3315-1	奥斯迈直形复位接骨板Ⅱ8孔 锥螺纹 非灭菌	块	ASMZXFWJ	2387.1
3315-1	奥斯迈直形复位接骨板Ⅱ9孔 锥螺纹 非灭菌	块	ASMZXFWJ	2504.6
3315-1	奥斯迈锁骨接骨板Ⅱ3孔, 右	块	ASMSGJ	2150
3315-1	奥斯迈锁骨接骨板Ⅱ3孔, 左	块	ASMSGJ	2150
3315-1	奥斯迈锁骨接骨板Ⅱ4孔, 右	块	ASMSGJ	2150
3315-1	奥斯迈锁骨接骨板Ⅱ4孔, 左	块	ASMSGJ	2150
3315-1	奥斯迈锁骨接骨板Ⅱ5孔, 右	块	ASMSGJ	2150
3315-1	奥斯迈锁骨接骨板Ⅱ5孔, 左	块	ASMSGJ	2150
3315-1	奥斯迈锁骨接骨板Ⅱ6孔, 右	块	ASMSGJ	2150
3315-1	奥斯迈锁骨接骨板Ⅱ6孔, 左	块	ASMSGJ	2150
3315-1	奥斯迈锁骨接骨板Ⅱ7孔, 右	块	ASMSGJ	2150
3315-1	奥斯迈锁骨接骨板Ⅱ7孔, 左	块	ASMSGJ	2150
3315-1	奥斯迈锁骨接骨板Ⅱ8孔, 右	块	ASMSGJ	2360

3315-1	奥斯迈锁骨接骨板II8孔, 左	块	ASMSGJ	2150
3315-1	史赛克椎间融合器10X30 48380104	个	SSKZJRHQ	11500
3315-1	威高锁骨钩加压锁定板5孔 左 WGC12Z07	块	WGSJJYS	2066.4
3315-1	威高股骨近端外侧加压锁定板-2 5孔右	块	WGGJDWC	2503
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨螺钉HAQ06 2.4X6	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	鼎健桡骨远端板 9孔右 编码: 1535809	个	DJRGYDB	2436.5
3315-1	鼎健金属接骨螺钉2.4×20 编码: 6132420	枚	DJJSJGLD	45.42
3315-1	迈瑞股骨交锁髓内钉(I型) 9.5×170	枚	MRGGJSSN	3596
3315-1	康辉动力加压螺钉全螺纹 4.0X3.0X28DJY-V	枚	KHDLJYLD	404.39
3315-1	康辉锁定重建接骨板 窄 2.8X11孔	块	KHSDZJ	2147
3315-1	创生金属骨针HAφ 1.6/φ 1.6, 250/20	根	CSJSGZHA	1313
3315-1	创生金属骨针HAφ 2.0/φ 2.0, 250/20	根	CSJSGZHA	1313
3315-1	创生金属骨针HAφ 2.5/φ 2.5, 250/20	根	CSJSGZHA	1313
3315-1	鼎健金属接骨螺钉6.5×90 61265	枚	DJJSJG	68.27
3315-1	鼎健锁骨钩锁定板6孔左 1402806	块	DJSGGS	2067
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉7.3×50 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健股骨远端髁加压锁定板3孔 11108	块	DJGGYD	2280.9
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉3.5×18 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健桡骨小头锁定板2孔右 1551602	块	DJRGXT	2219.5
3315-1	鼎健锁骨钩锁定板6孔左 1400806	块	DJSGGS	2067
3315-1	鼎健跟骨锁定板72左 1664622	块	DJGGSD	2313.1
3315-1	鼎健金属接骨螺钉4.0×56 61340	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健金属接骨螺钉2.4×44 61324	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉7.3×80 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健桡骨远端背侧L型锁定板7孔左 1630807	块	DJRGYDBC	2219.5
3315-1	鼎健加压锁定接骨板-3 10孔 1030	块	DJJYSD	2407.2
3315-1	鼎健胫骨远端前外侧锁定板-1 9孔右 1	块	DJJGYD	2321.3
3315-1	鼎健股骨远端外侧锁定板-1 9孔左 1270809	块	DJGGYDWC	2280.9
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉3.5×42 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健金属接骨螺钉2.4×7 613240	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健股骨远端外侧锁定板-1 7孔左 1270807	块	DJGGYDWC	2280.9
3315-1	鼎健金属接骨螺钉6.5×110 6126	枚	DJJSJG	68.27
3315-1	鼎健金属接骨螺钉4.0×28 61340	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健胫骨远端内侧锁定板-112孔左 12	块	DJJGYD	2548.4
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉5.0×50 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健自攻型中空锁定螺钉6.5×100 2	根	DJZGXZ	420.47
3315-1	鼎健金属接骨螺钉6.5×120 6126	枚	DJJSJG	68.27
3315-1	鼎健桡骨近端锁定板-1 6孔左 1530	块	DJRGJD	2219.5

3315-1	鼎健肱骨远端内侧锁定板-2 6孔右 1415606	块	DJGGYDNC	2548.4
3315-1	鼎健加压锁定接骨板-1 14孔 1010	块	DJJYSD	2321.3
3315-1	鼎健胫骨近端微创锁定板11孔右 1211	块	DJJGJD	2321.3
3315-1	鼎健后足Y型锁定板5孔 1742605	块	DJHZYX	1286.5
3315-1	鼎健后足Y型加压锁定板8孔 174280	块	DJHZYX	1839.6
3315-1	鼎健弧形锁定重建板10孔 1610610	块	DJHXSD	2401
3315-1	鼎健股骨近端外侧锁定板-1 4孔右 1141804	块	DJGGJDWC	2280.9
3315-1	鼎健足部微型锁定板-2 8孔 17326	块	DJZBWX	2114.2
3315-1	鼎健股骨髓内钉11×460 409146	枚	DJGGSN	3596.1
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉5.0×48 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健锁骨加压锁定板10孔左 104081	块	DJSGJY	2067
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉5.0×30 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健锁骨钩锁定板6孔左 1384806	块	DJSGGS	2268.7
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉1.5×16 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健桡骨近端锁定板-1 9孔左 1530	块	DJRGJD	2219.5
3315-1	鼎健股骨髓内钉11×360 409136	枚	DJGGSN	3596.1
3315-1	鼎健胫骨远端内侧锁定板-16孔左 121	块	DJJGYD	2548.4
3315-1	鼎健金属接骨螺钉4.5×48 61345	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健伽玛髓内钉-2 9×200×130°	枚	DJGMSN	3596.1
3315-1	鼎健胫骨近端锁定板-1 12孔左 1180612	块	DJJGJDSD	2321.3
3315-1	鼎健股骨髓内钉9.4×320 40993	枚	DJGGSN	3596.1
3315-1	鼎健桡骨远端背侧L型锁定板7孔左 1632807	块	DJRGYDBC	2219.5
3315-1	鼎健股骨近端外侧锁定板-1 3孔右 1145803	块	DJGGJDWC	2504
3315-1	鼎健股骨干锁定板-1 16孔 13006	块	DJGGGS	2280.9
3315-1	鼎健胫骨远端内侧锁定板-1 6孔左 1240606	块	DJJGYDNC	2321.3
3315-1	鼎健股骨髓内钉9.4×340 40993	枚	DJGGSN	3596.1
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉5.0×38 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健肱骨远端外侧锁定板4孔右 14618	块	DJGGYD	2221.4
3315-1	鼎健胫骨近端锁定板-1 14孔右 1181814	块	DJJGJDSD	2321.3
3315-1	鼎健股骨近端外侧锁定板-1 8孔左 1144808	块	DJGGJDWC	2504
3315-1	鼎健肱骨远端内侧锁定板-2 3孔左 1440603	块	DJGGYDNC	2221.4
3315-1	鼎健股骨远端微创锁定板-1 19孔右 1	块	DJGGYD	2280.9
3315-1	鼎健伽玛髓内钉-2 11×170×130	枚	DJGMSN	3596.1
3315-1	鼎健肱骨锁定重建板11孔 1460611	块	DJGGSD	2174.6
3315-1	鼎健T型加压锁定板-2 8孔 13208	块	DJTXJY	2321.3
3315-1	鼎健尺骨近端背侧加压锁定板9孔右 157	块	DJCGJD	2407.2
3315-1	鼎健锁骨钩锁定板2孔左 1402602	块	DJSGGS	2067
3315-1	鼎健金属接骨螺钉1.5×7 611150	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健伽玛髓内钉-2 12×180×130	枚	DJGMSN	3596.1
3315-1	鼎健桡骨远端T型加压锁定板-1 8孔 1	块	DJRGYD	2219.5
3315-1	鼎健肱骨远端内侧锁定板-1 15孔 14	块	DJGGYD	2221.4
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉1.5×18 21	枚	DJPTZG	420.47

3315-1	鼎健小T型加压锁定板6孔 1770806	块	DJXTXJ	2114.2
3315-1	鼎健跟骨锁定板65右 1665621	块	DJGGSD	2313.1
3315-1	鼎健桡骨远端掌侧型锁定板7孔左 1534807	块	DJRGYDZC	2436.5
3315-1	鼎健胫骨远端内侧锁定板-2 7孔左 1250607	块	DJJGYDNC	2321.3
3315-1	鼎健桡骨远端掌侧型锁定板3孔左 1540603	块	DJRGYDZC	2219.5
3315-1	鼎健自攻型中空锁定螺钉7.3×30 21	枚	DJZGXZ	420.47
3315-1	鼎健胫骨近端外侧锁定板-2 6孔左 11	块	DJJGJD	2548.4
3315-1	鼎健自攻型中空锁定螺钉7.3×100 2	枚	DJZGXZ	420.47
3315-1	鼎健胫骨近端外侧锁定板4孔右 12218	块	DJJGJD	2321.3
3315-1	鼎健加压锁定接骨板-1 5孔 10108	块	DJJYS	2321.3
3315-1	鼎健股骨粗隆端加压锁定板18孔 1120	块	DJGGCL	2280.9
3315-1	鼎健金属接骨螺钉3.5×22 61335	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健胫骨近端外侧锁定板-2 10孔右 1221910	块	DJJGJDWC	2321.3
3315-1	鼎健前中足小斜L型锁定板7孔右 1701	块	DJQZZX	1663.4
3315-1	鼎健胫骨远前外侧锁定板-1 9孔右 12	块	DJJGYQ	2548.4
3315-1	鼎健金属接骨螺钉3.5×10 61335	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健金属接骨螺钉4.0×38 61340	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健胫骨近端外侧锁定板-2 14孔右 1165314	块	DJJGJDWC	2548.4
3315-1	鼎健胫骨远端内侧锁定板-2 11孔左 1250811	块	DJJGYDNC	2321.3
3315-1	鼎健金属接骨螺钉4.5×18 61345	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健胫骨远端外侧锁定板21孔右 1161	块	DJJGYD	2321.3
3315-1	鼎健肱骨近端锁定板-1 14孔 1410	块	DJGGJD	2221.4
3315-1	鼎健尺骨近端背侧加压锁定板7孔右 157	块	DJCGJD	2407.2
3315-1	鼎健桡骨远端小T型加压锁定板5孔 1620805	块	DJRGYDXT	2219.5
3315-1	鼎健股骨干锁定板-1 14孔 13006	块	DJGGGS	2280.9
3315-1	鼎健股骨接骨板12孔右 1291612	块	DJGGJG	2280.9
3315-1	鼎健肱骨干部锁定接骨板-1 18孔 10	块	DJGGGB	2548.4
3315-1	鼎健股骨髓内钉10×360 409036	枚	DJGGSN	3596.1
3315-1	鼎健胫骨近端外侧锁定板14孔左 1164	块	DJJGJD	2548.4
3315-1	鼎健胫骨近端锁定板-1 14孔右 1181614	块	DJJGJDSD	2321.3
3315-1	鼎健肱骨远端内侧锁定板-2 5孔右 1441805	块	DJGGYDNC	2221.4
3315-1	鼎健胫骨远端前外侧锁定板-1 7孔左 1	块	DJJGYD	2321.3
3315-1	鼎健锁骨钩锁定板6孔右 1403806	块	DJSGGS	2067
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉3.5×22 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健胫骨近端外侧锁定板14孔右 1165	块	DJJGJD	2548.4
3315-1	鼎健股骨近端外侧锁定板-1 5孔右 1145805	块	DJGGJDWC	2504
3315-1	鼎健肱骨远端内侧锁定板-1 11孔 14	块	DJGGYD	2221.4
3315-1	康辉螺旋股骨近端髓内钉 12X170 J	枚	KHLXGG	3596.1
3315-1	康辉桡骨远端外侧LCP 2.0X5孔 S	块	KHRGYD	2239
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨螺钉HAQ06 2.4X34	枚	KHQLWZGP	43.68

3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨平螺钉HAQ06 3.5X32	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨螺钉HAQ06 2.4X8	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉3.5mm有限接触LCP 4.0X16孔 SDXG37	块	KH3.5mmY	2147
3315-1	康辉股骨近端外侧LCP II型左5.0X9孔	块	KHGGJD	2447
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨螺钉HAQ06 2.4X18	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉股骨髓内钉 股骨钉右 9.5X340	枚	KHGGSN	3596.1
3315-1	康辉胫骨远端LCP II型 右3.6X6孔	块	KHJGYD	2347
3315-1	康辉动力加压螺钉全螺纹 4.0X3.0X68DJY-V	枚	KHDLJYLD	404.39
3315-1	康辉自攻皮质骨螺钉 1.5X13 SSQ	枚	KHZGPZ	43.68
3315-1	康辉股骨髓内钉 重建钉 11.5X300	枚	KHGGSN	3596.1
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨螺钉HAQ06 2.7X20	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉锁定重建接骨板 窄 2.8X16孔	块	KHSDZJ	2147
3315-1	康辉动力加压螺钉半螺纹 4.0X3.0X40DJY-V	枚	KHDLJYLD	404.39
3315-1	康辉桡骨远端掌侧斜T型LCP右 2.0X9 SDXG54	块	KHRGYDZC	2239
3315-1	康辉1.5mmT型LCP 1.0X11孔 SDXZ73	块	KH1.5mmT	2307
3315-1	康辉胫骨远端LCP 左 3.6X15孔	块	KHJGYD	2347
3315-1	康辉螺旋股骨近端髓内钉左 10X420	枚	KHLXGG	3596.1
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨平螺钉HAQ06 3.5X34	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉腓骨远端LCP 右 2.3X8孔 S	块	KHFGYD	2109
3315-1	康辉股骨远端LCP 左 5.8X9孔 S	块	KHGGYD	2447
3315-1	康辉锁钉无菌螺旋刀片 10.3X85 J	枚	KHSDWJ	14784
3315-1	康辉尺骨鹰嘴LCP 右 2.8X8孔 SDXG42	块	KHCGYZLC	2407.2
3315-1	康辉胫骨近端侧方LCP 右 4.0X10孔 SDDG48	块	KHJGJDCF	2347
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨螺钉HAQ06 2.4X16	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨螺钉HAQ06 4.5X36	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉S锁定重建接骨板 II型右 2.8X8孔	块	KHSSDZ	2077
3315-1	康辉胫骨远端外侧L型LCP右 4.0X15孔SDDG50	块	KHJGYDWC	2347
3315-1	康辉2.4mmT型LCP 1.6X9孔 SDXZ72	块	KH2.4mmT	2147
3315-1	康辉股骨髓内钉 股骨钉左 10X340	枚	KHGGSN	3596.1
3315-1	康辉股骨髓内钉 股骨钉右 10X360	枚	KHGGSN	3596.1
3315-1	康辉股骨髓内钉 股骨钉右 11X420	枚	KHGGSN	3596.1
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨螺钉HAQ06 4.5X48	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉3.5mm有限接触LCP 3.8X14孔 SDXG37	块	KH3.5mmY	2147

3315-1	康辉桡骨远端LCP 右 2.0X12孔	块	KHRGYD	2239
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨螺钉HAQ06 4.5X28	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉尺骨鹰嘴LCP 右 2.8X6孔 SDXG42	块	KHCGYZLC	2407.2
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨平螺钉HAQ06 3.5X45	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉2.4mm直型LCP 1.8X6孔 SDXZ40	块	KH2.4mmZ	2147
3315-1	康辉自攻锁定螺钉 3.5X40 SDLD	枚	KHZGSD	1500
3315-1	康辉锁骨钩LCPⅢ型左 3.0X10孔X94 SDXG25	块	KHSGGLCP	2077
3315-1	康辉锁骨钩LCPⅢ型右 3.0X10孔X96 SDXG26	块	KHSGGLCP	2077
3315-1	康辉胫骨近端侧方LCP 左 4.0X8孔	块	KHJGJD	2347
3315-1	康辉自攻皮质骨螺钉 2.0X16 SSQ	枚	KHZGPZ	43.68
3315-1	康辉股骨髓内钉 重建钉 10X380 J	枚	KHGGSN	3596.1
3315-1	康辉螺旋股骨近端髓内钉右 11X420	枚	KHLXGG	3596.1
3315-1	康辉桡骨远端掌侧柱Ⅱ型LCP左1.8X6 SDXG59	块	KHRGYDZC	2239
3315-1	康辉锁骨重建型LCP 右 3.2X7孔	块	KHSGZJ	2077
3315-1	康辉胫骨远端LCP 右 3.6X23孔	块	KHJGYD	2347
3315-1	康辉股骨近端外侧LCPⅡ型左5.0X8孔	块	KHGGJD	2447
3315-1	康辉螺旋股骨近端髓内钉 9.3X200	枚	KHLXGG	3596.1
3315-1	康辉胫骨远端LCP 右 3.6X17孔	块	KHJGYD	2347
3315-1	康辉跟骨锁定接骨板Ⅱ型 1.5X13孔	块	KHGGSD	2107.4
3315-1	康辉胫骨近端内侧T型LCP左 3.8X8孔 SDDG21	块	KHJGJDNC	2347
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨螺钉HAQ06 2.4X28	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉腓骨远端LCP 右 2.3X14孔	块	KHFGYD	2109
3315-1	康辉动力加压螺钉半螺纹 5.5X4.5X50DJY-V	枚	KHDLJYLD	404.39
3315-1	康辉自攻皮质骨螺钉 1.5X15 SSQ	枚	KHZGPZ	43.68
3315-1	康辉自攻锁定螺钉 2.7X44 SDLD	枚	KHZGSD	1500
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨螺钉HAQ06 2.4X48	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉螺旋股骨近端髓内钉左 12X320	枚	KHLXGG	3596.1
3315-1	康辉股骨髓内钉 股骨钉右 11X400	枚	KHGGSN	3596.1
3315-1	康辉锁定重建接骨板 窄 2.8X10孔	块	KHSDZJ	2147
3315-1	康辉肱骨远背侧LCP 带支撑右2.8X7孔SDXG29	块	KHGGYBCL	2267
3315-1	康辉胫骨近端侧方LCP 左 4.0X7孔	块	KHJGJD	2347
3315-1	康辉胫骨近端侧方LCP 左 4.4X12	块	KHJGJD	2347
3315-1	康辉胫骨髓内钉 胫骨钉 8.3X400	枚	KHJGSN	3263.5
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨螺钉HAQ06 4.5X20	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨螺钉HAQ06 2.7X52	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨平螺钉HAQ06 3.5X50	枚	KHQLWZGP	43.68

3315-1	康辉动力加压螺钉半螺纹 4.0X3.0X48DJY-V	枚	KHDLJYLD	404.39
3315-1	康辉自攻皮质骨螺钉 2.0X36 SSQ	枚	KHZGPZ	43.68
3315-1	康辉螺旋股骨近端髓内钉右 11X360	枚	KHLXGG	3596.1
3315-1	康辉桡骨远端LCP 右 1.7X9孔 S	块	KHRGYD	2239
3315-1	康辉股骨髓内钉 股骨钉左 10X440	枚	KHGGSN	3596.1
3315-1	康辉自攻锁定螺钉 3.5X60 SDLD	枚	KHZGSD	1500
3315-1	康辉桡骨远端掌侧斜T型LCP左 2.0X6 SDXG53	块	KHRGYDZC	2239
3315-1	康辉尺骨鹰嘴LCP 左 2.8X8孔 SDXG41	块	KHCGYZLC	2407.2
3315-1	康辉动力加压螺钉半螺纹 7.0X4.5X70DJY-V	枚	KHDLJYLD	404.39
3315-1	康辉股骨近端外侧LCPIII型 左6.0X3	块	KHGGJD	2447
3315-1	康辉螺旋股骨近端髓内钉左 9.5X320	枚	KHLXGG	3596.1
3315-1	康辉干骺端LCP II型 2.0X6孔 S	块	KHGHDL	2407.2
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨螺钉HAQ06 2.4X26	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉3.5mm有限接触LCP 3.8X10孔 SDXG37	块	KH3.5mmY	2147
3315-1	康辉2.4mmT型LCP 1.6X10孔 SDXZ73	块	KH2.4mmT	2147
3315-1	康辉股骨髓内钉 股骨钉左 10X320	枚	KHGGSN	3596.1
3315-1	康辉锁骨钩LCPIII型左 3.0X10孔X96 SDXG25	块	KHSGGLCP	2077
3315-1	康辉S锁定重建接骨板II型左 2.8X12	块	KHSSDZ	2077
3315-1	康辉动力加压螺钉半螺纹 7.0X4.5X82DJY-V	枚	KHDLJYLD	404.39
3315-1	康辉锁骨钩LCPIII型右 3.0X7孔X66mm SDXG26	块	KHSGGLCP	2077
3315-1	康辉尺骨鹰嘴LCP 右 2.8X4孔 SDXG42	块	KHCGYZLC	2407.2
3315-1	康辉动力加压螺钉全螺纹 4.0X3.0X52DJY-V	枚	KHDLJYLD	404.39
3315-1	康辉自攻皮质骨螺钉 1.5X18 SSQ	枚	KHZGPZ	43.68
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨螺钉HAQ06 4.5X26	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉自攻皮质骨螺钉 2.0X38 SSQ	枚	KHZGPZ	43.68
3315-1	康辉肱骨近端LCP 3.2X3孔 SDX	块	KHGGJD	2267
3315-1	康辉桡骨远端背侧II型LCP右 1.5X5	块	KHRGYD	2239
3315-1	康辉动力加压螺钉半螺纹 7.0X4.5X80DJY-V	枚	KHDLJYLD	404.39
3315-1	康辉自攻锁定螺钉 3.5X85 SDLD	枚	KHZGSD	1500
3315-1	康辉桡骨远端背侧T型LCP 1.8X5孔	块	KHRGYD	2239
3315-1	康辉自攻锁定螺钉 2.7X8 SDLD0	枚	KHZGSD	1500
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨螺钉HAQ06 4.5X12	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉胫骨近端内侧T型LCP右 3.8X9孔 SDDG22	块	KHJGJDNC	2347
3315-1	康辉无菌股骨钉锁钉 4.5X26 JSD	枚	KHWJGG	2500
3315-1	康辉股骨近端外侧LCP II型左5.0X17	块	KHGGJD	2447

3315-1	康辉胫骨髓内钉 胫骨钉 10X400 J	枚	KHJGSN	3263.5
3315-1	康辉自攻锁定螺钉 3.5X16 SDLD	枚	KHZGSD	1500
3315-1	康辉自攻锁定螺钉 2.7X58 SDLD	枚	KHZGSD	1500
3315-1	康辉4.5mm有限接触LCP 宽5.8X6孔 SDDG39	块	KH4.5mmY	1959.1
3315-1	鼎健股骨髓内钉12×300 408230	枚	DJGGSN	3596.1
3315-1	鼎健股骨远端髁加压锁定板6孔 11108	块	DJGGYD	2280.9
3315-1	鼎健桡骨远端斜L型锁定板5孔右 1651	块	DJRGYD	2219.5
3315-1	鼎健锁骨钩加压锁定板2孔左 138490	块	DJSGGJ	2268.7
3315-1	鼎健股骨加压锁定接骨板-2 13孔 10	块	DJGGJY	2280.9
3315-1	鼎健桡骨远端掌侧型锁定板9孔左 1534809	块	DJRGYDZC	2436.5
3315-1	鼎健金属接骨螺钉1.5×40 61115	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健锁骨钩锁定板8孔左 1384808	块	DJSGGS	2268.7
3315-1	鼎健股骨加压锁定接骨板-2 11孔 10	块	DJGGJY	2280.9
3315-1	鼎健伽玛髓内钉-2 9×180×130°	枚	DJGMSN	3596.1
3315-1	鼎健L型加压锁定板-1 3孔左 1370	块	DJLXJY	2321.3
3315-1	鼎健股骨近端外侧锁定板-1 11孔右 1141811	块	DJGGJDWC	2280.9
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉3.5×48 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健胫骨髓内钉8×255 4189255	枚	DJJGSN	3263.5
3315-1	鼎健胫骨髓内钉9×345 4180345	枚	DJJGSN	3263.5
3315-1	鼎健肱骨远端内侧锁定板-2 3孔右 1415603	块	DJGGYDNC	2548.4
3315-1	鼎健肱骨近端锁定板-1 5孔 13945	块	DJGGJD	2438.5
3315-1	鼎健L型加压锁定板-1 7孔左 1370	块	DJLXJY	2321.3
3315-1	鼎健胫骨近端内侧锁定板16孔右 1155	块	DJJGJD	2548.4
3315-1	鼎健胫骨近端微创锁定板3孔左 11655	块	DJJGJD	2548.4
3315-1	鼎健胫骨近端外侧锁定板-2 16孔右 1221916	块	DJJGJDWC	2321.3
3315-1	鼎健股骨髓内钉12×340 408234	枚	DJGGSN	3596.1
3315-1	鼎健桡骨远端背侧L型锁定板6孔右 1631806	块	DJRGYDBC	2219.5
3315-1	鼎健股骨干加压锁定板-1 9孔 1300	块	DJGGGJ	2280.9
3315-1	鼎健胫骨远端前外侧锁定板-1 15孔左	块	DJJGYD	2321.3
3315-1	鼎健锁骨钩锁定板8孔左 1402808	块	DJSGGS	2067
3315-1	鼎健金属接骨螺钉4.0×22 61340	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健尺骨近端背侧加压锁定板8孔左 157	块	DJCGJD	2407.2
3315-1	鼎健锁骨锁定板10孔左 1040610	块	DJSGSD	2067
3315-1	鼎健自攻型中空锁定螺钉7.3×35 21	枚	DJZGXZ	420.47
3315-1	鼎健股骨粗隆端加压锁定板14孔 1120	块	DJGGCL	2280.9
3315-1	鼎健后足Y型加压锁定板6孔 174280	块	DJHZYX	1839.6
3315-1	鼎健肱骨远端内侧锁定板-3 9孔右 14	块	DJGGYD	2221.4
3315-1	鼎健金属接骨螺钉3.5×46 61335	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健桡骨小头锁定板7孔左 1550607	块	DJRGXT	2219.5
3315-1	鼎健股骨加压锁定接骨板-2 22孔 10	块	DJGGJY	2280.9
3315-1	鼎健骨盆接骨板15孔 1054615	块	DJGPJG	2387.1
3315-1	鼎健肱骨远端内侧锁定板-3 3孔右 14	块	DJGGYD	2221.4
3315-1	鼎健股骨远端外侧锁定板-2 7孔左 1270707	块	DJGGYDWC	2280.9

3315-1	鼎健胫骨远端内侧锁定板-1 8孔左 1214708	块	DJJGYDNC	2548.4
3315-1	鼎健股骨远端外侧锁定板-1 13孔左 1254813	块	DJGGYDWC	2504
3315-1	鼎健胫骨远端内侧锁定板-2 8孔右 1251808	块	DJJGYDNC	2321.3
3315-1	鼎健股骨接骨板13孔右 1291613	块	DJGGJG	2280.9
3315-1	鼎健胫骨髓内钉11×280 418228	枚	DJJGSN	3263.5
3315-1	鼎健胫骨近端微创锁定板3孔右 11645	块	DJJGJD	2548.4
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉2.0×16 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健桡骨远端掌侧型锁定板7孔右 1541607	块	DJRGYDZC	2219.5
3315-1	鼎健弯型锁定重建板8孔 1060608	块	DJWXSD	2401
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉2.4×14 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健金属接骨螺钉1.5×18 61115	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	威高短尾椎弓根钉-6.0*35WGB1Z-2	枚	WGDWZGGD	432
3315-1	威高短尾椎弓根钉-6.0*40WGB1Z-2	枚	WGDWZGGD	432
3315-1	威高短尾椎弓根钉-6.0*45WGB1Z-2	枚	WGDWZGGD	432
3315-1	爱得金属骨针6.0×180 松质 II型	支	ADJSGZ6.	3264.7
3315-1	爱得金属骨针6.0×150 松质 II型	支	ADJSGZ6.	3264.7
3315-1	爱得金属骨针6.0×130 松质 II型	支	ADJSGZ6.	3264.7
3315-1	爱得金属骨针5.0×80 皮质 II型	支	ADJSGZ5.	3264.7
3315-1	爱得金属骨针5.0×100 皮质 II型	支	ADJSGZ5.	3264.7
3315-1	爱得金属骨针5.0×130 皮质 II型	支	ADJSGZ5.	3264.7
3315-1	爱得金属骨针4.0×60 皮质 II型	支	ADJSGZ4.	3264.7
3315-1	爱得金属骨针1.8×60 皮质 II型	支	ADJSGZ1.	3264.7
3315-1	爱得无菌骨牵引针 4×120	支	ADWJGQYZ	590
3315-1	爱得无菌骨牵引针 5×150	支	ADWJGQYZ	590
3315-1	爱得无菌骨牵引针 5×180	支	ADWJGQYZ	590
3315-1	爱得无菌骨牵引针 3×80	支	ADWJGQYZ	590
3315-1	施乐辉股骨髁3号左侧 71423223	个	SLHGGK3H	2528
3315-1	百易得金属骨针0.8×70	个	BYDJSGZO	603
3315-1	艾迪尔主钉股骨钉10×320mm R	支	ADEZDG	3550
3315-1	艾迪尔指骨重建型锁定钢板10 孔	块	ADEZGZ	1442

3315-1	艾迪尔浅螺纹螺钉3.5×22mm	枚	ADEQLW	41
3315-1	艾迪尔腓骨远端踝外侧钢板6孔 左	块	ADEFGY	1718
3315-1	艾迪尔锁骨前侧型锁定钢板6孔 右	块	ADESGQ	1920
3315-1	艾迪尔胫骨近端外侧锁定钢板9孔 左	块	ADEJGJ	1920
3315-1	艾迪尔指骨重建型锁定钢板8 孔	块	ADEZGZ	1442
3315-1	艾迪尔锁骨前侧型锁定钢板8孔 右	块	ADESGQ	1920
3315-1	艾迪尔胫骨远端胫内侧钢板14孔 左	块	ADEJGY	1920
3315-1	艾迪尔胫骨近端T型锁定钢板4孔 右	块	ADEJGJ	1920
3315-1	艾迪尔重建弯型锁定钢板13 孔	块	ADEZJW	1930
3315-1	艾迪尔加压螺旋钉2.5×18mm	枚	ADEJYL	380
3315-1	艾迪尔加压螺旋钉7.3×50mm	枚	ADEJYL	380
3315-1	艾迪尔胫骨近端L型Ⅱ 钢板9孔右 JSW95	块	ADEJGJDL	1920
3315-1	艾迪尔锁骨钩Ⅱ 锁定钢板6孔 左	块	ADESGG	1920
3315-1	艾迪尔加压螺旋钉6.5×85mm	枚	ADEJYL	380
3315-1	艾迪尔指骨重建型锁定钢板6 孔	块	ADEZGZ	1442
3315-1	艾迪尔主钉股骨钉10×200mm GD K05	枚	ADEZDGGD	3550
3315-1	艾迪尔胫骨近端外侧锁定钢板7孔 左	块	ADEJGJ	1920
3315-1	艾迪尔浅螺纹螺钉4.5×52mm	枚	ADEQLW	41
3315-1	艾迪尔主钉股骨钉10×380mm R	支	ADEZDG	3550
3315-1	艾迪尔胫骨远端前侧三角型钢板8孔 右	块	ADEJGY	1920
3315-1	艾迪尔浅螺纹螺钉3.5×40mm	枚	ADEQLW	41
3315-1	艾迪尔有限接触锁定钢板11孔	块	ADEYXJ	2205
3315-1	艾迪尔肱骨近端稳定型钢板3孔	块	ADEGGJ	2068
3315-1	艾迪尔浅螺纹螺钉2.5×30mm	枚	ADEQLW	41
3315-1	艾迪尔主钉股骨钉10×420mm R	支	ADEZDG	3550
3315-1	艾迪尔肱骨远端内侧钢板7孔 左	块	ADEGGY	2068
3315-1	艾迪尔加压螺旋钉4.5×40mm	枚	ADEJYL	380
3315-1	艾迪尔主钉股骨钉11×260mm GD K05	枚	ADEZDGGD	3550
3315-1	艾迪尔主钉股骨钉10×200mm GD K02	枚	ADEZDGGD	3550
3315-1	艾迪尔锁骨前侧型锁定钢板7孔 右	块	ADESGQ	1920
3315-1	艾迪尔胫骨近端L型Ⅱ 钢板11孔右 JSQ95	块	ADEJGJDL	1920
3315-1	艾迪尔胫骨远端外侧钢板13孔 左	块	ADEJGY	1920
3315-1	艾迪尔加压螺旋钉4.5×32mm	枚	ADEJYL	380
3315-1	艾迪尔L型锁定钢板15孔 左	块	ADELXS	2068
3315-1	艾迪尔胫骨远端胫内侧钢板4孔 左	块	ADEJGY	1920
3315-1	艾迪尔主钉股骨钉12×200mm GD K02	枚	ADEZDGGD	3550
3315-1	艾迪尔股骨远端髁锁定钢板7孔 右	块	ADEGGY	2280
3315-1	艾迪尔胫骨近端L型Ⅱ 钢板7孔左 JSQ95	块	ADEJGJDL	1920
3315-1	艾迪尔浅螺纹螺钉4.5×22mm	枚	ADEQLW	41
3315-1	艾迪尔桡骨远端掌侧环型Ⅰ 钢板8孔 右	块	ADERGY	1900
3315-1	艾迪尔桡骨远端掌前侧Ⅱ 钢板7孔 右	块	ADERGY	1900
3315-1	艾迪尔浅螺纹螺钉3.5×12mm	枚	ADEQLW	41
3315-1	艾迪尔有限接触锁定钢板8孔	块	ADEYXJ	2205
3315-1	艾迪尔股骨远端髁锁定钢板13孔 左	块	ADEGGY	2280

3315-1	艾迪尔腓骨远端踝外侧钢板10孔 右	块	ADEFGY	1718
3315-1	艾迪尔主钉股骨钉11×240mm GD K02	枚	ADEZDGGD	3550
3315-1	艾迪尔股骨远端外侧锁定钢板13孔 左	块	ADEGGY	2280
3315-1	艾迪尔跟骨环型钢板12孔 右	块	ADEGGH	1766
3315-1	艾迪尔主钉股骨钉11×340mm R	支	ADEZDG	3550
3315-1	艾迪尔加压螺旋钉7.3×95mm	枚	ADEJYL	380
3315-1	艾迪尔肱骨远端背外侧带支撑钢板9孔 右	块	ADEGGY	2068
3315-1	艾迪尔桡骨远端掌前侧Ⅱ钢板3孔 右	块	ADERGY	1900
3315-1	艾迪尔胫骨近端L型Ⅱ 钢板9孔右 JSQ95	块	ADEJGJDL	1920
3315-1	艾迪尔浅螺纹螺钉4.5×34mm	枚	ADEQLW	41
3315-1	艾迪尔肱骨近端稳定型钢板4孔	块	ADEGGJ	2068
3315-1	艾迪尔主钉股骨钉10×180mm GD K02	枚	ADEZDGGD	3550
3315-1	艾迪尔浅螺纹螺钉4.5×50mm	枚	ADEQLW	41
3315-1	艾迪尔管型锁定钢板Ⅰ9孔	块	ADEGXS	2205
3315-1	艾迪尔胫骨近端L型Ⅱ 钢板15孔左 JSW95	块	ADEJGJDL	1920
3315-1	艾迪尔胫骨远端前侧三角型钢板4孔 右	块	ADEJGY	1920
3315-1	艾迪尔锁骨钩Ⅱ锁定钢板7孔 右	块	ADESGG	1920
3315-1	艾迪尔肱骨远端内侧钢板11孔 右	块	ADEGGY	2068
3315-1	艾迪尔下肢直型锁定钢板Ⅱ5孔	块	ADEXZZ	1920
3315-1	艾迪尔重建型直型锁定钢板10孔	块	ADEZJX	1930
3315-1	艾迪尔胫骨近端L型Ⅱ 钢板9孔左 JSW95	块	ADEJGJDL	1920
3315-1	艾迪尔重建弯型锁定钢板6 孔	块	ADEZJW	1930
3315-1	艾迪尔肱骨近端稳定型钢板7孔	块	ADEGGJ	2068
3315-1	艾迪尔加压螺旋钉4.5×34mm	枚	ADEJYL	380
3315-1	艾迪尔桡骨远端斜L型锁定钢板3孔 左	块	ADERGY	1900
3315-1	艾迪尔管型锁定钢板Ⅰ7孔	块	ADEGXS	2205
3315-1	艾迪尔重建型直型锁定钢板15孔	块	ADEZJX	1930
3315-1	艾迪尔主钉胫骨钉12×300mm	枚	ADEZDJ	3468
3315-1	艾迪尔肱骨远端背外侧带支撑钢板7孔 右	块	ADEGGY	2068
3315-1	艾迪尔加压螺旋钉3.0×22mm	枚	ADEJYL	380
3315-1	艾迪尔指骨融合X型锁定钢板4孔	块	ADEZGR	1790
3315-1	艾迪尔加压螺旋钉2.5×16mm	枚	ADEJYL	380
3315-1	艾迪尔浅螺纹螺钉3.5×30mm	枚	ADEQLW	41
3315-1	艾迪尔浅螺纹螺钉3.5×38mm	枚	ADEQLW	41
3315-1	艾迪尔胫骨近端L型Ⅱ 钢板7孔右 JSQ95	块	ADEJGJDL	1920
3315-1	艾迪尔胫骨远端胫内侧钢板6孔 右	块	ADEJGY	1920
3315-1	艾迪尔L型锁定钢板11孔 左	块	ADELXS	2068
3315-1	艾迪尔加压螺旋钉6.5×70mm	枚	ADEJYL	380
3315-1	艾迪尔主钉胫骨钉12×285mm	枚	ADEZDJ	3468
3315-1	艾迪尔肱骨近端稳定型钢板9孔	块	ADEGGJ	2068
3315-1	艾迪尔主钉胫骨钉12×330mm	枚	ADEZDJ	3468
3315-1	艾迪尔胫骨远端前侧三角型钢板12孔 右	块	ADEJGY	1920
3315-1	艾迪尔L型锁定钢板9孔 右	块	ADELXS	2068
3315-1	艾迪尔胫骨近端T型锁定钢板5孔 左	块	ADEJGJ	1920

3315-1	艾迪尔主钉股骨钉12×180mm GD K02	枚	ADEZDGGD	3550
3315-1	艾迪尔加压螺旋钉4.5×48mm	枚	ADEJYL	380
3315-1	艾迪尔胫骨近端L型Ⅱ 钢板11孔右 JSW95	块	ADEJGJDL	1920
3315-1	艾迪尔主钉股骨钉12×240mm GD K02	枚	ADEZDGGD	3550
3315-1	艾迪尔胫骨远端前侧三角型钢板6孔 左	块	ADEJGY	1920
3315-1	艾迪尔桡骨远端掌前侧Ⅱ钢板7孔 左	块	ADERGY	1900
3315-1	艾迪尔重建弯型锁定钢板4 孔	块	ADEZJW	1930
3315-1	艾迪尔锁骨前侧型锁定钢板3孔 右	块	ADESGQ	1920
3315-1	艾迪尔浅螺纹螺钉3.5×32mm	枚	ADEQLW	41
3315-1	艾迪尔浅螺纹螺钉2.7×24mm	枚	ADEQLW	41
3315-1	艾迪尔股骨远端髁锁定钢板7孔 左	块	ADEGGY	2280
3315-1	艾迪尔主钉股骨钉10×180mm GD K05	枚	ADEZDGGD	3550
3315-1	艾迪尔桡骨远端掌前侧Ⅱ钢板6孔 左	块	ADERGY	1900
3315-1	艾迪尔主钉股骨钉10×220mm GD K05	枚	ADEZDGGD	3550
3315-1	艾迪尔主钉股骨钉10×360mm R	支	ADEZDG	3550
3315-1	艾迪尔加压螺旋钉3.0×40mm	枚	ADEJYL	380
3315-1	艾迪尔腓骨远端踝外侧钢板10孔 左	块	ADEFGY	1718
3315-1	艾迪尔桡骨远端掌前侧Ⅱ钢板6孔 右	块	ADERGY	1900
3315-1	艾迪尔跟骨短叶型钢板13孔 左	块	ADEGGD	1766
3315-1	艾迪尔胫骨近端L型Ⅱ 钢板7孔左 JSW95	块	ADEJGJDL	1920
3315-1	艾迪尔桡骨远端斜L型锁定钢板4孔 右	块	ADERGY	1900
3315-1	艾迪尔浅螺纹螺钉4.5×30mm	枚	ADEQLW	41
3315-1	艾迪尔腓骨远端踝外侧钢板8孔 右	块	ADEFGY	1718
3315-1	艾迪尔指骨重建型锁定钢板5 孔	块	ADEZGZ	1442
3315-1	艾迪尔肱骨远端背外侧带支撑钢板9孔 左	块	ADEGGY	2068
3315-1	艾迪尔胫骨近端L型Ⅱ 钢板13孔左 JSQ95	块	ADEJGJDL	1920
3315-1	艾迪尔肱骨远端内侧钢板11孔 左	块	ADEGGY	2068
3315-1	艾迪尔加压螺旋钉4.5×38mm	枚	ADEJYL	380
3315-1	艾迪尔加压螺旋钉3.5×30mm	枚	ADEJYL	380
3315-1	艾迪尔浅螺纹螺钉2.7×20mm	枚	ADEQLW	41
3315-1	艾迪尔主钉股骨钉10×340mm R	支	ADEZDG	3550
3315-1	艾迪尔胫骨近端L型Ⅱ 钢板11孔左 JSW95	块	ADEJGJDL	1920
3315-1	艾迪尔胫骨远端外侧钢板11孔 右	块	ADEJGY	1920
3315-1	艾迪尔浅螺纹螺钉4.5×58mm	枚	ADEQLW	41
3315-1	艾迪尔肱骨远端内侧钢板5孔 右	块	ADEGGY	2068
3315-1	艾迪尔加压螺旋钉3.5×28mm	枚	ADEJYL	380
3315-1	艾迪尔胫骨远端胫内侧钢板14孔 右	块	ADEJGY	1920
3315-1	艾迪尔加压螺旋钉7.3×60mm	枚	ADEJYL	380
3315-1	艾迪尔胫骨远端胫内侧钢板8孔 左	块	ADEJGY	1920
3315-1	艾迪尔重建型直型锁定钢板5孔	块	ADEZJX	1930
3315-1	艾迪尔胫骨远端外侧钢板7孔 右	块	ADEJGY	1920
3315-1	艾迪尔加压螺旋钉2.5×30mm	枚	ADEJYL	380
3315-1	艾迪尔浅螺纹螺钉2.7×30mm	枚	ADEQLW	41

3315-1	艾迪尔加压螺旋钉6.5×60mm	枚	ADEJYL	380
3315-1	艾迪尔加压螺旋钉3.5×40mm	枚	ADEJYL	380
3315-1	艾迪尔L型锁定钢板5孔 左	块	ADELXS	2068
3315-1	艾迪尔主钉股骨钉12×420mm R	支	ADEZDG	3550
3315-1	艾迪尔腓骨远端踝外侧钢板6孔 右	块	ADEFGY	1718
3315-1	艾迪尔浅螺纹螺钉2.5×28mm	枚	ADEQLW	41
3315-1	艾迪尔胫骨近端L型 II 钢板7孔右 JSW95	块	ADEJGJDL	1920
3315-1	艾迪尔浅螺纹螺钉4.5×60mm	枚	ADEQLW	41
3315-1	艾迪尔浅螺纹螺钉4.5×40mm	枚	ADEQLW	41
3315-1	艾迪尔加压螺旋钉2.5×24mm	枚	ADEJYL	380
3315-1	艾迪尔加压螺旋钉2.5×26mm	枚	ADEJYL	380
3315-1	艾迪尔胫骨远端胫内侧钢板4孔 右	块	ADEJGY	1920
3315-1	艾迪尔主钉胫骨钉10×390mm	枚	ADEZDJ	3468
3315-1	艾迪尔桡骨远端加长T型锁定钢板6孔	块	ADERGY	1900
3315-1	艾迪尔主钉股骨钉11×400mm R	支	ADEZDG	3550
3315-1	艾迪尔股骨远端外侧锁定钢板5孔 右	块	ADEGGY	2280
3315-1	艾迪尔股骨直型锁定钢板 II 10孔	块	ADEGGZ	2280
3315-1	艾迪尔主钉股骨钉12×400mm R	支	ADEZDG	3550
3315-1	艾迪尔加压螺旋钉4.5×36mm	枚	ADEJYL	380
3315-1	艾迪尔桡骨远端掌前侧 II 钢板5孔 右	块	ADERGY	1900
3315-1	艾迪尔管型锁定钢板 I 10孔	块	ADEGXS	2205
3315-1	艾迪尔浅螺纹螺钉2.5×12mm	枚	ADEQLW	41
3315-1	艾迪尔L型锁定钢板4孔 右	块	ADELXS	2068
3315-1	艾迪尔有限接触锁定钢板5孔	块	ADEYXJ	2205
3315-1	艾迪尔加压螺旋钉4.5×44mm	枚	ADEJYL	380
3315-1	艾迪尔桡骨远端掌侧环型 I 钢板6孔 左	块	ADERGY	1900
3315-1	艾迪尔腓骨远端踝外侧钢板11孔 左	块	ADEFGY	1718
3315-1	艾迪尔胫骨远端外侧钢板15孔 右	块	ADEJGY	1920
3315-1	艾迪尔加压螺旋钉6.5×80mm	枚	ADEJYL	380
3315-1	艾迪尔加压螺旋钉3.5×20mm	枚	ADEJYL	380
3315-1	艾迪尔胫骨近端L型 II 钢板13孔左 JSW95	块	ADEJGJDL	1920
3315-1	艾迪尔浅螺纹螺钉3.5×20mm	枚	ADEQLW	41
3315-1	艾迪尔跟骨短叶型钢板11孔 左	块	ADEGGD	1766
3315-1	艾迪尔肱骨远端内侧钢板9孔 右	块	ADEGGY	2068
3315-1	艾迪尔胫骨近端外侧锁定钢板11孔 右	块	ADEJGJ	1920
3315-1	艾迪尔加压螺旋钉7.3×80mm	枚	ADEJYL	380
3315-1	艾迪尔重建型直型锁定钢板13孔	块	ADEZJX	1930
3315-1	艾迪尔浅螺纹螺钉4.5×24mm	枚	ADEQLW	41
3315-1	艾迪尔主钉股骨钉10×280mm GD K05	枚	ADEZDGGD	3550
3315-1	艾迪尔股骨远端髁锁定钢板9孔 右	块	ADEGGY	2280
3315-1	艾迪尔浅螺纹螺钉3.5×28mm	枚	ADEQLW	41
3315-1	艾迪尔桡骨远端加长T型锁定钢板12孔	块	ADERGY	1900
3315-1	艾迪尔加压螺旋钉2.5×14mm	枚	ADEJYL	380
3315-1	艾迪尔加压螺旋钉7.3×55mm	枚	ADEJYL	380
3315-1	艾迪尔肱骨近端稳定型钢板5孔	块	ADEGGJ	2068
3315-1	艾迪尔锁骨前侧型锁定钢板5孔 左	块	ADESGQ	1920
3315-1	艾迪尔重建弯型锁定钢板10 孔	块	ADEZJW	1930
3315-1	艾迪尔重建弯型锁定钢板15 孔	块	ADEZJW	1930

3315-1	艾迪尔加压螺旋钉3.5×46mm	枚	ADEJYL	380
3315-1	艾迪尔主钉股骨钉11×300mm R	支	ADEZDG	3550
3315-1	艾迪尔胫骨近端T型锁定钢板6孔 右	块	ADEJGJ	1920
3315-1	艾迪尔主钉股骨钉11×220mm GD K05	枚	ADEZDGGD	3550
3315-1	艾迪尔胫骨近端L型 II 钢板13孔右 JSW95	块	ADEJGJDL	1920
3315-1	艾迪尔锁骨钩 II 锁定钢板6孔 右	块	ADESGG	1920
3315-1	艾迪尔主钉股骨钉10×240mm GD K02	枚	ADEZDGGD	3550
3315-1	艾迪尔L型锁定钢板14孔 左	块	ADELXS	2068
3315-1	艾迪尔L型锁定钢板8孔 左	块	ADELXS	2068
3315-1	艾迪尔重建型直型锁定钢板7孔	块	ADEZJX	1930
3315-1	艾迪尔L型锁定钢板13孔 右	块	ADELXS	2068
3315-1	艾迪尔胫骨远端前侧三角型钢板10孔 右	块	ADEJGY	1920
3315-1	艾迪尔浅螺纹螺钉2.5×10mm	枚	ADEQLW	41
3315-1	艾迪尔加压螺旋钉7.3×45mm	枚	ADEJYL	380
3315-1	三友横连器V型(RSS IV型) 73	个	SYHLQVX(	98
3315-1	三友横连器V型(RSS IV型) 53	个	SYHLQVX(	98
3315-1	三友横连器V型(RSS IV型) 63	个	SYHLQVX(	98
3315-1	三友多轴螺钉V型(RSS I型)-2 5.5×30	枚	SYDZLDVX	4252
3315-1	三友多轴螺钉V型(RSS I型)-2 5.5×35	枚	SYDZLDVX	4252
3315-1	三友多轴螺钉V型(RSS I型)-2 5.5×40	枚	SYDZLDVX	4252
3315-1	三友多轴螺钉V型(RSS I型)-2 5.5×45	枚	SYDZLDVX	4252
3315-1	三友多轴螺钉V型(RSS I型)-2 5.5×50	枚	SYDZLDVX	4252
3315-1	三友多轴螺钉V型(RSS I型)-2 6.5×30	枚	SYDZLDVX	5636
3315-1	三友多轴螺钉V型(RSS I型)-2 6.5×45	枚	SYDZLDVX	5636
3315-1	三友多轴螺钉V型(RSS I型)-2 6.5×50	枚	SYDZLDVX	5636
3315-1	强生(博伊福百)钛5.5棒175570000	根	QS(BYFB)	155
3315-1	强生(博伊福百)脊柱椎间融合器187827212	个	QS(BYFB)	3461
3315-1	强生(博伊福百)脊柱椎间融合器187823111	个	QS(BYFB)	3461
3315-1	医宁可吸收接骨棒 OPK-15K2	个	YNKXSJGB	9000
3315-1	美敦力颈椎椎间融合器16×14×5MM 4210564	个	MDLJZZJR	8200
3315-1	美敦力万向螺钉4.0*22	个	MDLWXLD4	517

3315-1	美敦力闭口连接头7041460	个	MDLBKLJT	3780
3315-1	美敦力微创长臂万向螺钉5.5X75	个	MDLWCCBW	8316
3315-1	美敦力螺钉3.0 x 7mm 853-507	个	MDLLD3.0	54
3315-1	施乐辉胫骨托 左侧 1号 71422691	个	SLHJGT Z	12366
3315-1	施乐辉高屈曲垫片1-2 9MM 71422661	个	SLHGQQDP	8391.5
3315-1	贝朗颈椎前路融合器5° 14×6MM FJ406P	个	BLJZQLRH	397
3315-1	贝朗颈椎前路融合器5° 14×6MM FJ405P	个	BLJZQLRH	397
3315-1	康辉2.7mm直型LCP 2.0X9孔X88.5mm SDXZ40	块	KH2.7mmZ	2147
3315-1	康辉螺旋股骨近端髓内钉左 10X320	枚	KHLXGG	3596.1
3315-1	康辉自攻锁定螺钉 2.7X24 SDLD	枚	KHZGSD	1500
3315-1	康辉3.5mm有限接触LCP 4.0X7孔 SDXG37	块	KH3.5mmY	2147
3315-1	康辉胫骨近端内侧T型LCP左 3.8X12孔SDDG21	块	KHJGJDNC	2347
3315-1	康辉自攻皮质骨螺钉 1.5X12 SSQ	枚	KHZGPZ	43.68
3315-1	康辉动力加压螺钉半螺纹 7.0X4.5X78DJY-V	枚	KHDLJYLD	404.39
3315-1	康辉自攻皮质骨螺钉 1.5X24 SSQ	枚	KHZGPZ	43.68
3315-1	康辉螺旋股骨近端髓内钉 10X240 J	枚	KHLXGG	3596.1
3315-1	康辉桡骨远端掌侧柱 II 型LCP左1.8X4 SDXG59	块	KHRGYDZC	2239
3315-1	康辉跟骨锁定接骨板 II 型 1.5X14孔	块	KHGGSD	2107.4
3315-1	康辉锁骨钩LCP III 型左 3.0X5孔X45mm SDXG25	块	KHSGGLCP	2077
3315-1	康辉自攻锁定螺钉 2.7X20 SDLD	枚	KHZGSD	1500
3315-1	康辉肱骨近端LCP 3.2X8孔 SDX	块	KHGGJD	2267
3315-1	康辉4.5mm有限接触LCP 宽5.8X7孔 SDDG39	块	KH4.5mmY	1959.1
3315-1	康辉自攻锁定螺钉 3.5X12 SDLD	枚	KHZGSD	1500
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨螺钉HAQ06 2.4X13	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉手足L型LCP 左 1.8X5孔 S	块	KHSZLX	2307
3315-1	康辉桡骨远端掌侧柱 II 型LCP左1.8X12SDXG59	块	KHRGYDZC	2239
3315-1	康辉肱骨近端LCP 3.2X5孔 SDX	块	KHGGJD	2267
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨螺钉HAQ06 4.5X24	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉2.0mm直型LCP 1.3X6孔 SDXZ40	块	KH2.0mmZ	2307
3315-1	康辉胫骨髓内钉 胫骨钉 10X280 J	枚	KHJGSN	3263.5
3315-1	康辉锁骨钩LCP III 型左 3.0X8孔X74mm SDXG25	块	KHSGGLCP	2077

3315-1	康辉锁骨钩LCPⅢ型右 3.0X6孔X55mm SDXG26	块	KHSGGLCP	2077
3315-1	康辉自攻锁定螺钉 2.7X6 SDLDO	枚	KHZGSD	1500
3315-1	康辉干骺端LCP I 型 3.2X16孔	块	KHGHDL	2147
3315-1	康辉股骨近端外侧LCPⅡ型右5.0X17	块	KHGGJD	2447
3315-1	康辉自攻皮质骨螺钉 2.0X24 SSQ	枚	KHZGPZ	43.68
3315-1	康辉自攻锁定螺钉 3.5X24 SDLD	枚	KHZGSD	1500
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨螺钉HAQ06 2.4X60	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨螺钉HAQ06 4.5X90	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉肱骨远背侧LCP带支撑右2.8X14孔SDXG29	块	KHGGYBCL	2267
3315-1	康辉锁定重建接骨板 窄 2.8X7孔 S	块	KHSDZJ	2147
3315-1	康辉锁定重建接骨板 窄 2.8X12孔	块	KHSDZJ	2147
3315-1	康辉S锁定重建接骨板Ⅱ型左 2.8X7孔	块	KHSSDZ	2077
3315-1	康辉桡骨远端LCP 右 1.7X12孔	块	KHRGYD	2239
3315-1	康辉动力加压螺钉半螺纹 5.5X4.5X78DJY-V	枚	KHDLJYLD	404.39
3315-1	康辉自攻锁定螺钉 3.5X80 SDLD	枚	KHZGSD	1500
3315-1	康辉桡骨远端LCP 右 2.3X11孔	块	KHRGYD	2239
3315-1	康辉螺旋股骨近端髓内钉左 12X340	枚	KHLXGG	3596.1
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨平螺钉HAQ06 3.5X36	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉股骨髓内钉 股骨钉左 11X340	枚	KHGGSN	3596.1
3315-1	康辉锁骨钩LCPⅢ型左 3.0X9孔X85mm SDXG25	块	KHSGGLCP	2077
3315-1	康辉肱骨远背侧LCP 带支撑右2.8X3孔SDXG29	块	KHGGYBCL	2267
3315-1	康辉锁定重建接骨板 窄 2.8X8孔 S	块	KHSDZJ	2147
3315-1	康辉自攻锁定螺钉 2.7X10 SDLD	枚	KHZGSD	1500
3315-1	康辉干骺端LCP I 型 3.2X11孔	块	KHGHDL	2147
3315-1	康辉跟骨锁定接骨板Ⅱ型 1.5X15孔	块	KHGGSD	2107.4
3315-1	康辉胫骨远端LCP 右 3.6X15孔	块	KHJGYD	2347
3315-1	康辉股骨髓内钉 重建钉 11.5X400	枚	KHGGSN	3596.1
3315-1	康辉桡骨远端LCP 左 2.3X11孔	块	KHRGYD	2239
3315-1	康辉股骨髓内钉 股骨钉右 9.5X440	枚	KHGGSN	3596.1
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨螺钉HAQ06 4.5X30	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉股骨远端LCP 左 5.8X7孔 S	块	KHGGYD	2447
3315-1	康辉自攻皮质骨螺钉 1.5X22 SSQ	枚	KHZGPZ	43.68
3315-1	康辉螺旋股骨近端髓内钉左 11X340	枚	KHLXGG	3596.1
3315-1	康辉胫骨近端内侧T型LCP右 3.8X5孔 SDDG22	块	KHJGJDNC	2347
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨螺钉HAQ06 2.4X12	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉干骺端LCPⅡ型 2.0X4孔 S	块	KHGHDL	2407.2
3315-1	康辉动力加压螺钉全螺纹 4.0X3.0X22DJY-V	枚	KHDLJYLD	404.39
3315-1	康辉自攻皮质骨螺钉 2.0X6 SSQ0	枚	KHZGPZ	43.68

3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨螺钉HAQ06 2.7X60	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉胫骨近端侧方LCP 左 4.0X10孔 SDDG49	块	KHJGJDCF	2347
3315-1	康辉股骨近端外侧LCP II型右5.0X11	块	KHGGJD	2447
3315-1	康辉2.0mmT型LCP 1.3X9孔 SDXZ72	块	KH2.0mmT	2385.9
3315-1	康辉3.5mm有限接触LCP 4.0X5孔 SDXG37	块	KH3.5mmY	2147
3315-1	康辉股骨远端LCP 右 5.8X5孔 S	块	KHGGYD	2447
3315-1	康辉无菌盖帽 29mm JGMV	枚	KHWJGM	1584
3315-1	康辉胫骨远端LCP II型 左3.6X8孔	块	KHJGYD	2347
3315-1	康辉干骺端LCP I型 3.2X12孔	块	KHGHDL	2147
3315-1	康辉2.4mm直型LCP 1.8X7孔 SDXZ40	块	KH2.4mmZ	2147
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨螺钉HAQ06 4.5X50	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉股骨远端LCP 左 5.8X11孔	块	KHGGYD	2447
3315-1	康辉4.5mm有限接触LCP 宽5.8X18孔 SDDG39	块	KH4.5mmY	1959.1
3315-1	康辉1.5mm直型链式LCP 1.0X12孔 SDXZ75	块	KH1.5mmZ	2307
3315-1	康辉胫骨髓内钉 胫骨钉 10X420 JJ	枚	KHJGSN	3263.5
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨螺钉HAQ06 2.7X12	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉桡骨远端掌侧柱 II型LCP右1.8X6 SDXG79	块	KHRGYDZC	2239
3315-1	康辉4.5mm有限接触LCP 宽5.8X15孔 SDDG39	块	KH4.5mmY	1959.1
3315-1	康辉螺旋股骨近端髓内钉左 11X440	枚	KHLXGG	3596.1
3315-1	康辉胫骨近端侧方LCP 右 4.0X12孔 SDDG48	块	KHJGJDCF	2347
3315-1	康辉跟骨锁定接骨板III型 1.5X12X6	块	KHGGSD	2107.4
3315-1	康辉动力加压螺钉半螺纹 4.0X3.0X72DJY-V	枚	KHDLJYLD	404.39
3315-1	康辉4.5mm有限接触LCP 宽5.8X13孔 SDDG39	块	KH4.5mmY	1959.1
3315-1	康辉股骨近端外侧LCP II型右5.0X9孔	块	KHGGJD	2447
3315-1	康辉2.0mm髌LCP III型 1.5X7孔 SDXG78	块	KH2.0mmK	2307
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨螺钉HAQ06 2.4X9	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉动力加压螺钉全螺纹 4.0X3.0X45DJY-V	枚	KHDLJYLD	404.39
3315-1	康辉动力加压螺钉半螺纹 5.5X4.5X62DJY-V	枚	KHDLJYLD	404.39
3315-1	康辉胫骨髓内钉 胫骨钉 9X380 JJ	枚	KHJGSN	3263.5
3315-1	康辉腓骨远端LCP 右 2.3X10孔	块	KHFGYD	2109
3315-1	康辉瞄准型肱骨远内侧LCP左3.0X6孔	块	KHMZXG	2267
3315-1	康辉螺旋股骨近端髓内钉 9.3X170	枚	KHLXGG	3596.1
3315-1	康辉胫骨远端LCP 左 3.6X13孔	块	KHJGYD	2347

3315-1	康辉动力加压螺钉半螺纹 5.5X4.5X85DJY-V	枚	KHDLJYLD	404.39
3315-1	康辉股骨髓内钉 重建钉 10X300 J	枚	KHGGSN	3596.1
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨螺钉HAQ06 2.7X36	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉胫骨近端侧方LCP 左 4.4X14孔 SDDG49	块	KHJGJDCF	2347
3315-1	康辉股骨远端LCP 右 5.8X13孔	块	KHGGYD	2447
3315-1	康辉桡骨远端掌侧柱II型LCP右1.8X10SDXG79	块	KHRGYDZC	2239
3315-1	康辉肱骨远背侧LCP 带支撑左2.8X3孔SDXG30	块	KHGGYBCL	2267
3315-1	康辉自攻皮质骨螺钉 2.0X10 SSQ	枚	KHZGPZ	43.68
3315-1	康辉2.4mm直型LCP 1.8X4孔 SDXZ40	块	KH2.4mmZ	2147
3315-1	康辉自攻锁定螺钉 3.5X18 SDLD	枚	KHZGSD	1500
3315-1	康辉腓骨远端LCP 左 2.8X9孔 S	块	KHFGYD	2109
3315-1	康辉胫骨远端外侧L型LCP右 4.0X11孔SDDG50	块	KHJGYDWC	2347
3315-1	康辉4.5mm有限接触LCP 宽5.8X9孔 SDDG39	块	KH4.5mmY	1959.1
3315-1	康辉股骨髓内钉 股骨钉右 10X440	枚	KHGGSN	3596.1
3315-1	康辉自攻锁定螺钉 2.7X22 SDLD	枚	KHZGSD	1500
3315-1	康辉锁骨钩LCPIII型左 3.0X5孔X44mm SDXG25	块	KHSGGLCP	2077
3315-1	康辉桡骨远端掌侧斜T型LCP右 2.0X6 SDXG54	块	KHRGYDZC	2239
3315-1	康辉1.5mm直型链式LCP 1.0X6孔 SDXZ75	块	KH1.5mmZ	2307
3315-1	康辉自攻锁定螺钉 2.7X18 SDLD	枚	KHZGSD	1500
3315-1	康辉锁骨钩LCPIII型右 3.2X10孔X96 SDXG26	块	KHSGGLCP	2077
3315-1	康辉胫骨近端侧方LCP 左 4.0X11孔 SDDG49	块	KHJGJDCF	2347
3315-1	康辉桡骨远端掌侧柱II型LCP右1.8X7 SDXG79	块	KHRGYDZC	2239
3315-1	康辉锁骨前侧型LCP 右 3.3X15孔	块	KHSGQC	2077
3315-1	康辉腓骨远端LCP 右 2.3X9孔 S	块	KHFGYD	2109
3315-1	康辉腓骨远端LCP 左 2.3X16孔	块	KHFGYD	2109
3315-1	艾迪尔距骨锁定钢板JSW126 6孔	块	ADEJGSDG	2292
3315-1	康辉锁钉无菌螺旋刀片 10.3X105	枚	KHSDWJ	14784
3315-1	康辉胫骨近端内侧T型LCP左 3.8X7孔 SDDG21	块	KHJGJDNC	2347
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨螺钉HAQ06 2.7X8	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉螺旋股骨近端髓内钉左 9.5X440	枚	KHLXGG	3596.1
3315-1	康辉桡骨远端背侧II型LCP左 1.5X5	块	KHRGYD	2239
3315-1	康辉桡骨远端掌侧柱II型LCP左1.8X9 SDXG59	块	KHRGYDZC	2239
3315-1	康辉螺旋股骨近端髓内钉左 11X420	枚	KHLXGG	3596.1

3315-1	康辉肱骨近端LCP 3.2X12孔 SD	块	KHGGJD	2267
3315-1	康定金属骨针（克氏针）2.0×300	个	KDJSGZ(K	612
3315-1	迈瑞尺桡骨直型锁定板3.5 7孔/118/11/3	块	MRCRGZXS	2383
3315-1	大博微创钩形锁定板SCLP14微创I型 3孔	块	DBWCGXSD	2387
3315-1	康辉桡骨远端LCP 右 2.0X9孔 S	块	KHRGYD	2239
3315-1	康辉锁骨钩LCPⅢ型左 3.0X7孔X65mm SDXG25	块	KHSGGLCP	2077
3315-1	康辉无菌股骨钉锁钉 4.5X50 JSD	枚	KHWJGG	2500
3315-1	康辉股骨髓内钉 股骨钉左 9.5X380	枚	KHGGSN	3596.1
3315-1	康辉自攻锁定螺钉 3.5X55 SDLD	枚	KHZGSD	1500
3315-1	康辉3.5mm有限接触LCP 4.0X10孔 SDXG37	块	KH3.5mmY	2147
3315-1	康辉S锁定重建接骨板Ⅱ型左 2.8X6孔	块	KHSSDZJJ	2077
3315-1	康辉4.5mm T型双弯LCP 3.6X3孔 SDDG33	块	KH4.5mm	2147
3315-1	康辉胫骨近端内侧T型LCP右 3.8X10孔SDDG22	块	KHJGJDNC	2347
3315-1	康辉自攻锁定螺钉 2.7X60 SDLD	枚	KHZGSD	1500
3315-1	康辉腓骨远端LCP 左 2.3X20孔	块	KHFGYD	2109
3315-1	康辉胫骨近端侧方LCP 左 4.0X9孔 SDDG49	块	KHJGJDCF	2347
3315-1	康辉股骨髓内钉 股骨钉左 12X420	枚	KHGGSN	3596.1
3315-1	康辉桡骨远端掌侧斜T型LCP右 2.0X5 SDXG54	块	KHRGYDZC	2239
3315-1	康辉锁骨钩LCPⅢ型右 3.0X5孔X44mm SDXG26	块	KHSGGLCP	2077
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨螺钉HAQ06 2.7X22	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉自攻皮质骨螺钉 1.5X20 SSQ	枚	KHZGPZ	43.68
3315-1	康辉螺旋股骨近端髓内钉左 10X440	枚	KHLXGG	3596.1
3315-1	康辉胫骨近端侧方LCP 右 4.0X11	块	KHJGJD	2347
3315-1	康辉尺骨鹰嘴LCP 左 2.8X10孔 SDXG41	块	KHCGYZLC	2407.2
3315-1	康辉螺旋股骨近端髓内钉右 11X380	枚	KHLXGG	3596.1
3315-1	康辉股骨髓内钉 股骨钉左 12X360	枚	KHGGSN	3596.1
3315-1	康辉桡骨远端背侧斜L型LCP右1.8X4	块	KHRGYD	2239
3315-1	康辉腓骨远端LCP 左 2.3X12孔	块	KHFGYD	2109
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨平螺钉HAQ06 3.5X14	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉胫骨远端LCP Ⅱ型 右3.6X8孔	块	KHJGYD	2347
3315-1	康辉股骨远端LCP 左 5.8X5孔 S	块	KHGGYD	2447
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨平螺钉HAQ06 3.5X12	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉瞄准型肱骨远内侧LCP右3.0X17	块	KHMZXG	2267
3315-1	康辉动力加压螺钉半螺纹 4.0X3.0X78DJY-V	枚	KHDLJYLD	404.39
3315-1	康辉2.0mmX型LCP 1.3X4孔X13mm SDXZ70	块	KH2.0mmX	2307

3315-1	康辉肱骨远背侧LCP带支撑左2.8X14孔SDXG30	块	KHGGYBCL	2267
3315-1	康辉2.7mm直型LCP 2.0X8孔X79mm SDXZ40	块	KH2.7mmZ	2147
3315-1	康辉自攻锁定螺钉 3.5X46 SDLD	枚	KHZGSD	1500
3315-1	康辉无菌盖帽 39mm JGMV	枚	KHWJGM	1584
3315-1	康辉股骨髓内钉 股骨钉右 10X420	枚	KHGGSN	3596.1
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨螺钉HAQ06 2.4X44	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨螺钉HAQ06 2.4X54	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉锁骨钩LCPIII型左 3.0X6孔X54mm SDXG25	块	KHSGGLCP	2077
3315-1	康辉动力加压螺钉半螺纹 5.5X4.5X72DJY-V	枚	KHDLJYLD	404.39
3315-1	康辉胫骨髓内钉 胫骨钉 9X420 JJ	枚	KHJGSN	3263.5
3315-1	康辉腓骨远端LCP 右 2.8X14孔	块	KHFGYD	2109
3315-1	康辉螺旋股骨近端髓内钉左 9.5X360	枚	KHLXGG	3596.1
3315-1	康辉股骨髓内钉 重建钉 10X320 J	枚	KHGGSN	3596.1
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨螺钉HAQ06 2.4X24	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉股骨髓内钉 股骨钉左 10X460	枚	KHGGSN	3596.1
3315-1	康辉2.4mm直型LCP 1.8X5孔 SDXZ40	块	KH2.4mmZ	2147
3315-1	康辉肱骨近端LCP 3.2X10孔 SD	块	KHGGJD	2267
3315-1	康辉股骨髓内钉 股骨钉右 12X460	枚	KHGGSN	3596.1
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨螺钉HAQ06 4.5X18	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉锁骨钩LCPIII型右 3.0X8孔X74mm SDXG26	块	KHSGGLCP	2077
3315-1	康辉股骨髓内钉 股骨钉左 11X460	枚	KHGGSN	3596.1
3315-1	康辉动力加压螺钉半螺纹 7.0X4.5X92DJY-V	枚	KHDLJYLD	404.39
3315-1	康辉无菌股骨钉锁钉 4.5X70 JSD	枚	KHWJGG	2500
3315-1	康辉锁骨钩LCPIII型右 3.2X5孔X46mm SDXG26	块	KHSGGLCP	2077
3315-1	康辉股骨髓内钉 股骨钉右 10X380	枚	KHGGSN	3596.1
3315-1	康辉桡骨远端掌侧斜T型LCP右 2.0X3 SDXG54	块	KHRGYDZC	2239
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨螺钉HAQ06 2.4X30	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨螺钉HAQ06 2.4X40	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉自攻皮质骨螺钉 1.5X23 SSQ	枚	KHZGPZ	43.68
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨螺钉HAQ06 4.5X54	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉桡骨远端LCP 右 2.3X12孔	块	KHRGYD	2239
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨螺钉HAQ06 2.7X11	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉锁骨钩LCPIII型右 3.2X8孔X76mm SDXG26	块	KHSGGLCP	2077

3315-1	康辉1.5mmY型LCP 1.0X11孔 SDXZ06	块	KH1.5mmY	2307
3315-1	康辉锁定重建接骨板 窄 2.8X18孔	块	KHSDZJ	2147
3315-1	康辉2.0mm直型LCP 1.3X4孔 SDXZ40	块	KH2.0mmZ	2307
3315-1	康辉3.5mm有限接触LCP 4.0X14孔 SDXG37	块	KH3.5mmY	2147
3315-1	康辉股骨近端外侧LCP II型左5.0X13	块	KHGGJD	2447
3315-1	康辉股骨髓内钉 股骨钉左 12X340	枚	KHGGSN	3596.1
3315-1	康辉干骺端LCP II型 2.0X7孔 S	块	KHGHDL	2407.2
3315-1	康辉无菌股骨钉锁钉 4.5X55 JSD	枚	KHWJGG	2500
3315-1	康辉自攻锁定螺钉 2.7X14 SDLD	枚	KHZGSD	1500
3315-1	康辉胫骨近端侧方LCP 左 4.4X16	块	KHJGJD	2347
3315-1	康辉螺旋股骨近端髓内钉右 11X440	枚	KHLXGG	3596.1
3315-1	康辉2.4/2.7mm直型链式LCP 1.6X2孔 SDXZ75	块	KH2.4/2.	2147
3315-1	康辉桡骨远端LCP 左 2.0X9孔 S	块	KHRGYD	2239
3315-1	康辉胫骨远端LCP 左 3.6X17孔	块	KHJGYD	2347
3315-1	康辉动力加压螺钉半螺纹 4.0X3.0X32DJY-V	枚	KHDLJYLD	404.39
3315-1	康辉无菌盖帽 34mm JGMV	枚	KHWJGM	1584
3315-1	康辉股骨髓内钉 重建钉 11.5X360	枚	KHGGSN	3596.1
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨平螺钉HAQ06 3.5X40	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉腓骨远端LCP 右 2.3X18孔	块	KHFGYD	2109
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨螺钉HAQ06 2.7X32	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉胫骨近端侧方LCP 右 4.4X8孔	块	KHJGJD	2347
3315-1	康辉胫骨髓内钉 胫骨钉 9X400 JJ	枚	KHJGSN	3263.5
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨螺钉HAQ06 2.4X50	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉锁骨钩LCP III型左 3.0X7孔X64mm SDXG25	块	KHSGGLCP	2077
3315-1	康辉锁骨钩LCP III型右 3.0X9孔X86mm SDXG26	块	KHSGGLCP	2077
3315-1	康辉锁钉无菌螺旋刀片 10.3X75 J	枚	KHSDWJ	14784
3315-1	康辉锁骨钩LCP III型右 3.2X9孔X86mm SDXG26	块	KHSGGLCP	2077
3315-1	康辉自攻皮质骨螺钉 1.5X8 SSQ0	枚	KHZGPZ	43.68
3315-1	康辉锁骨前侧型LCP 右 3.3X12孔	块	KHSGQC	2077
3315-1	康辉动力加压螺钉全螺纹 4.0X3.0X90DJY-V	枚	KHDLJYLD	404.39
3315-1	康辉动力加压螺钉半螺纹 7.0X4.5X95DJY-V	枚	KHDLJYLD	404.39
3315-1	康辉动力加压螺钉半螺纹 4.0X3.0X85DJY-V	枚	KHDLJYLD	404.39
3315-1	康辉手足斜L型LCP 右 1.8X5孔	块	KHSZXL	2307
3315-1	康辉桡骨远端LCP 左 2.3X10孔	块	KHRGYD	2239
3315-1	康辉桡骨远端掌侧斜T型LCP左 2.0X4 SDXG53	块	KHRGYDZC	2239
3315-1	康辉S锁定重建接骨板 II型右 2.8X12	块	KHSSDZ	2077

3315-1	康辉肱骨远背侧LCP 带支撑左2.8X5孔SDXG30	块	KHGGYBCL	2267
3315-1	康辉胫骨近端侧方LCP 左 4.0X13孔 SDDG49	块	KHJGJDCF	2347
3315-1	康辉无菌股骨钉锁钉 4.5X80 JSD	枚	KHWJGG	2500
3315-1	康辉股骨髓内钉 股骨钉左 9.5X460	枚	KHGGSN	3596.1
3315-1	康辉自攻锁定螺钉 2.7X46 SDLD	枚	KHZGSD	1500
3315-1	康辉桡骨远端掌侧柱II型LCP左1.8X7 SDXG59	块	KHRGYDZC	2239
3315-1	康辉股骨髓内钉 股骨钉右 12X420	枚	KHGGSN	3596.1
3315-1	康辉桡骨远端掌侧柱II型LCP右1.8X9 SDXG79	块	KHRGYDZC	2239
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨螺钉HAQ06 2.4X7	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉胫骨近端侧方LCP 右 4.0X15	块	KHJGJD	2347
3315-1	康辉腓骨远端LCP 右 2.3X11孔	块	KHFGYD	2109
3315-1	康辉锁骨重建型LCP 右 3.2X6孔	块	KHSGZJ	2077
3315-1	康辉胫骨远端LCP II型 左3.6X10	块	KHJGYD	2347
3315-1	奥斯迈胫骨髓内钉II型4.5, L=74	枚	ASMJGS	1100
3315-1	奥斯迈胫骨髓内钉II型4.5, L=76	枚	ASMJGS	1100
3315-1	奥斯迈胫骨髓内钉II型4.5, L=78	枚	ASMJGS	1100
3315-1	奥斯迈胫骨髓内钉II型4.5, L=80	枚	ASMJGS	1100
3315-1	奥斯迈3.5胫骨远内接骨板II15孔右 锥加压灭	块	ASM3.5JG	2321.3
3315-1	奥斯迈3.5胫骨远内接骨板II15孔左 锥加压灭	块	ASM3.5JG	2321.3
3315-1	奥斯迈3.5胫骨远内接骨板II4孔右 锥加压灭	块	ASM3.5JG	2321.3
3315-1	美敦力开门钛板10mm 853010WM	个	MDLKMTB1	7000
3315-1	奥斯迈胫骨髓内钉II型4.5, L=40	枚	ASMJGS	1100
3315-1	捷迈股骨柄P/S-TPR-ST, -13.5-STD	个	JMGGBP/S	1699
3315-1	捷迈髌臼系统GG32 00-8752-008-32	个	JMKJXTGG	1019
3315-1	捷迈股骨头12/14 0x32 00-8775-032-02	个	JMGGT12/	1984
3315-1	春立髌关节假体-28球头 1	个	CLKGJJT-	1350
3315-1	威高万向复位螺钉-6.5×50-WGB1Z-7-04	枚	WGWXFWLD	480
3315-1	史赛克脊柱融合器系统6741064	个	SSKJZRHQ	24920
3315-1	史赛克脊柱融合器系统6741074	个	SSKJZRHQ	24920
3315-1	史赛克脊柱融合器系统6741710	个	SSKJZRHQ	1800
3315-1	迈瑞锁骨弧形锁定板右8孔 YZ02 20	块	MRS GHXS	2066
3315-1	迈瑞HAQ05自攻型金属接骨螺钉3.5×18 10	枚	MRHAQ05Z	44

3315-1	威高锁骨锁定板WGC11Z01 5孔左	块	WGS GSDBW	2268
3315-1	美敦力可调角度自攻螺钉4×15MM 3120315	个	MDLKDJDZ	53
3315-1	捷迈髌臼螺钉6.5X30mm 00-6250-065-30	个	JMKJLD6.	450
3315-1	施乐辉SMF高偏心距股骨柄 71352701	个	SLHSMFGP	21000
3315-1	施乐辉衬垫5-6号 9mm 71421515	个	SLHCD5-6	686
3315-1	威高自攻型中空螺钉7.0×80 WGC4Z03	枚	WGZGXZKL	405.6
3315-1	通用空心松质骨螺钉4.5mm 31457-55	枚	TYKXSZGL	379.48
3315-1	通用金属锁定接骨板 10孔 21182-10	块	TYJSSDJG	2401
3315-1	正天髌臼外杯50/40	个	ZTKJWB50	1900
3315-1	正天股骨头ZTCT01 32mm/S	个	ZTG GTZTC	2220
3315-1	正天股骨柄-1SQKA-II 9E#	个	ZTGGB-1S	2600
3315-1	正天髌臼内衬ZCDX02 32S	个	ZTKJNCZC	760
3315-1	威高股骨干加压锁定板-1 10孔左 WGC12Z04	块	WGGGJYS	2503
3315-1	捷迈UC垫片左12MM 42-5112-004-12	个	JMUCDPZ1	12602
3315-1	施乐辉股骨头28mm +4 71342804	个	SLHGGT28	5357.6
3315-1	施乐辉胫骨平台 LM/RL 5号 71422425	个	SLHJGPT	9280
3315-1	施乐辉胫骨衬垫5-6号 LM/RL 8 71422261	个	SLHJGCD5	7040
3315-1	施乐辉胫骨平台 RM/LL 4号 71422434	个	SLHJGPT	9280
3315-1	史赛克椎间融合器10X25X4° 48385104	个	SSKZJRHQ	11500
3315-1	强生腓骨远端外侧接骨板3孔 73mm 右侧 非灭	块	QSF GYDWC	2467
3315-1	施乐辉股骨髁窄型71422801	个	SLHGGKZX	16577
3315-1	施乐辉髌臼螺钉40mm 71336540	个	SLHKJLD4	300
3315-1	朗迈骨水泥 884108	盒	LMGSN 88	622
3315-1	朗迈经皮椎体穿刺针S05-07	个	LMJPZTCC	90
3315-1	朗迈经皮椎体穿刺针S05-04	个	LMJPZTCC	90
3315-1	朗迈经皮椎体穿刺针S05-08	个	LMJPZTCC	90

3315-1	朗迈经皮椎体穿刺针S05-06	个	LMJPZTCC	90
3315-1	朗迈经皮椎体穿刺针S05-03	个	LMJPZTCC	90
3315-1	朗迈经皮椎体穿刺针S05-02	个	LMJPZTCC	90
3315-1	朗迈经皮椎体穿刺针S05-05	个	LMJPZTCC	90
3315-1	强生EXP单向螺钉 8×65mm 179702865	枚	QSEXPDXL	153
3315-1	强生EXP单向螺钉 8×45mm 179702845	枚	QSEXPDXL	153
3315-1	朗迈经皮椎体穿刺针S05-01	个	LMJPZTCC	90
3315-1	强生脊柱微创椎间融合器平行型187827107	个	QSJZWCZJ	3461
3315-1	强生挤压螺钉 7×23mm 231816	枚	QSJYLD 7	1357
3315-1	捷通康诺人工韧带 L021202	支	JTKNRGRD	16172
3315-1	捷通康诺人工韧带 L021201	支	JTKNRGRD	16172
3315-1	捷通康诺人工韧带 L041005	支	JTKNRGRD	16172
3315-1	捷通康诺韧带螺钉 F110830	枚	JTKNRDLD	807
3315-1	捷通康诺韧带螺钉 F110930	枚	JTKNRDLD	807
3315-1	威高自攻型中空螺钉7.0×85 WGC4Z03	枚	WGZGXZKL	405.6
3315-1	威高自攻型中空螺钉7.0×90 WGC4Z03	枚	WGZGXZKL	405.6
3315-1	威高万向复位螺钉 6.5×40 WGB1Z-7-04	枚	WGWXFWLD	480
3315-1	微创股骨远端髁锁定接骨板5孔右 SD10	块	WCGGYD	2280.9
3315-1	微创空心双头加压螺钉4.0×26mm G	个	WCKXST	398.93
3315-1	微创胫骨近端内侧锁定加压接骨板10孔左S	块	WCJGJD	2321.3
3315-1	微创胫骨平台锁定接骨板16孔右 SD06	块	WCJGPT	2321.3
3315-1	微创肱骨远后外锁定加压接骨板3孔左 SD	块	WCGGYH	2221.4
3315-1	微创加压螺旋钉4.0×40mm GJYD	个	WCJYXL	398.93
3315-1	微创加压螺旋钉3.5×62mm GJYD	个	WCJYXL	398.93
3315-1	微创限制性直型锁定接骨板6孔(尺骨) S	块	WCXZXZ	2174.6
3315-1	微创限制性直型锁定接骨板10孔(胫骨)	块	WCXZXZ	2174.6
3315-1	微创HAQ03浅螺纹螺钉4.5×46mm	个	WCHAQ0	43.09
3315-1	微创HAQ05浅螺纹螺钉3.5×44mm	个	WCHAQ0	43.09
3315-1	微创限制性直型锁定接骨板20孔(股骨)	块	WCXZXZ	2174.6
3315-1	微创腓骨远端外侧锁定加压接骨板8孔左SD	块	WCFGYD	2090.8
3315-1	微创限制性直型锁定接骨板4孔(胫骨) S	块	WCXZXZ	2174.6
3315-1	微创胫骨远前外侧锁定加压接骨板21孔左S	块	WCJGYQ	2321.3
3315-1	微创T型锁定接骨板(胫骨)2孔 SD04	块	WCTXSD	2221.4

3315-1	微创胫骨远端微创锁定接骨板8孔左 SD33	块	WCJGYDWC	2321.3
3315-1	微创限制性直型锁定接骨板15孔(尺骨)	块	WCXZXZ	2174.6
3315-1	微创T型锁定接骨板(胫骨)6孔 SD04	块	WCTXSD	2221.4
3315-1	微创HAQ03浅螺纹螺钉4.5×18mm	个	WCHAQO	43.09
3315-1	微创空心双头加压螺钉3.0×14mm G	个	WCKXST	398.93
3315-1	微创HAQ05浅螺纹螺钉2.7×34mm	个	WCHAQO	43.09
3315-1	微创空心双头加压螺钉6.5×70mm G	个	WCKXST	398.93
3315-1	微创限制性直型锁定接骨板10孔(尺骨)	块	WCXZXZ	2174.6
3315-1	微创加压螺旋钉3.5×68mm GJYD	个	WCJYLY	398.93
3315-1	微创加压螺旋钉7.3×50mm GJYD	个	WCJYLY	398.93
3315-1	微创交锁髓内钉13×200mm SDJD	个	WCJSSN	3596.1
3315-1	微创3.5鹰嘴锁定加压接骨板10孔右 S	块	WC3.5Y	2400.8
3315-1	微创腓骨远端外侧锁定加压接骨板3孔左SD	块	WCFGYD	2090.8
3315-1	微创胫骨远前外侧锁定加压接骨板9孔右SD	块	WCJGYQ	2321.3
3315-1	微创胫骨远端微创锁定接骨板14孔右 SD	块	WCJGYD	2321.3
3315-1	微创3.5肱骨远内锁定加压接骨板11孔右	块	WC3.5G	2221.4
3315-1	微创肱骨远后外锁定加压接骨板5孔右 SD	块	WCGGYH	2221.4
3315-1	微创交锁髓内钉10×240mm SDJD	个	WCJSSN	3596.1
3315-1	微创胫骨远端内侧锁定接骨板12孔右 SD	块	WCJGYD	2321.3
3315-1	微创肱骨远后外锁定加压接骨板9孔右 SD	块	WCGGYH	2221.4
3315-1	微创胫骨近端内侧锁定加压接骨板4孔右SD	块	WCJGJD	2321.3
3315-1	微创3.5鹰嘴锁定加压接骨板12孔右 S	块	WC3.5Y	2400.8
3315-1	微创限制性直型锁定接骨板16孔(尺骨)	块	WCXZXZ	2174.6
3315-1	微创胫骨平台锁定接骨板12孔右 SD06	块	WCJGPT	2321.3
3315-1	微创胫骨近端内侧锁定加压接骨板6孔右SD	块	WCJGJD	2321.3
3315-1	微创胫骨交锁髓内钉10.0×260mm	个	WCJGJS	3263.5
3315-1	微创锁骨远端锁定加压接骨板6孔右 SD5	块	WCSGYD	2067
3315-1	微创限制性直型锁定接骨板10孔(肱骨)	块	WCXZXZ	2174.6
3315-1	微创胫骨远端微创锁定接骨板8孔右 SD3	块	WCJGYD	2321.3
3315-1	微创空心双头加压螺钉6.5×120mm	个	WCKXST	398.93
3315-1	微创肱骨远后外锁定加压接骨板7孔右 SD	块	WCGGYH	2221.4
3315-1	微创HAQ05浅螺纹螺钉2.7×22mm	个	WCHAQO	43.09
3315-1	微创交锁髓内钉11×240mm SDJD	个	WCJSSN	3596.1
3315-1	微创跟骨II型锁定接骨板M SD61	块	WCGGII	2107.4
3315-1	微创HAQ05浅螺纹螺钉3.5×34mm	个	WCHAQO	43.09
3315-1	微创胫骨远端内侧锁定接骨板14孔右 SD	块	WCJGYD	2321.3
3315-1	微创限制性直型锁定接骨板12孔(肱骨)	块	WCXZXZ	2174.6
3315-1	微创胫骨平台锁定接骨板8孔左 SD06	块	WCJGPT	2321.3
3315-1	微创空心双头加压螺钉6.5×100mm	个	WCKXST	398.93
3315-1	微创HAQ03浅螺纹螺钉4.5×24mm	个	WCHAQO	43.09
3315-1	微创桡骨远端多角锁定接骨板5孔左 SD3	块	WCRGYD	2219.5
3315-1	微创胫骨近端内侧锁定加压接骨板16孔左S	块	WCJGJD	2321.3
3315-1	微创限制性直型锁定接骨板11孔(桡骨)	块	WCXZXZ	2174.6
3315-1	微创HAQ03浅螺纹螺钉4.5×50mm	个	WCHAQO	43.09
3315-1	微创HAQ05浅螺纹螺钉3.5×28mm	个	WCHAQO	43.09
3315-1	微创干骺端锁定加压接骨板16孔 SD19	块	WCGHDS	2221.4
3315-1	微创加压螺旋钉3.5×24mm GJYD	个	WCJYLY	398.93
3315-1	微创重建锁定接骨板10孔 SD02	块	WCZJSD	2174.6
3315-1	微创胫骨交锁髓内钉10.0×360mm	个	WCJGJS	3263.5
3315-1	微创HAQ03浅螺纹螺钉4.5×16mm	个	WCHAQO	43.09

3315-1	微创限制性直型锁定接骨板7孔(尺骨) S	块	WCXZXZ	2174.6
3315-1	微创胫骨平台锁定接骨板10孔左 SD06	块	WCJGPT	2321.3
3315-1	微创HAQ05浅螺纹螺钉2.0×10mm	个	WCHAQ0	43.09
3315-1	微创L型锁定接骨板4孔左 SD03	块	WCLXSD	2321.3
3315-1	微创腓骨远端外侧锁定加压接骨板3孔右SD	块	WCFGYD	2090.8
3315-1	微创限制性直型锁定接骨板11孔(股骨)	块	WCXZXZ	2174.6
3315-1	微创胫骨交锁髓内钉8.5×320mm S	个	WCJGJS	3263.5
3315-1	微创胫骨远端微创锁定接骨板4孔右 SD3	块	WCJGYD	2321.3
3315-1	微创重建锁定接骨板6孔 SD02	块	WCZJSD	2174.6
3315-1	微创限制性直型锁定接骨板11孔(胫骨)	块	WCXZXZ	2174.6
3315-1	微创空心双头加压螺钉3.0×12mm G	个	WCKXST	398.93
3315-1	微创腓骨远端外侧锁定加压接骨板6孔左SD	块	WCFGYD	2090.8
3315-1	微创肱骨远后外锁定加压接骨板5孔左 SD	块	WCGGYH	2221.4
3315-1	微创肱骨近端锁定接骨板3孔 SD07	块	WCGGJD	2221.4
3315-1	微创空心双头加压螺钉4.0×56mm G	个	WCKXST	398.93
3315-1	微创胫骨远前外侧锁定加压接骨板5孔左SD	块	WCJGYQ	2321.3
3315-1	微创空心双头加压螺钉4.0×54mm G	个	WCKXST	398.93
3315-1	微创锁骨远端锁定加压接骨板5孔右 SD5	块	WCSGYD	2067
3315-1	微创加压螺旋钉4.0×30mm GJYD	个	WCJYLX	398.93
3315-1	微创HAQ05浅螺纹螺钉2.7×38mm	个	WCHAQ0	43.09
3315-1	微创3.5肱骨远内锁定加压接骨板12孔左	块	WC3.5G	2221.4
3315-1	微创HAQ05浅螺纹螺钉2.0×12mm	个	WCHAQ0	43.09
3315-1	微创加压螺旋钉7.3×110mm GJY	个	WCJYLX	398.93
3315-1	微创空心双头加压螺钉3.0×30mm G	个	WCKXST	398.93
3315-1	微创空心双头加压螺钉4.0×32mm G	个	WCKXST	398.93
3315-1	微创HAQ05浅螺纹螺钉3.5×42mm	个	WCHAQ0	43.09
3315-1	微创空心双头加压螺钉6.5×60mm G	个	WCKXST	398.93
3315-1	微创3.5肱骨远内锁定加压接骨板5孔右S	块	WC3.5G	2221.4
3315-1	微创限制性直型锁定接骨板13孔(尺骨)	块	WCXZXZ	2174.6
3315-1	微创限制性直型锁定接骨板20孔(胫骨)	块	WCXZXZ	2174.6
3315-1	微创3.5肱骨远内锁定加压接骨板4孔右S	块	WC3.5G	2221.4
3315-1	微创胫骨远前外侧锁定加压接骨板13孔右S	块	WCJGYQ	2321.3
3315-1	微创肱骨远后外锁定加压接骨板14孔左 S	块	WCGGYH	2221.4
3315-1	微创限制性直型锁定接骨板18孔(尺骨)	块	WCXZXZ	2174.6
3315-1	微创3.5肱骨远内锁定加压接骨板14孔左	块	WC3.5G	2221.4
3315-1	微创3.5肱骨远内锁定加压接骨板10孔右	块	WC3.5G	2221.4
3315-1	微创加压螺旋钉3.5×48mm GJYD	个	WCJYLX	398.93
3315-1	微创股骨远端髁锁定接骨板7孔右 SD10	块	WCGGYD	2280.9
3315-1	微创胫骨交锁髓内钉10.0×300mm	个	WCJGJS	3263.5
3315-1	微创空心双头加压螺钉3.0×24mm G	个	WCKXST	398.93
3315-1	微创HAQ05浅螺纹螺钉2.7×20mm	个	WCHAQ0	43.09
3315-1	微创锁骨远端锁定加压接骨板5孔左 SD5	块	WCSGYD	2067
3315-1	微创HAQ05浅螺纹螺钉2.7×32mm	个	WCHAQ0	43.09
3315-1	微创3.5鹰嘴锁定加压接骨板2孔右 SD	块	WC3.5Y	2400.8
3315-1	微创加压螺旋钉3.5×22mm GJYD	个	WCJYLX	398.93
3315-1	微创HAQ05浅螺纹螺钉2.7×40mm	个	WCHAQ0	43.09
3315-1	微创限制性直型锁定接骨板16孔(股骨)	块	WCXZXZ	2174.6
3315-1	微创空心双头加压螺钉3.0×36mm G	个	WCKXST	398.93
3315-1	微创限制性直型锁定接骨板14孔(肱骨)	块	WCXZXZ	2174.6
3315-1	微创胫骨交锁髓内钉10.0×340mm	个	WCJGJS	3263.5
3315-1	微创HAQ05浅螺纹螺钉3.5×50mm	个	WCHAQ0	43.09

3315-1	微创空心双头加压螺钉4.0×42mm G	个	WCKXST	398.93
3315-1	微创空心双头加压螺钉6.5×110mm	个	WCKXST	398.93
3315-1	微创交锁髓内钉12×240mm SDJD	个	WCJSSN	3596.1
3315-1	微创HAQ05浅螺纹螺钉2.7×26mm	个	WCHAQO	43.09
3315-1	微创HAQ05浅螺纹螺钉2.0×24mm	个	WCHAQO	43.09
3315-1	微创交锁髓内钉11×200mm SDJD	个	WCJSSN	3596.1
3315-1	微创限制性直型锁定接骨板6孔(肱骨) S	块	WCXZXZ	2174.6
3315-1	微创3.5鹰嘴锁定加压接骨板8孔右 SD	块	WC3.5Y	2400.8
3315-1	微创限制性直型锁定接骨板18孔(肱骨)	块	WCXZXZ	2174.6
3315-1	微创限制性直型锁定接骨板8孔(桡骨) S	块	WCXZXZ	2174.6
3315-1	微创加压螺旋钉3.5×36mm GJYD	个	WCJYLY	398.93
3315-1	微创限制性直型锁定接骨板16孔(肱骨)	块	WCXZXZ	2174.6
3315-1	微创胫骨远端内侧锁定接骨板12孔左 SD	块	WCJGYD	2321.3
3315-1	微创胫骨近端后内侧锁定加压接骨板2孔SD	块	WCJGJD	2321.3
3315-1	微创HAQ03浅螺纹螺钉4.5×28mm	个	WCHAQO	43.09
3315-1	微创HAQ05浅螺纹螺钉2.5×18mm	个	WCHAQO	43.09
3315-1	微创HAQ03浅螺纹螺钉4.5×20mm	个	WCHAQO	43.09
3315-1	微创限制性直型锁定接骨板2孔(胫骨) S	块	WCXZXZ	2174.6
3315-1	微创空心双头加压螺钉4.0×52mm G	个	WCKXST	398.93
3315-1	微创空心双头加压螺钉3.0×22mm G	个	WCKXST	398.93
3315-1	微创限制性直型锁定接骨板12孔(股骨)	块	WCXZXZ	2174.6
3315-1	微创限制性直型锁定接骨板12孔(胫骨)	块	WCXZXZ	2174.6
3315-1	微创HAQ05浅螺纹螺钉2.5×8mm	个	WCHAQO	43.09
3315-1	微创加压螺旋钉4.0×45mm GJYD	个	WCJYLY	398.93
3315-1	微创限制性直型锁定接骨板18孔(胫骨)	块	WCXZXZ	2174.6
3315-1	微创桡骨远端多角锁定接骨板6孔左 SD3	块	WCRGYD	2219.5
3315-1	微创胫骨远前外侧锁定加压接骨板13孔左S	块	WCJGYQ	2321.3
3315-1	微创胫骨交锁髓内钉8.5×300mm S	个	WCJGJS	3263.5
3315-1	微创空心双头加压螺钉3.0×10mm G	个	WCKXST	398.93
3315-1	微创锁骨远端锁定加压接骨板7孔左 SD5	块	WCSGYD	2067
3315-1	微创HAQ05浅螺纹螺钉2.5×22mm	个	WCHAQO	43.09
3315-1	微创桡骨近端锁定加压接骨板3孔 SD37	块	WCRGJD	2219.5
3315-1	微创3.5肱骨远内锁定加压接骨板14孔右	块	WC3.5G	2221.4
3315-1	微创指掌骨直型锁定接骨板4孔 SD73	块	WCZZGZ	2114.2
3315-1	微创T型锁定接骨板(胫骨)7孔 SD04	块	WCTXSD	2221.4
3315-1	微创腓骨远端外侧锁定加压接骨板10孔右S	块	WCFGYD	2090.8
3315-1	微创交锁髓内钉13×240mm SDJD	个	WCJSSN	3596.1
3315-1	微创胫骨交锁髓内钉9.0×320mm S	个	WCJGJS	3263.5
3315-1	微创3.5肱骨远内锁定加压接骨板9孔右S	块	WC3.5G	2221.4
3315-1	微创重建锁定接骨板5孔 SD02	块	WCZJSD	2174.6
3315-1	微创空心双头加压螺钉3.0×38mm G	个	WCKXST	398.93
3315-1	微创交锁髓内钉10×200mm SDJD	个	WCJSSN	3596.1
3315-1	微创HAQ05浅螺纹螺钉2.5×24mm	个	WCHAQO	43.09
3315-1	微创重建锁定接骨板22孔 SD02	块	WCZJSD	2174.6
3315-1	微创腓骨远端外侧锁定加压接骨板9孔右SD	块	WCFGYD	2090.8
3315-1	微创胫骨近端内侧锁定加压接骨板12孔右S	块	WCJGJD	2321.3
3315-1	微创限制性直型锁定接骨板15孔(股骨)	块	WCXZXZ	2174.6
3315-1	微创T型锁定接骨板(胫骨)3孔 SD04	块	WCTXSD	2221.4
3315-1	微创交锁髓内钉11×170mm SDJD	个	WCJSSN	3596.1
3315-1	微创限制性直型锁定接骨板8孔(胫骨) S	块	WCXZXZ	2174.6
3315-1	微创胫骨交锁髓内钉10.0×320mm	个	WCJGJS	3263.5

3315-1	微创胫骨交锁髓内钉9.0×240mm S	个	WCJGJS	3263.5
3315-1	微创限制性直型锁定接骨板7孔(桡骨) S	块	WCXZXZ	2174.6
3315-1	微创限制性直型锁定接骨板17孔(桡骨)	块	WCXZXZ	2174.6
3315-1	微创3.5鹰嘴锁定加压接骨板2孔左 SD	块	WC3.5Y	2400.8
3315-1	微创指掌骨直型锁定接骨板10孔 SD73	块	WZZZGZ	2114.2
3315-1	微创限制性直型锁定接骨板15孔(肱骨)	块	WCXZXZ	2174.6
3315-1	奥斯迈锁骨干接骨板Ⅱ 8孔 右 锥加压灭菌	块	ASMSGGJG	2150
3315-1	奥斯迈锁骨干接骨板Ⅱ 8孔 左 锥加压灭菌	块	ASMSGGJG	2150
3315-1	奥斯迈3.5胫骨远外接骨板Ⅱ 12孔左 锥加压非	块	ASM3.5JG	2321.3
3315-1	奥斯迈皮质骨螺钉HAQ03型3.5×22	枚	ASMPZGLD	293.47
3315-1	威高干骺端锁定板-2WGC12Z01	块	WGGHDSDB	2174.6
3315-1	奥斯迈接骨螺钉3.5×44	枚	ASMJGLD3	44.38
3315-1	威高圆棒(钴铬钼) 5.5×500 WGBYZ02	根	WGYB(GGM	3920
3315-1	威高自断螺塞(钛合金) WGB1Z-7-26	个	WGZDLS(T	10
3315-1	威高万向复位螺钉 6.5×45 WGB1Z-7-04	个	WGWXFWLD	480
3315-1	威高腰椎融合器Ⅰ 14×20×10mm WGB3Z02L1	个	WGYZRHQ1	6200
3315-1	威高腰椎融合器Ⅱ 12×22×10mm° WGB3Z02L2	个	WGYZRHQ2	1152
3315-1	奥斯迈3.5胫骨远外接骨板Ⅱ 14孔右 锥加压非	块	ASM3.5JG	2321.3
3315-1	奥斯迈接骨螺钉3.5×18	枚	ASMJGLD3	44.38
3315-1	奥斯迈腓骨远外接骨板Ⅵ7孔 左 锥形加压灭	块	ASMFGYWJ	2387
3315-1	奥斯迈胫骨远端外侧接骨板12孔,左,非灭菌	块	ASMJGYDW	2321.3
3315-1	奥斯迈接骨螺钉3.5×55	枚	ASMJGLD3	293.47
3315-1	奥斯迈接骨螺钉2.4×22	枚	ASMJGLD2	780
3315-1	奥斯迈胫骨髓内钉Ⅱ型5,L=76	枚	ASMJGS	1100
3315-1	奥斯迈胫骨髓内钉Ⅱ型5,L=78	枚	ASMJGS	1100
3315-1	奥斯迈胫骨髓内钉Ⅱ型5,L=80	枚	ASMJGS	1100
3315-1	奥斯迈胫骨髓内钉Ⅱ型5,L=82	枚	ASMJGS	1100
3315-1	奥斯迈胫骨髓内钉Ⅱ型5,L=84	枚	ASMJGS	1100
3315-1	奥斯迈胫骨髓内钉Ⅱ型5,L=86	枚	ASMJGS	1100
3315-1	奥斯迈胫骨髓内钉Ⅱ型5,L=88	枚	ASMJGS	1100
3315-1	奥斯迈胫骨髓内钉Ⅱ型5,L=90	枚	ASMJGS	1100
3315-1	奥斯迈胫骨髓内钉Ⅱ型5,L=92	枚	ASMJGS	1100
3315-1	奥斯迈胫骨髓内钉Ⅱ型5,L=94	枚	ASMJGS	1100
3315-1	奥斯迈-HA5远端锁钉Ⅲ型L=100	枚	ASM-HA	1158

3315-1	奥斯迈-HA5远端锁钉III型L=20	枚	ASM-HA	1158
3315-1	奥斯迈-HA5远端锁钉III型L=85	枚	ASM-HA	1158
3315-1	奥斯迈-HA5远端锁钉III型L=90	枚	ASM-HA	1158
3315-1	奥斯迈-HA5远端锁钉III型L=95	枚	ASM-HA	1158
3315-1	奥斯迈HC型接骨螺钉5.0×22、锁定锥	枚	ASMHCX	1200
3315-1	奥斯迈HC型接骨螺钉5.0×24、锁定锥	枚	ASMHCX	1200
3315-1	奥斯迈HC型接骨螺钉5.0×26、锁定锥	枚	ASMHCX	1200
3315-1	奥斯迈HC型接骨螺钉5.0×28、锁定锥	枚	ASMHCX	1200
3315-1	奥斯迈HC型接骨螺钉5.0×30、锁定锥	枚	ASMHCX	1200
3315-1	奥斯迈HC型接骨螺钉5.0×36、锁定锥	枚	ASMHCX	1200
3315-1	奥斯迈HC型接骨螺钉5.0×38、锁定锥	枚	ASMHCX	1200
3315-1	奥斯迈HC型接骨螺钉5.0×45、锁定锥	枚	ASMHCX	1200
3315-1	奥斯迈HA5远端锁钉L=32	枚	ASMDHA5	1600
3315-1	奥斯迈髓腔钉III型10×180×130° 实心	枚	ASMSQD3X	9284
3315-1	奥斯迈髓腔钉III型10×200×130° 实心	枚	ASMSQD3X	9284
3315-1	奥斯迈髓腔钉III型10×320×130° 实心 右	枚	ASMSQD3X	9284
3315-1	奥斯迈髓腔钉III型10×320×130° 实心 左	枚	ASMSQD3X	9284
3315-1	奥斯迈髓腔钉III型10×340×130° 实心 右	枚	ASMSQD3X	9284
3315-1	奥斯迈髓腔钉III型10×340×130° 实心 左	枚	ASMSQD3X	9284
3315-1	奥斯迈髓腔钉III型10×360×130° 实心 右	枚	ASMSQD3X	9284
3315-1	奥斯迈髓腔钉III型10×360×130° 实心 左	枚	ASMSQD3X	9284
3315-1	奥斯迈髓腔钉III型10×380×130° 实心 右	枚	ASMSQD3X	9284
3315-1	奥斯迈髓腔钉III型10×380×130° 实心 左	枚	ASMSQD3X	9284
3315-1	奥斯迈髓腔钉III型10×400×130° 实心 右	枚	ASMSQD3X	9284
3315-1	奥斯迈髓腔钉III型10×400×130° 实心 左	枚	ASMSQD3X	9284
3315-1	奥斯迈髓腔钉III型10×420×130° 实心 右	枚	ASMSQD3X	9284
3315-1	奥斯迈髓腔钉III型10×420×130° 实心 左	枚	ASMSQD3X	9284
3315-1	奥斯迈髓腔钉III型11.5×180×130° 实心	枚	ASMSQD3X	9284
3315-1	奥斯迈髓腔钉III型11.5×200×130° 实心	枚	ASMSQD3X	9284
3315-1	奥斯迈髓腔钉III型11.5×340×130° 实心 右	枚	ASMSQD3X	9284
3315-1	奥斯迈髓腔钉III型11.5×340×130° 实心 左	枚	ASMSQD3X	9284
3315-1	奥斯迈髓腔钉III型11.5×360×130° 实心 右	枚	ASMSQD3X	9284

3315-1	奥斯迈髓腔钉Ⅲ型11.5×360×130° 实心左	枚	ASMSQD3X	9284
3315-1	奥斯迈髓腔钉Ⅲ型11.5×380×130° 实心右	枚	ASMSQD3X	9284
3315-1	奥斯迈髓腔钉Ⅲ型11.5×380×130° 实心左	枚	ASMSQD3X	9284
3315-1	奥斯迈髓腔钉Ⅲ型11.5×400×130° 实心右	枚	ASMSQD3X	9284
3315-1	奥斯迈髓腔钉Ⅲ型11.5×400×130° 实心左	枚	ASMSQD3X	9284
3315-1	奥斯迈髓腔钉Ⅲ型11.5×420×130° 实心右	枚	ASMSQD3X	9284
3315-1	奥斯迈髓腔钉Ⅲ型11.5×420×130° 实心左	枚	ASMSQD3X	9284
3315-1	奥斯迈髓腔钉Ⅲ型9.5×180×130° 实心	枚	ASMSQD3X	9284
3315-1	奥斯迈髓腔钉Ⅲ型9.5×200×130° 实心	枚	ASMSQD3X	9284
3315-1	奥斯迈髓腔钉Ⅲ型9.5×340×130° 实心 右	枚	ASMSQD3X	9284
3315-1	奥斯迈髓腔钉Ⅲ型9.5×340×130° 实心 左	枚	ASMSQD3X	9284
3315-1	奥斯迈髓腔钉Ⅲ型9.5×360×130° 实心 右	枚	ASMSQD3X	9284
3315-1	奥斯迈髓腔钉Ⅲ型9.5×360×130° 实心 左	枚	ASMSQD3X	9284
3315-1	奥斯迈髓腔钉Ⅲ型9.5×380×130° 实心 右	枚	ASMSQD3X	9284
3315-1	奥斯迈髓腔钉Ⅲ型9.5×380×130° 实心 左	枚	ASMSQD3X	9284
3315-1	奥斯迈髓腔钉Ⅲ型9.5×400×130° 实心 右	枚	ASMSQD3X	9284
3315-1	奥斯迈髓腔钉Ⅲ型9.5×400×130° 实心 左	枚	ASMSQD3X	9284
3315-1	奥斯迈髓腔钉Ⅲ型9.5×420×130° 实心 右	枚	ASMSQD3X	9284
3315-1	奥斯迈髓腔钉Ⅲ型9.5×420×130° 实心 左	枚	ASMSQD3X	9284
3315-1	奥斯迈锁骨干接骨板Ⅱ 10孔 右 锥加压灭菌	块	ASMSGGJG	2150
3315-1	奥斯迈锁骨干接骨板Ⅱ 10孔 左 锥加压灭菌	块	ASMSGGJG	2150
3315-1	奥斯迈锁骨干接骨板Ⅱ 11孔 右 锥加压灭菌	块	ASMSGGJG	2150
3315-1	奥斯迈锁骨干接骨板Ⅱ 11孔 左 锥加压灭菌	块	ASMSGGJG	2150
3315-1	奥斯迈锁骨干接骨板Ⅱ 12孔 右 锥加压灭菌	块	ASMSGGJG	2150
3315-1	奥斯迈锁骨干接骨板Ⅱ 12孔 左 锥加压灭菌	块	ASMSGGJG	2150

3315-1	奥斯迈锁骨干接骨板Ⅱ 6孔 右 锥加压灭菌	块	ASMSGGJG	2150
3315-1	奥斯迈锁骨干接骨板Ⅱ 6孔 左 锥加压灭菌	块	ASMSGGJG	2150
3315-1	奥斯迈锁骨干接骨板Ⅱ 7孔 右 锥加压灭菌	块	ASMSGGJG	2150
3315-1	奥斯迈锁骨干接骨板Ⅱ 7孔 左 锥加压灭菌	块	ASMSGGJG	2150
3315-1	奥斯迈锁骨干接骨板Ⅱ 9孔 右 锥加压灭菌	块	ASMSGGJG	2150
3315-1	奥斯迈锁骨干接骨板Ⅱ 9孔 左 锥加压灭菌	块	ASMSGGJG	2150
3315-1	奥斯迈4.5直形复位接骨板Ⅱ 3孔	块	ASM4.5	2504.6
3315-1	奥斯迈4.5直形复位接骨板Ⅱ 4孔	块	ASM4.5	2387.1
3315-1	奥斯迈4.5直形复位接骨板Ⅱ 5孔	块	ASM4.5	2504.6
3315-1	奥斯迈4.5直形复位接骨板Ⅱ 6孔	块	ASM4.5	2504.6
3315-1	奥斯迈4.5直形复位接骨板Ⅱ 7孔	块	ASM4.5	2504.6
3315-1	奥斯迈4.5直形复位接骨板Ⅱ 8孔	块	ASM4.5	2504.6
3315-1	奥斯迈4.5直形复位接骨板Ⅱ 9孔	块	ASM4.5	2504.6
3315-1	奥斯迈4.5直形复位接骨板Ⅱ 10孔	块	ASM4.5	2504.6
3315-1	奥斯迈4.5直形复位接骨板Ⅱ 11孔	块	ASM4.5	2504.6
3315-1	奥斯迈4.5直形复位接骨板Ⅱ 12孔	块	ASM4.5	2504.6
3315-1	奥斯迈4.5直形复位接骨板Ⅱ 14孔	块	ASM4.5	2504.6
3315-1	奥斯迈4.5直形复位接骨板Ⅱ 16孔	块	ASM4.5	2504.6
3315-1	奥斯迈4.5直形复位接骨板Ⅱ 17孔	块	ASM4.5	2504.6
3315-1	奥斯迈4.5直形复位接骨板Ⅱ 18孔	块	ASM4.5	2504.6
3315-1	奥斯迈4.5直形复位接骨板Ⅱ 19孔	块	ASM4.5	2504.6
3315-1	奥斯迈4.5直形复位接骨板Ⅱ 20孔	块	ASM4.5	2504.6
3315-1	奥斯迈4.5直形复位接骨板Ⅱ 13孔	块	ASM4.5	2504.6
3315-1	奥斯迈4.5直形复位接骨板Ⅱ 15孔	块	ASM4.5	2504.6
3315-1	奥斯迈3.5胫骨远内接骨板Ⅱ 10孔左 锥加压灭	块	ASM3.5JG	2321.3
3315-1	奥斯迈3.5胫骨远内接骨板Ⅱ 12孔右 锥加压灭	块	ASM3.5JG	2321.3
3315-1	奥斯迈3.5胫骨远内接骨板Ⅱ 12孔左 锥加压灭	块	ASM3.5JG	2321.3
3315-1	奥斯迈3.5胫骨远内接骨板Ⅱ 14孔右 锥加压灭	块	ASM3.5JG	2321.3
3315-1	奥斯迈跟骨接骨板Ⅷ L=51 右 锥螺纹灭菌	块	ASMGGJGB	2313.1
3315-1	奥斯迈跟骨接骨板Ⅷ L=51 左 锥螺纹灭菌	块	ASMGGJGB	2313.1
3315-1	奥斯迈跟骨接骨板Ⅷ L=60 右 锥螺纹灭菌	块	ASMGGJGB	2313.1
3315-1	奥斯迈跟骨接骨板Ⅷ L=60 左 锥螺纹灭菌	块	ASMGGJGB	2313.1
3315-1	奥斯迈3.5胫骨远内接骨板Ⅱ 6孔右 锥加压灭	块	ASM3.5JG	2321.3
3315-1	奥斯迈3.5胫骨远内接骨板Ⅱ 6孔左 锥加压灭	块	ASM3.5JG	2321.3

3315-1	奥斯迈3.5胫骨远内接骨板II 8孔右 锥加压灭	块	ASM3.5JG	2321.3
3315-1	奥斯迈3.5胫骨远内接骨板II 8孔左 锥加压灭	块	ASM3.5JG	2321.3
3315-1	奥斯迈胫骨近端外侧接骨板11孔, 右	块	ASMJGJ	2321.3
3315-1	奥斯迈胫骨近端外侧接骨板11孔, 左	块	ASMJGJ	2321.3
3315-1	奥斯迈胫骨近端外侧接骨板13孔, 右	块	ASMJGJ	2321.3
3315-1	奥斯迈胫骨近端外侧接骨板13孔, 左	块	ASMJGJ	2321.3
3315-1	奥斯迈胫骨近端外侧接骨板3孔, 右	块	ASMJGJ	2321.3
3315-1	奥斯迈胫骨近端外侧接骨板3孔, 左	块	ASMJGJ	2321.3
3315-1	奥斯迈胫骨近端外侧接骨板5孔, 右	块	ASMJGJ	2321.3
3315-1	奥斯迈胫骨近端外侧接骨板5孔, 左	块	ASMJGJ	2321.3
3315-1	奥斯迈胫骨近端外侧接骨板7孔, 右	块	ASMJGJ	2321.3
3315-1	奥斯迈胫骨近端外侧接骨板7孔, 左	块	ASMJGJ	2321.3
3315-1	奥斯迈胫骨近端外侧接骨板9孔, 右	块	ASMJGJ	2321.3
3315-1	奥斯迈胫骨近端外侧接骨板9孔, 左	块	ASMJGJ	2321.3
3315-1	奥斯迈胫骨近端外侧接骨板10孔, 右	块	ASMJGJ	2321.3
3315-1	奥斯迈胫骨近端外侧接骨板10孔, 左	块	ASMJGJ	2321.3
3315-1	奥斯迈胫骨近端外侧接骨板12孔, 右	块	ASMJGJ	2321.3
3315-1	奥斯迈胫骨近端外侧接骨板12孔, 左	块	ASMJGJ	2321.3
3315-1	奥斯迈胫骨近端外侧接骨板14孔, 右	块	ASMJGJ	2321.3
3315-1	奥斯迈胫骨近端外侧接骨板14孔, 左	块	ASMJGJ	2321.3
3315-1	奥斯迈胫骨近端外侧接骨板15孔, 右	块	ASMJGJ	2321.3
3315-1	奥斯迈胫骨近端外侧接骨板15孔, 左	块	ASMJGJ	2321.3
3315-1	奥斯迈胫骨近端外侧接骨板16孔, 右	块	ASMJGJ	2321.3
3315-1	奥斯迈胫骨近端外侧接骨板16孔, 左	块	ASMJGJ	2321.3
3315-1	奥斯迈胫骨近端外侧接骨板17孔, 右	块	ASMJGJ	2321.3
3315-1	奥斯迈胫骨近端外侧接骨板17孔, 左	块	ASMJGJ	2321.3
3315-1	奥斯迈胫骨近端外侧接骨板18孔, 右	块	ASMJGJ	2321.3
3315-1	奥斯迈胫骨近端外侧接骨板18孔, 左	块	ASMJGJ	2321.3
3315-1	奥斯迈胫骨近端外侧接骨板2孔, 右	块	ASMJGJ	2321.3
3315-1	奥斯迈胫骨近端外侧接骨板2孔, 左	块	ASMJGJ	2321.3
3315-1	奥斯迈胫骨近端外侧接骨板4孔, 右	块	ASMJGJ	2321.3
3315-1	奥斯迈胫骨近端外侧接骨板4孔, 左	块	ASMJGJ	2321.3
3315-1	奥斯迈胫骨近端外侧接骨板6孔, 右	块	ASMJGJ	2321.3
3315-1	奥斯迈胫骨近端外侧接骨板8孔, 右	块	ASMJGJ	2321.3
3315-1	奥斯迈胫骨近端外侧接骨板8孔, 左	块	ASMJGJ	2321.3
3315-1	奥斯迈锁骨钩接骨板IVm=14 5孔 左 锥加压灭	块	ASMSGGJG	2150
3315-1	奥斯迈锁骨钩接骨板IVm=14 6孔 左 锥加压灭	块	ASMSGGJG	2150
3315-1	奥斯迈锁骨钩接骨板IVm=14 7孔 右 锥加压灭	块	ASMSGGJG	2150
3315-1	奥斯迈锁骨钩接骨板IVm=14 7孔 左 锥加压灭	块	ASMSGGJG	2150
3315-1	奥斯迈锁骨钩接骨板IVm=17 5孔 左 锥加压灭	块	ASMSGGJG	2150
3315-1	奥斯迈锁骨钩接骨板IVm=17 6孔 右 锥加压灭	块	ASMSGGJG	2150
3315-1	奥斯迈锁骨钩接骨板IVm=17 6孔 左 锥加压灭	块	ASMSGGJG	2150

3315-1	奥斯迈锁骨钩接骨板Ⅳm=17 7孔 右 锥加压灭	块	ASMSGGJG	2150
3315-1	奥斯迈锁骨钩接骨板Ⅳm=17 7孔 左 锥加压灭	块	ASMSGGJG	2150
3315-1	奥斯迈肱骨近端外侧接骨板3孔, 右, 灭菌	块	ASMGGJ	2221.4
3315-1	奥斯迈肱骨近端外侧接骨板3孔, 左, 灭菌	块	ASMGGJ	2221.4
3315-1	奥斯迈肱骨近端外侧接骨板4孔, 右, 灭菌	块	ASMGGJ	2221.4
3315-1	奥斯迈肱骨近端外侧接骨板4孔, 左, 灭菌	块	ASMGGJ	2221.4
3315-1	奥斯迈肱骨近端外侧接骨板5孔, 右, 灭菌	块	ASMGGJ	2221.4
3315-1	通用垫圈 36652 常规	个	TYDQ 366	441
3315-1	贝朗衬垫NN420	个	BLCDNN42	362
3315-1	贝朗窄型股骨部件NN910K	个	BLZXGGBJ	1583
3315-1	贝朗胫骨平台NN473K	个	BLJGPTNN	10400
3315-1	贝朗填充器-1NN261K	个	BLTCQ-1N	3571
3315-1	捷迈第三代膝关节半月板衬垫 159540	个	JMDSDXGJ	3472
3315-1	捷迈第三代膝关节胫骨底板 154718	个	JMDSDXGJ	6000
3315-1	奥斯迈髓腔钉Ⅱ型10×380 空心 左 灭菌	枚	ASMSQD2X	3910
3315-1	奥斯迈股骨髓内钉5, L=64	枚	ASMGSND	1100
3315-1	奥斯迈锁骨钩接骨板Ⅳm=14 5孔 右 锥加压灭	块	ASMSGGJG	2150
3315-1	奥斯迈胫骨近端外侧接骨板6孔, 左	块	ASMJGJDW	2321.3
3315-1	强生钛5.5棒175570000	个	QST5.5B1	155
3315-1	奥斯迈髓腔钉Ⅱ型11×400 空心 右 灭菌	枚	ASMSQD2X	3910
3315-1	奥斯迈HBQ04中空螺钉2.4×20 4 球自攻非	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04中空螺钉2.4×26 5 球自攻非	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04中空螺钉2.4×28 6 球自攻非	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04中空螺钉2.4×30 7 球形自攻非	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈胫骨接骨板10孔 锥形加压螺纹 灭菌	块	ASMJGJGB	2321.3
3315-1	奥斯迈HC型接骨螺钉5.0×28	枚	ASMHCXJG	1680
3315-1	奥斯迈HC型接骨螺钉5.0×30	枚	ASMHCXJG	1680
3315-1	奥斯迈HC型接骨螺钉5.0×32	枚	ASMHCXJG	1680

3315-1	奥斯迈HAQ03皮质骨螺钉4.5×30球形全牙灭菌	枚	ASMHAQ03	301.17
3315-1	奥斯迈HBQ04空心拉力螺钉4.0×40 20 球自攻	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈尺桡骨接骨板10孔 灭菌	枚	ASMCRGJG	2655
3315-1	奥斯迈HBQ03中空螺钉7.3×85 16 球自攻灭菌	枚	ASMHBQ03	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ03中空螺钉7.3×95 16 球形自攻灭	枚	ASMHBQ03	410.83
3315-1	奥斯迈尺桡骨接骨板6孔 灭菌	块	ASMCRGJG	2655
3315-1	奥斯迈尺桡骨接骨板8孔 灭菌	块	ASMCRGJG	2655
3315-1	奥斯迈中空螺钉HBQ04型4.0×38 19	枚	ASMZKLDH	410.83
3315-1	奥斯迈中空螺钉HBQ04型4.0×48 24	枚	ASMZKLDH	410.83
3315-1	通用空心钉皮质骨螺钉3.5mm 31357-14	枚	TYKXDPZG	379.48
3315-1	通用空心钉皮质骨螺钉3.5mm 31357-16	枚	TYKXDPZG	379.48
3315-1	通用空心钉皮质骨螺钉3.5mm 31357-18	枚	TYKXDPZG	379.48
3315-1	通用空心钉皮质骨螺钉3.5mm 31357-20	枚	TYKXDPZG	379.48
3315-1	通用空心钉皮质骨螺钉3.5mm 31357-22	枚	TYKXDPZG	379.48
3315-1	通用空心钉皮质骨螺钉3.5mm 31357-24	枚	TYKXDPZG	379.48
3315-1	通用空心钉皮质骨螺钉3.5mm 31357-26	枚	TYKXDPZG	379.48
3315-1	通用空心钉皮质骨螺钉3.5mm 31357-28	枚	TYKXDPZG	379.48
3315-1	通用空心钉皮质骨螺钉3.5mm 31357-30	枚	TYKXDPZG	379.48
3315-1	通用空心钉皮质骨螺钉3.5mm 31357-32	枚	TYKXDPZG	379.48
3315-1	通用空心钉皮质骨螺钉3.5mm 31357-34	枚	TYKXDPZG	379.48
3315-1	通用空心钉皮质骨螺钉3.5mm 31357-36	枚	TYKXDPZG	379.48
3315-1	通用空心钉皮质骨螺钉3.5mm 31357-46	枚	TYKXDPZG	379.48
3315-1	通用空心钉皮质骨螺钉3.5mm 31357-50	枚	TYKXDPZG	379.48
3315-1	通用空心钉皮质骨螺钉3.5mm 31357-55	枚	TYKXDPZG	379.48
3315-1	通用空心钉皮质骨螺钉3.5mm 31357-60	枚	TYKXDPZG	379.48

3315-1	通用空心钉皮质骨螺钉3.5mm 31357-65	枚	TYKXDPZG	379.48
3315-1	通用空心钉皮质骨螺钉3.5mm 31357-70	枚	TYKXDPZG	379.48
3315-1	通用空心埋头加压螺钉6.5mm 38651-105	枚	TYKXMTJY	379.48
3315-1	通用空心埋头加压螺钉6.5mm 38651-110	枚	TYKXMTJY	379.48
3315-1	通用空心埋头加压螺钉6.5mm 38651-115	枚	TYKXMTJY	379.48
3315-1	通用空心埋头加压螺钉6.5mm 38651-120	枚	TYKXMTJY	379.48
3315-1	通用空心埋头加压螺钉6.5mm 38651-50	枚	TYKXMTJY	379.48
3315-1	通用空心埋头加压螺钉6.5mm 38651-55	枚	TYKXMTJY	379.48
3315-1	通用空心埋头加压螺钉6.5mm 38651-60	枚	TYKXMTJY	379.48
3315-1	通用空心埋头加压螺钉6.5mm 38651-65	枚	TYKXMTJY	379.48
3315-1	通用空心埋头加压螺钉6.5mm 38651-70	枚	TYKXMTJY	379.48
3315-1	通用空心埋头加压螺钉6.5mm 38651-75	枚	TYKXMTJY	379.48
3315-1	通用空心埋头加压螺钉6.5mm 38651-80	枚	TYKXMTJY	379.48
3315-1	通用空心埋头加压螺钉6.5mm 38651-85	枚	TYKXMTJY	379.48
3315-1	通用空心埋头加压螺钉6.5mm 38651-90	枚	TYKXMTJY	379.48
3315-1	通用空心埋头加压螺钉6.5mm 38651-95	枚	TYKXMTJY	379.48
3315-1	通用空心钉皮质骨螺钉3.5mm 31357-38	枚	TYKXDPZG	379.48
3315-1	通用空心钉皮质骨螺钉3.5mm 31357-40	枚	TYKXDPZG	379.48
3315-1	通用空心钉皮质骨螺钉3.5mm 31357-42	枚	TYKXDPZG	379.48
3315-1	通用空心钉皮质骨螺钉3.5mm 31357-44	枚	TYKXDPZG	379.48
3315-1	通用空心钉皮质骨螺钉3.5mm 31357-48	枚	TYKXDPZG	379.48
3315-1	强生挤压螺钉9*30mm	枚	QSJYLD	1357
3315-1	通用胫骨近端锁定钢板 7孔 21322-7	块	TYJGJDSD	11745
3315-1	通用胫骨近端锁定钢板 9孔 21322-9	块	TYJGJDSD	11745
3315-1	通用胫骨远端锁定接骨板 10孔 21094-10	块	TYJGYDSD	7990
3315-1	通用胫骨远端锁定接骨板 6孔 21094-6	块	TYJGYDSD	7990

3315-1	通用胫骨远端锁定接骨板 8孔 21094-8	块	TYJGYDSD	7990
3315-1	通用直型锁定接骨板 4孔 21106-4	块	TYZXSDJG	12965
3315-1	通用直型锁定接骨板 6孔 21106-6	块	TYZXSDJG	12965
3315-1	通用直型加压锁定接骨板 14孔 21108-14	块	TYZXJYSD	2174.6
3315-1	通用直型加压锁定接骨板 4孔 21108-4	块	TYZXJYSD	2174.6
3315-1	通用直型锁定接骨板 10孔 21106-10	块	TYZXSDJG	12965
3315-1	通用直型锁定接骨板 12孔 21106-12	块	TYZXSDJG	12965
3315-1	通用直型锁定接骨板 14孔 21106-14	块	TYZXSDJG	12965
3315-1	通用直型加压锁定接骨板 10孔 21108-10	块	TYZXJYSD	2174.6
3315-1	通用直型加压锁定接骨板 6孔 21108-6	块	TYZXJYSD	2174.6
3315-1	通用直型加压锁定接骨板 8孔 21108-8	块	TYZXJYSD	2174.6
3315-1	通用直型锁定钢板 11孔 21101-11	块	TYZXSDGB	2174.6
3315-1	通用直型锁定钢板 13孔 21101-13	块	TYZXSDGB	2174.6
3315-1	通用直型锁定钢板 4孔 21101-4	块	TYZXSDGB	2174.6
3315-1	通用直型锁定钢板 6孔 21101-6	块	TYZXSDGB	2174.6
3315-1	通用直型锁定接骨板 7孔 21101-7	块	TYZXSDJG	2174.6
3315-1	通用直型锁定钢板 8孔 21101-8	块	TYZXSDGB	2174.6
3315-1	通用直型锁定钢板 9孔 21101-9	块	TYZXSDGB	2174.6
3315-1	通用直型钢板3.5mm 10孔 21102-10	块	TYZXGB3.	8500
3315-1	通用直型钢板3.5mm 12孔 21102-12	块	TYZXGB3.	8500
3315-1	通用直型钢板3.5mm 13孔 21102-13	块	TYZXGB3.	8500
3315-1	通用直型钢板3.5mm 5孔 21102-5	块	TYZXGB3.	8500
3315-1	通用直型钢板3.5mm 6孔 21102-6	块	TYZXGB3.	8500
3315-1	通用直型钢板3.5mm 7孔 21102-7	块	TYZXGB3.	8500
3315-1	通用直型钢板3.5mm 9孔 21102-9	块	TYZXGB3.	8500

3315-1	通用直型重建锁定接骨板 11孔 21181-11	块	TYZXZJSD	2401
3315-1	通用直型重建锁定钢板 12孔 21181-12	块	TYZXZJSD	2401
3315-1	通用直型重建锁定钢板 13孔 21181-13	块	TYZXZJSD	2401
3315-1	通用直型重建锁定钢板 14孔 21181-14	块	TYZXZJSD	2401
3315-1	通用空心松质骨螺钉5.9mm 30591-20	枚	TYKXSZGL	61.62
3315-1	通用松质骨螺钉5.9mm 30591-24	枚	TYSZGLD5	61.62
3315-1	通用松质骨螺钉5.9mm 30591-28	枚	TYSZGLD5	61.62
3315-1	通用松质骨螺钉5.9mm 30591-32	枚	TYSZGLD5	61.62
3315-1	通用松质骨螺钉5.9mm 30591-36	枚	TYSZGLD5	61.62
3315-1	通用松质骨螺钉5.9mm 30591-40	枚	TYSZGLD5	61.62
3315-1	通用松质骨螺钉5.9mm 30591-44	枚	TYSZGLD5	61.62
3315-1	通用松质骨螺钉5.9mm 30591-48	枚	TYSZGLD5	61.62
3315-1	通用松质骨螺钉5.9mm 30591-52	枚	TYSZGLD5	61.62
3315-1	通用松质骨螺钉5.9mm 30591-56	枚	TYSZGLD5	61.62
3315-1	通用松质骨螺钉5.9mm 30591-60	枚	TYSZGLD5	288
3315-1	施乐辉陶瓷股骨头 32/XL 75007463	个	SLHTCGGT	19840
3315-1	施乐辉陶瓷股骨头 32/L 75007462	个	SLHTCGGT	19840
3315-1	施乐辉陶瓷股骨头 32/S 75007460	个	SLHTCGGT	19840
3315-1	施乐辉陶瓷股骨头 32/M 75007461	个	SLHTCGGT	19840
3315-1	施乐辉股骨头通用锥度 28mmOD+8 71302808	个	SLHGTTY	1244
3315-1	施乐辉股骨头通用锥度 28mmOD+4 71302804	个	SLHGTTY	1244
3315-1	施乐辉股骨头通用锥度 28mmOD-3 71302803	个	SLHGTTY	1244
3315-1	施乐辉股骨头通用锥度 28mmOD+0 71302800	个	SLHGTTY	1244
3315-1	施乐辉股骨头通用锥度 28mmOD+16 71302816	个	SLHGTTY	1244
3315-1	施乐辉股骨头通用锥度 28mmOD+12 71302812	个	SLHGTTY	1244

3315-1	通用耻骨联合锁定钢板孔数：4孔 21161-4	块	TYCGLHSD	2401
3315-1	通用耻骨联合锁定钢板孔数：6孔 21161-6	块	TYCGLHSD	2401
3315-1	捷迈双极杯38MM 00-5001-038-00	个	JMSJB38M	3100
3315-1	捷迈双极杯40MM 00-5001-040-00	个	JMSJB40M	3100
3315-1	捷迈双极杯42MM 00-5001-042-00	个	JMSJB42M	3100
3315-1	捷迈双极杯44MM 00-5001-044-00	个	JMSJB44M	3100
3315-1	捷迈双极杯46MM 00-5001-046-00	个	JMSJB46M	3100
3315-1	捷迈双极杯48MM 00-5001-048-00	个	JMSJB48M	3100
3315-1	捷迈双极杯50MM 00-5001-050-00	个	JMSJB50M	3100
3315-1	捷迈双极杯52MM 00-5001-052-00	个	JMSJB52M	3100
3315-1	捷迈双极杯38mmOD*22ID 00-5001-038-22	个	JMSJB38m	1550
3315-1	捷迈双极杯40mmOD*22ID 00-5001-040-22	个	JMSJB40m	1550
3315-1	捷迈双极杯42mmOD*22ID 00-5001-042-22	个	JMSJB42m	1550
3315-1	捷迈双极杯44mmOD*28ID 00-5001-044-28	个	JMSJB44m	1550
3315-1	捷迈双极杯47mmOD*28ID 00-5001-047-28	个	JMSJB47m	1550
3315-1	捷迈双极杯50mmOD*28ID 00-5001-050-28	个	JMSJB50m	1550
3315-1	捷迈骨金属髌臼杯44 EE 00-8757-044-01	个	JMGJSKJB	20394
3315-1	捷迈骨金属髌臼杯46 FF 00-8757-046-01	个	JMGJSKJB	20394
3315-1	捷迈骨金属髌臼杯50 HH 00-8757-050-01	个	JMGJSKJB	20394
3315-1	捷迈骨金属髌臼杯52 II 00-8757-052-01	个	JMGJSKJB	20394
3315-1	捷迈骨金属髌臼杯54 JJ 00-8757-054-01	个	JMGJSKJB	20394
3315-1	捷迈骨金属髌臼杯56 KK 00-8757-056-01	个	JMGJSKJB	20394
3315-1	捷迈骨金属髌臼杯58 LL 00-8757-058-01	个	JMGJSKJB	20394
3315-1	捷迈骨金属髌臼杯60 MM 00-8757-060-01	个	JMGJSKJB	20394
3315-1	捷迈骨金属髌臼杯62 NN 00-8757-062-01	个	JMGJSKJB	20394

3315-1	捷迈骨金属髌臼杯64 00 00-8757-064-01	个	JMGJSKJB	20394
3315-1	捷迈骨金属髌臼杯66 PP 00-8757-066-01	个	JMGJSKJB	20394
3315-1	捷迈骨金属髌臼杯68 QU 00-8757-068-01	个	JMGJSKJB	20394
3315-1	捷迈骨金属髌臼杯70 RR 00-8757-070-01	个	JMGJSKJB	20394
3315-1	捷迈髌臼系统FF28 00-8752-007-28	个	JMKJXTFF	1019
3315-1	捷迈髌臼系统HH32 00-8752-009-32	个	JMKJXTHH	1019
3315-1	捷迈髌臼系统II32 00-8752-010-32	个	JMKJXTII	1019
3315-1	捷迈髌臼系统JJ32 00-8752-011-32	个	JMKJXTJJ	1019
3315-1	捷迈髌臼系统KK32 00-8752-012-32	个	JMKJXTKK	1019
3315-1	捷迈髌臼系统LL32 00-8752-013-32	个	JMKJXTLL	1019
3315-1	捷迈髌臼系统MM32 00-8752-014-32	个	JMKJXTMM	1019
3315-1	捷迈髌臼系统NN32 00-8752-015-32	个	JMKJXTNN	1019
3315-1	捷迈髌臼系统0032 00-8752-016-32	个	JMKJXT00	1019
3315-1	捷迈髌臼系统PP32 00-8752-017-32	个	JMKJXTPP	1019
3315-1	捷迈髌臼系统QU32 00-8752-018-32	个	JMKJXTQU	1019
3315-1	捷迈髌臼系统RR32 00-8752-019-32	个	JMKJXTRR	1019
3315-1	捷迈髌臼系统52 II $\times$ 36 00-8751-010-36	个	JMKJXT52	1019
3315-1	捷迈髌臼系统54JJ $\times$ 36 00-8751-011-36	个	JMKJXT54	1019
3315-1	捷迈髌臼系统56KK $\times$ 40 00-8751-012-40	个	JMKJXT56	1019
3315-1	捷迈髌臼系统58LL $\times$ 40 00-8751-012-40	个	JMKJXT58	1019
3315-1	捷迈髌臼系统60MM $\times$ 40 00-8751-014-40	个	JMKJXT60	1019
3315-1	捷迈锥形衬垫 FF 28 00-8775-007-28	个	JMZXCDF	2019
3315-1	捷迈锥形衬垫 HH 32 00-8775-009-32	个	JMZXCDF	2019
3315-1	捷迈锥形衬垫 II 36 00-8775-010-36	个	JMZXCDF	2019
3315-1	捷迈锥形衬垫 JJ 36 00-8775-011-36	个	JMZXCDF	2019

3315-1	捷迈锥形衬垫 KK 40 00-8775-012-40	个	JMZXC D K	2019
3315-1	捷迈锥形衬垫 LL 40 00-8775-013-40	个	JMZXC D L	2019
3315-1	捷迈锥形衬垫 MM 40 00-8775-014-40	个	JMZXC D M	2019
3315-1	捷迈锥形衬垫 NN 40 00-8775-015-40	个	JMZXC D N	2019
3315-1	捷迈锥形衬垫 OO 40 00-8775-016-40	个	JMZXC D O	2019
3315-1	捷迈锥形衬垫 PP 40 00-8775-017-40	个	JMZXC D P	2019
3315-1	捷迈锥形衬垫 QU 40 00-8775-018-40	个	JMZXC D Q	2019
3315-1	捷迈股骨头12/14 28X+3.5 00-8775-028-03	个	JMGGT12/	1984
3315-1	捷迈股骨头12/14 32X-3.5 00-8775-032-01	个	JMGGT12/	1984
3315-1	捷迈陶瓷股骨头和衬垫 12/14 28X-3.0	个	JMTCGGTH	1984
3315-1	捷迈股骨头12/14 32X+3.5 00-8775-032-03	个	JMGGT12/	1984
3315-1	捷迈股骨头12/14 32X+7 00-8775-032-04	个	JMGGT12/	1984
3315-1	捷迈股骨头12/14 36X-3.5 00-8775-036-01	个	JMGGT12/	1984
3315-1	捷迈股骨头12/14 36X0 00-8775-036-02	个	JMGGT12/	1984
3315-1	捷迈股骨头12/14 36X+3.5 00-8775-036-03	个	JMGGT12/	1984
3315-1	捷迈股骨头12/14 36X+7 00-8775-036-04	个	JMGGT12/	1984
3315-1	捷迈股骨头12/14 40X0 00-8775-040-02	个	JMGGT12/	1984
3315-1	捷迈股骨头12/14 40X+7 00-8775-040-04	个	JMGGT12/	1984
3315-1	捷迈单髁膝关节系统组件生物股骨 超小号	个	JMDKXGJX	19600
3315-1	捷迈单髁膝关节系统组件生物股骨 小号	个	JMDKXGJX	19600
3315-1	捷迈单髁膝关节系统组件生物股骨 中号	个	JMDKXGJX	19600
3315-1	捷迈单髁膝关节系统组件生物股骨 大号	个	JMDKXGJX	19600
3315-1	捷迈第三代单髁膝关节股骨组件超小号 166940	个	JMDSDDKX	10864
3315-1	捷迈第三代单髁膝关节股骨组件 小号166941	个	JMDSDDKX	10864
3315-1	捷迈第三代单髁膝关节股骨组件 中号166942	个	JMDSDDKX	10864

3315-1	捷迈第三代单髁膝关节股骨组件 大号166943	个	JMDSDDKX	10864
3315-1	捷迈第三代膝关节胫骨平台 左膝内侧159531	个	JMDSDXGJ	6000
3315-1	美敦力万向螺钉3.5*12	个	MDLWXL3	517
3315-1	通用皮质骨螺钉4.5mm 32455-38	枚	TYPZGLD4	40.99
3315-1	通用皮质骨螺钉4.5mm 32455-40	枚	TYPZGLD4	40.99
3315-1	通用皮质骨螺钉4.5mm 32455-42	枚	TYPZGLD4	40.99
3315-1	通用皮质骨螺钉4.5mm 32455-44	枚	TYPZGLD4	40.99
3315-1	通用皮质骨螺钉4.5mm 32455-46	枚	TYPZGLD4	40.99
3315-1	通用皮质骨螺钉4.5mm 32455-48	枚	TYPZGLD4	40.99
3315-1	通用皮质骨螺钉4.5mm 32455-50	枚	TYPZGLD4	40.99
3315-1	通用皮质骨螺钉4.5mm 32455-52	枚	TYPZGLD4	40.99
3315-1	通用皮质骨螺钉4.5mm 32455-54	枚	TYPZGLD4	40.99
3315-1	通用皮质骨螺钉4.5mm 32455-56	枚	TYPZGLD4	40.99
3315-1	通用皮质骨螺钉4.5mm 32455-58	枚	TYPZGLD4	40.99
3315-1	通用皮质骨螺钉4.5mm 32455-60	枚	TYPZGLD4	40.99
3315-1	通用空心埋头螺钉4.3mm 31437-16	枚	TYKXMTLD	379.48
3315-1	通用空心埋头螺钉4.3mm 31437-18	枚	TYKXMTLD	379.48
3315-1	通用空心埋头加压螺钉4.3mm 31437-20	枚	TYKXMTJY	379.48
3315-1	通用空心埋头螺钉4.3mm 31437-22	枚	TYKXMTLD	379.48
3315-1	通用空心埋头螺钉7.5mm 31757-110	枚	TYKXMTLD	379.48
3315-1	通用空心埋头螺钉7.5mm 31757-115	枚	TYKXMTLD	379.48
3315-1	通用空心埋头螺钉7.5mm 31757-120	枚	TYKXMTLD	379.48
3315-1	通用空心埋头螺钉7.5mm 31757-35	枚	TYKXMTLD	379.48
3315-1	通用空心埋头螺钉7.5mm 31757-40	枚	TYKXMTLD	379.48
3315-1	通用空心埋头螺钉7.5mm 31757-45	枚	TYKXMTLD	379.48

3315-1	通用空心埋头螺钉4.3mm 31437-24	枚	TYKXMTLD	379.48
3315-1	通用空心埋头螺钉4.3mm 31437-26	枚	TYKXMTLD	379.48
3315-1	通用空心埋头螺钉4.3mm 31437-28	枚	TYKXMTLD	379.48
3315-1	通用空心埋头螺钉4.3mm 31437-30	枚	TYKXMTLD	379.48
3315-1	通用空心埋头螺钉4.3mm 31437-32	枚	TYKXMTLD	379.48
3315-1	通用空心埋头螺钉4.3mm 31437-34	枚	TYKXMTLD	379.48
3315-1	通用空心埋头螺钉4.3mm 31437-36	枚	TYKXMTLD	379.48
3315-1	通用空心埋头螺钉4.3mm 31437-38	枚	TYKXMTLD	379.48
3315-1	通用空心埋头螺钉4.3mm 31437-40	枚	TYKXMTLD	379.48
3315-1	通用空心埋头螺钉4.3mm 31437-42	枚	TYKXMTLD	379.48
3315-1	通用空心埋头螺钉4.3mm 31437-44	枚	TYKXMTLD	379.48
3315-1	通用空心埋头螺钉4.3mm 31437-46	枚	TYKXMTLD	379.48
3315-1	通用空心埋头螺钉4.3mm 31437-48	枚	TYKXMTLD	379.48
3315-1	通用空心埋头螺钉4.3mm 31437-50	枚	TYKXMTLD	379.48
3315-1	通用空心埋头螺钉4.3mm 31437-55	枚	TYKXMTLD	379.48
3315-1	通用空心埋头螺钉7.5mm 31757-100	枚	TYKXMTLD	379.48
3315-1	通用空心埋头螺钉7.5mm 31757-105	枚	TYKXMTLD	379.48
3315-1	通用空心埋头螺钉7.5mm 31757-50	枚	TYKXMTLD	379.48
3315-1	通用空心埋头螺钉7.5mm 31757-55	枚	TYKXMTLD	379.48
3315-1	通用空心埋头螺钉7.5mm 31757-60	枚	TYKXMTLD	379.48
3315-1	通用空心埋头螺钉7.5mm 31757-65	枚	TYKXMTLD	379.48
3315-1	通用空心埋头螺钉7.5mm 31757-70	枚	TYKXMTLD	379.48
3315-1	通用空心埋头螺钉7.5mm 31757-75	枚	TYKXMTLD	379.48
3315-1	通用空心埋头螺钉7.5mm 31757-80	枚	TYKXMTLD	379.48
3315-1	通用空心埋头螺钉7.5mm 31757-85	枚	TYKXMTLD	379.48

3315-1	通用空心埋头螺钉7.5mm 31757-90	枚	TYKXMTLD	379.48
3315-1	通用空心埋头螺钉7.5mm 31757-95	枚	TYKXMTLD	379.48
3315-1	通用皮质骨螺钉2.7mm 32271-11	枚	TYPZGLD2	40.99
3315-1	通用皮质骨螺钉2.7mm 32271-8	枚	TYPZGLD2	40.99
3315-1	通用皮质骨螺钉2.7mm 32271-9	枚	TYPZGLD2	40.99
3315-1	美敦力微创长臂万向螺钉4.5X20	个	MDLWCC	8316
3315-1	施乐辉陶瓷股骨头 36/L 75007450	个	SLHTCGGT	19840
3315-1	施乐辉陶瓷股骨头 36/S 75007448	个	SLHTCGGT	19840
3315-1	施乐辉陶瓷股骨头 36/M 75007449	个	SLHTCGGT	19840
3315-1	施乐辉32MM陶瓷内衬 48MM 71331748	个	SLH32MMT	7210.5
3315-1	捷迈椎间融合固定器 长11mm MC1006T	片	JMZJRHGD	11300
3315-1	捷迈融合器固定夹MC1005T	片	JMRHQGDJ	11300
3315-1	施乐辉胫骨托 左侧 7号 71422697	个	SLHJGT Z	12366
3315-1	施乐辉胫骨托 左侧 5号 71422695	个	SLHJGT Z	12366
3315-1	施乐辉胫骨托 右侧 6号 71422846	个	SLHJGT Y	12366
3315-1	施乐辉胫骨托 左侧 8号 71422698	个	SLHJGT Z	12366
3315-1	施乐辉胫骨托 右侧 8号 71422848	个	SLHJGT Y	12366
3315-1	施乐辉胫骨托 右侧 4号 71422844	个	SLHJGT Y	12366
3315-1	施乐辉胫骨托 右侧 7号 71422847	个	SLHJGT Y	12366
3315-1	施乐辉胫骨托 右侧 3号 71422843	个	SLHJGT Y	12366
3315-1	施乐辉胫骨托 左侧 2号 71422692	个	SLHJGT Z	12366
3315-1	施乐辉胫骨托 右侧 5号 71422845	个	SLHJGT Y	12366
3315-1	施乐辉胫骨托 左侧 3号 71422693	个	SLHJGT Z	12366
3315-1	施乐辉胫骨托 右侧 1号 71422841	个	SLHJGT Y	12366
3315-1	施乐辉胫骨托 左侧 4号 71422694	个	SLHJGT Z	12366
3315-1	施乐辉胫骨托 左侧 6号 71422696	个	SLHJGT Z	12366

3315-1	施乐辉胫骨托 右侧 2号 71422842	个	SLHJGT Y	12366
3315-1	施乐辉36MM陶瓷内衬 64MM 71331764	个	SLH36MMT	7210.5
3315-1	施乐辉36MM陶瓷内衬 60MM 71331760	个	SLH36MMT	7210.5
3315-1	施乐辉36MM陶瓷内衬 56MM 71331756	个	SLH36MMT	7210.5
3315-1	施乐辉36MM陶瓷内衬 62MM 71331762	个	SLH36MMT	7210.5
3315-1	施乐辉36MM陶瓷内衬 54MM 71331754	个	SLH36MMT	7210.5
3315-1	施乐辉36MM陶瓷内衬 66/68MM 71331766	个	SLH36MMT	7210.5
3315-1	施乐辉36MM陶瓷内衬 52MM 71331752	个	SLH36MMT	7210.5
3315-1	施乐辉36MM陶瓷内衬 58MM 71331758	个	SLH36MMT	7210.5
3315-1	捷迈椎间融合器 深*宽 高12*14 H5 MC1341P	个	JMZJRHQ	11400
3315-1	捷迈椎间融合器 深*宽 高12*14 H10	个	JMZJRHQ	11400
3315-1	捷迈椎间融合器 深*宽 高12*14 H9 MC1345P	个	JMZJRHQ	11400
3315-1	捷迈椎间融合器 深*宽 高14*17 H7 MC1333P	个	JMZJRHQ	11400
3315-1	捷迈椎间融合器 深*宽 高12*15 H9 MC1355P	个	JMZJRHQ	11400
3315-1	捷迈椎间融合器 深*宽 高12*15 H10	个	JMZJRHQ	11400
3315-1	捷迈椎间融合器 深*宽 高12*14 H7 MC1343P	个	JMZJRHQ	11400
3315-1	捷迈椎间融合器 深*宽 高14*15 H5 MC1321P	个	JMZJRHQ	11400
3315-1	捷迈椎间融合器 深*宽 高12*15 H6 MC1352P	个	JMZJRHQ	11400
3315-1	捷迈椎间融合器 深*宽 高14*14 H10	个	JMZJRHQ	11400
3315-1	捷迈椎间融合器 深*宽 高12*15 H5 MC1351P	个	JMZJRHQ	11400
3315-1	捷迈椎间融合器 深*宽 高14*14 H5 MC1311P	个	JMZJRHQ	11400
3315-1	捷迈椎间融合器 深*宽 高14*17 H5 MC1331P	个	JMZJRHQ	11400
3315-1	捷迈椎间融合器 深*宽 高14*17 H10	个	JMZJRHQ	11400
3315-1	捷迈椎间融合器 深*宽 高14*15 H9 MC1325P	个	JMZJRHQ	11400
3315-1	捷迈椎间融合器 深*宽 高14*17 H6 MC1332P	个	JMZJRHQ	11400
3315-1	捷迈椎间融合器 深*宽 高14*14 H4 MC1310P	个	JMZJRHQ	11400
3315-1	捷迈椎间融合器 深*宽 高14*17 H9 MC1335P	个	JMZJRHQ	11400
3315-1	通用直型尺骨锁定钢板 4孔 21234-4	块	TYZXCSD	15000
3315-1	通用腓骨锁定接骨板 10孔 21222-10	块	TYFGSDJG	7990
3315-1	通用腓骨锁定接骨板 10孔 21225-10	块	TYFGSDJG	8621.7
3315-1	通用腓骨锁定接骨板 4孔 21225-4	块	TYFGSDJG	8621.7
3315-1	通用腓骨锁定接骨板 8孔 21225-8	块	TYFGSDJG	8621.7
3315-1	通用腓骨锁定接骨板 10孔 21226-10	块	TYFGSDJG	8621.7
3315-1	通用腓骨锁定接骨板 4孔 21226-4	块	TYFGSDJG	8621.7

3315-1	通用腓骨锁定接骨板 6孔 21226-6	块	TYFGSDJG	8621.7
3315-1	通用腓骨锁定接骨板 8孔 21226-8	块	TYFGSDJG	8621.7
3315-1	通用肱骨近端锁定接骨板 10孔 21133-10	块	TYGGJDSD	10500
3315-1	通用肱骨近端锁定接骨板 4孔 21133-4	块	TYGGJDSD	10500
3315-1	通用直型重建锁定钢板 10孔 21182-10	块	TYZXZJSD	2401
3315-1	通用直型重建锁定钢板 12孔 21182-12	块	TYZXZJSD	2401
3315-1	通用直型重建锁定钢板 14孔 21182-14	块	TYZXZJSD	2401
3315-1	通用胫骨远端接骨板 7孔 21311-7	块	TYJGYDJG	10377
3315-1	通用胫骨远端接骨板 7孔 21312-7	块	TYJGYDJG	10377
3315-1	通用桡骨远端锁定钢板 11孔 21031-11	块	TYRGYDSD	2219.5
3315-1	通用桡骨远端锁定钢板 3孔 21031-3	块	TYRGYDSD	2219.5
3315-1	通用桡骨远端锁定钢板 6孔 21031-5	块	TYRGYDSD	2219.5
3315-1	通用桡骨远端锁定钢板 7孔 21031-7	块	TYRGYDSD	2219.5
3315-1	通用桡骨远端锁定钢板 9孔 21031-9	块	TYRGYDSD	2219.5
3315-1	通用桡骨远端锁定钢板 11孔 21032-11	块	TYRGYDSD	2219.5
3315-1	通用桡骨远端锁定钢板 3孔 21032-3	块	TYRGYDSD	2219.5
3315-1	通用桡骨远端锁定钢板 6孔 21032-5	块	TYRGYDSD	2219.5
3315-1	通用桡骨远端锁定钢板 7孔 21032-7	块	TYRGYDSD	2219.5
3315-1	通用桡骨远端锁定钢板 9孔 21032-9	块	TYRGYDSD	2219.5
3315-1	通用胫骨远端接骨板 11孔 21311-11	块	TYJGYDJG	10377
3315-1	通用胫骨远端接骨板 15孔 21311-15	块	TYJGYDJG	10377
3315-1	通用胫骨远端接骨板 9孔 21311-9	块	TYJGYDJG	10377
3315-1	通用胫骨远端接骨板 11孔 21312-11	块	TYJGYDJG	10377
3315-1	通用胫骨远端接骨板 13孔 21312-13	块	TYJGYDJG	10377
3315-1	通用胫骨远端接骨板 15孔 21312-15	块	TYJGYDJG	10377

3315-1	通用胫骨远端接骨板 9孔 21312-9	块	TYJGYDJG	10377
3315-1	通用跟骨钢板孔径：4.8mm 长度：68.8mm	块	TYGGGBKJ	7501.8
3315-1	通用跟骨锁定接骨板 9孔 21064-41	块	TYGGSDJG	14664
3315-1	通用胫骨远端锁定接骨板 4孔 21093-4	块	TYJGYDSD	15500
3315-1	通用胫骨远端锁定接骨板 6孔 21093-6	块	TYJGYDSD	15500
3315-1	通用胫骨远端锁定接骨板 14孔 21094-14	块	TYJGYDSD	7990
3315-1	通用胫骨远端锁定接骨板 4孔 21094-4	块	TYJGYDSD	7990
3315-1	通用锁骨锁定钢板 10孔 21121-10	块	TYSGSDGB	2067
3315-1	通用锁骨锁定钢板 6孔 21121-6	块	TYSGSDGB	2067
3315-1	通用锁骨锁定钢板 3.5mm 6孔 21122-6	块	TYSGSDGB	2067
3315-1	通用锁骨锁定接骨板 12孔 21122-12	块	TYSGSDJG	2067
3315-1	通用锁骨锁定钢板 3.5mm 6孔 21122-10	块	TYSGSDGB	2067
3315-1	通用锁骨锁定接骨板 8孔 21125-8	块	TYSGSDJG	2067
3315-1	通用锁骨锁定接骨板 10孔 21126-10	块	TYSGSDJG	2067
3315-1	通用锁骨锁定接骨板 8孔 21126-8	块	TYSGSDJG	2067
3315-1	通用锁骨锁定接骨板 6孔 21129-6	块	TYSGSDJG	2067
3315-1	通用锁骨锁定接骨板 8孔 21129-8	块	TYSGSDJG	2067
3315-1	通用锁骨锁定接骨板 6孔 21130-6	块	TYSGSDJG	2067
3315-1	通用锁骨锁定接骨板 8孔 21130-8	块	TYSGSDJG	2067
3315-1	通用耻骨联合锁定钢板孔数：6孔 21162-6	块	TYCGLHSD	2401
3315-1	通用骶髂关节锁定钢板 5孔 21171-5	块	TYDQGJSD	7473.9
3315-1	通用骶髂关节锁定钢板 5孔 21172-5	块	TYDQGJSD	7473.9
3315-1	通用骶髂关节锁定钢板 4孔 21173-4	块	TYDQGJSD	7473.9
3315-1	通用骶髂关节锁定钢板 5孔 21175-5	块	TYDQGJSD	8670
3315-1	通用骶髂关节锁定钢板 4孔 21177-4	块	TYDQGJSD	8670

3315-1	通用腓骨锁定接骨板 12孔 21225-12	块	TYFGSDJG	8621.7
3315-1	通用股骨远端锁定钢板 11孔 21301-11	块	TYGGYDSD	10923
3315-1	通用股骨远端锁定钢板 5孔 21301-5	块	TYGGYDSD	10923
3315-1	通用股骨远端锁定钢板 9孔 21301-9	块	TYGGYDSD	10923
3315-1	通用股骨远端锁定钢板 11孔 21302-11	块	TYGGYDSD	10923
3315-1	通用股骨远端锁定钢板 5孔 21302-5	块	TYGGYDSD	10923
3315-1	通用股骨远端锁定钢板 7孔 21302-7	块	TYGGYDSD	10923
3315-1	通用股骨远端锁定钢板 9孔 21302-9	块	TYGGYDSD	10923
3315-1	通用胫骨近端锁定钢板 7孔 21321-7	块	TYJGJDSD	11745
3315-1	通用胫骨近端锁定钢板 9孔 21321-9	块	TYJGJDSD	11745
3315-1	通用胫骨近端锁定钢板 15孔 21322-15	块	TYJGJDSD	11745
3315-1	美敦力螺塞 6440530	枚	MDLLS 64	2367
3315-1	通用跟骨锁定钢板4.8mm 59.8mm 21061-51	块	TYGGSDGB	7501.8
3315-1	威高距下关节稳定螺钉WGC20Z07 钛合金5	枚	WGJXGJWD	5395
3315-1	威高距下关节稳定螺钉WGC20Z07 钛合金6	枚	WGJXGJWD	5395
3315-1	威高距下关节稳定螺钉WGC20Z07 钛合金7	枚	WGJXGJWD	5395
3315-1	威高距下关节稳定螺钉WGC20Z07 钛合金8	枚	WGJXGJWD	5395
3315-1	威高距下关节稳定螺钉WGC20Z07 钛合金9	枚	WGJXGJWD	5395
3315-1	威高距下关节稳定螺钉WGC20Z07 钛合金10	枚	WGJXGJWD	5395
3315-1	捷迈单髁关节面SZ6 12MM 00-5842-026-12	个	JMDKGJMS	2800
3315-1	科惠LCP桡骨远端掌侧接骨板(头7孔) II 2孔左	块	KHLCPRGY	8760
3315-1	科惠LCP桡骨远端掌侧接骨板(头7孔) II 3孔左	块	KHLCPRGY	8760
3315-1	科惠LCP桡骨远端掌侧接骨板(头7孔) II 4孔左	块	KHLCPRGY	8760
3315-1	科惠LCP桡骨远端掌侧接骨板(头7孔) II 7孔左	块	KHLCPRGY	8760
3315-1	科惠LCP桡骨远端掌侧接骨板(头7孔) II 9孔左	块	KHLCPRGY	8760

3315-1	科惠LCP桡骨远端掌侧接骨板(头7孔) II 11孔左	块	KHLCPRGY	8760
3315-1	科惠LCP桡骨远端掌侧接骨板(头7孔) II 2孔右	块	KHLCPRGY	8760
3315-1	科惠LCP桡骨远端掌侧接骨板(头7孔) II 3孔右	块	KHLCPRGY	8760
3315-1	科惠LCP桡骨远端掌侧接骨板(头7孔) II 4孔右	块	KHLCPRGY	8760
3315-1	科惠LCP桡骨远端掌侧接骨板(头7孔) II 5孔右	块	KHLCPRGY	8760
3315-1	科惠LCP桡骨远端掌侧接骨板(头7孔) II 7孔右	块	KHLCPRGY	8760
3315-1	科惠LCP桡骨远端掌侧接骨板(头7孔) II 9孔右	块	KHLCPRGY	8760
3315-1	科惠LCP桡骨远端掌侧接骨板(头7孔) II 11孔右	块	KHLCPRGY	8760
3315-1	科惠LCP桡骨远端掌侧接骨板(头6孔) 2孔左	块	KHLCPRGY	3336
3315-1	科惠LCP桡骨远端掌侧接骨板(头6孔) 3孔左	块	KHLCPRGY	3336
3315-1	科惠LCP桡骨远端掌侧接骨板(头6孔) 4孔左	块	KHLCPRGY	3336
3315-1	科惠LCP桡骨远端掌侧接骨板(头6孔) 5孔左	块	KHLCPRGY	3336
3315-1	科惠LCP桡骨远端掌侧接骨板(头6孔) 2孔右	块	KHLCPRGY	3336
3315-1	科惠LCP桡骨远端掌侧接骨板(头6孔) 3孔右	块	KHLCPRGY	3336
3315-1	科惠LCP桡骨远端掌侧接骨板(头6孔) 4孔右	块	KHLCPRGY	3336
3315-1	科惠LCP桡骨远端掌侧接骨板(头6孔) 5孔右	块	KHLCPRGY	3336
3315-1	科惠LCP腓骨远端外侧锁定接骨板3孔 右 微弧	枚	KHLCPCFGY	2822
3315-1	科惠LCP腓骨远端外侧锁定接骨板3孔 右 着色	枚	KHLCPCFGY	2822
3315-1	科惠LCP腓骨远端外侧锁定接骨板3孔 左 微弧	枚	KHLCPCFGY	2822
3315-1	科惠LCP腓骨远端外侧锁定接骨板3孔 左 着色	枚	KHLCPCFGY	2822
3315-1	科惠LCP腓骨远端外侧锁定接骨板4孔 右 微弧	枚	KHLCPCFGY	2822
3315-1	科惠LCP腓骨远端外侧锁定接骨板4孔 右 着色	枚	KHLCPCFGY	2822
3315-1	科惠LCP腓骨远端外侧锁定接骨板4孔 左 微弧	枚	KHLCPCFGY	2822
3315-1	科惠LCP腓骨远端外侧锁定接骨板4孔 左 着色	枚	KHLCPCFGY	2822
3315-1	科惠LCP腓骨远端外侧锁定接骨板5孔 右 着色	枚	KHLCPCFGY	2822

3315-1	科惠LCP腓骨远端外侧锁定接骨板5孔 左 微弧	枚	KHLCPFGY	2822
3315-1	科惠LCP腓骨远端外侧锁定接骨板5孔 左 着色	枚	KHLCPFGY	2822
3315-1	科惠LCP腓骨远端外侧锁定接骨板6孔 右 微弧	枚	KHLCPFGY	2822
3315-1	科惠LCP腓骨远端外侧锁定接骨板6孔 右 着色	枚	KHLCPFGY	2822
3315-1	科惠LCP腓骨远端外侧锁定接骨板6孔 左 微弧	枚	KHLCPFGY	2822
3315-1	科惠LCP腓骨远端外侧锁定接骨板6孔 左 着色	枚	KHLCPFGY	2822
3315-1	科惠LCP腓骨远端外侧锁定接骨板7孔 右 微弧	枚	KHLCPFGY	2822
3315-1	科惠LCP腓骨远端外侧锁定接骨板7孔 右 着色	枚	KHLCPFGY	2822
3315-1	科惠LCP腓骨远端外侧锁定接骨板7孔 左 微弧	枚	KHLCPFGY	2822
3315-1	科惠LCP腓骨远端外侧锁定接骨板7孔 左 着色	枚	KHLCPFGY	2822
3315-1	科惠3.5mm重建锁定接骨板（直形）4孔	块	KH3.5mmZ	2954
3315-1	科惠3.5mm重建锁定接骨板（直形）5孔	块	KH3.5mmZ	2954
3315-1	科惠3.5mm重建锁定接骨板（直形）7孔	块	KH3.5mmZ	6794
3315-1	科惠3.5mm重建锁定接骨板（直形）8孔	块	KH3.5mmZ	6794
3315-1	科惠3.5mm重建锁定接骨板（直形）9孔	块	KH3.5mmZ	6794
3315-1	科惠3.5mm重建锁定接骨板（直形）10孔	块	KH3.5mmZ	6794
3315-1	科惠3.5mm重建锁定接骨板（直形）11孔	块	KH3.5mmZ	6794
3315-1	科惠3.5mm重建锁定接骨板（直形）12孔	块	KH3.5mmZ	6794
3315-1	科惠3.5mm重建锁定接骨板（直形）14孔	块	KH3.5mmZ	6794
3315-1	科惠3.5mm重建锁定接骨板（直形）18孔	块	KH3.5mmZ	6794
3315-1	科惠3.5mm重建锁定接骨板（直形）20孔	块	KH3.5mmZ	6794
3315-1	爱得无菌骨牵引针5.0x120	支	ADWJGQYZ	590
3315-1	康辉股骨髓内钉 股骨钉左 10X360	枚	KHGGSN	3596.1
3315-1	康辉胫骨髓内钉 胫骨钉 8.3X280	枚	KHJGSN	3263.5
3315-1	康辉自攻锁定螺钉 2.7X26 SDLD	枚	KHZGSD	1500
3315-1	康辉3.5mm有限接触LCP 4.0X11孔 SDXG37	块	KH3.5mmY	2147
3315-1	康辉尺骨鹰嘴LCP 右 2.8X10孔 SDXG42	块	KHCGYZLC	2407.2

3315-1	康辉动力加压螺钉全螺纹 4.0X3.0X35DJY-V	枚	KHDLJYLD	404.39
3315-1	康辉股骨髓内钉 股骨钉左 11X440	枚	KHGGSN	3596.1
3315-1	康辉股骨髓内钉 股骨钉右 12X340	枚	KHGGSN	3596.1
3315-1	康辉瞄准型肱骨远内侧LCP右3.0X8孔	块	KHMZXG	2267
3315-1	康辉动力加压螺钉全螺纹 4.0X3.0X60DJY-V	枚	KHDLJYLD	404.39
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨螺钉HAQ06 4.5X75	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉2.4mm直型LCP 1.8X10孔 SDXZ40	块	KH2.4mmZ	2147
3315-1	康辉胫骨髓内钉 胫骨钉 8.3X340	枚	KHJGSN	3263.5
3315-1	康辉螺旋股骨近端髓内钉右 12X320	枚	KHLXGG	3596.1
3315-1	康辉桡骨远端掌侧斜T型LCP左 2.0X3 SDXG53	块	KHRGYDZC	2239
3315-1	康辉自攻皮质骨螺钉 2.0X26 SSQ	枚	KHZGPZ	43.68
3315-1	康辉锁骨重建型LCP 左 3.2X8孔	块	KHSGZJ	2077
3315-1	康辉2.7mmT型LCP 1.8X5孔 SDXZ72	块	KH2.7mmT	2147
3315-1	康辉桡骨远端LCP 左 1.7X9孔 S	块	KHRGYD	2239
3315-1	康辉4.5mm T型双弯LCP 3.6X4孔 SDDG33	块	KH4.5mm	2147
3315-1	康辉螺旋股骨近端髓内钉 10X200 J	枚	KHLXGG	3596.1
3315-1	康辉腓骨远端LCP 左 2.8X20孔	块	KHFGYD	2109
3315-1	康辉锁骨钩LCPⅢ型右 3.0X6孔X54mm SDXG26	块	KHSGGLCP	2077
3315-1	康辉桡骨远端掌侧柱Ⅱ型LCP右1.8X4 SDXG79	块	KHRGYDZC	2239
3315-1	康辉干骺端LCP I型 3.2X4孔 S	块	KHGHDL	2147
3315-1	康辉锁定重建接骨板 窄 2.8X14孔	块	KHSDZJ	2147
3315-1	康辉S锁定重建接骨板Ⅱ型右 2.8X6孔	块	KHSSDZ	2077
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨螺钉HAQ06 2.4X36	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉锁骨钩LCPⅢ型左 3.0X9孔X84mm SDXG25	块	KHSGGLCP	2077
3315-1	康辉胫骨髓内钉 胫骨钉 11.5X340	枚	KHJGSN	3263.5
3315-1	康辉股骨髓内钉 重建钉 11.5X420	枚	KHGGSN	3596.1
3315-1	康辉锁骨钩LCPⅢ型左 3.0X10孔X95 SDXG25	块	KHSGGLCP	2077
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨螺钉HAQ06 2.7X30	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉螺旋股骨近端髓内钉右 10X440	枚	KHLXGG	3596.1
3315-1	康辉自攻锁定螺钉 3.5X42 SDLD	枚	KHZGSD	1500
3315-1	康辉胫骨髓内钉 胫骨钉 11.5X320	枚	KHJGSN	3263.5
3315-1	康辉自攻锁定螺钉 3.5X34 SDLD	枚	KHZGSD	1500
3315-1	康辉股骨远端LCP 右 5.8X11孔	块	KHGGYD	2447
3315-1	康辉2.0mm直型LCP 1.3X7孔 SDXZ40	块	KH2.0mmZ	2307
3315-1	康辉干骺端LCP Ⅱ型 2.0X10孔	块	KHGHDL	2407.2
3315-1	康辉3.5mm有限接触LCP 3.8X12孔 SDXG37	块	KH3.5mmY	2147
3315-1	康辉股骨远端LCP 右 5.8X7孔 S	块	KHGGYD	2447

3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨螺钉HAQ06 2.4X52	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉1.5mm直型LCP 1.0X6孔 SDXZ40	块	KH1.5mmZ	2307
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨螺钉HAQ06 2.7X28	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉自攻锁定螺钉 2.7X65 SDLD	枚	KHZGSD	1500
3315-1	康辉无菌股骨钉锁钉 4.5X35 JSD	枚	KHWJGG	2500
3315-1	康辉股骨近端外侧LCPIII型 左6.0X2	块	KHGGJD	2447
3315-1	康辉无菌股骨钉锁钉 4.5X45 JSD	枚	KHWJGG	2500
3315-1	康辉股骨髓内钉 股骨钉右 9.5X400	枚	KHGGSN	3596.1
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨螺钉HAQ06 2.4X14	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉胫骨远端外侧L型LCP右 4.0X19孔SDDG50	块	KHJGYDWC	2347
3315-1	康辉螺旋股骨近端髓内钉右 12X420	枚	KHLXGG	3596.1
3315-1	威高小T型万向加压锁定板单一GC12Z08W	块	WGXTXWXJ	2619
3315-1	威高桡骨近端加压锁定板-12孔左WGC12Z08	块	WGRGJDJY	2219.1
3315-1	威高桡骨近端加压锁定板-13孔左WGC12Z08	块	WGRGJDJY	2219.1
3315-1	威高桡骨近端加压锁定板-12孔右WGC12Z08	块	WGRGJDJY	2219.1
3315-1	威高桡骨近端加压锁定板-13孔右WGC12Z08	块	WGRGJDJY	2219.1
3315-1	威高尺骨近端背侧加压锁定板2孔左WGC12Z08	块	WGCGJDBC	2407
3315-1	威高尺骨近端背侧加压锁定板4孔左WGC12Z08	块	WGCGJDBC	2407
3315-1	威高尺骨近端背侧加压锁定板6孔左WGC12Z08	块	WGCGJDBC	2407
3315-1	威高尺骨近端背侧加压锁定板2孔右WGC12Z08	块	WGCGJDBC	2407
3315-1	威高尺骨近端背侧加压锁定板4孔右WGC12Z08	块	WGCGJDBC	2407
3315-1	威高尺骨近端背侧加压锁定板6孔右WGC12Z08	块	WGCGJDBC	2407
3315-1	美敦力预弯棒3.2x100 6955260	个	MDLYWB3.	12950
3315-1	美敦力预弯棒3.2x200 6955270	个	MDLYWB3.	12950
3315-1	康辉无菌盖帽（延长5mm）16mm JG	个	KHWJGM	1584
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨螺钉HAQ06 2.7X26	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉胫骨近端内侧T型LCP左 3.8X13孔SDDG21	块	KHJGJDNC	2347
3315-1	康辉无菌股骨钉锁钉 4.5X90 JSD	枚	KHWJGG	2500
3315-1	康辉桡骨远端背侧T型LCP 1.8X4孔	块	KHRGYD	2239
3315-1	康辉S锁定重建接骨板II型左 2.8X10	块	KHSSDZ	2077
3315-1	康辉股骨髓内钉 股骨钉右 11X380	枚	KHGGSN	3596.1

3315-1	康辉股骨髓内钉 重建钉 11.5X340	枚	KHGGSN	3596.1
3315-1	康辉锁骨钩LCPⅢ型左 3.2X5孔X46mm SDXG25	块	KHSGGLCP	2077
3315-1	康辉胫骨髓内钉 胫骨钉 9X260 JJ	枚	KHJGSN	3263.5
3315-1	康辉4.5mm有限接触LCP 宽5.8X10孔 SDDG39	块	KH4.5mmY	1959.1
3315-1	康辉螺旋股骨近端髓内钉右 11X400	枚	KHLXGG	3596.1
3315-1	康辉胫骨近端侧方LCP 右 4.0X8孔	块	KHJGJD	2347
3315-1	康辉4.5mm有限接触LCP 宽5.8X12孔 SDDG39	块	KH4.5mmY	1959.1
3315-1	康辉自攻皮质骨螺钉 2.0X34 SSQ	枚	KHZGPZ	43.68
3315-1	康辉胫骨近端内侧T型LCP右 3.8X8孔 SDDG22	块	KHJGJDNC	2347
3315-1	康辉自攻皮质骨螺钉 1.5X21 SSQ	枚	KHZGPZ	43.68
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨螺钉HAQ06 2.7X46	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉胫骨近端内侧T型LCP右 3.8X13孔SDDG22	块	KHJGJDNC	2347
3315-1	康辉动力加压螺钉半螺纹 7.0X4.5X88DJY-V	枚	KHDLJYLD	404.39
3315-1	康辉螺旋股骨近端髓内钉左 12X440	枚	KHLXGG	3596.1
3315-1	康辉股骨近端外侧LCPⅡ型右5.0X13	块	KHGGJD	2447
3315-1	康辉自攻锁定螺钉 2.7X38 SDLD	枚	KHZGSD	1500
3315-1	康辉锁骨钩LCPⅢ型左 3.2X8孔X76mm SDXG25	块	KHSGGLCP	2077
3315-1	康辉桡骨远端LCP 左 2.3X9孔 S	块	KHRGYD	2239
3315-1	康辉锁骨钩LCPⅢ型右 3.0X6孔X56mm SDXG26	块	KHSGGLCP	2077
3315-1	康辉锁骨钩LCPⅢ型左 3.0X6孔X55mm SDXG25	块	KHSGGLCP	2077
3315-1	康辉腓骨远端LCP 左 2.8X12孔	块	KHFGYD	2109
3315-1	康辉锁钉无菌螺旋刀片 10.3X120	枚	KHSDWJ	14784
3315-1	康辉3.5mm有限接触LCP 3.8X8孔 SDXG37	块	KH3.5mmY	2147
3315-1	康辉股骨远端LCP 左 5.8X13孔	块	KHGGYD	2447
3315-1	康辉锁钉无菌螺旋刀片 10.3X110	枚	KHSDWJ	14784
3315-1	康辉自攻皮质骨螺钉 2.0X32 SSQ	枚	KHZGPZ	43.68
3315-1	康辉胫骨近端侧方LCP 右 4.4X10孔 SDDG48	块	KHJGJDCF	2347
3315-1	康辉干骺端LCP I 型 3.2X10孔	块	KHGHDL	2147
3315-1	康辉胫骨远端外侧L型LCP左 4.0X11孔SDDG51	块	KHJGYDWC	2347
3315-1	康辉干骺端LCP II 型 2.0X12孔	块	KHGHDL	2407.2
3315-1	康辉胫骨远端外侧L型LCP右 4.0X17孔SDDG50	块	KHJGYDWC	2347
3315-1	康辉股骨近端外侧LCPⅡ型左5.0X11	块	KHGGJD	2447
3315-1	康辉股骨髓内钉 股骨钉右 12X360	枚	KHGGSN	3596.1
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨螺钉HAQ06 4.5X16	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉锁定重建接骨板 窄 2.8X13孔	块	KHSDZJ	2147
3315-1	康辉自攻皮质骨螺钉 2.0X14 SSQ	枚	KHZGPZ	43.68

3315-1	康辉胫骨髓内钉 胫骨钉 11.5X400	枚	KHJGSN	3263.5
3315-1	康辉锁骨前侧型LCP 左 3.3X14孔	块	KHSGQC	2077
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨螺钉HAQ06 2.7X40	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉动力加压螺钉半螺纹 7.0X4.5X85DJY-V	枚	KHDLJYLD	404.39
3315-1	康辉自攻锁定螺钉 3.5X30 SDLD	枚	KHZGSD	1500
3315-1	康辉桡骨远端掌侧柱II型LCP右1.8X3 SDXG79	块	KHRGYDZC	2239
3315-1	康辉股骨髓内钉 股骨钉左 12X460	枚	KHGGSN	3596.1
3315-1	康辉无菌盖帽（延长10mm）21mm J	个	KHWJGM	1584
3315-1	康辉胫骨远端LCP II型 左3.6X12	块	KHJGYD	2347
3315-1	康辉锁骨钩LCPIII型左 3.2X9孔X86mm SDXG25	块	KHSGGLCP	2077
3315-1	康辉4.5mm T型双弯LCP 3.6X8孔 SDDG33	块	KH4.5mm	2147
3315-1	康辉动力加压螺钉全螺纹 4.0X3.0X20DJY-V	枚	KHDLJYLD	404.39
3315-1	康辉锁钉无菌螺旋刀片 10.3X70 J	枚	KHSDWJ	14784
3315-1	施乐辉胫骨衬垫3-4号 13mm 71421510	个	SLHJGCD3	686
3315-1	威联膝关节假体系统 15-8022/11	个	WLXGJJTX	44542
3315-1	威联膝关节假体系统 15-8024/11	个	WLXGJJTX	44542
3315-1	威联髓腔塞 109-130/12	个	WLSQS 10	460
3315-1	威联髓腔塞 109-130/14	个	WLSQS 10	460
3315-1	威联髓腔塞 109-130/16	个	WLSQS 10	460
3315-1	威联髓腔塞 109-130/18	个	WLSQS 10	460
3315-1	威高短尾椎弓根钉6.5×40 WGB1Z-2	枚	WGDWZGGD	432
3315-1	威高短尾椎弓根钉6.5×50 WGB1Z-2	枚	WGDWZGGD	432
3315-1	威高短尾椎弓根钉6.5×45 WGB1Z-2	枚	WGDWZGGD	432
3315-1	威高万向螺钉6.5×35 WGB1Z-2	枚	WGWXLD6.	480
3315-1	威高万向螺钉6.5×50 WGB1Z-2	枚	WGWXLD6.	480
3315-1	威高万向螺钉6.5×45 WGB1Z-2	枚	WGWXLD6.	480
3315-1	威高万向螺钉6.5×40 WGB1Z-2	枚	WGWXLD6.	480
3315-1	威高连接杆5.5×500 WGB1Z-2	枚	WGLJG5.5	100
3315-1	威高基于电阻椎弓根开路器3.2×45	个	WGJYDZZG	6000

3315-1	施乐辉胫骨衬垫5-6号 11mm 71421516	个	SLHJGCD5	686
3315-1	美敦力可调角度自钻螺钉4.5×15MM 3125515	枚	MDLKDJDZ	53
3315-1	强生接骨螺钉206.016	枚	QSJGLD20	49.1
3315-1	强生接骨螺钉206.022	枚	QSJGLD20	49.1
3315-1	强生接骨螺钉206.024	枚	QSJGLD20	49.1
3315-1	施乐辉股骨头28mm +0 71342800	个	SLHGGT28	5357.6
3315-1	施乐辉骨水泥柄12号 175mm 71310112	个	SLHGSNB1	8284
3315-1	正天髌关节假体髓腔塞13 FJ-II	个	ZTKGJJTS	154
3315-1	美敦力可调角度自钻螺钉4×15mm 3120515	枚	MDLKDJDZ	53
3315-1	捷迈单髌关节面SZ4 10MM 00-5842-024-10	个	JMDKGJMS	2800
3315-1	捷迈PS股骨-Right-Size4-42-5006-056-02	个	JMPSGG R	1185
3315-1	迈瑞股骨交锁髓内钉（I型） 11×240	个	MRGGJSSN	3596
3315-1	迈瑞股骨交锁髓内钉（I型） 10×200	个	MRGGJSSN	3596
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨螺钉HAQ06 2.7X9	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉2.0mmY型LCP 1.3X10孔 SDXZ06	块	KH2.0mmY	2307
3315-1	康辉S锁定重建接骨板II型右 2.8X7孔	块	KHSSDZ	2077
3315-1	康辉股骨髓内钉 股骨钉右 9.5X360	枚	KHGGSN	3596.1
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨螺钉HAQ06 4.5X38	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉胫骨远端LCP II型 右3.6X4孔	块	KHJGYD	2347
3315-1	康辉螺旋股骨近端髓内钉左 10X380	枚	KHLXGG	3596.1
3315-1	康辉桡骨远端LCP 左 2.0X12孔	块	KHRGYD	2239
3315-1	康辉胫骨远端外侧L型LCP左 4.0X9孔SDDG51	块	KHJGYDWC	2347
3315-1	康辉自攻皮质骨螺钉 2.0X30 SSQ	枚	KHZGPZ	43.68
3315-1	康辉螺旋股骨近端髓内钉左 12X420	枚	KHLXGG	3596.1
3315-1	康辉胫骨近端侧方LCP 左 4.0X15	块	KHJGJD	2347
3315-1	康辉自攻锁定螺钉 2.7X34 SDLD	枚	KHZGSD	1500
3315-1	康辉无菌股骨钉锁钉 4.5X75 JSD	枚	KHWJGG	2500
3315-1	康辉腓骨远端LCP 左 2.3X8孔 S	块	KHFGYD	2109
3315-1	康辉胫骨近端侧方LCP 右 4.0X13	块	KHJGJD	2347
3315-1	康辉锁骨钩LCPⅢ型右 3.0X8孔X75mm SDXG26	块	KHSGGLCP	2077
3315-1	康辉锁骨钩LCPⅢ型右 3.0X8孔X76mm SDXG26	块	KHSGGLCP	2077
3315-1	康辉腓骨远端LCP 左 2.8X16孔	块	KHFGYD	2109

3315-1	康辉3.5mm有限接触LCP 3.8X5孔 SDXG37	块	KH3.5mmY	2147
3315-1	康辉自攻皮质骨螺钉 2.0X22 SSQ	枚	KHZGPZ	43.68
3315-1	康辉3.5mm有限接触LCP 3.8X6孔 SDXG37	块	KH3.5mmY	2147
3315-1	康辉股骨髓内钉 股骨钉右 11X360	枚	KHGGSN	3596.1
3315-1	康辉腓骨远端LCP 左 2.8X11孔	块	KHFGYD	2109
3315-1	康辉锁钉无菌螺旋刀片 10.3X115	枚	KHSDWJ	14784
3315-1	康辉股骨髓内钉 股骨钉左 9.5X340	枚	KHGGSN	3596.1
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨螺钉HAQ06 2.7X48	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉锁定重建接骨板 窄 2.8X6孔 S	块	KHSDZJ	2147
3315-1	康辉胫骨远端外侧L型LCP右 4.0X9孔SDDG50	块	KHJGYDWC	2347
3315-1	康辉股骨髓内钉 股骨钉右 11X340	枚	KHGGSN	3596.1
3315-1	康辉瞄准型肱骨远内侧LCP左3.0X12	块	KHMZXG	2267
3315-1	康辉4.5mm有限接触LCP 宽5.8X8孔 SDDG39	块	KH4.5mmY	1959.1
3315-1	康辉螺旋股骨近端髓内钉 10X170 J	枚	KHLXGG	3596.1
3315-1	康辉桡骨远端掌侧柱 II 型LCP左1.8X10SDXG59	块	KHRGYDZC	2239
3315-1	艾迪尔加压螺旋钉4.5×30mm	枚	ADEJYL	380
3315-1	艾迪尔浅螺纹螺钉3.5×14mm	枚	ADEQLW	41
3315-1	艾迪尔肱骨远端外侧钢板7孔 右	块	ADEGGY	1664.4
3315-1	艾迪尔锁骨钩 II 锁定钢板7孔 左	块	ADESGG	1920
3315-1	艾迪尔主钉股骨钉11×180mm GD K05	枚	ADEZDGGD	3550
3315-1	艾迪尔加压螺旋钉3.0×16mm	枚	ADEJYL	380
3315-1	艾迪尔股骨直型锁定钢板 II 8孔	块	ADEGGZ	2280
3315-1	艾迪尔加压螺旋钉6.5×55mm	枚	ADEJYL	380
3315-1	艾迪尔指骨重建型锁定钢板4 孔	块	ADEZGZ	1442
3315-1	艾迪尔主钉股骨钉12×320mm R	支	ADEZDG	3550
3315-1	艾迪尔股骨直型锁定钢板 II 13孔	块	ADEGGZ	2280
3315-1	艾迪尔股骨远端外侧锁定钢板11孔 左	块	ADEGGY	2280
3315-1	艾迪尔桡骨远端T型 II 头五孔 钢板6孔左	块	ADERGY	1900
3315-1	艾迪尔桡骨远端T型 II 头五孔 钢板4孔右	块	ADERGY	1900
3315-1	艾迪尔浅螺纹螺钉2.7×14mm	枚	ADEQLW	41
3315-1	艾迪尔股骨远端髁锁定钢板11孔 右	块	ADEGGY	2280
3315-1	艾迪尔加压螺旋钉3.5×42mm	枚	ADEJYL	380
3315-1	艾迪尔胫骨近端T型锁定钢板7孔 右	块	ADEJGJ	1920
3315-1	艾迪尔浅螺纹螺钉2.7×10mm	枚	ADEQLW	41
3315-1	艾迪尔胫骨远端外侧钢板7孔 左	块	ADEJGY	1920
3315-1	艾迪尔有限接触锁定钢板13孔	块	ADEYXJ	2205
3315-1	艾迪尔重建弯型锁定钢板16 孔	块	ADEZJW	1930
3315-1	艾迪尔L型锁定钢板5孔 右	块	ADELXS	2068
3315-1	艾迪尔重建型直型锁定钢板9孔	块	ADEZJX	1930
3315-1	艾迪尔桡骨远端斜L型锁定钢板7孔 左	块	ADERGY	1900
3315-1	艾迪尔桡骨远端T型 II 头五孔 钢板4孔左	块	ADERGY	1900
3315-1	艾迪尔加压螺旋钉3.0×32mm	枚	ADEJYL	380
3315-1	艾迪尔锁骨前侧型锁定钢板3孔 左	块	ADESGQ	1920
3315-1	艾迪尔肱骨远端背外侧带支撑钢板7孔 左	块	ADEGGY	2068

3315-1	艾迪尔浅螺纹螺钉3.5×36mm	枚	ADEQLW	41
3315-1	艾迪尔浅螺纹螺钉4.5×32mm	枚	ADEQLW	41
3315-1	艾迪尔主钉股骨钉11×240mm GD K05	枚	ADEZDGGD	3550
3315-1	艾迪尔主钉胫骨钉10×255mm	枚	ADEZDJ	3468
3315-1	艾迪尔重建弯型锁定钢板7 孔	块	ADEZJW	1930
3315-1	艾迪尔腓骨远端踝外侧钢板7孔 右	块	ADEFGY	1718
3315-1	艾迪尔胫骨远端前侧三角型钢板8孔 左	块	ADEJGY	1920
3315-1	艾迪尔腓骨远端踝外侧钢板3孔 右	块	ADEFGY	1718
3315-1	艾迪尔主钉股骨钉11×280mm GD K05	枚	ADEZDGGD	3550
3315-1	艾迪尔加压螺旋钉3.0×20mm	枚	ADEJYL	380
3315-1	艾迪尔肱骨远端外侧钢板11孔 左	块	ADEGGY	1664.4
3315-1	艾迪尔肱骨远端外侧钢板9孔 左	块	ADEGGY	1664.4
3315-1	艾迪尔桡骨远端T型Ⅱ 头五孔 钢板6孔右	块	ADERGY	1900
3315-1	艾迪尔桡骨远端掌前侧Ⅱ钢板4孔 右	块	ADERGY	1900
3315-1	艾迪尔胫骨近端外侧锁定钢板7孔 右	块	ADEJGJ	1920
3315-1	艾迪尔胫骨平台锁定钢板9孔 左	块	ADEJGP	1920
3315-1	艾迪尔浅螺纹螺钉2.7×22mm	枚	ADEQLW	41
3315-1	艾迪尔桡骨远端掌侧双柱Ⅱ钢板6孔 右	块	ADERGY	1900
3315-1	艾迪尔锁骨前侧型锁定钢板8孔 左	块	ADESGQ	1920
3315-1	艾迪尔下肢直型锁定钢板Ⅱ11孔	块	ADEXZZ	1920
3315-1	艾迪尔腓骨远端踝外侧钢板9孔 右	块	ADEFGY	1718
3315-1	艾迪尔胫骨近端外侧锁定钢板5孔 左	块	ADEJGJ	1920
3315-1	艾迪尔腓骨远端踝外侧钢板3孔 左	块	ADEFGY	1718
3315-1	艾迪尔加压螺旋钉3.5×36mm	枚	ADEJYL	380
3315-1	艾迪尔腓骨远端踝外侧钢板9孔 左	块	ADEFGY	1718
3315-1	艾迪尔胫骨远端前侧三角型钢板10孔 左	块	ADEJGY	1920
3315-1	艾迪尔管型锁定钢板Ⅰ12孔	块	ADEGXS	2205
3315-1	艾迪尔浅螺纹螺钉2.5×14mm	枚	ADEQLW	41
3315-1	艾迪尔桡骨远端斜L型锁定钢板6孔 右	块	ADERGY	1900
3315-1	艾迪尔胫骨远端外侧钢板11孔 左	块	ADEJGY	1920
3315-1	艾迪尔加压螺旋钉3.5×44mm	枚	ADEJYL	380
3315-1	艾迪尔加压螺旋钉3.5×48mm	枚	ADEJYL	380
3315-1	艾迪尔L型锁定钢板12孔 左	块	ADELXS	2068
3315-1	艾迪尔重建弯型锁定钢板8 孔	块	ADEZJW	1930
3315-1	艾迪尔胫骨近端T型锁定钢板8孔 左	块	ADEJGJ	1920
3315-1	艾迪尔下肢直型锁定钢板Ⅱ9孔	块	ADEXZZ	1920
3315-1	艾迪尔L型锁定钢板14孔 右	块	ADELXS	2068
3315-1	艾迪尔L型锁定钢板4孔 左	块	ADELXS	2068
3315-1	艾迪尔加压螺旋钉2.5×20mm	枚	ADEJYL	380
3315-1	艾迪尔加压螺旋钉3.5×26mm	枚	ADEJYL	380
3315-1	艾迪尔胫骨远端外侧钢板5孔 左	块	ADEJGY	1920
3315-1	艾迪尔加压螺旋钉2.5×10mm	枚	ADEJYL	380
3315-1	艾迪尔胫骨远端胫内侧钢板12孔 左	块	ADEJGY	1920
3315-1	艾迪尔加压螺旋钉3.5×38mm	枚	ADEJYL	380
3315-1	艾迪尔胫骨近端T型锁定钢板6孔 左	块	ADEJGJ	1920
3315-1	艾迪尔加压螺旋钉3.0×18mm	枚	ADEJYL	380
3315-1	艾迪尔胫骨近端L型Ⅱ 钢板5孔右 JSW95	块	ADEJGJDL	1920
3315-1	艾迪尔桡骨远端掌侧双柱Ⅱ钢板5孔 右	块	ADERGY	1900

3315-1	艾迪尔重建弯型锁定钢板5 孔	块	ADEZJW	1930
3315-1	艾迪尔浅螺纹螺钉2.7×12mm	枚	ADEQLW	41
3315-1	艾迪尔桡骨远端斜L型锁定钢板3孔 右	块	ADERGY	1900
3315-1	艾迪尔桡骨远端T型Ⅱ 头五孔 钢板7孔右	块	ADERGY	1900
3315-1	艾迪尔加压螺旋钉7.3×75mm	枚	ADEJYL	380
3315-1	艾迪尔桡骨远端斜L型锁定钢板6孔 左	块	ADERGY	1900
3315-1	艾迪尔肱骨远端内侧钢板5孔 左	块	ADEGGY	2068
3315-1	艾迪尔主钉股骨钉10×400mm R	支	ADEZDG	3550
3315-1	艾迪尔管型锁定钢板 I 11孔	块	ADEGXS	2205
3315-1	艾迪尔加压螺旋钉3.5×34mm	枚	ADEJYL	380
3315-1	艾迪尔加压螺旋钉4.5×42mm	枚	ADEJYL	380
3315-1	艾迪尔浅螺纹螺钉3.5×44mm	枚	ADEQLW	41
3315-1	艾迪尔重建型直型锁定钢板4孔	块	ADEZJX	1930
3315-1	艾迪尔管型锁定钢板 I 4孔	块	ADEGXS	2205
3315-1	艾迪尔加压螺旋钉7.3×90mm	枚	ADEJYL	380
3315-1	艾迪尔主钉胫骨钉12×270mm	枚	ADEZDJ	3468
3315-1	艾迪尔胫骨平台锁定钢板5孔 右	块	ADEJGP	1920
3315-1	艾迪尔主钉胫骨钉10×360mm	枚	ADEZDJ	3468
3315-1	艾迪尔胫骨近端T型锁定钢板4孔 左	块	ADEJGJ	1920
3315-1	富乐椎体成形球囊导管15×4 FQNN06	个	FLZTCXQN	243
3315-1	富乐椎体成形球囊导管10×4 FQNN06	个	FLZTCXQN	243
3315-1	富乐扩张器3.5×141 空心 FQNK01	个	FLKZQ3.5	15
3315-1	富乐经皮穿刺针3.0×125 FQNC01	个	FLJPCCZ3	50
3315-1	威高球头中空螺钉7.3×50 WGC4Z01	枚	WGQTZKLD	405.6
3315-1	威高球头中空螺钉7.3×55 WGC4Z01	枚	WGQTZKLD	405.6
3315-1	威高球头中空螺钉7.3×60 WGC4Z01	枚	WGQTZKLD	405.6
3315-1	威高球头中空螺钉7.3×65 WGC4Z01	枚	WGQTZKLD	405.6
3315-1	威高球头中空螺钉7.3×70 WGC4Z01	枚	WGQTZKLD	405.6
3315-1	威高球头中空螺钉7.3×75 WGC4Z01	枚	WGQTZKLD	405.6
3315-1	威高球头中空螺钉7.3×80 WGC4Z01	枚	WGQTZKLD	405.6
3315-1	威高球头中空螺钉7.3×85 WGC4Z01	枚	WGQTZKLD	405.6
3315-1	威高球头中空螺钉7.3×90 WGC4Z01	枚	WGQTZKLD	405.6
3315-1	威高球头中空螺钉7.3×95 WGC4Z01	枚	WGQTZKLD	405.6
3315-1	威高球头中空螺钉7.3×100 WGC4Z01	枚	WGQTZKLD	405.6
3315-1	威高球头中空螺钉7.3×105 WGC4Z01	枚	WGQTZKLD	405.6

3315-1	威高球头中空螺钉7.3×110 WGC4Z01	枚	WGQTZKLD	405.6
3315-1	威高球头中空螺钉7.3×115 WGC4Z01	枚	WGQTZKLD	405.6
3315-1	威高球头中空螺钉7.3×120 WGC4Z01	枚	WGQTZKLD	405.6
3315-1	富乐经皮穿刺针4.0×115 FQNC01	套	FLJPCCZ4	50
3315-1	富乐骨钻 3.5×208 FQNZ01	套	FLGZ 3.5	15
3315-1	富乐椎体成形球囊导管20×6 FQNN08	套	FLZTCXQN	243
3315-1	富乐无菌球囊扩充压力泵20 FQNB02	套	FLWJQNKC	60
3315-1	富乐骨导向器3.5×207 FQNG03	套	FLGDXQ3.	3980
3315-1	富乐导针 1.5×268 FQND01	个	FLDZ 1.5	15
3315-1	美敦力颈椎融合器G6626526 15x12x6mm 6°	个	MDLJZRHQ	2592
3315-1	美敦力颈椎融合器G6626749 17x14x9mm 6°	个	MDLJZRHQ	2592
3315-1	美敦力颈椎融合器G6626748 17x14x8mm 6°	个	MDLJZRHQ	2592
3315-1	美敦力颈椎融合器G6626747 17x14x7mm 6°	个	MDLJZRHQ	2592
3315-1	美敦力颈椎融合器G6626746 17x14x6mm 6°	个	MDLJZRHQ	2592
3315-1	美敦力颈椎融合器G6626745 17x14x5mm 6°	个	MDLJZRHQ	2592
3315-1	美敦力颈椎融合自攻螺钉G6633513 3.5x13mm	个	MDLJZRHZ	7800
3315-1	美敦力颈椎融合自攻螺钉G6633511 3.5x11mm	个	MDLJZRHZ	7800
3315-1	美敦力颈椎融合自攻螺钉G6633517 3.5x17mm	个	MDLJZRHZ	7800
3315-1	美敦力颈椎融合自攻螺钉G6633515 3.5x15mm	个	MDLJZRHZ	7800
3315-1	美敦力颈椎融合自攻螺钉G6634011 4.0x11mm	个	MDLJZRHZ	7800
3315-1	美敦力颈椎融合自攻螺钉G6634013 4.0x13mm	个	MDLJZRHZ	7800
3315-1	美敦力颈椎融合自攻螺钉G6634015 4.0x15mm	个	MDLJZRHZ	7800
3315-1	施乐辉32MM陶瓷内衬 50MM 71331750	个	SLH32MMT	7210.5
3315-1	美敦力颈椎融合器G6626528 15x12x8mm 6°	个	MDLJZRHQ	2592
3315-1	美敦力颈椎融合器G6626529 15x12x9mm 6°	个	MDLJZRHQ	2592

3315-1	美敦力颈椎融合器G6626527 15x12x7mm 6°	个	MDLJZRHQ	2592
3315-1	美敦力颈椎融合器G6626525 15x12x5mm 6°	个	MDLJZRHQ	2592
3315-1	西脉TiNi环抱式接骨器 6Z12-80	个	XMTiNiHB	14532
3315-1	西脉TiNi环抱式接骨器 6Z14-80	个	XMTiNiHB	14532
3315-1	西脉TiNi环抱式接骨器 6Z16-100	个	XMTiNiHB	14532
3315-1	西脉TiNi环抱式接骨器 6Z18-120	个	XMTiNiHB	14532
3315-1	西脉TiNi环抱式接骨器 6Z20-120	个	XMTiNiHB	14532
3315-1	西脉TiNi环抱式接骨器 6Z22-120	个	XMTiNiHB	14532
3315-1	西脉TiNi环抱式接骨器 6Z24-120	个	XMTiNiHB	14532
3315-1	康辉动力加压螺钉无头 2.5×10×4mm DJY-III	枚	KHDLJYLD	404.39
3315-1	康辉动力加压螺钉无头 2.5×12×4mm DJY-III	枚	KHDLJYLD	404.39
3315-1	康辉动力加压螺钉无头 2.5×14×4mm DJY-III	枚	KHDLJYLD	404.39
3315-1	康辉动力加压螺钉无头 2.5×16×5mm DJY-III	枚	KHDLJYLD	404.39
3315-1	康辉动力加压螺钉无头 2.5×18×6mm DJY-III	枚	KHDLJYLD	404.39
3315-1	康辉动力加压螺钉无头 2.5×20×7mm DJY-III	枚	KHDLJYLD	404.39
3315-1	康辉动力加压螺钉无头 2.5×22×8mm DJY-III	枚	KHDLJYLD	404.39
3315-1	康辉动力加压螺钉无头 2.5×24×8mm DJY-III	枚	KHDLJYLD	404.39
3315-1	康辉动力加压螺钉无头 3.0×12×4mm DJY-III	枚	KHDLJYLD	404.39
3315-1	康辉动力加压螺钉无头 3.0×14×4mm DJY-III	枚	KHDLJYLD	404.39
3315-1	康辉动力加压螺钉无头 3.0×16×5mm DJY-III	枚	KHDLJYLD	404.39
3315-1	康辉动力加压螺钉无头 3.0×18×6mm DJY-III	枚	KHDLJYLD	404.39
3315-1	康辉动力加压螺钉无头 3.0×20×7mm DJY-III	枚	KHDLJYLD	404.39
3315-1	康辉动力加压螺钉无头 3.0×22×8mm DJY-III	枚	KHDLJYLD	404.39
3315-1	康辉动力加压螺钉无头 3.0×24×8mm DJY-III	枚	KHDLJYLD	404.39
3315-1	康辉动力加压螺钉无头3.0×26×10mm DJY-III	枚	KHDLJYLD	404.39

3315-1	康辉动力加压螺钉无头3.0×28×10mm DJY-III	枚	KHDLJYLD	404.39
3315-1	康辉动力加压螺钉无头3.0×30×12mm DJY-III	枚	KHDLJYLD	404.39
3315-1	康辉动力加压螺钉无头3.0×32×12mm DJY-III	枚	KHDLJYLD	404.39
3315-1	康辉动力加压螺钉无头3.0×34×14mm DJY-III	枚	KHDLJYLD	404.39
3315-1	康辉动力加压螺钉无头3.0×36×14mm DJY-III	枚	KHDLJYLD	404.39
3315-1	康辉动力加压螺钉无头3.0×38×16mm DJY-III	枚	KHDLJYLD	404.39
3315-1	康辉动力加压螺钉无头3.0×40×16mm DJY-III	枚	KHDLJYLD	404.39
3315-1	康辉动力加压螺钉无头 4.5×25×7mm DJY-III	枚	KHDLJYLD	404.39
3315-1	康辉动力加压螺钉无头4.5×30×12mm DJY-III	枚	KHDLJYLD	404.39
3315-1	康辉动力加压螺钉无头4.5×35×14mm DJY-III	枚	KHDLJYLD	404.39
3315-1	康辉动力加压螺钉无头4.5×40×16mm DJY-III	枚	KHDLJYLD	404.39
3315-1	康辉动力加压螺钉无头4.5×45×18mm DJY-III	枚	KHDLJYLD	404.39
3315-1	康辉动力加压螺钉无头4.5×50×20mm DJY-III	枚	KHDLJYLD	404.39
3315-1	康辉动力加压螺钉无头4.5×55×22mm DJY-III	枚	KHDLJYLD	404.39
3315-1	康辉动力加压螺钉无头4.5×60×24mm DJY-III	枚	KHDLJYLD	404.39
3315-1	康辉动力加压螺钉无头4.5×65×26mm DJY-III	枚	KHDLJYLD	404.39
3315-1	康辉动力加压螺钉无头4.5×70×28mm DJY-III	枚	KHDLJYLD	404.39
3315-1	康辉动力加压螺钉无头4.5×75×30mm DJY-III	枚	KHDLJYLD	404.39
3315-1	康辉动力加压螺钉无头4.5×80×32mm DJY-III	枚	KHDLJYLD	404.39
3315-1	康辉动力加压螺钉无头4.5×85×34mm DJY-III	枚	KHDLJYLD	404.39
3315-1	康辉动力加压螺钉无头4.5×90×36mm DJY-III	枚	KHDLJYLD	404.39
3315-1	康辉动力加压螺钉无头4.5×95×38mm DJY-III	枚	KHDLJYLD	404.39
3315-1	康辉动力加压螺钉无头4.5×100×40mmDJY-III	枚	KHDLJYLD	404.39
3315-1	威高股骨近端外侧加压锁定板4孔右WGC12Z02	块	WGGGJDWC	2503
3315-1	通用锁骨远端上方锁定钢板（中）shqb	块	TYSGYDSF	2067

3315-1	锁定股骨髁板（7*198）	套	SDGGKB(7	6300
3315-1	贝朗陶瓷球头12/14 28MM M NK461D	个	BLTCQT12	1461
3315-1	凯利泰椎体扩张球囊导管 FA1015	套	KLTZTKZQ	165
3315-1	凯利泰椎体成形骨导向器 FG2500	套	KLTZTCXG	80
3315-1	凯利泰骨水泥套装1230	套	KLTGSNTZ	499
3315-1	捷迈UC垫片左10MM 42-5112-004-10	个	JMUCDPZ1	12602
3315-1	捷迈CR股骨 标准 左3 42-5026-054-01	个	JMCRGG B	23814
3315-1	捷迈胫骨平台-右C-42-5320-064-02	个	JMJGPT Y	14064
3315-1	美敦力脊柱内固定系统万向角度螺钉 75445520	枚	MDLJZNGD	290
3315-1	美敦力脊柱内固定系统自断提拉螺塞 7540220	个	MDLJZNGD	43
3315-1	美敦力脊柱内固定系统 5.5棒 869-011	根	MDLJZNGD	910
3315-1	美敦力椎间融合器 14×36 2991436	个	MDLZJRHQ	2500
3315-1	贝朗髁臼杯 44mm NH484T	个	BLKJB 44	1641
3315-1	贝朗髁关节假体陶瓷内衬 36MM 56/58 NH109D	个	BLKGJJTT	1623
3315-1	施乐辉髁臼系统 封盖 71369894	个	SLHKJXT	500
3315-1	施乐辉Delta陶瓷股骨头36	个	SLHDelta	19840
3315-1	预湾重建锁定接骨板	块	YWZJSDJG	2401
3315-1	捷迈锥形股骨球头28mm -3.5*28MM DIA	个	JMZXXGGQT	907
3315-1	强生脊柱微创椎间融合器平行型187823215	个	QSJZWCZJ	3461
3315-1	强生脊柱微创椎间融合器前凸型187823408	个	QSJZWCZJ	3461
3315-1	强生脊柱微创椎间融合器前凸型187823411	个	QSJZWCZJ	3461
3315-1	强生脊柱微创椎间融合器前凸型187823508	个	QSJZWCZJ	3461
3315-1	强生脊柱微创椎间融合器前凸型187823510	个	QSJZWCZJ	3461
3315-1	强生脊柱微创椎间融合器前凸型187823514	个	QSJZWCZJ	3461
3315-1	强生脊柱微创椎间融合器前凸型187823515	个	QSJZWCZJ	3461
3315-1	强生脊柱微创椎间融合器平行型187825107	个	QSJZWCZJ	3461

3315-1	强生脊柱微创椎间融合器平行型187825109	个	QSJZWCZJ	3461
3315-1	强生脊柱微创椎间融合器平行型187825111	个	QSJZWCZJ	3461
3315-1	强生脊柱微创椎间融合器平行型187825113	个	QSJZWCZJ	3461
3315-1	强生脊柱微创椎间融合器平行型187825208	个	QSJZWCZJ	3461
3315-1	强生脊柱微创椎间融合器平行型187825209	个	QSJZWCZJ	3461
3315-1	强生脊柱微创椎间融合器平行型187825212	个	QSJZWCZJ	3461
3315-1	强生脊柱微创椎间融合器平行型187825214	个	QSJZWCZJ	3461
3315-1	强生脊柱微创椎间融合器前凸型187825408	个	QSJZWCZJ	3461
3315-1	强生脊柱微创椎间融合器前凸型187825409	个	QSJZWCZJ	3461
3315-1	强生脊柱微创椎间融合器前凸型187825410	个	QSJZWCZJ	3461
3315-1	强生脊柱微创椎间融合器前凸型187825412	个	QSJZWCZJ	3461
3315-1	强生脊柱微创椎间融合器前凸型187825509	个	QSJZWCZJ	3461
3315-1	强生脊柱微创椎间融合器前凸型187825510	个	QSJZWCZJ	3461
3315-1	强生脊柱微创椎间融合器前凸型187825512	个	QSJZWCZJ	3461
3315-1	强生脊柱微创椎间融合器平行型187827114	个	QSJZWCZJ	3461
3315-1	强生脊柱微创椎间融合器平行型187827115	个	QSJZWCZJ	3461
3315-1	强生脊柱微创椎间融合器平行型187827207	个	QSJZWCZJ	3461
3315-1	强生脊柱微创椎间融合器平行型187827208	个	QSJZWCZJ	3461
3315-1	强生脊柱微创椎间融合器平行型187827210	个	QSJZWCZJ	3461
3315-1	强生脊柱微创椎间融合器平行型187827212	个	QSJZWCZJ	3461
3315-1	强生脊柱微创椎间融合器平行型187827213	个	QSJZWCZJ	3461
3315-1	强生脊柱微创椎间融合器平行型187827215	个	QSJZWCZJ	3461
3315-1	强生脊柱微创椎间融合器前凸型187827408	个	QSJZWCZJ	3461
3315-1	强生脊柱微创椎间融合器前凸型187827409	个	QSJZWCZJ	3461
3315-1	强生脊柱微创椎间融合器前凸型187827412	个	QSJZWCZJ	3461

3315-1	强生脊柱微创椎间融合器前凸型187827413	个	QSJZWCZJ	3461
3315-1	强生脊柱微创椎间融合器前凸型187827414	个	QSJZWCZJ	3461
3315-1	强生脊柱微创椎间融合器前凸型187827508	个	QSJZWCZJ	3461
3315-1	强生脊柱微创椎间融合器前凸型187827509	个	QSJZWCZJ	3461
3315-1	强生脊柱微创椎间融合器前凸型187827510	个	QSJZWCZJ	3461
3315-1	强生脊柱微创椎间融合器前凸型187827511	个	QSJZWCZJ	3461
3315-1	强生脊柱微创椎间融合器前凸型187827512	个	QSJZWCZJ	3461
3315-1	强生脊柱微创椎间融合器前凸型187827513	个	QSJZWCZJ	3461
3315-1	强生脊柱微创椎间融合器前凸型187827514	个	QSJZWCZJ	3461
3315-1	强生脊柱微创椎间融合器前凸型187827515	个	QSJZWCZJ	3461
3315-1	强生脊柱微创椎间融合器平行型187831110	个	QSJZWCZJ	3461
3315-1	强生脊柱微创椎间融合器平行型187831111	个	QSJZWCZJ	3461
3315-1	强生脊柱微创椎间融合器平行型187831113	个	QSJZWCZJ	3461
3315-1	强生脊柱微创椎间融合器平行型187831114	个	QSJZWCZJ	3461
3315-1	强生脊柱微创椎间融合器平行型187831207	个	QSJZWCZJ	3461
3315-1	强生脊柱微创椎间融合器平行型187831208	个	QSJZWCZJ	3461
3315-1	强生脊柱微创椎间融合器平行型187831210	个	QSJZWCZJ	3461
3315-1	强生脊柱微创椎间融合器平行型187831211	个	QSJZWCZJ	3461
3315-1	强生脊柱微创椎间融合器平行型187831215	个	QSJZWCZJ	3461
3315-1	强生脊柱微创椎间融合器前凸型187831409	个	QSJZWCZJ	3461
3315-1	强生脊柱微创椎间融合器前凸型187831411	个	QSJZWCZJ	3461
3315-1	强生脊柱微创椎间融合器前凸型187831412	个	QSJZWCZJ	3461
3315-1	强生脊柱微创椎间融合器前凸型187831508	个	QSJZWCZJ	3461
3315-1	强生脊柱微创椎间融合器前凸型187831512	个	QSJZWCZJ	3461
3315-1	强生脊柱微创椎间融合器前凸型187831513	个	QSJZWCZJ	3461

3315-1	强生脊柱微创椎间融合器平行型187835107	个	QSJZWCZJ	3461
3315-1	强生脊柱微创椎间融合器平行型187835109	个	QSJZWCZJ	3461
3315-1	强生脊柱微创椎间融合器平行型187835111	个	QSJZWCZJ	3461
3315-1	强生脊柱微创椎间融合器平行型187835113	个	QSJZWCZJ	3461
3315-1	强生脊柱微创椎间融合器平行型187835114	个	QSJZWCZJ	3461
3315-1	强生脊柱微创椎间融合器平行型187835115	个	QSJZWCZJ	3461
3315-1	强生脊柱微创椎间融合器平行型187835207	个	QSJZWCZJ	3461
3315-1	强生脊柱微创椎间融合器平行型187835209	个	QSJZWCZJ	3461
3315-1	强生脊柱微创椎间融合器平行型187835210	个	QSJZWCZJ	3461
3315-1	强生脊柱微创椎间融合器平行型187835215	个	QSJZWCZJ	3461
3315-1	强生脊柱微创椎间融合器平行型187835308	个	QSJZWCZJ	3461
3315-1	强生脊柱微创椎间融合器平行型187835313	个	QSJZWCZJ	3461
3315-1	强生脊柱微创椎间融合器前凸型187835408	个	QSJZWCZJ	3461
3315-1	强生脊柱微创椎间融合器前凸型187835409	个	QSJZWCZJ	3461
3315-1	强生脊柱微创椎间融合器前凸型187835411	个	QSJZWCZJ	3461
3315-1	强生脊柱微创椎间融合器前凸型187835412	个	QSJZWCZJ	3461
3315-1	强生脊柱微创椎间融合器前凸型187835413	个	QSJZWCZJ	3461
3315-1	强生脊柱微创椎间融合器前凸型187835509	个	QSJZWCZJ	3461
3315-1	强生脊柱微创椎间融合器前凸型187835511	个	QSJZWCZJ	3461
3315-1	强生脊柱微创椎间融合器前凸型187835512	个	QSJZWCZJ	3461
3315-1	强生脊柱微创椎间融合器前凸型187835513	个	QSJZWCZJ	3461
3315-1	强生脊柱微创椎间融合器前凸型187835514	个	QSJZWCZJ	3461
3315-1	强生脊柱微创椎间融合器前凸型187835515	个	QSJZWCZJ	3461
3315-1	强生脊柱微创椎间融合器前凸型187835609	个	QSJZWCZJ	3461
3315-1	强生脊柱微创椎间融合器前凸型187835610	个	QSJZWCZJ	3461

3315-1	强生脊柱微创椎间融合器前凸型187835613	个	QSJZWCZJ	3461
3315-1	强生脊柱微创椎间融合器前凸型187835615	个	QSJZWCZJ	3461
3315-1	强生脊柱微创椎间融合直向前凸型187850007	个	QSJZWCZJ	9114
3315-1	强生脊柱微创椎间融合直向前凸型187850009	个	QSJZWCZJ	9114
3315-1	强生脊柱微创椎间融合直向前凸型187850010	个	QSJZWCZJ	9114
3315-1	强生脊柱微创椎间融合直向前凸型187850011	个	QSJZWCZJ	9114
3315-1	强生脊柱微创椎间融合直向前凸型187850014	个	QSJZWCZJ	9114
3315-1	强生脊柱微创椎间融合直向前凸型187850015	个	QSJZWCZJ	9114
3315-1	强生脊柱微创椎间融合直向前凸型187850108	个	QSJZWCZJ	9114
3315-1	强生脊柱微创椎间融合直向前凸型187850109	个	QSJZWCZJ	9114
3315-1	强生脊柱微创椎间融合直向前凸型187850111	个	QSJZWCZJ	9114
3315-1	强生脊柱微创椎间融合直向前凸型187850112	个	QSJZWCZJ	9114
3315-1	强生脊柱微创椎间融合直向前凸型187850210	个	QSJZWCZJ	9114
3315-1	强生脊柱微创椎间融合直向前凸型187850211	个	QSJZWCZJ	9114
3315-1	强生脊柱微创椎间融合直向前凸型187850215	个	QSJZWCZJ	9114
3315-1	强生脊柱微创椎间融合直向前凸型187850307	个	QSJZWCZJ	9114
3315-1	强生脊柱微创椎间融合直向前凸型187850308	个	QSJZWCZJ	9114
3315-1	强生脊柱微创椎间融合直向前凸型187850310	个	QSJZWCZJ	9114
3315-1	强生脊柱微创椎间融合直向前凸型187850312	个	QSJZWCZJ	9114
3315-1	强生脊柱微创椎间融合直向前凸型187855013	个	QSJZWCZJ	9114
3315-1	强生脊柱微创椎间融合直向前凸型187855107	个	QSJZWCZJ	9114
3315-1	强生脊柱微创椎间融合直向前凸型187855111	个	QSJZWCZJ	9114
3315-1	强生脊柱微创椎间融合直向前凸型187855112	个	QSJZWCZJ	9114
3315-1	强生脊柱微创椎间融合直向前凸型187865109	个	QSJZWCZJ	9114
3315-1	强生脊柱微创椎间融合直向前凸型187865110	个	QSJZWCZJ	9114

3315-1	强生脊柱微创椎间融合直向前凸型187865111	个	QSJZWCZJ	9114
3315-1	强生脊柱微创椎间融合直向前凸型187865210	个	QSJZWCZJ	9114
3315-1	强生脊柱微创椎间融合直向前凸型187865213	个	QSJZWCZJ	9114
3315-1	强生脊柱微创椎间融合直向前凸型187865215	个	QSJZWCZJ	9114
3315-1	通用胫骨近端锁定钢板15孔 21321-15	块	TYJGJDSD	11745
3315-1	强生悬吊钛板RigidLoop 20mm 232011	个	QSXDTBRi	1706
3315-1	复合可吸收骨锚钉	枚	FHKXSGMD	1812
3315-1	聚醚醚酮骨锚钉系统3.5*15.8mm AR-2325PSLC	枚	JMMTGMDX	1584
3315-1	聚醚醚酮骨锚钉系统5.5*14.7mm AR-1927PSF	枚	JMMTGMDX	1570
3315-1	金属锁定接骨螺钉	枚	JSSDJGLD	1275
3315-1	捷迈髌关节假体-双极头（灭菌）48mm	个	JMKGJJT-	4092
3315-1	捷迈骨金属髌臼杯48 GG 00-8757-048-01	个	JMGJSKJB	20394
3315-1	春立髌关节假体64型全髌臼 15-58 64	个	CLKGJJT6	3900
3315-1	三友YSL13L型锁定接骨板/右，5孔16.0/3.0	块	SYYSL13L	8707.3
3315-1	三友YSL13L型锁定接骨板/右，6孔16.0/3.0	块	SYYSL13L	8707.3
3315-1	三友YSL13L型锁定接骨板/左，5孔16.0/3.0	块	SYYSL13L	8707.3
3315-1	三友YSL13L型锁定接骨板/左，6孔16.0/3.0	块	SYYSL13L	8707.3
3315-1	通用空心钉皮质骨螺钉2.7mm 31277-30	枚	TYKXDPZG	379.48
3315-1	通用空心钉皮质骨螺钉2.7mm 31277-32	枚	TYKXDPZG	379.48
3315-1	通用皮质骨螺钉2.7mm 32271-12	枚	TYPZGLD2	40.99
3315-1	通用皮质骨螺钉2.7mm 32271-14	枚	TYPZGLD2	40.99
3315-1	通用皮质骨螺钉2.7mm 32271-16	枚	TYPZGLD2	40.99
3315-1	通用皮质骨螺钉2.7mm 32271-18	枚	TYPZGLD2	40.99
3315-1	通用皮质骨螺钉2.7mm 32271-20	枚	TYPZGLD2	40.99
3315-1	通用皮质骨螺钉2.7mm 32271-22	枚	TYPZGLD2	40.99

3315-1	通用皮质骨螺钉2.7mm 32271-24	枚	TYPZGLD2	40.99
3315-1	通用皮质骨螺钉3.5mm 32351-12	枚	TYPZGLD3	40.99
3315-1	通用皮质骨螺钉3.5mm 32351-14	枚	TYPZGLD3	40.99
3315-1	通用皮质骨螺钉3.5mm 32351-16	枚	TYPZGLD3	40.99
3315-1	通用皮质骨螺钉3.5mm 32351-18	枚	TYPZGLD3	40.99
3315-1	通用皮质骨螺钉3.5mm 32351-20	枚	TYPZGLD3	40.99
3315-1	通用皮质骨螺钉3.5mm 32351-22	枚	TYPZGLD3	40.99
3315-1	通用皮质骨螺钉3.5mm 32351-24	枚	TYPZGLD3	40.99
3315-1	通用皮质骨螺钉3.5mm 32351-26	枚	TYPZGLD3	40.99
3315-1	通用皮质骨螺钉3.5mm 32351-28	枚	TYPZGLD3	40.99
3315-1	通用皮质骨螺钉3.5mm 32351-30	枚	TYPZGLD3	40.99
3315-1	通用皮质骨螺钉3.5mm 32351-32	枚	TYPZGLD3	40.99
3315-1	通用皮质骨螺钉3.5mm 32351-34	枚	TYPZGLD3	40.99
3315-1	通用皮质骨螺钉3.5mm 32351-36	枚	TYPZGLD3	40.99
3315-1	通用皮质骨螺钉3.5mm 32351-38	枚	TYPZGLD3	40.99
3315-1	通用皮质骨螺钉4.5mm 32455-65	枚	TYPZGLD4	40.99
3315-1	通用皮质骨螺钉4.5mm 32455-70	枚	TYPZGLD4	40.99
3315-1	通用皮质骨螺钉4.5mm 32455-75	枚	TYPZGLD4	40.99
3315-1	通用皮质骨螺钉4.5mm 32455-80	枚	TYPZGLD4	40.99
3315-1	通用皮质骨螺钉4.5mm 32455-85	枚	TYPZGLD4	40.99
3315-1	通用皮质骨螺钉4.5mm 32455-90	枚	TYPZGLD4	40.99
3315-1	通用空心钉皮质骨螺钉2.7mm 31277-12	枚	TYKXDPZG	379.48
3315-1	通用空心钉皮质骨螺钉2.7mm 31277-14	枚	TYKXDPZG	379.48
3315-1	通用空心钉皮质骨螺钉2.7mm 31277-16	枚	TYKXDPZG	379.48
3315-1	通用空心钉皮质骨螺钉2.7mm 31277-18	枚	TYKXDPZG	379.48

3315-1	通用空心钉皮质骨螺钉2.7mm 31277-20	枚	TYKXDPZG	379.48
3315-1	通用空心钉皮质骨螺钉2.7mm 31277-22	枚	TYKXDPZG	379.48
3315-1	通用空心钉皮质骨螺钉2.7mm 31277-24	枚	TYKXDPZG	379.48
3315-1	通用空心钉皮质骨螺钉2.7mm 31277-26	枚	TYKXDPZG	379.48
3315-1	通用空心钉皮质骨螺钉2.7mm 31277-28	枚	TYKXDPZG	379.48
3315-1	通用预弯重建锁定钢板 10孔 21191-10	块	TTYWZJSD	2401
3315-1	通用预弯重建锁定钢板 12孔 21191-12	块	TTYWZJSD	2401
3315-1	通用预弯重建锁定钢板 4孔 21191-4	块	TTYWZJSD	2401
3315-1	通用预弯重建锁定钢板 6孔 21191-6	块	TTYWZJSD	2401
3315-1	通用预弯重建锁定钢板 8孔 21191-8	块	TTYWZJSD	2401
3315-1	通用手部锁定接骨板 6孔 21504-6	块	TYSBSDJG	2114.2
3315-1	通用手部锁定接骨板 5孔 21514-5	块	TYSBSDJG	2114.2
3315-1	通用手部锁定接骨板 4孔 21515-4	块	TYSBSDJG	2114.2
3315-1	通用手部锁定接骨板 4孔 21516-4	块	TYSBSDJG	2114.2
3315-1	通用手部锁定接骨板 6孔 21519-6	块	TYSBSDJG	2114.2
3315-1	通用手部锁定接骨板 4孔 21524-4	块	TYSBSDJG	2114.2
3315-1	通用手部锁定接骨板 6孔 21524-6	块	TYSBSDJG	2114.2
3315-1	通用手部锁定接骨板 4孔 21526-4	块	TYSBSDJG	2114.2
3315-1	通用手部锁定接骨板 5孔 21528-5	块	TYSBSDJG	2114.2
3315-1	通用手部锁定接骨板 5孔 21529-5	块	TYSBSDJG	2114.2
3315-1	通用预弯重建锁定接骨板 10孔 21197-10	块	TTYWZJSD	2401
3315-1	通用足部锁定接骨板 5孔 21411-5	块	TYZBSDJG	2363
3315-1	通用足部锁定接骨板 5孔 21412-5	块	TYZBSDJG	2363
3315-1	通用足部锁定接骨板 4孔 21413-4	块	TYZBSDJG	2363
3315-1	通用足部锁定接骨板 6孔 21413-6	块	TYZBSDJG	2363

3315-1	通用足部锁定接骨板 5孔 21422-5	块	TYZBSDJG	2363
3315-1	通用足部锁定接骨板 常用规格 21431-ME	块	TYZBSDJG	2363
3315-1	通用足部锁定接骨板 常用规格 21431-SM	块	TYZBSDJG	2363
3315-1	通用足部锁定接骨板 4孔 21441	块	TYZBSDJG	2363
3315-1	通用足部锁定接骨板 4孔 21442	块	TYZBSDJG	2363
3315-1	通用足部锁定接骨板 常用规格 21451-29	块	TYZBSDJG	2363
3315-1	通用足部锁定接骨板 4孔 21461	块	TYZBSDJG	2363
3315-1	通用足部锁定接骨板 4孔 21462	块	TYZBSDJG	2363
3315-1	通用足部锁定接骨板 4孔 21463	块	TYZBSDJG	2363
3315-1	通用足部锁定接骨板 6孔 21483	块	TYZBSDJG	2363
3315-1	通用足部锁定接骨板 6孔 21484	块	TYZBSDJG	2363
3315-1	通用手部锁定接骨板21515	块	TYSBSDJG	2114.2
3315-1	通用手部锁定接骨板 3孔 21514-3	块	TYSBSDJG	2114.2
3315-1	通用手部锁定接骨板 8孔 21508-8	块	TYSBSDJG	2114.2
3315-1	通用手部锁定接骨板 4孔 21508-4	块	TYSBSDJG	2114.2
3315-1	通用手部锁定接骨板 3孔 21508-3	块	TYSBSDJG	2114.2
3315-1	通用手部锁定接骨板 2孔 21508-2	块	TYSBSDJG	2114.2
3315-1	通用手部锁定接骨板 4孔 21506-4	块	TYSBSDJG	2114.2
3315-1	通用手部锁定接骨板 3孔 21506-3	块	TYSBSDJG	2114.2
3315-1	通用手部锁定接骨板 4孔 21504-4	块	TYSBSDJG	2114.2
3315-1	美敦力钛网融合器 10毫米×70毫米 905-107	个	MDLTWRHQ	2722.2
3315-1	美敦力可调角度自攻螺钉4.5×15MM 3125315	枚	MDLKJDZ	53
3315-1	威高T型加压锁定板WGC12Z05 5孔	块	WGTXJYSD	2387
3315-1	奥斯迈肱骨远端内侧接骨板5孔, 右, 灭菌	块	ASMGGY	2221.4
3315-1	奥斯迈肱骨远端内侧接骨板5孔, 左, 灭菌	块	ASMGGY	2221.4
3315-1	威高锁骨加压锁定板-3 5孔左 WGC11Z01	块	WGSJYSD	2268

3315-1	威高远端锁定螺钉5.0 3.8×18	枚	WGYDSDL	43.81
3315-1	威高股骨髓内钉WGA4Z02 10×240	枚	WGGGSNDW	3596
3315-1	威高锁骨加压锁定板-2 5孔右 WGC11Z01	块	WGSJYSD	2268
3315-1	威高椎弓根螺钉-6.5×40-WGB1Z-7-08	块	WZGGLD-	432
3315-1	威高桡骨远端掌侧锁定板-宽5孔左 WGC12Z08	枚	WGRGYDZC	2436
3315-1	迈瑞锁骨弧形锁定板右6孔 YZ02 20	块	MRSGHXS	2066
3315-1	迈瑞HAQ05自攻型金属接骨螺钉3.5×14 10	枚	MRHAQ05Z	44
3315-1	迈瑞HAQ03皮质骨全螺纹螺钉3.5*14 30	枚	MRHAQ03P	44
3315-1	强生半月板修复系统 缝合器0度 228140	个	QSBYBFX	1396
3315-1	威高短尾椎弓根钉-5.5×35-WGB1Z-7-06	枚	WGDWZGGD	432
3315-1	威高短尾椎弓根钉-5.5×40-WGB1Z-7-06	枚	WGDWZGGD	432
3315-1	威高短尾椎弓根钉-6.0×35-WGB1Z-7-06	枚	WGDWZGGD	432
3315-1	强生直型接骨板245.910	块	QSZXJGB2	2037
3315-1	强生直型接骨板245.908	块	QSZXJGB2	2037
3315-1	强生直型接骨板245.030	块	QSZXJGB2	2037
3315-1	强生直型接骨板245.024	块	QSZXJGB2	2037
3315-1	迈瑞桡骨远端锁定板右3孔 YZ44 20	块	MRRGYDSD	2383
3315-1	迈瑞HAQ03皮质骨全螺纹螺钉2.7*14 30	枚	MRHAQ03P	44
3315-1	史赛克椎间融合器7X25 48385074	个	SSKZJRHQ	11500
3315-1	春立BE2型股骨柄(灭菌)14mm	个	CLBE2XGG	3350
3315-1	奥斯迈肱骨远端内侧接骨板7孔,右,灭菌	块	ASMGGY	2221.4
3315-1	奥斯迈肱骨远端内侧接骨板9孔,右,灭菌	块	ASMGGY	2221.4
3315-1	奥斯迈肱骨远端内侧接骨板9孔,左,灭菌	块	ASMGGY	2221.4
3315-1	捷迈PS股骨-Left-Size6-42-5006-060-01	个	JMPSGG L	1185
3315-1	捷迈垫片L-/C-D/6-9/11MM	个	JMDPL-/C	10652
3315-1	奥斯迈肱骨远端人字型接骨板11孔,左,灭	块	ASMGGY	2221.4
3315-1	新亚齿科粘结型舌侧扣3#	袋	XYCKZJ	35
3315-1	奥斯迈2.5Y型接骨板 II 4孔灭菌	块	ASM2.5	2322.7
3315-1	奥斯迈2.5Y型接骨板 II 5孔灭菌	块	ASM2.5	2322.7

3315-1	奥斯迈2.5Y型接骨板Ⅱ6孔灭菌	块	ASM2.5	2322.7
3315-1	奥斯迈2.5Y型接骨板Ⅱ7孔灭菌	块	ASM2.5	2322.7
3315-1	奥斯迈2.5Y型接骨板Ⅱ8孔灭菌	块	ASM2.5	2322.7
3315-1	奥斯迈2.5Y型接骨板Ⅱ9孔灭菌	块	ASM2.5	2322.7
3315-1	奥斯迈2.5Y型接骨板Ⅱ10孔灭菌	块	ASM2.5	2322.7
3315-1	施乐辉髌臼外杯54mm 3孔 71335554	个	SLHKJWB5	1088
3315-1	施乐辉股骨髁3号右侧 71423233	个	SLHGGK3H	2528
3315-1	施乐辉胫骨托 右侧 3号 71420182	个	SLHJGT Y	1573
3315-1	威高自攻型中空螺钉7.0×95 WGC4Z03	枚	WGZGXZKL	405.6
3315-1	威高自攻型中空螺钉7.0×100 WGC4Z03	枚	WGZGXZKL	405.6
3315-1	通用垫圈 36352 常规	个	TYDQ 363	441
3315-1	迈瑞腓骨远端锁定板左5孔/100/10/2.5	块	MRFGYDSD	2090
3315-1	迈瑞胫骨远端内侧锁定板左12孔 /224/13.8/3.	块	MRJGYDNC	2517
3315-1	迈瑞HAQ03皮质骨全螺纹螺钉3.5*16 30	枚	MRHAQ03P	44
3315-1	迈瑞HAQ05自攻型金属接骨螺钉3.5×16 10	枚	MRHAQ05Z	44
3315-1	迈瑞HAQ05自攻型金属接骨螺钉3.5×24 10	枚	MRHAQ05Z	44
3315-1	迈瑞HAQ05自攻型金属接骨螺钉3.5×38 10	枚	MRHAQ05Z	44
3315-1	迈瑞HAQ05自攻型金属接骨螺钉3.5×40 10	枚	MRHAQ05Z	44
3315-1	迈瑞HAQ05自攻型金属接骨螺钉2.7×16 10	枚	MRHAQ05Z	44
3315-1	施乐辉陶瓷球头36MM 12/14L/+8 76539167	个	SLHTCQT3	1888
3315-1	施乐辉20° 髌臼内衬71335754	个	SLH20 J	347
3315-1	施乐辉股骨髁5号左侧 71423225	个	SLHGGK5H	2528
3315-1	施乐辉衬垫3-4号 9mm 71421508	个	SLHCD3-4	686
3315-1	施乐辉胫骨托 左侧 3号 71420164	个	SLHJGT Z	1573
3315-1	奥斯迈尺骨近端背侧接骨板Ⅱ4孔, 右, 灭菌	块	ASMCJDB	2655
3315-1	奥斯迈尺骨近端背侧接骨板Ⅱ4孔, 左, 灭菌	块	ASMCJDB	2655
3315-1	奥斯迈尺骨近端背侧接骨板Ⅱ6孔, 右, 灭菌	块	ASMCJDB	2655
3315-1	奥斯迈尺骨近端背侧接骨板Ⅱ6孔, 左, 灭菌	块	ASMCJDB	2655

3315-1	奥斯迈尺骨近端背侧接骨板Ⅱ8孔，右，灭菌	块	ASMCJDB	2655
3315-1	奥斯迈尺骨近端背侧接骨板Ⅱ8孔，左，灭菌	块	ASMCJDB	2655
3315-1	捷迈髌臼螺钉6.5X20mm 00-6250-065-20	个	JMKJLD6.	450
3315-1	捷迈髌臼螺钉6.5X25mm 00-6250-065-25	个	JMKJLD6.	450
3315-1	贝朗节段复合型板SC523T	块	BLJDFHXB	988
3315-1	威高股骨髓内钉WGA4Z02-11×170	枚	WGGGSNDW	3596
3315-1	捷迈股骨柄(M/L内外侧锥形股骨柄) 12.5	个	JMGGB(M/	1699
3315-1	迈瑞肩锁钩板4孔/62/10/2.5 (右)	块	MRJSGB4K	1356
3315-1	迈瑞HAQ03皮质骨全螺纹螺钉3.5*18 30	枚	MRHAQ03P	44
3315-1	捷迈髌臼外杯 3孔 58LL 00-8753-058-01	个	JMKJWB 3	1185
3315-1	威高锁骨锁定板WGC11Z01，8孔右	块	WGSGBDW	2268
3315-1	威高自攻型中空螺钉4.0×42 WGC4Z03	枚	WGZGXZKL	405.6
3315-1	威高自攻型中空螺钉4.0×44 WGC4Z03	枚	WGZGXZKL	405.6
3315-1	正天股骨柄SQKA-II 11E#	个	ZTGGBSQK	2600
3315-1	正天球头 SQK φ 24+3.5	个	ZTQT SQK	1806
3315-1	正天股骨头(双极头)ST φ 45 (钴铬钼+PE)	个	ZTGGT(SJ	5067.6
3315-1	施乐辉陶瓷球头32MM 12/14L/+8 76539162	个	SLHTCQT3	1888
3315-1	施乐辉胫骨衬垫3-4号 LM/RL 10 71422253	个	SLHJGCD3	7040
3315-1	施乐辉胫骨衬垫5-6号 LM/RL 9 71422262	个	SLHJGCD5	7040
3315-1	施乐辉胫骨衬垫3-4号 LM/RL 9 71422252	个	SLHJGCD3	7040
3315-1	施乐辉胫骨衬垫3-4号 RM/LL 9 71422256	个	SLHJGCD3	7040
3315-1	凯利泰带线锚钉T250	个	KLTDXMDT	1268
3315-1	凯利泰带线锚钉T235	个	KLTDXMDT	1268
3315-1	迈瑞空心金属接骨螺钉3.5×44 HBKQ03	枚	MRKXJSJG	416
3315-1	迈瑞重建接骨板10孔/120/10.2/3.2 ZZ04 20	块	MRZJJGB1	2400

3315-1	迈瑞HAQ05自攻型金属接骨螺钉3.5×12 10	枚	MRHAQ05Z	44
3315-1	迈瑞HAQ03皮质骨全螺纹螺钉3.5*32 30	枚	MRHAQ03P	44
3315-1	迈瑞HAQ03皮质骨半螺纹螺钉3.5*44 30	枚	MRHAQ03P	44
3315-1	施乐辉股骨髁4号右侧 71423234	个	SLHGGK4H	2528
3315-1	施乐辉股骨髁5号右侧 71423235	个	SLHGGK5H	2528
3315-1	强生锁定接骨板5孔 441.903	块	QSSDJGB5	2374.6
3315-1	威高万向复位螺钉 6.5×30 WGB1Z-7-04	枚	WGWXFWLD	480
3315-1	威高圆棒WGBYZ02 5.5×200	枚	WGYBWGBY	3920
3315-1	奥斯迈金属接骨板X型、小、锥形	个	ASMJSJGB	2322.7
3315-1	强生锁定接骨板12孔 245.912	块	QSSDJGB1	2037
3315-1	强生锁定接骨板9孔 245.029	块	QSSDJGB9	2037
3315-1	强生锁定接骨板20孔 245.039	块	QSSDJGB2	2037
3315-1	微创胫骨远端内侧锁定接骨板6孔左 SD1	块	WCJGYD	2321.3
3315-1	微创跟骨II型锁定接骨板L SD61	块	WCGGII	2107.4
3315-1	微创HAQ05浅螺纹螺钉2.5×14mm	个	WCHAQ0	43.09
3315-1	微创腓骨远端外侧锁定加压接骨板7孔右SD	块	WCFGYD	2090.8
3315-1	微创限制性直型锁定接骨板11孔(肱骨)	块	WCXZXZ	2174.6
3315-1	微创限制性直型锁定接骨板4孔(尺骨) S	块	WCXZXZ	2174.6
3315-1	微创限制性直型锁定接骨板12孔(桡骨)	块	WCXZXZ	2174.6
3315-1	微创胫骨近端内侧锁定加压接骨板14孔左S	块	WCJGJD	2321.3
3315-1	微创3.5肱骨远内锁定加压接骨板4孔左S	块	WC3.5G	2221.4
3315-1	微创胫骨远端微创锁定接骨板10孔左 SD	块	WCJGYD	2321.3
3315-1	微创限制性直型锁定接骨板9孔(尺骨) S	块	WCXZXZ	2174.6
3315-1	微创空心双头加压螺钉4.0×30mm G	个	WCKXST	398.93
3315-1	微创HAQ03浅螺纹螺钉4.5×32mm	个	WCHAQ0	43.09
3315-1	微创限制性直型锁定接骨板11孔(尺骨)	块	WCXZXZ	2174.6
3315-1	微创胫骨交锁髓内钉8.5×240mm S	个	WCJGJS	3263.5
3315-1	微创空心双头加压螺钉4.0×22mm G	个	WCKXST	398.93
3315-1	微创限制性直型锁定接骨板24孔(股骨)	块	WCXZXZ	2174.6
3315-1	微创3.5肱骨远内锁定加压接骨板8孔左S	块	WC3.5G	2221.4
3315-1	微创胫骨交锁髓内钉9.0×340mm S	个	WCJGJS	3263.5
3315-1	微创重建锁定接骨板16孔 SD02	块	WCZJSD	2174.6
3315-1	微创重建锁定接骨板8孔 SD02	块	WCZJSD	2174.6
3315-1	微创胫骨平台锁定接骨板10孔右 SD06	块	WCJGPT	2321.3
3315-1	微创干骺端锁定加压接骨板5孔 SD19	块	WCGHDS	2221.4
3315-1	微创胫骨近端内侧锁定加压接骨板8孔左SD	块	WCJGJD	2321.3
3315-1	微创股骨远端髁锁定接骨板13孔右 SD1	块	WCGGYD	2280.9
3315-1	微创胫骨交锁髓内钉9.0×360mm S	个	WCJGJS	3263.5
3315-1	微创胫骨远端内侧锁定接骨板8孔左 SD1	块	WCJGYD	2321.3

3315-1	微创干骺端锁定加压接骨板15孔 SD19	块	WCGHDS	2221.4
3315-1	微创胫骨远前外侧锁定加压接骨板15孔右S	块	WCJGYQ	2321.3
3315-1	微创限制性直型锁定接骨板3孔(胫骨) S	块	WCXZXZ	2174.6
3315-1	微创空心双头加压螺钉4.0×16mm G	个	WCKXST	398.93
3315-1	微创HAQ05浅螺纹螺钉2.0×14mm	个	WCHAQO	43.09
3315-1	微创限制性直型锁定接骨板9孔(股骨) S	块	WCXZXZ	2174.6
3315-1	微创3.5鹰嘴锁定加压接骨板12孔左 S	块	WC3.5Y	2400.8
3315-1	微创HAQ05浅螺纹螺钉3.5×22mm	个	WCHAQO	43.09
3315-1	微创胫骨远端微创锁定接骨板14孔左 SD	块	WCJGYD	2321.3
3315-1	微创限制性直型锁定接骨板8孔(肱骨) S	块	WCXZXZ	2174.6
3315-1	微创3.5鹰嘴锁定加压接骨板4孔右 SD	块	WC3.5Y	2400.8
3315-1	微创加压螺旋钉7.3×70mm GJYD	个	WCJYLX	398.93
3315-1	微创加压螺旋钉3.5×20mm GJYD	个	WCJYLX	398.93
3315-1	微创加压螺旋钉3.5×32mm GJYD	个	WCJYLX	398.93
3315-1	微创胫骨近端后内侧锁定加压接骨板7孔SD	块	WCJGJD	2321.3
3315-1	微创空心双头加压螺钉4.0×24mm G	个	WCKXST	398.93
3315-1	微创空心双头加压螺钉4.0×60mm G	个	WCKXST	398.93
3315-1	微创重建锁定接骨板12孔 SD02	块	WCZJSD	2174.6
3315-1	微创桡骨远端多角锁定接骨板4孔左 SD3	块	WCRGYD	2219.5
3315-1	微创空心双头加压螺钉6.5×105mm	个	WCKXST	398.93
3315-1	微创加压螺旋钉7.3×120mm GJY	个	WCJYLX	398.93
3315-1	微创干骺端锁定加压接骨板11孔 SD19	块	WCGHDS	2221.4
3315-1	微创腓骨远端外侧锁定加压接骨板10孔左S	块	WCFGYD	2090.8
3315-1	微创限制性直型锁定接骨板9孔(胫骨) S	块	WCXZXZ	2174.6
3315-1	微创交锁髓内钉9×240mm SDJDK	个	WCJSSN	3596.1
3315-1	微创空心双头加压螺钉6.5×90mm G	个	WCKXST	398.93
3315-1	微创加压螺旋钉3.5×30mm GJYD	个	WCJYLX	398.93
3315-1	微创胫骨远前外侧锁定加压接骨板11孔左S	块	WCJGYQ	2321.3
3315-1	微创胫骨平台锁定接骨板8孔右 SD06	块	WCJGPT	2321.3
3315-1	微创3.5肱骨远内锁定加压接骨板6孔右S	块	WC3.5G	2221.4
3315-1	微创L型锁定接骨板6孔左 SD03	块	WCLXSD	2321.3
3315-1	微创限制性直型锁定接骨板16孔(胫骨)	块	WCXZXZ	2174.6
3315-1	微创指掌骨直型锁定接骨板5孔 SD73	块	WCZZGZ	2114.2
3315-1	微创3.5肱骨远内锁定加压接骨板11孔左	块	WC3.5G	2221.4
3315-1	微创空心双头加压螺钉4.0×58mm G	个	WCKXST	398.93
3315-1	微创加压螺旋钉7.3×105mm GJY	个	WCJYLX	398.93
3315-1	微创锁骨远端锁定加压接骨板3孔左 SD5	块	WCSGYD	2067
3315-1	微创HAQ05浅螺纹螺钉3.5×40mm	个	WCHAQO	43.09
3315-1	微创HAQ05浅螺纹螺钉3.5×46mm	个	WCHAQO	43.09
3315-1	微创加压螺旋钉3.5×46mm GJYD	个	WCJYLX	398.93
3315-1	微创限制性直型锁定接骨板5孔(胫骨) S	块	WCXZXZ	2174.6
3315-1	微创胫骨近端后内侧锁定加压接骨板9孔SD	块	WCJGJD	2321.3
3315-1	微创3.5肱骨远内锁定加压接骨板8孔右S	块	WC3.5G	2221.4
3315-1	微创重建锁定接骨板20孔 SD02	块	WCZJSD	2174.6
3315-1	微创限制性直型锁定接骨板12孔(尺骨)	块	WCXZXZ	2174.6
3315-1	微创空心双头加压螺钉6.5×65mm G	个	WCKXST	398.93
3315-1	微创腓骨远端外侧锁定加压接骨板5孔左SD	块	WCFGYD	2090.8
3315-1	微创限制性直型锁定接骨板9孔(肱骨) S	块	WCXZXZ	2174.6
3315-1	微创干骺端锁定加压接骨板9孔 SD19	块	WCGHDS	2221.4
3315-1	微创肱骨近端锁定接骨板7孔 SD07	块	WCGGJD	2221.4
3315-1	微创胫骨远端内侧锁定接骨板10孔右 SD	块	WCJGYD	2321.3

3315-1	微创空心双头加压螺钉3.0×20mm G	个	WCKXST	398.93
3315-1	微创胫骨近端后内侧锁定加压接骨板8孔SD	块	WCJGJD	2321.3
3315-1	微创空心双头加压螺钉3.0×18mm G	个	WCKXST	398.93
3315-1	微创胫骨远端微创锁定接骨板12孔左 SD	块	WCJGYD	2321.3
3315-1	微创加压螺旋钉3.5×66mm GJYD	个	WCJYLX	398.93
3315-1	微创限制性直型锁定接骨板6孔(桡骨) S	块	WCXZXZ	2174.6
3315-1	微创股骨远端髁锁定接骨板11孔右 SD1	块	WCGGYD	2280.9
3315-1	微创重建锁定接骨板7孔 SD02	块	WCZJSD	2174.6
3315-1	微创HAQ05浅螺纹螺钉2.0×8mm	个	WCHAQ0	43.09
3315-1	微创胫骨交锁髓内钉8.5×340mm S	个	WCJGJS	3263.5
3315-1	微创HAQ05浅螺纹螺钉2.7×14mm	个	WCHAQ0	43.09
3315-1	微创加压螺旋钉7.3×80mm GJYD	个	WCJYLX	398.93
3315-1	微创限制性直型锁定接骨板24孔(胫骨)	块	WCXZXZ	2174.6
3315-1	微创胫骨平台锁定接骨板4孔左 SD06	块	WCJGPT	2321.3
3315-1	微创尺骨远端锁定加压接骨板7孔 SD35	块	WCCGYD	2400.8
3315-1	微创股骨远端髁锁定接骨板5孔左 SD10	块	WCGGYD	2280.9
3315-1	微创胫骨交锁髓内钉9.0×280mm S	个	WCJGJS	3263.5
3315-1	微创干骺端锁定加压接骨板4孔 SD19	块	WCGHDS	2221.4
3315-1	微创桡骨远端多角锁定接骨板7孔右 SD3	块	WCRGYD	2219.5
3315-1	微创限制性直型锁定接骨板6孔(胫骨) S	块	WCXZXZ	2174.6
3315-1	微创空心双头加压螺钉3.0×16mm G	个	WCKXST	398.93
3315-1	微创加压螺旋钉3.5×35mm GJYD	个	WCJYLX	398.93
3315-1	微创指掌骨直型锁定接骨板6孔 SD73	块	WCZZGZ	2114.2
3315-1	微创限制性直型锁定接骨板14孔(尺骨)	块	WCXZXZ	2174.6
3315-1	微创胫骨交锁髓内钉9.0×300mm S	个	WCJGJS	3263.5
3315-1	微创加压螺旋钉3.5×50mm GJYD	个	WCJYLX	398.93
3315-1	微创胫骨近端内侧锁定加压接骨板4孔左SD	块	WCJGJD	2321.3
3315-1	微创加压螺旋钉3.5×26mm GJYD	个	WCJYLX	398.93
3315-1	微创限制性直型锁定接骨板6孔(股骨) S	块	WCXZXZ	2174.6
3315-1	微创空心双头加压螺钉3.0×34mm G	个	WCKXST	398.93
3315-1	微创加压螺旋钉3.5×44mm GJYD	个	WCJYLX	398.93
3315-1	微创空心双头加压螺钉4.0×20mm G	个	WCKXST	398.93
3315-1	微创HAQ05浅螺纹螺钉3.5×20mm	个	WCHAQ0	43.09
3315-1	微创空心双头加压螺钉4.0×46mm G	个	WCKXST	398.93
3315-1	微创HAQ05浅螺纹螺钉2.7×18mm	个	WCHAQ0	43.09
3315-1	微创HAQ05浅螺纹螺钉3.5×32mm	个	WCHAQ0	43.09
3315-1	微创限制性直型锁定接骨板18孔(股骨)	块	WCXZXZ	2174.6
3315-1	微创重建锁定接骨板9孔 SD02	块	WCZJSD	2174.6
3315-1	微创3.5肱骨远内锁定加压接骨板13孔右	块	WC3.5G	2221.4
3315-1	微创HAQ03浅螺纹螺钉4.5×26mm	个	WCHAQ0	43.09
3315-1	微创L型锁定接骨板3孔左 SD03	块	WCLXSD	2321.3
3315-1	微创干骺端锁定加压接骨板18孔 SD19	块	WCGHDS	2221.4
3315-1	微创胫骨远前外侧锁定加压接骨板19孔右S	块	WCJGYQ	2321.3
3315-1	微创腓骨远端外侧锁定加压接骨板4孔右SD	块	WCFGYD	2090.8
3315-1	微创HAQ05浅螺纹螺钉2.7×10mm	个	WCHAQ0	43.09
3315-1	微创加压螺旋钉7.3×60mm GJYD	个	WCJYLX	398.93
3315-1	微创加压螺旋钉7.3×115mm GJY	个	WCJYLX	398.93
3315-1	微创胫骨远前外侧锁定加压接骨板19孔左S	块	WCJGYQ	2321.3
3315-1	微创加压螺旋钉3.5×54mm GJYD	个	WCJYLX	398.93
3315-1	微创肱骨远后外锁定加压接骨板14孔右 S	块	WCGGYH	2221.4
3315-1	微创跟骨II型锁定接骨板S SD61	块	WCGGII	2107.4

3315-1	微创限制性直型锁定接骨板4孔(桡骨) S	块	WCXZXZ	2174.6
3315-1	微创L型锁定接骨板4孔右 SD03	块	WCLXSD	2321.3
3315-1	微创重建锁定接骨板18孔 SD02	块	WCZJSD	2174.6
3315-1	微创指掌骨直型锁定接骨板9孔 SD73	块	WCZZGZ	2114.2
3315-1	微创胫骨平台锁定接骨板6孔左 SD06	块	WCJGPT	2321.3
3315-1	微创加压螺旋钉4.0×25mm GJYD	个	WCJYLY	398.93
3315-1	微创胫骨交锁髓内钉9.0×260mm S	个	WCJGJS	3263.5
3315-1	微创胫骨平台锁定接骨板4孔右 SD06	块	WCJGPT	2321.3
3315-1	微创空心双头加压螺钉3.0×28mm G	个	WCKXST	398.93
3315-1	微创加压螺旋钉4.0×35mm GJYD	个	WCJYLY	398.93
3315-1	微创L型锁定接骨板6孔右 SD03	块	WCLXSD	2321.3
3315-1	微创HAQ05浅螺纹螺钉2.5×20mm	个	WCHAQ0	43.09
3315-1	微创空心双头加压螺钉4.0×36mm G	个	WCKXST	398.93
3315-1	微创限制性直型锁定接骨板14孔(股骨)	块	WCXZXZ	2174.6
3315-1	微创限制性直型锁定接骨板9孔(桡骨) S	块	WCXZXZ	2174.6
3315-1	微创加压螺旋钉3.5×40mm GJYD	个	WCJYLY	398.93
3315-1	微创HAQ05浅螺纹螺钉3.5×36mm	个	WCHAQ0	43.09
3315-1	微创锁骨远端锁定加压接骨板3孔右 SD5	块	WCSGYD	2067
3315-1	微创加压螺旋钉3.5×42mm GJYD	个	WCJYLY	398.93
3315-1	微创L型锁定接骨板5孔左 SD03	块	WCLXSD	2321.3
3315-1	微创空心双头加压螺钉4.0×44mm G	个	WCKXST	398.93
3315-1	微创HAQ05浅螺纹螺钉3.5×24mm	个	WCHAQ0	43.09
3315-1	微创限制性直型锁定接骨板7孔(股骨) S	块	WCXZXZ	2174.6
3315-1	微创3.5鹰嘴锁定加压接骨板4孔左 SD	块	WC3.5Y	2400.8
3315-1	微创限制性直型锁定接骨板22孔(胫骨)	块	WCXZXZ	2174.6
3315-1	微创胫骨交锁髓内钉10.0×280mm	个	WCJGJS	3263.5
3315-1	微创胫骨远前外侧锁定加压接骨板7孔左SD	块	WCJGYQ	2321.3
3315-1	微创空心双头加压螺钉3.0×26mm G	个	WCKXST	398.93
3315-1	微创限制性直型锁定接骨板16孔(桡骨)	块	WCXZXZ	2174.6
3315-1	微创加压螺旋钉3.5×52mm GJYD	个	WCJYLY	398.93
3315-1	微创空心双头加压螺钉3.0×40mm G	个	WCKXST	398.93
3315-1	微创胫骨远端内侧锁定接骨板10孔左 SD	块	WCJGYD	2321.3
3315-1	微创干骺端锁定加压接骨板6孔 SD19	块	WCGHDS	2221.4
3315-1	微创肱骨近端锁定接骨板9孔 SD07	块	WCGGJD	2221.4
3315-1	微创空心双头加压螺钉3.0×32mm G	个	WCKXST	398.93
3315-1	微创胫骨近端内侧锁定加压接骨板12孔左S	块	WCJGJD	2321.3
3315-1	微创加压螺旋钉3.5×56mm GJYD	个	WCJYLY	398.93
3315-1	微创胫骨近端内侧锁定加压接骨板8孔右SD	块	WCJGJD	2321.3
3315-1	微创3.5鹰嘴锁定加压接骨板10孔左 S	块	WC3.5Y	2400.8
3315-1	微创3.5肱骨远内锁定加压接骨板7孔左S	块	WC3.5G	2221.4
3315-1	微创加压螺旋钉3.5×55mm GJYD	个	WCJYLY	398.93
3315-1	微创加压螺旋钉7.3×65mm GJYD	个	WCJYLY	398.93
3315-1	微创锁骨远端锁定加压接骨板4孔右 SD5	块	WCSGYD	2067
3315-1	微创加压螺旋钉7.3×85mm GJYD	个	WCJYLY	398.93
3315-1	微创限制性直型锁定接骨板17孔(股骨)	块	WCXZXZ	2174.6
3315-1	微创限制性直型锁定接骨板10孔(桡骨)	块	WCXZXZ	2174.6
3315-1	微创胫骨交锁髓内钉8.5×260mm S	个	WCJGJS	3263.5
3315-1	微创空心双头加压螺钉6.5×75mm G	个	WCKXST	398.93
3315-1	微创胫骨平台锁定接骨板14孔右 SD06	块	WCJGPT	2321.3
3315-1	微创加压螺旋钉4.0×55mm GJYD	个	WCJYLY	398.93
3315-1	微创HAQ05浅螺纹螺钉2.0×20mm	个	WCHAQ0	43.09

3315-1	微创限制性直型锁定接骨板5孔(桡骨) S	块	WCXZXZ	2174.6
3315-1	微创锁骨远端锁定加压接骨板4孔左 SD5	块	WCSGYD	2067
3315-1	微创肱骨远后外锁定加压接骨板3孔右 SD	块	WCGGYH	2221.4
3315-1	微创胫骨远端微创锁定接骨板10孔右 SD	块	WCJGYD	2321.3
3315-1	微创胫骨近端后内侧锁定加压接骨板10孔S	块	WCJGJD	2321.3
3315-1	微创空心双头加压螺钉4.0×34mm G	个	WCKXST	398.93
3315-1	微创HAQ05浅螺纹螺钉2.7×16mm	个	WCHAQO	43.09
3315-1	微创HAQ05浅螺纹螺钉2.7×24mm	个	WCHAQO	43.09
3315-1	微创空心双头加压螺钉6.5×80mm G	个	WCKXST	398.93
3315-1	微创加压螺旋钉3.5×45mm GJYD	个	WCJYLY	398.93
3315-1	微创股骨远端髁锁定接骨板9孔左 SD10	块	WCGGYD	2280.9
3315-1	微创胫骨近端内侧锁定加压接骨板14孔右S	块	WCJGJD	2321.3
3315-1	微创HAQ03浅螺纹螺钉4.5×34mm	个	WCHAQO	43.09
3315-1	微创HAQ03浅螺纹螺钉4.5×44mm	个	WCHAQO	43.09
3315-1	微创锁骨远端锁定加压接骨板8孔左 SD5	块	WCSGYD	2067
3315-1	微创胫骨交锁髓内钉8.5×360mm S	个	WCJGJS	3263.5
3315-1	微创胫骨交锁髓内钉8.5×280mm S	个	WCJGJS	3263.5
3315-1	微创指掌骨直型锁定接骨板8孔 SD73	块	WCZZGZ	2114.2
3315-1	微创桡骨远端多角锁定接骨板6孔右 SD3	块	WCRGYD	2219.5
3315-1	微创股骨远端髁锁定接骨板9孔右 SD10	块	WCGGYD	2280.9
3315-1	微创3.5肱骨远内锁定加压接骨板6孔左S	块	WC3.5G	2221.4
3315-1	微创HAQ03浅螺纹螺钉4.5×30mm	个	WCHAQO	43.09
3315-1	微创HAQ05浅螺纹螺钉2.5×12mm	个	WCHAQO	43.09
3315-1	微创空心双头加压螺钉4.0×28mm G	个	WCKXST	398.93
3315-1	微创限制性直型锁定接骨板8孔(股骨) S	块	WCXZXZ	2174.6
3315-1	微创桡骨远端多角锁定接骨板4孔右 SD3	块	WCRGYD	2219.5
3315-1	微创肱骨远后外锁定加压接骨板7孔左 SD	块	WCGGYH	2221.4
3315-1	微创胫骨远端微创锁定接骨板4孔左 SD3	块	WCJGYD	2321.3
3315-1	微创交锁髓内钉13×170mm SDJD	个	WCJSSN	3596.1
3315-1	微创空心双头加压螺钉4.0×40mm G	个	WCKXST	398.93
3315-1	微创加压螺旋钉4.0×20mm GJYD	个	WCJYLY	398.93
3315-1	微创3.5肱骨远内锁定加压接骨板10孔左	块	WC3.5G	2221.4
3315-1	微创HAQ03浅螺纹螺钉4.5×38mm	个	WCHAQO	43.09
3315-1	微创L型锁定接骨板5孔右 SD03	块	WCLXSD	2321.3
3315-1	微创干骺端锁定加压接骨板13孔 SD19	块	WCGHDS	2221.4
3315-1	微创锁骨远端锁定加压接骨板7孔右 SD5	块	WCSGYD	2067
3315-1	微创T型锁定接骨板(胫骨)8孔 SD04	块	WCTXSD	2221.4
3315-1	微创加压螺旋钉3.5×25mm GJYD	个	WCJYLY	398.93
3315-1	微创加压螺旋钉3.5×60mm GJYD	个	WCJYLY	398.93
3315-1	微创L型锁定接骨板3孔右 SD03	块	WCLXSD	2321.3
3315-1	微创股骨远端髁锁定接骨板11孔左 SD1	块	WCGGYD	2280.9
3315-1	微创腓骨远端外侧锁定加压接骨板5孔右SD	块	WCFGYD	2090.8
3315-1	微创限制性直型锁定接骨板10孔(股骨)	块	WCXZXZ	2174.6
3315-1	微创空心双头加压螺钉4.0×38mm G	个	WCKXST	398.93
3315-1	微创HAQ05浅螺纹螺钉2.0×18mm	个	WCHAQO	43.09
3315-1	微创肱骨远后外锁定加压接骨板9孔左 SD	块	WCGGYH	2221.4
3315-1	微创交锁髓内钉12×170mm SDJD	个	WCJSSN	3596.1
3315-1	微创T型锁定接骨板(胫骨)5孔 SD04	块	WCTXSD	2221.4
3315-1	微创交锁髓内钉9×200mm SDJDK	个	WCJSSN	3596.1
3315-1	微创空心双头加压螺钉6.5×115mm	个	WCKXST	398.93
3315-1	微创胫骨远端内侧锁定接骨板14孔左 SD	块	WCJGYD	2321.3

3315-1	微创3.5肱骨远内锁定加压接骨板3孔右S	块	WC3.5G	2221.4
3315-1	微创加压螺旋钉3.5×38mm GJYD	个	WCJYLX	398.93
3315-1	微创3.5肱骨远内锁定加压接骨板13孔左	块	WC3.5G	2221.4
3315-1	微创限制性直型锁定接骨板15孔(桡骨)	块	WCXZXZ	2174.6
3315-1	微创加压螺旋钉3.5×64mm GJYD	个	WCJYLX	398.93
3315-1	微创胫骨远端内侧锁定接骨板4孔左 SD1	块	WCJGYD	2321.3
3315-1	微创限制性直型锁定接骨板13孔(肱骨)	块	WCXZXZ	2174.6
3315-1	微创3.5肱骨远内锁定加压接骨板3孔左S	块	WC3.5G	2221.4
3315-1	微创限制性直型锁定接骨板13孔(股骨)	块	WCXZXZ	2174.6
3315-1	微创胫骨远前外侧锁定加压接骨板17孔左S	块	WCJGYQ	2321.3
3315-1	微创加压螺旋钉4.0×60mm GJYD	个	WCJYLX	398.93
3315-1	微创胫骨远端微创锁定接骨板6孔右 SD3	块	WCJGYD	2321.3
3315-1	微创桡骨远端多角锁定接骨板5孔右 SD3	块	WCRGYD	2219.5
3315-1	微创3.5肱骨远内锁定加压接骨板12孔右	块	WC3.5G	2221.4
3315-1	微创交锁髓内钉10×170mm SDJD	个	WCJSSN	3596.1
3315-1	微创胫骨平台锁定接骨板6孔右 SD06	块	WCJGPT	2321.3
3315-1	微创交锁髓内钉9×170mm SDJDK	个	WCJSSN	3596.1
3315-1	微创胫骨远前外侧锁定加压接骨板9孔左SD	块	WCJGYQ	2321.3
3315-1	微创3.5鹰嘴锁定加压接骨板8孔左 SD	块	WC3.5Y	2400.8
3315-1	微创HAQ05浅螺纹螺钉2.5×10mm	个	WCHAQ0	43.09
3315-1	微创股骨远端髁锁定接骨板13孔左 SD1	块	WCGGYD	2280.9
3315-1	微创胫骨近端内侧锁定加压接骨板6孔左SD	块	WCJGJD	2321.3
3315-1	微创胫骨远前外侧锁定加压接骨板5孔右SD	块	WCJGYQ	2321.3
3315-1	微创3.5肱骨远内锁定加压接骨板5孔左S	块	WC3.5G	2221.4
3315-1	微创HAQ05浅螺纹螺钉3.5×48mm	个	WCHAQ0	43.09
3315-1	微创3.5肱骨远内锁定加压接骨板7孔右S	块	WC3.5G	2221.4
3315-1	微创HAQ03浅螺纹螺钉4.5×22mm	个	WCHAQ0	43.09
3315-1	微创限制性直型锁定接骨板13孔(桡骨)	块	WCXZXZ	2174.6
3315-1	微创HAQ05浅螺纹螺钉2.7×12mm	个	WCHAQ0	43.09
3315-1	微创胫骨远前外侧锁定加压接骨板15孔左S	块	WCJGYQ	2321.3
3315-1	微创腓骨远端外侧锁定加压接骨板6孔右SD	块	WCFGYD	2090.8
3315-1	微创桡骨近端锁定加压接骨板2孔 SD37	块	WCRGJD	2219.5
3315-1	微创加压螺旋钉4.0×65mm GJYD	个	WCJYLX	398.93
3315-1	微创3.5鹰嘴锁定加压接骨板6孔左 SD	块	WC3.5Y	2400.8
3315-1	微创胫骨远前外侧锁定加压接骨板21孔右S	块	WCJGYQ	2321.3
3315-1	微创限制性直型锁定接骨板14孔(胫骨)	块	WCXZXZ	2174.6
3315-1	鼎健桡骨远端掌侧型锁定板9孔右 1541809	块	DJRGYDZC	2219.5
3315-1	鼎健胫骨远端内侧锁定板-2 10孔左 1250810	块	DJJGYDNC	2321.3
3315-1	鼎健胫骨远前外侧锁定板-1 11孔左 1	块	DJJGYQ	2548.4
3315-1	鼎健胫骨远端内侧锁定板-2 6孔右 1251606	块	DJJGYDNC	2321.3
3315-1	鼎健肱骨近端加压锁定板-4 5孔 142	块	DJGGJD	2221.4
3315-1	鼎健股骨髓内钉10×440 409044	枚	DJGGSN	3596.1
3315-1	鼎健胫骨近端内侧锁定板10孔左 1150	块	DJJGJD	2321.3
3315-1	鼎健胫骨髓内钉9×320 4180320	枚	DJJGSN	3263.5
3315-1	鼎健肱骨近端加压锁定板-4 16孔 14	块	DJGGJD	2221.4
3315-1	鼎健胫骨近端内侧锁定板14孔右 1155	块	DJJGJD	2548.4
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉2.0×24 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健锁骨加压锁定板10孔右 104181	块	DJSGJY	2067

3315-1	鼎健股骨近端外侧锁定板-2 10孔右 1	块	DJGGJD	2280.9
3315-1	鼎健锁骨接骨板11孔左 1600611	块	DJSGJG	2067
3315-1	鼎健锁骨钩锁定板2孔右 1403802	块	DJSGGS	2067
3315-1	鼎健股骨远端微创锁定板-1 17孔左 1	块	DJGGYD	2280.9
3315-1	鼎健干骺端加压锁定板-2 11孔 109	块	DJGHDJ	2321.3
3315-1	鼎健骨盆接骨板4孔 1054604	块	DJGPJG	2387.1
3315-1	鼎健股骨远端微创锁定板-1 9孔左 12	块	DJGGYD	2280.9
3315-1	鼎健胫骨近端微创锁定板7孔右 11645	块	DJJGJD	2548.4
3315-1	鼎健胫骨远端内侧锁定板-2 8孔右 1251608	块	DJJGYDNC	2321.3
3315-1	鼎健金属接骨螺钉1.5×32 61115	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健胫骨近端外侧锁定板-2 16孔左 1220716	块	DJJGJDWC	2321.3
3315-1	鼎健后足Y型锁定板7孔 1740607	块	DJHZYX	1286.5
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉3.5×70 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健L型加压锁定板-1 3孔右 1371	块	DJLXJY	2321.3
3315-1	鼎健腓骨远端L型锁定板-2 4孔右 13	块	DJFGYD	2090.8
3315-1	鼎健胫骨远端内侧锁定板-2 11孔左 1250611	块	DJJGYDNC	2321.3
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉7.3×18 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健桡骨远端背侧直型锁定板8孔 1644	块	DJRGYD	2436.5
3315-1	鼎健桡骨小头锁定板3孔右 1551603	块	DJRGXT	2219.5
3315-1	鼎健骨盆接骨板10孔 1054610	块	DJGPJG	2387.1
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉3.5×28 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉3.5×46 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健股骨远端外侧锁定板-2 15孔左 1270915	块	DJGGYDWC	2280.9
3315-1	鼎健桡骨近端锁定板-1 9孔右 1531	块	DJRGJD	2219.5
3315-1	鼎健股骨接骨板12孔左 1290612	块	DJGGJG	2280.9
3315-1	鼎健桡骨近端锁定板-1 4孔右 1531	块	DJRGJD	2219.5
3315-1	鼎健加压锁定接骨板-1 10孔 1010	块	DJJYSD	2321.3
3315-1	鼎健自攻型中空锁定螺钉7.3×110 2	枚	DJZGXZ	420.47
3315-1	鼎健胫骨近端微创锁定板1164513	块	DJJGJD	2548.4
3315-1	鼎健胫骨近端外侧锁定板-2 14孔右 1221914	块	DJJGJDWC	2321.3
3315-1	鼎健桡骨远端背侧直型锁定板5孔 1644	块	DJRGYD	2436.5
3315-1	鼎健胫骨近端锁定板-1 14孔左 1180614	块	DJJGJDSD	2321.3
3315-1	鼎健肱骨远端内侧锁定板-2 13孔右 1415613	块	DJGGYDNC	2438.5
3315-1	鼎健肱骨近端加压锁定板-3 16孔 14	块	DJGGJD	2221.4
3315-1	鼎健锁骨钩加压锁定板8孔右 138590	块	DJSGGJ	2268.7
3315-1	鼎健足部微型锁定板-2 5孔 17326	块	DJZBW X	2114.2
3315-1	鼎健胫骨远端内侧锁定板-2 16孔左 1250616	块	DJJGYDNC	2321.3
3315-1	鼎健胫骨近端外侧锁定板-2 10孔左 1220910	块	DJJGJDWC	2321.3
3315-1	鼎健桡骨小头锁定板5孔右 1551605	块	DJRGXT	2219.5
3315-1	鼎健桡骨小头锁定板8孔右 1551608	块	DJRGXT	2219.5
3315-1	鼎健锁骨钩锁定板4孔右 1385804	块	DJSGGS	2268.7

3315-1	鼎健胫骨远端内侧锁定板-1 10孔右 1241810	块	DJJGYDNC	2321.3
3315-1	鼎健股骨近端外侧锁定板-1 6孔左 1140806	块	DJGGJDWC	2280.9
3315-1	鼎健胫骨髓内钉8×270 4189270	枚	DJJGSN	3263.5
3315-1	鼎健桡骨远端小T型加压锁定板7孔 1620807	块	DJRGYDXT	2219.5
3315-1	鼎健股骨远端外侧锁定板-2 17孔右 1271717	块	DJGGYDWC	2280.9
3315-1	鼎健股骨远端外侧锁定板-2 17孔左 1270917	块	DJGGYDWC	2280.9
3315-1	鼎健锁骨钩加压锁定板7孔右 138590	块	DJSGGJ	2268.7
3315-1	鼎健L型加压锁定板-1 8孔右 1371	块	DJLXJY	2321.3
3315-1	鼎健锁骨钩加压锁定板4孔右 138590	块	DJSGGJ	2268.7
3315-1	鼎健股骨干锁定板-1 24孔 13006	块	DJGGGS	2280.9
3315-1	鼎健股骨远端微创锁定板-1 5孔左 12	块	DJGGYD	2280.9
3315-1	鼎健股骨远端髁加压锁定板9孔 11108	块	DJGGYD	2280.9
3315-1	鼎健胫骨近端外侧锁定板12孔右 1221	块	DJJGJD	2321.3
3315-1	鼎健桡骨远端背侧直型锁定板9孔 1640	块	DJRGYD	2219.5
3315-1	鼎健胫骨远端内侧锁定板-2 14孔右 1251814	块	DJJGYDNC	2321.3
3315-1	鼎健桡骨远端斜L型锁定板6孔右 1651	块	DJRGYD	2219.5
3315-1	鼎健肱骨远端内侧锁定板-2 6孔右 1441806	块	DJGGYDNC	2221.4
3315-1	鼎健股骨远端外侧锁定板-1 19孔左 1	块	DJGGYD	2280.9
3315-1	鼎健肱骨近端加压锁定板-2 20孔 14	块	DJGGJD	2221.4
3315-1	鼎健金属接骨螺钉4.0×68 61340	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健胫骨髓内钉10×460 409046	枚	DJGGSN	3596.1
3315-1	鼎健腓骨远端L型锁定板-2 3孔左 13	块	DJFGYD	2090.8
3315-1	鼎健肱骨远端内侧锁定板-2 13孔左 1414613	块	DJGGYDNC	2438.5
3315-1	鼎健胫骨近端外侧锁定板6孔左 12208	块	DJJGJD	2321.3
3315-1	鼎健股骨髓内钉9.4×460 40994	枚	DJGGSN	3596.1
3315-1	鼎健锁骨加压锁定板8孔右 1041808	块	DJSGJY	2067
3315-1	鼎健锁骨钩锁定板2孔右 1385802	块	DJSGGS	2268.7
3315-1	鼎健股骨干加压锁定板-1 13孔 130	块	DJGGGJ	2280.9
3315-1	鼎健微型加压锁定板-1 7孔 17208	块	DJWXJY	2114.2
3315-1	鼎健胫骨远端内侧锁定板-2 3孔右 1251603	块	DJJGYDNC	2321.3
3315-1	鼎健小T型加压锁定板-15孔 17628	块	DJXTXJ	2114.2
3315-1	鼎健胫骨远端内侧锁定板-1 12孔左 1214712	块	DJJGYDNC	2548.4
3315-1	鼎健股骨接骨板20孔右 1291620	块	DJGGJG	2280.9
3315-1	鼎健胫骨远端内侧锁定板-1 8孔右 1241608	块	DJJGYDNC	2321.3
3315-1	鼎健肱骨近端锁定板-1 3孔 13945	块	DJGGJD	2438.5
3315-1	鼎健自攻型中空锁定螺钉6.5×90 21	根	DJZGXZ	420.47
3315-1	鼎健股骨远端外侧锁定板-2 9孔右 1271709	块	DJGGYDWC	2280.9
3315-1	鼎健锁骨钩锁定板8孔右 1401808	块	DJSGGS	2067
3315-1	鼎健胫骨远端外侧锁定板5孔左 11608	块	DJJGYD	2321.3

3315-1	鼎健胫骨近端外侧锁定板-2 10孔左 1164310	块	DJJGJDWC	2548.4
3315-1	鼎健桡骨远端T型加压锁定板-1 7孔 1	块	DJRGYD	2219.5
3315-1	鼎健肱骨干部锁定接骨板-1 9孔 101	块	DJGGGB	2548.4
3315-1	鼎健后足小L型锁定板8孔左 168060	块	DJHZXL	1398.2
3315-1	鼎健自攻型中空锁定螺钉6.5×80 21	根	DJZGXZ	420.47
3315-1	鼎健桡骨远端小T型加压锁定板4孔 1624804	块	DJRGYDXT	2436.5
3315-1	鼎健股骨远端外侧锁定板-2 9孔右 1271909	块	DJGGYDWC	2280.9
3315-1	鼎健金属接骨螺钉4.5×46 61345	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健胫骨髓内钉10×280 418128	枚	DJJGSN	3263.5
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉5.0×54 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健股骨近端外侧锁定板-1 13孔右 1141813	块	DJGGJDWC	2280.9
3315-1	鼎健胫骨近端微创锁定板15孔右 1211	块	DJJGJD	2321.3
3315-1	鼎健肱骨远端内侧锁定板-2 7孔左 1440807	块	DJGGYDNC	2221.4
3315-1	鼎健胫骨远端外侧锁定板13孔左 1160	块	DJJGYD	2321.3
3315-1	鼎健后足小L型锁定板3孔右 168160	块	DJHZXL	1398.2
3315-1	鼎健股骨髓内钉10×300 409030	枚	DJGGSN	3596.1
3315-1	鼎健桡骨远端背侧直型锁定板7孔 1644	块	DJRGYD	2436.5
3315-1	鼎健股骨接骨板7孔左 1290607	块	DJGGJG	2280.9
3315-1	鼎健小Y型加压锁定板8孔 1752808	块	DJXYXJ	2114.2
3315-1	鼎健股骨干部锁定接骨板-2 6孔 102	块	DJGGGB	2642.9
3315-1	鼎健股骨髓内钉9.4×360 40893	枚	DJGGSN	3596.1
3315-1	鼎健自攻型中空锁定螺钉6.5×55 21	根	DJZGXZ	420.47
3315-1	鼎健桡骨远端斜T型锁定板-2 7孔左 1	块	DJRGYD	2219.5
3315-1	鼎健股骨干锁定板-1 12孔 13006	块	DJGGGS	2280.9
3315-1	鼎健胫骨髓内钉11×330 418233	枚	DJJGSN	3263.5
3315-1	鼎健金属接骨螺钉3.5×52 61335	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健胫骨远端内侧锁定板-2 7孔右 1251607	块	DJJGYDNC	2321.3
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉5.0×24 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健干骺端加压锁定板-2 13孔 109	块	DJGHDJ	2321.3
3315-1	鼎健尺骨近端背侧加压锁定板8孔右 157	块	DJCGJD	2407.2
3315-1	鼎健股骨接骨板14孔左 1290614	块	DJGGJG	2280.9
3315-1	鼎健胫骨远端前外侧锁定板-1 13孔左	块	DJJGYD	2321.3
3315-1	鼎健胫骨近端内侧锁定板6孔右 11558	块	DJJGJD	2548.4
3315-1	鼎健胫骨髓内钉10×260 418126	枚	DJJGSN	3263.5
3315-1	鼎健金属接骨螺钉4.5×58 61345	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健胫骨远端内侧锁定板-2 9孔左 1250609	块	DJJGYDNC	2321.3
3315-1	鼎健胫骨近端外侧锁定板-2 4孔右 1221904	块	DJJGJDWC	2321.3
3315-1	鼎健金属接骨螺钉2.4×11 61324	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健胫骨近端内侧锁定板10孔右 1151	块	DJJGJD	2321.3
3315-1	鼎健桡骨远端掌侧型锁定板3孔左 1540803	块	DJRGYDZC	2219.5
3315-1	鼎健股骨加压锁定接骨板-2 6孔 102	块	DJGGJY	2280.9
3315-1	鼎健小T型加压锁定板8孔 1772808	块	DJXTXJ	2114.2

3315-1	鼎健腓骨远端L型锁定板-2 5孔左 13	块	DJFGYD	2090.8
3315-1	鼎健股骨近端外侧锁定板-1 11孔右 1145811	块	DJGGJDWC	2504
3315-1	鼎健锁骨钩加压锁定板8孔左 138490	块	DJSGGJ	2268.7
3315-1	鼎健股骨近端外侧锁定板-2 5孔右 11	块	DJGGJD	2280.9
3315-1	鼎健胫骨远端内侧锁定板-2 9孔左 1250809	块	DJJGYDNC	2321.3
3315-1	鼎健股骨接骨板22孔左 1290622	块	DJGGJG	2280.9
3315-1	鼎健胫骨远端内侧锁定板-2 16孔右 1251816	块	DJJGYDNC	2321.3
3315-1	鼎健胫骨近端内侧锁定板12孔右 1155	块	DJJGJD	2548.4
3315-1	鼎健胫骨髓内钉8×285 4189285	枚	DJJGSN	3263.5
3315-1	鼎健肱骨锁定重建板18孔 1460618	块	DJGGSD	2174.6
3315-1	鼎健T型加压锁定板-2 5孔 13208	块	DJTXJY	2321.3
3315-1	鼎健桡骨远端掌侧型锁定板3孔右 1541803	块	DJRGYDZC	2219.5
3315-1	鼎健股骨近端外侧锁定板-2 10孔左 1	块	DJGGJD	2280.9
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉1.5×12 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健腓骨远端L型锁定板-2 7孔左 13	块	DJFGYD	2090.8
3315-1	鼎健肱骨远端内侧锁定板-2 3孔右 1441803	块	DJGGYDNC	2221.4
3315-1	鼎健锁骨锁定板9孔右 1041609	块	DJSGSD	2067
3315-1	鼎健胫骨近端外侧锁定板16孔右 1165	块	DJJGJD	2548.4
3315-1	鼎健桡骨近端斜T型锁定板-1 8孔左 1	块	DJRGJD	2221.4
3315-1	鼎健尺骨近端背侧加压锁定板5孔右 159	块	DJCGJD	2642.9
3315-1	鼎健肱骨近端加压锁定板-4 6孔 142	块	DJGGJD	2221.4
3315-1	鼎健锁骨锁定板7孔右 1041607	块	DJSGSD	2067
3315-1	鼎健股骨远端微创锁定板-1 7孔右 12	块	DJGGYD	2280.9
3315-1	鼎健后足小L型锁定板7孔左 168060	块	DJHZXL	1398.2
3315-1	鼎健肱骨锁定重建板17孔 1460617	块	DJGGSD	2174.6
3315-1	鼎健股骨近端外侧锁定板-2 17孔右 1	块	DJGGJD	2280.9
3315-1	鼎健股骨接骨板24孔右 1291624	块	DJGGJG	2280.9
3315-1	鼎健J型锁定重建板12孔左 107061	块	DJJXSD	2401
3315-1	鼎健锁骨钩锁定板2孔右 1401802	块	DJSGGS	2067
3315-1	鼎健胫骨近端外侧锁定板-2 6孔左 1220906	块	DJJGJDWC	2321.3
3315-1	鼎健胫骨近端内侧锁定板6孔右 11518	块	DJJGJD	2321.3
3315-1	鼎健肱骨远端外侧锁定板15孔右 1461	块	DJGGYD	2221.4
3315-1	鼎健股骨近端外侧锁定板-1 6孔右 1145806	块	DJGGJDWC	2504
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉1.5×22 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉5.0×90 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健锁骨接骨板11孔右 1601611	块	DJSGJG	2067
3315-1	鼎健肱骨远端内侧锁定板-2 15孔左 1414615	块	DJGGYDNC	2438.5
3315-1	鼎健金属接骨螺钉4.0×10 61340	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健金属接骨螺钉4.0×42 61340	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健金属接骨螺钉2.4×40 61324	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉5.0×52 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉5.0×70 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健锁骨钩锁定板3孔右 1401603	块	DJSGGS	2067

3315-1	鼎健股骨远端微创锁定板-1 15孔左 1	块	DJGGYD	2280.9
3315-1	鼎健胫骨远前外侧锁定板-1 17孔左 1	块	DJJGYQ	2548.4
3315-1	鼎健股骨远端髁加压锁定板8孔 11108	块	DJGGYD	2280.9
3315-1	鼎健锁骨钩锁定板7孔左 1402807	块	DJSGGS	2067
3315-1	鼎健弧形锁定重建板18孔 1610618	块	DJHXS	2401
3315-1	鼎健金属接骨螺钉6.5×45 61265	枚	DJJSJG	68.27
3315-1	鼎健肱骨锁定重建板19孔 1460619	块	DJGGSD	2174.6
3315-1	鼎健金属接骨螺钉1.5×16 61115	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉2.0×18 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健微型T型加压锁定板3孔 171080	块	DJWXTX	2114.2
3315-1	鼎健肱骨近端锁定板-1 4孔 13945	块	DJGGJD	2438.5
3315-1	鼎健胫骨远端前外侧锁定板-1 5孔左 1	块	DJJGYD	2321.3
3315-1	鼎健肱骨近端锁定板-1 12孔 1394	块	DJGGJD	2438.5
3315-1	鼎健胫骨远端内侧锁定板-2 8孔左 1250608	块	DJJGYDNC	2321.3
3315-1	鼎健肱骨远端内侧锁定板-2 7孔右 1415607	块	DJGGYDNC	2548.4
3315-1	鼎健金属接骨螺钉4.5×24 61345	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉2.4×30 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉1.5×14 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健肱骨近端锁定板-1 8孔 14106	块	DJGGJD	2221.4
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉7.3×120 2	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健腓骨远端L型锁定板-2 8孔右 13	块	DJFGYD	2090.8
3315-1	鼎健桡骨远端掌侧型锁定板5孔左 1534505	块	DJRGYDZC	2436.5
3315-1	鼎健锁骨接骨板8孔右 1601608	块	DJSGJG	2067
3315-1	鼎健锁骨钩锁定板5孔左 1400805	块	DJSGGS	2067
3315-1	鼎健胫骨远端前外侧锁定板-1 19孔右	块	DJJGYD	2321.3
3315-1	鼎健骨盆接骨板20孔 1054620	块	DJGPJG	2387.1
3315-1	鼎健后足Y型锁定板8孔 1742608	块	DJHZYX	1286.5
3315-1	鼎健股骨髓内钉12×380 408238	枚	DJGGSN	3596.1
3315-1	鼎健伽玛髓内钉-2 9×180×125°	枚	DJGMSN	3596.1
3315-1	鼎健桡骨远端斜T型锁定板-2 4孔右 1	块	DJRGYD	2219.5
3315-1	鼎健干骺端加压锁定板-2 7孔 1090	块	DJGHDJ	2321.3
3315-1	鼎健股骨近端外侧锁定板-1 15孔左 1140815	块	DJGGJDWC	2280.9
3315-1	鼎健股骨髓内钉9.4×400 40894	枚	DJGGSN	3596.1
3315-1	鼎健股骨髓内钉12×380 409238	枚	DJGGSN	3596.1
3315-1	鼎健弧形锁定重建板6孔 1610606	块	DJHXS	2401
3315-1	鼎健肱骨锁定重建板4孔 1460604	块	DJGGSD	2174.6
3315-1	鼎健加压锁定接骨板-1 9孔 10108	块	DJJYSD	2321.3
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉3.5×36 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健金属接骨螺钉4.5×10 61345	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉3.5×12 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健胫骨近端锁定板-1 8孔右 1181608	块	DJJGJDSD	2321.3
3315-1	鼎健J型锁定重建板4孔左 1070604	块	DJJXS	2401
3315-1	鼎健股骨髓内钉9.4×300 40993	枚	DJGGSN	3596.1
3315-1	鼎健股骨干锁定板-1 6孔 130060	块	DJGGGS	2280.9
3315-1	鼎健胫骨近端锁定板-112孔右 1181	块	DJJGJD	2321.3
3315-1	鼎健肱骨近端加压锁定板-3 14孔 14	块	DJGGJD	2221.4

3315-1	鼎健肱骨近端锁定板-1 7孔 13945	块	DJGGJD	2438.5
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉3.5×35 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健伽玛髓内钉-2 9×170×130°	枚	DJGMSN	3596.1
3315-1	鼎健股骨近端外侧锁定板-1 8孔右 1145808	块	DJGGJDWC	2504
3315-1	鼎健肱骨远端内侧锁定板-1 6孔 143	块	DJGGYD	2221.4
3315-1	鼎健胫骨近端外侧锁定板14孔左 1220	块	DJJGJD	2321.3
3315-1	鼎健胫骨近端锁定板-1 6孔右 1181	块	DJJGJD	2321.3
3315-1	鼎健股骨干加压锁定板-1 17孔 130	块	DJGGGJ	2280.9
3315-1	鼎健肱骨远端外侧锁定板11孔左 1460	块	DJGGYD	2221.4
3315-1	鼎健股骨远端外侧锁定板-1 11孔右 1255811	块	DJGGYDWC	2504
3315-1	鼎健桡骨远端T型加压锁定板-1 3孔 1	块	DJRGYD	2219.5
3315-1	鼎健股骨近端外侧锁定板-1 7孔左 1144807	块	DJGGJDWC	2504
3315-1	鼎健股骨近端外侧锁定板-2 11孔右 1	块	DJGGJD	2280.9
3315-1	鼎健股骨干加压锁定板-1 14孔 130	块	DJGGGJ	2280.9
3315-1	鼎健肱骨远端内侧锁定板-3 6孔右 14	块	DJGGYD	2221.4
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉3.5×90 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健胫骨髓内钉10×300 418130	枚	DJJGSN	3263.5
3315-1	鼎健胫骨近端外侧锁定板-2 6孔左 1220706	块	DJJGJDWC	2321.3
3315-1	鼎健金属接骨螺钉1.5×20 61115	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健胫骨近端内侧锁定板14孔右 1151	块	DJJGJD	2321.3
3315-1	鼎健桡骨远端掌侧型锁定板7孔左 1540607	块	DJRGYDZC	2219.5
3315-1	鼎健胫骨近端外侧锁定板-2 10孔左 1220710	块	DJJGJDWC	2321.3
3315-1	鼎健胫骨远端内侧锁定板-2 12孔右 1251612	块	DJJGYDNC	2321.3
3315-1	鼎健肱骨远端内侧锁定板-2 4孔右 1415604	块	DJGGYDNC	2548.4
3315-1	鼎健金属接骨螺钉6.5×75 61265	枚	DJJSJG	68.27
3315-1	鼎健股骨髓内钉9.4×280 40992	枚	DJGGSN	3596.1
3315-1	鼎健腓骨远端L型锁定板-2 5孔右 13	块	DJFGYD	2090.8
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉5.0×40 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健桡骨远端小T型加压锁定板8孔 1620808	块	DJRGYDXT	2219.5
3315-1	鼎健股骨远端外侧锁定板-2 17孔左 1270717	块	DJGGYDWC	2280.9
3315-1	鼎健股骨接骨板16孔右 1291616	块	DJGGJG	2280.9
3315-1	鼎健自攻型中空锁定螺钉7.3×26 21	枚	DJZGXZ	420.47
3315-1	鼎健伽玛髓内钉-2 11×240×125	枚	DJGMSN	3596.1
3315-1	鼎健股骨远端髁加压锁定板5孔 11108	块	DJGGYD	2280.9
3315-1	鼎健股骨干锁定板-1 15孔 13006	块	DJGGGS	2280.9
3315-1	鼎健锁骨钩锁定板5孔右 1401805	块	DJSGGS	2067
3315-1	鼎健股骨远端微创锁定板-1 17孔右 1	块	DJGGYD	2280.9
3315-1	鼎健锁骨加压锁定板6孔右 1041806	块	DJSGJY	2067
3315-1	鼎健加压锁定接骨板-3 7孔 10308	块	DJJYSD	2407.2
3315-1	鼎健肱骨远端内侧锁定板-2 7孔左 1440607	块	DJGGYDNC	2221.4

3315-1	鼎健金属接骨螺钉4.5×32 61345	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健胫骨髓内钉8×240 4189240	枚	DJJGSN	3263.5
3315-1	鼎健股骨远端外侧锁定板-2 15孔右 1271915	块	DJGGYDWC	2280.9
3315-1	鼎健锁骨钩锁定板4孔左 1400804	块	DJSGGS	2067
3315-1	鼎健股骨近端外侧锁定板-1 4孔右 1145804	块	DJGGJDWC	2504
3315-1	鼎健股骨干锁定板-1 18孔 13006	块	DJGGGS	2280.9
3315-1	鼎健股骨干加压锁定板-1 18孔 130	块	DJGGGJ	2280.9
3315-1	鼎健肱骨远端内侧锁定板-1 9孔 143	块	DJGGYD	2221.4
3315-1	鼎健胫骨髓内钉11×300 418230	枚	DJJGSN	3263.5
3315-1	鼎健肱骨锁定重建板12孔 1460612	块	DJGGSD	2174.6
3315-1	鼎健股骨近端外侧锁定板-1 9孔左 1144809	块	DJGGJDWC	2504
3315-1	鼎健锁骨钩加压锁定板5孔左 138490	块	DJSGGJ	2268.7
3315-1	鼎健股骨加压锁定接骨板-2 10孔 10	块	DJGGJY	2280.9
3315-1	鼎健后足小L型锁定板5孔左 168060	块	DJHZXL	1398.2
3315-1	鼎健足部H型锁定板小 1780603	块	DJZBHX	2221.2
3315-1	鼎健干骺端加压锁定板-2 5孔 1090	块	DJGHDJ	2321.3
3315-1	鼎健尺骨近端背侧加压锁定板6孔右 157	块	DJCGJD	2407.2
3315-1	鼎健金属接骨螺钉1.5×9 611150	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健胫骨远端前外侧锁定板-1 7孔右 1	块	DJJGYD	2321.3
3315-1	鼎健胫骨远端内侧锁定板-1 12孔右 1215712	块	DJJGYDNC	2548.4
3315-1	鼎健肱骨远端外侧锁定板8孔左 14608	块	DJGGYD	2221.4
3315-1	鼎健锁骨钩锁定板3孔左 1402603	块	DJSGGS	2067
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉7.3×35 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉7.3×22 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健股骨近端外侧锁定板-1 3孔左 1144803	块	DJGGJDWC	2504
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉2.4×28 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健伽玛髓内钉-2 9×170×125°	枚	DJGMSN	3596.1
3315-1	鼎健胫骨远端内侧锁定板-1 6孔左 1214706	块	DJJGYDNC	2548.4
3315-1	鼎健胫骨远端内侧锁定板-1 4孔右 1215704	块	DJJGYDNC	2548.4
3315-1	鼎健加压锁定重建板5孔 1050805	块	DJJYSD	2174.6
3315-1	鼎健金属接骨螺钉1.5×8 611150	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健肱骨远端外侧锁定板7孔右 14618	块	DJGGYD	2221.4
3315-1	鼎健锁骨钩锁定板6孔右 1401806	块	DJSGGS	2067
3315-1	鼎健T型加压锁定板-2 3孔 13208	块	DJTXJY	2321.3
3315-1	鼎健J型锁定重建板16孔右 107161	块	DJJXSD	2401
3315-1	鼎健股骨近端外侧锁定板-1 4孔左 1144804	块	DJGGJDWC	2504
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉7.3×45 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健后足小L型锁定板8孔右 168160	块	DJHZXL	1398.2
3315-1	鼎健胫骨近端锁定板-1 10孔右 1181610	块	DJJGJDSD	2321.3
3315-1	鼎健桡骨远端掌侧型锁定板7孔左 1540807	块	DJRGYDZC	2219.5
3315-1	鼎健弯型锁定重建板16孔 1060616	块	DJWXSD	2401

3315-1	鼎健金属接骨螺钉2.4×42 61324	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健锁骨加压锁定板5孔左 1040805	块	DJSGJY	2067
3315-1	鼎健胫骨近端后侧锁定板7孔右 12316	块	DJJGJD	2321.3
3315-1	鼎健尺骨近端背侧加压锁定板6孔左 159	块	DJCGJD	2642.9
3315-1	鼎健金属接骨螺钉6.5×125 6126	枚	DJJSJG	68.27
3315-1	鼎健跟骨锁定板65左 1664621	块	DJGGS	2313.1
3315-1	鼎健J型锁定重建板4孔右 1071604	块	DJJXSD	2401
3315-1	鼎健金属接骨螺钉3.5×60 61335	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健股骨髓内钉10×340 408034	枚	DJGGSN	3596.1
3315-1	鼎健股骨髓内钉10×440 408044	枚	DJGGSN	3596.1
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉5.0×80 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健胫骨近端微创锁定板13孔右 1211	块	DJJGJD	2321.3
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉3.5×65 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健肱骨近端锁定板-1 5孔 14106	块	DJGGJD	2221.4
3315-1	鼎健股骨近端外侧锁定板-2 9孔右 11	块	DJGGJD	2280.9
3315-1	鼎健锁骨钩锁定板2孔左 1402802	块	DJSGGS	2067
3315-1	鼎健微型T型锁定板3孔 1710603	块	DJWXTX	2114.2
3315-1	鼎健金属接骨螺钉1.5×10 61115	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健后足Y型加压锁定板8孔 174080	块	DJHZYX	1839.6
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉5.0×85 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健桡骨远端背侧直型锁定板9孔 1644	块	DJRGYD	2436.5
3315-1	鼎健股骨远端外侧锁定板-2 11孔右 1	块	DJGGYD	2280.9
3315-1	鼎健肱骨远端内侧锁定板-3 5孔右 14	块	DJGGYD	2221.4
3315-1	鼎健锁骨锁定板4孔左 1040604	块	DJSGSD	2067
3315-1	鼎健加压锁定重建板4孔 1050804	块	DJJYSD	2174.6
3315-1	鼎健桡骨远端掌侧型锁定板7孔左 1534507	块	DJRGYDZC	2436.5
3315-1	鼎健桡骨近端斜T型锁定板-1 5孔左 1	块	DJRGJD	2221.4
3315-1	鼎健肱骨干锁定接骨板-1 12孔 10	块	DJGGGB	2548.4
3315-1	鼎健金属接骨螺钉2.4×13 61324	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健伽玛髓内钉-2 9×240×125°	枚	DJGMSN	3596.1
3315-1	鼎健胫骨远端内侧锁定板-1 14孔右 1215914	块	DJJGYDNC	2548.4
3315-1	鼎健股骨远端外侧锁定板-1 13孔左 1270813	块	DJGGYDWC	2280.9
3315-1	鼎健肱骨近端加压锁定板-3 5孔 141	块	DJGGJD	2221.4
3315-1	鼎健加压锁定接骨板-1 16孔 1010	块	DJJYSD	2321.3
3315-1	鼎健股骨干锁定接骨板-2 22孔 10	块	DJGGGB	2642.9
3315-1	鼎健弯型锁定重建板6孔 1060606	块	DJWXSD	2401
3315-1	鼎健肱骨远端内侧锁定板-1 13孔 14	块	DJGGYD	2221.4
3315-1	鼎健微型T型锁定板5孔 1712605	块	DJWXTX	2114.2
3315-1	鼎健桡骨远端斜L型锁定板7孔右 1651	块	DJRGYD	2219.5
3315-1	鼎健肱骨远端内侧锁定板-2 6孔左 1440806	块	DJGGYDNC	2221.4
3315-1	鼎健桡骨近端锁定板-1 5孔右 1531	块	DJRGJD	2219.5
3315-1	鼎健股骨干加压锁定板-1 16孔 130	块	DJGGGJ	2280.9
3315-1	鼎健股骨远端微创锁定板-1 19孔左 1	块	DJGGYD	2280.9
3315-1	鼎健股骨髓内钉10×420 408042	枚	DJGGSN	3596.1
3315-1	鼎健股骨髓内钉11×340 409134	枚	DJGGSN	3596.1
3315-1	鼎健前中足小斜L型锁定板8孔左 1700	块	DJQZZX	1663.4
3315-1	鼎健桡骨小头锁定板7孔右 1551607	块	DJRGXT	2219.5

3315-1	鼎健J型锁定重建板8孔右 1071608	块	DJXSD	2401
3315-1	鼎健股骨粗隆端加压锁定板7孔 11208	块	DJGGCL	2280.9
3315-1	鼎健后足Y型锁定板6孔 1742606	块	DJHZYX	1286.5
3315-1	鼎健肱骨近端加压锁定板-1 5孔 141	块	DJGGJD	2221.4
3315-1	鼎健尺骨近端背侧加压锁定板5孔右 157	块	DJCGJD	2407.2
3315-1	鼎健胫骨远端前外侧锁定板-1 11孔右	块	DJJGYD	2321.3
3315-1	鼎健胫骨髓内钉10×270 418127	枚	DJJGSN	3263.5
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉7.3×30 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健肱骨远端内侧锁定板-2 4孔左 1414604	块	DJGGYDNC	2548.4
3315-1	鼎健胫骨远端内侧锁定板-1 4孔右 1241604	块	DJJGYDNC	2321.3
3315-1	鼎健锁骨钩锁定板3孔右 1401803	块	DJSGGS	2067
3315-1	鼎健骨髓内钉10×460 408046	枚	DJGGSN	3596.1
3315-1	鼎健骨髓内钉12×460 408246	枚	DJGGSN	3596.1
3315-1	鼎健伽玛髓内钉-2 9×200×125°	枚	DJGMSN	3596.1
3315-1	鼎健金属接骨螺钉2.4×36 61324	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健股骨远端外侧锁定板-2 17孔右 1271917	块	DJGGYDWC	2280.9
3315-1	鼎健桡骨小头锁定板6孔左 1550606	块	DJRGXT	2219.5
3315-1	鼎健胫骨远端外侧锁定板17孔右 1161	块	DJJGYD	2321.3
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉5.0×60 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健肱骨远端外侧锁定板3孔右 14618	块	DJGGYD	2221.4
3315-1	鼎健肱骨锁定重建板20孔 1460620	块	DJGGSD	2174.6
3315-1	鼎健后足小L型锁定板6孔右 168160	块	DJHZXL	1398.2
3315-1	鼎健股骨远端外侧锁定板-2 11孔左 1270711	块	DJGGYDWC	2280.9
3315-1	鼎健股骨近端外侧锁定板-2 3孔左 11	块	DJGGJD	2280.9
3315-1	鼎健股骨干锁定板-1 17孔 13006	块	DJGGGS	2280.9
3315-1	鼎健锁骨接骨板4孔右 1601604	块	DJSGJG	2067
3315-1	鼎健桡骨远端小T型加压锁定板6孔 1620806	块	DJRGYDXT	2219.5
3315-1	鼎健桡骨远端小T型加压锁定板4孔 1620804	块	DJRGYDXT	2219.5
3315-1	鼎健胫骨近端内侧锁定板12孔左 1154	块	DJJGJD	2548.4
3315-1	鼎健肱骨远端内侧锁定板-2 13孔右 1441813	块	DJGGYDNC	2221.4
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉2.0×10 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健胫骨近端外侧锁定板-2 8孔右 11	块	DJJGJD	2548.4
3315-1	鼎健桡骨远端掌侧型锁定板5孔右 1541605	块	DJRGYDZC	2219.5
3315-1	鼎健肱骨近端锁定板-1 12孔 1410	块	DJGGJD	2221.4
3315-1	鼎健锁骨钩锁定板8孔左 1402608	块	DJSGGS	2067
3315-1	鼎健锁骨钩锁定板9孔左 1402609	块	DJSGGS	2067
3315-1	鼎健肱骨远端内侧锁定板-2 3孔左 1440803	块	DJGGYDNC	2221.4
3315-1	鼎健骨盆接骨板14孔 1054614	块	DJGPJG	2387.1
3315-1	鼎健骨盆接骨板22孔 1054622	块	DJGPJG	2387.1
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉2.4×6 214	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健骨髓内钉10×320 408032	枚	DJGGSN	3596.1
3315-1	鼎健金属接骨螺钉6.5×140 6126	枚	DJJSJG	68.27

3315-1	鼎健小Y型加压锁定板5孔 1752805	块	DJXYXJ	2114.2
3315-1	鼎健肱骨近端加压锁定板-2 18孔 14	块	DJGGJD	2221.4
3315-1	鼎健骨盆接骨板12孔 1054612	块	DJGPJG	2387.1
3315-1	鼎健股骨干锁定板-1 7孔 130060	块	DJGGGS	2280.9
3315-1	鼎健股骨接骨板8孔右 1291608	块	DJGGJG	2280.9
3315-1	鼎健肱骨远端内侧锁定板-2 11孔左 1414611	块	DJGGYDNC	2438.5
3315-1	鼎健海鸥加压锁定板9孔 1260809	块	DJHOJY	2321.3
3315-1	鼎健股骨髓内钉11×440 408144	枚	DJGGSN	3596.1
3315-1	鼎健胫骨近端内侧锁定板4孔左 11508	块	DJJGJD	2321.3
3315-1	鼎健肱骨近端加压锁定板-3 10孔 14	块	DJGGJD	2221.4
3315-1	鼎健前中足小斜L型锁定板5孔左 1700	块	DJQZZX	1663.4
3315-1	鼎健自攻型中空锁定螺钉6.5×95 21	根	DJZXGXZ	420.47
3315-1	鼎健桡骨远端掌侧型锁定板5孔左 1540605	块	DJRGYDZC	2219.5
3315-1	鼎健胫骨近端外侧锁定板8孔右 12218	块	DJJGJD	2321.3
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉1.5×7 214	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健肱骨远端内侧锁定板-2 4孔右 1441804	块	DJGGYDNC	2221.4
3315-1	鼎健股骨近端外侧锁定板-1 10孔右 1145810	块	DJGGJDWC	2504
3315-1	鼎健锁骨钩锁定板5孔右 1401605	块	DJSGGS	2067
3315-1	鼎健胫骨远端内侧锁定板-2 16孔左 1250816	块	DJJGYDNC	2321.3
3315-1	鼎健胫骨近端内侧锁定板10孔右 1155	块	DJJGJD	2548.4
3315-1	鼎健肱骨干部锁定接骨板-1 6孔 101	块	DJGGGB	2548.4
3315-1	鼎健股骨远端微创锁定板-1 5孔右 12	块	DJGGYD	2280.9
3315-1	鼎健胫骨近端外侧锁定板-2 8孔右 1221708	块	DJJGJDWC	2321.3
3315-1	鼎健桡骨近端斜T型锁定板-1 8孔右 1	块	DJRGJD	2221.4
3315-1	鼎健胫骨近端外侧锁定板-2 8孔左 1220708	块	DJJGJDWC	2321.3
3315-1	鼎健后足Y型锁定板6孔 1740606	块	DJHZYX	1286.5
3315-1	鼎健金属接骨螺钉1.5×13 61115	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健胫骨远端内侧锁定板-2 10孔右 1251810	块	DJJGYDNC	2321.3
3315-1	鼎健肱骨干部锁定接骨板-1 8孔 101	块	DJGGGB	2548.4
3315-1	鼎健胫骨远端内侧锁定板-2 4孔右 1251604	块	DJJGYDNC	2321.3
3315-1	鼎健锁骨接骨板5孔右 1601605	块	DJSGJG	2067
3315-1	鼎健锁骨钩锁定板9孔右 1401609	块	DJSGGS	2067
3315-1	鼎健J型锁定重建板16孔左 107061	块	DJJXSD	2401
3315-1	鼎健股骨近端外侧锁定板-1 11孔左 1140811	块	DJGGJDWC	2280.9
3315-1	鼎健胫骨远前外侧锁定板-1 5孔左 12	块	DJJGYQ	2548.4
3315-1	鼎健肱骨锁定重建板3孔 1460603	块	DJGGSD	2174.6
3315-1	鼎健胫骨髓内钉11×240 418224	枚	DJJGSN	3263.5
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉5.0×26 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健股骨接骨板17孔左 1290617	块	DJGGJG	2280.9
3315-1	鼎健自攻型中空锁定螺钉7.3×14 21	枚	DJZXGXZ	420.47
3315-1	鼎健肱骨锁定重建板9孔 1460609	块	DJGGSD	2174.6

3315-1	鼎健股骨远端外侧锁定板-2 19孔左 1	块	DJGGYD	2280.9
3315-1	鼎健前中足小斜L型锁定板3孔右 1701	块	DJQZZX	1663.4
3315-1	鼎健胫骨近端锁定板-1 6孔左 1180606	块	DJJGJDSD	2321.3
3315-1	鼎健肱骨远端内侧锁定板-3 5孔左 14	块	DJGGYD	2221.4
3315-1	鼎健胫骨近端锁定板-14孔右 11816	块	DJJGJD	2321.3
3315-1	鼎健金属接骨螺钉4.5×52 61345	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健肱骨远端外侧锁定板13孔右 1461	块	DJGGYD	2221.4
3315-1	鼎健股骨远端外侧锁定板-1 7孔右 1271807	块	DJGGYDWC	2280.9
3315-1	鼎健桡骨远端小T型加压锁定板3孔 1620803	块	DJRGYDXT	2219.5
3315-1	鼎健股骨接骨板18孔右 1291618	块	DJGGJG	2280.9
3315-1	鼎健胫骨远端外侧锁定板19孔左 1160	块	DJJGYD	2321.3
3315-1	鼎健股骨近端外侧锁定板-1 13孔右 1145813	块	DJGGJDWC	2504
3315-1	鼎健锁骨钩锁定板4孔右 1401604	块	DJSGGS	2067
3315-1	鼎健金属接骨螺钉4.0×60 61340	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健金属接骨螺钉4.0×40 61340	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健胫骨髓内钉8×280 4189280	枚	DJJGSN	3263.5
3315-1	鼎健胫骨近端锁定板-1 4孔右 1181	块	DJJGJD	2321.3
3315-1	鼎健桡骨远端背侧L型锁定板5孔右 1633805	块	DJRGYDBC	2219.5
3315-1	鼎健胫骨远端内侧锁定板-1 8孔左 1240808	块	DJJGYDNC	2321.3
3315-1	鼎健股骨髓内钉9.4×320 40893	枚	DJGGSN	3596.1
3315-1	鼎健尺骨近端背侧加压锁定板8孔左 159	块	DJCGJD	2642.9
3315-1	鼎健胫骨髓内钉9×330 4180330	枚	DJJGSN	3263.5
3315-1	鼎健胫骨髓内钉8×300 4189300	枚	DJJGSN	3263.5
3315-1	鼎健腓骨远端L型锁定板-2 4孔左 13	块	DJFGYD	2090.8
3315-1	鼎健胫骨近端后侧锁定板6孔左 12306	块	DJJGJD	2321.3
3315-1	鼎健干骺端加压锁定板-2 17孔 109	块	DJGHDJ	2321.3
3315-1	鼎健金属接骨螺钉3.5×54 61335	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健股骨髓内钉9.4×420 40994	枚	DJGGSN	3596.1
3315-1	鼎健金属接骨螺钉6.5×65 61265	枚	DJJSJG	68.27
3315-1	鼎健股骨干锁定板18孔左 1290618	块	DJGGGS	2280.9
3315-1	鼎健胫骨远端内侧锁定板-2 5孔右 1251805	块	DJJGYDNC	2321.3
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉3.5×50 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健股骨近端外侧锁定板-1 5孔左 1144805	块	DJGGJDWC	2504
3315-1	鼎健股骨髓内钉12×400 409240	枚	DJGGSN	3596.1
3315-1	鼎健足部X型锁定板小 1790603	块	DJZBXX	2221.2
3315-1	鼎健微型T型加压锁定板7孔 171280	块	DJWXTX	2114.2
3315-1	鼎健股骨髓内钉10×300 408030	枚	DJGGSN	3596.1
3315-1	鼎健股骨髓内钉9.4×300 40893	枚	DJGGSN	3596.1
3315-1	鼎健股骨远端外侧锁定板-1 11孔左 1254811	块	DJGGYDWC	2504
3315-1	鼎健金属接骨螺钉6.5×40 61265	枚	DJJSJG	68.27
3315-1	鼎健金属接骨螺钉1.5×36 61115	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健股骨髓内钉11×340 408134	枚	DJGGSN	3596.1

3315-1	鼎健肱骨锁定重建板14孔 1460614	块	DJGGS	2174.6
3315-1	鼎健股骨远端外侧锁定板-2 9孔左 1270709	块	DJGGYDWC	2280.9
3315-1	鼎健股骨干加压锁定板-1 24孔 130	块	DJGGGJ	2280.9
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉2.4×10 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健肱骨远端内侧锁定板-2 15孔左 1440815	块	DJGGYDNC	2221.4
3315-1	鼎健桡骨远端斜L型锁定板5孔左 1650	块	DJRGYD	2219.5
3315-1	鼎健锁骨钩锁定板7孔左 1384807	块	DJSGGS	2268.7
3315-1	鼎健股骨接骨板20孔左 1290620	块	DJGGJG	2280.9
3315-1	鼎健股骨接骨板9孔右 1291609	块	DJGGJG	2280.9
3315-1	鼎健股骨加压锁定接骨板-2 12孔 10	块	DJGGJY	2280.9
3315-1	鼎健锁骨钩锁定板4孔右 1403804	块	DJSGGS	2067
3315-1	鼎健胫骨近端外侧锁定板-2 8孔左 11	块	DJJGJD	2548.4
3315-1	鼎健肱骨远端内侧锁定板-2 7孔左 1414607	块	DJGGYDNC	2548.4
3315-1	鼎健股骨接骨板11孔左 1290611	块	DJGGJG	2280.9
3315-1	鼎健自攻型中空锁定螺钉7.3×65 21	枚	DJZGXZ	420.47
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉1.5×24 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健弧形锁定重建板16孔 1610616	块	DJHXS	2401
3315-1	鼎健肱骨锁定重建板13孔 1460613	块	DJGGS	2174.6
3315-1	鼎健锁骨钩锁定板9孔左 1400609	块	DJSGGS	2067
3315-1	鼎健胫骨近端外侧锁定板6孔右 11658	块	DJJGJD	2548.4
3315-1	鼎健金属接骨螺钉2.4×48 61324	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健胫骨远端外侧锁定板13孔右 1161	块	DJJGYD	2321.3
3315-1	鼎健足部微型锁定板-2 6孔 17326	块	DJZBW	2114.2
3315-1	鼎健胫骨远端前外侧锁定板-17孔右 12	块	DJJGYD	2548.4
3315-1	鼎健桡骨远端掌侧型锁定板7孔右 1535507	块	DJRGYDZC	2436.5
3315-1	鼎健股骨干锁定板-1 20孔 13006	块	DJGGGS	2280.9
3315-1	鼎健股骨粗隆端加压锁定板5孔 11208	块	DJGGCL	2280.9
3315-1	鼎健胫骨远端内侧锁定板-2 10孔右 1251610	块	DJJGYDNC	2321.3
3315-1	鼎健股骨髓内钉12×320 409232	枚	DJGGSN	3596.1
3315-1	鼎健桡骨远端斜T型锁定板-2 3孔右 1	块	DJRGYD	2219.5
3315-1	鼎健股骨干锁定接骨板-2 20孔 10	块	DJGGGB	2642.9
3315-1	鼎健股骨近端外侧锁定板-2 4孔右 11	块	DJGGJD	2280.9
3315-1	鼎健胫骨远端内侧锁定板-1 6孔右 1241806	块	DJJGYDNC	2321.3
3315-1	鼎健加压锁定接骨板-1 22孔 1010	块	DJJYS	2321.3
3315-1	鼎健胫骨近端微创锁定板3孔左 12106	块	DJJGJD	2321.3
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉7.3×70 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健金属接骨螺钉6.5×80 61265	枚	DJJSJG	68.27
3315-1	鼎健股骨髓内钉11×380 409138	枚	DJGGSN	3596.1
3315-1	鼎健胫骨远端内侧锁定板-18孔右 121	块	DJJGYD	2548.4
3315-1	鼎健后足小L型锁定板4孔右 168160	块	DJHZXL	1398.2
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉5.0×120 2	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健胫骨近端内侧锁定板12孔右 1151	块	DJJGJD	2321.3
3315-1	鼎健胫骨近端外侧锁定板12孔左 1164	块	DJJGJD	2548.4
3315-1	鼎健胫骨近端微创锁定板1165507	块	DJJGJD	2548.4
3315-1	鼎健小T型加压锁定板6孔 1772806	块	DJXTXJ	2114.2

3315-1	鼎健肱骨远端内侧锁定板-3 10孔左 1	块	DJGGYD	2221.4
3315-1	鼎健股骨近端外侧锁定板-1 10孔左 1144810	块	DJGGJDWC	2504
3315-1	鼎健微型T型锁定板3孔 1712603	块	DJWXTX	2114.2
3315-1	鼎健胫骨远前外侧锁定板-1 13孔左 1	块	DJJGYQ	2548.4
3315-1	鼎健锁骨钩锁定板5孔左 1384805	块	DJSGGS	2268.7
3315-1	鼎健胫骨远端内侧锁定板-2 3孔右 1251803	块	DJJGYDNC	2321.3
3315-1	鼎健金属接骨螺钉3.5×32 61335	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健股骨远端外侧锁定板-2 15孔左 1270715	块	DJGGYDWC	2280.9
3315-1	鼎健锁骨钩锁定板3孔右 1403803	块	DJSGGS	2067
3315-1	鼎健肱骨远端内侧锁定板-3 6孔左 14	块	DJGGYD	2221.4
3315-1	鼎健肱骨远端内侧锁定板-3 4孔右 14	块	DJGGYD	2221.4
3315-1	凯利泰椎体成型导向系统 FG2100	套	KLTZTCXD	18
3315-1	凯利泰椎体成型导向系统 FG2400	套	KLTZTCXD	18
3315-1	凯利泰椎体成型导向系统 FG2300	套	KLTZTCXD	18
3315-1	凯利泰椎体成形用骨水泥搅拌输送系统 FG802	套	KLTZTCXY	23
3315-1	凯利泰椎体成型导向系统 FG2200	套	KLTZTCXD	18
3315-1	三友脊柱内固定棒V型(RSS VI型)-2 3.5×240	根	SYJZNGDB	9720
3315-1	三友脊柱内固定螺钉V型(RSS V型)-2 3.5×15	个	SYJZNGDL	558
3315-1	爱康多孔型椎间融合器 XX-b型 79/4°	个	AKDKXZJR	15750
3315-1	爱康多孔型椎间融合器 XX-b型 89/4°	个	AKDKXZJR	15750
3315-1	爱康多孔型椎间融合器 XX-b型 99/4°	个	AKDKXZJR	15750
3315-1	爱康多孔型椎间融合器 XX-b型 109/4°	个	AKDKXZJR	15750
3315-1	爱康多孔型椎间融合器 XX-b型 119/4°	个	AKDKXZJR	15750
3315-1	捷迈胫骨垫块00-5988-004-27	个	JMJGDK00	2835.7
3315-1	捷迈膝关节延长杆部件 00-5988-020-11	个	JMXGJYCG	3000
3315-1	西脉记忆合金钉脚固定器DJIII-10	块	XMJYHJDJ	12865
3315-1	西脉记忆合金钉脚固定器DJIII-12	块	XMJYHJDJ	12865
3315-1	西脉记忆合金钉脚固定器DJIII-14	块	XMJYHJDJ	12865
3315-1	西脉记忆合金钉脚固定器DJIII-16	块	XMJYHJDJ	12865

3315-1	西脉记忆合金钉脚固定器DJIII-18	块	XMJYHJDJ	12865
3315-1	西脉记忆合金钉脚固定器DJIII-20	块	XMJYHJDJ	12865
3315-1	西脉记忆合金钉脚固定器DJIII-24	块	XMJYHJDJ	12865
3315-1	西脉记忆合金钉脚固定器DJIII-28	块	XMJYHJDJ	12865
3315-1	西脉记忆合金钉脚固定器DJIII-30	块	XMJYHJDJ	12865
3315-1	朗迈骨钻 S05-06	个	LMGZ S05	50
3315-1	汉强骨水泥OSTEOPAL R 1*20g	个	HQGSNOST	649
3315-1	冠龙实芯椎体钻 ZC03 3.4×190	个	GLSXZTZ	29
3315-1	冠龙骨水泥注入器 ZC03 3.4×195	个	GLGSNZRQ	59
3315-1	冠龙工作套管 ZC03 4.0×123	个	GLGZTG Z	35
3315-1	冠龙扩张管 ZC03 3.4×140	个	GLKZG ZC	33
3315-1	冠龙导针 ZC03	个	GLDZ ZC0	23
3315-1	冠龙穿刺针 ZC03 3.0×100	个	GLCCZ ZC	64
3315-1	冠龙骨水泥搅拌器 JB-I	个	GLGSNJBQ	86
3315-1	冠龙球囊 202型 12×19	个	GLQN 202	205
3315-1	冠龙带表加压器 202型 20ml/30atm	个	GLDBJYQ	100
3315-1	冠龙螺旋推进器 201型 20ml	个	GLLXTJQ	469
3315-1	双羊钛质接骨板 2孔直形左右式 颌面小形	片	SYTZJGB	1130
3315-1	迈瑞HAQ03皮质骨全螺纹螺钉3.5*20 30	枚	MRHAQ03P	44
3315-1	迈瑞HAQ03皮质骨全螺纹螺钉3.5*22 30	枚	MRHAQ03P	44
3315-1	迈瑞HAQ03皮质骨全螺纹螺钉3.5*36 30	枚	MRHAQ03P	44
3315-1	威高万向复位螺钉 6.5×35 GB1Z-8	枚	WGWXFWLD	4280
3315-1	威高万向复位螺钉 6.5×40 GB1Z-8	枚	WGWXFWLD	4280
3315-1	威高万向复位螺钉 6.5×45 GB1Z-8	枚	WGWXFWLD	4280
3315-1	威高顶丝 5.5 GB1Z-8	个	WGDS 5.5	452
3315-1	威高腰椎融合器 I 10×22×10mm WGB3Z02L1	个	WGYZRHQ1	7119
3315-1	威高圆棒 5.5×500 WGBYZ01	根	WGYB 5.5	850

3315-1	科惠肱骨近端锁定接骨板 I 3孔 BCS13型	块	KHGGJDSD	8800
3315-1	康力锁定接骨板5孔 板厚1.5mm SDB26	块	KLSDJGB5	2047
3315-1	康力锁定接骨板6孔 板厚1.2mm SDB13	块	KLSDJGB6	2047
3315-1	康力金属固定钉4.5×36mm 头部3.5	枚	KLJSGDD4	363.29
3315-1	科惠胫骨近端中间锁定接骨板4孔 左 BCS54型	块	KHJGJDZJ	8250
3315-1	鼎健金属接骨螺钉2.7×10 6132710	个	DJJSJGLD	45.42
3315-1	鼎健金属接骨螺钉2.7×12 6132712	个	DJJSJGLD	45.42
3315-1	鼎健金属接骨螺钉2.7×14 6132714	个	DJJSJGLD	45.42
3315-1	鼎健金属接骨螺钉2.7×16 6132716	个	DJJSJGLD	45.42
3315-1	鼎健金属接骨螺钉2.7×18 6132718	个	DJJSJGLD	45.42
3315-1	鼎健金属接骨螺钉2.7×20 6132720	个	DJJSJGLD	45.42
3315-1	鼎健金属接骨螺钉2.7×22 6132722	个	DJJSJGLD	45.42
3315-1	鼎健金属接骨螺钉2.7×24 6132724	个	DJJSJGLD	45.42
3315-1	鼎健金属接骨螺钉2.7×26 6132726	个	DJJSJGLD	45.42
3315-1	鼎健金属接骨螺钉2.7×28 6132728	个	DJJSJGLD	45.42
3315-1	鼎健金属接骨螺钉2.7×30 6132730	个	DJJSJGLD	45.42
3315-1	鼎健金属接骨螺钉3.5×14 6133514	个	DJJSJGLD	45.42
3315-1	鼎健金属接骨螺钉3.5×16 6133516	个	DJJSJGLD	45.42
3315-1	鼎健金属接骨螺钉3.5×20 6133520	个	DJJSJGLD	45.42
3315-1	鼎健金属接骨螺钉3.5×24 6133524	个	DJJSJGLD	45.42
3315-1	鼎健金属接骨螺钉3.5×26 6133526	个	DJJSJGLD	45.42
3315-1	鼎健金属接骨螺钉3.5×34 6133534	个	DJJSJGLD	45.42
3315-1	鼎健金属接骨螺钉3.5×48 6133548	个	DJJSJGLD	45.42
3315-1	鼎健金属接骨螺钉4.5×14 6134514	个	DJJSJGLD	45.42
3315-1	鼎健金属接骨螺钉4.5×16 6134516	个	DJJSJGLD	45.42

3315-1	鼎健金属接骨螺钉4.5×38 6134538	个	DJJSJGLD	45.42
3315-1	鼎健金属接骨螺钉4.5×42 6134542	个	DJJSJGLD	45.42
3315-1	鼎健金属接骨螺钉4.5×50 6134550	个	DJJSJGLD	45.42
3315-1	鼎健金属接骨螺钉4.5×54 6134554	个	DJJSJGLD	45.42
3315-1	鼎健金属接骨螺钉4.5×60 6134560	个	DJJSJGLD	45.42
3315-1	鼎健金属接骨螺钉4.5×62 6134562	个	DJJSJGLD	45.42
3315-1	鼎健金属接骨螺钉4.5×64 6134564	个	DJJSJGLD	45.42
3315-1	科惠肱骨远端内侧接骨板5孔 左 BCS20型	块	KHGGYDNC	7280
3315-1	科惠尺骨鹰嘴锁定接骨板2孔 左 BCS39型	块	KHCGYZSD	3031
3315-1	科惠肱骨远端背外侧带支撑接骨板3孔 左 BCS	块	KHGGYDBW	2962
3315-1	迈瑞(林林)HAQ05自攻型金属螺钉3.5×30 10	枚	MR(LL)HA	44
3315-1	迈瑞(林林)肱骨近端锁定板(II)4孔 左右 20	块	MR(LL)GG	2391
3315-1	迈瑞(林林)肱骨近端锁定板(II)5孔 左右 20	块	MR(LL)GG	2391
3315-1	迈瑞(林林)肱骨近端锁定板(II)6孔 左右 20	块	MR(LL)GG	2391
3315-1	迈瑞(林林)-肱骨近端锁定板(II)7孔 左右 20	块	MR(LL)-G	2391
3315-1	迈瑞(林林)肱骨近端锁定板(II)10孔 左右 20	块	MR(LL)GG	2391
3315-1	迈瑞(林林)肱骨近端锁定板(II)12孔 左右 20	块	MR(LL)GG	2391
3315-1	贝朗髌关节假体陶瓷内衬 28MM 44/46 NH091D	个	BLKGJJTT	1623
3315-1	迈瑞HAQ05自攻型金属接骨螺钉3.5×26 10	枚	MRHAQ05Z	44
3315-1	迈瑞HAQ05自攻型金属接骨螺钉3.5×30 10	枚	MRHAQ05Z	44
3315-1	迈瑞HAQ05自攻型金属接骨螺钉3.5×55 10	枚	MRHAQ05Z	44
3315-1	迈瑞HAQ05自攻型金属接骨螺钉3.5×65 10	枚	MRHAQ05Z	44
3315-1	迈瑞HAQ05自攻型金属接骨螺钉3.5×70 10	枚	MRHAQ05Z	44
3315-1	迈瑞HAQ05自攻型金属接骨螺钉3.5×75 10	枚	MRHAQ05Z	44
3315-1	奥斯迈HAQ03皮质骨螺钉4.5×36球形全牙灭菌	个	ASMHAQ03	301.17

3315-1	奥斯迈髓腔钉11×380 空心 左 灭菌	个	ASMSQD11	11800
3315-1	奥斯迈腓骨远外接骨板VI5孔 右 锥形加压灭	个	ASMFGYWJ	2174.6
3315-1	奥斯迈HBQ04空心拉力螺钉4.0×30 15 球自非	个	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心拉力螺钉4.0×34 17 球自非	个	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈腓骨远外接骨板V5孔 左 锥形加压灭	个	ASMFGYWJ	2174.6
3315-1	强生锁定接骨板04.211.233S	枚	QSSDJGB0	9750
3315-1	强生锁定接骨螺钉04.211.010	枚	QSSDJGLD	1968
3315-1	强生锁定接骨螺钉04.211.012	枚	QSSDJGLD	1968
3315-1	强生锁定接骨螺钉04.211.014	枚	QSSDJGLD	1968
3315-1	奥斯迈HCZ04接骨螺钉2.4×10锁锥全牙自攻灭	枚	ASMHCZ04	780
3315-1	人工骨修复材料 0.5cm3/盒 Co-11	盒	RGGXFCL	1120
3315-1	奥斯迈垫片7.0	枚	ASMDP7	159
3315-1	奥斯迈垫片6.5 灭菌	枚	ASMDP6	159
3315-1	奥斯迈HAQ03皮质骨螺钉3.5×10球形全牙灭菌	枚	ASMHAQ03	293.47
3315-1	奥斯迈HAQ03皮质骨螺钉3.5×12球形全牙灭菌	枚	ASMHAQ03	293.47
3315-1	奥斯迈HAQ03皮质骨螺钉3.5×16球形全牙灭菌	枚	ASMHAQ03	44.38
3315-1	奥斯迈HAQ03皮质骨螺钉3.5×26球形全牙灭菌	枚	ASMHAQ03	44.38
3315-1	奥斯迈HAQ03皮质骨螺钉3.5×30球形全牙灭菌	枚	ASMHAQ03	44.38
3315-1	奥斯迈HAQ03皮质骨螺钉3.5×32球形全牙灭菌	枚	ASMHAQ03	44.38
3315-1	奥斯迈HAQ03皮质骨螺钉3.5×34球形全牙灭菌	枚	ASMHAQ03	44.38
3315-1	奥斯迈HAQ03皮质骨螺钉3.5×36球形全牙灭菌	枚	ASMHAQ03	44.38
3315-1	奥斯迈HAQ03皮质骨螺钉3.5×38球形全牙灭菌	枚	ASMHAQ03	293.47
3315-1	奥斯迈HAQ03皮质骨螺钉3.5×42球形全牙灭菌	枚	ASMHAQ03	44.38
3315-1	奥斯迈HAQ03皮质骨螺钉3.5×46球形全牙灭菌	枚	ASMHAQ03	44.38
3315-1	奥斯迈HAQ03皮质骨螺钉3.5×48球形全牙灭菌	枚	ASMHAQ03	44.38
3315-1	奥斯迈HAQ03皮质骨螺钉3.5×50球形全牙灭菌	枚	ASMHAQ03	44.38

3315-1	奥斯迈HAQ03皮质骨螺钉4.5×16球形全牙灭菌	枚	ASMHAQ03	44.38
3315-1	奥斯迈HAQ03皮质骨螺钉4.5×18球形全牙灭菌	枚	ASMHAQ03	44.38
3315-1	奥斯迈HAQ03皮质骨螺钉4.5×20球形全牙灭菌	枚	ASMHAQ03	44.38
3315-1	奥斯迈HAQ03皮质骨螺钉4.5×22球形全牙灭菌	枚	ASMHAQ03	44.38
3315-1	奥斯迈HAQ03皮质骨螺钉4.5×24球形全牙灭菌	枚	ASMHAQ03	44.38
3315-1	奥斯迈HAQ03皮质骨螺钉4.5×26球形全牙灭菌	枚	ASMHAQ03	44.38
3315-1	奥斯迈HAQ03皮质骨螺钉4.5×32球形全牙灭菌	枚	ASMHAQ03	301.17
3315-1	奥斯迈HAQ03皮质骨螺钉4.5×34球形全牙灭菌	枚	ASMHAQ03	301.17
3315-1	奥斯迈HAQ03皮质骨螺钉4.5×38球形全牙灭菌	枚	ASMHAQ03	301.17
3315-1	奥斯迈HAQ03皮质骨螺钉4.5×40球形全牙灭菌	枚	ASMHAQ03	301.17
3315-1	奥斯迈HAQ03皮质骨螺钉4.5×42球形全牙灭菌	枚	ASMHAQ03	301.17
3315-1	奥斯迈HAQ03皮质骨螺钉4.5×44球形全牙灭菌	枚	ASMHAQ03	301.17
3315-1	奥斯迈HAQ03皮质骨螺钉4.5×46球形全牙灭菌	枚	ASMHAQ03	301.17
3315-1	奥斯迈HAQ03皮质骨螺钉4.5×48球形全牙灭菌	枚	ASMHAQ03	301.17
3315-1	奥斯迈HAQ03皮质骨螺钉4.5×50球形全牙灭菌	枚	ASMHAQ03	301.17
3315-1	奥斯迈HAQ03皮质骨螺钉4.5×52球形全牙灭菌	枚	ASMHAQ03	301.17
3315-1	奥斯迈HAQ03皮质骨螺钉4.5×54球形全牙灭菌	枚	ASMHAQ03	301.17
3315-1	奥斯迈HAQ03皮质骨螺钉4.5×56球形全牙灭菌	枚	ASMHAQ03	301.17
3315-1	奥斯迈HAQ03皮质骨螺钉4.5×58球形全牙灭菌	枚	ASMHAQ03	301.17
3315-1	奥斯迈HCQ04万向螺钉3.5×10锁球全牙自攻非	枚	ASMHCQ04	360
3315-1	奥斯迈HCQ04万向螺钉3.5×12锁球全牙自攻非	枚	ASMHCQ04	360
3315-1	奥斯迈HCQ04万向螺钉3.5×14锁球全牙自攻非	枚	ASMHCQ04	360
3315-1	奥斯迈HCQ04万向螺钉3.5×16锁球全牙自攻非	枚	ASMHCQ04	360
3315-1	奥斯迈HCQ04万向螺钉3.5×18锁球全牙自攻非	枚	ASMHCQ04	360
3315-1	奥斯迈HCQ04万向螺钉3.5×22锁球全牙自攻非	枚	ASMHCQ04	360

3315-1	奥斯迈HCQ04万向螺钉3.5×24锁球全牙自攻非	枚	ASMHCQ04	360
3315-1	奥斯迈HCQ04万向螺钉3.5×26锁球全牙自攻非	枚	ASMHCQ04	360
3315-1	奥斯迈HCQ04万向螺钉3.5×28锁球全牙自攻非	枚	ASMHCQ04	360
3315-1	奥斯迈HCQ04万向螺钉3.5×38锁球全牙自攻非	枚	ASMHCQ04	360
3315-1	奥斯迈HCQ04万向螺钉3.5×40锁球全牙自攻非	枚	ASMHCQ04	360
3315-1	奥斯迈HCQ04万向螺钉3.5×42锁球全牙自攻非	枚	ASMHCQ04	360
3315-1	奥斯迈HCQ04万向螺钉3.5×44锁球全牙自攻非	枚	ASMHCQ04	360
3315-1	奥斯迈HCQ04万向螺钉3.5×45锁球全牙自攻非	枚	ASMHCQ04	360
3315-1	奥斯迈HCQ04万向螺钉3.5×46锁球全牙自攻非	枚	ASMHCQ04	360
3315-1	奥斯迈HCQ04万向螺钉3.5×48锁球全牙自攻非	枚	ASMHCQ04	360
3315-1	奥斯迈HCQ04万向螺钉3.5×50锁球全牙自攻非	枚	ASMHCQ04	360
3315-1	奥斯迈HCQ04万向螺钉3.5×55锁球全牙自攻非	枚	ASMHCQ04	360
3315-1	奥斯迈HCQ04万向螺钉3.5×60锁球全牙自攻非	枚	ASMHCQ04	360
3315-1	奥斯迈HCQ04万向螺钉3.5×65锁球全牙自攻非	枚	ASMHCQ04	360
3315-1	威高低弯度胫骨髓内钉WGA1Z03-8×300	枚	WGDWDJGS	3263
3315-1	大博金属骨针-2-GZLW04SJA-6.0/5.0*120/30m	个	DBJSGZGZ	850
3315-1	奥斯迈HBQ04中空螺钉5.5×60 12 球非自非	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈锁骨钩接骨板IVm=17 5孔 右 锥加压灭	块	ASMSGGJG	2150
3315-1	奥斯迈HAQ03皮质骨螺钉3.5×14球形全牙灭菌	枚	ASMHAQ03	44.38
3315-1	捷迈PS股骨-Right-Size8-42-5006-064-02	个	JMPSSG R	1185
3315-1	捷迈髌关节假体-髌臼系统HH 32	个	JMKGJJT-	1019
3315-1	强生颈椎前路固定系统单节段板20mm	个	QSJZQLGD	2840
3315-1	强生颈椎前路固定系统可变型自钻螺钉14mm	个	QSJZQLGD	200
3315-1	威高胫骨近端内侧锁定板-2-WGC12Z03-4孔右	枚	WGJGJD	2548
3315-1	威高大角度螺钉-1-3.5×16-WGB1Z-4	枚	WGDJDL	545
3315-1	捷迈CR股骨-右-12-42-5026-074-02	个	JMCRGG	23814
3315-1	捷迈PS胫骨垫片EP-183660-79/83X10	个	JMPSJG	8615.1

3315-1	威高股骨髓内钉WGA4Z02-11×240 135°	枚	WGGGSNDW	3596
3315-1	威高肱骨近端加压锁定板-3-WGC12Z07-13孔-	枚	WGGGJD	2438
3315-1	威高腰椎融合器 I -8×26×10mm-WGB3Z02L1	枚	WGYZRH	1152
3315-1	威高万向复位螺钉-4.5×45-WGB1Z-7-04	枚	WGWXFW	480
3315-1	威高短尾椎弓根钉-4.5×40-WGB1Z-7-06	枚	WGDWZG	432
3315-1	史赛克椎弓根短尾螺钉5.5X35mm-03821535	个	SSKZGG	4092
3315-1	捷迈陶瓷股骨头TI2-32/-3MM-T1-650-1163	个	JMTCGG	1483
3315-1	美敦力固定螺钉 (4.75) 7.5X45-54410007545	个	MDLGLD (	5810
3315-1	威高海鸥加压锁定板-WGC12Z03-4孔	枚	WGH0JY	2278.8
3315-1	威高低弯度胫骨髓内钉WGA1Z03-9×345	枚	WGDWDJ	3263
3315-1	威高万向复位螺钉-5.5×50-WGB1Z-10-01	枚	WGWXFW	721
3315-1	捷迈PS垫片-右-12MM-42-5214-002-12	个	JMPSPD	10652
3315-1	威高肱骨近端加压锁定板-4-WGC12Z07-4孔右	枚	WGGGJD	2220.9
3315-1	威高锁骨加压锁定板-2-10孔左-WGC11Z01	枚	WGSJY	2268
3315-1	史赛克椎间融合器9X25mm-48385094	个	SSKZJR	11500
3315-1	捷迈陶瓷股骨头TI2-28/+3MM-T1-650-1157	个	JMTCGG	1483
3315-1	捷迈髋关节柄135° /18mm-01.00561.318	个	JMKGJB	10015
3315-1	威高HAZ03金属接骨螺钉2.0×18	枚	WGHAZO	43.81
3315-1	威高胫骨近端内侧加压锁定板2孔左WGC12Z03	枚	WGJGJD	2548
3315-1	威高腰椎融合器 I -11×26×10mm-WGB3Z02L1	枚	WGYZRH	1152
3315-1	威高万向螺钉-4.0×25-WGB1Z-7-01	枚	WGWXLD	480
3315-1	威高椎弓根螺钉-4.5×45-WGB1Z-7-08	枚	WZGGL	432
3315-1	威高颈椎融合器-6×16×13mm-WGB3Z02C1	枚	WJZR	216
3315-1	奥斯迈脊柱后路定向螺钉5.0×20, 阳极氧化	枚	ASMJZHL	4074
3315-1	奥斯迈脊柱后路定向螺钉5.0×25, 阳极氧化	枚	ASMJZHL	4074
3315-1	奥斯迈脊柱后路定向螺钉5.0×30, 阳极氧化	枚	ASMJZHL	4074
3315-1	奥斯迈脊柱后路定向螺钉5.0×35, 阳极氧化	枚	ASMJZHL	4074
3315-1	奥斯迈脊柱后路定向螺钉5.0×40, 阳极氧化	枚	ASMJZHL	4074
3315-1	奥斯迈脊柱后路定向螺钉5.0×45, 阳极氧化	枚	ASMJZHL	4074
3315-1	奥斯迈脊柱后路定向螺钉5.0×50, 阳极氧化	枚	ASMJZHL	4074
3315-1	奥斯迈脊柱后路定向螺钉5.0×55, 阳极氧化	枚	ASMJZHL	4074
3315-1	奥斯迈脊柱后路定向螺钉5.5×25, 阳极氧化	枚	ASMJZHL	4074
3315-1	奥斯迈脊柱后路定向螺钉5.5×30, 阳极氧化	枚	ASMJZHL	4074
3315-1	奥斯迈脊柱后路定向螺钉5.5×35, 阳极氧化	枚	ASMJZHL	4074
3315-1	奥斯迈脊柱后路定向螺钉5.5×40, 阳极氧化	枚	ASMJZHL	4074
3315-1	奥斯迈脊柱后路定向螺钉5.5×45, 阳极氧化	枚	ASMJZHL	4074

3315-1	奥斯迈脊柱后路定向螺钉5.5×50, 阳极氧化	枚	ASMJZHLD	4074
3315-1	奥斯迈脊柱后路定向螺钉5.5×55, 阳极氧化	枚	ASMJZHLD	4074
3315-1	奥斯迈脊柱后路定向螺钉5.5×60, 阳极氧化	枚	ASMJZHLD	4074
3315-1	奥斯迈脊柱后路定向螺钉6.0×25, 阳极氧化	枚	ASMJZHLD	4074
3315-1	奥斯迈脊柱后路定向螺钉6.0×30, 阳极氧化	枚	ASMJZHLD	4074
3315-1	奥斯迈脊柱后路定向螺钉6.0×35, 阳极氧化	枚	ASMJZHLD	4074
3315-1	奥斯迈脊柱后路定向螺钉6.0×40, 阳极氧化	枚	ASMJZHLD	4074
3315-1	奥斯迈脊柱后路定向螺钉6.0×45, 阳极氧化	枚	ASMJZHLD	4074
3315-1	奥斯迈脊柱后路定向螺钉6.0×50, 阳极氧化	枚	ASMJZHLD	4074
3315-1	奥斯迈脊柱后路定向螺钉6.0×55, 阳极氧化	枚	ASMJZHLD	4074
3315-1	奥斯迈脊柱后路定向螺钉6.5×25, 阳极氧化	枚	ASMJZHLD	4074
3315-1	奥斯迈脊柱后路定向螺钉6.5×30, 阳极氧化	枚	ASMJZHLD	4074
3315-1	奥斯迈脊柱后路定向螺钉6.5×35, 阳极氧化	枚	ASMJZHLD	4074
3315-1	奥斯迈脊柱后路定向螺钉6.5×40, 阳极氧化	枚	ASMJZHLD	4074
3315-1	奥斯迈脊柱后路定向螺钉6.5×45, 阳极氧化	枚	ASMJZHLD	4074
3315-1	奥斯迈脊柱后路定向螺钉6.5×50, 阳极氧化	枚	ASMJZHLD	4074
3315-1	奥斯迈脊柱后路定向螺钉6.5×55, 阳极氧化	枚	ASMJZHLD	4074
3315-1	奥斯迈脊柱后路定向螺钉6.5×60, 阳极氧化	枚	ASMJZHLD	4074
3315-1	奥斯迈脊柱后路万向螺钉5.5×20, 阳极氧化	枚	ASMJZHLW	4365
3315-1	奥斯迈脊柱后路万向螺钉5.5×25, 阳极氧化	枚	ASMJZHLW	4365
3315-1	奥斯迈脊柱后路万向螺钉5.5×30, 阳极氧化	枚	ASMJZHLW	4365
3315-1	奥斯迈脊柱后路万向螺钉5.5×35, 阳极氧化	枚	ASMJZHLW	4365
3315-1	奥斯迈脊柱后路万向螺钉5.5×40, 阳极氧化	枚	ASMJZHLW	4365
3315-1	奥斯迈脊柱后路万向螺钉5.5×45, 阳极氧化	枚	ASMJZHLW	4365
3315-1	奥斯迈脊柱后路万向螺钉5.5×50, 阳极氧化	枚	ASMJZHLW	4365

3315-1	奥斯迈脊柱后路万向螺钉5.5×55, 阳极氧化	枚	ASMJZHLW	4365
3315-1	奥斯迈脊柱后路万向螺钉5.5×60, 阳极氧化	枚	ASMJZHLW	4365
3315-1	奥斯迈脊柱后路万向螺钉6.0×20, 阳极氧化	枚	ASMJZHLW	4365
3315-1	奥斯迈脊柱后路万向螺钉6.0×25, 阳极氧化	枚	ASMJZHLW	4365
3315-1	奥斯迈脊柱后路万向螺钉6.0×30, 阳极氧化	枚	ASMJZHLW	4365
3315-1	奥斯迈脊柱后路万向螺钉6.0×35, 阳极氧化	枚	ASMJZHLW	4365
3315-1	奥斯迈脊柱后路万向螺钉6.0×40, 阳极氧化	枚	ASMJZHLW	4365
3315-1	奥斯迈脊柱后路万向螺钉6.0×45, 阳极氧化	枚	ASMJZHLW	4365
3315-1	奥斯迈脊柱后路万向螺钉6.0×50, 阳极氧化	枚	ASMJZHLW	4365
3315-1	奥斯迈脊柱后路万向螺钉6.0×55, 阳极氧化	枚	ASMJZHLW	4365
3315-1	奥斯迈脊柱后路万向螺钉6.0×60, 阳极氧化	枚	ASMJZHLW	4365
3315-1	奥斯迈脊柱后路万向螺钉6.0×65, 阳极氧化	枚	ASMJZHLW	4365
3315-1	奥斯迈脊柱后路万向螺钉6.5×20, 阳极氧化	枚	ASMJZHLW	4365
3315-1	奥斯迈脊柱后路万向螺钉6.5×25, 阳极氧化	枚	ASMJZHLW	4365
3315-1	奥斯迈脊柱后路万向螺钉6.5×30, 阳极氧化	枚	ASMJZHLW	4365
3315-1	奥斯迈脊柱后路万向螺钉6.5×35, 阳极氧化	枚	ASMJZHLW	4365
3315-1	奥斯迈脊柱后路万向螺钉6.5×40, 阳极氧化	枚	ASMJZHLW	4365
3315-1	奥斯迈脊柱后路万向螺钉6.5×45, 阳极氧化	枚	ASMJZHLW	4365
3315-1	奥斯迈脊柱后路万向螺钉6.5×50, 阳极氧化	枚	ASMJZHLW	4365
3315-1	奥斯迈脊柱后路万向螺钉6.5×55, 阳极氧化	枚	ASMJZHLW	4365
3315-1	奥斯迈脊柱后路万向螺钉6.5×60, 阳极氧化	枚	ASMJZHLW	4365
3315-1	奥斯迈脊柱后路万向螺钉6.5×65, 阳极氧化	枚	ASMJZHLW	4365
3315-1	奥斯迈6.0可调横连接L=32~40	枚	ASM6.0KD	2910
3315-1	奥斯迈6.0可调横连接L=42~48	枚	ASM6.0KD	2910
3315-1	奥斯迈6.0可调横连接L=50~65	枚	ASM6.0KD	2910

3315-1	奥斯迈顶丝B10×1.5	枚	ASMSB10	689.67
3315-1	奥斯迈钛棒6.0×100, 阳极氧化	个	ASMTB6.0	1730.5
3315-1	奥斯迈钛棒6.0×110, 阳极氧化	个	ASMTB6.0	1730.5
3315-1	奥斯迈钛棒6.0×120, 阳极氧化	个	ASMTB6.0	1730.5
3315-1	奥斯迈钛棒6.0×130, 阳极氧化	个	ASMTB6.0	1730.5
3315-1	奥斯迈钛棒6.0×140, 阳极氧化	个	ASMTB6.0	1730.5
3315-1	奥斯迈钛棒6.0×150, 阳极氧化	个	ASMTB6.0	1730.5
3315-1	奥斯迈钛棒6.0×160, 阳极氧化	个	ASMTB6.0	1730.5
3315-1	奥斯迈钛棒6.0×200, 阳极氧化	个	ASMTB6.0	1730.5
3315-1	奥斯迈钛棒6.0×250, 阳极氧化	个	ASMTB6.0	1730.5
3315-1	奥斯迈钛棒6.0×30, 阳极氧化	个	ASMTB6.0	1730.5
3315-1	奥斯迈钛棒6.0×35, 阳极氧化	个	ASMTB6.0	1730.5
3315-1	奥斯迈钛棒6.0×40, 阳极氧化	个	ASMTB6.0	1730.5
3315-1	奥斯迈钛棒6.0×45, 阳极氧化	个	ASMTB6.0	1730.5
3315-1	奥斯迈钛棒6.0×460, 阳极氧化	个	ASMTB6.0	1730.5
3315-1	奥斯迈钛棒6.0×50, 阳极氧化	个	ASMTB6.0	1730.5
3315-1	奥斯迈钛棒6.0×510, 阳极氧化	个	ASMTB6.0	1730.5
3315-1	奥斯迈钛棒6.0×55, 阳极氧化	个	ASMTB6.0	1730.5
3315-1	奥斯迈钛棒6.0×60, 阳极氧化	个	ASMTB6.0	1730.5
3315-1	奥斯迈钛棒6.0×70, 阳极氧化	个	ASMTB6.0	1730.5
3315-1	奥斯迈钛棒6.0×80, 阳极氧化	个	ASMTB6.0	1730.5
3315-1	奥斯迈钛棒6.0×90, 阳极氧化	个	ASMTB6.0	1730.5
3315-1	威高HBQ03金属接骨螺钉6.5×75	枚	WGHBQ0	65.86
3315-1	威高椎弓根螺钉-7.0×45-WGB1Z-10-02	枚	WZGGL	721
3315-1	威高桡骨远端掌侧锁定板-宽3孔左-WGC12Z08	枚	WGRGYD	2436
3315-1	威高桡骨远端斜L型加压锁定板-4孔左	枚	WGRGYD	2436
3315-1	威高万向复位螺钉-6.5×40-WGB1Z-2	枚	WGWXFW	480
3315-1	威高HAQ03金属接骨螺钉4.5×52	枚	WGHAQ0	43.81

3315-1	威高埋头中空螺钉半螺纹3.0×50-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	405.6
3315-1	威高埋头中空螺钉深螺纹3.0×26-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	405.6
3315-1	威高胫骨近端加压锁定板-2-WGC12Z03-2孔左	枚	WGJGJD	2548
3315-1	威高锁骨加压锁定板-2-8孔左-WGC11Z01	枚	WGSJY	2268
3315-1	威高股骨干加压锁定板-1-WGC12Z04-13孔右-	枚	WGGGJ	2503
3315-1	捷迈膝关节组件70mm-左侧-183132	个	JMXGJZ	1218
3315-1	威高股骨髓内钉WGA4Z02-9×200 135°	枚	WGGGNDW	3596
3315-1	威高连接杆-5.5×150-WGB1Z-10-15	枚	WGLJG-	101
3315-1	史赛克椎弓根短尾螺钉4.5X45mm-03821445	个	SSKZGG	4092
3315-1	威高桡骨远端斜L型加压锁定板-8孔左	枚	WGRGYD	2436
3315-1	威高万向复位螺钉-4.5×40-WGB1Z-7-04	枚	WGWXFW	480
3315-1	威高椎弓根螺钉-4.5×30-WGB1Z-7-08	枚	WZGGL	432
3315-1	威高桡骨远端掌侧锁定板-宽12孔左-	枚	WGRGYD	2436
3315-1	威高万向复位螺钉-4.5×35-WGB1Z-2	枚	WGWXFW	480
3315-1	捷迈胫骨平台-右A-42-5320-058-02	个	JMJGPT	14064
3315-1	捷迈髌臼内衬28-X-54mm-EP-200160	个	JMKJNC	13495
3315-1	史赛克椎间融合器12X30mm-48380124	个	SSKZJR	11500
3315-1	史赛克多轴长臂钉6.5X40mm-03829640	个	SSKDZC	4502.1
3315-1	威高低弯度胫骨髓内钉WGA1Z03-8×255	枚	WGDWDJ	3263
3315-1	威高腰椎融合器II 14×22×10mm0°	枚	WGYZRH	1152
3315-1	威高万向复位螺钉-6.5×35-WGB1Z-2	枚	WGWXFW	480
3315-1	威高低弯度胫骨髓内钉WGA1Z03-10×255	枚	WGDWDJ	3263
3315-1	威高埋头中空螺钉半螺纹3.0×30-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	405.6
3315-1	威高胫骨近端加压锁定板-2-WGC12Z03-5孔左	枚	WGJGJD	2548
3315-1	威高胫骨近端内侧加压锁定板6孔右WGC12Z03	枚	WGJGJD	2548
3315-1	威高大角度螺钉-1-3.5×30-WGB1Z-4	枚	WGDJDL	545
3315-1	威高万向复位螺钉-5.5×35-WGB1Z-10-01	枚	WGWXFW	721
3315-1	捷迈髌臼外杯-3孔-46FF-00-8753-046-01	个	JMKJWB	1185
3315-1	威高HAQ03金属接骨螺钉4.5×26	枚	WGHAQ0	43.81
3315-1	史赛克脊柱融合器系统6741708	个	SSKJZRHQ	1800
3315-1	史赛克多轴长臂钉5.5X45mm-03829545	个	SSKDZC	4502.1
3315-1	捷迈PS胫骨垫片EP-183642-71/75X12	个	JMPSJG	8615.1
3315-1	史赛克椎体植入物10	个	SSKZTZRW	9107
3315-1	史赛克颈椎前路椎间融合器6mm 6742064	块	SSKJZQLZ	5599
3315-1	威高胫骨近端内侧加压锁定板13孔左	枚	WGJGJD	2548
3315-1	威高万向螺钉-5.0×40-WGB1Z-7-01	枚	WGWXLD	480
3315-1	史赛克椎间融合器9X20mm-673094	个	SSKZJR	4517
3315-1	威高L型加压锁定板-2-WGC12Z05-5孔右	枚	WGLXJY	2387
3315-1	威高大角度螺钉-1-4.0×34-WGB1Z-4	枚	WGDJDL	545
3315-1	威高胫骨远端前外侧锁定板-WGC12Z03-7孔左	枚	WJGYD	2548
3315-1	捷迈膝关节组件75mm-左侧-183134	个	JMXGJZ	1218
3315-1	威高埋头中空螺钉浅螺纹3.0×18-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	405.6
3315-1	威高桡骨远端掌侧锁定板-宽2孔左-WGC12Z08	枚	WGRGYD	2436

3315-1	威高股骨远端加压锁定板-WGC12Z02-12孔右	枚	WGGGYD	2503
3315-1	威高椎弓根螺钉-5.5×50-WGB1Z-10-02	枚	WZGGL	721
3315-1	捷迈髌臼外杯52-X-46mm-US157852	个	JMKJWB	25190
3315-1	威高大角度螺钉-1-4.0×24-WGB1Z-4	枚	WGDJDL	545
3315-1	威高肱骨近端加压锁定板-4-WGC12Z07-15孔	枚	WGGGJD	2220.9
3315-1	威高HAQ03金属接骨螺钉3.5×42	枚	WGHAQ0	43.81
3315-1	威高远端锁定螺钉5.0-5.0×42	枚	WGYDS	43.81
3315-1	威高万向复位螺钉-5.5×35-WGB1Z-7-04	枚	WGWXFW	480
3315-1	威高万向复位螺钉-6.0×30-WGB1Z-2	枚	WGWXFW	480
3315-1	威高股骨髓内钉WGA4Z02-11×200 135°	枚	WGGGSDW	3596
3315-1	威高HAZ03金属接骨螺钉1.5×28	枚	WGHAZ0	43.81
3315-1	威高胫骨近端加压锁定板-2-WGC12Z03-8孔左	枚	WJGJD	2548
3315-1	威高椎弓根螺钉-6.0×40-WGB1Z-10-02	枚	WZGGL	721
3315-1	威高HAQ03金属接骨螺钉4.5×34	枚	WGHAQ0	43.81
3315-1	威高桡骨远端掌侧锁定板标准WGC12Z08-9孔	枚	WGRGYD	2436
3315-1	威高腰椎融合器 II 12×26×10mm0°	枚	WGYZRH	1152
3315-1	史赛克脊柱融合器系统6741084	个	SSKJZRHQ	24920
3315-1	捷迈聚乙烯腓骨29-00-5972-065-29	个	JMJYXB	1500
3315-1	威高股骨远端加压锁定板-WGC12Z02-7孔右	枚	WGGGYD	2503
3315-1	威高大角度螺钉-1-3.5×20-WGB1Z-4	枚	WGDJDL	545
3315-1	威高胫骨近端内侧加压锁定板8孔左WGC12Z03	枚	WJGJD	2548
3315-1	威高低弯度胫骨髓内钉WGA1Z03-9×255	枚	WGDWDJ	3263
3315-1	威高HAQ03金属接骨螺钉2.7×18	枚	WGHAQ0	43.81
3315-1	威高股骨远端锁定板-WGC12Z02-11孔右	枚	WGGGYD	2503
3315-1	威高加压锁定接骨板-1(上肢)-WGC11Z01-15	枚	WJYS	2387
3315-1	威高埋头中空螺钉半螺纹4.5×64-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	405.6
3315-1	威高胫骨近端内侧加压锁定板10孔左	枚	WJGJD	2548
3315-1	威高胫骨近端内侧加压锁定板4孔右WGC12Z03	枚	WJGJD	2548
3315-1	威高HAQ03金属接骨螺钉4.5×16	枚	WGHAQ0	43.81
3315-1	威高万向复位螺钉-5.0×35-WGB1Z-7-04	枚	WGWXFW	480
3315-1	捷迈胫骨平台-左H-42-5320-083-01	个	JMJGPT	14064
3315-1	美敦力固定螺钉(4.75)6.5X45-54410006545	个	MDLGD	5035
3315-1	威高HAQ03金属接骨螺钉2.7×28	枚	WGHAQ0	43.81
3315-1	威高肱骨近端加压锁定板-3-WGC12Z07-14孔	枚	WGGGJD	2438
3315-1	威高万向复位螺钉-5.0×30-WGB1Z-7-04	枚	WGWXFW	480
3315-1	威高横连杆装配-5-5.5×55-65-WGB1Z-7-46	枚	WGHLGZ	1590
3315-1	威高HAQ03金属接骨螺钉4.5×58	枚	WGHAQ0	43.81
3315-1	威高骨钩-3.2×4.5-WGB1Z-4	枚	WGGG-3	856
3315-1	史赛克椎弓根短尾螺钉6.5X50mm-03821650	个	SSKZGG	4092
3315-1	威高埋头中空螺钉深螺纹3.0×24-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	405.6
3315-1	威高胫骨近端加压锁定板-2-WGC12Z03-6孔右	枚	WJGJD	2548
3315-1	捷迈股骨柄10x140-51-103100	个	JMGGB1	2200
3315-1	威高万向复位螺钉-5.5×45-WGB1Z-10-01	枚	WGWXFW	721
3315-1	威高HAQ03金属接骨螺钉4.5×54	枚	WGHAQ0	43.81
3315-1	威高L型加压锁定板-2-WGC12Z05-10孔左	枚	WGLXJY	2387
3315-1	威高海鸥加压锁定板-WGC12Z03-10孔	枚	WGHJY	2278.8
3315-1	威高大角度螺钉-1-4.0×44-WGB1Z-4	枚	WGDJDL	545

3315-1	威高HAQ03金属接骨螺钉4.5×40	枚	WGHAQ0	43.81
3315-1	威高肱骨近端加压锁定板-3-WGC12Z07--8孔	枚	WGGGJD	2438
3315-1	威高远端锁定螺钉5.0-5.0×46	枚	WGYDSD	43.81
3315-1	威高胫骨近端内侧加压锁定板17孔左	枚	WGJGJD	2548
3315-1	威高大角度螺钉-1-3.5×46-WGB1Z-4	枚	WGDJDL	545
3315-1	威高大角度螺钉-1-4.0×26-WGB1Z-4	枚	WGDJDL	545
3315-1	威高侧方连接器-5.5-WGB1Z-7-29	枚	WGCFLJ	882
3315-1	威高胫骨近端内侧锁定板-2-WGC12Z03-12孔	枚	WGJGJD	2548
3315-1	威高桡骨远端掌侧锁定板标准WGC12Z08-8孔	枚	WGRGYD	2436
3315-1	威高锁骨加压锁定板-2-2孔左-WGC11Z01	枚	WGSJY	2268
3315-1	捷迈髌臼外杯-3孔-68QU-00-8753-068-01	个	JMKJWB	1185
3315-1	威高HAZ03金属接骨螺钉1.5×26	枚	WGHAZO	43.81
3315-1	威高HAZ03金属接骨螺钉2.0×24	枚	WGHAZO	43.81
3315-1	威高胫骨近端内侧加压锁定板3孔左WGC12Z03	枚	WGJGJD	2548
3315-1	威高万向螺钉-4.0×35-WGB1Z-7-01	枚	WGWXLD	480
3315-1	威高万向螺钉-6.0×40-WGB1Z-7-01	枚	WGWXLD	480
3315-1	迈瑞HAQ03皮质骨全螺纹金属接骨螺钉4.5×	枚	MRHAQ0	44
3315-1	美敦力固定螺钉(4.75)5.5X50-54410005550	个	MDLGD	5810
3315-1	威高肱骨近端加压锁定板-3-WGC12Z07-4孔	枚	WGGGJD	2438
3315-1	捷迈髌臼螺钉6.5X35mm-00-6250-065-35	个	JMKJLD	450
3315-1	威高HAQ03金属接骨螺钉3.5×46	枚	WGHAQ0	43.81
3315-1	威高HAZ03金属接骨螺钉1.5×11	枚	WGHAZO	43.81
3315-1	捷迈PS垫片-左-11MM-42-5114-008-11	个	JMPSPD	10652
3315-1	威高H型锁定板WGC12Z08-11孔	枚	WGHXSD	2150
3315-1	威高胫骨近端内侧锁定板-2-WGC12Z03-13孔	枚	WGJGJD	2548
3315-1	威高锁骨加压锁定板-2-4孔左-WGC11Z01	枚	WGSJY	2268
3315-1	威高大角度螺钉-1-3.5×42-WGB1Z-4	枚	WGDJDL	545
3315-1	史赛克多轴长臂钉7.5X40mm-03829740	个	SSKDZC	4502.1
3315-1	捷迈髌臼内衬28-X-44mm-EP-200150	个	JMKJNC	13495
3315-1	美敦力万向螺钉系统7.5X40-54840007540	个	MDLWXL	6250
3315-1	威高胫骨近端加压锁定板-2-WGC12Z03-3孔右	枚	WGJGJD	2548
3315-1	威高胫骨远端前外侧锁定板-WGC12Z03-12孔	枚	WJGYD	2548
3315-1	威高自断螺塞-5.5-WGB1Z-10-18	枚	WZDLS	450
3315-1	史赛克三轴横连接4107038-L=38mm	个	SSKSZH	4324
3315-1	威高自攻型中空螺钉半螺纹4.0×22-WGC4Z03	枚	WZGXZKL	405.6
3315-1	威高远端锁定螺钉5.0-5.0×58	枚	WGYDSD	43.81
3315-1	威高埋头中空螺钉半螺纹4.5×46-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	405.6
3315-1	捷迈股骨柄18x156-51-103180	个	JMGB1	2200
3315-1	捷迈髌臼外杯-3孔-44EE-00-8753-044-01	个	JMKJWB	1185
3315-1	美敦力固定横连接(4.75)-5442037	个	MDLGDH	6300
3315-1	威高胫骨远端前外侧锁定板-WGC12Z03-13孔	枚	WJGYD	2548
3315-1	威高桡骨远端斜L型加压锁定板-10孔右	枚	WGRGYD	2436
3315-1	威高万向螺钉-5.5×45-WGB1Z-7-01	枚	WGWXLD	480
3315-1	捷迈PS垫片-右-12MM-42-5214-010-12	个	JMPSPD	10652
3315-1	威高万向复位螺钉-6.5×45-WGB1Z-2	枚	WGWXFW	480
3315-1	威高横连杆装配-5.5×50-WGB1Z-7-41	枚	WHLGZ	52
3315-1	史赛克椎弓根短尾螺钉5.5X45mm-03821545	个	SSKZGG	4092
3315-1	捷迈髌臼内衬28-X-58mm-EP-200164	个	JMKJNC	13495

3315-1	威高埋头中空螺钉半螺纹4.5×40-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	405.6
3315-1	威高远端锁定螺钉5.0-5.0×60	枚	WGYDSD	43.81
3315-1	威高HAZ03金属接骨螺钉2.0×6	枚	WGHAZO	43.81
3315-1	威高低弯度胫骨髓内钉WGA1Z03-9×270	枚	WGDWDJ	3263
3315-1	威高HAQ03金属接骨螺钉3.5×48	枚	WGHAQO	43.81
3315-1	威高锁骨加压锁定板-2-7孔左-WGC11Z01	枚	WGSJY	2268
3315-1	威高大角度螺钉-1-4.0×32-WGB1Z-4	枚	WGDJDL	545
3315-1	捷迈陶瓷股骨头T12-32/+3MM-T1-650-1161	个	JMTCGG	1483
3315-1	捷迈PS胫骨垫片EP-183620-63/67X10	个	JMP SJG	8615.1
3315-1	威高加压锁定接骨板-1(上肢)-WGC11Z01-2孔	枚	WJYSD	2387
3315-1	威高远端锁定螺钉5.0-5.0×32	枚	WGYDSD	43.81
3315-1	威高万向复位螺钉-6.0×40-WGB1Z-7-04	枚	WGWXFW	480
3315-1	史赛克椎间融合器9X30mm-48380094	个	SSKZJR	11500
3315-1	史赛克脊柱后路钉棒系统7.5X40mm-	个	SSKJZH	11959
3315-1	迈瑞HAQ03皮质骨全螺纹金属接骨螺钉4.5×	枚	MRHAQO	44
3315-1	威高短尾椎弓根钉-6.0×30-WGB1Z-7-06	枚	WGDWZG	432
3315-1	捷迈PS垫片-右-11MM-42-5214-010-11	个	JMP SDP	10652
3315-1	美敦力可调横连接(4.75)-5442160	个	MDL KDH	8114
3315-1	威高桡骨远端掌侧锁定板标准WGC12Z08-6孔	枚	WGRGYD	2436
3315-1	史赛克单轴长臂钉6.5X40mm-03828640	个	SSK DZC	4417.5
3315-1	威高股骨干加压锁定板-1-WGC12Z04-16孔右-	枚	WGGGGJ	2503
3315-1	美敦力可调横连接(4.75)-5442152	个	MDL KDH	8114
3315-1	威高桡骨远端掌侧锁定板-宽7孔左-WGC12Z08	枚	WGRGYD	2436
3315-1	史赛克脊柱后路钉棒系统L=43mm-48236043	个	SSKJZH	16077
3315-1	威高肱骨近端加压锁定板-3-WGC12Z07-7孔	枚	WGGGJD	2438
3315-1	捷迈PS垫片-右-14MM-42-5214-011-14	个	JMP SDP	10652
3315-1	美敦力固定螺钉(4.75)4.5X45-54410004545	个	MDL GDL	5810
3315-1	美敦力自断螺塞(4.75)5440030	个	MDL ZDL	1884
3315-1	威高胫骨远端前外侧锁定板-WGC12Z03-5孔右	枚	WJGYD	2548
3315-1	威高桡骨远端掌侧锁定板WGC12Z08-11孔左	枚	WGRGYD	2436
3315-1	威高横连杆装配-5.5×55-WGB1Z-7-41	枚	WGHLGZ	52
3315-1	威高HAQ03金属接骨螺钉2.7×24	枚	WGHAQO	43.81
3315-1	威高锁定重建板-1(3.5)12孔-WGC11Z02	枚	WGS DZJ	2400.9
3315-1	美敦力固定横连接(4.75)-5442031	个	MDL GDH	6300
3315-1	威高股骨干加压锁定板-1-WGC12Z04-16孔左	枚	WGGGGJYS	2503
3315-1	史赛克椎间融合器13X25mm-6731304	个	SSKZJR	4517
3315-1	捷迈膝关节组件55mm-左侧-183120	个	JMXGJZ	1218
3315-1	威高HAQ03金属接骨螺钉2.7×22	枚	WGHAQO	43.81
3315-1	威高埋头中空螺钉半螺纹3.0×6-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	405.6
3315-1	威高锁定重建板-1(3.5)18孔-WGC11Z02	枚	WGS DZJ	2400.9
3315-1	威高椎弓根螺钉-6.5×35-WGB1Z-7-08	枚	WZGGL	432
3315-1	史赛克脊柱后路钉棒系统6.5X40mm-	个	SSKJZH	11959
3315-1	捷迈髋关节柄135°/20mm-01.00561.320	个	JMKGJB	10015
3315-1	威高埋头中空螺钉半螺纹4.5×68-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	405.6
3315-1	迈瑞HAQ03皮质骨全螺纹金属接骨螺钉4.5×	枚	MRHAQO	44
3315-1	威高股骨干加压锁定板-1-WGC12Z04-8孔右-	枚	WGGGGJ	2503
3315-1	捷迈股骨柄7x134-51-100070	个	JMGB7	2200

3315-1	威高自攻型中空螺钉半螺纹4.0×12-WGC4Z03	枚	WZGXZKL	405.6
3315-1	捷迈髌关节柄135° /21mm-01.00561.321	个	JMKGJB	10015
3315-1	威高HAQ03金属接骨螺钉2.7×42	枚	WGHAQO	43.81
3315-1	威高腰椎融合器 II 10×22×10mm0°	枚	WGYZRH	1152
3315-1	威高万向螺钉-5.0×30-WGB1Z-7-01	枚	WGWXLD	480
3315-1	美敦力可调角度自钻螺钉4.5×11MM 3125511	个	MDLKDJDZ	53
3315-1	美敦力可调角度自钻螺钉4.5×17MM 3125517	个	MDLKDJDZ	53
3315-1	美敦力可调角度自攻螺钉4.5×11MM 3125311	个	MDLKDJDZ	53
3315-1	美敦力可调角度自攻螺钉4.5×13MM 3125313	个	MDLKDJDZ	53
3315-1	美敦力可调角度自攻螺钉4.5×17MM 3125317	个	MDLKDJDZ	53
3315-1	美敦力可调角度自攻螺钉4×11MM 3120311	个	MDLKDJDZ	53
3315-1	美敦力可调角度自攻螺钉4×13MM 3120313	个	MDLKDJDZ	53
3315-1	美敦力可调角度自攻螺钉4×17MM 3120317	个	MDLKDJDZ	53
3315-1	强生高交联聚乙烯内衬1221-32-148	个	QSGJLJYX	4246
3315-1	强生髌关节系统组件-股骨柄主干52-3292	个	QSKGJXTZ	16698
3315-1	强生生物型髌臼杯系统-螺钉1217-30-500	个	QSSWXKJB	450
3315-1	强生生物型髌臼杯系统-螺钉1217-20-500	个	QSSWXKJB	450
3315-1	强生股骨柄近端袖套52-1463	个	QSGGBJDX	17580
3315-1	强生髌臼杯1217-30-048	个	QSKJB121	20680
3315-1	强生髌臼杯系统-陶瓷球头1365-32-210	个	QSKJBXT-	7038.9
3315-1	奥精人工骨修复材料Co-4 0.9cm3/盒	盒	AJRGGXFC	664.2
3315-1	捷迈膝关节股骨部件D型 左 00-5994-014-91	个	JMXGJGGB	13500
3315-1	捷迈膝关节面部件 00-5994-030-12	个	JMXGJMBJ	4361
3315-1	捷迈膝关节延长杆部件 00-5988-020-12	个	JMXGJYCG	3000
3315-1	捷迈膝关节延长杆部件 00-5988-010-12	个	JMXGJYCG	3000
3315-1	捷迈膝关节股骨垫块 00-5990-034-10	个	JMXGJGGD	2900
3315-1	捷迈膝关节股骨垫块 00-5990-033-10	个	JMXGJGGD	2900

3315-1	捷迈膝关节股骨垫块 00-5990-034-20	个	JMXGJGGD	2900
3315-1	捷迈膝关节股骨垫块 00-5990-034-01	个	JMXGJGGD	2900
3315-1	贺利氏骨水泥Palacos R 1*40	盒	HLSGSNPα	398
3315-1	威高椎板固定板系统-固定板12 GB6Z01	个	WGZBGDBX	841
3315-1	威高椎板固定板系统-固定板∥8 GB6Z02	个	WGZBGDBX	841
3315-1	威高椎板固定板系统-固定板∥10 GB6Z02	个	WGZBGDBX	841
3315-1	威高椎板固定板系统-固定板∥12 GB6Z02	个	WGZBGDBX	841
3315-1	威高椎板固定板系统-固定板∥14 GB6Z02	个	WGZBGDBX	841
3315-1	威高椎板固定板系统-固定板∥横向8 GB6Z02	个	WGZBGDBX	841
3315-1	威高椎板固定板系统-固定板∥横向10 GB6Z02	个	WGZBGDBX	841
3315-1	威高椎板固定板系统-固定板∥横向12 GB6Z02	个	WGZBGDBX	841
3315-1	威高椎板固定板系统-固定板∥横向14 GB6Z02	个	WGZBGDBX	841
3315-1	威高椎板固定板系统-自攻螺钉2.6*5 GB6Z	个	WGZBGDBX	50
3315-1	威高椎板固定板系统-自攻螺钉2.6*7 GB6Z	个	WGZBGDBX	50
3315-1	威高椎板固定板系统-自攻螺钉2.6*9 GB6Z	个	WGZBGDBX	50
3315-1	威高椎板固定板系统-自攻螺钉2.6*11 GB6Z	个	WGZBGDBX	50
3315-1	威高椎板固定板系统-自攻螺钉3.0*5 GB6Z	个	WGZBGDBX	50
3315-1	威高椎板固定板系统-自攻螺钉3.0*7 GB6Z	个	WGZBGDBX	50
3315-1	威高椎板固定板系统-自攻螺钉3.0*9 GB6Z	个	WGZBGDBX	50
3315-1	威高椎板固定板系统-自攻螺钉3.0*11 GB6Z	个	WGZBGDBX	50
3315-1	威高H型锁定板WGC12Z08-16孔	枚	WGHXSD	2150
3315-1	史赛克脊柱后路钉棒系统6.5X35mm-	个	SSKJZH	11959
3315-1	威高大角度螺钉-1-3.5×26-WGB1Z-4	枚	WGDJDL	545
3315-1	威高肱骨近端加压锁定板-4-WGC12Z07-7孔右	枚	WGGGJD	2220.9
3315-1	威高股骨干加压锁定板-1-WGC12Z04-9孔右	枚	WGGGJYS	2503
3315-1	威高股骨远端锁定板-WGC12Z02-6孔左	枚	WGGGYD	2503
3315-1	威高大角度螺钉-1-3.5×12-WGB1Z-4	枚	WGDJDL	545
3315-1	捷迈股骨柄5x130-51-100050	个	JMGGB5	2200
3315-1	捷迈髌臼外杯58-X-52mm-US157858	个	JMKJWB	25190

3315-1	威高股骨髓内钉WGA4Z02-12×170 135°	枚	WGGGSNDW	3596
3315-1	威高股骨远端加压锁定板-WGC12Z02-12孔左-	枚	WGGGYD	2503
3315-1	威高胫骨近端加压锁定板-2-WGC12Z03-10孔	枚	WGJGJD	2548
3315-1	威高胫骨远端前外侧锁定板-WGC12Z03-14孔	枚	WGJGYD	2548
3315-1	美敦力固定横连接(4.75)-5442025	个	MDLGDH	6300
3315-1	威高胫骨近端加压锁定板-2-WGC12Z03-14孔	枚	WGJGJD	2548
3315-1	捷迈膝关节组件70mm-右侧-183112	个	JMXGJZ	1218
3315-1	威高埋头中空螺钉半螺纹4.5×44-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	405.6
3315-1	威高缆索WGD2Z02 17×1.3×900单头弯针	个	WGLSWG2	6800
3315-1	威高锁扣I WGD2Z06 1.3 锁扣I(纯钛)	个	WFSKI WG	1725
3315-1	强生锁定接骨板449.684 干端7孔 头端2孔	块	QSSDJGB4	2383.6
3315-1	强生锁定接骨螺钉04.211.038	枚	QSSDJGLD	1968
3315-1	强生锁定接骨螺钉04.211.030	枚	QSSDJGLD	1968
3315-1	强生锁定接骨螺钉04.211.020	枚	QSSDJGLD	1968
3315-1	强生锁定接骨螺钉04.211.040	枚	QSSDJGLD	1968
3315-1	迈瑞金属-股骨交锁髓内钉(Ⅰ型)10*170	个	MRJS-GGJ	3596
3315-1	施乐辉20° 髌臼内衬71335752	个	SLH20 J	347
3315-1	施乐辉20° 髌臼内衬71335756	个	SLH20 J	347
3315-1	施乐辉20° 髌臼内衬71335758	个	SLH20 J	347
3315-1	鼎健金属接骨螺钉2.4×9 613240	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健股骨髓内钉9.4×440 40894	枚	DJGGSN	3596.1
3315-1	鼎健桡骨远端斜T型锁定板-2 5孔左 1	块	DJRGYD	2219.5
3315-1	鼎健股骨干锁定接骨板-2 11孔 10	块	DJGGGB	2642.9
3315-1	鼎健J型锁定重建板6孔左 1070606	块	DJJXSD	2401
3315-1	鼎健胫骨近端微创锁定板7孔右 12116	块	DJJGJD	2321.3
3315-1	鼎健肱骨远端内侧锁定板-1 3孔 143	块	DJGGYD	2221.4
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉5.0×105 2	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健股骨远端外侧锁定板-2 5孔右 1271905	块	DJGGYDWC	2280.9
3315-1	鼎健小Y型加压锁定板5孔 1750805	块	DJXYXJ	2114.2
3315-1	鼎健锁骨钩加压锁定板3孔左 138490	块	DJSGGJ	2268.7
3315-1	鼎健骨盆接骨板18孔 1054618	块	DJGPJG	2387.1
3315-1	鼎健锁骨钩锁定板4孔左 1402804	块	DJSGGS	2067
3315-1	鼎健胫骨近端外侧锁定板16孔左 1220	块	DJJGJD	2321.3
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉2.4×12 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健胫骨远端内侧锁定板-18孔左 121	块	DJJGYD	2548.4
3315-1	鼎健肱骨近端锁定板-1 16孔 1410	块	DJGGJD	2221.4

3315-1	鼎健股骨远端外侧锁定板-2 13孔右 1271713	块	DJGGYDWC	2280.9
3315-1	鼎健加压锁定接骨板-3 5孔 10308	块	DJJYSD	2407.2
3315-1	鼎健锁骨钩锁定板3孔左 1400603	块	DJSGGS	2067
3315-1	鼎健金属接骨螺钉1.5×26 61115	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健股骨髓内钉9.4×360 40993	枚	DJGGSN	3596.1
3315-1	鼎健肱骨远端外侧锁定板8孔右 14618	块	DJGGYD	2221.4
3315-1	鼎健胫骨近端外侧锁定板-2 12孔左 1164312	块	DJJGJDWC	2548.4
3315-1	鼎健胫骨远端内侧锁定板-1 6孔右 1215706	块	DJJGYDNC	2548.4
3315-1	鼎健股骨近端外侧锁定板-2 8孔右 11	块	DJGGJD	2280.9
3315-1	鼎健股骨近端外侧锁定板-1 15孔右 1145815	块	DJGGJDWC	2504
3315-1	鼎健肱骨近端加压锁定板-3 8孔 141	块	DJGGJD	2221.4
3315-1	鼎健胫骨远端内侧锁定板-2 6孔右 1251806	块	DJJGYDNC	2321.3
3315-1	鼎健干骺端加压锁定板-2 3孔 1090	块	DJGHDJ	2321.3
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉5.0×10 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健肱骨远端外侧锁定板3孔左 14608	块	DJGGYD	2221.4
3315-1	鼎健股骨加压锁定接骨板-2 7孔 102	块	DJGGJY	2280.9
3315-1	鼎健金属接骨螺钉6.5×50 61265	枚	DJJSJG	68.27
3315-1	鼎健金属接骨螺钉3.5×64 61335	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健股骨髓内钉10×400 409040	枚	DJGGSN	3596.1
3315-1	鼎健锁骨钩锁定板7孔左 1402607	块	DJSGGS	2067
3315-1	鼎健胫骨近端外侧锁定板12孔左 1220	块	DJJGJD	2321.3
3315-1	鼎健股骨粗隆端加压锁定板9孔 11208	块	DJGGCL	2280.9
3315-1	鼎健肱骨远端内侧锁定板-2 4孔左 1440604	块	DJGGYDNC	2221.4
3315-1	鼎健干骺端加压锁定板-1 6孔 1080	块	DJGHDJ	2221.4
3315-1	鼎健锁骨钩锁定板6孔右 1385806	块	DJSGGS	2268.7
3315-1	鼎健肱骨干部锁定接骨板-1 14孔 10	块	DJGGGB	2548.4
3315-1	鼎健锁骨钩锁定板7孔右 1401807	块	DJSGGS	2067
3315-1	鼎健胫骨近端外侧锁定板-2 12孔左 1220712	块	DJJGJDWC	2321.3
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉5.0×42 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉5.0×16 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健桡骨远端斜L型锁定板6孔左 1650	块	DJRGYD	2219.5
3315-1	鼎健桡骨近端锁定板-1 8孔右 1531	块	DJRGJD	2219.5
3315-1	鼎健股骨干部锁定接骨板-2 9孔 102	块	DJGGGB	2642.9
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉2.0×22 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健肱骨远端内侧锁定板-3 11孔右 1	块	DJGGYD	2221.4
3315-1	鼎健胫骨远端内侧锁定板-1 12孔右 1241612	块	DJJGYDNC	2321.3
3315-1	鼎健肱骨近端锁定板-1 8孔 13945	块	DJGGJD	2438.5
3315-1	鼎健胫骨髓内钉9×240 4180240	枚	DJJGSN	3263.5
3315-1	鼎健胫骨近端外侧锁定板-2 14孔左 1220714	块	DJJGJDWC	2321.3
3315-1	鼎健股骨髓内钉11×300 409130	枚	DJGGSN	3596.1
3315-1	鼎健肱骨近端加压锁定板-2 7孔 142	块	DJGGJD	2221.4
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉2.4×24 21	枚	DJPTZG	420.47

3315-1	鼎健股骨髓内钉10×360 408036	枚	DJGGSN	3596.1
3315-1	鼎健股骨髓内钉9.4×420 40894	枚	DJGGSN	3596.1
3315-1	鼎健锁骨钩锁定板7孔右 1401607	块	DJSGGS	2067
3315-1	鼎健肱骨近端加压锁定板-4 10孔 14	块	DJGGJD	2221.4
3315-1	鼎健股骨粗隆端加压锁定板4孔 11208	块	DJGGCL	2280.9
3315-1	鼎健金属接骨螺钉3.5×70 61335	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉7.3×85 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健桡骨小头锁定板3孔左 1550603	块	DJRGXT	2219.5
3315-1	鼎健股骨远端外侧锁定板-2 11孔右 1271711	块	DJGGYDWC	2280.9
3315-1	鼎健金属接骨螺钉4.5×40 61345	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健胫骨近端内侧锁定板6孔左 11548	块	DJJGJD	2548.4
3315-1	鼎健金属接骨螺钉3.5×42 61335	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健股骨髓内钉11×400 409140	枚	DJGGSN	3596.1
3315-1	鼎健锁骨加压锁定板5孔右 1041805	块	DJSGJY	2067
3315-1	鼎健胫骨近端后侧锁定板4孔右 12316	块	DJJGJD	2321.3
3315-1	鼎健J型锁定重建板10孔左 107061	块	DJJXSD	2401
3315-1	鼎健肱骨远端内侧锁定板-1 10孔 14	块	DJGGYD	2221.4
3315-1	鼎健股骨近端外侧锁定板-1 3孔左 1140803	块	DJGGJDWC	2280.9
3315-1	鼎健跟骨锁定板72右 1665622	块	DJGGSD	2313.1
3315-1	鼎健股骨干加压锁定板-1 15孔 130	块	DJGGGJ	2280.9
3315-1	鼎健金属接骨螺钉6.5×135 6126	枚	DJJSJG	68.27
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉3.5×44 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健股骨髓内钉11×280 409128	枚	DJGGSN	3596.1
3315-1	鼎健股骨干部锁定接骨板-2 14孔 10	块	DJGGGB	2642.9
3315-1	鼎健肱骨远端内侧锁定板-1 7孔 143	块	DJGGYD	2221.4
3315-1	鼎健股骨髓内钉10×280 408028	枚	DJGGSN	3596.1
3315-1	鼎健海鸥加压锁定板5孔 1260805	块	DJHOJY	2321.3
3315-1	鼎健肱骨近端加压锁定板-4 22孔 14	块	DJGGJD	2221.4
3315-1	鼎健后足小L型锁定板3孔左 168060	块	DJHZXL	1398.2
3315-1	鼎健小T型加压锁定板-15孔 17608	块	DJXTXJ	2114.2
3315-1	鼎健股骨远端外侧锁定板-1 15孔右 1271815	块	DJGGYDWC	2280.9
3315-1	鼎健胫骨近端锁定板-1 4孔左 1180804	块	DJJGJDSD	2321.3
3315-1	鼎健骨盆接骨板9孔 1054609	块	DJGPJG	2387.1
3315-1	鼎健股骨髓内钉9.4×460 40894	枚	DJGGSN	3596.1
3315-1	鼎健伽玛髓内钉-2 10×240×130	枚	DJGMSN	3596.1
3315-1	鼎健锁骨加压锁定板9孔左 1040809	块	DJSGJY	2067
3315-1	鼎健锁骨钩加压锁定板6孔右 138590	块	DJSGGJ	2268.7
3315-1	鼎健股骨近端外侧锁定板-1 10孔左 1140810	块	DJGGJDWC	2280.9
3315-1	鼎健股骨髓内钉11×440 409144	枚	DJGGSN	3596.1
3315-1	鼎健胫骨髓内钉9×315 4180315	枚	DJJGSN	3263.5
3315-1	鼎健股骨远端外侧锁定板-1 15孔右 1255815	块	DJGGYDWC	2504
3315-1	鼎健胫骨远端T型加压锁定板-3 5孔 1	块	DJJGYD	2321.3
3315-1	鼎健肱骨近端加压锁定板-4 4孔 142	块	DJGGJD	2221.4
3315-1	鼎健L型加压锁定板-1 6孔右 1371	块	DJLXJY	2321.3
3315-1	鼎健肱骨锁定重建板8孔 1460608	块	DJGGSD	2174.6

3315-1	鼎健肱骨近端锁定板-1 10孔 1410	块	DJGGJD	2221.4
3315-1	鼎健股骨干加压锁定板-1 11孔 130	块	DJGGGJ	2280.9
3315-1	鼎健锁骨接骨板9孔左 1600609	块	DJSGJG	2067
3315-1	鼎健锁骨钩锁定板7孔右 1403807	块	DJSGGS	2067
3315-1	鼎健自攻型中空锁定螺钉7.3×95 21	枚	DJZGXZ	420.47
3315-1	鼎健海鸥加压锁定板13孔 1260813	块	DJHOJY	2321.3
3315-1	鼎健前中足小斜L型锁定板3孔左 1700	块	DJQZZX	1663.4
3315-1	鼎健胫骨远端前外侧锁定板-15孔右 12	块	DJJGYD	2548.4
3315-1	鼎健锁骨接骨板6孔右 1601606	块	DJSGJG	2067
3315-1	鼎健胫骨近端外侧锁定板10孔左 1164	块	DJJGJD	2548.4
3315-1	鼎健胫骨近端外侧锁定板12孔右 1165	块	DJJGJD	2548.4
3315-1	鼎健胫骨近端外侧锁定板-2 6孔右 11	块	DJJGJD	2548.4
3315-1	鼎健胫骨远端内侧锁定板-14孔右 121	块	DJJGYD	2548.4
3315-1	鼎健肱骨远端外侧锁定板6孔右 14618	块	DJGGYD	2221.4
3315-1	鼎健L型加压锁定板-1 4孔右 1371	块	DJLXJY	2321.3
3315-1	鼎健金属接骨螺钉4.5×70 61345	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健后足Y型锁定板8孔 1740608	块	DJHZYX	1286.5
3315-1	鼎健肱骨近端锁定板-1 6孔 13945	块	DJGGJD	2438.5
3315-1	鼎健伽玛髓内钉-2 10×170×125	枚	DJGMSN	3596.1
3315-1	鼎健骨盆接骨板16孔 1054616	块	DJGPJG	2387.1
3315-1	鼎健肱骨近端加压锁定板-4 12孔 14	块	DJGGJD	2221.4
3315-1	鼎健金属接骨螺钉4.5×66 61345	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健前中足小斜L型锁定板8孔右 1701	块	DJQZZX	1663.4
3315-1	鼎健股骨髓内钉10×280 409028	枚	DJGGSN	3596.1
3315-1	鼎健跟骨锁定板-1 右 1671601	块	DJGGSD	2107.4
3315-1	鼎健肱骨近端加压锁定板-2 16孔 14	块	DJGGJD	2221.4
3315-1	鼎健胫骨近端外侧锁定板-2 12孔右 1221912	块	DJJGJDWC	2321.3
3315-1	鼎健肱骨远端内侧锁定板-2 15孔左 1440615	块	DJGGYDNC	2221.4
3315-1	鼎健胫骨近端内侧锁定板16孔左 1150	块	DJJGJD	2321.3
3315-1	鼎健桡骨远端背侧L型锁定板6孔右 1633806	块	DJRGYDBC	2219.5
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉3.5×38 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健胫骨髓内钉9×300 4180300	枚	DJJGSN	3263.5
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉2.0×26 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉7.3×100 2	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健股骨接骨板15孔左 1290615	块	DJGGJG	2280.9
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉3.5×30 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健胫骨近端外侧锁定板10孔左 1220	块	DJJGJD	2321.3
3315-1	鼎健金属接骨螺钉2.4×8 613240	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健锁骨加压锁定板6孔左 1040806	块	DJSGJY	2067
3315-1	鼎健股骨近端外侧锁定板-2 17孔左 1	块	DJGGJD	2280.9
3315-1	鼎健股骨干锁定接骨板-1 16孔 10	块	DJGGGB	2548.4
3315-1	鼎健J型锁定重建板18孔右 107161	块	DJJXSD	2401
3315-1	鼎健股骨远端外侧锁定板-1 9孔左 1254809	块	DJGGYDWC	2504
3315-1	鼎健锁骨钩加压锁定板3孔右 138590	块	DJSGGJ	2268.7
3315-1	鼎健股骨干加压锁定板-1 22孔 130	块	DJGGGJ	2280.9
3315-1	鼎健胫骨髓内钉8×345 4189345	枚	DJJGSN	3263.5
3315-1	鼎健加压锁定接骨板-1 18孔 1010	块	DJJYSD	2321.3

3315-1	鼎健金属接骨螺钉2.4×34 61324	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健股骨接骨板10孔右 1291610	块	DJGGJG	2280.9
3315-1	鼎健胫骨远端内侧锁定板-14孔左 121	块	DJJGYD	2548.4
3315-1	鼎健胫骨远端内侧锁定板-110孔左 12	块	DJJGYD	2548.4
3315-1	鼎健股骨近端外侧锁定板-1 6孔右 1141806	块	DJGGJDWC	2280.9
3315-1	鼎健股骨近端外侧锁定板-1 4孔左 1140804	块	DJGGJDWC	2280.9
3315-1	鼎健海鸥加压锁定板7孔 1260807	块	DJHOJY	2321.3
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉2.4×20 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健胫骨近端外侧锁定板-2 14孔左 1220914	块	DJJGJDWC	2321.3
3315-1	鼎健肱骨远端外侧加压锁定板9孔右 146	块	DJGGYD	2221.4
3315-1	鼎健肱骨近端加压锁定板-4 20孔 14	块	DJGGJD	2221.4
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉7.3×75 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健前中足小斜L型锁定板4孔左 1700	块	DJQZZX	1663.4
3315-1	鼎健股骨粗隆端加压锁定板6孔 11208	块	DJGGCL	2280.9
3315-1	鼎健胫骨远端外侧锁定板17孔左 1160	块	DJJGYD	2321.3
3315-1	鼎健股骨远端外侧锁定板-1 17孔左 1	块	DJGGYD	2280.9
3315-1	鼎健桡骨小头锁定板8孔左 1550608	块	DJRGXT	2219.5
3315-1	鼎健胫骨近端微创锁定板1165505	块	DJJGJD	2548.4
3315-1	鼎健桡骨近端斜T型锁定板-1 5孔右 1	块	DJRGJD	2221.4
3315-1	鼎健股骨接骨板9孔左 1290609	块	DJGGJG	2280.9
3315-1	鼎健肱骨远端内侧锁定板-2 7孔右 1441607	块	DJGGYDNC	2221.4
3315-1	鼎健股骨髓内钉10×380 408038	枚	DJGGSN	3596.1
3315-1	鼎健桡骨小头锁定板5孔左 1550605	块	DJRGXT	2219.5
3315-1	鼎健桡骨小头锁定板6孔右 1551606	块	DJRGXT	2219.5
3315-1	鼎健股骨干锁定板-1 8孔 130060	块	DJGGGS	2280.9
3315-1	鼎健微型加压锁定板-1 8孔 17208	块	DJWXJY	2114.2
3315-1	鼎健胫骨髓内钉8×330 4189330	枚	DJJGSN	3263.5
3315-1	鼎健小Y型加压锁定板7孔 1750807	块	DJXYXJ	2114.2
3315-1	鼎健桡骨远端背侧L型锁定板6孔左 1632806	块	DJRGYDBC	2219.5
3315-1	鼎健胫骨近端外侧锁定板-2 8孔右 1221908	块	DJJGJDWC	2321.3
3315-1	鼎健胫骨远端内侧锁定板-1 10孔左 1214710	块	DJJGYDNC	2548.4
3315-1	鼎健小T型加压锁定板-16孔 17628	块	DJXTXJ	2114.2
3315-1	鼎健胫骨近端内侧锁定板8孔左 11508	块	DJJGJD	2321.3
3315-1	鼎健股骨干锁定接骨板-2 13孔 10	块	DJGGGB	2642.9
3315-1	鼎健J型锁定重建板5孔左 1070605	块	DJJXSD	2401
3315-1	鼎健胫骨髓内钉11×285 418228	枚	DJJGSN	3263.5
3315-1	鼎健金属接骨螺钉2.4×18 61324	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健胫骨远端外侧锁定板19孔右 1161	块	DJJGYD	2321.3
3315-1	鼎健后足小L型锁定板6孔左 168060	块	DJHZXL	1398.2
3315-1	鼎健肱骨远端内侧锁定板-2 11孔右 1441811	块	DJGGYDNC	2221.4
3315-1	鼎健胫骨近端后侧锁定板7孔左 12306	块	DJJGJD	2321.3
3315-1	鼎健胫骨近端后侧锁定板8孔左 12306	块	DJJGJD	2321.3
3315-1	鼎健肱骨远端内侧锁定板-3 10孔右 1	块	DJGGYD	2221.4

3315-1	鼎健胫骨远端内侧锁定板-2 4孔左 1250604	块	DJJGYDNC	2321.3
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉1.5×8 214	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健胫骨远端外侧锁定板11孔右 1161	块	DJJGYD	2321.3
3315-1	鼎健桡骨远端掌侧型锁定板5孔右 1535505	块	DJRGYDZC	2436.5
3315-1	鼎健股骨远端外侧锁定板-1 7孔左 1254807	块	DJGGYDWC	2504
3315-1	鼎健胫骨远端内侧锁定板-2 10孔左 1250610	块	DJJGYDNC	2321.3
3315-1	鼎健金属接骨螺钉2.4×50 61324	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健股骨髓内钉10×420 409042	枚	DJGGSN	3596.1
3315-1	鼎健肱骨远端内侧锁定板-2 15孔右 1441615	块	DJGGYDNC	2221.4
3315-1	鼎健股骨干加压锁定板-1 8孔 1300	块	DJGGGJ	2280.9
3315-1	鼎健金属接骨螺钉4.5×26 61345	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健微型T型加压锁定板3孔 171280	块	DJWXTX	2114.2
3315-1	鼎健胫骨近端内侧锁定板14孔左 1150	块	DJJGJD	2321.3
3315-1	鼎健桡骨远端背侧L型锁定板7孔右 1633807	块	DJRGYDBC	2219.5
3315-1	鼎健尺骨近端背侧加压锁定板4孔右 157	块	DJCGJD	2407.2
3315-1	鼎健胫骨远端内侧锁定板-2 12孔右 1251812	块	DJJGYDNC	2321.3
3315-1	鼎健锁骨钩锁定板9孔左 1384809	块	DJSGGS	2268.7
3315-1	鼎健金属接骨螺钉4.5×34 61345	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健股骨髓内钉12×340 409234	枚	DJGGSN	3596.1
3315-1	鼎健桡骨远端背侧L型锁定板6孔左 1630806	块	DJRGYDBC	2219.5
3315-1	鼎健股骨近端外侧锁定板-2 13孔左 1	块	DJGGJD	2280.9
3315-1	鼎健金属接骨螺钉2.4×38 61324	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健股骨干锁定接骨板-2 16孔 10	块	DJGGGB	2642.9
3315-1	鼎健肱骨近端锁定板-1 14孔 1394	块	DJGGJD	2438.5
3315-1	鼎健胫骨近端微创锁定板13孔左 1210	块	DJJGJD	2321.3
3315-1	鼎健胫骨近端后侧锁定板6孔右 12316	块	DJJGJD	2321.3
3315-1	鼎健肱骨远端内侧锁定板-3 15孔左 1	块	DJGGYD	2221.4
3315-1	鼎健肱骨锁定重建板6孔 1460606	块	DJGGSD	2174.6
3315-1	鼎健肱骨近端加压锁定板-3 4孔 141	块	DJGGJD	2221.4
3315-1	鼎健锁骨接骨板5孔左 1600605	块	DJSGJG	2067
3315-1	鼎健胫骨远端内侧锁定板-2 16孔右 1251616	块	DJJGYDNC	2321.3
3315-1	鼎健胫骨远端前外侧锁定板-1 17孔右	块	DJJGYD	2321.3
3315-1	鼎健胫骨近端内侧锁定板14孔左 1154	块	DJJGJD	2548.4
3315-1	鼎健肱骨远端内侧锁定板-2 4孔右 1441604	块	DJGGYDNC	2221.4
3315-1	鼎健胫骨髓内钉10×340 418134	枚	DJJGSN	3263.5
3315-1	鼎健胫骨远端内侧锁定板-1 14孔右 1241814	块	DJJGYDNC	2321.3
3315-1	鼎健锁骨钩锁定板4孔左 1400604	块	DJSGGS	2067
3315-1	鼎健小T型加压锁定板7孔 1772807	块	DJXTXJ	2114.2
3315-1	鼎健微型加压锁定板-1 6孔 17228	块	DJWXJY	2114.2
3315-1	鼎健股骨近端外侧锁定板-1 14孔左 1	块	DJGGJD	2504

3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉7.3×65 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健胫骨近端外侧锁定板-2 16孔右 1165316	块	DJJGJDWC	2548.4
3315-1	鼎健股骨远端外侧锁定板-1 11孔左 1270811	块	DJGGYDWC	2280.9
3315-1	鼎健桡骨远端T型加压锁定板-1 4孔 1	块	DJRGYD	2219.5
3315-1	鼎健金属接骨螺钉6.5×70 61265	枚	DJJSJG	68.27
3315-1	鼎健股骨干部锁定接骨板-2 8孔 102	块	DJGGGB	2642.9
3315-1	鼎健锁骨接骨板12孔左 1600612	块	DJSGJG	2067
3315-1	鼎健胫骨远端前外侧锁定板-1 19孔左	块	DJJGYD	2321.3
3315-1	鼎健加压锁定重建板7孔 1050807	块	DJJYSD	2174.6
3315-1	鼎健股骨近端外侧锁定板-1 9孔右 1141809	块	DJGGJDWC	2280.9
3315-1	鼎健伽玛髓内钉-2 11×200×125	枚	DJGMSN	3596.1
3315-1	鼎健锁骨钩锁定板3孔左 1402803	块	DJSGGS	2067
3315-1	鼎健股骨髓内钉12×280 408228	枚	DJGGSN	3596.1
3315-1	鼎健股骨远端外侧锁定板-1 17孔右 1	块	DJGGYD	2280.9
3315-1	鼎健肱骨近端加压锁定板-1 4孔 141	块	DJGGJD	2221.4
3315-1	鼎健胫骨近端外侧锁定板8孔左 12208	块	DJJGJD	2321.3
3315-1	鼎健金属接骨螺钉6.5×100 6126	枚	DJJSJG	68.27
3315-1	鼎健胫骨近端外侧锁定板-2 12孔右 1165312	块	DJJGJDWC	2548.4
3315-1	鼎健桡骨远端小T型加压锁定板6孔 1624806	块	DJRGYDXT	2436.5
3315-1	鼎健微型T型锁定板5孔 1710605	块	DJWXTX	2114.2
3315-1	鼎健股骨近端外侧锁定板-1 10孔右 1141810	块	DJGGJDWC	2280.9
3315-1	鼎健胫骨远端外侧锁定板5孔右 11618	块	DJJGYD	2321.3
3315-1	鼎健胫骨近端后侧锁定板5孔右 12316	块	DJJGJD	2321.3
3315-1	鼎健股骨加压锁定接骨板-2 15孔 10	块	DJGGJY	2280.9
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉5.0×100 2	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健微型T型加压锁定板5孔 171280	块	DJWXTX	2114.2
3315-1	鼎健T型加压锁定板-2 6孔 13208	块	DJTXJY	2321.3
3315-1	鼎健肱骨近端锁定板-1 6孔 14106	块	DJGGJD	2221.4
3315-1	鼎健桡骨近端斜T型锁定板-1 7孔右 1	块	DJRGJD	2221.4
3315-1	鼎健弯型锁定重建板18孔 1060618	块	DJWXSD	2401
3315-1	鼎健胫骨近端外侧锁定板10孔右 1165	块	DJJGJD	2548.4
3315-1	鼎健金属接骨螺钉4.0×26 61340	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健金属接骨螺钉6.5×60 61265	枚	DJJSJG	68.27
3315-1	鼎健金属接骨螺钉4.5×68 61345	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健后足Y型加压锁定板7孔 174280	块	DJHZYX	1839.6
3315-1	鼎健股骨接骨板10孔左 1290610	块	DJGGJG	2280.9
3315-1	鼎健自攻型中空锁定螺钉7.3×90 21	枚	DJZGXZ	420.47
3315-1	鼎健自攻型中空锁定螺钉7.3×55 21	枚	DJZGXZ	420.47
3315-1	鼎健股骨远端微创锁定板-1 7孔左 12	块	DJGGYD	2280.9
3315-1	鼎健金属接骨螺钉4.0×18 61340	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健胫骨远端外侧锁定板15孔左 1160	块	DJJGYD	2321.3
3315-1	鼎健桡骨远端斜L型锁定板7孔左 1650	块	DJRGYD	2219.5
3315-1	鼎健锁骨钩加压锁定板4孔左 138490	块	DJSGGJ	2268.7
3315-1	鼎健胫骨髓内钉9×255 4180255	枚	DJJGSN	3263.5
3315-1	鼎健金属接骨螺钉4.5×56 61345	枚	DJJSJG	45.42

3315-1	贺利氏骨水泥Palacos MV+G 1*40	盒	HLSGSNPa	517
3315-1	锁定型金属接骨螺钉-HA2.7锁定螺钉	枚	SDXJSJGL	600
3315-1	施乐辉髌关节假体锥度股骨头32mm 71303204	个	SLHKGJJT	1244
3315-1	施乐辉20° 髌臼内衬71337654	个	SLH20 J	347
3315-1	捷迈PS垫片-右-14MM-42-5214-007-14	个	JMPSPD-Y	10652
3315-1	通用手部锁定接骨板 21516	块	TYSBSDJG	2114.2
3315-1	通用足部锁定接骨板6孔 21421-6	块	TYZBSDJG	2363
3315-1	通用足部锁定接骨板 常用规格 21431-LA	块	TYZBSDJG	2363
3315-1	皮质骨螺钉	枚	PZGLD	40.99
3315-1	皮质骨螺钉	枚	PZGLD	40.99
3315-1	通用锁骨锁定钢板 3.5mm 8孔 21122-8	块	TYSGSDGB	2067
3315-1	施乐辉高屈曲垫片3-4 13MM 71422669	个	SLHGQQDP	8391.5
3315-1	施乐辉高屈曲垫片5-6 9MM 71422674	个	SLHGQQDP	8391.5
3315-1	施乐辉高屈曲垫片5-6 11MM 71422675	个	SLHGQQDP	8391.5
3315-1	施乐辉高屈曲垫片7-8 9MM 71422681	个	SLHGQQDP	8391.5
3315-1	施乐辉高屈曲垫片3-4 9MM 71422667	个	SLHGQQDP	8391.5
3315-1	施乐辉高屈曲垫片5-6 13MM 71422676	个	SLHGQQDP	8391.5
3315-1	施乐辉高屈曲垫片7-8 13MM 71422683	个	SLHGQQDP	8391.5
3315-1	施乐辉高屈曲垫片1-2 13MM 71422663	个	SLHGQQDP	8391.5
3315-1	施乐辉高屈曲垫片3-4 11MM 71422668	个	SLHGQQDP	8391.5
3315-1	施乐辉高屈曲垫片1-2 11MM 71422662	个	SLHGQQDP	8391.5
3315-1	施乐辉高屈曲垫片7-8 11MM 71422682	个	SLHGQQDP	8391.5
3315-1	施乐辉HA涂层柄3 75100466	个	SLHHATCB	3017
3315-1	施乐辉HA涂层柄8 75100471	个	SLHHATCB	3017
3315-1	施乐辉HA涂层柄10 75100473	个	SLHHATCB	3017
3315-1	施乐辉HA涂层柄1 75100464	个	SLHHATCB	3017

3315-1	施乐辉HA涂层柄0 75100463	个	SLHHATCB	3017
3315-1	施乐辉HA涂层柄5 75100468	个	SLHHATCB	3017
3315-1	施乐辉HA涂层柄1 75100462	个	SLHHATCB	3017
3315-1	施乐辉HA涂层柄9 75100472	个	SLHHATCB	3017
3315-1	施乐辉HA涂层柄4 75100467	个	SLHHATCB	3017
3315-1	施乐辉HA涂层柄2 75100465	个	SLHHATCB	3017
3315-1	施乐辉HA涂层柄11 75100509	个	SLHHATCB	3017
3315-1	施乐辉HA涂层柄6 75100469	个	SLHHATCB	3017
3315-1	施乐辉HA涂层柄7 75100470	个	SLHHATCB	3017
3315-1	施乐辉髁臼螺钉20mm 71336520	个	SLHKJLD2	300
3315-1	施乐辉髁臼螺钉50mm 71336550	个	SLHKJLD5	300
3315-1	施乐辉髁臼螺钉25mm 71336525	个	SLHKJLD2	300
3315-1	施乐辉髁臼螺钉30mm 71336530	个	SLHKJLD3	300
3315-1	施乐辉髁臼螺钉15mm 71336515	个	SLHKJLD1	300
3315-1	施乐辉髁臼螺钉35mm 71336535	个	SLHKJLD3	300
3315-1	威曼普通螺钉-1 4.0×32	支	WMPTLD	34
3315-1	威曼普通螺钉-1 4.0×22	支	WMPTLD	34
3315-1	威曼普通螺钉-1 4.0×26	支	WMPTLD	34
3315-1	威曼普通螺钉-1 4.0×44	支	WMPTLD	34
3315-1	威曼普通螺钉-2 5.0×40	支	WMPTLD	34
3315-1	威曼普通螺钉-2 5.0×38	支	WMPTLD	34
3315-1	威曼普通螺钉-2 5.0×65	支	WMPTLD	34
3315-1	威曼普通螺钉-2 5.0×55	支	WMPTLD	34
3315-1	威曼普通螺钉-2 5.0×34	支	WMPTLD	34
3315-1	威曼普通螺钉-2 5.0×62	支	WMPTLD	34
3315-1	威曼普通螺钉-2 5.0×52	支	WMPTLD	34
3315-1	威曼普通螺钉-2 5.0×18	支	WMPTLD	34
3315-1	威曼普通螺钉-2 5.0×58	支	WMPTLD	34
3315-1	威曼普通螺钉-2 5.0×60	支	WMPTLD	34
3315-1	威曼普通螺钉-2 5.0×54	支	WMPTLD	34
3315-1	威曼普通螺钉-2 5.0×22	支	WMPTLD	34
3315-1	威曼普通螺钉-2 5.0×24	支	WMPTLD	34
3315-1	威曼普通螺钉-2 5.0×66	支	WMPTLD	34
3315-1	威曼普通螺钉-2 5.0×68	支	WMPTLD	34
3315-1	威曼普通螺钉-2 5.0×26	支	WMPTLD	34
3315-1	威曼普通螺钉-2 5.0×20	支	WMPTLD	34

3315-1	威曼普通螺钉-2 5.0×32	支	WMPTLD	34
3315-1	威曼普通螺钉-2 5.0×42	支	WMPTLD	34
3315-1	威曼普通螺钉-2 5.0×80	支	WMPTLD	34
3315-1	威曼普通螺钉-2 5.0×35	支	WMPTLD	34
3315-1	威曼普通螺钉-2 5.0×30	支	WMPTLD	34
3315-1	威曼普通螺钉-2 5.0×46	支	WMPTLD	34
3315-1	威曼普通螺钉-2 5.0×28	支	WMPTLD	34
3315-1	威曼普通螺钉-2 5.0×16	支	WMPTLD	34
3315-1	威曼普通螺钉-2 5.0×56	支	WMPTLD	34
3315-1	威曼普通螺钉-2 5.0×36	支	WMPTLD	34
3315-1	威曼普通螺钉-2 5.0×70	支	WMPTLD	34
3315-1	威曼普通螺钉-2 5.0×25	支	WMPTLD	34
3315-1	威曼普通螺钉-2 5.0×45	支	WMPTLD	34
3315-1	威曼普通螺钉-2 5.0×75	支	WMPTLD	34
3315-1	威曼普通螺钉-2 5.0×64	支	WMPTLD	34
3315-1	威曼普通螺钉-2 5.0×48	支	WMPTLD	34
3315-1	威曼普通螺钉-2 5.0×50	支	WMPTLD	34
3315-1	威曼普通螺钉-2 5.0×44	支	WMPTLD	34
3315-1	强生脊柱微创椎间融合器平行型187821109	个	QSJZWCZJ	3461
3315-1	强生脊柱微创椎间融合器平行型187821110	个	QSJZWCZJ	3461
3315-1	强生脊柱微创椎间融合器平行型187821111	个	QSJZWCZJ	3461
3315-1	强生脊柱微创椎间融合器平行型187821113	个	QSJZWCZJ	3461
3315-1	强生脊柱微创椎间融合器平行型187821115	个	QSJZWCZJ	3461
3315-1	强生脊柱微创椎间融合器平行型187821209	个	QSJZWCZJ	3461
3315-1	强生脊柱微创椎间融合器平行型187821211	个	QSJZWCZJ	3461
3315-1	强生脊柱微创椎间融合器平行型187821212	个	QSJZWCZJ	3461
3315-1	强生脊柱微创椎间融合器平行型187823107	个	QSJZWCZJ	3461
3315-1	强生脊柱微创椎间融合器平行型187823109	个	QSJZWCZJ	3461
3315-1	强生脊柱微创椎间融合器平行型187823112	个	QSJZWCZJ	3461
3315-1	强生脊柱微创椎间融合器平行型187823113	个	QSJZWCZJ	3461
3315-1	强生脊柱微创椎间融合器平行型187823114	个	QSJZWCZJ	3461
3315-1	强生脊柱微创椎间融合器平行型187823207	个	QSJZWCZJ	3461
3315-1	强生脊柱微创椎间融合器平行型187823209	个	QSJZWCZJ	3461
3315-1	强生脊柱微创椎间融合器平行型187823210	个	QSJZWCZJ	3461

3315-1	强生脊柱微创椎间融合器平行型187823212	个	QSJZWCZJ	3461
3315-1	强生预弯型棒188363100	个	QSYWXB18	3602
3315-1	强生预弯型棒188363200	个	QSYWXB18	3602
3315-1	强生MMSI内锁紧螺钉179712000	个	QSMMSI	10
3315-1	三友HAQL05金属锁定接骨螺钉 3.5	枚	SYHAQL	3236
3315-1	捷迈股骨柄P/S TPR ST, 15 STD	个	JMGGBP/S	1699
3315-1	捷迈股骨头12/14 36mm/中 650-0837	个	JMGGT12/	1984
3315-1	捷迈股骨头12/14 36mm/小 650-0836	个	JMGGT12/	1984
3315-1	捷迈股骨头12/14 36mm/+8mm 650-0667	个	JMGGT12/	1984
3315-1	微创陶瓷股骨头 12/14-36M	个	WCTCGGT	1551
3315-1	微创陶瓷股骨头 12/14-36S	个	WCTCGGT	1551
3315-1	微创陶瓷股骨头 12/14-36L	个	WCTCGGT	1551
3315-1	微创陶瓷股骨头 12/14-28S	个	WCTCGGT	1551
3315-1	微创陶瓷股骨头 12/14-28M	个	WCTCGGT	1551
3315-1	微创陶瓷股骨头 12/14-28L	个	WCTCGGT	1551
3315-1	通用直型加压锁定钢板 8孔 21105-8	块	TYZXJYSD	2174.6
3315-1	捷迈翻修型股骨柄L190mm 19mm 01.00101.919	个	JMFXXGGB	11768
3315-1	美敦力椎间融合器 宽14×深11×高8 6211408	个	MDLZJRHQ	1998
3315-1	春立髌关节假体-22球头（灭菌）0mm	个	CLKGJJ	4000
3315-1	春立髌关节假体-双极头（灭菌）53mm	个	CLKGJJ	4092
3315-1	凯利泰椎体成形穿刺针 FG3009	套	KLTZTCXC	70
3315-1	通用锁骨锁定钢板 侧面9孔 21124-4	块	TYSGSDGB	2067
3315-1	通用预弯重建锁定接骨板 10孔 21195-10	块	TYYWZJSD	2401
3315-1	通用预弯重建锁定接骨板 12孔 21195-12	块	TYYWZJSD	2401
3315-1	通用预弯重建锁定接骨板 14孔 21195-14	块	TYYWZJSD	2401
3315-1	通用预弯重建锁定接骨板 16孔 21195-16	块	TYYWZJSD	2401
3315-1	通用预弯重建锁定接骨板 4孔 21195-4	块	TYYWZJSD	2401
3315-1	通用预弯重建锁定接骨板 5孔 21195-5	块	TYYWZJSD	2401
3315-1	通用预弯重建锁定接骨板 6孔 21195-6	块	TYYWZJSD	2401
3315-1	通用预弯重建锁定接骨板 7孔 21195-7	块	TYYWZJSD	2401

3315-1	通用预弯重建锁定接骨板 8孔 21195-8	块	TYYWZJSD	2401
3315-1	美敦力颈椎前路钢板10孔67.5MM 7200167	块	MDLJZQLG	3233
3315-1	爱德科技金属骨针	个	ADKJJSGZ	600
3315-1	登士柏牙科成型片及配套工具1套	套	DSBYKC	4192.2
3315-1	通用直型锁定接骨板 8孔 21106-8	块	TYZXSDJG	12965
3315-1	通用直型加压锁定接骨板 12孔 21108-12	块	TYZXJYSD	2174.6
3315-1	通用直型重建锁定钢板 10孔 21181-10	块	TYZXZJSD	2401
3315-1	通用锁骨锁定钢板 8孔 21121-8	块	TYSGSDGB	2067
3315-1	通用胫骨远端接骨板 13孔 21311-13	块	TYJGYDJG	10377
3315-1	通用空心钉皮质骨螺钉3.5mm 31357-12	枚	TYKXDPZG	379.48
3315-1	通用空心加压螺钉2.5mm 31257-10	枚	TYKXJYLD	379.48
3315-1	克氏针	根	KSZ	36.75
3315-1	捷迈第三代膝关节胫骨平台 右膝内侧159532	个	JMDSDXGJ	6000
3315-1	捷迈第三代膝关节胫骨平台 左膝内侧154718	个	JMDSDXGJ	6000
3315-1	捷迈第三代膝关节胫骨平台 右膝内侧154719	个	JMDSDXGJ	6000
3315-1	捷迈第三代膝关节胫骨平台 左膝内侧154720	个	JMDSDXGJ	6000
3315-1	捷迈膝关节胫骨底板平台 右膝内侧 SizeB	个	JMXGJJGD	6000
3315-1	捷迈膝关节胫骨底板平台 左膝内侧 SizeC	个	JMXGJJGD	6000
3315-1	捷迈膝关节胫骨底板平台 右膝内侧 SizeC	个	JMXGJJGD	6000
3315-1	捷迈膝关节胫骨底板平台 左膝内侧 SizeD	个	JMXGJJGD	6000
3315-1	捷迈膝关节胫骨底板平台 右膝内侧 SizeD	个	JMXGJJGD	6000
3315-1	捷迈单髁膝关节半月板衬垫胫骨超小左Size4	个	JMDKXGJB	3472
3315-1	捷迈单髁膝关节半月板衬垫胫骨小号左Size3	个	JMDKXGJB	3472
3315-1	捷迈单髁膝关节半月板衬垫胫骨小号左Size4	个	JMDKXGJB	3472
3315-1	捷迈单髁膝关节半月板衬垫胫骨小号左Size5	个	JMDKXGJB	3472
3315-1	捷迈单髁膝关节半月板衬垫胫骨小号左Size6	个	JMDKXGJB	3472

3315-1	捷迈单髁膝关节半月板衬垫胫骨中号左Size3	个	JMDKXGJB	3472
3315-1	捷迈单髁膝关节半月板衬垫胫骨中号左Size4	个	JMDKXGJB	3472
3315-1	捷迈单髁膝关节半月板衬垫胫骨中号左Size5	个	JMDKXGJB	3472
3315-1	捷迈单髁膝关节半月板衬垫胫骨中号左Size6	个	JMDKXGJB	3472
3315-1	捷迈单髁膝关节半月板衬垫胫骨小号右Size3	个	JMDKXGJB	3472
3315-1	捷迈单髁膝关节半月板衬垫胫骨小号右Size4	个	JMDKXGJB	3472
3315-1	捷迈单髁膝关节半月板衬垫胫骨小号右Size5	个	JMDKXGJB	3472
3315-1	捷迈单髁膝关节半月板衬垫胫骨小号右Size6	个	JMDKXGJB	3472
3315-1	捷迈单髁膝关节半月板衬垫胫骨中号右Size3	个	JMDKXGJB	3472
3315-1	捷迈单髁膝关节半月板衬垫胫骨中号右Size4	个	JMDKXGJB	3472
3315-1	捷迈单髁膝关节半月板衬垫胫骨中号右Size5	个	JMDKXGJB	3472
3315-1	捷迈单髁膝关节半月板衬垫胫骨中号右Size6	个	JMDKXGJB	3472
3315-1	捷迈单髁预涂型股骨置换股骨髁左内右外A	个	JMDKYT	9100
3315-1	捷迈单髁预涂型股骨置换股骨髁右内左外A	个	JMDKYT	9100
3315-1	捷迈单髁预涂型股骨部件 00-5842-012-01	个	JMDKYTXG	9100
3315-1	捷迈单髁预涂型股骨置换股骨髁右内左外B	个	JMDKYT	9100
3315-1	捷迈单髁预涂型股骨置换股骨髁左内右外C	个	JMDKYT	9100
3315-1	捷迈单髁预涂型股骨置换股骨髁右内左外C	个	JMDKYT	9100
3315-1	捷迈单髁预涂型股骨置换股骨髁左内右外D	个	JMDKYT	9100
3315-1	捷迈单髁预涂型股骨部件 00-5842-014-02	个	JMDKYTXG	9100
3315-1	捷迈单髁预涂型股骨置换股骨髁左内右外E	个	JMDKYT	9100
3315-1	捷迈单髁预涂型股骨置换股骨髁右内左外E	个	JMDKYT	9100
3315-1	捷迈单髁预涂型股骨置换股骨髁左内右外F	个	JMDKYT	9100
3315-1	捷迈单髁预涂型股骨置换股骨髁右内左外F	个	JMDKYT	9100
3315-1	捷迈单髁关节面SZ1 10mm 00-5842-021-10	个	JMDKGJMS	2800
3315-1	捷迈单髁关节面SZ1 12MM 00-5842-021-12	个	JMDKGJMS	2800
3315-1	捷迈单髁关节面SZ1 14mm 00-5842-021-14	个	JMDKGJMS	2800
3315-1	捷迈单髁关节面SZ3 14mm 00-5842-023-14	个	JMDKGJMS	2800
3315-1	捷迈单髁关节面SZ2 12mm 00-5842-022-12	个	JMDKGJMS	2800
3315-1	捷迈单髁关节面SZ2 14mm 00-5842-022-14	个	JMDKGJMS	2800

3315-1	捷迈单髁关节面SZ3 12MM 00-5842-023-12	个	JMDKGJMS	2800
3315-1	捷迈单髁预涂型胫骨平台, 1型, 左内右外	个	JMDKYT	6949
3315-1	捷迈单髁预涂型胫骨平台, 1型, 右内左外	个	JMDKYT	6949
3315-1	捷迈单髁预涂型胫骨平台, 2型, 左内右外	个	JMDKYT	6949
3315-1	捷迈单髁预涂型胫骨平台, 2型, 右内左外	个	JMDKYT	6949
3315-1	捷迈单髁预涂型胫骨平台3型左内右外	个	JMDKYTXJ	6949
3315-1	捷迈单髁预涂型胫骨平台 3型 右内左外	个	JMDKYTXJ	6949
3315-1	捷迈单髁预涂型胫骨平台 4型 左内右外	个	JMDKYTXJ	6949
3315-1	捷迈单髁预涂型胫骨平台 4型 右内左外	个	JMDKYTXJ	6949
3315-1	捷迈单髁预涂型胫骨平台 5型 左内右外	个	JMDKYTXJ	6949
3315-1	捷迈单髁预涂型胫骨平台 5型 右内左外	个	JMDKYTXJ	6949
3315-1	捷迈单髁预涂型胫骨平台 6型 左内右外	个	JMDKYTXJ	6949
3315-1	捷迈单髁预涂型胫骨平台 6型 右内左外	个	JMDKYTXJ	6949
3315-1	美敦力颈椎前路钢板4孔19MM 7200019	块	MDLJZQLG	3233
3315-1	美敦力颈椎前路钢板4孔21MM 7200021	块	MDLJZQLG	3233
3315-1	美敦力颈椎前路钢板4孔23MM 7200023	块	MDLJZQLG	3233
3315-1	美敦力颈椎前路钢板4孔25MM 7200025	块	MDLJZQLG	3233
3315-1	美敦力颈椎前路钢板4孔27.5MM 7200027	块	MDLJZQLG	3233
3315-1	美敦力颈椎前路钢板4孔30MM 7200030	块	MDLJZQLG	3233
3315-1	美敦力颈椎前路钢板4孔32.5MM 7200132	块	MDLJZQLG	3233
3315-1	美敦力颈椎前路钢板6孔短27.5MM 7200127	块	MDLJZQLG	3233
3315-1	美敦力颈椎前路钢板6孔短30MM 7200130	块	MDLJZQLG	3233
3315-1	美敦力颈椎前路钢板6孔短32.5MM 7200032	块	MDLJZQLG	3233
3315-1	美敦力颈椎前路钢板6孔短35MM 7200035	块	MDLJZQLG	3233
3315-1	美敦力颈椎前路钢板6孔长37.5MM 7200037	个	MDLJZQLG	3233
3315-1	美敦力颈椎前路钢板6孔长40MM 7200040	个	MDLJZQLG	3233
3315-1	美敦力颈椎前路钢板6孔长42.5MM 7200042	个	MDLJZQLG	3233

3315-1	美敦力颈椎前路钢板6孔长45MM 7200045	个	MDLJZQLG	3233
3315-1	美敦力颈椎前路钢板6孔长47.5MM 7200047	个	MDLJZQLG	3233
3315-1	美敦力颈椎前路钢板6孔长50MM 7200050	个	MDLJZQLG	3233
3315-1	美敦力颈椎前路钢板6孔长52.5MM 7200152	个	MDLJZQLG	3233
3315-1	美敦力颈椎前路钢板6孔长55MM 7200155	个	MDLJZQLG	3233
3315-1	美敦力颈椎前路钢板8孔短45MM 7200145	块	MDLJZQLG	3233
3315-1	美敦力颈椎前路钢板8孔短47.5MM 7200147	块	MDLJZQLG	3233
3315-1	美敦力颈椎前路钢板8孔短50MM 7200150	块	MDLJZQLG	3233
3315-1	美敦力颈椎前路钢板8孔短52.5MM 7200052	块	MDLJZQLG	3233
3315-1	美敦力颈椎前路钢板8孔短55MM 7200055	块	MDLJZQLG	3233
3315-1	美敦力颈椎前路钢板8孔短57.5MM 7200057	块	MDLJZQLG	3233
3315-1	美敦力颈椎前路钢板8孔短60MM 7200060	块	MDLJZQLG	3233
3315-1	美敦力颈椎前路钢板8孔短62.5MM 7200062	块	MDLJZQLG	3233
3315-1	美敦力颈椎前路钢板8孔短65MM 7200065	块	MDLJZQLG	3233
3315-1	美敦力颈椎前路钢板8孔长67.5MM 7200067	块	MDLJZQLG	3233
3315-1	美敦力颈椎前路钢板8孔长70MM 7200070	块	MDLJZQLG	3233
3315-1	美敦力颈椎前路钢板8孔长72.5MM 7200072	块	MDLJZQLG	3233
3315-1	美敦力颈椎前路钢板10孔70MM 7200170	块	MDLJZQLG	3233
3315-1	美敦力颈椎前路钢板10孔72.5MM 7200172	块	MDLJZQLG	3233
3315-1	美敦力颈椎前路钢板10孔75MM 7200075	块	MDLJZQLG	3233
3315-1	美敦力颈椎前路钢板10孔77.5MM 7200077	块	MDLJZQLG	3233
3315-1	美敦力颈椎前路钢板10孔80MM 7200080	块	MDLJZQLG	3233
3315-1	美敦力颈椎前路钢板10孔82.5MM 7200082	块	MDLJZQLG	3233
3315-1	美敦力颈椎前路钢板10孔85MM 7200085	块	MDLJZQLG	3233
3315-1	美敦力颈椎前路钢板12孔80MM 7200180	块	MDLJZQLG	3233

3315-1	美敦力颈椎前路钢板12孔82.5MM 7200182	块	MDLJZQLG	3233
3315-1	美敦力颈椎前路钢板12孔85MM 7200185	块	MDLJZQLG	3233
3315-1	美敦力颈椎前路钢板12孔87.5MM 7200087	块	MDLJZQLG	3233
3315-1	美敦力颈椎前路钢板12孔90MM 7200090	块	MDLJZQLG	3233
3315-1	美敦力颈椎前路钢板12孔95MM 7200095	块	MDLJZQLG	3233
3315-1	美敦力颈椎前路钢板12孔100MM 7200100	块	MDLJZQLG	3233
3315-1	美敦力颈椎前路钢板12孔105MM 7200105	块	MDLJZQLG	3233
3315-1	美敦力颈椎前路钢板12孔110MM 7200110	块	MDLJZQLG	3233
3315-1	美敦力棒（240mm）VERTEX 3.	个	MDLB(2	109
3315-1	美敦力平头预裁棒30mm	个	MDLPTY	6000
3315-1	美敦力平头预裁棒35mm	个	MDLPTY	6000
3315-1	美敦力平头预裁棒40mm	个	MDLPTY	6000
3315-1	美敦力平头预裁棒45mm	个	MDLPTY	6000
3315-1	美敦力平头预裁棒50mm	个	MDLPTY	6000
3315-1	美敦力平头预裁棒55mm	个	MDLPTY	6000
3315-1	美敦力平头预裁棒60mm	个	MDLPTY	6000
3315-1	美敦力平头预裁棒65mm	个	MDLPTY	6000
3315-1	美敦力平头预裁棒70mm	个	MDLPTY	6000
3315-1	美敦力平头预裁棒75mm	个	MDLPTY	6000
3315-1	美敦力平头预裁棒80mm	个	MDLPTY	6000
3315-1	美敦力平头预裁棒85mm	个	MDLPTY	6000
3315-1	美敦力平头预裁棒90mm	个	MDLPTY	6000
3315-1	美敦力平头预裁棒95mm	个	MDLPTY	6000
3315-1	美敦力平头预裁棒100mm	个	MDLPTY	6000
3315-1	美敦力平头预裁棒105mm	个	MDLPTY	6000
3315-1	美敦力平头预裁棒110mm	个	MDLPTY	6000
3315-1	美敦力平头预裁棒115mm	个	MDLPTY	6000
3315-1	美敦力平头预裁棒120mm	个	MDLPTY	6000
3315-1	美敦力平头预裁棒125mm	个	MDLPTY	6000
3315-1	美敦力平头预裁棒130mm	个	MDLPTY	6000
3315-1	美敦力固定角度螺钉 4.5X20, T	个	MDLGDJ	261
3315-1	美敦力固定角度螺钉 4.5X25, T	个	MDLGDJ	261
3315-1	美敦力固定角度螺钉 4.5X30, T	个	MDLGDJ	261
3315-1	美敦力固定角度螺钉 4.5X35, T	个	MDLGDJ	261
3315-1	美敦力固定角度螺钉 4.5X40, T	个	MDLGDJ	261
3315-1	美敦力固定角度螺钉 4.5X45, T	个	MDLGDJ	261
3315-1	美敦力固定角度螺钉 4.5X50, T	个	MDLGDJ	261
3315-1	美敦力固定角度螺钉 4.5X55, T	个	MDLGDJ	261
3315-1	美敦力固定角度螺钉 5.5X25, T	个	MDLGDJ	261
3315-1	美敦力固定角度螺钉 5.5X30, T	个	MDLGDJ	261
3315-1	美敦力固定角度螺钉 5.5X35, T	个	MDLGDJ	261
3315-1	美敦力固定角度螺钉 5.5X40, T	个	MDLGDJ	261
3315-1	美敦力固定角度螺钉 5.5X45, T	个	MDLGDJ	261

3315-1	美敦力固定角度螺钉 5.5X50, T	个	MDLGDJ	261
3315-1	美敦力固定角度螺钉 5.5X55, T	个	MDLGDJ	261
3315-1	美敦力固定角度螺钉 5.5X60, T	个	MDLGDJ	261
3315-1	美敦力固定角度螺钉 6.5X25, T	个	MDLGDJ	261
3315-1	微创股骨柄-股骨部件标准型 9号柄	个	WCGGB-GG	19380
3315-1	微创股骨柄-股骨部件标准型 7号柄	个	WCGGB-GG	19380
3315-1	微创股骨柄-股骨部件标准型 6号柄	个	WCGGB-GG	19380
3315-1	微创股骨柄-股骨部件标准型 8号柄	个	WCGGB-GG	19380
3315-1	威高HAQ03金属接骨螺钉2.7×46	枚	WGHAQO	43.81
3315-1	威高股骨远端锁定板-WGC12Z02-8孔右	枚	WGGGYD	2503
3315-1	威高胫骨远端前外侧锁定板-WGC12Z03-11孔	枚	WGJGYD	2548
3315-1	威高颈椎融合器-7×19×13mm-WGB3Z02C1	枚	WGJZRH	216
3315-1	美敦力钴铬合金加强棒1476000500	个	MDLGGH	3920
3315-1	威高万向复位螺钉-4.5×35-WGB1Z-7-04	枚	WGWXFW	480
3315-1	威高大角度螺钉-1-4.0×14-WGB1Z-4	枚	WGDJDL	545
3315-1	威高HAQ03金属接骨螺钉3.5×36	枚	WGHAQO	43.81
3315-1	威高HAQ03金属接骨螺钉4.5×24	枚	WGHAQO	43.81
3315-1	施乐辉胫骨衬垫 71421502	个	SLHJGCD	686
3315-1	施乐辉胫骨衬垫 71421501	个	SLHJGCD	686
3315-1	奥斯迈股骨髓内钉 II 型11×240×126° 空心	根	ASMGSND	3910
3315-1	奥斯迈股骨髓内钉 II 型9×240×126° 空心	根	ASMGSND	3910
3315-1	威高桡骨远端掌侧锁定板-宽6孔左-WGC12Z08	枚	WGRGYD	2436
3315-1	威高H型锁定板WGC12Z08-9孔	枚	WGHXSD	2150
3315-1	威高HAQ03金属接骨螺钉2.7×12	枚	WGHAQO	43.81
3315-1	威高干骺端锁定板-2-WGC12Z01-17孔	枚	WGGHDS	2174.6
3315-1	威高胫骨近端加压锁定板-2-WGC12Z03-17孔	枚	WGJGJD	2548
3315-1	威高桡骨远端斜L型加压锁定板-11孔左	枚	WGRGYD	2436
3315-1	威高万向复位螺钉-5.0×35-WGB1Z-2	枚	WGWXFW	480
3315-1	史赛克脊柱后路固定系统03820645 6.5*45	枚	SSKJZHLG	3191
3315-1	史赛克脊柱后路固定系统03820640 6.5*40	枚	SSKJZHLG	3191
3315-1	强生3.5mm皮质骨螺钉3.5 mm12MM 02.206.212	枚	QS3.5mmP	32.63
3315-1	强生3.5mm皮质骨螺钉3.5 mm30MM 02.206.230	枚	QS3.5mmP	32.63
3315-1	捷迈髌臼螺钉6.5X40mm-00-6250-065-40	个	JMKJLD	450
3315-1	威高椎弓根螺钉-5.5×30-WGB1Z-10-02	枚	WZGGL	721
3315-1	威高埋头中空螺钉浅螺纹3.0×38-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	405.6
3315-1	威高H型锁定板WGC12Z08-14孔	枚	WGHXSD	2150
3315-1	捷迈PS垫片-左-11MM-42-5114-001-11	个	JMPSPD	10652
3315-1	捷迈髌臼杯 56x50mm US157856	个	JMKJB 56	25190

3315-1	捷迈髌臼内衬 28x50mm EP-200156	个	JMKJNC 2	13495
3315-1	捷迈股骨柄 12x144mm 51-103120	个	JMGG 12	2200
3315-1	捷迈髌陶瓷股骨头 28/-3MM 650-1159	个	JMKTCGGT	1483
3315-1	威高骨髓内钉WGA4Z02-10×170 135°	枚	WGGGSNDW	3596
3315-1	拉思下肢韧带L021002	根	LSXZRDLO	16172
3315-1	奥斯迈尾帽/灭菌(封帽) II型胫骨髓内钉	个	ASMWM/MJ	673.18
3315-1	捷迈膝关节组件60mm-左侧-183124	个	JMXGJZJ6	1218
3315-1	捷迈膝关节组件67mm-141232	个	JMXGJZJ6	1695
3315-1	捷迈PS胫骨垫片 63/67 X 10 EP-183620	个	JMPSJGDP	8615.1
3315-1	威高远端锁定螺钉5.0 3.8×28	枚	WGYDSDLD	43.81
3315-1	捷迈锥形衬垫 GG 32 00-8775-008-32	个	JMZXC D G	2019
3315-1	正天股骨头(双极头)ST φ 43 (钴铬钼+PE)	个	ZTGGT(SJ	5067.6
3315-1	正天球头 SQK φ 24+0	个	ZTQT SQK	1806
3315-1	正天股骨柄-1SQKA-II 13E#	个	ZTGGB-1S	2600
3315-1	奥斯迈骨髓内钉 II型10×240×126° 空心	枚	ASMGSND	3910
3315-1	史赛克脊柱融合器系统6741712 3.5X12mm	个	SSKJZRHQ	1800
3315-1	施乐辉钴合金股骨髁 5号LM RL 71422345	个	SLHGNHJG	16840
3315-1	施乐辉胫骨衬垫3-4号 LM/RL 8 71422251	个	SLHJGCD3	7040
3315-1	施乐辉胫骨平台 LM/RL 3号 71422423	个	SLHJGPT	9280
3315-1	奥斯迈3.5胫骨近端内侧接骨板5孔, 右, 灭菌	块	ASM3.5JG	2321.3
3315-1	奥斯迈3.5胫骨近端内侧接骨板5孔, 左, 灭菌	块	ASM3.5JG	2321.3
3315-1	奥斯迈3.5胫骨近端内侧接骨板7孔, 右, 灭菌	块	ASM3.5JG	2321.3
3315-1	奥斯迈3.5胫骨近端内侧接骨板7孔, 左, 灭菌	块	ASM3.5JG	2321.3
3315-1	奥斯迈3.5胫骨近端内侧接骨板9孔, 右, 灭菌	块	ASM3.5JG	2321.3
3315-1	奥斯迈3.5胫骨近端内侧接骨板9孔, 左, 灭菌	块	ASM3.5JG	2321.3
3315-1	奥斯迈3.5胫骨近端内侧接骨板11孔, 右, 灭	块	ASM3.5JG	2321.3

3315-1	奥斯迈3.5胫骨近端内侧接骨板11孔, 左, 灭	块	ASM3.5JG	2321.3
3315-1	奥斯迈3.5胫骨近端内侧接骨板12孔, 右, 灭	块	ASM3.5JG	2321.3
3315-1	奥斯迈3.5胫骨近端内侧接骨板12孔, 左, 灭	块	ASM3.5JG	2321.3
3315-1	奥斯迈桡骨远端大接骨板(手掌端)6孔, 左	块	ASMRGY	2322.7
3315-1	奥斯迈桡骨远端大接骨板(手掌端)4孔, 右	块	ASMRGY	2322.7
3315-1	奥斯迈桡骨远端大接骨板(手掌端)4孔, 左	块	ASMRGY	2322.7
3315-1	奥斯迈桡骨远端大接骨板(手掌端)5孔, 右	块	ASMRGY	2322.7
3315-1	奥斯迈桡骨远端大接骨板(手掌端)5孔, 左	块	ASMRGY	2322.7
3315-1	施乐辉钴铌合金股骨髓 5号RM LL 71422355	个	SLHGNHJG	16840
3315-1	施乐辉胫骨衬垫3-4号 RM/LL 8 71422255	个	SLHJGCD3	7040
3315-1	施乐辉胫骨平台 RM/LL 3号 71422433	个	SLHJGPT	9280
3315-1	威高远端锁定螺钉5.0 3.8×20	枚	WGYDSDL	43.81
3315-1	春立髌关节假体-股骨柄6 130(均匀粗糙面)	个	CLKGJJT-	30596
3315-1	捷迈锥形衬垫 EE 28 00-8775-006-28	个	JMZXCDE	2019
3315-1	捷迈股骨柄(M/L内外侧锥形股骨柄)4	个	JMGGB(M/	1699
3315-1	美敦力螺钉2.6×5mm 853-465	枚	MDLLD2.6	196
3315-1	施乐辉钴铌合金股骨髓 6号RM LL 71422356	个	SLHGNHJG	16840
3315-1	施乐辉钴铌合金股骨髓 6号LM RL 71422346	个	SLHGNHJG	16840
3315-1	施乐辉胫骨衬垫5-6号 RM/LL 8 71422265	个	SLHJGCD5	7040
3315-1	施乐辉胫骨衬垫5-6号 LM/RL 10 71422263	个	SLHJGCD5	7040
3315-1	施乐辉胫骨平台 RM/LL 5号 71422435	个	SLHJGPT	9280
3315-1	施乐辉胫骨平台 LM/RL 6号 71422426	个	SLHJGPT	9280
3315-1	奥斯迈桡骨远端大接骨板(手掌端)7孔, 左非	块	ASMRGYDD	2322.7
3315-1	奥斯迈桡骨远端大接骨板(手掌端)8孔, 右非	块	ASMRGYDD	2322.7
3315-1	奥斯迈桡骨远端大接骨板(手掌端)8孔, 左	块	ASMRGY	2322.7
3315-1	奥斯迈桡骨远端大接骨板(手掌端)9孔, 右	块	ASMRGY	2322.7
3315-1	奥斯迈桡骨远端大接骨板(手掌端)9孔, 左	块	ASMRGY	2322.7
3315-1	奥斯迈桡骨远端大接骨板(手掌端)4孔, 左	块	ASMRGY	2322.7
3315-1	奥斯迈桡骨远端大接骨板(手掌端)5孔, 右	块	ASMRGY	2322.7
3315-1	奥斯迈桡骨远端大接骨板(手掌端)5孔, 左	块	ASMRGY	2322.7
3315-1	奥斯迈桡骨远端大接骨板(手掌端)6孔, 右	块	ASMRGY	2322.7
3315-1	奥斯迈桡骨远端大接骨板(手掌端)6孔, 左	块	ASMRGY	2322.7
3315-1	奥斯迈桡骨远端大接骨板(手掌端)7孔, 右	块	ASMRGY	2322.7
3315-1	奥斯迈桡骨远端大接骨板(手掌端)7孔, 左	块	ASMRGY	2322.7
3315-1	奥斯迈桡骨远端大接骨板(手掌端)8孔, 右	块	ASMRGY	2322.7

3315-1	奥斯迈桡骨远端大接骨板（手掌端）8孔，左	块	ASMRGY	2322.7
3315-1	奥斯迈桡骨远端大接骨板（手掌端）9孔，右	块	ASMRGY	2322.7
3315-1	奥斯迈桡骨远端大接骨板（手掌端）9孔，左	块	ASMRGY	2322.7
3315-1	威高短尾椎弓根钉-6.5×30-WGB1Z-7-06	枚	WGDWZG	432
3315-1	捷迈PS垫片-右-11MM-42-5214-008-11	个	JMPSPDP	10652
3315-1	威高加压锁定接骨板-1(上肢)-WGC11Z01-20	枚	WGJYSD	2387
3315-1	威高胫骨近端内侧加压锁定板13孔右	枚	WGJGJD	2548
3315-1	威高大角度螺钉-1-3.5×40-WGB1Z-4	枚	WGDJDL	545
3315-1	威高胫骨近端加压锁定板-2-WGC12Z03-9孔右	枚	WGJGJD	2548
3315-1	捷迈PS垫片-左-14MM-42-5114-001-14	个	JMPSPDP	10652
3315-1	威高埋头中空螺钉半螺纹3.0×22-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	405.6
3315-1	威高横连杆装配-5.5×75-WGB1Z-7-41	枚	WGHLGZ	52
3315-1	威高HAZ03金属接骨螺钉2.0×14	枚	WGHAZO	43.81
3315-1	威高椎弓根螺钉-4.5×25-WGB1Z-7-08	枚	WZGGL	432
3315-1	威高横连杆装配-5-5.5×105-115-WGB1Z-7-	枚	WGHLGZ	1590
3315-1	威高干骺端锁定板-2-WGC12Z01-13孔	枚	WGGHDS	2174.6
3315-1	捷迈膝关节组件75mm-141234	个	JMXGJZ	1695
3315-1	威高胫骨近端加压锁定板-2-WGC12Z03-17孔	枚	WGJGJD	2548
3315-1	威高埋头中空螺钉半螺纹4.5×34-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	405.6
3315-1	威高胫骨近端加压锁定板-2-WGC12Z03-16孔	枚	WGJGJD	2548
3315-1	美敦力钴铬合金棒(4.75)1475000500	个	MDLGGH	3960
3315-1	威高桡骨远端掌侧锁定板标准WGC12Z08-2孔	枚	WGRGYD	2436
3315-1	威高桡骨远端掌侧锁定板-宽8孔左-WGC12Z08	枚	WGRGYD	2436
3315-1	威高万向螺钉-5.0×45-WGB1Z-7-01	枚	WGWXLD	480
3315-1	威高万向复位螺钉-4.0×30-WGB1Z-7-04	枚	WGWXFW	480
3315-1	史赛克脊柱后路钉棒系统6.5X50mm-	个	SSKJZH	11959
3315-1	迈瑞HAQ03皮质骨全螺纹金属接骨螺钉4.5×	枚	MRHAQO	44
3315-1	捷迈PS垫片-左-12MM-42-5114-008-12	个	JMPSPDP	10652
3315-1	捷迈膝关节组件63mm-141231	个	JMXGJZ	1695
3315-1	威高HAZ03金属接骨螺钉2.0×5	枚	WGHAZO	43.81
3315-1	威高HAQ03金属接骨螺钉4.5×56	枚	WGHAQO	43.81
3315-1	威高腓骨远外加压锁定板-6-WGC12Z06-5孔右	枚	WGFQYW	2686
3315-1	威高股骨远端锁定板-WGC12Z02-11孔左-	枚	WGGGYD	2503
3315-1	威高胫骨近端加压锁定板-2-WGC12Z03-5孔右	枚	WGJGJD	2548
3315-1	威高股骨远端加压锁定板-WGC12Z02-13孔右	枚	WGGGYD	2503
3315-1	威高复位螺塞-5.5-WGB1Z-2	枚	WGFWLS	10
3315-1	威高肱骨近端加压锁定板-3-WGC12Z07-10孔-	枚	WGGGJD	2438
3315-1	威高股骨远端加压锁定板-WGC12Z02-9孔右	枚	WGGGYD	2503
3315-1	威高HBQ03金属接骨螺钉6.5×35	枚	WGHBQO	65.86
3315-1	威高桡骨远端掌侧锁定板WGC12Z08-12孔右	枚	WGRGYD	2436
3315-1	捷迈PS垫片-右-14MM-42-5214-009-14	个	JMPSPDP	10652
3315-1	捷迈PS垫片-右-14MM-42-5214-010-14	个	JMPSPDP	10652
3315-1	威高腓骨远外加压锁定板-6-WGC12Z06-5孔左	枚	WGFQYW	2686
3315-1	威高肱骨近端加压锁定板-3-WGC12Z07-15孔-	枚	WGGGJD	2438
3315-1	威高股骨远端锁定板-WGC12Z02-10孔左	枚	WGGGYD	2503
3315-1	威高胫骨近端内侧锁定板-2-WGC12Z03-15孔	枚	WGJGJD	2548
3315-1	威高锁骨加压锁定板-2-3孔左-WGC11Z01	枚	WGSJY	2268
3315-1	威高腰椎融合器 I -12×22×10mm-WGB3Z02L1	枚	WGYZRH	1152
3315-1	史赛克椎间融合器10X25mm-6731004	个	SSKZJR	4517

3315-1	威高锁骨加压锁定板-2-7孔右-WGC11Z01	枚	WGSJY	2268
3315-1	威高胫骨近端内侧加压锁定板5孔右WGC12Z03	枚	WGJGJD	2548
3315-1	威高桡骨远端斜L型加压锁定板-3孔右	枚	WGRGYD	2436
3315-1	威高顶丝-5.5-WGB1Z-7-25	枚	WGDS-5	10
3315-1	史赛克多轴长臂钉7.5X45mm-03829745	个	SSKDZC	4502.1
3315-1	捷迈膝关节组件67.5mm-左侧-183130	个	JMXGJZ	1218
3315-1	威高低弯度胫骨髓内钉WGA1Z03-10×270	枚	WGDWDJ	3263
3315-1	威高HAZ03金属接骨螺钉1.5×14	枚	WGHAZO	43.81
3315-1	威高短尾椎弓根钉-6.0×45-WGB1Z-7-06	枚	WGDWZG	432
3315-1	威高HAQ03金属接骨螺钉3.5×50	枚	WGHAQO	43.81
3315-1	史赛克椎间融合器11X30mm-48380114	个	SSKZJR	11500
3315-1	威高HAQ03金属接骨螺钉3.5×26	枚	WGHAQO	43.81
3315-1	威高短尾椎弓根钉-5.5×50-WGB1Z-7-06	枚	WGDWZG	432
3315-1	捷迈PS垫片-右-11MM-42-5214-002-11	个	JMPSPD	10652
3315-1	威高腓骨远外加压锁定板-6-WGC12Z06-3孔右	枚	WGFQYW	2686
3315-1	威高肱骨近端加压锁定板-4-WGC12Z07-12孔	枚	WGGGJD	2220.9
3315-1	威高短尾椎弓根钉-6.5×40-WGB1Z-7-06	枚	WGDWZG	432
3315-1	迈瑞肱骨P/LC-DCP-(I型)-ZSQ04-12孔	块	MRGGP/	1421
3315-1	威高股骨远端锁定板-WGC12Z02-13孔右	枚	WGGGYD	2503
3315-1	威高胫骨近端加压锁定板-2-WGC12Z03-10孔	枚	WGJGJD	2548
3315-1	威高胫骨远端前外侧锁定板-WGC12Z03-17孔	枚	WGJGYD	2548
3315-1	威高椎弓根螺钉-6.5×30-WGB1Z-7-08	枚	WZGGL	432
3315-1	威高腰椎融合器II-8×28×10mm0°	枚	WGYZRH	1152
3315-1	威高胫骨近端内侧锁定板-2-WGC12Z03-4孔左	枚	WGJGJD	2548
3315-1	威高胫骨近端内侧加压锁定板14孔左	枚	WGJGJD	2548
3315-1	威高短尾椎弓根钉-5.0×45-WGB1Z-7-06	枚	WGDWZG	432
3315-1	威高低弯度胫骨髓内钉WGA1Z03-8×330	枚	WGDWDJ	3263
3315-1	威高胫骨近端加压锁定板-2-WGC12Z03-14孔	枚	WGJGJD	2548
3315-1	威高胫骨远端前外侧锁定板-WGC12Z03-15孔	枚	WGJGYD	2548
3315-1	威高万向复位螺钉-5.5×45-WGB1Z-7-04	枚	WGWXFW	480
3315-1	捷迈膝关节组件65mm-右侧-183108-	个	JMXGJZ	1218
3315-1	威高H型锁定板WGC12Z08-6孔	枚	WGHXSD	2150
3315-1	威高L型加压锁定板-2-WGC12Z05-10孔右	枚	WGLXJY	2387
3315-1	威高腓骨远外加压锁定板-6-WGC12Z06-10孔	枚	WGFQYW	2686
3315-1	威高胫骨近端内侧锁定板-2-WGC12Z03-9孔右	枚	WGJGJD	2548
3315-1	威高腰椎融合器I-9×26×10mm-WGB3Z02L1	枚	WGYZRH	1152
3315-1	迈瑞HAQ03皮质骨全螺纹金属接骨螺钉4.5×	枚	MRHAQO	44
3315-1	威高加压锁定接骨板-1(上肢)-WGC11Z01-5孔	枚	WGJYSD	2387
3315-1	威高短尾椎弓根钉-6.0×40-WGB1Z-7-06	枚	WGDWZG	432
3315-1	捷迈PS胫骨垫片EP-183680-87/91X10	个	JMPSJG	8615.1
3315-1	威高胫骨近端加压锁定板-2-WGC12Z03-2孔右	枚	WGJGJD	2548
3315-1	威高胫骨远端前外侧锁定板-WGC12Z03-5孔左	枚	WGJGYD	2548
3315-1	威高桡骨远端斜L型加压锁定板-7孔右	枚	WGRGYD	2436
3315-1	威高短尾椎弓根钉-6.5×35-WGB1Z-7-06	枚	WGDWZG	432
3315-1	威高L型加压锁定板-2-WGC12Z05-2孔左	枚	WGLXJY	2387
3315-1	威高胫骨近端内侧锁定板-2-WGC12Z03-6孔左	枚	WGJGJD	2548
3315-1	捷迈膝关节组件71mm-141233	个	JMXGJZ	1695
3315-1	威高腰椎融合器II15×22×10mm0°	枚	WGYZRH	1152
3315-1	威高万向螺钉-6.0×45-WGB1Z-7-01	枚	WGWXLD	480
3315-1	威高多米诺接头-5.5/5.5-WGB1Z-7-31	枚	WGD MNJ	3732
3315-1	史赛克脊柱后路钉棒系统5.5X35mm-	个	SSKJZH	11959

3315-1	威高海鸥加压锁定板-WGC12Z03-5孔	枚	WGH0JY	2278.8
3315-1	威高HAZ03金属接骨螺钉1.5×16	枚	WGHAZO	43.81
3315-1	威高胫骨近端加压锁定板-2-WGC12Z03-16孔	枚	WGJGJD	2548
3315-1	捷迈CR股骨-右-10-42-5026-068-02	个	JMCRGG	23814
3315-1	威高海鸥加压锁定板-WGC12Z03-14孔	枚	WGH0JY	2278.8
3315-1	威高胫骨近端内侧锁定板-2-WGC12Z03-13孔	枚	WGJGJD	2548
3315-1	威高横连杆装配-5.5×60-WGB1Z-7-41	枚	WGHLGZ	52
3315-1	威高远端锁定螺钉5.0-3.8×34	枚	WGYDSD	43.81
3315-1	威高万向复位螺钉-6.5×35-WGB1Z-10-01	枚	WGWXFW	721
3315-1	捷迈陶瓷股骨头TI2-32/+6MM-T1-650-1160	个	JMTCCG	1483
3315-1	捷迈髌臼内衬28-X-46mm-EP-200152	个	JMKJNC	13495
3315-1	威高HAZ03金属接骨螺钉1.5×5	枚	WGHAZO	43.81
3315-1	威高万向复位螺钉-5.5×40-WGB1Z-10-01	枚	WGWXFW	721
3315-1	威高HAQ03金属接骨螺钉2.7×40	枚	WGHAQO	43.81
3315-1	威高远端锁定螺钉5.0-5.0×44	枚	WGYDSD	43.81
3315-1	史赛克三轴横连接4107042-L=42mm	个	SSKSZH	4324
3315-1	捷迈PS垫片-左-12MM-42-5114-010-12	个	JMPSPDP	10652
3315-1	美敦力可调横连接(4.75)-5442132	个	MDLKD	8114
3315-1	威高腓骨远外加压锁定板-6-WGC12Z06-6孔右	枚	WGFYGYW	2686
3315-1	威高加压锁定接骨板-1(上肢)-WGC11Z01-8孔	枚	WGJYSD	2387
3315-1	捷迈髌臼螺钉6.5X60mm-00-6250-065-60	个	JMKJLD	450
3315-1	威高干骺端锁定板-2-WGC12Z01-12孔	枚	WGGHDS	2174.6
3315-1	威高胫骨近端内侧加压锁定板7孔右WGC12Z03	枚	WGJGJD	2548
3315-1	威高加压锁定接骨板-1(上肢)-WGC11Z01-18	枚	WGJYSD	2387
3315-1	威高腰椎融合器 I -14×26×10mm-WGB3Z02L1	枚	WGYZRH	1152
3315-1	捷迈PS胫骨垫片EP-183684-87/91X14	个	JMPSJG	8615.1
3315-1	威高股骨干加压锁定板-1-WGC12Z04-12孔左	枚	WGGGGJ	2503
3315-1	威高大角度螺钉-1-3.5×52-WGB1Z-4	枚	WGDJDL	545
3315-1	捷迈PS垫片-左-12MM-42-5114-009-12	个	JMPSPDP	10652
3315-1	威高股骨远端加压锁定板-WGC12Z02-10孔左-	枚	WGGGYD	2503
3315-1	捷迈PS垫片-左-14MM-42-5114-011-14	个	JMPSPDP	10652
3315-1	威高埋头中空螺钉半螺纹3.0×8-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	405.6
3315-1	威高L型加压锁定板-2-WGC12Z05-4孔左	枚	WGLXJY	2387
3315-1	威高低弯度胫骨髓内钉WGA1Z03-10×345	枚	WGDWDJ	3263
3315-1	威高桡骨远端掌侧锁定板-宽10孔左-	枚	WGRGYD	2436
3315-1	威高椎弓根螺钉-6.0×35-WGB1Z-7-08	枚	WZGGL	432
3315-1	捷迈髌臼外杯44-X-38mm-US157844	个	JMKJWB	25190
3315-1	捷迈髌臼外杯-3孔-48GG-00-8753-048-01	个	JMKJWB	1185
3315-1	威高胫骨近端内侧加压锁定板9孔左WGC12Z03	枚	WGJGJD	2548
3315-1	捷迈PS胫骨垫片EP-183662-79/83X12	个	JMPSJG	8615.1
3315-1	威高胫骨远端前外侧锁定板-WGC12Z03-18孔	枚	WGJGYD	2548
3315-1	威高加压锁定接骨板-1(上肢)-WGC11Z01-14	枚	WGJYSD	2387
3315-1	威高横连杆装配-5.5×90-WGB1Z-7-41	枚	WGHLGZ	52
3315-1	捷迈股骨柄9x137-51-103090	个	JMGGB9	2200
3315-1	威高胫骨近端加压锁定板-2-WGC12Z03-9孔左	枚	WGJGJD	2548
3315-1	威高横连杆装配-5-5.5×75-85-WGB1Z-7-46	枚	WGHLGZ	1590
3315-1	威高腓骨远外加压锁定板-6-WGC12Z06-8孔右	枚	WGFYGYW	2686
3315-1	威高大角度螺钉-1-4.0×38-WGB1Z-4	枚	WGDJDL	545
3315-1	威高光杆骨针-1.2x180-WGZZh01Y	枚	WGGGGZ	2900
3315-1	捷迈PS垫片-右-10MM-42-5214-011-10	个	JMPSPDP	10652

3315-1	威高短尾椎弓根钉-5.5×30-WGB1Z-7-06	枚	WGDWZG	432
3315-1	捷迈胫骨平台-左-J-42-5320-088-01	个	JMJGPT	14064
3315-1	美敦力可调横连接(4.75)-5442141	个	MDLKDH	8114
3315-1	威高HAQ03金属接骨螺钉2.7×48	枚	WGHAQO	43.81
3315-1	威高H型锁定板WGC12Z08-4孔	枚	WGHXSD	2150
3315-1	威高万向复位螺钉-6.0×35-WGB1Z-2	枚	WGWXFW	480
3315-1	捷迈膝关节组件72.5mm-左侧-183133	个	JMXGJZ	1218
3315-1	威高股骨远端加压锁定板-WGC12Z02-11孔左-	枚	WGGGYD	2503
3315-1	史赛克脊柱后路钉棒系统5.5X40mm-	个	SSKJZH	11959
3315-1	威高HAQ03金属接骨螺钉2.7×10	枚	WGHAQO	43.81
3315-1	威高胫骨远端前外侧锁定板-WGC12Z03-17孔	枚	WGJGYD	2548
3315-1	捷迈髌关节柄135°/22mm-01.00561.322	个	JMKGJB	10015
3315-1	威高HAQ03金属接骨螺钉3.5×24	枚	WGHAQO	43.81
3315-1	威高腓骨远外加压锁定板-6-WGC12Z06-12孔	枚	WGFQYW	2686
3315-1	捷迈髌臼外杯-3孔-50HH-00-8753-050-01	个	JMKJWB	1185
3315-1	威高微型骨髌锁定板-2-8孔-WGC12Z08	枚	WGWXGK	2387
3315-1	威高胫骨近端加压锁定板-2-WGC12Z03-18孔	枚	WGJGJD	2548
3315-1	史赛克椎间融合器11X20mm-673114	个	SSKZJR	4517
3315-1	威高股骨髓内钉WGA4Z02-10×200	枚	WGGGSNDW	3596
3315-1	威高万向复位螺钉-6.0×35-WGB1Z-10-01	枚	WGWXFW	721
3315-1	威高股骨远端锁定板-WGC12Z02-12孔右	枚	WGGGYD	2503
3315-1	威高胫骨近端加压锁定板-2-WGC12Z03-4孔右	枚	WGJGJD	2548
3315-1	威高腰椎融合器II 14×26×10mm0°	枚	WGYZRH	1152
3315-1	捷迈PS胫骨垫片EP-183682-87/91X12	个	JMP SJG	8615.1
3315-1	美敦力可调横连接(4.75)-5442136	个	MDLKDH	8114
3315-1	威高低弯度胫骨髓内钉WGA1Z03-8×285	枚	WGDWDJ	3263
3315-1	威高HAQ03金属接骨螺钉2.7×16	枚	WGHAQO	43.81
3315-1	威高加压锁定接骨板-1(上肢)-WGC11Z01-13	枚	WGJYSO	2387
3315-1	威高胫骨近端内侧锁定板-2-WGC12Z03-19孔	枚	WGJGJD	2548
3315-1	威高桡骨远端掌侧锁定板-宽5孔右-WGC12Z08	枚	WGRGYD	2436
3315-1	威高大角度螺钉-1-4.0×12-WGB1Z-4	枚	WGDJDL	545
3315-1	捷迈PS垫片-右-11MM-42-5214-011-11	个	JMP SDP	10652
3315-1	威高HAQ03金属接骨螺钉2.7×54	枚	WGHAQO	43.81
3315-1	威高L型加压锁定板-2-WGC12Z05-7孔左	枚	WGLXJY	2387
3315-1	威高胫骨近端内侧锁定板-2-WGC12Z03-8孔右	枚	WGJGJD	2548
3315-1	威高锁骨加压锁定板-2-3孔右-WGC11Z01	枚	WGS GJY	2268
3315-1	威高股骨干加压锁定板-1-WGC12Z04-11孔右-	枚	WGGGGJ	2503
3315-1	美敦力自断螺塞(5.5)5540030	个	MDLZDLS(	1147
3315-1	美敦力钴铬合金棒(5.5)1555000500	个	MDLG GHJB	3736
3315-1	威高HAZ03金属接骨螺钉2.0×12	枚	WGHAZO	43.81
3315-1	威高肱骨近端加压锁定板-3-WGC12Z07-5孔	枚	WGGGJD	2438
3315-1	爱康多孔型椎间融合器 XX-b型 129/4°	个	AKDKXZJR	15750
3315-1	爱康多孔型椎间融合器 XX-b型 139/4°	个	AKDKXZJR	15750
3315-1	爱康多孔型椎间融合器 XX-b型 149/4°	个	AKDKXZJR	15750

3315-1	爱康多孔型椎间融合器 XX-b型 159/4°	个	AKDKXZJR	15750
3315-1	三友脊柱内固定器螺塞 V型(RSS V型)-2 3.5	个	SYJZNGDQ	30
3315-1	美敦力固定螺钉(5.5)6.5*30 55840006530	个	MDLGDLD(	5350
3315-1	美敦力固定螺钉(5.5)6.5*35 55840006535	个	MDLGDLD(	5350
3315-1	美敦力固定螺钉(5.5)6.5*40 55840006540	个	MDLGDLD(	5350
3315-1	美敦力固定螺钉(5.5)6.5*45 55840006545	个	MDLGDLD(	5350
3315-1	美敦力固定螺钉(5.5)6.5*50 55840006550	个	MDLGDLD(	5350
3315-1	美敦力固定螺钉(5.5)6.5*55 55840006555	个	MDLGDLD(	5350
3315-1	威高肱骨近端加压锁定板-4-WGC12Z07-11孔	枚	WGGGJD	2220.9
3315-1	威高肱骨近端加压锁定板-4-WGC12Z07-13孔	枚	WGGGJD	2220.9
3315-1	威高股骨远端加压锁定板-WGC12Z02-8孔右	枚	WGGGYD	2503
3315-1	迈瑞HAQ03皮质骨全螺纹金属接骨螺钉4.5×	枚	MRHAQO	44
3315-1	威高HAQ03金属接骨螺钉3.5×18	枚	WGHAQO	43.81
3315-1	威高桡骨远端斜L型加压锁定板-11孔右	枚	WGRGYD	2436
3315-1	威高短尾椎弓根钉-5.0×40-WGB1Z-7-06	枚	WGDWZG	432
3315-1	捷迈PS胫骨垫片EP-183648-71/75X18	个	JMPSJG	8615.1
3315-1	威高埋头中空螺钉深螺纹3.0×16-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	405.6
3315-1	威高股骨远端加压锁定板-WGC12Z02-5孔右	枚	WGGGYD	2503
3315-1	威高胫骨近端内侧锁定板-2-WGC12Z03-18孔	枚	WGJGJD	2548
3315-1	威高胫骨近端内侧加压锁定板12孔左	枚	WGJGJD	2548
3315-1	捷迈PS胫骨垫片EP-183600-59X10	个	JMPSJG	8615.1
3315-1	威高HAQ03金属接骨螺钉2.7×30	枚	WGHAQO	43.81
3315-1	威高L型加压锁定板-2-WGC12Z05-6孔右	枚	WGLXJY	2387
3315-1	威高锁骨加压锁定板-2-9孔右-WGC11Z01	枚	WGSJY	2268
3315-1	威高大角度螺钉-1-3.5×36-WGB1Z-4	枚	WGDJDL	545
3315-1	威高HAZ03金属接骨螺钉1.5×18	枚	WGHAZO	43.81
3315-1	威高圆棒-6.0×500-WGBYZ02	枚	WGYB-6	3920
3315-1	捷迈PS垫片-左-11MM-42-5114-010-11	个	JMPSPD	10652
3315-1	威高金属缆索内固定系统-缆索1.7×700	个	WGJSLSNG	5800
3315-1	威高金属缆索内固定系统-锁扣1.7 WGD2Z06	个	WGJSLSNG	1725
3315-1	捷迈髋关节假体-髋臼填充块00-4894-058-10	个	JMKGJJT-	19860
3315-1	凯利泰椎体成形用压力充盈器FG4002	套	KLTZTCXY	135
3315-1	美敦力万向螺钉系统6.5X30 54840006530	个	MDLWLDX	6250
3315-1	威高HAQ03金属接骨螺钉2.7×26	枚	WGHAQO	43.81
3315-1	威高干骺端锁定板-2-WGC12Z01-10孔	枚	WGGHDS	2174.6
3315-1	威高胫骨近端内侧加压锁定板14孔右	枚	WGJGJD	2548

3315-1	威高埋头中空螺钉半螺纹4.5×26-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	405.6
3315-1	威高股骨远端锁定板-WGC12Z02-13孔左	枚	WGGGYD	2503
3315-1	威高万向复位螺钉-6.0×50-WGB1Z-10-01	枚	WGWXFW	721
3315-1	二零显微环缝合器 ELAS-A-175	支	ELXWHFHQ	17000
3315-1	美敦力5.5提拉钉自断螺塞5540230	个	MDL5.5TL	1147
3315-1	美敦力4.75提拉螺钉4.5系统54890004530	个	MDL4.75T	7497
3315-1	美敦力4.75提拉螺钉4.5系统54890004535	个	MDL4.75T	7497
3315-1	美敦力4.75提拉螺钉4.5系统54890004540	个	MDL4.75T	7497
3315-1	美敦力4.75提拉螺钉5.5系统54890005530	个	MDL4.75T	8000
3315-1	美敦力4.75提拉螺钉5.5系统54890005535	个	MDL4.75T	8000
3315-1	美敦力4.75提拉螺钉5.5系统54890005540	个	MDL4.75T	8000
3315-1	美敦力4.75提拉螺钉5.5系统54890005545	个	MDL4.75T	8000
3315-1	美敦力4.75提拉螺钉5.5系统54890005550	个	MDL4.75T	8000
3315-1	美敦力4.75提拉螺钉6.5系统54890006530	个	MDL4.75T	8000
3315-1	美敦力4.75提拉螺钉6.5系统54890006535	个	MDL4.75T	8000
3315-1	美敦力4.75提拉螺钉6.5系统54890006540	个	MDL4.75T	8000
3315-1	美敦力4.75提拉螺钉6.5系统54890006545	个	MDL4.75T	8000
3315-1	美敦力4.75提拉螺钉6.5系统54890006550	个	MDL4.75T	8000
3315-1	美敦力4.75提拉螺钉6.5系统54890006555	个	MDL4.75T	8000
3315-1	美敦力4.75 提拉钉自断螺塞5440230	个	MDL4.75	2144
3315-1	美敦力5.5提拉螺钉4.5系统55890004530	个	MDL5.5TL	8019
3315-1	美敦力5.5提拉螺钉4.5系统55890004535	个	MDL5.5TL	8019
3315-1	美敦力5.5提拉螺钉4.5系统55890004540	个	MDL5.5TL	8019
3315-1	美敦力5.5提拉螺钉4.5系统55890004545	个	MDL5.5TL	8019
3315-1	美敦力5.5提拉螺钉4.5系统55890004550	个	MDL5.5TL	8019
3315-1	美敦力5.5提拉螺钉5.5系统55890005530	个	MDL5.5TL	5500
3315-1	美敦力5.5提拉螺钉5.5系统55890005535	个	MDL5.5TL	5500

3315-1	美敦力5.5提拉螺钉5.5系统55890005540	个	MDL5.5TL	5500
3315-1	美敦力5.5提拉螺钉5.5系统55890005545	个	MDL5.5TL	5500
3315-1	美敦力5.5提拉螺钉5.5系统55890005550	个	MDL5.5TL	5500
3315-1	美敦力5.5提拉螺钉5.5系统55890005555	个	MDL5.5TL	5500
3315-1	美敦力5.5提拉螺钉6.5系统55890006530	个	MDL5.5TL	6800
3315-1	美敦力5.5提拉螺钉6.5系统55890006535	个	MDL5.5TL	6800
3315-1	美敦力5.5提拉螺钉6.5系统55890006540	个	MDL5.5TL	6800
3315-1	美敦力5.5提拉螺钉6.5系统55890006545	个	MDL5.5TL	6800
3315-1	美敦力5.5提拉螺钉6.5系统55890006550	个	MDL5.5TL	6800
3315-1	美敦力5.5提拉螺钉6.5系统55890006555	个	MDL5.5TL	6800
3315-1	美敦力5.5提拉螺钉7.5系统55890007530	个	MDL5.5TL	6900
3315-1	美敦力5.5提拉螺钉7.5系统55890007535	个	MDL5.5TL	6900
3315-1	美敦力5.5提拉螺钉7.5系统55890007540	个	MDL5.5TL	6900
3315-1	美敦力5.5提拉螺钉7.5系统55890007545	个	MDL5.5TL	6900
3315-1	美敦力5.5提拉螺钉7.5系统55890007550	个	MDL5.5TL	6900
3315-1	美敦力5.5提拉螺钉7.5系统55890007555	个	MDL5.5TL	6900
3315-1	美敦力4.75提拉螺钉7.5系统54890007535	个	MDL4.75T	8000
3315-1	美敦力4.75提拉螺钉7.5系统54890007540	个	MDL4.75T	8000
3315-1	美敦力4.75提拉螺钉7.5系统54890007545	个	MDL4.75T	8000
3315-1	美敦力4.75提拉螺钉7.5系统54890007550	个	MDL4.75T	8000
3315-1	美敦力4.75提拉螺钉7.5系统54890007555	个	MDL4.75T	8000
3315-1	春立髌关节假体64型全髌臼9-46 64	个	CLKGJJT6	77367
3315-1	春立髌关节假体-股骨柄10 130(均匀粗糙面)	个	CLKGJJT-	30596
3315-1	德益不可吸收带线锚钉SAPA02H 4.75×19 S 2	个	DYBKXSDX	1628
3315-1	德益不可吸收带线锚钉SAPC01 4.5×17 D 2	个	DYBKXSDX	1430

3315-1	鼎健股骨远端外侧锁定板-1 11孔右 1271811	块	DJGGYDWC	2280.9
3315-1	鼎健锁骨钩锁定板4孔右 1403604	块	DJSGGS	2067
3315-1	鼎健胫骨远端内侧锁定板-1 14孔右 1241614	块	DJJGYDNC	2321.3
3315-1	鼎健J型锁定重建板6孔右 1071606	块	DJJXSD	2401
3315-1	鼎健肱骨远端内侧锁定板-2 5孔右 1441605	块	DJGGYDNC	2221.4
3315-1	鼎健伽玛髓内钉-2 12×240×130	枚	DJGMSN	3596.1
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉5.0×32 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健胫骨远端内侧锁定板-1 8孔右 1241808	块	DJJGYDNC	2321.3
3315-1	鼎健胫骨远端内侧锁定板-2 5孔左 1250805	块	DJJGYDNC	2321.3
3315-1	鼎健肱骨近端加压锁定板-2 2孔 142	块	DJGGJD	2221.4
3315-1	鼎健锁骨钩加压锁定板9孔左 138490	块	DJSGGJ	2268.7
3315-1	鼎健加压锁定接骨板-3 11孔 1030	块	DJJYSD	2407.2
3315-1	鼎健金属接骨螺钉2.4×24 61324	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健胫骨近端外侧锁定板-2 10孔右 1221710	块	DJJGJDWC	2321.3
3315-1	鼎健腓骨远端L型锁定板-2 6孔左 13	块	DJFGYD	2090.8
3315-1	鼎健股骨远端髁加压锁定板10孔 1110	块	DJGGYD	2280.9
3315-1	鼎健股骨粗隆端加压锁定板10孔 1120	块	DJGGCL	2280.9
3315-1	鼎健干骺端加压锁定板-1 13孔 108	块	DJGHDJ	2221.4
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉7.3×26 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健胫骨远端内侧锁定板-112孔右 12	块	DJJGYD	2548.4
3315-1	鼎健桡骨远端背侧L型锁定板5孔左 1630805	块	DJRGYDBC	2219.5
3315-1	鼎健胫骨近端外侧锁定板4孔左 11648	块	DJJGJD	2548.4
3315-1	鼎健胫骨远端外侧锁定板9孔左 11608	块	DJJGYD	2321.3
3315-1	鼎健肱骨近端加压锁定板-3 7孔 141	块	DJGGJD	2221.4
3315-1	鼎健锁骨钩锁定板9孔左 1400809	块	DJSGGS	2067
3315-1	鼎健股骨髓内钉10×400 408040	枚	DJGGSN	3596.1
3315-1	鼎健足部微型锁定板-2 8孔 17306	块	DJZBWX	2114.2
3315-1	鼎健小Y型加压锁定板8孔 1750808	块	DJXYXJ	2114.2
3315-1	鼎健肱骨远端外侧加压锁定板13孔左 14	块	DJGGYD	2221.4
3315-1	鼎健桡骨远端背侧L型锁定板5孔右 1631805	块	DJRGYDBC	2219.5
3315-1	鼎健胫骨近端内侧锁定板8孔右 11518	块	DJJGJD	2321.3
3315-1	鼎健股骨近端外侧锁定板-1 5孔右 1141805	块	DJGGJDWC	2280.9
3315-1	鼎健股骨近端外侧锁定板-1 9孔左 1140809	块	DJGGJDWC	2280.9
3315-1	鼎健金属接骨螺钉6.5×35 61265	枚	DJJSJG	68.27
3315-1	鼎健胫骨远前外侧锁定板-1 15孔右 1	块	DJJGYQ	2548.4
3315-1	鼎健金属接骨螺钉3.5×66 61335	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健胫骨髓内钉10×330 418133	枚	DJJGSN	3263.5
3315-1	鼎健伽玛髓内钉-2 11×180×130	枚	DJGMSN	3596.1
3315-1	鼎健自攻型中空锁定螺钉6.5×50 21	根	DJZGXZ	420.47
3315-1	鼎健胫骨近端锁定板-1 12孔左 1180812	块	DJJGJDSD	2321.3

3315-1	鼎健股骨接骨板6孔右 1291606	块	DJGGJG	2280.9
3315-1	鼎健股骨近端外侧锁定板-1 8孔左 1140808	块	DJGGJDWC	2280.9
3315-1	鼎健锁骨接骨板10孔左 1600610	块	DJSGJG	2067
3315-1	鼎健肱骨远端内侧锁定板-2 5孔左 1440605	块	DJGGYDNC	2221.4
3315-1	鼎健肱骨近端加压锁定板-1 7孔 141	块	DJGGJD	2221.4
3315-1	鼎健肱骨近端加压锁定板-1 16孔 14	块	DJGGJD	2221.4
3315-1	鼎健胫骨远端内侧锁定板-2 14孔右 1251614	块	DJJGYDNC	2321.3
3315-1	鼎健金属接骨螺钉4.0×14 61340	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉7.3×90 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉5.0×34 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉5.0×75 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健自攻型中空锁定螺钉6.5×45 21	根	DJZGXZ	420.47
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉3.5×75 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健胫骨近端锁定板-1 10孔左 1180610	块	DJJGJDSD	2321.3
3315-1	鼎健胫骨远端前外侧锁定板-1 17孔左	块	DJJGYD	2321.3
3315-1	鼎健股骨远端髁加压锁定板12孔 1110	块	DJGGYD	2280.9
3315-1	鼎健自攻型中空锁定螺钉7.3×115 2	枚	DJZGXZ	420.47
3315-1	鼎健金属接骨螺钉4.0×12 61340	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健金属接骨螺钉2.4×12 61324	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉5.0×22 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健伽玛髓内钉-2 12×170×130	枚	DJGMSN	3596.1
3315-1	鼎健尺骨近端背侧加压锁定板7孔左 157	块	DJCGJD	2407.2
3315-1	鼎健胫骨远前外侧锁定板-1 11孔右 1	块	DJJGYQ	2548.4
3315-1	鼎健自攻型中空锁定螺钉6.5×110 2	根	DJZGXZ	420.47
3315-1	鼎健肱骨远端内侧锁定板-3 15孔右 1	块	DJGGYD	2221.4
3315-1	鼎健胫骨近端锁定板-1 10孔左 1180810	块	DJJGJDSD	2321.3
3315-1	鼎健尺骨近端背侧加压锁定板5孔左 159	块	DJCGJD	2642.9
3315-1	鼎健L型加压锁定板-1 5孔左 1370	块	DJLXJY	2321.3
3315-1	鼎健股骨近端外侧锁定板-1 15孔右 1141815	块	DJGGJDWC	2280.9
3315-1	鼎健胫骨髓内钉11×340 418234	枚	DJJGSN	3263.5
3315-1	鼎健股骨髓内钉12×360 409236	枚	DJGGSN	3596.1
3315-1	鼎健小Y型加压锁定板6孔 1750806	块	DJXYXJ	2114.2
3315-1	鼎健锁骨钩锁定板2孔左 1384802	块	DJSGGS	2268.7
3315-1	鼎健骨盆接骨板19孔 1054619	块	DJGPJG	2387.1
3315-1	鼎健J型锁定重建板3孔左 1070603	块	DJJXSD	2401
3315-1	鼎健胫骨近端微创锁定板7孔左 12106	块	DJJGJD	2321.3
3315-1	鼎健金属接骨螺钉1.5×22 61115	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健尺骨近端背侧加压锁定板4孔右 159	块	DJCGJD	2642.9
3315-1	鼎健肱骨远端内侧锁定板-1 4孔 143	块	DJGGYD	2221.4
3315-1	鼎健胫骨远端外侧锁定板15孔右 1161	块	DJJGYD	2321.3
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉7.3×95 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健胫骨近端微创锁定板1165513	块	DJJGJD	2548.4
3315-1	鼎健胫骨近端微创锁定板3孔右 12116	块	DJJGJD	2321.3
3315-1	鼎健锁骨接骨板10孔右 1601610	块	DJSGJG	2067
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉2.4×16 21	枚	DJPTZG	420.47

3315-1	鼎健直型锁定板中 1800602	块	DJZXSD	2221.2
3315-1	鼎健金属接骨螺钉6.5×55 61265	枚	DJJSJG	68.27
3315-1	鼎健锁骨钩锁定板8孔左 1400608	块	DJSGGS	2067
3315-1	鼎健干骺端加压锁定板-1 15孔 108	块	DJGHDJ	2221.4
3315-1	鼎健足部X型锁定板中 1790602	块	DJZBXX	2221.2
3315-1	鼎健肱骨远端外侧锁定板10孔右 1461	块	DJGGYD	2221.4
3315-1	鼎健肱骨近端加压锁定板-2 3孔 142	块	DJGGJD	2221.4
3315-1	鼎健骨盆接骨板7孔 1054607	块	DJGPJG	2387.1
3315-1	鼎健加压锁定接骨板-1 12孔 1010	块	DJJYSD	2321.3
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉3.5×40 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健胫骨髓内钉8×340 4189340	枚	DJJGSN	3263.5
3315-1	鼎健股骨接骨板6孔左 1290606	块	DJGGJG	2280.9
3315-1	鼎健小Y型加压锁定板7孔 1752807	块	DJXYXJ	2114.2
3315-1	鼎健胫骨近端锁定板-1 10孔右 1181810	块	DJJGJDSD	2321.3
3315-1	鼎健桡骨远端斜T型锁定板-2 3孔左 1	块	DJRGYD	2219.5
3315-1	鼎健前中足小斜L型锁定板4孔右 1701	块	DJQZZX	1663.4
3315-1	鼎健胫骨近端锁定板-18孔左 11806	块	DJJGJD	2321.3
3315-1	鼎健股骨远端微创锁定板-1 11孔右 1	块	DJGGYD	2280.9
3315-1	鼎健金属接骨螺钉3.5×58 61335	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健跟骨锁定板-1 左 1670601	块	DJGGSD	2107.4
3315-1	鼎健胫骨近端锁定板-1 8孔左 1180	块	DJJGJD	2321.3
3315-1	鼎健胫骨远端内侧锁定板-2 12孔左 1250612	块	DJJGYDNC	2321.3
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉2.0×14 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健股骨髓内钉11×420 408142	枚	DJGGSN	3596.1
3315-1	鼎健伽玛髓内钉-2 12×200×130	枚	DJGMSN	3596.1
3315-1	鼎健微型T型加压锁定板7孔 171080	块	DJWXTX	2114.2
3315-1	鼎健桡骨远端掌侧型锁定板9孔左 1540809	块	DJRGYDZC	2219.5
3315-1	鼎健桡骨远端背侧直型锁定板5孔 1640	块	DJRGYD	2219.5
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉2.4×8 214	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健桡骨远端小T型加压锁定板3孔 1624803	块	DJRGYDXT	2436.5
3315-1	鼎健胫骨远端内侧锁定板-2 12孔左 1250812	块	DJJGYDNC	2321.3
3315-1	鼎健胫骨髓内钉9×260 4180260	枚	DJJGSN	3263.5
3315-1	鼎健桡骨远端背侧直型锁定板6孔 1644	块	DJRGYD	2436.5
3315-1	鼎健桡骨近端斜T型锁定板-1 7孔左 1	块	DJRGJD	2221.4
3315-1	鼎健股骨髓内钉11×320 408132	枚	DJGGSN	3596.1
3315-1	鼎健桡骨近端斜T型锁定板-1 4孔右 1	块	DJRGJD	2221.4
3315-1	鼎健弯型锁定重建板14孔 1060614	块	DJWXSD	2401
3315-1	鼎健金属接骨螺钉3.5×68 61335	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉2.0×9 214	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉3.5×32 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健胫骨近端锁定板-1 6孔左 1180806	块	DJJGJDSD	2321.3
3315-1	鼎健T型加压锁定板-2 7孔 13208	块	DJTXJY	2321.3
3315-1	鼎健股骨近端外侧锁定板-1 12孔右 1	块	DJGGJD	2504
3315-1	鼎健肱骨远端内侧锁定板-2 11孔右 1415611	块	DJGGYDNC	2438.5

3315-1	鼎健L型加压锁定板-1 7孔右 1371	块	DJLXJY	2321.3
3315-1	鼎健桡骨远端斜T型锁定板-2 8孔左 1	块	DJRGYD	2219.5
3315-1	鼎健肱骨近端加压锁定板-1 14孔 14	块	DJGGJD	2221.4
3315-1	鼎健锁骨钩锁定板3孔右 1385803	块	DJSGGS	2268.7
3315-1	鼎健胫骨远端T型加压锁定板-3 8孔 1	块	DJJGYD	2321.3
3315-1	鼎健股骨加压锁定接骨板-2 16孔 10	块	DJGGJY	2280.9
3315-1	鼎健弯型锁定重建板12孔 1060612	块	DJWXSD	2401
3315-1	鼎健胫骨髓内钉9×285 4180285	枚	DJJGSN	3263.5
3315-1	鼎健自攻型中空锁定螺钉6.5×115 2	根	DJZGXZ	420.47
3315-1	鼎健胫骨近端内侧锁定板4孔右 11518	块	DJJGJD	2321.3
3315-1	鼎健金属接骨螺钉3.5×28 61335	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健伽玛髓内钉-2 10×200×125	枚	DJGMSN	3596.1
3315-1	鼎健股骨远端外侧锁定板-1 13孔右 1255813	块	DJGGYDWC	2504
3315-1	鼎健股骨加压锁定接骨板-2 17孔 10	块	DJGGJY	2280.9
3315-1	鼎健金属接骨螺钉4.0×64 61340	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健足部X型锁定板大 1790601	块	DJZBXX	2221.2
3315-1	鼎健尺骨近端背侧加压锁定板9孔右 159	块	DJCGJD	2642.9
3315-1	鼎健骨盆接骨板5孔 1054605	块	DJGPJG	2387.1
3315-1	鼎健加压锁定接骨板-1 7孔 10108	块	DJJYSD	2321.3
3315-1	鼎健后足Y型加压锁定板5孔 174280	块	DJHZYX	1839.6
3315-1	鼎健胫骨远端内侧锁定板-1 10孔右 1215710	块	DJJGYDNC	2548.4
3315-1	鼎健胫骨近端锁定板-16孔右 11816	块	DJJGJD	2321.3
3315-1	鼎健股骨近端外侧锁定板-1 17孔左 1144817	块	DJGGJDWC	2504
3315-1	鼎健桡骨近端加压锁定板-1 7孔右 15	块	DJRGJD	2219.5
3315-1	鼎健肱骨远端内侧锁定板-2 6孔左 1414606	块	DJGGYDNC	2548.4
3315-1	鼎健锁骨钩锁定板2孔右 1403602	块	DJSGGS	2067
3315-1	鼎健胫骨远前外侧锁定板-1 7孔左 12	块	DJJGYQ	2548.4
3315-1	鼎健金属接骨螺钉3.5×36 61335	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉1.5×11 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健胫骨远端内侧锁定板-1 4孔左 1240604	块	DJJGYDNC	2321.3
3315-1	鼎健胫骨远端前外侧锁定板-1 13孔右	块	DJJGYD	2321.3
3315-1	鼎健后足小L型锁定板4孔左 168060	块	DJHZXL	1398.2
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉7.3×110 2	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健肱骨远端外侧锁定板6孔左 14608	块	DJGGYD	2221.4
3315-1	鼎健股骨远端外侧锁定板-2 19孔右 1271919	块	DJGGYDWC	2280.9
3315-1	鼎健股骨髓内钉12×320 408232	枚	DJGGSN	3596.1
3315-1	鼎健肱骨远端外侧锁定板5孔左 14608	块	DJGGYD	2221.4
3315-1	鼎健桡骨小头锁定板4孔右 1551604	块	DJRGXT	2219.5
3315-1	鼎健胫骨近端外侧锁定板-2 16孔右 1221716	块	DJJGJDWC	2321.3
3315-1	鼎健足部微型锁定板-2 7孔 17326	块	DJZBWX	2114.2
3315-1	鼎健肱骨远端内侧锁定板-2 4孔左 1440804	块	DJGGYDNC	2221.4
3315-1	鼎健股骨近端外侧锁定板-2 7孔左 11	块	DJGGJD	2280.9

3315-1	鼎健股骨近端外侧锁定板-1 17孔左 1140817	块	DJGGJDWC	2280.9
3315-1	鼎健金属接骨螺钉4.5×22 61345	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健足部微型锁定板-2 6孔 17306	块	DJZBW	2114.2
3315-1	鼎健金属接骨螺钉6.5×30 61265	枚	DJJSJG	68.27
3315-1	鼎健肱骨远端内侧锁定板-2 13孔左 1440813	块	DJGGYDNC	2221.4
3315-1	鼎健股骨远端外侧锁定板-2 13孔左 1270913	块	DJGGYDWC	2280.9
3315-1	鼎健胫骨近端外侧锁定板-2 12孔左 1220912	块	DJJGJDWC	2321.3
3315-1	鼎健小T型加压锁定板7孔 1770807	块	DJXTXJ	2114.2
3315-1	鼎健桡骨近端斜T型锁定板-1 6孔左 1	块	DJRGJD	2221.4
3315-1	鼎健桡骨近端加压锁定板-1 6孔右 15	块	DJRGJD	2219.5
3315-1	鼎健胫骨远端前外侧锁定板-1 5孔右 1	块	DJJGYD	2321.3
3315-1	鼎健股骨干部锁定接骨板-2 15孔 10	块	DJGGGB	2642.9
3315-1	鼎健桡骨近端斜T型锁定板-1 4孔左 1	块	DJRGJD	2221.4
3315-1	鼎健肱骨远端内侧锁定板-2 3孔左 1414603	块	DJGGYDNC	2548.4
3315-1	鼎健金属接骨螺钉4.0×16 61340	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健金属接骨螺钉4.0×58 61340	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健胫骨近端外侧锁定板-2 8孔左 1220908	块	DJJGJDWC	2321.3
3315-1	鼎健胫骨近端外侧锁定板16孔右 1221	块	DJJGJD	2321.3
3315-1	鼎健金属接骨螺钉1.5×11 61115	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健肱骨远端内侧锁定板-3 11孔左 1	块	DJGGYD	2221.4
3315-1	鼎健股骨远端外侧锁定板-1 19孔右 1	块	DJGGYD	2280.9
3315-1	鼎健股骨干部锁定接骨板-2 24孔 10	块	DJGGGB	2642.9
3315-1	鼎健胫骨远端内侧锁定板-2 4孔右 1251804	块	DJJGYDNC	2321.3
3315-1	鼎健胫骨近端外侧锁定板-2 6孔右 1221706	块	DJJGJDWC	2321.3
3315-1	鼎健金属接骨螺钉2.4×22 61324	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健后足Y型加压锁定板7孔 174080	块	DJHZYX	1839.6
3315-1	鼎健肱骨远端内侧锁定板-3 13孔左 1	块	DJGGYD	2221.4
3315-1	鼎健肱骨近端锁定板-1 4孔 14106	块	DJGGJD	2221.4
3315-1	鼎健锁骨钩锁定板2孔左 1400802	块	DJSGGS	2067
3315-1	鼎健股骨髓内钉11×460 408146	枚	DJGGSN	3596.1
3315-1	鼎健桡骨远端掌侧型锁定板9孔左 1534509	块	DJRGYDZC	2436.5
3315-1	鼎健胫骨近端内侧锁定板6孔左 11508	块	DJJGJD	2321.3
3315-1	鼎健J型锁定重建板14孔左 107061	块	DJJXSD	2401
3315-1	鼎健L型加压锁定板-1 4孔左 1370	块	DJLXJY	2321.3
3315-1	鼎健胫骨近端外侧锁定板-2 4孔右 1221704	块	DJJGJDWC	2321.3
3315-1	艾迪尔鹰嘴锁定钢板2孔 左	块	ADEYZS	2500
3315-1	艾迪尔桡骨远端斜L型锁定钢板5孔 左	块	ADERGY	1900
3315-1	艾迪尔有限接触锁定钢板10孔	块	ADEYXJ	2205
3315-1	艾迪尔浅螺纹螺钉4.5×38mm	枚	ADEQLW	41
3315-1	艾迪尔胫骨远端外侧钢板5孔 右	块	ADEJGY	1920
3315-1	艾迪尔桡骨远端掌侧双柱Ⅱ钢板2孔 左	块	ADERGY	1900

3315-1	艾迪尔L型锁定钢板15孔 右	块	ADELXS	2068
3315-1	艾迪尔胫骨近端外侧锁定钢板13孔 左	块	ADEJGJ	1920
3315-1	艾迪尔股骨远端髁锁定钢板13孔 右	块	ADEGGY	2280
3315-1	艾迪尔浅螺纹螺钉4.5×20mm	枚	ADEQLW	41
3315-1	艾迪尔桡骨远端斜L型锁定钢板4孔 左	块	ADERGY	1900
3315-1	艾迪尔胫骨近端T型锁定钢板5孔 右	块	ADEJGJ	1920
3315-1	艾迪尔胫骨远端胫内侧钢板12孔 右	块	ADEJGY	1920
3315-1	艾迪尔浅螺纹螺钉3.5×26mm	枚	ADEQLW	41
3315-1	艾迪尔桡骨远端掌侧双柱Ⅱ钢板5孔 左	块	ADERGY	1900
3315-1	艾迪尔肱骨远端外侧钢板11孔 右	块	ADEGGY	1664.4
3315-1	艾迪尔管型锁定钢板Ⅰ6孔	块	ADEGXS	2205
3315-1	艾迪尔胫骨远端外侧钢板9孔 左	块	ADEJGY	1920
3315-1	艾迪尔有限接触锁定钢板15孔	块	ADEYXJ	2205
3315-1	艾迪尔肱骨近端稳定型钢板8孔	块	ADEGGJ	2068
3315-1	艾迪尔浅螺纹螺钉2.5×22mm	枚	ADEQLW	41
3315-1	艾迪尔浅螺纹螺钉2.5×8mm	枚	ADEQLW	41
3315-1	艾迪尔指骨重建型锁定钢板7 孔	块	ADEZGZ	1442
3315-1	艾迪尔浅螺纹螺钉4.5×48mm	枚	ADEQLW	41
3315-1	艾迪尔胫骨远端外侧钢板15孔 左	块	ADEJGY	1920
3315-1	艾迪尔浅螺纹螺钉2.7×16mm	枚	ADEQLW	41
3315-1	艾迪尔股骨远端外侧锁定钢板7孔 右	块	ADEGGY	2280
3315-1	艾迪尔浅螺纹螺钉3.5×34mm	枚	ADEQLW	41
3315-1	艾迪尔指骨重建型锁定钢板9 孔	块	ADEZGZ	1442
3315-1	艾迪尔桡骨远端加长T型锁定钢板10孔	块	ADERGY	1900
3315-1	艾迪尔加压螺旋钉6.5×90mm	枚	ADEJYL	380
3315-1	艾迪尔主钉胫骨钉10×300mm	枚	ADEZDJ	3468
3315-1	艾迪尔桡骨远端掌侧双柱Ⅱ钢板6孔 左	块	ADERGY	1900
3315-1	艾迪尔L型锁定钢板6孔 左	块	ADELXS	2068
3315-1	艾迪尔L型锁定钢板10孔 右	块	ADELXS	2068
3315-1	艾迪尔主钉股骨钉11×380mm R	支	ADEZDG	3550
3315-1	艾迪尔胫骨近端外侧锁定钢板11孔 左	块	ADEJGJ	1920
3315-1	艾迪尔下肢直型锁定钢板Ⅱ10孔	块	ADEXZZ	1920
3315-1	艾迪尔主钉股骨钉11×420mm R	支	ADEZDG	3550
3315-1	艾迪尔主钉股骨钉11×360mm R	支	ADEZDG	3550
3315-1	艾迪尔胫骨平台锁定钢板11孔 左	块	ADEJGP	1920
3315-1	艾迪尔跟骨环型钢板12孔 左	块	ADEGGH	1766
3315-1	艾迪尔有限接触锁定钢板9孔	块	ADEYXJ	2205
3315-1	艾迪尔浅螺纹螺钉4.5×28mm	枚	ADEQLW	41
3315-1	艾迪尔重建型直型锁定钢板8孔	块	ADEZJX	1930
3315-1	艾迪尔鹰嘴锁定钢板4孔 左	块	ADEYZS	2500
3315-1	艾迪尔有限接触锁定钢板6孔	块	ADEYXJ	2205
3315-1	艾迪尔胫骨平台锁定钢板13孔 左	块	ADEJGP	1920
3315-1	艾迪尔L型锁定钢板9孔 左	块	ADELXS	2068
3315-1	艾迪尔锁骨钩Ⅱ锁定钢板4孔 右	块	ADESGG	1920
3315-1	艾迪尔加压螺旋钉3.0×24mm	枚	ADEJYL	380
3315-1	艾迪尔胫骨近端外侧锁定钢板5孔 右	块	ADEJGJ	1920
3315-1	艾迪尔指骨重建T型-Ⅱ锁定钢板7孔	块	ADEZGZ	1790
3315-1	艾迪尔胫骨近端L型Ⅱ 钢板15孔右 JSW95	块	ADEJGJDL	1920
3315-1	艾迪尔浅螺纹螺钉2.7×26mm	枚	ADEQLW	41
3315-1	艾迪尔股骨远端髁锁定钢板11孔 左	块	ADEGGY	2280

3315-1	艾迪尔股骨直型锁定钢板Ⅱ11孔	块	ADEGGZ	2280
3315-1	艾迪尔胫骨平台锁定钢板7孔 左	块	ADEJGP	1920
3315-1	艾迪尔桡骨远端掌侧双柱Ⅱ钢板3孔 左	块	ADERGY	1900
3315-1	艾迪尔下肢直型锁定钢板Ⅱ7孔	块	ADEXZZ	1920
3315-1	艾迪尔L型锁定钢板12孔 右	块	ADELXS	2068
3315-1	艾迪尔桡骨远端掌侧双柱Ⅱ钢板4孔 右	块	ADERGY	1900
3315-1	艾迪尔主钉股骨钉12×340mm R	支	ADEZDG	3550
3315-1	艾迪尔加压螺旋钉3.0×10mm	枚	ADEJYL	380
3315-1	艾迪尔浅螺纹螺钉4.5×44mm	枚	ADEQLW	41
3315-1	艾迪尔桡骨远端掌侧环型Ⅰ钢板7孔 右	块	ADERGY	1900
3315-1	艾迪尔桡骨远端掌侧环型Ⅰ钢板7孔 左	块	ADERGY	1900
3315-1	艾迪尔下肢直型锁定钢板Ⅱ6孔	块	ADEXZZ	1920
3315-1	艾迪尔股骨远端外侧锁定钢板7孔 左	块	ADEGGY	2280
3315-1	艾迪尔主钉股骨钉10×240mm GD K05	枚	ADEZDGGD	3550
3315-1	艾迪尔胫骨远端前侧三角型钢板6孔 右	块	ADEJGY	1920
3315-1	艾迪尔股骨直型锁定钢板Ⅱ5孔	块	ADEGGZ	2280
3315-1	艾迪尔桡骨远端斜L型锁定钢板5孔 右	块	ADERGY	1900
3315-1	艾迪尔跟骨平台钢板15孔 右	块	ADEGGP	1766
3315-1	艾迪尔浅螺纹螺钉4.5×26mm	枚	ADEQLW	41
3315-1	艾迪尔桡骨远端掌侧环型Ⅰ钢板5孔 左	块	ADERGY	1900
3315-1	艾迪尔加压螺旋钉2.5×28mm	枚	ADEJYL	380
3315-1	艾迪尔桡骨远端掌侧环型Ⅰ钢板6孔 右	块	ADERGY	1900
3315-1	艾迪尔肱骨近端稳定型钢板13孔	块	ADEGGJ	2068
3315-1	艾迪尔鹰嘴锁定钢板6孔 右	块	ADEYZS	2500
3315-1	艾迪尔有限接触锁定钢板12孔	块	ADEYXJ	2205
3315-1	艾迪尔肱骨近端稳定型钢板12孔	块	ADEGGJ	2068
3315-1	艾迪尔加压螺旋钉3.0×30mm	枚	ADEJYL	380
3315-1	艾迪尔胫骨近端外侧锁定钢板9孔 右	块	ADEJGJ	1920
3315-1	艾迪尔浅螺纹螺钉3.5×16mm	枚	ADEQLW	41
3315-1	艾迪尔浅螺纹螺钉2.5×24mm	枚	ADEQLW	41
3315-1	艾迪尔鹰嘴锁定钢板2孔 右	块	ADEYZS	2500
3315-1	艾迪尔肱骨远端内侧钢板7孔 右	块	ADEGGY	2068
3315-1	艾迪尔加压螺旋钉6.5×50mm	枚	ADEJYL	380
3315-1	艾迪尔加压螺旋钉6.5×75mm	枚	ADEJYL	380
3315-1	艾迪尔胫骨平台锁定钢板7孔 右	块	ADEJGP	1920
3315-1	艾迪尔指骨重建型锁定钢板12 孔	块	ADEZGZ	1442
3315-1	艾迪尔股骨远端髁锁定钢板5孔 右	块	ADEGGY	2280
3315-1	艾迪尔桡骨远端掌侧双柱Ⅱ钢板3孔 右	块	ADERGY	1900
3315-1	艾迪尔主钉胫骨钉12×345mm	枚	ADEZDJ	3468
3315-1	艾迪尔肱骨远端内侧钢板9孔 左	块	ADEGGY	2068
3315-1	艾迪尔腓骨远端踝外侧钢板5孔 右	块	ADEFGY	1718
3315-1	艾迪尔加压螺旋钉3.0×28mm	枚	ADEJYL	380
3315-1	艾迪尔加压螺旋钉2.5×12mm	枚	ADEJYL	380
3315-1	艾迪尔股骨远端髁锁定钢板5孔 左	块	ADEGGY	2280
3315-1	艾迪尔浅螺纹螺钉4.5×56mm	枚	ADEQLW	41
3315-1	艾迪尔重建弯型锁定钢板9 孔	块	ADEZJW	1930
3315-1	艾迪尔主钉股骨钉11×200mm GD K02	枚	ADEZDGGD	3550
3315-1	艾迪尔加压螺旋钉2.5×22mm	枚	ADEJYL	380
3315-1	艾迪尔浅螺纹螺钉3.5×48mm	枚	ADEQLW	41

3315-1	艾迪尔锁骨前侧型锁定钢板5孔 右	块	ADESGQ	1920
3315-1	艾迪尔浅螺纹螺钉2.5×26mm	枚	ADEQLW	41
3315-1	艾迪尔重建型直型锁定钢板16孔	块	ADEZJX	1930
3315-1	艾迪尔肱骨远端背外侧带支撑钢板11孔 左	块	ADEGGY	2068
3315-1	艾迪尔重建型直型锁定钢板11孔	块	ADEZJX	1930
3315-1	艾迪尔股骨远端外侧锁定钢板9孔 右	块	ADEGGY	2280
3315-1	艾迪尔腓骨远端踝外侧钢板4孔 右	块	ADEFGY	1718
3315-1	艾迪尔胫骨近端L型Ⅱ 钢板5孔左 JSW95	块	ADEJGJDL	1920
3315-1	艾迪尔指骨重建型锁定钢板11 孔	块	ADEZGZ	1442
3315-1	艾迪尔主钉股骨钉11×200mm GD K05	枚	ADEZDGGD	3550
3315-1	艾迪尔锁骨钩Ⅱ 锁定钢板5孔 左	块	ADESGG	1920
3315-1	艾迪尔L型锁定钢板7孔 左	块	ADELXS	2068
3315-1	艾迪尔加压螺旋钉3.0×14mm	枚	ADEJYL	380
3315-1	艾迪尔肱骨远端外侧钢板5孔 右	块	ADEGGY	1664.4
3315-1	艾迪尔胫骨远端外侧钢板13孔 右	块	ADEJGY	1920
3315-1	艾迪尔桡骨远端掌侧环型Ⅰ 钢板8孔 左	块	ADERGY	1900
3315-1	艾迪尔有限接触锁定钢板7孔	块	ADEYXJ	2205
3315-1	艾迪尔肱骨近端稳定型钢板6孔	块	ADEGGJ	2068
3315-1	艾迪尔胫骨平台锁定钢板13孔 右	块	ADEJGP	1920
3315-1	艾迪尔锁骨前侧型锁定钢板6孔 左	块	ADESGQ	1920
3315-1	艾迪尔L型锁定钢板13孔 左	块	ADELXS	2068
3315-1	艾迪尔主钉胫骨钉10×330mm	枚	ADEZDJ	3468
3315-1	艾迪尔胫骨近端T型锁定钢板8孔 右	块	ADEJGJ	1920
3315-1	艾迪尔主钉股骨钉12×360mm R	支	ADEZDG	3550
3315-1	艾迪尔浅螺纹螺钉4.5×42mm	枚	ADEQLW	41
3315-1	艾迪尔腓骨远端踝外侧钢板7孔 左	块	ADEFGY	1718
3315-1	艾迪尔桡骨远端掌侧环型Ⅰ 钢板4孔 左	块	ADERGY	1900
3315-1	艾迪尔锁骨钩Ⅱ 锁定钢板4孔 左	块	ADESGG	1920
3315-1	艾迪尔重建弯型锁定钢板12 孔	块	ADEZJW	1930
3315-1	艾迪尔L型锁定钢板10孔 左	块	ADELXS	2068
3315-1	艾迪尔腓骨远端踝外侧钢板8孔 左	块	ADEFGY	1718
3315-1	艾迪尔加压螺旋钉3.5×24mm	枚	ADEJYL	380
3315-1	艾迪尔胫骨平台锁定钢板11孔 右	块	ADEJGP	1920
3315-1	艾迪尔加压螺旋钉7.3×65mm	枚	ADEJYL	380
3315-1	艾迪尔浅螺纹螺钉4.5×54mm	枚	ADEQLW	41
3315-1	艾迪尔主钉股骨钉11×180mm GD K02	枚	ADEZDGGD	3550
3315-1	艾迪尔下肢直型锁定钢板Ⅱ 13孔	块	ADEXZZ	1920
3315-1	艾迪尔主钉股骨钉12×380mm R	支	ADEZDG	3550
3315-1	艾迪尔桡骨远端T型Ⅱ 头五孔 钢板3孔右	块	ADERGY	1900
3315-1	艾迪尔L型锁定钢板7孔 右	块	ADELXS	2068
3315-1	艾迪尔加压螺旋钉3.0×36mm	枚	ADEJYL	380
3315-1	艾迪尔主钉胫骨钉12×315mm	枚	ADEZDJ	3468
3315-1	艾迪尔浅螺纹螺钉2.7×18mm	枚	ADEQLW	41
3315-1	艾迪尔桡骨远端掌侧环型Ⅰ 钢板5孔 右	块	ADERGY	1900
3315-1	艾迪尔肱骨远端背外侧带支撑钢板5孔 右	块	ADEGGY	2068
3315-1	艾迪尔跟骨短叶型钢板13孔 右	块	ADEGGD	1766
3315-1	艾迪尔肱骨近端稳定型钢板10孔	块	ADEGGJ	2068
3315-1	艾迪尔主钉股骨钉10×300mm R	支	ADEZDG	3550

3315-1	艾迪尔胫骨平台锁定钢板5孔 左	块	ADEJGP	1920
3315-1	艾迪尔股骨远端髁锁定钢板9孔 左	块	ADEGGY	2280
3315-1	艾迪尔加压螺旋钉3.5×32mm	枚	ADEJYL	380
3315-1	艾迪尔浅螺纹螺钉3.5×18mm	枚	ADEQLW	41
3315-1	艾迪尔胫骨近端L型Ⅱ 钢板5孔左 JSQ95	块	ADEJGJDL	1920
3315-1	艾迪尔胫骨远端前侧三角型钢板12孔 左	块	ADEJGY	1920
3315-1	艾迪尔主钉胫骨钉10×315mm	枚	ADEZDJ	3468
3315-1	艾迪尔主钉胫骨钉12×255mm	枚	ADEZDJ	3468
3315-1	艾迪尔桡骨远端加长T型锁定钢板8孔	块	ADERGY	1900
3315-1	艾迪尔有限接触锁定钢板4孔	块	ADEYXJ	2205
3315-1	艾迪尔加压螺旋钉6.5×95mm	枚	ADEJYL	380
3315-1	艾迪尔下肢直型锁定钢板Ⅱ8孔	块	ADEXZZ	1920
3315-1	艾迪尔加压螺旋钉3.0×26mm	枚	ADEJYL	380
3315-1	艾迪尔浅螺纹螺钉4.5×36mm	枚	ADEQLW	41
3315-1	艾迪尔腓骨远端踝外侧钢板5孔 左	块	ADEFGY	1718
3315-1	艾迪尔股骨直型锁定钢板Ⅱ9孔	块	ADEGGZ	2280
3315-1	艾迪尔胫骨近端L型Ⅱ 钢板9孔左 JSQ95	块	ADEJGJDL	1920
3315-1	艾迪尔胫骨远端外侧钢板9孔 右	块	ADEJGY	1920
3315-1	艾迪尔鹰嘴锁定钢板8孔 左	块	ADEYZS	2500
3315-1	艾迪尔桡骨远端掌前侧Ⅱ钢板4孔 左	块	ADERGY	1900
3315-1	艾迪尔腓骨远端踝外侧钢板11孔 右	块	ADEFGY	1718
3315-1	艾迪尔股骨直型锁定钢板Ⅱ14孔	块	ADEGGZ	2280
3315-1	艾迪尔重建型直型锁定钢板6孔	块	ADEZJX	1930
3315-1	艾迪尔锁骨前侧型锁定钢板4孔 左	块	ADESGQ	1920
3315-1	艾迪尔下肢直型锁定钢板Ⅱ14孔	块	ADEXZZ	1920
3315-1	艾迪尔浅螺纹螺钉3.5×46mm	枚	ADEQLW	41
3315-1	艾迪尔加压螺旋钉3.5×22mm	枚	ADEJYL	380
3315-1	艾迪尔浅螺纹螺钉2.5×18mm	枚	ADEQLW	41
3315-1	艾迪尔胫骨远端胫内侧钢板6孔 左	块	ADEJGY	1920
3315-1	艾迪尔胫骨近端L型Ⅱ 钢板5孔右 JSQ95	块	ADEJGJDL	1920
3315-1	艾迪尔肱骨远端外侧钢板7孔 左	块	ADEGGY	1664.4
3315-1	艾迪尔股骨直型锁定钢板Ⅱ7孔	块	ADEGGZ	2280
3315-1	艾迪尔主钉胫骨钉12×360mm	枚	ADEZDJ	3468
3315-1	艾迪尔股骨直型锁定钢板Ⅱ6孔	块	ADEGGZ	2280
3315-1	艾迪尔肱骨远端背外侧带支撑钢板11孔 右	块	ADEGGY	2068
3315-1	艾迪尔锁骨前侧型锁定钢板4孔 右	块	ADESGQ	1920
3315-1	艾迪尔桡骨远端掌侧双柱Ⅱ钢板4孔 左	块	ADERGY	1900
3315-1	艾迪尔加压螺旋钉7.3×70mm	枚	ADEJYL	380
3315-1	艾迪尔主钉胫骨钉10×270mm	枚	ADEZDJ	3468
3315-1	艾迪尔浅螺纹螺钉3.5×24mm	枚	ADEQLW	41
3315-1	艾迪尔股骨直型锁定钢板Ⅱ12孔	块	ADEGGZ	2280
3315-1	艾迪尔加压螺旋钉3.0×12mm	枚	ADEJYL	380
3315-1	艾迪尔重建弯型锁定钢板11 孔	块	ADEZJW	1930
3315-1	艾迪尔跟骨短叶型钢板11孔 右	块	ADEGGD	1766
3315-1	艾迪尔主钉胫骨钉10×285mm	枚	ADEZDJ	3468
3315-1	艾迪尔胫骨近端L型Ⅱ 钢板11孔左 JSQ95	块	ADEJGJDL	1920
3315-1	艾迪尔桡骨远端掌前侧Ⅱ钢板5孔 左	块	ADERGY	1900

3315-1	艾迪尔胫骨近端外侧锁定钢板13孔 右	块	ADEJGJ	1920
3315-1	艾迪尔加压螺旋钉6.5×65mm	枚	ADEJYL	380
3315-1	艾迪尔胫骨远端胫内侧钢板10孔 右	块	ADEJGY	1920
3315-1	艾迪尔腓骨远端踝外侧钢板4孔 左	块	ADEFGY	1718
3315-1	艾迪尔桡骨远端掌侧环型 I 钢板4孔 右	块	ADERGY	1900
3315-1	艾迪尔管型锁定钢板 I 5孔	块	ADEGXS	2205
3315-1	艾迪尔桡骨远端T型 II 头五孔 钢板3孔左	块	ADERGY	1900
3315-1	艾迪尔桡骨远端掌侧双柱 II 钢板2孔 右	块	ADERGY	1900
3315-1	艾迪尔重建型直型锁定钢板12孔	块	ADEZJX	1930
3315-1	艾迪尔股骨远端外侧锁定钢板11孔 右	块	ADEGGY	2280
3315-1	艾迪尔主钉股骨钉10×260mm GD K05	枚	ADEZDGGD	3550
3315-1	艾迪尔桡骨远端T型 II 头五孔 钢板5孔右	块	ADERGY	1900
3315-1	艾迪尔主钉股骨钉11×320mm R	支	ADEZDG	3550
3315-1	艾迪尔股骨远端外侧锁定钢板9孔 左	块	ADEGGY	2280
3315-1	艾迪尔浅螺纹螺钉2.5×20mm	枚	ADEQLW	41
3315-1	艾迪尔浅螺纹螺钉4.5×46mm	枚	ADEQLW	41
3315-1	艾迪尔重建弯型锁定钢板14 孔	块	ADEZJW	1930
3315-1	艾迪尔股骨远端外侧锁定钢板13孔 右	块	ADEGGY	2280
3315-1	艾迪尔胫骨近端L型 II 钢板13孔右 JSQ95	块	ADEJGJDL	1920
3315-1	艾迪尔重建型直型锁定钢板14孔	块	ADEZJX	1930
3315-1	艾迪尔主钉胫骨钉12×375mm	枚	ADEZDJ	3468
3315-1	艾迪尔胫骨近端外侧锁定钢板15孔 右	块	ADEJGJ	1920
3315-1	艾迪尔浅螺纹螺钉3.5×42mm	枚	ADEQLW	41
3315-1	艾迪尔L型锁定钢板6孔 右	块	ADELXS	2068
3315-1	艾迪尔胫骨近端T型锁定钢板7孔 左	块	ADEJGJ	1920
3315-1	艾迪尔胫骨平台锁定钢板9孔 右	块	ADEJGP	1920
3315-1	艾迪尔胫骨远端胫内侧钢板8孔 右	块	ADEJGY	1920
3315-1	艾迪尔主钉胫骨钉10×345mm	枚	ADEZDJ	3468
3315-1	艾迪尔主钉胫骨钉12×390mm	枚	ADEZDJ	3468
3315-1	艾迪尔锁骨前侧型锁定钢板7孔 左	块	ADESGQ	1920
3315-1	艾迪尔L型锁定钢板8孔 右	块	ADELXS	2068
3315-1	艾迪尔肱骨远端外侧钢板9孔 右	块	ADEGGY	1664.4
3315-1	艾迪尔加压螺旋钉7.3×85mm	枚	ADEJYL	380
3315-1	艾迪尔鹰嘴锁定钢板6孔 左	块	ADEYZS	2500
3315-1	艾迪尔胫骨远端胫内侧钢板10孔 左	块	ADEJGY	1920
3315-1	艾迪尔加压螺旋钉3.0×38mm	枚	ADEJYL	380
3315-1	艾迪尔股骨远端外侧锁定钢板5孔 左	块	ADEGGY	2280
3315-1	艾迪尔加压螺旋钉3.0×34mm	枚	ADEJYL	380
3315-1	艾迪尔有限接触锁定钢板14孔	块	ADEYXJ	2205
3315-1	艾迪尔管型锁定钢板 I 8孔	块	ADEGXS	2205
3315-1	艾迪尔鹰嘴锁定钢板4孔 右	块	ADEYZS	2500
3315-1	艾迪尔主钉股骨钉12×300mm R	支	ADEZDG	3550
3315-1	艾迪尔浅螺纹螺钉2.7×28mm	枚	ADEQLW	41
3315-1	艾迪尔鹰嘴锁定钢板8孔 右	块	ADEYZS	2500
3315-1	艾迪尔肱骨远端背外侧带支撑钢板5孔 左	块	ADEGGY	2068
3315-1	艾迪尔L型锁定钢板11孔 右	块	ADELXS	2068
3315-1	艾迪尔肱骨远端外侧钢板5孔 左	块	ADEGGY	1664.4
3315-1	艾迪尔浅螺纹螺钉3.5×50mm	枚	ADEQLW	41
3315-1	艾迪尔跟骨平台钢板15孔 左	块	ADEGGP	1766

3315-1	艾迪尔加压螺旋钉7.3×40mm	枚	ADEJYL	380
3315-1	艾迪尔桡骨近端外侧锁定钢板15孔 左	块	ADEJGJ	1920
3315-1	艾迪尔浅螺纹螺钉2.5×16mm	枚	ADEQLW	41
3315-1	艾迪尔加压螺旋钉3.5×50mm	枚	ADEJYL	380
3315-1	艾迪尔桡骨远端斜L型锁定钢板7孔 右	块	ADERGY	1900
3315-1	艾迪尔锁骨钩Ⅱ锁定钢板5孔 右	块	ADESGG	1920
3315-1	艾迪尔桡骨远端T型Ⅱ 头五孔 钢板7孔左	块	ADERGY	1900
3315-1	艾迪尔桡骨远端T型Ⅱ 头五孔 钢板5孔左	块	ADERGY	1900
3315-1	艾迪尔主钉胫骨钉10×375mm	枚	ADEZDJ	3468
3315-1	艾迪尔桡骨远端掌前侧Ⅱ钢板3孔 左	块	ADERGY	1900
3315-1	艾迪尔下肢直型锁定钢板Ⅱ12孔	块	ADEXZZ	1920
3315-1	艾迪尔肱骨近端稳定型钢板11孔	块	ADEGGJ	2068
3315-1	鼎健股骨髓内钉10×380 409038	枚	DJGGSN	3596.1
3315-1	鼎健股骨髓内钉11×400 408140	枚	DJGGSN	3596.1
3315-1	鼎健股骨干加压锁定板-1 10孔 130	块	DJGGGJ	2280.9
3315-1	鼎健肱骨近端加压锁定板-4 18孔 14	块	DJGGJD	2221.4
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉3.5×26 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健伽玛髓内钉-2 11×170×125	枚	DJGMSN	3596.1
3315-1	鼎健肱骨远端外侧锁定板4孔左 14608	块	DJGGYD	2221.4
3315-1	鼎健胫骨远端内侧锁定板-1 12孔左 1240612	块	DJJGYDNC	2321.3
3315-1	鼎健弧形锁定重建板14孔 1610614	块	DJHXSD	2401
3315-1	鼎健股骨髓内钉9.4×380 40993	枚	DJGGSN	3596.1
3315-1	鼎健自攻型中空锁定螺钉6.5×85 21	根	DJZGXZ	420.47
3315-1	鼎健胫骨近端内侧锁定板16孔右 1151	块	DJJGJD	2321.3
3315-1	鼎健锁骨接骨板8孔左 1600608	块	DJSGJG	2067
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉5.0×46 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健锁骨钩加压锁定板6孔左 138490	块	DJSGGJ	2268.7
3315-1	鼎健肱骨干锁定接骨板-1 7孔 101	块	DJGGGB	2548.4
3315-1	鼎健胫骨近端内侧锁定板16孔左 1154	块	DJJGJD	2548.4
3315-1	鼎健金属接骨螺钉2.4×14 61324	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健股骨髓内钉9.4×380 40893	枚	DJGGSN	3596.1
3315-1	鼎健胫骨近端外侧锁定板-2 12孔右 1221712	块	DJJGJDWC	2321.3
3315-1	鼎健股骨髓内钉11×280 408128	枚	DJGGSN	3596.1
3315-1	鼎健弧形锁定重建板8孔 1610608	块	DJHXSD	2401
3315-1	鼎健金属接骨螺钉6.5×145 6126	枚	DJJSJG	68.27
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉2.0×8 214	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健股骨近端外侧锁定板-2 5孔左 11	块	DJGGJD	2280.9
3315-1	鼎健胫骨远端内侧锁定板-1 10孔右 1241610	块	DJJGYDNC	2321.3
3315-1	鼎健胫骨远端内侧锁定板-2 6孔左 1250606	块	DJJGYDNC	2321.3
3315-1	鼎健肱骨远端内侧锁定板-2 9孔左 1440609	块	DJGGYDNC	2221.4
3315-1	鼎健股骨近端外侧锁定板-1 7孔左 1140807	块	DJGGJDWC	2280.9
3315-1	鼎健胫骨远端内侧锁定板-16孔右 121	块	DJJGYD	2548.4
3315-1	鼎健小T型加压锁定板-17孔 17628	块	DJXTXJ	2114.2
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉3.5×34 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健胫骨远前外侧锁定板-1 19孔右 1	块	DJJGYQ	2548.4

3315-1	鼎健足部H型锁定板中 1780602	块	DJZBHX	2221.2
3315-1	鼎健加压锁定接骨板-3 6孔 10308	块	DJJYSD	2407.2
3315-1	鼎健肱骨近端加压锁定板-4 3孔 142	块	DJGGJD	2221.4
3315-1	鼎健股骨粗隆端加压锁定板8孔 11208	块	DJGGCL	2280.9
3315-1	鼎健胫骨远前外侧锁定板-1 15孔左 1	块	DJJGYQ	2548.4
3315-1	鼎健胫骨近端外侧锁定板-2 6孔右 1221906	块	DJJGJDWC	2321.3
3315-1	鼎健桡骨远端掌侧型锁定板5孔左 1534805	块	DJRGYZC	2436.5
3315-1	鼎健桡骨远端掌侧型锁定板5孔右 1541805	块	DJRGYZC	2219.5
3315-1	鼎健胫骨近端微创锁定板9孔右 12116	块	DJJGJD	2321.3
3315-1	鼎健锁骨锁定板6孔左 1040606	块	DJSGSD	2067
3315-1	鼎健金属接骨螺钉1.5×30 61115	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉3.5×14 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健肱骨远端内侧锁定板-2 9孔左 1440809	块	DJGGYDNC	2221.4
3315-1	鼎健肱骨远端内侧锁定板-2 7孔右 1441807	块	DJGGYDNC	2221.4
3315-1	鼎健肱骨近端锁定板-1 7孔 14106	块	DJGGJD	2221.4
3315-1	鼎健金属接骨螺钉3.5×62 61335	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健桡骨远端掌侧型锁定板3孔左 1534803	块	DJRGYZC	2436.5
3315-1	鼎健锁骨钩锁定板9孔右 1403809	块	DJSGGS	2067
3315-1	鼎健骨盆接骨板6孔 1054606	块	DJGPJG	2387.1
3315-1	鼎健金属接骨螺钉4.5×12 61345	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健金属接骨螺钉2.4×30 61324	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健锁骨钩锁定板7孔右 1385807	块	DJSGGS	2268.7
3315-1	鼎健L型加压锁定板-1 5孔右 1371	块	DJLXJY	2321.3
3315-1	鼎健股骨近端外侧锁定板-1 7孔右 1141807	块	DJGGJDWC	2280.9
3315-1	鼎健股骨髓内钉11×380 408138	枚	DJGGSN	3596.1
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉5.0×12 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健胫骨近端外侧锁定板-2 16孔左 1164316	块	DJJGJDWC	2548.4
3315-1	鼎健肱骨近端加压锁定板-4 14孔 14	块	DJGGJD	2221.4
3315-1	鼎健自攻型中空锁定螺钉6.5×60 21	根	DJZGXZ	420.47
3315-1	鼎健股骨远端外侧锁定板-2 7孔左 12	块	DJGGYD	2280.9
3315-1	鼎健锁骨接骨板7孔右 1601607	块	DJSGJG	2067
3315-1	鼎健锁骨钩锁定板6孔左 1400606	块	DJSGGS	2067
3315-1	皮质骨螺钉4.5mm	枚	PZGLD4.5	40.99
3315-1	可调螺钉 (atlantis) ycks	枚	KDLD(atl	379.48
3315-1	通用空心埋头加压螺钉3.0mm 31307-10	枚	TYKXMTJY	379.48
3315-1	美敦力螺塞 6950315	只	MDLLS 69	104
3315-1	美敦力椎间融合器 14×11×4MM 6272414	个	MDLZJRHQ	483
3315-1	美敦力固定角度螺钉 6.5X30, T	个	MDLGDJ	261

[illegible]

3315-1	美敦力微创长臂万向螺钉5.5X70	个	MDLWCC	8316
3315-1	美敦力微创长臂万向螺钉5.5X80	个	MDLWCC	8316
3315-1	美敦力低切迹可调横连接(5.5)X10	个	MDLDQJ	36
3315-1	美敦力低切迹可调横连接(5.5)X10	个	MDLDQJ	36
3315-1	美敦力低切迹可调横连接(5.5)X10	个	MDLDQJ	36
3315-1	美敦力低切迹可调横连接(5.5)X10	个	MDLDQJ	36
3315-1	美敦力低切迹可调横连接(5.5)X10	个	MDLDQJ	36
3315-1	美敦力低切迹可调横连接(5.5)X10	个	MDLDQJ	36
3315-1	美敦力低切迹可调横连接(5.5)X10	个	MDLDQJ	36
3315-1	美敦力椎间融合器 08×22 2990822	个	MDLZJRHQ	2500
3315-1	美敦力椎间融合器 10×22 2991022	个	MDLZJRHQ	2500
3315-1	美敦力椎间融合器 12×22 2991222	个	MDLZJRHQ	2500
3315-1	美敦力椎间融合器 14×22 2991422	个	MDLZJRHQ	2500
3315-1	美敦力椎间融合器 08×32 2990832	个	MDLZJRHQ	2500
3315-1	美敦力椎间融合器 10×32 2991032	个	MDLZJRHQ	2500
3315-1	美敦力椎间融合器 12×32 2991232	个	MDLZJRHQ	2500
3315-1	美敦力椎间融合器 14×32 2991432	个	MDLZJRHQ	2500
3315-1	美敦力椎间融合器 08×26 2990826	个	MDLZJRHQ	2500
3315-1	美敦力椎间融合器 10×26 2991026	个	MDLZJRHQ	2500
3315-1	美敦力椎间融合器 12×26 2991226	个	MDLZJRHQ	2500
3315-1	美敦力椎间融合器 14×26 2991426	个	MDLZJRHQ	2500
3315-1	美敦力椎间融合器 08×36 2990836	个	MDLZJRHQ	2500
3315-1	美敦力椎间融合器 10×36 2991036	个	MDLZJRHQ	2500
3315-1	美敦力椎间融合器 12×36 2991236	个	MDLZJRHQ	2500
3315-1	美敦力固定角度自攻螺钉 4×11MM 3120211	个	MDLGDJDZ	53
3315-1	美敦力固定角度自攻螺钉 4×13MM 3120213	个	MDLGDJDZ	53
3315-1	美敦力固定角度自攻螺钉 4×15MM 3120215	个	MDLGDJDZ	53
3315-1	美敦力固定角度自攻螺钉 4×17MM 3120217	个	MDLGDJDZ	53
3315-1	美敦力螺钉3.0×5mm 853-505	个	MDLLD3.0	54
3315-1	美敦力螺钉3.0×9mm 853-509	个	MDLLD3.0	54

3315-1	美敦力螺钉2.6×7mm 853-467	个	MDLLD2.6	196
3315-1	美敦力螺钉2.6×9mm 853-469	个	MDLLD2.6	196
3315-1	美敦力开门钛板8mm 8530008	个	MDLKMTB8	956
3315-1	美敦力开门钛板10mm 853-010	个	MDLKMTB1	956
3315-1	美敦力开门钛板12mm 853-012	个	MDLKMTB1	956
3315-1	美敦力开门钛板14mm 853-014	个	MDLKMTB1	956
3315-1	美敦力开门钛板16mm 853-016	个	MDLKMTB1	956
3315-1	美敦力开门钛板18mm 853-018	个	MDLKMTB1	956
3315-1	美敦力侧孔植骨钛板8mm固定	个	MDLCKZGT	956
3315-1	美敦力侧孔植骨钛板10mm固	个	MDLCKZGT	956
3315-1	美敦力侧孔植骨钛板12mm固	个	MDLCKZGT	956
3315-1	美敦力侧孔植骨钛板14mm固	个	MDLCKZGT	956
3315-1	美敦力侧孔植骨钛板16mm固	个	MDLCKZGT	956
3315-1	美敦力广口开门钛板8mm固定板	个	MDLGKK	956
3315-1	美敦力广口开门钛板10mm固定板	个	MDLGKK	956
3315-1	美敦力广口开门钛板12mm固定板	个	MDLGKK	956
3315-1	美敦力广口开门钛板14mm固定板	个	MDLGKK	956
3315-1	美敦力广口开门钛板16mm固定板	个	MDLGKK	956
3315-1	美敦力广口开门钛板18mm固定板	个	MDLGKK	956
3315-1	美敦力侧孔开门钛板8mm固定	个	MDLCKKMT	956
3315-1	美敦力侧孔开门钛板10mm固	个	MDLCKKMT	956
3315-1	美敦力侧孔开门钛板12mm固	个	MDLCKKMT	956
3315-1	美敦力侧孔开门钛板14mm固	个	MDLCKKMT	956
3315-1	美敦力侧孔开门钛板16mm固	个	MDLCKKMT	956
3315-1	美敦力侧孔开门钛板18mm固	个	MDLCKKMT	956
3315-1	美敦力广口侧孔开门钛板8mm固定板	个	MDLGKC	388
3315-1	美敦力广口侧孔开门钛板10mm固定板	个	MDLGKC	388
3315-1	美敦力广口侧孔开门钛板12mm固定板	个	MDLGKC	388
3315-1	美敦力广口侧孔开门钛板14mm固定板	个	MDLGKC	388
3315-1	美敦力广口侧孔开门钛板16mm固定板	个	MDLGKC	388
3315-1	美敦力广口侧孔开门钛板18mm固定板	个	MDLGKC	388

3315-1	贝朗非骨水泥股骨柄NK598T 悬臂距加长8mm	个	BLFGSNGG	1498
3315-1	贝朗非骨水泥股骨柄NK599T 悬臂距加长9mm	个	BLFGSNGG	1498
3315-1	贝朗非骨水泥股骨柄NK600T 悬臂距加长10mm	个	BLFGSNGG	1498
3315-1	贝朗非骨水泥股骨柄NK601T 悬臂距加长11mm	个	BLFGSNGG	1498
3315-1	贝朗非骨水泥股骨柄NK602T 悬臂距加长12mm	个	BLFGSNGG	1498
3315-1	贝朗非骨水泥股骨柄NK603T 悬臂距加长13mm	个	BLFGSNGG	1498
3315-1	贝朗非骨水泥股骨柄NK604T 悬臂距加长14mm	个	BLFGSNGG	1498
3315-1	贝朗非骨水泥股骨柄NK605T 悬臂距加长15mm	个	BLFGSNGG	1498
3315-1	贝朗非骨水泥股骨柄NK606T 悬臂距加长16mm	个	BLFGSNGG	1498
3315-1	贝朗髋关节假体陶瓷内衬 32MM 48/50 NH102D	个	BLKGJJTT	1623
3315-1	贝朗髋关节假体陶瓷内衬 32MM52/54 NH103D	个	BLKGJJTT	1623
3315-1	贝朗髋关节假体陶瓷内衬 36MM 60/62 NH110D	个	BLKGJJTT	1623
3315-1	贝朗陶瓷球头12/14 28MM S NK460D	个	BLTCQT12	1461
3315-1	贝朗陶瓷球头12/14 28MM L NK462D	个	BLTCQT12	1461
3315-1	贝朗金属头12/14 28MM S NK429K	个	BLJST12/	159
3315-1	贝朗金属头12/14 28MM M NK430K	个	BLJST12/	159
3315-1	贝朗金属头12/14 28MM L NK431K	个	BLJST12/	159
3315-1	美敦力预裁棒30	个	MDLYCB	5940
3315-1	美敦力预裁棒35	个	MDLYCB	5940
3315-1	美敦力预裁棒40	个	MDLYCB	5940
3315-1	美敦力预裁棒45	个	MDLYCB	5940
3315-1	美敦力预裁棒50	个	MDLYCB	5940
3315-1	美敦力预裁棒55	个	MDLYCB	5940
3315-1	美敦力预裁棒60	个	MDLYCB	5940
3315-1	美敦力预裁棒65	个	MDLYCB	5940
3315-1	美敦力预裁棒70	个	MDLYCB	5940
3315-1	美敦力预裁棒75	个	MDLYCB	5940
3315-1	美敦力预裁棒80	个	MDLYCB	5940
3315-1	美敦力预裁棒85	个	MDLYCB	5940
3315-1	美敦力预裁棒90	个	MDLYCB	5940
3315-1	美敦力万向角度螺钉4.5X20 75444520	套	MDLWXJDL	290
3315-1	美敦力万向角度螺钉4.5X25 75444525	套	MDLWXJDL	290

3315-1	美敦力万向角度螺钉4.5X30 75444530	套	MDLWXJDL	290
3315-1	美敦力万向角度螺钉4.5X35 75444535	套	MDLWXJDL	290
3315-1	美敦力万向角度螺钉4.5X40 75444540	套	MDLWXJDL	290
3315-1	美敦力万向角度螺钉4.5X45 75444545	套	MDLWXJDL	290
3315-1	美敦力万向角度螺钉4.5X50 75444550	套	MDLWXJDL	290
3315-1	美敦力万向角度螺钉5.5X25 75445525	套	MDLWXJDL	290
3315-1	美敦力万向角度螺钉5.5X30 75445530	套	MDLWXJDL	290
3315-1	美敦力万向角度螺钉5.5X35 75445530	套	MDLWXJDL	290
3315-1	美敦力万向角度螺钉5.5X40 75445540	套	MDLWXJDL	290
3315-1	美敦力万向角度螺钉5.5X45 75445545	套	MDLWXJDL	290
3315-1	美敦力万向角度螺钉5.5X50 75445550	套	MDLWXJDL	290
3315-1	美敦力万向角度螺钉5.5X55 75445555	套	MDLWXJDL	290
3315-1	美敦力万向角度螺钉5.5X60 75445560	套	MDLWXJDL	290
3315-1	美敦力万向角度螺钉6.5X20 75446520	套	MDLWXJDL	290
3315-1	美敦力万向角度螺钉6.5X25 75446525	套	MDLWXJDL	290
3315-1	美敦力万向角度螺钉6.5X30 75446530	套	MDLWXJDL	290
3315-1	美敦力万向角度螺钉6.5X35 75446535	套	MDLWXJDL	290
3315-1	美敦力万向角度螺钉6.5X40 75446540	套	MDLWXJDL	290
3315-1	美敦力万向角度螺钉6.5X45 75446545	套	MDLWXJDL	290
3315-1	美敦力万向角度螺钉6.5X50 75446550	套	MDLWXJDL	290
3315-1	美敦力万向角度螺钉6.5X55 75446555	套	MDLWXJDL	290
3315-1	美敦力万向角度螺钉6.5X60 75446560	套	MDLWXJDL	290
3315-1	美敦力万向角度螺钉6.5X65 75446565	套	MDLWXJDL	290
3315-1	美敦力万向角度螺钉7.5X25 75447525	套	MDLWXJDL	290
3315-1	美敦力万向角度螺钉7.5X30 75447530	套	MDLWXJDL	290

3315-1	美敦力万向角度螺钉7.5X35 75447535	套	MDLWXJDL	290
3315-1	美敦力万向角度螺钉7.5X40 75447540	套	MDLWXJDL	290
3315-1	美敦力万向角度螺钉7.5X45 75447545	套	MDLWXJDL	290
3315-1	美敦力万向角度螺钉7.5X50 75447550	套	MDLWXJDL	290
3315-1	美敦力万向角度螺钉7.5X55 75447555	套	MDLWXJDL	290
3315-1	美敦力万向角度螺钉7.5X60 75447560	套	MDLWXJDL	290
3315-1	美敦力万向角度螺钉7.5X65 75447565	套	MDLWXJDL	290
3315-1	美敦力万向角度螺钉7.5X70 75447570	套	MDLWXJDL	290
3315-1	美敦力万向角度螺钉8.5X25 75448525	套	MDLWXJDL	290
3315-1	美敦力万向角度螺钉8.5X30 75448530	套	MDLWXJDL	290
3315-1	美敦力万向角度螺钉8.5X35 75448535	套	MDLWXJDL	290
3315-1	美敦力万向角度螺钉8.5X40 75448540	套	MDLWXJDL	290
3315-1	美敦力万向角度螺钉8.5X45 75448545	套	MDLWXJDL	290
3315-1	美敦力万向角度螺钉8.5X50 75448550	套	MDLWXJDL	290
3315-1	美敦力万向角度螺钉8.5X55 75448555	套	MDLWXJDL	290
3315-1	美敦力万向角度螺钉8.5X60 75448560	套	MDLWXJDL	290
3315-1	美敦力万向角度螺钉8.5X65 75448565	套	MDLWXJDL	290
3315-1	美敦力圆形颈椎钛网13*30	个	MDLYXJ	2722.2
3315-1	美敦力圆形胸腰椎钛网25*60	个	MDLYXX	2722.2
3315-1	贝朗髌臼杯 46MM NH486T	个	BLKJB 46	1641
3315-1	贝朗髌臼杯 48mm NH488T	个	BLKJB 48	1641
3315-1	贝朗髌臼杯 50MM NH490T	个	BLKJB 50	1641
3315-1	贝朗髌臼杯 52MM NH492T	个	BLKJB 52	1641
3315-1	贝朗髌臼杯 54mm NH494T	个	BLKJB 54	1641
3315-1	贝朗髌臼杯 56MM NH496T	个	BLKJB 56	1641
3315-1	贝朗髌臼杯 58MM NH498T	个	BLKJB 58	1641
3315-1	贝朗PE衬-1/28MM 44/46 非	个	BLPEC-	323

3315-1	贝朗PE衬-1/28MM 48/50 非	个	BLPEC-	323
3315-1	贝朗PE衬-1/28MM 52/54 非	个	BLPEC-	323
3315-1	贝朗PE衬-1/28MM 56/58 非	个	BLPEC-	323
3315-1	贝朗PE衬-1/28MM 60/62 非	个	BLPEC-	323
3315-1	贝朗PE衬-1/28MM 64-68 非	个	BLPEC-	323
3315-1	贝朗双动头22.2MM/39MM	个	BLSDT2	8537
3315-1	贝朗双动头22.2MM/41MM	个	BLSDT2	8537
3315-1	贝朗双动头28MM/43MM	个	BLSDT2	8537
3315-1	贝朗双动头28MM/45MM	个	BLSDT2	8537
3315-1	贝朗双动头28MM/47MM	个	BLSDT2	8537
3315-1	贝朗双动头28MM/49MM	个	BLSDT2	8537
3315-1	贝朗双动头28MM/51MM	个	BLSDT2	8537
3315-1	捷迈翻修型股骨柄L190mm 14mm 01.00101.914	个	JMFXXGGB	11768
3315-1	捷迈翻修型股骨柄L190mm 15mm 01.00101.915	个	JMFXXGGB	11768
3315-1	捷迈翻修型股骨柄L190mm 16mm 01.00101.916	个	JMFXXGGB	11768
3315-1	捷迈翻修型股骨柄L190mm 17mm 01.00101.917	个	JMFXXGGB	11768
3315-1	捷迈翻修型股骨柄L190mm 18mm 01.00101.918	个	JMFXXGGB	11768
3315-1	捷迈翻修型股骨柄L225mm 14mm 01.00102.214	个	JMFXXGGB	11768
3315-1	捷迈翻修型股骨柄L225mm 15mm 01.00102.215	个	JMFXXGGB	11768
3315-1	捷迈翻修型股骨柄L225mm 16mm 01.00102.216	个	JMFXXGGB	11768
3315-1	捷迈翻修型股骨柄L225mm 17mm 01.00102.217	个	JMFXXGGB	11768
3315-1	捷迈翻修型股骨柄L225mm 18mm 01.00102.218	个	JMFXXGGB	11768
3315-1	捷迈翻修型股骨柄L225mm 19mm 01.00102.219	个	JMFXXGGB	11768
3315-1	捷迈翻修型股骨柄L225mm 20mm 01.00102.220	个	JMFXXGGB	11768
3315-1	捷迈翻修型股骨柄L265mm 14mm 01.00102.614	个	JMFXXGGB	11768
3315-1	捷迈翻修型股骨柄L265mm 15mm 01.00102.615	个	JMFXXGGB	11768
3315-1	捷迈翻修型股骨柄L265mm 16mm 01.00102.616	个	JMFXXGGB	11768
3315-1	捷迈翻修型股骨柄L265mm 17mm 01.00102.617	个	JMFXXGGB	11768
3315-1	捷迈翻修型股骨柄L265mm 18mm 01.00102.618	个	JMFXXGGB	11768
3315-1	捷迈翻修型股骨柄L265mm 19mm 01.00102.619	个	JMFXXGGB	11768
3315-1	捷迈翻修型股骨柄L265mm 20mm 01.00102.620	个	JMFXXGGB	11768

3315-1	捷迈翻修型股骨柄L305mm 14mm 01.00103.014	个	JMFXXGGB	11768
3315-1	捷迈翻修型股骨柄L305mm 15mm 01.00103.015	个	JMFXXGGB	11768
3315-1	捷迈翻修型股骨柄L305mm 16mm 01.00103.016	个	JMFXXGGB	11768
3315-1	捷迈翻修型股骨柄L305mm 17mm 01.00103.017	个	JMFXXGGB	11768
3315-1	捷迈翻修型股骨柄L305mm 18mm 01.00103.018	个	JMFXXGGB	11768
3315-1	捷迈翻修型股骨柄L305mm 19mm 01.00103.019	个	JMFXXGGB	11768
3315-1	捷迈翻修型股骨柄L305mm 20mm 01.00103.020	个	JMFXXGGB	11768
3315-1	捷迈胫骨部件-00-5980-027-01	个	JMJGBJ 0	2386
3315-1	捷迈胫骨部件-00-5980-027-02	个	JMJGBJ 0	2386
3315-1	捷迈胫骨部件-00-5980-037-01	个	JMJGBJ 0	2386
3315-1	捷迈胫骨部件-00-5980-037-02	个	JMJGBJ 0	2386
3315-1	捷迈胫骨部件-00-5980-047-01	个	JMJGBJ 0	2386
3315-1	捷迈胫骨部件-00-5980-047-02	个	JMJGBJ 0	2386
3315-1	捷迈锥形股骨球头22mm 12/14 22MM DIA+0	个	JMZXXGQT	907
3315-1	捷迈锥形股骨球头22mm 12/14 22MM DIA-2.0	个	JMZXXGQT	907
3315-1	捷迈锥形股骨球头22mm 12/14 22MM DIA+3.0	个	JMZXXGQT	907
3315-1	捷迈锥形股骨球头28mm +0*28MM DIA	个	JMZXXGQT	907
3315-1	捷迈锥形股骨球头28mm +3.5*28MM DIA	个	JMZXXGQT	907
3315-1	捷迈锥形股骨球头32mm12/14 32MM DIA-3.5MM	个	JMZXXGQT	907
3315-1	捷迈锥形股骨球头32mm 12/14 32MM DIA+0MM	个	JMZXXGQT	907
3315-1	捷迈锥形股骨球头32mm12/14 32MM DIA+3.5MM	个	JMZXXGQT	907
3315-1	美敦力椎间融合器14×11×5MM 6272415	个	MDLZJRHQ	483
3315-1	美敦力椎间融合器14×11×6MM 6272416	个	MDLZJRHQ	483
3315-1	美敦力椎间融合器14×11×7MM 6272417	个	MDLZJRHQ	483
3315-1	美敦力椎间融合器14×11×8MM 6272418	个	MDLZJRHQ	483

3315-1	美敦力椎间融合器14×11×9MM 6272419	个	MDLZJRHQ	483
3315-1	美敦力椎间融合器 宽14×深11×高4 6211404	个	MDLZJRHQ	1998
3315-1	美敦力椎间融合器 宽14×深11×高5 6211405	个	MDLZJRHQ	1998
3315-1	美敦力椎间融合器 宽14×深11×高6 6211406	个	MDLZJRHQ	1998
3315-1	美敦力椎间融合器 宽14×深11×高7 6211407	个	MDLZJRHQ	1998
3315-1	美敦力椎间融合器 宽14×深11×高9 6211409	个	MDLZJRHQ	1998
3315-1	美敦力椎间融合器 宽16×深14×高4 6211604	个	MDLZJRHQ	1998
3315-1	美敦力椎间融合器 宽16×深14×高5 6211605	个	MDLZJRHQ	1998
3315-1	美敦力椎间融合器 宽16×深14×高6 6211606	个	MDLZJRHQ	1998
3315-1	美敦力椎间融合器 宽16×深14×高7 6211607	个	MDLZJRHQ	1998
3315-1	美敦力椎间融合器 宽18×深16×高4 6211804	个	MDLZJRHQ	1998
3315-1	美敦力椎间融合器 宽18×深16×高5 6211805	个	MDLZJRHQ	1998
3315-1	美敦力椎间融合器 宽18×深16×高6 6211806	个	MDLZJRHQ	1998
3315-1	美敦力椎间融合器 宽18×深16×高7 6211807	个	MDLZJRHQ	1998
3315-1	爱得金属骨针1.0×170	盒	ADJSGZ	600
3315-1	爱得金属骨针1.2×180	盒	ADJSGZ	600
3315-1	爱得金属骨针1.5×200	盒	ADJSGZ	600
3315-1	爱得金属骨针2.0×250	盒	ADJSGZ	600
3315-1	爱得金属骨针2.5×250	盒	ADJSGZ	600
3315-1	强生椎间融合固定系统楔形, 高度 10	个	QSZJRHGD	2558
3315-1	强生Zero-P VA 楔形, 高度 11	个	QSZero	2558
3315-1	强生Zero-P VA 楔形, 高度 12	个	QSZero	2558
3315-1	强生Zero-P VA 楔形, 高度 5m	个	QSZero	2558
3315-1	强生Zero-P VA 楔形, 高度 6m	个	QSZero	2558
3315-1	强生Zero-P VA 楔形, 高度 7m	个	QSZero	2558
3315-1	强生Zero-P VA 楔形, 高度 8m	个	QSZero	2558
3315-1	强生Zero-P VA 楔形, 高度 9m	个	QSZero	2558
3315-1	强生Zero-P VA 弧形, 高度 10	个	QSZero	2558
3315-1	强生Zero-P VA 弧形, 高度 11	个	QSZero	2558
3315-1	强生Zero-P VA 弧形, 高度 12	个	QSZero	2558
3315-1	强生Zero-P VA 弧形, 高度 7m	个	QSZero	2558
3315-1	威曼连接棒05 φ 3.0×100 QZX01-05	支	WMLJB05	3200
3315-1	威曼连接棒05 φ 3.0×120 QZX01-05	支	WMLJB05	3200
3315-1	威曼连接棒05 φ 3.0×140 QZX01-05	支	WMLJB05	3200
3315-1	威曼连接棒05 φ 3.0×160 QZX01-05	支	WMLJB05	3200
3315-1	威曼连接棒05 φ 3.0×180 QZX01-05	支	WMLJB05	3200

3315-1	威曼连接棒05 ϕ 3.0×200 QZX01-05	支	WMLJB05	3200
3315-1	威曼连接棒05 ϕ 3.0×250 QZX01-05	支	WMLJB05	3200
3315-1	威曼连接棒05 ϕ 3.0×350 QZX01-05	支	WMLJB05	3200
3315-1	威曼连接棒05 ϕ 3.0×60 QZX01-05	支	WMLJB05	3200
3315-1	威曼连接棒05 ϕ 3.0×80 QZX01-05	支	WMLJB05	3200
3315-1	威曼连接棒05 ϕ 4.0×100 QZX01-05	支	WMLJB05	3200
3315-1	威曼连接棒05 ϕ 4.0×120 QZX01-05	支	WMLJB05	3200
3315-1	威曼连接棒05 ϕ 4.0×140 QZX01-05	支	WMLJB05	3200
3315-1	威曼连接棒05 ϕ 4.0×160 QZX01-05	支	WMLJB05	3200
3315-1	威曼连接棒05 ϕ 4.0×180 QZX01-05	支	WMLJB05	3200
3315-1	威曼连接棒05 ϕ 4.0×200 QZX01-05	支	WMLJB05	3200
3315-1	威曼连接棒05 ϕ 4.0×220 QZX01-05	支	WMLJB05	3200
3315-1	威曼连接棒05 ϕ 4.0×240 QZX01-05	支	WMLJB05	3200
3315-1	威曼连接棒05 ϕ 4.0×260 QZX01-05	支	WMLJB05	3200
3315-1	威曼连接棒05 ϕ 4.0×280 QZX01-05	支	WMLJB05	3200
3315-1	威曼连接棒05 ϕ 4.0×350 QZX01-05	支	WMLJB05	3200
3315-1	威曼连接棒05 ϕ 4.0×60 QZX01-05	支	WMLJB05	3200
3315-1	威曼连接棒05 ϕ 4.0×80 QZX01-05	支	WMLJB05	3200
3315-1	威曼连接棒05 ϕ 5.0×100 QZX01-05	支	WMLJB05	3200
3315-1	威曼连接棒05 ϕ 5.0×120 QZX01-05	支	WMLJB05	3200
3315-1	兰州西脉环抱式接骨器10	个	LZXMB	4224
3315-1	兰州西脉环抱式接骨器12灭菌	个	LZXMB	4224
3315-1	兰州西脉环抱式接骨器14	个	LZXMB	4224
3315-1	美敦力植骨钛板8	个	MDLZGT	956
3315-1	美敦力植骨钛板10	个	MDLZGT	956
3315-1	美敦力植骨钛板12	个	MDLZGT	956
3315-1	美敦力植骨钛板14	个	MDLZGT	956
3315-1	美敦力植骨钛板16	个	MDLZGT	956
3315-1	美敦力植骨钛板18	个	MDLZGT	956
3315-1	春立均匀粗糙面58型全髌臼7-42 58	个	CLJYCCM5	3300
3315-1	春立均匀粗糙面58型全髌臼8-44 58	个	CLJYCCM5	3300
3315-1	春立均匀粗糙面58型全髌臼9-46 58	个	CLJYCCM5	3300
3315-1	春立均匀粗糙面58型全髌臼10-48 58	个	CLJYCCM5	3300
3315-1	春立均匀粗糙面58型全髌臼11-50 58	个	CLJYCCM5	3300
3315-1	春立均匀粗糙面58型全髌臼12-52 58	个	CLJYCCM5	3300
3315-1	春立均匀粗糙面58型全髌臼13-54 58	个	CLJYCCM5	3300
3315-1	春立均匀粗糙面58型全髌臼14-56 58	个	CLJYCCM5	3300
3315-1	春立均匀粗糙面58型全髌臼15-58 58	个	CLJYCCM5	3300
3315-1	春立均匀粗糙面58型全髌臼16-60 58	个	CLJYCCM5	3300
3315-1	春立髌关节假体-JS型内衬（灭菌）28m	个	CLKGJJ	1850
3315-1	春立髌关节假体-JS型内衬（灭菌）32m	个	CLKGJJ	1850

3315-1	春立髌关节假体-JS型内衬（灭菌）36m	个	CLKGJJ	1850
3315-1	春立髌关节假体-TB型球头 28M TB	个	CLKGJJT-	1350
3315-1	春立髌关节假体-TB型球头 28S TB	个	CLKGJJT-	1350
3315-1	春立髌关节假体-TB型球头 28XL TB	个	CLKGJJT-	1350
3315-1	春立髌关节假体-TB型球头 32L TB	个	CLKGJJT-	1350
3315-1	春立髌关节假体-TB型球头 32S TB	个	CLKGJJT-	1350
3315-1	春立髌关节假体-TB型球头 32M TB	个	CLKGJJT-	1350
3315-1	春立髌关节假体-TB型球头 32XL TB	个	CLKGJJT-	1350
3315-1	春立髌关节假体-TB型球头 36L TB	个	CLKGJJT-	1350
3315-1	春立髌关节假体-TB型球头 36M TB	个	CLKGJJT-	1350
3315-1	春立髌关节假体-TB型球头 36S TB	个	CLKGJJT-	1350
3315-1	春立髌关节假体-TB型球头 36XL TB	个	CLKGJJT-	1350
3315-1	春立髌关节假体-22球头（灭菌）3mm	个	CLKGJJ	4000
3315-1	春立髌关节假体-22球头（灭菌）6mm	个	CLKGJJ	4000
3315-1	春立髌关节假体-28球头（灭菌）-3mm	个	CLKGJJ	4000
3315-1	春立髌关节假体-28球头（灭菌）0mm	个	CLKGJJ	4000
3315-1	春立髌关节假体-28球头（灭菌）3mm	个	CLKGJJ	4000
3315-1	春立髌关节假体-28球头（灭菌）6mm	个	CLKGJJ	4000
3315-1	春立髌关节假体-28球头（灭菌）9mm	个	CLKGJJ	4000
3315-1	春立髌关节假体-双极头（灭菌）38mm	个	CLKGJJ	4092
3315-1	春立髌关节假体-双极头（灭菌）39mm	个	CLKGJJ	4092
3315-1	春立髌关节假体-双极头（灭菌）40mm	个	CLKGJJT-	4092
3315-1	春立髌关节假体-双极头（灭菌）41mm	个	CLKGJJ	4092
3315-1	春立髌关节假体-双极头（灭菌）42mm	个	CLKGJJ	4092
3315-1	春立髌关节假体-双极头（灭菌）43mm	个	CLKGJJ	4092
3315-1	春立髌关节假体-双极头（灭菌）44mm	个	CLKGJJ	4092
3315-1	春立髌关节假体-双极头（灭菌）45mm	个	CLKGJJ	4092
3315-1	春立髌关节假体-双极头（灭菌）46mm	个	CLKGJJ	4092
3315-1	春立髌关节假体-双极头（灭菌）47mm	个	CLKGJJ	4092
3315-1	春立髌关节假体-双极头（灭菌）49mm	个	CLKGJJ	4092
3315-1	春立髌关节假体-双极头（灭菌）50mm	个	CLKGJJT-	4092
3315-1	春立髌关节假体-双极头（灭菌）51mm	个	CLKGJJ	4092
3315-1	春立髌关节假体-双极头（灭菌）52mm	个	CLKGJJ	4092
3315-1	春立髌关节假体-双极头（灭菌）54mm	个	CLKGJJ	4092
3315-1	春立髌关节假体-双极头（灭菌）55mm	个	CLKGJJ	4092
3315-1	春立髌关节假体-双极头（灭菌）56mm	个	CLKGJJ	4092
3315-1	春立髌关节假体-双极头（灭菌）57mm	个	CLKGJJ	4092
3315-1	春立髌关节假体-双极头（灭菌）58mm	个	CLKGJJ	4092

3315-1	春立髌关节假体-双极头（灭菌）59mm	个	CLKGJJ	4092
3315-1	春立髌关节假体-双极头（灭菌）60mm	个	CLKGJJ	4092
3315-1	春立髌关节假体58型全髌臼 6-40 58	个	CLKGJJT5	3700
3315-1	春立髌关节假体58型全髌臼 7-42 58	个	CLKGJJT5	3700
3315-1	春立髌关节假体58型全髌臼 8-44 58	个	CLKGJJT5	3700
3315-1	春立髌关节假体58型全髌臼 9-46 58	个	CLKGJJT5	3700
3315-1	春立髌关节假体58型全髌臼 10-48 58	个	CLKGJJT5	3700
3315-1	春立髌关节假体58型全髌臼 11-50 58	个	CLKGJJT5	3700
3315-1	春立髌关节假体58型全髌臼 12-52 58	个	CLKGJJT5	3700
3315-1	春立髌关节假体58型全髌臼 13-54 58	个	CLKGJJT5	3700
3315-1	春立髌关节假体58型全髌臼 15-58 58	个	CLKGJJT5	3700
3315-1	春立髌关节假体58型全髌臼 16-60 58	个	CLKGJJT5	3700
3315-1	春立均匀粗糙面155型股骨柄 8 155	个	CLJYCCM1	3920
3315-1	春立均匀粗糙面155型股骨柄 9 155	个	CLJYCCM1	3920
3315-1	春立均匀粗糙面155型股骨柄 10 155	个	CLJYCCM1	3920
3315-1	春立均匀粗糙面155型股骨柄 12 155	个	CLJYCCM1	3920
3315-1	春立均匀粗糙面155型股骨柄 13 155	个	CLJYCCM1	3920
3315-1	春立均匀粗糙面155型股骨柄 14 155	个	CLJYCCM1	3920
3315-1	春立均匀粗糙面155型股骨柄 15 155	个	CLJYCCM1	3920
3315-1	春立均匀粗糙面155型股骨柄 16 155	个	CLJYCCM1	3920
3315-1	威高HBQ03金属接骨螺钉6.5×90	枚	WGHBQ0	65.86
3315-1	捷迈股骨柄11x142-51-103110	个	JMGGB1	2200
3315-1	威高HAQ03金属接骨螺钉3.5×10	枚	WGHAQ0	43.81
3315-1	威高胫骨近端内侧锁定板-2-WGC12Z03-3孔右	枚	WGJGJD	2548
3315-1	威高锁定重建板-1（3.5）6孔-WGC11Z02	枚	WGSZDJ	2400.9
3315-1	威高桡骨远端掌侧锁定板-宽12孔右-	枚	WGRGYD	2436
3315-1	史赛克椎弓根短尾螺钉6.5X40mm-03821640	个	SSKZGG	4092
3315-1	捷迈PS垫片-右-10MM-42-5214-001-10	个	JMPSPDP	10652
3315-1	捷迈PS垫片-右-14MM-42-5214-008-14	个	JMPSPDP	10652
3315-1	威高锁骨加压锁定板-2-12孔右-WGC11Z01	枚	WGSJY	2268
3315-1	威高横连杆装配-5-5.5×65-75-WGB1Z-7-46	枚	WGHLGZ	1590
3315-1	捷迈髌关节柄135° /23mm-01.00561.323	个	JMKGJB	10015
3315-1	美敦力固定横连接(4.75)-5442016	个	MDLGDH	6300

3315-1	威高大角度螺钉-1-4.0×20-WGB1Z-4	枚	WGDJDL	545
3315-1	捷迈陶瓷股骨头和衬垫-12/14-28×-3.5	个	JMTCGG	1984
3315-1	捷迈PS垫片-右-12MM-42-5214-003-12	个	JMPSPD	10652
3315-1	威高埋头中空螺钉半螺纹4.5×32-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	405.6
3315-1	美敦力固定螺钉(4.75)7.5X40-54410007540	个	MDLGDL(	5810
3315-1	威高HAZ03金属接骨螺钉2.0×30	枚	WGHAZO	43.81
3315-1	威高胫骨近端加压锁定板-2-WGC12Z03-11孔	枚	WGJGJD	2548
3315-1	威高HAQ03金属接骨螺钉4.5×30	枚	WGHAQO	43.81
3315-1	威高埋头中空螺钉半螺纹4.5×30-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	405.6
3315-1	威高胫骨近端内侧锁定板-2-WGC12Z03-10孔	枚	WGJGJD	2548
3315-1	威高万向复位螺钉-7.0×50-WGB1Z-10-01	枚	WGWXFW	721
3315-1	捷迈PS垫片-左-13MM-42-5114-009-13	个	JMPSPD	10652
3315-1	威高HAZ03金属接骨螺钉2.0×10	枚	WGHAZO	43.81
3315-1	威高干骺端锁定板-2-WGC12Z01-6孔	枚	WGGHDS	2174.6
3315-1	威高复位螺塞-5.5-WGB1Z-10-19	枚	WGFWLS	10
3315-1	威高HBQ03金属接骨螺钉6.5×50	枚	WGHBQO	65.86
3315-1	威高肱骨近端加压锁定板-3-WGC12Z07-12孔-	枚	WGGGJD	2438
3315-1	捷迈PS胫骨垫片EP-183688-87/91X18	个	JMPSJG	8615.1
3315-1	威高腰椎融合器II-9×26×10mm0°	枚	WGYZRH	1152
3315-1	迈瑞HAQ03皮质骨全螺纹金属接骨螺钉4.5×	枚	MRHAQO	44
3315-1	捷迈聚乙烯腓骨26-00-5972-065-26	个	JMJYXB	1500
3315-1	威高胫骨近端内侧锁定板-2-WGC12Z03-7孔右	枚	WGJGJD	2548
3315-1	威高颈椎融合器-6×19×13mm-WGB3Z02C1	枚	WGJZRH	216
3315-1	威高桡骨远端掌侧锁定板标准WGC12Z08-6孔	枚	WGRGYD	2436
3315-1	威高肱骨近端加压锁定板-3-WGC12Z07-11孔-	枚	WGGGJD	2438
3315-1	威高胫骨近端加压锁定板-2-WGC12Z03-13孔	枚	WGJGJD	2548
3315-1	威高万向螺钉-6.5×35-WGB1Z-7-01	枚	WGWXLD	480
3315-1	捷迈陶瓷股骨头I型36mm/+3mm-650-0662	个	JMTCGG	1483
3315-1	威高胫骨近端内侧锁定板-2-WGC12Z03-17孔	枚	WGJGJD	2548
3315-1	美敦力万向螺钉系统6.5X55-54840006555	个	MDLWXL	6250
3315-1	威高股骨髓内钉WGA4Z02-11×240	枚	WGGGSNDW	3596
3315-1	威高干骺端锁定板-2-WGC12Z01-3孔	枚	WGGHDS	2174.6
3315-1	威高HAQ03金属接骨螺钉4.5×28	枚	WGHAQO	43.81
3315-1	威高HAQ03金属接骨螺钉4.5×46	枚	WGHAQO	43.81
3315-1	威高干骺端锁定板-2-WGC12Z01-4孔	枚	WGGHDS	2174.6
3315-1	威高股骨远端锁定板-WGC12Z02-7孔右	枚	WGGGYD	2503
3315-1	威高横连杆装配-5.5×110-WGB1Z-7-41	枚	WGHLGZ	52
3315-1	威高万向复位螺钉-5.5×30-WGB1Z-2	枚	WGWXFW	480
3315-1	威高股骨远端加压锁定板-WGC12Z02-6孔左-	枚	WGGGYD	2503
3315-1	威高HAZ03金属接骨螺钉1.5×32	枚	WGHAZO	43.81
3315-1	美敦力万向螺钉系统6.5X50-54840006550	个	MDLWXL	6250
3315-1	威高埋头中空螺钉半螺纹3.0×28-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	405.6
3315-1	威高微型骨髁锁定板-2-10孔-WGC12Z08	枚	WGWXGK	2387
3315-1	威高埋头中空螺钉浅螺纹3.0×44-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	405.6
3315-1	威高海鸥加压锁定板-WGC12Z03-9孔	枚	WGHOJY	2278.8

3315-1	威高桡骨远端斜L型加压锁定板-6孔左	枚	WGRGYD	2436
3315-1	威高桡骨远端斜L型加压锁定板-4孔右	枚	WGRGYD	2436
3315-1	捷迈膝关节组件75mm-右侧-183114	个	JMXGJZ	1218
3315-1	捷迈髌臼外杯60-X-54mm-US157860	个	JMKJWB	25190
3315-1	威高大角度螺钉-1-3.5×48-WGB1Z-4	枚	WGDJDL	545
3315-1	威高HAQ03金属接骨螺钉4.5×42	枚	WGHAQO	43.81
3315-1	威高胫骨远端前外侧锁定板-WGC12Z03-10孔	枚	WGJGYD	2548
3315-1	捷迈髌关节柄135° /19mm-01.00561.319	个	JMKGJB	10015
3315-1	威高自攻型中空螺钉半螺纹4.0×36-WGC4Z03	枚	WZGXZKL	405.6
3315-1	威高大角度螺钉-1-4.0×48-WGB1Z-4	枚	WGDJDL	545
3315-1	威高腰椎融合器 II -8×26×10mm0°	枚	WGYZRH	1152
3315-1	威高HAQ03金属接骨螺钉4.5×38	枚	WGHAQO	43.81
3315-1	威高胫骨近端内侧锁定板-2-WGC12Z03-10孔	枚	WGJGJD	2548
3315-1	威高胫骨近端内侧加压锁定板4孔左WGC12Z03	枚	WGJGJD	2548
3315-1	史赛克单轴长臂钉6.5X50mm-03828650	个	SSKDZC	4417.5
3315-1	威高L型加压锁定板-2-WGC12Z05-2孔右	枚	WGLXJY	2387
3315-1	威高腰椎融合器 II -8×22×10mm0°	枚	WGYZRH	1152
3315-1	迈瑞HAQ03皮质骨全螺纹金属接骨螺钉4.5×	枚	MRHAQO	44
3315-1	美敦力万向螺钉系统6.5X60-54840006560	个	MDLWXL	6250
3315-1	威高大角度螺钉-1-4.0×10-WGB1Z-4	枚	WGDJDL	545
3315-1	威高颈椎融合器-5×16×13mm-WGB3Z02C1	枚	WGJZRH	216
3315-1	史赛克椎弓根短尾螺钉5.5X40mm-03821540	个	SSKZGG	4092
3315-1	威高HAQ03金属接骨螺钉3.5×40	枚	WGHAQO	43.81
3315-1	威高海鸥加压锁定板-WGC12Z03-15孔	枚	WGHOJY	2278.8
3315-1	威高腰椎融合器 II 10×26×10mm0°	枚	WGYZRH	1152
3315-1	威高横连杆装配-5-5.5×45-55-WGB1Z-7-46	枚	WGHLGZ	1590
3315-1	捷迈PS胫骨垫片EP-183686-87/91X16	个	JMPSJG	8615.1
3315-1	威高腰椎融合器 I -13×26×10mm-WGB3Z02L1	枚	WGYZRH	1152
3315-1	威高股骨干加压锁定板-1-WGC12Z04-12孔右-	枚	WGGGGJ	2503
3315-1	威高股骨髓内钉GA4Z02-11×170 135°	枚	WGGGSNDG	3596
3315-1	威高腰椎融合器 II 15×26×10mm0°	枚	WGYZRH	1152
3315-1	美敦力万向螺钉系统5.5X45-54840005545	个	MDLWXL	6250
3315-1	威高股骨髓内钉WGA4Z02-9×200	枚	WGGGSNDW	3596
3315-1	威高远端锁定螺钉5.0-5.0×40	枚	WGYDSD	43.81
3315-1	威高万向螺钉-6.5×30-WGB1Z-7-01	枚	WGWXLD	480
3315-1	威高连接杆-5.5×500-WGB1Z-7-23	枚	WGLJG-	100
3315-1	史赛克椎弓根短尾螺钉7.5X45mm-03821745	个	SSKZGG	4092
3315-1	捷迈膝关节组件57.5mm-左侧-183122	个	JMXGJZ	1218
3315-1	威高HBQ03金属接骨螺钉6.5×30	枚	WGHBQO	65.86
3315-1	威高腓骨远外加压锁定板-6-WGC12Z06-7孔右	枚	WGFYVW	2686
3315-1	捷迈PS垫片-右-14MM-42-5214-003-14	个	JMPSPD	10652
3315-1	威高HAQ03金属接骨螺钉4.5×14	枚	WGHAQO	43.81
3315-1	威高L型加压锁定板-2-WGC12Z05-7孔右	枚	WGLXJY	2387
3315-1	捷迈PS垫片-左-10MM-42-5114-003-10	个	JMPSPD	10652
3315-1	威高HAQ03金属接骨螺钉4.5×20	枚	WGHAQO	43.81
3315-1	威高大角度螺钉-1-3.5×38-WGB1Z-4	枚	WGDJDL	545
3315-1	威高肱骨近端加压锁定板-3-WGC12Z07-6孔	枚	WGGGJD	2438
3315-1	威高万向复位螺钉-5.5×40-WGB1Z-2	枚	WGWXFW	480

3315-1	威高HAZ03金属接骨螺钉2.0×26	枚	WGHAZO	43.81
3315-1	威高干骺端锁定板-2-WGC12Z01-18孔	枚	WGGHDS	2174.6
3315-1	威高股骨干加压锁定板-1-WGC12Z04-14孔右-	枚	WGGGGJ	2503
3315-1	威高胫骨远端前外侧锁定板-WGC12Z03-10孔	枚	WGJGYD	2548
3315-1	威高锁定重建板-1(3.5)8孔-WGC11Z02	枚	WGSZDJ	2400.9
3315-1	威高腰椎融合器 I -14×22×10mm-WGB3Z02L1	枚	WGYZRH	1152
3315-1	威高股骨远端锁定板-WGC12Z02-5孔右	枚	WGGGYD	2503
3315-1	威高胫骨远端前外侧锁定板-WGC12Z03-9孔右	枚	WGJGYD	2548
3315-1	威高万向复位螺钉-5.0×40-WGB1Z-2	枚	WGWXFW	480
3315-1	捷迈PS胫骨垫片EP-183640-71/75X10	个	JMPSJG	8615.1
3315-1	捷迈PS垫片-右-11MM-42-5214-003-11	个	JMPSPD	10652
3315-1	威高加压锁定接骨板-1(上肢)-WGC11Z01-4孔	枚	WGJYSD	2387
3315-1	威高胫骨远端前外侧锁定板-WGC12Z03-13孔	枚	WGJGYD	2548
3315-1	威高远端锁定螺钉5.0-3.8×22	枚	WGYDSD	43.81
3315-1	威高大角度螺钉-1-4.0×30-WGB1Z-4	枚	WGDJDL	545
3315-1	威高万向复位螺钉-6.0×50-WGB1Z-2	枚	WGWXFW	480
3315-1	捷迈PS垫片-左-10MM-42-5114-010-10	个	JMPSPD	10652
3315-1	捷迈PS股骨-Left-Size8-42-5006-064-01	个	JMPSSG	1185
3315-1	威高多米诺接头-5.5/6.0-WGB1Z-7-31	枚	WGD MNJ	3732
3315-1	史赛克单轴螺钉6.5X50mm-03820650	个	SSKDZL	3191
3315-1	威高HAQ03金属接骨螺钉3.5×52	枚	WGHAQO	43.81
3315-1	威高锁定重建板-1(3.5)16孔-WGC11Z02	枚	WGSZDJ	2400.9
3315-1	威高锁定重建板-1(3.5)20孔-WGC11Z02	枚	WGSZDJ	2400.9
3315-1	威高大角度螺钉-1-3.5×50-WGB1Z-4	枚	WGDJDL	545
3315-1	威高万向螺钉-5.0×25-WGB1Z-7-01	枚	WGWXLD	480
3315-1	威高横连杆装配-5-5.5×95-105-WGB1Z-7-46	枚	WGHLGZ	1590
3315-1	捷迈PS垫片-左-10MM-42-5114-009-10	个	JMPSPD	10652
3315-1	捷迈髌臼螺钉6.5X50mm-00-6250-065-50	个	JMKJLD	450
3315-1	威高股骨远端锁定板-WGC12Z02-5孔左	枚	WGGGYD	2503
3315-1	威高万向复位螺钉-6.0×45-WGB1Z-10-01	枚	WGWXFW	721
3315-1	威高HAQ03金属接骨螺钉3.5×28	枚	WGHAQO	43.81
3315-1	威高肱骨近端加压锁定板-4-WGC12Z07-3孔右	枚	WGGGJD	2220.9
3315-1	迈瑞肱骨P/LC-DCP-(I型)-ZSQ04-10孔	块	MRGGP/	1421
3315-1	威高椎弓根螺钉-5.0×40-WGB1Z-7-08	枚	WZGGL	432
3315-1	捷迈PS胫骨垫片EP-183626-63/67X16	个	JMPSJG	8615.1
3315-1	迈瑞HAQ03皮质骨全螺纹金属接骨螺钉4.5×	枚	MRHAQO	44
3315-1	捷迈髌臼外杯54-X-48mm-US157854	个	JMKJWB	25190
3315-1	威高HAQ03金属接骨螺钉4.5×18	枚	WGHAQO	43.81
3315-1	威高HBQ03金属接骨螺钉6.5×40	枚	WGH BQO	65.86
3315-1	威高远端锁定螺钉5.0-5.0×30	枚	WGYDSD	43.81
3315-1	捷迈股骨柄17x154-51-103170	个	JMGGB1	2200
3315-1	威高股骨髓内钉WGA4Z02-10×200 135°	枚	WGGGSNDW	3596
3315-1	威高埋头中空螺钉半螺纹3.0×24-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	405.6
3315-1	捷迈PS股骨-Right-Size7-42-5006-062-02	个	JMPSSG R	1185
3315-1	迈瑞胫骨近端后侧锁定板3.5 1孔 YZ126 10	个	MRJGJDHC	2517
3315-1	迈瑞胫骨近端后侧锁定板3.5 2孔 YZ126 10	个	MRJGJDHC	2517

3315-1	迈瑞胫骨近端后侧锁定板3.5 4孔 YZ126 10	个	MRJGJDHC	2517
3315-1	迈瑞胫骨近端后侧锁定板3.5 6孔 YZ126 10	个	MRJGJDHC	2517
3315-1	迈瑞胫骨近端后侧锁定板3.5 8孔 YZ126 10	个	MRJGJDHC	2517
3315-1	迈瑞胫骨近端外侧锁定板3.5 右10孔 YZ62 10	个	MRJGJDWC	2517
3315-1	迈瑞胫骨近端外侧锁定板3.5 左10孔 YZ62 10	个	MRJGJDWC	2517
3315-1	迈瑞胫骨近端外侧锁定板3.5 右12孔 YZ62 10	个	MRJGJDWC	2517
3315-1	迈瑞胫骨近端外侧锁定板3.5 左12孔 YZ62 10	个	MRJGJDWC	2517
3315-1	迈瑞胫骨近端外侧锁定板3.5 右14孔 YZ62 10	个	MRJGJDWC	2517
3315-1	迈瑞胫骨近端外侧锁定板3.5 左14孔 YZ62 10	个	MRJGJDWC	2517
3315-1	迈瑞胫骨近端外侧锁定板3.5 右16孔 YZ62 10	个	MRJGJDWC	2517
3315-1	迈瑞胫骨近端外侧锁定板3.5 左16孔 YZ62 10	个	MRJGJDWC	2517
3315-1	迈瑞胫骨近端外侧锁定板3.5 右4孔 YZ62 10	个	MRJGJDWC	2517
3315-1	迈瑞胫骨近端外侧锁定板3.5 左4孔 YZ62 10	个	MRJGJDWC	2517
3315-1	迈瑞胫骨近端外侧锁定板3.5 右6孔 YZ62 10	个	MRJGJDWC	2517
3315-1	奥斯迈胫骨髓内钉8×300、空心	枚	ASMJGSND	3580
3315-1	威高胫骨近端内侧锁定板-2-WGC12Z03-6孔右	枚	WGJGJD	2548
3315-1	威高海鸥加压锁定板-WGC12Z03-18孔	枚	WGHOJY	2278.8
3315-1	捷迈髌臼内衬28-X-52mm-EP-200158	个	JMKJNC	13495
3315-1	捷迈髌关节柄135° /15mm-01.00561.315	个	JMKGJB	10015
3315-1	威高低弯度胫骨髓内钉WGA1Z03-9×285	枚	WGDWDJ	3263
3315-1	威高自攻型中空螺钉半螺纹4.0×10-WGC4Z03	枚	WZGXZKL	405.6
3315-1	威高胫骨近端内侧加压锁定板19孔左	枚	WGJGJD	2548
3315-1	捷迈PS垫片-左-13MM-42-5114-008-13	个	JMPSPD	10652
3315-1	捷迈陶瓷股骨头I型36mm/+6mm-650-0663	个	JMTCGG	1483
3315-1	威高埋头中空螺钉半螺纹4.5×60-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	405.6
3315-1	威高加压锁定接骨板-1(上肢)-WGC11Z01-11	枚	WGJYSD	2387
3315-1	威高锁定重建板-1(3.5)7孔-WGC11Z02	枚	WGSZDJ	2400.9
3315-1	威高椎弓根螺钉-6.5×45-WGB1Z-10-02	枚	WZGGL	721
3315-1	威高埋头中空螺钉半螺纹3.0×40-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	405.6
3315-1	威高股骨干加压锁定板-1-WGC12Z04-14孔左-	枚	WGGGGJ	2503
3315-1	威高海鸥加压锁定板-WGC12Z03-12孔	枚	WGHOJY	2278.8
3315-1	威高万向螺钉-4.5×45-WGB1Z-7-01	枚	WGWXLD	480
3315-1	威高自断螺塞-5.5-WGB1Z-2	枚	WZDLS	10

3315-1	威高颈椎融合器-7×15×13mm-WGB3Z02C1	枚	WGJZRH	216
3315-1	迈瑞金属-股骨交锁髓内钉（I型） 10×240	个	MRJS-GGJ	3596
3315-1	威高HAZ03金属接骨螺钉1.5×12	枚	WGHAZ03	43.81
3315-1	威高微型骨髁锁定板-2-4孔-WGC12Z08	块	GWXGKSD	2387
3315-1	迈瑞股骨直型锁定板（I型）8孔 ZZ05 20	块	MRGGZXSD	2280
3315-1	迈瑞股骨直型锁定板（I型）9孔 ZZ05 20	块	MRGGZXSD	2280
3315-1	迈瑞股骨直型锁定板（I型）10孔 ZZ05 20	块	MRGGZXSD	2280
3315-1	迈瑞股骨直型锁定板（I型）12孔 ZZ05 20	块	MRGGZXSD	2280
3315-1	迈瑞胫骨干骺端直型锁定板 13孔 ZZ19 10	块	MRJGGHDZ	2517
3315-1	迈瑞胫骨干骺端直型锁定板 11孔 ZZ19 10	块	MRJGGHDZ	2517
3315-1	迈瑞胫骨干骺端直型锁定板 9孔 ZZ19 10	块	MRJGGHDZ	2517
3315-1	迈瑞胫骨干骺端直型锁定板 8孔 ZZ19 10	块	MRJGGHDZ	2517
3315-1	威高大角度螺钉-1-3.5×22-WGB1Z-4	枚	WGDJDL	545
3315-1	威高横连杆装配-5.5×105-WGB1Z-7-41	枚	WGHLGZ	52
3315-1	美敦力固定横连接(4.75)-5442034	个	MDLGDH	6300
3315-1	威高埋头中空螺钉半螺纹3.0×14-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	405.6
3315-1	威高L型加压锁定板-2-WGC12Z05-5孔左	枚	WGLXJY	2387
3315-1	威高横连杆装配-5.5×39-WGB1Z-7-41	枚	WGHLGZ	52
3315-1	捷迈膝关节组件55mm-右侧-183100	个	JMXGJZ	1218
3315-1	美敦力万向螺钉系统7.5X30-54840007530	个	MDLWXL	6250
3315-1	威高股骨髓内钉WGA4Z02-9×240	枚	WGGGSNDW	3596
3315-1	迈瑞胫骨近端外侧锁定板3.5 右8孔 YZ62 10	个	MRJGJDWC	2517
3315-1	迈瑞胫骨近端外侧锁定板3.5 左8孔 YZ62 10	个	MRJGJDWC	2517
3315-1	迈瑞胫骨近端内侧锁定板3.5 左10孔 YZ63 10	个	MRJGJDNC	2517
3315-1	迈瑞胫骨近端内侧锁定板3.5 右12孔 YZ63 10	个	MRJGJDNC	2517
3315-1	迈瑞胫骨近端内侧锁定板3.5 左12孔 YZ63 10	个	MRJGJDNC	2517
3315-1	迈瑞胫骨近端内侧锁定板3.5 右14孔 YZ63 10	个	MRJGJDNC	2517
3315-1	迈瑞胫骨近端内侧锁定板3.5 左14孔 YZ63 10	个	MRJGJDNC	2517
3315-1	迈瑞胫骨近端内侧锁定板3.5 右16孔 YZ63 10	个	MRJGJDNC	2517
3315-1	迈瑞胫骨近端内侧锁定板3.5 左16孔 YZ63 10	个	MRJGJDNC	2517

3315-1	迈瑞胫骨近端内侧锁定板3.5 右4孔 YZ63 10	个	MRJGJDNC	2517
3315-1	迈瑞胫骨近端内侧锁定板3.5 左4孔 YZ63 10	个	MRJGJDNC	2517
3315-1	迈瑞胫骨近端内侧锁定板3.5 右6孔 YZ63 10	个	MRJGJDNC	2517
3315-1	迈瑞胫骨近端内侧锁定板3.5 左6孔 YZ63 10	个	MRJGJDNC	2517
3315-1	迈瑞胫骨近端内侧锁定板3.5 右8孔 YZ63 10	个	MRJGJDNC	2517
3315-1	迈瑞胫骨近端内侧锁定板3.5 左8孔 YZ63 10	个	MRJGJDNC	2517
3315-1	迈瑞腓骨远端外侧锁定板 右9孔 YZ57 10	个	MRFGYDWC	2090
3315-1	迈瑞腓骨远端外侧锁定板 左4孔 YZ57 10	个	MRFGYDWC	2090
3315-1	迈瑞腓骨远端外侧锁定板 右3孔 YZ57 10	个	MRFGYDWC	2090
3315-1	迈瑞腓骨远端外侧锁定板 右11孔 YZ57 10	个	MRFGYDWC	2090
3315-1	迈瑞腓骨远端外侧锁定板 左7孔 YZ57 10	个	MRFGYDWC	2090
3315-1	迈瑞腓骨远端外侧锁定板 右4孔 YZ57 10	个	MRFGYDWC	2090
3315-1	迈瑞腓骨远端外侧锁定板 左5孔 YZ57 10	个	MRFGYDWC	2090
3315-1	迈瑞腓骨远端外侧锁定板 右5孔 YZ57 10	个	MRFGYDWC	2090
3315-1	迈瑞腓骨远端外侧锁定板 左3孔 YZ57 10	个	MRFGYDWC	2090
3315-1	迈瑞腓骨远端外侧锁定板 左11孔 YZ57 10	个	MRFGYDWC	2090
3315-1	迈瑞腓骨远端外侧锁定板 左6孔 YZ57 10	个	MRFGYDWC	2090
3315-1	迈瑞腓骨远端外侧锁定板 右6孔 YZ57 10	个	MRFGYDWC	2090
3315-1	迈瑞腓骨远端外侧锁定板 左9孔 YZ57 10	个	MRFGYDWC	2090
3315-1	迈瑞腓骨远端外侧锁定板 左13孔 YZ57 10	个	MRFGYDWC	2090
3315-1	迈瑞腓骨远端外侧锁定板 右13孔 YZ57 10	个	MRFGYDWC	2090
3315-1	迈瑞腓骨远端外侧锁定板 右7孔 YZ57 10	个	MRFGYDWC	2090
3315-1	迈瑞T型加压锁定板2.7 3孔 YZ84 10	个	MRTXJYSD	2372
3315-1	迈瑞T型加压锁定板2.7 4孔 YZ84 10	个	MRTXJYSD	2372
3315-1	迈瑞HAQ05自攻型金属接骨螺钉2.7×10 10	个	MRHAQ05Z	44

3315-1	迈瑞HAQ05自攻型金属接骨螺钉2.7×20 10	个	MRHAQ05Z	44
3315-1	迈瑞HAQ05自攻型金属接骨螺钉2.7×22 10	个	MRHAQ05Z	44
3315-1	迈瑞HAQ05自攻型金属接骨螺钉3.5×95 10	个	MRHAQ05Z	44
3315-1	迈瑞HAQ05自攻型金属接骨螺钉2.7×24 10	个	MRHAQ05Z	44
3315-1	迈瑞HAQ05自攻型金属接骨螺钉3.5×90 10	个	MRHAQ05Z	44
3315-1	迈瑞HAQ05自攻型金属接骨螺钉2.7×26 10	个	MRHAQ05Z	44
3315-1	迈瑞HAQ05自攻型金属接骨螺钉2.7×28 10	个	MRHAQ05Z	44
3315-1	迈瑞HAQ05自攻型金属接骨螺钉2.7×30 10	个	MRHAQ05Z	44
3315-1	迈瑞HAQ05自攻型金属接骨螺钉2.7×32 10	个	MRHAQ05Z	44
3315-1	迈瑞HAQ05自攻型金属接骨螺钉2.7×34 10	个	MRHAQ05Z	44
3315-1	迈瑞HAQ05自攻型金属接骨螺钉2.7×36 10	个	MRHAQ05Z	44
3315-1	迈瑞HAQ05自攻型金属接骨螺钉2.7×38 10	个	MRHAQ05Z	44
3315-1	迈瑞HAQ05自攻型金属接骨螺钉2.7×40 10	个	MRHAQ05Z	44
3315-1	迈瑞HAQ05自攻型金属接骨螺钉2.7×42 10	个	MRHAQ05Z	44
3315-1	迈瑞HAQ05自攻型金属接骨螺钉2.7×44 10	个	MRHAQ05Z	44
3315-1	迈瑞HAQ05自攻型金属接骨螺钉2.7×45 10	个	MRHAQ05Z	44
3315-1	迈瑞HAQ05自攻型金属接骨螺钉2.7×46 10	个	MRHAQ05Z	44
3315-1	迈瑞HAQ05自攻型金属接骨螺钉3.5×85 10	个	MRHAQ05Z	44
3315-1	迈瑞HAQ05自攻型金属接骨螺钉2.7×48 10	个	MRHAQ05Z	44
3315-1	迈瑞HAQ05自攻型金属接骨螺钉3.5×80 10	个	MRHAQ05Z	44
3315-1	迈瑞HAQ05自攻型金属接骨螺钉2.7×50 10	个	MRHAQ05Z	44
3315-1	迈瑞HAQ05自攻型金属接骨螺钉2.7×55 10	个	MRHAQ05Z	44
3315-1	迈瑞HAQ05自攻型金属接骨螺钉2.7×6 10	个	MRHAQ05Z	44
3315-1	迈瑞HAQ05自攻型金属接骨螺钉2.7×60 10	个	MRHAQ05Z	44
3315-1	迈瑞HAQ05自攻型金属接骨螺钉2.7×8 10	个	MRHAQ05Z	44

3315-1	迈瑞HAQ05自攻型金属接骨螺钉3.5×10 10	个	MRHAQ05Z	44
3315-1	迈瑞HAQ05自攻型金属接骨螺钉3.5×100 10	个	MRHAQ05Z	44
3315-1	迈瑞HAQ05自攻型金属接骨螺钉3.5×60 10	个	MRHAQ05Z	44
3315-1	迈瑞HAQ05自攻型金属接骨螺钉3.5×105 10	个	MRHAQ05Z	44
3315-1	迈瑞HAQ05自攻型金属接骨螺钉3.5×110 10	个	MRHAQ05Z	44
3315-1	迈瑞HAQ05自攻型金属接骨螺钉3.5×115 10	个	MRHAQ05Z	44
3315-1	迈瑞HAQ05自攻型金属接骨螺钉3.5×48 10	个	MRHAQ05Z	44
3315-1	迈瑞HAQ05自攻型金属接骨螺钉3.5×120 10	个	MRHAQ05Z	44
3315-1	迈瑞HAQ05自攻型金属接骨螺钉3.5×46 10	个	MRHAQ05Z	44
3315-1	迈瑞HAQ05自攻型金属接骨螺钉3.5×45 10	个	MRHAQ05Z	44
3315-1	迈瑞HAQ05自攻型金属接骨螺钉3.5×125 10	个	MRHAQ05Z	44
3315-1	迈瑞HAQ05自攻型金属接骨螺钉3.5×44 10	个	MRHAQ05Z	44
3315-1	迈瑞HAQ05自攻型金属接骨螺钉3.5×130 10	个	MRHAQ05Z	44
3315-1	迈瑞HAQ05自攻型金属接骨螺钉3.5×42 10	个	MRHAQ05Z	44
3315-1	迈瑞HAQ05自攻型金属接骨螺钉3.5×135 10	个	MRHAQ05Z	44
3315-1	迈瑞HAQ05自攻型金属接骨螺钉3.5×140 10	个	MRHAQ05Z	44
3315-1	迈瑞HAQ05自攻型金属接骨螺钉3.5×36 10	个	MRHAQ05Z	44
3315-1	迈瑞HAQ05自攻型金属接骨螺钉3.5×145 10	个	MRHAQ05Z	44
3315-1	迈瑞HAQ05自攻型金属接骨螺钉3.5×150 10	个	MRHAQ05Z	44
3315-1	迈瑞HAQ05自攻型金属接骨螺钉3.5×34 10	个	MRHAQ05Z	44
3315-1	迈瑞HAQ05自攻型金属接骨螺钉3.5×32 10	个	MRHAQ05Z	44
3315-1	迈瑞HAQ05自攻型金属接骨螺钉3.5×20 10	个	MRHAQ05Z	44
3315-1	迈瑞HAQ05自攻型金属接骨螺钉3.5×22 10	个	MRHAQ05Z	44
3315-1	威高埋头中空螺钉半螺纹3.0×16-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	405.6
3315-1	威高海鸥加压锁定板-WGC12Z03-3孔	枚	WGHOJY	2278.8
3315-1	威高顶丝-3.2-WGB1Z-4	枚	WGDS-3	20
3315-1	史赛克脊柱后路钉棒系统L=35mm-48236035	个	SSKJZH	16077

3315-1	威高股骨远端加压锁定板-WGC12Z02-10孔右	枚	WGGGYD	2503
3315-1	捷迈PS垫片-右-13MM-42-5214-009-13	个	JMPSPDP	10652
3315-1	史赛克椎弓根短尾螺钉4.5X40mm-03821440	个	SSKZGG	4092
3315-1	捷迈PS垫片-右-11MM-42-5214-001-11	个	JMPSPDP	10652
3315-1	捷迈PS垫片-左-12MM-42-5114-001-12	个	JMPSPDP	10652
3315-1	威高股骨远端锁定板-WGC12Z02-7孔左	枚	WGGGYD	2503
3315-1	捷迈PS垫片-右-10MM-42-5214-009-10	个	JMPSPDP	10652
3315-1	美敦力万向螺钉系统6.5X45-54840006545	个	MDLWXL	6250
3315-1	威高HAQ03金属接骨螺钉4.5×50	枚	WGHAQO	43.81
3315-1	威高光杆骨针-2.0x180-WGZZh01Y	枚	WGGGGZ	2900
3315-1	美敦力可调横连接(4.75)-5442147	个	MDLKDH	8114
3315-1	威高HAQ03金属接骨螺钉3.5×30	枚	WGHAQO	43.81
3315-1	威高大角度螺钉-1-3.5×44-WGB1Z-4	枚	WGDJDL	545
3315-1	威高万向复位螺钉-6.5×45-WGB1Z-10-01	枚	WGWXFW	721
3315-1	威高股骨髓内钉WGA4Z02-12×200	枚	WGGGSNDW	3596
3315-1	威高椎弓根螺钉-7.0×35-WGB1Z-10-02	枚	WZGGL	721
3315-1	威高椎弓根螺钉-5.0×30-WGB1Z-7-08	枚	WZGGL	432
3315-1	捷迈胫骨平台-右H-42-5320-083-02	个	JMJGPT	14064
3315-1	威高腓骨远外加压锁定板-6-WGC12Z06-6孔左	枚	WGFGYW	2686
3315-1	威高胫骨近端加压锁定板-2-WGC12Z03-3孔左	枚	WJGJD	2548
3315-1	威高桡骨远端掌侧锁定板标准WGC12Z08-7孔	枚	WGRGYD	2436
3315-1	捷迈膝关节组件57.5mm-右侧-183102	个	JMXGJZ	1218
3315-1	美敦力固定螺钉(4.75)7.5X35-54410007535	个	MDLGLD(	5810
3315-1	威高胫骨近端内侧加压锁定板8孔右WGC12Z03	枚	WJGJD	2548
3315-1	捷迈PS胫骨垫片EP-183664-79/83-X14	个	JMP SJG	8615.1
3315-1	威高股骨远端锁定板-WGC12Z02-6孔右	枚	WGGGYD	2503
3315-1	威高海鸥加压锁定板-WGC12Z03-8孔	枚	WGHOJY	2278.8
3315-1	威高胫骨近端加压锁定板-2-WGC12Z03-7孔左	枚	WJGJD	2548
3315-1	威高椎弓根螺钉-4.5×35-WGB1Z-7-08	枚	WZGGL	432
3315-1	捷迈PS垫片-右-13MM-42-5214-002-13	个	JMPSPDP	10652
3315-1	威高万向螺钉-5.0×35-WGB1Z-7-01	枚	WGWXLD	480
3315-1	史赛克多轴长臂钉6.5X35mm-03829635	个	SSKDZC	4502.1
3315-1	捷迈PS股骨-Right-Size10-42-5006-068-02	个	JMPSGG	1185
3315-1	威高肱骨近端加压锁定板-3-WGC12Z07-3孔	枚	WGGGJD	2438
3315-1	威高低弯度胫骨髓内钉WGA1Z03-9×300	枚	WGDWDJ	3263
3315-1	威高HBQ03金属接骨螺钉6.5×25	枚	WGHBQO	65.86
3315-1	威高桡骨远端掌侧锁定板标准WGC12Z08-4孔	枚	WGRGYD	2436
3315-1	威高低弯度胫骨髓内钉WGA1Z03-8×345	枚	WGDWDJ	3263
3315-1	威高股骨干加压锁定板-1-WGC12Z04-8孔左	枚	WGGGJYS	2503
3315-1	威高股骨远端锁定板-WGC12Z02-9孔左-	枚	WGGGYD	2503
3315-1	威高光杆骨针-1.5x180-WGZZh01Y	枚	WGGGGZ	2900
3315-1	捷迈PS垫片-左-13MM-42-5114-011-13	个	JMPSPDP	10652
3315-1	威高埋头中空螺钉浅螺纹3.0×30-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	405.6
3315-1	威高桡骨远端掌侧锁定板-宽8孔右-WGC12Z08	枚	WGRGYD	2436
3315-1	威高大角度螺钉-1-3.5×18-WGB1Z-4	枚	WGDJDL	545
3315-1	捷迈股骨柄15x150-51-103150	个	JMGB1	2200
3315-1	威高大角度螺钉-1-3.5×24-WGB1Z-4	枚	WGDJDL	545

3315-1	威高腰椎融合器 II 13×22×10mm0°	枚	WGYZRH	1152
3315-1	威高HAZ03金属接骨螺钉2.0×13	枚	WGHAZO	43.81
3315-1	威高胫骨近端内侧加压锁定板11孔左	枚	WGJGJD	2548
3315-1	威高万向复位螺钉-5.5×45-WGB1Z-2	枚	GWXFW	480
3315-1	捷迈PS胫骨垫片EP-183608-59X18	个	JMPSJG	8615.1
3315-1	美敦力万向螺钉系统7.5X45-54840007545	个	MDLWXL	6250
3315-1	威高低弯度胫骨髓内钉WGA1Z03-10×300	枚	WGDWDJ	3263
3315-1	威高胫骨远端外侧锁定板-WGC12Z03-13孔右	块	WGJGYDWC	2548
3315-1	迈瑞肱骨近端锁定板(II型)3孔 YZ03 20	块	MRGGJDSD	2391
3315-1	奥斯迈伽玛型髓内钉11×170×126° 空心 灭	枚	ASMGMSXN	11252
3315-1	奥斯迈伽玛型髓内钉L=95 灭菌	枚	ASMGMSXN	4103.1
3315-1	奥斯迈伽玛型髓内钉M10×1.5 灭菌	枚	ASMGMSXN	1090
3315-1	奥斯迈伽玛型髓内钉L=34 灭菌	枚	ASMGMSXN	1600
3315-1	奥斯迈伽玛型髓内钉10×170×126° 空心 灭	枚	ASMGMSXN	11252
3315-1	奥斯迈伽玛型髓内钉9×170×126° 空心 灭	枚	ASMGMSXN	11252
3315-1	奥斯迈3.5直形复位接骨板 II 10孔	块	ASM3.5	2504.6
3315-1	奥斯迈3.5直形复位接骨板 II 11孔	块	ASM3.5	2504.6
3315-1	奥斯迈3.5直形复位接骨板 II 12孔	块	ASM3.5	2504.6
3315-1	奥斯迈3.5直形复位接骨板 II 14孔	块	ASM3.5	2504.6
3315-1	奥斯迈3.5直形复位接骨板 II 16孔	块	ASM3.5	2504.6
3315-1	奥斯迈3.5直形复位接骨板 II 18孔	块	ASM3.5	2504.6
3315-1	奥斯迈3.5直形复位接骨板 II 6孔	块	ASM3.5	2504.6
3315-1	奥斯迈锁骨干接骨板VI 10孔 左 锥形加压灭菌	块	ASMSGGJG	2150
3315-1	奥斯迈3.5胫骨远端接骨板 II 7孔右 锥形加压灭	块	ASM3.5JG	2321.3
3315-1	捷迈单髁关节面SZ3 10MM 00-5842-023-10	个	JMDKGJMS	2800
3315-1	奥斯迈桡骨远端大接骨板(手掌端) II 3孔 左	块	ASMRGYDD	2322.7
3315-1	奥斯迈髓腔钉10×340, 空心, 右	枚	ASMSQD10	3910
3315-1	奥斯迈腓骨远外接骨板VI3孔 右 锥形加压灭	块	ASMFGYWJ	2174.6
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头2.4×10 4 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头2.4×11 4 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头2.4×13 4 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头2.4×15 4 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	410.83

3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头2.4×16 4 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头2.4×17 4 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头2.4×17 6 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头2.4×18 4 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头2.4×19 4 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头2.4×19 7 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头2.4×20 4 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头2.4×21 4 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头2.4×21 8 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头2.4×22 4 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头2.4×23 4 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头2.4×23 8 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头2.4×24 5 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头2.4×25 5 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头2.4×25 8 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头2.4×26 5 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头2.4×27 10 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头2.4×27 6 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头2.4×28 6 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头2.4×29 10 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头2.4×29 6 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头2.4×30 7 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头2.4×32 7 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	凯利泰骨水泥注入导引器 V01103	套	KLTGSNZR	156
3315-1	凯利泰椎体扩张球囊导管 FA1020	套	KLTZTKZQ	14120

3315-1	威高股骨髓内钉WGA4Z02-9×170 135°	根	WGGGSNDW	3596
3315-1	奥斯迈胫骨髓内钉9×280、空心	枚	ASMJGSND	3580
3315-1	强生自攻螺钉1.85mm/12mm	枚	QSZGLD1.	1890
3315-1	强生自攻螺钉1.85mm/6mm	枚	QSZGLD1.	1890
3315-1	强生自攻螺钉1.85mm/8mm	枚	QSZGLD1.	1890
3315-1	强生自攻螺钉1.85mm/10mm	枚	QSZGLD1.	1890
3315-1	强生自攻螺钉1.85mm/12mm	枚	QSZGLD1.	1890
3315-1	强生自攻螺钉1.85mm/14mm	枚	QSZGLD1.	1890
3315-1	强生自攻螺钉1.85mm/16mm	枚	QSZGLD1.	1890
3315-1	枢法模椎间融合器 12x32	个	SFMZJRHQ	6994
3315-1	捷迈PS股骨-Right-Size6-42-5006-060-02	个	JMPSGG R	1185
3315-1	捷迈PS垫片 右 11MM 42-5214-005-11	个	JMPSDP Y	10652
3315-1	奥斯迈胫骨髓内钉10×260、空心	枚	ASMJGSND	3580
3315-1	奥斯迈胫骨髓内钉10×280、空心	枚	ASMJGSND	3580
3315-1	奥斯迈胫骨髓内钉10×300、空心	枚	ASMJGSND	3580
3315-1	奥斯迈胫骨髓内钉10×320、空心	枚	ASMJGSND	3580
3315-1	奥斯迈胫骨髓内钉10×340、空心	枚	ASMJGSND	3580
3315-1	奥斯迈胫骨髓内钉10×360、空心	枚	ASMJGSND	3580
3315-1	奥斯迈胫骨髓内钉8.5×260、空心	枚	ASMJGSND	3580
3315-1	奥斯迈胫骨髓内钉8.5×280、空心	枚	ASMJGSND	3580
3315-1	奥斯迈胫骨髓内钉8.5×300、空心	枚	ASMJGSND	3580
3315-1	奥斯迈胫骨髓内钉8.5×320、空心	枚	ASMJGSND	3580
3315-1	奥斯迈胫骨髓内钉8.5×340、空心	枚	ASMJGSND	3580
3315-1	奥斯迈胫骨髓内钉8.5×360、空心	枚	ASMJGSND	3580
3315-1	奥斯迈胫骨髓内钉8×260、空心	枚	ASMJGSND	3580

3315-1	奥斯迈胫骨髓内钉8×280、空心	枚	ASMJGSND	3580
3315-1	奥斯迈骨髓内钉8×300、空心	枚	ASMGSDN8	9286
3315-1	奥斯迈胫骨髓内钉8×320、空心	枚	ASMJGSND	3580
3315-1	奥斯迈胫骨髓内钉8×340、空心	枚	ASMJGSND	3580
3315-1	奥斯迈胫骨髓内钉8×360、空心	枚	ASMJGSND	3580
3315-1	奥斯迈胫骨髓内钉9×260、空心	枚	ASMJGSND	3580
3315-1	奥斯迈胫骨髓内钉9×300、空心	枚	ASMJGSND	3580
3315-1	奥斯迈胫骨髓内钉9×320、空心	枚	ASMJGSND	3580
3315-1	奥斯迈胫骨髓内钉9×340、空心	枚	ASMJGSND	3580
3315-1	奥斯迈胫骨髓内钉9×360、空心	枚	ASMJGSND	3580
3315-1	威高万向复位螺钉-6.5×35-WGB1Z-7-04	枚	WGWXFWLD	480
3315-1	奥斯迈直形复位接骨板Ⅱ22孔 锥螺纹 非灭菌	块	ASMZXFWJ	2504.6
3315-1	美敦力脊柱内固定自断螺塞7540020	个	MDLJZNGD	43
3315-1	威高锁骨加压锁定板-2-10孔右-WGC11Z01	块	WGSJJYSD	2268
3315-1	威高椎弓根螺钉-6.0×45-WGB1Z-7-08	枚	WZGGDL-	432
3315-1	威高椎弓根螺钉-6.5×45-WGB1Z-7-08	枚	WZGGDL-	432
3315-1	捷迈陶瓷股骨头和衬垫 12/14 36X+3.5	个	JMTCGGTH	1984
3315-1	奥斯迈髓内钉11×170×126°，非灭菌	根	ASMSND11	11200
3315-1	奥斯迈锁骨干接骨板Ⅵ 10孔 右 锥加压灭菌	块	ASMSGGJG	2150
3315-1	蓝拓骨水泥搅拌器 2B-102/03	个	LTGSNJBQ	520
3315-1	捷迈PS股骨 Right Size5 42-5006-058-02	个	JMPSGG R	1185
3315-1	正天髋关节假体中置器8#（16） FJ-III	个	ZTKGJJTZ	256
3315-1	迈瑞肱骨近端锁定板3孔 YZ03 10	块	MRGGJDSD	2391
3315-1	迈瑞HAQ03皮质骨全螺纹螺钉3.5*26 30	枚	MRHAQ03P	44
3315-1	迈瑞胫骨近端内侧锁定板3.5 右10孔 YZ63 10	个	MRJGJDNC	2517

3315-1	迈瑞HAQ05自攻型金属接骨螺钉3.5×28 10	个	MRHAQ05Z	44
3315-1	迈瑞肱骨P/LC-DCP(I 型) 7孔 ZSQ04	块	MRGGP/LC	1421
3315-1	贝朗节段复合型板SC512T 22MM	块	BLJDFHXB	988
3315-1	贝朗半限制型螺钉SC502T 4.0×14MM	个	BLBXZXLD	443
3315-1	贝朗融合器FJ426P 16×6MM 解剖型	个	BLRHQFJ4	397
3315-1	拉思人工韧带及附件L021001	支	LSRGRDJF	16172
3315-1	拉思韧带螺钉F110825	枚	LSRDLDf1	807
3315-1	拉思韧带螺钉F110925	枚	LSRDLDf1	807
3315-1	捷迈索绑系统-缆索00-2232-005-18	根	JMSBXT-L	2796
3315-1	捷迈钢板10孔 00-2232-003-03	块	JMGB10K	9000
3315-1	捷迈皮质骨螺钉3/4.5(mm) 00-4845-016-01	枚	JMPZGLD3	824.25
3315-1	捷迈皮质骨螺钉3/4.5(mm) 00-4845-036-01	枚	JMPZGLD3	824.25
3315-1	捷迈皮质骨螺钉3/4.5(mm) 00-4845-038-01	枚	JMPZGLD3	824.25
3315-1	奥斯迈接骨螺钉3.5×28	枚	ASMJGLD3	44.38
3315-1	奥斯迈腓骨远外接骨板V3孔 左 锥形加压灭	块	ASMFGYWJ	2174.6
3315-1	奥斯迈HAQ03皮质骨螺钉3.5×20球形全牙灭菌	枚	ASMHAQ03	293.47
3315-1	奥斯迈3.5胫骨远内接骨板II10孔右 锥加压灭	块	ASM3.5JG	2321.3
3315-1	奥斯迈腓骨远外接骨板V9孔 右 锥形加压灭	块	ASMFGYWJ	2174.6
3315-1	奥斯迈HAQ03皮质骨螺钉3.5×24球形全牙灭菌	枚	ASMHAQ03	293.47
3315-1	奥斯迈胫骨接骨板8孔 锥形加压螺纹 灭菌	块	ASMJGJGB	2321.3
3315-1	奥斯迈HAQ03皮质骨螺钉4.5×28球形全牙灭菌	枚	ASMHAQ03	44.38
3315-1	奥斯迈中空螺钉HBQ04型5.5×65 12	枚	ASMZKLDH	410.83
3315-1	奥斯迈中空螺钉HBQ04型4.0×36 12	枚	ASMZKLDH	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头2.4×36 14 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头2.4×36 9 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	2600
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头2.4×38 16 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	2600

3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头2.4×38 9 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	2600
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头2.4×40 10 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头2.4×40 16 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头3.0×10 4 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	2600
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头3.0×11 4 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	2600
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头3.0×13 4 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	2600
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头3.0×15 4 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	2600
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头3.0×16 4 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	2600
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头3.0×17 4 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	2600
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头3.0×17 6 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	2600
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头3.0×18 4 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	2600
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头3.0×19 4 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	2600
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头3.0×19 7 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	2600
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头3.0×20 4 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	2600
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头3.0×21 4 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	2600
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头3.0×21 8 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	2600
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头3.0×22 4 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	2600
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头3.0×23 4 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	2600
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头3.0×23 8 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	2600
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头3.0×24 5 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	2600
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头3.0×25 5 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	2600
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头3.0×25 8 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	2600
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头3.0×26 5 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	2600
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头3.0×27 10 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	2600
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头3.0×27 6 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	2600

3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头3.0×28 6 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	2600
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头3.0×29 10 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	2600
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头3.0×29 6 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	2600
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头3.0×30 7 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	2600
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头3.0×32 7 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	2600
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头3.0×34 8 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	2600
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头3.0×36 14 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	2600
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头3.0×36 9 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	2600
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头3.0×38 16 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	2600
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头3.0×38 9 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	2600
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头3.0×40 10 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	2600
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头3.0×40 16 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	2600
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头4.0×16 5 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头4.0×18 6 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	2600
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头4.0×20 10 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	2600
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头4.0×22 11 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	2600
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头4.0×24 12 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	2600
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头4.0×26 13 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	2600
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头4.0×28 14 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头4.0×30 15 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头4.0×32 16 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头4.0×34 17 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头4.0×36 18 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头4.0×38 19 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	2600
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头4.0×40 20 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	410.83

3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头4.0×42 21 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头4.0×44 22 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头4.0×46 23 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头4.0×48 24 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头4.0×50 25 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	2600
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头4.0×52 26 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心拉力螺钉4.0×30 10 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头4.0×56 18球自灭菌	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头4.0×56 28球自灭菌	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头4.0×58 20球自灭菌	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头4.0×58 29球自灭菌	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头4.0×60 20球自灭菌	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头4.0×60 30球自灭菌	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头4.0×64 22球自灭菌	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头4.0×64 32球自灭菌	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头4.0×68 23球自灭菌	枚	ASMHBQ04	2600
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头4.0×68 34球自灭菌	枚	ASMHBQ04	2600
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头4.0×72 24球自灭菌	枚	ASMHBQ04	2600
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头4.0×72 36球自灭菌	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头4.5×100 16球自灭菌	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头4.5×25 8 球自灭菌	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头4.5×30 8 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头4.5×35 8 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头4.5×40 12 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头4.5×45 12 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	410.83

3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头4.5×50 12 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头4.5×55 12 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头4.5×60 12 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头4.5×65 12 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头4.5×70 12 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头4.5×75 16 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头4.5×80 16 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头4.5×85 16 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头4.5×90 16 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头4.5×95 16 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头6.5×25 8 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头6.5×30 8 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心钉埋头6.5×35 8 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈肱骨近端外侧接骨板3孔, 右	块	ASMGGJ	1421.8
3315-1	奥斯迈肱骨近端外侧接骨板3孔, 左	块	ASMGGJ	1421.8
3315-1	奥斯迈肱骨近端外侧接骨板4孔, 右	块	ASMGGJ	1421.8
3315-1	奥斯迈肱骨近端外侧接骨板4孔, 左	块	ASMGGJ	1421.8
3315-1	奥斯迈肱骨近端外侧接骨板5孔, 右	块	ASMGGJ	1421.8
3315-1	奥斯迈肱骨近端外侧接骨板5孔, 左	块	ASMGGJ	1421.8
3315-1	奥斯迈肱骨近端外侧接骨板6孔, 右	块	ASMGGJ	1421.8
3315-1	奥斯迈肱骨近端外侧接骨板6孔, 左	块	ASMGGJ	1421.8
3315-1	奥斯迈肱骨近端外侧接骨板7孔, 右	块	ASMGGJ	1421.8
3315-1	奥斯迈肱骨近端外侧接骨板7孔, 左	块	ASMGGJ	1421.8
3315-1	奥斯迈肱骨近端外侧接骨板8孔, 右	块	ASMGGJ	1421.8
3315-1	奥斯迈肱骨近端外侧接骨板8孔, 左	块	ASMGGJ	1421.8
3315-1	奥斯迈HBQ03中空螺钉7.3×100 16 球自攻灭	枚	ASMHBQ03	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ03中空螺钉7.3×105 16 球自攻灭	枚	ASMHBQ03	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ03中空螺钉7.3×110 16 球自攻灭	枚	ASMHBQ03	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ03中空螺钉7.3×50 16 球自攻灭菌	枚	ASMHBQ03	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ03中空螺钉7.3×55 16 球自攻灭菌	枚	ASMHBQ03	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ03中空螺钉7.3×60 16 球自攻灭菌	枚	ASMHBQ03	410.83

3315-1	奥斯迈HBQ03中空螺钉7.3×65 16 球自攻灭菌	枚	ASMHBQ03	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ03中空螺钉7.3×70 16 球自攻灭菌	枚	ASMHBQ03	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ03中空螺钉7.3×75 16 球自攻灭菌	枚	ASMHBQ03	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ03中空螺钉7.3×80 16 球自攻灭菌	枚	ASMHBQ03	2760
3315-1	奥斯迈HBQ03中空螺钉7.3×90 16 球自攻灭菌	枚	ASMHBQ03	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ03中空螺钉7.3×95 16球自攻灭菌	枚	ASMHBQ03	2760
3315-1	奥斯迈HBQ04中空螺钉II5.5×30 8球非自非	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04中空螺钉II5.5×35 8球非自非灭	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04中空螺钉II5.5×40 12球非自非	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04中空螺钉II5.5×45 12球非自非	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04中空螺钉II5.5×50 12球非自非	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04中空螺钉II5.5×55 12球非自非	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04中空螺钉II5.5×70 12球非自非	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04中空螺钉II5.5×75 16球非自非	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04中空螺钉II5.5×80 16球非自非	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04中空螺钉II5.5×85 16球非自非	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04中空螺钉II5.5×90 16球非自非	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04中空螺钉II5.5×95 16球非自非	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	科惠锁骨重建锁定接骨板8孔 左 BCS04型	块	KHSGZJSD	3122
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨平螺钉HAQ06 3.5X10	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨平螺钉HAQ06 3.5X55	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉锁骨钩LCPⅢ型右 3.2X6孔X56mm SDXG26	块	KHSGGLCP	2077
3315-1	康辉3.5mm有限接触LCP 3.8X7孔 SDXG37	块	KH3.5mmY	2147
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨螺钉HAQ06 4.5X60	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉胫骨近端侧方LCP 右 4.4X9孔	块	KHJGJD	2347
3315-1	康辉腓骨远端LCP 左 2.3X10孔	块	KHFGYD	2109
3315-1	康辉锁定重建接骨板 窄 2.8X5孔 S	块	KHSDZJ	2147

3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨螺钉HAQ06 2.7X14	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉螺旋股骨近端髓内钉右 11X340	枚	KHLXGG	3596.1
3315-1	康辉自攻锁定螺钉 3.5X44 SDL	枚	KHZGSD	1500
3315-1	康辉胫骨远端LCP 左 3.6X23孔	块	KHJGYD	2347
3315-1	康辉胫骨髓内钉 胫骨钉 11.5X260	枚	KHJGSN	3263.5
3315-1	康辉股骨髓内钉 重建钉 10X260 J	枚	KHGGSN	3596.1
3315-1	康辉动力加压螺钉全螺纹 4.0X3.0X112DJYV	枚	KHDLJYLD	404.39
3315-1	鼎健桡骨远端掌侧型锁定板5孔左 1540805	块	DJRGYDZC	2219.5
3315-1	鼎健足部H型锁定板大 1780601	块	DJZBHX	2221.2
3315-1	鼎健肱骨近端加压锁定板-3 6孔 141	块	DJGGJD	2221.4
3315-1	鼎健锁骨钩锁定板2孔右 1401602	块	DJSGGS	2067
3315-1	鼎健金属接骨螺钉4.0×24 61340	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健金属接骨螺钉3.5×40 61335	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉5.0×58 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健金属接骨螺钉6.5×95 61265	枚	DJJSJG	68.27
3315-1	鼎健股骨干部锁定接骨板-2 12孔 10	块	DJGGGB	2642.9
3315-1	鼎健金属接骨螺钉4.0×44 61340	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健胫骨髓内钉8×320 4189320	枚	DJJGSN	3263.5
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉7.3×115 2	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健加压锁定接骨板-3 4孔 10308	块	DJJYSD	2407.2
3315-1	鼎健胫骨髓内钉10×320 418132	枚	DJJGSN	3263.5
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉5.0×115 2	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健股骨远端髁加压锁定板16孔 1110	块	DJGGYD	2280.9
3315-1	鼎健肱骨远端内侧锁定板-2 9孔右 1441609	块	DJGGYDNC	2221.4
3315-1	鼎健肱骨远端内侧锁定板-2 13孔左 1440613	块	DJGGYDNC	2221.4
3315-1	鼎健股骨加压锁定接骨板-2 9孔 102	块	DJGGJY	2280.9
3315-1	鼎健前中足小斜L型锁定板6孔右 1701	块	DJQZZX	1663.4
3315-1	鼎健股骨加压锁定接骨板-2 20孔 10	块	DJGGJY	2280.9
3315-1	鼎健锁骨钩锁定板6孔右 1401606	块	DJSGGS	2067
3315-1	鼎健锁骨钩锁定板4孔左 1402604	块	DJSGGS	2067
3315-1	鼎健锁骨锁定板4孔右 1041604	块	DJSGSD	2067
3315-1	鼎健肱骨远端内侧锁定板-3 9孔左 14	块	DJGGYD	2221.4
3315-1	鼎健胫骨髓内钉9×340 4180340	枚	DJJGSN	3263.5
3315-1	鼎健胫骨远端外侧锁定板9孔右 11618	块	DJJGYD	2321.3
3315-1	鼎健腓骨远端L型锁定板-2 8孔左 13	块	DJFGYD	2090.8
3315-1	鼎健弯型锁定重建板20孔 1060620	块	DJWXSD	2401
3315-1	鼎健股骨近端外侧锁定板-1 5孔左 1140805	块	DJGGJDWC	2280.9
3315-1	鼎健桡骨近端斜T型锁定板-1 3孔左 1	块	DJRGJD	2221.4
3315-1	鼎健肱骨干部锁定接骨板-1 5孔 101	块	DJGGGB	2548.4
3315-1	鼎健锁骨加压锁定板4孔左 1040804	块	DJSGJY	2067
3315-1	鼎健股骨远端外侧锁定板-2 19孔右 1271719	块	DJGGYDWC	2280.9
3315-1	鼎健胫骨远前外侧锁定板-1 17孔右 1	块	DJJGYQ	2548.4
3315-1	鼎健股骨干加压锁定板-1 20孔 130	块	DJGGGJ	2280.9
3315-1	鼎健胫骨远端T型加压锁定板-3 4孔 1	块	DJJGYD	2321.3

3315-1	鼎健胫骨近端外侧锁定板14孔右 1221	块	DJJGJD	2321.3
3315-1	鼎健金属接骨螺钉4.0×62 61340	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健金属接骨螺钉2.4×16 61324	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健股骨近端外侧锁定板-2 11孔左 1	块	DJGGJD	2280.9
3315-1	鼎健锁骨钩锁定板5孔右 1403805	块	DJSGGS	2067
3315-1	鼎健肱骨远端内侧锁定板-2 3孔右 1441603	块	DJGGYDNC	2221.4
3315-1	鼎健微型加压锁定板-1 7孔 17228	块	DJWXJY	2114.2
3315-1	鼎健股骨髓内钉11×320 409132	枚	DJGGSN	3596.1
3315-1	鼎健桡骨远端掌侧型锁定板3孔右 1535503	块	DJRGYDZC	2436.5
3315-1	鼎健肱骨远端内侧锁定板-2 11孔右 1441611	块	DJGGYDNC	2221.4
3315-1	鼎健股骨远端外侧锁定板-1 5孔左 1270805	块	DJGGYDWC	2280.9
3315-1	鼎健股骨远端外侧锁定板-2 13孔左 1270713	块	DJGGYDWC	2280.9
3315-1	鼎健股骨近端外侧锁定板-1 6孔左 1144806	块	DJGGJDWC	2504
3315-1	鼎健后足Y型锁定板7孔 1742607	块	DJHZYX	1286.5
3315-1	鼎健股骨远端外侧锁定板-1 13孔右 1271813	块	DJGGYDWC	2280.9
3315-1	鼎健胫骨远端内侧锁定板-2 9孔右 1251609	块	DJJGYDNC	2321.3
3315-1	鼎健锁骨钩锁定板8孔左 1400808	块	DJSGGS	2067
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉3.5×16 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉2.4×22 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健干骺端加压锁定板-1 8孔 1080	块	DJGHDJ	2221.4
3315-1	鼎健股骨髓内钉12×400 408240	枚	DJGGSN	3596.1
3315-1	鼎健胫骨近端内侧锁定板10孔左 1154	块	DJJGJD	2548.4
3315-1	鼎健股骨髓内钉11×300 408130	枚	DJGGSN	3596.1
3315-1	鼎健股骨干锁定板-1 9孔 130060	块	DJGGGS	2280.9
3315-1	鼎健尺骨近端背侧加压锁定板6孔左 157	块	DJCGJD	2407.2
3315-1	鼎健肱骨远端内侧锁定板-3 3孔左 14	块	DJGGYD	2221.4
3315-1	鼎健自攻型中空锁定螺钉7.3×80 21	枚	DJZGXZ	420.47
3315-1	鼎健股骨远端微创锁定板-1 15孔右 1	块	DJGGYD	2280.9
3315-1	鼎健锁骨钩锁定板3孔左 1384803	块	DJSGGS	2268.7
3315-1	鼎健胫骨远端内侧锁定板-1 10孔左 1240610	块	DJJGYDNC	2321.3
3315-1	鼎健胫骨近端内侧锁定板8孔右 11558	块	DJJGJD	2548.4
3315-1	鼎健股骨髓内钉12×420 409242	枚	DJGGSN	3596.1
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉3.5×24 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健股骨远端外侧锁定板-2 15孔右 1271715	块	DJGGYDWC	2280.9
3315-1	鼎健锁骨接骨板9孔右 1601609	块	DJSGJG	2067
3315-1	鼎健自攻型中空锁定螺钉7.3×18 21	枚	DJZGXZ	420.47
3315-1	鼎健金属接骨螺钉1.5×12 61115	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	康辉螺旋股骨近端髓内钉 9.3X240	枚	KHLXGG	3596.1
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨螺钉HAQ06 4.5X52	枚	KHQLWZGP	43.68

3315-1	康辉尺骨鹰嘴LCP 右 2.8X12孔 SDXG42	块	KHCGYZLC	2407.2
3315-1	康辉螺旋股骨近端髓内钉 12X200 J	枚	KHLXGG	3596.1
3315-1	康辉胫骨近端侧方LCP 左 4.0X14孔 SDDG49	块	KHJGJDCF	2347
3315-1	康辉螺旋股骨近端髓内钉右 12X340	枚	KHLXGG	3596.1
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨平螺钉HAQ06 3.5X30	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉1.5mmT型LCP 1.0X12孔 SDXZ74	块	KH1.5mmT	2307
3315-1	康辉动力加压螺钉半螺纹 4.0X3.0X62DJY-V	枚	KHDLJYLD	404.39
3315-1	康辉胫骨髓内钉 胫骨钉 8.3X380	枚	KHJGSN	3263.5
3315-1	康辉胫骨髓内钉 胫骨钉 10X360 J	枚	KHJGSN	3263.5
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨螺钉HAQ06 2.4X10	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉腓骨远端LCP 左 2.3X14孔	块	KHFGYD	2109
3315-1	康辉腓骨远端LCP 右 2.8X9孔 S	块	KHFGYD	2109
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨螺钉HAQ06 2.4X46	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉股骨髓内钉 重建钉 10X340 J	枚	KHGGSN	3596.1
3315-1	康辉无菌盖帽（延长20mm）31mm J	个	KHWJGM	1584
3315-1	康辉3.5mm有限接触LCP 3.8X9孔 SDXG37	块	KH3.5mmY	2147
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨螺钉HAQ06 4.5X65	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉干骺端LCP I型 3.2X6孔 S	块	KHGHDL	2147
3315-1	康辉螺旋股骨近端髓内钉右 12X380	枚	KHLXGG	3596.1
3315-1	康辉螺旋股骨近端髓内钉左 10X340	枚	KHLXGG	3596.1
3315-1	康辉螺旋股骨近端髓内钉左 11X380	枚	KHLXGG	3596.1
3315-1	康辉自攻锁定螺钉 2.7X30 SDLD	枚	KHZGSD	1500
3315-1	康辉锁骨钩LCPⅢ型左 3.0X5孔X46mm SDXG25	块	KHSGGLCP	2077
3315-1	康辉尺骨鹰嘴LCP 左 2.8X4孔 SDXG41	块	KHCGYZLC	2407.2
3315-1	康辉3.5mm有限接触LCP 3.8X4孔 SDXG37	块	KH3.5mmY	2147
3315-1	康辉锁骨前侧型LCP 左 3.3X12孔	块	KHSGQC	2077
3315-1	康辉胫骨髓内钉 胫骨钉 11.5X300	枚	KHJGSN	3263.5
3315-1	康辉锁骨钩LCPⅢ型左 3.0X7孔X66mm SDXG25	块	KHSGGLCP	2077
3315-1	康辉4.5mm有限接触LCP 宽5.8X16孔 SDDG39	块	KH4.5mmY	1959.1
3315-1	康辉桡骨远端掌侧斜T型LCP左 2.0X7 SDXG53	块	KHRGYDZC	2239
3315-1	康辉桡骨远端掌侧斜T型LCP左 2.0X9 SDXG53	块	KHRGYDZC	2239
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨螺钉HAQ06 2.4X42	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉锁骨前侧型LCP 左 3.3X10孔	块	KHSGQC	2077
3315-1	康辉自攻锁定螺钉 2.7X48 SDLD	枚	KHZGSD	1500

3315-1	康辉胫骨远端LCP II型 左3.6X6孔	块	KHJGYD	2347
3315-1	康辉瞄准型肱骨远内侧LCP左3.0X17	块	KHMZXG	2267
3315-1	康辉桡骨远端掌侧柱II型LCP右1.8X12SDXG79	块	KHRGYDZC	2239
3315-1	康辉股骨髓内钉 股骨钉左 12X380	枚	KHGGSN	3596.1
3315-1	康辉胫骨髓内钉 胫骨钉 8.3X260	枚	KHJGSN	3263.5
3315-1	康辉桡骨远端LCP 左 2.3X12孔	块	KHRGYD	2239
3315-1	康辉锁骨前侧型LCP 左 3.3X13孔	块	KHSGQC	2077
3315-1	康辉桡骨远端掌侧斜T型LCP左 2.0X11SDXG53	块	KHRGYDZC	2239
3315-1	康辉腓骨远端LCP 右 2.8X20孔	块	KHFGYD	2109
3315-1	鼎健尺骨近端背侧加压锁定板8孔右 159	块	DJCGJD	2642.9
3315-1	鼎健锁骨加压锁定板7孔右 1041807	块	DJSGJY	2067
3315-1	鼎健胫骨近端后侧锁定板5孔左 12306	块	DJJGJD	2321.3
3315-1	鼎健肱骨干部锁定接骨板-1 10孔 10	块	DJGGGB	2548.4
3315-1	鼎健胫骨远端内侧锁定板-1 14孔左 1240614	块	DJJGYDNC	2321.3
3315-1	鼎健自攻型中空锁定螺钉7.3×40 21	枚	DJZGXZ	420.47
3315-1	鼎健后足Y型加压锁定板6孔 174080	块	DJHZYX	1839.6
3315-1	鼎健胫骨远端内侧锁定板-2 5孔右 1251605	块	DJJGYDNC	2321.3
3315-1	鼎健自攻型中空锁定螺钉7.3×22 21	枚	DJZGXZ	420.47
3315-1	鼎健胫骨远端内侧锁定板-1 4孔左 1214704	块	DJJGYDNC	2548.4
3315-1	鼎健尺骨近端背侧加压锁定板7孔左 159	块	DJCGJD	2642.9
3315-1	鼎健胫骨近端内侧锁定板4孔右 11558	块	DJJGJD	2548.4
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉5.0×14 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健自攻型中空锁定螺钉6.5×120 2	根	DJZGXZ	420.47
3315-1	鼎健股骨干部锁定接骨板-2 17孔 10	块	DJGGGB	2642.9
3315-1	鼎健肱骨近端加压锁定板-1 12孔 14	块	DJGGJD	2221.4
3315-1	鼎健肱骨干部锁定接骨板-1 22孔 10	块	DJGGGB	2548.4
3315-1	鼎健股骨远端外侧锁定板-2 5孔左 12	块	DJGGYD	2280.9
3315-1	鼎健股骨加压锁定接骨板-2 24孔 10	块	DJGGJY	2280.9
3315-1	鼎健胫骨远端内侧锁定板-2 3孔左 1250803	块	DJJGYDNC	2321.3
3315-1	鼎健胫骨近端微创锁定板1164511	块	DJJGJD	2548.4
3315-1	鼎健桡骨远端斜T型锁定板-2 8孔右 1	块	DJRGYD	2219.5
3315-1	鼎健自攻型中空锁定螺钉7.3×45 21	枚	DJZGXZ	420.47
3315-1	鼎健肱骨近端加压锁定板-2 12孔 14	块	DJGGJD	2221.4
3315-1	鼎健锁骨钩锁定板5孔右 1385805	块	DJSGGS	2268.7
3315-1	鼎健金属接骨螺钉3.5×44 61335	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉1.5×9 214	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健伽玛髓内钉-2 12×200×125	枚	DJGMSN	3596.1
3315-1	鼎健桡骨远端背侧直型锁定板4孔 1644	块	DJRGYD	2436.5
3315-1	鼎健股骨干部锁定接骨板-2 10孔 10	块	DJGGGB	2642.9
3315-1	鼎健股骨近端外侧锁定板-2 13孔右 1	块	DJGGJD	2280.9
3315-1	鼎健胫骨近端外侧锁定板-2 4孔左 11	块	DJJGJD	2548.4
3315-1	鼎健股骨干部锁定接骨板-2 7孔 102	块	DJGGGB	2642.9
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉7.3×55 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健加压锁定接骨板-3 8孔 10308	块	DJJYSD	2407.2
3315-1	鼎健桡骨小头锁定板2孔左 1550602	块	DJRGXT	2219.5

3315-1	鼎健锁骨钩锁定板2孔左 1400602	块	DJSGGS	2067
3315-1	鼎健胫骨近端微创锁定板9孔左 11655	块	DJJGJD	2548.4
3315-1	鼎健干骺端加压锁定板-1 11孔 108	块	DJGHDJ	2221.4
3315-1	鼎健金属接骨螺钉1.5×28 61115	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健前中足小斜L型锁定板6孔左 1700	块	DJQZZX	1663.4
3315-1	鼎健跟骨锁定板-1 左 1660601	块	DJGGSD	2107.4
3315-1	鼎健桡骨远端掌侧型锁定板9孔右 1535	块	DJRGYD	2436.5
3315-1	鼎健锁骨钩锁定板5孔左 1400605	块	DJSGGS	2067
3315-1	鼎健海鸥加压锁定板11孔 1260811	块	DJHOJY	2321.3
3315-1	鼎健尺骨近端背侧加压锁定板4孔左 159	块	DJCGJD	2642.9
3315-1	鼎健肱骨远端内侧锁定板-2 13孔右 1441613	块	DJGGYDNC	2221.4
3315-1	鼎健股骨远端外侧锁定板-1 15孔左 1254815	块	DJGGYDWC	2504
3315-1	鼎健股骨近端外侧锁定板-2 3孔右 11	块	DJGGJD	2280.9
3315-1	鼎健桡骨远端背侧直型锁定板6孔 1640	块	DJRGYD	2219.5
3315-1	鼎健锁骨钩锁定板7孔右 1403607	块	DJSGGS	2067
3315-1	鼎健股骨近端外侧锁定板-1 17孔右 1141817	块	DJGGJDWC	2280.9
3315-1	鼎健胫骨髓内钉11×255 418225	枚	DJJGSN	3263.5
3315-1	鼎健胫骨髓内钉10×345 418134	枚	DJJGSN	3263.5
3315-1	鼎健桡骨远端背侧直型锁定板7孔 1640	块	DJRGYD	2219.5
3315-1	鼎健肱骨近端加压锁定板-4 2孔 142	块	DJGGJD	2221.4
3315-1	鼎健前中足小斜L型锁定板5孔右 1701	块	DJQZZX	1663.4
3315-1	鼎健自攻型中空锁定螺钉6.5×70 21	根	DJZGXZ	420.47
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉3.5×60 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健肱骨远端外侧锁定板7孔左 14608	块	DJGGYD	2221.4
3315-1	鼎健桡骨远端掌侧型锁定板7孔右 1541807	块	DJRGYDZC	2219.5
3315-1	威高HAQ03金属接骨螺钉3.5×22	枚	WGHAQO	43.81
3315-1	威高大角度螺钉-1-3.5×10-WGB1Z-4	枚	WGDJDL	545
3315-1	史赛克单轴长臂钉5.5X45mm-03828545	个	SSKDZC	4417.5
3315-1	康辉锁骨钩LCPIII型右 3.2X7孔X66mm SDXG26	块	KHSGGLCP	2077
3315-1	康辉动力加压螺钉全螺纹 4.0X3.0X98DJY-V	枚	KHDLJYLD	404.39
3315-1	康辉手足L型LCP 右 1.8X5孔 S	块	KHSZLX	2307
3315-1	康辉螺旋股骨近端髓内钉右 12X360	枚	KHLXGG	3596.1
3315-1	康辉动力加压螺钉半螺纹 4.0X3.0X58DJY-V	枚	KHDLJYLD	404.39
3315-1	康辉股骨髓内钉 股骨钉右 10X340	枚	KHGGSN	3596.1
3315-1	康辉腓骨远端LCP 右 2.8X11孔	块	KHFGYD	2109
3315-1	康辉自攻锁定螺钉 3.5X45 SDLD	枚	KHZGSD	1500
3315-1	康辉胫骨远端LCP 右 3.6X19孔	块	KHJGYD	2347
3315-1	康辉动力加压螺钉全螺纹 4.0X3.0X82DJY-V	枚	KHDLJYLD	404.39
3315-1	康辉S锁定重建接骨板II型左 2.8X9孔	块	KHSSDZ	2077
3315-1	康辉胫骨远端LCP II型 右3.6X14	块	KHJGYD	2347
3315-1	康辉动力加压螺钉半螺纹 5.5X4.5X100DJY V	枚	KHDLJYLD	404.39
3315-1	康辉胫骨髓内钉 胫骨钉 8.3X420	枚	KHJGSN	3263.5

3315-1	康辉自攻锁定螺钉 3.5X22 SDLD	枚	KHZGSD	1500
3315-1	康辉瞄准型肱骨远内侧LCP左3.0X8孔	块	KHMZXG	2267
3315-1	康辉3.5mm有限接触LCP 4.0X8孔 SDXG37	块	KH3.5mmY	2147
3315-1	康辉股骨近端外侧LCPⅢ型 右6.0X3	块	KHGGJD	2447
3315-1	康辉S锁定重建接骨板Ⅱ型左 2.8X8孔	块	KHSSDZ	2077
3315-1	康辉股骨近端外侧LCPⅡ型右5.0X8孔	块	KHGGJD	2447
3315-1	康辉股骨髓内钉 股骨钉右 12X320	枚	KHGGSN	3596.1
3315-1	康辉锁骨钩LCPⅢ型左 3.0X9孔X86mm SDXG25	块	KHSGGLCP	2077
3315-1	康辉螺旋股骨近端髓内钉左 11X400	枚	KHLXGG	3596.1
3315-1	康辉桡骨远端掌侧斜T型LCP左 2.0X10SDXG53	块	KHRGYDZC	2239
3315-1	康辉胫骨远端外侧L型LCP左 4.0X17孔SDDG51	块	KHJGYDWC	2347
3315-1	康辉自攻皮质骨螺钉 1.5X14 SSQ	枚	KHZGPZ	43.68
3315-1	康辉干骺端LCPⅡ型 2.0X5孔 S	块	KHGHDL	2407.2
3315-1	康辉桡骨远端外侧LCP 2.3X6孔 S	块	KHRGYD	2239
3315-1	康辉锁骨钩LCPⅢ型左 3.2X10孔X96 SDXG25	块	KHSGGLCP	2077
3315-1	康辉2.0mm髁LCPⅡ型 左1.5X7孔 SDXG46	块	KH2.0mmK	2307
3315-1	康辉胫骨髓内钉 胫骨钉 11.5X420	枚	KHJGSN	3263.5
3315-1	康辉自攻锁定螺钉 3.5X32 SDLD	枚	KHZGSD	1500
3315-1	康辉桡骨远端掌侧柱Ⅱ型LCP右1.8X11SDXG79	块	KHRGYDZC	2239
3315-1	康辉S锁定重建接骨板Ⅱ型右 2.8X10	块	KHSSDZ	2077
3315-1	康辉胫骨近端侧方LCP 右 4.0X14	块	KHJGJD	2347
3315-1	康辉胫骨近端内侧T型LCP左 3.8X10孔SDDG21	块	KHJGJDNC	2347
3315-1	康辉2.7mm直型LCP 2.0X7孔X69.5mm SDXZ40	块	KH2.7mmZ	2147
3315-1	康辉股骨髓内钉 股骨钉左 11X420	枚	KHGGSN	3596.1
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨螺钉HAQ06 4.5X46	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉自攻皮质骨螺钉 1.5X11 SSQ	枚	KHZGPZ	43.68
3315-1	康辉股骨髓内钉 重建钉 11.5X320	枚	KHGGSN	3596.1
3315-1	康辉锁骨前侧型LCP 左 3.3X11孔	块	KHSGQC	2077
3315-1	康辉自攻皮质骨螺钉 1.5X19 SSQ	枚	KHZGPZ	43.68
3315-1	康辉桡骨远端LCP 左 1.7X12孔	块	KHRGYD	2239
3315-1	康辉锁钉无菌螺旋刀片 10.3X100	枚	KHSDWJ	14784
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨螺钉HAQ06 4.5X42	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉胫骨近端侧方LCP 右 4.0X7孔	块	KHJGJD	2347
3315-1	康辉自攻锁定螺钉 2.7X40 SDLD	枚	KHZGSD	1500
3315-1	康辉肱骨远背侧LCP 带支撑右2.8X9孔SDXG29	块	KHGGYBCL	2267
3315-1	史赛克颈椎后路螺塞48551000 3.5mm	个	SSKJZHLL	670
3315-1	史赛克矫形棒48132601 4.5mm 长600mm	个	SSKJXB48	8600

3315-1	史赛克颈椎后路偏角度螺钉48552314 3.5X14	个	SSKJZHLP	4000
3315-1	康辉股骨近端外侧LCP II型右5.0X15	块	KHGGJD	2447
3315-1	康辉桡骨远端掌侧斜T型LCP左 2.0X12SDXG53	块	KHRGYDZC	2239
3315-1	康辉桡骨远端LCP 右 2.3X9孔 S	块	KHRGYD	2239
3315-1	康辉动力加压螺钉全螺纹 4.0X3.0X38DJY-V	枚	KHDLJYLD	404.39
3315-1	康辉胫骨髓内钉 胫骨钉 10X260 J	枚	KHJGSN	3263.5
3315-1	康辉股骨髓内钉 重建钉 10X360 J	枚	KHGGSN	3596.1
3315-1	康辉桡骨远端掌侧斜T型LCP右 2.0X11SDXG54	块	KHRGYDZC	2239
3315-1	康辉胫骨髓内钉 胫骨钉 9X300 JJ	枚	KHJGSN	3263.5
3315-1	康辉锁骨钩LCP III型右 3.0X10孔X94 SDXG26	块	KHSGGLCP	2077
3315-1	康辉腓骨远端LCP 右 2.8X8孔 S	块	KHFGYD	2109
3315-1	康辉2.0mm髌LCP II型 右1.5X7孔 SDXG47	块	KH2.0mmK	2307
3315-1	康辉股骨髓内钉 股骨钉左 12X440	枚	KHGGSN	3596.1
3315-1	康辉自攻皮质骨螺钉 2.0X11 SSQ	枚	KHZGPZ	43.68
3315-1	康辉股骨髓内钉 股骨钉左 11X360	枚	KHGGSN	3596.1
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨螺钉HAQ06 2.7X13	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉锁骨重建型LCP 左 3.2X7孔	块	KHSGZJ	2077
3315-1	康辉跟骨锁定接骨板 II型 1.5X16孔	块	KHGGSD	2107.4
3315-1	康辉螺旋股骨近端髓内钉左 9.5X380	枚	KHLXGG	3596.1
3315-1	康辉螺旋股骨近端髓内钉左 9.5X400	枚	KHLXGG	3596.1
3315-1	康辉瞄准型肱骨远内侧LCP右3.0X12	块	KHMZXG	2267
3315-1	康辉螺旋股骨近端髓内钉左 12X360	枚	KHLXGG	3596.1
3315-1	康辉胫骨远端LCP 右 3.6X13孔	块	KHJGYD	2347
3315-1	康辉锁钉无菌螺旋刀片 10.3X95 J	枚	KHSDWJ	14784
3315-1	康辉股骨髓内钉 股骨钉右 10X400	枚	KHGGSN	3596.1
3315-1	康辉胫骨近端内侧T型LCP右 3.8X7孔 SDDG22	块	KHJGJDNC	2347
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨螺钉HAQ06 4.5X70	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉锁骨前侧型LCP 右 3.3X14孔	块	KHSGQC	2077
3315-1	康辉S锁定重建接骨板 II型右 2.8X9孔	块	KHSSDZ	2077
3315-1	康辉动力加压螺钉半螺纹 5.5X4.5X92DJY-V	枚	KHDLJYLD	404.39
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨螺钉HAQ06 2.4X32	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉动力加压螺钉半螺纹 5.5X4.5X55DJY-V	枚	KHDLJYLD	404.39
3315-1	康辉2.7mm直型LCP 2.0X5孔X50.5mm SDXZ40	块	KH2.7mmZ	2147
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨螺钉HAQ06 2.7X42	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉动力加压螺钉半螺纹 5.5X4.5X65DJY-V	枚	KHDLJYLD	404.39
3315-1	康辉自攻皮质骨螺钉 2.0X20 SSQ	枚	KHZGPZ	43.68

3315-1	康辉螺旋股骨近端髓内钉左 9.5X420	枚	KHLXGG	3596.1
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨螺钉HAQ06 2.7X16	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉胫骨髓内钉 胫骨钉 11.5X360	枚	KHJGSN	3263.5
3315-1	康辉自攻锁定螺钉 3.5X50 SDL	枚	KHZGSD	1500
3315-1	康辉胫骨远端外侧L型LCP左 4.0X19孔SDDG51	块	KHJGYDWC	2347
3315-1	康辉螺旋股骨近端髓内钉 11X240 J	枚	KHLXGG	3596.1
3315-1	康辉胫骨髓内钉 胫骨钉 10X320 J	枚	KHJGSN	3263.5
3315-1	康辉自攻锁定螺钉 2.7X50 SDL	枚	KHZGSD	1500
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨平螺钉HAQ06 3.5X18	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉腓骨远端LCP 左 2.8X14孔	块	KHFGYD	2109
3315-1	康辉瞄准型肱骨远内侧LCP右3.0X10	块	KHMZXG	2267
3315-1	康辉动力加压螺钉全螺纹 4.0X3.0X12DJY-V	枚	KHDLJYLD	404.39
3315-1	康辉1.5mm直型LCP 1.0X4孔 SDXZ40	块	KH1.5mmZ	2307
3315-1	康辉螺旋股骨近端髓内钉右 12X400	枚	KHLXGG	3596.1
3315-1	康辉桡骨远端外侧LCP 2.3X7孔 S	块	KHRGYD	2239
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨螺钉HAQ06 4.5X80	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉跟骨锁定接骨板III型 1.5X12X6	块	KHGGSD	2107.4
3315-1	康辉4.5mm有限接触LCP 宽5.8X17孔 SDDG39	块	KH4.5mmY	1959.1
3315-1	康辉股骨髓内钉 重建钉 10X420 J	枚	KHGGSN	3596.1
3315-1	康辉桡骨远端背侧斜L型LCP左1.8X4孔SDXG51	块	KHRGYDBC	2239
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨螺钉HAQ06 2.7X18	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉胫骨远端LCP 左 3.6X21孔	块	KHJGYD	2347
3315-1	康辉股骨近端外侧LCP II型左5.0X15	块	KHGGJD	2447
3315-1	康辉胫骨近端侧方LCP 左 4.4X9孔	块	KHJGJD	2347
3315-1	康辉无菌股骨钉锁钉 4.5X65 JSD	枚	KHWJGG	2500
3315-1	康辉股骨髓内钉 股骨钉左 12X400	枚	KHGGSN	3596.1
3315-1	康辉股骨髓内钉 股骨钉右 10X320	枚	KHGGSN	3596.1
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨螺钉HAQ06 2.4X38	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉手足斜L型LCP 左 1.8X5孔	块	KHSZXL	2307
3315-1	康辉胫骨远端LCP II型 左3.6X4孔	块	KHJGYD	2347
3315-1	康辉胫骨近端侧方LCP 右 4.4X12	块	KHJGJD	2347
3315-1	康辉胫骨髓内钉 胫骨钉 9X360 JJ	枚	KHJGSN	3263.5
3315-1	康辉腓骨远端LCP 右 2.3X16孔	块	KHFGYD	2109
3315-1	康辉动力加压螺钉全螺纹 4.0X3.0X50DJY-V	枚	KHDLJYLD	404.39
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨螺钉HAQ06 2.7X44	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉自攻皮质骨螺钉 2.0X12 SSQ	枚	KHZGPZ	43.68
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨平螺钉HAQ06 3.5X16	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉干骺端LCP I型 3.2X7孔 S	块	KHGHDL	2147

3315-1	康辉胫骨近端内侧T型LCP左 3.8X6孔 SDDG21	块	KHJGJDNC	2347
3315-1	康辉动力加压螺钉半螺纹 4.0X3.0X80DJY-V	枚	KHDLJYLD	404.39
3315-1	康辉胫骨髓内钉 胫骨钉 9X340 JJ	枚	KHJGSN	3263.5
3315-1	康辉胫骨近端侧方LCP 右 4.4X16	块	KHJGJD	2347
3315-1	康辉螺旋股骨近端髓内钉右 11X320	枚	KHLXGG	3596.1
3315-1	康辉腓骨远端LCP 左 2.8X18孔	块	KHFGYD	2109
3315-1	康辉动力加压螺钉半螺纹 4.0X3.0X70DJY-V	枚	KHDLJYLD	404.39
3315-1	康辉3.5mm有限接触LCP 3.8X16孔 SDXG37	块	KH3.5mmY	2147
3315-1	康辉自攻锁定螺钉 3.5X38 SDLD	枚	KHZGSD	1500
3315-1	康辉4.5mm T型双弯LCP 3.6X6孔 SDDG33	块	KH4.5mm	2147
3315-1	康辉胫骨髓内钉 胫骨钉 8.3X320	枚	KHJGSN	3263.5
3315-1	康辉干骺端LCP I型 3.2X9孔 S	块	KHGHDL	2147
3315-1	康辉2.0mmT型LCP 1.3X10孔 SDXZ73	块	KH2.0mmT	2307
3315-1	康辉胫骨髓内钉 胫骨钉 8.3X300	枚	KHJGSN	3263.5
3315-1	康辉桡骨远端LCP 左 2.0X11孔	块	KHRGYD	2239
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨平螺钉HAQ06 3.5X38	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉胫骨髓内钉 胫骨钉 9X320 JJ	枚	KHJGSN	3263.5
3315-1	康辉胫骨远端LCP II型 左3.6X14	块	KHJGYD	2347
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨平螺钉HAQ06 3.5X22	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉3.5mm有限接触LCP 3.8X11孔 SDXG37	块	KH3.5mmY	2147
3315-1	康辉胫骨近端内侧T型LCP左 3.8X9孔 SDDG21	块	KHJGJDNC	2347
3315-1	康辉动力加压螺钉半螺纹 7.0X4.5X72DJY-V	枚	KHDLJYLD	404.39
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨螺钉HAQ06 4.5X14	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉螺旋股骨近端髓内钉右 12X440	枚	KHLXGG	3596.1
3315-1	康辉桡骨远端掌侧斜T型LCP右 2.0X4 SDXG54	块	KHRGYDZC	2239
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨螺钉HAQ06 2.4X20	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨螺钉HAQ06 4.5X40	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉胫骨远端LCP II型 右3.6X10	块	KHJGYD	2347
3315-1	康辉1.5mm髁LCP 1.0X8孔 SDXZ45	块	KH1.5mmK	2307
3315-1	康辉自攻皮质骨螺钉 2.0X8 SSQ0	枚	KHZGPZ	43.68
3315-1	康辉无菌股骨钉锁钉 4.5X60 JSD	枚	KHWJGG	2500
3315-1	康辉尺骨鹰嘴LCP 左 2.8X6孔 SDXG41	块	KHCGYZLC	2407.2
3315-1	康辉股骨髓内钉 重建钉 10X280 J	枚	KHGGSN	3596.1
3315-1	康辉胫骨髓内钉 胫骨钉 8.3X360	枚	KHJGSN	3263.5

3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨螺钉HAQ06 2.4X11	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉3.5mm有限接触LCP 4.0X6孔 SDXG37	块	KH3.5mmY	2147
3315-1	康辉股骨髓内钉 股骨钉右 11X460	枚	KHGGSN	3596.1
3315-1	康辉桡骨远端LCP 左 1.7X11孔	块	KHRGYD	2239
3315-1	康辉锁骨钩LCPⅢ型左 3.2X7孔X66mm SDXG25	块	KHSGGLCP	2077
3315-1	康辉自攻皮质骨螺钉 1.5X9 SSQ0	枚	KHZGPZ	43.68
3315-1	康辉股骨髓内钉 股骨钉左 11X400	枚	KHGGSN	3596.1
3315-1	康辉自攻锁定螺钉 3.5X75 SDLD	枚	KHZGSD	1500
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨螺钉HAQ06 2.4X56	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨螺钉HAQ06 4.5X32	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉瞄准型肱骨远内侧LCP左3.0X10	块	KHMZXG	2267
3315-1	康辉自攻锁定螺钉 3.5X36 SDLD	枚	KHZGSD	1500
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨螺钉HAQ06 2.7X10	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	鼎健股骨髓内钉12×440 409244	枚	DJGGSN	3596.1
3315-1	鼎健弧形锁定重建板20孔 1610620	块	DJHXSD	2401
3315-1	鼎健股骨远端外侧锁定板-1 5孔右 1255805	块	DJGGYDWC	2504
3315-1	鼎健肱骨近端加压锁定板-1 6孔 141	块	DJGGJD	2221.4
3315-1	鼎健股骨近端外侧锁定板-1 17孔右 1145817	块	DJGGJDWC	2504
3315-1	鼎健股骨加压锁定接骨板-2 14孔 10	块	DJGGJY	2280.9
3315-1	鼎健足部微型锁定板-2 5孔 17306	块	DJZBWX	2114.2
3315-1	鼎健伽玛髓内钉-2 10×180×130	枚	DJGMSN	3596.1
3315-1	鼎健伽玛髓内钉-2 10×240×125	枚	DJGMSN	3596.1
3315-1	鼎健股骨干锁定板-1 13孔 13006	块	DJGGGS	2280.9
3315-1	鼎健股骨加压锁定接骨板-2 18孔 10	块	DJGGJY	2280.9
3315-1	鼎健加压锁定接骨板-1 6孔 10108	块	DJJYSD	2321.3
3315-1	鼎健桡骨远端背侧直型锁定板4孔 1640	块	DJRGYD	2219.5
3315-1	鼎健胫骨近端内侧锁定板12孔左 1150	块	DJJGJD	2321.3
3315-1	鼎健股骨远端外侧锁定板-2 5孔右 1271705	块	DJGGYDWC	2280.9
3315-1	鼎健股骨接骨板15孔右 1291615	块	DJGGJG	2280.9
3315-1	鼎健胫骨远端外侧锁定板7孔左 11608	块	DJJGYD	2321.3
3315-1	鼎健股骨近端外侧锁定板-1 11孔左 1144811	块	DJGGJDWC	2504
3315-1	鼎健肱骨远端内侧锁定板-1 5孔 143	块	DJGGYD	2221.4
3315-1	鼎健锁骨加压锁定板8孔左 1040808	块	DJSGJY	2067
3315-1	鼎健小Y型加压锁定板6孔 1752806	块	DJXYXJ	2114.2
3315-1	鼎健胫骨近端外侧锁定板4孔左 12208	块	DJJGJD	2321.3
3315-1	鼎健肱骨近端加压锁定板-2 5孔 142	块	DJGGJD	2221.4
3315-1	鼎健股骨近端外侧锁定板-1 14孔右 1	块	DJGGJD	2504
3315-1	鼎健尺骨近端背侧加压锁定板5孔左 157	块	DJCGJD	2407.2
3315-1	鼎健胫骨近端外侧锁定板8孔左 11648	块	DJJGJD	2548.4
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉2.0×11 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健伽玛髓内钉-2 12×180×125	枚	DJGMSN	3596.1

3315-1	鼎健胫骨远端T型加压锁定板-3 7孔 1	块	DJJGYD	2321.3
3315-1	鼎健锁骨钩锁定板5孔右 1403605	块	DJSGGS	2067
3315-1	鼎健胫骨近端外侧锁定板16孔左 1164	块	DJJGJD	2548.4
3315-1	鼎健股骨近端外侧锁定板-2 7孔右 11	块	DJGGJD	2280.9
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉5.0×95 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健锁骨锁定板10孔右 1041610	块	DJSGSD	2067
3315-1	鼎健股骨远端外侧锁定板-1 7孔右 1255807	块	DJGGYDWC	2504
3315-1	鼎健股骨接骨板16孔左 1290616	块	DJGGJG	2280.9
3315-1	鼎健肱骨远端内侧锁定板-3 7孔左 14	块	DJGGYD	2221.4
3315-1	鼎健自攻型中空锁定螺钉7.3×120 2	枚	DJZGXZ	420.47
3315-1	鼎健金属接骨螺钉4.0×52 61340	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉5.0×65 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健桡骨远端斜T型锁定板-2 4孔左 1	块	DJRGYD	2219.5
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉3.5×80 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健胫骨近端内侧锁定板4孔左 11548	块	DJJGJD	2548.4
3315-1	鼎健股骨接骨板17孔右 1291617	块	DJGGJG	2280.9
3315-1	鼎健胫骨近端微创锁定板9孔右 11645	块	DJJGJD	2548.4
3315-1	鼎健胫骨髓内钉11×260 418226	枚	DJJGSN	3263.5
3315-1	鼎健金属接骨螺钉3.5×56 61335	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健胫骨远端内侧锁定板-1 14孔左 1214914	块	DJJGYDNC	2548.4
3315-1	鼎健股骨近端外侧锁定板-1 13孔左 1140813	块	DJGGJDWC	2280.9
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉7.3×60 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健胫骨近端锁定板-1 12孔右 118	块	DJJGJD	2321.3
3315-1	鼎健桡骨远端小T型加压锁定板5孔 1624805	块	DJRGYDXT	2436.5
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉2.0×20 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健伽玛髓内钉-2 12×170×125	枚	DJGMSN	3596.1
3315-1	鼎健股骨髓内钉12×300 409230	枚	DJGGSN	3596.1
3315-1	鼎健胫骨近端后侧锁定板4孔左 12306	块	DJJGJD	2321.3
3315-1	鼎健胫骨近端锁定板-1 8孔右 1181808	块	DJJGJDSD	2321.3
3315-1	鼎健肱骨锁定重建板15孔 1460615	块	DJGGSD	2174.6
3315-1	鼎健桡骨远端T型锁定板-1 6孔 131	块	DJRGYD	2219.5
3315-1	鼎健锁骨钩锁定板8孔右 1385808	块	DJSGGS	2268.7
3315-1	鼎健胫骨远端内侧锁定板-1 14孔左 1240814	块	DJJGYDNC	2321.3
3315-1	鼎健胫骨远端内侧锁定板-1 6孔左 1240806	块	DJJGYDNC	2321.3
3315-1	鼎健骨盆接骨板8孔 1054608	块	DJGPJG	2387.1
3315-1	鼎健金属接骨螺钉1.5×38 61115	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健股骨髓内钉10×320 409032	枚	DJGGSN	3596.1
3315-1	鼎健股骨接骨板11孔右 1291611	块	DJGGJG	2280.9
3315-1	鼎健胫骨近端外侧锁定板8孔右 11658	块	DJJGJD	2548.4
3315-1	鼎健肱骨远端内侧锁定板-2 5孔右 1415605	块	DJGGYDNC	2548.4
3315-1	鼎健跟骨锁定板-1 右 1661601	块	DJGGSD	2107.4
3315-1	鼎健桡骨远端背侧直型锁定板8孔 1640	块	DJRGYD	2219.5
3315-1	鼎健J型锁定重建板8孔左 1070608	块	DJJXSD	2401

3315-1	鼎健股骨远端外侧锁定板-1 5孔右 1271805	块	DJGGYDWC	2280.9
3315-1	鼎健股骨远端外侧锁定板-1 9孔右 1255809	块	DJGGYDWC	2504
3315-1	鼎健桡骨远端斜T型锁定板-2 6孔左 1	块	DJRGYD	2219.5
3315-1	鼎健肱骨近端加压锁定板-2 8孔 142	块	DJGGJD	2221.4
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉7.3×105 2	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健肱骨近端加压锁定板-2 6孔 142	块	DJGGJD	2221.4
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉3.5×10 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健胫骨近端外侧锁定板6孔左 11648	块	DJJGJD	2548.4
3315-1	鼎健股骨接骨板13孔左 1290613	块	DJGGJG	2280.9
3315-1	鼎健干骺端加压锁定板-1 7孔 1080	块	DJGHDJ	2221.4
3315-1	鼎健伽玛髓内钉-2 10×200×130	枚	DJGMSN	3596.1
3315-1	鼎健胫骨远端内侧锁定板-2 4孔左 1250804	块	DJJGYDNC	2321.3
3315-1	鼎健锁骨钩锁定板8孔右 1403808	块	DJSGGS	2067
3315-1	鼎健股骨远端外侧锁定板-2 9孔左 1270909	块	DJGGYDWC	2280.9
3315-1	鼎健胫骨远端内侧锁定板-2 9孔右 1251809	块	DJJGYDNC	2321.3
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉2.4×18 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健股骨髓内钉12×280 409228	枚	DJGGSN	3596.1
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉5.0×110 2	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健股骨远端髁加压锁定板18孔 1110	块	DJGGYD	2280.9
3315-1	鼎健胫骨远端内侧锁定板-2 7孔左 1250807	块	DJJGYDNC	2321.3
3315-1	鼎健前中足小斜L型锁定板7孔左 1700	块	DJQZZX	1663.4
3315-1	鼎健伽玛髓内钉-2 11×200×130	枚	DJGMSN	3596.1
3315-1	鼎健肱骨锁定重建板16孔 1460616	块	DJGGSD	2174.6
3315-1	鼎健胫骨远前外侧锁定板-1 9孔左 12	块	DJJGYQ	2548.4
3315-1	鼎健股骨髓内钉11×420 409142	枚	DJGGSN	3596.1
3315-1	鼎健足部微型锁定板-2 7孔 17306	块	DJZBWZ	2114.2
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉5.0×44 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健锁骨接骨板12孔右 1601612	块	DJSGJG	2067
3315-1	鼎健肱骨远端内侧锁定板-1 8孔 143	块	DJGGYD	2221.4
3315-1	鼎健金属接骨螺钉2.4×10 61324	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉7.3×40 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健平头自攻型锁定螺钉5.0×36 21	枚	DJPTZG	420.47
3315-1	鼎健肱骨远端外侧锁定板5孔右 14618	块	DJGGYD	2221.4
3315-1	鼎健锁骨钩锁定板7孔左 1400807	块	DJSGGS	2067
3315-1	鼎健骨盆接骨板17孔 1054617	块	DJGPJG	2387.1
3315-1	鼎健肱骨近端加压锁定板-4 8孔 142	块	DJGGJD	2221.4
3315-1	鼎健股骨髓内钉12×420 408242	枚	DJGGSN	3596.1
3315-1	鼎健自攻型中空锁定螺钉6.5×65 21	根	DJZXGX	420.47
3315-1	鼎健锁骨钩锁定板6孔右 1403606	块	DJSGGS	2067
3315-1	鼎健肱骨远端内侧锁定板-2 9孔右 1415609	块	DJGGYDNC	2438.5
3315-1	鼎健胫骨远端前外侧锁定板-1 21孔右	块	DJJGYD	2321.3
3315-1	鼎健L型加压锁定板-1 6孔左 1370	块	DJLXJY	2321.3
3315-1	鼎健股骨干锁定板-1 22孔 13006	块	DJGGGS	2280.9
3315-1	鼎健自攻型中空锁定螺钉7.3×105 2	枚	DJZXGX	420.47

3315-1	鼎健弧形锁定重建板12孔 1610612	块	DJHXS	2401
3315-1	鼎健股骨远端髁加压锁定板7孔 11108	块	DJGGYD	2280.9
3315-1	鼎健肱骨锁定重建板5孔 1460605	块	DJGGSD	2174.6
3315-1	鼎健股骨远端外侧锁定板-2 13孔右 1271913	块	DJGGYDWC	2280.9
3315-1	鼎健肱骨远端内侧锁定板-3 8孔右 14	块	DJGGYD	2221.4
3315-1	鼎健股骨远端微创锁定板-1 9孔右 12	块	DJGGYD	2280.9
3315-1	鼎健胫骨近端外侧锁定板-2 4孔左 1220904	块	DJJGJDWC	2321.3
3315-1	鼎健胫骨近端外侧锁定板10孔右 1221	块	DJJGJD	2321.3
3315-1	鼎健加压锁定接骨板-3 9孔 10308	块	DJJYS	2407.2
3315-1	鼎健肱骨远端内侧锁定板-3 4孔左 14	块	DJGGYD	2221.4
3315-1	鼎健微型加压锁定板-1 5孔 17228	块	DJWXJY	2114.2
3315-1	鼎健胫骨远端内侧锁定板-2 3孔左 1250603	块	DJJGYDNC	2321.3
3315-1	鼎健微型T型加压锁定板5孔 171080	块	DJWXTX	2114.2
3315-1	鼎健胫骨远端内侧锁定板-1 10孔左 1240810	块	DJJGYDNC	2321.3
3315-1	鼎健肱骨远端内侧锁定板-2 15孔右 1441815	块	DJGGYDNC	2221.4
3315-1	鼎健股骨近端外侧锁定板-2 6孔右 11	块	DJGGJD	2280.9
3315-1	鼎健股骨远端微创锁定板-1 13孔右 1	块	DJGGYD	2280.9
3315-1	鼎健金属接骨螺钉1.5×24 61115	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	鼎健后足小L型锁定板5孔右 168160	块	DJHZXL	1398.2
3315-1	鼎健股骨近端外侧锁定板-2 6孔左 11	块	DJGGJD	2280.9
3315-1	鼎健股骨干加压锁定板-1 7孔 1300	块	DJGGGJ	2280.9
3315-1	鼎健胫骨远端内侧锁定板-2 7孔右 1251807	块	DJJGYDNC	2321.3
3315-1	鼎健金属接骨螺钉3.5×30 61335	枚	DJJSJG	45.42
3315-1	科惠3.5mm重建锁定接骨板（直形）6孔	块	KH3.5mmZ	6794
3315-1	科惠LCP腓骨远端外侧锁定接骨板5孔 右 微弧	枚	KHLCPFGY	2822
3315-1	威高球头中空螺钉6.5×105 WGC4Z01	枚	WGQTZKLD	405.6
3315-1	威高球头中空螺钉6.5×100 WGC4Z01	枚	WGQTZKLD	405.6
3315-1	科惠LCP桡骨远端掌侧接骨板(头7孔) II 5孔左	块	KHLCPRGY	8760
3315-1	正天球头 SQK φ 28+0	个	ZTQT SQK	1806
3315-1	强生锁定接骨板8孔 左 04.112.085	块	QSSDJGB8	2437
3315-1	三友颈椎螺钉JZIII型 3.5X13	枚	SYJZLDJZ	20
3315-1	三友颈椎螺钉JZIII型 3.5X15	枚	SYJZLDJZ	20
3315-1	三友脊柱内固定自断螺塞V型(RSS III型) 5.5	枚	SYJZNGDZ	20
3315-1	三友椎间融合器CC2Z01 4x14x12	个	SYZJRHQC	200

3315-1	三友椎间融合器CC2Z01 4x14x14	个	SYZJRHQC	200
3315-1	三友椎间融合器CC2Z01 5x14x12	个	SYZJRHQC	200
3315-1	三友椎间融合器CC2Z01 5x14x14	个	SYZJRHQC	200
3315-1	三友椎间融合器CC2Z01 6x14x12	个	SYZJRHQC	200
3315-1	三友椎间融合器CC2Z01 6x14x14	个	SYZJRHQC	200
3315-1	三友椎间融合器CC2Z01 7x14x12	个	SYZJRHQC	200
3315-1	三友椎间融合器CC2Z01 7x14x14	个	SYZJRHQC	200
3315-1	三友颈椎融合器ACA1Z01 6x12x14	个	SYJZRHQA	2557
3315-1	三友颈椎融合器ACA1Z01 5x12x14	个	SYJZRHQA	2557
3315-1	三友颈椎融合器ACA1Z01 4x12x14	个	SYJZRHQA	2557
3315-1	三友颈椎钉板JZ I 型 22	块	SYJZDBJZ	2669
3315-1	三友颈椎钉板JZ I 型 24	块	SYJZDBJZ	2669
3315-1	三友颈椎钉板JZ I 型 26	块	SYJZDBJZ	2669
3315-1	三友颈椎钉板JZ I 型 28	块	SYJZDBJZ	2669
3315-1	三友颈椎钉板JZ I 型 31	块	SYJZDBJZ	2669
3315-1	三友颈椎钉板JZ I 型 33.5	块	SYJZDBJZ	2669
3315-1	三友颈椎钉板JZ I 型 36.5	块	SYJZDBJZ	2669
3315-1	三友颈椎钉板JZ I 型 38	块	SYJZDBJZ	2669
3315-1	三友椎间融合器LC1Z01 13x9x22	个	SYZJRHQL	2799
3315-1	三友椎间融合器LC1Z01 11x9x22	个	SYZJRHQL	2799
3315-1	三友颈椎钛板JZ III 型 18	块	SYJZTBJZ	3829
3315-1	三友颈椎钛板JZ III 型 20	块	SYJZTBJZ	3829
3315-1	三友颈椎钛板ACA1Z01 17x1.9x13.9	块	SYJZTBAC	8760
3315-1	三友颈椎螺钉ACS1Z01 3.5X13	枚	SYJZLDAC	1500
3315-1	三友颈椎螺钉ACS1Z01 4.0X15	枚	SYJZLDAC	1500

3315-1	三友颈椎螺钉ACS1Z01 4.0X13	枚	SYJZLDAC	1500
3315-1	三友颈椎螺钉ACS1Z01 3.5X15	枚	SYJZLDAC	1500
3315-1	三友脊柱内固定器棒V型(RSS IV型) 5.5×150	根	SYJZNGDQ	1458
3315-1	三友多轴螺钉V型(RSS I型)-2 6.5×35	枚	SYDZLDVX	5636
3315-1	三友多轴螺钉V型(RSS I型)-2 6.5×40	枚	SYDZLDVX	5636
3315-1	正天股骨头(双极头)ST φ 47 (钴铬钼+PE)	个	ZTGGT(SJ	5067.6
3315-1	康辉动力加压螺钉半螺纹 4.0X3.0X88DJY-V	枚	KHDLJYLD	404.39
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨螺钉HAQ06 2.7X6	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉锁骨钩LCPⅢ型右 3.0X5孔X45mm SDXG26	块	KHSGGLCP	2077
3315-1	康辉股骨髓内钉 股骨钉左 11X320	枚	KHGGSN	3596.1
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨平螺钉HAQ06 3.5X24	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉胫骨近端内侧T型LCP左 3.8X11孔SDDG21	块	KHJGJDNC	2347
3315-1	康辉自攻皮质骨螺钉 2.0X7 SSQ0	枚	KHZGPZ	43.68
3315-1	康辉肱骨近端LCP 3.2X4孔 SDX	块	KHGGJD	2267
3315-1	康辉自攻锁定螺钉 2.7X54 SDLD	枚	KHZGSD	1500
3315-1	康辉桡骨远端LCP 右 2.0X11孔	块	KHRGYD	2239
3315-1	康辉自攻锁定螺钉 2.7X56 SDLD	枚	KHZGSD	1500
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨螺钉HAQ06 2.7X54	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉肱骨远背侧LCP 带支撑左2.8X7孔SDXG30	块	KHGGYBCL	2267
3315-1	康辉2.7mm直型LCP 2.0X6孔X60mm SDXZ40	块	KH2.7mmZ	2147
3315-1	康辉自攻锁定螺钉 2.7X16 SDLD	枚	KHZGSD	1500
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨螺钉HAQ06 4.5X44	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉股骨髓内钉 股骨钉右 9.5X320	枚	KHGGSN	3596.1
3315-1	康辉无菌盖帽(延长15mm) 26mm J	个	KHWJGM	1584
3315-1	康辉动力加压螺钉半螺纹 7.0X4.5X90DJY-V	枚	KHDLJYLD	404.39
3315-1	康辉桡骨远端外侧LCP 2.0X6孔 S	块	KHRGYD	2239
3315-1	康辉螺旋股骨近端髓内钉左 10X400	枚	KHLXGG	3596.1
3315-1	康辉股骨髓内钉 股骨钉左 9.5X420	枚	KHGGSN	3596.1
3315-1	康辉4.5mm T型双弯LCP 3.6X10孔 SDDG33	块	KH4.5mm	2147
3315-1	康辉桡骨远端掌侧柱Ⅱ型LCP左1.8X3 SDXG59	块	KHRGYDZC	2239
3315-1	康辉锁骨钩LCPⅢ型左 3.0X6孔X56mm SDXG25	块	KHSGGLCP	2077
3315-1	康辉桡骨远端掌侧斜T型LCP右 2.0X10SDXG54	块	KHRGYDZC	2239

3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨螺钉HAQ06 4.5X56	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨螺钉HAQ06 4.5X58	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉自攻皮质骨螺钉 2.0X13 SSQ	枚	KHZGPZ	43.68
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨螺钉HAQ06 4.5X64	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉锁骨前侧型LCP 右 3.3X10孔	块	KHSGQC	2077
3315-1	康辉腓骨远端LCP 右 2.3X12孔	块	KHFGYD	2109
3315-1	康辉胫骨近端侧方LCP 右 4.0X9孔	块	KHJGJD	2347
3315-1	康辉2.7mm直型LCP 2.0X10孔X98mm SDXZ40	块	KH2.7mmZ	2147
3315-1	康辉锁骨前侧型LCP 右 3.3X11孔	块	KHSGQC	2077
3315-1	康辉动力加压螺钉半螺纹 4.0X3.0X55DJY-V	枚	KHDLJYLD	404.39
3315-1	康辉胫骨髓内钉 胫骨钉 11.5X280	枚	KHJGSN	3263.5
3315-1	康辉胫骨近端内侧T型LCP左 3.8X5孔 SDDG21	块	KHJGJDNC	2347
3315-1	康辉股骨髓内钉 股骨钉右 11X320	枚	KHGGSN	3596.1
3315-1	康辉股骨髓内钉 股骨钉左 9.5X400	枚	KHGGSN	3596.1
3315-1	康辉股骨髓内钉 股骨钉左 10X420	枚	KHGGSN	3596.1
3315-1	康辉胫骨近端侧方LCP 左 4.4X10孔 SDDG49	块	KHJGJDCF	2347
3315-1	康辉3.5mm有限接触LCP 4.0X12孔 SDXG37	块	KH3.5mmY	2147
3315-1	康辉2.4mm髌LCP 1.6X9孔 SDXZ45	块	KH2.4mmK	2147
3315-1	康辉胫骨髓内钉 胫骨钉 10X380 J	枚	KHJGSN	3263.5
3315-1	康辉2.0mm直型LCP 1.3X8孔 SDXZ40	块	KH2.0mmZ	2307
3315-1	康辉胫骨髓内钉 胫骨钉 10X340 J	枚	KHJGSN	3263.5
3315-1	康辉桡骨远端掌侧柱 II 型LCP右1.8X8 SDXG79	块	KHRGYDZC	2239
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨螺钉HAQ06 2.7X34	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨平螺钉HAQ06 3.5X26	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉干骺端LCP I 型 3.2X5孔 S	块	KHGHDL	2147
3315-1	康辉自攻锁定螺钉 3.5X14 SDLD	枚	KHZGSD	1500
3315-1	康辉锁骨钩LCP III 型左 3.0X8孔X75mm SDXG25	块	KHSGGLCP	2077
3315-1	康辉腓骨远端LCP 右 2.8X16孔	块	KHFGYD	2109
3315-1	康辉动力加压螺钉半螺纹 5.5X4.5X70DJY-V	枚	KHDLJYLD	404.39
3315-1	康辉胫骨髓内钉 胫骨钉 11.5X380	枚	KHJGSN	3263.5
3315-1	康辉锁骨钩LCP III 型左 3.2X6孔X56mm SDXG25	块	KHSGGLCP	2077
3315-1	康辉胫骨远端LCP II 型 右3.6X12	块	KHJGYD	2347
3315-1	康辉螺旋股骨近端髓内钉 11X200 J	枚	KHLXGG	3596.1
3315-1	康辉螺旋股骨近端髓内钉左 10X360	枚	KHLXGG	3596.1
3315-1	康辉无菌股骨钉锁钉 4.5X40 JSD	枚	KHWJGG	2500

3315-1	康辉股骨髓内钉 股骨钉右 10X460	枚	KHGGSN	3596.1
3315-1	康辉锁钉无菌螺旋刀片 10.3X80 J	枚	KHSDWJ	14784
3315-1	康辉股骨髓内钉 重建钉 11.5X280	枚	KHGGSN	3596.1
3315-1	康辉3.5mm有限接触LCP 4.0X4孔 SDXG37	块	KH3.5mmY	2147
3315-1	康辉动力加压螺钉全螺纹 4.0X3.0X15DJY-V	枚	KHDLJYLD	404.39
3315-1	施乐辉胫骨衬垫3-4号 11mm 71421509	个	SLHJGCD3	686
3315-1	威高肱骨远端加压锁定板-1 WGC12Z07 3孔左	块	WGGGYDJY	2438
3315-1	威高肱骨远端加压锁定板-2 WGC12Z07 3孔左	块	WGGGYDJY	2438
3315-1	威高肱骨远端加压锁定板-1 WGC12Z07 3孔右	块	WGGGYDJY	2438
3315-1	威高肱骨远端加压锁定板-2 WGC12Z07 5孔右	块	WGGGYDJY	2438
3315-1	威高肱骨远端加压锁定板-1 WGC12Z07 5孔左	块	WGGGYDJY	2438
3315-1	威高肱骨远端加压锁定板-1 WGC12Z07 7孔左	块	WGGGYDJY	2438
3315-1	威高肱骨远端加压锁定板-1 WGC12Z07 9孔左	块	WGGGYDJY	2438
3315-1	威高肱骨远端加压锁定板-1 WGC12Z07 11孔左	块	WGGGYDJY	2438
3315-1	威高肱骨远端加压锁定板-1 WGC12Z07 14孔左	块	WGGGYDJY	2438
3315-1	威高肱骨远端加压锁定板-1 WGC12Z07 5孔右	块	WGGGYDJY	2438
3315-1	威高肱骨远端加压锁定板-1 WGC12Z07 7孔右	块	WGGGYDJY	2438
3315-1	威高肱骨远端加压锁定板-1 WGC12Z07 9孔右	块	WGGGYDJY	2438
3315-1	威高肱骨远端加压锁定板-1 WGC12Z07 11孔右	块	WGGGYDJY	2438
3315-1	威高肱骨远端加压锁定板-1 WGC12Z07 14孔右	块	WGGGYDJY	2438
3315-1	威高肱骨远端加压锁定板-2 WGC12Z07 5孔左	块	WGGGYDJY	2438
3315-1	威高肱骨远端加压锁定板-2 WGC12Z07 7孔左	块	WGGGYDJY	2438
3315-1	威高肱骨远端加压锁定板-2 WGC12Z07 9孔左	块	WGGGYDJY	2438
3315-1	威高肱骨远端加压锁定板-2 WGC12Z07 11孔左	块	WGGGYDJY	2438
3315-1	威高肱骨远端加压锁定板-2 WGC12Z07 14孔左	块	WGGGYDJY	2438
3315-1	威高肱骨远端加压锁定板-2 WGC12Z07 3孔右	块	WGGGYDJY	2438
3315-1	威高肱骨远端加压锁定板-2 WGC12Z07 7孔右	块	WGGGYDJY	2438

3315-1	威高肱骨远端加压锁定板-2 WGC12Z07 9孔右	块	WGGGYDJY	2438
3315-1	威高肱骨远端加压锁定板-2 WGC12Z07 11孔右	块	WGGGYDJY	2438
3315-1	威高肱骨远端加压锁定板-2 WGC12Z07 14孔右	块	WGGGYDJY	2438
3315-1	威高锁定重建板-1 (3.5)6孔 WGC11Z02 钛合金	块	WGSDZJB-	2636
3315-1	威高锁定重建板-1 (3.5)7孔 WGC11Z02 钛合金	块	WGSDZJB-	2636
3315-1	威高锁定重建板-1 (3.5)8孔 WGC11Z02 钛合金	块	WGSDZJB-	2636
3315-1	威高锁定重建板-1 (3.5)9孔 WGC11Z02 钛合金	块	WGSDZJB-	2636
3315-1	威高锁定重建板-1 (3.5)10孔 WGC11Z02 钛合金	块	WGSDZJB-	2636
3315-1	威高锁定重建板-1 (3.5)12孔 WGC11Z02钛合金	块	WGSDZJB-	2636
3315-1	威高锁定重建板-1 (3.5)14孔 WGC11Z02钛合金	块	WGSDZJB-	2636
3315-1	微创股骨交锁髓内钉10×400mm SDH XK02	根	WCGGJSSN	3596.1
3315-1	贝朗髌关节假体组件-股骨柄NC282T	个	BLKGJJTZ	12916
3315-1	贝朗髌臼杯系统-内衬NV114D	个	BLKJBXT-	1623
3315-1	贝朗非骨水泥型球头NK652D	个	BLFGSNXQ	1461
3315-1	贝朗髌臼杯系统-外杯NV354T	个	BLKJBXT-	18810
3315-1	百优可吸收骨接合植入物B-ALC-3535	枚	BYKXSGJH	6414
3315-1	百优可吸收骨接合植入物B-ALC-3540	枚	BYKXSGJH	6414
3315-1	百优可吸收骨接合植入物B-ALC-3545	枚	BYKXSGJH	6414
3315-1	百优可吸收骨接合植入物B-ALC-4045	枚	BYKXSGJH	6414
3315-1	百优可吸收骨接合植入物B-ALC-4050	枚	BYKXSGJH	6414
3315-1	百优可吸收骨接合植入物B-ALC-4070	枚	BYKXSGJH	6414
3315-1	百优可吸收骨接合植入物B-ALC-4090	枚	BYKXSGJH	6414
3315-1	百优可吸收骨接合植入物B-ANCO-1525	枚	BYKXSGJH	5543.6
3315-1	百优可吸收骨接合植入物B-ANCO-2030	枚	BYKXSGJH	5543.6
3315-1	百优可吸收骨接合植入物B-ASC-3532	枚	BYKXSGJH	6000

3315-1	百优可吸收骨接合植入物B-ASC-3540	枚	BYKXSGJH	6000
3315-1	百优可吸收骨接合植入物B-ASC-4045	枚	BYKXSGJH	6000
3315-1	百优可吸收骨接合植入物B-ASC-4050	枚	BYKXSGJH	6000
3315-1	百优可吸收骨接合植入物B-ASC-4070	枚	BYKXSGJH	6000
3315-1	百优可吸收骨接合植入物B-ASC-4090	枚	BYKXSGJH	6000
3315-1	百优可吸收骨接合植入物B-ASC-4550	枚	BYKXSGJH	6000
3315-1	百优可吸收骨接合植入物B-ASC-4580	枚	BYKXSGJH	6000
3315-1	威高股骨髓内钉WGA4Z02 12×320 左	枚	WGGGSNDW	3596
3315-1	施乐辉胫骨平台 LM/RL 2号 71422422	个	SLHJGPT	9280
3315-1	施乐辉胫骨衬垫1-2号 LM/RL 8 71422241	个	SLHJGCD1	7040
3315-1	施乐辉钴铌合金股骨髓 3号LM RL 71422343	个	SLHGNHJG	16840
3315-1	施乐辉钴铌合金股骨髓 4号RM LL 71422354	个	SLHGNHJG	16840
3315-1	施乐辉钴铌合金股骨髓 3号RM LL 71422353	个	SLHGNHJG	16840
3315-1	施乐辉钴铌合金股骨髓 2号RM LL 71422352	个	SLHGNHJG	16840
3315-1	施乐辉钴铌合金股骨髓 1号RM LL 71422351	个	SLHGNHJG	16840
3315-1	施乐辉钴铌合金股骨髓 7号LM RL 71422347	个	SLHGNHJG	16840
3315-1	施乐辉钴铌合金股骨髓 4号LM RL 71422344	个	SLHGNHJG	16840
3315-1	施乐辉钴铌合金股骨髓 2号LM RL 71422342	个	SLHGNHJG	16840
3315-1	施乐辉钴铌合金股骨髓 1号LM RL 71422341	个	SLHGNHJG	16840
3315-1	康辉锁骨钩LCPⅢ型右 3.0X10孔X95 SDXG26	块	KHSGGLCP	2077
3315-1	康辉动力加压螺钉全螺纹 4.0X3.0X25DJY-V	枚	KHDLJYLD	404.39
3315-1	康辉桡骨远端LCP 左 1.7X10孔	块	KHRGYD	2239
3315-1	康辉肱骨远背侧LCP 带支撑左2.8X9孔SDXG30	块	KHGGYBCL	2267
3315-1	康辉无菌股骨钉锁钉 4.5X85 JSD	枚	KHWJGG	2500
3315-1	康辉股骨髓内钉 股骨钉左 12X320	枚	KHGGSN	3596.1
3315-1	康辉自攻锁定螺钉 2.7X36 SDLD	枚	KHZGSD	1500
3315-1	康辉桡骨远端掌侧柱Ⅱ型LCP右1.8X5 SDXG79	块	KHRGYDZC	2239
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨螺钉HAQ06 2.4X58	枚	KHQLWZGP	43.68

3315-1	康辉锁定重建接骨板 窄 2.8X9孔 S	块	KHSDZJ	2147
3315-1	康辉动力加压螺钉全螺纹 4.0X3.0X18DJY-V	枚	KHDLJYLD	404.39
3315-1	康辉动力加压螺钉全螺纹 4.0X3.0X30DJY-V	枚	KHDLJYLD	404.39
3315-1	康辉桡骨远端背侧II型LCP左 1.5X6	块	KHRGYD	2239
3315-1	康辉桡骨远端背侧T型LCP 1.8X3孔	块	KHRGYD	2239
3315-1	康辉胫骨近端内侧T型LCP右 3.8X6孔 SDDG22	块	KHJGJDNC	2347
3315-1	康辉股骨髓内钉 重建钉 11.5X260	枚	KHGGSN	3596.1
3315-1	康辉腓骨远端LCP 右 2.8X10孔	块	KHFGYD	2109
3315-1	康辉瞄准型肱骨远内侧LCP右3.0X6孔	块	KHMZXG	2267
3315-1	康辉胫骨远端LCP 左 3.6X19孔	块	KHJGYD	2347
3315-1	康辉动力加压螺钉全螺纹 4.0X3.0X75DJY-V	枚	KHDLJYLD	404.39
3315-1	康辉腓骨远端LCP 右 2.3X20孔	块	KHFGYD	2109
3315-1	康辉自攻锁定螺钉 2.7X12 SDLD	枚	KHZGSD	1500
3315-1	康辉自攻锁定螺钉 2.7X32 SDLD	枚	KHZGSD	1500
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨螺钉HAQ06 2.7X50	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉螺旋股骨近端髓内钉 12X240 J	枚	KHLXGG	3596.1
3315-1	康辉肱骨近端LCP 3.2X6孔 SDX	块	KHGGJD	2267
3315-1	康辉2.0mm髌LCP 1.3X9孔 SDXZ45	块	KH2.0mmK	2307
3315-1	康辉全螺纹自攻皮质骨螺钉HAQ06 2.7X24	枚	KHQLWZGP	43.68
3315-1	康辉2.4mm直型LCP 1.8X8孔 SDXZ40	块	KH2.4mmZ	2147
3315-1	康辉股骨髓内钉 股骨钉左 11X380	枚	KHGGSN	3596.1
3315-1	康辉锁骨钩LCPIII型右 3.0X7孔X64mm SDXG26	块	KHSGGLCP	2077
3315-1	春立髌关节假体-钛钉26	枚	CLKGJJT-	450
3315-1	微创空心双头加压螺钉4.5×60mm GKSD II	枚	WCKXSTJY	398.93
3315-1	奥斯迈HAQ03皮质骨螺钉3.5×40球形全牙灭菌	枚	ASMHAQ03	44.38
3315-1	奥斯迈腓骨远外接骨板VI5孔 左 锥形加压灭	块	ASMFGYWJ	2174.6
3315-1	奥斯迈金属骨针1.0/1.0 150/0 锥刃光杆	根	ASMJSGZ1	1629.6
3315-1	奥斯迈金属骨针1.0/1.0 250/0 锥刃光杆	根	ASMJSGZ1	1629.6
3315-1	奥斯迈金属骨针1.2/1.2 150/0 锥刃光杆	根	ASMJSGZ1	1629.6
3315-1	奥斯迈金属骨针1.2/1.2 250/0 锥刃光杆	根	ASMJSGZ1	1629.6
3315-1	奥斯迈金属骨针1.6/1.6 150/0 锥刃光杆	根	ASMJSGZ1	1629.6
3315-1	奥斯迈金属骨针1.6/1.6 250/0 锥刃光杆	根	ASMJSGZ1	1629.6

3315-1	奥斯迈金属骨针2.0/2.0 250/0 锥刃光杆	根	ASMJSGZ2	1629.6
3315-1	奥斯迈金属骨针2.0/2.0 150/0 锥刃光杆	根	ASMJSGZ2	1629.6
3315-1	通用空心松质骨螺钉4.5mm 31457-24	枚	TYKXSZGL	379.48
3315-1	通用空心埋头加压螺钉3.0mm 31307-16	枚	TYKXMTJY	379.48
3315-1	强生锁定接骨螺钉 5.0mm 413.338	枚	QSSDJGLD	830
3315-1	强生缆线固定系统 611.105.01	根	QSLXGDXT	3300
3315-1	迈瑞桡骨远端斜T型锁定板3孔 右 20	块	MRRGYDXT	2383
3315-1	迈瑞桡骨远端斜T型锁定板4孔 右 20	块	MRRGYDXT	2383
3315-1	迈瑞桡骨远端斜T型锁定板5孔 右 20	块	MRRGYDXT	2383
3315-1	迈瑞桡骨远端斜T型锁定板6孔 右 20	块	MRRGYDXT	2383
3315-1	迈瑞桡骨远端斜T型锁定板8孔 右 20	块	MRRGYDXT	2383
3315-1	微创空心螺钉4.5×30mm GJYD II	枚	WCKXLD4.	398.93
3315-1	微创空心螺钉4.5×32mm GJYD II	枚	WCKXLD4.	398.93
3315-1	微创空心螺钉4.5×34mm GJYD II	枚	WCKXLD4.	398.93
3315-1	微创空心螺钉4.5×36mm GJYD II	枚	WCKXLD4.	398.93
3315-1	微创空心螺钉4.5×38mm GJYD II	枚	WCKXLD4.	398.93
3315-1	微创空心螺钉4.5×40mm GJYD II	枚	WCKXLD4.	398.93
3315-1	微创空心螺钉4.5×42mm GJYD II	枚	WCKXLD4.	398.93
3315-1	微创空心螺钉4.5×44mm GJYD II	枚	WCKXLD4.	398.93
3315-1	微创空心螺钉4.5×46mm GJYD II	枚	WCKXLD4.	398.93
3315-1	微创空心螺钉4.5×48mm GJYD II	枚	WCKXLD4.	398.93
3315-1	微创空心螺钉4.5×50mm GJYD II	枚	WCKXLD4.	398.93
3315-1	微创空心螺钉4.5×52mm GJYD II	枚	WCKXLD4.	398.93
3315-1	微创空心螺钉4.5×54mm GJYD II	枚	WCKXLD4.	398.93
3315-1	微创空心螺钉4.5×56mm GJYD II	枚	WCKXLD4.	398.93

3315-1	微创空心螺钉4.5×58mm GJYD II	枚	WCKXLD4.	398.93
3315-1	微创空心螺钉4.5×60mm GJYD II	枚	WCKXLD4.	398.93
3315-1	奥斯迈HAQ03金属骨螺钉4.5×60球形全牙灭菌	枚	ASMHAQ03	301.17
3315-1	奥斯迈腓骨远外接骨板V3孔 右 锥形加压灭	块	ASMFgywj	2174.6
3315-1	通用直型钢板 3.5mm 8孔 21102-8	块	TYZXGB 3	8500
3315-1	通用腓骨远端锁定钢板系统8孔右 21221-8	块	TYFGYDSD	12800
3315-1	通用空心埋头加压螺钉4.3mm 31437-60	枚	TYKXMTJY	379.48
3315-1	通用空心加压螺钉2.0mm 31207-10	枚	TYKXJYLD	379.48
3315-1	通用腓骨远端锁定钢板系统8孔左 21222-8	块	TYFGYDSD	12800
3315-1	通用胫骨远端锁定接骨板 12孔 21094-12	块	TYJGYDSD	7990
3315-1	通用空心松质骨螺钉4.5mm 31457-16	枚	TYKXSZGL	379.48
3315-1	通用锁骨锁定接骨板 10孔 21125-10	块	TYSGSDJG	2067
3315-1	通用耻骨联合锁定钢板孔数：4孔 21162-4	块	TYCGLHSD	2401
3315-1	微创腓骨远端外侧锁定加压接骨板4孔左SD	块	WCFGYD	2090.8
3315-1	微创胫骨近端后内侧锁定加压接骨板3孔SD	块	WCJGJD	2321.3
3315-1	微创限制性直型锁定接骨板18孔(桡骨)	块	WCXZXZ	2174.6
3315-1	微创限制性直型锁定接骨板22孔(股骨)	块	WCXZXZ	2174.6
3315-1	微创限制性直型锁定接骨板14孔(桡骨)	块	WCXZXZ	2174.6
3315-1	微创空心双头加压螺钉6.5×85mm G	个	WCKXST	398.93
3315-1	微创锁骨远端锁定加压接骨板8孔右 SD5	块	WCSGYD	2067
3315-1	微创加压螺旋钉3.5×28mm GJYD	个	WCJYLY	398.93
3315-1	微创加压螺旋钉7.3×55mm GJYD	个	WCJYLY	398.93
3315-1	微创胫骨远前外侧锁定加压接骨板7孔右SD	块	WCJGYQ	2321.3
3315-1	微创胫骨远端内侧锁定接骨板4孔右 SD1	块	WCJGYD	2321.3
3315-1	微创指掌骨直型锁定接骨板7孔 SD73	块	WCZZGZ	2114.2
3315-1	微创3.5肱骨远内锁定加压接骨板9孔左S	块	WC3.5G	2221.4
3315-1	微创加压螺旋钉3.5×34mm GJYD	个	WCJYLY	398.93
3315-1	微创胫骨远端内侧锁定接骨板6孔右 SD1	块	WCJGYD	2321.3
3315-1	微创干骺端锁定加压接骨板8孔 SD19	块	WCGHDS	2221.4
3315-1	微创腓骨远端外侧锁定加压接骨板8孔右SD	块	WCFGYD	2090.8
3315-1	微创干骺端锁定加压接骨板7孔 SD19	块	WCGHDS	2221.4
3315-1	微创限制性直型锁定接骨板8孔(尺骨) S	块	WCXZXZ	2174.6
3315-1	微创胫骨远端微创锁定接骨板12孔右 SD	块	WCJGYD	2321.3
3315-1	微创加压螺旋钉3.5×58mm GJYD	个	WCJYLY	398.93
3315-1	微创3.5鹰嘴锁定加压接骨板6孔右 SD	块	WC3.5Y	2400.8
3315-1	微创加压螺旋钉4.0×50mm GJYD	个	WCJYLY	398.93
3315-1	微创限制性直型锁定接骨板17孔(肱骨)	块	WCXZXZ	2174.6
3315-1	微创桡骨远端多角锁定接骨板7孔左 SD3	块	WCRGYD	2219.5

3315-1	微创HAQ05浅螺纹螺钉2.7×30mm	个	WCHAQ0	43.09
3315-1	微创胫骨平台锁定接骨板14孔左 SD06	块	WCJGPT	2321.3
3315-1	微创限制性直型锁定接骨板7孔(胫骨) S	块	WCXZXZ	2174.6
3315-1	微创腓骨远端外侧锁定加压接骨板9孔左SD	块	WCFGYD	2090.8
3315-1	微创HAQ05浅螺纹螺钉2.0×16mm	个	WCHAQ0	43.09
3315-1	微创限制性直型锁定接骨板17孔(尺骨)	块	WCXZXZ	2174.6
3315-1	微创HAQ05浅螺纹螺钉2.7×28mm	个	WCHAQ0	43.09
3315-1	微创HAQ05浅螺纹螺钉2.7×36mm	个	WCHAQ0	43.09
3315-1	微创肱骨近端锁定接骨板5孔 SD07	块	WCGGJD	2221.4
3315-1	微创限制性直型锁定接骨板7孔(肱骨) S	块	WCXZXZ	2174.6
3315-1	微创加压螺旋钉7.3×95mm GJYD	个	WCJYLY	398.93
3315-1	微创交锁髓内钉12×200mm SDJD	个	WCJSSN	3596.1
3315-1	微创锁骨远端锁定加压接骨板6孔左 SD5	块	WCSGYD	2067
3315-1	微创指掌骨直型锁定接骨板12孔 SD73	块	WCZZGZ	2114.2
3315-1	微创桡骨远端多角锁定接骨板3孔右 SD3	块	WCRGYD	2219.5
3315-1	微创加压螺旋钉4.0×70mm GJYD	个	WCJYLY	398.93
3315-1	微创胫骨远前外侧锁定加压接骨板17孔右S	块	WCJGYQ	2321.3
3315-1	微创桡骨近端锁定加压接骨板4孔 SD37	块	WCRGJD	2219.5
3315-1	微创加压螺旋钉7.3×100mm GJY	个	WCJYLY	398.93
3315-1	微创胫骨近端内侧锁定加压接骨板10孔右S	块	WCJGJD	2321.3
3315-1	微创空心双头加压螺钉6.5×95mm G	个	WCKXST	398.93
3315-1	微创HAQ05浅螺纹螺钉2.5×16mm	个	WCHAQ0	43.09
3315-1	微创空心双头加压螺钉4.0×50mm G	个	WCKXST	398.93
3315-1	微创胫骨近端内侧锁定加压接骨板16孔右S	块	WCJGJD	2321.3
3315-1	微创胫骨远端微创锁定接骨板6孔左 SD3	块	WCJGYD	2321.3
3315-1	微创桡骨远端多角锁定接骨板3孔左 SD3	块	WCRGYD	2219.5
3315-1	微创HAQ05浅螺纹螺钉2.0×22mm	个	WCHAQ0	43.09
3315-1	微创干骺端锁定加压接骨板3孔 SD19	块	WCGHDS	2221.4
3315-1	微创空心双头加压螺钉4.0×18mm G	个	WCKXST	398.93
3315-1	微创腓骨远端外侧锁定加压接骨板7孔左SD	块	WCFGYD	2090.8
3315-1	微创胫骨平台锁定接骨板16孔左 SD06	块	WCJGPT	2321.3
3315-1	微创胫骨近端后内侧锁定加压接骨板5孔SD	块	WCJGJD	2321.3
3315-1	微创胫骨近端后内侧锁定加压接骨板6孔SD	块	WCJGJD	2321.3
3315-1	微创限制性直型锁定接骨板5孔(肱骨) S	块	WCXZXZ	2174.6
3315-1	微创限制性直型锁定接骨板4孔(肱骨) S	块	WCXZXZ	2174.6
3315-1	微创胫骨近端后内侧锁定加压接骨板4孔SD	块	WCJGJD	2321.3
3315-1	微创加压螺旋钉7.3×90mm GJYD	个	WCJYLY	398.93
3315-1	微创胫骨远端内侧锁定接骨板8孔右 SD1	块	WCJGYD	2321.3
3315-1	微创限制性直型锁定接骨板5孔(尺骨) S	块	WCXZXZ	2174.6
3315-1	微创加压螺旋钉3.5×70mm GJYD	个	WCJYLY	398.93
3315-1	微创加压螺旋钉7.3×75mm GJYD	个	WCJYLY	398.93
3315-1	微创胫骨远前外侧锁定加压接骨板11孔右S	块	WCJGYQ	2321.3
3315-1	微创胫骨平台锁定接骨板12孔左 SD06	块	WCJGPT	2321.3
3315-1	微创空心双头加压螺钉4.0×48mm G	个	WCKXST	398.93
3315-1	威高胫骨远端内侧锁定板WGC12Z03 5孔左	块	WGJGYDNC	2320.9
3315-1	威高胫骨远端内侧锁定板WGC12Z03 7孔左	块	WGJGYDNC	2320.9
3315-1	威高胫骨远端内侧锁定板WGC12Z03 9孔左	块	WGJGYDNC	2320.9

3315-1	威高胫骨远端内侧锁定板WGC12Z03 11孔左	块	WGJGYDNC	2320.9
3315-1	威高胫骨远端内侧锁定板WGC12Z03 13孔左	块	WGJGYDNC	2320.9
3315-1	威高胫骨远端内侧锁定板WGC12Z03 15孔左	块	WGJGYDNC	2320.9
3315-1	威高胫骨远端内侧锁定板WGC12Z03 5孔右	块	WGJGYDNC	2320.9
3315-1	威高胫骨远端内侧锁定板WGC12Z03 7孔右	块	WGJGYDNC	2320.9
3315-1	威高胫骨远端内侧锁定板WGC12Z03 9孔右	块	WGJGYDNC	2320.9
3315-1	威高胫骨远端内侧锁定板WGC12Z03 11孔右	块	WGJGYDNC	2320.9
3315-1	威高胫骨远端内侧锁定板WGC12Z03 13孔右	块	WGJGYDNC	2320.9
3315-1	威高胫骨远端内侧锁定板WGC12Z03 15孔右	块	WGJGYDNC	2320.9
3315-1	威高胫骨远端内侧锁定板WGC12Z03 6孔左	块	WGJGYDNC	2320.9
3315-1	威高胫骨远端内侧锁定板WGC12Z03 8孔左	块	WGJGYDNC	2320.9
3315-1	威高胫骨远端内侧锁定板WGC12Z03 10孔左	块	WGJGYDNC	2320.9
3315-1	威高胫骨远端内侧锁定板WGC12Z03 12孔左	块	WGJGYDNC	2320.9
3315-1	威高胫骨远端内侧锁定板WGC12Z03 14孔左	块	WGJGYDNC	2320.9
3315-1	威高胫骨远端内侧锁定板WGC12Z03 6孔右	块	WGJGYDNC	2320.9
3315-1	威高胫骨远端内侧锁定板WGC12Z03 8孔右	块	WGJGYDNC	2320.9
3315-1	威高胫骨远端内侧锁定板WGC12Z03 10孔右	块	WGJGYDNC	2320.9
3315-1	威高胫骨远端内侧锁定板WGC12Z03 12孔右	块	WGJGYDNC	2320.9
3315-1	威高胫骨远端内侧锁定板WGC12Z03 14孔右	块	WGJGYDNC	2320.9
3315-1	捷迈胫骨垫片59x10MM 183600	个	JMJGDP59	1186
3315-1	捷迈胫骨垫片59x12MM 183602	个	JMJGDP59	1186
3315-1	捷迈三孔髌臼杯 66mmI 010000670	个	JMSKKJB	1067
3315-1	捷迈胫骨垫片59x14MM 183604	个	JMJGDP59	1186
3315-1	捷迈三孔髌臼杯 64mmH 010000669	个	JMSKKJB	1067
3315-1	捷迈胫骨垫片59x16MM 183606	个	JMJGDP59	1186
3315-1	捷迈胫骨垫片63/67x10MM 183620	个	JMJGDP63	1186

3315-1	捷迈胫骨垫片63/67x12MM 183622	个	JMJGDP63	1186
3315-1	捷迈三孔髌臼杯 62mmH 010000668	个	JMSKKJB	1067
3315-1	捷迈胫骨垫片63/67x14MM 183624	个	JMJGDP63	1186
3315-1	捷迈三孔髌臼杯 60mmG 010000667	个	JMSKKJB	1067
3315-1	捷迈胫骨垫片63/67x16MM 183626	个	JMJGDP63	1186
3315-1	捷迈胫骨垫片71/75x10MM 183640	个	JMJGDP71	1186
3315-1	捷迈三孔髌臼杯 58mmG 010000666	个	JMSKKJB	1067
3315-1	捷迈胫骨垫片71/75x12MM 183642	个	JMJGDP71	1186
3315-1	捷迈三孔髌臼杯 56mmF 010000665	个	JMSKKJB	1067
3315-1	捷迈胫骨垫片71/75x14MM 183644	个	JMJGDP71	1186
3315-1	捷迈三孔髌臼杯 54mmF 010000664	个	JMSKKJB	1067
3315-1	捷迈三孔髌臼杯 52mmE 010000663	个	JMSKKJB	1067
3315-1	捷迈三孔髌臼杯 50mmD 010000662	个	JMSKKJB	1067
3315-1	捷迈三孔髌臼杯 48mmC 010000661	个	JMSKKJB	1067
3315-1	捷迈三孔髌臼杯 46mmB 010000660	个	JMSKKJB	1067
3315-1	捷迈三孔髌臼杯 44mmA 010000659	个	JMSKKJB	1067
3315-1	捷迈三孔髌臼杯 42mmA 010000658	个	JMSKKJB	1067
3315-1	捷迈髌臼内衬 36mm Size I 010000939	个	JMKJNC 3	1137
3315-1	捷迈髌臼内衬 36mm Size H 010000938	个	JMKJNC 3	1137
3315-1	捷迈髌臼内衬 36mm Size G 010000937	个	JMKJNC 3	1137
3315-1	捷迈髌臼内衬 36mm Size F 010000936	个	JMKJNC 3	1137
3315-1	捷迈髌臼内衬 36mm Size E 010000935	个	JMKJNC 3	1137
3315-1	捷迈髌臼内衬 36mm Size D 010000934	个	JMKJNC 3	1137
3315-1	捷迈髌臼内衬 32mm Size C 010000925	个	JMKJNC 3	1137
3315-1	捷迈胫骨垫片71/75x16MM 183646	个	JMJGDP71	1186
3315-1	捷迈髌臼内衬 32mm Size B 010000924	个	JMKJNC 3	1137
3315-1	捷迈胫骨垫片79/83x10MM 183660	个	JMJGDP79	1186
3315-1	捷迈胫骨垫片79/83x12MM 183662	个	JMJGDP79	1186
3315-1	捷迈髌臼内衬 28mm Size A 010000913	个	JMKJNC 2	1137
3315-1	捷迈胫骨垫片79/83x14MM 183664	个	JMJGDP79	1186
3315-1	捷迈髌臼内衬 36mm Size I 010000861	个	JMKJNC 3	1137

3315-1	捷迈髌臼内衬 36mm Size H 010000860	个	JMKJNC 3	1137
3315-1	捷迈髌臼内衬 36mm Size G 010000859	个	JMKJNC 3	1137
3315-1	捷迈胫骨垫片79/83x16MM 183666	个	JMJGDP79	1186
3315-1	捷迈髌臼内衬 36mm Size F 010000858	个	JMKJNC 3	1137
3315-1	捷迈胫骨垫片79/83x18MM 183668	个	JMJGDP79	1186
3315-1	捷迈胫骨垫片87/91x10MM 183680	个	JMJGDP87	1186
3315-1	捷迈髌臼内衬 36mm Size E 010000857	个	JMKJNC 3	1137
3315-1	捷迈胫骨垫片87/91x12MM 183682	个	JMJGDP87	1186
3315-1	捷迈髌臼内衬 36mm Size D 010000856	个	JMKJNC 3	1137
3315-1	捷迈胫骨垫片87/91x14MM 183684	个	JMJGDP87	1186
3315-1	捷迈髌臼内衬 32mm Size C 010000847	个	JMKJNC 3	1137
3315-1	捷迈髌臼内衬 32mm Size B 010000846	个	JMKJNC 3	1137
3315-1	捷迈陶瓷髌臼内衬 32mm C 110003616	个	JMTCKJNC	2137
3315-1	捷迈髌臼内衬 28mm Size A 010000835	个	JMKJNC 2	1137
3315-1	捷迈陶瓷髌臼内衬 32mm I 110003618	个	JMTCKJNC	2137
3315-1	捷迈陶瓷髌臼内衬 32mm F 110003619	个	JMTCKJNC	2137
3315-1	捷迈陶瓷髌臼内衬 36mm E 110003634	个	JMTCKJNC	2137
3315-1	捷迈陶瓷髌臼内衬 32mm D 110003621	个	JMTCKJNC	2137
3315-1	捷迈陶瓷髌臼内衬 32mm H 110003632	个	JMTCKJNC	2137
3315-1	捷迈陶瓷髌臼内衬 36mm F 110003623	个	JMTCKJNC	2137
3315-1	捷迈陶瓷髌臼内衬 36mm H 110003631	个	JMTCKJNC	2137
3315-1	捷迈陶瓷髌臼内衬 28mm B 110003625	个	JMTCKJNC	2137
3315-1	捷迈陶瓷髌臼内衬 32mm E 110003626	个	JMTCKJNC	2137
3315-1	捷迈陶瓷髌臼内衬 32mm G 110003629	个	JMTCKJNC	2137
3315-1	捷迈陶瓷髌臼内衬 36mm I 110003627	个	JMTCKJNC	2137

3315-1	捷迈陶瓷髌臼内衬 36mm G 110003628	个	JMTCKJNC	2137
3315-1	大博椎间融合器Zero-CP 13.5×17.5×8mm	个	DBZJRHQZ	2539
3315-1	大博椎间融合器Zero-CP 13.5×17.5×12mm	个	DBZJRHQZ	2539
3315-1	大博椎间融合器Zero-CP 13.5×17.5×10mm	个	DBZJRHQZ	2539
3315-1	大博椎间融合器Zero-CP 13.5×17.5×7mm	个	DBZJRHQZ	2539
3315-1	大博椎间融合器Zero-CP 13.5×17.5×9mm	个	DBZJRHQZ	2539
3315-1	大博椎间融合器Zero-CP 13.5×17.5×5mm	个	DBZJRHQZ	2539
3315-1	大博椎间融合器Zero-CP 13.5×17.5×11mm	个	DBZJRHQZ	2539
3315-1	大博椎间融合器Zero-CP 13.5×17.5×6mm	个	DBZJRHQZ	2539
3315-1	大博椎间融合器-螺钉直径3.0mm 长度14mm	枚	DBZJRHQ-	2500
3315-1	大博椎间融合器-螺钉直径3.0mm 长度10mm	枚	DBZJRHQ-	2500
3315-1	大博椎间融合器-螺钉直径3.0mm 长度11mm	枚	DBZJRHQ-	2500
3315-1	大博椎间融合器-螺钉直径3.0mm 长度20mm	枚	DBZJRHQ-	2500
3315-1	大博椎间融合器-螺钉直径3.0mm 长度18mm	枚	DBZJRHQ-	2500
3315-1	大博椎间融合器-螺钉直径3.0mm 长度19mm	枚	DBZJRHQ-	2500
3315-1	大博椎间融合器-螺钉直径3.0mm 长度16mm	枚	DBZJRHQ-	2500
3315-1	大博椎间融合器-螺钉直径3.0mm 长度13mm	枚	DBZJRHQ-	2500
3315-1	大博椎间融合器-螺钉直径3.0mm 长度17mm	枚	DBZJRHQ-	2500
3315-1	大博椎间融合器-螺钉直径3.0mm 长度15mm	枚	DBZJRHQ-	2500
3315-1	大博椎间融合器-螺钉直径3.0mm 长度12mm	枚	DBZJRHQ-	2500
3315-1	利格泰聚醚醚酮带线锚钉CA221300	个	LGTJMMTD	1485
3315-1	利格泰全缝线锚钉S1222D-0	个	LGTQFXMD	2117
3315-1	强生可调节悬吊钛板 232447	枚	QSKDJXDT	2091
3315-1	强生半月板修复系统 缝合器27度 228142	个	QSBYBFXF	1396
3315-1	强生半月板修复系统施钉器 228143	个	QSBYBFXF	300

3315-1	强生EXP单向螺钉 7×30mm 179702730	枚	QSEXPDXL	153
3315-1	强生EXP单向螺钉 7×35mm 179702735	枚	QSEXPDXL	153
3315-1	强生EXP单向螺钉 7×40mm 179702740	枚	QSEXPDXL	153
3315-1	强生EXP单向螺钉 7×45mm 179702745	枚	QSEXPDXL	153
3315-1	强生EXP单向螺钉 7×50mm 179702750	枚	QSEXPDXL	153
3315-1	强生EXP单向螺钉 7×55mm 179702755	枚	QSEXPDXL	153
3315-1	强生EXP单向螺钉 7×60mm 179702760	枚	QSEXPDXL	153
3315-1	强生EXP单向螺钉 7×65mm 179702765	枚	QSEXPDXL	153
3315-1	强生EXP单向螺钉 7×70mm 179702770	枚	QSEXPDXL	153
3315-1	强生EXP单向螺钉 7×75mm 179702775	枚	QSEXPDXL	153
3315-1	强生EXP单向螺钉 7×80mm 179702780	枚	QSEXPDXL	153
3315-1	强生EXP单向螺钉 8×30mm 179702830	枚	QSEXPDXL	153
3315-1	强生EXP单向螺钉 8×35mm 179702835	枚	QSEXPDXL	153
3315-1	强生EXP单向螺钉 8×40mm 179702840	枚	QSEXPDXL	153
3315-1	强生EXP单向螺钉 8×50mm 179702850	枚	QSEXPDXL	153
3315-1	强生EXP单向螺钉 8×55mm 179702855	枚	QSEXPDXL	153
3315-1	强生EXP单向螺钉 8×60mm 179702860	枚	QSEXPDXL	153
3315-1	强生EXP单向螺钉 8×70mm 179702870	枚	QSEXPDXL	153
3315-1	强生EXP单向螺钉 8×75mm 179702875	枚	QSEXPDXL	153
3315-1	强生EXP单向螺钉 8×80mm 179702880	枚	QSEXPDXL	153
3315-1	强生EXP单向螺钉 9×65mm 179702965	枚	QSEXPDXL	153
3315-1	施乐辉股骨髁标准型71422813	个	SLHGGK	16577
3315-1	施乐辉股骨髁标准型71422836	个	SLHGGK	16577
3315-1	施乐辉股骨髁标准型71422837	个	SLHGGK	16577
3315-1	施乐辉股骨髁标准型71422834	个	SLHGGK	16577
3315-1	施乐辉股骨髁标准型71422818	个	SLHGGK	16577
3315-1	施乐辉股骨髁标准型71422833	个	SLHGGK	16577
3315-1	施乐辉股骨髁标准型71422838	个	SLHGGK	16577
3315-1	施乐辉股骨髁标准型71422817	个	SLHGGK	16577
3315-1	施乐辉股骨髁标准型71422835	个	SLHGGK	16577

3315-1	施乐辉股骨头标准型71422815	个	SLHGGK	16577
3315-1	施乐辉股骨头标准型71422814	个	SLHGGK	16577
3315-1	施乐辉股骨头标准型71422816	个	SLHGGK	16577
3315-1	贝朗双动头28MM/53MM	个	BLSDT2	8537
3315-1	强生调节型棒 3.5mm 220mm-72mm 188364100	个	QSTJXB 3	3602
3315-1	强生调节型棒 3.5mm 120mm-72mm 188364200	个	QSTJXB 3	3602
3315-1	强生半月板修复系统 缝合器12度 228141	个	QSBYBXFX	1396
3315-1	强生小尺寸挤压螺钉 6*23	枚	QXCCJ	1357
3315-1	强生小尺寸挤压螺钉 6*12	枚	QXCCJ	1357
3315-1	强生小尺寸挤压螺钉 5*12	枚	QXCCJ	1357
3315-1	强生挤压螺钉8*23mm	枚	QSJYLD	1357
3315-1	强生挤压螺钉9*23mm	枚	QSJYLD	1357
3315-1	强生挤压螺钉10*23mm	枚	QSJYLD	1357
3315-1	强生挤压螺钉7*30mm	枚	QSJYLD	1357
3315-1	强生挤压螺钉8*30mm	枚	QSJYLD	1357
3315-1	强生挤压螺钉10*30mm	枚	QSJYLD	1357
3315-1	强生挤压螺钉11*30mm	枚	QSJYLD	1357
3315-1	强生挤压螺钉12*30mm	枚	QSJYLD	1357
3315-1	强生挤压螺钉9*35mm	枚	QSJYLD	1357
3315-1	强生挤压螺钉10*35mm	枚	QSJYLD	1357
3315-1	强生挤压螺钉11*35mm	枚	QSJYLD	1357
3315-1	强生挤压螺钉12*35mm	枚	QSJYLD	1357
3315-1	施乐辉股骨头窄型71422804	个	SLHGGK	16577
3315-1	施乐辉股骨头窄型71422803	个	SLHGGK	16577
3315-1	施乐辉股骨头窄型71422825	个	SLHGGK	16577
3315-1	施乐辉股骨头窄型71422823	个	SLHGGK	16577
3315-1	施乐辉股骨头窄型71422806	个	SLHGGK	16577
3315-1	施乐辉股骨头窄型71422802	个	SLHGGK	16577
3315-1	施乐辉股骨头窄型71422821	个	SLHGGK	16577
3315-1	施乐辉股骨头窄型71422822	个	SLHGGK	16577
3315-1	施乐辉股骨头窄型71422826	个	SLHGGK	16577
3315-1	施乐辉股骨头窄型71422805	个	SLHGGK	16577
3315-1	施乐辉股骨头窄型71422824	个	SLHGGK	16577
3315-1	美敦力颈椎融合器6MM	个	MDLJZR	8200
3315-1	美敦力颈椎融合器7MM	个	MDLJZR	8200
3315-1	美敦力颈椎融合器8MM	个	MDLJZR	8200
3315-1	美敦力颈椎融合器9MM	个	MDLJZR	8200
3315-1	施乐辉聚乙烯内衬 双极头28 50 71324050	个	SLHJYXNC	6460
3315-1	施乐辉聚乙烯内衬 双极头22 42 71324042	个	SLHJYXNC	6460
3315-1	施乐辉聚乙烯内衬 双极头28 46 71324046	个	SLHJYXNC	6460
3315-1	施乐辉聚乙烯内衬 双极头22 38 71324038	个	SLHJYXNC	6460
3315-1	施乐辉聚乙烯内衬 双极头22 40 71324040	个	SLHJYXNC	6460

3315-1	施乐辉聚乙烯内衬 双极头28 52 71324052	个	SLHJYXNC	6460
3315-1	施乐辉聚乙烯内衬 双极头28 48 71324048	个	SLHJYXNC	6460
3315-1	施乐辉聚乙烯内衬 双极头28 44 71324044	个	SLHJYXNC	6460
3315-1	施乐辉聚乙烯内衬 双极头28 54 71324054	个	SLHJYXNC	6460
3315-1	捷迈椎间融合器 深*宽 高14*15 H9 MC1326P	个	JMZJRHQ	11400
3315-1	捷迈椎间融合器 深*宽 高14*14 H6 MC1312P	个	JMZJRHQ	11400
3315-1	捷迈椎间融合器 深*宽 高12*15 H4 MC1350P	个	JMZJRHQ	11400
3315-1	捷迈椎间融合器 深*宽 高12*14 H8 MC1344P	个	JMZJRHQ	11400
3315-1	捷迈椎间融合器 深*宽 高14*14 H9 MC1315P	个	JMZJRHQ	11400
3315-1	捷迈椎间融合器 深*宽 高12*14 H6 MC1342P	个	JMZJRHQ	11400
3315-1	捷迈椎间融合器 深*宽 高12*14 H4 MC1340P	个	JMZJRHQ	11400
3315-1	捷迈椎间融合器 深*宽 高14*14 H7 MC1313P	个	JMZJRHQ	11400
3315-1	捷迈椎间融合器 深*宽 高14*17 H8 MC1334P	个	JMZJRHQ	11400
3315-1	捷迈椎间融合器 深*宽 高14*15 H4 MC1320P	个	JMZJRHQ	11400
3315-1	捷迈椎间融合器 深*宽 高14*15 H8 MC1324P	个	JMZJRHQ	11400
3315-1	捷迈椎间融合器 深*宽 高14*14 H8 MC1314P	个	JMZJRHQ	11400
3315-1	捷迈椎间融合器 深*宽 高12*15 H7 MC1353P	个	JMZJRHQ	11400
3315-1	捷迈椎间融合器 深*宽 高12*15 H8 MC1354P	个	JMZJRHQ	11400
3315-1	捷迈椎间融合器 深*宽 高14*15 H6 MC1322P	个	JMZJRHQ	11400
3315-1	捷迈椎间融合器 深*宽 高14*15 H7 MC1323P	个	JMZJRHQ	11400
3315-1	威曼连接棒05 ϕ 5.0 $\times$ 140 QZX01-05	支	WMLJB05	3200
3315-1	威曼连接棒05 ϕ 5.0 $\times$ 160 QZX01-05	支	WMLJB05	3200
3315-1	威曼连接棒05 ϕ 5.0 $\times$ 180 QZX01-05	支	WMLJB05	3200
3315-1	威曼连接棒05 ϕ 5.0 $\times$ 200 QZX01-05	支	WMLJB05	3200
3315-1	威曼连接棒05 ϕ 5.0 $\times$ 220 QZX01-05	支	WMLJB05	3200
3315-1	威曼连接棒05 ϕ 5.0 $\times$ 240 QZX01-05	支	WMLJB05	3200
3315-1	威曼连接棒05 ϕ 5.0 $\times$ 260 QZX01-05	支	WMLJB05	3200
3315-1	威曼连接棒05 ϕ 5.0 $\times$ 280 QZX01-05	支	WMLJB05	3200
3315-1	威曼连接棒05 ϕ 5.0 $\times$ 300 QZX01-05	支	WMLJB05	3200
3315-1	威曼连接棒05 ϕ 5.0 $\times$ 320 QZX01-05	支	WMLJB05	3200
3315-1	威曼连接棒05 ϕ 5.0 $\times$ 340 QZX01-05	支	WMLJB05	3200
3315-1	威曼连接棒05 ϕ 5.0 $\times$ 360 QZX01-05	支	WMLJB05	3200
3315-1	威曼连接棒05 ϕ 5.0 $\times$ 400 QZX01-05	支	WMLJB05	3200
3315-1	威曼连接棒05 ϕ 5.0 $\times$ 60 QZX01-05	支	WMLJB05	3200
3315-1	威曼连接棒05 ϕ 5.0 $\times$ 80 QZX01-05	支	WMLJB05	3200
3315-1	威曼连接棒05 ϕ 6.0 $\times$ 110 QZX01-05	支	WMLJB05	3200
3315-1	威曼连接棒05 ϕ 6.0 $\times$ 140 QZX01-05	支	WMLJB05	3200
3315-1	威曼连接棒05 ϕ 6.0 $\times$ 160 QZX01-05	支	WMLJB05	3200
3315-1	威曼连接棒05 ϕ 6.0 $\times$ 180 QZX01-05	支	WMLJB05	3200
3315-1	威曼连接棒05 ϕ 6.0 $\times$ 200 QZX01-05	支	WMLJB05	3200
3315-1	威曼连接棒05 ϕ 6.0 $\times$ 220 QZX01-05	支	WMLJB05	3200
3315-1	威曼连接棒05 ϕ 6.0 $\times$ 240 QZX01-05	支	WMLJB05	3200
3315-1	威曼连接棒05 ϕ 6.0 $\times$ 260 QZX01-05	支	WMLJB05	3200
3315-1	威曼连接棒05 ϕ 6.0 $\times$ 280 QZX01-05	支	WMLJB05	3200
3315-1	威曼连接棒05 ϕ 6.0 $\times$ 300 QZX01-05	支	WMLJB05	3200
3315-1	威曼连接棒05 ϕ 6.0 $\times$ 320 QZX01-05	支	WMLJB05	3200
3315-1	威曼连接棒05 ϕ 6.0 $\times$ 340 QZX01-05	支	WMLJB05	3200

3315-1	威曼连接棒05 ϕ 6.0×360 QZX01-05	支	WMLJB05	3200
3315-1	威曼连接棒05 ϕ 6.0×380 QZX01-05	支	WMLJB05	3200
3315-1	威曼连接棒05 ϕ 6.0×400 QZX01-05	支	WMLJB05	3200
3315-1	威曼连接棒05 ϕ 6.0×60 QZX01-05	支	WMLJB05	3200
3315-1	威曼普通螺钉-1 4.0×24	支	WMPTLD	34
3315-1	威曼普通螺钉-1 4.0×18	支	WMPTLD	34
3315-1	威曼普通螺钉-1 4.0×25	支	WMPTLD	34
3315-1	威曼普通螺钉-1 4.0×16	支	WMPTLD	34
3315-1	威曼普通螺钉-1 4.0×15	支	WMPTLD	34
3315-1	威曼普通螺钉-1 4.0×45	支	WMPTLD	34
3315-1	威曼普通螺钉-1 4.0×34	支	WMPTLD	34
3315-1	威曼普通螺钉-1 4.0×36	支	WMPTLD	34
3315-1	威曼普通螺钉-1 4.0×30	支	WMPTLD	34
3315-1	威曼普通螺钉-1 4.0×40	支	WMPTLD	34
3315-1	威曼普通螺钉-1 4.0×35	支	WMPTLD	34
3315-1	威曼普通螺钉-1 4.0×38	支	WMPTLD	34
3315-1	威曼普通螺钉-1 4.0×28	支	WMPTLD	34
3315-1	威曼普通螺钉-1 4.0×48	支	WMPTLD	34
3315-1	威曼普通螺钉-1 4.0×50	支	WMPTLD	34
3315-1	威曼普通螺钉-1 4.0×20	支	WMPTLD	34
3315-1	威曼普通螺钉-1 4.0×42	支	WMPTLD	34
3315-1	威曼普通螺钉-1 4.0×46	支	WMPTLD	34
3315-1	美敦力万向螺钉系统4.5X60-54840004560	个	MDLWXL	6250
3315-1	威高桡骨远端掌侧锁定板-宽9孔左-WGC12Z08	枚	WGRGYD	2436
3315-1	威高胫骨近端内侧加压锁定板9孔右WGC12Z03	枚	WGJGJD	2548
3315-1	捷迈CR股骨-左-11-42-5026-070-01	个	JMCRGG	23814
3315-1	威高万向螺钉-4.0×30-WGB1Z-7-01	枚	WGWXLD	480
3315-1	威高胫骨近端加压锁定板-2-WGC12Z03-8孔右	枚	WGJGJD	2548
3315-1	威高胫骨近端内侧加压锁定板5孔左WGC12Z03	枚	WGJGJD	2548
3315-1	威高椎弓根螺钉-5.5×35-WGB1Z-10-02	枚	WZGGL	721
3315-1	威高埋头中空螺钉半螺纹3.0×36-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	405.6
3315-1	威高胫骨近端加压锁定板-2-WGC12Z03-4孔左	枚	WGJGJD	2548
3315-1	威高万向复位螺钉-7.0×45-WGB1Z-10-01	枚	WGWXFW	721
3315-1	威高桡骨远端掌侧锁定板-宽11孔右-	枚	WGRGYD	2436
3315-1	威高万向复位螺钉-4.5×40-WGB1Z-2	枚	WGWXFW	480
3315-1	捷迈股骨柄8x136-51-100080	个	JMGGB8	2200
3315-1	迈瑞HAQ03皮质骨全螺纹金属接骨螺钉4.5×	枚	MRHAQ0	44
3315-1	捷迈PS股骨-Left-Size7-42-5006-062-01	个	JMPSSG	1185
3315-1	美敦力可调横连接(4.75)-5442138	个	MDLKD	8114
3315-1	威高腓骨远外加压锁定板-6-WGC12Z06-12孔	枚	WGFYW	2686
3315-1	威高锁骨加压锁定板-2-11孔右-WGC11Z01	枚	WGSJY	2268
3315-1	威高万向复位螺钉-5.0×30-WGB1Z-2	枚	WGWXFW	480
3315-1	威高万向螺钉-4.5×35-WGB1Z-7-01	枚	WGWXLD	480
3315-1	迈瑞肱骨P/LC-DCP-(I型)-ZSQ04-6孔	块	MRGGP/	1421
3315-1	威高HBQ03金属接骨螺钉6.5×85	枚	WGHQ0	65.86
3315-1	威高干骺端锁定板-2-WGC12Z01-14孔	枚	WGGHDS	2174.6
3315-1	威高股骨远端加压锁定板-WGC12Z02-8孔左-	枚	WGGGYD	2503
3315-1	威高万向复位螺钉-6.0×45-WGB1Z-2	枚	WGWXFW	480
3315-1	威高股骨髓内钉GA4Z02-12×170	枚	WGGGSDNG	3596

3315-1	威高HAZ03金属接骨螺钉2.0×8	枚	WGH AZ0	43.81
3315-1	威高埋头中空螺钉半螺纹3.0×32-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	405.6
3315-1	威高肱骨近端加压锁定板-4-WGC12Z07-7孔左	枚	WGGGJD	2220.9
3315-1	威高股骨远端加压锁定板-WGC12Z02-5孔左-	枚	WGGGYD	2503
3315-1	威高胫骨近端内侧锁定板-2-WGC12Z03-12孔	枚	WGJGJD	2548
3315-1	威高颈椎融合器-7×16×13mm-WGB3Z02C1	枚	WGJZRH	216
3315-1	威高微型骨髁锁定板-2-9孔-WGC12Z08	枚	WGWXGK	2387
3315-1	捷迈胫骨平台-左A-42-5320-058-01	个	JMJGPT	14064
3315-1	捷迈髌臼内衬28-X-40mm-EP-200146	个	JMKJNC	13495
3315-1	捷迈髌关节柄135° /16mm-01.00561.316	个	JMKGJB	10015
3315-1	威高桡骨远端掌侧锁定板标准WGC12Z08-7孔	枚	WGRGYD	2436
3315-1	威高万向螺钉-4.5×30-WGB1Z-7-01	枚	WGWXLD	480
3315-1	威高横连杆装配-5.5×65-WGB1Z-7-41	枚	WGHLGZ	52
3315-1	威高横连杆装配-5.5×80-WGB1Z-7-41	枚	WGHLGZ	52
3315-1	威高腰椎融合器 II 11×26×10mm0°	枚	WGYZRH	1152
3315-1	威高万向复位螺钉-4.5×25-WGB1Z-7-04	枚	WGWXFW	480
3315-1	威高HAQ03金属接骨螺钉4.5×22	枚	WGHAQ0	43.81
3315-1	威高腓骨远外加压锁定板-6-WGC12Z06-4孔右	枚	WGFQYW	2686
3315-1	捷迈膝关节组件62.5mm-左侧-183126	个	JMXGJZ	1218
3315-1	威高HAQ03金属接骨螺钉3.5×32	枚	WGHAQ0	43.81
3315-1	威高埋头中空螺钉半螺纹3.0×38-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	405.6
3315-1	美敦力万向螺钉系统7.5X50-54840007550	个	MDLWXL	6250
3315-1	威高埋头中空螺钉半螺纹4.5×22-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	405.6
3315-1	威高加压锁定接骨板-1(上肢)-WGC11Z01-22	枚	WGJYSD	2387
3315-1	威高大角度螺钉-1-4.0×42-WGB1Z-4	枚	WGDJDL	545
3315-1	威高埋头中空螺钉半螺纹3.0×26-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	405.6
3315-1	威高腰椎融合器 II -9×22×10mm0°	枚	WGYZRH	1152
3315-1	威高复位螺塞-5.5-WGB1Z-7-27	枚	WGFWLS	10
3315-1	威高自攻型中空螺钉半螺纹4.0×46-WGC4Z03	枚	WZGXZKL	405.6
3315-1	强生LCP锁骨前上方接骨板04.112.012	块	QSLCPSGQ	2437
3315-1	通用金属接骨板系统螺钉2.5mm 31257-22	枚	TYJSJGBX	379.48
3315-1	通用空心松质骨螺钉4.5mm 31457-26	枚	TYKXSZGL	379.48
3315-1	通用空心埋头加压螺钉3.0mm 31307-14	枚	TYKXMTJY	379.48
3315-1	通用空心埋头加压螺钉3.0mm 31307-12	枚	TYKXMTJY	379.48
3315-1	通用空心松质骨螺钉4.5mm 31457-65	枚	TYKXSZGL	379.48
3315-1	通用空心埋头加压螺钉3.0mm 31307-36	枚	TYKXMTJY	379.48
3315-1	通用空心埋头加压螺钉3.0mm 31307-30	枚	TYKXMTJY	379.48

3315-1	通用空心埋头加压螺钉3.0mm 31307-24	枚	TYKXMTJY	379.48
3315-1	通用空心埋头加压螺钉3.0mm 31307-22	枚	TYKXMTJY	379.48
3315-1	通用空心松质骨螺钉4.5mm 31457-44	枚	TYKXSZGL	379.48
3315-1	通用空心松质骨螺钉4.5mm 31457-22	枚	TYKXSZGL	379.48
3315-1	通用空心松质骨螺钉4.5mm 31457-50	枚	TYKXSZGL	379.48
3315-1	通用松质骨螺钉5.9mm 30591-16	枚	TYSZGLD5	61.62
3315-1	通用预弯重建锁定接骨板 12孔 21197-12	块	TTYWZJSD	2401
3315-1	通用直型锁定钢板 5孔 21101-5	块	TYZXSDGB	2174.6
3315-1	迈瑞肱骨远端内侧锁定板(II型)左 7孔 20	块	MRGGYDNC	2391
3315-1	贺利氏骨水泥Palacos R+G 1*40g	盒	HLSGSNPa	517
3315-1	迈瑞肩锁钩板(I型) 左5孔/73/10/2.5	块	MRJSGB(I	1356
3315-1	威高远端锁定螺钉5.0 3.8×38	枚	WGYDSDL	43.81
3315-1	威高远端锁定螺钉5.0 3.8×32	枚	WGYDSDL	43.81
3315-1	威高股骨髓内钉WGA4Z02-9×170	根	WGGGSNDW	3596
3315-1	威高股骨髓内钉WGA4Z02-10×170	枚	WGGGSNDW	3596
3315-1	威高腰椎融合器 II 11×22×10mm0° WGB3Z02L2	个	WGYZRHQ2	1152
3315-1	迈瑞肩锁钩板(I型) 右5孔/73/10/2.5	个	MRJSGB(I	1356
3315-1	美敦力可调角度自钻螺钉4.5×13MM 3125513	个	MDLKDJDZ	53
3315-1	微创HAQ05浅螺纹螺钉3.5×12mm	个	WCHAQ05Q	43.09
3315-1	美敦力可调角度自钻螺钉4×13MM 3120513	个	MDLKDJDZ	53
3315-1	微创HAQ05浅螺纹螺钉3.5×14mm	个	WCHAQ05Q	43.09
3315-1	微创HAQ05浅螺纹螺钉3.5×16mm	个	WCHAQ05Q	43.09
3315-1	微创HAQ05浅螺纹螺钉3.5×18mm	个	WCHAQ05Q	43.09
3315-1	微创重建锁定接骨板14孔 SD02	块	WCCJSDJG	2174.6
3315-1	微创股骨远端髁锁定接骨板7孔左 SD10	块	WCGGYDKS	2280.9

3315-1	微创T型锁定接骨板（胫骨）4孔 SD04	块	WCTXSDJG	2221.4
3315-1	微创HAQ03浅螺纹螺钉4.5×36mm	个	WCHAQ03Q	43.09
3315-1	微创HAQ03浅螺纹螺钉4.5×40mm	个	WCHAQ03Q	43.09
3315-1	微创HAQ03浅螺纹螺钉4.5×42mm	个	WCHAQ03Q	43.09
3315-1	微创HAQ03浅螺纹螺钉4.5×48mm	个	WCHAQ03Q	43.09
3315-1	微创HAQ05浅螺纹螺钉3.5×26mm	个	WCHAQ05Q	43.09
3315-1	微创HAQ05浅螺纹螺钉3.5×30mm	个	WCHAQ05Q	43.09
3315-1	微创HAQ05浅螺纹螺钉3.5×38mm	个	WCHAQ05Q	43.09
3315-1	捷迈髌关节柄135° /13mm-01.00561.313	个	JMKGJB	10015
3315-1	威高HBQ03金属接骨螺钉6.5×80	枚	WGHBQ0	65.86
3315-1	威高埋头中空螺钉半螺纹4.5×28-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	405.6
3315-1	威高自攻型中空螺钉半螺纹4.0×38-WGC4Z03	枚	WZGXZKL	405.6
3315-1	威高胫骨远端前外侧锁定板-WGC12Z03-19孔	枚	WGJGYD	2548
3315-1	威高胫骨近端内侧加压锁定板7孔左WGC12Z03	枚	WGJGJD	2548
3315-1	威高椎弓根螺钉-6.5×30-WGB1Z-10-02	枚	WZGGL	721
3315-1	威高万向复位螺钉-4.5×25-WGB1Z-2	枚	WGWXFW	480
3315-1	威高HBQ03金属接骨螺钉6.5×70	枚	WGHBQ0	65.86
3315-1	捷迈髌关节柄135° /14mm-01.00561.314	个	JMKGJB	10015
3315-1	捷迈胫骨部件-00-5980-057-01	个	JMJGBJ	2386
3315-1	威高HAZ03金属接骨螺钉1.5×24	枚	WGHAZO	43.81
3315-1	威高胫骨近端加压锁定板-2-WGC12Z03-12孔	枚	WGJGJD	2548
3315-1	威高骨钩-3.2×6-WGB1Z-4	枚	WGGG-3	856
3315-1	威高圆棒-5.5×250-WGBYZ02	枚	WGYB-5	3920
3315-1	威高HAZ03金属接骨螺钉2.0×11	枚	WGHAZO	43.81
3315-1	威高自攻型中空螺钉半螺纹4.0×40-WGC4Z03	枚	WZGXZKL	405.6
3315-1	威高H型锁定板WGC12Z08-5孔	枚	WGHXSD	2150
3315-1	威高大角度螺钉-1-3.5×28-WGB1Z-4	枚	WGDJDL	545
3315-1	威高椎弓根螺钉-6.0×45-WGB1Z-10-02	枚	WZGGL	721
3315-1	威高短尾椎弓根钉-5.5×45-WGB1Z-7-06	枚	WGDWZG	432
3315-1	威高加压锁定接骨板-1(上肢)-WGC11Z01-10	枚	WGJYSD	2387
3315-1	迈瑞HAQ03皮质骨全螺纹金属接骨螺钉4.5×	枚	MRHAQ0	44
3315-1	威高HAZ03金属接骨螺钉2.0×7	枚	WGHAQ0	43.81
3315-1	威高HAQ03金属接骨螺钉2.7×8	枚	WGHAZO	43.81
3315-1	威高肱骨近端加压锁定板-4-WGC12Z07-3孔左	枚	WGGGJD	2220.9
3315-1	威高胫骨远端前外侧锁定板-WGC12Z03-15孔	枚	WGJGYD	2548
3315-1	威高桡骨远端掌侧锁定板标准WGC12Z08-9孔	枚	WGRGYD	2436
3315-1	威高连接杆-5.5×250-WGB1Z-7-23	枚	WGLJG-	100
3315-1	史赛克脊柱后路钉棒系统6.5X45mm-	个	SSKJZH	11959
3315-1	捷迈膝关节组件72.5mm-右侧-183113	个	JMXGJZ	1218
3315-1	捷迈PS胫骨垫片EP-183622-63/67X12	个	JMPSJG	8615.1

3315-1	威高生长阀-5.5/6.0-WGB1Z-7-38	枚	WGSCF-	1940
3315-1	威高L型加压锁定板-2-WGC12Z05-8孔右	枚	WGLXJY	2387
3315-1	威高肱骨近端加压锁定板-4-WGC12Z07-6孔右	枚	WGGGJD	2220.9
3315-1	威高股骨远端加压锁定板-WGC12Z02-13孔左	枚	WGGGYD	2503
3315-1	威高远端锁定螺钉5.0-5.0×28	枚	WGYDSD	43.81
3315-1	威高万向复位螺钉-6.5×50-WGB1Z-10-01	枚	WGWXFW	721
3315-1	捷迈髌臼外杯-3孔-6400-00-8753-064-01	个	JMKJWB	1185
3315-1	威高低弯度胫骨髓内钉WGA1Z03-10×330	枚	WGDWDJ	3263
3315-1	威高埋头中空螺钉半螺纹3.0×48-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	405.6
3315-1	美敦力万向螺钉系统4.5X55-54840004555	个	MDLWXL	6250
3315-1	威高股骨远端加压锁定板-WGC12Z02-6孔右	枚	WGGGYD	2503
3315-1	捷迈PS垫片-右-13MM-42-5214-008-13	个	JMPSPDP	10652
3315-1	威高胫骨近端内侧加压锁定板11孔右	枚	WGJGJD	2548
3315-1	威高万向复位螺钉-5.5×35-WGB1Z-2	枚	WGWXFW	480
3315-1	威高横连杆装配-5-5.5×39-45-WGB1Z-7-46	枚	WGHLGZ	1590
3315-1	威高HAQ03金属接骨螺钉3.5×16	枚	WGHAQ0	43.81
3315-1	威高海鸥加压锁定板-WGC12Z03-11孔	枚	WGHOJY	2278.8
3315-1	威高埋头中空螺钉半螺纹3.0×12-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	405.6
3315-1	威高HAZ03金属接骨螺钉1.5×22	枚	WGHAZO	43.81
3315-1	威高大角度螺钉-1-4.0×46-WGB1Z-4	枚	WGDJDL	545
3315-1	威高横连杆装配-5.5×100-WGB1Z-7-41	枚	WGHLGZ	52
3315-1	捷迈髌臼内衬28-X-60mm-EP-200166	个	JMKJNC	13495
3315-1	捷迈髌臼外杯-3孔-62NN-00-8753-062-01	个	JMKJWB	1185
3315-1	捷迈PS垫片-右-10MM-42-5214-008-10	个	JMPSPDP	10652
3315-1	威高胫骨远端前外侧锁定板-WGC12Z03-6孔左	枚	WGJGYD	2548
3315-1	威高横连杆装配-5.5×85-WGB1Z-7-41	枚	WGHLGZ	52
3315-1	史赛克椎间融合器12X20mm-673124	个	SSKZJR	4517
3315-1	捷迈PS垫片-右-12MM-42-5214-009-12	个	JMPSPDP	10652
3315-1	威高HBQ03金属接骨螺钉6.5×65	枚	WGHBQ0	65.86
3315-1	威高大角度螺钉-1-4.0×22-WGB1Z-4	枚	WGDJDL	545
3315-1	捷迈PS垫片-左-12MM-42-5114-011-12	个	JMPSPDP	10652
3315-1	威高低弯度胫骨髓内钉WGA1Z03-9×330	枚	WGDWDJ	3263
3315-1	捷迈膝关节组件80mm-左侧-183136	个	JMXGJZ	1218
3315-1	美敦力万向螺钉系统5.5X55-54840005555	个	MDLWXL	6250
3315-1	威高埋头中空螺钉深螺纹3.0×48-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	2745
3315-1	威高干骺端锁定板-2-WGC12Z01-15孔	枚	WGGHDS	2174.6
3315-1	威高肱骨近端加压锁定板-4-WGC12Z07-4孔左	枚	WGGGJD	2220.9
3315-1	威高HAQ03金属接骨螺钉4.5×32	枚	WGHAQ0	43.81
3315-1	威高HAQ03金属接骨螺钉2.7×38	枚	WGHAQ0	43.81
3315-1	威高股骨远端加压锁定板-WGC12Z02-9孔左-	枚	WGGGYD	2503
3315-1	威高股骨干加压锁定板-1-WGC12Z04-15孔左	枚	WGGGJYS	2503
3315-1	捷迈股骨柄13x146-51-103130	个	JMGGB1	2200
3315-1	史赛克脊柱后路钉棒系统7.5X35mm-	个	SSKJZH	11959
3315-1	威高股骨髓内钉WGA4Z02-9×240 135°	枚	WGGGSNDW	3596
3315-1	威高埋头中空螺钉浅螺纹3.0×22-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	405.6

3315-1	威高HAQ03金属接骨螺钉2.7×20	枚	WGHAQ0	43.81
3315-1	威高胫骨近端内侧锁定板-2-WGC12Z03-17孔	枚	WGJGJD	2548
3315-1	威高胫骨近端内侧加压锁定板12孔右	枚	WGJGJD	2548
3315-1	捷迈PS垫片-右-14MM-42-5214-001-14	个	JMPSPDP	10652
3315-1	威高桡骨远端掌侧锁定板标准WGC12Z08-5孔	枚	WGRGYD	2436
3315-1	威高大角度螺钉-1-4.0×18-WGB1Z-4	枚	WGDJDL	545
3315-1	威高横连杆装配-5.5×70-WGB1Z-7-41	枚	WGHLGZ	52
3315-1	捷迈PS垫片-左-10MM-42-5114-008-10	个	JMPSPDP	10652
3315-1	威高HAQ03金属接骨螺钉2.7×44	枚	WGHAQ0	43.81
3315-1	威高HAQ03金属接骨螺钉4.5×44	枚	WGHAQ0	43.81
3315-1	威高万向复位螺钉-6.0×30-WGB1Z-7-04	枚	GWXFW	480
3315-1	捷迈PS垫片-左-14MM-42-5114-002-14	个	JMPSPDP	10652
3315-1	威高埋头中空螺钉半螺纹3.0×44-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	405.6
3315-1	威高腰椎融合器 I -15×26×10mm-WGB3Z02L1	枚	WGYZRH	1152
3315-1	威高万向复位螺钉-4.0×40-WGB1Z-7-04	枚	GWXFW	480
3315-1	威高椎弓根螺钉-5.5×45-WGB1Z-7-08	枚	WZGGL	432
3315-1	捷迈PS垫片-右-11MM-42-5214-009-11	个	JMPSPDP	10652
3315-1	捷迈髌臼外杯46-X-40mm-US157846	个	JMKJWB	25190
3315-1	威高万向螺钉-5.5×35-WGB1Z-7-01	枚	GWXLD	480
3315-1	威高胫骨近端加压锁定板-2-WGC12Z03-19孔	枚	WGJGJD	2548
3315-1	威高胫骨近端加压锁定板-2-WGC12Z03-18孔	枚	WGJGJD	2548
3315-1	史赛克小号多轴横连接4107035-L=35mm	个	SSKXHD	4324
3315-1	威高HAQ03金属接骨螺钉3.5×44	枚	WGHAQ0	43.81
3315-1	史赛克多轴长臂钉5.5X35mm-03829535	个	SSKDZC	4502.1
3315-1	捷迈PS垫片-右-10MM-42-5214-002-10	个	JMPSPDP	10652
3315-1	美敦力固定螺钉(4.75)4.5X55-54410004555	个	MDLGDL	5810
3315-1	威高埋头中空螺钉浅螺纹3.0×40-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	405.6
3315-1	威高大角度螺钉-1-3.5×14-WGB1Z-4	枚	WGDJDL	545
3315-1	威高万向复位螺钉-6.5×50-WGB1Z-2	枚	GWXFW	480
3315-1	奥斯迈HBQ04空心拉力螺钉4.0×42 14 球自非	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈锁骨钩接骨板IVm=14 6孔 右 锥加压灭	块	ASMSGGJG	2150
3315-1	奥斯迈桡骨远端大接骨板(手掌端) II 3孔 右	块	ASMRGYDD	2322.7
3315-1	奥索足部固定器-小(低帮款)	个	ASZBGD	2535
3315-1	奥索足部固定器-特小(低帮款)	个	ASZBGD	2535
3315-1	奥索足部固定器-中(低帮款)	个	ASZBGD	2535
3315-1	奥索足部固定器-特大(低帮款)	个	ASZBGD	2535
3315-1	奥索足部固定器-大(低帮款)	个	ASZBGD	2535
3315-1	奥索足部固定器-特小(标准款)	个	ASZBGD	2535
3315-1	奥索足部固定器-特大(标准款)	个	ASZBGD	2535
3315-1	奥索足部固定器-中(标准款)	个	ASZBGD	2535
3315-1	奥索足部固定器-大(标准款)	个	ASZBGD	2535
3315-1	奥索足部固定器-小(标准款)	个	ASZBGD	2535
3315-1	三友HAZL06金属锁定接骨螺钉2.7mm*8mm	枚	SYHAZL06	3100
3315-1	奥斯迈2.5T型接骨板头二III3孔锥加压螺纹非	块	ASM2.5TX	2320.7

3315-1	奥斯迈2.5T型接骨板头二III4孔锥加压螺纹非	块	ASM2.5TX	2320.7
3315-1	奥斯迈2.5T型接骨板头二III5孔锥加压螺纹非	块	ASM2.5TX	2320.7
3315-1	奥斯迈2.5T型接骨板头二III6孔锥加压螺纹非	块	ASM2.5TX	2320.7
3315-1	奥斯迈2.5T型接骨板头二III7孔锥加压螺纹非	块	ASM2.5TX	2320.7
3315-1	奥斯迈2.5T型接骨板头二III8孔锥加压螺纹非	块	ASM2.5TX	2320.7
3315-1	奥斯迈2.5T型接骨板头二III9孔锥加压螺纹非	块	ASM2.5TX	2320.7
3315-1	奥斯迈2.5T型接骨板头三II3孔锥形加压非	块	ASM2.5TX	2322.7
3315-1	奥斯迈2.5T型接骨板头三II4孔锥形加压非	块	ASM2.5TX	2322.7
3315-1	奥斯迈2.5T型接骨板头三II5孔锥形加压非	块	ASM2.5TX	2322.7
3315-1	奥斯迈2.5T型接骨板头三II6孔锥形加压非	块	ASM2.5TX	2322.7
3315-1	奥斯迈2.5T型接骨板头三II7孔锥形加压非	块	ASM2.5TX	2322.7
3315-1	奥斯迈2.5T型接骨板头三II8孔锥形加压非	块	ASM2.5TX	2320.7
3315-1	奥斯迈2.5Y型接骨板II10孔锥形加压螺非灭	块	ASM2.5YX	2322.7
3315-1	奥斯迈2.5Y型接骨板II9孔锥形加压螺非灭	块	ASM2.5YX	2322.7
3315-1	奥斯迈2.5斜T型掌侧接骨板3孔右锥形加非	块	ASM2.5XT	2320.7
3315-1	奥斯迈2.5斜T型掌侧接骨板3孔左锥形加非	块	ASM2.5XT	2320.7
3315-1	奥斯迈2.5斜T型掌侧接骨板4孔右锥形加非	块	ASM2.5XT	2320.7
3315-1	奥斯迈2.5斜T型掌侧接骨板4孔左锥形加非	块	ASM2.5XT	2320.7
3315-1	奥斯迈2.5斜T型掌侧接骨板5孔右锥形加非	块	ASM2.5XT	2320.7
3315-1	奥斯迈2.5斜T型掌侧接骨板5孔左锥形加非	块	ASM2.5XT	2320.7
3315-1	奥斯迈2.5直型背侧接骨板10孔锥形加压非	块	ASM2.5ZX	2320.7
3315-1	奥斯迈2.5直型背侧接骨板5孔锥形加压螺非	块	ASM2.5ZX	2320.7
3315-1	奥斯迈2.5直型背侧接骨板6孔锥形加压螺非	块	ASM2.5ZX	2320.7
3315-1	奥斯迈2.5直型背侧接骨板7孔锥形加压螺非	块	ASM2.5ZX	2320.7
3315-1	奥斯迈2.5直型背侧接骨板8孔锥形加压螺非	块	ASM2.5ZX	2320.7

3315-1	奥斯迈2.5直型背侧接骨板9孔锥形加压螺非	块	ASM2.5ZX	2320.7
3315-1	奥斯迈2.5直型接骨板Ⅱ10孔锥形加压螺非	块	ASM2.5ZX	2320.7
3315-1	奥斯迈2.5直型接骨板Ⅱ11孔锥形加压螺非	块	ASM2.5ZX	2320.7
3315-1	奥斯迈2.5直型接骨板Ⅱ12孔锥形加压螺非	块	ASM2.5ZX	2320.7
3315-1	奥斯迈2.5直型接骨板Ⅱ3孔锥形加压螺纹非	块	ASM2.5ZX	2320.7
3315-1	奥斯迈2.5直型接骨板Ⅱ4孔锥形加压螺纹非	块	ASM2.5ZX	2320.7
3315-1	奥斯迈2.5直型接骨板Ⅱ5孔锥形加压螺纹非	块	ASM2.5ZX	2320.7
3315-1	奥斯迈2.5直型接骨板Ⅱ6孔锥形加压螺纹非	块	ASM2.5ZX	2320.7
3315-1	奥斯迈2.5直型接骨板Ⅱ7孔锥形加压螺纹非	块	ASM2.5ZX	2320.7
3315-1	奥斯迈2.5直型接骨板Ⅱ8孔锥形加压螺纹非	块	ASM2.5ZX	2320.7
3315-1	奥斯迈2.5直型接骨板Ⅱ9孔锥形加压螺纹非	块	ASM2.5ZX	2320.7
3315-1	奥斯迈桡骨远端接骨板（头部9孔）3孔，右	块	ASMRGY	2550
3315-1	奥斯迈桡骨远端接骨板（头部9孔）3孔，左	块	ASMRGY	2550
3315-1	奥斯迈桡骨远端接骨板（头部9孔）4孔，右	块	ASMRGY	2550
3315-1	奥斯迈桡骨远端接骨板（头部9孔）4孔，左	块	ASMRGY	2550
3315-1	奥斯迈桡骨远端接骨板（头部9孔）5孔，右	块	ASMRGY	2550
3315-1	奥斯迈桡骨远端接骨板（头部9孔）5孔，左	块	ASMRGY	2550
3315-1	奥斯迈桡骨远端接骨板（头部9孔）6孔，右	块	ASMRGY	2550
3315-1	奥斯迈桡骨远端接骨板（头部9孔）6孔，左	块	ASMRGY	2550
3315-1	奥斯迈桡骨远端接骨板（头部9孔）7孔，右	块	ASMRGY	2550
3315-1	奥斯迈桡骨远端接骨板（头部9孔）7孔，左	块	ASMRGY	2550
3315-1	奥斯迈桡骨远端接骨板（头部9孔）8孔，右	块	ASMRGY	2550
3315-1	奥斯迈桡骨远端接骨板（头部9孔）8孔，左	块	ASMRGY	2550
3315-1	奥斯迈2.0H型接骨板 4孔 锥螺纹非灭菌	块	ASM2.0HX	2320.7
3315-1	奥斯迈2.0H型接骨板 8孔 右 锥螺纹非灭菌	块	ASM2.0HX	2320.7
3315-1	奥斯迈2.0H型接骨板 8孔 左 锥螺纹非灭菌	块	ASM2.0HX	2360
3315-1	奥斯迈2.0LC-LCP接骨板 10孔 锥加压螺纹非	块	ASM2.0LC	2320.7
3315-1	奥斯迈2.0LC-LCP接骨板 3孔 锥加压螺纹非	块	ASM2.0LC	2320.7
3315-1	奥斯迈2.0LC-LCP接骨板 4孔 锥加压螺纹非	块	ASM2.0LC	2320.7
3315-1	奥斯迈2.0LC-LCP接骨板 5孔 锥加压螺纹非	块	ASM2.0LC	2320.7
3315-1	奥斯迈2.0LC-LCP接骨板 6孔 锥加压螺纹非	块	ASM2.0LC	2320.7

3315-1	奥斯迈2.0LC-LCP接骨板 7孔 锥加压螺纹非	块	ASM2.0LC	2320.7
3315-1	奥斯迈2.0LC-LCP接骨板 8孔 锥加压螺纹非	块	ASM2.0LC	2320.7
3315-1	奥斯迈2.0LC-LCP接骨板 9孔 锥加压螺纹非	块	ASM2.0LC	2320.7
3315-1	奥斯迈2.0T型接骨板（头部二孔）II 10孔 非灭	块	ASM2.0TX	2320.7
3315-1	奥斯迈2.0T型接骨板（头部二孔）II 3孔 非灭	块	ASM2.0TX	2320.7
3315-1	奥斯迈2.0T型接骨板（头部二孔）II 4孔 非灭	块	ASM2.0TX	2320.7
3315-1	奥斯迈2.0T型接骨板（头部二孔）II 5孔 非灭	块	ASM2.0TX	2320.7
3315-1	奥斯迈2.0T型接骨板（头部二孔）II 6孔 非灭	块	ASM2.0TX	2320.7
3315-1	奥斯迈2.0T型接骨板（头部二孔）II 7孔 非灭	块	ASM2.0TX	2320.7
3315-1	奥斯迈2.0T型接骨板（头部二孔）II 8孔 非灭	块	ASM2.0TX	2320.7
3315-1	奥斯迈2.0T型接骨板（头部二孔）II 9孔 非灭	块	ASM2.0TX	2320.7
3315-1	奥斯迈2.0T型接骨板（头部二孔）III 10孔 非灭	块	ASM2.0TX	2320.7
3315-1	奥斯迈2.0T型接骨板（头部二孔）III 3孔 非灭	块	ASM2.0TX	2322.7
3315-1	奥斯迈2.0T型接骨板（头部二孔）III 4孔 非灭	块	ASM2.0TX	2322.7
3315-1	奥斯迈2.0T型接骨板（头部二孔）III 5孔 非灭	块	ASM2.0TX	2322.7
3315-1	奥斯迈2.0T型接骨板（头部二孔）III 6孔 非灭	块	ASM2.0TX	2322.7
3315-1	奥斯迈2.0T型接骨板（头部二孔）III 7孔 非灭	块	ASM2.0TX	2322.7
3315-1	奥斯迈2.0T型接骨板（头部二孔）III 8孔 非灭	块	ASM2.0TX	2320.7
3315-1	奥斯迈2.0T型接骨板（头部二孔）III 9孔 非灭	块	ASM2.0TX	2320.7
3315-1	奥斯迈2.0T型接骨板（头部三孔）II 10孔 非灭	块	ASM2.0TX	2320.7
3315-1	奥斯迈2.0T型接骨板（头部三孔）II 11孔 非灭	块	ASM2.0TX	2320.7
3315-1	奥斯迈2.0T型接骨板（头部三孔）II 12孔 非灭	块	ASM2.0TX	2320.7
3315-1	奥斯迈2.0T型接骨板（头部三孔）II 13孔 非灭	块	ASM2.0TX	2320.7
3315-1	奥斯迈2.0T型接骨板（头部三孔）II 14孔 非灭	块	ASM2.0TX	2320.7
3315-1	奥斯迈2.0T型接骨板（头部三孔）II 15孔 非灭	块	ASM2.0TX	2320.7

3315-1	奥斯迈2.0T型接骨板(头部三孔) II 3孔 非灭	块	ASM2.0TX	2320.7
3315-1	奥斯迈2.0T型接骨板(头部三孔) II 4孔 非灭	块	ASM2.0TX	2320.7
3315-1	奥斯迈2.0T型接骨板(头部三孔) II 5孔 非灭	块	ASM2.0TX	2320.7
3315-1	奥斯迈2.0T型接骨板(头部三孔) II 6孔 非灭	块	ASM2.0TX	2320.7
3315-1	奥斯迈2.0T型接骨板(头部三孔) II 7孔 非灭	块	ASM2.0TX	2320.7
3315-1	奥斯迈2.0T型接骨板(头部三孔) II 8孔 非灭	块	ASM2.0TX	2320.7
3315-1	奥斯迈2.0T型接骨板(头部三孔) II 9孔 非灭	块	ASM2.0TX	2322.7
3315-1	奥斯迈2.0Y型接骨板 10孔 锥形加压螺纹非灭	块	ASM2.0YX	2320.7
3315-1	奥斯迈2.0Y型接骨板 3孔 锥形加压螺纹非灭	块	ASM2.0YX	2320.7
3315-1	奥斯迈2.0Y型接骨板 4孔 锥形加压螺纹非灭	块	ASM2.0YX	2320.7
3315-1	奥斯迈2.0Y型接骨板 5孔 锥形加压螺纹非灭	块	ASM2.0YX	2320.7
3315-1	奥斯迈2.0Y型接骨板 6孔 锥形加压螺纹非灭	块	ASM2.0YX	2322.7
3315-1	奥斯迈2.0Y型接骨板 7孔 锥形加压螺纹非灭	块	ASM2.0YX	2322.7
3315-1	奥斯迈2.0Y型接骨板 8孔 锥形加压螺纹非灭	块	ASM2.0YX	2322.7
3315-1	奥斯迈2.0Y型接骨板 9孔 锥形加压螺纹非灭	块	ASM2.0YX	2322.7
3315-1	奥斯迈2.0直型背侧接骨板 10孔 锥加压螺非	块	ASM2.0ZX	2320.7
3315-1	奥斯迈2.0直型背侧接骨板 5孔 锥加压螺非	块	ASM2.0ZX	2320.7
3315-1	奥斯迈2.0直型背侧接骨板 6孔 锥加压螺非	块	ASM2.0ZX	2320.7
3315-1	奥斯迈2.0直型背侧接骨板 7孔 锥加压螺非	块	ASM2.0ZX	2320.7
3315-1	奥斯迈2.0直型背侧接骨板 8孔 锥加压螺非	块	ASM2.0ZX	2320.7
3315-1	奥斯迈2.0直型背侧接骨板 9孔 锥加压螺非	块	ASM2.0ZX	2320.7
3315-1	奥斯迈2.0直型接骨板 II 10孔 锥加压螺纹非	块	ASM2.0ZX	2320.7
3315-1	奥斯迈2.0直型接骨板 II 11孔 锥加压螺纹非	块	ASM2.0ZX	2320.7
3315-1	奥斯迈2.0直型接骨板 II 12孔 锥加压螺纹非	块	ASM2.0ZX	2320.7
3315-1	奥斯迈2.0直型接骨板 II 13孔 锥加压螺纹非	块	ASM2.0ZX	2320.7

3315-1	奥斯迈2.0直型接骨板 II 14孔 锥加压螺纹非	块	ASM2.0ZX	2320.7
3315-1	奥斯迈2.0直型接骨板 II 15孔 锥加压螺纹非	块	ASM2.0ZX	2320.7
3315-1	奥斯迈2.0直型接骨板 II 3孔 锥加压螺纹非	块	ASM2.0ZX	2320.7
3315-1	奥斯迈2.0直型接骨板 II 4孔 锥加压螺纹非	块	ASM2.0ZX	2320.7
3315-1	奥斯迈2.0直型接骨板 II 5孔 锥加压螺纹非	块	ASM2.0ZX	2320.7
3315-1	奥斯迈2.0直型接骨板 II 6孔 锥加压螺纹非	块	ASM2.0ZX	2320.7
3315-1	奥斯迈2.0直型接骨板 II 7孔 锥加压螺纹非	块	ASM2.0ZX	2320.7
3315-1	奥斯迈2.0直型接骨板 II 8孔 锥加压螺纹非	块	ASM2.0ZX	2320.7
3315-1	奥斯迈2.0直型接骨板 II 9孔 锥加压螺纹非	块	ASM2.0ZX	2320.7
3315-1	奥斯迈2.5LC-LCP接骨板 3孔 锥加压螺纹非	块	ASM2.5LC	2320.7
3315-1	奥斯迈2.5LC-LCP接骨板 4孔 锥加压螺纹非	块	ASM2.5LC	2320.7
3315-1	奥斯迈2.5LC-LCP接骨板 5孔 锥加压螺纹非	块	ASM2.5LC	2320.7
3315-1	奥斯迈2.5LC-LCP接骨板 6孔 锥加压螺纹非	块	ASM2.5LC	2320.7
3315-1	奥斯迈2.5LC-LCP接骨板 7孔 锥加压螺纹非	块	ASM2.5LC	2320.7
3315-1	奥斯迈2.5LC-LCP接骨板 8孔 锥加压螺纹非	块	ASM2.5LC	2320.7
3315-1	奥斯迈2.5T型背侧接骨板3孔 锥形加压螺纹非	块	ASM2.5TX	2320.7
3315-1	奥斯迈2.5T型背侧接骨板4孔 锥形加压螺纹非	块	ASM2.5TX	2320.7
3315-1	奥斯迈2.5T型背侧接骨板5孔 锥形加压螺纹非	块	ASM2.5TX	2320.7
3315-1	奥斯迈2.5T型背侧接骨板6孔 锥形加压螺纹非	块	ASM2.5TX	2322.7
3315-1	奥斯迈2.5T型背侧接骨板7孔 锥形加压螺纹非	块	ASM2.5TX	2322.7
3315-1	奥斯迈2.5T型背侧接骨板8孔 锥形加压螺纹非	块	ASM2.5TX	2322.7
3315-1	奥斯迈2.5T型接骨板头二 II 3孔 锥加压螺纹非	块	ASM2.5TX	2322.7
3315-1	奥斯迈2.5T型接骨板头二 II 4孔 锥加压螺纹非	块	ASM2.5TX	2322.7
3315-1	奥斯迈2.5T型接骨板头二 II 5孔 锥加压螺纹非	块	ASM2.5TX	2322.7
3315-1	奥斯迈2.5T型接骨板头二 II 6孔 锥加压螺纹非	块	ASM2.5TX	2322.7

3315-1	奥斯迈2.5T型接骨板头二II7孔 锥加压螺纹非	块	ASM2.5TX	2322.7
3315-1	奥斯迈2.5T型接骨板头二II8孔 锥加压螺纹非	块	ASM2.5TX	2322.7
3315-1	奥斯迈2.5T型接骨板头二III10孔锥加压螺纹非	块	ASM2.5TX	2320.7
3315-1	奥斯迈2.5T型接骨板头二III11孔锥加压螺纹非	块	ASM2.5TX	2320.7
3315-1	奥斯迈2.5T型接骨板头二III12孔锥加压螺纹非	块	ASM2.5TX	2320.7
3315-1	奥斯迈2.5T型接骨板头二III13孔锥加压螺纹非	块	ASM2.5TX	2320.7
3315-1	奥斯迈2.5T型接骨板头二III14孔锥加压螺纹非	块	ASM2.5TX	2320.7
3315-1	奥斯迈2.5T型接骨板头二III15孔锥加压螺纹非	块	ASM2.5TX	2320.7
3315-1	通用足部锁定接骨板 5孔 21421-5	块	TYZBSDJG	2363
3315-1	百易得金属骨针不锈钢（灭菌）-1 0.8	支	BYDJSG	36
3315-1	百易得金属骨针不锈钢（灭菌）-1 3.0	支	BYDJSG	36
3315-1	百易得金属骨针不锈钢（灭菌）-1 1.2	支	BYDJSG	36
3315-1	百易得金属骨针不锈钢（灭菌）-1 1.5	支	BYDJSG	36
3315-1	百易得金属骨针不锈钢（灭菌）-1 2.0	支	BYDJSG	36
3315-1	百易得金属骨针不锈钢（灭菌）-1 2.5	支	BYDJSG	36
3315-1	百易得金属骨针不锈钢（灭菌）-1 4.0	支	BYDJSG	36
3315-1	百易得金属骨针不锈钢（灭菌）-1 1.0	支	BYDJSG	36
3315-1	奥斯迈髓腔钉 II 型9.5×340空心右	枚	ASMSQD	3910
3315-1	奥斯迈髓腔钉 II 型9.5×340空心左	枚	ASMSQD	3910
3315-1	奥斯迈髓腔钉 II 型9.5×360空心右	枚	ASMSQD	3910
3315-1	奥斯迈髓腔钉 II 型9.5×360空心左	枚	ASMSQD	3910
3315-1	奥斯迈髓腔钉 II 型9.5×380空心右	枚	ASMSQD	3910
3315-1	奥斯迈髓腔钉 II 型9.5×380空心左	枚	ASMSQD	3910
3315-1	奥斯迈髓腔钉 II 型9.5×400空心右	枚	ASMSQD	3910
3315-1	奥斯迈髓腔钉 II 型9.5×400空心左	枚	ASMSQD	3910
3315-1	奥斯迈髓腔钉 II 型10×340空心左	枚	ASMSQD	3910
3315-1	奥斯迈髓腔钉 II 型10×360空心右	枚	ASMSQD	3910
3315-1	奥斯迈髓腔钉 II 型10×360空心左	枚	ASMSQD	3910
3315-1	奥斯迈髓腔钉 II 型10×380空心右	枚	ASMSQD	3910
3315-1	奥斯迈髓腔钉 II 型10×380空心左	枚	ASMSQD	11800
3315-1	奥斯迈髓腔钉 II 型10×400空心右	枚	ASMSQD2X	3910
3315-1	奥斯迈髓腔钉 II 型10×400空心左	枚	ASMSQD	3910
3315-1	奥斯迈髓腔钉 II 型11×340空心右	枚	ASMSQD	3910
3315-1	奥斯迈髓腔钉 II 型11×340空心左	枚	ASMSQD	3910
3315-1	奥斯迈髓腔钉 II 型11×360空心右	枚	ASMSQD	3910
3315-1	奥斯迈髓腔钉 II 型11×360空心左	枚	ASMSQD	3910
3315-1	奥斯迈髓腔钉 II 型11×380空心右	枚	ASMSQD	3910
3315-1	奥斯迈髓腔钉 II 型11×400空心右	枚	ASMSQD	11800
3315-1	奥斯迈髓腔钉 II 型11×400空心左	枚	ASMSQD	3910
3315-1	奥斯迈髓腔钉III型10×180×130° 空心 灭菌	枚	ASMSQD3X	3910

3315-1	奥斯迈髓腔钉Ⅲ型10×200×130° 空心 灭菌	枚	ASMSQD3X	3910
3315-1	奥斯迈髓腔钉Ⅲ型10×320×130° 空心 右灭	枚	ASMSQD3X	3910
3315-1	奥斯迈髓腔钉Ⅲ型10×320×130° 空心 左灭	枚	ASMSQD3X	3910
3315-1	奥斯迈髓腔钉Ⅲ型10×340×130° 空心 右灭	枚	ASMSQD3X	3910
3315-1	奥斯迈髓腔钉Ⅲ型10×340×130° 空心 左灭	枚	ASMSQD3X	3910
3315-1	奥斯迈髓腔钉Ⅲ型10×360×130° 空心 右灭	枚	ASMSQD3X	3910
3315-1	奥斯迈髓腔钉Ⅲ型10×360×130° 空心 左灭	枚	ASMSQD3X	3910
3315-1	奥斯迈髓腔钉Ⅲ型10×380×130° 空心 右灭	枚	ASMSQD3X	3910
3315-1	奥斯迈髓腔钉Ⅲ型10×380×130° 空心 左灭	枚	ASMSQD3X	3910
3315-1	奥斯迈髓腔钉Ⅲ型10×400×130° 空心 右灭	枚	ASMSQD3X	3910
3315-1	奥斯迈髓腔钉Ⅲ型10×400×130° 空心 左灭	枚	ASMSQD3X	3910
3315-1	奥斯迈髓腔钉Ⅲ型10×420×130° 空心 右灭	枚	ASMSQD3X	3910
3315-1	奥斯迈髓腔钉Ⅲ型10×420×130° 空心 左灭	枚	ASMSQD3X	3910
3315-1	奥斯迈髓腔钉Ⅲ型11.5×180×130° 空心 灭	枚	ASMSQD3X	3910
3315-1	奥斯迈髓腔钉Ⅲ型11.5×200×130° 空心 灭	枚	ASMSQD3X	3910
3315-1	奥斯迈髓腔钉Ⅲ型11.5×340×130° 空右 灭	枚	ASMSQD3X	3910
3315-1	奥斯迈髓腔钉Ⅲ型11.5×340×130° 空左 灭	枚	ASMSQD3X	3910
3315-1	奥斯迈髓腔钉Ⅲ型11.5×360×130° 空右 灭	枚	ASMSQD3X	3910
3315-1	奥斯迈髓腔钉Ⅲ型11.5×360×130° 空左 灭	枚	ASMSQD3X	3910
3315-1	奥斯迈髓腔钉Ⅲ型11.5×380×130° 空右 灭	枚	ASMSQD3X	3910
3315-1	奥斯迈髓腔钉Ⅲ型11.5×380×130° 空左 灭	枚	ASMSQD3X	3910
3315-1	奥斯迈髓腔钉Ⅲ型11.5×400×130° 空右 灭	枚	ASMSQD3X	3910
3315-1	奥斯迈髓腔钉Ⅲ型11.5×400×130° 空左 灭	枚	ASMSQD3X	3910
3315-1	奥斯迈髓腔钉Ⅲ型11.5×420×130° 空右 灭	枚	ASMSQD3X	3910
3315-1	奥斯迈髓腔钉Ⅲ型11.5×420×130° 空左 灭	枚	ASMSQD3X	3910

3315-1	奥斯迈髓腔钉III型9.5×340×130° 空 右 灭	枚	ASMSQD3X	3910
3315-1	奥斯迈髓腔钉III型9.5×340×130° 空 左 灭	枚	ASMSQD3X	3910
3315-1	奥斯迈髓腔钉III型9.5×360×130° 空 右 灭	枚	ASMSQD3X	3910
3315-1	奥斯迈髓腔钉III型9.5×360×130° 空 左 灭	枚	ASMSQD3X	3910
3315-1	奥斯迈髓腔钉III型9.5×380×130° 空 右 灭	枚	ASMSQD3X	3910
3315-1	奥斯迈髓腔钉III型9.5×380×130° 空 左 灭	枚	ASMSQD3X	3910
3315-1	奥斯迈髓腔钉III型9.5×400×130° 空 右 灭	枚	ASMSQD3X	3910
3315-1	奥斯迈髓腔钉III型9.5×400×130° 空 左 灭	枚	ASMSQD3X	3910
3315-1	奥斯迈髓腔钉III型9.5×420×130° 空心 右	枚	ASMSQD3X	3910
3315-1	奥斯迈髓腔钉III型9.5×420×130° 空心 左	枚	ASMSQD3X	3910
3315-1	奥斯迈胫骨近端外侧接骨板7孔, 右	块	ASMJGJ	2321.3
3315-1	奥斯迈胫骨近端外侧接骨板10孔, 右	块	ASMJGJ	2321.3
3315-1	奥斯迈胫骨近端外侧接骨板10孔, 左	块	ASMJGJ	2321.3
3315-1	奥斯迈胫骨近端外侧接骨板11孔, 右	块	ASMJGJ	2321.3
3315-1	奥斯迈胫骨近端外侧接骨板11孔, 左	块	ASMJGJ	2321.3
3315-1	奥斯迈胫骨近端外侧接骨板12孔, 右	块	ASMJGJ	2321.3
3315-1	奥斯迈胫骨近端外侧接骨板12孔, 左	块	ASMJGJ	2321.3
3315-1	奥斯迈胫骨近端外侧接骨板13孔, 右	块	ASMJGJ	2321.3
3315-1	奥斯迈胫骨近端外侧接骨板13孔, 左	块	ASMJGJ	2321.3
3315-1	奥斯迈胫骨近端外侧接骨板14孔, 右	块	ASMJGJ	2321.3
3315-1	奥斯迈胫骨近端外侧接骨板14孔, 左	块	ASMJGJ	2321.3
3315-1	奥斯迈胫骨近端外侧接骨板15孔, 右	块	ASMJGJ	2321.3
3315-1	奥斯迈胫骨近端外侧接骨板15孔, 左	块	ASMJGJ	2321.3
3315-1	奥斯迈胫骨近端外侧接骨板16孔, 右	块	ASMJGJ	2321.3
3315-1	奥斯迈胫骨近端外侧接骨板16孔, 左	块	ASMJGJ	2321.3
3315-1	奥斯迈胫骨近端外侧接骨板2孔, 右	块	ASMJGJ	2321.3
3315-1	奥斯迈胫骨近端外侧接骨板2孔, 左	块	ASMJGJ	2321.3
3315-1	奥斯迈胫骨近端外侧接骨板3孔, 右	块	ASMJGJ	2321.3
3315-1	奥斯迈胫骨近端外侧接骨板3孔, 左	块	ASMJGJ	2321.3
3315-1	奥斯迈胫骨近端外侧接骨板4孔, 右	块	ASMJGJ	2321.3
3315-1	奥斯迈胫骨近端外侧接骨板4孔, 左	块	ASMJGJ	2321.3
3315-1	奥斯迈胫骨近端外侧接骨板5孔, 右	块	ASMJGJ	2321.3
3315-1	奥斯迈胫骨近端外侧接骨板5孔, 左	块	ASMJGJ	2321.3
3315-1	奥斯迈胫骨近端外侧接骨板6孔, 右	块	ASMJGJ	2321.3
3315-1	奥斯迈胫骨近端外侧接骨板6孔, 左	块	ASMJGJ	2321.3
3315-1	奥斯迈胫骨近端外侧接骨板7孔, 左	块	ASMJGJ	2321.3
3315-1	奥斯迈胫骨近端外侧接骨板8孔, 右	块	ASMJGJ	2321.3
3315-1	奥斯迈胫骨近端外侧接骨板8孔, 左	块	ASMJGJ	2321.3
3315-1	奥斯迈胫骨近端外侧接骨板9孔, 右	块	ASMJGJ	2321.3
3315-1	奥斯迈胫骨近端外侧接骨板9孔, 左	块	ASMJGJ	2321.3
3315-1	威高HAZ03金属接骨螺钉2.0×16	枚	WGHAZO	43.81

3315-1	威高腓骨远外加压锁定板-6-WGC12Z06-3孔左	枚	WGFGYW	2686
3315-1	威高股骨干加压锁定板-1-WGC12Z04-9孔左	枚	WGGGGJYS	2503
3315-1	威高胫骨近端内侧加压锁定板10孔右	枚	WGJGJD	2548
3315-1	迈瑞HAQ03皮质骨全螺纹金属接骨螺钉4.5×	枚	MRHAQ0	44
3315-1	捷迈PS垫片-左-10MM-42-5114-001-10	个	JMPSPDP	10652
3315-1	威高自攻型中空螺钉半螺纹4.0×16-WGC4Z03	枚	WZGXZKL	405.6
3315-1	威高桡骨远端斜L型加压锁定板-6孔右	枚	WGRGYD	2436
3315-1	威高万向螺钉-5.5×50-WGB1Z-7-01	枚	WGWXLD	480
3315-1	威高锁骨加压锁定板-2-4孔右-WGC11Z01	枚	WGSJJY	2268
3315-1	捷迈PS胫骨垫片EP-183644-71/75X14	个	JMPSJG	8615.1
3315-1	威高HAQ03金属接骨螺钉3.5×14	枚	WHAQ0	43.81
3315-1	威高万向螺钉-4.5×40-WGB1Z-7-01	枚	WGWXLD	480
3315-1	威高埋头中空螺钉半螺纹3.0×20-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	405.6
3315-1	威高H型锁定板WGC12Z08-10孔	枚	WGHXSD	2150
3315-1	威高微型骨髓锁定板-2-5孔-WGC12Z08	枚	WGWXGK	2387
3315-1	捷迈PS胫骨垫片EP-183666-79/83X16	个	JMPSJG	8615.1
3315-1	史赛克脊柱后路固定系统03822601	个	SSKJZHLG	5900
3315-1	威高埋头中空螺钉半螺纹4.5×72-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	405.6
3315-1	威高光杆骨针-2.5x180-WGZZh01Y	枚	WGGGGZ	2900
3315-1	威高短尾椎弓根钉-4.5×35-WGB1Z-7-06	枚	WGDWZG	432
3315-1	威高胫骨近端内侧锁定板-2-WGC12Z03-11孔	枚	WGJGJD	2548
3315-1	威高胫骨近端内侧锁定板-2-WGC12Z03-19孔	枚	WGJGJD	2548
3315-1	捷迈股骨柄6x132-51-100060	个	JMGGB6	2200
3315-1	捷迈PS胫骨垫片EP-183606-59X16	个	JMPSJG	8615.1
3315-1	威高股骨远端锁定板-WGC12Z02-10孔右	枚	WGGGYD	2503
3315-1	捷迈髋关节假体-髋臼系统EE-28	个	JMKGJJ	1019
3315-1	捷迈髋臼内衬28-X-56mm-EP-200162	个	JMKJNC	13495
3315-1	威高股骨干加压锁定板-1-WGC12Z04-13孔左-	枚	WGGGGJ	2503
3315-1	威高胫骨近端加压锁定板-2-WGC12Z03-19孔	枚	WGJGJD	2548
3315-1	威高HAQ03金属接骨螺钉3.5×8	枚	WHAQ0	43.81
3315-1	威高HAZ03金属接骨螺钉1.5×13	枚	WHAZO	43.81
3315-1	捷迈PS垫片-左-11MM-42-5114-003-11	个	JMPSPDP	10652
3315-1	威高腓骨远外加压锁定板-6-WGC12Z06-4孔左	枚	WGFGYW	2686
3315-1	威高胫骨近端内侧加压锁定板15孔右	枚	WGJGJD	2548
3315-1	威高椎弓根螺钉-5.5×45-WGB1Z-10-02	枚	WZGGL	721
3315-1	威高低弯度胫骨髓内钉WGA1Z03-8×270	枚	WGDWDJ	3263
3315-1	威高自攻型中空螺钉半螺纹4.0×34-WGC4Z03	枚	WZGXZKL	405.6
3315-1	威高万向螺钉-6.5×45-WGB1Z-7-01	枚	WGWXLD	480
3315-1	史赛克单轴长臂钉6.5X45mm-03828645	个	SSKDZC	4417.5
3315-1	捷迈髋臼外杯66-X-60mm-US157866	个	JMKJWB	25190
3315-1	威高股骨髓内钉WGA4Z02-12×240	枚	WGGGSDNW	3596
3315-1	威高胫骨近端加压锁定板-2-WGC12Z03-15孔	枚	WGJGJD	2548
3315-1	威高桡骨远端斜L型加压锁定板-9孔右	枚	WGRGYD	2436
3315-1	威高腓骨远外加压锁定板-6-WGC12Z06-11孔	枚	WGFGYW	2686

3315-1	威高胫骨近端内侧锁定板-2-WGC12Z03-14孔	枚	WGJGJD	2548
3315-1	史赛克椎弓根短尾螺钉6.5X30mm-03821630	个	SSKZGG	4092
3315-1	迈瑞HAQ03皮质骨全螺纹金属接骨螺钉4.5×	枚	MRHAQ0	44
3315-1	威高HAZ03金属接骨螺钉1.5×7	枚	WGHAZO	43.81
3315-1	春立均匀粗糙面58型全髌臼6-40 58	个	CLJYCCM5	3300
3315-1	威高自攻型中空螺钉半螺纹4.0×20-WGC4Z03	枚	WZGXZKL	405.6
3315-1	威高干骺端锁定板-2-WGC12Z01-9孔	枚	WGGHDS	2174.6
3315-1	威高万向复位螺钉-4.0×35-WGB1Z-7-04	枚	WGWXFW	480
3315-1	捷迈膝关节组件67.5mm-右侧-183110	个	JMXGJZ	1218
3315-1	威高HAZ03金属接骨螺钉1.5×6	枚	WGHAZO	43.81
3315-1	威高肱骨近端加压锁定板-4-WGC12Z07-8孔左	枚	WGGGJD	2220.9
3315-1	威高HAQ03金属接骨螺钉2.7×14	枚	WGJSJGLD	43.81
3315-1	施乐辉骨水泥柄14号 175mm 71310114	个	SLHGSNB1	8284
3315-1	施乐辉股骨头28mm -3 71342803	个	SLHGGT28	5357.6
3315-1	威高短尾椎弓根钉-6.5×50-WGB1Z-7-06	枚	WGDWZG	432
3315-1	捷迈PS垫片-右-13MM-42-5214-010-13	个	JMPSPDP	10652
3315-1	捷迈陶瓷股骨头I型36mm/-3mm-650-0660	个	JMTCGG	1483
3315-1	威高自攻型中空螺钉半螺纹4.0×18-WGC4Z03	枚	WZGXZKL	405.6
3315-1	威高桡骨远端掌侧锁定板-宽3孔右 WGC12Z08	块	WGRGYDZC	2436
3315-1	捷迈PS股骨-Left-Size4-42-5006-056-01	个	JMPSSG L	1185
3315-1	迈瑞重建接骨板12孔/144/10.2/3.2 ZZ04 20	个	MRZJJGB1	2400
3315-1	迈瑞空心金属接骨螺钉6.5×80 HBKQ03	个	MRKXJSJG	416
3315-1	迈瑞空心金属接骨螺钉6.5×85 HBKQ03	个	MRKXJSJG	416
3315-1	春立均匀粗糙面155型股骨柄 11 155	个	CLJYCCM1	3920
3315-1	春立BE2型股骨柄(灭菌)6mm	个	CLBE2XGG	3350
3315-1	春立BE2型股骨柄(灭菌)17mm	个	CLBE2XGG	3350
3315-1	春立BE2型股骨柄(灭菌)16mm	个	CLBE2XGG	3350
3315-1	捷迈UC垫片左10MM 42-5112-004-10	个	JMUCDPZ1	12602
3315-1	奥斯迈股骨LC-LCP接骨板10孔 锥形加压螺纹	块	ASMGGLC-	2413.6
3315-1	奥斯迈股骨LC-LCP接骨板8孔 锥形加压螺纹	块	ASMGGLC-	2413.6
3315-1	奥斯迈股骨LC-LCP接骨板12孔 锥形加压螺纹	块	ASMGGLC-	2413.6

3315-1	春立髌关节假体58型全髌臼 14-56 58	个	CLKGJJT5	3700
3315-1	奥斯迈腓骨远外接骨板V8孔 左 锥形加压灭	块	ASMFGYWJ	2174.6
3315-1	奥斯迈腓骨远外接骨板V9孔 右 锥形加压灭	块	ASMFGYWJ	2174.6
3315-1	奥斯迈腓骨远外接骨板V9孔 左 锥形加压灭	块	ASMFGYWJ	2174.6
3315-1	奥斯迈腓骨远外接骨板V10孔 右 锥形加压灭	块	ASMFGYWJ	2174.6
3315-1	奥斯迈腓骨远外接骨板V10孔 左 锥形加压灭	块	ASMFGYWJ	2174.6
3315-1	奥斯迈腓骨远外接骨板V11孔 右 锥形加压灭	块	ASMFGYWJ	2174.6
3315-1	奥斯迈腓骨远外接骨板V11孔 左 锥形加压灭	块	ASMFGYWJ	2174.6
3315-1	奥斯迈腓骨远外接骨板VI3孔 左 锥形加压灭	块	ASMFGYWJ	2174.6
3315-1	奥斯迈腓骨远外接骨板VI4孔 右 锥形加压灭	块	ASMFGYWJ	2174.6
3315-1	奥斯迈腓骨远外接骨板VI4孔 左 锥形加压灭	块	ASMFGYWJ	2174.6
3315-1	奥斯迈腓骨远外接骨板VI6孔 右 锥形加压灭	块	ASMFGYWJ	2387
3315-1	奥斯迈腓骨远外接骨板VI6孔 左 锥形加压灭	块	ASMFGYWJ	2387
3315-1	奥斯迈腓骨远外接骨板VI6孔 左 锥形加压灭	块	ASMFGYWJ	2387
3315-1	奥斯迈腓骨远外接骨板VI7孔 左 锥形加压灭	块	ASMFGYWJ	2387
3315-1	奥斯迈腓骨远外接骨板VI8孔 右 锥形加压灭	块	ASMFGYWJ	2387
3315-1	奥斯迈腓骨远外接骨板VI8孔 左 锥形加压灭	块	ASMFGYWJ	2174.6
3315-1	奥斯迈腓骨远外接骨板VI9孔 右 锥形加压灭	块	ASMFGYWJ	2174.6
3315-1	奥斯迈腓骨远外接骨板VI9孔 左 锥形加压灭	块	ASMFGYWJ	2174.6
3315-1	奥斯迈腓骨远外接骨板VI10孔 右 锥形加压灭	块	ASMFGYWJ	2174.6
3315-1	奥斯迈腓骨远外接骨板VI10孔 左 锥形加压灭	块	ASMFGYWJ	2174.6
3315-1	奥斯迈腓骨远外接骨板VI11孔 右 锥形加压灭	块	ASMFGYWJ	2174.6
3315-1	奥斯迈腓骨远外接骨板VI11孔 左 锥形加压灭	块	ASMFGYWJ	2174.6
3315-1	奥斯迈腓骨远外接骨板VI12孔 右 锥形加压灭	块	ASMFGYWJ	2174.6
3315-1	奥斯迈腓骨远外接骨板VI12孔 左 锥形加压灭	块	ASMFGYWJ	2174.6
3315-1	奥斯迈直形复位接骨板(锥形加压螺纹)5孔	块	ASMZXF	2504.6

3315-1	奥斯迈直形复位接骨板(锥形加压螺纹)6孔	块	ASMZXF	2504.6
3315-1	奥斯迈直形复位接骨板(锥形加压螺纹)7孔	块	ASMZXF	2504.6
3315-1	奥斯迈直形复位接骨板(锥形加压螺纹)8孔	块	ASMZXF	2504.6
3315-1	奥斯迈直形复位接骨板(锥形加压螺纹)9孔	块	ASMZXF	2504.6
3315-1	奥斯迈直形复位接骨板(锥形加压螺纹)10	块	ASMZXF	2504.6
3315-1	奥斯迈直形复位接骨板(锥形加压螺纹)11	块	ASMZXF	2504.6
3315-1	奥斯迈直形复位接骨板(锥形加压螺纹)12	块	ASMZXF	2504.6
3315-1	奥斯迈直形复位接骨板(锥形加压螺纹)14	块	ASMZXF	2504.6
3315-1	奥斯迈直形复位接骨板(锥形加压螺纹)16	块	ASMZXF	2504.6
3315-1	奥斯迈直形复位接骨板(锥形加压螺纹)20	块	ASMZXF	2504.6
3315-1	奥斯迈直形复位接骨板(锥形加压螺纹)22	块	ASMZXF	2504.6
3315-1	奥斯迈HCQ04万向螺钉5.0×14锁球全牙自攻非	枚	ASMHCQ04	384
3315-1	奥斯迈HCQ04万向螺钉5.0×16锁球全牙自攻非	枚	ASMHCQ04	384
3315-1	奥斯迈HCQ04万向螺钉5.0×18锁球全牙自攻非	枚	ASMHCQ04	384
3315-1	奥斯迈HCQ04万向螺钉5.0×20锁球全牙自攻非	枚	ASMHCQ04	384
3315-1	奥斯迈HCQ04万向螺钉5.0×22锁球全牙自攻非	枚	ASMHCQ04	384
3315-1	奥斯迈HCQ04万向螺钉5.0×24锁球全牙自攻非	枚	ASMHCQ04	384
3315-1	奥斯迈HCQ04万向螺钉5.0×26锁球全牙自攻非	枚	ASMHCQ04	384
3315-1	奥斯迈HCQ04万向螺钉5.0×28锁球全牙自攻非	枚	ASMHCQ04	384
3315-1	奥斯迈HCQ04万向螺钉5.0×30锁球全牙自攻非	枚	ASMHCQ04	384
3315-1	奥斯迈HCQ04万向螺钉5.0×32锁球全牙自攻非	枚	ASMHCQ04	384
3315-1	奥斯迈HCQ04万向螺钉5.0×34锁球全牙自攻非	枚	ASMHCQ04	384
3315-1	奥斯迈HCQ04万向螺钉5.0×36锁球全牙自攻非	枚	ASMHCQ04	384
3315-1	奥斯迈HCQ04万向螺钉5.0×38锁球全牙自攻非	枚	ASMHCQ04	384
3315-1	奥斯迈HCQ04万向螺钉5.0×40锁球全牙自攻非	枚	ASMHCQ04	384
3315-1	奥斯迈HCQ04万向螺钉5.0×42锁球全牙自攻非	枚	ASMHCQ04	384
3315-1	奥斯迈HCQ04万向螺钉5.0×44锁球全牙自攻非	枚	ASMHCQ04	384
3315-1	奥斯迈HCQ04万向螺钉5.0×46锁球全牙自攻非	枚	ASMHCQ04	384
3315-1	奥斯迈HCQ04万向螺钉5.0×48锁球全牙自攻非	枚	ASMHCQ04	384
3315-1	奥斯迈HCQ04万向螺钉5.0×50锁球全牙自攻非	枚	ASMHCQ04	384
3315-1	奥斯迈HCQ04万向螺钉5.0×55锁球全牙自攻非	枚	ASMHCQ04	384

3315-1	奥斯迈HCQ04万向螺钉5.0×60锁球全牙自攻非	枚	ASMHCQ04	384
3315-1	奥斯迈HCQ04万向螺钉5.0×65锁球全牙自攻非	枚	ASMHCQ04	384
3315-1	奥斯迈HCQ04万向螺钉5.0×70锁球全牙自攻非	枚	ASMHCQ04	384
3315-1	奥斯迈HCQ04万向螺钉5.0×75锁球全牙自攻非	枚	ASMHCQ04	384
3315-1	奥斯迈HCQ04万向螺钉5.0×80锁球全牙自攻非	枚	ASMHCQ04	384
3315-1	奥斯迈HCQ04万向螺钉5.0×85锁球全牙自攻非	枚	ASMHCQ04	384
3315-1	奥斯迈HCQ04万向螺钉5.0×90锁球全牙自攻非	枚	ASMHCQ04	384
3315-1	奥斯迈HCZ04接骨螺钉2.7×42 锁锥全牙灭菌	枚	ASMHCZ04	437
3315-1	奥斯迈HCZ01接骨螺钉2.0×10 锁定锥形全牙	枚	ASMHCZ01	950
3315-1	奥斯迈HCZ01接骨螺钉2.0×11 锁定锥形全牙	枚	ASMHCZ01	950
3315-1	奥斯迈HCZ01接骨螺钉2.0×12 锁定锥形全牙	枚	ASMHCZ01	950
3315-1	奥斯迈HCZ01接骨螺钉2.0×13 锁定锥形全牙	枚	ASMHCZ01	950
3315-1	奥斯迈HCZ01接骨螺钉2.0×14 锁定锥形全牙	枚	ASMHCZ01	950
3315-1	奥斯迈HCZ01接骨螺钉2.0×15 锁定锥形全牙	枚	ASMHCZ01	950
3315-1	奥斯迈HCZ01接骨螺钉2.0×16 锁定锥形全牙	枚	ASMHCZ01	950
3315-1	奥斯迈HCZ01接骨螺钉2.0×18 锁定锥形全牙	枚	ASMHCZ01	950
3315-1	奥斯迈HCZ01接骨螺钉2.0×20 锁定锥形全牙	枚	ASMHCZ01	950
3315-1	奥斯迈HCZ01接骨螺钉2.0×22 锁定锥形全牙	枚	ASMHCZ01	950
3315-1	奥斯迈HCZ01接骨螺钉2.0×24 锁定锥形全牙	枚	ASMHCZ01	950
3315-1	奥斯迈HCZ01接骨螺钉2.0×26 锁定锥形全牙	枚	ASMHCZ01	950
3315-1	奥斯迈HCZ01接骨螺钉2.0×28 锁定锥形全牙	枚	ASMHCZ01	950
3315-1	奥斯迈HCZ01接骨螺钉2.0×30 锁定锥形全牙	枚	ASMHCZ01	950
3315-1	奥斯迈HCZ01接骨螺钉2.0×6 锁定锥形全牙	枚	ASMHCZ01	950
3315-1	奥斯迈HCZ01接骨螺钉2.0×7 锁定锥形全牙	枚	ASMHCZ01	950
3315-1	奥斯迈HCZ01接骨螺钉2.0×8 锁定锥形全牙	枚	ASMHCZ01	950

[illegible]

3315-1	奥斯迈HC型接骨螺钉2.7×60、锁定锥	枚	ASMHCX	950
3315-1	奥斯迈HBQ04空心拉力螺钉4.0×16 5球自攻非	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心拉力螺钉4.0×16 8球自攻非	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心拉力螺钉4.0×18 6球自攻非	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心拉力螺钉4.0×18 9球自攻非	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心拉力螺钉4.0×20 10球自非	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心拉力螺钉4.0×22 11球自非	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心拉力螺钉4.0×24 12球自非	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心拉力螺钉4.0×26 13球自非	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心拉力螺钉4.0×26 9球自非	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心拉力螺钉4.0×28 14球自非	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心拉力螺钉4.0×28 9球自非	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心拉力螺钉4.0×30 10球自非	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心拉力螺钉4.0×30 15球自非	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心拉力螺钉4.0×32 10球自非	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心拉力螺钉4.0×32 16球自非	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心拉力螺钉4.0×34 12球自非	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心拉力螺钉4.0×34 17球自非	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心拉力螺钉4.0×36 12球自非	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心拉力螺钉4.0×36 18球自非	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心拉力螺钉4.0×38 13球自非	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心拉力螺钉4.0×38 19球自非	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心拉力螺钉4.0×40 13球自非	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心拉力螺钉4.0×40 20球自非	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心拉力螺钉4.0×42 14球自非	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心拉力螺钉4.0×42 21球自非	枚	ASMHBQ04	410.83

3315-1	奥斯迈HBQ04空心拉力螺钉4.0×44 14球自非	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心拉力螺钉4.0×44 22球自非	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心拉力螺钉4.0×46 16球自非	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心拉力螺钉4.0×46 23球自非	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心拉力螺钉4.0×48 16球自非	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心拉力螺钉4.0×48 24球自非	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心拉力螺钉4.0×50 17球自非	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心拉力螺钉4.0×50 25球自非	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心拉力螺钉4.0×52 26球自非	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心拉力螺钉4.0×54 27球自非	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心拉力螺钉4.0×56 18球自非	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心拉力螺钉4.0×56 28球自非	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心拉力螺钉4.0×58 20球自非	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈HBQ04空心拉力螺钉4.0×58 29球自非	枚	ASMHBQ04	410.83
3315-1	奥斯迈封帽M10×1.5 灭菌	个	ASMFMM	1090
3315-1	奥斯迈股骨髓内钉Ⅱ型5,L=36	枚	ASMGGs	1100
3315-1	奥斯迈股骨髓内钉Ⅱ型5,L=38	枚	ASMGGs	1100
3315-1	奥斯迈股骨髓内钉Ⅱ型5,L=44	枚	ASMGGs	1100
3315-1	奥斯迈股骨髓内钉Ⅱ型5,L=56	枚	ASMGGs	1100
3315-1	奥斯迈肱骨近端外侧接骨板5孔,左,灭菌	块	ASMGGJ	2221.4
3315-1	奥斯迈肱骨近端外侧接骨板6孔,右,灭菌	块	ASMGGJ	2221.4
3315-1	奥斯迈肱骨近端外侧接骨板6孔,左,灭菌	块	ASMGGJ	2221.4
3315-1	奥斯迈肱骨近端外侧接骨板7孔,右,灭菌	块	ASMGGJ	2221.4
3315-1	奥斯迈肱骨近端外侧接骨板7孔,左,灭菌	块	ASMGGJ	2221.4
3315-1	奥斯迈肱骨近端外侧接骨板8孔,右,灭菌	块	ASMGGJ	2221.4
3315-1	奥斯迈肱骨近端外侧接骨板8孔,左,灭菌	块	ASMGGJ	2221.4
3315-1	奥斯迈胫骨远端内侧接骨板11孔,右,灭菌	块	ASMJGY	2321.3
3315-1	奥斯迈胫骨远端内侧接骨板11孔,左,灭菌	块	ASMJGY	2321.3
3315-1	奥斯迈胫骨远端内侧接骨板13孔,右,灭菌	块	ASMJGY	2321.3
3315-1	奥斯迈胫骨远端内侧接骨板13孔,左,灭菌	块	ASMJGY	2321.3
3315-1	奥斯迈胫骨远端内侧接骨板5孔,右,灭菌	块	ASMJGY	2321.3
3315-1	奥斯迈胫骨远端内侧接骨板5孔,左,灭菌	块	ASMJGY	2321.3
3315-1	奥斯迈胫骨远端内侧接骨板7孔,右,灭菌	块	ASMJGY	2321.3
3315-1	奥斯迈胫骨远端内侧接骨板7孔,左,灭菌	块	ASMJGY	2321.3
3315-1	奥斯迈胫骨远端内侧接骨板9孔,右,灭菌	块	ASMJGY	2321.3
3315-1	奥斯迈胫骨远端内侧接骨板9孔,左,灭菌	块	ASMJGY	2321.3

3315-1	奥斯迈腓骨远外接骨板 V 4孔 右 锥形加压灭	块	ASMFgyWJ	2174.6
3315-1	奥斯迈腓骨远外接骨板 V 4孔 左 锥形加压灭	块	ASMFgyWJ	2174.6
3315-1	奥斯迈腓骨远外接骨板 V 5孔 右 锥形加压灭	块	ASMFgyWJ	2174.6
3315-1	奥斯迈腓骨远外接骨板 V 5孔 左 锥形加压灭	块	ASMFgyWJ	2174.6
3315-1	奥斯迈腓骨远外接骨板 V 6孔 右 锥形加压灭	块	ASMFgyWJ	2174.6
3315-1	奥斯迈腓骨远外接骨板 V 6孔 左 锥形加压灭	块	ASMFgyWJ	2174.6
3315-1	奥斯迈腓骨远外接骨板 V 7孔 右 锥形加压灭	块	ASMFgyWJ	2174.6
3315-1	奥斯迈腓骨远外接骨板 V 7孔 左 锥形加压灭	块	ASMFgyWJ	2174.6
3315-1	正天股骨柄SQKA-II 10E#	个	ZTGGBSgk	2600
3315-1	正天股骨柄SQKA-II 15E#	个	ZTGGBSgk	2600
3315-1	正天股骨柄SQKA-II 16E#	个	ZTGGBSgk	2600
3315-1	正天股骨柄SQKA-II 8E#	个	ZTGGBSgk	2600
3315-1	正天股骨柄SQKA-II 14E#	个	ZTGGBSgk	2600
3315-1	正天球头SQK 28+10.5	个	ZTQTSgk	1806
3315-1	正天球头SQK 28+7	个	ZTQTSgk	1806
3315-1	正天球头SQK 28-3.0	个	ZTQTSgk	1806
3315-1	正天球头SQK 32+0	个	ZTQTSgk	1806
3315-1	正天球头SQK 32+10.5	个	ZTQTSgk	1806
3315-1	正天球头SQK 32+3.5	个	ZTQTSgk	1806
3315-1	正天球头SQK 32+7.0	个	ZTQTSgk	1806
3315-1	正天球头SQK 32-3.0	个	ZTQTSgk	1806
3315-1	正天球头SQK 28+3.5	个	ZTQTSgk	1806
3315-1	迈瑞指掌骨髁加压锁定板4孔/36.95/6.4/1.3	块	MRZZGkJY	2114
3315-1	迈瑞指掌骨髁加压锁定板5孔/44.2/6.4/1.3	块	MRZZGkJY	2114
3315-1	正天股骨柄SQKA-II 12E#	个	ZTGGBSgk	2600
3315-1	朗迈骨钻 S04-30	个	LMGZ S04	50
3315-1	昕昌形状记忆环抱接骨板JHB 4H10-40	个	XCXZJYHB	3895
3315-1	昕昌形状记忆环抱接骨板JHB 4H11-40	个	XCXZJYHB	3895
3315-1	昕昌形状记忆环抱接骨板JHB 4H12-40	个	XCXZJYHB	3895
3315-1	昕昌形状记忆环抱接骨板JHB 4H13-40	个	XCXZJYHB	4700

3315-1	昕昌形状记忆环抱接骨板JHB 4H14-40	个	XCXZJYHB	4700
3315-1	昕昌形状记忆环抱接骨板JHB 4H10-40P	个	XCXZJYHB	6830
3315-1	昕昌形状记忆环抱接骨板JHB 4H11-40P	个	XCXZJYHB	6830
3315-1	昕昌形状记忆环抱接骨板JHB 4H12-40P	个	XCXZJYHB	6830
3315-1	昕昌形状记忆环抱接骨板JHB 4H13-40P	个	XCXZJYHB	6830
3315-1	昕昌形状记忆环抱接骨板JHB 4H14-40P	个	XCXZJYHB	6830
3315-1	通用胫骨远端锁定接骨板 8孔 21093-8	块	TYJGYDSD	15500
3315-1	正天髌关节假体髓腔塞14 FJ- II	个	ZTKGJJTS	154
3315-1	施乐辉钴铬钼合金骨水泥股骨柄14号 225mm	个	SLHGGMHJ	8284
3315-1	微创干骺端锁定加压接骨板12孔 SD19	块	WCGHDSJ	2321.3
3315-1	施乐辉胫骨平台 LM/RL 4号 71422424	个	SLHJGPT	9280
3315-1	威高锁定重建板-1 (3.5) 9孔-WGC11Z02	枚	WGSZDJ	2400.9
3315-1	迈瑞HAQ03皮质骨全螺纹金属接骨螺钉4.5×	枚	MRHAQO	44
3315-1	威高万向螺钉-6.0×50-WGB1Z-7-01	枚	WGWXLD	480
3315-1	威高椎弓根螺钉-5.5×40-WGB1Z-7-08	枚	WZGGL	432
3315-1	威高圆棒-6.0×200-WGBYZ02	枚	WGYB-6	3920
3315-1	威高L型加压锁定板-2-WGC12Z05-8孔左	枚	WGLXJY	2387
3315-1	威高桡骨远端掌侧锁定板-宽9孔右-WGC12Z08	枚	WGRGYD	2436
3315-1	威高万向复位螺钉-5.0×45-WGB1Z-2	枚	WGWXFW	480
3315-1	威高微型骨髁锁定板-2-7孔-WGC12Z08	枚	WGWXGK	2387
3315-1	威高胫骨近端内侧锁定板-2-WGC12Z03-16孔	枚	WGJGJD	2548
3315-1	威高锁骨加压锁定板-2-9孔左-WGC11Z01	枚	WGSJY	2268
3315-1	捷迈PS垫片-左-14MM-42-5114-009-14	个	JMPSPD	10652
3315-1	捷迈陶瓷股骨头TI2-28/-OMM-T1-650-1158	个	JMTCCG	1483
3315-1	威高HAZ03金属接骨螺钉1.5×30	枚	WGHAZO	43.81
3315-1	威高HBQ03金属接骨螺钉6.5×45	枚	WGHQBQ	65.86
3315-1	威高胫骨近端内侧锁定板-2-WGC12Z03-5孔右	枚	WGJGJD	2548
3315-1	威高胫骨远端前外侧锁定板-WGC12Z03-9孔左	枚	WGJGYD	2548
3315-1	威高桡骨远端斜L型加压锁定板-3孔左	枚	WGRGYD	2436
3315-1	威高腰椎融合器 I -13×22×10mm-WGB3Z02L1	枚	WGYZRH	1152
3315-1	威高万向螺钉-6.0×35-WGB1Z-7-01	枚	WGWXLD	480
3315-1	威高股骨髓内钉WGA4Z02-12×240 135°	枚	WGGGSNDW	3596
3315-1	威高埋头中空螺钉半螺纹4.5×54-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	405.6
3315-1	威高腓骨远外加压锁定板-6-WGC12Z06-13孔	枚	WGFYW	2686
3315-1	威高桡骨远端掌侧锁定板-宽6孔右-WGC12Z08	枚	WGRGYD	2436
3315-1	美敦力万向螺钉系统5.5X60-54840005560	个	MDLWXL	6250
3315-1	威高干骺端锁定板-2-WGC12Z01-7孔	枚	WGGHDS	2174.6
3315-1	威高桡骨远端掌侧锁定板-宽11孔左-	枚	WGRGYD	2436
3315-1	威高桡骨远端斜L型加压锁定板-12孔左	枚	WGRGYD	2436

3315-1	捷迈PS股骨-Left-Size10-42-5006-068-01	个	JMPSGG	1185
3315-1	捷迈膝关节组件79mm-141235	个	JMXGJZ	1695
3315-1	威高颈椎融合器-5×15×13mm-WGB3Z02C1	枚	WGJZRH	216
3315-1	威高桡骨远端斜L型加压锁定板-5孔右	枚	WGRGYD	2436
3315-1	威高万向螺钉-5.5×30-WGB1Z-7-01	枚	WGWXLD	480
3315-1	威高万向复位螺钉-6.0×45-WGB1Z-7-04	枚	WGWXFW	480
3315-1	威高桡骨远端斜L型加压锁定板-5孔左	枚	WGRGYD	2436
3315-1	威高胫骨远端前外侧锁定板-WGC12Z03-19孔	枚	WGJGYD	2548
3315-1	威高微型骨骺锁定板-2-6孔-WGC12Z08	枚	WGWXGK	2387
3315-1	捷迈PS垫片-右-13MM-42-5214-001-13	个	JMPSPD	10652
3315-1	威高连接杆-5.5×150-WGB1Z-7-23	枚	WGLJG-	100
3315-1	捷迈髌臼内衬28-X-48mm-EP-200154	个	JMKJNC	13495
3315-1	威高HBQ03金属接骨螺钉6.5×95	枚	WGHBQ0	65.86
3315-1	威高H型锁定板WGC12Z08-18孔	枚	WGHXSD	2150
3315-1	威高胫骨远端前外侧锁定板-WGC12Z03-16孔	枚	WGJGYD	2548
3315-1	威高桡骨远端掌侧锁定板-宽10孔右-	枚	WGRGYD	2436
3315-1	威高万向复位螺钉-5.5×50-WGB1Z-2	枚	WGWXFW	480
3315-1	威高自攻型中空螺钉半螺纹4.0×32-WGC4Z03	枚	WZGXZKL	405.6
3315-1	威高短尾椎弓根钉-5.0×35-WGB1Z-7-06	枚	WGDWZG	432
3315-1	史赛克椎间融合器9X25mm-6730904	个	SSKZJR	4517
3315-1	威高桡骨远端掌侧锁定板标准WGC12Z08-3孔	枚	WGRGYD	2436
3315-1	捷迈髌臼外杯50-X-44mm-US157850	个	JMKJWB	25190
3315-1	威高胫骨近端内侧锁定板-2-WGC12Z03-2孔右	枚	WGJGJD	2548
3315-1	史赛克单轴螺钉5.5X45mm-03820545	个	SSKDZL	3191
3315-1	威高锁骨加压锁定板-2-6孔右-WGC11Z01	枚	WGSJY	2268
3315-1	威高大角度螺钉-1-4.0×28-WGB1Z-4	枚	WGDJDL	545
3315-1	威高胫骨近端内侧锁定板-2-WGC12Z03-18孔	枚	WGJGJD	2548
3315-1	威高海鸥加压锁定板-WGC12Z03-17孔	枚	WGHJY	2278.8
3315-1	威高短尾椎弓根钉-4.5×25-WGB1Z-7-06	枚	WGDWZG	432
3315-1	威高椎弓根螺钉-5.0×50-WGB1Z-7-08	枚	WZGGL	432
3315-1	史赛克椎间融合器11X25mm-6731104	个	SSKZJR	4517
3315-1	威高HAZ03金属接骨螺钉1.5×9	枚	WHAZO	43.81
3315-1	威高腓骨远外加压锁定板-6-WGC12Z06-8孔左	枚	WFGYW	2686
3315-1	威高万向复位螺钉-6.0×50-WGB1Z-7-04	枚	WGWXFW	480
3315-1	威高H型锁定板WGC12Z08-12孔	枚	WGHXSD	2150
3315-1	威高海鸥加压锁定板-WGC12Z03-16孔	枚	WGHJY	2278.8
3315-1	迈瑞肱骨P/LC-DCP-(I型)-ZSQ04-9孔	块	MRGGP/	1421
3315-1	威高腓骨远外加压锁定板-6-WGC12Z06-9孔右	枚	WFGYW	2686
3315-1	威高加压锁定接骨板-1(上肢)-WGC11Z01-3孔	枚	WJYSD	2387
3315-1	威高椎弓根螺钉-7.0×40-WGB1Z-10-02	枚	WZGGL	721
3315-1	史赛克自攻翻修螺钉4.0X10mm-6741730	个	SSKZGF	1800
3315-1	威高短尾椎弓根钉-6.5×45-WGB1Z-7-06	枚	WGDWZG	432
3315-1	美敦力固定螺钉(4.75)5.5X45-54410005545	个	MDLGD	5810
3315-1	威高肱骨近端加压锁定板-4-WGC12Z07-9孔右	枚	WGGJD	2220.9
3315-1	威高股骨髓内钉WGA4Z02-11×200	枚	WGGSDW	3596
3315-1	威高L型加压锁定板-2-WGC12Z05-4孔右	枚	WGLXJY	2387
3315-1	史赛克椎间融合器10X20mm-673104	个	SSKZJR	4517
3315-1	捷迈PS垫片-左-11MM-42-5114-002-11	个	JMPSPD	10652
3315-1	威高HAQ03金属接骨螺钉4.5×60	枚	WHAQO	43.81

3315-1	威高埋头中空螺钉半螺纹3.0×10-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	405.6
3315-1	威高胫骨近端加压锁定板-2-WGC12Z03-13孔	枚	WGJGJD	2548
3315-1	威高横连杆装配-5.5×95-WGB1Z-7-41	枚	WGHLGZ	52
3315-1	威高胫骨近端加压锁定板-2-WGC12Z03-12孔	枚	WGJGJD	2548
3315-1	威高自攻型中空螺钉半螺纹4.0×14-WGC4Z03	枚	WZGXZKL	405.6
3315-1	威高胫骨远端前外侧锁定板-WGC12Z03-7孔右	枚	WGJGYD	2548
3315-1	威高万向螺钉-6.5×50-WGB1Z-7-01	枚	WGWXLD	480
3315-1	威高HAQ03金属接骨螺钉3.5×12	枚	WGHAQ0	43.81
3315-1	威高胫骨近端加压锁定板-2-WGC12Z03-7孔右	枚	WGJGJD	2548
3315-1	威高桡骨远端掌侧锁定板WGC12Z08-10孔右	枚	WGRGYD	2436
3315-1	威高桡骨远端掌侧锁定板-宽7孔右-WGC12Z08	枚	WGRGYD	2436
3315-1	威高锁定重建板-1(3.5)14孔-WGC11Z02	枚	WGSZDJ	2400.9
3315-1	威高椎弓根螺钉-6.5×50-WGB1Z-7-08	枚	WZGGL	432
3315-1	威高短尾椎弓根钉-5.0×30-WGB1Z-7-06	枚	WGDWZG	432
3315-1	捷迈股骨柄16x152-51-103160	个	JMGGB1	2200
3315-1	威高加压锁定接骨板-1(上肢)-WGC11Z01-16	枚	WGJYSD	2387
3315-1	威高万向复位螺钉-7.0×40-WGB1Z-10-01	枚	WGWXFW	721
3315-1	威高胫骨远端前外侧锁定板-WGC12Z03-12孔	枚	WGJGYD	2548
3315-1	威高腰椎融合器 I -12×26×10mm-WGB3Z02L1	枚	WGYZRH	1152
3315-1	史赛克椎弓根短尾螺钉7.5X40mm-03821740	个	SSKZGG	4092
3315-1	捷迈PS垫片-右-10MM-42-5214-010-10	个	JMPSPDP	10652
3315-1	捷迈CR股骨-右-11-42-5026-070-02	个	JMCRGG	23814
3315-1	美敦力万向螺钉系统4.5X50-54840004550	个	MDLWXL	6250
3315-1	威高锁定重建板-1(3.5)10孔-WGC11Z02	枚	WGSZDJ	2400.9
3315-1	威高椎弓根螺钉-5.5×40-WGB1Z-10-02	枚	WZGGL	721
3315-1	威高胫骨远端前外侧锁定板-WGC12Z03-16孔	枚	WGJGYD	2548
3315-1	威高椎弓根螺钉-5.5×35-WGB1Z-7-08	枚	WZGGL	432
3315-1	美敦力万向螺钉系统7.5X35-54840007535	个	MDLWXL	6250
3315-1	美敦力固定螺钉(4.75)5.5X60-54410005560	个	MDLGDL	5810
3315-1	威高股骨髓内钉WGA4Z02-12×200 135°	枚	WGGGSNDW	3596
3315-1	威高椎弓根螺钉-6.0×40-WGB1Z-7-08	枚	WZGGL	432
3315-1	威高自攻型中空螺钉半螺纹4.0×26-WGC4Z03	枚	WZGXZKL	405.6
3315-1	威高胫骨近端内侧加压锁定板18孔右	枚	WGJGJD	2548
3315-1	捷迈PS垫片-左-13MM-42-5114-002-13	个	JMPSPDP	10652
3315-1	捷迈PS垫片-左-13MM-42-5114-001-13	个	JMPSPDP	10652
3315-1	威高埋头中空螺钉半螺纹4.5×24-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	405.6
3315-1	威高H型锁定板WGC12Z08-3孔	枚	WGHXSD	2150
3315-1	威高腓骨远外加压锁定板-6-WGC12Z06-14孔	枚	WGFYV	2686
3315-1	威高腰椎融合器 I -10×22×10mm-WGB3Z02L1	枚	WGYZRH	1152
3315-1	威高埋头中空螺钉半螺纹3.0×46-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	405.6
3315-1	威高光杆骨针-2.5x230-WGZZh01Y	枚	WGGGGZ	1080
3315-1	威高腰椎融合器 I -15×22×10mm-WGB3Z02L1	枚	WGYZRH	1152
3315-1	威高HAQ03金属接骨螺钉3.5×20	枚	WGHAQ0	43.81
3315-1	威高胫骨近端内侧加压锁定板3孔右WGC12Z03	枚	WGJGJD	2548
3315-1	威高生长阀-5.5/5.5-WGB1Z-7-38	枚	WGSCF-	1940

3315-1	威高埋头中空螺钉半螺纹4.5×50-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	405.6
3315-1	威高万向复位螺钉-4.5×30-WGB1Z-2	枚	WGWXFW	480
3315-1	威高腰椎融合器 I -11×22×10mm-WGB3Z02L1	枚	WGYZRH	1152
3315-1	威高海鸥加压锁定板-WGC12Z03-13孔	枚	WGHOJY	2278.8
3315-1	威高胫骨近端内侧锁定板-2-WGC12Z03-14孔	枚	WGJGJD	2548
3315-1	威高低弯度胫骨髓内钉WGA1Z03-10×315	枚	WGDWDJ	3263
3315-1	威高桡骨远端掌侧锁定板-宽4孔左-WGC12Z08	枚	WGRGYD	2436
3315-1	捷迈胫骨平台-左B-42-5320-061-01	个	JMJGPT	14064
3315-1	威高H型锁定板WGC12Z08-8孔	枚	WGHXSD	2150
3315-1	威高自断螺塞-1-5.5-WGB1Z-10-21	枚	WGDZLS	600
3315-1	美敦力可调横连接(4.75)-5442144	个	MDLKD	8114
3315-1	威高加压锁定接骨板-1(上肢)-WGC11Z01-12	枚	WGJYSD	2387
3315-1	美敦力固定螺钉(4.75)7.5X55-54410007555	个	MDLGDLD(	5810
3315-1	捷迈PS胫骨垫片EP-183646-71/75X16	个	JMP SJG	8615.1
3315-1	捷迈髌臼外杯-3孔-70RR-00-8753-070-01	个	JMKJWB	1185
3315-1	威高万向复位螺钉-6.5×40-WGB1Z-10-01	枚	WGWXFW	721
3315-1	迈瑞肱骨P/LC-DCP-(I型)-ZSQ04-8孔	块	MRGGP/	1421
3315-1	威高桡骨远端掌侧锁定板标准WGC12Z08-3孔	枚	WGRGYD	2436
3315-1	威高万向螺钉-4.0×40-WGB1Z-7-01	枚	WGWXLD	480
3315-1	捷迈PS垫片-左-12MM-42-5114-002-12	个	JMP SDP	10652
3315-1	捷迈PS垫片-左-14MM-42-5114-008-14	个	JMP SDP	10652
3315-1	威高埋头中空螺钉半螺纹4.5×20-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	405.6
3315-1	威高L型加压锁定板-2-WGC12Z05-3孔左	枚	WGLXJY	2387
3315-1	威高腓骨远外加压锁定板-6-WGC12Z06-10孔	枚	WGFYD	2686
3315-1	威高胫骨近端内侧加压锁定板18孔左	枚	WGJGJD	2548
3315-1	威高椎弓根螺钉-6.5×50-WGB1Z-10-02	枚	WZGGL	721
3315-1	德益达美带袢钛板线圈长：01单线	个	DYDMDPTB	1850
3315-1	德益达美带袢钛板线圈长：02双线	个	DYDMDPTB	1850
3315-1	德益达美不可吸收带线锚钉4.5×24	个	DYDMBKXS	1480
3315-1	德益达美不可吸收全缝线锚钉15，D，2，1200	枚	DYDMBKXS	2002
3315-1	德益达美不可吸收带线锚钉3.5×19	个	DYDMBKXS	1480
3315-1	德益达美界面螺钉7.0X25	枚	DYDMJMLD	1265
3315-1	德益达美界面螺钉9.0X25	枚	DYDMJMLD	1265
3315-1	德益达美界面螺钉8.0X25	枚	DYDMJMLD	1265
3315-1	德益达美界面螺钉6.0X20	枚	DYDMJMLD	1265
3315-1	德益达美半月板缝合系统01上弯	个	DYDMBYBF	1350
3315-1	兰州西脉记忆合金钉脚固定器DJIII-8	块	LZX MJYHJ	12865

3315-1	威高胫骨远端前外侧锁定板-WGC12Z03-11孔	枚	WGJGYD	2548
3315-1	威高远端锁定螺钉5.0-5.0×38	枚	WGYDSD	43.81
3315-1	捷迈膝关节组件62.5mm-右侧-183106	个	JMXGJZ	1218
3315-1	德益达美带袢钛板线圈长25mm; 缝线线号5	个	DYDMDPTB	1500
3315-1	史赛克椎弓根短尾螺钉6.5X35mm-03821635	个	SSKZGG	4092
3315-1	史赛克椎间融合器8X25mm-48385084	个	SSKZJR	11500
3315-1	迈瑞HAQ03皮质骨全螺纹金属接骨螺钉4.5×	枚	MRHAQ0	44
3315-1	威高埋头中空螺钉半螺纹4.5×38-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	405.6
3315-1	威高干骺端锁定板-2-WGC12Z01-5孔	枚	WGGHDS	2174.6
3315-1	捷迈陶瓷股骨头I型36mm/标准颈-650-0661	个	JMTCGG	1483
3315-1	威高埋头中空螺钉半螺纹4.5×48-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	405.6
3315-1	威高L型加压锁定板-2-WGC12Z05-3孔右	枚	WGLXJY	2387
3315-1	威高横连杆装配-5.5×115-WGB1Z-7-41	枚	WGHLGZ	52
3315-1	史赛克椎弓根短尾螺钉4.5X35mm-03821435	个	SSKZGG	4092
3315-1	威高桡骨远端斜L型加压锁定板-8孔右	枚	WGRGYD	2436
3315-1	威高万向螺钉-5.5×40-WGB1Z-7-01	枚	WGWXLD	480
3315-1	威高埋头中空螺钉深螺纹3.0×42-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	405.6
3315-1	威高圆棒-6.0×250-WGBYZ02	枚	WGYB-6	3920
3315-1	捷迈PS胫骨垫片EP-183628-63/67X18	个	JMPSJG	8615.1
3315-1	捷迈PS胫骨垫片EP-183602-59X12	个	JMPSJG	8615.1
3315-1	捷迈聚乙烯腓骨35-00-5972-065-35	个	JMJYXB	1500
3315-1	威高万向螺钉-6.5×40-WGB1Z-7-01	枚	WGWXLD	480
3315-1	捷迈膝关节组件59mm-141230	个	JMXGJZ	1695
3315-1	美敦力万向螺钉系统4.5X45-54840004545	个	MDLWXL	6250
3315-1	威高HAQ03金属接骨螺钉2.7×36	枚	WGHAQ0	43.81
3315-1	威高腓骨远外加压锁定板-6-WGC12Z06-11孔	枚	WGFGYW	2686
3315-1	捷迈PS垫片-左-11MM-42-5114-009-11	个	JMPSPD	10652
3315-1	威高胫骨近端内侧锁定板-2-WGC12Z03-15孔	枚	WGJGJD	2548
3315-1	美敦力固定螺钉(4.75)6.5X50-54410006550	个	MDLGDL	5035
3315-1	捷迈PS股骨-Left-Size11-42-5006-070-01	个	JMPSSG	1185
3315-1	威高低弯度胫骨髓内钉WGA1Z03-9×315	枚	WGDWDJ	3263
3315-1	威高低弯度胫骨髓内钉WGA1Z03-10×285	枚	WGDWDJ	3263
3315-1	威高干骺端锁定板-2-WGC12Z01-8孔	枚	WGGHDS	2174.6
3315-1	史赛克多轴长臂钉6.5X50mm-03829650	个	SSKDZC	4502.1
3315-1	美敦力固定螺钉(4.75)4.5X60-54410004560	个	MDLGDL	5810
3315-1	威高自攻型中空螺钉半螺纹4.0×44-WGC4Z03	枚	WZGXZKL	405.6
3315-1	史赛克多轴长臂钉5.5X40mm-03829540	个	SSKDZC	4502.1
3315-1	威高HAQ03金属接骨螺钉2.7×34	枚	WGHAQ0	43.81
3315-1	捷迈直延长杆部件 28.5*12.8mm	个	JMZYCGBJ	3000
3315-1	捷迈索绑系统-锁定扣00-2232-002-02	块	JMSBXT-S	8500
3315-1	捷迈索绑系统-锁定扣00-2232-002-01	块	JMSBXT-S	9000
3315-1	捷迈索绑系统-钢板6孔 00-2232-003-01	个	JMSBXT-G	9000

3315-1	捷迈索绑系统-钢板8孔 00-2232-003-02	个	JMSBXT-G	9000
3315-1	捷迈索绑系统-钢板10孔 00-2232-003-03	个	JMSBXT-G	9000
3315-1	捷迈大六角形槽皮质骨螺钉00-4845-020-01	枚	JMDLJXCP	32. 51
3315-1	捷迈大六角形槽皮质骨螺钉00-4845-022-01	枚	JMDLJXCP	32. 51
3315-1	捷迈大六角形槽皮质骨螺钉00-4845-024-01	枚	JMDLJXCP	32. 51
3315-1	捷迈大六角形槽皮质骨螺钉00-4845-026-01	枚	JMDLJXCP	32. 51
3315-1	捷迈大六角形槽皮质骨螺钉00-4845-028-01	枚	JMDLJXCP	32. 51
3315-1	捷迈大六角形槽皮质骨螺钉00-4845-030-01	枚	JMDLJXCP	32. 51
3315-1	捷迈大六角形槽皮质骨螺钉00-4845-032-01	枚	JMDLJXCP	32. 51
3315-1	捷迈大六角形槽皮质骨螺钉00-4845-034-01	枚	JMDLJXCP	32. 51
3315-1	捷迈大六角形槽皮质骨螺钉00-4845-036-01	枚	JMDLJXCP	32. 51
3315-1	捷迈大六角形槽皮质骨螺钉00-4845-038-01	枚	JMDLJXCP	32. 51
3315-1	捷迈大六角形槽皮质骨螺钉00-4845-040-01	枚	JMDLJXCP	32. 51
3315-1	捷迈大六角形槽皮质骨螺钉00-4845-042-01	枚	JMDLJXCP	32. 51
3315-1	捷迈大六角形槽皮质骨螺钉00-4845-044-01	枚	JMDLJXCP	32. 51
3315-1	捷迈大六角形槽皮质骨螺钉00-4845-046-01	枚	JMDLJXCP	32. 51
3315-1	捷迈大六角形槽皮质骨螺钉00-4845-048-01	枚	JMDLJXCP	32. 51
3315-1	捷迈大六角形槽皮质骨螺钉00-4845-050-01	枚	JMDLJXCP	32. 51
3315-1	捷迈大六角形槽皮质骨螺钉00-4845-052-01	枚	JMDLJXCP	32. 51
3315-1	捷迈大六角形槽皮质骨螺钉00-4845-054-01	枚	JMDLJXCP	32. 51
3315-1	捷迈大六角形槽皮质骨螺钉00-4845-056-01	枚	JMDLJXCP	32. 51
3315-1	捷迈大六角形槽皮质骨螺钉00-4845-058-01	枚	JMDLJXCP	32. 51
3315-1	捷迈大六角形槽皮质骨螺钉00-4845-060-01	枚	JMDLJXCP	32. 51
3315-1	捷迈定位传感器20-8011-002-00	个	JMDWCGQ2	12500
3315-1	拉思韧带螺钉F110725	枚	LSRDLD1	807

3315-1	拉思人工韧带及附件L010805	支	LSRGRDJF	16172
3315-1	艾迪尔胫骨远端前侧三角型锁定钢板4孔左	块	ADEJGYDQ	1920
3315-1	艾迪尔加压螺旋钉4.5×46mm	枚	ADEJYLXD	380
3315-1	艾迪尔加压螺旋钉4.5×50mm	枚	ADEJYLXD	380
3315-1	美敦力螺钉3.0×11mm 853-511	个	MDLLD3.0	54
3315-1	美敦力螺钉2.6×11mm 853-471	个	MDLLD2.6	196
3315-1	强生悬吊钛板232009/15mm	个	QSXDTB	1706
3315-1	强生悬吊钛板232014/25mm	个	QSXDTB	1706
3315-1	强生悬吊钛板232016/30mm	个	QSXDTB	1706
3315-1	强生悬吊钛板232017/35mm	个	QSXDTB	1706
3315-1	强生悬吊钛板232018/40mm	个	QSXDTB	1706
3315-1	强生悬吊钛板232019/45mm	个	QSXDTB	1706
3315-1	强生悬吊钛板232021/50mm	个	QSXDTB	1706
3315-1	施乐辉股骨头通用锥度 22mmOD+12 71302212	个	SLHGGTTY	1244
3315-1	施乐辉股骨头通用锥度 22mmOD+8 71302208	个	SLHGGTTY	1244
3315-1	施乐辉股骨头通用锥度 22mmOD+0 71302200	个	SLHGGTTY	1244
3315-1	三友垫圈7*1	枚	SYDQ7*	430
3315-1	三友垫圈10*2	枚	SYDQ10	430
3315-1	三友垫圈6.5*1	枚	SYDQ6.	430
3315-1	三友垫圈13*2.5	枚	SYDQ13	430
3315-1	施乐辉20° 髌臼内衬71334940	个	SLH20 J	347
3315-1	施乐辉20° 髌臼内衬71334944	个	SLH20 J	347
3315-1	施乐辉20° 髌臼内衬71337658	个	SLH20 J	347
3315-1	施乐辉20° 髌臼内衬71337652	个	SLH20 J	347
3315-1	施乐辉20° 髌臼内衬71337648	个	SLH20 J	347
3315-1	施乐辉20° 髌臼内衬71337662	个	SLH20 J	347
3315-1	施乐辉20° 髌臼内衬71337650	个	SLH20 J	347
3315-1	施乐辉20° 髌臼内衬71337660	个	SLH20 J	347
3315-1	施乐辉20° 髌臼内衬71337656	个	SLH20 J	347
3315-1	施乐辉20° 髌臼内衬71334946	个	SLH20 J	347
3315-1	施乐辉20° 髌臼内衬71334942	个	SLH20 J	347

3315-1	施乐辉3孔髌臼外杯52mm 71335552	个	SLH3KKJW	1088
3315-1	施乐辉3孔髌臼外杯50mm 71335550	个	SLH3KKJW	1088
3315-1	施乐辉3孔髌臼外杯56mm 71335556	个	SLH3KKJW	1088
3315-1	施乐辉3孔髌臼外杯48mm 71335548	个	SLH3KKJW	1088
3315-1	施乐辉3孔髌臼外杯40mm 71335540	个	SLH3KKJW	1088
3315-1	施乐辉3孔髌臼外杯44mm 71335544	个	SLH3KKJW	1088
3315-1	施乐辉3孔髌臼外杯46mm 71335546	个	SLH3KKJW	1088
3315-1	施乐辉3孔髌臼外杯42mm 71335542	个	SLH3KKJW	1088
3315-1	施乐辉3孔髌臼外杯60mm 71335560	个	SLH3KKJW	1088
3315-1	施乐辉3孔髌臼外杯58mm 71335558	个	SLH3KKJW	1088
3315-1	美敦力闭口连接头7041360	个	MDLBKL	3780
3315-1	美敦力枕骨钉5×6	个	MDLZGD	2154
3315-1	美敦力枕骨钉5×8	个	MDLZGD	2154
3315-1	美敦力枕骨钉5×10	个	MDLZGD	2154
3315-1	美敦力枕骨钉5×12	个	MDLZGD	2154
3315-1	美敦力枕骨钉5×14	个	MDLZGD	2154
3315-1	美敦力枕骨钉5×16	个	MDLZGD	2154
3315-1	美敦力枕骨钉5×18	个	MDLZGD	2154
3315-1	美敦力枕骨连接头vetex	个	MDLZGL	1460
3315-1	美敦力可调节枕骨板7755278	个	MDLKDJ	18667
3315-1	美敦力M型枕骨板小	个	MDLMXZ	19000
3315-1	美敦力M型枕骨板中	个	MDLMXZ	19000
3315-1	美敦力M型枕骨板大	个	MDLMXZ	19000
3315-1	美敦力K型枕骨板大	个	MDLKXZ	16428
3315-1	美敦力K型枕骨板小	个	MDLKXZ	16428
3315-1	美敦力K型枕骨板中	个	MDLKXZ	16428
3315-1	美敦力微创长臂万向螺钉(7.5) 20	个	MDLWCC	8316
3315-1	美敦力微创长臂万向螺钉(7.5) 25	个	MDLWCC	8316
3315-1	美敦力微创长臂万向螺钉(7.5) 30	个	MDLWCC	8316
3315-1	美敦力微创长臂万向螺钉(7.5) 35	个	MDLWCC	8316
3315-1	美敦力微创长臂万向螺钉(7.5) 40	个	MDLWCC	8316
3315-1	美敦力微创长臂万向螺钉(7.5) 45	个	MDLWCC	8316
3315-1	美敦力微创长臂万向螺钉(7.5) 50	个	MDLWCC	8316
3315-1	美敦力微创长臂万向螺钉(7.5) 55	个	MDLWCC	8316
3315-1	美敦力微创长臂万向螺钉(7.5) 60	个	MDLWCC	8316
3315-1	美敦力微创长臂万向螺钉(7.5) 65	个	MDLWCC	8316
3315-1	美敦力微创长臂万向螺钉(7.5) 70	个	MDLWCC	8316
3315-1	美敦力微创长臂万向螺钉(7.5) 75	个	MDLWCC	8316
3315-1	美敦力微创长臂万向螺钉(7.5) 80	个	MDLWCC	8316
3315-1	美敦力微创长臂万向螺钉(7.5) 85	个	MDLWCC	8316
3315-1	美敦力微创长臂万向螺钉(7.5) 90	个	MDLWCC	8316

3315-1	美敦力微创长臂万向螺钉(7.5) 95	个	MDLWCC	8316
3315-1	美敦力微创长臂万向螺钉(7.5) 100	个	MDLWCC	8316
3315-1	美敦力微创长臂万向螺钉(7.5) 110	个	MDLWCC	8316
3315-1	美敦力预裁棒95	个	MDLYCB	5940
3315-1	美敦力预裁棒100	个	MDLYCB	5940
3315-1	美敦力预裁棒105	个	MDLYCB	5940
3315-1	美敦力预裁棒110	个	MDLYCB	5940
3315-1	美敦力预裁棒115	个	MDLYCB	5940
3315-1	美敦力预裁棒120	个	MDLYCB	5940
3315-1	美敦力预裁棒125	个	MDLYCB	5940
3315-1	美敦力预裁棒130	个	MDLYCB	5940
3315-1	美敦力铰链式钛板 8530000	个	MDLJLS	956
3315-1	春立BE2型股骨柄(灭菌)7mm	个	CLBE2XGG	3350
3315-1	春立BE2型股骨柄(灭菌)8mm	个	CLBE2XGG	3350
3315-1	春立BE2型股骨柄(灭菌)9mm	个	CLBE2XGG	3350
3315-1	春立BE2型股骨柄(灭菌)10mm	个	CLBE2XGG	3350
3315-1	春立BE2型股骨柄(灭菌)11mm	个	CLBE2XGG	3350
3315-1	春立BE2型股骨柄(灭菌)12mm	个	CLBE2XGG	3350
3315-1	春立BE2型股骨柄(灭菌)13mm	个	CLBE2XGG	3350
3315-1	春立BE2型股骨柄(灭菌)15mm	个	CLBE2XGG	3350
3315-1	昌运中和接骨螺钉2.5 S25ST224	枚	CYZHJGLD	4669
3315-1	昌运中和接骨螺钉2.5 S25ST226	枚	CYZHJGLD	4669
3315-1	昌运中和接骨螺钉2.5 S25ST228	枚	CYZHJGLD	4669
3315-1	昌运中和接骨螺钉2.0 S20ST214	枚	CYZHJGLD	4669
3315-1	昌运中和接骨螺钉2.0 S20ST216	枚	CYZHJGLD	4669
3315-1	昌运中和接骨螺钉2.0 S20ST218	枚	CYZHJGLD	4669
3315-1	昌运中和接骨螺钉2.0 S20ST220	枚	CYZHJGLD	4669
3315-1	昌运中和接骨螺钉2.0 S20ST222	枚	CYZHJGLD	4669
3315-1	昌运中和接骨螺钉2.0 S20ST224	枚	CYZHJGLD	4669
3315-1	昌运中和接骨螺钉2.0 S20ST226	枚	CYZHJGLD	4669
3315-1	昌运中和接骨螺钉2.0 S20ST228	枚	CYZHJGLD	4669

3315-1	昌运中和接骨螺钉2.0 S20ST230	枚	CYZHJGLD	4669
3315-1	昌运接骨螺钉D:6.5mm S65ST130	枚	CYJGLDD:	5916
3315-1	昌运接骨螺钉D:6.5mm S65ST135	枚	CYJGLDD:	5916
3315-1	昌运接骨螺钉D:6.5mm S65ST140	枚	CYJGLDD:	5916
3315-1	昌运接骨螺钉D:6.5mm S65ST145	枚	CYJGLDD:	5916
3315-1	昌运接骨螺钉D:6.5mm S65ST150	枚	CYJGLDD:	5916
3315-1	昌运接骨螺钉D:6.5mm S65ST155	枚	CYJGLDD:	5916
3315-1	昌运接骨螺钉D:6.5mm S65ST160	枚	CYJGLDD:	5916
3315-1	昌运接骨螺钉D:6.5mm S65ST165	枚	CYJGLDD:	5916
3315-1	昌运接骨螺钉D:6.5mm S65ST170	枚	CYJGLDD:	5916
3315-1	昌运接骨螺钉D:6.5mm S65ST175	枚	CYJGLDD:	5916
3315-1	昌运接骨螺钉D:6.5mm S65ST180	枚	CYJGLDD:	5916
3315-1	通用垫圈 36351 常规	枚	TYDQ 363	441
3315-1	通用空心加压螺钉2.0mm 31207-12	枚	TYKXJYLD	379.48
3315-1	通用空心加压螺钉2.0mm 31207-14	枚	TYKXJYLD	379.48
3315-1	通用空心加压螺钉2.0mm 31207-16	枚	TYKXJYLD	379.48
3315-1	通用空心加压螺钉2.0mm 31207-18	枚	TYKXJYLD	379.48
3315-1	通用空心加压螺钉2.0mm 31207-20	枚	TYKXJYLD	379.48
3315-1	通用空心加压螺钉2.0mm 31207-22	枚	TYKXJYLD	379.48
3315-1	通用空心加压螺钉2.0mm 31207-24	枚	TYKXJYLD	379.48
3315-1	通用空心加压螺钉2.0mm 31207-26	枚	TYKXJYLD	379.48
3315-1	通用空心加压螺钉2.0mm 31207-28	枚	TYKXJYLD	379.48
3315-1	通用空心加压螺钉2.0mm 31207-30	枚	TYKXJYLD	379.48
3315-1	通用空心加压螺钉2.5mm 31257-12	枚	TYKXJYLD	379.48
3315-1	通用空心加压螺钉2.5mm 31257-14	枚	TYKXJYLD	379.48

3315-1	通用空心加压螺钉2.5mm 31257-16	枚	TYKXJYLD	379.48
3315-1	通用空心加压螺钉2.5mm 31257-18	枚	TYKXJYLD	379.48
3315-1	通用空心加压螺钉2.5mm 31257-22	枚	TYKXJYLD	379.48
3315-1	通用空心加压螺钉2.5mm 31257-24	枚	TYKXJYLD	379.48
3315-1	通用空心加压螺钉2.5mm 31257-26	枚	TYKXJYLD	379.48
3315-1	通用空心加压螺钉2.5mm 31257-28	枚	TYKXJYLD	379.48
3315-1	通用空心加压螺钉2.5mm 31257-30	枚	TYKXJYLD	379.48
3315-1	通用空心松质骨螺钉4.5mm 31457-18	枚	TYKXSZGL	379.48
3315-1	通用空心松质骨螺钉4.5mm 31457-20	枚	TYKXSZGL	379.48
3315-1	通用空心松质骨螺钉4.5mm 31457-48	枚	TYKXSZGL	379.48
3315-1	通用空心松质骨螺钉4.5mm 31457-70	枚	TYKXSZGL	379.48
3315-1	通用空心松质骨螺钉7.3mm 31732-35	枚	TYKXSZGL	379.48
3315-1	通用空心松质骨螺钉7.3mm 31732-40	枚	TYKXSZGL	379.48
3315-1	通用空心松质骨螺钉7.3mm 31732-45	枚	TYKXSZGL	379.48
3315-1	通用空心松质骨螺钉7.3mm 31732-50	枚	TYKXSZGL	379.48
3315-1	通用空心松质骨螺钉7.3mm 31732-55	枚	TYKXSZGL	379.48
3315-1	通用空心松质骨螺钉7.3mm 31732-60	枚	TYKXSZGL	379.48
3315-1	通用空心松质骨螺钉7.3mm 31732-65	枚	TYKXSZGL	379.48
3315-1	通用空心松质骨螺钉7.3mm 31732-70	枚	TYKXSZGL	379.48
3315-1	通用空心松质骨螺钉7.3mm 31732-75	枚	TYKXSZGL	379.48
3315-1	通用空心松质骨螺钉7.3mm 31732-80	枚	TYKXSZGL	379.48
3315-1	通用空心松质骨螺钉7.3mm 31732-85	枚	TYKXSZGL	379.48
3315-1	通用空心松质骨螺钉7.3mm 31732-90	枚	TYKXSZGL	379.48
3315-1	通用垫圈 36431 常规	枚	TYDQ 364	441
3315-1	通用垫圈 36651 常规	枚	TYDQ 366	441

3315-1	通用垫圈 36731 常规	枚	TYDQ 367	441
3315-1	通用空心埋头加压螺钉3.0mm 31307-18	枚	TYKXMTJY	379.48
3315-1	通用空心埋头加压螺钉3.0mm 31307-20	枚	TYKXMTJY	379.48
3315-1	通用空心埋头加压螺钉3.0mm 31307-26	枚	TYKXMTJY	379.48
3315-1	通用空心埋头加压螺钉3.0mm 31307-28	枚	TYKXMTJY	379.48
3315-1	通用空心埋头加压螺钉3.0mm 31307-32	枚	TYKXMTJY	379.48
3315-1	通用空心埋头加压螺钉3.0mm 31307-34	枚	TYKXMTJY	379.48
3315-1	通用空心松质骨螺钉4.5mm 31457-28	枚	TYKXSZGL	379.48
3315-1	通用空心松质骨螺钉4.5mm 31457-30	枚	TYKXSZGL	379.48
3315-1	通用空心松质骨螺钉4.5mm 31457-32	枚	TYKXSZGL	379.48
3315-1	通用空心松质骨螺钉4.5mm 31457-34	枚	TYKXSZGL	379.48
3315-1	通用空心松质骨螺钉4.5mm 31457-36	枚	TYKXSZGL	379.48
3315-1	通用空心松质骨螺钉4.5mm 31457-38	枚	TYKXSZGL	379.48
3315-1	通用空心松质骨螺钉4.5mm 31457-40	枚	TYKXSZGL	379.48
3315-1	通用空心松质骨螺钉4.5mm 31457-42	枚	TYKXSZGL	379.48
3315-1	通用空心松质骨螺钉4.5mm 31457-46	枚	TYKXSZGL	379.48
3315-1	通用空心松质骨螺钉4.5mm 31457-60	枚	TYKXSZGL	379.48
3315-1	通用股骨远端锁定钢板 7孔 21301-7	块	TYGGYDSD	10923
3315-1	捷迈股骨头12/14 28X0 00-8775-028-02	个	JMGGT12/	1984
3315-1	通用跟骨锁定接骨板 9孔 21063-41	块	TYGGSDJG	14664
3315-1	皮质骨螺钉4.5	枚	PZGLD4.5	189
3315-1	通用桡骨远端锁定钢板 小 10孔 21027-10	块	TYRGYDSD	2219.5
3315-1	通用腓骨锁定接骨板 10孔 21221-10	套	TYFGSDJG	7990
3315-1	通用腓骨锁定接骨板 6孔 21225-6	块	TYFGSDJG	8621.7
3315-1	施乐辉股骨头通用锥度 22mmOD+4 71302204	个	SLHGGTTY	1244

3315-1	微创股骨柄-股骨部件标准型 4号柄	个	WCGGB-GG	19380
3315-1	微创股骨柄-股骨部件标准型 10号柄	个	WCGGB-GG	19380
3315-1	微创股骨柄-股骨部件标准型 3号柄	个	WCGGB-GG	19380
3315-1	微创股骨柄-股骨部件标准型 12号柄	个	WCGGB-GG	19380
3315-1	微创股骨柄-股骨部件标准型 2号柄	个	WCGGB-GG	19380
3315-1	微创股骨柄-股骨部件标准型 11号柄	个	WCGGB-GG	19380
3315-1	微创股骨柄-股骨部件标准型 5号柄	个	WCGGB-GG	19380
3315-1	微创股骨柄-股骨部件标准型 1号柄	个	WCGGB-GG	19380
3315-1	施乐辉锥度股骨头12/14 32mmOD+0 71303200	个	SLHZDGGT	1244
3315-1	施乐辉锥度股骨头12/14 32mmOD+16 71303216	个	SLHZDGGT	1244
3315-1	施乐辉锥度股骨头12/14 32mmOD+8 71303208	个	SLHZDGGT	1244
3315-1	施乐辉锥度股骨头12/14 32mmOD-3 71303203	个	SLHZDGGT	1244
3315-1	施乐辉锥度股骨头12/14 32mmOD+12 71303212	个	SLHZDGGT	1244
3315-1	施乐辉陶瓷股骨头 28/S 75007451	个	SLHTCGGT	19840
3315-1	施乐辉陶瓷股骨头 28/L 75007453	个	SLHTCGGT	19840
3315-1	施乐辉陶瓷股骨头 28/M 75007452	个	SLHTCGGT	19840
3315-1	通用空心松质骨螺钉6.5mm 31652-100	枚	TYKXSZGL	379.48
3315-1	通用空心松质骨螺钉6.5mm 31652-105	枚	TYKXSZGL	379.48
3315-1	通用空心松质骨螺钉6.5mm 31652-110	枚	TYKXSZGL	379.48
3315-1	通用空心松质骨螺钉6.5mm 31652-115	枚	TYKXSZGL	379.48
3315-1	通用空心松质骨螺钉6.5mm 31652-120	枚	TYKXSZGL	379.48
3315-1	通用空心松质骨螺钉6.5mm 31652-25	枚	TYKXSZGL	379.48
3315-1	通用空心松质骨螺钉6.5mm 31652-30	枚	TYKXSZGL	379.48
3315-1	通用空心松质骨螺钉6.5mm 31652-35	枚	TYKXSZGL	379.48
3315-1	通用空心松质骨螺钉6.5mm 31652-40	枚	TYKXSZGL	379.48

3315-1	通用空心松质骨螺钉6.5mm 31652-45	枚	TYKXSZGL	379.48
3315-1	通用空心松质骨螺钉6.5mm 31652-50	枚	TYKXSZGL	379.48
3315-1	通用空心松质骨螺钉6.5mm 31652-55	枚	TYKXSZGL	379.48
3315-1	通用空心松质骨螺钉6.5mm 31652-60	枚	TYKXSZGL	379.48
3315-1	通用空心松质骨螺钉6.5mm 31652-65	枚	TYKXSZGL	379.48
3315-1	通用空心松质骨螺钉6.5mm 31652-70	枚	TYKXSZGL	379.48
3315-1	通用空心松质骨螺钉6.5mm 31652-75	枚	TYKXSZGL	379.48
3315-1	通用空心松质骨螺钉6.5mm 31652-80	枚	TYKXSZGL	379.48
3315-1	通用空心松质骨螺钉6.5mm 31652-85	枚	TYKXSZGL	379.48
3315-1	通用空心松质骨螺钉6.5mm 31652-90	枚	TYKXSZGL	379.48
3315-1	通用空心松质骨螺钉6.5mm 31652-95	枚	TYKXSZGL	379.48
3315-1	通用皮质骨螺钉1.5mm 32151-12	枚	TYPZGLD1	40.99
3315-1	通用皮质骨螺钉1.5mm 32151-14	枚	TYPZGLD1	40.99
3315-1	通用皮质骨螺钉1.5mm 32151-16	枚	TYPZGLD1	40.99
3315-1	通用皮质骨螺钉1.5mm 32151-18	枚	TYPZGLD1	40.99
3315-1	通用皮质骨螺钉1.5mm 32151-20	枚	TYPZGLD1	40.99
3315-1	通用皮质骨螺钉1.5mm 32151-8	枚	TYPZGLD1	40.99
3315-1	通用皮质骨螺钉2.7mm 32271-26	枚	TYPZGLD2	40.99
3315-1	通用皮质骨螺钉2.7mm 32271-28	枚	TYPZGLD2	40.99
3315-1	通用皮质骨螺钉3.5mm 32351-42	枚	TYPZGLD3	40.99
3315-1	通用皮质骨螺钉3.5mm 32351-44	枚	TYPZGLD3	40.99
3315-1	通用皮质骨螺钉3.5mm 32351-46	枚	TYPZGLD3	40.99
3315-1	通用皮质骨螺钉3.5mm 32272-16	枚	TYPZGLD3	40.99
3315-1	通用皮质骨螺钉3.5mm 32351-50	枚	TYPZGLD3	40.99
3315-1	通用皮质骨螺钉3.5mm 32351-55	枚	TYPZGLD3	40.99

3315-1	通用皮质骨螺钉3.5mm 32351-60	枚	TYPZGLD3	40.99
3315-1	通用皮质骨螺钉3.5mm 32351-65	枚	TYPZGLD3	40.99
3315-1	通用皮质骨螺钉4.5mm 32455-16	枚	TYPZGLD4	40.99
3315-1	通用皮质骨螺钉4.5mm 32455-18	枚	TYPZGLD4	40.99
3315-1	通用皮质骨螺钉4.5mm 32455-22	枚	TYPZGLD4	40.99
3315-1	通用皮质骨螺钉4.5mm 32455-24	枚	TYPZGLD4	40.99
3315-1	通用皮质骨螺钉4.5mm 32455-26	枚	TYPZGLD4	40.99
3315-1	通用皮质骨螺钉4.5mm 32455-28	枚	TYPZGLD4	40.99
3315-1	通用皮质骨螺钉4.5mm 32455-30	枚	TYPZGLD4	40.99
3315-1	通用皮质骨螺钉4.5mm 32455-32	枚	TYPZGLD4	40.99
3315-1	通用皮质骨螺钉4.5mm 32455-34	枚	TYPZGLD4	40.99
3315-1	通用皮质骨螺钉4.5mm 32455-36	枚	TYPZGLD4	40.99
3315-1	强生(博伊福百)脊柱椎间融合器187827110	个	QS(BYFB)	3461
3315-1	迈瑞(林林)HAQ05自攻型接骨螺钉3.5×26 10	枚	MR(LL)HA	44
3315-1	迈瑞(林林)肱骨近端锁定板(Ⅱ型)8孔(左右)	块	MR(LL)GG	2391
3315-1	施乐辉胫骨托 2号 左 71420162	个	SLHJGT 2	1573
3315-1	施乐辉胫骨托 7号 右 71420190	个	SLHJGT 7	1573
3315-1	施乐辉胫骨托 7号 左 71420172	个	SLHJGT 7	1573
3315-1	施乐辉胫骨托 6号 左 71420170	个	SLHJGT 6	1573
3315-1	施乐辉胫骨托 4号 右 71420184	个	SLHJGT 4	1573
3315-1	施乐辉胫骨托 2号 右 71420180	个	SLHJGT 2	1573
3315-1	施乐辉胫骨托 4号 左 71420166	个	SLHJGT 4	1573
3315-1	施乐辉胫骨托 6号 右 71420188	个	SLHJGT 6	1573
3315-1	施乐辉胫骨托 5号 右 71420186	个	SLHJGT 5	1573
3315-1	施乐辉胫骨托 1号 左 71420160	个	SLHJGT 1	1573

3315-1	施乐辉胫骨托 8号 右 71420191	个	SLHJGT 8	1573
3315-1	施乐辉胫骨托 5号 左 71420168	个	SLHJGT 5	1573
3315-1	施乐辉胫骨托 8号 左 71420174	个	SLHJGT 8	1573
3315-1	施乐辉胫骨托 1号 右 71420176	个	SLHJGT 1	1573
3315-1	医宁可吸收螺钉OSC-4555	个	YNKXSLD0	5500
3315-1	施乐辉胫骨衬垫5-6号 13mm 71421517	个	SLHJGCD5	686
3315-1	迈瑞股骨交锁髓内钉(I 型) 11×170	枚	MRGGJSSN	3596
3315-1	威高球头中空螺钉4.0×44 WGC4Z01	枚	WGQTZKLD	405.6
3315-1	强生EXP单向螺钉 5X30mm 179712530	个	QSEXPDXL	170
3315-1	强生EXP单向螺钉 5X35mm 179712535	个	QSEXPDXL	170
3315-1	强生EXP单向螺钉 5X40mm 179712540	个	QSEXPDXL	170
3315-1	强生EXP单向螺钉 5X45mm 179712545	个	QSEXPDXL	170
3315-1	强生EXP单向螺钉 6X35mm 179712635	个	QSEXPDXL	170
3315-1	强生EXP单向螺钉 6X40mm 179712640	个	QSEXPDXL	170
3315-1	强生EXP单向螺钉 6X45mm 179712645	个	QSEXPDXL	170
3315-1	强生EXP单向螺钉 6X50mm 179712650	个	QSEXPDXL	170
3315-1	强生EXP单向螺钉 7X35mm 179712735	个	QSEXPDXL	170
3315-1	强生EXP单向螺钉 7X40mm 179712740	个	QSEXPDXL	170
3315-1	强生EXP单向螺钉 7X45mm 179712745	个	QSEXPDXL	170
3315-1	强生EXP单向螺钉 7X50mm 179712750	个	QSEXPDXL	170
3315-1	强生EXP单锁紧螺钉179702000	个	QSEXPDSJ	10
3315-1	强生(博伊福百)脊柱椎间融合器187823107	个	QS (BYFB)	3461
3315-1	强生(博伊福百)脊柱椎间融合器187823108	个	QS (BYFB)	3461
3315-1	强生(博伊福百)脊柱椎间融合器187823109	个	QS (BYFB)	3461
3315-1	强生(博伊福百)脊柱椎间融合器187823110	个	QS (BYFB)	3461

3315-1	强生(博伊福百)脊柱椎间融合器187823212	个	QS (BYFB)	3461
3315-1	强生(博伊福百)脊柱椎间融合器187823213	个	QS (BYFB)	3461
3315-1	强生(博伊福百)脊柱椎间融合器187827107	个	QS (BYFB)	3461
3315-1	强生(博伊福百)脊柱椎间融合器187827108	个	QS (BYFB)	3461
3315-1	强生(博伊福百)脊柱椎间融合器187827109	个	QS (BYFB)	3461
3315-1	强生(博伊福百)脊柱椎间融合器187827111	个	QS (BYFB)	3461
3315-1	强生(博伊福百)脊柱椎间融合器187827213	个	QS (BYFB)	3461
3315-1	威高肱骨近端加压锁定板-2 WGC12Z07 3孔	块	WGGGJDJY	2438
3315-1	威高肱骨近端加压锁定板-2 WGC12Z07 4孔	块	WGGGJDJY	2438
3315-1	威高肱骨近端加压锁定板-2 WGC12Z07 5孔	块	WGGGJDJY	2438
3315-1	威高肱骨近端加压锁定板-2 WGC12Z07 6孔	块	WGGGJDJY	2438
3315-1	威高肱骨近端加压锁定板-2 WGC12Z07 7孔	块	WGGGJDJY	2438
3315-1	威高肱骨近端加压锁定板-2 WGC12Z07 8孔	块	WGGGJDJY	2438
3315-1	威高锁定重建板 (3.5) 6孔 WGC11Z02	块	WGSDZJB(	2400.9
3315-1	威高锁定重建板 (3.5) 7孔 WGC11Z02	块	WGSDZJB(	2400.9
3315-1	威高锁定重建板 (3.5) 8孔 WGC11Z02	块	WGSDZJB(	2400.9
3315-1	威高锁定重建板 (3.5) 9孔 WGC11Z02	块	WGSDZJB(	2400.9
3315-1	威高锁定重建板 (3.5) 10孔 WGC11Z02	块	WGSDZJB(	2400.9
3315-1	威高锁定重建板 (3.5) 12孔 WGC11Z02	块	WGSDZJB(	2400.9
3315-1	威高锁定重建板 (3.5) 14孔 WGC11Z02	块	WGSDZJB(	2400.9
3315-1	威高锁定重建板 (3.5) 16孔 WGC11Z02	块	WGSDZJB(	2400.9
3315-1	威高锁定重建板 (3.5) 18孔 WGC11Z02	块	WGSDZJB(	2400.9
3315-1	威高锁定重建板 (3.5) 20孔 WGC11Z02	块	WGSDZJB(	2400.9
3315-1	威高锁定重建板 (3.5) 22孔 WGC11Z02	块	WGSDZJB(	2400.9
3315-1	威高锁定重建板 (3.5) 24孔 WGC11Z02	块	WGSDZJB(	2400.9
331510001	肘关节截骨术	次	ZGJJGS	1500

331510002	腕关节截骨术	次	WGJJGS	1350
331510003	掌骨截骨矫形术	次	ZGJGJX	1200
331510004	髌臼旋转截骨术	次	KJXZJG	1950
331510005	股骨颈楔形截骨术	次	GGJXXJ	1650
331510006	股骨头钻孔及植骨术	次	GGTZKJ	1650
331510007	股骨下端截骨术	次	GGXDJG	1650
331510008	胫骨高位截骨术	次	JGGWJG	1650
331510009	跟骨截骨术	次	GGJGS	1650
331510010	成骨不全多段截骨术	次	CGBQDD	1650
331511001	肘关节融合术	次	ZGJRHS	2400
331511002	先天性胫骨缺如胫骨上端膝关节融合术	次	XTXJGQ	2000
331511003	踝关节融合手术	次	HGJRHS	2580
33151100301	踝三关节融合手术	次	HSGJRH	2580
33151100302	踝腔、距关节融合手术	次	HJJGJR	2580
331511003-a	踝关节融合手术四关节融合术加收	次	HGJRHS	450
331511004	跟骰关节融合术	次	GTGJRH	2200
331511005	近侧趾间关节融合术	次	JCZJGJ	1350
331512001	肘关节叉状成形术	次	ZGJCZC	900
331512002	网球肘松解术	次	WQZSJS	900
331512003	尺骨延长术	次	CGYCS	1200
331512004	尺骨短缩术	次	CGDSS	1200
331512005	桡骨延长术	次	RGYCS	1200
331512006	桡骨短缩术	次	RGDSS	1200
331512007	股骨延长术	次	GGYCS	1800
331512008	髌臼造盖成形术	次	KJZGCX	1800
331512009	血管束移植充填植骨术	次	XGSYZC	1800
331512010	股四头肌成形术	次	GSTJCX	1800
331512011	膝内外翻定点闭式折骨术	次	XNWFDD	1500
331512012	髌韧带成形术	次	BRDCXS	2234
33151201201	髌韧带人工髌腱成形术	次	BRDRGB	2234
331512013	胫骨结节垫高术	次	JGJJDG	1500
331512014	先天性马蹄内翻足松解术	次	XTXMTN	1900
331512015	踵外翻矫形术	次	MWFJXS	1900
331512015-a	踵外翻矫形术(截骨或有肌腱移位加收)	次	MWFJXSJ	300
331512016	第二跖骨头修整成形术	次	DEZGTX	1500
331512017	骨移植术	次	GYZS	750
331512017-2	峰源创面修复生物材料1.0g I型	瓶	FYCMXFSW	1700
331512017-3	华迈骨修复材料 HG-05CC-B	盒	HMGXFCL	1660
331512017-3	华迈骨修复材料 HG-15CC-B	盒	HMGXFCL	4980
331512017-3	奥瑞同种骨植入材料 骨关节附韧带	盒	ARTZGZRC	12272
331512017-3	奥瑞同种骨植入材料 混合骨小块(冻干)	盒	ARTZGZRC	3523
331512017-3	人工骨修复材料(矿化胶原)	块	RGGXFCL(	1120
331512017-3	鸿立同种异体骨植入材料 深冻松质骨块	盒	HLTZYTGZ	5400
331512017-3	奥瑞同种骨植入材料单皮松质骨块(深冻)	袋	ARTZGZRC	10759

331512017-3	赛宁胶原基骨修复材料4*24*24mm	个	SNJYJGXF	768
331512017-3	赛宁胶原基骨修复材料4*18*18mm	个	SNJYJGXF	434
331512017-3	鑫康辰同种脱钙骨基质3cm3	盒	XKCTZT	5600
331512017-3	鑫康辰同种脱钙骨基质1g	盒	XKCTZT	1520
331512017-3	三友骨填充物 86000100 1 CC	套	SYGTCW 8	6417
331512017-3	科键同种异体骨修复材料长条状5ml	盒	KJTZYTGX	3711
331512017-3	鑫康辰同种脱钙骨基质5ml	盒	XKCTZT	7850
331512017-3	鑫康辰同种脱钙骨基质 脱钙骨粉 3ml	盒	XKCTZTGG	4434
331512017-3	鑫康辰同种脱钙骨基质 脱钙皮质骨丝 1cm3	盒	XKCTZTGG	2200
331512017-3	奥精人工骨修复材料SM-B	盒	AJRGGX	7200
331512017-3	鸿立同种异体骨植入材料 深冻皮松骨条	盒	HLTZYTGZ	3024
331512017-3	光明脱钙人牙基质材料30U KL	瓶	GMTGRYJZ	1900
331512017-3	光明脱钙人牙基质材料60U KL	瓶	GMTGRYJZ	3800
331512017-3	鑫康辰同种骨植入材料 专用骨件股骨头	件	XKCTZGZR	14000
331512017-3	阳生骨修复材料0.5g	瓶	YSGXFCL0	940
331512017-3	奥瑞同种骨植入材料专用骨件(冻干骨纤维)	盒	ARTZGZRC	10644
331512019	上肢关节松解术（包肩肘腕关节）	次	SZGJSJS（	1500
331512020	下肢关节松解术（包髋膝踝足关节	次	XZGJSJS（	1706
331513001	肩关节离断术	次	JGJLDS	1200
331513002	肩胛胸部间离断术	次	JJXBJL	1950
331513003	残端修整术	次	CDXZS	1300
33151300301	手指残端修整术	次	SZCDXZ	1300
33151300302	掌残端修整术	次	ZCDXZS	1300
33151300303	前臂残端修整术	次	QBCDXZ	1300
331513004	上肢截肢术	次	SZJZS	1500
331513005	髋关节离断术	次	KGJLDS	1500
331513006	大腿截肢术	次	DTJZS	1500
331513007	小腿截肢术	次	XTJZS	1500
331513008	足踝部截肢术	次	ZHBJZS	1500
331513009	截指术（包括截趾）	次	JZS(BKJZ	600
331514001	断肢再植术	每肢	DZZZS	3765
331514001-a	断肢再植术显微手术加收	每肢	DZZZSX	300
331514002	断指再植术（包括断趾）	每指	DZZZS(BK	3275

331514002-a	断指再植术显微手术加收	每指	DZZZSX	300
331515001	手部掌指骨骨折切开复位内固定术	次	SBZZGG	1413
331515001	脚趾足部骨折切开复位内固定术	次	JZZBGZQK	1413
331515002	手部关节内骨折切开复位内固定术	次	SBGJNG	1527
331515003	本氏(Bennet)骨折切开复位内固定术	次	BSBENN	900
331515004	腕骨骨折切开复位内固定术	次	WGGZQK	1500
331515005	舟骨骨折切开复位内固定术	次	ZGGZQK	1582
331515006	舟骨骨折不愈合切开植骨术+桡骨茎突切除术	次	ZGGZBY	2200
331515007	舟骨骨折不愈合植骨术	次	ZGGZBY	1200
331515008	月骨骨折切开复位内固定术	次	YGGZQK	1200
331515009	月骨骨折不愈合血管植入术	次	YGGZBY	2344
331515010	人工桡骨头月骨置换术	单侧	RGRGTY	1500
331516001	手部关节脱位切开复位内固定术	次	SBGJTW	1600
33151600101	手部腕掌关节脱位切开复位内固定术	次	SBWZGJ	1600
33151600102	手部掌指关节脱位切开复位内固定术	次	SBZZGJ	1600
33151600103	手部指间关节脱位切开复位内固定术	次	SBZJGJ	1600
331517001	局限性腕骨融合术	次	JXXWGR	1050
331517002	腕关节融合术	次	WGJRHS	1050
331517003	指间关节融合术	次	ZJGJRH	1400
331517004	手部人工关节置换术	次	SBRGGJ	2550
33151700401	手部人工指间关节置换术	次	SBRGZJ	2550
33151700402	手部人工掌指关节置换术	次	SBRGZZ	2550
33151700403	手部人工腕掌关节置换术	次	SBRGWZ	2550
331518001	掌指骨软骨瘤刮除植骨术	次	ZZGRGL	1200
331518002	掌指结核病灶清除术（包括跖趾）	次	ZZJHBZQC	1200
331518003	近排腕骨切除术	次	JPWGQC	1200
331518004	舟骨近端切除术	次	ZGJDQC	1200
331518005	月骨摘除术	次	YGZCS	1200
331518006	月骨摘除肌腱填塞术	次	YGZCJJ	1350
331518007	腕关节三角软骨复合体重建术（包	次	WGJSJRGF	1610
331519001	并指分离术（包括并趾）	每指	BZFLS(BK	900
331519002	拇指再造术Ⅰ型	次	MZZZS1	1500
331519003	拇指再造术Ⅱ型	次	MZZZS2	2985
331519004	拇指再造术Ⅲ型	次	MZZZS3	1950
331519005	拇指再造术Ⅳ型	次	MZZZS4	1500
331519006	拇指再造术Ⅴ型	次	MZZZS5	1950
331519007	拇指再造术Ⅵ型	次	MZZZS6	3881
331519008	多指切除术（包括多趾切除）	次	DZQCS(BK	800
331519009	其他指再造术	次	QTZZZS	1500
331519010	严重烧伤手畸形矫正术	次	YZSSSJ	1950
331519011	手部瘢痕挛缩整形术（包括足部）	每个	SBBHLSZX	1500
331519012	指关节成形术	每指	ZGJCXS	1350

33151901201	趾关节成形术	每指	ZGJCXS	1350
331519013	复合组织游离移植	每个	FHZZYL	1950
33151901301	带有皮肤(皮下组织)、骨、肌、软骨等任何	每个	DYPFPX	1950
33151901302	带血管蒂肌瓣游离移植手术	每个	DXG DJB	1950
33151901303	肌皮瓣游离移植	每个	JPBYLY	1950
33151901304	骨组织游离移植	每个	GZZYLY	1950
33151901305	软骨组织游离移植	每个	RGZZYL	1950
331519014	带蒂复合组织瓣成形术	每个	DDFHZZ	1750
331519015	手部带真皮下血管网皮肤移植术	10	SBDZPX	1500
331519016	手部关节松解术	每个	SBGJSJ	1050
331519017	掌指关节成形术（包括跖趾关节）	次	ZZGJCXS(	1200
33151901701	跖趾关节成形术	次	ZZGJCX	1200
3315-2	超然石英纤维夹板ROPE绳状	套	CRSYXW	2280
3315-2	同益胸围II型M	个	TYXWII XM	30
3315-2	康定环式多功能外固定支架（主件）全环	个	KDHSDGNW	2310
3315-2	康定环式多功能外固定支架（主件）半环	个	KDHSDGNW	2310
3315-2	康定环式多功能外固定支架（主件）U环	个	KDHSDGNW	2310
3315-2	康定环式多功能外固定支架（连接杆） M6*140	个	KDHSDGNW	5000
3315-2	爱得直柱(碳纤)8×70 WGJIV07	只	ADZZ(TX)	2470
3315-2	百易得组合式外固定支架 支柱Ⅱ-a-11 小	个	BYDZH SWG	374
3315-2	百易得组合式外固定支架 固定夹Ⅱ-a-07 小	个	BYDZH SWG	695
3315-2	百易得组合式外固定支架 连接棒5×100	个	BYDZH SWG	1540
3315-2	百易得组合式外固定支架 连接棒5×200	个	BYDZH SWG	1540
3315-2	百易得组合式外固定支架 固定夹Ⅱ-a-01四孔	个	BYDZH SWG	695
3315-2	百易得外固定架配合用固定钉4×80	个	BYDWGDJP	470
3315-2	百易得外固定架配合用固定钉4×120	个	BYDWGDJP	470
3315-2	百易得外固定架配合用固定钉4×130	个	BYDWGDJP	470

3315-2	百易得组合式外固定支架 支柱Ⅱ-a-10 大	个	BYDZHSWG	374
3315-2	百易得组合式外固定支架 支柱Ⅱ-a-11 大	个	BYDZHSWG	374
3315-2	百易得组合式外固定支架 固定夹Ⅱ-a-02五孔	个	BYDZHSWG	695
3315-2	百易得组合式外固定支架 固定夹Ⅱ-a-06 大	个	BYDZHSWG	695
3315-2	百易得组合式外固定支架 固定夹Ⅱ-a-07 大	个	BYDZHSWG	695
3315-2	百易得组合式外固定支架 连接棒8×100	个	BYDZHSWG	1540
3315-2	百易得组合式外固定支架 连接棒8×150	个	BYDZHSWG	1540
3315-2	百易得组合式外固定支架 连接棒8×200	个	BYDZHSWG	1540
3315-2	百易得组合式外固定支架 连接棒8×250	个	BYDZHSWG	1540
3315-2	百易得组合式外固定支架 连接棒8×300	个	BYDZHSWG	1540
3315-2	百易得组合式外固定支架 连接棒8×350	个	BYDZHSWG	1540
3315-2	百易得外固定架配合用固定钉5×130	个	BYDWGJJP	470
3315-2	百易得外固定架配合用固定钉5×150	个	BYDWGJJP	470
3315-2	百易得外固定架配合用固定钉5×180	个	BYDWGJJP	470
3315-2	爱得针杆夹 8 WGJIV01	只	ADZGJ 8	895.05
3315-2	爱得针杆夹 5 WGJIV01	只	ADZGJ 5	895.05
3315-2	爱得杆杆夹8×8 WGJIV02	只	ADGGJ8?	895.05
3315-2	爱得杆杆夹5×5 WGJIV02	只	ADGGJ5?	895.05
3315-2	爱得横杆夹 8 WGJIV03	只	ADHGJ 8	895.05
3315-2	爱得横杆夹 5 WGJIV03	只	ADHGJ 5	895.05
3315-2	爱得连接杆5×280 WGJIV05	只	ADLJG5?	830
3315-2	爱得连接杆5×150 WGJIV05	只	ADLJG5?	830
3315-2	爱得连接杆5×180 WGJIV05	只	ADLJG5?	830
3315-2	爱得连接杆5×120 WGJIV05	只	ADLJG5?	830
3315-2	爱得连接杆5×300 WGJIV05	只	ADLJG5?	830
3315-2	爱得连接杆5×380 WGJIV05	只	ADLJG5?	830
3315-2	爱得连接杆5×200 WGJIV05	只	ADLJG5?	830
3315-2	爱得连接杆5×250 WGJIV05	只	ADLJG5?	830
3315-2	爱得连接杆5×400 WGJIV05	只	ADLJG5?	830
3315-2	爱得连接杆5×350 WGJIV05	只	ADLJG5?	830
3315-2	爱得连接杆5×100 WGJIV05	只	ADLJG5?	830
3315-2	爱得连接杆8×350 WGJIV05	只	ADLJG8?	830
3315-2	爱得连接杆8×400 WGJIV05	只	ADLJG8?	830
3315-2	爱得连接杆8×280 WGJIV05	只	ADLJG8?	830
3315-2	爱得连接杆8×150 WGJIV05	只	ADLJG8?	830
3315-2	爱得连接杆8×300 WGJIV05	只	ADLJG8?	830
3315-2	爱得连接杆8×250 WGJIV05	只	ADLJG8?	830

3315-2	爱得连接杆8×200 WJIV05	只	ADLJG8?	830
3315-2	爱得直柱 5×60 WJIV07	只	ADZZ 5?	825
3315-2	爱得直柱 8×70 WJIV07	只	ADZZ 8?	825
3315-2	爱得支柱30° 5×60 WJIV08	只	ADZZ30?	875
3315-2	爱得支柱30° 8×80 WJIV08	只	ADZZ30?	875
3315-2	爱得弯曲半环杆8×140 WJIV09	只	ADWQBHG8	895.05
3315-2	爱得弯曲半环杆8×160 WJIV09	只	ADWQBHG8	895.05
3315-2	爱得弯曲半环杆8×190 WJIV09	只	ADWQBHG8	895.05
3315-2	爱得弯曲半环杆5×110 WJIV09	只	ADWQBHG5	895.05
3315-2	爱得弯曲半环杆5×140 WJIV09	只	ADWQBHG5	895.05
3315-2	爱得骨牵引针 4×120 QYL04BA	支	ADGQYZ 4	483
3315-2	爱得骨牵引针 5×120 QYL04BA	支	ADGQYZ 5	483
3315-2	爱得骨牵引针 5×150 QYL04BA	支	ADGQYZ 5	483
3315-2	爱得骨牵引针 5×180 QYL04BA	支	ADGQYZ 5	483
3315-2	爱得骨牵引针 3×80 QYL02FA	支	ADGQYZ 3	483
3315-2	康定单边式多功能外固定支架 肘关节架体	个	KDDBSDGN	5985
3315-2	康定外固定架配合用固定钉5.0*130	个	KDWGDJPH	1343
3315-2	康定外固定架配合用固定钉4.0*120	个	KDWGDJPH	1343
3315-2	康定外固定架配合用固定钉HCS02 5.0*150	个	KDWGDJPH	1343
3315-2	康定组合式外固定支架 杆杆(管管)IV型8*8	个	KDZHSWGD	4050
3315-2	康定组合式外固定支架 多孔夹针块I型5*5孔	个	KDZHSWGD	1638
3315-2	康定组合式外固定支架 连接支柱30° 8x80mm	个	KDZHSWGD	1890
3315-2	康定组合式外固定支架 直型连接杆8x200	个	KDZHSWGD	1200
3315-2	创生金属骨针(不锈钢)φ 1.2/φ 1.2, 250/0	根	CSJSGZ(B	1520
3315-2	创生金属骨针(不锈钢)φ 1.6/φ 1.6, 250/0	根	CSJSGZ(B	1520
3315-2	创生金属骨针(不锈钢)φ 2.0/φ 2.0, 250/0	根	CSJSGZ(B	1520
3315-2	创生金属骨针(钛合金)φ 1.6/φ 1.6, 250/0	根	CSJSGZ(T	1313.6
3315-2	创生金属骨针(钛合金)φ 2.0/φ 2.0, 250/0	根	CSJSGZ(T	1313.6

3315-2	创生金属骨针(钛合金)φ 1.2/φ 1.2, 250/0	根	CSJSGZ(T	1313.6
3315-2	康定组合式外固定支架 针杆(管)夹 5*11mm	个	KDZHSWGD	4050
3315-2	康定组合式外固定支架 针杆(管)夹 3*11mm	个	KDZHSWGD	4050
3315-2	爱得单臂外固定支架28×200mm	套	ADDBWGDZ	3744.7
3315-2	爱得单臂外固定支架16×220mm	套	ADDBWGDZ	3349
3315-2	爱得单臂外固定支架28×330mm	套	ADDBWGDZ	3744.7
3315-2	爱得单臂外固定支架32×400mm	套	ADDBWGDZ	3744.7
3315-2	爱得单臂外固定支架32×350mm	套	ADDBWGDZ	3744.7
3315-2	爱得单臂外固定支架32×420mm	套	ADDBWGDZ	3744.7
3315-2	爱得单臂外固定支架32×520mm	套	ADDBWGDZ	3744.7
3315-2	爱得单臂外固定支架32×250mm	套	ADDBWGDZ	3744.7
3315-2	爱得单臂外固定支架28×220mm	套	ADDBWGDZ	3744.7
3315-2	爱得单臂外固定支架32×340mm	套	ADDBWGDZ	3500
3315-2	爱得单臂外固定支架32×220mm	套	ADDBWGDZ	3500
3315-2	爱得单臂外固定支架28×170mm	套	ADDBWGDZ	3500
3315-2	爱得单臂外固定支架28×190mm	套	ADDBWGDZ	3500
3315-2	爱得单臂外固定支架32×270mm	套	ADDBWGDZ	3500
3315-2	爱得针杆夹 8 WGJIV01(无菌)	只	ADZGJ 8	1330
3315-2	爱得针杆夹 5 WGJIV01(无菌)	只	ADZGJ 5	1330
3315-2	爱得杆杆夹8×8 WGJIV02 (无菌)	只	ADGGJ8?	1330
3315-2	爱得杆杆夹5×5 WGJIV02(无菌)	只	ADGGJ5?	1330
3315-2	爱得单臂外固定支架 10×70mm	只	ADDBWGDZ	5185
3315-2	爱得单臂外固定支架 6×80mm	只	ADDBWGDZ	5185
3315-2	爱得横杆夹 8 WGJIV03(无菌)	只	ADHGJ 8	1929.5
3315-2	爱得横杆夹 5 WGJIV03(无菌)	只	ADHGJ 5	1929.5
3315-2	爱得连接杆 5×280 WGJIV05(无菌)	只	ADLJG 5	1590
3315-2	爱得连接杆 5×150 WGJIV05(无菌)	只	ADLJG 5	1590
3315-2	爱得连接杆 5×180 WGJIV05(无菌)	只	ADLJG 5	1590

3315-2	爱得连接杆 5×120 WGJIV05(无菌)	只	ADLJG 5	1590
3315-2	爱得连接杆 5×300 WGJIV05(无菌)	只	ADLJG 5	1590
3315-2	爱得连接杆 5×380 WGJIV05(无菌)	只	ADLJG 5	1590
3315-2	爱得连接杆 5×200 WGJIV05(无菌)	只	ADLJG 5	1590
3315-2	爱得连接杆 5×250 WGJIV05(无菌)	只	ADLJG 5	1590
3315-2	爱得连接杆 5×400 WGJIV05(无菌)	只	ADLJG 5	1590
3315-2	爱得连接杆 5×350 WGJIV05(无菌)	只	ADLJG 5	1590
3315-2	爱得连接杆 5×100 WGJIV05(无菌)	只	ADLJG 5	1590
3315-2	爱得连接杆 8×350 WGJIV05(无菌)	只	ADLJG 8	1590
3315-2	爱得连接杆 8×400 WGJIV05(无菌)	只	ADLJG 8	1590
3315-2	爱得连接杆 8×280 WGJIV05(无菌)	只	ADLJG 8	1590
3315-2	爱得连接杆 8×150 WGJIV05(无菌)	只	ADLJG 8	1590
3315-2	爱得连接杆 8×300 WGJIV05(无菌)	只	ADLJG 8	1590
3315-2	爱得连接杆 8×250 WGJIV05(无菌)	只	ADLJG 8	1590
3315-2	爱得连接杆 8×200 WGJIV05(无菌)	只	ADLJG 8	1590
3315-2	爱得直柱5×60 WGJIV07(无菌)	只	ADZZ5?0	749.95
3315-2	爱得直柱8×70 WGJIV07(无菌)	只	ADZZ8?0	749.95
3315-2	爱得支柱30° 5×60 WGJIV08(无菌)	只	ADZZ30?	1708.5
3315-2	爱得支柱30° 8×80 WGJIV08(无菌)	只	ADZZ30?	1708.5
3315-2	爱得弯曲半环杆 8×140 WGJIV09(无菌)	只	ADWQBHG	2843.3
3315-2	爱得弯曲半环杆 8×140 8×160	只	ADWQBHG	2843.3
3315-2	爱得弯曲半环杆 8×140 8×190	只	ADWQBHG	2843.3
3315-2	爱得弯曲半环杆 8×140 5×110	只	ADWQBHG	2843.3
3315-2	爱得弯曲半环杆 8×140 5×140	只	ADWQBHG	2843.3
3315-2	爱得弯曲半环杆 8×190 WGJIV09	只	ADWQBHG	3800
3315-2	爱得弯曲半环杆 8×160 WGJIV09	只	ADWQBHG	3800
3315-2	爱得弯曲半环杆(碳纤)8×140 WGJIV09	只	ADWQBHG(	3800
3315-2	爱得支柱30° 8×80 WGJIV08	只	ADZZ30?	1783.5
3315-2	爱得针杆夹 8 8 WGJIV01	只	ADZGJ 8	2200
3315-2	爱得杆杆夹(碳纤)8×8 WGJIV02	只	ADGGJ(TX	2050
3315-2	爱得横杆夹(碳纤)8 WGJIV03	只	ADHGJ(TX	2574
3315-2	大博外固定支架-全圆环120mm	个	DBWGDZJ-	6300

3315-2	大博外固定支架-全圆环-2-E46-140mm	个	DBWGDZJ-	6300
3315-2	大博外固定支架-U型环120mm	个	DBWGDZJ-	6300
3315-2	大博外固定支架-U型环-2-E46-140mm	个	DBWGDZJ-	6300
3315-2	大博外固定支架-开口环120mm	个	DBWGDZJ-	6300
3315-2	大博外固定支架-开口环I-2-E46-140mm	个	DBWGDZJ-	6300
3315-2	下肢牵引带M	个	XZQYDM	27
3315-2	下肢牵引带S	个	XZQYDS	27
3315-2	下肢牵引带L	个	XZQYDL	27
3315-2	弹力腰围L	个	TLYWL	139
3315-2	弹力腰围M	个	TLYWM	139
3315-2	上肢固定带L	个	SZGDDL	19
3315-2	锁骨带I型M	个	SGDIXM	40
3315-2	锁骨带II型M	个	SGDIIXM	82.6
3315-2	碧兰固位纤维（每盒含8条固位纤维）	盒	BLGWXW(M	2800
3315-2	锁骨带I型L	个	SGDIXL	40
3315-2	前臂吊带I型M	个	QBDDIXM	44.8
3315-2	高分子夹板(10×75)	袋	GFZJB(10	188.8
3315-2	高分子夹板(12.5×75)	袋	GFZJB(12	251.55
3315-2	高分子夹板（12.5×115）	袋	GFZJB(12	470
3315-2	弹力腰围XL	个	TLYWXL	139
3315-2	高分子颈托	个	GFZJT	63
3315-2	奥索腕关节固定器中（左）507085	个	ASWGJGDQ	487.5
3315-2	奥索腕关节固定器中（右）507075	个	ASWGJGDQ	487.5
3315-2	奥索膝关节固定器全软护款（71cm加大型	个	ASXGJG	2548
3315-2	奥索膝关节固定器全软护款（61cm加大型	个	ASXGJG	2548
3315-2	奥索膝关节固定器全软护款（41cm加大型	个	ASXGJG	2548
3315-2	奥索膝关节固定器全软护款（61cm标准型	个	ASXGJG	2548
3315-2	奥索膝关节固定器凉爽款（61cm加大型）	个	ASXGJG	2548
3315-2	奥索膝关节固定器凉爽款（71cm加大型）	个	ASXGJG	2548
3315-2	奥索膝关节固定器全软护款（41cm全软护	个	ASXGJG	2548
3315-2	奥索膝关节固定器全软护款（71cm标准型	个	ASXGJG	2548
3315-2	奥索膝关节固定器凉爽型（61cm标准型）	个	ASXGJGDQ	2548
3315-2	奥索膝关节固定器凉爽款（71cm标准型）	个	ASXGJG	2548
3315-2	奥索颈部固定器通用型	个	ASJBGD	1560
3315-2	奥索上肢医用外固定支具（左）W-823101	个	ASSZYYWG	4680
3315-2	奥索上肢医用外固定支具（右）W-823100	个	ASSZYYWG	4680

3315-2	同益腹带 M TYA-I	个	TYFD M T	13
3315-2	同益全弹腰围固定带 XL TYB-07	个	TYQDYWGD	139
3315-2	同益全弹腰围固定带 M TYB-07	个	TYQDYWGD	139
3315-2	同益全弹腰围固定带 L TYB-07	个	TYQDYWGD	139
3315-2	同益全弹腰围固定带 S TYB-07	个	TYQDYWGD	139
3315-2	同益医用外固定支具S	个	TYYYWGDZ	67
3315-2	同益医用外固定支具L	个	TYYYWGDZ	67
3315-2	同益颈托固定支具M	个	TYJTGZJ	67
3315-2	颈椎牵引带 M	个	JZQYD M	20
3315-2	高分子夹板（10×40）	个	GFZJB(10	185
331520001	腕关节韧带修补术	次	WGJRDY	1313
331520002	指间或掌指关节侧副韧带修补术	次	ZJHZZG	1421
331520003	手部外伤皮肤缺损游离植皮术包足	每个	SBWSPFQS	1000
331520003-a	手部外伤皮肤缺损游离植皮术多手指加收	每个	SBWSPF	300
331520003-b	手部外伤皮肤缺损游离植皮术手掌背、前臂	次	SBWSPF	300
331520004	手外伤局部转移皮瓣术	每个	SWSJBZ	1411
331520004-a	手外伤局部转移皮瓣术多手指加收	每个	SWSJBZ	300
331520004-b	手外伤局部转移皮瓣术手掌背、前臂者加收	次	SWSJBZ	300
331521001	手外伤腹部埋藏皮瓣术	次	SWSFBM	1050
331521002	手外伤胸壁交叉皮瓣术	次	SWSXBJ	1050
331521003	手外伤交臂皮瓣术	次	SWSJBP	1050
331521004	手外伤邻指皮瓣术	次	SWSLZP	1050
331521005	手外伤鱼际皮瓣术	次	SWSYJP	1050
331521006	手外伤推进皮瓣(V—Y)术	次	SWSTJP	1200
331521006-a	手外伤推进皮瓣(V—Y)术双V—Y加收	次	SWSTJP	150
331521007	手外伤邻指交叉皮下组织瓣术	次	SWSLZJ	1050
331521008	手外伤清创术（包括脚外伤清创）	每个	SWSQCS(B	225
331521008-a	手外伤清创术多手指加收	每个	SWSQCS	150
331521008-b	手外伤清创术手掌背、前臂者加收	次	SWSQCS	150
331521009	指固有伸肌腱移位功能重建术	次	ZGYSJJ	1470
331521010	肩外展功能重建术	次	JWZGNZ	2280
331521011	屈肘功能重建术	次	QZGNZJ	1200
331521012	伸腕功能重建术	次	SWGZJ	1200
331521013	伸指功能重建术	次	SZGNZJ	1200
331521014	屈指功能重建术	次	QZGNZJ	1200
331521015	拇指对掌功能重建术	次	MZDZGN	1200

33152101501	掌长肌移位拇指对掌功能重建术	次	ZCJYWM	1200
33152101502	屈指浅移位拇指对掌功能重建术	次	QZQYWM	1200
33152101503	伸腕肌移位拇指对掌功能重建术	次	SWJYWM	1200
33152101504	外展小指肌移位拇指对掌功能重建术	次	WZXZJY	1200
331521016	缩窄性腱鞘炎切开术	次	SZXJQY	750
331521017	腱鞘囊肿切除术	次	JQNZQC	750
331521018	掌筋膜挛缩切除术	次	ZJMLSQ	900
331521019	侧副韧带挛缩切断术	次	CFRDLS	1050
331521020	小肌肉挛缩切断术	次	XJRLSQ	900
331521021	手部皮肤撕脱伤修复术（包括足部	次	SBPFSTSX	1605
331521022	手外伤清创反取皮植皮术包括足部	次	SWSQCFQP	1690
331521023	手外伤大网膜移植植皮术	次	SWSDWM	1350
331521024	食指背侧岛状皮瓣术	次	SZBCDZ	1350
331521025	掌骨间背动脉倒转皮瓣术	次	ZGJBDM	1500
331521026	前臂桡尺动脉倒转皮瓣术	次	QBRCDM	1500
331521027	环指岛状皮瓣术	次	HZDZPB	900
331521028	肌腱粘连松解术	每个	JJZLSJ	1200
331521028-a	肌腱粘连松解术多个手指或从前臂到手指全	次	JJZLSJ	300
331521029	屈伸指肌腱吻合术	每根	QSZJJW	900
331521030	屈伸指肌腱游离移植术	每根	QSZJJY	900
331521031	滑车重建术	次	HCZJS	900
331521032	锤状指修复术	次	CZZXFS	1500
331521033	侧腱束劈开交叉缝合术	次	CJSPKJ	900
331521034	“钮孔畸形”游离肌腱固定术	次	NKJXYL	900
331521035	手内肌麻痹功能重建术	次	SNJMBG	900
331521036	前臂神经探查吻合术	次	QBSJTC	1500
33152103601	桡神经探查吻合术	次	RSJTCW	1500
33152103602	正中神经探查吻合术	次	ZZSJTC	1500
33152103603	尺神经探查吻合术	次	CSJTCW	1500
331521037	前臂神经探查游离神经移植术	次	QBSJTC	1500
331521038	手腕部神经损伤修复术	次	SWBSJS	1500
33152103801	手腕部桡神经浅支损伤修复术	次	SWBSJS	1500
33152103802	手腕部指总神经损伤修复术	次	SWBZZS	1500
33152103803	手腕部指固有神经损伤修复术	次	SWBZGY	1500
331521039	虎口成形术	单侧	HKCXS	900
331521040	指蹼成形术（包括趾蹼成形术）	每个	ZPCXS(BK	1413
33152104001	趾蹼成形术	每个	ZPCXS	1413
331521041	甲床修补术	次	JCXBS	717
331522001	骨骼肌软组织肿瘤切除术	次	GGJRZZ	1557
331522002	肌性斜颈矫正术	次	JXXJJZ	1050
331522003	骨化性肌炎局部切除术	每个	GHXJYJ	1050

331522004	脑瘫肌力肌张力调整术	单肢	NTJLJZ	1350
331522004	上下肢体肌腱松解、延长术	单肢	SXZTJJSJ	1350
331522005	上肢筋膜间室综合征切开减压术	次	SZJMJS	1200
331522006	肱二头肌腱断裂修补术	次	GETJJD	1200
331522007	岗上肌腱钙化沉淀物取出术	次	GSJJGH	1200
331522008	肩袖破裂修补术	次	JXPLXB	3080
331522009	腕管综合症切开减压术	次	WZHZQ	1050
331522010	肱二头肌长头腱脱位修复术	次	GETJCT	1050
331522011	格林先天性高肩胛症手术	次	GLXTXG	1200
331522012	臀大肌挛缩切除术	次	TDJLSQ	900
331522013	髂胫束松解术	次	QJSSJS	1200
331522014	下肢筋膜间室综合征切开减压术	次	XZJMJS	1500
331522015	腓骨肌腱脱位修复术	次	FGJJTW	1522
331522016	跟腱断裂修补术	次	GJDLXB	2083
331522018	创面负压封闭引流器植入术	次	CMFYFBL	1800
331523001	手法牵引复位术	次	SFQYFW	265
331523002	皮肤牵引术	次	PFQYS	136
331523002-a	皮肤牵引(每日加收)	日	PFQY(MRJ	15
331523003	骨骼牵引术	次	GGQYS	213
331523003-a	骨骼牵引(每日加收)	日	GGQY(MRJ	15
331523004	颅骨牵引术	次	LGQYS	135
331523004-a	颅骨牵引(每日加收)	日	LGQY(MRJ	15
331523005	颅骨头环牵引术	次	LGTHQY	240
331523005-a	颅骨头环牵引术(每日加收)	日	LGTHQYS(	18
331523006	石膏固定术(特大)	次	SGGDST	338
33152300601	髌人字石膏固定术(特大)	次	KRZSGG	338
33152300602	石膏床固定术(特大)	次	SGCGDS	338
331523007	石膏固定术(大)	次	SGGDS	235
33152300701	下肢管型石膏固定术(大)	次	XZGXSG	235
33152300702	胸肩石膏固定术(大)	次	XJSGGD	235
33152300703	石膏背心固定术(大)	次	SGBXGD	235
331523008	石膏固定术(中)	次	SGGDSZ	191
33152300801	石膏托固定术(中)	次	SGTGDS	191
33152300802	上肢管型石膏固定术(中)	次	SZGXSG	191
331523009	石膏固定术(小)	次	SGGDSX	108
33152300901	前臂石膏托固定术(小)	次	QBSGTG	108
33152300902	管型石膏固定术(小)	次	GXSGGD	108
33152300903	小腿“U”型石膏固定术(小)	次	XTUXSG	108
331523010	石膏拆除术	次	SGCCS	45
331523011	各部位多头带包扎术	每个	GBWDTD	60
331523012	跟骨钻孔术	次	GGZKS	300
33156-1	通用肱骨近端锁定接骨板 7孔 21133-7	块	TYGGJDSD	10500

3315-a	等离子体手术系统加收	次	DLZTSSXT	665
3315-a-1	西安等离子体手术刀头DQG-E5045-A130	把	XADLZTSS	2620
3315-a-1	西安等离子体手术刀头DXR-E1600-A110	把	XADLZTSS	1644.8
3315-a-1	邦士一次性双极射频等离子体手术电极AC301	支	BSYCXSJS	13900
3315-a-1	邦士一次性双极射频等离子体手术电极AC405	支	BSYCXSJS	4000
3315-b	使用笔式磨钻系统加收	次	SYBSMZXT	222
3315-c	动力切削系统加收	时	DLQXXTJS	150
33-16	弘健聚乳酸防粘连膜100*50*0.2	张	HJJRSFZL	2860
33-16	弘健聚乳酸防粘连膜50*50*0.2	张	HJJRSFZL	1500
33-16	郡是株式可吸收性组织加固材料NV-ET-	片	JSZSKX	1950
33-16	郡是株式可吸收性组织加固材料NV-M-0	片	JSZSKX	2474
33-16	美科高分子组织密封膜TSF-04	片	MKGFZZZM	15000
33-16	海尼达海藻生物胶30ml	袋	HNDHZSWJ	335
331601001	乳腺肿物穿刺术	次	RXZWCC	159
331601001-a	乳腺肿物穿刺术乳腺立体定位加收	次	RXZWCC	15
331601002	乳腺肿物切除术	单侧	RXZWQC	700
33160100201	乳腺窦道切除术	单侧	RXDDQC	700
33160100202	乳腺乳头状瘤切除术	单侧	RXRTZL	700
33160100203	乳腺小叶切除术	单侧	RXXYQC	700
33160100204	乳腺象限切除术	单侧	RXXXQC	700
331601003	副乳切除术	单侧	FRQCS	800
331601004	单纯乳房切除术	单侧	DCRFQC	750
331601005	乳腺癌根治术	单侧	RXAGZS	3308
33160100501	乳腺癌传统根治术	单侧	RXACTG	3308
33160100502	乳腺癌改良根治术	单侧	RXAGLG	3308
331601005-a	乳腺癌根治术需植皮术加收	单侧	RXAGZS	600
331601006	乳腺癌扩大根治术	单侧	RXAKDG	2630

331601007	乳房再造术	单侧	RFZZS	1950
331601007-1	人工乳房植入体	只	RGRFZRT	14250
331601008	乳腺癌根治+乳房再造术	单侧	RXAGZR	3850
331601009	乳房再造术II期	单侧	RFZZSI	3060
331601009	乳头成形术	双侧	RTCXS*	600
33160100901	带血管蒂的肌皮组织移植乳房再造术II期	单侧	DXGDDJ	3060
33160100902	带血管蒂的大网膜组织移植乳房再造术II期	单侧	DXGDDD	3060
331601010	乳头乳晕整形术	单侧	RTRYZX	1050
331601010	乳头缩小整形术	双侧	RTSXZX	4000
331601011	隆乳术	单侧	LRS	1500
331601012	隆乳术后继发畸形矫正术	单侧	LRSHJF	3120
331601013	乳腺假体取出术	侧	RXJTQC	1900
331601013	乳房液态填充物取出术（外院术后）	次	RFYTTC	3000
331601014	巨乳缩小整形术	单侧	JRSXZX	3980
331601-a	使用乳腺微创旋切刀加收(半小时)	h	SYRXWCXQ	90
331602001	脓肿切开引流术	次	NZQKYL	231
331602002	体表异物取出术	次	TBYWQC	200
331602003	胼胝病变切除修复术	每处	PZBBQC	150
331602003-a	胼胝病变切除修复术需植皮术加收	每处	PZBBQC	60
331602004	浅表肿物切除术	每个	QBZWQC	242
331602004	脂肪瘤切除术	每个	ZFLQCS	242
331602004	面痣切除术	次	MZQCS	242
33160200401	全身各部位皮肤和皮下组织皮脂腺囊肿切除术	每个	QSGBWP	242
33160200402	痣切除术	每个	ZQCS	242
33160200403	疣切除术	每个	YQCS	242
33160200405	纤维瘤切除术	每个	XWLQCS	242
33160200406	小血管瘤等切除术	每个	XXGLDQ	242
331602004-a	激光浅表肿物切除术加收	每个	JGQBZW	30
331602004-b	微创肿物切除术	次	WCZWQC	260

331602004-b	深部异物取出术	次	SBYWQCS	1000
331602004-b	深部血肿清除术	次	SBXZQCS	1000
331602004-b	深部肿物切除术	个	SBZWQCS	1000
331602005	海绵状血管瘤切除术(大)	次	HMZXGL	1500
331602005-a	海绵状血管瘤切除术(大)需植皮术加收	次	HMZXGL	150
331602005-b	海绵状血管瘤切除术(大)激光手术加收	次	HMZXGL	75
331602006	海绵状血管瘤切除术(中)	次	HMZXGL	1350
331602006-a	海绵状血管瘤切除术(中)需植皮术加收	次	HMZXGL	150
331602006-b	海绵状血管瘤切除术(中)激光手术加收	次	HMZXGL	75
331602007	海绵状血管瘤切除术(小)	次	HMZXGL	900
331602007	血管瘤切除术(小于2cm×2cm以内)	次	XGLQCS	900
331602007-a	海绵状血管瘤切除术(小)需植皮术加收	次	HMZXGL	150
331602007-b	海绵状血管瘤切除术(小)激光手术加收	次	HMZXGL	75
331602008	脂肪抽吸术	部	ZFCXS	2500
331602009	头皮撕脱清创修复术	次	TPSTQC	900
331602010	头皮缺损修复术	次	TPQSXF	1050
331602011	腋臭切除术	单侧	YCQCS	500
331602011	微创腋臭切除术(单侧)	次	WCYCQC	910
331602011	微创腋臭切除术(双侧)	次	WCYCQC	1300
331602012	颈部开放性损伤探查术	次	JBKFXS	1200
331602013	皮肤恶性肿瘤切除术(大)	次	PFEXZLQC	1500
331602013-a	皮肤恶性肿瘤切除术(中)	次	PFEXZLQC	1350
331602013-b	皮肤恶性肿瘤切除术(小)	次	PFEXZLQC	900
331602016	静脉植入式给药装置植入术	次	JMZRSQYZ	544
331602016	6岁以下静脉植入式给药装置植入	次	6SYXJMZR	707
331602016-1	史密斯植入式静脉给药系统21-2947-24	根	SMSZRSJM	109
331602016-1	悦通ZS2系列植入式给药装置ZS2-II-J-1.8	套	YTZS2XLZ	5270
331602016-1	巴德中心静脉导管及附件8808561	套	BDZXJMDG	8200
331602016-1	巴德中心静脉导管及附件8806061	套	BDZXJMDG	5400
331602016-1	植入式静脉给药系统(进口)	套	ZRSJMGYX	5035
331603001	烧伤焦痂切开减张术	每个	SSJJQK	450
33160300102	胸腹烧伤焦痂切开减张术	每个	XFSSJJ	450
33160300103	上下肢烧伤焦痂切开减张术	每个	SXZSSJ	450
33160300104	腕烧伤焦痂切开减张术	每个	WSSJJQ	450
33160300105	手指烧伤焦痂切开减张术	每个	SZSSJJ	450

33160300106	踝足部烧伤焦痂切开减张术	每个	HZBSSJ	450
331603002	烧伤扩创术	每个	SSKCS	450
33160300201	头颈烧伤扩创术	每个	TJSSKC	450
33160300202	躯干烧伤扩创术	每个	QGSSKC	450
33160300203	上下肢烧伤扩创术	每个	SXZSSK	450
331603003	烧伤血管破裂出血血管修补缝合术	每个	SSXGPL	600
33160300301	头颈烧伤血管破裂出血血管修补缝合术	每个	TJSSXG	600
33160300302	躯干烧伤血管破裂出血血管修补缝合术	每个	QGSSXG	600
33160300303	上下肢烧伤血管破裂出血血管修补缝合术	每个	SXZSSX	600
331603004	深度烧伤扩创血管神经探查术	每个	SDSSKC	600
33160300401	头颈深度烧伤扩创血管神经探查术	每个	TJSDSS	600
33160300402	躯干深度烧伤扩创血管神经探查术	每个	QGDSS	600
33160300403	上下肢深度烧伤扩创血管神经探查术	每个	SXZSDS	600
331603005	颅骨烧伤凿骨扩创术	次	LGSSZG	750
331603006	深度烧伤截肢术	每个	SDSSJZ	1970
331603007	经烧伤创面气管切开术	次	JSSCMQ	450
331603008	经烧伤创面静脉切开术	次	JSSCMJ	300
331603009	切痂术	1	QJS	270
331603010	削痂术	1	XJS	270
331603011	取皮术	1	QPS	270
331603011-a	使用电动植皮刀加收	次	SYDDZPDJ	975
331603012	头皮取皮术	1/	TPQPS	390
331603013	网状自体皮制备	1/	WZZTPZ	195
331603014	微粒自体皮制备	1/	WLZTPZ	195
331603015	自体皮细胞悬液制备	1	ZTPXBX	388
331603016	异体皮制备	1/	YTPZB	105
331603017	烧伤特殊备皮	次	SSTSBP	75
331603018	异体组织制备	每部	YTZZZB	90
331603019	磨痂自体皮移植术	1	MJZTPY	270
331603020	焦痂开窗植皮术	1/	JJKCZP	270
331603021	异体皮打洞嵌植自体皮术	1/	YTPDDQ	270
331603022	切(削)痂自体微粒皮移植术	1/	QXJZTW	315
331603023	切(削)痂网状自体皮移植术	1/	QXJWZZ	390
331603024	体外细胞培养皮肤细胞移植术	1/	TWXPY	390
331603025	烧伤肉芽创面扩创植皮术	1/	SSRYCM	390

331603026	自体皮移植术	1	ZTPYZS	390
331603027	异体皮移植术	1/	YTPYZS	390
331603028	带毛囊游离皮肤移植术	次	DMNYLP	1050
331603029	带真皮血管网游离皮片切取术	1/	DZPXGW	750
331603030	游离皮片移植术	百分	YLPPYZ	900
331603031	皮肤撕脱反取皮回植术	1	PFSTFQ	900
331603032	颜面切痂植皮术	次	YMQJZP	1500
331603033	胸部切削痂自体皮移植术	次	XBQXJZ	1800
331603034	烧伤截指术	三个	SSJZS	750
33160303401	烧伤截指(趾)术	三个	SSJZZS	750
33160303402	冻伤截指(趾)术	三个	DSJZZS	750
331603035	手部扩创延期植皮术	每侧	SBKCYQ	750
331603036	全手切削痂植皮术	每侧	QSQXJZ	1800
331603037	手背切削痂植皮术	每侧	SBQXJZ	1050
331603038	手烧伤扩创交臂皮瓣修复术	次	SSSKCJ	1800
331603039	手烧伤扩创胸皮瓣修复术	次	SSSKCX	1800
331603040	小腿烧伤扩创交腿皮瓣修复术	次	XTSSKC	1800
331603041	深度烧伤扩创关节成型术	每个	SDSSKC	1050
331603042	深度烧伤死骨摘除术	每个	SDSSSG	1600
331603043	肌腱移植术	次	JJYZS	1888
331603043-a	自体肌腱切取术	次	ZTJJQQS	750
331603044	烧伤后肌腱延长术	次	SSHJJY	1050
331603045	皮肤扩张器置入术	次	PFKZQZ	1050
331603045	扩张器置入术(50以下)	部	KZQZRS	1050
331603045	扩张器置入术(140)	部	KZQZRS	1050
33160304501	皮肤扩张器取出术	次	PFKZQQ	1050
331603046	扩张器取出皮瓣移植术	次	KZQQCP	1800
331603047	烧伤瘢痕切除缝合术	次	SSBHCQ	750
331603048	烧伤瘢痕切除松解植皮术	次	SSBHCQ	1050
331604	整形微创缝合术	次	ZXWCFHS	3000
331604001	瘢痕畸形矫正术	10	BHJXJZ	1230
331604002	慢性溃疡修复术	每个	MXKYXF	1200
331604003	隆颞术	每侧	LNS	1200
331604003	颞部自体脂肪填充	次	ZTZFTC	5000
331604004	隆额术	次	LES	1200
331604005	小口畸形矫正术	次	XKJXJZ	975
331604006	唇外翻矫正术	每侧	CWFJZS	975
331604008	隆颞术(假体另收)	次	LKS(JTLS	3500

331604009	隆颏术后继发畸形矫正术	次	LKSHJF	1200
331604010	颌下脂肪袋整形术	次	GXZFDZ	900
331604011	酒窝再造术	每侧	JWZZS	3000
331604012	颊部缺损修复术	每侧	JBQSXF	1500
331604013	面瘫畸形矫正术	每侧	MTJXJZ	1350
331604014	除皱术	每部	CZS	2100
331604014	眉毛上提术除皱	次	MMSTSCZ	4500
331604014	玻尿酸注射填充除皱塑形术	次	BNSZSTCC	10000
331604015	面部瘢痕切除整形术	2c	MBBHCQ	525
331604015	苏州市疤痕面部修复术加收每增加	次	SZSBHMBX	1500
331604015-a	面部瘢痕切除整形术每增加1cm2 加收	1c	MBBHCQ	90
331604016	面部外伤清创整形术	次	MBWSQC	675
331604017	半侧颜面萎缩整形术	每侧	BCYMWS	1350
331604018	指甲成形术	每指	ZJCXS	525
331604019	足底缺损修复术	每个	ZDQSXF	1350
33160401901	足跟缺损修复术	每个	ZGQSXF	1350
331604020	橡皮肿整形术	每个	XPZZXS	1500
331604021	毛发移植术	每根	MFYZS	30
331604022	磨削术	50	MXS	390
331604023	纹饰美容术	每个	WSMRS	2000
331604024	任意皮瓣形成术	每个	RYPBXC	675
331604024	疤痕修复旋转瓣加收	次	BHXFXZBJ	5000
331604024	疤痕修复皮瓣加收	次	BHXFPBJS	3000
331604025	疤痕修复Z瓣加收	次	BHXFZBJS	4000
331604025	轴型组织瓣形成术	每个	ZXZZBX	1500
331604026	筋膜组织瓣形成术	每个	JMZZBX	1500
331604027	阔筋膜切取术	次	KJMQQS	675
331604028	游离皮瓣切取移植术	1	YLPBQQ	2280
331604029	带蒂筋膜瓣切取移植术	次	DDJMBQ	1950
331604030	带蒂肌皮瓣切取移植术	次	DDJPBQ	3800
331604031	带蒂肌瓣切取移植术	次	DDJBQQ	1800
331604032	带蒂轴型皮瓣切取移植术	次	DDZXPB	2100

331604033	带血运骨皮瓣切取移植术	次	DXYGPB	2550
331604034	带毛囊皮瓣移植术	次	DMNPBY	1730
331604035	疤痕松解术	次	BHSJS	450
331604035	疤痕面部修复术加收每增加1cm	次	BHMBXFSJ	1500
3316-1	无菌生物护创膜（1020）	片	WJSWHCM（	5415
3316-1	三益双层人工真皮修复材料12cm×6cm	片	SYSCRGZP	14820
3316-1	三益双层人工真皮修复材料3cm×2cm	片	SYSCRGZP	3200
3316-1	三益双层人工真皮修复材料4cm×3cm	片	SYSCRGZP	5560
3316-1	优创异种脱细胞真皮基质敷料10cm*20cm	片	YCYZTXBZ	645
3316-1	桀亚脱细胞异体真皮5cm×6cm J-1型A	片	JYTXBYTZ	9900
3316-1	桀亚脱细胞异体真皮4cm×6cm J-1型A	片	JYTXBYTZ	7920
3316-1	郡是株式可吸收性敷料PN-F20030	盒	JSZSKX	1350
3316-1	优创异种脱细胞真皮基质敷料20cm*40	片	YCYZTX	2640
3316-1	桀亚脱细胞异体真皮1cm×15cm J-1型A	片	JYTXBYTZ	6300
3316-1	桀亚脱细胞异体真皮1cm×15cm J-1型B	片	JYTXBYTZ	6300
3316-1	桀亚脱细胞异体真皮4cm×6cm J-1型B	片	JYTXBYTZ	7920
3316-1	桀亚脱细胞异体真皮5cm×6cm J-1型B	片	JYTXBYTZ	9900
3316-1	桀亚脱细胞异体真皮2cm*2cm A	CM	JYTXBYTZ	1440
3316-1	桀亚脱细胞异体真皮3cm*4cm A	CM	JYTXBYTZ	4320
3316-1	桀亚脱细胞异体真皮1cm*3cm A	CM	JYTXBYTZ	1260
3316-1	桀亚脱细胞异体真皮8cm*10cm A	CM	JYTXBYTZ	26400
3316-1	桀亚脱细胞异体真皮10cm*12cm A	CM	JYTXBYTZ	39600
3316-1	桀亚脱细胞异体真皮10cm*15cm A	CM	JYTXBYTZ	49500
3316-1	桀亚脱细胞异体真皮10cm*10cm A	CM	JYTXBYTZ	33000
33-2	优特皮肤缝合器LKF1002	个	YTPFFHQL	175
33-2	皮肤缝合器/马尼35W	把	PFFHQ/MN	130
33-2	宜信堂皮肤缝合器 YXT-15	个	YXTPFFHQ	270
33-2	宜信堂皮肤缝合器 YXT-80	个	YXTPFFHQ	569

33-2	宜信堂皮肤缝合器 YXT-140	个	YXTPFFHQ	749
33-2	柯惠腔镜下吻合器标准杆手柄030449	个	KHQJXWHQ	2277
33-2	福泰钛镍记忆合金组织吻合器j3	支	FTTNJY	194.75
33-2	史赛克皮肤缝合器PS2080	个	SSKPFFHQ	1007
33-2	史赛克皮肤缝合器PS1160	个	SSKPFFHQ	1502
33-2	血管缝合器	个	XGFHQ	2362
33-20	新镜界宫腔内窥镜GQ-B	套	XJJGQNKJ	2800
33-20	新镜界宫腔内窥镜GQ-A	套	XJJGQNKJ	3800
332000001	介入鼻泪球囊成形术	侧	JRBLQNCX	800
332000001	介入鼻泪支架术	侧	JRBLZJS	800
332000003	介入性非血管气道支架置入术	次	JRXFXGQD	1500
332000004	经皮胸腔引流术	次	JPXQYLS	1200
332000005	经皮胃造瘘术	次	JPWZLS	1500
332000006	介入性肠道支架置入术	次	JRXCDZJZ	1200
332000007	经皮胆道取石术(包括泌尿系统取石术)	次	JPDDQSS(	1200
332000008	经皮胆道造瘘换管术	次	JPDDZLHG	1000
332000009	经皮胆道造瘘通管术	次	JPDDZLTG	600
332000009	经皮静脉肾盂造瘘通管术	次	JPJMSYZL	600
332000010	经皮腹腔引流术(含胸腔)	次	JPFQYLS(	1200
332000011	经皮腹水静脉转流术	次	JPFSJMZL	1200
332000012	经皮腹腔内病灶灭能术	次	JPFQNBZM	1200
332000013	经皮腹腔内病灶活检术	次	JPFQNBZH	600
332000014	经皮肾盂造瘘术	次	JPSYZLS	2000
332000015	经皮肾盂造瘘通管术	次	JPSYZLTG	600
332000016	经皮肾盂内引流术	次	JPSYNYLS	1500
332000017	经皮髓核融解术	次	JPSHRJS	1200
332000018	皮下药盒植入介入治疗术	次	PXYHZRJR	2000
3320-10	久虹取石网篮JHY-BAS-18-70-20-N4-B-0	个	JHQSWLJH	1690
3320-10	南微一次性使用内镜下取石网篮CEB00000	个	NWYCXXSYN	2896

3320-10	南微一次性使用内镜下取石网篮CEB02020	个	NWYCXYN	2896
3320-10	南微一次性使用内镜下取石网篮CEB01010	个	NWYCXYN	2896
3320-10	库克取石网篮-2MB5-3×6-8	根	KKQSWL-2	4426.1
3320-10	库克取石网篮-2 MWB-2×4	根	KKQSWL-2	4204.8
3320-10	库克取石网篮 NGE-017115-MB	个	KKQSWL N	2889
3320-10	库克取石网篮 NGE-022115-MB	个	KKQSWL N	2889
3320-10	库克取石网篮-2 MWB-3X6	根	KKQSWL-2	4204.8
3320-11	库克引流导管ULT8.5-38-25-P-5S-CLDM-HC	根	KKYLDGUL	1402
3320-11	立普一次性使用引流导管套件2.33mm(7Fr)	套	LPYCXYN	1330
3320-11	立普一次性使用引流导管套件2.67mm(8Fr)	套	LPYCXYN	1330
3320-11	立普一次性使用引流导管套件2.83mm(8.5Fr)	套	LPYCXYN	1330
3320-11	库克经皮内窥镜胃造瘘套装PEG-24-PULL-I-S	个	KKJPNKJW	1340
3320-11	库克引流导管ULT10.2-38-25-P-5S-CLDM-HC	套	KKYLDGUL	1402
3320-14	南通栓塞微粒球S610GH	个	NTSSWLQS	1520
3320-14	麦瑞通栓塞微粒球S210GH	个	MRTSSWLQ	1520
3320-14	南微栓塞微粒球S810GH	个	NWSSWLQS	1520
3320-14	南微栓塞微粒球S410GH	支	NWSSWLQS	1520
3320-14	百奥栓塞微粒球S810GH	支	BASSWL	1520
3320-3	南微球囊扩张导管（胆道）BDC-12/5	个	NWQNKZ	1147
3320-3	南微球囊扩张导管（贲门）BDC-25/8	个	NWQNKZ	1300
3320-3	南微球囊扩张导管（贲门）BDC-30/8	个	NWQNKZ	1300
3320-3	南微球囊扩张导管（贲门）BDC-25/8	个	NWQNKZ	1300
3320-3	南微球囊扩张导管（食道）BDC-18/8	个	NWQNKZ	1147
3320-3	南微球囊扩张导管（肠道）BDC-15/5	个	NWQNKZ	1147
3320-3	南微球囊扩张导管（肠道）BDC-18/5	个	NWQNKZ	1147
3320-3	南微球囊扩张导管（胆道）BDC-10/5	个	NWQNKZ	1147
3320-3	球囊扩张导管	根	QNKZDG	1147
3320-3	南微(为尼)球囊扩张导管BDC-15/80-7/10	根	NW(WN)QN	1147
3320-3	南微(为尼)球囊扩张导管BDC-20/80-7/10	根	NW(WN)QN	1147
3320-3	南微(为尼)球囊扩张导管BDC-18/80-7/10	根	NW(WN)QN	1147

3320-3	南微(为尼)球囊扩张导管BDC-25/80-7/10	根	NW(WN)QN	1300
3320-3	南微球囊扩张导管(肠道)MBD-1555-18	根	NWQNKZDG	2760
3320-3	波士顿取石球囊导管M00547120	个	BSDQSQ	1736
3320-3	南微球囊扩张导管-3 MBD-1055-18	个	NWQNKZDG	2760
3320-3	南微球囊扩张导管(食道)BDC-20/8	个	NWQNKZ	1147
3320-3	南微球囊扩张导管(食道)BDC-15/8	个	NWQNKZ	1147
3320-3	南微球囊扩张导管(胆道)MBD-0655-23	个	NWQNKZDG	2760
3320-3	南微球囊扩张导管(胆道)MBD-0855-23	个	NWQNKZDG	2760
3320-3	南微球囊扩张导管(胆道)MBD-1055-23	个	NWQNKZDG	2760
3320-3	南微球囊扩张导管(肠道)MBD-1255-23	个	NWQNKZDG	2760
3320-5	库克输尿管鞘(单腔)12Fr 45cm FUS-120045	根	KKSNGQ(D	2565
3320-6	库克球囊子宫支架-1J-BUS-2530	个	KKQNZG	1406
3320-6	库克输尿管支架单根半年期7Fr, 26cm	根	KKSNGZJD	403
3320-6	南微肠道支架26/100	套	NWCDZJ26	4133.9
3320-6	库克输尿管支架 USI-526-CE-B	根	KKSNGZJ	403.15
3320-6	南微肠道支架26/60	套	NWCDZJ	4133.9
3320-6	南微肠道支架20/60	套	NWCDZJ	4133.9
3320-6	南微肠道支架20/80	套	NWCDZJ	4133.9
3320-6	南微肠道支架20/100	套	NWCDZJ	4133.9
3320-6	南微肠道支架26/80	套	NWCDZJ	4133.9
3320-6	库克输尿管支架单根半年期6Fr, 26cm	根	KKSNGZ	403.15
3320-6	库克输尿管支架 USI-626-CE-B	根	KKSNGZ	403.15
3320-6	库克胰腺管支架SPSOF-5-5	根	KKYXGZJS	1017.9
3320-6	波士顿一体式胆道支架M00539290	个	BSDYTSDD	1030
3320-6	食道支架27/18/25	套	SDZJ27/1	4500
3320-6	波士顿一体式胆道支架M00539260	个	BSDYTSDD	1030
3320-6	波士顿一体式胆道支架M00539270	个	BSDYTSDD	1030
3320-6	波士顿一体式胆道支架M00539280	个	BSDYTSDD	1030
3320-6	南微食道支架MTN-SKE-G-S-18	套	NWSDZJ	4500
33-23	波士顿导丝(商品名: Transend)M	个	BSDDS(	2208
33-23	波士顿导丝(商品名: Transend)M	个	BSDDS(	2208
33-23	雅培导引导丝1009664	根	YPDYDS10	969
33-24	迈柯唯静脉插管BE-PVL 2355	根	MKWJMC	8000
33-24	泰利福无菌支气管插管139	根	TLFWJZ	534

33-24	天邦一次性使用可调式气管导管6.5 TB-2s	个	TBYCXSYK	460
33-24	科众组织牵开扩张导管QKIII-16090	套	KZZZQKKZ	24000
33-24	科众组织牵开扩张导管QKIIIC-16090	套	KZZZQKKZ	18500
33-24	塑料腔静脉插管28f	支	SLQJMC	128
33-24	塑料腔静脉插管30f	支	SLQJMC	128
33-24	塑料腔静脉插管32f	支	SLQJMC	128
33-24	塑料腔静脉插管34f	支	SLQJMC	128
33-24	塑料腔静脉插管36f	支	SLQJMC	128
33-24	塑料腔静脉插管36/46	支	SLQJMC	180
33-24	塑料主动脉插管20	支	SLZDMC	128
33-24	塑料主动脉插管22	支	SLZDMC	128
33-24	益心达气管切开插管SCW-8.0 双腔	套	YXDQGQKC	260
33-24	美敦力腰骶穿刺外引流及监测系统27303	套	MDLYDCCW	3395
33-24	迈柯唯动脉插管BE-PAL 1523	根	MKWDMC	7000
33-24	迈柯唯动脉插管BE-PAL 1923	根	MKWDMC	7000
33-24	山友气管插管(I型-口/鼻型气管插管 I	根	SYQGCG	80
33-24	库利艾特肠梗阻导管套件16 DBR 30	套	KLATCG	5500
33-24	库利肠梗阻导管套件22SBR 1200T0	套	KLCGZDGT	5500
33-24	柯惠外周斑块切除系统TH-LX-M	套	KHWZBKQC	28928
33-24	塑料主动脉插管24	支	SLZDMC	128
33-24	泰利福无菌支气管插管039	根	TLFWJZ	534
33-24	维力带吸痰腔气管插管 7.0	根	WLDXTQ	135
33-24	维力带吸痰腔气管插管 7.5	根	WLDXTQ	135
33-24	迈柯维体外循环插管BE-PVL 2155	根	MKWTWXHC	8000
33-24	迈柯维体外循环插管BE-PAL 1723	根	MKWTWXHC	7000
33-24	柯惠双腔支气管插管左肺通气125-32	根	KHSQZQGC	779
33-24	泰利福无菌支气管插管5-16137	根	TLFWJZ	578.5
33-24	泰利福无菌支气管插管5-16035	根	TLFWJZ	578.5
33-24	泰利福无菌支气管插管5-16039	根	TLFWJZ	578.5
33-24	泰利福无菌支气管插管5-16135	根	TLFWJZ	578.5
33-24	柯惠外周斑块切除系统LX-C	套	KHWZBK	28928
33-24	柯惠外周斑块切除系统SX-C	套	KHWZBK	28928
33-24	柯惠外周斑块切除系统SS-CL	套	KHWZBK	28928
33-25	凯利泰骨膨胀器 FB2015	套	KLTGPZQ	16000
33-26	冠龙骨填充网袋 GT-0530 30mm（双层）	个	GLGTCWD	15576
33-26	凯德诺导管长度6mm*40mm	根	KDNDGC	8900
33-26	美新迪鼻窦球囊扩张导管系统 616110	套	MXDBDQNK	6193.7
33-3	芸众一次性微创筋膜缝合器YDJM-12.5(B)115	支	YZYCXWCJ	1800

33-3	芸众一次性微创筋膜缝合器YDJM-10.5(B)85	支	YZYCXWCJ	1800
33-3	芸众一次性微创筋膜缝合器YDJM-12.5(B)85	支	YZYCXWCJ	1800
33-3	芸众一次性微创筋膜缝合器YDJM-12.5(B)105	支	YZYCXWCJ	1800
33-3	金灵闭合夹及带夹连发施夹器SCS-AML12	个	JLBHJJ DJ	2600
33-3	金灵闭合夹及带夹连发施夹器SCS-AL12	个	JLBHJJ DJ	2600
33-3	金灵闭合夹及带夹连发施夹器SCS-AML06	个	JLBHJJ DJ	1500
33-3	金灵闭合夹及带夹连发施夹器SCS-AL06	个	JLBHJJ DJ	1500
33-3	金灵闭合夹及带夹连发施夹器SCS-AML09	个	JLBHJJ DJ	2000
33-3	金灵闭合夹及带夹连发施夹器SCS-AL09	个	JLBHJJ DJ	2000
33-3	金灵闭合夹及带夹连发施夹器SCX-AML12	个	JLBHJJ DJ	1800
33-3	金灵闭合夹及带夹连发施夹器SCX-AL12	个	JLBHJJ DJ	1800
33-3	金灵闭合夹及带夹连发施夹器SCX-AML06	个	JLBHJJ DJ	1200
33-3	金灵闭合夹及带夹连发施夹器SCX-AL06	个	JLBHJJ DJ	1200
33-3	金灵闭合夹及带夹连发施夹器SCX-AML09	个	JLBHJJ DJ	1500
33-3	金灵闭合夹及带夹连发施夹器SCX-AL09	个	JLBHJJ DJ	1500
33-30	一次性使用肺结节定位针	支	YCXSYFJJ	2000
33-30	邦特内瘘管翼状针BT-112RF	支	BTNLGY	5.5
33-30	邦特内瘘管翼状针BT-111RF	支	BTNLGY	5.5
33-30	凯利泰椎体成形用液压骨水泥输送系统FG821	套	KLTZTCXY	18960
33-30	马尼拔髓针52MMSIZE000	板	MNBSZ5	20
33-30	马尼拔髓针52MMSIZE00	板	MNBSZ5	20
33-30	马尼拔髓针52MMSIZE0	板	MNBSZ5	20
33-30	佛山腰椎穿刺包9#	只	FSYZCCB9	32
33-30	泰维康微创旋切穿刺针MHUS08	套	TWKWCXQC	5500
33-30	伟康胸腔穿刺针及套件12	个	WKXQCC	46.6
33-31	南微覆膜胆道BDS-Z-10/60-3	套	NWFMDDBD	4620
33-31	南微覆膜胆道BDS-Z-10/80-3/	套	NWFMDD	4620
33-31	波科气管支气管支架和胆道支架M001711280	个	BKQGZQGZ	10575
33-31	库克输尿管涂层支架套装一年期UFH-628	套	KKSNGTCZ	2100

33-31	波科气管支气管支架和胆道支架H965404320	个	BKQGZQGZ	10575
33-34	奥斯迈重建接骨板Ⅱ18孔, 灭菌	块	ASMZJJ	15110
33-34	奥斯迈重建接骨板Ⅱ10孔, 灭菌	块	ASMZJJ	15110
33-34	奥斯迈重建接骨板Ⅱ11孔, 灭菌	块	ASMZJJ	15110
33-34	奥斯迈重建接骨板Ⅱ12孔, 灭菌	块	ASMZJJ	15110
33-34	奥斯迈重建接骨板Ⅱ13孔, 灭菌	块	ASMZJJ	15110
33-34	奥斯迈重建接骨板Ⅱ14孔, 灭菌	块	ASMZJJ	15110
33-34	奥斯迈重建接骨板Ⅱ15孔, 灭菌	块	ASMZJJ	15110
33-34	奥斯迈重建接骨板Ⅱ16孔, 灭菌	块	ASMZJJ	15110
33-34	奥斯迈重建接骨板Ⅱ17孔, 灭菌	块	ASMZJJ	15110
33-34	奥斯迈重建接骨板Ⅱ19孔, 灭菌	块	ASMZJJ	15110
33-34	奥斯迈重建接骨板Ⅱ20孔, 灭菌	块	ASMZJJ	15110
33-34	奥斯迈重建接骨板Ⅱ2孔, 灭菌	块	ASMZJJ	15110
33-34	奥斯迈重建接骨板Ⅱ3孔, 灭菌	块	ASMZJJ	15110
33-34	奥斯迈重建接骨板Ⅱ4孔, 灭菌	块	ASMZJJ	15110
33-34	奥斯迈重建接骨板Ⅱ5孔, 灭菌	块	ASMZJJ	15110
33-34	奥斯迈重建接骨板Ⅱ6孔, 灭菌	块	ASMZJJ	15110
33-34	奥斯迈锁骨钩接骨板Ⅴ 4孔 右 锥加压灭	块	ASMSGGJG	11547
33-34	奥斯迈锁骨钩接骨板Ⅴ 4孔 左 锥加压灭	块	ASMSGGJG	11547
33-34	奥斯迈直形复位接骨板(锥形加压螺纹)18	块	ASMZXF	11118
33-34	奥斯迈直形复位接骨板(锥形加压螺纹)13	块	ASMZXF	11118
33-34	奥斯迈直形复位接骨板(锥形加压螺纹)15	块	ASMZXF	11118
33-34	奥斯迈直形复位接骨板(锥形加压螺纹)17	块	ASMZXF	11118
33-34	奥斯迈直形复位接骨板(锥形加压螺纹)19	块	ASMZXF	11118
33-34	奥斯迈直形复位接骨板(锥形加压螺纹)21	块	ASMZXF	11118
33-34	奥斯迈直形复位接骨板(锥形加压螺纹)4孔	块	ASMZXF	11118
33-34	奥斯迈3.5肱骨近外接骨板Ⅱ2孔长 锥加压灭	块	ASM3.5GG	7734.8
33-34	奥斯迈3.5肱骨近外接骨板Ⅱ3孔长 锥加压灭	块	ASM3.5GG	7734.8
33-34	奥斯迈3.5肱骨近外接骨板Ⅱ4孔长 锥加压灭	块	ASM3.5GG	7734.8
33-34	奥斯迈3.5肱骨近外接骨板Ⅱ5孔长 锥加压灭	块	ASM3.5GG	7734.8
33-34	奥斯迈3.5肱骨近外接骨板Ⅱ6孔长 锥加压灭	块	ASM3.5GG	7734.8
33-34	奥斯迈3.5肱骨近外接骨板Ⅱ7孔长 锥加压灭	块	ASM3.5GG	7734.8
33-34	奥斯迈3.5肱骨近外接骨板Ⅱ8孔长 锥加压灭	块	ASM3.5GG	7734.8
33-34	奥斯迈3.5肱骨近外接骨板Ⅱ9孔长 锥加压灭	块	ASM3.5GG	7734.8
33-34	奥斯迈腓骨远外接骨板Ⅴ8孔 右 锥形加压灭	块	ASMGYJWJ	10860
33-34	钛网-2 150*200 421789	张	TW-2 150	16000
33-34	康拓骨板105°	个	KTGB10	97100
33-34	康拓骨板*90°	个	KTGB*9	97100

33-34	奥斯迈腓骨远外接骨板V3孔 右 直螺纹灭菌	块	ASMFgyWJ	10860
33-34	奥斯迈直形复位接骨板14孔 灭菌	块	ASMZXFWJ	6800
33-34	奥斯迈2.5T型接骨板头二III2孔锥加压螺纹非	块	ASM2.5TX	2322.7
33-34	奥斯迈重建接骨板II7孔, 灭菌	块	ASMZJJ	15110
33-34	奥斯迈重建接骨板II8孔, 灭菌	块	ASMZJJ	15110
33-34	奥斯迈重建接骨板II9孔, 灭菌	块	ASMZJJ	15110
33-34	奥斯迈胫骨接骨板10孔, 灭菌	块	ASMJGJ	4896
33-34	奥斯迈胫骨接骨板7孔, 灭菌	块	ASMJGJ	4896
33-34	奥斯迈胫骨接骨板8孔, 灭菌	块	ASMJGJ	4896
33-34	奥斯迈胫骨接骨板9孔, 灭菌	块	ASMJGJ	4896
33-34	奥斯迈重建接骨板, 20孔	块	ASMZJJGB	9021
33-34	奥斯迈胫骨近端外侧接骨板, 8孔, 左	块	ASMJGJDW	9200
33-34	奥斯迈股骨远端外侧接骨板7孔, 右	块	ASMGgyDW	9236
33-34	奥斯迈胫骨近端外侧接骨板, 6孔, 右	块	ASMJGJDW	9200
33-34	奥斯迈桡骨远端大接骨板(手掌端)6孔, 右	块	ASMRGY	8580
33-34	奥斯迈桡骨远端大接骨板(手掌端)7孔, 右	块	ASMRGY	8580
33-34	奥斯迈桡骨远端大接骨板(手掌端)10孔右 灭	块	ASMRGYDD	8580
33-34	奥斯迈桡骨远端大接骨板(手掌端)10孔左 灭	块	ASMRGYDD	8580
33-34	奥斯迈桡骨远端大接骨板(手掌端)11孔右 灭	块	ASMRGYDD	8580
33-34	奥斯迈桡骨远端大接骨板(手掌端)11孔, 左	块	ASMRGYDD	8580
33-34	奥斯迈桡骨远端大接骨板(手掌端)12孔右 灭	块	ASMRGYDD	8580
33-34	奥斯迈桡骨远端大接骨板(手掌端)12孔左 灭	块	ASMRGYDD	8580
33-34	奥斯迈桡骨远端大接骨板(手掌端)13孔,	块	ASMRGYDD	8580
33-34	奥斯迈桡骨远端大接骨板(手掌端)14孔右 灭	块	ASMRGYDD	8580
33-34	奥斯迈桡骨远端大接骨板(手掌端)14孔,	块	ASMRGY	8580
33-34	奥斯迈桡骨远端大接骨板(手掌端)15孔,	块	ASMRGY	8580
33-34	奥斯迈桡骨远端大接骨板(手掌端)15孔,	块	ASMRGY	8580
33-34	奥斯迈桡骨远端大接骨板(手掌端)3孔, 右	块	ASMRGY	8580
33-34	奥斯迈桡骨远端大接骨板(手掌端)3孔, 左	块	ASMRGY	8580
33-34	奥斯迈桡骨远端大接骨板(手掌端)4孔, 右	块	ASMRGY	8580
33-34	奥斯迈肱骨远端人字型接骨板13孔, 左, 灭	块	ASMGGY	8580
33-34	奥斯迈肱骨远端人字型接骨板14孔, 右, 灭	块	ASMGGY	8580
33-34	奥斯迈肱骨远端人字型接骨板14孔, 左, 灭	块	ASMGGY	8580
33-34	奥斯迈肱骨远端人字型接骨板15孔, 右, 灭	块	ASMGGY	8580
33-34	奥斯迈肱骨远端人字型接骨板15孔, 左, 灭	块	ASMGGY	8580

[illegible]

[illegible]

33-34	奥斯迈桡骨远端接骨板（头部9孔）3孔，左	块	ASMRGY	8580
33-34	奥斯迈桡骨远端接骨板（头部9孔）10孔，	块	ASMRGY	8580
33-34	奥斯迈桡骨远端接骨板（头部9孔）10孔，	块	ASMRGY	8580
33-34	奥斯迈桡骨远端接骨板（头部9孔）11孔，	块	ASMRGY	8580
33-34	奥斯迈桡骨远端接骨板（头部9孔）11孔，	块	ASMRGY	8580
33-34	强生适形板04.503.375/8孔	块	QSSXB0	1565
33-34	奥斯迈股骨远端外侧接骨板12孔，右，灭菌	块	ASMGGY	8492
33-34	奥斯迈股骨远端外侧接骨板12孔，左，灭菌	块	ASMGGY	8492
33-34	奥斯迈2.0T型接骨板（头部二孔）II 6孔 灭	块	ASM2.0TX	8580
33-34	奥斯迈2.0T型接骨板（头部二孔）II 7孔 灭	块	ASM2.0TX	8580
33-34	奥斯迈2.0T型接骨板（头部二孔）II 8孔 灭	块	ASM2.0TX	8580
33-34	奥斯迈2.0T型接骨板（头部二孔）II 9孔 灭	块	ASM2.0TX	8580
33-34	奥斯迈2.0T型接骨板（头部二孔）III 10孔 灭	块	ASM2.0TX	8580
33-34	奥斯迈2.0T型接骨板（头部二孔）III 11孔 灭	块	ASM2.0TX	8580
33-34	奥斯迈2.0T型接骨板（头部二孔）III 12孔 灭	块	ASM2.0TX	8580
33-34	奥斯迈2.0T型接骨板（头部二孔）III 13孔 灭	块	ASM2.0TX	8580
33-34	奥斯迈2.0T型接骨板（头部二孔）III 14孔 灭	块	ASM2.0TX	8580
33-34	奥斯迈2.0T型接骨板（头部二孔）III 15孔 灭	块	ASM2.0TX	8580
33-34	奥斯迈2.0T型接骨板（头部二孔）III 3孔 灭	块	ASM2.0TX	8580
33-34	奥斯迈2.0T型接骨板（头部二孔）III 4孔 灭	块	ASM2.0TX	8580
33-34	奥斯迈2.0T型接骨板（头部二孔）III 5孔 灭	块	ASM2.0TX	8580
33-34	奥斯迈2.0T型接骨板（头部二孔）III 6孔 灭	块	ASM2.0TX	8580
33-34	奥斯迈2.0T型接骨板（头部二孔）III 7孔 灭	块	ASM2.0TX	8580
33-34	奥斯迈2.0T型接骨板（头部二孔）III 8孔 灭	块	ASM2.0TX	8580
33-34	奥斯迈2.0T型接骨板（头部二孔）III 9孔 灭	块	ASM2.0TX	8580
33-34	奥斯迈2.0T型接骨板（头部三孔）II 10孔 灭	块	ASM2.0TX	8580
33-34	奥斯迈2.0T型接骨板（头部三孔）II 11孔 灭	块	ASM2.0TX	8580
33-34	奥斯迈2.0T型接骨板（头部三孔）II 12孔 灭	块	ASM2.0TX	8580
33-34	奥斯迈2.0T型接骨板（头部三孔）II 13孔 灭	块	ASM2.0TX	8580

33-34	奥斯迈2.0T型接骨板（头部三孔）II 14孔 灭	块	ASM2.0TX	8580
33-34	奥斯迈2.0T型接骨板（头部三孔）II 15孔 灭	块	ASM2.0TX	8580
33-34	奥斯迈2.0T型接骨板（头部三孔）II 3孔 灭	块	ASM2.0TX	8580
33-34	奥斯迈2.0T型接骨板（头部三孔）II 4孔 灭	块	ASM2.0TX	8580
33-34	奥斯迈2.0T型接骨板（头部三孔）II 5孔 灭	块	ASM2.0TX	8580
33-34	奥斯迈2.0T型接骨板（头部三孔）II 6孔 灭	块	ASM2.0TX	8580
33-34	奥斯迈2.0T型接骨板（头部三孔）II 7孔 灭	块	ASM2.0TX	8580
33-34	奥斯迈2.0T型接骨板（头部三孔）II 8孔 灭	块	ASM2.0TX	8580
33-34	奥斯迈股骨远端外侧接骨板14孔，右，灭菌	块	ASMGGY	8492
33-34	奥斯迈股骨远端外侧接骨板14孔，左，灭菌	块	ASMGGY	8492
33-34	奥斯迈股骨远端外侧接骨板15孔，右，灭菌	块	ASMGGY	8492
33-34	奥斯迈股骨远端外侧接骨板15孔，左，灭菌	块	ASMGGY	8492
33-34	奥斯迈股骨远端外侧接骨板16孔，右，灭菌	块	ASMGGY	8492
33-34	奥斯迈股骨远端外侧接骨板16孔，左，灭菌	块	ASMGGY	8492
33-34	奥斯迈股骨远端外侧接骨板17孔，右，灭菌	块	ASMGGY	8492
33-34	奥斯迈股骨远端外侧接骨板17孔，左，灭菌	块	ASMGGY	8492
33-34	奥斯迈股骨远端外侧接骨板18孔，右，灭菌	块	ASMGGY	8492
33-34	奥斯迈股骨远端外侧接骨板18孔，左，灭菌	块	ASMGGY	8492
33-34	奥斯迈股骨远端外侧接骨板19孔，右，灭菌	块	ASMGGY	8492
33-34	奥斯迈股骨远端外侧接骨板19孔，左，灭菌	块	ASMGGY	8492
33-34	奥斯迈股骨远端外侧接骨板20孔，右，灭菌	块	ASMGGY	8492
33-34	奥斯迈股骨远端外侧接骨板20孔，左，灭菌	块	ASMGGY	8492
33-34	奥斯迈2.0H型接骨板 6孔 左 锥螺纹锁加压 灭	块	ASM2.0HX	8580
33-34	奥斯迈2.0H型接骨板4孔 锥螺纹 灭菌	块	ASM2.0HX	8580
33-34	奥斯迈2.0H型接骨板6孔 右 锥螺纹 灭菌	块	ASM2.0HX	8580
33-34	奥斯迈2.0H型接骨板7孔 右 锥螺纹 灭菌	块	ASM2.0HX	8580
33-34	奥斯迈2.0H型接骨板7孔 左 锥螺纹 灭菌	块	ASM2.0HX	8580
33-34	奥斯迈2.0H型接骨板8孔 右 锥螺纹 灭菌	块	ASM2.0HX	8580
33-34	奥斯迈2.0H型接骨板8孔 左 锥螺纹 灭菌	块	ASM2.0HX	8580
33-34	奥斯迈2.0LC-LCP接骨板8孔 锥加压锁定灭	块	ASM2.0LC	8580
33-34	奥斯迈2.0LC-LCP接骨板10孔 锥加压锁定灭	块	ASM2.0LC	8580
33-34	奥斯迈2.0LC-LCP接骨板3孔 锥加压锁定灭	块	ASM2.0LC	8580

33-34	奥斯迈2.0LC-LCP接骨板4孔 锥加压锁定灭	块	ASM2.0LC	8580
33-34	奥斯迈2.0LC-LCP接骨板5孔 锥加压锁定灭	块	ASM2.0LC	8580
33-34	奥斯迈2.0LC-LCP接骨板6孔 锥加压锁定灭	块	ASM2.0LC	8580
33-34	奥斯迈2.0LC-LCP接骨板7孔 锥加压锁定灭	块	ASM2.0LC	8580
33-34	奥斯迈2.0LC-LCP接骨板9孔 锥加压锁定灭	块	ASM2.0LC	8580
33-34	奥斯迈2.0L型接骨板IV-B(90°) 10孔右锥灭	块	ASM2.0LX	8580
33-34	奥斯迈2.0L型接骨板IV-B(90°) 10孔左锥灭	块	ASM2.0LX	8580
33-34	奥斯迈2.0L型接骨板IV-B(90°) 2孔右锥灭	块	ASM2.0LX	8580
33-34	奥斯迈2.0L型接骨板IV-B(90°) 2孔左锥灭	块	ASM2.0LX	8580
33-34	奥斯迈2.0L型接骨板IV-B(90°) 3孔右锥灭	块	ASM2.0LX	8580
33-34	奥斯迈2.0L型接骨板IV-B(90°) 3孔左锥灭	块	ASM2.0LX	8580
33-34	奥斯迈2.0L型接骨板IV-B(90°) 4孔右锥灭	块	ASM2.0LX	8580
33-34	奥斯迈2.0L型接骨板IV-B(90°) 4孔左锥灭	块	ASM2.0LX	8580
33-34	奥斯迈2.0L型接骨板IV-B(90°) 5孔右锥灭	块	ASM2.0LX	8580
33-34	奥斯迈2.0L型接骨板IV-B(90°) 5孔左锥灭	块	ASM2.0LX	8580
33-34	奥斯迈2.0L型接骨板IV-B(90°) 6孔右锥灭	块	ASM2.0LX	8580
33-34	奥斯迈2.0L型接骨板IV-B(90°) 6孔左锥灭	块	ASM2.0LX	8580
33-34	奥斯迈2.0L型接骨板IV-B(90°) 7孔右锥灭	块	ASM2.0LX	8580
33-34	奥斯迈2.0L型接骨板IV-B(90°) 7孔左锥灭	块	ASM2.0LX	8580
33-34	奥斯迈2.0L型接骨板IV-B(90°) 8孔右锥灭	块	ASM2.0LX	8580
33-34	奥斯迈2.0L型接骨板IV-B(90°) 8孔左锥灭	块	ASM2.0LX	8580
33-34	奥斯迈2.0L型接骨板IV-B(90°) 9孔右锥灭	块	ASM2.0LX	8580
33-34	奥斯迈2.0L型接骨板IV-B(90°) 9孔左锥灭	块	ASM2.0LX	8580
33-34	奥斯迈2.0T型接骨板（头部二孔）II 10孔灭	块	ASM2.0TX	8580
33-34	奥斯迈2.0T型接骨板（头部二孔）II 3孔 灭	块	ASM2.0TX	8580

33-34	奥斯迈3.5肱骨近外接骨板Ⅱ3孔短 锥加压灭	块	ASM3.5GG	7624
33-34	奥斯迈3.5肱骨近外接骨板Ⅱ5孔短 锥加压灭	块	ASM3.5GG	7624
33-34	奥斯迈3.5肱骨近外接骨板Ⅱ6孔短 锥加压灭	块	ASM3.5GG	7624
33-34	奥斯迈3.5肱骨近外接骨板Ⅱ7孔短 锥加压灭	块	ASM3.5GG	7624
33-34	奥斯迈3.5肱骨近外接骨板Ⅱ8孔短 锥加压灭	块	ASM3.5GG	7624
33-34	奥斯迈3.5肱骨近外接骨板Ⅱ4孔短 锥加压灭	块	ASM3.5GG	7624
33-34	奥斯迈3.5肱骨近外接骨板Ⅱ10孔短 锥加压灭	块	ASM3.5GG	7624
33-34	奥斯迈3.5肱骨近外接骨板Ⅱ11孔短 锥加压灭	块	ASM3.5GG	7624
33-34	奥斯迈3.5肱骨近外接骨板Ⅱ12孔短 锥加压灭	块	ASM3.5GG	7624
33-34	奥斯迈3.5肱骨近外接骨板Ⅱ13孔短 锥加压灭	块	ASM3.5GG	7624
33-34	奥斯迈3.5肱骨近外接骨板Ⅱ14孔短 锥加压灭	块	ASM3.5GG	7624
33-34	奥斯迈3.5肱骨近外接骨板Ⅱ15孔短 锥加压灭	块	ASM3.5GG	7624
33-34	奥斯迈3.5肱骨近外接骨板Ⅱ16孔短 锥加压灭	块	ASM3.5GG	7624
33-34	奥斯迈3.5肱骨近外接骨板Ⅱ17孔短 锥加压灭	块	ASM3.5GG	7624
33-34	奥斯迈3.5肱骨近外接骨板Ⅱ18孔短 锥加压灭	块	ASM3.5GG	7624
33-34	奥斯迈3.5肱骨近外接骨板Ⅱ19孔短 锥加压灭	块	ASM3.5GG	7624
33-34	奥斯迈3.5肱骨近外接骨板Ⅱ20孔短 锥加压灭	块	ASM3.5GG	7624
33-34	奥斯迈3.5肱骨近外接骨板Ⅱ9孔短 锥加压灭	块	ASM3.5GG	7624
33-34	奥斯迈股骨远端外侧接骨板10孔,左,灭菌	块	ASMGGY	8492
33-34	奥斯迈股骨远端外侧接骨板10孔,右,灭菌	块	ASMGGY	8492
33-34	美敦力颈椎钛网10×30 905-103	个	MDLJZTW1	5800
33-34	奥斯迈3.5胫骨远内接骨板Ⅱ4孔左 锥加压灭	块	ASM3.5JG	9723
33-34	奥斯迈2.0Y型接骨板 8孔 锥形加压螺纹灭菌	块	ASM2.0YX	8580
33-34	奥斯迈桡骨远端接骨板(头部8孔)5孔 右	枚	ASMRGYDJ	8580
33-34	奥斯迈桡骨远端接骨板(头部8孔)3孔 右	块	ASMRGYDJ	8580
33-34	奥斯迈胫骨近端外侧接骨板8孔,左	块	ASMJGJDW	9200

33-34	奥斯迈直型复位接骨板12孔 灭菌	枚	ASMZXFWJ	6800
33-34	奥斯迈桡骨远端接骨板（头部9孔）12孔右 灭	块	ASMRGYDJ	8580
33-34	奥斯迈桡骨远端接骨板（头部9孔）12孔，	块	ASMRGY	8580
33-34	奥斯迈桡骨远端接骨板（头部9孔）13孔，	块	ASMRGY	8580
33-34	奥斯迈桡骨远端接骨板（头部9孔）13孔，	块	ASMRGY	8580
33-34	奥斯迈桡骨远端接骨板（头部9孔）14孔，	块	ASMRGY	8580
33-34	奥斯迈桡骨远端接骨板（头部9孔）14孔，	块	ASMRGY	8580
33-34	奥斯迈桡骨远端接骨板（头部9孔）15孔，	块	ASMRGY	8580
33-34	奥斯迈桡骨远端接骨板（头部9孔）15孔，	块	ASMRGY	8580
33-34	奥斯迈桡骨远端接骨板（头部9孔）3孔，右	块	ASMRGY	8580
33-34	奥斯迈桡骨远端接骨板（头部9孔）4孔，右	块	ASMRGY	8580
33-34	奥斯迈桡骨远端接骨板（头部9孔）4孔，左	块	ASMRGY	8580
33-34	奥斯迈桡骨远端接骨板（头部9孔）5孔，右	块	ASMRGY	8580
33-34	奥斯迈桡骨远端接骨板（头部9孔）5孔，左	块	ASMRGY	8580
33-34	奥斯迈桡骨远端接骨板（头部9孔）6孔，右	块	ASMRGY	8580
33-34	奥斯迈桡骨远端接骨板（头部9孔）6孔，左	块	ASMRGY	8580
33-34	奥斯迈桡骨远端接骨板（头部9孔）7孔，右	块	ASMRGY	8580
33-34	奥斯迈桡骨远端接骨板（头部9孔）7孔，左	块	ASMRGY	8580
33-34	奥斯迈桡骨远端接骨板（头部9孔）8孔，右	块	ASMRGY	8580
33-34	奥斯迈桡骨远端接骨板（头部9孔）8孔，左	块	ASMRGY	8580
33-34	奥斯迈桡骨远端接骨板（头部9孔）9孔，右	块	ASMRGY	8580
33-34	奥斯迈桡骨远端接骨板（头部9孔）9孔，左	块	ASMRGY	8580
33-34	奥斯迈4.5胫骨近端内侧接骨板II 4孔右灭	块	ASM4.5	8804
33-34	奥斯迈4.5胫骨近端内侧接骨板II 4孔左灭	块	ASM4.5	8804
33-34	奥斯迈4.5胫骨近端内侧接骨板II 5孔右灭	块	ASM4.5	8804
33-34	奥斯迈4.5胫骨近端内侧接骨板II 5孔左灭	块	ASM4.5	8804
33-34	奥斯迈4.5胫骨近端内侧接骨板II 6孔左灭	块	ASM4.5	8804
33-34	奥斯迈跟骨接骨板Ⅷ L=68 右 锥螺纹灭菌	块	ASMGGJGB	8850
33-34	奥斯迈跟骨接骨板Ⅷ L=68 左 锥螺纹灭菌	块	ASMGGJGB	8850
33-34	奥斯迈胫骨近端外侧接骨板13孔，左，灭菌	块	ASMJGJ	9200
33-34	奥斯迈胫骨近端外侧接骨板10孔，右，灭菌	块	ASMJGJ	9200
33-34	奥斯迈胫骨近端外侧接骨板10孔，左，灭菌	块	ASMJGJ	9200
33-34	奥斯迈胫骨近端外侧接骨板11孔，右，灭菌	块	ASMJGJ	9200
33-34	奥斯迈胫骨近端外侧接骨板11孔，左，灭菌	块	ASMJGJ	9200
33-34	奥斯迈胫骨近端外侧接骨板12孔，右，灭菌	块	ASMJGJ	9200
33-34	奥斯迈胫骨近端外侧接骨板12孔，左，灭菌	块	ASMJGJ	9200
33-34	奥斯迈胫骨近端外侧接骨板13孔，右，灭菌	块	ASMJGJ	9200
33-34	奥斯迈胫骨近端外侧接骨板14孔，右，灭菌	块	ASMJGJ	9200
33-34	奥斯迈胫骨近端外侧接骨板14孔，左，灭菌	块	ASMJGJ	9200
33-34	奥斯迈胫骨近端外侧接骨板15孔，右，灭菌	块	ASMJGJ	9200
33-34	奥斯迈胫骨近端外侧接骨板15孔，左，灭菌	块	ASMJGJ	9200
33-34	奥斯迈胫骨近端外侧接骨板16孔，右，灭菌	块	ASMJGJ	9200
33-34	奥斯迈胫骨近端外侧接骨板16孔，左，灭菌	块	ASMJGJ	9200
33-34	奥斯迈胫骨近端外侧接骨板2孔，右，灭菌	块	ASMJGJ	9200
33-34	奥斯迈胫骨近端外侧接骨板2孔，左，灭菌	块	ASMJGJ	9200
33-34	奥斯迈胫骨近端外侧接骨板3孔，右，灭菌	块	ASMJGJ	9200
33-34	奥斯迈胫骨近端外侧接骨板3孔，左，灭菌	块	ASMJGJ	9200

33-34	奥斯迈胫骨近端外侧接骨板4孔，右，灭菌	块	ASMJGJ	9200
33-34	奥斯迈胫骨近端外侧接骨板4孔，左，灭菌	块	ASMJGJ	9200
33-34	奥斯迈胫骨近端外侧接骨板5孔，右，灭菌	块	ASMJGJ	9200
33-34	奥斯迈胫骨近端外侧接骨板5孔，左，灭菌	块	ASMJGJ	9200
33-34	奥斯迈胫骨近端外侧接骨板6孔，右，灭菌	块	ASMJGJ	9200
33-34	奥斯迈胫骨近端外侧接骨板7孔，右，灭菌	块	ASMJGJ	9200
33-34	奥斯迈胫骨近端外侧接骨板7孔，左，灭菌	块	ASMJGJ	9200
33-34	奥斯迈胫骨近端外侧接骨板8孔，右，灭菌	块	ASMJGJ	9200
33-34	奥斯迈胫骨近端外侧接骨板8孔，左，灭菌	块	ASMJGJ	9200
33-34	奥斯迈胫骨近端外侧接骨板9孔，右，灭菌	块	ASMJGJ	9200
33-34	奥斯迈胫骨近端外侧接骨板9孔，左，灭菌	块	ASMJGJ	9200
33-34	奥斯迈3.5胫骨远内接骨板II 14孔左 锥加压灭	块	ASM3.5JG	9723
33-34	奥斯迈3.5肱骨近外接骨板II 2孔短 锥加压灭	块	ASM3.5GG	7624
33-34	辛迪思钛板12孔眶缘板m	块	XDSTB12K	3680
33-34	辛迪思钛板4孔直厚1.0mm	块	XDSTB4KZ	2005
33-34	奥斯迈2.5直型背侧接骨板8孔灭菌	块	ASM2.5	8580
33-34	奥斯迈2.5直型背侧接骨板10孔灭菌	块	ASM2.5	8580
33-34	奥斯迈2.5直型背侧接骨板5孔灭菌	块	ASM2.5	8580
33-34	奥斯迈2.5直型背侧接骨板6孔灭菌	块	ASM2.5	8580
33-34	奥斯迈2.5直型背侧接骨板7孔灭菌	块	ASM2.5	8580
33-34	奥斯迈2.5直型背侧接骨板9孔灭菌	块	ASM2.5	8580
33-34	奥斯迈肱骨远端后/外侧接骨板6孔，左，灭	块	ASMGGY	8580
33-34	奥斯迈肱骨远端后/外侧接骨板10孔，右，灭	块	ASMGGYDH	8580
33-34	奥斯迈肱骨远端后/外侧接骨板10孔，左，灭	块	ASMGGYDH	8580
33-34	奥斯迈肱骨远端后/外侧接骨板11孔，右，灭	块	ASMGGYDH	8580
33-34	奥斯迈肱骨远端后/外侧接骨板11孔，左，灭	块	ASMGGYDH	8580
33-34	奥斯迈肱骨远端后/外侧接骨板12孔，右，灭	块	ASMGGYDH	8580
33-34	奥斯迈肱骨远端后/外侧接骨板12孔，左，灭	块	ASMGGYDH	8580
33-34	奥斯迈肱骨远端后/外侧接骨板13孔，右，灭	块	ASMGGYDH	8580
33-34	奥斯迈肱骨远端后/外侧接骨板13孔，左，灭	块	ASMGGYDH	8580
33-34	奥斯迈肱骨远端后/外侧接骨板14孔，右，灭	块	ASMGGYDH	8580
33-34	奥斯迈肱骨远端后/外侧接骨板14孔，左，灭	块	ASMGGYDH	8580
33-34	奥斯迈肱骨远端后/外侧接骨板15孔，右，灭	块	ASMGGYDH	8580
33-34	奥斯迈肱骨远端后/外侧接骨板15孔，左，灭	块	ASMGGYDH	8580

[illegible]

33-34	奥斯迈肱骨远端内侧接骨板18孔, 左, 灭菌	块	ASMGGY	8580
33-34	奥斯迈肱骨远端内侧接骨板19孔, 右, 灭菌	块	ASMGGY	8580
33-34	奥斯迈肱骨远端内侧接骨板19孔, 左, 灭菌	块	ASMGGY	8580
33-34	奥斯迈肱骨远端内侧接骨板20孔, 右, 灭菌	块	ASMGGY	8580
33-34	奥斯迈肱骨远端内侧接骨板20孔, 左, 灭菌	块	ASMGGY	8580
33-34	奥斯迈肱骨远端内侧接骨板3孔, 右, 灭菌	块	ASMGGY	8580
33-34	奥斯迈肱骨远端内侧接骨板3孔, 左, 灭菌	块	ASMGGY	8580
33-34	奥斯迈肱骨远端内侧接骨板4孔, 右, 灭菌	块	ASMGGY	8580
33-34	奥斯迈肱骨远端内侧接骨板4孔, 左, 灭菌	块	ASMGGY	8580
33-34	奥斯迈肱骨远端内侧接骨板6孔, 右, 灭菌	块	ASMGGY	8580
33-34	奥斯迈肱骨远端内侧接骨板6孔, 左, 灭菌	块	ASMGGY	8580
33-34	奥斯迈肱骨远端人字型接骨板12孔, 右, 灭	块	ASMGGY	8580
33-34	奥斯迈肱骨远端人字型接骨板12孔, 左, 灭	块	ASMGGY	8580
33-34	奥斯迈肱骨远端人字型接骨板13孔, 右, 灭	块	ASMGGY	8580
33-34	奥斯迈肱骨远端人字型接骨板9孔, 左, 灭菌	块	ASMGGY	8580
33-34	奥斯迈肱骨远端人字型接骨板9孔, 右, 灭菌	块	ASMGGY	8580
33-34	奥斯迈肱骨远端人字型接骨板10孔, 右, 灭	块	ASMGGY	8580
33-34	奥斯迈肱骨远端人字型接骨板10孔, 左, 灭	块	ASMGGY	8580
33-34	奥斯迈肱骨远端人字型接骨板11孔, 右, 灭	块	ASMGGY	8580
33-34	奥斯迈肱骨远端内侧接骨板8孔, 右, 灭菌	块	ASMGGY	8580
33-34	奥斯迈肱骨远端内侧接骨板8孔, 左, 灭菌	块	ASMGGY	8580
33-34	钛网 120*120 421786	块	TW 120*1	10920
33-34	奥斯迈2.0T型接骨板(头部三孔) II 9孔 灭	块	ASM2.0TX	8580
33-34	奥斯迈2.0Y型接骨板10孔灭菌	块	ASM2.0	8580
33-34	奥斯迈2.0Y型接骨板3孔灭菌	块	ASM2.0	8580
33-34	奥斯迈2.0Y型接骨板4孔灭菌	块	ASM2.0	8580
33-34	奥斯迈2.0Y型接骨板5孔灭菌	块	ASM2.0	8580
33-34	奥斯迈2.0Y型接骨板6孔灭菌	块	ASM2.0	8580
33-34	奥斯迈2.0Y型接骨板7孔灭菌	块	ASM2.0	8580
33-34	奥斯迈2.0Y型接骨板9孔灭菌	块	ASM2.0YX	8580
33-34	奥斯迈2.0直型背侧接骨板8孔灭菌	块	ASM2.0	8580
33-34	奥斯迈2.0直型背侧接骨板10孔灭菌	块	ASM2.0	8580
33-34	奥斯迈2.0直型背侧接骨板5孔灭菌	块	ASM2.0	8580
33-34	奥斯迈2.0直型背侧接骨板6孔灭菌	块	ASM2.0	8580
33-34	奥斯迈2.0直型背侧接骨板7孔灭菌	块	ASM2.0	8580
33-34	奥斯迈2.0直型背侧接骨板9孔灭菌	块	ASM2.0ZX	8580
33-34	奥斯迈2.0直型接骨板 II 10孔灭菌	块	ASM2.0	8580
33-34	奥斯迈2.0直型接骨板 II 11孔灭菌	块	ASM2.0	8580
33-34	奥斯迈2.0直型接骨板 II 12孔灭菌	块	ASM2.0	8580
33-34	奥斯迈2.0直型接骨板 II 13孔灭菌	块	ASM2.0	8580
33-34	奥斯迈2.0直型接骨板 II 14孔灭菌	块	ASM2.0	8580
33-34	奥斯迈2.0直型接骨板 II 15孔灭菌	块	ASM2.0	8580
33-34	奥斯迈2.0直型接骨板 II 3孔灭菌	块	ASM2.0	8580
33-34	奥斯迈2.0直型接骨板 II 4孔灭菌	块	ASM2.0	8580
33-34	奥斯迈2.0直型接骨板 II 5孔灭菌	块	ASM2.0	8580
33-34	奥斯迈2.0直型接骨板 II 6孔灭菌	块	ASM2.0	8580
33-34	奥斯迈2.0直型接骨板 II 7孔灭菌	块	ASM2.0	8580

33-34	奥斯迈2.0直型接骨板Ⅱ8孔灭菌	块	ASM2.0	8580
33-34	奥斯迈2.0直型接骨板Ⅱ9孔灭菌	块	ASM2.0	8580
33-34	奥斯迈2.5L型110背侧接骨板头三3孔 右 灭菌	块	ASM2.5LX	8580
33-34	奥斯迈2.5L型110背侧接骨板头三3孔 左 灭菌	块	ASM2.5LX	8580
33-34	奥斯迈2.5L型110背侧接骨板头三4孔 右 灭菌	块	ASM2.5LX	8580
33-34	奥斯迈2.5L型110背侧接骨板头三4孔 左 灭菌	块	ASM2.5LX	8580
33-34	奥斯迈2.5L型110背侧接骨板头三5孔 右 灭菌	块	ASM2.5LX	8580
33-34	奥斯迈2.5L型110背侧接骨板头三5孔 左 灭菌	块	ASM2.5LX	8580
33-34	奥斯迈2.5L型110背侧接骨板头三6孔 右 灭菌	块	ASM2.5LX	8580
33-34	奥斯迈2.5L型110背侧接骨板头三6孔 左 灭菌	块	ASM2.5LX	8580
33-34	奥斯迈2.5L型110背侧接骨板头三7孔 右 灭菌	块	ASM2.5LX	8580
33-34	奥斯迈2.5L型110背侧接骨板头三7孔 左 灭菌	块	ASM2.5LX	8580
33-34	奥斯迈2.5L型110背侧接骨板头三8孔 右 灭菌	块	ASM2.5LX	8580
33-34	奥斯迈2.5L型110背侧接骨板头三8孔 左 灭菌	块	ASM2.5LX	8580
33-34	奥斯迈2.5L型90背侧接骨板头两3孔 右 灭菌	块	ASM2.5LX	8580
33-34	奥斯迈2.5L型90背侧接骨板头两3孔 左 灭菌	块	ASM2.5LX	8580
33-34	奥斯迈2.5L型90背侧接骨板头两4孔 右 灭菌	块	ASM2.5LX	8580
33-34	奥斯迈2.5L型90背侧接骨板头两4孔 左 灭菌	块	ASM2.5LX	8580
33-34	奥斯迈2.5L型90背侧接骨板头两5孔 右 灭菌	块	ASM2.5LX	8580
33-34	奥斯迈2.5L型90背侧接骨板头两5孔 左 灭菌	块	ASM2.5LX	8580
33-34	奥斯迈2.5L型90背侧接骨板头两6孔 右 灭菌	块	ASM2.5LX	8580
33-34	奥斯迈2.5L型90背侧接骨板头两6孔 左 灭菌	块	ASM2.5LX	8580
33-34	奥斯迈2.5L型90背侧接骨板头两7孔 右 灭菌	块	ASM2.5LX	8580
33-34	奥斯迈2.5L型90背侧接骨板头两7孔 左 灭菌	块	ASM2.5LX	8580
33-34	奥斯迈2.5L型90背侧接骨板头两8孔 右 灭菌	块	ASM2.5LX	8580
33-34	奥斯迈2.5L型90背侧接骨板头两8孔 左 灭菌	块	ASM2.5LX	8580

33-34	奥斯迈2.5L型90背侧接骨板头三3孔 右 灭菌	块	ASM2.5LX	8580
33-34	奥斯迈2.5L型90背侧接骨板头三3孔 左 灭菌	块	ASM2.5LX	8580
33-34	奥斯迈2.5L型90背侧接骨板头三4孔 右 灭菌	块	ASM2.5LX	8580
33-34	奥斯迈2.5L型90背侧接骨板头三4孔 左 灭菌	块	ASM2.5LX	8580
33-34	奥斯迈2.5L型90背侧接骨板头三5孔 右 灭菌	块	ASM2.5LX	8580
33-34	奥斯迈2.5L型90背侧接骨板头三5孔 左 灭菌	块	ASM2.5LX	8580
33-34	奥斯迈2.5L型90背侧接骨板头三6孔 右 灭菌	块	ASM2.5LX	8580
33-34	奥斯迈2.5L型90背侧接骨板头三6孔 左 灭菌	块	ASM2.5LX	8580
33-34	奥斯迈2.5L型90背侧接骨板头三7孔 右 灭菌	块	ASM2.5LX	8580
33-34	奥斯迈2.5L型90背侧接骨板头三7孔 左 灭菌	块	ASM2.5LX	8580
33-34	奥斯迈2.5L型90背侧接骨板头三8孔 右 灭菌	块	ASM2.5LX	8580
33-34	奥斯迈2.5L型90背侧接骨板头三8孔 左 灭菌	块	ASM2.5LX	8580
33-34	奥斯迈2.5T型接骨板(头部二孔)3孔 锥加 压灭	块	ASM2.5TX	8580
33-34	奥斯迈2.5T型接骨板(头部二孔)4孔 锥加 压灭	块	ASM2.5TX	8580
33-34	奥斯迈2.5T型接骨板(头部二孔)5孔 锥加 压灭	块	ASM2.5TX	8580
33-34	奥斯迈2.5T型接骨板(头部二孔)6孔 锥加 压灭	块	ASM2.5TX	8580
33-34	奥斯迈2.5T型接骨板(头部二孔)7孔 锥加 压灭	块	ASM2.5TX	8580
33-34	奥斯迈2.5T型接骨板(头部二孔)8孔 锥加 压灭	块	ASM2.5TX	8580
33-34	奥斯迈2.5T型接骨板(头部二孔)9孔 锥加 压灭	块	ASM2.5TX	8580
33-34	奥斯迈2.5T型接骨板(头部二孔)10孔 锥加 压灭	块	ASM2.5TX	8580
33-34	奥斯迈2.5T型接骨板(头部二孔)11孔 锥加 压灭	块	ASM2.5TX	8580
33-34	奥斯迈2.5T型接骨板(头部二孔)12孔 锥加 压灭	块	ASM2.5TX	8580
33-34	奥斯迈2.5T型接骨板(头部二孔)13孔 锥加 压灭	块	ASM2.5TX	8580
33-34	奥斯迈2.5T型接骨板头二III14孔灭菌	块	ASM2.5	8580
33-34	奥斯迈2.5T型接骨板头二III15孔灭菌	块	ASM2.5	8580
33-34	奥斯迈2.5T型接骨板(头部三孔)3孔锥加 压灭	块	ASM2.5TX	8580

33-34	奥斯迈2.5T型接骨板（头部三孔）4孔锥加灭	块	ASM2.5TX	8580
33-34	奥斯迈2.5T型接骨板（头部三孔）5孔锥加灭	块	ASM2.5TX	8580
33-34	奥斯迈2.5T型接骨板（头部三孔）7孔锥加灭	块	ASM2.5TX	8580
33-34	奥斯迈2.5T型接骨板（头部三孔）8孔锥加灭	块	ASM2.5TX	8580
33-34	奥斯迈2.5T型接骨板（头部三孔）9孔锥加灭	块	ASM2.5TX	8580
33-34	奥斯迈2.5T型接骨板（头部三孔）10孔锥加灭	块	ASM2.5TX	8580
33-34	奥斯迈2.5T型接骨板（头部三孔）11孔锥加灭	块	ASM2.5TX	8580
33-34	奥斯迈2.5T型接骨板（头部三孔）12孔锥加灭	块	ASM2.5TX	8580
33-34	奥斯迈2.5T型接骨板（头部三孔）13孔锥加灭	块	ASM2.5TX	8580
33-34	奥斯迈2.5T型接骨板（头部三孔）14孔锥加灭	块	ASM2.5TX	8580
33-34	奥斯迈2.5T型接骨板（头部三孔）15孔锥加灭	块	ASM2.5TX	8580
33-34	奥斯迈2.5T型接骨板（头部三孔）6孔锥加灭	块	ASM2.5TX	8580
33-34	奥斯迈2.5Y型接骨板Ⅱ3孔灭菌	块	ASM2.5	8580
33-34	奥斯迈桡骨远端大接骨板(手掌端)13孔,左,灭	块	ASMRGYDD	8580
33-34	奥斯迈胫骨近端外侧接骨板Ⅶ 6孔,左	块	ASMJGJDW	9200
33-34	强生滑面眶底板35mm/0.8mm	块	QSHMKD	18900
33-34	强生眶底钛网44.6mm/1.5mm	块	QSKDTW	16200
33-34	强生矢状劈开固定板弧形6mm	块	QSSZPKGD	6975
33-34	强生矢状劈开固定板弧形8mm	块	QSSZPKGD	6975
33-34	强生矢状劈开固定板弧形10mm	块	QSSZPKGD	6975
33-34	强生矢状劈开固定板弧形12mm	块	QSSZPKGD	6975
33-34	强生矢状劈开固定板直形6mm	块	QSSZPKGD	6975
33-34	强生矢状劈开固定板直形8mm	块	QSSZPKGD	6975
33-34	强生矢状劈开固定板直形10mm	块	QSSZPKGD	6975
33-34	强生矢状劈开固定板直形12mm	块	QSSZPKGD	6975
33-35	云鼎子宫颈扩张球囊导管CVB-18F	支	YDZGJK	460
33-35	爱光宫颈扩张棒B-I型	个	AGGJKZBB	378

33-35	爱源球囊宫颈扩张导管	个	AYQNGJKZ	480
33-35	奥斯迈跟骨接骨板Ⅷ(锥螺纹)L=60左	块	ASMGGJGB	8850
33-35	天使宫颈扩张用模具 D型	支	TSGJKZYM	280
33-35	组织导管扩张器	个	ZZDGKZQ	2600
33-36	手术切口固定器（60/70-60/150）	个	SSQKGDQ（	343
33-36	手术切口固定器（50/40-25/25）	个	SSQKGDQ（	326
33-36	巴德可吸收钉修补固定器 0113116	把	BDKXSDXB	13000
33-36	巴德固定系统0113120	片	BDGDXT01	4283
33-36	微至切口牵开固定器（A）60/70-60	个	WZQKQK	435
33-36	微至切口牵开固定器（A）80/90-80	个	WZQKQK	435
33-36	微至切口牵开固定器（A）120/130-	个	WZQKQK	435
33-36	微至切口牵开固定器（A）150/160-	个	WZQKQK	435
33-36	微至切口牵开固定器（A）220/230-	个	WZQKQK	435
33-36	美外固定器174006 30颗钛钉	把	MWGDQ174	4050
33-36	奥索拇指护托中（右）3150	个	ASMZHTZ（	500
33-36	奥索拇指护托特大（右）3180	个	ASMZHTTD	500
33-36	奥索拇指护托小（右）3130	个	ASMZHTX（	500
33-36	奥索拇指护托特小（左）3020	个	ASMZHTTX	500
33-36	奥索拇指护托大（左）3070	个	ASMZHTD（	500
33-36	奥索拇指护托大（右）3170	个	ASMZHTD（	500
33-36	奥索拇指护托中（左）3050	个	ASMZHTZ（	500
33-36	奥索拇指护托小（左）3030	个	ASMZHTX（	500
33-36	奥索拇指护托特小（右）3120	个	ASMZHTTX	500
33-36	奥索拇指护托特大（左）3080	个	ASMZHTTD	500
33-36	奥索颈椎固定器MT-900	个	ASJZGDQM	4500
33-37	振德医用纱布块7.5cm*7.5cm-8p 2片/袋	袋	ZDYYSBK7	0.57
33-37	3M手术膜9002	包	3MSSM900	278.06
33-37	3M手术膜1081	包	3MSSM108	270

33-37	3M手术膜7966	包	3MSSM796	297.55
33-37	3M手术膜9010	包	3MSSM901	272
33-37	3M手术膜9055	包	3MSSM905	325.66
33-37	奥健一次性使用无菌手术膜150cm*150cm A型	套	AJYCXYW	15
33-37	明尼苏达抗菌手术薄膜60cm*45cm 6650EZ	片	MNSDKJSS	92
33-37	振德医用纱布块6cm*8cm-8p	袋	ZDYYSB	1.03
33-37	振德无菌换药包标配	只	ZDWJHY	3.5
33-37	江西3L碘伏医用手术薄膜45cm*45c	张	JX3LDF	9.8
33-37	抗菌贴膜/3M强生45*45	张	KJTM/3MQ	58.9
33-37	3L医用手术薄膜45*45cm	张	3LYYSS	7.5
33-37	3L颅脑手术薄膜45cm*45cm	片	3LLNSS	7.2
33-37	3L颅脑手术薄膜P-C型	片	3LLNSS	7.2
33-38	强生可吸收止血流体明胶MS0010 8 ML	盒	QSKXSZXL	2750
33-38	胶原蛋白海绵/迈科唯5*5*0.2cm	片	JYDBHM/M	387.6
33-38	强生骨蜡W810T 2.5g	片	QSGWLW810	20.68
33-38	麦迪克医用聚乙烯醇海绵J80/1型 PV	片	MDKYYJ	52
33-38	胶原止血剂	个	JYZXJ	1414.4
33-38	泰科可吸收性止血纱布8cm*5cm	片	TKKXSXZX	380
33-38	协合可吸收止血微球 0.25g/支	支	XHKXSZXW	680
33-38	协合可吸收止血微球 0.75g/支	支	XHKXSZXW	1868
33-38	协合可吸收止血微球 0.5g/支	支	XHKXSZXW	950
33-38	康派特医用胶栓塞型0.5ml	支	KPTYJSS	1119.5
33-38	膨胀海绵/英佳医用聚乙烯醇J801型	片	PZHM/YJY	52
33-38	康派特医用胶-20.5ml	支	KPTYJ	1500
33-38	止血纱/强生1962/5.1*10.2cm	袋	ZXS/QS19	1325
33-38	苏中负压引流海绵SZ-III-1510	套	SZFYLLHM	1900
33-38	博特医用胶原膜25×30mm BME-10X	片	BTYYJYM2	2200
33-38	凯博动脉止血贴 AI型 直径4cm	袋	KBDMZXT	896
33-38	为尼医用胶原蛋白海绵50×50×5	片	WNYYJYDB	310
33-38	明胶海绵/祥恩吸收性A型/60*20*5	片	MJHM/XEX	19.2

33-38	胶原止血剂/英特格拉1692-ZL	个	JYZXJ/YT	1600
33-38	止血纱/强生1961/2.5cm*5.1cm	袋	ZXS/QS19	309
33-38	国药可吸收止血纱1961	袋	GYKXSZXS	309
33-38	皓齿登止血排龈凝胶6407	盒	HCDZXP	816
33-38	止血纱/强生1963/10.2*10.2cm	袋	ZXS/QS19	1760
33-38	医用胶原蛋白海绵50×50×5	片	YYJYDBHM	310
33-38	信沃可吸收性止血纱布CC-507 5.0cm×7.5cm	片	XWKXSXZX	1277
33-38	强生可吸收止血非织造布2081 2.5cm*5.1cm	片	QSKXSZXF	614.22
33-38	博益壳聚糖基可吸收止血非织布25mm×50mm	片	BYKJTJKX	805
33-38	胶原蛋白海绵/可即邦50*50*5	片	JYDBHM/K	288
33-39	人体组织粘合剂（爱必肤）	支	RTZZZHJ（	313
33-39	人体组织粘合剂（3ml爱必肤）	支	RTZZZHJ（	294
33-39	丽华天然植物修复生物医用胶85ml	袋	LHTRZWXF	799
33-39	龙心α-氰基丙烯酸正丁酯医用粘合剂QZY-	支	LX?QJBX	420
33-4	医用钛夹/6枚装/杭州康生	枚	YYTJ/6MZ	7.2
33-4	塑料夹/微度/金2粒装L	枚	SLJ/WD/J	22
33-4	微度结扎血管夹 WD-JZ 4L 4枚/板	枚	WDJZXGJ	22
33-4	微度结扎血管夹 WD-JZ M 4枚/板	枚	WDJZXGJ	22
33-4	微度结扎血管夹 WD-JZ S 4枚/板	枚	WDJZXGJ	22
33-4	康极一次性结扎夹KJ-JZJ04ML	枚	KJYCXJZJ	72
33-4	塑料夹/微度/紫2粒装M	枚	SLJ/WD/Z	72
33-4	塑料夹/微度/绿2粒装S	枚	SLJ/WD/L	70
33-4	康生医用钛夹3号	枚	KSYJTJ3H	7.2
33-4	康基一次性结扎夹KJ-JZJ04L	枚	KJYCXJZJ	72
33-4	微度结扎血管夹WD-JZ 2S	枚	WDJZXGJW	22
33-4	一次性结扎夹	枚	YCXJZJ	72
33-4	塑料夹/康基/紫4粒装L	枚	SLJ/KJ/Z	72
33-4	塑料夹/康基/绿4粒装ML	枚	SLJ/KJ/L	72
33-40	柯惠修补塞SMPL01	个	KHXBSS	569.97

33-40	英特格拉硬膜补片（2.54*2.54）	片	YTGLYMBP	3322
33-40	颅面部个体化内置物系统	个	LMBGTHNZ	120000
33-40	瑞济生物羊膜30mm×40mm	片	RJSWYM	6859
33-40	瑞济生物羊膜 骨科用无滤纸型 25mm×25mm	片	RJSWYM G	5249
33-40	巴德疝修补补片 大号 左 0117311	片	BDSXBBP	1900
33-40	巴德疝修补补片0115310	片	BDSXBBP0	1107.2
33-40	巴德疝修补补片0115320	片	BDSXBBP0	1107.2
33-40	巴德轻量疝环充填式修补补片0117180	片	BDQLSHCT	1388
33-40	奥精人工骨修复材料16*2.5*10*4	盒	AJRGGXFC	3590
33-40	强生颅骨固定板04.503.146S	个	QSLGGDB0	33698
33-40	强生补片（腔镜超普补片）UMM1	片	QSBP(Q	1360.1
33-40	美敦力颅颌面固定系统090 150*150mm)	块	MDLLGMD	11961
33-40	巴德乳房软组织加强补片	片	BDRFRZZJ	21850
33-40	巴德疝修补补片 大号 右 0117321	片	BDSXBBP	1900
33-40	奥精人工骨修复材料8*8*3	盒	AJRGGXFC	2080
33-40	奥精人工骨修复材料14*2*8.5*4	盒	AJRGGXFC	2360
33-40	奥精人工骨修复材料33*3*23*4	盒	AJRGGXFC	5760
33-40	亚太颌面接骨板系统双Y型骨板 420136	个	YTG MJGBX	816
33-40	三益双层人工真皮修复材料5cm×5cm	片	SYSCRGZP	5200
33-40	三益双层人工真皮修复材料8cm×6cm	片	SYSCRGZP	7200
33-40	三益双层人工真皮修复材料12cm×8cm	片	SYSCRGZP	14000
33-40	天助畅运疝修补片-3D7.5 5*10c	片	TZCYSX	4200
33-40	天助畅运疝修补片-3D7.8 6*11c	片	TZCYSX	4200
33-40	康拓雪花链接板KTXHL26.6	块	KTXHLJBK	4000
33-40	涤纶补片/契斯特针织DKS-P-1010	片	DLBP/QST	2200
33-40	德佩盆底修补网6000711	片	DPPDXBW6	18000
33-40	德佩盆底修补网6000712	片	DPPDXBW6	25000
33-40	德佩盆底修补网6000472	片	DPPDXBW6	6000

33-40	契斯特涤纶心脏修补材料100mm*100mm	片	QSTD LXZX	1250
33-40	瑞泰眼科用生物羊膜BA-1015	包	RTYKYSWY	3900
33-40	博辉吻合口加固修补片 SLR-ECP-S60T	套	BHWHKJGX	4750
33-40	博辉吻合口加固修补片 SLR-ECP-S60	套	BHWHKJGX	4750
33-40	博辉吻合口加固修补片 SLR-ECC-S60	套	BHWHKJGX	3250
33-40	博辉吻合口加固修补片 SLR-ECC-S60T	套	BHWHKJGX	3250
33-40	博辉吻合口加固修补片 SLR-FT-S1	套	BHWHKJGX	1580
33-40	博辉吻合口加固修补片 SLR-FT-M	套	BHWHKJGX	6500
33-40	天助疝修补片-2 15*20cm	片	TZSXPB	1800.1
33-40	巴德疝修补平片和预裁补片117010	片	BDSXBPPH	423
33-40	通用疝修补3D立体补片11*15cm 3D1115-8	1片	TYSXB3DL	1553.3
33-40	康拓骨板KTGB4140*90°	个	KTGBKT	116348
33-40	康拓骨板KTGB4150*105°	个	KTGBKT	116348
33-40	亚太钛合金颅颌面骨钉2.0*5	个	YTTHJL	246.5
33-40	瑞济生物羊膜40mm×70mm	片	RJSWYM	11549
33-40	强生MF皮质骨螺钉2.0mm 806.006.02S	个	QSMFPZGL	1380
33-40	康拓螺钉 b:1.6*4	枚	KTLD b:1	720
33-41	钨针/必辛格	根	WZ/BXG	2640
33-41	爱尔博氩气电极20132-177	根	AEBYQD	5300
33-41	恒生不粘双极电凝镊Q-A-D (0.9×190)	个	HSBZSJDN	266
33-41	立德射频手术电极LDDJS3-0160300A	根	LDSPSSDJ	11000
33-41	一次性电刀头 (笔)	支	YCXDDT (B	20.9
33-41	史赛克微型高频针状电极N103A	根	SSKWXGPZ	2350
33-41	康基一次性电凝切割器 KJ-DN0205G	一把	KJYCXDNQ	549.1
33-41	电刀笔/海圣单极HEP4	支	DDB/HSDJ	20.9
33-41	海圣单极手术电极HEP4	支	HSDJSS	20.9
33-41	丰安电外科手术器械 (微型针状电极) Φ0.	支	FADWKS	2640
33-41	安和一次性刀具T	把	AHYCXD	2100
33-41	安和一次性刀具0	把	AHYCXD	2100
33-41	立科达消融止血手术电极DJP4-P-Z127	把	LKDXRZXS	2795
33-41	立科达消融止血手术电极DJX2-B-Z328	把	LKDXRZXS	1560

33-41	立科达消融止血手术电极LKD-T-Q(0.3×230)	把	LKDXRZXS	2990
33-41	美创等离子手术电极ME103	支	MCDLZSSD	3900
33-41	和极手术电极RH-A(6-20)Y	支	HJSSDJRH	1300
33-41	和极手术电极RH-B(6-20)Y	支	HJSSDJRH	1300
33-41	和极手术电极RH-E(6-20)Y	支	HJSSDJRH	1300
33-41	和极手术电极RH-F(6-20)Y	支	HJSSDJRH	1300
33-41	和极手术电极RH-G(6-20)Y	支	HJSSDJRH	1300
33-41	瀚诺馨外科术中止血装置HXZXZZ-SK-N110A	个	HNXWKSZZ	1534.7
33-41	瀚诺馨外科术中止血装置HNZXZZ-SK-E1033	个	HNXWKSZZ	1534.7
33-41	消融电极/安能高频G	支	XRDJ/ANG	695.44
33-41	天恩消融电极SYWDJ-D1	支	TEXRDJSY	1460
33-41	消融电极/武汉麦朗ML-DH1	支	XRDJ/WHM	396.9
33-41	翊博消融电极LM-A6	套	YBXRDJLM	470
33-41	翊博消融电极LM-B	套	YBXRDJLM	828
33-41	麦朗消融电极 ML-DH3F	支	MLXRDJ M	1250
33-41	金康特单极手术电极常规型	片	JKTDJS	19.2
33-42	景欣一次性使用负压引流器Ⅱ型:1000m	只	JXYCXS	6.8
33-42	华盛一次性使用胸腔闭式引流瓶三腔型 2500ml	个	HSYCXSX	50
33-42	美昕负压引流器I-C型 2000ML	个	MXFYYLQI	37
33-42	美昕负压引流器III-C型 2000ML	个	MXFYYLQI	37
33-42	京精血液收集装置2000ml	套	JJXYSJ	270
33-42	科创一次性使用负压引流(吸引)接管/I型	根	KCYCXS	80
33-42	美昕负压引流器IV型收集软袋 2000ml	个	MXFYYLQI	37
33-43	宾格听小骨假体12925	盒	BGTXGJ	4600
33-46	萨格瑞尔切口扩张器150/160-150/250	个	SGREQKKZ	423
33-46	萨格瑞尔切口扩张器120/130-120/250	个	SGREQKKZ	423
33-46	萨格瑞尔切口扩张器180/190-180/250	个	SGREQKKZ	423
33-46	萨格瑞尔切口扩张器50/40-40/100	个	SGREQKKZ	423

33-46	萨格瑞尔切口扩张器60/50-50/100	个	SGREQKKZ	423
33-46	萨格瑞尔切口扩张器80/90-80/150	个	SGREQKKZ	423
33-46	切口保护器/3L-18cm	只	QKBHQ/3L	14
33-46	手术切口层保护器（各型号）jx3L	只	SSQKCBHQ	14
33-46	萨格瑞尔切口扩张器100/50-35/5	个	SGREQKKZ	423
33-46	金瑞福一次性使用扩张器K250	只	JRFYCXY	2000
33-46	金瑞福一次性使用扩张器K350	只	JRFYCXY	2000
33-46	3L手术切口层保护器22cm	只	3LSSQKCB	14
33-46	萨格瑞尔切口扩张器90/100-90/150	个	SGREQKKZ	423
33-46	萨格瑞尔切口扩张器220/230-220/250	个	SGREQKKZ	423
33-47	微创内窥镜取物袋01/400ml	个	WCNKJQ	360
33-47	一次性使用内窥镜取物袋	个	YCXYNKJ	320
33-47	维力内窥镜手术用取物器C型 800ml	个	WLNKJSSY	400
33-47	取物袋/康基内窥镜-1大号	支	QWD/KJNK	324. 32
33-47	微创内窥镜取物袋200ml	个	WCNKJQWD	360
33-48	无菌生物护创膜（0610）	片	WJSWHCM（	1997. 5
33-48	冠昊无菌生物护创膜1218	片	GHWJSWHC	6550
33-49	其胜医用几丁糖5ml	支	QSYJDT5	419
33-5	三友ZSL06直型锁定接骨板13. 5/4. 2 14孔	块	SYZSL06Z	3785
33-5	三友盆骨锁定接骨板YSL20 12孔	块	SYPGSDJG	4838. 4
33-5	三友盆骨锁定接骨板YSL20 10孔	块	SYPGSDJG	4838. 4
33-5	强生适形钛板6孔直厚0. 7mm	块	QSSXTB6K	1565
33-5	强生可吸收眶骨板10孔弧	块	QSKXSKGB	2140
33-5	通用跟骨锁定钢板4. 8mm 68. 8mm 21064-60	块	TYGGSDGB	14500
33-5	通用尺骨鹰嘴锁定钢板孔数：10孔 21111-10	块	TYCGYZSD	8422. 4
33-5	通用尺骨鹰嘴锁定钢板孔数：12孔 21111-12	块	TYCGYZSD	8422. 4

33-5	通用尺骨鹰嘴锁定钢板孔数：6孔 21111-6	块	TYCGYZSD	8422.4
33-5	三友直型接骨板7孔	块	SYZXJG	1255
33-5	三友直型接骨板5孔	块	SYZXJG	1255
33-5	三友直型接骨板8孔	块	SYZXJG	1255
33-5	三友直型接骨板6孔	块	SYZXJG	1255
33-5	三友直型接骨板4孔	块	SYZXJG	1255
33-5	三友股骨远近端接骨板8孔	块	SYGGYJ	4240
33-5	三友股骨远近端接骨板4孔	块	SYGGYJ	4240
33-5	三友股骨远近端接骨板6孔	块	SYGGYJ	4240
33-5	三友股骨远近端接骨板7孔	块	SYGGYJ	4240
33-5	三友股骨远近端接骨板10孔	块	SYGGYJ	4240
33-5	三友股骨远近端接骨板5孔	块	SYGGYJ	4240
33-5	三友股骨远近端接骨板3孔	块	SYGGYJ	4240
33-5	三友锁骨接骨板右，5孔	块	SYSGJG	4800
33-5	三友锁骨接骨板右，4孔YSQ71	块	SYSGJGBY	4800
33-5	三友锁骨接骨板左，3孔	块	SYSGJG	4800
33-5	三友锁骨接骨板左，4孔YSQ71	块	SYSGJGBZ	4800
33-5	三友锁骨接骨板右，3孔	块	SYSGJG	4800
33-5	三友锁骨接骨板左，5孔	块	SYSGJG	4800
33-5	通用胫骨近端锁定接骨板 4孔 21322-4	块	TYJGJDSD	13800
33-5	三友YSL75锁骨锁定接骨板右6孔	块	SYYSL7	6095
33-5	三友YSL75锁骨锁定接骨板右8孔	块	SYYSL7	6095
33-5	三友YSL75锁骨锁定接骨板左7孔	块	SYYSL7	6095
33-5	三友YSL75锁骨锁定接骨板左6孔	块	SYYSL7	6095
33-5	三友YSL75锁骨锁定接骨板左8孔	块	SYYSL7	6095
33-5	三友YSL75锁骨锁定接骨板右7孔	块	SYYSL7	6095
33-5	三友YSL50跟骨锁定接骨板右中号	块	SYYSL5	3506.4
33-5	三友YSL50跟骨锁定接骨板左小号	块	SYYSL5	3506.4
33-5	三友YSL50跟骨锁定接骨板左中号	块	SYYSL5	3506.4
33-5	三友YSL50跟骨锁定接骨板右小号	块	SYYSL5	3506.4
33-5	三友YSL16指骨W型锁定接骨板/5孔	块	SYYSL1	6689.9
33-5	三友YSQ25股骨远端接骨板右，9孔	块	SYYSQ2	4353.3
33-5	三友YSQ25股骨远端接骨板左，10孔	块	SYYSQ2	4353.3
33-5	三友YSQ25股骨远端接骨板右，8孔	块	SYYSQ2	4353.3
33-5	三友YSQ25股骨远端接骨板左，14孔	块	SYYSQ2	4353.3
33-5	三友YSQ25股骨远端接骨板右，14孔	块	SYYSQ2	4353.3
33-5	三友YSQ25股骨远端接骨板左，8孔	块	SYYSQ2	4353.3
33-5	三友YSQ25股骨远端接骨板右，6孔	块	SYYSQ2	4353.3
33-5	三友YSQ25股骨远端接骨板左，9孔	块	SYYSQ2	4353.3
33-5	三友YSQ25股骨远端接骨板左，7孔	块	SYYSQ2	4353.3
33-5	三友YSQ25股骨远端接骨板左，12孔	块	SYYSQ2	4353.3
33-5	三友YSQ25股骨远端接骨板左，6孔	块	SYYSQ2	4353.3
33-5	三友YSQ25股骨远端接骨板右，7孔	块	SYYSQ2	4353.3
33-5	三友YSQ25股骨远端接骨板右，12孔	块	SYYSQ2	4353.3
33-5	三友YSQ25股骨远端接骨板右，10孔	块	SYYSQ2	4353.3
33-5	三友YSQ20骨盆接骨板10孔	块	SYYSQ2	2736
33-5	三友YSQ20骨盆接骨板8孔	块	SYYSQ2	2736

33-5	三友YSL14指掌骨L型锁定接骨板左 6孔	块	SYYSL14Z	6624
33-5	三友YSL14指掌骨L型锁定接骨板右 6孔	块	SYYSL14Z	6624
33-5	三友YSL41肱骨近端锁定接骨板右10孔	块	SYYSL4	8258
33-5	三友YSL41肱骨近端锁定接骨板右9孔	块	SYYSL4	8258
33-5	三友YSL41肱骨近端锁定接骨板左7孔	块	SYYSL4	8258
33-5	三友YSL41肱骨近端锁定接骨板左4孔	块	SYYSL4	8258
33-5	三友YSL41肱骨近端锁定接骨板左10孔	块	SYYSL4	8258
33-5	三友YSL41肱骨近端锁定接骨板右11孔	块	SYYSL4	8258
33-5	三友YSL41肱骨近端锁定接骨板右13孔	块	SYYSL4	8258
33-5	三友YSL41肱骨近端锁定接骨板右8孔	块	SYYSL4	8258
33-5	三友YSL41肱骨近端锁定接骨板左3孔	块	SYYSL4	8258
33-5	三友YSL41肱骨近端锁定接骨板右3孔	块	SYYSL4	8258
33-5	三友YSL41肱骨近端锁定接骨板右7孔	块	SYYSL4	8258
33-5	三友YSL41肱骨近端锁定接骨板右12孔	块	SYYSL4	8258
33-5	三友YSL41肱骨近端锁定接骨板左12孔	块	SYYSL4	8258
33-5	三友YSL41肱骨近端锁定接骨板右14孔	块	SYYSL4	8258
33-5	三友YSL41肱骨近端锁定接骨板左6孔	块	SYYSL4	8258
33-5	三友YSL41肱骨近端锁定接骨板左5孔	块	SYYSL4	8258
33-5	三友YSL41肱骨近端锁定接骨板右5孔	块	SYYSL4	8258
33-5	三友YSL41肱骨近端锁定接骨板左13孔	块	SYYSL4	8258
33-5	三友YSL41肱骨近端锁定接骨板左14孔	块	SYYSL4	8258
33-5	三友YSL41肱骨近端锁定接骨板左8孔	块	SYYSL4	8258
33-5	三友YSL41肱骨近端锁定接骨板左9孔	块	SYYSL4	8258
33-5	三友YSL41肱骨近端锁定接骨板左11孔	块	SYYSL4	8258
33-5	三友YSL41肱骨近端锁定接骨板右4孔	块	SYYSL4	8258
33-5	三友YSL41肱骨近端锁定接骨板右6孔	块	SYYSL4	8258
33-5	三友YSL05T型锁定接骨板11.0/2.0 8孔	块	SYYSL05T	7078
33-5	三友YSL05T型锁定接骨板11.0/2.0 10孔	块	SYYSL05T	7078
33-5	三友YSL05T型锁定接骨板11.0/2.0 12孔	块	SYYSL05T	7078
33-5	三友YSL05T型锁定接骨板 11.0/2.0 6孔	块	SYYSL05T	7078
33-5	三友YSL56尺桡骨锁定接骨板右5孔	块	SYYSL5	4140
33-5	三友YSL56尺桡骨锁定接骨板右4孔	块	SYYSL5	4140
33-5	三友YSL56尺桡骨锁定接骨板右3孔	块	SYYSL5	4140
33-5	三友YSL56尺桡骨锁定接骨板左4孔	块	SYYSL5	4140
33-5	三友YSL56尺桡骨锁定接骨板左5孔	块	SYYSL5	4140
33-5	三友YSL56尺桡骨锁定接骨板左3孔	块	SYYSL5	4140
33-5	三友YSQ03斜T型接骨板4孔	块	SYYSQ0	1550.4
33-5	三友YSQ03斜T型接骨板3孔	块	SYYSQ0	1550.4
33-5	三友YSQ03斜T型接骨板5孔	块	SYYSQ0	1550.4
33-5	辛迪思钛板适型板20孔m	块	XDSTBSXB	2967.8
33-5	通用肱骨远端后外侧锁定接骨板5孔 21241-5	块	TYGGYDHW	7990
33-5	通用肱骨远端后外侧锁定接骨板6孔 21241-6	块	TYGGYDHW	7990

33-5	通用肱骨远端后外侧锁定接骨板7孔 21241-7	块	TYGGYDHW	7990
33-5	通用肱骨远端后外侧锁定接骨板4孔 21242-4	块	TYGGYDHW	7990
33-5	通用肱骨远端后外侧锁定接骨板5孔 21242-5	块	TYGGYDHW	7990
33-5	通用肱骨远端后外侧锁定接骨板6孔 21242-6	块	TYGGYDHW	7990
33-5	通用肱骨远端后外侧锁定接骨板7孔 21242-7	块	TYGGYDHW	7990
33-5	通用肱骨远端后外侧锁定接骨板10孔21243-10	块	TYGGYDHW	7990
33-5	通用肱骨远端后外侧锁定接骨板8孔 21243-8	块	TYGGYDHW	7990
33-5	通用肱骨远端后外侧锁定接骨板10孔21244-10	块	TYGGYDHW	7990
33-5	通用肱骨远端后外侧锁定接骨板8孔 21244-8	块	TYGGYDHW	7990
33-5	通用桡骨远端锁定钢板 6孔 21132-6	块	TYRGYDSD	7050
33-5	通用桡骨远端锁定钢板 8孔 21132-8	块	TYRGYDSD	7050
33-5	通用直型钢板4.5mm 10孔 21103-10	块	TYZXGB4.	9800
33-5	通用直型钢板4.5mm 11孔 21103-11	块	TYZXGB4.	9800
33-5	通用直型钢板4.5mm 13孔 21103-13	块	TYZXGB4.	9800
33-5	通用直型钢板4.5mm 5孔 21103-5	块	TYZXGB4.	9800
33-5	通用直型钢板4.5mm 6孔 21103-6	块	TYZXGB4.	9800
33-5	通用直型钢板4.5mm 7孔 21103-7	块	TYZXGB4.	9800
33-5	通用直型钢板4.5mm 8孔 21103-8	块	TYZXGB4.	9800
33-5	通用直型钢板1.5mm 4孔 21104-4	块	TYZXGB1.	5545.3
33-5	通用直型钢板1.5mm 5孔 21104-5	块	TYZXGB1.	5545.3
33-5	通用直型钢板1.5mm 6孔 21104-6	块	TYZXGB1.	5545.3
33-5	通用直型钢板1.5mm 7孔 21104-7	块	TYZXGB1.	5545.3
33-5	通用直型钢板1.5mm 8孔 21104-8	块	TYZXGB1.	5545.3
33-5	通用直型钢板1.5mm 9孔 21104-9	块	TYZXGB1.	5545.3
33-5	颅骨连接板	个	LGLJB	403
33-5	三友直型锁定接骨板ZSL08 13孔	块	SYZXSDJG	4220

33-5	迈瑞胫骨近端内侧锁定板3.5 左6孔 YZ63 10	块	MRJGJDNC	2517
33-5	强生锁定接骨板右, 5孔 422.25	块	QSSDJGBY	10192
33-5	强生Matrix90° L形板2+2孔短厚0.7mm	块	QSMatrix	5040
33-5	强生Matrix90° L形板2+2孔中厚0.7mm	块	QSMatrix	5040
33-5	强生Matrix90° L形板2+2孔长厚0.7mm	块	QSMatrix	5040
33-5	强生Matrix90° L形板2+2孔短厚0.8mm	块	QSMatrix	5040
33-5	强生Matrix90° L形板2+2孔中厚0.8mm	块	QSMatrix	5040
33-5	强生Matrix90° L形板2+2孔长厚0.8mm	块	QSMatrix	5040
33-5	强生Matrix90° L形板3+3孔短厚0.7mm	块	QSMatrix	5040
33-5	强生Matrix90° L形板3+3孔中厚0.7mm	块	QSMatrix	5040
33-5	强生Matrix90° L形板3+3孔短厚0.7mm	块	QSMatrix	5040
33-5	强生Matrix90° L形板3+3孔短厚0.8mm	块	QSMatrix	5040
33-5	强生Matrix90° L形板3+3孔中厚0.8mm	块	QSMatrix	5040
33-5	强生Matrix90° L形板3+3孔长厚0.8mm	块	QSMatrix	5040
33-5	奥斯迈金属骨针2.5	根	ASMJSGZ2	1629.6
33-5	强生颅颌面外科内固定系统3+3孔1.0m	块	QSLGMW	1845
33-5	三友YSL13L型锁定接骨板/右, 9孔16.0/3.0	块	SYYSL13L	8707.3
33-5	三友YSL13L型锁定接骨板/右, 8孔16.0/3.5	块	SYYSL13L	8707.3
33-5	三友YSL13L型锁定接骨板/左, 8孔16.0/3.5	块	SYYSL13L	8707.3
33-5	三友YSL13L型锁定接骨板/左, 8孔16.0/3.0	块	SYYSL13L	8707.3
33-5	三友YSL13L型锁定接骨板/左, 9孔16.0/3.0	块	SYYSL13L	8707.3
33-5	三友YSL13L型锁定接骨板/右, 8孔16.0/3.0	块	SYYSL13L	8707.3
33-5	三友YSL42肱骨近端锁定接骨板9孔	块	SYYSL4	3929
33-5	三友YSL42肱骨近端锁定接骨板6孔	块	SYYSL4	3929
33-5	三友YSL42肱骨近端锁定接骨板5孔	块	SYYSL4	3929
33-5	三友YSL42肱骨近端锁定接骨板8孔	块	SYYSL4	3929
33-5	三友YSL42肱骨近端锁定接骨板3孔	块	SYYSL4	3929
33-5	三友YSL42肱骨近端锁定接骨板7孔	块	SYYSL4	3929
33-5	三友YSL42肱骨近端锁定接骨板4孔	块	SYYSL4	3929
33-5	三友YSL59尺桡骨锁定接骨板5孔	块	SYYSL5	4680

33-5	三友YSL59尺桡骨锁定接骨板4孔	块	SYYSL5	4680
33-5	三友YSL59尺桡骨锁定接骨板6孔	块	SYYSL5	4680
33-5	三友YSL01小T型锁定接骨板/4孔	套	SYYSL01	6100
33-5	美敦力自攻固定螺钉4.0*11 9790211	个	MDLZGGDL	500
33-5	三友ZSQ06直型接骨板11.0/3.1 8孔	块	SYZSQ06Z	2346.3
33-5	三友ZSQ06直型接骨板11.0/3.1 7孔	块	SYZSQ06Z	2346.3
33-5	三友ZSQ06直型接骨板11.0/3.1 4孔	块	SYZSQ06Z	2346.3
33-5	三友ZSQ06直型接骨板11.0/3.1 9孔	块	SYZSQ06Z	2346.3
33-5	三友ZSQ06直型接骨板11.0/3.1 10孔	块	SYZSQ06Z	2346.3
33-5	三友ZSQ06直型接骨板11.0/3.1 6孔	块	SYZSQ06Z	2346.3
33-5	三友ZSQ06直型接骨板11.0/3.1 12孔	块	SYZSQ06Z	2346.3
33-5	三友ZSQ06直型接骨板11.0/3.1 5孔	块	SYZSQ06Z	2346.3
33-5	三友ZSL11指骨锁定接骨板5.5/1.2 7孔	块	SYZSL11Z	3611
33-5	三友直型锁定接骨板-1 1.5, 7孔	块	SYZXSD	6174
33-5	三友直型锁定接骨板-1 1.5, 4孔	块	SYZXSD	6174
33-5	三友锁骨钩接骨板左, 4孔	块	SYSGGJGB	3693
33-5	三友锁骨钩接骨板左, 8孔	块	SYSGGJGB	3693
33-5	三友锁骨钩接骨板右, 8孔	块	SYSGGJGB	3693
33-5	三友锁骨钩接骨板右, 6孔	块	SYSGGJGB	3693
33-5	三友锁骨钩接骨板右, 4孔	块	SYSGGJGB	3693
33-5	三友锁骨钩接骨板左, 6孔	块	SYSGGJGB	3693
33-5	三友锁骨接骨板左, 7孔YSQ71	块	SYSGJG	4800
33-5	三友锁骨接骨板左, 6孔YSQ71	块	SYSGJG	4800
33-5	三友锁骨接骨板右, 8孔YSQ71	块	SYSGJG	4800
33-5	三友锁骨接骨板右, 6孔YSQ71	块	SYSGJG	4800
33-5	三友锁骨接骨板左, 8孔YSQ71	块	SYSGJG	4800
33-5	三友锁骨接骨板右, 7孔YSQ71	块	SYSGJG	4800
33-5	三友YSL37胫骨远端锁定接骨板/左8孔	块	SYYSL3	5616
33-5	三友YSL37胫骨远端锁定接骨板/右12孔	块	SYYSL37J	5616
33-5	三友YSL37胫骨远端锁定接骨板/右10孔	块	SYYSL37J	5616
33-5	三友YSL37胫骨远端锁定接骨板/右8孔	块	SYYSL3	5616
33-5	三友YSL37胫骨远端锁定接骨板/左12孔	块	SYYSL37J	5616

33-5	三友YSL37胫骨远端锁定接骨板/左6孔	块	SYYSL3	5616
33-5	三友YSL37胫骨远端锁定接骨板/左14孔	块	SYYSL37J	5616
33-5	三友YSL37胫骨远端锁定接骨板/右14	块	SYYSL3	5616
33-5	三友YSL37胫骨远端锁定接骨板/左10	块	SYYSL3	5616
33-5	三友YSL37胫骨远端锁定接骨板/右6孔	块	SYYSL3	5616
33-5	三友YSL84跟骨锁定接骨板右小号	块	SYYSL8	6300
33-5	三友YSL84跟骨锁定接骨板右中号	块	SYYSL8	6300
33-5	三友YSL84跟骨锁定接骨板左小号	块	SYYSL8	6300
33-5	三友YSL84跟骨锁定接骨板右大号	块	SYYSL8	6300
33-5	三友YSL84跟骨锁定接骨板左中号	块	SYYSL8	6300
33-5	三友YSL84跟骨锁定接骨板左大号	块	SYYSL8	6300
33-5	三友YSL06T型锁定接骨板/左, 3孔	块	SYYSLO	8392.3
33-5	三友YSL06T型锁定接骨板/左, 4孔	块	SYYSLO	8392.3
33-5	三友YSL06T型锁定接骨板/右, 3孔	块	SYYSLO	8392.3
33-5	三友YSL06T型锁定接骨板/右, 5孔	块	SYYSLO	8392.3
33-5	三友YSL06T型锁定接骨板/左, 5孔	块	SYYSLO	8392.3
33-5	三友YSL06T型锁定接骨板/右, 4孔	块	SYYSLO	8392.3
33-5	三友YSQ22股骨近端接骨板右, 7孔	块	SYYSQ2	3994
33-5	三友YSQ22股骨近端接骨板左, 7孔	块	SYYSQ2	3994
33-5	三友YSQ22股骨近端接骨板右, 11孔	块	SYYSQ2	3994
33-5	三友YSQ22股骨近端接骨板右, 5孔	块	SYYSQ2	3994
33-5	三友YSQ22股骨近端接骨板右, 13孔	块	SYYSQ2	3994
33-5	三友YSQ22股骨近端接骨板左, 13孔	块	SYYSQ2	3994
33-5	三友YSQ22股骨近端接骨板左, 11孔	块	SYYSQ2	3994
33-5	三友YSQ22股骨近端接骨板左, 9孔	块	SYYSQ2	3994
33-5	三友YSQ22股骨近端接骨板右, 9孔	块	SYYSQ2	3994
33-5	三友YSQ22股骨近端接骨板左, 5孔	块	SYYSQ2	3994
33-5	三友YSL20盆骨锁定接骨板 10.0/3.1 6孔	块	SYYSL20P	4838.4
33-5	三友YSL20盆骨锁定接骨板 10.0/3.1 8孔	块	SYYSL20P	4838.4
33-5	三友YSL28胫骨近端锁定接骨板左, 13	块	SYYSL2	5400
33-5	三友YSL28胫骨近端锁定接骨板左, 9孔	块	SYYSL2	5400
33-5	三友YSL28胫骨近端锁定接骨板左, 3孔	块	SYYSL2	5400
33-5	三友YSL28胫骨近端锁定接骨板左, 7孔	块	SYYSL2	5400
33-5	三友YSL28胫骨近端锁定接骨板右, 9孔	块	SYYSL2	5400
33-5	三友YSL28胫骨近端锁定接骨板左, 11	块	SYYSL2	5400
33-5	三友YSL28胫骨近端锁定接骨板右, 5孔	块	SYYSL2	5400
33-5	三友YSL28胫骨近端锁定接骨板右, 7孔	块	SYYSL2	5400
33-5	三友YSL28胫骨近端锁定接骨板右, 3孔	块	SYYSL2	5400
33-5	三友YSL28胫骨近端锁定接骨板右, 13	块	SYYSL2	5400
33-5	三友YSL28胫骨近端锁定接骨板右, 11	块	SYYSL2	5400
33-5	三友YSL28胫骨近端锁定接骨板左, 5孔	块	SYYSL2	5400
33-5	三友YSL45肱骨远端锁定接骨板右9孔	块	SYYSL4	4418.1
33-5	三友YSL45肱骨远端锁定接骨板左7孔	块	SYYSL4	4418
33-5	三友YSL45肱骨远端锁定接骨板右5孔	块	SYYSL4	4418
33-5	三友YSL45肱骨远端锁定接骨板右3孔	块	SYYSL4	4418
33-5	三友YSL45肱骨远端锁定接骨板左9孔	块	SYYSL4	4418.1
33-5	三友YSL45肱骨远端锁定接骨板左14孔	块	SYYSL4	4418.1
33-5	三友YSL45肱骨远端锁定接骨板左5孔	块	SYYSL4	4418

33-5	三友YSL45肱骨远端锁定接骨板左3孔	块	SYYSL4	4418
33-5	三友YSL45肱骨远端锁定接骨板右14孔	块	SYYSL4	4418.1
33-5	三友YSL45肱骨远端锁定接骨板右7孔	块	SYYSL4	4418
33-5	三友YSL64腓骨锁定接骨板右3孔	块	SYYSL6	3546
33-5	三友YSL64腓骨锁定接骨板左4孔	块	SYYSL6	3546
33-5	三友YSL64腓骨锁定接骨板左3孔	块	SYYSL6	3546
33-5	三友YSL64腓骨锁定接骨板右8孔	块	SYYSL6	3546
33-5	三友YSL64腓骨锁定接骨板左5孔	块	SYYSL6	3546
33-5	三友YSL64腓骨锁定接骨板左6孔	块	SYYSL6	3546
33-5	三友YSL64腓骨锁定接骨板右10孔	块	SYYSL6	3546
33-5	三友YSL64腓骨锁定接骨板右6孔	块	SYYSL6	3546
33-5	三友YSL64腓骨锁定接骨板左10孔	块	SYYSL6	3546
33-5	三友YSL64腓骨锁定接骨板左8孔	块	SYYSL6	3546
33-5	三友YSL64腓骨锁定接骨板右4孔	块	SYYSL6	3546
33-5	三友YSL64腓骨锁定接骨板左12孔	块	SYYSL6	3546
33-5	三友YSL64腓骨锁定接骨板左7孔	块	SYYSL6	3546
33-5	三友YSL64腓骨锁定接骨板右7孔	块	SYYSL6	3546
33-5	三友YSL64腓骨锁定接骨板右12孔	块	SYYSL6	3546
33-5	三友YSL64腓骨锁定接骨板右5孔	块	SYYSL6	3546
33-5	三友YSL76锁骨锁定接骨板右5孔	块	SYYSL7	5899
33-5	三友YSL76锁骨锁定接骨板右3孔	块	SYYSL7	5899
33-5	三友YSL76锁骨锁定接骨板左7孔	块	SYYSL7	5899
33-5	三友YSL76锁骨锁定接骨板左4孔	块	SYYSL7	5899
33-5	三友YSL76锁骨锁定接骨板左5孔	块	SYYSL7	5899
33-5	三友YSL76锁骨锁定接骨板右7孔	块	SYYSL7	5899
33-5	三友YSL76锁骨锁定接骨板左3孔	块	SYYSL7	5899
33-5	三友YSL76锁骨锁定接骨板右4孔	块	SYYSL7	5899
33-5	三友YSL76锁骨锁定接骨板右8孔	块	SYYSL7	5899
33-5	三友YSL76锁骨锁定接骨板左6孔	块	SYYSL7	5899
33-5	三友YSL76锁骨锁定接骨板右6孔	块	SYYSL7	5899
33-5	三友YSL76锁骨锁定接骨板左8孔	块	SYYSL7	5899
33-5	三友YSL62尺桡骨锁定接骨板右8孔	块	SYYSL6	3910
33-5	三友YSL62尺桡骨锁定接骨板左2孔	块	SYYSL6	3910
33-5	三友YSL62尺桡骨锁定接骨板右6孔	块	SYYSL6	3910
33-5	三友YSL62尺桡骨锁定接骨板左4孔	块	SYYSL6	3910
33-5	三友YSL62尺桡骨锁定接骨板右2孔	块	SYYSL6	3910
33-5	三友YSL62尺桡骨锁定接骨板右4孔	块	SYYSL6	3910
33-5	三友YSL62尺桡骨锁定接骨板左6孔	块	SYYSL6	3910
33-5	三友YSL62尺桡骨锁定接骨板左8孔	块	SYYSL6	3910
33-5	史赛克颈椎前路固定板系统固定板 48811468	块	SSKJZQLG	15000
33-5	科惠3.5mm加压接骨板宽LCP 12孔	块	KH3.5m	7065
33-5	科惠LCP接骨板1.6 12孔 微弧	块	KHLCPJ	5400
33-5	科惠胫骨远端后侧接骨板3孔右	块	KHJGYD	7920
33-5	科惠桡骨远端掌侧接骨板3孔右 微弧	块	KHRGYD	9000
33-5	科惠微型髌接骨板6孔 微弧	块	KHWXKJ	5192
33-5	科惠LCP胫骨近端中间接骨板4孔右着色	块	KHLCPJ	2932
33-5	科惠LCP接骨板10孔 着色	块	KHLCPJ	3675
33-5	科惠股骨远端外侧接骨板7孔左	块	KHGGYD	2976
33-5	科惠胫骨近端外侧接骨板 I 8孔左微弧	块	KHJGJD	2962
33-5	科惠胸锁钩接骨板3孔右钩高24	块	KHXSGJ	7840

33-5	科惠LCP胫骨远端外侧接骨板13孔右	块	KHLCPJ	9280
33-5	科惠胫骨近端外侧接骨板 II 12孔左	块	KHJGJD	2932
33-5	科惠微型髌接骨板6孔 未氧化	块	KHWXKJ	5192
33-5	科惠胸锁钩接骨板3孔左钩高21	块	KHXSGJ	7840
33-5	科惠胫骨近端外侧LISS接骨板11孔左	块	KHJGJD	7090
33-5	科惠LCP微型接骨板Y形4孔 微弧	块	KHLCPW	6000
33-5	科惠LCP尺骨鹰嘴接骨板2孔右 微弧	块	KHLCPC	3031
33-5	科惠LCP胫骨近端中间接骨板8孔左微弧	块	KHLCPJ	8250
33-5	科惠LCP肱骨远端关节外接骨板8孔右微弧	块	KHLCPG	7424
33-5	科惠LCP接骨板4孔未氧化 配1.5螺钉	块	KHLCPJ	3675
33-5	科惠LCP锁骨钩板7孔左 微弧	块	KHLCPS	5166.7
33-5	科惠LCP胫骨远端内侧接骨板10孔右	块	KHLCPJ	6250
33-5	科惠肱骨远端内侧接骨板14孔左 微弧	块	KHGGYD	7280
33-5	科惠胫骨近端外侧接骨板 I 16孔左微弧	块	KHJGJD	2962
33-5	科惠微型接骨板T形4孔 未氧化	块	KHWXJG	5250
33-5	科惠LCP胫骨远端内侧接骨板8孔左	块	KHLCPJ	6250
33-5	科惠胫骨远端后侧接骨板5孔右 着色	块	KHJGYD	7920
33-5	科惠胫骨近端外侧LISS接骨板11孔右	块	KHJGJD	7090
33-5	科惠LCP股骨近端接骨板6孔左	块	KHLCPG	6280
33-5	科惠LCP微型髌板 6.5 6孔 微弧	块	KHLCPW	4800
33-5	科惠胫骨远端前外侧接骨板19孔左 微弧	块	KHJGYD	2932
33-5	科惠4.5mm加压接骨板窄LCP 12孔	块	KH4.5m	2932
33-5	科惠LCP微型接骨板T形6孔 未氧化	块	KHLCPW	6000
33-5	科惠锁骨重建接骨板7孔右 微弧	块	KHSGZJ	3122
33-5	科惠微型接骨板T形5孔 着色	块	KHWXJG	5250
33-5	科惠微型支持接骨板Y形5孔 微弧	块	KHWXZC	5250
33-5	科惠LCP锁骨前侧带侧方延长接骨板6孔右	块	KHLCPS	3122
33-5	科惠LCP胫骨远端内侧接骨板6孔左	块	KHLCPJ	6250
33-5	科惠股骨远端外侧接骨板9孔左	块	KHGGYD	2976
33-5	科惠LCP弧形接骨板15孔	块	KHLCPH	9280
33-5	科惠3.5mm加压接骨板 窄LCP 6孔	块	KH3.5m	3031
33-5	科惠LCP接骨板10孔 微弧	块	KHLCPJ	3675
33-5	科惠LCP微型髌板 6.5 4孔 着色	块	KHLCPW	4800
33-5	科惠斜角T型接骨板3孔右 微弧	块	KHXJTX	3008
33-5	科惠微型接骨板T形7孔 微弧	块	KHWXJG	5250
33-5	科惠LCP接骨板6孔 着色	块	KHLCPJ	3675
33-5	科惠斜角T型接骨板5孔左 微弧	块	KHXJTX	3008
33-5	科惠LCP尺骨鹰嘴接骨板4孔右 微弧	块	KHLCPC	3031
33-5	科惠微型接骨板T形7孔 未氧化	块	KHWXJG	5250
33-5	科惠肱骨远端背外侧接骨板3孔左 微弧	块	KHGGYD	5566.7
33-5	科惠胫骨远端前外侧接骨板5孔右 微弧	块	KHJGYD	2932
33-5	科惠股骨远端外侧LISS接骨板9孔 左	块	KHGGYDWC	6220
33-5	科惠LCP胫骨近端中间接骨板6孔左 微弧	块	KHLCPJ	2932
33-5	科惠肱骨远端背外侧接骨板14孔右 微弧	块	KHGGYD	5566.7
33-5	科惠LCP锁骨钩板7孔右 微弧(新码)	块	KHLCPS	5166.7
33-5	科惠LCP锁骨钩板6孔右 微弧(新码)	块	KHLCPS	5166.7
33-5	科惠跟骨接骨板12孔右60mm 微弧	块	KHGGJG	8760
33-5	科惠LCP肱骨远端关节外接骨板4孔右微弧	块	KHLCPG	7424
33-5	科惠锁骨重建接骨板6孔右 微弧	块	KHSGZJ	3122
33-5	科惠胫骨远端前外侧接骨板11孔左 微弧	块	KHJGYD	2932

33-5	科惠LCP股骨近端接骨板4孔右	块	KHLCPG	2976
33-5	科惠LCP锁骨前侧接骨板6孔右	块	KHLCPS	3122
33-5	科惠微型接骨板T形6孔 微弧	块	KH WXJG	5250
33-5	科惠胫骨近端接骨板7孔左	块	KHJGJD	2932
33-5	科惠肱骨远端背外侧带支撑接骨板5孔左微弧	块	KHGGYD	2962
33-5	科惠LCP微型接骨板T形4孔 未氧化	块	KHLCPW	6000
33-5	科惠4.5mm加压接骨板 窄LCP 5孔	块	KH4.5m	2932
33-5	科惠LCP 胫骨近端后侧中间接骨板6孔	块	KHLCP	8250
33-5	科惠LCP微型髌板 6.5 7孔 着色	块	KHLCPW	4800
33-5	科惠LCP肱骨远端关节外接骨板14孔右	块	KHLCPG	7424
33-5	科惠胫骨远端前外侧接骨板11孔右 微弧	块	KHJGYD	2932
33-5	科惠股骨远端外侧LISS接骨板11孔左	块	KHGGYD	9031
33-5	科惠LCP股骨近端接骨板12孔左	块	KHLCPG	2976
33-5	科惠股骨远端外侧接骨板13孔左	块	KHGGYD	2976
33-5	科惠4.5mm加压接骨板窄LCP 15孔	块	KH4.5m	2932
33-5	科惠4.5mm加压接骨板 窄LCP 8孔	块	KH4.5m	2932
33-5	科惠LCP尺骨鹰嘴接骨板8孔右 着色	块	KHLCPC	3031
33-5	科惠跟骨接骨板15孔左 长度76mm	块	KHGGJG	2866
33-5	科惠直角T型接骨板(头3孔) 3孔未氧化	块	KHZJTX	3008
33-5	科惠股骨远端外侧LISS接骨板13孔左	块	KHGGYD	9031
33-5	科惠3.5mm加压接骨板宽LCP 10孔	块	KH3.5m	7065
33-5	科惠胸锁钩接骨板4孔右钩高24	块	KHXSGJ	7840
33-5	科惠LCP锁骨钩板5孔右 微弧	块	KHLCPS	5166.7
33-5	科惠LCP胫骨远端内侧接骨板12孔右	块	KHLCPJ	6250
33-5	科惠LCP尺骨鹰嘴接骨板8孔右 微弧	块	KHLCPC	3031
33-5	科惠LCP锁骨前侧接骨板7孔左 着色	块	KHLCPS	3122
33-5	科惠LCP胫骨近端中间接骨板6孔右 微弧	块	KHLCPJ	2932
33-5	科惠LCP接骨板1 12孔 微弧	块	KHLCPJ	5400
33-5	科惠LCP尺骨鹰嘴接骨板8孔左 着色	块	KHLCPC	3031
33-5	科惠LCP微型髌板 6.5 6孔 着色	块	KHLCPW	4800
33-5	科惠LCP胫骨远端内侧接骨板6孔右	块	KHLCPJ	6250
33-5	科惠胫骨远端后侧接骨板5孔左 着色	块	KHJGYD	7920
33-5	科惠LCP接骨板8孔 微弧 配1.5螺钉	块	KHLCPJ	3675
33-5	科惠肱骨远端内侧接骨板5孔右 微弧	块	KHGGYD	7280
33-5	科惠4.5mm加压接骨板 窄LCP 9孔	块	KH4.5m	2932
33-5	科惠胫骨近端外侧接骨板II 6孔右	块	KHJGJD	2932
33-5	科惠4.5mm加压接骨板窄LCP 14孔	块	KH4.5m	2932
33-5	科惠LCP接骨板7孔 着色	块	KHLCPJ	3675
33-5	科惠LCP接骨板7孔 微弧	块	KHLCPJ	3675
33-5	科惠桡骨远端掌侧接骨板12孔右 微弧	块	KHRGYD	9000
33-5	科惠LCP微型髌板 6.5 7孔 微弧	块	KHLCPW	4800
33-5	科惠3.5胫骨远端内侧接骨板10孔左微弧	块	KH3.5J	2932
33-5	科惠斜角T型接骨板5孔右 微弧	块	KHXJTX	3008
33-5	科惠肱骨远端内侧接骨板14孔右 微弧	块	KHGGYD	7280
33-5	科惠4.5mm加压接骨板窄LCP 16孔	块	KH4.5m	2932
33-5	科惠LCP微型髌板 5 5孔 微弧	块	KHLCPW	4800
33-5	科惠LCP微型髌板 5 7孔 微弧	块	KHLCPW	4800
33-5	科惠LCP接骨板10孔微弧 配1.5螺钉	块	KHLCPJ	3675
33-5	科惠3.5干骺端接骨板14孔 微弧	块	KH3.5G	3031
33-5	科惠LCP胫骨近端中间接骨板8孔左着色	块	KHLCPJ	2932
33-5	科惠跟骨接骨板8孔左53mm 着色	块	KHGGJG	8760

33-5	科惠LCP尺骨鹰嘴接骨板6孔左 着色	块	KHLCPC	3031
33-5	科惠LCP桡骨远端背侧L接骨板4孔右 BCS77	块	KHLCPRGY	7500
33-5	科惠肱骨远端内侧接骨板3孔右 微弧	块	KHGGYD	7280
33-5	科惠LCP微型髌板 6.5 3孔 着色	块	KHLCPW	4800
33-5	科惠锁骨重建接骨板9孔左 微弧	块	KHSGZJ	3122
33-5	科惠LCP接骨板6孔 未氧化	块	KHLCPJ	3675
33-5	科惠肱骨远端背外侧接骨板5孔左 微弧	块	KHGGYD	5566.7
33-5	科惠LCP 胫骨近端后侧中间接骨板1孔	块	KHLCP	8250
33-5	科惠胸锁钩接骨板3孔左钩高24	块	KHXSJG	7840
33-5	科惠4.5mm加压接骨板窄LCP 10孔	块	KH4.5m	2932
33-5	科惠LCP锁骨前侧带侧方延长接骨板7孔右	块	KHLCPS	3122
33-5	科惠3.5干骺端接骨板16孔 微弧	块	KH3.5G	3031
33-5	科惠LCP微型髌板 6.5 3孔 微弧	块	KHLCPW	4800
33-5	科惠LCP胫骨远端外侧接骨板7孔左	块	KHLCPJ	9280
33-5	科惠胫骨近端外侧LISS接骨板9孔左	块	KHJGJD	5800
33-5	科惠桡骨远端掌侧接骨板7孔左 微弧	块	KHRGYD	9000
33-5	通用肱骨近端锁定钢板3孔 21132-3	块	TYGGJDS	7050
33-5	三友YSL03斜T型锁定接骨版/右3孔	个	SYYSL03X	8407.8
33-5	三友ZSL05直型锁定接骨板10.5/3.0 10孔	块	SYZSL05Z	4136
33-5	三友ZSL05直型锁定接骨板10.5/3.0 7孔	块	SYZSL05Z	4136
33-5	三友ZSL05直型锁定接骨板10.5/3.0 13孔	块	SYZSL05Z	4136
33-5	三友ZSL05直型锁定接骨板10.5/3.0 11孔	块	SYZSL05Z	4136
33-5	三友ZSL05直型锁定接骨板10.5/3.0 9孔	块	SYZSL05Z	4136
33-5	三友ZSL05直型锁定接骨板10.5/3.0 6孔	块	SYZSL05Z	4136
33-5	三友ZSL06直型锁定接骨板13.5/4.2 6孔	块	SYZSL06Z	3785
33-5	三友ZSL06直型锁定接骨板13.5/4.2 7孔	块	SYZSL06Z	3785
33-5	强生预成型眶底网板小右	块	QSYCXKD	14112
33-5	三友YSL28胫骨近端锁定接骨板左, 16	块	SYYSL2	7235
33-5	三友YSL28胫骨近端锁定接骨板左, 10	块	SYYSL2	7235
33-5	三友YSL28胫骨近端锁定接骨板右, 16	块	SYYSL2	7235
33-5	三友YSL28胫骨近端锁定接骨板左, 12	块	SYYSL2	7235
33-5	三友YSL28胫骨近端锁定接骨板右, 8孔	块	SYYSL2	7235
33-5	三友YSL28胫骨近端锁定接骨板右, 12	块	SYYSL2	7235
33-5	三友YSL28胫骨近端锁定接骨板左, 8孔	块	SYYSL2	7235
33-5	三友YSL28胫骨近端锁定接骨板左, 14	块	SYYSL2	7235
33-5	三友YSL28胫骨近端锁定接骨板右, 6孔	块	SYYSL2	7235
33-5	三友YSL28胫骨近端锁定接骨板左, 4孔	块	SYYSL2	7235
33-5	三友YSL28胫骨近端锁定接骨板右, 4孔	块	SYYSL2	7235
33-5	三友YSL28胫骨近端锁定接骨板左, 6孔	块	SYYSL2	7235

33-5	三友YSL28胫骨近端锁定接骨板右, 14	块	SYYSL2	7235
33-5	三友YSL28胫骨近端锁定接骨板右, 10	块	SYYSL2	7235
33-5	三友YSL15微型锁定接骨板-2 5孔	块	SYYSL15W	6624
33-5	三友ZSL06直型锁定接骨板13.5/4.2 12孔	块	SYZSL06Z	3785
33-5	三友ZSL06直型锁定接骨板13.5/4.2 11孔	块	SYZSL06Z	3785
33-5	三友ZSL06直型锁定接骨板13.5/4.2 8孔	块	SYZSL06Z	3785
33-5	三友ZSL06直型锁定接骨板13.5/4.2 9孔	块	SYZSL06Z	3785
33-5	三友ZSL06直型锁定接骨板13.5/4.2 10孔	块	SYZSL06Z	3785
33-5	三友直型锁定接骨板ZSL08 11孔	块	SYZXSDJG	4220
33-5	三友直型锁定接骨板ZSL08 14孔	块	SYZXSDJG	4220
33-5	三友直型锁定接骨板ZSL08 9孔	块	SYZXSDJG	4220
33-5	三友直型锁定接骨板ZSL08 8孔	块	SYZXSDJG	4220
33-5	三友直型锁定接骨板ZSL08 10孔	块	SYZXSDJG	4220
33-5	威曼固定块02 5.0 QZX04-02-01	件	WMGDK02	2617
33-5	威曼固定块02 6.0 QZX04-02-01	件	WMGDK02	2617
33-5	威曼固定块02 2.5 QZX04-02-01	件	WMGDK02	2617
33-5	威曼固定块02 3.0 QZX04-02-01	件	WMGDK02	2617
33-5	威曼固定块02 4.0 QZX04-02-01	件	WMGDK02	2617
33-5	威曼固定块04 2.5 QZX04-04-01	件	WMGDK04	3742
33-5	威曼固定块04 4.0 QZX04-04-01	件	WMGDK04	3742
33-5	威曼固定块04 3.0 QZX04-04-01	件	WMGDK04	3742
33-5	威曼固定块04 6.0 QZX04-04-01	件	WMGDK04	3742
33-5	威曼固定块04 5.0 QZX04-04-01	件	WMGDK04	3742
33-5	威曼固定块07 2.5 QZX04-07-01	件	WMGDK07	3662
33-5	威曼固定块07 3.0 QZX04-07-01	件	WMGDK07	3662
33-5	威曼固定块07 6.0 QZX04-07-01	件	WMGDK07	3662
33-5	威曼固定块07 4.0-5.0 QZX04-07-01	件	WMGDK07	3662
33-5	威曼固定块07 4.0 QZX04-07-01	件	WMGDK07	3662
33-5	威曼固定块07 5.0 QZX04-07-01	件	WMGDK07	3662
33-5	威曼固定块10 4.0 QZX04-10-01	件	WMGDK10	4362
33-5	威曼固定块12 6.0左 QZX04-12-01	件	WMGDK12	5036
33-5	威曼固定块12 6.0右 QZX04-12-01	件	WMGDK12	5036
33-5	威曼固定块14 4.0-5.0右 QZX04-14-01	件	WMGDK14	4950
33-5	威曼固定块14 4.0-5.0左 QZX04-14-01	件	WMGDK14	4950
33-5	威曼固定块15 4.0-5.0右 QZX04-15-01	件	WMGDK15	4607
33-5	威曼固定块15 4.0-5.0左 QZX04-15-01	件	WMGDK15	4607
33-5	威曼固定块16 4.0 QZX04-16-01	件	WMGDK16	3325
33-5	威曼固定块16 3.0 QZX04-16-01	件	WMGDK16	3325
33-5	威曼固定块16 2.5 QZX04-16-01	件	WMGDK16	3325
33-5	威曼固定块16 6.0 QZX04-16-01	件	WMGDK16	3325

33-5	威曼固定块16 5.0 QZX04-16-01	件	WMGDK16	3325
33-5	威曼固定块16 4.0-5.0 QZX04-16-01	件	WMGDK16	3325
33-5	威曼固定块17 6.0右 QZX04-17-01	件	WMGDK17	5043
33-5	威曼固定块17 6.0左 QZX04-17-01	件	WMGDK17	5043
33-5	三友YSL03斜T型锁定接骨板/左4孔	块	SYYSLO	4160
33-5	三友YSL03斜T型锁定接骨板/左3孔	块	SYYSLO	4160
33-5	三友YSL03斜T型锁定接骨板/左6孔	块	SYYSLO	4160
33-5	三友YSL03斜T型锁定接骨板/左5孔	块	SYYSLO	4160
33-5	三友YSL03斜T型锁定接骨板/右5孔	块	SYYSLO	4160
33-5	三友YSL03斜T型锁定接骨板/右4孔	块	SYYSLO	4160
33-5	三友YSL03斜T型锁定接骨板/右6孔	块	SYYSLO	4160
33-5	三友YSL11L型锁定接骨板/右, 4孔	块	SYYSL1	4767.5
33-5	三友YSL11L型锁定接骨板/左, 3孔	块	SYYSL1	4767.5
33-5	三友YSL11L型锁定接骨板/左, 4孔	块	SYYSL1	4767.5
33-5	三友YSL11L型锁定接骨板/右, 6孔	块	SYYSL1	4767.5
33-5	三友YSL11L型锁定接骨板/右, 3孔	块	SYYSL1	4767.5
33-5	三友YSL11L型锁定接骨板/左, 5孔	块	SYYSL1	4767.5
33-5	三友YSL11L型锁定接骨板/左, 6孔	块	SYYSL1	4767.5
33-5	三友YSL11L型锁定接骨板/右, 5孔	块	SYYSL1	4767.5
33-5	三友YSL83肱骨远端锁定接骨板9孔	块	SYYSL8	7945.5
33-5	三友YSL83肱骨远端锁定接骨板7孔	块	SYYSL8	7945.5
33-5	三友YSL83肱骨远端锁定接骨板5孔	块	SYYSL8	7945.5
33-5	三友YSL83肱骨远端锁定接骨板3孔	块	SYYSL8	7945.5
33-5	三友YSL14 指掌骨L型锁定接骨板(V	块	SYYSL1	6624
33-5	三友YSL14指掌骨L型锁定接骨板(VA	块	SYYSL1	6624
33-5	三友YSL15 指掌骨斜L型锁定接骨板右 3孔	块	SYYSL15	6624
33-5	三友YSL01小T型锁定接骨板/6孔	块	SYYSLO1	2789.1
33-5	三友YSL01小T型锁定接骨板/3孔	块	SYYSLO1	2789.1
33-5	三友YSL01小T型锁定接骨板/5孔	块	SYYSLO1	2789.1
33-5	三友YSQ28胫骨近端接骨板右, 7孔	块	SYYSQ2	3486
33-5	三友YSQ28胫骨近端接骨板右, 9孔	块	SYYSQ2	3486
33-5	三友YSQ28胫骨近端接骨板左, 13孔	块	SYYSQ2	3486
33-5	三友YSQ28胫骨近端接骨板左, 5孔	块	SYYSQ2	3486
33-5	三友YSQ28胫骨近端接骨板右, 11孔	块	SYYSQ2	3486
33-5	三友YSQ28胫骨近端接骨板右, 5孔	块	SYYSQ2	3486
33-5	三友YSQ28胫骨近端接骨板右, 13孔	块	SYYSQ2	3486
33-5	三友YSQ28胫骨近端接骨板左, 9孔	块	SYYSQ2	3486
33-5	三友YSQ28胫骨近端接骨板左, 7孔	块	SYYSQ2	3486
33-5	三友YSQ28胫骨近端接骨板左, 11孔	块	SYYSQ2	3486
33-5	三友YSL08T型锁定接骨板 7孔	块	SYYSLO8T	4767.5
33-5	三友YSL08T型锁定接骨板 8孔	块	SYYSLO8T	4767.5
33-5	三友YSL08T型锁定接骨板 4孔	块	SYYSLO8T	4767.5
33-5	三友YSL08T型锁定接骨板 6孔	块	SYYSLO8T	4767.5
33-5	三友YSL08T型锁定接骨板 5孔	块	SYYSLO8T	4767.5
33-5	三友YSL52锁骨钩锁定接骨板左, 6孔, T=12	块	SYYSL52S	5400

33-5	三友YSL52锁骨钩锁定接骨板右, 9孔,	块	SYYSL5	5400
33-5	三友YSL52锁骨钩锁定接骨板左, 6孔, T=18	块	SYYSL52S	5400
33-5	三友YSL52锁骨钩锁定接骨板右, 7孔, T=15	块	SYYSL52S	5400
33-5	三友YSL52锁骨钩锁定接骨板右, 3孔,	块	SYYSL5	5400
33-5	三友YSL52锁骨钩锁定接骨板左, 10孔	块	SYYSL5	5400
33-5	三友YSL52锁骨钩锁定接骨板左, 3孔,	块	SYYSL5	5400
33-5	三友YSL52锁骨钩锁定接骨板左, 5孔, T=12	块	SYYSL52S	5400
33-5	三友YSL52锁骨钩锁定接骨板左, 8孔,	块	SYYSL5	5400
33-5	三友YSL52锁骨钩锁定接骨板左, 9孔,	块	SYYSL5	5400
33-5	三友YSL52锁骨钩锁定接骨板右, 7孔, T=12	块	SYYSL52S	5400
33-5	三友YSL52锁骨钩锁定接骨板左, 4孔, T=15	块	SYYSL52S	5400
33-5	三友YSL52锁骨钩锁定接骨板右, 4孔, T=12	块	SYYSL52S	5400
33-5	三友YSL52锁骨钩锁定接骨板左, 3孔, T=15	块	SYYSL52S	5400
33-5	三友YSL52锁骨钩锁定接骨板右, 9孔,	块	SYYSL5	5400
33-5	三友YSL52锁骨钩锁定接骨板左, 9孔,	块	SYYSL5	5400
33-5	三友YSL52锁骨钩锁定接骨板左, 10孔	块	SYYSL5	5400
33-5	三友YSL52锁骨钩锁定接骨板左, 5孔, T=18	块	SYYSL52S	5400
33-5	三友YSL52锁骨钩锁定接骨板右, 7孔, T=18	块	SYYSL52S	5400
33-5	三友YSL52锁骨钩锁定接骨板右, 4孔, T=18	块	SYYSL52S	5400
33-5	三友YSL52锁骨钩锁定接骨板右, 5孔, T=18	块	SYYSL52S	5400
33-5	三友YSL52锁骨钩锁定接骨板右, 8孔,	块	SYYSL5	5400
33-5	三友YSL52锁骨钩锁定接骨板左, 7孔, T=18	块	SYYSL52S	5400
33-5	三友YSL52锁骨钩锁定接骨板右, 4孔, T=15	块	SYYSL52S	5400
33-5	三友YSL52锁骨钩锁定接骨板右, 6孔, T=12	块	SYYSL52S	5400
33-5	三友YSL52锁骨钩锁定接骨板左, 5孔, T=15	块	SYYSL52S	5400
33-5	三友YSL52锁骨钩锁定接骨板左, 4孔, T=12	块	SYYSL52S	5400
33-5	三友YSL52锁骨钩锁定接骨板左, 6孔, T=15	块	SYYSL52S	5400
33-5	三友YSL52锁骨钩锁定接骨板右, 3孔, T=12	块	SYYSL52S	5400
33-5	三友YSL52锁骨钩锁定接骨板左, 7孔, T=15	块	SYYSL52S	5400
33-5	三友YSL52锁骨钩锁定接骨板左, 10孔	块	SYYSL5	5400
33-5	三友YSL52锁骨钩锁定接骨板左, 3孔, T=12	块	SYYSL52S	5400

33-5	三友YSL52锁骨钩锁定接骨板右, 6孔, T=15	块	SYYSL52S	5400
33-5	三友YSL52锁骨钩锁定接骨板左, 9孔,	块	SYYSL5	5400
33-5	三友YSL52锁骨钩锁定接骨板右, 10孔	块	SYYSL5	5400
33-5	三友YSL52锁骨钩锁定接骨板左, 8孔,	块	SYYSL5	5400
33-5	三友YSL52锁骨钩锁定接骨板左, 4孔, T=18	块	SYYSL52S	5400
33-5	三友YSL52锁骨钩锁定接骨板右, 3孔, T=15	块	SYYSL52S	5400
33-5	三友YSL52锁骨钩锁定接骨板右, 8孔,	块	SYYSL5	5400
33-5	三友YSL52锁骨钩锁定接骨板右, 8孔,	块	SYYSL5	5400
33-5	三友YSL52锁骨钩锁定接骨板右, 10孔	块	SYYSL5	5400
33-5	三友YSL52锁骨钩锁定接骨板右, 5孔, T=15	块	SYYSL52S	5400
33-5	三友YSL52锁骨钩锁定接骨板右, 5孔, T=12	块	SYYSL52S	5400
33-5	三友YSL52锁骨钩锁定接骨板左, 8孔,	块	SYYSL5	5400
33-5	三友YSL52锁骨钩锁定接骨板右, 9孔,	块	SYYSL5	5400
33-5	三友YSL52锁骨钩锁定接骨板左, 7孔, T=12	块	SYYSL52S	5400
33-5	三友YSL52锁骨钩锁定接骨板右, 6孔, T=18	块	SYYSL52S	5400
33-5	三友YSL52锁骨钩锁定接骨板右, 10孔	块	SYYSL5	5400
33-5	三友YSL32胫骨远端锁定接骨板11孔	块	SYYSL3	4755
33-5	三友YSL32胫骨远端锁定接骨板5孔	块	SYYSL3	4755
33-5	三友YSL32胫骨远端锁定接骨板7孔	块	SYYSL3	4755
33-5	三友YSL32胫骨远端锁定接骨板9孔	块	SYYSL3	4755
33-5	三友重建锁定接骨板ZSL12 9孔 10.0/2.8	块	SYZJSDJG	3272
33-5	三友重建锁定接骨板ZSL12 6孔 11.0/3.1	块	SYZJSDJG	3272
33-5	三友重建锁定接骨板ZSL12 10孔 10.0/2.8	块	SYZJSDJG	3272
33-5	三友重建锁定接骨板ZSL12 12孔 11.0/3.1	块	SYZJSDJG	3272
33-5	三友重建锁定接骨板ZSL12 12孔 10.0/2.8	块	SYZJSDJG	3272
33-5	三友重建锁定接骨板ZSL12 10孔 11.0/3.1	块	SYZJSDJG	3272
33-5	三友重建锁定接骨板ZSL12 9孔 11.0/3.1	块	SYZJSDJG	3272
33-5	三友重建锁定接骨板ZSL12 8孔 11.0/3.1	块	SYZJSDJG	3272
33-5	三友重建锁定接骨板ZSL12 7孔 11.0/3.1	块	SYZJSDJG	3272
33-5	三友ZSQ06直型接骨板11.0/3.5 9孔	块	SYZSQ06Z	3537
33-5	三友ZSQ06直型接骨板11.0/3.5 10孔	块	SYZSQ06Z	3537
33-5	三友ZSQ06直型接骨板11.0/3.5 12孔	块	SYZSQ06Z	3537

33-5	三友ZSQ06直型接骨板11.0/3.5 5孔	块	SYZSQ06Z	3537
33-5	三友ZSQ06直型接骨板11.0/3.5 16孔	块	SYZSQ06Z	3537
33-5	三友ZSQ06直型接骨板11.0/3.5 11孔	块	SYZSQ06Z	3537
33-5	三友ZSQ06直型接骨板11.0/3.5 6孔	块	SYZSQ06Z	3537
33-5	三友ZSQ06直型接骨板11.0/3.5 8孔	块	SYZSQ06Z	3537
33-5	三友ZSQ06直型接骨板11.0/3.5 14孔	块	SYZSQ06Z	3537
33-5	三友ZSQ06直型接骨板11.0/3.5 7孔	块	SYZSQ06Z	3537
33-5	三友腓骨接骨板右, 9孔	块	SYFGJG	2266.9
33-5	三友腓骨接骨板左, 7孔	块	SYFGJG	2266.9
33-5	三友腓骨接骨板右, 7孔	块	SYFGJG	2266.9
33-5	三友腓骨接骨板右, 4孔	块	SYFGJG	2266.9
33-5	三友腓骨接骨板左, 8孔	块	SYFGJG	2266.9
33-5	三友腓骨接骨板右, 8孔	块	SYFGJG	2266.9
33-5	三友腓骨接骨板左, 4孔	块	SYFGJG	2266.9
33-5	三友腓骨接骨板右, 5孔	块	SYFGJG	2266.9
33-5	三友腓骨接骨板左, 5孔	块	SYFGJG	2266.9
33-5	三友腓骨接骨板左, 6孔	块	SYFGJG	2266.9
33-5	三友重建接骨板7孔	块	SYZJJG	3210
33-5	三友重建接骨板5孔	块	SYZJJG	3210
33-5	三友重建接骨板16孔	块	SYZJJG	3210
33-5	三友重建接骨板10孔	块	SYZJJG	3210
33-5	三友重建接骨板14孔	块	SYZJJG	3210
33-5	三友重建接骨板9孔	块	SYZJJG	3210
33-5	三友重建接骨板6孔	块	SYZJJG	3210
33-5	三友重建接骨板8孔	块	SYZJJG	3210
33-5	三友重建接骨板12孔	块	SYZJJG	3210
33-5	三友重建接骨板11孔	块	SYZJJG	3210
33-5	三友腓骨接骨板左, 9孔9.0/2.0	块	SYFGJG	2266.9
33-5	三友腓骨接骨板左, 9孔右, 6孔	块	SYFGJG	2266.9
33-5	威曼固定块23 4.0-5.0左 QZX04-23-02	件	WMGDK23	4950
33-5	威曼固定块23 4.0-5.0右 QZX04-23-02	件	WMGDK23	4950
33-5	史赛克颈椎前路固定板系统14mm 48814514	枚	SSKJZQLG	2000
33-5	史赛克颈椎前路固定板系统60 48811460	块	SSKJZQLG	15000
33-5	史赛克颈椎前路固定板系统12mm 48814512	枚	SSKJZQLG	2000
33-5	史赛克颈椎前路固定板系统39mm 48811339	块	SSKJZQLG	14808
33-5	美敦力颈椎前路钢板19MM 9790019	块	MDLJZQLG	4072
33-5	美敦力颈椎前路钢板21MM 9790021	块	MDLJZQLG	4072

33-5	美敦力颈椎前路钢板23MM 9790023	块	MDLJZQLG	4072
33-5	美敦力颈椎前路钢板25MM 9790025	块	MDLJZQLG	4072
33-5	美敦力颈椎前路钢板27.5MM 9790027	块	MDLJZQLG	4072
33-5	美敦力颈椎前路钢板30MM 9790030	块	MDLJZQLG	4072
33-5	美敦力颈椎前路钢板32.5MM 9790032	块	MDLJZQLG	4072
33-5	美敦力颈椎前路钢板35MM 9790035	块	MDLJZQLG	4072
33-5	美敦力颈椎前路钢板37.5MM 9790037	块	MDLJZQLG	4072
33-5	美敦力颈椎前路钢板40MM 9790040	块	MDLJZQLG	4072
33-5	美敦力颈椎前路钢板42.5MM 9790042	块	MDLJZQLG	4072
33-5	美敦力颈椎前路钢板45MM 9790045	块	MDLJZQLG	4072
33-5	美敦力颈椎前路钢板47.5MM 9790047	块	MDLJZQLG	4072
33-5	美敦力颈椎前路钢板50MM 9790050	块	MDLJZQLG	4072
33-5	美敦力颈椎前路钢板52.5MM 9790052	块	MDLJZQLG	4072
33-5	美敦力颈椎前路钢板55MM 9790055	块	MDLJZQLG	4072
33-5	美敦力颈椎前路钢板57.5MM 9790057	块	MDLJZQLG	4072
33-5	美敦力颈椎前路钢板60MM 9790060	块	MDLJZQLG	4072
33-5	美敦力颈椎前路钢板62.5MM 9790062	块	MDLJZQLG	4072
33-5	美敦力颈椎前路钢板65MM 9790065	块	MDLJZQLG	4072
33-5	美敦力颈椎前路钢板67.5MM 9790067	块	MDLJZQLG	4072
33-5	美敦力颈椎前路钢板70MM 9790070	块	MDLJZQLG	4072
33-5	美敦力颈椎前路钢板72.5MM 9790072	块	MDLJZQLG	4072
33-5	美敦力颈椎前路钢板75MM 9790075	块	MDLJZQLG	4072
33-5	亚太颌面接骨板系统2.0*5mm 420281	枚	YTMJGBX	280
33-5	施乐辉胫骨近外侧接骨板10孔 右 71860310	块	SLHJGJWC	24150
33-5	施乐辉胫骨近后内侧接骨板7孔 右 72800207	个	SLHJGJHN	24000

33-5	强生颈成形板4mm	块	QSKCXB4m	2046
33-5	强生颈成形板6mm	块	QSKCXB6m	2046
33-5	强生颈成形板8mm	块	QSKCXB8m	2046
33-5	强生颈成形板10mm	块	QSKCXB10	2046
33-5	迈瑞胫骨近端外侧锁定板3.5 左6孔 YZ62 10	个	MRJGJDWC	14374
33-5	三友锁骨接骨板右, 6孔YSQ70	块	SYSGJG	4098.6
33-5	三友锁骨接骨板左, 7孔YSQ70	块	SYSGJG	4098.6
33-5	三友锁骨接骨板右, 8孔YSQ70	块	SYSGJG	4098.6
33-5	三友锁骨接骨板左, 6孔YSQ70	块	SYSGJG	4098.6
33-5	三友锁骨接骨板右, 7孔YSQ70	块	SYSGJG	4098.6
33-5	三友锁骨接骨板左, 8孔YSQ70	块	SYSGJG	4098.6
33-5	康拓骨板KTGB4130*105°	个	KTGBKTGB	96675
33-5	康拓骨板KTGB4105*90°	个	KTGBKTGB	73500
33-5	康拓骨板KTGB4130*90°	个	KTGBKTGB	96675
33-5	康拓骨板KTGB4125*90°	个	KTGBKTGB	96675
33-5	康拓骨板KTGB4100*75°	个	KTGBKTGB	73500
33-5	康拓骨板KTGB495*90°	个	KTGBKTGB	75000
33-5	美敦力自攻固定螺钉4.0*13 9790213	个	MDLZGGDL	500
33-5	美敦力自攻固定螺钉4.0*15 9790215	个	MDLZGGDL	500
33-5	美敦力自攻固定螺钉4.0*17 9790217	个	MDLZGGDL	500
33-5	美敦力自攻固定螺钉4.0*19 9790219	个	MDLZGGDL	500
33-5	捷迈尺骨鹰嘴锁定钢板 8孔 21111-8	块	JMCGYZSD	8422.4
33-5	捷迈尺骨鹰嘴锁定钢板 5孔 21114-5	块	JMCGYZSD	11158
33-5	通用肱骨近端锁定侧板4孔 21132-4	套	TYGGJDSD	7050
33-5	科惠锁定加压接骨板3.5mm 6孔 ZSQ23型	块	KHSDJYJG	7065
33-5	康拓骨板KTGB4100×90°	个	KTGBKTGB	73500
33-5	康拓骨板KTGB4110×90°	个	KTGBKTGB	73500
33-5	科惠LCP胫骨远端外侧接骨板13孔左	块	KHLCPJ	9280
33-5	科惠胫骨远端前外侧接骨板15孔右 微弧	块	KHJGYD	2932
33-5	科惠股骨远端外侧接骨板9孔右	块	KHGGYD	2976

33-5	科惠胫骨近端外侧接骨板Ⅱ9孔右	块	KHJGJD	2932
33-5	科惠3.5干骺端接骨板7孔 微弧	块	KH3.5G	3031
33-5	科惠微型接骨板T形6孔 未氧化	块	KHWXJG	5250
33-5	科惠微型接骨板T形5孔 微弧	块	KHWXJG	5250
33-5	科惠胫骨远端前外侧接骨板9孔左 微弧	块	KHJGYD	2932
33-5	科惠LCP微型接骨板T形6孔 微弧	块	KHLCPW	6000
33-5	科惠LCP锁骨前侧带侧方延长接骨板7孔左	块	KHLCPS	3122
33-5	科惠3.5干骺端接骨板12孔 微弧	块	KH3.5G	3031
33-5	科惠LCP微型接骨板Y形7孔 微弧	块	KHLCPW	6000
33-5	科惠LCP接骨板8孔未氧化 配1.5螺钉	块	KHLCPJ	3675
33-5	科惠LCP胫骨近端中间接骨板4孔左 微弧	块	KHLCPJ	2932
33-5	科惠LCP微型接骨板Y形6孔 未氧化	块	KHLCPW	6000
33-5	科惠直角T型接骨板(头3孔) 3孔 着色	块	KHZJTX	3008
33-5	科惠微型接骨板T形5孔 未氧化	块	KHWXJG	5250
33-5	科惠胫骨近端外侧接骨板Ⅱ4孔右	块	KHJGJD	2932
33-5	科惠直角T型接骨板(头4孔) 4孔 微弧	块	KHZJTX	3008
33-5	科惠LCP弧形接骨板16孔	块	KHLCPH	9280
33-5	科惠3.5干骺端接骨板9孔 微弧	块	KH3.5G	3031
33-5	科惠LCP接骨板5孔未氧化 配1.5螺钉	块	KHLCPJ	3675
33-5	科惠LCP肱骨远端中间干骺端接骨板7孔	块	KHLCPG	7424
33-5	科惠LCP接骨板8孔 微弧	块	KHLCPJ	3675
33-5	科惠直角T型接骨板(头4孔) 3孔 微弧	块	KHZJTX	3008
33-5	科惠胫骨近端外侧LISS接骨板13孔右	块	KHJGJD	7090
33-5	科惠直角T型接骨板(头3孔) 5孔 微弧	块	KHZJTX	3008
33-5	科惠LCP桡骨头接骨板3孔右 微弧	块	KHLCPR	3031
33-5	科惠LCP股骨近端接骨板4孔左	块	KHLCPG	2976
33-5	科惠LCP微型接骨板T形5孔 微弧	块	KHLCPW	6000
33-5	科惠LCP股骨近端接骨板10孔右	块	KHLCPG	6280
33-5	科惠胫骨近端外侧接骨板Ⅱ8孔右	块	KHJGJD	2932
33-5	科惠3.5干骺端接骨板10孔 微弧	块	KH3.5G	3031
33-5	科惠3.5mm加压接骨板 宽LCP 9孔	块	KH3.5m	7065
33-5	科惠锁骨重建接骨板12孔左 微弧	块	KHSGZJ	3122
33-5	科惠LCP锁骨前侧带侧方延长接骨板5孔左	块	KHLCPS	3122
33-5	科惠股骨远端外侧接骨板11孔右	块	KHGGYD	2976
33-5	科惠胫骨远端前外侧接骨板15孔左 微弧	块	KHJGYD	2932
33-5	科惠微型接骨板T形8孔 微弧	块	KHWXJG	5250
33-5	科惠胫骨近端接骨板7孔右	块	KHJGJD	2932
33-5	科惠LCP微型接骨板Y形4孔 未氧化	块	KHLCPW	6000
33-5	科惠微型髌接骨板5孔 微弧	块	KHWXKJ	5192
33-5	科惠直角T型接骨板(头3孔) 6孔 微弧	块	KHZJTX	3008
33-5	科惠LCP胫骨远端内侧接骨板4孔左	块	KHLCPJ	6250
33-5	科惠肱骨远端背外侧带支撑接骨板14孔左	块	KHGGYD	2962
33-5	科惠LCP桡骨远端背侧T型接骨板4孔	块	KHLCPR	7500
33-5	科惠胫骨远端前外侧接骨板19孔右 微弧	块	KHJGYD	2932
33-5	科惠LCP锁骨前侧带侧方延长接骨板5孔右	块	KHLCPS	3122
33-5	科惠LCP胫骨远端外侧接骨板11孔右	块	KHLCPJ	9280
33-5	科惠胫骨远端前外侧接骨板7孔右 微弧	块	KHJGYD	2932
33-5	科惠胫骨近端外侧接骨板Ⅱ9孔左	块	KHJGJD	2932
33-5	科惠LCP尺骨鹰嘴接骨板6孔左 微弧	块	KHLCPC	3031
33-5	科惠微型支持接骨板Y形7孔 未氧化	块	KHWXZC	5250
33-5	科惠胫骨近端外侧接骨板Ⅱ4孔左	块	KHJGJD	2932

33-5	科惠跟骨接骨板8孔右53mm 微弧	块	KHGGJG	8760
33-5	科惠微型接骨板T形5孔 着色配3.5	块	KHWXJG	5250
33-5	科惠胫骨远端前外侧接骨板13孔左 微弧	块	KHJGYD	2932
33-5	科惠LCP桡骨远端背侧L接骨板3孔左 BCS77	块	KHLCPRGY	7500
33-5	科惠3.5mm加压接骨板 宽LCP 5孔	块	KH3.5m	7065
33-5	科惠LCP锁骨前侧带侧方延长接骨板3孔左	块	KHLCPS	3122
33-5	科惠LCP微型髌板 5 6孔 微弧	块	KHLCPW	4800
33-5	科惠LCP桡骨远端背侧L接骨板3孔左 BCS79	块	KHLCPRGY	5250
33-5	科惠3.5mm加压接骨板 窄LCP 9孔	块	KH3.5m	3031
33-5	科惠肱骨远端背外侧接骨板7孔右 微弧	块	KHGGYD	5566.7
33-5	科惠3.5mm胫骨远端内侧接骨板4孔左 微弧	块	KH3.5J	2932
33-5	科惠LCP锁骨钩板5孔左 微弧(新码)	块	KHLCPS	5166.7
33-5	科惠3.5mm加压接骨板 窄LCP 4孔	块	KH3.5m	3031
33-5	科惠胫骨近端外侧LISS接骨板13孔左	块	KHJGJD	7090
33-5	科惠肱骨远端背外侧接骨板5孔右 微弧	块	KHGGYD	5566.7
33-5	科惠LCP桡骨头接骨板4孔左 微弧	块	KHLCPR	3031
33-5	科惠LCP胫骨近端中间接骨板6孔左着色	块	KHLCPJ	2932
33-5	科惠跟骨接骨板12孔左60mm	块	KHGGJG	8760
33-5	科惠胫骨近端接骨板3孔左	块	KHJGJD	2932
33-5	科惠斜角T型接骨板4孔左 微弧	块	KHXJTX	3008
33-5	科惠LCP桡骨远端背侧L接骨板3孔右 BCS77	块	KHLCPRGY	7500
33-5	科惠LCP接骨7孔 未氧化	块	KHLCPJ	3675
33-5	科惠LCP微型髌板 5 4孔 微弧	块	KHLCPW	4800
33-5	科惠LCP锁骨前侧带侧方延长接骨板4孔左	块	KHLCPS	3122
33-5	科惠LCP肱骨远端关节外接骨板10孔右	块	KHLCPG	7424
33-5	科惠肱骨远端背外侧带支撑接骨板7孔左微弧	块	KHGGYD	2962
33-5	科惠LCP微型髌板 6.5 5孔 微弧	块	KHLCPW	4800
33-5	科惠3.5mm加压接骨板 宽LCP 7孔	块	KH3.5m	7065
33-5	科惠LCP尺骨鹰嘴接骨板12孔右微弧	块	KHLCPC	3031
33-5	科惠3.5mm加压接骨板 窄LCP 8孔	块	KH3.5m	3031
33-5	科惠3.5mm加压接骨板窄LCP 10孔	块	KH3.5m	3031
33-5	科惠微型髌接骨板4孔 微弧	块	KHWXKJ	5192
33-5	科惠LCP肱骨远端中间干骺端接骨板9孔	块	KHLCPG	7424
33-5	科惠胫骨近端外侧LISS接骨板5孔左	块	KHJGJD	5800
33-5	科惠胸锁钩接骨板4孔左钩高21	块	KHXSGJ	7840
33-5	科惠肱骨远端背外侧带支撑接骨板9孔右微弧	块	KHGGYD	2962
33-5	科惠胫骨近端接骨板3孔右	块	KHJGJD	2932
33-5	科惠LCP锁骨前侧接骨板7孔左 微弧	块	KHLCPS	3122
33-5	科惠3.5mm加压接骨板 窄LCP 5孔	块	KH3.5m	3031
33-5	科惠锁骨重建接骨板8孔右 微弧	块	KHSGZJ	3122
33-5	科惠LCP胫骨远端内侧接骨板10孔左	块	KHLCPJ	6250
33-5	科惠肱骨远端背外侧带支撑接骨板14孔右	块	KHGGYD	2962
33-5	科惠胸锁钩接骨板4孔左钩高24	块	KHXSGJ	7840
33-5	科惠微型支持接骨板Y形5孔 未氧化	块	KHWXZC	5250
33-5	科惠微型髌接骨板7孔 微弧	块	KHWXKJ	5192
33-5	科惠LCP锁骨钩板4孔右 微弧	块	KHLCPS	5166.7
33-5	科惠跟骨接骨板12孔右68mm 着色	块	KHGGJG	8760
33-5	科惠肱骨远端背外侧带支撑接骨板5孔右微弧	块	KHGGYD	2962

33-5	科惠LCP接骨板7孔 未氧化	块	KHLCPJ	3675
33-5	科惠LCP胫骨近端中间接骨板10孔左微弧	块	KHLCPJ	2932
33-5	科惠桡骨远端掌侧接骨板10孔左 微弧	块	KHRGYD	9000
33-5	科惠LCP桡骨远端背侧L接骨板4孔左 BCS77	块	KHLCPRGY	7500
33-5	科惠跟骨接骨板12孔左60mm 微弧	块	KHGGJG	8760
33-5	科惠LCP胫骨远端内侧接骨板14孔左	块	KHLCPJ	6250
33-5	科惠直角T型接骨板(头4孔) 6孔 微弧	块	KHZJTX	3008
33-5	科惠跟骨接骨板12孔左68mm	块	KHGGJG	8760
33-5	科惠LCP胫骨近端中间接骨板8孔左 微弧	块	KHLCPJ	2932
33-5	科惠跟骨接骨板15孔右 长度69mm	块	KHGGJG	2866
33-5	科惠LCP肱骨远端关节外接骨板8孔左微弧	块	KHLCPG	7424
33-5	科惠胸锁钩接骨板3孔右钩高21	块	KHXSJG	7840
33-5	科惠LCP肱骨远端关节外接骨板12孔左	块	KHLCPG	7424
33-5	科惠LCP锁骨前侧带侧方延长接骨板4孔右	块	KHLCPS	3122
33-5	科惠LCP胫骨远端外侧接骨板9孔右	块	KHLCPJ	9280
33-5	科惠3.5mm加压接骨板窄LCP 11孔	块	KH3.5m	3031
33-5	科惠锁骨重建接骨板7孔左 微弧	块	KHSGZJ	3122
33-5	科惠LCP肱骨远端关节外接骨板14孔左	块	KHLCPG	7424
33-5	科惠LCP桡骨远端背侧L接骨板3孔右 BCS78	块	KHLCPRGY	3008
33-5	科惠LCP微型接骨板T形4孔 微弧	块	KHLCPW	6000
33-5	科惠LCP接骨板4孔 未氧化	块	KHLCPJ	3675
33-5	科惠LCP尺骨鹰嘴接骨板4孔右 着色	块	KHLCPC	3031
33-5	科惠3.5干骺端接骨板8孔 微弧	块	KH3.5G	3031
33-5	科惠胫骨近端外侧接骨板 I 6孔左微弧	块	KHJGJD	2962
33-5	科惠LCP接骨板4孔 着色	块	KHLCPJ	3675
33-5	科惠LCP尺骨鹰嘴接骨板6孔右 着色	块	KHLCPC	3031
33-5	科惠胫骨近端外侧接骨板 II 10孔左	块	KHJGJD	2932
33-5	科惠胫骨远端后侧接骨板3孔左 微弧	块	KHJGYD	7920
33-5	科惠微型髌接骨板7孔 未氧化	块	KHWXKJ	5192
33-5	科惠指掌骨接骨板12孔 微弧	块	KHZZGJ	5250
33-5	科惠微型支持接骨板Y形6孔 微弧	块	KHWXZC	5250
33-5	科惠锁骨重建接骨板12孔右 微弧	块	KHSGZJ	3122
33-5	科惠肱骨远端内侧接骨板7孔右 微弧	块	KHGGYD	7280
33-5	科惠LCP锁骨钩板7孔左 微弧(新码)	块	KHLCPS	5166.7
33-5	科惠胫骨近端外侧LISS接骨板5孔右	块	KHJGJD	5800
33-5	科惠4.5mm加压接骨板18孔 微弧	块	KH4.5m	3784
33-5	科惠LCP桡骨远端背侧L接骨板4孔左 BCS78	块	KHLCPRGY	3008
33-5	科惠微型支持接骨板8孔右 未氧化	块	KHWXZC	5250
33-5	科惠LCP股骨近端接骨板8孔左	块	KHLCPG	6280
33-5	科惠LCP锁骨钩板7孔右 微弧	块	KHLCPS	5166.7
33-5	科惠胸锁钩接骨板4孔右钩高21	块	KHXSJG	7840
33-5	科惠LCP尺骨鹰嘴接骨板10孔右	块	KHLCPC	3031
33-5	科惠LCP肱骨远端中间干骺端接骨板13孔	块	KHLCPG	7424
33-5	科惠LCP胫骨近端中间接骨板4孔右 微弧	块	KHLCPJ	2932
33-5	科惠LCP锁骨前侧带侧方延长接骨板3孔右	块	KHLCPS	3122
33-5	科惠股骨远端外侧LISS接骨板11孔右	块	KHGGYD	9031
33-5	科惠4.5mm加压接骨板17孔 微弧	块	KH4.5m	3784
33-5	科惠微型支持接骨板Y形6孔 未氧化	块	KHWXZC	5250

33-5	科惠锁骨重建接骨板9孔右 微弧	块	KHSGZJ	3122
33-5	科惠胫骨近端外侧接骨板 I 12孔右微弧	块	KHJGJD	2962
33-5	科惠LCP接骨板5孔 微弧 配1.5螺钉	块	KHLCPJ	3675
33-5	科惠胫骨远端前外侧接骨板13孔右 微弧	块	KHJGYD	2932
33-5	科惠微型支持接骨板Y形8孔 未氧化	块	KHWXZC	5250
33-5	科惠LCP微型接骨板Y形5孔 未氧化	块	KHLCPW	6000
33-5	科惠LCP尺骨鹰嘴接骨板8孔左 微弧	块	KHLCPC	3031
33-5	科惠LCP锁骨钩板6孔左 微弧	块	KHLCPS	5166.7
33-5	科惠微型接骨板T形5孔 着色配2.7	块	KHWXJG	5250
33-5	科惠LCP尺骨鹰嘴接骨板2孔左 着色	块	KHLCPC	3031
33-5	科惠胫骨近端外侧接骨板 II 5孔左	块	KHJGJD	2932
33-5	科惠LCP肱骨远端关节外接骨板12孔右	块	KHLCPG	7424
33-5	科惠LCP微型接骨板T形5孔 未氧化	块	KHLCPW	6000
33-5	科惠LCP胫骨近端中间接骨板4孔左	块	KHLCPJ	2932
33-5	科惠LCP桡骨远端背侧L接骨板3孔左 BCS78	块	KHLCPRGY	3008
33-5	科惠微型支持接骨板8孔右 微弧	块	KHWXZC	5250
33-5	科惠股骨远端外侧接骨板11孔左	块	KHGGYD	2976
33-5	科惠LCP桡骨远端背侧接骨板6孔	块	KHLCPR	6480
33-5	科惠胫骨远端后侧接骨板5孔右 微弧	块	KHJGYD	7920
33-5	科惠胫骨远端前外侧接骨板17孔左 微弧	块	KHJGYD	2932
33-5	科惠胫骨近端外侧接骨板 I 8孔右微弧	块	KHJGJD	2962
33-5	科惠桡骨远端掌侧接骨板7孔右 微弧	块	KHRYD	9000
33-5	科惠肱骨远端背外侧接骨板9孔左 微弧	块	KHGGYD	5566.7
33-5	科惠LCP弧形接骨板19孔	块	KHLCPH	9280
33-5	科惠胫骨远端前外侧接骨板7孔左 微弧	块	KHJGYD	2932
33-5	科惠指掌骨接骨板6孔 未氧化	块	KHZZGJ	5250
33-5	科惠LCP微型髌板 5 3孔 微弧	块	KHLCPW	4800
33-5	科惠LCP弧形接骨板12孔	块	KHLCPH	9280
33-5	科惠肱骨远端背外侧接骨板7孔左 微弧	块	KHGGYD	5566.7
33-5	科惠胫骨近端外侧接骨板 I 10孔右微弧	块	KHJGJD	2962
33-5	科惠胫骨近端外侧接骨板 I 6孔右微弧	块	KHJGJD	2962
33-5	科惠LCP接骨板10孔 未氧化	块	KHLCPJ	3675
33-5	科惠肱骨远端内侧接骨板3孔左 微弧	块	KHGGYD	7280
33-5	科惠股骨远端外侧接骨板5孔右	块	KHGGYD	2976
33-5	科惠LCP尺骨鹰嘴接骨板6孔右 微弧	块	KHLCPC	3031
33-5	科惠LCP胫骨远端内侧接骨板14孔右	块	KHLCPJ	6250
33-5	科惠胫骨近端外侧接骨板 II 12孔右	块	KHJGJD	2932
33-5	科惠3.5干骺端接骨板6孔 微弧	块	KH3.5G	3031
33-5	科惠4.5mm加压接骨板窄LCP 13孔	块	KH4.5m	2932
33-5	科惠锁骨重建接骨板10孔左 微弧	块	KHSGZJ	3122
33-5	科惠LCP胫骨远端外侧接骨板5孔右	块	KHLCPJ	9280
33-5	科惠胫骨远端前外侧接骨板21孔左 微弧	块	KHJGYD	2932
33-5	科惠胫骨近端外侧LISS接骨板7孔左	块	KHJGJD	5800
33-5	科惠直角T型接骨板(头3孔) 4孔 微弧	块	KHZJTX	3008
33-5	科惠3.5胫骨远端内侧接骨板8孔左 微弧	块	KH3.5J	2932
33-5	科惠LCP股骨近端接骨板6孔右	块	KHLCPG	6280
33-5	科惠LCP肱骨远端中间干骺端接骨板11孔	块	KHLCPG	7424
33-5	科惠胫骨远端前外侧接骨板9孔右 微弧	块	KHJGYD	2932
33-5	科惠3.5mm加压接骨板 宽LCP 8孔	块	KH3.5m	7065
33-5	科惠肱骨远端背外侧接骨板3孔右 微弧	块	KHGGYD	5566.7

33-5	科惠肱骨远端背外侧带支撑接骨板9孔左微弧	块	KHGGYD	2962
33-5	科惠LCP锁骨前侧接骨板8孔右	块	KHLCPS	3122
33-5	科惠LCP 胫骨近端后侧中间接骨板4孔	块	KHLCP	8250
33-5	科惠LCP胫骨远端外侧接骨板9孔左	块	KHLCPJ	9280
33-5	科惠微型支持接骨板Y形8孔 微弧	块	KHWXZC	5250
33-5	科惠LCP接骨板6孔 微弧	块	KHLCPJ	3675
33-5	科惠4.5mm加压接骨板12孔 微弧	块	KH4.5m	3784
33-5	科惠股骨远端外侧接骨板13孔右	块	KHGGYD	2976
33-5	科惠LCP桡骨颈接骨板2孔 微弧	块	KHLCPR	5600
33-5	科惠LCP接骨板5孔 未氧化	块	KHLCPJ	3675
33-5	科惠LCP接骨板6孔 微弧	块	KHLCPJ	3675
33-5	科惠微型支持接骨板8孔左 未氧化	块	KHWXZC	5250
33-5	科惠LCP弧形接骨板10孔	块	KHLCPH	9280
33-5	科惠LCP胫骨远端内侧接骨板12孔左	块	KHLCPJ	6250
33-5	科惠4.5mm加压接骨板10孔 微弧	块	KH4.5m	3784
33-5	科惠LCP桡骨远端背侧接骨板5孔	块	KHLCPR	6480
33-5	科惠LCP肱骨远端关节外接骨板10孔左	块	KHLCPG	7424
33-5	科惠胫骨近端接骨板11孔左	块	KHJGJD	2932
33-5	科惠LCP胫骨近端中间接骨板8孔右 微弧	块	KHLCPJ	2932
33-5	科惠LCP锁骨钩板5孔左 微弧	块	KHLCPS	5166.7
33-5	科惠LCP微型接骨板Y形7孔 未氧化	块	KHLCPW	6000
33-5	科惠LCP接骨板5孔 微弧	块	KHLCPJ	3675
33-5	科惠跟骨接骨板15孔左 长度69mm	块	KHGGJG	2866
33-5	科惠LCP肱骨远端中间干骺端接骨板15孔	块	KHLCPG	7424
33-5	科惠LCP微型接骨板T形7孔 微弧	块	KHLCPW	6000
33-5	科惠LCP锁骨前侧带侧方延长接骨板6孔左	块	KHLCPS	3122
33-5	科惠胫骨近端外侧接骨板II 7孔右	块	KHJGJD	2932
33-5	科惠肱骨近端接骨板 I 5孔 微弧	块	KHGGJD	8800
33-5	科惠指掌骨接骨板6孔 微弧	块	KHZZGJ	5250
33-5	科惠胫骨近端外侧接骨板II 14孔左	块	KHJGJD	2932
33-5	科惠LCP胫骨远端外侧接骨板7孔右	块	KHLCPJ	9280
33-5	科惠LCP锁骨钩板5孔右 微弧(新码)	块	KHLCPS	5166.7
33-5	科惠胫骨远端前外侧接骨板21孔右 微弧	块	KHJGYD	2932
33-5	科惠LCP桡骨远端背侧L接骨板4孔右 BCS78	块	KHLCPRGY	3008
33-5	科惠3.5胫骨远端内侧接骨板4孔右 微弧	块	KH3.5J	2932
33-5	科惠LCP股骨近端接骨板10孔左	块	KHLCPG	6280
33-5	科惠LCP微型髌板 6.5 4孔 微弧	块	KHLCPW	4800
33-5	科惠LCP胫骨远端外侧接骨板11孔左	块	KHLCPJ	9280
33-5	科惠微型接骨板T形8孔 未氧化	块	KHWXJG	5250
33-5	强生胫骨远端接骨板2.7/3.5左02.118.207	块	QSJGYDJG	27171
33-5	强生腓骨远端外侧接骨板 2.7左02.118.409	块	QSFGYDWC	26505
33-5	康拓骨板KTGB4110×105°	个	KTGBKTGB	73500
33-5	康拓骨板KTGB4105*120	个	KTGBKTGB	73500
33-5	科惠LCP桡骨颈接骨板3孔 微弧	块	KHLCPR	5600
33-5	科惠4.5mm加压接骨板16孔 微弧	块	KH4.5m	3784
33-5	科惠4.5mm加压接骨板9孔 微弧	块	KH4.5m	3784

33-5	科惠胫骨近端接骨板9孔左	块	KHJGJD	2932
33-5	科惠微型支持接骨板8孔左 微弧	块	KHWXZC	5250
33-5	科惠LCP接骨板8孔 着色	块	KHLCPJ	3675
33-5	科惠桡骨远端掌侧接骨板3孔左 微弧	块	KHRGYD	9000
33-5	科惠肱骨远端背外侧接骨板14孔左 微弧	块	KHGGYD	5566.7
33-5	科惠3.5mm加压接骨板窄LCP 12孔	块	KH3.5m	3031
33-5	科惠LCP接骨板7孔 微弧 配1.5螺钉	块	KHLCPJ	3675
33-5	强生颈椎前路锁定固定板450.173	块	QSJZQL	8664
33-5	强生颈椎前路锁定固定板450.172	块	QSJZQL	8664
33-5	强生颈椎前路锁定固定板450.171	块	QSJZQL	8664
33-5	通用胫骨近端锁定接骨板 4孔 21321-4	块	TYJGJDS	13800
33-5	通用金属接骨板系统 3孔右 21221-4	块	TYJSJGBX	12800
33-5	通用金属接骨板系统 5孔右 21221-6	块	TYJSJGBX	12800
33-5	通用金属接骨板系统 3孔左 21222-4	块	TYJSJGBX	12800
33-5	通用金属接骨板系统 5孔左 21222-6	块	TYJSJGBX	12800
33-5	强生微型张力板04.503.702/2+	块	QSWXZL	1845
33-5	强生角形重建板04.503.732/左,	块	QSJXZJ	6379
33-5	强生角形重建板04.503.733/右,	块	QSJXZJ	6379
33-5	强生预成形眶底网板小左	块	QSYCXK	14112
33-5	强生预成形眶底网板大左	块	QSYCXK	14112
33-5	强生预成形眶底网板大右	块	QSYCXK	14112
33-5	通用尺骨鹰嘴锁定钢板孔数: 7孔 21112-7	块	TYCGYZSD	11158
33-5	通用尺骨鹰嘴锁定钢板孔数: 7孔 21113-7	块	TYCGYZSD	11158
33-5	三友重建锁定接骨板ZSL13 9孔	块	SYZJSD	4284
33-5	三友重建锁定接骨板ZSL13 10孔	块	SYZJSD	4284
33-5	三友重建锁定接骨板ZSL13 14孔	块	SYZJSD	4284
33-5	三友重建锁定接骨板ZSL13 6孔	块	SYZJSD	4284
33-5	三友重建锁定接骨板ZSL13 4孔	块	SYZJSD	4284
33-5	三友重建锁定接骨板ZSL13 8孔	块	SYZJSD	4284
33-5	三友重建锁定接骨板ZSL13 7孔	块	SYZJSD	4284
33-5	三友重建锁定接骨板ZSL13 3孔	块	SYZJSD	4284
33-5	三友重建锁定接骨板ZSL13 16孔	块	SYZJSD	4284
33-5	三友重建锁定接骨板ZSL13 5孔	块	SYZJSD	4284
33-5	三友重建锁定接骨板ZSL13 12孔	块	SYZJSD	4284
33-5	三友YSL66腓骨锁定接骨板右, 9孔	块	SYYSL6	3300
33-5	三友YSL66腓骨锁定接骨板左, 5孔	块	SYYSL6	3300
33-5	三友YSL66腓骨锁定接骨板左, 3孔	块	SYYSL6	3300
33-5	三友YSL66腓骨锁定接骨板右, 5孔	块	SYYSL6	3300
33-5	三友YSL66腓骨锁定接骨板左, 7孔	块	SYYSL6	3300
33-5	三友YSL66腓骨锁定接骨板右, 3孔	块	SYYSL6	3300
33-5	三友YSL66腓骨锁定接骨板左, 4孔	块	SYYSL6	3300
33-5	三友YSL66腓骨锁定接骨板左, 9孔	块	SYYSL6	3300
33-5	三友YSL66腓骨锁定接骨板左, 6孔	块	SYYSL6	3300
33-5	三友YSL66腓骨锁定接骨板右, 4孔	块	SYYSL6	3300

33-5	三友YSL66腓骨锁定接骨板右，6孔	块	SYYSL6	3300
33-5	三友YSL66腓骨锁定接骨板右，7孔	块	SYYSL6	3300
33-5	三友YSL31胫骨近端外侧加压锁定接骨板左12	块	SYYSL31J	10660
33-5	三友YSL31胫骨近端外侧加压锁定接骨板右8孔	块	SYYSL31J	10660
33-5	三友YSL31胫骨近端外侧加压锁定接骨板右14	块	SYYSL31J	10660
33-5	三友YSL31胫骨近端外侧加压锁定接骨板左4孔	块	SYYSL31J	10660
33-5	三友YSL31胫骨近端外侧加压锁定接骨板右10	块	SYYSL31J	10660
33-5	三友YSL31胫骨近端外侧加压锁定接骨板右12	块	SYYSL31J	10660
33-5	三友YSL31胫骨近端外侧加压锁定接骨板左6孔	块	SYYSL31J	10660
33-5	三友YSL22股骨近端锁定接骨板-1/左 4孔	块	SYYSL22G	11327
33-5	三友YSL22股骨近端锁定接骨板-1/右 6孔	块	SYYSL22G	11327
33-5	三友YSL22股骨近端锁定接骨板-1/右7孔	块	SYYSL22G	11327
33-5	三友YSL22股骨近端锁定接骨板-1/左 2孔	块	SYYSL22G	11327
33-5	三友YSL22股骨近端锁定接骨板-1/左 8孔	块	SYYSL22G	11327
33-5	三友YSL22股骨近端锁定接骨板-1/左 10孔	块	SYYSL22G	11327
33-5	三友YSL22股骨近端锁定接骨板-1/左 7孔	块	SYYSL22G	11327
33-5	三友YSL22股骨近端锁定接骨板-1/右 4孔	块	SYYSL22G	11327
33-5	三友YSL22股骨近端锁定接骨板-1/左 13孔	块	SYYSL22G	11327
33-5	三友YSL22股骨近端锁定接骨板-1/右 8孔	块	SYYSL22G	11327
33-5	三友YSL22股骨近端锁定接骨板-1/右 11孔	块	SYYSL22G	11327
33-5	三友YSL22股骨近端锁定接骨板-1/左6孔	块	SYYSL22G	11327
33-5	三友YSL22股骨近端锁定接骨板-1/右10孔	块	SYYSL22G	11327
33-5	三友YSL22股骨近端锁定接骨板-1/右9孔	块	SYYSL22G	11327
33-5	三友YSL22股骨近端锁定接骨板-1/右13孔	块	SYYSL22G	11327
33-5	三友YSL22股骨近端锁定接骨板-1/左5孔	块	SYYSL22G	11327
33-5	三友YSL22股骨近端锁定接骨板-1/右5孔	块	SYYSL22G	11327

33-5	三友YSL22股骨近端锁定接骨板-1/右2孔	块	SYYSL22G	11327
33-5	三友YSL22股骨近端锁定接骨板-1/左11孔	块	SYYSL22G	11327
33-5	三友YSL22股骨近端锁定接骨板-1/左9孔	块	SYYSL22G	11327
33-5	三友YSL30胫骨近端锁定接骨板右 8孔	块	SYYSL30J	10660
33-5	三友YSL30胫骨近端锁定接骨板左 10孔	块	SYYSL30J	10660
33-5	三友YSL30胫骨近端锁定接骨板右 14孔	块	SYYSL30J	10660
33-5	三友YSL30胫骨近端锁定接骨板右 4孔	块	SYYSL30J	10660
33-5	三友YSL30胫骨近端锁定接骨板左 14孔	块	SYYSL30J	10660
33-5	三友YSL30胫骨近端锁定接骨板左 12孔	块	SYYSL30J	10660
33-5	三友YSL30胫骨近端锁定接骨板右 10孔	块	SYYSL30J	10660
33-5	三友YSL30胫骨近端锁定接骨板左 6孔	块	SYYSL30J	10660
33-5	三友YSL30胫骨近端锁定接骨板右 6孔	块	SYYSL30J	10660
33-5	三友YSL30胫骨近端锁定接骨板左 8孔	块	SYYSL30J	10660
33-5	三友YSL30胫骨近端锁定接骨板右 12孔	块	SYYSL30J	10660
33-5	三友YSL30胫骨近端锁定接骨板左 4孔	块	SYYSL30J	10660
33-5	强生适型板2.0, 孔数≥20, 快速可吸收	块	QSSXB2	5000
33-5	强生适型板2.0 8孔1.2mm 852.008.01S	个	QSSXB2.0	3890
33-5	科惠4.5mm加压接骨板7孔 微弧	块	KH4.5m	2976
33-5	科惠LCP胫骨近端中间接骨板10孔右微弧	块	KHLCPJ	2932
33-5	科惠肱骨远端内侧接骨板9孔左 微弧	块	KHGGYD	7280
33-5	科惠胫骨近端外侧接骨板II 5孔右	块	KHJGJD	2932
33-5	科惠胫骨近端接骨板11孔右	块	KHJGJD	2932
33-5	科惠LCP桡骨远端背侧T型接骨板3孔	块	KHLCPR	7500
33-5	科惠胫骨远端后侧接骨板5孔左 微弧	块	KHJGYD	7920
33-5	科惠LCP微型髌板 6.5 5孔 着色	块	KHLCPW	4800
33-5	科惠LCP弧形接骨板13孔	块	KHLCPH	9280
33-5	科惠4.5mm加压接骨板8孔 微弧	块	KH4.5m	2976
33-5	科惠桡骨远端掌侧接骨板4孔右 微弧	块	KHRGYD	9000
33-5	科惠LCP桡骨颈接骨板4孔 微弧	块	KHLCPR	5600
33-5	科惠胫骨近端接骨板9孔右	块	KHJGJD	2932
33-5	科惠胫骨近端外侧接骨板II 14孔右	块	KHJGJD	2932
33-5	科惠LCP肱骨远端关节外接骨板6孔右微弧	块	KHLCPG	7424
33-5	科惠胫骨近端外侧LISS接骨板7孔右	块	KHJGJD	5800
33-5	科惠4.5mm加压接骨板 窄LCP 6孔	块	KH4.5m	2932
33-5	科惠肱骨远端背外侧带支撑接骨板7孔右微弧	块	KHGGYD	2962

33-5	科惠LCP桡骨头接骨板3孔左 微弧	块	KHLCPR	3031
33-5	科惠LCP股骨近端接骨板8孔右	块	KHLCPG	6280
33-5	科惠LCP锁骨前侧带侧方延长接骨板8孔右	块	KHLCPS	3122
33-5	科惠3.5干骺端接骨板18孔 微弧	块	KH3.5G	3031
33-5	科惠LCP接骨板4孔 微弧	块	KHLCPJ	3675
33-5	科惠LCP尺骨鹰嘴接骨板4孔左 微弧	块	KHLCPC	3031
33-5	科惠LCP 胫骨近端后侧中间接骨板2孔	块	KHLCP	8250
33-5	科惠3.5胫骨远端内侧接骨板12孔左微弧	块	KH3.5J	2932
33-5	科惠锁骨重建接骨板6孔左 微弧	块	KHSGZJ	3122
33-5	科惠胫骨近端外侧接骨板 II 7孔左	块	KHJGJD	2932
33-5	科惠LCP接骨板5孔 着色	块	KHLCPJ	3675
33-5	科惠LCP尺骨鹰嘴接骨板12孔左微弧	块	KHLCPC	3031
33-5	科惠跟骨接骨板8孔右53mm 着色	块	KHGGJG	8760
33-5	科惠LCP桡骨远端背侧L接骨板3孔右 BCS79	块	KHLCPRGY	5250
33-5	科惠微型支持接骨板Y形4孔 微弧	块	KHWXZC	5250
33-5	科惠胫骨近端接骨板4孔	块	KHJGJD	8250
33-5	科惠LCP弧形接骨板14孔	块	KHLCPH	9280
33-5	科惠胫骨近端外侧接骨板 I 14孔左微弧	块	KHJGJD	2962
33-5	科惠LCP锁骨前侧带侧方延长接骨板8孔左	块	KHLCPS	3122
33-5	科惠LCP弧形接骨板17孔	块	KHLCPH	9280
33-5	科惠4.5mm加压接骨板14孔 微弧	块	KH4.5m	3784
33-5	科惠LCP胫骨近端中间接骨板8孔右	块	KHLCPJ	2932
33-5	科惠LCP锁骨钩板4孔右 微弧(新码)	块	KHLCPS	5166.7
33-5	科惠LCP胫骨近端中间接骨板10孔右	块	KHLCPJ	2932
33-5	科惠LCP胫骨远端内侧接骨板8孔右	块	KHLCPJ	6250
33-5	科惠桡骨远端掌侧接骨板12孔左 微弧	块	KHRGYD	9000
33-5	科惠LCP锁骨钩板6孔右 微弧	块	KHLCPS	5166.7
33-5	科惠胫骨远端后侧接骨板3孔左	块	KHJGYD	7920
33-5	科惠股骨远端外侧接骨板5孔左	块	KHGGYD	2976
33-5	科惠肱骨远端背外侧带支撑接骨板3孔右微弧	块	KHGGYD	2962
33-5	科惠斜角T型接骨板4孔右 微弧	块	KHXJTX	3008
33-5	科惠锁骨重建接骨板10孔右 微弧	块	KHSGZJ	3122
33-5	科惠LCP尺骨鹰嘴接骨板2孔右 着色	块	KHLCPC	3031
33-5	科惠LCP胫骨远端外侧接骨板5孔左	块	KHLCPJ	9280
33-5	科惠4.5mm加压接骨板15孔 微弧	块	KH4.5m	3784
33-5	科惠桡骨远端掌侧接骨板10孔右 微弧	块	KHRGYD	9000
33-5	科惠LCP肱骨远端关节外接骨板4孔左微弧	块	KHLCPG	7424
33-5	科惠胫骨远端前外侧接骨板5孔左 微弧	块	KHJGYD	2932
33-5	科惠LCP尺骨鹰嘴接骨板4孔左 着色	块	KHLCPC	3031
33-5	科惠直角T型接骨板(头4孔) 5孔 微弧	块	KHZJTX	3008
33-5	科惠LCP弧形接骨板11孔	块	KHLCPH	9280
33-5	科惠LCP桡骨远端背侧L接骨板4孔左 BCS79	块	KHLCPRGY	5250
33-5	科惠LCP肱骨远端关节外接骨板6孔左微弧	块	KHLCPG	7424
33-5	科惠LCP桡骨头接骨板4孔右 微弧	块	KHLCPR	3031
33-5	科惠微型支持接骨板Y形7孔 微弧	块	KHWXZC	5250
33-5	科惠LCP胫骨近端中间接骨板6孔右	块	KHLCPJ	2932
33-5	科惠肱骨远端内侧接骨板9孔右 微弧	块	KHGGYD	7280
33-5	科惠3.5干骺端接骨板11孔 微弧	块	KH3.5G	3031
33-5	科惠3.5mm加压接骨板 宽LCP 4孔	块	KH3.5m	7065

33-5	科惠LCP尺骨远端钩接骨板7孔 微弧	块	KHLCPC	6800
33-5	科惠4.5mm加压接骨板 窄LCP 7孔	块	KH4.5m	2932
33-5	科惠跟骨接骨板15孔右 长度76mm	块	KHGGJG	2866
33-5	科惠LCP锁骨前侧接骨板6孔左	块	KHLCPS	3122
33-5	科惠LCP微型接骨板Y形6孔 微弧	块	KHLCPW	6000
33-5	科惠胫骨近端接骨板5孔左	块	KHJGJD	2932
33-5	科惠3.5mm加压接骨板宽LCP 11孔	块	KH3.5m	7065
33-5	科惠跟骨接骨板12孔右60mm 着色	块	KHGGJG	8760
33-5	科惠LCP胫骨近端中间接骨板6孔左微弧	块	KHLCPJ	8250
33-5	科惠3.5mm加压接骨板 窄LCP 7孔	块	KH3.5m	3031
33-5	科惠跟骨接骨板8孔左53mm 微弧	块	KHGGJG	8760
33-5	科惠胫骨近端外侧LISS接骨板9孔右	块	KHJGJD	5800
33-5	科惠LCP股骨近端接骨板12孔右	块	KHLCPG	2976
33-5	科惠胫骨近端接骨板5孔右	块	KHJGJD	2932
33-5	科惠LCP接骨板6孔未氧化 配1.5螺钉	块	KHLCPJ	3675
33-5	科惠股骨远端外侧接骨板7孔右	块	KHGGYD	2976
33-5	科惠LCP锁骨钩板4孔左 微弧	块	KHLCPS	5166.7
33-5	科惠胫骨近端外侧接骨板II 8孔左	块	KHJGJD	2932
33-5	科惠LCP微型接骨板Y形5孔 微弧	块	KHLCPW	6000
33-5	科惠4.5mm加压接骨板11孔 微弧	块	KH4.5m	3784
33-5	科惠LCP接骨板8孔 未氧化	块	KHLCPJ	3675
33-5	科惠LCP弧形接骨板18孔	块	KHLCPH	9280
33-5	科惠微型接骨板T形4孔 微弧	块	KHWXJG	5250
33-5	科惠胫骨近端外侧接骨板II 10孔右	块	KHJGJD	2932
33-5	科惠微型支持接骨板Y形4孔 未氧化	块	KHWXZC	5250
33-5	科惠4.5mm加压接骨板13孔 微弧	块	KH4.5m	3784
33-5	科惠肱骨远端内侧接骨板7孔左 微弧	块	KHGGYD	7280
33-5	科惠LCP尺骨鹰嘴接骨板10孔左	块	KHLCPC	3031
33-5	科惠肱骨远端背外侧接骨板9孔右 微弧	块	KHGGYD	5566.7
33-5	科惠LCP接骨板4孔 微弧 配1.5螺钉	块	KHLCPJ	3675
33-5	科惠LCP桡骨远端背侧L接骨板4孔右 BCS79	块	KHLCPRGY	5250
33-5	科惠LCP微型接骨板T形7孔 未氧化	块	KHLCPW	6000
33-5	科惠LCP胫骨近端中间接骨板4孔右微弧	块	KHLCPJ	8250
33-5	科惠LCP胫骨近端中间接骨板10孔左	块	KHLCPJ	2932
33-5	科惠斜角T型接骨板3孔左 微弧	块	KHXJTX	3008
33-5	科惠股骨远端外侧LISS接骨板13孔右	块	KHGGYD	9031
33-5	科惠指掌骨接骨板12孔 未氧化	块	KHZZGJ	5250
33-5	科惠桡骨远端掌侧接骨板4孔左 微弧	块	KHRGYD	9000
33-5	科惠4.5mm加压接骨板窄LCP 11孔	块	KH4.5m	2932
33-5	科惠胫骨远端后侧接骨板5孔右	块	KHJGYD	7920
33-5	科惠直角T型接骨板(头3孔) 3孔 微弧	块	KHZJTX	3008
33-5	科惠LCP胫骨远端内侧接骨板4孔右	块	KHLCPJ	6250
33-5	颅骨板/双羊颌面小型2孔直形左右式	片	LGB/SYGM	585
33-5	通用直型钢板 4.5mm 9孔 21103-9	块	TYZXGB 4	9800
33-5	康拓两孔链接板KTLKL18	块	KTLKLJBK	2200
33-5	强生X型接骨板1.6型421.51	个	QSXXJG	2166
33-5	三友YSL26股骨远端锁定接骨板左, 5孔	块	SYYSL2	5400

33-5	三友YSL26股骨远端锁定接骨板左, 7孔	块	SYYSL2	5400
33-5	三友YSL26股骨远端锁定接骨板右, 7孔	块	SYYSL2	5400
33-5	三友YSL26股骨远端锁定接骨板右, 5孔	块	SYYSL2	5400
33-5	三友YSL07T型锁定接骨板/3孔	块	SYYSL0	4680
33-5	三友YSL07T型锁定接骨板/4孔	块	SYYSL0	4680
33-5	三友YSL07T型锁定接骨板/5孔	块	SYYSL0	4680
33-5	三友YSL49跟骨锁定接骨板 左大号	块	SYYSL4	5233
33-5	三友YSL49跟骨锁定接骨板 右小号	块	SYYSL49G	5233
33-5	三友YSL49跟骨锁定接骨板 左小号	块	SYYSL4	5233
33-5	三友YSL49跟骨锁定接骨板 右大号	块	SYYSL4	5233
33-5	三友YSL49跟骨锁定接骨板 右中号	块	SYYSL4	5233
33-5	三友YSL49跟骨锁定接骨板 左中号	块	SYYSL4	5233
33-5	三友YSQ11L型接骨板右, 5孔	块	SYYSQ1	3100
33-5	三友YSQ11L型接骨板左, 6孔	块	SYYSQ1	3100
33-5	三友YSQ11L型接骨板右, 4孔	块	SYYSQ1	3100
33-5	三友YSQ11L型接骨板右, 3孔	块	SYYSQ1	3100
33-5	三友YSQ11L型接骨板左, 3孔	块	SYYSQ1	3100
33-5	三友YSQ11L型接骨板左, 5孔	块	SYYSQ1	3100
33-5	三友YSQ11L型接骨板左, 4孔	块	SYYSQ1	3100
33-5	三友YSQ11L型接骨板右, 6孔	块	SYYSQ1	3100
33-5	三友YSL44肱骨远端锁定接骨板左3孔	块	SYYSL4	5891
33-5	三友YSL44肱骨远端锁定接骨板右14孔	块	SYYSL4	5891. 4
33-5	三友YSL44肱骨远端锁定接骨板 右7孔	块	SYYSL4	5891
33-5	三友YSL44肱骨远端锁定接骨板 右5孔	块	SYYSL44G	5891
33-5	三友YSL44肱骨远端锁定接骨板右9孔	块	SYYSL4	5891. 4
33-5	三友YSL44肱骨远端锁定接骨板左9孔	块	SYYSL4	5891. 4
33-5	三友YSL44肱骨远端锁定接骨板左5孔	块	SYYSL4	5891
33-5	三友YSL44肱骨远端锁定接骨板右3孔	块	SYYSL4	5891
33-5	三友YSL44肱骨远端锁定接骨板左14孔	块	SYYSL4	5891. 4
33-5	三友YSL44肱骨远端锁定接骨板左7孔	块	SYYSL4	5891
33-5	三友YSL46肱骨远端锁定接骨板右9孔	块	SYYSL4	7789
33-5	三友YSL46肱骨远端锁定接骨板右14孔	块	SYYSL4	7789
33-5	三友YSL46肱骨远端锁定接骨板左3孔	块	SYYSL4	7789
33-5	三友YSL46肱骨远端锁定接骨板右5孔	块	SYYSL4	7789
33-5	三友YSL46肱骨远端锁定接骨板左14孔	块	SYYSL4	7789
33-5	三友YSL46肱骨远端锁定接骨板右3孔	块	SYYSL4	7789
33-5	三友YSL46肱骨远端锁定接骨板左9孔	块	SYYSL4	7789
33-5	三友YSL46肱骨远端锁定接骨板左5孔	块	SYYSL4	7789
33-5	三友YSL46肱骨远端锁定接骨板右7孔	块	SYYSL4	7789
33-5	三友YSL46肱骨远端锁定接骨板左7孔	块	SYYSL4	7789
33-5	三友YSQ50跟骨接骨板I型	块	SYYSQ5	2837
33-5	三友YSQ50跟骨接骨板II型	块	SYYSQ5	2837
33-5	三友YSL09T型锁定接骨板/左, 4孔	块	SYYSL0	4320
33-5	三友YSL09T型锁定接骨板/左, 3孔	块	SYYSL0	4320
33-5	三友YSL09T型锁定接骨板/右, 3孔	块	SYYSL0	4320
33-5	三友YSL09T型锁定接骨板/右, 5孔	块	SYYSL0	4320
33-5	三友YSL09T型锁定接骨板/左, 5孔	块	SYYSL0	4320
33-5	三友YSL09T型锁定接骨板/右, 4孔	块	SYYSL0	4320

33-5	三友YSL15指掌骨L型加压锁定接骨板/左 3孔	块	SYSSL15Z	6624
33-5	三友YSQ07T型接骨板6孔	块	SYYSQ07T	3307
33-5	三友YSQ07T型接骨板5孔	块	SYYSQ07T	3307
33-5	三友YSQ07T型接骨板3孔	块	SYYSQ07T	3307
33-5	三友YSQ07T型接骨板4孔	块	SYYSQ07T	3307
33-5	三友YSL21股骨近端锁定接骨板/左, 9	块	SYSSL2	4465.8
33-5	三友YSL21股骨近端锁定接骨板/左, 5	块	SYSSL2	4465.8
33-5	三友YSL21股骨近端锁定接骨板/右, 1	块	SYSSL2	4465.8
33-5	三友YSL21股骨近端锁定接骨板/右, 9	块	SYSSL2	4465.8
33-5	三友YSL21股骨近端锁定接骨板/左, 1	块	SYSSL2	4465.8
33-5	三友YSL21股骨近端锁定接骨板/左, 7	块	SYSSL2	4465.8
33-5	三友YSL21股骨近端锁定接骨板/右, 7	块	SYSSL2	4465.8
33-5	三友YSL21股骨近端锁定接骨板/左, 1	块	SYSSL2	4465.8
33-5	三友YSL21股骨近端锁定接骨板/右, 1	块	SYSSL2	4465.8
33-5	三友YSL21股骨近端锁定接骨板/右, 5	块	SYSSL2	4465.8
33-5	三友YSL31胫骨近端锁定接骨板右, 4孔	块	SYSSL3	10660
33-5	三友YSL31胫骨近端锁定接骨板右, 6孔	块	SYSSL3	10660
33-5	三友YSL31胫骨近端锁定接骨板左, 3孔	块	SYSSL3	10660
33-5	三友YSL31胫骨近端锁定接骨板左, 14	块	SYSSL3	10660
33-5	三友YSL31胫骨近端锁定接骨板左, 5孔	块	SYSSL3	10660
33-5	三友YSL31胫骨近端锁定接骨板左, 8孔	块	SYSSL3	10660
33-5	三友YSL31胫骨近端锁定接骨板右, 9孔	块	SYSSL3	10660
33-5	三友YSL31胫骨近端锁定接骨板左, 10	块	SYSSL3	10660
33-5	三友YSL31胫骨近端锁定接骨板左, 7孔	块	SYSSL3	10660
33-5	三友YSL31胫骨近端锁定接骨板左, 9孔	块	SYSSL3	10660
33-5	三友YSL31胫骨近端锁定接骨板右, 7孔	块	SYSSL3	10660
33-5	三友YSL31 近端锁定接骨板右, 3孔	块	SYSSL3	10660
33-5	三友YSL31胫骨近端锁定接骨板右, 5孔	块	SYSSL3	10660
33-5	三友YSL15 指掌骨斜L型锁定接骨板	块	SYSSL1	6624
33-5	三友YSL15指掌骨斜L型锁定接骨板 5	块	SYSSL1	6624
33-5	三友YSL10L型锁定接骨板/左, 4孔	块	SYSSL1	4320
33-5	三友YSL10L型锁定接骨板/左, 3孔	块	SYSSL1	4320
33-5	三友YSL10L型锁定接骨板/左, 5孔	块	SYSSL1	4320
33-5	三友YSL10L型锁定接骨板/右, 5孔	块	SYSSL1	4320
33-5	三友YSL10L型锁定接骨板/右, 4孔	块	SYSSL1	4320
33-5	三友YSL10L型锁定接骨板/右, 3孔	块	SYSSL1	4320
33-5	强生锁定接骨板11孔 右 422.256	块	QSSDJGB1	10192
33-5	三友直型锁定接骨板ZSL08 12孔	块	SYZXSDJG	4220
33-5	三友重建锁定接骨板ZSL12 5孔	块	SYZJSDJG	3272
33-5	三友重建锁定接骨板ZSL12 16孔	块	SYZJSDJG	3272
33-5	三友重建锁定接骨板ZSL12 6孔	块	SYZJSDJG	3272

33-5	三友重建锁定接骨板ZSL12 7孔	块	SYZJSDJG	3272
33-5	三友重建锁定接骨板ZSL12 8孔	块	SYZJSDJG	3272
33-5	三友重建锁定接骨板ZSL12 14孔	块	SYZJSDJG	3272
33-5	三友盆骨锁定接骨板YSL20 16孔	块	SYPGSDJG	4838.4
33-5	三友盆骨锁定接骨板YSL20 14孔	块	SYPGSDJG	4838.4
33-5	三友直型接骨板 12.5/4.0 10孔	块	SYZXJGB	3102.3
33-5	三友直型接骨板 12.5/4.0 7孔	块	SYZXJGB	3102.3
33-5	三友直型接骨板 12.5/4.0 8孔	块	SYZXJGB	3102.3
33-5	三友直型接骨板 12.5/4.0 9孔	块	SYZXJGB	3102.3
33-5	三友直型接骨板 12.5/4.0 12孔	块	SYZXJGB	3102.3
33-5	三友直型接骨板 12.5/4.0 11孔	块	SYZXJGB	3102.3
33-5	三友直型接骨板 12.5/4.0 6孔	块	SYZXJGB	3102.3
33-5	通用肱骨远端后外侧锁定接骨板4孔 21241-4	块	TYGGYDHW	7990
33-5	通用跟骨锁定钢板4.8mm 59.8mm 21064-51	块	TYGGSDGB	14500
33-5	三友ZSL05直型锁定接骨板13.0/4.2 13孔	块	SYZSL05Z	4136
33-5	三友ZSL05直型锁定接骨板13.0/4.2 3孔	块	SYZSL05Z	4136
33-5	三友ZSL05直型锁定接骨板13.0/4.2 6孔	块	SYZSL05Z	4136
33-5	三友ZSL05直型锁定接骨板13.0/4.2 9孔	块	SYZSL05Z	4136
33-5	三友ZSL05直型锁定接骨板13.0/4.2 7孔	块	SYZSL05Z	4136
33-5	三友ZSL05直型锁定接骨板13.0/4.2 11孔	块	SYZSL05Z	4136
33-5	三友ZSL05直型锁定接骨板13.0/4.2 4孔	块	SYZSL05Z	4136
33-5	三友ZSL05直型锁定接骨板13.0/4.2 5孔	块	SYZSL05Z	4136
33-5	三友ZSL05直型锁定接骨板13.0/4.2 8孔	块	SYZSL05Z	4136
33-5	三友YSL12L型锁定接骨板/左, 5孔7.0/1.5	块	SYYSL12L	3715.2
33-5	三友YSL12L型锁定接骨板/右, 5孔6.2/1.5	块	SYYSL12L	3715.2
33-5	三友YSL12L型锁定接骨板/右, 5孔7.0/1.5	块	SYYSL12L	3715.2
33-5	三友YSL12L型锁定接骨板/左, 4孔7.0/1.5	块	SYYSL12L	3715.2
33-5	三友YSL12L型锁定接骨板/左, 3孔6.2/1.5	块	SYYSL12L	3715.2
33-5	三友YSL12L型锁定接骨板/左, 4孔6.2/1.5	块	SYYSL12L	3715.2

33-5	三友YSL12L型锁定接骨板/右, 4孔7.0/1.5	块	SYYSL12L	3715.2
33-5	三友YSL12L型锁定接骨板/右, 3孔7.0/1.5	块	SYYSL12L	3715.2
33-5	三友YSL12L型锁定接骨板/左, 5孔6.2/1.5	块	SYYSL12L	3715.2
33-5	三友YSL12L型锁定接骨板/右, 3孔6.2/1.5	块	SYYSL12L	3715.2
33-5	三友YSL12L型锁定接骨板/左, 3孔7.0/1.5	块	SYYSL12L	3715.2
33-5	三友YSL12L型锁定接骨板/右, 4孔6.2/1.5	块	SYYSL12L	3715.2
33-5	三友YSL64腓骨远端锁定接骨板右7孔	块	SYYSL6	3546
33-5	三友YSL64腓骨远端锁定接骨板左10孔	块	SYYSL6	3546
33-5	三友YSL64腓骨远端锁定接骨板左7孔	块	SYYSL6	3546
33-5	三友YSL64腓骨远端锁定接骨板左8孔	块	SYYSL6	3546
33-5	三友YSL64腓骨远端锁定接骨板右3孔	块	SYYSL6	3546
33-5	三友YSL64腓骨远端锁定接骨板左3孔	块	SYYSL6	3546
33-5	三友YSL64腓骨远端锁定接骨板右12孔	块	SYYSL6	3546
33-5	三友YSL64腓骨远端锁定接骨板右10孔	块	SYYSL6	3546
33-5	三友YSL64腓骨远端锁定接骨板左5孔	块	SYYSL6	3546
33-5	三友YSL64腓骨远端锁定接骨板右4孔	块	SYYSL6	3546
33-5	三友YSL64腓骨远端锁定接骨板左4孔	块	SYYSL6	3546
33-5	三友YSL64腓骨远端锁定接骨板右8孔	块	SYYSL6	3546
33-5	三友YSL64腓骨远端锁定接骨板左12孔	块	SYYSL6	3546
33-5	三友YSL64腓骨远端锁定接骨板左6孔	块	SYYSL6	3546
33-5	三友YSL30胫骨近端锁定接骨板右 4孔	块	SYYSL30J	10660
33-5	三友YSL30胫骨近端锁定接骨板右 14孔	块	SYYSL30J	10660
33-5	三友YSL30胫骨近端锁定接骨板左 12孔	块	SYYSL30J	10660
33-5	三友YSL30胫骨近端锁定接骨板左 6孔	块	SYYSL30J	10660
33-5	三友YSL30胫骨近端锁定接骨板左 8孔	块	SYYSL30J	10660
33-5	三友YSL30胫骨近端锁定接骨板左 14孔	块	SYYSL30J	10660
33-5	三友YSL30胫骨近端锁定接骨板左 4孔	块	SYYSL30J	10660
33-5	三友YSL30胫骨近端锁定接骨板右 6孔	块	SYYSL30J	10660
33-5	三友YSL30胫骨近端锁定接骨板右 12孔	块	SYYSL30J	10660
33-5	三友YSL30胫骨近端锁定接骨板左 10孔	块	SYYSL30J	10660
33-5	三友YSL30胫骨近端锁定接骨板右 8孔	块	SYYSL30J	10660
33-5	三友YSL30胫骨近端锁定接骨板右 10孔	块	SYYSL30J	10660
33-5	三友YSQ47肱骨远端接骨板左, 12孔	块	SYYSQ4	2029

33-5	三友YSQ20骨盆接骨板14孔	块	SYYSQ2	2736
33-5	三友YSQ20骨盆接骨板6孔	块	SYYSQ2	2736
33-5	三友YSQ20骨盆接骨板16孔	块	SYYSQ2	2736
33-5	三友YSQ20骨盆接骨板12孔	块	SYYSQ2	2736
33-5	三友YSL17锁骨锁定接骨板/左, 7孔	块	SYYSL1	4029
33-5	三友YSL17锁骨锁定接骨板/左, 6孔	块	SYYSL1	4029
33-5	三友YSL17锁骨锁定接骨板/右, 9孔	块	SYYSL1	4029
33-5	三友YSL17锁骨锁定接骨板/左, 8孔	块	SYYSL1	4029
33-5	三友YSL17锁骨锁定接骨板/左, 10孔	块	SYYSL1	4029
33-5	三友YSL17锁骨锁定接骨板/左, 12孔	块	SYYSL1	4029
33-5	三友YSL17锁骨锁定接骨板/右, 12孔	块	SYYSL1	4029
33-5	三友YSL17锁骨锁定接骨板/右, 8孔	块	SYYSL1	4029
33-5	三友YSL17锁骨锁定接骨板/左, 9孔	块	SYYSL1	4029
33-5	三友YSL17锁骨锁定接骨板/右, 7孔	块	SYYSL1	4029
33-5	三友YSL17锁骨锁定接骨板/右, 6孔	块	SYYSL1	4029
33-5	三友YSL17锁骨锁定接骨板/右, 10孔	块	SYYSL1	4029
33-5	三友YSL33胫骨远端锁定接骨板左, 11孔	块	SYYSL33J	6061
33-5	三友YSL33胫骨远端锁定接骨板右, 7孔	块	SYYSL3	6061
33-5	三友YSL33胫骨远端锁定接骨板右, 5孔	块	SYYSL3	6061
33-5	三友YSL33胫骨远端锁定接骨板右, 11孔	块	SYYSL33J	6061
33-5	三友YSL33胫骨远端锁定接骨板左, 5孔	块	SYYSL3	6061
33-5	三友YSL33胫骨远端锁定接骨板左, 7孔	块	SYYSL3	6061
33-5	三友YSL33胫骨远端锁定接骨板左, 9孔	块	SYYSL3	6061
33-5	三友YSL33胫骨远端锁定接骨板右, 9孔	块	SYYSL3	6061
33-5	三友YSQ30胫骨近端接骨板左, 6孔	块	SYYSQ3	2955
33-5	三友YSQ30胫骨近端接骨板左, 4孔	块	SYYSQ3	2955
33-5	三友YSQ30胫骨近端接骨板左, 14孔	块	SYYSQ3	2955
33-5	三友YSQ30胫骨近端接骨板左, 8孔	块	SYYSQ3	2955
33-5	三友YSQ30胫骨近端接骨板左, 10孔	块	SYYSQ3	2955
33-5	三友YSQ30胫骨近端接骨板左, 12孔	块	SYYSQ3	2955
33-5	三友YSL35胫骨远端锁定接骨板左 5孔	块	SYYSL35J	5284
33-5	三友YSL35胫骨远端锁定接骨板右 13孔	块	SYYSL35J	5284
33-5	三友YSL35胫骨远端锁定接骨板右 11孔	块	SYYSL35J	5284
33-5	三友YSL35胫骨远端锁定接骨板左 7孔	块	SYYSL35J	5284
33-5	三友YSL35胫骨远端锁定接骨板左 9孔	块	SYYSL35J	5284
33-5	三友YSL35胫骨远端锁定接骨板左 11孔	块	SYYSL35J	5284
33-5	三友YSL35胫骨远端锁定接骨板右 17孔	块	SYYSL35J	5284
33-5	三友YSL35胫骨远端锁定接骨板右 7孔	块	SYYSL35J	5284
33-5	三友YSL35胫骨远端锁定接骨板右 15孔	块	SYYSL35J	5284

33-5	三友YSL35胫骨远端锁定接骨板右 5孔	块	SYYSL35J	5284
33-5	三友YSL35胫骨远端锁定接骨板左 15孔	块	SYYSL35J	5284
33-5	三友YSL35胫骨远端锁定接骨板左 13孔	块	SYYSL35J	5284
33-5	三友YSL35胫骨远端锁定接骨板右 9孔	块	SYYSL35J	5284
33-5	三友YSL35胫骨远端锁定接骨板左 17孔	块	SYYSL35J	5284
33-5	强生适形板04. 503. 706/20孔	块	QSSXB04.	10170
33-6	捷迈索绑系统-缆索00-2232-004-18	根	JMSBXT-L	2796
33-6	强生颅颌面外科内固定系统04. 503. 640. 01C	枚	QSLGMWKN	467
33-6	昌运中和接骨螺钉D:6. 5mm S65ST260	枚	CYZHJGLD	5916
33-6	威高自攻型中空螺钉深螺纹7. 0×55-WGC4Z03	枚	WGZGXZKL	2565. 6
33-6	威高埋头中空螺钉浅螺纹3. 0×10-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	2745
33-6	威高埋头中空螺钉浅螺纹4. 5×50-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	3230
33-6	威高自攻型中空螺钉深螺纹4. 5×28-WGC4Z03	枚	WGZGXZKL	2565. 6
33-6	威高埋头中空螺钉浅螺纹4. 5×32-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	3230
33-6	威高自攻型中空螺钉浅螺纹4. 5×32-WGC4Z03	枚	WGZGXZKL	2565. 6
33-6	威高自攻型中空螺钉浅螺纹4. 0×32-WGC4Z03	枚	WGZGXZKL	2565. 6
33-6	威高自攻型中空螺钉深螺纹4. 5×30-WGC4Z03	枚	WGZGXZKL	2565. 6
33-6	威高自攻型中空螺钉浅螺纹7. 0×120-WGC4Z03	枚	WGZGXZKL	2565. 6
33-6	威高埋头中空螺钉深螺纹3. 0×8-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	2745
33-6	威高埋头中空螺钉浅螺纹4. 5×36-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	3230
33-6	威高自攻型中空螺钉浅螺纹4. 5×40-WGC4Z03	枚	WGZGXZKL	2565. 6
33-6	威高埋头中空螺钉浅螺纹3. 0×6-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	2745
33-6	威高埋头中空螺钉浅螺纹4. 5×20-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	3230
33-6	威高自攻型中空螺钉深螺纹4. 5×26-WGC4Z03	枚	WGZGXZKL	2565. 6
33-6	威高自攻型中空螺钉深螺纹7. 0×65-WGC4Z03	枚	WGZGXZKL	2565. 6

33-6	威高自攻型中空螺钉深螺纹7.0×90-WGC4Z03	枚	WGZGXZKL	2565.6
33-6	威高埋头中空螺钉浅螺纹3.0×48-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	2745
33-6	威高自攻型中空螺钉浅螺纹7.0×40-WGC4Z03	枚	WGZGXZKL	2565.6
33-6	威高自攻型中空螺钉深螺纹4.5×22-WGC4Z03	枚	WGZGXZKL	2565.6
33-6	威高埋头中空螺钉深螺纹3.0×46-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	2745
33-6	威高自攻型中空螺钉深螺纹7.0×70-WGC4Z03	枚	WGZGXZKL	2565.6
33-6	威高自攻型中空螺钉浅螺纹7.0×110-WGC4Z03	枚	WGZGXZKL	2565.6
33-6	威高埋头中空螺钉深螺纹4.5×36-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	3230
33-6	威高自攻型中空螺钉浅螺纹4.0×22-WGC4Z03	枚	WGZGXZKL	2565.6
33-6	威高自攻型中空螺钉深螺纹7.0×95-WGC4Z03	枚	WGZGXZKL	2565.6
33-6	威高埋头中空螺钉浅螺纹3.0×20-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	2745
33-6	三友空心螺钉 6.5mm*100mm	枚	SYKXLD	4750
33-6	三友空心螺钉 6.5mm*80mm	枚	SYKXLD	4750
33-6	三友空心螺钉 6.5mm*70mm	枚	SYKXLD	4750
33-6	三友空心螺钉 6.5mm*60mm	枚	SYKXLD	4750
33-6	三友空心螺钉 6.5mm*115mm	枚	SYKXLD	4750
33-6	三友空心螺钉 6.5mm*90mm	枚	SYKXLD 6	4750
33-6	三友空心螺钉 6.5mm*105mm	枚	SYKXLD 6	4750
33-6	三友空心螺钉 6.5mm*110mm	枚	SYKXLD 6	4750
33-6	三友空心螺钉 6.5mm*65mm	枚	SYKXLD	4750
33-6	三友空心螺钉 6.5mm*120mm	枚	SYKXLD	4750
33-6	三友空心螺钉 6.5mm*75mm	枚	SYKXLD	4750
33-6	三友HAZL06金属锁定接骨螺钉2.4mm*9mm	枚	SYHAZL06	3100
33-6	三友HAZL06金属锁定接骨螺钉2.4mm*13mm	枚	SYHAZL06	3100
33-6	三友HAZL06金属锁定接骨螺钉2.4mm*26mm	枚	SYHAZL06	3100
33-6	三友HAZL06金属锁定接骨螺钉2.4mm*22mm	枚	SYHAZL06	3100
33-6	三友HAZL06金属锁定接骨螺钉2.4mm*12mm	枚	SYHAZL06	3100
33-6	三友HAZL06金属锁定接骨螺钉2.4mm*10mm	枚	SYHAZL06	3100
33-6	三友HAZL06金属锁定接骨螺钉2.4mm*16mm	枚	SYHAZL06	3100

33-6	三友HAZL06金属锁定接骨螺钉2.4mm*11mm	枚	SYHAZL06	3100
33-6	三友HAZL06金属锁定接骨螺钉2.4mm*6mm	枚	SYHAZL06	3100
33-6	三友HAZL06金属锁定接骨螺钉2.4mm*28mm	枚	SYHAZL06	3100
33-6	三友HAZL06金属锁定接骨螺钉2.4mm*30mm	枚	SYHAZL06	3100
33-6	三友HAZL06金属锁定接骨螺钉2.4mm*24mm	枚	SYHAZL06	3100
33-6	三友HAZL06金属锁定接骨螺钉2.4mm*7mm	枚	SYHAZL06	3100
33-6	三友HAZL06金属锁定接骨螺钉2.4mm*8mm	枚	SYHAZL06	3100
33-6	三友HAZL06金属锁定接骨螺钉2.4mm*20mm	枚	SYHAZL06	3100
33-6	三友HAZL06金属锁定接骨螺钉2.4mm*18mm	枚	SYHAZL06	3100
33-6	三友HAZL06金属锁定接骨螺钉2.4mm*14mm	枚	SYHAZL06	3100
33-6	三友HBQ04金属接骨螺钉 12mm*9	枚	SYHBQ0	701.1
33-6	三友HBQ04金属接骨螺钉 12mm*7	枚	SYHBQ0	701.1
33-6	三友HBQ04金属接骨螺钉 12mm*1	枚	SYHBQ0	701.1
33-6	三友HBQ04金属接骨螺钉 12mm*8	枚	SYHBQ0	701.1
33-6	三友HBQ04金属接骨螺钉 12mm*9	枚	SYHBQ0	701.1
33-6	三友HBQ04金属接骨螺钉 12mm*1	枚	SYHBQ0	701.1
33-6	三友HBQ04金属接骨螺钉 12mm*7	枚	SYHBQ0	701.1
33-6	三友HBQ04金属接骨螺钉 12mm*8	枚	SYHBQ0	701.1
33-6	三友HBQ04金属接骨螺钉 12mm*1	枚	SYHBQ0	701.1
33-6	三友HS2Z05埋头加压空心螺钉 6.5	枚	SYHS2Z	4230
33-6	三友HS2Z05埋头加压空心螺钉 6.5	枚	SYHS2Z	4230
33-6	三友HS2Z05埋头加压空心螺钉 6.5	枚	SYHS2Z	4230
33-6	三友HS2Z05埋头加压空心螺钉 6.5	枚	SYHS2Z	4230
33-6	三友HS2Z05埋头加压空心螺钉 6.5	枚	SYHS2Z	4230
33-6	三友HS2Z05埋头加压空心螺钉 6.5	枚	SYHS2Z	4230
33-6	三友HS2Z05埋头加压空心螺钉 6.5	枚	SYHS2Z	4230
33-6	三友HS2Z05埋头加压空心螺钉 6.5	枚	SYHS2Z	4230
33-6	三友HS2Z05埋头加压空心螺钉 6.5	枚	SYHS2Z	4230
33-6	三友HS2Z05埋头加压空心螺钉 6.5	枚	SYHS2Z	4230
33-6	三友HS2Z05埋头加压空心螺钉 6.5	枚	SYHS2Z	4230
33-6	三友HS2Z05埋头加压空心螺钉 6.5	枚	SYHS2Z	4230
33-6	三友HS2Z05埋头加压空心螺钉 6.5	枚	SYHS2Z	4230
33-6	三友HS2Z05埋头加压空心螺钉 6.5	枚	SYHS2Z	4230
33-6	三友HS2Z05埋头加压空心螺钉 6.5	枚	SYHS2Z	4230
33-6	三友HS2Z05埋头加压空心螺钉 6.5	枚	SYHS2Z	4230
33-6	昌运接骨螺钉8.0 S80ST140	枚	CYJGLD8.	6786
33-6	昌运接骨螺钉8.0 S80ST145	枚	CYJGLD8.	6786

33-6	昌运接骨螺钉8.0 S80ST150	枚	CYJGLD8.	6786
33-6	昌运接骨螺钉8.0 S80ST155	枚	CYJGLD8.	6786
33-6	昌运接骨螺钉8.0 S80ST160	枚	CYJGLD8.	6786
33-6	昌运接骨螺钉8.0 S80ST165	枚	CYJGLD8.	6786
33-6	昌运接骨螺钉8.0 S80ST170	枚	CYJGLD8.	6786
33-6	昌运接骨螺钉8.0 S80ST175	枚	CYJGLD8.	6786
33-6	昌运接骨螺钉8.0 S80ST180	枚	CYJGLD8.	6786
33-6	昌运接骨螺钉8.0 S80ST185	枚	CYJGLD8.	6786
33-6	昌运接骨螺钉8.0 S80ST190	枚	CYJGLD8.	6786
33-6	昌运接骨螺钉8.0 S80ST195	枚	CYJGLD8.	6786
33-6	昌运接骨螺钉8.0 S80ST300	枚	CYJGLD8.	6786
33-6	昌运接骨螺钉4.5 S45ST124	枚	CYJGLD4.	4669
33-6	昌运接骨螺钉4.5 S45ST126	枚	CYJGLD4.	4669
33-6	昌运接骨螺钉4.5 S45ST128	枚	CYJGLD4.	4669
33-6	昌运接骨螺钉4.5 S45ST130	枚	CYJGLD4.	4669
33-6	昌运接骨螺钉4.5 S45ST132	枚	CYJGLD4.	4669
33-6	昌运接骨螺钉4.5 S45ST134	枚	CYJGLD4.	4669
33-6	昌运接骨螺钉4.5 S45ST136	枚	CYJGLD4.	4669
33-6	昌运接骨螺钉4.5 S45ST138	枚	CYJGLD4.	4669
33-6	昌运接骨螺钉4.5 S45ST140	枚	CYJGLD4.	4669
33-6	昌运接骨螺钉4.5 S45ST145	枚	CYJGLD4.	4669
33-6	昌运接骨螺钉4.5 S45ST150	枚	CYJGLD4.	4669
33-6	昌运接骨螺钉4.5 S45ST155	枚	CYJGLD4.	4669
33-6	昌运接骨螺钉4.5 S45ST160	枚	CYJGLD4.	4669
33-6	昌运中和接骨螺钉4.5 S45ST224	枚	CYZHJGLD	4669

33-6	昌运中和接骨螺钉4.5 S45ST226	枚	CYZHJGLD	4669
33-6	昌运中和接骨螺钉4.5 S45ST228	枚	CYZHJGLD	4669
33-6	昌运中和接骨螺钉4.5 S45ST230	枚	CYZHJGLD	4669
33-6	昌运中和接骨螺钉4.5 S45ST232	枚	CYZHJGLD	4669
33-6	昌运中和接骨螺钉4.5 S45ST234	枚	CYZHJGLD	4669
33-6	昌运中和接骨螺钉4.5 S45ST236	枚	CYZHJGLD	4669
33-6	昌运中和接骨螺钉4.5 S45ST238	枚	CYZHJGLD	4669
33-6	昌运中和接骨螺钉4.5 S45ST240	枚	CYZHJGLD	4669
33-6	昌运中和接骨螺钉4.5 S45ST245	枚	CYZHJGLD	4669
33-6	昌运中和接骨螺钉4.5 S45ST250	枚	CYZHJGLD	4669
33-6	昌运中和接骨螺钉4.5 S45ST255	枚	CYZHJGLD	4669
33-6	昌运中和接骨螺钉4.5 S45ST260	枚	CYZHJGLD	4669
33-6	三友HAQ06金属接骨螺钉3.5mm*30mm	枚	SYHAQ06J	440.8
33-6	三友HAQ06金属接骨螺钉3.5mm*36mm	枚	SYHAQ06J	440.8
33-6	三友HAQ06金属接骨螺钉3.5mm*24mm	枚	SYHAQ06J	440.8
33-6	三友HAQ06金属接骨螺钉3.5mm*42mm	枚	SYHAQ06J	440.8
33-6	三友HAQ06金属接骨螺钉3.5mm*10mm	枚	SYHAQ06J	440.8
33-6	三友HAQ06金属接骨螺钉3.5mm*55mm	枚	SYHAQ06J	440.8
33-6	三友HAQ06金属接骨螺钉 3.5mm*16mm	枚	SYHAQ06J	440.8
33-6	三友HAQ06金属接骨螺钉3.5mm*20mm	枚	SYHAQ06J	440.8
33-6	三友HAQ06金属接骨螺钉3.5mm*60mm	枚	SYHAQ06J	440.8
33-6	三友HAQ06金属接骨螺钉3.5mm*28mm	枚	SYHAQ06J	440.8
33-6	三友HAQ06金属接骨螺钉3.5mm*48mm	枚	SYHAQ06J	440.8
33-6	三友HAQ06金属接骨螺钉3.5mm*40mm	枚	SYHAQ06J	440.8
33-6	三友HAQ06金属接骨螺钉3.5mm*38mm	枚	SYHAQ06J	440.8

33-6	三友HAQ06金属接骨螺钉3.5mm*32mm	枚	SYHAQ06J	440.8
33-6	三友HAQ06金属接骨螺钉3.5mm*46mm	枚	SYHAQ06J	440.8
33-6	三友HAQ06金属接骨螺钉3.5mm*50mm	枚	SYHAQ06J	440.8
33-6	三友HAQ06金属接骨螺钉3.5mm*26mm	枚	SYHAQ06J	440.8
33-6	三友HAQ06金属接骨螺钉3.5mm*65mm	枚	SYHAQ06J	440.8
33-6	三友HAQ06金属接骨螺钉3.5mm*34mm	枚	SYHAQ06J	440.8
33-6	三友HAQ06金属接骨螺钉3.5mm*44mm	枚	SYHAQ06J	440.8
33-6	三友HAQ06金属接骨螺钉3.5mm*12mm	枚	SYHAQ06J	440.8
33-6	三友HAQ06金属接骨螺钉3.5mm*70mm	枚	SYHAQ06J	440.8
33-6	三友HAQ06金属接骨螺钉3.5mm*18mm	枚	SYHAQ06J	440.8
33-6	三友HAQ06金属接骨螺钉3.5mm*22mm	枚	SYHAQ06J	440.8
33-6	三友HAQ06金属接骨螺钉3.5mm*14mm	枚	SYHAQ06J	440.8
33-6	三友空心螺钉 4.5mm*72mm	枚	SYKXLD	4212
33-6	三友空心螺钉 4.5mm*56mm	枚	SYKXLD	4212
33-6	三友空心螺钉 4.5mm*46mm	枚	SYKXLD	4212
33-6	三友空心螺钉 4.5mm*28mm	枚	SYKXLD	4212
33-6	三友空心螺钉 4.5mm*26mm	枚	SYKXLD	4212
33-6	三友空心螺钉 4.5mm*30mm	枚	SYKXLD	4212
33-6	三友空心螺钉 4.5mm*38mm	枚	SYKXLD	4212
33-6	三友空心螺钉 4.5mm*58mm	枚	SYKXLD	4212
33-6	三友空心螺钉 4.5mm*70mm	枚	SYKXLD	4212
33-6	三友空心螺钉 4.5mm*48mm	枚	SYKXLD	4212
33-6	三友空心螺钉 4.5mm*52mm	枚	SYKXLD	4212
33-6	三友空心螺钉 4.5mm*40mm	枚	SYKXLD	4212
33-6	三友空心螺钉 4.5mm*20mm	枚	SYKXLD	4212
33-6	三友空心螺钉 4.5mm*50mm	枚	SYKXLD	4212
33-6	三友空心螺钉 4.5mm*62mm	枚	SYKXLD	4212
33-6	三友空心螺钉 4.5mm*60mm	枚	SYKXLD	4212
33-6	三友空心螺钉 4.5mm*42mm	枚	SYKXLD	4212
33-6	三友空心螺钉 4.5mm*54mm	枚	SYKXLD	4212
33-6	三友空心螺钉 4.5mm*36mm	枚	SYKXLD	4212
33-6	三友空心螺钉 4.5mm*24mm	枚	SYKXLD	4212
33-6	三友空心螺钉 4.5mm*68mm	枚	SYKXLD	4212
33-6	三友空心螺钉 4.5mm*32mm	枚	SYKXLD	4212
33-6	三友空心螺钉 4.5mm*64mm	枚	SYKXLD	4212
33-6	三友空心螺钉 4.5mm*34mm	枚	SYKXLD	4212
33-6	三友空心螺钉 4.5mm*44mm	枚	SYKXLD	4212
33-6	三友空心螺钉 4.5mm*66mm	枚	SYKXLD	4212

33-6	强生(博伊福百)5.5钴铬直棒196789480	根	QS (BYFB)	4200
33-6	强生(博伊福百)脊柱矫形用钉199721530	个	QS (BYFB)	9600
33-6	强生(博伊福百)脊柱矫形用钉199721535	个	QS (BYFB)	9600
33-6	强生(博伊福百)脊柱矫形用钉199721540	个	QS (BYFB)	9600
33-6	强生(博伊福百)脊柱矫形用钉199721545	个	QS (BYFB)	9600
33-6	强生(博伊福百)脊柱矫形用钉199721635	个	QS (BYFB)	9600
33-6	强生(博伊福百)脊柱矫形用钉199721650	个	QS (BYFB)	9600
33-6	强生(博伊福百)脊柱矫形用钉199721745	个	QS (BYFB)	9600
33-6	强生(博伊福百)脊柱矫形用钉199721750	个	QS (BYFB)	9600
33-6	施乐辉髓内钉71638240	个	SLHSND71	15343
33-6	施乐辉髓内钉71655134	个	SLHSND71	17002
33-6	施乐辉交锁螺钉71645030	个	SLHJS�D7	6650
33-6	施乐辉交锁螺钉71645035	个	SLHJS�D7	6650
33-6	施乐辉交锁螺钉71645040	个	SLHJS�D7	6650
33-6	施乐辉交锁螺钉71645045	个	SLHJS�D7	6650
33-6	施乐辉交锁螺钉71645050	个	SLHJS�D7	6650
33-6	施乐辉交锁螺钉71645070	个	SLHJS�D7	6650
33-6	施乐辉尾帽71656000	个	SLHWM716	1583
33-6	奥斯迈HBQ04空心金属螺钉2.4×12 4 球自攻	枚	ASMHBQ04	2890
33-6	强生股骨颈接骨板1孔 04.168.000S	枚	QSGGJJGB	18000
33-6	强生股骨颈动力棒95mm 04.168.295S	枚	QSGGJDLB	11000
33-6	强生股骨颈抗旋螺钉95mm 04.168.495S	枚	QSGGJKXL	6000
33-6	康辉动力加压螺钉 空心钉 7.3X85	枚	KHDLJY	2851.2
33-6	康辉螺旋刀片股骨近端髓内钉 11X240	枚	KHLXDP	13904
33-6	康辉螺纹空心钉 4.0X25X10mm	枚	KHLWKX	2851.2
33-6	三友无头加压空心螺钉 2.5mm*12	枚	SYWTJYKX	6885
33-6	三友无头加压空心螺钉 2.5mm*30mm	枚	SYWTJYKX	6885

33-6	三友无头加压空心螺钉 2.5mm*18mm	枚	SYWTJYKX	6885
33-6	三友无头加压空心螺钉 2.5mm*11mm	枚	SYWTJYKX	6885
33-6	三友无头加压空心螺钉 2.5mm*14mm	枚	SYWTJYKX	6885
33-6	三友无头加压空心螺钉 2.5mm*16mm	枚	SYWTJYKX	6885
33-6	三友无头加压空心螺钉 2.5mm*24mm	枚	SYWTJYKX	6885
33-6	三友无头加压空心螺钉 2.5mm*8mm	枚	SYWTJYKX	6885
33-6	三友无头加压空心螺钉 2.5mm*13mm	枚	SYWTJYKX	6885
33-6	三友无头加压空心螺钉 2.5mm*9mm	枚	SYWTJYKX	6885
33-6	三友无头加压空心螺钉 2.5mm*10mm	枚	SYWTJYKX	6885
33-6	三友无头加压空心螺钉 2.5mm*28mm	枚	SYWTJYKX	6885
33-6	三友无头加压空心螺钉 2.5mm*22mm	枚	SYWTJYKX	6885
33-6	三友无头加压空心螺钉 2.5mm*26mm	枚	SYWTJYKX	6885
33-6	三友无头加压空心螺钉 2.5mm*20mm	枚	SYWTJYKX	6885
33-6	三友无头加压空心螺钉 3.5mm*16mm	枚	SYWTJYKX	6885
33-6	三友无头加压空心螺钉 3.5mm*18mm	枚	SYWTJYKX	6885
33-6	三友无头加压空心螺钉 3.5mm*30mm	枚	SYWTJYKX	6885
33-6	三友HBQ06金属接骨螺钉 4.0mm*18mm	枚	SYHBQ06J	450
33-6	三友HBQ06金属接骨螺钉 4.0mm*28mm	枚	SYHBQ06J	450
33-6	三友HBQ06金属接骨螺钉 4.0mm*22mm	枚	SYHBQ06J	450
33-6	三友空心螺钉7.3mm*75mm	枚	SYKXLD	4160
33-6	三友空心螺钉7.3mm*120mm	枚	SYKXLD	4160
33-6	三友空心螺钉7.3mm*110mm	枚	SYKXLD	4160
33-6	三友空心螺钉7.3mm*90mm	枚	SYKXLD	4160
33-6	三友空心螺钉7.3mm*105mm	枚	SYKXLD	4160
33-6	三友空心螺钉7.3mm*115mm	枚	SYKXLD	4160
33-6	三友空心螺钉7.3mm*95mm	枚	SYKXLD	4160
33-6	三友空心螺钉7.3mm*70mm	枚	SYKXLD	4160
33-6	三友空心螺钉7.3mm*100mm	枚	SYKXLD	4160
33-6	三友空心螺钉7.3mm*80mm	枚	SYKXLD	4160
33-6	三友空心螺钉7.3mm*65mm	枚	SYKXLD	4160
33-6	三友空心螺钉7.3mm*85mm	枚	SYKXLD	4160
33-6	三友空心螺钉 7.3mm*105mm	枚	SYKXLD	4212

33-6	三友空心螺钉 7.3mm*35mm	枚	SYKXLD	4212
33-6	三友空心螺钉 7.3mm*110mm	枚	SYKXLD	4212
33-6	三友空心螺钉 7.3mm*90mm	枚	SYKXLD	4212
33-6	三友空心螺钉 7.3mm*95mm	枚	SYKXLD	4212
33-6	三友空心螺钉 7.3mm*120mm	枚	SYKXLD	4212
33-6	三友空心螺钉 7.3mm*115mm	枚	SYKXLD	4212
33-6	三友空心螺钉 7.3mm*70mm	枚	SYKXLD	4212
33-6	三友空心螺钉 7.3mm*80mm	枚	SYKXLD	4212
33-6	三友空心螺钉 7.3mm*65mm	枚	SYKXLD	4212
33-6	三友空心螺钉 7.3mm*75mm	枚	SYKXLD	4212
33-6	三友空心螺钉 7.3mm*100mm	枚	SYKXLD	4212
33-6	三友金属接骨螺钉 3.0mm*12	枚	SYJSJG	440.8
33-6	三友金属接骨螺钉 3.0mm*60	枚	SYJSJG	440.8
33-6	三友金属接骨螺钉 3.0mm*45mm	枚	SYJSJGLD	440.8
33-6	强生5.5钴铬直棒 480mm 196789480	根	QS5.5GGZ	4200
33-6	昌运中和接骨螺钉6.5mm S65ST245	枚	CYZHJGLD	5916
33-6	强生星型内角万向锁定螺钉02.211.018	枚	QSXXNJWX	3781
33-6	强生星型内角万向锁定螺钉02.211.016	枚	QSXXNJWX	3781
33-6	强生万向锁定螺钉04.130.307	枚	QSWXSDLD	3610
33-6	强生万向锁定螺钉04.130.308	枚	QSWXSDLD	3610
33-6	强生星型内角万向锁定螺钉02.211.014	枚	QSXXNJWX	3781
33-6	威高埋头中空螺钉浅螺纹4.5×56-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	3230
33-6	威高埋头中空螺钉浅螺纹3.0×36-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	2745
33-6	威高埋头中空螺钉深螺纹3.0×50-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	2745
33-6	威高自攻型中空螺钉浅螺纹4.0×16-WGC4Z03	枚	WZGXZKL	2565.6
33-6	威高埋头中空螺钉深螺纹3.0×20-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	2745
33-6	威高埋头中空螺钉深螺纹3.0×32-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	2745
33-6	威高自攻型中空螺钉深螺纹7.0×85-WGC4Z03	枚	WZGXZKL	2565.6
33-6	威高埋头中空螺钉浅螺纹3.0×8-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	2745
33-6	威高埋头中空螺钉浅螺纹3.0×42-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	2745
33-6	威高自攻型中空螺钉深螺纹4.5×58-WGC4Z03	枚	WZGXZKL	2565.6
33-6	威高自攻型中空螺钉浅螺纹4.5×22-WGC4Z03	枚	WZGXZKL	2565.6

33-6	威高自攻型中空螺钉深螺纹4.5×40-WGC4Z03	枚	WGZGXZKL	2565.6
33-6	威高自攻型中空螺钉深螺纹7.0×50-WGC4Z03	枚	WGZGXZKL	2565.6
33-6	威高埋头中空螺钉浅螺纹4.5×60-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	3230
33-6	威高埋头中空螺钉浅螺纹4.5×72-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	3230
33-6	威高自攻型中空螺钉深螺纹7.0×60-WGC4Z03	枚	WGZGXZKL	2565.6
33-6	威高自攻型中空螺钉浅螺纹4.5×28-WGC4Z03	枚	WGZGXZKL	2565.6
33-6	威高自攻型中空螺钉浅螺纹4.5×52-WGC4Z03	枚	WGZGXZKL	2565.6
33-6	威高自攻型中空螺钉深螺纹4.5×20-WGC4Z03	枚	WGZGXZKL	2565.6
33-6	威高埋头中空螺钉深螺纹4.5×56-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	3230
33-6	颅骨钉/美敦力钛钉9001640	颗	LGD/MDLT	280
33-6	三友HBQ06金属接骨螺钉 4.0mm*45mm	枚	SYHBQ06J	450
33-6	三友HBQ06金属接骨螺钉 4.0mm*16mm	枚	SYHBQ06J	450
33-6	三友金属接骨螺钉 3.0mm*38mm	枚	SYJSJGLD	440.8
33-6	三友金属接骨螺钉 3.0mm*18mm	枚	SYJSJGLD	440.8
33-6	三友HAZL06金属锁定接骨螺钉2.7mm*18mm	枚	SYHAZL06	3100
33-6	三友金属锁定接骨螺钉2.7mm X 13	枚	SYJSSD	3100
33-6	科惠接骨螺钉3.5×10 半螺纹	枚	KHJGLD	1200
33-6	科惠接骨螺钉5.0×60 HAS04 II	枚	KHJGLD	333
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉加长10×400左	枚	KHSND-	6502
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉10×240微弧	枚	KHSND-	31800
33-6	科惠无头加压中空螺钉6.5×110	枚	KHWTJY	3220
33-6	科惠接骨螺钉3.5×26 全螺纹	枚	KHJGLD	369.7
33-6	科惠接骨螺钉5.0×38 HAS04 II	枚	KHJGLD	333
33-6	科惠中空螺钉4.5×64	枚	KHZKLD	683.7
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉 加长9×380左	枚	KHSND-	6502
33-6	科惠中空螺钉4.5×22	枚	KHZKLD	683.7
33-6	科惠无头加压中空螺钉6.5×55 着色	枚	KHWTJY	3220
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉 11×360左	枚	KHSND-	36800
33-6	科惠接骨螺钉5.0×28 HAS04 II	枚	KHJGLD	333
33-6	科惠接骨螺钉3.5×44 半螺纹	枚	KHJGLD	1200
33-6	科惠接骨螺钉5.0×30 HCS03 I	枚	KHJGLD	780
33-6	科惠髓内钉4.9×72着色	枚	KHSND4	2589
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉8×345	枚	KHSND-	6000
33-6	科惠无头加压中空螺钉6.5×60 着色	枚	KHWTJY	3220
33-6	科惠无头加压中空螺钉2.5×18	枚	KHWTJY	3220
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉 加长 9×380左	枚	KHSND-	36800

33-6	科惠髓内钉-髓腔钉加长11×400右	枚	KHSND-	6502
33-6	科惠髓内钉(螺钉)4.9×26	枚	KHSND(	1076
33-6	科惠无头加压中空螺钉3.5×20	枚	KHWTJY	4320
33-6	科惠髓内钉(螺钉)4.9×24	枚	KHSND(	1076
33-6	科惠髓内钉-拉力螺钉10.4×110	枚	KHSND-	849
33-6	科惠接骨螺钉2.4×11 全螺纹	枚	KHJGLD	384
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉11×360	枚	KHSND-	6000
33-6	科惠髓内钉(螺钉)4.9×58	枚	KHSND(	1076
33-6	科惠髓内钉4.9×46着色	枚	KHSND4	2589
33-6	科惠髓内钉4.9×48	枚	KHSND4	393.6
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉11×270	枚	KHSND-SQ	6000
33-6	科惠接骨螺钉5.0×90 HCS03 I 全	枚	KHJGLD	780
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉11×285	枚	KHSND-	6000
33-6	科惠髓内钉4.9×52	枚	KHSND4	393.6
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉 加长 10×360右	枚	KHSND-	36800
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉11×330	枚	KHSND-	6000
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉加长11×380右	枚	KHSND-	6502
33-6	科惠接骨螺钉5.0×65 HCS03 I	枚	KHJGLD	780
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉加长10×340右	枚	KHSND-	6502
33-6	科惠中空螺钉4.5×36	枚	KHZKLD	683.7
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉11×375	枚	KHSND-	6000
33-6	科惠接骨螺钉5.0×24经阳HAS04 II	枚	KHJGLD	333
33-6	科惠接骨螺钉5.0×26 HCS03 I	枚	KHJGLD	780
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉标准12×200着色	枚	KHSND-	31800
33-6	科惠无头加压中空螺钉2.5×30 着色	枚	KHWTJY	3220
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉 10×300右	枚	KHSND-	36800
33-6	科惠无头加压中空螺钉2.5×9	枚	KHWTJY	3220
33-6	科惠无头加压中空螺钉2.5×10	枚	KHWTJY	3220
33-6	科惠髓内钉4.9×32着色	枚	KHSND4	2589
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉 加长9×300左	枚	KHSND-	6502
33-6	科惠中空螺钉6.5×120 32mm	枚	KHZKLD	2100
33-6	科惠髓内钉空心 11×360右 微弧	枚	KHSNDK	5050
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉9×360	枚	KHSND-	6000
33-6	科惠接骨螺钉2.0×20 全螺纹	枚	KHJGLD	1373
33-6	科惠无头加压中空螺钉4.5×36 着色	枚	KHWTJY	3220
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉 11×340左	枚	KHSND-	36800
33-6	科惠接骨螺钉2.0×9 全螺纹	枚	KHJGLD	1373
33-6	科惠髓内钉4.9×60	枚	KHSND4	393.6
33-6	科惠髓内钉-加压螺钉 7×105 未经阳极氧化	枚	KHSND-JY	3400
33-6	科惠髓内钉-螺钉 7×80	枚	KHSND-	3400
33-6	科惠髓内钉-螺旋刀片10.4×100	枚	KHSND-	2000
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉 11×400左 微弧	枚	KHSND-	5050
33-6	科惠髓内钉(螺钉)4.9×44	枚	KHSND(	1076
33-6	科惠髓内钉4.9×28着色	枚	KHSND4	2589
33-6	科惠接骨螺钉5.0×60 HCS03 I	枚	KHJGLD5.	780
33-6	科惠接骨螺钉5.0×18 HAS04 I 未经阳极氧化	枚	KHJGLD5.	333
33-6	科惠无头加压中空螺钉2.5×16 着色	枚	KHWTJY	3220

33-6	科惠接骨螺钉2.4×12 全螺纹	枚	KHJGLD	384
33-6	科惠髓内钉4.9×46	枚	KHSND4	393.6
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉加长10×400右	枚	KHSND-	6502
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉 空心 9×420左	枚	KHSND-	5050
33-6	科惠接骨螺钉5.0×50 HAS04 I	枚	KHJGLD	333
33-6	科惠接骨螺钉3.5×38 半螺纹	枚	KHJGLD	1200
33-6	科惠接骨螺钉3.5×50 全螺纹	枚	KHJGLD	369.7
33-6	科惠中空螺钉4.5×42	枚	KHZKLD	683.7
33-6	科惠无头加压中空螺钉3.5×28 着色	枚	KHWTJY	4320
33-6	科惠髓内钉（螺钉）4.9×54	枚	KHSND（	2589
33-6	科惠接骨螺钉3.5×40 全螺纹	枚	KHJGLD	369.7
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉 12×320右	枚	KHSND-	36800
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉 11×300左	枚	KHSND-	36800
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉11×315	枚	KHSND-	6000
33-6	科惠中空螺钉7.3×110 32mm	枚	KHZKLD	768
33-6	科惠中空螺钉6.5×70	枚	KHZKLD	3200
33-6	科惠无头加压中空螺钉4.0×24	枚	KHWTJY	4320
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉 9×300左	枚	KHSND-	36800
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉 空心 9×380右	枚	KHSND-	5050
33-6	科惠髓内钉4.9×48着色	枚	KHSND4	2589
33-6	科惠无头加压中空螺钉4.0×28	枚	KHWTJY	4320
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉加长9×360右	枚	KHSND-	6502
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉 加长 9×420左	枚	KHSND-	36800
33-6	科惠无头加压中空螺钉6.5×50 着色	枚	KHWTJY	3220
33-6	科惠髓内钉4.9×56	枚	KHSND4	393.6
33-6	科惠接骨螺钉2.0×28 全螺纹	枚	KHJGLD	1373
33-6	科惠无头加压中空螺钉3.5×44 着色	枚	KHWTJY	4320
33-6	科惠髓内钉-拉力螺钉10.4×90	枚	KHSND-	849
33-6	科惠无头加压中空螺钉3.0×22 着色	枚	KHWTJY	4320
33-6	科惠无头加压中空螺钉6.5×80	枚	KHWTJY	3220
33-6	科惠中空螺钉7.3×65 32mm	枚	KHZKLD	768
33-6	科惠无头加压中空螺钉5.0×40	枚	KHWTJY	4320
33-6	科惠髓内钉-螺钉 7×95	枚	KHSND-	3400
33-6	科惠接骨螺钉3.5×46 全螺纹	枚	KHJGLD	369.7
33-6	科惠接骨螺钉2.0×14 全螺纹	枚	KHJGLD	1373
33-6	科惠无头加压中空螺钉6.5×45	枚	KHWTJY	3220
33-6	科惠髓内钉-拉力螺钉10.4×80	枚	KHSND-	849
33-6	科惠接骨螺钉5.0×95 HAS04 I 全	枚	KHJGLD	333
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉12×300右	枚	KHSND-	36800
33-6	科惠接骨螺钉3.5×24 全螺纹	枚	KHJGLD	369.7
33-6	科惠髓内钉-拉力螺钉10.4×95	枚	KHSND-	849
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉10×240着色	枚	KHSND-	31800
33-6	科惠无头加压中空螺钉4.0×16	枚	KHWTJY	4320
33-6	科惠无头加压中空螺钉4.0×30	枚	KHWTJY	4320
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉10×345	枚	KHSND-	6000
33-6	科惠中空螺钉6.5×110 32mm	枚	KHZKLD	2100
33-6	科惠无头加压中空螺钉4.5×28 着色	枚	KHWTJY	3220
33-6	科惠髓内钉4.9×56着色	枚	KHSND4	2589
33-6	科惠中空螺钉4.5×54	枚	KHZKLD	683.7
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉加长9×400右	枚	KHSND-	6502
33-6	科惠无头加压中空螺钉4.5×46 着色	枚	KHWTJY	3220

33-6	科惠接骨螺钉5.0×46 HAS04 II	枚	KHJGLD	333
33-6	科惠接骨螺钉5.0×60 HAS04 I	枚	KHJGLD	333
33-6	科惠接骨螺钉3.5×80 半螺纹	枚	KHJGLD	1200
33-6	科惠中空螺钉6.5×55 32mm	枚	KHZKLD	2100
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉加长10×420左微弧	枚	KHSND-	36800
33-6	科惠接骨螺钉5.0×34 HAS04 I	枚	KHJGLD	333
33-6	科惠无头加压中空螺钉3.5×40 着色	枚	KHWTJY	4320
33-6	科惠髓内钉-拉力螺钉11×75	枚	KHSND-	4800
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉加长11×300右	枚	KHSND-	6502
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉 标准 10×170	枚	KHSND-	6502
33-6	科惠无头加压中空螺钉2.5×22 着色	枚	KHWTJY	3220
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉11×300右	枚	KHSND-	36800
33-6	科惠无头加压中空螺钉4.0×29 着色	枚	KHWTJY	4320
33-6	科惠无头加压中空螺钉4.5×20 着色	枚	KHWTJY	3220
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉加长10×380左微弧	枚	KHSND-	36800
33-6	科惠接骨螺钉5.0×80 HAS04 I 全	枚	KHJGLD	333
33-6	科惠髓内钉-拉力螺钉10.4×70	枚	KHSND-	849
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉10×285	枚	KHSND-	6000
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉 标准 11×170	枚	KHSND-	6502
33-6	科惠无头加压中空螺钉4.5×30	枚	KHWTJY	3220
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉加长9×380右	枚	KHSND-	6502
33-6	科惠无头加压中空螺钉4.5×34 着色	枚	KHWTJY	3220
33-6	科惠髓内钉4.9×72	枚	KHSND4	393.6
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉标准11×240着色	枚	KHSND-	31800
33-6	科惠接骨螺钉5.0×80 HCS03 I	枚	KHJGLD	780
33-6	科惠接骨螺钉3.5×90 半螺纹	枚	KHJGLD	1200
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉加长10×340左	枚	KHSND-	6502
33-6	科惠接骨螺钉3.5×34 全螺纹	枚	KHJGLD	369.7
33-6	科惠中空螺钉6.5×60 32mm	枚	KHZKLD	2100
33-6	科惠无头加压中空螺钉3.0×26 着色	枚	KHWTJY	4320
33-6	科惠髓内钉(螺钉)4.9×32	枚	KHSND(	1076
33-6	科惠无头加压中空螺钉3.5×28	枚	KHWTJY	4320
33-6	科惠髓内钉(螺钉)4.9×60	枚	KHSND(	1076
33-6	科惠接骨螺钉3.5×46 半螺纹	枚	KHJGLD	1200
33-6	科惠无头加压中空螺钉6.5×70 着色	枚	KHWTJY	3220
33-6	科惠接骨螺钉6.5×55	枚	KHJGLD	333
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉加长11×420右	枚	KHSND-	6502
33-6	科惠中空螺钉6.5×50	枚	KHZKLD	3200
33-6	科惠接骨螺钉3.5×70 全螺纹	枚	KHJGLD	369.7
33-6	科惠髓内钉-螺旋刀片10.4×90	枚	KHSND-	2000
33-6	科惠髓内钉4.9×44	枚	KHSND4	393.6
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉 加长 9×360左	枚	KHSND-	36800
33-6	科惠接骨螺钉5.0×46 HAS04 I	枚	KHJGLD	333
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉 空心 10×400右	枚	KHSND-	5050
33-6	科惠髓内钉4.9×68	枚	KHSND4	393.6
33-6	科惠接骨螺钉2.4×30 全螺纹	枚	KHJGLD	384
33-6	科惠接骨螺钉5.0×30 HAS04 I	枚	KHJGLD	333
33-6	科惠髓内钉 -髓腔钉 12×320左	枚	KHSND	36800
33-6	科惠髓内钉4.9×62着色	枚	KHSND4	2589
33-6	科惠髓内钉 -髓腔钉 12×380左	枚	KHSND	36800
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉10×200	枚	KHSND-	31800

[illegible]

33-6	三友HBQ03金属接骨螺钉 6.5mm*50mm	枚	SYHBQ03J	134
33-6	三友HBQ03金属接骨螺钉 6.5mm*70mm	枚	SYHBQ03J	134
33-6	三友HBQ03金属接骨螺钉 6.5mm*35mm	枚	SYHBQ03J	134
33-6	三友HBQ03金属接骨螺钉 6.5mm*85mm	枚	SYHBQ03J	134
33-6	三友HBQ03金属接骨螺钉 6.5mm*75mm	枚	SYHBQ03J	134
33-6	三友HBQ03金属接骨螺钉 6.5mm*90mm	枚	SYHBQ03J	134
33-6	三友HBQ03金属接骨螺钉 6.5mm*65mm	枚	SYHBQ03J	134
33-6	三友HBQ03金属接骨螺钉 6.5mm*30mm	枚	SYHBQ03J	134
33-6	三友HBQ03金属接骨螺钉 6.5mm*60mm	枚	SYHBQ03J	134
33-6	三友HBQ03金属接骨螺钉 6.5mm*40mm	枚	SYHBQ03J	134
33-6	三友HBQ03金属接骨螺钉 6.5mm*80mm	枚	SYHBQ03J	134
33-6	颅骨皮质骨螺钉	个	LGPZGLD	406
33-6	三友无头加压空心螺钉 4.0mm*20mm	枚	SYWTJYKX	6885
33-6	科惠无头加压中空螺钉3.5×16	枚	KHWTJY	4320
33-6	科惠髓内钉-拉力螺钉10.4×115	枚	KHSND-	849
33-6	科惠接骨螺钉5.0×90 HAS04 I 全	枚	KHJGLD	333
33-6	科惠中空螺钉3.0×38	枚	KHZKLD	768
33-6	科惠无头加压中空螺钉4.0×34	枚	KHWTJY	4320
33-6	科惠接骨螺钉5.0×85 HAS04 II 全	枚	KHJGLD	333
33-6	科惠接骨螺钉5.0×38 HCS03 I	枚	KHJGLD	780
33-6	科惠中空螺钉4.5×26	枚	KHZKLD	683.7
33-6	科惠接骨螺钉5.0×70 HAS04 II	枚	KHJGLD	333
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉 标准 9×200	枚	KHSND-	6502
33-6	科惠接骨螺钉3.5×16 全螺纹	枚	KHJGLD	369.7
33-6	科惠无头加压中空螺钉4.5×26	枚	KHWTJY	3220
33-6	科惠中空螺钉3.0×18	枚	KHZKLD	768
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉 空心 9×360右	枚	KHSND-	5050
33-6	科惠无头加压中空螺钉4.0×22 着色	枚	KHWTJY	4320
33-6	科惠无头加压中空螺钉4.0×39 着色	枚	KHWTJY	4320
33-6	科惠无头加压中空螺钉4.0×18	枚	KHWTJY	4320
33-6	科惠髓内钉-封帽 II 15 微弧	枚	KHSND-	213.2
33-6	科惠接骨螺钉5.0×16 半螺纹	枚	KHJGLD	1200
33-6	科惠中空螺钉6.5×65	枚	KHZKLD	3200
33-6	科惠中空螺钉7.3×40 32mm	枚	KHZKLD	768
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉 加长9×340左	枚	KHSND-	6502
33-6	科惠无头加压中空螺钉6.5×105 着色	枚	KHWTJY	3220
33-6	科惠接骨螺钉2.0×11 全螺纹	枚	KHJGLD	1373
33-6	科惠接骨螺钉3.5×55 半螺纹	枚	KHJGLD	1200
33-6	科惠无头加压中空螺钉6.5×90 着色	枚	KHWTJY	3220

33-6	科惠接骨螺钉3.5×32 全螺纹	枚	KHJGLD	369.7
33-6	科惠无头加压中空螺钉4.5×44 着色	枚	KHWTJY	3220
33-6	科惠接骨螺钉3.5×65 半螺纹	枚	KHJGLD	1200
33-6	科惠接骨螺钉5.0×90 HAS04 II 全	枚	KHJGLD	333
33-6	威高椎弓根螺钉 6.0×40 GB1Z-8	个	WZGGGLD	5667
33-6	威高椎弓根螺钉 6.0×45 GB1Z-8	个	WZGGGLD	5667
33-6	威高椎弓根螺钉 6.5×40 GB1Z-8	个	WZGGGLD	5667
33-6	威高椎弓根螺钉 6.5×45 GB1Z-8	个	WZGGGLD	5667
33-6	科惠髓内钉-螺旋刀片10.4×120	枚	KHSND-	2000
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉 标准 9×170	枚	KHSND-	6502
33-6	威高埋头中空螺钉深螺纹4.5×46-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	3230
33-6	威高自攻型中空螺钉浅螺纹4.5×48-WGC4Z03	枚	WZGXZKL	2565.6
33-6	威高自攻型中空螺钉浅螺纹7.0×65-WGC4Z03	枚	WZGXZKL	2565.6
33-6	美敦力固定螺钉(5.5)7.5*30 55840007530	个	MDLGDLD(	5000
33-6	美敦力固定螺钉(5.5)7.5*35 55840007535	个	MDLGDLD(	5000
33-6	美敦力固定螺钉(5.5)7.5*40 55840007540	个	MDLGDLD(	5000
33-6	美敦力固定螺钉(5.5)7.5*45 55840007545	个	MDLGDLD(	5000
33-6	美敦力固定螺钉(5.5)7.5*50 55840007550	个	MDLGDLD(	5000
33-6	美敦力固定螺钉(5.5)7.5*55 55840007555	个	MDLGDLD(	5000
33-6	威高自攻型中空螺钉浅螺纹4.0×34-WGC4Z03	枚	WZGXZKL	2565.6
33-6	威高埋头中空螺钉浅螺纹3.0×26-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	2745
33-6	美敦力固定螺钉(5.5)4.5*30 55410004530	个	MDLGDLD(	4700
33-6	美敦力固定螺钉(5.5)4.5*35 55410004535	个	MDLGDLD(	4700
33-6	美敦力固定螺钉(5.5)4.5*40 55410004540	个	MDLGDLD(	4700
33-6	美敦力固定螺钉(5.5)4.5*45 55410004545	个	MDLGDLD(	4700
33-6	美敦力固定螺钉(5.5)5.5*30 55410005530	个	MDLGDLD(	4700
33-6	美敦力固定螺钉(5.5)5.5*35 55410005535	个	MDLGDLD(	4700
33-6	美敦力固定螺钉(5.5)5.5*40 55410005540	个	MDLGDLD(	4700
33-6	美敦力固定螺钉(5.5)5.5*45 55410005545	个	MDLGDLD(	4700
33-6	美敦力固定螺钉(5.5)5.5*50 55410005550	个	MDLGDLD(	4700

33-6	美敦力固定螺钉(5.5)5.5*55 55410005555	个	MDLGDLD(	4700
33-6	美敦力固定螺钉(5.5)6.5*30 55410006530	个	MDLGDLD(	4627.4
33-6	美敦力固定螺钉(5.5)6.5*35 55410006535	个	MDLGDLD(	4627.4
33-6	美敦力固定螺钉(5.5)6.5*40 55410006540	个	MDLGDLD(	4627.4
33-6	美敦力固定螺钉(5.5)6.5*45 55410006545	个	MDLGDLD(	4627.4
33-6	美敦力固定螺钉(5.5)6.5*50 55410006550	个	MDLGDLD(	4627.4
33-6	美敦力固定螺钉(5.5)6.5*55 55410006555	个	MDLGDLD(	4627.4
33-6	美敦力固定螺钉(5.5)7.5*30 55410007530	个	MDLGDLD(	4700
33-6	美敦力固定螺钉(5.5)7.5*35 55410007535	个	MDLGDLD(	4700
33-6	美敦力固定螺钉(5.5)7.5*40 55410007540	个	MDLGDLD(	4700
33-6	美敦力固定螺钉(5.5)7.5*45 55410007545	个	MDLGDLD(	4700
33-6	美敦力固定螺钉(5.5)7.5*50 55410007550	个	MDLGDLD(	4700
33-6	美敦力固定螺钉(5.5)7.5*55 55410007555	个	MDLGDLD(	4700
33-6	美敦力固定螺钉(5.5)4.5*30 55840004530	个	MDLGDLD(	5000
33-6	美敦力固定螺钉(5.5)4.5*35 55840004535	个	MDLGDLD(	5000
33-6	美敦力固定螺钉(5.5)4.5*40 55840004540	个	MDLGDLD(	5000
33-6	美敦力固定螺钉(5.5)4.5*45 55840004545	个	MDLGDLD(	5000
33-6	美敦力固定螺钉(5.5)5.5*30 55840005530	个	MDLGDLD(	5350
33-6	美敦力固定螺钉(5.5)5.5*35 55840005535	个	MDLGDLD(	5350
33-6	美敦力固定螺钉(5.5)5.5*40 55840005540	个	MDLGDLD(	5350
33-6	美敦力固定螺钉(5.5)5.5*45 55840005545	个	MDLGDLD(	5350
33-6	美敦力固定螺钉(5.5)5.5*50 55840005550	个	MDLGDLD(	5350
33-6	美敦力固定螺钉(5.5)5.5*55 55840005555	个	MDLGDLD(	5350
33-6	威高埋头中空螺钉浅螺纹4.5×22-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	3230
33-6	威高埋头中空螺钉深螺纹3.0×10-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	2745

33-6	威高自攻型中空螺钉深螺纹4.5×46-WGC4Z03	枚	WZGXZKL	2565.6
33-6	威高埋头中空螺钉深螺纹4.5×26-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	3230
33-6	威高自攻型中空螺钉浅螺纹4.0×38-WGC4Z03	枚	WZGXZKL	2565.6
33-6	威高自攻型中空螺钉浅螺纹4.0×20-WGC4Z03	枚	WZGXZKL	2565.6
33-6	威高自攻型中空螺钉深螺纹7.0×110-WGC4Z03	枚	WZGXZKL	2565.6
33-6	威高埋头中空螺钉浅螺纹4.5×48-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	3230
33-6	威高自攻型中空螺钉浅螺纹4.5×44-WGC4Z03	枚	WZGXZKL	2565.6
33-6	威高埋头中空螺钉浅螺纹4.5×34-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	3230
33-6	威高埋头中空螺钉深螺纹4.5×32-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	3230
33-6	威高自攻型中空螺钉浅螺纹4.5×36-WGC4Z03	枚	WZGXZKL	2565.6
33-6	威高埋头中空螺钉深螺纹3.0×44-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	2745
33-6	威高埋头中空螺钉深螺纹3.0×38-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	2745
33-6	威高自攻型中空螺钉浅螺纹4.0×48-WGC4Z03	枚	WZGXZKL	2565.6
33-6	史赛克空心多轴螺钉7.5X35mm-48285735	个	SSKKXD	6470
33-6	威高自攻型中空螺钉深螺纹4.5×38-WGC4Z03	枚	WZGXZKL	2565.6
33-6	威高埋头中空螺钉深螺纹4.5×54-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	3230
33-6	威高埋头中空螺钉深螺纹3.0×34-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	2745
33-6	威高埋头中空螺钉浅螺纹3.0×34-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	2745
33-6	威高自攻型中空螺钉浅螺纹4.0×26-WGC4Z03	枚	WZGXZKL	2565.6
33-6	威高自攻型中空螺钉深螺纹4.5×54-WGC4Z03	枚	WZGXZKL	2565.6
33-6	威高自攻型中空螺钉深螺纹7.0×120-WGC4Z03	枚	WZGXZKL	2565.6
33-6	威高自攻型中空螺钉浅螺纹4.5×42-WGC4Z03	枚	WZGXZKL	2565.6
33-6	威高埋头中空螺钉浅螺纹4.5×54-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	3230
33-6	威高埋头中空螺钉深螺纹4.5×38-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	3230
33-6	威高自攻型中空螺钉浅螺纹7.0×45-WGC4Z03	枚	WZGXZKL	2565.6
33-6	威高埋头中空螺钉浅螺纹3.0×12-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	2745

33-6	科惠中空螺钉4.5×32	枚	KHZKLD	683.7
33-6	科惠无头加压中空螺钉3.0×36 着色	枚	KHWTJY	4320
33-6	科惠中空螺钉（垫片）3.0mm	枚	KHZKLD	576
33-6	科惠髓内钉-拉力螺钉11×105	枚	KHSND-	4800
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉 加长 9×400左	枚	KHSND-	36800
33-6	科惠接骨螺钉5.0×95 HAS04 I 半	枚	KHJGLD	1200
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉 10×320左	枚	KHSND-	36800
33-6	科惠髓内钉空心 11×400右 微弧	枚	KHSNDK	5050
33-6	科惠接骨螺钉5.0×55 HAS04 I	枚	KHJGLD	333
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉8×315	枚	KHSND-	6000
33-6	科惠接骨螺钉6.5×90	枚	KHJGLD	333
33-6	科惠髓内钉4.9×42着色	枚	KHSND4	2589
33-6	科惠接骨螺钉2.0×22 全螺纹	枚	KHJGLD	1373
33-6	科惠无头加压中空螺钉3.5×16 着色	枚	KHWTJY	4320
33-6	科惠中空螺钉3.0×32	枚	KHZKLD	768
33-6	科惠无头加压中空螺钉6.5×90	枚	KHWTJY	3220
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉加长10×340左微弧	枚	KHSND-	36800
33-6	科惠中空螺钉4.5×52	枚	KHZKLD	683.7
33-6	科惠接骨螺钉5.0×20 全螺纹	枚	KHJGLD	333
33-6	科惠无头加压中空螺钉2.5×13 着色	枚	KHWTJY	3220
33-6	科惠髓内钉-拉力螺钉10.4×75	枚	KHSND-	849
33-6	科惠接骨螺钉5.0×18 半螺纹	枚	KHJGLD	1200
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉标准11×200微弧	枚	KHSND-	31800
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉 空心 9×420右	枚	KHSND-	5050
33-6	科惠接骨螺钉5.0×16 全螺纹	枚	KHJGLD	333
33-6	科惠无头加压中空螺钉5.0×60	枚	KHWTJY	4320
33-6	科惠中空螺钉6.5×90	枚	KHZKLD	3200
33-6	科惠无头加压中空螺钉3.0×28 着色	枚	KHWTJY	4320
33-6	科惠无头加压中空螺钉4.5×55 着色	枚	KHWTJY	3220
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉 空心 9×400右	枚	KHSND-	5050
33-6	科惠无头加压中空螺钉2.5×14	枚	KHWTJY	3220
33-6	科惠接骨螺钉3.5×65 全螺纹	枚	KHJGLD	369.7
33-6	科惠无头加压中空螺钉4.0×50 着色	枚	KHWTJY	4320
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉加长10×360左	枚	KHSND-	6502
33-6	科惠中空螺钉6.5mm	枚	KHZKLD	576
33-6	科惠接骨螺钉3.5×20 全螺纹	枚	KHJGLD	369.7
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉10×375	枚	KHSND-	6000
33-6	科惠无头加压中空螺钉2.5×20 着色	枚	KHWTJY	3220
33-6	科惠无头加压中空螺钉3.5×30 着色	枚	KHWTJY	4320
33-6	科惠髓内钉4.9×30着色	枚	KHSND4	2589
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉8×375	枚	KHSND-	6000
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉 空心 9×380左	枚	KHSND-	5050
33-6	科惠无头加压中空螺钉6.5×100 着色	枚	KHWTJY	3220
33-6	科惠中空螺钉6.5×115	枚	KHZKLD	3200
33-6	科惠髓内钉-封帽 II 5 着色	枚	KHSND-	213.2
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉加长10×320左	枚	KHSND-	6502
33-6	科惠无头加压中空螺钉3.0×18	枚	KHWTJY	4320
33-6	科惠无头加压中空螺钉4.5×24	枚	KHWTJY	3220
33-6	科惠中空螺钉6.5×95 32mm	枚	KHZKLD	2100
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉标准12×240着色	枚	KHSND-	31800
33-6	科惠无头加压中空螺钉4.0×18 着色	枚	KHWTJY	4320

33-6	科惠髓内钉-螺旋刀片10.4×95	枚	KHSND-	2000
33-6	科惠接骨螺钉3.5×14 全螺纹	枚	KHJGLD	369.7
33-6	科惠接骨螺钉3.5×30 全螺纹	枚	KHJGLD	369.7
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉8×270	枚	KHSND-	6000
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉 12×380右	枚	KHSND-	36800
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉加长9×320右	枚	KHSND-	6502
33-6	科惠髓内钉(螺钉)4.9×50	枚	KHSND(	1076
33-6	科惠无头加压中空螺钉3.5×24 着色	枚	KHWTJY	4320
33-6	科惠无头加压中空螺钉3.5×38 着色	枚	KHWTJY	4320
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉9×315	枚	KHSND-	6000
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉加长10×360右	枚	KHSND-	6502
33-6	科惠无头加压中空螺钉4.0×26 着色	枚	KHWTJY	4320
33-6	科惠接骨螺钉5.0×90 HAS04 I 半	枚	KHJGLD	1200
33-6	科惠接骨螺钉5.0×95 HCS03 I 全	枚	KHJGLD	780
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉加长11×320右	枚	KHSND-	6502
33-6	科惠接骨螺钉2.0×24 全螺纹	枚	KHJGLD	1373
33-6	科惠接骨螺钉5.0×30 HAS04 II	枚	KHJGLD	333
33-6	科惠接骨螺钉5.0×55 HCS03 I	枚	KHJGLD	780
33-6	科惠接骨螺钉6.5×65	枚	KHJGLD	333
33-6	科惠无头加压中空螺钉2.5×16	枚	KHWTJY	3220
33-6	科惠髓内钉-封帽 II 10微弧SDG04型	枚	KHSND-	213.2
33-6	科惠髓内钉-封帽 II 15 着色	枚	KHSND-	213.2
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉 标准 12×200	枚	KHSND-	6502
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉 加长 9×340左	枚	KHSND-	36800
33-6	科惠无头加压中空螺钉3.5×50 着色	枚	KHWTJY	4320
33-6	科惠无头加压中空螺钉4.0×30 着色	枚	KHWTJY	4320
33-6	科惠无头加压中空螺钉3.5×48 着色	枚	KHWTJY	4320
33-6	科惠无头加压中空螺钉6.5×95	枚	KHWTJY	3220
33-6	科惠髓内钉4.9×34	枚	KHSND4	393.6
33-6	科惠无头加压中空螺钉6.5×65	枚	KHWTJY	3220
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉 标准 10×240	枚	KHSND-	6502
33-6	科惠接骨螺钉3.5×22 全螺纹	枚	KHJGLD	369.7
33-6	科惠无头加压中空螺钉5.0×60 着色	枚	KHWTJY	4320
33-6	科惠接骨螺钉5.0×80 HAS04 I 半	枚	KHJGLD	1200
33-6	科惠中空螺钉(垫片)4.0	枚	KHZKLD	576
33-6	科惠髓内钉(螺钉)4.9×28	枚	KHSND(	1076
33-6	科惠接骨螺钉2.0×26 全螺纹	枚	KHJGLD	1373
33-6	科惠无头加压中空螺钉5.0×30 着色	枚	KHWTJY	4320
33-6	科惠无头加压中空螺钉3.0×20 着色	枚	KHWTJY	4320
33-6	科惠接骨螺钉5.0×48 HAS04 II	枚	KHJGLD	333
33-6	科惠无头加压中空螺钉3.0×14 着色	枚	KHWTJY	4320
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉 10×440右	枚	KHSND-	5050
33-6	科惠中空螺钉3.0×40	枚	KHZKLD	768
33-6	科惠髓内钉4.9×70着色	枚	KHSND4	2589
33-6	科惠无头加压中空螺钉6.5×120 着色	枚	KHWTJY	3220
33-6	科惠接骨螺钉6.5×95	枚	KHJGLD	333
33-6	科惠接骨螺钉3.5×85 半螺纹	枚	KHJGLD	1200
33-6	科惠无头加压中空螺钉3.0×28	枚	KHWTJY	4320
33-6	科惠接骨螺钉2.0×16 全螺纹	枚	KHJGLD	1373
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉 空心 10×420左	枚	KHSND-	5050
33-6	科惠髓内钉-拉力螺钉10.4×85	枚	KHSND-	849

33-6	科惠中空螺钉3.0×12	枚	KHZKLD	768
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉12×180	枚	KHSND-	31800
33-6	科惠无头加压中空螺钉4.0×40 着色	枚	KHWTJY	4320
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉 加长 10×340右	枚	KHSND-	36800
33-6	科惠中空螺钉4.5×46	枚	KHZKLD	683.7
33-6	科惠髓内钉-封帽 I 5 微弧	枚	KHSND-	282
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉标准9×200微弧	枚	KHSND-	31800
33-6	科惠无头加压中空螺钉4.5×40	枚	KHWTJY	3220
33-6	科惠髓内钉(螺钉)4.9×36	枚	KHSND(	1076
33-6	科惠髓内钉(螺钉)4.9×78	枚	KHSND(	2589
33-6	科惠髓内钉4.9×42	枚	KHSND4	393.6
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉 12×360左	枚	KHSND	36800
33-6	科惠接骨螺钉3.5×36 全螺纹	枚	KHJGLD	369.7
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉 加长9×320左	枚	KHSND-	6502
33-6	科惠无头加压中空螺钉2.5×26	枚	KHWTJY	3220
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉 11×440 左	枚	KHSND-	5050
33-6	科惠无头加压中空螺钉4.0×32 着色	枚	KHWTJY	4320
33-6	科惠髓内钉-螺钉 7×85	枚	KHSND-	3400
33-6	科惠无头加压中空螺钉2.5×13	枚	KHWTJY	3220
33-6	科惠中空螺钉6.5×80	枚	KHZKLD	3200
33-6	科惠无头加压中空螺钉5.0×65 着色	枚	KHWTJY	4320
33-6	科惠无头加压中空螺钉5.0×45	枚	KHWTJY	4320
33-6	科惠中空螺钉3.0×16	枚	KHZKLD	768
33-6	科惠接骨螺钉2.0×10 全螺纹	枚	KHJGLD	1373
33-6	科惠接骨螺钉5.0×34 HAS04 II	枚	KHJGLD	333
33-6	科惠接骨螺钉5.0×18 HAS04 I	枚	KHJGLD	333
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉标准12×200微弧	枚	KHSND-	31800
33-6	科惠无头加压中空螺钉5.0×50	枚	KHWTJY	4320
33-6	科惠无头加压中空螺钉5.0×25	枚	KHWTJY	4320
33-6	科惠中空螺钉6.5×120	枚	KHZKLD	3200
33-6	科惠中空螺钉7.3×45 32mm	枚	KHZKLD	768
33-6	科惠髓内钉-封帽 I 15 微弧	枚	KHSND-	282
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉 12×400左	枚	KHSND	36800
33-6	科惠髓内钉(螺钉)4.9×38	枚	KHSND(	1076
33-6	科惠接骨螺钉5.0×22经阳HAS04 I	枚	KHJGLD	333
33-6	科惠中空螺钉6.5×60	枚	KHZKLD	3200
33-6	科惠无头加压中空螺钉3.0×32 着色	枚	KHWTJY	4320
33-6	科惠髓内钉(螺钉)4.9×42	枚	KHSND(	1076
33-6	科惠接骨螺钉3.5×80 全螺纹	枚	KHJGLD	369.7
33-6	科惠无头加压中空螺钉4.5×38 着色	枚	KHWTJY	3220
33-6	科惠无头加压中空螺钉3.0×13 着色	枚	KHWTJY	4320
33-6	科惠髓内钉-螺钉 7×100	枚	KHSND-	3400
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉11×255	枚	KHSND-	6000
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉 加长 10×420右	枚	KHSND-	36800
33-6	科惠髓内钉4.9×66	枚	KHSND4	393.6
33-6	科惠中空螺钉4.5×68	枚	KHZKLD	683.7
33-6	科惠接骨螺钉5.0×20 半螺纹	枚	KHJGLD	1200
33-6	科惠无头加压中空螺钉2.5×18 着色	枚	KHWTJY	3220
33-6	科惠髓内钉4.9×80着色	枚	KHSND4	2589
33-6	科惠无头加压中空螺钉3.0×24 着色	枚	KHWTJY	4320
33-6	科惠无头加压中空螺钉5.0×55	枚	KHWTJY	4320

33-6	科惠髓内钉-拉力螺钉11×85	枚	KHSND-	4800
33-6	科惠无头加压中空螺钉6.5×60	枚	KHWTJY	3220
33-6	科惠接骨螺钉3.5×75 全螺纹	枚	KHJGLD	369.7
33-6	科惠接骨螺钉3.5×90 全螺纹	枚	KHJGLD	369.7
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉加长11×380左	枚	KHSND-	6502
33-6	科惠接骨螺钉5.0×85 HAS04 I 全	枚	KHJGLD	333
33-6	科惠无头加压中空螺钉4.5×50 着色	枚	KHWTJY	3220
33-6	科惠接骨螺钉2.0×18 全螺纹	枚	KHJGLD	1373
33-6	科惠无头加压中空螺钉4.0×44 着色	枚	KHWTJY	4320
33-6	科惠髓内钉-封帽 10 微弧 SDG06	枚	KHSND-	300
33-6	科惠髓内钉-拉力螺钉11×110	枚	KHSND-	4800
33-6	科惠接骨螺钉2.0×12 全螺纹	枚	KHJGLD	1373
33-6	科惠无头加压中空螺钉6.5×85 着色	枚	KHWTJY	3220
33-6	科惠接骨螺钉5.0×42 HAS04 I	枚	KHJGLD	333
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉10×315	枚	KHSND-	6000
33-6	科惠中空螺钉7.3×100 32mm	枚	KHZKLD	768
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉 空心 10×340左	枚	KHSND-	5050
33-6	科惠接骨螺钉3.5×42 全螺纹	枚	KHJGLD	369.7
33-6	科惠髓内钉-加压螺钉 7×105 着色	枚	KHSND-	3400
33-6	科惠髓内钉4.9×66着色	枚	KHSND4	2589
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉加长11×300左	枚	KHSND-	6502
33-6	科惠无头加压中空螺钉6.5×45 着色	枚	KHWTJY	3220
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉 加长9×400左	枚	KHSND-	6502
33-6	科惠髓内钉-封帽 II 0 微弧	枚	KHSND-	2589
33-6	科惠接骨螺钉2.0×30 全螺纹	枚	KHJGLD	1373
33-6	科惠无头加压中空螺钉3.5×20 着色	枚	KHWTJY	4320
33-6	科惠接骨螺钉6.5×70	枚	KHJGLD	333
33-6	科惠接骨螺钉3.5×48 全螺纹	枚	KHJGLD	369.7
33-6	科惠接骨螺钉5.0×38 HAS04 I	枚	KHJGLD	333
33-6	科惠无头加压中空螺钉4.5×48 着色	枚	KHWTJY	3220
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉加长 9×420右	枚	KHSND-	36800
33-6	科惠无头加压中空螺钉6.5×65 着色	枚	KHWTJY	3220
33-6	科惠接骨螺钉5.0×75 HAS04 I	枚	KHJGLD	333
33-6	科惠无头加压中空螺钉3.0×12	枚	KHWTJY	4320
33-6	科惠无头加压中空螺钉4.5×42 着色	枚	KHWTJY	3220
33-6	科惠接骨螺钉5.0×44 HAS04 II	枚	KHJGLD	333
33-6	科惠无头加压中空螺钉4.5×24 着色	枚	KHWTJY	3220
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉10×270	枚	KHSND-	6000
33-6	科惠无头加压中空螺钉6.5×95 着色	枚	KHWTJY	3220
33-6	科惠中空螺钉4.5×34	枚	KHZKLD	683.7
33-6	科惠接骨螺钉5.0×40 HCS03 I	枚	KHJGLD	780
33-6	科惠中空螺钉4.5×48	枚	KHZKLD	683.7
33-6	科惠髓内钉4.9×40	枚	KHSND4	393.6
33-6	科惠接骨螺钉5.0×50 HAS04 II	枚	KHJGLD	333
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉加长 9×340右	枚	KHSND-	36800
33-6	科惠接骨螺钉5.0×50 HCS03 I	枚	KHJGLD	780
33-6	科惠接骨螺钉5.0×40 HAS04 II	枚	KHJGLD	333
33-6	科惠接骨螺钉5.0×18 HAS04 II	枚	KHJGLD	333
33-6	科惠髓内钉-封帽 0 微弧	枚	KHSND-	300
33-6	科惠无头加压中空螺钉2.5×28	枚	KHWTJY	3220
33-6	科惠接骨螺钉3.5×12 全螺纹	枚	KHJGLD	369.7

33-6	科惠无头加压中空螺钉2.5×9 着色	枚	KHWTJY	3220
33-6	科惠髓内钉-拉力螺钉11×90	枚	KHSND-	4800
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉加长10×300右	枚	KHSND-	6502
33-6	科惠中空螺钉7.3×70 32mm	枚	KHZKLD	768
33-6	科惠无头加压中空螺钉2.5×8	枚	KHWTJY	3220
33-6	科惠无头加压中空螺钉4.5×22 着色	枚	KHWTJY	3220
33-6	科惠接骨螺钉3.5×38 全螺纹	枚	KHJGLD	369.7
33-6	科惠接骨螺钉5.0×100半螺纹	枚	KHJGLD	1200
33-6	科惠无头加压中空螺钉3.5×18	枚	KHWTJY	4320
33-6	科惠接骨螺钉5.0×42 HCS03 I	枚	KHJGLD	780
33-6	科惠髓内钉-封帽 II 10微弧SDG11型	枚	KHSND-	2589
33-6	科惠无头加压中空螺钉4.0×20	枚	KHWTJY	4320
33-6	科惠接骨螺钉5.0×95 HAS04 II 全	枚	KHJGLD	333
33-6	科惠髓内钉(螺钉) 4.9×38 着色	枚	KHSND(	2589
33-6	科惠中空螺钉3.0×30	枚	KHZKLD	768
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉9×300	枚	KHSND-	6000
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉加长11×360右	枚	KHSND-	6502
33-6	科惠髓内钉(螺钉) 4.9×56	枚	KHSND(	1076
33-6	科惠无头加压中空螺钉4.5×45 着色	枚	KHWTJY	3220
33-6	科惠无头加压中空螺钉4.0×28 着色	枚	KHWTJY	4320
33-6	科惠髓内钉-螺钉 7×65	枚	KHSND-	3400
33-6	科惠无头加压中空螺钉3.0×18 着色	枚	KHWTJY	4320
33-6	科惠中空螺钉3.0×28	枚	KHZKLD	768
33-6	科惠髓内钉(螺钉) 4.9×30	枚	KHSND(	1076
33-6	科惠髓内钉-封帽 5 微弧	枚	KHSND-	300
33-6	科惠中空螺钉7.3×120 32mm	枚	KHZKLD	768
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉标准12×240微弧	枚	KHSND-	31800
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉 9×320左	枚	KHSND-	36800
33-6	科惠中空螺钉4.5×44	枚	KHZKLD	683.7
33-6	科惠接骨螺钉5.0×85 HAS04 I 半	枚	KHJGLD	1200
33-6	科惠接骨螺钉3.5×28 半螺纹	枚	KHJGLD	1200
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉 空心 9×360左	枚	KHSND-	5050
33-6	科惠髓内钉-封帽 I 10 微弧	枚	KHSND-	282
33-6	科惠接骨螺钉5.0×28 HCS03 I	枚	KHJGLD	780
33-6	科惠髓内钉4.9×64	枚	KHSND4	393.6
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉 11×400左	枚	KHSND-	36800
33-6	科惠无头加压中空螺钉3.0×13	枚	KHWTJY	4320
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉 空心 10×360右	枚	KHSND-	5050
33-6	科惠无头加压中空螺钉6.5×75	枚	KHWTJY	3220
33-6	科惠接骨螺钉2.4×28 全螺纹	枚	KHJGLD	384
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉 11×320左	枚	KHSND-	36800
33-6	科惠接骨螺钉6.5×80	枚	KHJGLD	333
33-6	科惠中空螺钉4.5×28	枚	KHZKLD	683.7
33-6	科惠接骨螺钉5.0×70 HAS04 I	枚	KHJGLD	333
33-6	科惠接骨螺钉6.5×120	枚	KHJGLD	333
33-6	科惠无头加压中空螺钉4.0×20 着色	枚	KHWTJY	4320
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉 空心 10×380右	枚	KHSND-	5050
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉加长11×320左	枚	KHSND-	6502
33-6	科惠无头加压中空螺钉3.5×32 着色	枚	KHWTJY	4320
33-6	科惠髓内钉-封帽10 着色	枚	KHSND-	720
33-6	科惠接骨螺钉5.0×55 HAS04 II	枚	KHJGLD	333

33-6	科惠接骨螺钉5.0×85 HCS03 I 全	枚	KHJGLD	780
33-6	科惠无头加压中空螺钉4.5×40 着色	枚	KHWTJY	3220
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉 9×320右	枚	KHSND	36800
33-6	科惠中空螺钉4.5×24	枚	KHZKLD	683.7
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉加长9×420右	枚	KHSND-	6502
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉9×345	枚	KHSND-	6000
33-6	科惠无头加压中空螺钉3.0×30	枚	KHWTJY	4320
33-6	科惠接骨螺钉2.4×13 全螺纹	枚	KHJGLD	384
33-6	科惠无头加压中空螺钉3.0×10	枚	KHWTJY	4320
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉8×360	枚	KHSND-	6000
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉加长 9×400右	枚	KHSND-	36800
33-6	科惠接骨螺钉3.5×60 全螺纹	枚	KHJGLD	369.7
33-6	科惠中空螺钉7.3×50 32mm	枚	KHZKLD	768
33-6	科惠髓内钉4.9×28	枚	KHSND4	393.6
33-6	科惠髓内钉4.9×50	枚	KHSND4	393.6
33-6	科惠无头加压中空螺钉2.5×12 着色	枚	KHWTJY	3220
33-6	科惠无头加压中空螺钉4.0×48 着色	枚	KHWTJY	4320
33-6	科惠髓内钉-螺钉 7×75	枚	KHSND-	3400
33-6	科惠无头加压中空螺钉3.0×30 着色	枚	KHWTJY	4320
33-6	科惠中空螺钉6.5×40 32mm	枚	KHZKLD	2100
33-6	科惠无头加压中空螺钉2.5×24	枚	KHWTJY	3220
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉加长11×420左	枚	KHSND-	6502
33-6	科惠无头加压中空螺钉6.5×115 着色	枚	KHWTJY	3220
33-6	科惠无头加压中空螺钉2.5×24 着色	枚	KHWTJY	3220
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉标准9×200着色	枚	KHSND-	31800
33-6	科惠髓内钉4.9×80	枚	KHSND4	393.6
33-6	科惠中空螺钉4.5×20	枚	KHZKLD	683.7
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉 11×340左 微弧	枚	KHSND-	5050
33-6	科惠中空螺钉6.5×85	枚	KHZKLD	3200
33-6	科惠中空螺钉4.5×30	枚	KHZKLD	683.7
33-6	科惠中空螺钉6.5×55	枚	KHZKLD	3200
33-6	科惠髓内钉-拉力螺钉10.4×120	枚	KHSND-	849
33-6	科惠无头加压中空螺钉5.0×80 着色	枚	KHWTJY	4320
33-6	科惠无头加压中空螺钉2.5×10 着色	枚	KHWTJY	3220
33-6	科惠接骨螺钉2.4×8 全螺纹	枚	KHJGLD	384
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉8×330	枚	KHSND-	6000
33-6	科惠髓内钉-螺旋刀片10.4×85	枚	KHSND-	2000
33-6	科惠接骨螺钉3.5×70 半螺纹	枚	KHJGLD	1200
33-6	科惠无头加压中空螺钉2.5×11 着色	枚	KHWTJY	3220
33-6	科惠中空螺钉4.5×56	枚	KHZKLD	683.7
33-6	科惠髓内钉（螺钉）4.9×74	枚	KHSND（	2589
33-6	科惠中空螺钉3.0×26	枚	KHZKLD	768
33-6	科惠髓内钉-螺钉 7×70	枚	KHSND-	3400
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉10×255	枚	KHSND-	6000
33-6	科惠接骨螺钉5.0×22 半螺纹	枚	KHJGLD	1200
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉 9×300右	枚	KHSND	36800
33-6	科惠接骨螺钉2.4×24 全螺纹	枚	KHJGLD	384
33-6	科惠接骨螺钉2.4×20 全螺纹	枚	KHJGLD	384
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉 11×380左	枚	KHSND-	36800
33-6	科惠髓内钉4.9×76着色	枚	KHSND4	2589
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉 11×440右	枚	KHSND-	5050

33-6	科惠接骨螺钉5.0×14未经HAS04 I	枚	KHJGLD	333
33-6	科惠无头加压中空螺钉2.5×14 着色	枚	KHWTJY	3220
33-6	科惠接骨螺钉2.4×10 全螺纹	枚	KHJGLD	384
33-6	科惠髓内钉（螺钉）4.9×20	枚	KHSND（	393.6
33-6	科惠髓内钉4.9×60着色	枚	KHSND4	2589
33-6	科惠髓内钉-拉力螺钉11×70	枚	KHSND-	4800
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉10×180	枚	KHSND-	31800
33-6	科惠无头加压中空螺钉3.0×24	枚	KHWTJY	4320
33-6	科惠接骨螺钉5.0×48 HAS04 I	枚	KHJGLD	333
33-6	科惠髓内钉4.9×64着色	枚	KHSND4	2589
33-6	科惠无头加压中空螺钉2.5×28 着色	枚	KHWTJY	3220
33-6	科惠髓内钉空心 11×380右 微弧	枚	KHSNDK	5050
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉11×300	枚	KHSND-	6000
33-6	科惠髓内钉加长 11×380右 微弧	枚	KHSNDJ	36800
33-6	科惠接骨螺钉5.0×32 HCS03 I	枚	KHJGLD	780
33-6	科惠接骨螺钉6.5×50	枚	KHJGLD	333
33-6	科惠接骨螺钉6.5×105	枚	KHJGLD	333
33-6	科惠无头加压中空螺钉3.0×26	枚	KHWTJY	4320
33-6	科惠接骨螺钉5.0×14经阳HAS04 I	枚	KHJGLD	333
33-6	科惠中空螺钉6.5×75 32mm	枚	KHZKLD	2100
33-6	科惠髓内钉4.9×76	枚	KHSND4	393.6
33-6	科惠无头加压中空螺钉4.0×36 着色	枚	KHWTJY	4320
33-6	科惠接骨螺钉5.0×24 半螺纹	枚	KHJGLD	1200
33-6	科惠无头加压中空螺钉3.0×11 着色	枚	KHWTJY	4320
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉 标准 12×170	枚	KHSND-	6502
33-6	科惠接骨螺钉5.0×22经阳HAS04 II	枚	KHJGLD	333
33-6	科惠无头加压中空螺钉3.0×40 着色	枚	KHWTJY	4320
33-6	科惠无头加压中空螺钉6.5×105	枚	KHWTJY	3220
33-6	科惠无头加压中空螺钉6.5×80 着色	枚	KHWTJY	3220
33-6	科惠髓内钉-拉力螺钉11×110 未经阳极氧化	枚	KHSND-LL	4800
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉 10×300左	枚	KHSND-	36800
33-6	科惠髓内钉4.9×34着色	枚	KHSND4	2589
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉 12×360右	枚	KHSND-	36800
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉 空心 9×400左	枚	KHSND-	5050
33-6	科惠无头加压中空螺钉3.5×34 着色	枚	KHWTJY	4320
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉标准11×200着色	枚	KHSND-	31800
33-6	科惠无头加压中空螺钉3.5×22	枚	KHWTJY	4320
33-6	科惠无头加压中空螺钉3.0×38 着色	枚	KHWTJY	4320
33-6	科惠接骨螺钉5.0×70 HCS03 I	枚	KHJGLD	780
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉 空心 10×400左	枚	KHSND-	5050
33-6	科惠无头加压中空螺钉6.5×40	枚	KHWTJY	3220
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉 标准 9×240	枚	KHSND-	6502
33-6	科惠无头加压中空螺钉2.5×22	枚	KHWTJY	3220
33-6	科惠髓内钉加长 11×360右 微弧	枚	KHSNDJ	36800
33-6	科惠髓内钉-螺旋刀片10.4×105	枚	KHSND-	2000
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉加长 9×360右	枚	KHSND-	36800
33-6	科惠无头加压中空螺钉5.0×40 着色	枚	KHWTJY	4320
33-6	科惠无头加压中空螺钉4.0×42 着色	枚	KHWTJY	4320
33-6	科惠髓内钉4.9×32	枚	KHSND4	393.6
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉 10×320右	枚	KHSND-	36800

33-6	科惠髓内钉-髓腔钉 12×420左	枚	KHSND	36800
33-6	科惠无头加压中空螺钉2.5×20	枚	KHWTJY	3220
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉10×300	枚	KHSND-	6000
33-6	科惠无头加压中空螺钉4.0×38 着色	枚	KHWTJY	4320
33-6	科惠无头加压中空螺钉2.5×12	枚	KHWTJY	3220
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉 空心 10×380左	枚	KHSND-	5050
33-6	科惠接骨螺钉6.5×115	枚	KHJGLD	333
33-6	科惠髓内钉-封帽Ⅱ 10 着色	枚	KHSND-	213.2
33-6	科惠接骨螺钉5.0×34 HCS03 I	枚	KHJGLD	780
33-6	科惠接骨螺钉5.0×100 HAS04 I	枚	KHJGLD	333
33-6	科惠髓内钉(螺钉)4.9×34	枚	KHSND(	1076
33-6	科惠无头加压中空螺钉4.5×32 着色	枚	KHWTJY	3220
33-6	科惠中空螺钉6.5×100 32mm	枚	KHZKLD	2100
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉8×300	枚	KHSND-	6000
33-6	科惠无头加压中空螺钉3.5×42 着色	枚	KHWTJY	4320
33-6	科惠接骨螺钉5.0×36 HAS04 I	枚	KHJGLD	333
33-6	科惠无头加压中空螺钉4.5×26 着色	枚	KHWTJY	3220
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉加长 9×380右	枚	KHSND-	36800
33-6	科惠髓内钉加长 11×420右 微弧	枚	KHSNDJ	36800
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉加长10×380右	枚	KHSND-	6502
33-6	科惠接骨螺钉5.0×45 HCS03 I	枚	KHJGLD	780
33-6	科惠无头加压中空螺钉6.5×75 着色	枚	KHWTJY	3220
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉 空心 10×360左	枚	KHSND-	5050
33-6	科惠接骨螺钉5.0×32 HAS04 I	枚	KHJGLD	333
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉 11×420左 微弧	枚	KHSND-	5050
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉11×320右	枚	KHSND-	36800
33-6	科惠髓内钉4.9×40着色	枚	KHSND4	2589
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉加长11×340右	枚	KHSND-	6502
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉加长10×300左	枚	KHSND-	6502
33-6	科惠接骨螺钉5.0×75 HCS03 I	枚	KHJGLD	780
33-6	科惠无头加压中空螺钉3.0×14	枚	KHWTJY	4320
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉 12×340左	枚	KHSND	36800
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉 11×360左 微弧	枚	KHSND-	5050
33-6	科惠无头加压中空螺钉4.0×22	枚	KHWTJY	4320
33-6	科惠无头加压中空螺钉4.5×30 着色	枚	KHWTJY	3220
33-6	科惠接骨螺钉3.5×55 全螺纹	枚	KHJGLD	369.7
33-6	科惠中空螺钉6.5×105	枚	KHZKLD	3200
33-6	科惠中空螺钉7.3×85 32mm	枚	KHZKLD	768
33-6	科惠接骨螺钉5.0×44 HAS04 I	枚	KHJGLD	333
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉9×180	枚	KHSND-	31800
33-6	科惠无头加压中空螺钉4.5×28	枚	KHWTJY	3220
33-6	科惠无头加压中空螺钉3.5×22 着色	枚	KHWTJY	4320
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉 空心 9×340右	枚	KHSND-	5050
33-6	科惠无头加压中空螺钉5.0×55 着色	枚	KHWTJY	4320
33-6	科惠髓内钉4.9×30	枚	KHSND4	393.6
33-6	科惠金属锁定接骨螺钉2.7×8 全螺纹	枚	KHJSSDJG	384
33-6	科惠金属锁定接骨螺钉2.7×10 全螺纹	枚	KHJSSDJG	384
33-6	科惠金属锁定接骨螺钉2.7×24 全螺纹	枚	KHJSSDJG	384

33-6	科惠金属锁定接骨螺钉2.7×26 全螺纹	枚	KHJSSDJG	384
33-6	科惠金属锁定接骨螺钉2.7×28 全螺纹	枚	KHJSSDJG	384
33-6	科惠金属锁定接骨螺钉2.7×30 全螺纹	枚	KHJSSDJG	384
33-6	科惠金属锁定接骨螺钉2.7×35 全螺纹	枚	KHJSSDJG	384
33-6	科惠金属锁定接骨螺钉2.7×40 全螺纹	枚	KHJSSDJG	384
33-6	科惠金属锁定接骨螺钉2.7×45 全螺纹	枚	KHJSSDJG	384
33-6	科惠金属锁定接骨螺钉2.7×50 全螺纹	枚	KHJSSDJG	384
33-6	科惠金属锁定接骨螺钉2.7×55 全螺纹	枚	KHJSSDJG	384
33-6	科惠金属接骨螺钉2.4×14 全螺纹	枚	KHJSJGLD	96
33-6	科惠金属锁定接骨螺钉2.7×12 半螺纹	枚	KHJSSDJG	1200
33-6	科惠中空螺钉4.0×50 GJYDVII	枚	KHZKLD4.	3015
33-6	科惠金属接骨螺钉2.4×20 全螺纹	枚	KHJSJGLD	96
33-6	科惠金属锁定接骨螺钉2.7×12 全螺纹	枚	KHJSSDJG	384
33-6	科惠金属锁定接骨螺钉2.7×14 全螺纹	枚	KHJSSDJG	384
33-6	科惠金属锁定接骨螺钉2.7×16 全螺纹	枚	KHJSSDJG	384
33-6	科惠金属锁定接骨螺钉2.7×18 全螺纹	枚	KHJSSDJG	384
33-6	科惠金属锁定接骨螺钉2.7×20 全螺纹	枚	KHJSSDJG	384
33-6	科惠金属锁定接骨螺钉2.7×22 全螺纹	枚	KHJSSDJG	384
33-6	科惠金属髓内钉-封帽 5 SDJ03型	枚	KHJSSND-	720
33-6	科惠金属髓内钉-髓腔钉10×200 SDG04型	枚	KHJSSND-	6502
33-6	科惠金属髓内钉-螺旋刀片10.4×80 SDG04型	枚	KHJSSND-	2000
33-6	科惠金属髓内钉4.9×36 SDG04型	枚	KHJSSND4	393.6
33-6	科惠锁定螺钉4.9×36 SDG11型	枚	KHSDL4.	2589
33-6	科惠金属髓内钉-封帽 5 SDG11型	枚	KHJSSND-	2589
33-6	科惠金属髓内钉-髓腔钉10×200 SDG11型	枚	KHJSSND-	31800

33-6	科惠金属髓内钉-拉力螺钉11×80 SDG11型	枚	KHJSSND-	4800
33-6	科惠金属锁定接骨螺钉3.5×18 HAS04 I	枚	KHJSSDJG	1200
33-6	科惠金属锁定接骨螺钉2.7×16 半螺纹	枚	KHJSSDJG	1200
33-6	康辉动力加压螺钉 空心钉 7.3X70	枚	KHDLJY	2851.2
33-6	康辉螺旋刀片股骨近端髓内钉 9.3X20	枚	KHLXDP	13904
33-6	康辉动力加压螺钉 空心钉 7.3X65	枚	KHDLJY	2851.2
33-6	康辉动力加压螺钉 空心钉 7.3X45	枚	KHDLJY	2851.2
33-6	康辉动力加压螺钉 空心钉 7.3X110 DJY- II	枚	KHDLJYLD	2851.2
33-6	康辉螺纹空心钉 4.0X65X26mm	枚	KHLWKX	2851.2
33-6	美敦力单平面螺钉4.5X20, TI	套	MDLDPMLD	6530
33-6	美敦力单平面螺钉4.5X25, TI	套	MDLDPMLD	6530
33-6	美敦力单平面螺钉4.5X30, TI	套	MDLDPMLD	6530
33-6	美敦力单平面螺钉4.5X35, TI	套	MDLDPMLD	6530
33-6	美敦力单平面螺钉4.5X40, TI	套	MDLDPMLD	6530
33-6	美敦力单平面螺钉4.5X45, TI	套	MDLDPMLD	6530
33-6	美敦力单平面螺钉4.5X50, TI	套	MDLDPMLD	6530
33-6	美敦力单平面螺钉5.5X20, TI	套	MDLDPMLD	6530
33-6	美敦力单平面螺钉5.5X25, TI	套	MDLDPMLD	6530
33-6	美敦力单平面螺钉5.5X30, TI	套	MDLDPMLD	6530
33-6	美敦力单平面螺钉5.5X35, TI	套	MDLDPMLD	6530
33-6	美敦力单平面螺钉5.5X40, TI	套	MDLDPMLD	6530
33-6	美敦力单平面螺钉5.5X45, TI	套	MDLDPMLD	6530
33-6	美敦力单平面螺钉5.5X50, TI	套	MDLDPMLD	6530
33-6	美敦力单平面螺钉5.5X55, TI	套	MDLDPMLD	6530
33-6	美敦力单平面螺钉5.5X60, TI	套	MDLDPMLD	6530
33-6	美敦力单平面螺钉6.5X20, TI	套	MDLDPMLD	6530
33-6	美敦力单平面螺钉6.5X25, TI	套	MDLDPMLD	6530
33-6	美敦力单平面螺钉6.5X30, TI	套	MDLDPMLD	6530

[illegible]

33-6	三友HS2Z06埋头加压空心螺钉 3.0	枚	SYHS2Z	5060
33-6	三友HS2Z06埋头加压空心螺钉 3.0	枚	SYHS2Z	5060
33-6	三友HS2Z06埋头加压空心螺钉 3.0	枚	SYHS2Z	5060
33-6	美敦力微创长臂万向螺钉6.0X15	个	MDLWCC	8400
33-6	美敦力微创长臂万向螺钉6.0X20	个	MDLWCC	8400
33-6	美敦力微创长臂万向螺钉6.0X25	个	MDLWCC	8400
33-6	美敦力微创长臂万向螺钉6.0X30	个	MDLWCC	8400
33-6	美敦力微创长臂万向螺钉6.0X35	个	MDLWCC	8400
33-6	美敦力微创长臂万向螺钉6.0X40	个	MDLWCC	8400
33-6	美敦力微创长臂万向螺钉6.0X45	个	MDLWCC	8400
33-6	美敦力微创长臂万向螺钉6.0X50	个	MDLWCC	8400
33-6	美敦力微创长臂万向螺钉6.0X55	个	MDLWCC	8400
33-6	美敦力微创长臂万向螺钉6.0X60	个	MDLWCC	8400
33-6	美敦力微创长臂万向螺钉6.0X65	个	MDLWCC	8400
33-6	美敦力微创长臂万向螺钉6.0X70	个	MDLWCC	8400
33-6	美敦力微创长臂万向螺钉6.0X75	个	MDLWCC	8400
33-6	美敦力微创长臂万向螺钉6.0X80	个	MDLWCC	8400
33-6	美敦力微创长臂万向螺钉7.0X20	个	MDLWCC	8400
33-6	美敦力微创长臂万向螺钉7.0X25	个	MDLWCC	8400
33-6	美敦力微创长臂万向螺钉7.0X30	个	MDLWCC	8400
33-6	美敦力微创长臂万向螺钉7.0X35	个	MDLWCC	8400
33-6	美敦力微创长臂万向螺钉7.0X40	个	MDLWCC	8400
33-6	美敦力微创长臂万向螺钉7.0X45	个	MDLWCC	8400
33-6	美敦力微创长臂万向螺钉7.0X50	个	MDLWCC	8400
33-6	美敦力微创长臂万向螺钉7.0X55	个	MDLWCC	8400
33-6	美敦力微创长臂万向螺钉7.0X60	个	MDLWCC	8400
33-6	美敦力微创长臂万向螺钉7.0X65	个	MDLWCC	8400
33-6	美敦力微创长臂万向螺钉7.0X70	个	MDLWCC	8400
33-6	美敦力微创长臂万向螺钉7.0X75	个	MDLWCC	8400
33-6	美敦力微创长臂万向螺钉7.0X80	个	MDLWCC	8400
33-6	威高埋头中空螺钉深螺纹4.5×58-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	3230
33-6	威高埋头中空螺钉浅螺纹4.5×64-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	3230
33-6	威高埋头中空螺钉深螺纹4.5×52-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	3230
33-6	威高埋头中空螺钉浅螺纹4.5×46-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	3230
33-6	威高埋头中空螺钉深螺纹4.5×50-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	3230
33-6	史赛克空心多轴螺钉6.5X50mm-48285650	个	SSKKXD	6470
33-6	威高自攻型中空螺钉浅螺纹7.0×70-WGC4Z03	枚	WGZGXZKL	2565.6
33-6	威高埋头中空螺钉浅螺纹4.5×30-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	3230
33-6	威高埋头中空螺钉深螺纹4.5×44-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	3230
33-6	威高自攻型中空螺钉深螺纹4.5×42-WGC4Z03	枚	WGZGXZKL	2565.6
33-6	威高埋头中空螺钉深螺纹4.5×42-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	3230

33-6	威高埋头中空螺钉浅螺纹4.5×26-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	3230
33-6	威高埋头中空螺钉浅螺纹4.5×38-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	3230
33-6	威高埋头中空螺钉深螺纹4.5×40-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	3230
33-6	威高自攻型中空螺钉深螺纹4.5×56-WGC4Z03	枚	WGZGXZKL	2565.6
33-6	威高埋头中空螺钉深螺纹4.5×24-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	3230
33-6	威高埋头中空螺钉浅螺纹3.0×24-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	2745
33-6	威高埋头中空螺钉深螺纹4.5×68-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	3230
33-6	威高埋头中空螺钉深螺纹4.5×20-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	3230
33-6	威高自攻型中空螺钉浅螺纹4.0×28-WGC4Z03	枚	WGZGXZKL	2565.6
33-6	威高自攻型中空螺钉浅螺纹4.0×36-WGC4Z03	枚	WGZGXZKL	2565.6
33-6	威高埋头中空螺钉深螺纹3.0×6-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	2745
33-6	威高自攻型中空螺钉浅螺纹4.0×24-WGC4Z03	枚	WGZGXZKL	2565.6
33-6	威高埋头中空螺钉深螺纹3.0×40-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	2745
33-6	威高埋头中空螺钉浅螺纹4.5×52-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	3230
33-6	威高埋头中空螺钉浅螺纹3.0×16-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	2745
33-6	威高埋头中空螺钉浅螺纹4.5×28-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	3230
33-6	威高埋头中空螺钉深螺纹4.5×30-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	3230
33-6	威高自攻型中空螺钉浅螺纹4.5×20-WGC4Z03	枚	WGZGXZKL	2565.6
33-6	强生自攻螺钉2.0mm/12mm	枚	QSZGLD2.	467
33-6	强生自攻螺钉2.0mm/14mm 04.503.414.01C	枚	QSZGLD2.	467
33-6	强生自攻螺钉2.0mm/16mm	枚	QSZGLD2.	467
33-6	奥斯迈HBQ04空心钉埋头2.4×34 8 球自攻灭	枚	ASMHBQ04	2600
33-6	施乐辉星形头皮质骨自攻螺钉24mm 71867024	枚	SLHXTPZ	2420
33-6	施乐辉星形头皮质骨自攻螺钉28mm 71867028	枚	SLHXTPZ	2420
33-6	施乐辉星形头皮质骨自攻螺钉60mm 71867060	枚	SLHXTPZ	2420

33-6	施乐辉内六角空心锁定螺钉65mm 71868065	枚	SLHNLJKX	2900
33-6	施乐辉内六角空心锁定螺钉70mm 71868070	枚	SLHNLJKX	2900
33-6	施乐辉内六角空心锁定螺钉75mm 71868075	枚	SLHNLJKX	2900
33-6	科惠金属锁定接骨螺钉3.5×16 HAS04 I	枚	KHJSSDJG	1200
33-6	科惠金属锁定接骨螺钉3.5×22 HAS04 I	枚	KHJSSDJG	1200
33-6	科惠金属锁定接骨螺钉3.5×24 HAS04 I	枚	KHJSSDJG	1200
33-6	科惠金属锁定接骨螺钉2.7×14 HAS04 I	枚	KHJSSDJG	1200
33-6	科惠金属锁定接骨螺钉2.7×18 HAS04 I	枚	KHJSSDJG	1200
33-6	科惠金属锁定接骨螺钉2.7×20 HAS04 I	枚	KHJSSDJG	1200
33-6	科惠金属锁定接骨螺钉2.7×22 HAS04 I	枚	KHJSSDJG	1200
33-6	科惠中空螺钉4.0×48 GJYDVII	枚	KHZKLD4.	3015
33-6	科惠金属锁定接骨螺钉3.5×36 HAS04 I	枚	KHJSSDJG	1200
33-6	科惠金属锁定接骨螺钉3.5×48 HAS04 I	枚	KHJSSDJG	1200
33-6	科惠无头加压中空螺钉3.5×36 GJYDX	枚	KHWTJYZK	4320
33-6	科惠金属锁定接骨螺钉3.5×20 HAS04 I	枚	KHJSSDJG	1200
33-6	科惠金属锁定接骨螺钉3.5×26 HAS04 I	枚	KHJSSDJG	1200
33-6	科惠金属锁定接骨螺钉3.5×30 HAS04 I	枚	KHJSSDJG	1200
33-6	科惠金属锁定接骨螺钉3.5×32 HAS04 I	枚	KHJSSDJG	1200
33-6	科惠金属锁定接骨螺钉3.5×40 HAS04 I	枚	KHJSSDJG	1200
33-6	科惠金属锁定接骨螺钉3.5×42 HAS04 I	枚	KHJSSDJG	1200
33-6	科惠金属锁定接骨螺钉3.5×50 HAS04 I	枚	KHJSSDJG	1200
33-6	施乐辉联合股骨髓内钉10mmX40cm左 71649640	枚	SLHLHGGS	43500
33-6	施乐辉髓内钉低切迹交锁螺钉55mm 71645055	个	SLHSNDDQ	6650
33-6	威高自攻型中空螺钉深螺纹4.5×52-WGC4Z03	枚	WGZGXZKL	2565.6
33-6	威高自攻型中空螺钉深螺纹7.0×75-WGC4Z03	枚	WGZGXZKL	2565.6

33-6	威高自攻型中空螺钉深螺纹4.5×34-WGC4Z03	枚	WZGXZKL	2565.6
33-6	威高埋头中空螺钉深螺纹4.5×34-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	3230
33-6	威高埋头中空螺钉浅螺纹4.5×24-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	3230
33-6	威高自攻型中空螺钉深螺纹7.0×115-WGC4Z03	枚	WZGXZKL	2565.6
33-6	史赛克空心多轴螺钉7.5X40mm-48285740	个	SSKKXD	6470
33-6	威高埋头中空螺钉深螺纹4.5×48-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	3230
33-6	威高自攻型中空螺钉深螺纹4.5×36-WGC4Z03	枚	WZGXZKL	2565.6
33-6	威高自攻型中空螺钉浅螺纹7.0×60-WGC4Z03	枚	WZGXZKL	2565.6
33-6	威高自攻型中空螺钉深螺纹7.0×40-WGC4Z03	枚	WZGXZKL	2565.6
33-6	威高自攻型中空螺钉深螺纹4.5×24-WGC4Z03	枚	WZGXZKL	2565.6
33-6	威高埋头中空螺钉深螺纹4.5×28-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	3230
33-6	威高自攻型中空螺钉深螺纹4.5×60-WGC4Z03	枚	WZGXZKL	2565.6
33-6	威高自攻型中空螺钉深螺纹4.5×50-WGC4Z03	枚	WZGXZKL	2565.6
33-6	威高埋头中空螺钉浅螺纹3.0×28-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	2745
33-6	威高股骨头内钉GA4Z02-10×170	枚	WGGGSDNG	7425
33-6	威高自攻型中空螺钉深螺纹7.0×45-WGC4Z03	枚	WZGXZKL	2565.6
33-6	威高自攻型中空螺钉浅螺纹4.5×58-WGC4Z03	枚	WZGXZKL	2565.6
33-6	威高埋头中空螺钉浅螺纹4.5×40-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	3230
33-6	威高自攻型中空螺钉深螺纹4.5×32-WGC4Z03	枚	WZGXZKL	2565.6
33-6	索娜弹性髓内钉2x300mm	根	SNDXSND2	5100
33-6	威高自攻型中空螺钉浅螺纹4.0×46-WGC4Z03	枚	WZGXZKL	2565.6
33-6	威高自攻型中空螺钉深螺纹4.5×48-WGC4Z03	枚	WZGXZKL	2565.6
33-6	史赛克空心多轴螺钉5.5X40mm-48285540	个	SSKKXD	6470
33-6	威高埋头中空螺钉深螺纹3.0×28-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	2745
33-6	威高带锁髓内钉(封帽)GA3Z02	枚	WGDSSND(	200
33-6	强生锁定螺钉2.4mm/10mm	颗	QSSDLD	467
33-6	强生螺钉2.4 mm/10mm	颗	QSLD2.	592

33-6	三友无头加压空心螺钉 3.5mm*20mm	枚	SYWTJYKX	6885
33-6	三友无头加压空心螺钉 3.5mm*26mm	枚	SYWTJYKX	6885
33-6	三友无头加压空心螺钉 3.5mm*28mm	枚	SYWTJYKX	6885
33-6	三友无头加压空心螺钉 3.5mm*22mm	枚	SYWTJYKX	6885
33-6	三友无头加压空心螺钉 3.5mm*24mm	枚	SYWTJYKX	6885
33-6	美敦力颅颌面固定系统9001640 1.6*4.0mm	颗	MDLLGMGD	280
33-6	迈瑞HAQ05自攻型金属接骨螺钉3.5×28 10	枚	MRHAQ05Z	2312.9
33-6	迈瑞皮质骨全螺纹金属接骨螺钉HA3.5*30	枚	MRPZGQLW	100
33-6	迈瑞松质骨全螺纹金属接骨螺钉HB4.0*40	枚	MRSZGQLW	100.89
33-6	三友HAQL05金属锁定接骨螺钉 3.5	枚	SYHAQL	3236
33-6	三友HAQL05金属锁定接骨螺钉 3.5	枚	SYHAQL	3236
33-6	三友HAQL05金属锁定接骨螺钉 3.5	枚	SYHAQL	3236
33-6	三友HAQL05金属锁定接骨螺钉 3.5	枚	SYHAQL	3236
33-6	三友HAQL05金属锁定接骨螺钉 3.5	枚	SYHAQL	3236
33-6	三友HAQL05金属锁定接骨螺钉 3.5	枚	SYHAQL	3236
33-6	三友HAQL05金属锁定接骨螺钉 3.5	枚	SYHAQL	3236
33-6	三友HAQL05金属锁定接骨螺钉 3.5	枚	SYHAQL	3236
33-6	三友HAQL05金属锁定接骨螺钉 3.5	枚	SYHAQL	3236
33-6	三友HAQL05金属锁定接骨螺钉 3.5	枚	SYHAQL	3236
33-6	三友HAQL05金属锁定接骨螺钉 3.5	枚	SYHAQL	3236
33-6	三友HAQL05金属锁定接骨螺钉 3.5	枚	SYHAQL	3236
33-6	三友HAQL05金属锁定接骨螺钉 3.5	枚	SYHAQL	3236
33-6	三友HAQL05金属锁定接骨螺钉 3.5	枚	SYHAQL	3236
33-6	三友HAQL05金属锁定接骨螺钉 3.5	枚	SYHAQL	3236
33-6	三友无头加压空心螺钉 5.2mm*45m	枚	SYWTJY	7695
33-6	三友无头加压空心螺钉 5.2mm*40m	枚	SYWTJY	7695
33-6	三友无头加压空心螺钉 5.2mm*50m	枚	SYWTJY	7695
33-6	三友无头加压空心螺钉 5.2mm*25m	枚	SYWTJY	7695
33-6	三友无头加压空心螺钉 5.2mm*60m	枚	SYWTJY	7695
33-6	三友无头加压空心螺钉 5.2mm*35m	枚	SYWTJY	7695
33-6	三友无头加压空心螺钉 5.2mm*30m	枚	SYWTJY	7695
33-6	三友无头加压空心螺钉 5.2mm*55m	枚	SYWTJY	7695
33-6	三友HAQL05金属锁定接骨螺钉 3.5	枚	SYHAQL	3236
33-6	三友HAQL05金属锁定接骨螺钉 3.5	枚	SYHAQL	3236
33-6	三友HAQL05金属锁定接骨螺钉 3.5	枚	SYHAQL	3236
33-6	三友HAQL05金属锁定接骨螺钉 3.5	枚	SYHAQL	3236
33-6	三友HCZL03金属锁定接骨螺钉 2.5	枚	SYHCZL	589.05
33-6	三友HCZL03金属锁定接骨螺钉 2.5	枚	SYHCZL	589.05
33-6	三友HCZL03金属锁定接骨螺钉 2.5	枚	SYHCZL	589.05
33-6	三友HCZL03金属锁定接骨螺钉 2.5	枚	SYHCZL	589.05
33-6	三友HCZL03金属锁定接骨螺钉 2.5	枚	SYHCZL	589.05

33-6	三友HCZL03金属锁定接骨螺钉 2.5	枚	SYHCZL	589.05
33-6	三友HCZL03金属锁定接骨螺钉 2.5	枚	SYHCZL	589.05
33-6	三友HCZL03金属锁定接骨螺钉 2.5	枚	SYHCZL	589.05
33-6	三友HCZL03金属锁定接骨螺钉 2.5	枚	SYHCZL	589.05
33-6	三友HCZL03金属锁定接骨螺钉 2.5	枚	SYHCZL	589.05
33-6	三友HCZL03金属锁定接骨螺钉 2.5	枚	SYHCZL	589.05
33-6	三友HCZL03金属锁定接骨螺钉 2.5	枚	SYHCZL	589.05
33-6	三友HBQ06金属接骨螺钉 4.0mm*26mm	枚	SYHBQ06J	450
33-6	三友HBQ06金属接骨螺钉 4.0mm*14mm	枚	SYHBQ06J	450
33-6	三友HBQ06金属接骨螺钉 4.0mm*30mm	枚	SYHBQ06J	450
33-6	三友HBQ06金属接骨螺钉 4.0mm*50mm	枚	SYHBQ06J	450
33-6	三友HBQ06金属接骨螺钉 4.0mm*10mm	枚	SYHBQ06J	450
33-6	三友HBQ06金属接骨螺钉 4.0mm*12mm	枚	SYHBQ06J	450
33-6	三友HBQ06金属接骨螺钉 4.0mm*24mm	枚	SYHBQ06J	450
33-6	三友HBQ06金属接骨螺钉 4.0mm*35mm	枚	SYHBQ06J	450
33-6	三友HBQ06金属接骨螺钉 4.0mm*55mm	枚	SYHBQ06J	450
33-6	三友HBQ06金属接骨螺钉 4.0mm*20mm	枚	SYHBQ06J	450
33-6	三友HBQ06金属接骨螺钉 4.0mm*40mm	枚	SYHBQ06J	450
33-6	三友HBQ06金属接骨螺钉 4.0mm*60mm	枚	SYHBQ06J	450
33-6	三友HAQL03金属锁定接骨螺钉 3.0	枚	SYHAQL	1007
33-6	三友HAQL03金属锁定接骨螺钉 3.0	枚	SYHAQL	1007
33-6	三友HAQL03金属锁定接骨螺钉 3.0	枚	SYHAQL	1007
33-6	三友HAQL03金属锁定接骨螺钉 3.0	枚	SYHAQL	1007
33-6	三友HAQL03金属锁定接骨螺钉 3.0	枚	SYHAQL	1007
33-6	三友HAQL03金属锁定接骨螺钉 3.0	枚	SYHAQL	1007
33-6	三友HAQL03金属锁定接骨螺钉 3.0	枚	SYHAQL	1007
33-6	三友HAQL03金属锁定接骨螺钉 3.0	枚	SYHAQL	1007
33-6	三友HAQL03金属锁定接骨螺钉 3.0	枚	SYHAQL	1007
33-6	三友HAQL03金属锁定接骨螺钉 3.0	枚	SYHAQL	1007
33-6	三友HAQL03金属锁定接骨螺钉 3.0	枚	SYHAQL	1007
33-6	三友HAQL03金属锁定接骨螺钉 3.0	枚	SYHAQL	1007
33-6	三友HAQL03金属锁定接骨螺钉 3.0	枚	SYHAQL	1007
33-6	三友HAQL03金属锁定接骨螺钉 3.0	枚	SYHAQL	1007
33-6	三友HAQL03金属锁定接骨螺钉 3.0	枚	SYHAQL	1007
33-6	三友HAQL03金属锁定接骨螺钉 3.0	枚	SYHAQL	1007
33-6	三友HAQL03金属锁定接骨螺钉 3.0	枚	SYHAQL	1007
33-6	三友HAQL03金属锁定接骨螺钉 3.0	枚	SYHAQL	1007
33-6	三友HAQL03金属锁定接骨螺钉 3.0	枚	SYHAQL	1007
33-6	美敦力自钻螺钉3.5*11	个	MDLZZL	1003

33-6	美敦力自钻螺钉3.5*13	个	MDLZZL	1003
33-6	美敦力自钻螺钉3.5*15	个	MDLZZL	1003
33-6	美敦力自钻螺钉4.0*11	个	MDLZZL	1003
33-6	美敦力自钻螺钉4.0*13	个	MDLZZL	1003
33-6	美敦力自钻螺钉4.0*15	个	MDLZZL	1003
33-6	三友空心螺钉 3.5mm*38mm	枚	SYKXLD	4212
33-6	三友空心螺钉 3.5mm*10mm	枚	SYKXLD	4212
33-6	三友空心螺钉 3.5mm*18mm	枚	SYKXLD	4212
33-6	三友空心螺钉 3.5mm*34mm	枚	SYKXLD	4212
33-6	三友空心螺钉 3.5mm*28mm	枚	SYKXLD	4212
33-6	三友空心螺钉 3.5mm*12mm	枚	SYKXLD	4212
33-6	三友空心螺钉 3.5mm*14mm	枚	SYKXLD	4212
33-6	三友空心螺钉 3.5mm*36mm	枚	SYKXLD	4212
33-6	三友空心螺钉 3.5mm*50mm	枚	SYKXLD	4212
33-6	三友空心螺钉 3.5mm*30mm	枚	SYKXLD	4212
33-6	三友空心螺钉 3.5mm*42mm	枚	SYKXLD	4212
33-6	三友空心螺钉 3.5mm*44mm	枚	SYKXLD	4212
33-6	三友空心螺钉 3.5mm*20mm	枚	SYKXLD	4212
33-6	三友空心螺钉 3.5mm*46mm	枚	SYKXLD	4212
33-6	三友空心螺钉 3.5mm*32mm	枚	SYKXLD	4212
33-6	三友空心螺钉 3.5mm*16mm	枚	SYKXLD	4212
33-6	三友空心螺钉 3.5mm*48mm	枚	SYKXLD	4212
33-6	三友空心螺钉 3.5mm*22mm	枚	SYKXLD	4212
33-6	三友空心螺钉 3.5mm*40mm	枚	SYKXLD	4212
33-6	三友空心螺钉 3.5mm*24mm	枚	SYKXLD	4212
33-6	三友空心螺钉 3.5mm*26mm	枚	SYKXLD	4212
33-6	三友金属接骨螺钉 2.4mm*26mm	枚	SYJSJGLD	292.6
33-6	三友金属接骨螺钉 2.4mm*9mm	枚	SYJSJGLD	292.6
33-6	三友金属接骨螺钉 2.4mm*13mm	枚	SYJSJGLD	292.6
33-6	三友金属接骨螺钉 2.4mm*24mm	枚	SYJSJGLD	292.6
33-6	三友金属接骨螺钉 2.4mm*18mm	枚	SYJSJGLD	292.6
33-6	三友金属接骨螺钉 2.4mm*30mm	枚	SYJSJGLD	292.6
33-6	三友金属接骨螺钉 2.4mm*7mm	枚	SYJSJGLD	292.6
33-6	三友金属接骨螺钉 2.4mm*10mm	枚	SYJSJGLD	292.6
33-6	三友金属接骨螺钉 2.4mm*8mm	枚	SYJSJGLD	292.6
33-6	三友金属接骨螺钉 2.4mm*11mm	枚	SYJSJGLD	292.6
33-6	三友金属接骨螺钉 2.4mm*28mm	枚	SYJSJGLD	292.6
33-6	三友金属接骨螺钉 2.4mm*20mm	枚	SYJSJGLD	292.6

33-6	三友金属接骨螺钉 2.4mm*14mm	枚	SYJSJGLD	292.6
33-6	三友金属接骨螺钉 2.4mm*22mm	枚	SYJSJGLD	292.6
33-6	三友金属接骨螺钉 2.4mm*12mm	枚	SYJSJGLD	292.6
33-6	三友金属接骨螺钉 2.4mm*16mm	枚	SYJSJGLD	292.6
33-6	三友金属接骨螺钉 2.4mm*6mm	枚	SYJSJGLD	292.6
33-6	三友金属接骨螺钉 3.0mm*50mm	枚	SYJSJGLD	440.8
33-6	三友金属接骨螺钉 3.0mm*55mm	枚	SYJSJGLD	440.8
33-6	三友金属接骨螺钉 3.0mm*14mm	枚	SYJSJGLD	440.8
33-6	三友金属接骨螺钉 3.0mm*32mm	枚	SYJSJGLD	440.8
33-6	三友金属接骨螺钉 3.0mm*30mm	枚	SYJSJGLD	440.8
33-6	三友金属接骨螺钉 3.0mm*26mm	枚	SYJSJGLD	440.8
33-6	三友金属接骨螺钉 3.0mm*10mm	枚	SYJSJGLD	440.8
33-6	三友金属接骨螺钉 3.0mm*22mm	枚	SYJSJGLD	440.8
33-6	三友金属接骨螺钉 3.0mm*20mm	枚	SYJSJGLD	440.8
33-6	三友金属接骨螺钉 3.0mm*24mm	枚	SYJSJGLD	440.8
33-6	三友金属接骨螺钉 3.0mm*34mm	枚	SYJSJGLD	440.8
33-6	三友金属接骨螺钉 3.0mm*40mm	枚	SYJSJGLD	440.8
33-6	三友金属接骨螺钉 3.0mm*36mm	枚	SYJSJGLD	440.8
33-6	三友金属接骨螺钉 3.0mm*16mm	枚	SYJSJGLD	440.8
33-6	三友金属接骨螺钉 3.0mm*28mm	枚	SYJSJGLD	440.8
33-6	昌运中和接骨螺钉D: 2.0mm S20ST212	枚	CYZHJGLD	4669
33-6	颅骨内固定系统(Xpress螺钉)	枚	LGNGDXT(	280
33-6	科惠接骨螺钉5.0×45 HAS04 II	枚	KHJGLD	333
33-6	科惠无头加压中空螺钉3.5×18 着色	枚	KHWTJY	4320
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉8×255	枚	KHSND-	6000
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉加长11×340左	枚	KHSND-	6502
33-6	科惠接骨螺钉3.5×85 全螺纹	枚	KHJGLD	369.7
33-6	科惠髓内钉-螺旋刀片10.4×75	枚	KHSND-	2000
33-6	科惠接骨螺钉6.5×110	枚	KHJGLD	333

33-6	科惠接骨螺钉5.0×32 HAS04 II	枚	KHJGLD	333
33-6	科惠髓内钉空心 11×340右 微弧	枚	KHSNDK	5050
33-6	科惠髓内钉(螺钉)4.9×48	枚	KHSND(	1076
33-6	科惠髓内钉-封帽 0 着色	枚	KHSND-	720
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉9×330	枚	KHSND-	6000
33-6	科惠无头加压中空螺钉2.5×26 着色	枚	KHWTJY	3220
33-6	科惠无头加压中空螺钉4.0×26	枚	KHWTJY	4320
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉 10×440左	枚	KHSND-	5050
33-6	科惠髓内钉(螺钉)4.9×40	枚	KHSND(	1076
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉 12×420右	枚	KHSND-	36800
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉加长10×420右	枚	KHSND-	6502
33-6	科惠髓内钉4.9×62	枚	KHSND4	393.6
33-6	科惠接骨螺钉5.0×26 HAS04 I	枚	KHJGLD	333
33-6	科惠中空螺钉7.3×55 32mm	枚	KHZKLD	768
33-6	科惠中空螺钉6.5×110	枚	KHZKLD	3200
33-6	科惠中空螺钉6.5×95	枚	KHZKLD	3200
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉 标准 13×240	枚	KHSND-	6502
33-6	科惠髓内钉4.9×50着色	枚	KHSND4	2589
33-6	科惠髓内钉4.9×44着色	枚	KHSND4	2589
33-6	科惠接骨螺钉5.0×100 HCS03 I	枚	KHJGLD	780
33-6	科惠接骨螺钉6.5×85	枚	KHJGLD	333
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉加长10×420左	枚	KHSND-	6502
33-6	科惠无头加压中空螺钉5.0×25 着色	枚	KHWTJY	4320
33-6	科惠髓内钉加长 11×400右 微弧	枚	KHSNDJ	36800
33-6	科惠接骨螺钉6.5×75	枚	KHJGLD	333
33-6	科惠髓内钉(螺钉)4.9×46	枚	KHSND(	1076
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉加长10×380左	枚	KHSND-	6502
33-6	科惠髓内钉-拉力螺钉11×110 着色	枚	KHSND-	4800
33-6	科惠中空螺钉7.3×80 32mm	枚	KHZKLD	768
33-6	科惠接骨螺钉2.0×8 全螺纹	枚	KHJGLD	1373
33-6	科惠髓内钉-拉力螺钉11×100	枚	KHSND-	4800
33-6	科惠无头加压中空螺钉6.5×120	枚	KHWTJY	3220
33-6	科惠接骨螺钉3.5×12 半螺纹	枚	KHJGLD	1200
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉加长10×360左微弧	枚	KHSND-	36800
33-6	科惠髓内钉4.9×68着色	枚	KHSND4	2589
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉加长9×300右	枚	KHSND-	6502
33-6	科惠无头加压中空螺钉5.0×75 着色	枚	KHWTJY	4320
33-6	科惠无头加压中空螺钉4.5×22	枚	KHWTJY	3220
33-6	科惠髓内钉-封帽 II 5 微弧	枚	KHSND-	213.2
33-6	科惠髓内钉4.9×70	枚	KHSND4	393.6
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉 12×400右	枚	KHSND-	36800
33-6	科惠中空螺钉6.5×85 32mm	枚	KHZKLD	2100
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉9×285	枚	KHSND-	6000
33-6	科惠接骨螺钉2.4×18 全螺纹	枚	KHJGLD	384
33-6	科惠接骨螺钉3.5×60 半螺纹	枚	KHJGLD	1200
33-6	科惠接骨螺钉3.5×10 全螺纹	枚	KHJGLD	369.7
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉加长10×400左微弧	枚	KHSND-	36800
33-6	科惠中空螺钉6.5×75	枚	KHZKLD	3200
33-6	科惠中空螺钉3.0×14	枚	KHZKLD	768
33-6	科惠中空螺钉4.5×60	枚	KHZKLD	683.7
33-6	科惠接骨螺钉2.0×13 全螺纹	枚	KHJGLD	1373

33-6	科惠无头加压中空螺钉3.0×22	枚	KHWTJY	4320
33-6	科惠无头加压中空螺钉3.5×30	枚	KHWTJY	4320
33-6	科惠无头加压中空螺钉6.5×110 着色	枚	KHWTJY	3220
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉标准9×240着色	枚	KHSND-	31800
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉加长11×400左	枚	KHSND-	6502
33-6	科惠无头加压中空螺钉6.5×115	枚	KHWTJY	3220
33-6	科惠接骨螺钉5.0×75 HAS04 II	枚	KHJGLD	333
33-6	科惠接骨螺钉5.0×65 HAS04 I	枚	KHJGLD	333
33-6	科惠中空螺钉6.5×115 32mm	枚	KHZKLD	2100
33-6	科惠无头加压中空螺钉5.0×45 着色	枚	KHWTJY	4320
33-6	科惠髓内钉（螺钉）4.9×38	枚	KHSND（	393.6
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉 标准 12×240	枚	KHSND-	6502
33-6	科惠中空螺钉3.0×20	枚	KHZKLD	768
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉标准11×240微弧	枚	KHSND-	31800
33-6	科惠髓内钉-螺钉 7×90	枚	KHSND-	3400
33-6	科惠中空螺钉6.5×70 32mm	枚	KHZKLD	2100
33-6	科惠接骨螺钉5.0×65 HAS04 II	枚	KHJGLD	333
33-6	科惠接骨螺钉3.5×18 全螺纹	枚	KHJGLD	369.7
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉9×375	枚	KHSND-	6000
33-6	科惠接骨螺钉3.5×28 全螺纹	枚	KHJGLD	369.7
33-6	科惠无头加压中空螺钉4.5×20	枚	KHWTJY	3220
33-6	科惠髓内钉-螺旋刀片10.4×110	枚	KHSND-	2000
33-6	科惠髓内钉-螺钉7×60	枚	KHSND-	3400
33-6	科惠中空螺钉7.3×90 32mm	枚	KHZKLD	768
33-6	科惠接骨螺钉5.0×24经阳HAS04 I	枚	KHJGLD	333
33-6	科惠中空螺钉6.5×100	枚	KHZKLD	3200
33-6	科惠髓内钉 -髓腔钉 12×300左	枚	KHSND	36800
33-6	科惠中空螺钉3.0×22	枚	KHZKLD	768
33-6	科惠髓内钉-拉力螺钉11×95	枚	KHSND-	4800
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉 加长 10×380右	枚	KHSND-	36800
33-6	科惠接骨螺钉5.0×14 半螺纹	枚	KHJGLD	1200
33-6	科惠无头加压中空螺钉5.0×30	枚	KHWTJY	4320
33-6	科惠接骨螺钉5.0×42 HAS04 II	枚	KHJGLD	333
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉8×285	枚	KHSND-	6000
33-6	科惠无头加压中空螺钉4.0×60 着色	枚	KHWTJY	4320
33-6	科惠无头加压中空螺钉5.0×50 着色	枚	KHWTJY	4320
33-6	科惠金属锁定接骨螺钉5.0×26 半螺纹	枚	KHJSSDJG	1200
33-6	科惠金属锁定接骨螺钉5.0×28 半螺纹	枚	KHJSSDJG	1200
33-6	科惠金属锁定接骨螺钉5.0×30 半螺纹	枚	KHJSSDJG	1200
33-6	科惠金属锁定接骨螺钉5.0×32 半螺纹	枚	KHJSSDJG	1200
33-6	科惠金属锁定接骨螺钉5.0×34 半螺纹	枚	KHJSSDJG	1200
33-6	科惠金属锁定接骨螺钉5.0×36 半螺纹	枚	KHJSSDJG	1200
33-6	科惠金属锁定接骨螺钉5.0×38 半螺纹	枚	KHJSSDJG	1200

33-6	科惠金属锁定接骨螺钉5.0×40 半螺纹	枚	KHJSSDJG	1200
33-6	科惠金属锁定接骨螺钉5.0×42 半螺纹	枚	KHJSSDJG	1200
33-6	科惠金属锁定接骨螺钉5.0×44 半螺纹	枚	KHJSSDJG	1200
33-6	科惠金属锁定接骨螺钉5.0×46 半螺纹	枚	KHJSSDJG	1200
33-6	科惠金属锁定接骨螺钉5.0×48 半螺纹	枚	KHJSSDJG	1200
33-6	科惠金属锁定接骨螺钉5.0×50 半螺纹	枚	KHJSSDJG	1200
33-6	科惠金属锁定接骨螺钉5.0×55 半螺纹	枚	KHJSSDJG	1200
33-6	科惠金属锁定接骨螺钉5.0×60 半螺纹	枚	KHJSSDJG	1200
33-6	科惠金属锁定接骨螺钉5.0×65 半螺纹	枚	KHJSSDJG	1200
33-6	科惠金属锁定接骨螺钉5.0×70 半螺纹	枚	KHJSSDJG	1200
33-6	科惠金属锁定接骨螺钉5.0×75 半螺纹	枚	KHJSSDJG	1200
33-6	科惠接骨螺钉2.4×14 全螺纹	枚	KHJGLD	384
33-6	科惠接骨螺钉5.0×26 HAS04 II	枚	KHJGLD	333
33-6	科惠无头加压中空螺钉4.5×60 着色	枚	KHWTJY	3220
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉加长11×360左	枚	KHSND-	6502
33-6	科惠接骨螺钉2.4×26 全螺纹	枚	KHJGLD	384
33-6	科惠无头加压中空螺钉3.0×12 着色	枚	KHWTJY	4320
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉 加长9×360左	枚	KHSND-	6502
33-6	科惠无头加压中空螺钉3.0×16 着色	枚	KHWTJY	4320
33-6	科惠无头加压中空螺钉3.0×34 着色	枚	KHWTJY	4320
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉加长9×340右	枚	KHSND-	6502
33-6	科惠无头加压中空螺钉4.0×34 着色	枚	KHWTJY	4320
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉 空心 10×340右	枚	KHSND-	5050
33-6	科惠接骨螺钉3.5×44 全螺纹	枚	KHJGLD	369.7
33-6	科惠髓内钉加长 11×340右 微弧	枚	KHSNDJ	36800
33-6	科惠无头加压中空螺钉2.5×11	枚	KHWTJY	3220
33-6	科惠髓内钉-封帽 II 0 着色	枚	KHSND-	2589
33-6	科惠接骨螺钉5.0×80 HAS04 II	枚	KHJGLD	333
33-6	科惠中空螺钉7.3×105 32mm	枚	KHZKLD	768
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉9×270	枚	KHSND-	6000
33-6	科惠无头加压中空螺钉5.0×70 着色	枚	KHWTJY	4320
33-6	科惠无头加压中空螺钉4.0×46 着色	枚	KHWTJY	4320
33-6	科惠中空螺钉6.5×65 32mm	枚	KHZKLD	2100
33-6	科惠接骨螺钉5.0×36 HAS04 II	枚	KHJGLD	333
33-6	科惠无头加压中空螺钉3.5×46 着色	枚	KHWTJY	4320
33-6	科惠髓内钉4.9×52着色	枚	KHSND4	2589
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉 空心 10×420右	枚	KHSND-	5050
33-6	科惠无头加压中空螺钉3.5×26 着色	枚	KHWTJY	4320
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉 加长9×420左	枚	KHSND-	6502
33-6	科惠无头加压中空螺钉5.0×35 着色	枚	KHWTJY	4320

33-6	科惠髓内钉-髓腔钉10×360	枚	KHSND-	6000
33-6	科惠无头加压中空螺钉6.5×85	枚	KHWTJY	3220
33-6	科惠髓内钉(螺钉)4.9×54	枚	KHSND(	1076
33-6	科惠接骨螺钉5.0×100 HAS04 II	枚	KHJGLD	333
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉 12×340右	枚	KHSND-	36800
33-6	科惠髓内钉-拉力螺钉10.4×100	枚	KHSND-	849
33-6	科惠无头加压中空螺钉4.5×35 着色	枚	KHWTJY	3220
33-6	科惠接骨螺钉5.0×40 HAS04 I	枚	KHJGLD	333
33-6	科惠无头加压中空螺钉3.0×10 着色	枚	KHWTJY	4320
33-6	科惠接骨螺钉3.5×34 半螺纹	枚	KHJGLD	1200
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉 空心 9×340左	枚	KHSND-	5050
33-6	科惠中空螺钉3.0×24	枚	KHZKLD	768
33-6	科惠接骨螺钉3.5×14 半螺纹	枚	KHJGLD	1200
33-6	科惠无头加压中空螺钉3.0×20	枚	KHWTJY	4320
33-6	科惠无头加压中空螺钉3.5×24	枚	KHWTJY	4320
33-6	科惠无头加压中空螺钉4.5×50	枚	KHWTJY	3220
33-6	科惠无头加压中空螺钉3.0×11	枚	KHWTJY	4320
33-6	科惠接骨螺钉2.4×22 全螺纹	枚	KHJGLD	384
33-6	科惠中空螺钉7.3×115 32mm	枚	KHZKLD	768
33-6	科惠无头加压中空螺钉5.0×35	枚	KHWTJY	4320
33-6	科惠中空螺钉7.3×75 32mm	枚	KHZKLD	768
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉标准9×240	枚	KHSND-	31800
33-6	科惠中空螺钉6.5×80 32mm	枚	KHZKLD	2100
33-6	科惠接骨螺钉5.0×28 HAS04 I	枚	KHJGLD	333
33-6	科惠髓内钉(螺钉) 4.9×58	枚	KHSND(	2589
33-6	科惠中空螺钉3.0×36	枚	KHZKLD	768
33-6	科惠无头加压中空螺钉3.0×16	枚	KHWTJY	4320
33-6	科惠接骨螺钉3.5×75 半螺纹	枚	KHJGLD	1200
33-6	科惠接骨螺钉2.4×16 全螺纹	枚	KHJGLD	384
33-6	科惠无头加压中空螺钉4.0×16 着色	枚	KHWTJY	4320
33-6	科惠中空螺钉6.5×45 32mm	枚	KHZKLD	2100
33-6	科惠无头加压中空螺钉6.5×55	枚	KHWTJY	3220
33-6	科惠无头加压中空螺钉2.5×30	枚	KHWTJY	3220
33-6	科惠接骨螺钉6.5×60	枚	KHJGLD	333
33-6	科惠髓内钉(螺钉) 4.9×24	枚	KHSND(	393.6
33-6	科惠接骨螺钉5.0×36 HCS03 I	枚	KHJGLD	780
33-6	科惠无头加压中空螺钉4.0×24 着色	枚	KHWTJY	4320
33-6	科惠无头加压中空螺钉6.5×100	枚	KHWTJY	3220
33-6	科惠髓内钉-加压螺钉 7×105 微弧	枚	KHSND-	3400
33-6	科惠无头加压中空螺钉4.0×32	枚	KHWTJY	4320
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉 标准 11×240	枚	KHSND-	6502
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉11×345	枚	KHSND-	6000
33-6	科惠无头加压中空螺钉3.5×26	枚	KHWTJY	4320
33-6	科惠无头加压中空螺钉6.5×40 着色	枚	KHWTJY	3220
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉11×180	枚	KHSND-	31800
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉9×255	枚	KHSND-	6000
33-6	科惠中空螺钉3.0×34	枚	KHZKLD	768
33-6	科惠髓内钉空心 11×420右 微弧	枚	KHSNDK	5050
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉 加长 10×400右	枚	KHSND-	36800
33-6	科惠无头加压中空螺钉6.5×70	枚	KHWTJY	3220
33-6	科惠无头加压中空螺钉6.5×50	枚	KHWTJY	3220

33-6	科惠髓内钉-髓腔钉加长10×320右	枚	KHSND-	6502
33-6	科惠无头加压中空螺钉2.5×8 着色	枚	KHWTJY	3220
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉10×330	枚	KHSND-	6000
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉 标准 11×200	枚	KHSND-	6502
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉 11×420左	枚	KHSND-	36800
33-6	科惠接骨螺钉6.5×100	枚	KHJGLD	333
33-6	科惠髓内钉-髓腔钉 11×380左 微弧	枚	KHSND-	5050
33-6	科惠无头加压中空螺钉4.0×55 着色	枚	KHWTJY	4320
33-6	康辉螺旋刀片股骨近端髓内钉 9.3X17	枚	KHLXDP	13904
33-6	康辉动力加压螺钉 空心钉 7.3X105	枚	KHDLJY	2851.2
33-6	康辉螺旋刀片股骨近端髓内钉 11X170	枚	KHLXDP	13904
33-6	康辉螺旋刀片股骨近端髓内钉 10X200	枚	KHLXDP	13904
33-6	康辉螺旋刀片股骨近端髓内钉 9.3X24	枚	KHLXDP	13904
33-6	康辉动力加压螺钉 空心钉 7.3X55	枚	KHDLJY	2851.2
33-6	科惠金属接骨螺钉2.4×8 全螺纹	枚	KHJSJGLD	96
33-6	科惠金属接骨螺钉2.4×10 全螺纹	枚	KHJSJGLD	96
33-6	科惠金属接骨螺钉2.4×11 全螺纹	枚	KHJSJGLD	96
33-6	科惠金属接骨螺钉2.4×12 全螺纹	枚	KHJSJGLD	96
33-6	科惠金属接骨螺钉2.4×13 全螺纹	枚	KHJSJGLD	96
33-6	科惠金属接骨螺钉2.4×16 全螺纹	枚	KHJSJGLD	96
33-6	科惠金属接骨螺钉2.4×18 全螺纹	枚	KHJSJGLD	96
33-6	科惠金属接骨螺钉2.4×22 全螺纹	枚	KHJSJGLD	96
33-6	科惠金属接骨螺钉2.4×24 全螺纹	枚	KHJSJGLD	96
33-6	科惠金属接骨螺钉2.4×26 全螺纹	枚	KHJSJGLD	96
33-6	科惠金属接骨螺钉2.4×28 全螺纹	枚	KHJSJGLD	96
33-6	科惠金属接骨螺钉2.4×30 全螺纹	枚	KHJSJGLD	96
33-6	科惠金属锁定接骨螺钉2.7×8 半螺纹	枚	KHJSSDJG	1200
33-6	科惠金属锁定接骨螺钉2.7×10 半螺纹	枚	KHJSSDJG	1200
33-6	科惠金属锁定接骨螺钉2.7×24 半螺纹	枚	KHJSSDJG	1200
33-6	科惠金属锁定接骨螺钉2.7×26 半螺纹	枚	KHJSSDJG	1200
33-6	科惠金属锁定接骨螺钉2.7×28 半螺纹	枚	KHJSSDJG	1200
33-6	科惠金属锁定接骨螺钉2.7×30 半螺纹	枚	KHJSSDJG	1200

33-6	科惠金属锁定接骨螺钉2.7×35 半螺纹	枚	KHJSSDJG	1200
33-6	科惠金属锁定接骨螺钉2.7×40 半螺纹	枚	KHJSSDJG	1200
33-6	科惠金属锁定接骨螺钉2.7×45 半螺纹	枚	KHJSSDJG	1200
33-6	科惠金属锁定接骨螺钉2.7×50 半螺纹	枚	KHJSSDJG	1200
33-6	科惠金属锁定接骨螺钉2.7×55 半螺纹	枚	KHJSSDJG	1200
33-6	科惠金属锁定接骨螺钉2.7×60 半螺纹	枚	KHJSSDJG	1200
33-6	科惠中空螺钉4.0×30 GJYDVII	枚	KHZKLD4.	3015
33-6	科惠中空螺钉4.0×24 GJYDVII	枚	KHZKLD4.	3015
33-6	科惠中空螺钉4.0×52 GJYDVII	枚	KHZKLD4.	3015
33-6	科惠中空螺钉4.0×14 GJYDVII	枚	KHZKLD4.	3015
33-6	科惠中空螺钉4.0×18 GJYDVII	枚	KHZKLD4.	3015
33-6	科惠中空螺钉4.0×46 GJYDVII	枚	KHZKLD4.	3015
33-6	科惠中空螺钉4.0×22 GJYDVII	枚	KHZKLD4.	3015
33-6	科惠中空螺钉4.0×44 GJYDVII	枚	KHZKLD4.	3015
33-6	科惠中空螺钉4.0×20 GJYDVII	枚	KHZKLD4.	3015
33-6	科惠中空螺钉4.0×60 GJYDVII	枚	KHZKLD4.	3015
33-6	科惠中空螺钉4.0×58 GJYDVII	枚	KHZKLD4.	3015
33-6	科惠中空螺钉4.0×62 GJYDVII	枚	KHZKLD4.	3015
33-6	科惠中空螺钉4.0×70 GJYDVII	枚	KHZKLD4.	3015
33-6	科惠中空螺钉4.0×34 GJYDVII	枚	KHZKLD4.	3015
33-6	科惠中空螺钉4.0×16 GJYDVII	枚	KHZKLD4.	3015
33-6	科惠中空螺钉4.0×64 GJYDVII	枚	KHZKLD4.	3015
33-6	科惠中空螺钉4.0×66 GJYDVII	枚	KHZKLD4.	3015
33-6	科惠中空螺钉4.0×26 GJYDVII	枚	KHZKLD4.	3015
33-6	科惠中空螺钉4.0×56 GJYDVII	枚	KHZKLD4.	3015

33-6	科惠中空螺钉4.0×54 GJYDVII	枚	KHZKLD4.	3015
33-6	科惠中空螺钉4.0×28 GJYDVII	枚	KHZKLD4.	3015
33-6	科惠中空螺钉4.0×40 GJYDVII	枚	KHZKLD4.	3015
33-6	科惠中空螺钉4.0×42 GJYDVII	枚	KHZKLD4.	3015
33-6	科惠中空螺钉4.0×36 GJYDVII	枚	KHZKLD4.	3015
33-6	科惠中空螺钉4.0×38 GJYDVII	枚	KHZKLD4.	3015
33-6	科惠中空螺钉4.0×68 GJYDVII	枚	KHZKLD4.	3015
33-6	科惠中空螺钉4.0×32 GJYDVII	枚	KHZKLD4.	3015
33-6	三友HAQL03金属锁定接骨螺钉 3.5	枚	SYHAQL	650.75
33-6	三友HAQL03金属锁定接骨螺钉 3.5	枚	SYHAQL	650.75
33-6	三友HAQL03金属锁定接骨螺钉 3.5	枚	SYHAQL	650.75
33-6	三友HAQL03金属锁定接骨螺钉 3.5	枚	SYHAQL	650.75
33-6	三友HAQL03金属锁定接骨螺钉 3.5	枚	SYHAQL	650.75
33-6	三友HAQL03金属锁定接骨螺钉 3.5	枚	SYHAQL	650.75
33-6	三友HAQL03金属锁定接骨螺钉 3.5	枚	SYHAQL	650.75
33-6	三友HAQL03金属锁定接骨螺钉 3.5	枚	SYHAQL	650.75
33-6	三友HAQL03金属锁定接骨螺钉 3.5	枚	SYHAQL	650.75
33-6	三友HAQL03金属锁定接骨螺钉 3.5	枚	SYHAQL	650.75
33-6	三友HAQL03金属锁定接骨螺钉 3.5	枚	SYHAQL	650.75
33-6	三友HAQL03金属锁定接骨螺钉 3.5	枚	SYHAQL	650.75
33-6	三友HAQL03金属锁定接骨螺钉 3.5	枚	SYHAQL	650.75
33-6	三友HAQL03金属锁定接骨螺钉 3.5	枚	SYHAQL	650.75
33-6	三友HAQL03金属锁定接骨螺钉 3.5	枚	SYHAQL	650.75
33-6	三友HAQL03金属锁定接骨螺钉 3.5	枚	SYHAQL	650.75
33-6	三友HAQL03金属锁定接骨螺钉 3.5	枚	SYHAQL	650.75
33-6	三友HAQL04金属锁定接骨螺钉1.5mm*13mm	枚	SYHAQL04	963.9
33-6	三友HAQL04金属锁定接骨螺钉1.5mm*15mm	枚	SYHAQL04	963.9
33-6	三友HAQL04金属锁定接骨螺钉1.5mm*18mm	枚	SYHAQL04	963.9
33-6	三友HAQL04金属锁定接骨螺钉1.5mm*14mm	枚	SYHAQL04	963.9
33-6	三友HAQL04金属锁定接骨螺钉1.5mm*24mm	枚	SYHAQL04	963.9
33-6	三友HAQL04金属锁定接骨螺钉1.5mm*7mm	枚	SYHAQL04	963.9
33-6	三友HAQL04金属锁定接骨螺钉1.5mm*10mm	枚	SYHAQL04	963.9
33-6	三友HAQL04金属锁定接骨螺钉1.5mm*16mm	枚	SYHAQL04	963.9

33-6	三友HAQL04金属锁定接骨螺钉1.5mm*8mm	枚	SYHAQL04	963.9
33-6	三友HAQL04金属锁定接骨螺钉1.5mm*6mm	枚	SYHAQL04	963.9
33-6	三友HAQL04金属锁定接骨螺钉1.5mm*9mm	枚	SYHAQL04	963.9
33-6	三友HAQL04金属锁定接骨螺钉1.5mm*12mm	枚	SYHAQL04	963.9
33-6	三友HAQL04金属锁定接骨螺钉1.5mm*11mm	枚	SYHAQL04	963.9
33-6	三友HAQL04金属锁定接骨螺钉1.5mm*22mm	枚	SYHAQL04	963.9
33-6	三友HAQL03金属锁定接骨螺钉1.5mm*20mm	枚	SYHAQL03	963.9
33-6	三友无头加压空心螺钉 4.0mm*26mm	枚	SYWTJYKX	6885
33-6	三友无头加压空心螺钉 4.0mm*22mm	枚	SYWTJYKX	6885
33-6	三友无头加压空心螺钉 4.0mm*28mm	枚	SYWTJYKX	6885
33-6	三友无头加压空心螺钉 4.0mm*24mm	枚	SYWTJYKX	6885
33-6	三友无头加压空心螺钉 4.0mm*34mm	枚	SYWTJYKX	6885
33-6	三友无头加压空心螺钉 4.0mm*16mm	枚	SYWTJYKX	6885
33-6	三友无头加压空心螺钉 4.0mm*32mm	枚	SYWTJYKX	6885
33-6	三友无头加压空心螺钉 4.0mm*18mm	枚	SYWTJYKX	6885
33-6	三友无头加压空心螺钉 4.0mm*30mm	枚	SYWTJYKX	6885
33-6	三友HAQ06接骨螺钉3.5mm×45mm	枚	SYHAQ06J	456
33-6	强生锁定螺钉自攻2.4/12mm	枚	QSSDLZG	467
33-6	强生螺钉自攻2.4/12mm	枚	QSLDZG2.	592
33-6	强生自攻螺钉2.0/6mm	枚	QSZGLD2.	467
33-6	强生自攻螺钉2.0/10mm	枚	QSZGLD2.	467
33-6	强生接骨螺钉02.206.216S	枚	QSJGLD02	3705
33-6	强生接骨螺钉02.206.220S	枚	QSJGLD02	3705
33-6	强生接骨螺钉02.206.228S	枚	QSJGLD02	3705
33-6	强生接骨螺钉02.206.230S	枚	QSJGLD02	3705

33-6	威高埋头中空螺钉浅螺纹4.5×58-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	3230
33-6	史赛克胸腰椎后路钉棒系统5.5X45 48285545	个	SSKXYZHL	6470
33-6	强生接骨螺钉02.206.218S	枚	QSJGLD02	3705
33-6	强生接骨螺钉02.206.222S	枚	QSJGLD02	3705
33-6	强生接骨螺钉02.206.224S	枚	QSJGLD02	3705
33-6	强生接骨螺钉02.206.234S	枚	QSJGLD02	3705
33-6	强生接骨螺钉02.206.236S	枚	QSJGLD02	3705
33-6	强生接骨螺钉02.206.238S	枚	QSJGLD02	3705
33-6	强生接骨螺钉02.206.240S	枚	QSJGLD02	3705
33-6	科惠金属锁定接骨螺钉2.7×60 全螺纹	枚	KHJSSDJG	384
33-6	史赛克胸腰椎后路钉棒系统6.5X45 48285645	枚	SSKXYZHL	6470
33-6	史赛克胸腰椎后路钉棒系统6.5X35 48285635	枚	SSKXYZHL	6470
33-6	威高自攻型中空螺钉浅螺纹7.0×105-WGC4Z03	枚	WZGXZKL	2565.6
33-6	威高埋头中空螺钉浅螺纹4.5×68-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	3230
33-6	史赛克胸腰椎后路钉棒系统6.5X40 48285640	枚	SSKXYZHL	6470
33-6	威高自攻型中空螺钉深螺纹7.0×105-WGC4Z03	枚	WZGXZKL	2565.6
33-6	威高自攻型中空螺钉浅螺纹4.0×30-WGC4Z03	枚	WZGXZKL	2565.6
33-6	威高埋头中空螺钉深螺纹3.0×30-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	2745
33-6	威高自攻型中空螺钉浅螺纹4.5×34-WGC4Z03	枚	WZGXZKL	2565.6
33-6	威高自攻型中空螺钉深螺纹4.5×44-WGC4Z03	枚	WZGXZKL	2565.6
33-6	威高埋头中空螺钉浅螺纹4.5×44-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	3230
33-6	昌运接骨螺钉D:2.5mm S25ST012	枚	CYJGLDD:	4669
33-6	昌运接骨螺钉D:2.5mm S25ST014	枚	CYJGLDD:	4669
33-6	昌运接骨螺钉D:2.5mm S25ST016	枚	CYJGLDD:	4669
33-6	昌运接骨螺钉D:2.5mm S25ST018	枚	CYJGLDD:	4669

33-6	昌运接骨螺钉D:2.5mm S25ST020	枚	CYJGLDD:	4669
33-6	昌运接骨螺钉D:2.5mm S25ST022	枚	CYJGLDD:	4669
33-6	昌运接骨螺钉D:2.5mm S25ST024	枚	CYJGLDD:	4669
33-6	昌运接骨螺钉D:2.5mm S25ST026	枚	CYJGLDD:	4669
33-6	昌运接骨螺钉D:2.5mm S25ST028	枚	CYJGLDD:	4669
33-6	昌运接骨螺钉D:2.0mm S20ST012	枚	CYJGLDD:	4669
33-6	昌运接骨螺钉D:2.0mm S20ST014	枚	CYJGLDD:	4669
33-6	昌运接骨螺钉D:2.0mm S20ST016	枚	CYJGLDD:	4669
33-6	昌运接骨螺钉D:2.0mm S20ST018	枚	CYJGLDD:	4669
33-6	昌运接骨螺钉D:2.0mm S20ST020	枚	CYJGLDD:	4669
33-6	昌运接骨螺钉D:2.0mm S20ST022	枚	CYJGLDD:	4669
33-6	昌运接骨螺钉D:2.0mm S20ST024	枚	CYJGLDD:	4669
33-6	昌运接骨螺钉D:2.0mm S20ST026	枚	CYJGLDD:	4669
33-6	昌运接骨螺钉D:2.0mm S20ST028	枚	CYJGLDD:	4669
33-6	昌运接骨螺钉D:2.0mm S20ST030	枚	CYJGLDD:	4669
33-6	威高埋头中空螺钉浅螺纹3.0×32-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	2745
33-6	威高埋头中空螺钉浅螺纹3.0×50-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	2745
33-6	威高自攻型中空螺钉浅螺纹4.5×38-WGC4Z03	枚	WGZGXZKL	2565.6
33-6	威高自攻型中空螺钉浅螺纹4.5×50-WGC4Z03	枚	WGZGXZKL	2565.6
33-6	威高自攻型中空螺钉深螺纹7.0×100-WGC4Z03	枚	WGZGXZKL	2565.6
33-6	威高埋头中空螺钉深螺纹3.0×12-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	2745
33-6	威高埋头中空螺钉浅螺纹3.0×14-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	2745
33-6	威高埋头中空螺钉浅螺纹3.0×46-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	2745
33-6	威高自攻型中空螺钉浅螺纹4.0×18-WGC4Z03	枚	WGZGXZKL	2565.6
33-6	威高自攻型中空螺钉浅螺纹4.5×26-WGC4Z03	枚	WGZGXZKL	2565.6

33-6	威高自攻型中空螺钉浅螺纹4.5×54-WGC4Z03	枚	WGZGXZKL	2565.6
33-6	威高自攻型中空螺钉浅螺纹7.0×75-WGC4Z03	枚	WGZGXZKL	2565.6
33-6	威高埋头中空螺钉浅螺纹4.5×42-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	3230
33-6	威高自攻型中空螺钉浅螺纹4.5×30-WGC4Z03	枚	WGZGXZKL	2565.6
33-6	威高自攻型中空螺钉浅螺纹4.5×46-WGC4Z03	枚	WGZGXZKL	2565.6
33-6	威高自攻型中空螺钉浅螺纹7.0×115-WGC4Z03	枚	WGZGXZKL	2565.6
33-6	威高自攻型中空螺钉浅螺纹4.5×60-WGC4Z03	枚	WGZGXZKL	2565.6
33-6	威高埋头中空螺钉深螺纹4.5×60-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	3230
33-6	威高埋头中空螺钉深螺纹3.0×22-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	2745
33-6	威高埋头中空螺钉深螺纹4.5×22-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	3230
33-6	威高埋头中空螺钉深螺纹4.5×64-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	3230
33-6	威高自攻型中空螺钉浅螺纹4.5×56-WGC4Z03	枚	WGZGXZKL	2565.6
33-6	威高自攻型中空螺钉浅螺纹7.0×55-WGC4Z03	枚	WGZGXZKL	2565.6
33-6	威高自攻型中空螺钉浅螺纹4.0×14-WGC4Z03	枚	WGZGXZKL	2565.6
33-6	康辉动力加压螺钉 空心钉 7.3X120	枚	KHDLJY	2851.2
33-6	康辉动力加压螺钉 空心钉 7.3X50	枚	KHDLJY	2851.2
33-6	康辉螺旋刀片股骨近端髓内钉 10X170	枚	KHLXDP	13904
33-6	威高自攻型中空螺钉浅螺纹4.5×24-WGC4Z03	枚	WGZGXZKL	2565.6
33-6	威高埋头中空螺钉深螺纹3.0×18-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	2745
33-6	威高自攻型中空螺钉浅螺纹7.0×50-WGC4Z03	枚	WGZGXZKL	2565.6
33-6	威高埋头中空螺钉深螺纹3.0×36-WGC4Z02	枚	WGMTZKLD	2745
33-6	威高自攻型中空螺钉浅螺纹4.0×50-WGC4Z03	枚	WGZGXZKL	2565.6
33-6	颅骨盖孔板	个	LGGKB	1060.6
33-6	昌运自折断螺钉D:2.2mm S22ST011	枚	CYZZDLDD	3799.3
33-6	昌运自折断螺钉D:2.2mm S22ST012	枚	CYZZDLDD	3799.3
33-6	昌运自折断螺钉D:2.2mm S22ST013	枚	CYZZDLDD	3799.3
33-6	昌运自折断螺钉D:2.2mm S22ST014	枚	CYZZDLDD	3799.3

33-6	昌运自折断螺钉D:2.7mm S27ST011	枚	CYZZDLDD	3799.3
33-6	昌运自折断螺钉D:2.7mm S27ST012	枚	CYZZDLDD	3799.3
33-6	昌运自折断螺钉D:2.7mm S27ST013	枚	CYZZDLDD	3799.3
33-6	昌运自折断螺钉D:2.7mm S27ST014	枚	CYZZDLDD	3799.3
33-6	昌运中和接骨螺钉3.0 S30ST212	枚	CYZHJGLD	4669
33-6	昌运中和接骨螺钉3.0 S30ST214	枚	CYZHJGLD	4669
33-6	昌运中和接骨螺钉3.0 S30ST216	枚	CYZHJGLD	4669
33-6	昌运中和接骨螺钉3.0 S30ST218	枚	CYZHJGLD	4669
33-6	昌运中和接骨螺钉3.0 S30ST220	枚	CYZHJGLD	4669
33-6	昌运中和接骨螺钉3.0 S30ST222	枚	CYZHJGLD	4669
33-6	昌运中和接骨螺钉3.0 S30ST224	枚	CYZHJGLD	4669
33-6	昌运中和接骨螺钉3.0 S30ST226	枚	CYZHJGLD	4669
33-6	昌运中和接骨螺钉3.0 S30ST228	枚	CYZHJGLD	4669
33-6	昌运中和接骨螺钉3.0 S30ST230	枚	CYZHJGLD	4669
33-6	昌运中和接骨螺钉3.0 S30ST232	枚	CYZHJGLD	4669
33-6	昌运中和接骨螺钉3.0 S30ST234	枚	CYZHJGLD	4669
33-6	昌运中和接骨螺钉D:6.5mm S65ST230	枚	CYZHJGLD	5916
33-6	昌运中和接骨螺钉D:6.5mm S65ST235	枚	CYZHJGLD	5916
33-6	昌运中和接骨螺钉D:6.5mm S65ST240	枚	CYZHJGLD	5916
33-6	昌运中和接骨螺钉D:6.5mm S65ST250	枚	CYZHJGLD	5916
33-6	昌运中和接骨螺钉D:6.5mm S65ST255	枚	CYZHJGLD	5916
33-6	昌运中和接骨螺钉D:6.5mm S65ST265	枚	CYZHJGLD	5916
33-6	昌运中和接骨螺钉D:6.5mm S65ST270	枚	CYZHJGLD	5916
33-6	昌运中和接骨螺钉D:6.5mm S65ST275	枚	CYZHJGLD	5916
33-6	昌运中和接骨螺钉D:6.5mm S65ST280	枚	CYZHJGLD	5916

33-6	昌运中和接骨螺钉8.0 S80ST240	枚	CYZHJGLD	6786
33-6	昌运中和接骨螺钉8.0 S80ST245	枚	CYZHJGLD	6786
33-6	昌运中和接骨螺钉8.0 S80ST250	枚	CYZHJGLD	6786
33-6	昌运中和接骨螺钉8.0 S80ST255	枚	CYZHJGLD	6786
33-6	昌运中和接骨螺钉8.0 S80ST260	枚	CYZHJGLD	6786
33-6	昌运中和接骨螺钉8.0 S80ST265	枚	CYZHJGLD	6786
33-6	昌运中和接骨螺钉8.0 S80ST270	枚	CYZHJGLD	6786
33-6	昌运中和接骨螺钉8.0 S80ST275	枚	CYZHJGLD	6786
33-6	昌运中和接骨螺钉8.0 S80ST280	枚	CYZHJGLD	6786
33-6	昌运中和接骨螺钉8.0 S80ST285	枚	CYZHJGLD	6786
33-6	昌运中和接骨螺钉8.0 S80ST290	枚	CYZHJGLD	6786
33-6	昌运中和接骨螺钉8.0 S80ST295	枚	CYZHJGLD	6786
33-6	昌运中和接骨螺钉8.0 S80ST400	枚	CYZHJGLD	6786
33-6	康辉动力加压螺钉 空心钉 7.3X60	枚	KHDLJY	2851.2
33-6	康辉动力加压螺钉 空心钉 7.3X80	枚	KHDLJY	2851.2
33-6	康辉螺旋刀片股骨近端髓内钉 11X200	枚	KHLXDP	13904
33-6	康辉动力加压螺钉 空心钉 7.3X100	枚	KHDLJY	2851.2
33-6	康辉动力加压螺钉 空心钉 7.3X40	枚	KHDLJY	2851.2
33-6	康辉螺旋刀片股骨近端髓内钉 12X200	枚	KHLXDP	13904
33-6	康辉螺纹空心钉 4.0X45X18mm	枚	KHLWKX	2851.2
33-6	康辉螺纹空心钉 4.0X60X24mm	枚	KHLWKX	2851.2
33-6	康辉螺纹空心钉 4.0X35X14mm	枚	KHLWKX	2851.2
33-6	三友无头加压空心螺钉 7.0mm*115	枚	SYWTJY	7695
33-6	三友无头加压空心螺钉 7.0mm*45m	枚	SYWTJY	7695
33-6	三友无头加压空心螺钉 7.0mm*50m	枚	SYWTJY	7695
33-6	三友无头加压空心螺钉 7.0mm*85m	枚	SYWTJY	7695
33-6	三友无头加压空心螺钉 7.0mm*55m	枚	SYWTJY	7695
33-6	三友无头加压空心螺钉 7.0mm*90m	枚	SYWTJY	7695
33-6	三友无头加压空心螺钉 7.0mm*95m	枚	SYWTJY	7695
33-6	三友无头加压空心螺钉 7.0mm*65m	枚	SYWTJY	7695
33-6	三友无头加压空心螺钉 7.0mm*110	枚	SYWTJY	7695
33-6	三友无头加压空心螺钉 7.0mm*100	枚	SYWTJY	7695
33-6	三友无头加压空心螺钉 7.0mm*75m	枚	SYWTJY	7695
33-6	三友无头加压空心螺钉 7.0mm*105	枚	SYWTJY	7695
33-6	三友无头加压空心螺钉 7.0mm*70m	枚	SYWTJY	7695
33-6	三友无头加压空心螺钉 7.0mm*80m	枚	SYWTJY	7695
33-6	三友无头加压空心螺钉 7.0mm*120	枚	SYWTJY	7695
33-6	三友无头加压空心螺钉 7.0mm*60m	枚	SYWTJY	7695

33-6	三友无头加压空心螺钉 7.0mm*40m	枚	SYWTJY	7695
33-6	强生自攻锁定螺钉04.503.608.01C	枚	QSZGSDLD	1254
33-6	三友金属接骨螺钉 2.0mm*16mm	枚	SYJSJGLD	410
33-6	三友金属接骨螺钉 2.0mm*12mm	枚	SYJSJGLD	410
33-6	三友金属接骨螺钉 2.0mm*30mm	枚	SYJSJGLD	410
33-6	三友金属接骨螺钉 2.0mm*10mm	枚	SYJSJGLD	410
33-6	三友金属接骨螺钉 2.0mm*24mm	枚	SYJSJGLD	410
33-6	三友金属接骨螺钉 2.0mm*11mm	枚	SYJSJGLD	410
33-6	三友金属接骨螺钉 2.0mm*8mm	枚	SYJSJGLD	410
33-6	三友金属接骨螺钉 2.0mm*7mm	枚	SYJSJGLD	410
33-6	三友金属接骨螺钉 2.0mm*28mm	枚	SYJSJGLD	410
33-6	三友金属接骨螺钉 2.0mm*20mm	枚	SYJSJGLD	410
33-6	三友金属接骨螺钉 2.0mm*13mm	枚	SYJSJGLD	410
33-6	三友金属接骨螺钉 2.0mm*14mm	枚	SYJSJGLD	410
33-6	三友金属接骨螺钉 2.0mm*22mm	枚	SYJSJGLD	410
33-6	三友金属接骨螺钉 2.0mm*6mm	枚	SYJSJGLD	410
33-6	三友金属接骨螺钉 2.0mm*9mm	枚	SYJSJGLD	410
33-6	三友金属接骨螺钉 2.0mm*26mm	枚	SYJSJGLD	410
33-6	三友金属接骨螺钉 2.0mm*18mm	枚	SYJSJGLD	410
33-6	三友HAZL06金属锁定接骨螺钉2.7mm*7mm	枚	SYHAZL06	3100
33-6	三友HAZL06金属锁定接骨螺钉2.7mm*9mm	枚	SYHAZL06	3100
33-6	三友HAZL06金属锁定接骨螺钉2.7mm*6mm	枚	SYHAZL06	3100
33-6	三友HAZL06金属锁定接骨螺钉2.7mm*10mm	枚	SYHAZL06	3100
33-6	三友HAZL06金属锁定接骨螺钉2.7mm*16mm	枚	SYHAZL06	3100
33-6	三友HAZL06金属锁定接骨螺钉2.7mm*14mm	枚	SYHAZL06	3100
33-6	三友HAZL06金属锁定接骨螺钉2.7mm*22mm	枚	SYHAZL06	3100

33-6	三友HAZL06金属锁定接骨螺钉2.7mm*12mm	枚	SYHAZL06	3100
33-6	三友HAZL06金属锁定接骨螺钉2.7mm*30mm	枚	SYHAZL06	3100
33-6	三友HAZL06金属锁定接骨螺钉2.7mm*28mm	枚	SYHAZL06	3100
33-6	三友HAZL06金属锁定接骨螺钉2.7mm*20mm	枚	SYHAZL06	3100
33-6	三友HAZL06金属锁定接骨螺钉2.7mm*26mm	枚	SYHAZL06	3100
33-6	三友HAZL06金属锁定接骨螺钉2.7mm*11mm	枚	SYHAZL06	3100
33-6	三友HAZL06金属锁定接骨螺钉2.7mm*24mm	枚	SYHAZL06	3100
33-6	三友HAQL04金属锁定接骨螺钉2.0mm*28mm	枚	SYHAQL04	714
33-6	三友HAQL04金属锁定接骨螺钉2.0mm*30mm	枚	SYHAQL04	714
33-6	三友HAQL04金属锁定接骨螺钉2.0mm*7mm	枚	SYHAQL04	714
33-6	三友HAQL04金属锁定接骨螺钉2.0mm*16mm	枚	SYHAQL04	714
33-6	三友HAQL04金属锁定接骨螺钉2.0mm*26mm	枚	SYHAQL04	714
33-6	三友HAQL04金属锁定接骨螺钉2.0mm*12mm	枚	SYHAQL04	714
33-6	三友HAQL04金属锁定接骨螺钉2.0mm*20mm	枚	SYHAQL04	714
33-6	三友HAQL04金属锁定接骨螺钉2.0mm*13mm	枚	SYHAQL04	714
33-6	三友HAQL04金属锁定接骨螺钉2.0mm*22mm	枚	SYHAQL04	714
33-6	三友HAQL04金属锁定接骨螺钉2.0mm*14mm	枚	SYHAQL04	714
33-6	三友HAQL04金属锁定接骨螺钉2.0mm*11mm	枚	SYHAQL04	714
33-6	三友HAQL04金属锁定接骨螺钉2.0mm*8mm	枚	SYHAQL04	714
33-6	三友HAQL04金属锁定接骨螺钉2.0mm*9mm	枚	SYHAQL04	714
33-6	三友HAQL04金属锁定接骨螺钉2.0mm*10mm	枚	SYHAQL04	714
33-6	三友HAQL04金属锁定接骨螺钉2.0mm*6mm	枚	SYHAQL04	714
33-6	三友HAQL04金属锁定接骨螺钉2.0mm*18mm	枚	SYHAQL04	714
33-6	三友HAQL04金属锁定接骨螺钉2.0mm*24mm	枚	SYHAQL04	714
33-6	三友HAZL06金属锁定接骨螺钉 3.5	枚	SYHAZL	3100
33-6	三友HAZL06金属锁定接骨螺钉 3.5	枚	SYHAZL	3100
33-6	三友HAZL06金属锁定接骨螺钉 3.5	枚	SYHAZL	3100

[illegible]

33-6	三友金属接骨螺钉 1.5mm*13mm	枚	SYJSJGLD	295
33-6	三友金属接骨螺钉 1.5mm*6mm	枚	SYJSJGLD	295
33-6	三友金属接骨螺钉 1.5mm*18mm	枚	SYJSJGLD	295
33-6	三友空心螺钉 6.5mm*55mm	枚	SYKXLD	4750
33-6	三友空心螺钉 6.5mm*85mm	枚	SYKXLD	4750
33-6	强生自攻螺钉2.0mm/8mm	枚	QSZGLD2.	467
33-6	强生颌面皮质骨螺钉2.0mm 长8mm 201.928	个	QSGMPZGL	904
33-6	强生锁定接骨螺钉12mm 02.211.012	枚	QSSDJGLD	1869.6
33-6	奥斯迈胫骨髓内钉Ⅱ型4.5, L=70	枚	ASMJGS	1100
33-6	奥斯迈胫骨髓内钉Ⅱ型4.5, L=72	枚	ASMJGS	1100
33-6	奥斯迈胫骨髓内钉Ⅱ型5, L=74	枚	ASMJGS	1100
33-6	奥斯迈胫骨髓内钉Ⅱ型4.5, L=28	枚	ASMJGS	1100
33-6	奥斯迈胫骨髓内钉Ⅱ型4.5, L=32	枚	ASMJGS	1100
33-6	康辉螺纹空心钉 4.0X40X16mm	枚	KHLWKX	2851.2
33-6	康辉动力加压螺钉 空心钉 7.3X75	枚	KHDLJY	2851.2
33-6	康辉螺纹空心钉 4.0X50X20mm	枚	KHLWKX	2851.2
33-6	康辉螺旋刀片股骨近端髓内钉 10X240	枚	KHLXDP	13904
33-6	三友空心螺钉 4.5mm*22mm	枚	SYKXLD 4	4212
33-6	威高带锁髓内钉10×300	枚	WGDSSND1	11000
33-6	康辉动力加压螺钉 空心钉 7.3X90	枚	KHDLJY	2851.2
33-6	康辉螺纹空心钉 4.0X55X22mm	枚	KHLWKX	2851.2
33-6	康辉动力加压螺钉 空心钉 7.3X95	枚	KHDLJY	2851.2
33-6	康辉动力加压螺钉 空心钉 7.3X115	枚	KHDLJY	2851.2
33-6	康辉螺纹空心钉 4.0X30X12mm	枚	KHLWKX	2851.2
33-6	康辉螺纹空心钉 4.0X70X28mm	枚	KHLWKX	2851.2
33-6	康辉螺旋刀片股骨近端髓内钉 12X240	枚	KHLXDP	13904
33-6	奥斯迈HCZ04接骨螺钉5.0×18 锁锥全牙自灭	枚	ASMHCZ04	1200
33-6	奥斯迈HCZ04接骨螺钉5.0×20 锁锥全牙自灭	枚	ASMHCZ04	1200
33-6	昌运接骨螺钉D:3.0mm S30ST112	枚	CYJGLDD:	4669
33-6	昌运接骨螺钉D:3.0mm S30ST114	枚	CYJGLDD:	4669
33-6	昌运接骨螺钉D:3.0mm S30ST116	枚	CYJGLDD:	4669
33-6	昌运接骨螺钉D:3.0mm S30ST118	枚	CYJGLDD:	4669
33-6	昌运接骨螺钉D:3.0mm S30ST120	枚	CYJGLDD:	4669
33-6	昌运接骨螺钉D:3.0mm S30ST122	枚	CYJGLDD:	4669

33-6	昌运接骨螺钉D:3.0mm S30ST124	枚	CYJGLDD:	4669
33-6	昌运接骨螺钉D:3.0mm S30ST126	枚	CYJGLDD:	4669
33-6	昌运接骨螺钉D:3.0mm S30ST128	枚	CYJGLDD:	4669
33-6	昌运接骨螺钉D:3.0mm S30ST130	枚	CYJGLDD:	4669
33-6	昌运接骨螺钉D:3.0mm S30ST132	枚	CYJGLDD:	4669
33-6	昌运接骨螺钉D:3.0mm S30ST134	枚	CYJGLDD:	4669
33-6	强生(博伊福百)脊柱矫形用钉199721645	个	QS (BYFB)	9600
33-6	强生(博伊福百)脊柱矫形用钉199721640	个	QS (BYFB)	9600
33-6	强生(博伊福百)脊柱矫形用钉199721735	个	QS (BYFB)	9600
33-6	强生(博伊福百)脊柱矫形用钉199721740	个	QS (BYFB)	9600
33-7	柯惠非吸收性不锈钢缝线241489	包	KHFXSXBX	178
33-7	柯惠非吸收性不锈钢缝线239269	包	KHFXSXBX	138.7
33-7	贝朗可吸收外科缝线C0025007	包	BLKXSW	88
33-7	爱惜康不可吸收缝线 4-0 W8761	根	AXKBKXSF	88.58
33-7	爱惜康不可吸收缝线 6-0 W8316	根	AXKBKXSF	89.97
33-7	强生可吸收性缝线 SXP2B400 1	根	QSKXSFX	551
33-7	抗菌微乔1#VCP359H	根	KJWQ1#VC	49.8
33-7	爱惜康不可吸收缝线 4-0 X557H	根	AXKBKXSF	37
33-7	爱惜康不可吸收缝线 3-0 X558H	根	AXKBKXSF	60
33-7	浦东金环无菌医用缝合针TJ-1-614	包	PDJHWJ	4.8
33-7	浦东金环无菌医用缝合针TJ-1-410	包	PDJHWJ	4.8
33-7	浦东金环无菌医用缝合针TJ-1-820	包	PDJHWJ	4.8
33-7	抗菌微乔 VCP714/772Dmgqs	根	KJWQ VCP	171
33-7	强生可吸收性缝线 4-0 J422H	根	QSKXSFX	34.96
33-7	普理灵W8761	根	PLLW87	98.95
33-7	普理灵2/0/W8937	根	PLL2/0/W	70
33-7	浦东金环无菌医用缝合针TJ-1-717	包	PDJHWJ	4.8
33-7	强生可吸收性缝线 5-0 PDP148H	根	QSKXSFX	140.49

33-7	爱惜康不可吸收缝合线 3-0 W8558	根	AXKBKXSF	62.96
33-7	爱惜康不可吸收缝合线 4-0 W8557	根	AXKBKXSF	64.6
33-7	爱惜康不可吸收缝合线 4-0 8357H	根	AXKBKXSF	82.8
33-7	戈尔不可吸收缝合线6N16A	根	GEBKXSFH	357.5
33-7	普里灵7/0/EH7222H	根	PLL7/0/E	160.4
33-7	倒刺线4/0▲2B407	根	DCX4/0?	551
33-7	减张缝线W2797/2根装	根	JZFXW279	23
33-7	单桥缝线3/0/Y604H	根	DQFX3/0/	48.64
33-7	胸骨钢丝/3M/M650G	根	XGGS/3M/	33.5
33-7	爱惜康不可吸收缝合线 3-0 W8667	根	AXKBKXSF	93
33-7	爱惜康不可吸收缝线 5-0 W894	根	AXKBKXSF	63.5
33-7	普理灵10/0W2790	根	PLL10/0W	124.35
33-7	肝脏缝线W9391	根	GZFXW939	55
33-7	抗菌微乔775D/2-0/8根装	根	KJWQ775D	17
33-7	抗菌微乔4/0/W9106	根	KJWQ4/0/	40
33-7	爱惜康不可吸收缝线 2-0 PXX43	根	AXKBKXSF	57.58
33-7	爱惜康不可吸收缝线 2-0 PXX76	根	AXKBKXSF	70
33-7	爱惜康不可吸收缝线 2-0 10X82	根	AXKBKXSF	72
33-7	抗菌微乔2/0不带针VCP105	根	KJWQ2/0B	5.54
33-7	爱惜康合成可吸收外科缝线 W9236T	根	AXKHCKXS	54.9
33-7	强生丝线编织非吸收性缝线带针3/0# 带	根	QSSXBZFX	8.61
33-7	柯惠可吸收缝线 2-0 CLT9MG	根	KHKXSFX	95
33-7	柯惠可吸收缝线 4-0 GL46MG	根	KHKXSFX	85.5
33-7	柯惠可吸收缝线 3-0 GL67M	根	KHKXSFX	86.4
33-7	柯惠可吸收缝线 1-0 VLOCL0326	根	KHKXSFX	662
33-7	柯惠可吸收缝线 3/0角针单针 VLOCL0614	根	KHKXSFX	720
33-7	柯惠可吸收缝线 2/0倒刺线 VLOCL0325	根	KHKXSFX	722
33-7	柯惠可吸收缝线 4-0单针 VLOCM0123	根	KHKXSFX	798
33-7	强生可吸收性缝线 3-0 SXMP1B427	根	QSKXSFX	575

33-7	爱惜康不可吸收缝合线 5 M650G	根	AXKBKXSF	33.5
33-7	强生可吸收性缝线 3/0 SXMD2B406	根	QSKXSXFX	498.67
33-7	普理灵6/0/W8316	根	PLL6/0/W	97.5
33-7	Ethicon LLC可吸收性缝线 VCPB839D	根	Ethicon	57
33-7	强生可吸收性缝线 3-0 VCP442H	根	QSKXSXFX	50.35
33-7	爱惜康不可吸收缝线 5 MB66G	根	AXKBKXSF	40.55
33-7	舜科可吸收性外科缝线VLP-2015	根	SKKXSXWK	680
33-7	舜科可吸收性外科缝线VLP-1002	根	SKKXSXWK	671
33-7	抗菌微乔3-0VCP442H	根	KJWQ3-0V	55
33-7	强生丝线编织非吸收性缝线带针2/0#	根	QSSXBZFX	7.2
33-7	普理灵4/0/W8761	根	PLL4/0/W	104
33-7	抗菌微乔VCP839D防刺伤2-0/8根装	根	KJWQVCP8	40.07
33-7	普迪斯4/0PDP304H	根	PDS4/0PD	180
33-7	爱尔康非吸收性外科缝线8065698001	根	AEKFXSXW	85
33-7	强生可吸收性缝线 6-0 J570G	根	QSKXSXFX	79.5
33-7	强生可吸收性缝线 8-0 W9560	根	QSKXSXFX	69
33-7	强生可吸收性缝线 6-0 W9500T	根	QSKXSXFX	63
33-7	抗菌微乔751D/2-0/8根装	根	KJWQ751D	23.5
33-7	抗菌微乔VCP772D/3-0/8根装	根	KJWQVCP7	19.59
33-7	强生可吸收性缝线 3-0 VCP219H	根	QSKXSXFX	49.4
33-7	爱惜康鱼骨线2/0/SXPP1A403	根	AXKYGX2/	584.32
33-7	爱惜康鱼骨线1#SXPP1A400	根	AXKYGX1#	584.32
33-7	倒刺线3/0SXMD1B405	根	DCX3/0SX	551
33-7	倒刺线2/0单针1B401	根	DCX2/0DZ	551
33-7	强生非吸收性缝线不带针 2/0 SA845G	根	QSFXSXFX	0.19
33-7	强生非吸收性缝线不带针 4/0 SA83G	根	QSFXSXFX	0.19

33-7	强生非吸收性缝线带针 4/0 W782	根	QSFXSXFX	8.1
33-7	强生非吸收性缝线不带针 3/0 SA84G	根	QSFXSXFX	0.19
33-7	强生非吸收性缝线带针 3/0 W577	根	QSFXSXFX	7.35
33-7	强生非吸收性缝线带针 5/0 W2511	根	QSFXSXFX	6.99
33-7	强生非吸收性缝线不带针 0 SA86G	根	QSFXSXFX	0.19
33-7	普理灵6/0/W8003T	根	PLL6/0/W	43.5
33-7	爱惜康不可吸收缝线 2-0 X559H	根	AXKBKXSF	54
33-7	柯惠合成可吸收性外科缝线CL915: 1#	根	KHHCKXSX	52.36
33-7	柯惠合成可吸收性外科缝线CL811: 2-0	根	KHHCKXSX	66.5
33-7	柯惠合成可吸收性外科缝线SL822 3-0	根	KHHCKXSX	50.35
33-7	柯惠合成可吸收性外科缝线GL885 5-0	根	KHHCKXSX	46.24
33-7	金环带线缝合针(单股钢丝线)3#	包	JHDXFH	8.84
33-7	金环带线缝合针(单股钢丝线)0#	包	JHDXFH	9.75
33-7	金环带线缝合针(单股钢丝线)5#	包	JHDXFH	9.75
33-7	子宫捆绑线PA10259	根	ZGKBXPA1	79.6
33-7	浦东金环无菌医用缝合针TY-1-614	包	PDJHWJ	4.8
33-7	强生可吸收性缝线 5-0 J433H	根	QSKXSXFX	41.66
33-7	抗菌微乔4/0/VCP422H	根	KJWQ4/0/	50
33-7	抗菌微乔2/0/VCP602H	根	KJWQ2/0/	46.02
33-7	抗菌微乔2/0/VCP345H	根	KJWQ2/0/	55
33-7	通用可吸收性外科缝线40 1 PA10320	根	TYKXSXWK	38
33-7	通用可吸收性外科缝线35 2-0 PA10310	根	TYKXSXWK	38
33-7	通用可吸收性外科缝线3-0 PA10211	根	TYKXSXWK	61.2
33-7	浦东金环无菌医用缝合针TJ-1-924	包	PDJHWJ	4.8
33-7	浦东金环无菌医用缝合针TY-1-924	包	PDJHWJ	4.8
33-7	倒刺线1#双针2B402	根	DCX1#SZ2	495.9
33-7	浦东金环无菌医用缝合针TJ-1-512	包	PDJHWJ	4.8
33-7	浦东金环无菌医用缝合针TY-1-717	包	PDJHWJ	4.8
33-7	舜科外科缝线 线长14cmX14cm	盒	SKWKFX	670
33-7	舜科可吸收缝线3-0 YA-2016Q	根	SKKXSFX3	670

33-7	舜科1/2弧针长48双向圆针线长72 2	盒	SK1/2H	536.75
33-7	普理灵5/0/W8556	根	PLL5/0/W	61.95
33-7	普理灵8/0/W2777	根	PLL8/0/W	134
33-7	强生收性缝线2-0	根	QSSXFX	49.63
33-7	普迪斯4/0/PDP304H	根	PDS4/0/P	180
33-7	强生收性缝线4-1	根	QSSXFX	160.4
33-7	荷包缝合针/上海65	包	HBFBZ/SH	85.54
33-7	爱惜康不可吸收缝合线PROLENE	根	AXKBKXSF	67.5
33-7	博达可吸收缝线6-0	包	BDKXSFX6	338
33-7	博达可吸收缝线4/0▲	包	BDKXSFX4	338
33-7	普理灵3/0W8522H	根	PLL3/0W8	70.3
33-7	普理灵9/0W2780	根	PLL9/0W2	129.33
33-7	爱惜康不可吸收缝线 2 W4843	根	AXKBKXSF	109.5
33-7	龙腾可吸收性外科缝线1-0线长2cm	根	LTKXSXWK	19
33-7	龙腾可吸收性外科缝线2-0线长2cm	根	LTKXSXWK	19
33-7	龙腾可吸收性外科缝线3-0线长2cm	根	LTKXSXWK	19
33-7	龙腾可吸收性外科缝线4-0线长2cm	根	LTKXSXWK	19
33-7	柯惠非吸收性缝线6-0 SP5695G	根	KHFXSFX	63
33-7	柯惠可吸收缝合线3-0 VLOCL0024	根	KHKXSFX	800
33-7	强生可吸收性缝线 6-0 PDP149H	根	QSKXSFX	166
33-7	强生非吸收性缝线带针3/0 W570	根	QSFXSFX	6.99
33-7	强生丝线编织非吸收性缝线带针4/0# 带	根	QSSXBZ	8.72
33-7	德益达美非吸收性外科缝线M2长度L1000mm	件	DYDMFXSX	265
33-7	强生可吸收性缝线 3/0 SXMD2B402	根	QSKXSFX	504.6
33-9	博海一次性使用解剖器JPD BL-B-1	把	BHYCXSJ	1360
33-9	博海一次性使用解剖器JPD PQ-J-1	把	BHYCXSJ	1360
33-9	博海一次性使用解剖器JPD PQ-L-1	把	BHYCXSJ	1360

33-9	华安可止血消融电极 RH-II-10	把	HAKZXXRD	2300
33-9	华安可止血消融电极 RH-II-17	把	HAKZXXRD	2500
33-a	手术中胆道镜加收	次	SSZDJJS	600
33-a	手术中输尿管镜加收	次	SSZSNGJJ	600
33-a	手术中等离子电切镜加收	次	SSZDLZDQ	600
33-a	手术中椎间盘镜、皮肾镜加收	次	SSZZJPJ	600
33-a	手术中胸腔镜、腹腔镜、颅内镜加收	次	SSZXQJ	600
33-b	手术中关节镜、宫腔镜、鼻窦镜、膀胱镜、	次	SSZGJJ	300
33-b	手术中超声吸引刀、氩气刀加收	次	SSZCSXYD	300
33-b	手术中宫腔电切镜、鼻内镜加收	次	SSZGQDQJ	300
33-b	手术中氩气刀加收	次	SSZYQDJS	300
33-b	胸腔镜、腹腔镜等加收	次	XQJ QJD	300
33-b	手术中电子显微镜加收	次	SSZDZXWJ	300
33-c	神经导航系统及定位加收	次	SJDHXTJD	1200
33-d	超声切割止血刀加收	时	CSQGZXDJ	1040
33-e	手术中电钻、电锯、洗钻加收	次	SSZDZJ	100
33-f	使用螺旋水刀加收	次	SYLXSDJS	855
33-I	微创手术加收	次	WCSSJS	200
33-I-1	微创手术加收	次	WCSSJS	400
33-I-2	微创手术加收	次	WCSSJS	600
33-I-3	微创手术加收	次	WCSSJS	800
33-I-4	微创手术加收	次	WCSSJS	1000
33-i-5	微创手术加收	次	WCSSJS	1200
33-I-6	微创手术加收	次	WCSSJS	1400
33-k	内窥镜手术器械控制系统加收	次	NKJSSQXK	26000
33-k	内窥镜手术器械控制系统加收	次	NKJSSQXK	31000
33-k	内窥镜手术器械控制系统加收	次	NKJSSQXK	35000
33-n	齿科微动力系统加收	每次	CKWDLXTJ	170
33-n	齿科微动力系统加收(超声骨刀-牙周)	每次	CKWDLXTJ	800
33-n	齿科微动力系统加收(超声骨刀-牙槽骨修整)	每牙	CKWDLXTJ	500
33-n	齿科微动力系统加收(超声骨刀-阻生牙)	每牙	CKWDLXTJ	800

33-n	齿科微动力系统加收(超声骨刀-复杂牙)	每牙	CKWDLXTJ	500
33-p	双极超声双输出辅助操作加收	小	SJCSSSCF	237
33-P-1	安和一次性刀具AH-631-S	把	AHYCXD	2100
33-p-1	强生超声刀/短/HARH23-M	把	QSCSD/D/	2350
33-p-1	安和超声刀/短AH-631-S	把	AHCSD/DA	690
33-p-1	安和超声刀/长AH-631-L	把	AHCSD/CA	690
33-p-1	强生超声刀头HARH45	个	QSCSDTHA	2350
33-p-1	安和超声手术刀系统-换能器AH-616	根	AHCSSSDX	12950
33-p-1	安速康一次性使用超声刀头ASK-DY36	把	ASKYCXSY	2652
33-p-1	强生超声刀/长/HARH36-L	把	QSCSD/C/	2350
33-P-1	以诺康超声刀/长/SG35	把	YNKCSD/C	1889.9
33-P-1	以诺康超声刀/短/SG22	把	YNKCSD/D	1889.9
33-P-1	以诺康超声刀/甲乳/SS9	把	YNKCSD/J	1802.6
33-p-1	瑞克斯超声刀头 HPS36P	把	RKSCSDT	1794
33-p-1	瑞克斯超声刀头 HPS23P	把	RKSCSDT	1794
33-p-1	瑞克斯超声刀头 HPS14P	把	RKSCSDT	1794
33-p-1	瑞克斯超声刀头 HPS9B	把	RKSCSDT	1794
33-p-1	瑞克斯超声刀头 HPS45XN	把	RKSCSDT	2080
33-P-1	以诺康超声刀/甲乳/SS9	把	YNKCSD/J	1802.6
33-P-1	以诺康超声刀/短/SG22	把	YNKCSD/D	1889.9
33-P-1	以诺康超声刀/长/SG35	把	YNKCSD/C	1889.9
33-s	高清3D腹腔镜加收	次	GQ3DFQJJ	1000
33-u	术中荧光影像定位(示踪)	次	SZYGXDW	1600
340100001	红外线治疗	次	HWXZL	8.5
340100001-a	高光功率光子治疗(5分钟)	单	GGGLGZZL	18
340100002	红蓝光	次	HLG	60
340100002	可见光治疗	每照	KJGZL	7.7
340100003	偏振光照射	每照	PZGZS	8
340100004	紫外线治疗	每个	ZWXZL	12

340100005	激光疗法	每照	JGLF	15
340100006	光敏疗法	每照	GMLF	12
340100007	电诊断	每块	DZD	15
340100008	直流电治疗	每部	ZLDZL	12
340100008	离子导入	部	LZDR	100
340100009	神经肌肉电刺激治疗	部	SJJRDCJZ	14
340100009	功能性电刺激治疗	部	GNXDCJZL	14
340100009	低频脉冲电治疗	每部	DPMCDZ	14
340100009-a	低周波治疗（30分钟）	次	DZBZL(30	15
340100010	干扰电治疗	部	GRDZL	13
340100010	中频脉冲电治疗	每部	ZPMCDZ	13
340100010	动态干扰电治疗	部	DTGRDZL	13
340100010	立体动态干扰电治疗	部	LTDTEGRDZ	13
340100011	共鸣火花治疗	每5	GMHHZL	5
340100012	超短波短波治疗	部	CDBDBZ	14
340100013	微波治疗	每部	WBZL	15
340100014	射频电疗	次	SPDL	40
340100015	静电治疗	每	JDZL	20
340100017	超声波治疗	每	CSBZL	10
340100017	超声波治疗	5	CSBZL	10
340100017	超声药物透入	5	CSYWTR	10
340100017-a	超声波治疗(联合治疗加收)	每5	CSBZLL	5
340100018	电子生物反馈疗法（儿）	次	DZSWFKLF	20
340100018	电子生物及反馈（皮肤）	次	DZSWJFK（	20
340100018	电子生物反馈疗法	次	DZSWFKLF	20
340100019	磁疗	每2	CL	8
340100019	烧伤治疗仪	时	SSZLY	8
340100020	水疗	每2	SL	15
340100021	蜡疗	每部	LL	8
340100023	牵引	次	QY	39
340100023	悬吊治疗	次	XDZL	39
340100024	气压治疗	每部	QYZL	8
340100024-1	好士德抗血栓梯度压力带小号 II级/短筒	对	HSDKXSTD	286.08

340100024-1	好士德抗血栓梯度压力带中号 II级/短筒	对	HSDKXSTD	286.08
340100024-1	好士德抗血栓梯度压力带大号 II级/短筒	对	HSDKXSTD	286.08
340100024-1	好士德抗血栓梯度压力带加大号 II级/短筒	对	HSDKXSTD	286.08
340100024-1	好士德抗血栓梯度压力带小号 II级/长筒	对	HSDKXSTD	343.68
340100024-1	好士德抗血栓梯度压力带中号 II级/长筒	对	HSDKXSTD	343.68
340100024-1	好士德抗血栓梯度压力带大号 II级/长筒	对	HSDKXSTD	343.68
340100024-1	好士德抗血栓梯度压力带加大号 II级/长筒	对	HSDKXSTD	343.68
340100024-1	好士德抗血栓梯度压力带小号 I级/短筒	对	HSDKXSTD	190.08
340100024-1	好士德抗血栓梯度压力带中号 I级/短筒	对	HSDKXSTD	190.08
340100024-1	好士德抗血栓梯度压力带大号 I级/短筒	对	HSDKXSTD	190.08
340100024-1	好士德抗血栓梯度压力带加大号 I级/短筒	对	HSDKXSTD	190.08
340100024-1	好士德抗血栓梯度压力带小号 I级/长筒	对	HSDKXSTD	238.08
340100024-1	好士德抗血栓梯度压力带中号 I级/长筒	对	HSDKXSTD	238.08
340100024-1	好士德抗血栓梯度压力带大号 I级/长筒	对	HSDKXSTD	238.08
340100024-1	好士德抗血栓梯度压力带加大号 I级/长筒	对	HSDKXSTD	238.08
340100024-1	康蒂思抗血栓压力带小号	双	KDSKXS	210
340100024-1	康蒂思抗血栓压力带大号	双	KDSKXS	210
340100024-1	康蒂思抗血栓压力带中号	双	KDSKXSYL	210
340100025	冷疗	每部	LL	5
340100026	电按摩	次	DAM	8
340100026	产后（肩颈、腰背）疼痛舒缓	次	CH(JJ B	150
340100027	场效应治疗	每部	CXYZL	5
340100028	多频振动治疗	次	DPZDZL	40
340100030	产后盆底肌康复训练	次	CHPDJKFX	200
340100030	阴部/盆底肌磁刺激治疗	次	YB/PDJCC	120
340200001	徒手平衡功能检查	次	TSPHGN	20
340200002	仪器平衡功能评定	次	YQPHGN	39
340200003	日常生活能力评定	次	RCSHNL	22
340200004	等速肌力测定	每关	DSJLCD	26

340200005	手功能评定	次	SGNPD	22
340200006	疲劳度测定	次	PLDCD	13
340200007	步态分析检查	次	BTFXJC	13
340200007-a	步行表面肌电分析	次	BXBMJDFX	330
340200007-b	步行动力学分析	次	BXDLXFX	256
340200007-c	步行能量消耗分析	次	BXNLXHFX	320
340200008	言语能力评定	次	YYNLPD	13
340200008	音叉检查	次	YCJC	2
340200009	失语症检查	次	SYZJC	26
340200010	口吃检查	次	KCJC	13
340200011	吞咽功能障碍评定	次	TYGNZA	26
340200012	认知知觉功能检查	次	RZZJGN	13
340200013	记忆力评定	次	JYLPD	13
340200014	失认失用评定	次	SRSYPD	22
340200015	职业能力评定	次	ZYNLPD	13
340200016	记忆广度检查	次	JYGDJC	13
340200017	心功能康复评定	次	XGNKFP	52
340200018	肺功能康复评定	次	FGNKFP	52
340200018-1	自动加水加湿器VHC-20	套	ZDJSJSQV	66.3
340200018-1	健泽深呼吸训练器1200ml	个	JZSHXXLQ	179.55
340200019	人体残伤测定	次	RTCSCD	13
340200020	运动疗法（康复医学科）	次	YDLF(KFY	18
340200020	运动疗法	次	YDLF	18
340200020	关节活动度检查	单	GJHDDJC	18
340200020	全身肌力训练	45	QSJLXL	18
340200020	徒手体操	45	TSTC	18
340200020	各关节活动度训练	45	GGJHDDXL	18
340200020	步态平衡功能训练	45	BTPHGNXL	18
340200021	减重支持系统训练	次	JZZCXT	50
340200022	轮椅功能训练	次	LYGNXL	22
340200023	电动起立床训练	每4	DDQLCX	22
340200024	平衡功能训练	次	PHGNXL	15
340200025	手功能训练	次	SGNXL	35
340200025-1	盆底肌治疗头	个	PDJZLT	304.5
340200026	关节松动训练（康复医学科）	次	GJSDXL(K	59
340200026	关节松动训练	次	GJSDXL	59
340200027	有氧训练	次	YYXL	26
340200028	文体训练	次	WTXL	13
340200029	引导式教育训练	次	YDSJYX	13
340200030	等速肌力训练	次	DSJLXL	20
340200031	作业疗法	次	ZYLF	26
340200032	职业功能训练	次	ZYGNXL	35
340200033	口吃训练	次	KCXL	20

340200034	言语训练	次	YYXL	35
340200035	儿童听力障碍语言训练	次	ETTLZA	33
340200036	构音障碍训练	次	GYZAXL	13
340200037	吞咽功能障碍训练（康复医学科）	次	TYGNZAXL	25
340200037	吞咽功能障碍训练	次	TYGNZAXL	25
340200038	认知知觉功能障碍训练	次	RZZJGN	18
340200039	社区康复测查	次	SQKFCC	10
340200040	偏瘫肢体综合训练	次	PTZTZH	92
340200041	脑瘫肢体综合训练	次	NTZTZH	96
340200042	截瘫肢体综合训练	次	JTZTZH	72
340200045	健康状况评定	次	JKZKPD	390
340200045-a	营养状况评定	次	YYZKPD	70
340200045-b	营养风险筛查	次	YYFXSC	15
340200047-a	全身脂肪分布检测	次	QSZFFBJC	52
340200047-b	双下肢肌力检测	项	SXZJLJC	13
340200047-c	下肢肌肉分布检测	项	XZJRFBJC	13
340200047-e	膝关节活动范围检查	项	XGJHDFWJ	13
340200047-f	下肢肌力均衡性检测	项	XZJLJHXJ	13
340200048	孕前准备与指导	次	YQZBYZD	78
340200049	下肢康复机器人训练	次	XZKFJQRX	183
340200056	吞咽障碍仪器治疗	次	TYZAYQZL	120
340200057	运动医学指导	次	YDYXZD	120
340200058	四肢瘫肢体综合训练	每	SZTZZTHX	100
340200059	本体感觉神经肌肉促进训练	每	BTGJSJJR	80
340200060	博巴斯训练	每	BBSXL	80
340200061	布伦斯特伦训练	每	BLSTLXL	80
340200062	感觉功能检查	次	GJGNJC	60
340200063	主被动仪器训练	次	ZBDYQXL	80
340200064	呼吸训练	次	HXXL	80
360100001	星状神经节氙气照射	侧	XZSJJXQZ	50
360100002	直线偏振光照射	部	ZXPZGZS	50
360100003	经皮植物神经（丛、节、链）阻滞	次	JPZWSJ(C	600
360100004	经皮植物神经（丛、节、链）毁损	次	JPZWSJ(C	1400
360100005	经皮颅神经阻滞	次	JPLSJZZ	400
360100006	经皮颅神经阻滞和化学毁损术	次	JPLSJZZH	1200
360100007	经皮颅神经射频热凝术	次	JPLSJSPR	1400

360100008	经皮脊椎背角化学毁损术	次	JPJZBJHX	1400
360100010	经皮脊椎背脚和传导束射频毁损术	次	JPJZBJHC	1600
360100010	大关节腔内穿刺注射	每	DGJQNCCZ	100
360100011	经皮髋髌关节腔内穿刺注射	次	JPDQGJQN	300
360100012	经皮髌关节腔内穿刺注射	次	JPKGJQNC	500
360100013	微小关节内注射	次	WXGJNZS	60
360100014	经皮骨骼肌附着点松懈术	次	JPGGJFZD	800
360100015	神经肌肉节点阻滞	点	SJJRJZZ	40
360100016	经皮深部神经肌肉节点阻滞	次	JPSBSJJR	800
360100017	经皮椎间盘激光（射频、臭氧减压	每	JPZJPJG（	1200
360100017	臭氧注射治疗	次	CYZSZL	100
360100017-1	柯惠单束射频电极包2530	个	KHDSSP	12000
360100018	经皮椎间盘成形术	每	JPZJPCXS	1500
360100018	经皮椎间盘射频髓核成形术	每	JPZJPSPS	1500
360100019	神经电刺激器引导下神经阻滞	支	SJDCJQYD	100
360100020	神经电刺激器引导下神经丛阻滞	丛	SJDCJQYD	200
360100020-1	华星骨穿刺包16#	包	HXGCCB16	26
360100020-1	恒润泰神经刺激阻滞针及套包-174/22	根	HRTSJJC	190
360100021	超声引导下神经阻滞	支	CSYDXSJZ	200
360100022	超声引导下神经丛阻滞	丛	CSYDXSJC	500
360100023	自控镇痛	天	ZKZT	50
360100024	鞘内靶控（程控）药物灌注系统植	次	QNBK（CK）	7000
360100024-1	一次性使用电子控制镇痛泵	个	YCXYDZK	120
360100024-2	药物灌注系统-再灌注组件	件	YWGZXT-Z	500
360100024-2	美敦力药物灌注系统-导管入口组件	件	MDLYWGZX	390
360100024-3	美敦力鞘内导管8731SC	件	MDLQND	11227
360100024-4	皓齿登牙齿美白胶PF甜瓜味	套	HCDYCM	398
360100024-5	美敦力导管皮下隧道8591-60	件	MDLDGP	2400
360100024-5	导管皮下隧道工具	件	DGPXSDGJ	2180

360100024-a	鞘内靶控（程控）药物灌注泵重灌	次	QNBK(CK)	300
360100024-b	鞘内靶控（程控）药物灌注泵调控	次	QNBK(CK)	200
360100024-c	鞘内靶控（程控）药物灌注系统取	次	QNBK(CK)	1000
360100024-d	鞘内靶控（程控）药物灌注泵更换	次	QNBK(CK)	2000
360100025-5	品驰植入式骶神经电刺激导线L331-28	套	PCZRSDSJ	10500
360100025-5	品驰患者程控仪C732	套	PCHZCKYC	10200
360100025-5	品驰植入式骶神经刺激器套件G131	套	PCZRSDSJ	105000
360100025-5	品驰患者程控仪C733	套	PCHZCKYC	15000
360100025-5	植入式神经刺激系统	件	ZRSSJCJX	110000
360100025-6	患者程控仪37746	件	HZCKY377	23000
360100025-a	脊髓神经电刺激电极植入	次	JSSJDCJD	5000
360100025-b	外周神经电刺激电极植入术	次	WZSJDCJD	5000
360100025-c	神经电刺激刺激器植入术	侧	SJDCJCJQ	2000
360100025-d	神经电刺激电极取出术	侧	SJDCJDJQ	1000
360100025-e	神经电刺激器更换术	侧	SJDCJQGH	2000
360100025-f	神经刺激器功能分析和随访	次	SJCJQGNF	200
360100026	硬膜外药物输注通道植入术	次	YMWYWSZT	1200
360100026-a	硬膜外注药囊注药	次	YMWZYNZY	30
360100026-b	硬膜外药物输注通道取出术	次	YMWYWSZT	400
360100029	冲击波疼痛治疗	次	CJBTTZL	81
360100030-1	润强加强硬膜外导管1 ft-bc	个	RQJQYM	220
360100030-1	硬膜外导管/润强加强MT-BC	个	YMWDG/RQ	220
360100030-a	椎间孔外口松懈加收	每	ZJKWKSXJ	470
410000001	贴敷疗法（中医专用）	每个	TFLF(ZYZ)	18
410000002	中药化腐清创术	每个	ZYHFQC	26
410000003	中药涂擦治疗	1	ZYTCZL	17
410000003-a	中药涂擦治疗（≥全身体表面积10%）	次	ZYTCZL	26

410000004	中药热奄包治疗	每个	ZYRYBZ	17
410000005	中药封包治疗	每个	ZYFBZL	24
410000006	中药熏洗治疗（局部）	局部	ZYXXZL(J	41
410000006-a	中药熏洗治疗（半身）	半身	ZYXXZL(B	51
410000006-b	中药熏洗治疗（全身）	全身	ZYXXZL(Q	72
410000007	中药蒸汽浴治疗	次	ZYZQYZ	51
410000007-a	中药蒸汽浴治疗加收	次	ZYZQYZLJ	8
410000008	中药塌渍治疗	10	ZYTZZL	17
410000008-a	中药塌渍治疗(≥全身体表面积10%)	次	ZYTZZL	34
410000009	中药熏药治疗	次	ZYXYZL	52
410000009	中药熏药治疗（康复科）	次	ZYXYZL(K	52
410000010	赘生物中药腐蚀治疗	每个	ZSWZYF	13
410000011	挑治	次	TZ	28
410000012	割治	次	GZ	34
420000001	骨折手法整复术	次	GZSFZF	210
420000002	骨折撬拨复位术	次	GZQBFW	364
420000003	骨折经皮钳夹复位术	次	GZJPQJ	364
420000004	骨折闭合复位经皮穿刺（钉）内固定术	次	GZBHFW	490
420000004-a	骨折闭合复位经皮穿刺（钉）内固定术	次	GZBHFW	630
420000005	关节脱位手法整复术	次	GJTWSF	126
420000005-a	关节脱位手法整复术（髋关节脱位）	次	GJTWSFZF	252
420000005-b	关节脱位手法整复术（下颌、指趾间脱位）	次	GJTWSFZF	63
420000006	骨折外固定架固定术	次	GZWGDJ	273
420000007	骨折夹板外固定术	次	GZJBWG	182
420000007-1	同益骨折固定上肢大夹板TYK-01	个	TYGZGDSZ	45
420000007-1	同益骨折固定下肢大夹板TYK-02	个	TYGZGDxz	70
420000007-1	同益骨折固定下肢连胯大夹板TYK-03 M左	个	TYGZGDxz	80
420000007-1	同益骨折固定下肢连胯大夹板TYK-03 M右	个	TYGZGDxz	80
420000007-1	同益双槽指骨夹板L	个	TYSCZGJB	15.8
420000007-1	同益双槽指骨夹板M	个	TYSCZGJB	15.8
420000007-1	华埠石膏绷带15X460CM	卷	HBSGBD	4.48
420000007-1	华埠石膏绷带10X460CM	卷	HBSGBD	4.48
420000007-1	荣祥红色打样膏	盒	RXHSDY	50.91
420000007-a	手指骨折夹板外固定术	次	SZGZJBWG	55

420000008	关节错缝术	次	GJCF5	78
420000009	麻醉下腰椎间盘突出症大手法治疗	次	MZXYZJ	700
420000010	外固定架使用	日	WGDJSY	9
420000011	关节粘连传统松解术	次	GJZLCT	185
420000012	外固定调整术（包架板含整复固调	次	WGDDZS(B	210
420000013	中医定向透药疗法	个	ZYDXTYLF	46
420000014	外固定架拆除术（含器械使用）	次	WGDJCCS(	70
430000001	普通针刺	次	PTZC	32
430000001-1	佳健针灸针0.25*25	支	JJZJZ0	0.18
430000001-1	佳健针灸针0.25*40	支	JJZJZ0	0.18
430000001-1	佳健针灸针0.25*75	支	JJZJZ0.2	0.18
430000001-1	苏州医疗针灸针0.25*25mm	支	SZYLZJZ0	0.13
430000001-1	苏州医疗针灸针0.25*75mm	支	SZYLZJZ0	0.13
430000001-1	苏州医疗针灸针0.25*40mm	支	SZYLZJZ0	0.13
430000001-1	一次性针灸针	根	YCXZJZ	0.14
430000002	温针	次	WZ	39
430000003	手指点穴	次	SZDX	21
430000003	手指点穴（中医科）	次	SZDX(ZYK	21
430000004	镞针	每个	CZ	10
430000005	微针针刺	次	WZZC	32
430000005-1	清铃揲针0.20X0.6mm	支	QLQZ0.20	14.98
430000005-1	清铃揲针0.20X1.2mm	支	QLQZ0.20	14.98
430000005-1	清铃揲针0.20X0.9mm	支	QLQZ0.20	14.98
430000006	锋钩针	次	FGZ	21
430000007	头皮针	次	TPZ	35
430000008	眼针	次	YZ	35
430000009	梅花针	次	MHZ	21
430000010	火针	次	HZ	23
430000011	埋针治疗（揲针）	每个	MZZL(QZ)	16
430000011	穴位埋线	位	XWMX	16
430000012	耳针	单耳	EZ	24
430000012	穿耳孔	侧	CEK*	100
430000013	芒针	次	MZ	21
430000014	针刺运动疗法	次	ZCYDLF	39
430000015	针刺麻醉	次	ZCMZ	59
430000016	电针	次	DZ	24
43000001604	包括普通电针、电热针灸、电冷针灸	次	BKPTDZ	15

430000017	浮针	一个	FZ	21
430000018	微波针	次	WBZ	21
430000019	激光针	次	JGZ	21
430000020	磁热疗法	次	CRLF	21
430000021	放血疗法	每个	FXLF	21
430000022	穴位注射	二个	XWZS	20
430000023	穴位贴敷治疗	每个	XWTFZL	12
430000024	子午流注开穴法	次	ZWLZKX	39
430000025	经络穴位测评疗法	次	JLXWCP	20
430000030	皮内针治疗	部	PNZZL	15
430000031	浮针经皮松解术	次	FZJPSJS	300
430000032	滚针	次	GZ	80
440000001	灸法	次	JF	20
440000002	隔物灸法	次	GWJF	24
440000003	灯火灸	次	DHJ	20
440000004	拔罐疗法	3罐	BGLF	21
440000004	拔罐疗法（康复医学科）	3罐	BGLF(KFY	21
440000005	药物罐	单罐	YWG	20
44000000501	水罐	单罐	SG	15
440000006	游走罐（中医科）	次	YZG(ZYK)	23
440000006	游走罐	次	YZG	23
440000007	督灸	次	DJ	66
440000008	雷火灸	部	LHJ	66
440000009	固原灸	次	GYJ	120
440000010	平衡火罐	次	PHHG	50
440000011	中药蜡疗	部	ZYLL	30
450000001	落枕推拿治疗	次	LZTNZL	36
450000002	颈椎病推拿治疗	次	JZBTNz	55
450000003	肩周炎推拿治疗	次	JZYTnz	46
450000004	网球肘推拿治疗	次	WQZTNz	46
450000005	急性腰扭伤推拿治疗	次	JXYNST	46
450000006	腰椎间盘突出推拿治疗	次	YZJPTC	82
450000007	膝关节骨性关节炎推拿治疗	次	XGJGXG	46
450000008	内科疾病推拿治疗（康复科）	次	NKJBTNZL	64
450000008-a	内科疾病推拿治疗(超过10分钟加收)	次	NKJBTN	27
450000009	其他推拿治疗(每次20分钟)	次	QTTNZL	55
450000009-a	推拿治疗(超过10分钟后加收)	次	TNZLCG	27
450000010	小儿捏脊治疗	次	XENJZL	32
450000011	药棒穴位按摩治疗	三个	YBXWAM	27
450000012	脊柱小关节紊乱推拿治疗	部	JZXGJWLT	47

450000015	整脊治疗	次	ZJZL	98
460000001	直肠脱出复位治疗	次	ZCTCFW	98
460000001-a	直肠脱出复位治疗(三度直肠脱垂加收)	次	ZCTCFW	50
460000002	直肠周围硬化剂注射治疗	次	ZCZWH	68
460000003	内痔硬化剂注射治疗(枯痔治疗)	每个	NZYHJZ	26
460000004	高位复杂肛瘘挂线治疗	次	GWZGL	715
460000005	血栓性外痔切除术	次	XSXWZQ	195
460000006	环状混合痔切除术	次	HZHHZQ	650
460000007	混合痔外剥内扎术	次	HHZBN	390
460000008	肛周脓肿一次性根治术	次	GZNZYC	338
460000009	肛外括约肌折叠术	次	GWKYJZ	650
460000010	直肠前突修补术	次	ZCQTXB	650
460000011	肛瘘封堵术	次	GLFDS	338
460000015	人工扩肛治疗	次	RGKGZL	44
470000001	白内障针拨术	单眼	BNZZBS	338
470000002	白内障针拨吸出术	单眼	BNZZBX	338
470000003	白内障针拨套出术	单眼	BNZZBT	338
470000004	眼结膜囊穴位注射	单眼	YJMNW	34
470000005	小针刀治疗	每个	XZDZL	78
470000006	红皮病清消术	次	HPBQXS	34
470000007	扁桃体烙法治疗	次	BTTLFZ	130
470000008	药线引流治疗	3公	YXYLZL	20
470000009	耳咽中药吹粉治疗	次	EYZYCF	10
470000009	耳烛	次	EZ	200
470000010	中药硬膏热贴敷治疗	次	ZYYGRT	15
470000011	中药直肠滴入治疗	次	ZYZCDR	20
470000012	刮痧治疗	每个	GSZL	22
470000013	烫熨治疗	每个	TYZL	23
470000014	医疗气功治疗	次	YLQGZL	13
470000015	体表瘰管切开搔爬术	次	TBLGQK	104
470000016	足底反射治疗	次	ZDFSZL	30
480000001	辩证施膳指导	次	BZSSZD	10
480000002	脉图诊断	次	MTZD	6
480000003	中药特殊调配	次	ZYTSDP	2
480000003-a	中医保健配方、膏药配置费	次	ZYBJPF	320
480000004	人工煎药(门诊)	副	RGJYMZ	1
480000004-1	人工煎药(住院)	副	RGJYZY	1
480000005	煎药机煎药	2袋	JYJJY	3
480000005-1	煎药机煎药(住院)	2袋	JYJJYZ	3
480000008-a	中药片剂临方加工	次	ZYPJLFJG	320

480000008-c	中药水丸临方加工	次	ZYSWLFJG	20
480000008-d	中药水丸临方加工加收	次	ZYSWLFJG	1
700400002	非药物性分娩镇痛	次	FYW XFMT	800
700400006	宫颈癌筛查	次	GJASC	260
905120002	伤口处置	次	SKCZ	5
905120008	擦浴	次	CY	30
905140002	婴儿奶喂养	次	YENWY	3
905140006	病历复印费	张	BLFYF	0.5
905140007	保险公司调阅病案费	份	BXGSDYBA	100
905310003	肠镜检查清洁处置	次	CJJJCQJCZ	25
905310004	胃镜止痛除泡处置	次	WJZTCPCZ	60
905310012	屈光综合检查	双	QGZHJC	98
905310013	眼科生物参数测量	双	YKSWSSCL	108
905310014	眼部美容拆线	次	YBMRCX	180
905310014	特需服务（AI肺结节辅助诊断）	次	TXFW(AIF	90
L340200045-a	营养风险筛查(限新型冠状病毒住院患者使用)	次	YYFXSC(X	10
无	白内障乳化术（吴江）	例	BNZRHS(W	3800